

Version : November 2021

SELECT

PROFCARE



Classification

It is a class I device by Rule 1 of the European Medical Device Regulations 2017/745.

Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745
Basic UDI: 5703543U1014LB



Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact:

SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com • (+45) 43 96 96 66 • select@select.dk

UK

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Intended use:

The PROF CARE Elastic Bandage II is intended to be used as support and relief for ankle sprains and distortions. Compression and support of muscles and joints. It is for use on the skin only. Duration of use should not exceed 3-4 hours.

PROFCARE Elastic Bandage II consists of a beige wrap knit elastic fabric, which can be stretched approx. 180%.

The bandages can be washed at 40 degrees Celsius. Comes with 2 fastening clips.

After repeated use, the binding loses some of its elasticity and supportive effect. When washed, the binding becomes resilient again. Do not wear the bandage at night.

Warnings and contraindications:

Do not use the bandage if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients. Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken skin
- Do not stick on the wound directly
- the user Duration of use should not exceed 3-4 hours

Warnings:

Do not apply too tight

Do not use if the user has known allergies to rubber. Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew. Consult your Health Care Provider if you experience any reaction. Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light

Profcare Elastic Bandage II consists of:

- Fabric Material: 70% Polyester, 30 Natural rubber
- Metal clips: 78% aluminium, 12% rubber, 10% polyester

DK

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Tilsigted brug:

PROFCARE Elastic Bandage II er beregnet til at blive anvendt som støtte og aflastning ved forstuvninger og forvridninger af anklener. Kompression og støtte af muskler og led. Den er kun beregnet til brug på huden. Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

PROFCARE-kompressionsbandage II består af et beige, elastisk strikstoff, der kan strækkes ca. 180 %.

Bandagerne kan vaskes ved 40 °C. Leveres med 2 fastgørelsesclips.

Efter gentagen brug mister bandagen noget af sin elasticitet og støtteeffekt. Efter vask bliver bandagen elastisk igen. Undlad at bruge bandagen om natten.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke bandagen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
- klæb ikke direkte på såret
- må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler:

Må ikke påføres for stramt

Anvendes ikke, hvis brugeren har kendte allergier over for gummi

Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.

Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner

Må ikke opbevares under forhold over 25 °C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys

PROFCARE Elastic Bandage II består af:

- Stofmateriale: 70 % polyester, 30 % naturgummi
- Metalclips: 78 % aluminium, 12 % gummi, 10 % polyester

DE

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Verwendungszweck:

Die PROF CARE Elastic Bandage II dient zur Unterstützung und Linderung von Verstauchungen und Verzerrungen des Knöchels. Druck und Unterstützung des Muskels und der Gelenke.

Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.

Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

PROFCARE Elastic Bandage II besteht aus einer beigefarbenen elastischen Strickbinde, die um ca. 180 % gedehnt werden kann.

Die Binden können bei 40 °C gewaschen werden.

Inkl. 2 Befestigungsclips.

Nach wiederholtem Gebrauch verliert die Binde etwas an Elastizität und unterstützender Wirkung. Nach dem Waschen ist die Binde wieder belastbar.

Die Binde nicht nachts tragen.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie die Binde nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.

Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat.

Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

Nicht über 25 °C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

Profcare Elastic Bandage II besteht aus:

- Gewebe: 70 % Polyester, 30 % Naturkautschuk
- Metallclips: 78 % Aluminium, 12 % Kautschuk, 10 % Polyester

SE

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Avesedd användning:

PROFCARE Elastic Bandage II är avsett att användas som stöd och avlastning vid vrickningar och stukningar i fotleden. Kompression och stöd för muskler och leder. Den ska endast användas på huden.

Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

PROFCARE Elastic Bandage II består av ett beige omlottstickat elastiskt tyg som kan sträckas ut ungefär 180 %.

Bandaget kan tvättas i 40 grader. Levereras med 2 fästklämmor.

Vid upprepad användning förlorar bandaget en del av elasticiteten och den stödjande effekten. Efter tvättning får bandaget tillbaka sin elasticitet. Använd inte bandaget på natten.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte bandaget om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
- applicera inte direkt mot ett sår
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar

Varningar:

Applicera inte för hårt

Använd inte om användaren är allergisk mot gummi

Använd inte tejp eller förpackningen är skadad eller har påverkat av fukt och mögel.

Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion

Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus

Profcare Elastic Bandage II består av:

- Tyg: 70 % polyester, 30 % naturgummi
- Metallklämmor: 78 % aluminium, 12 % gummi, 10 % polyester

NO

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Bruksområde:

PROFCARE Elastic Bandage II er ment til bruk som støtte og lindring ved forstuinger og overtrækk i ankelen. Kompresjon og støtte av muskler og ledd.

Kun til bruk på huden.

Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.

PROFCARE Elastic Bandage II består av et beige elastisk omslagsstoff som kan strekkes ca. 180%.

Bandasjene kan vaskes på 40 grader celsius.

Leveres med 2 festeklips.

Etter gjentatt bruk mister bandasjen noe av sin elastisitet og støtteeffekt. Bindingen blir elastisk igjen når den vaskes.

Ikke bruk bandasjen om natten.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk bandasjen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene. Kontraindikasjoner:

Bruk av produktet er kontraindisert når:

- huden er sprukket hud
- Ikke fest direkte på såret
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer

Advarsel:

Påføres ikke for stramt

Ikke bruk den hvis brukeren har kjent allergi mot gummi

Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.

Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon

Må ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys

Profcare Elastic Bandage II består av:

- Stoffmateriale: 70 % polyester, 30 naturgummi
- Metallclips: 78 % aluminium, 12 % gummi, 10 % polyester

FIN

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Käyttötarkoitus:

PROFCARE Elastic Bandage II -sidos on tarkoitettu tukemaan ja helpottamaan nilkkojen nyrjähdysten ja väntymien syntymistä. Antaa kompressiota ja tukea lihaksille ja nivelleille. Käytä vain iholla.

Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

PROFCARE Elastic Bandage II koostuu beigeistä kietaisavasta, joustavasta kuduskan-kaasta, jota voidaan venyttää noin 180 %.

Siteet voidaan pestä 40 asteessa.

Mukana 2 kiinnikettä.

Toistuvan käytön jälkeen sidos menettää jonkin kimmoisuuttaan ja tukeaan. Kun sidos on pesty, se muuttuu jälleen joustavaksi.

Älä käytä sidosta yöllä.

Varoitukset ja kiellot:

Älä käytä sidettä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen aineosalle.

Kiellot:

Tuotteen käyttöä ei suositella, jos

- jos iho on rikki
- Älä kiinnitä haavaan suoraan.
- Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

Varoitukset:

Älä vedä liian tiukalle.

Älä käytä, jos käyttäjän tiedetään olevan allerginen kumille.

Älä käytä teippiä, jos pakkaus on vaurioitunut tai jos siinä on kosteutta ja hometta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos tuote aiheuttaa reaktioita.

Älä säilytä yli 25 asteen lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna

Profcare Elastic Bandage II:n osat:

- kangas: 70 % polyesteriä, 30 luonnonkumia
- metallikiinnikkeet: 78 % alumiinia, 12 % kumia, 10 % polyesteriä.

FR

Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107

Usage prévu :

PROFCARE Elastic Bandage II est conçue pour soutenir et soulager les entorses et les déformations de la cheville. Pour le soutien et la compression des muscles et des articulations.

S'utilise exclusivement sur la peau.

Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

La bande élastique PROF CARE II est composée d'un tissu élastique en tricot de couleur beige, extensible à environ 180 %.

Les bandes peuvent être lavées à 40 degrés Celsius.

Livrée avec 2 clips de fixation.

Lorsqu'elle est très utilisée, la bande perd un peu de son élasticité et de son effet de contention. Une fois lavé, la bande redevient élastique.

Ne portez pas la bande pendant la nuit.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée
- Ne pas coller directement sur la plaie
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré

Ne pas utiliser si l'utilisateur est allergique au caoutchouc

Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.

En cas de réaction, consultez votre médecin.

Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière.

La bande élastique Profcare II est composée de :

- Matériau du tissu : 70 % polyester, 30 % caoutchouc naturel
- Clips métalliques : 78 % aluminium, 12 % caoutchouc, 10 % polyester

ES**Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107****Uso previsto:**

El vendaje elástico PROF CARE Elastic Bandage II está diseñado para utilizarse como soporte y alivio de esguinces y distorsiones de tobillo. Se utiliza para ofrecer compresión y apoyo a músculos y articulaciones.

Uso exclusivo sobre la piel.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

PROFCARE Elastic Bandage II consta de un tejido elástico de punto cruzado beige que se puede estirar aprox. 180 %.

Los vendajes se pueden lavar a 40 grados Celsius.

Viene con 2 clips de sujeción.

La venda pierde parte de su elasticidad y efecto de apoyo cuando se ha utilizado repetidamente. No obstante, esta se recupera tras el lavado.

No usar la venda por la noche.

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice el vendaje si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada

- La venda no debe pegarse directamente a la herida.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias:

No apretar excesivamente

No utilizar en caso de que el usuario tenga alergias conocidas al caucho

No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25 °C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

El vendaje elástico Profcare Elastic Bandage II consta de:

- Material del tejido: 70 % poliéster, 30 % caucho natural

- Clips metálicos: 78 % aluminio, 12 % caucho, 10 % poliéster

IT**Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107****Destinazione d'uso:**

La fascia elastica PROF CARE Elastic Bandage II è destinata all'uso come supporto e sollievo per distorsioni e slogature della caviglia. La fascia è utilizzata per la compressione e il supporto dei muscoli e delle articolazioni.

È destinata solamente all'uso sulla pelle.

La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

La fascia elastica PROF CARE Elastic Bandage II consiste in un tessuto elastico beige a maglia avvolgente, che può essere allungato di circa il 180%.

Le fasce possono essere lavate a 40 gradi Celsius.

Sono dotate di 2 clip di fissaggio.

Se utilizzata ripetutamente, la fascia perde parte della sua elasticità e della sua funzione di supporto. Dopo il lavaggio, la fascia recupera l'elasticità.

Non applicare la fascia durante la notte.

Avvertenze e controindicazioni:

Non utilizzare il bendaggio in caso di allergie o se si è sensibili ad alcuni degli ingredienti.

Controindicazioni:

Il prodotto non è indicato per l'uso se:

- la pelle presenta screpolature;

- non aderire direttamente alla ferita

- la durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

Avvertenze:

Non applicare in maniera troppo stretta

Non utilizzare se l'utente presenta allergie note alla gomma.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o se sono presenti umidità e muffa.

Consultare un medico se si dovessero manifestare reazioni o allergie.

Non conservare a temperature superiori ai 25 gradi Celsius. Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce del sole

La fascia elastica Profcare Elastic Bandage II è composta da:

- Tessuto: 70% poliestere, 30% gomma naturale

- Clip di metallo: 78% alluminio, 12% gomma, 10% poliestere

PT**Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107****Utilização a que se Destina:**

A Ligadura elástica PROF CARE II destina-se a ser utilizada como suporte e alívio para entorses e distorções do tornozelo. Compressão e suporte de músculos e articulações.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

A Ligadura elástica PROF CARE II é constituída por um tecido elástico de malha de trespasse, que pode ser esticado aproximadamente 180%.

As ligaduras podem ser lavadas a 40 graus Celsius.

Vem com 2 pinças de fixação.

Ao fim de repetidas utilizações, a ligadura perde um pouco da sua elasticidade e efeito de sustentação. Quando lavada, a ligadura torna-se novamente resiliente.

Não use a ligadura à noite.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a ligadura se tiver alergias ou for sensível a alguns dos ingredientes

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida

- Não aplique diretamente na ferida

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada

Não utilize se o utilizador tiver alergias conhecidas à borracha

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e calor.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz

A Ligadura elástica Profcare II é composta por:

- Material do tecido: 70% poliéster, 30 borracha natural

- Pinças metálicas: 78% alumínio, 12% borracha, 10% poliéster

PL**Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107****Przeznaczenie:**

PROFCARE Elastic Bandage II przeznaczony jest do stosowania jako podparcie i odciążenie skręceń i kontuzji stawu skokowego. Ucisłk oraz stabilizacja mięśni i stawów.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórze.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

PROFCARE Elastic Bandage II składa się z beżowej, elastycznej dzianiny, którą można rozciągnąć na około 180%.

Bandaże można prac w temperaturze 40°C.

W zestawie 2 klipsy mocujące.

Po wielokrotnym użyciu bandaż nieznacznie traci elastyczność i zdolność wspierania.

Podczas prania wiązanie znów staje się elastyczne.

Nie stosować bandaża do owijania na noc.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj bandaża, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skóry

- nie przyklejać bezpośrednio na ranę

- czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin

Ostrzeżenia:

Nie owijać zbyt mocno.

Nie używać, jeśli użytkownik ma alergię na gumę

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem

pierwszego kontaktu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym

opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

PROFCARE Elastic Bandage II składa się z:

- Tkanina: 70% poliester, 30 kauczuk naturalny

- Metalowe zaciski: 78% aluminium, 12% guma, 10% poliester

RU**Profcare Elastic Bandage II - Style no: 720092/720092/720107****Назначение:**

Эластичный бинт PROF CARE Elastic Bandage II предназначен для поддержки и снятия напряжения при растяжении и деформации голеностопного сустава. Для компрессии и поддержки мышц и суставов.

Предназначается для применения только на коже.

Длительность применения не должна превышать 3-4 часа.

Эластичный бинт PROF CARE Elastic Bandage II состоит из бежевого трикотажного эластичного полотна, которое можно растянуть приблизительно на 180 %.

Эластичные бинты можно стирать при температуре 40 градусов Цельсия.

Поставляется с 2 зажимами для крепления.

После многократного использования бинт частично теряет свою эластичность и подерживающий эффект. После стирки бинт восстанавливает эластичность.

Не накладывайте эластичную повязку на ночь.

Предупреждения и противопоказания:

Не используйте изделие, если у вас аллергия или имеется чувствительность к отдельным его компонентам

Противопоказания:

Противопоказания к использованию изделия:

- повреждения кожи

- не накладывайте изделие непосредственно на рану

- длительность использования не должна превышать 3-4 часа

Предупреждения:

Не накладывайте слишком туго

Откажитесь от применения, если у пользователя подтвержденная аллергия на каучуковый латекс

Не используйте изделие, если упаковка повреждена либо подверглась воздействию влаги или плесени.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если наблюдается какая-либо реакция

Не храните при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Храните в оригинальной

упаковке для защиты от солнечного света

Profcare Elastic Bandage II состоит из:

- Тканевый материал: 70 % полиэстер, 30 % натуральный каучук

- Металлические зажимы: 78 % алюминий, 12 % каучук, 10 % полиэстер

SELECT
PROFCARE 