

Version : November 2021

SELECT

PROFCARE



Classification

It is a class I device by Rule 1 of the European Medical Device Regulations 2017/745.

Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745.

Basic UDI: 5703543U1011L5



Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact:

SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com • (+45) 43 96 96 66 • select@select.dk

UK

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Intended use:

The PROFCARE Pro Strap tape is intended to be used to support the body parts of sports athletes.

It is intended to prevent injury or reinjury by stabilizing body parts of sports athletes. To prevent and treat injuries by immobilization.

This is a non-elastic tape.

Easy to tear by hand length- and widthwise.

The tape is latex free.

It is for use on the skin only.

It is for single, short-term use and is a non-sterile device.

Instructions for use:

Fix the top of the tape. Keep a constant traction for the first circle. Overlap the next circle with half width on the first circle. To assure good stickiness, let the final circle fully cover the previous circle. Keep a constant pressure with the palm for a few second on the end of the tape.

Skin needs to be cleaned before use.

Duration of use should not exceed 3-4 hours.

Warnings and contraindications:

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken
- there is swelling at the application site
- the user has known allergies to rubber
- the product contains Rosin

Warnings:

Do not apply too tight.

Ensure that the skin is cleaned before application.

Pro Strap tape consists of:

- Fabric material: 100% Woven Rayon/weight: 100-120 g/m²

- Glue: Hot melt adhesive 100-120 g/m²

Ingredient of glue:

50% synthetic rubber, 30% Zinc Oxide, 20% Resin

Component: 50% fabric, 50% adhesive

DK

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Tilsigtet brug:

PROFCARE Pro Strap-tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter.

Den er beregnet til at forebygge skader eller forværring af gamle skader, idet den stabiliserer dele af kroppen hos atleter.

Til forebyggelse og behandling af skader gennem immobilisering.

Denne tape er ikke elastisk.

Nem at rive over med hånden i længde- og bredderetningen.

Tapen er latexfri.

Den er kun beregnet til brug på huden.

Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril.

Brugsanvisning:

Fikser den øverste del af tapen. Hold trækket konstant under den første omgang. Lad den næste omgang overlappes den første omgang med en halv bredde. For at sikre god klæbeevne, skal den sidste omgang dække den foregående omgang helt. Hold et konstant tryk med håndfladen i nogle sekunder på tapens ende.

Huden skal renses inden brug.

Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler og kontraindikationer:

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gået hul på huden
- anvendelsesområdet er hævet
- brugeren har kendte allergier over for gummi
- produktet indeholder kolofonium

Advarsler:

Tapen må ikke påføres for stramt.

Sorg for at rense huden inden brug.

Pro Strap-tape består af:

- Stofmateriale: 100% vævet rayon/vægt: 100-120 g/m²

- Lim: Smeltelim 100-120 g/m²

Indholdsstof i lim: 50 % syntetisk gummi, 30 % zinkoxid, 20 % harpiks

Sammensætning: 50 % stof, 50 % klæbemiddel

DE

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Verwendungsanzeigung:

Das PROFCARE Pro Strap Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.

Es soll Verletzungen und Wiederverletzungen vermeiden, indem es Körperteile von Sportlern stabilisiert.

Zur Vermeidung und Behandlung von Verletzungen durch Immobilisierung

Dies ist ein nicht-elastisches Klebeband.

Längs und quer mühelos von Hand abreißen.

Das Band ist latexfrei.

Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.

Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Gebrauchsanzweisung:

Die Oberseite des Klebebandes fixieren. Eine durchgehende Zugkraft für den ersten Kreis halten. Den folgenden Kreis mit der halben Breite auf den ersten Kreis überlappen lassen.

Zur Sicherstellung einer guten Klebekraft, den vorherigen Kreis mit dem abschließenden Kreis überziehen lassen. Einige Sekunden lang mit einem konstanten Druck mit der Handfläche am Ende des Klebebandes drücken.

Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.

Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
- an der Verwendungstelle eine Schwellung ist
- bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat
- das Produkt Harz enthält

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.

Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.

Das Pro Strap Tape besteht aus:

- Gewebe: 100 % gewebtes Rayon/Gewicht: 100-120 g/m²

- Klebstoff: Schmelzkleber 100-120 g/m²

Inhaltsstoff Klebstoff: 50 % synthetischer Kautschuk, 30 % Zinkoxid, 20 % Harz

Bestandteile: 50 % Gewebe, 50 % Klebstoff

SE

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Avsedd användning:

PROFCARE Pro Strap tejp används av idrottare för att stödja olika kroppsdelar.

Är avsedd att förhindra skador genom att stabilisera idrottarens kroppsdelar.

Förebygger och behandlar skador genom immobilisering.

Detta är en oelastisk tejp.

Lätt att riva av för hand på längden och bredden.

Tejpen är latexfri.

Den ska endast användas på huden.

Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Bruksanvisning:

Sätt fast toppen av tejpen. Håll tejpen spänd under hela förstavarvet. Under nästa varv ska tejpen överlappa hälften av första cirkeln i bredd. Sista varvet ska tejpen täcka föregående varv helt för att säkra god klubbighet. Håll konstant tryck med handflatan på tejpens avslutning.

Huden måste rengöras före användning.

Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Varningar och kontraindikationer:

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
- det finns svullnad där tejpen appliceras
- användaren är allergisk mot gummi
- produkten innehåller rosin

Varningar:

Applicera inte för hårt.

Se till att huden rengörs före appliceringen.

Pro Strap tejp består av:

- Tyg: 100 % vävd Rayon/vikt: 100-120 g/m²

- Klistra: Smältlim 100-120 g/m²

Ingredienser i klistra: 50 % syntetiskt gummi, 30 % zinkoxid, 20 % harts

Material: 50 % tyg, 50 % klistra

NO

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Bruksområde:

PROFCARE Pro Strap tape brukes til å støtte kroppsdelar hos idrettsutøvere.

Skal forhindre personskade eller gjentagende skade ved å stabilisere kroppsdelar hos idrettsutøvere.

For å forhindre og behandle skader ved immobilisering.

Dette er en ikke-elastisk tape.

Enkel å rive av for hånd i lengde- og bredderetningen.

Tapen er latexfri.

Kun til bruk på huden.

For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Bruksanvisning:

Fest toppen av tapen. Hold konstant trekraft i den første runden. Overlapp neste runde med en halv bredde oppå den første runden. Sikre god klebrighet ved å la den siste runde dekke forrige runde helt. Hold et konstant trykk med håndflaten i noen sekunder på enden av tapen.

Huden skal rengjøres før bruk.

Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Advarsler og kontradiksjoner:

Kontraindikasjoner:

Bruk av produktet er kontraindisert når:

- huden er skadet
- påførsingsstedet er hevet
- brukeren har kjent allergi mot gummi
- produktet inneholder kolofonium

Advarsel:

Påføres ikke for stramt.

Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.

Pro Strap-tape består av:

- Stoffmateriale: 100 % vevd rayon/vekt: 100-120 g/m²

- Lim: Smeltelim 100-120 g/m²

Ingredienser i limet:

50 % syntetisk gummi, 30 % sinkoksid, 20 % harpiks

Komponent: 50 % stoff, 50 % lim

FIN

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Käyttötarkoitus:

PROFCARE Pro Strap -teippiin tarkoitettu urheilijoiden kehonosien tukemiseen.

Se tukee urheilijoiden kehonosia ja estää siten loukkaantumisia sekä uusia loukkaantumisia.

Loukkaantumisten ennaltaehkäisy ja hoito liikkeitä estämällä.

Tämä teippi ei veny.

Helppo repäistä käsin pituus- ja leveysuunnassa.

Teippi ei sisällä lateksia.

Käytä vain iholla.

Kertakäyttöinen ei-steriili teippi lyhytkestoiseen käyttöön.

Käyttöohje:

Paina teipin reuna kiinni aloituskohtaan. Pidä teipissä jatkuva veto ensimmäisen kierroksen aikana. Kierrä seuraava kerros puoliens ensimmäisen teippikerroksen päälle.

Varmista tartuntateho vetämällä viimeinen kerros kokonaan edellisen päälle. Paina teipin päätä tasaisesti kämmenellä muutama sekunnin ajan.

Puhdista iho ennen käyttöä.

Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

Varoitukset ja kiellot:

Kiellot:

Tuotteen käyttöä ei suositella, jos

- iho on rikki
- iho on turvoksissa.
- käyttäjän tiedetään olevan allerginen kumille
- tuote sisältää hartsia.

Varoitukset:

Älä kiristä liian tiukalle.

Varmista ennen käyttöä, että iho on puhdistettu.

Pro Strap -teipin osat:

- kangas: 100 % punottu rayon / paino: 100-120 g/m²

- liima: kuumaliima 100-120 g/m²

liiman ainesosat: 50 % synteettistä kumia, 30 % sinkkioksidia, 20 % hartsia

Osien suhde: 50 % kangasta, 50 % liimaa

ES

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Uso previsto:

La banda PROF CARE Pro Strap se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo.
Se ha diseñado para prevenir lesiones o relesiones mediante la estabilización de partes del cuerpo de atletas/deportistas.
Para prevenir y tratar lesiones mediante inmovilización.
Esta es una banda no elástica.
Fácil de retirar con la mano a lo largo y ancho.
La cinta no contiene látex.
Uso exclusivo sobre la piel.
Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Instrucciones de uso:

Fijar un extremo de la banda. Mantener una tracción constante durante la primera vuelta. Superponer la siguiente vuelta sobre la primera con la mitad de la anchura. Para garantizar una adherencia óptima, aplicar la última vuelta de modo que cubra completamente la vuelta anterior. Mantener una presión constante con la palma de la mano durante unos segundos en el extremo de la banda.
La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.
El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias y contraindicaciones:

Contraindicaciones:
El uso del producto está contraindicado si:
- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- el usuario tiene alergias conocidas al caucho
- el producto contiene Rosin

Advertencias:

No apretar excesivamente.
Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda.

La cinta Pro Strap consta de:

- Material del tejido: 100 % rayón/peso: 100-120 g/m²
- Adhesivo: Adhesivo termofusible 100-120 g/m²

Ingrediente del adhesivo: 50 % caucho sintético, 30 % óxido de zinc, 20 % resina
Componentes: 50% tejido, 50% adhesivo

IT

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Destinazione d'uso:

Il nastro PROF CARE Pro Strap tape è destinato all'uso da parte di atleti sportivi come supporto per parti del corpo specifiche.
Ha lo scopo di prevenire lesioni o reinfurtuni stabilizzando le parti del corpo degli atleti sportivi.
Può essere utilizzato per prevenire e trattare gli infortuni immobilizzando la parte del corpo interessata
È un nastro non elastico
Strappo manuale facile, sia in direzione orizzontale che verticale
Il nastro è privo di lattice.
È destinata solamente all'uso sulla pelle.
È un dispositivo non sterile monouso, destinato all'uso a breve termine.

Istruzioni per l'uso:

Fissare l'estremità del nastro. Per il primo giro, mantenere una tensione costante intorno alla parte interessata. Per il giro seguente, sovrapporre metà della larghezza del nastro al nastro applicato nel primo giro. Per garantire la giusta aderenza, terminare con due giri interamente sovrapposti. Con il palmo della mano, esercitare per alcuni secondi una pressione costante sull'estremità finale del nastro.
La pelle deve essere pulita prima dell'applicazione.
La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

Avvertenze e controindicazioni:

Controindicazioni:
Il prodotto non è indicato per l'uso se:
- la pelle presenta screpolature;
- il sito di applicazione presenta gonfiori;
- l'utente presenta allergie note alla gomma.
- Il prodotto contiene colofonia.

Avvertenze:

Non applicare in maniera troppo stretta.
Verificare che la pelle sia pulita prima dell'applicazione

Il nastro Pro Strap tape è composto da:

- Tessuto: 100% tessuto Rayon/peso: 100-120 g/m²
- Colla: Adesivo Hot Melt 100-120 g/m²

Ingredienti della colla:
50% gomma sintetica, 30% ossido di zinco, 20% resina
Componenti: 50% tessuto, 50% adesivo

PT

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Utilização a que se Destina:

A Fita PROF CARE Pro Stap destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.
Destina-se a prevenir lesões ou a reincidência de lesões, estabilizando zonas do corpo de praticantes de desporto.
Para prevenir e tratar lesões por imobilização.
Trata-se de uma fita não elástica.
Fácil de cortar à mão no sentido do comprimento e da largura.
A fita não contém látex.
Destina-se a ser usada apenas na pele.
Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

Instruções de utilização:

Fixe a extremidade superior da fita. Mantenha uma tração constante na primeira volta. Dê a volta seguinte com metade da largura por cima da primeira volta. Para garantir uma boa aderência, a última volta deve cobrir totalmente a volta anterior. Mantenha uma pressão constante com a palma da mão durante alguns segundos no final da fita.
A pele tem de ser limpa antes da utilização.
A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências e contraindicações:

Contraindicações:
A utilização do produto é contraindicada quando:
- a pele está ferida
- existe inchaço no local da aplicação
- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha
- o produto contém resina

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada.
Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

A fita Pro Strap é composta por:

- Material do tecido: 100% Rayon tecido/peso: 100-120 g/m²
- Cola: Cola de fusão a quente 100-120 g/m²
Ingredientes da cola: 50% borracha sintética, 30% óxido de zinco, 20% resina
Componente: 50% tecido, 50% adesivo

PL

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Przeznaczenie:

Taśma PROF CARE Pro Strap wspiera części ciała sportowców.
Jej zadaniem jest zapobieganie kontuzjom lub ponownym kontuzjom poprzez stabilizowanie części ciała u sportowców.
Zapobiega kontuzjom i leczy je poprzez odpowiednie unieruchomienie.
To nie jest taśma elastyczna.
Łatwa do odrywania ręką — wzdłuż i w poprzek.
Taśma nie zawiera lateksu.
Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórze.
Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Instrukcja użytkowania:

Przyklej górną część taśmy. Utrzymuj stałą przyczepność podczas pierwszego owinięcia. Owiń kolejną warstwę taśmy tak, aby była przesunięta o połowę długości względem pierwszej warstwy. Aby uzyskać dobrą przyczepność, ostatnia warstwa powinna całkowicie zakrywać pierwszą. Utrzymaj stały nacisk dłońmi przez kilka sekund na końcu taśmy.
Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy.
Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Przeciwwskazania:
Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:
- uraz skórny
- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- alergia na gumę u użytkownika
- produkt zawiera żywicę

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.
Przed zastosowaniem upewnij się, że skóra jest oczyszczona.

Taśma Pro Strap składa się z:

- Tkanina: 100% tkaniny sztuczny jedwab/waga: 100-120 g/m²
- Klej: Klej termotopliwy 100-120 g/m²
Skład kleju: 50% kauczuk syntetyczny, 30% tlenek cynku, 20% żywica
Kompozycja: 50% tkaniny, 50% kleju

RU

Pro Strap tape - Style no: 720105 - 720106

Назначение:

Бинт PROF CARE Pro Strap tape предназначен для поддержки частей тела у спортсменов.
Предназначена для предупреждения травмирования или повторного травмирования путем стабилизации частей тела у спортсменов.
Для предупреждения и лечения травм путем иммобилизации.
Это незластичный бинт.
Легко отрывать руками по длине и ширине.
Бинт не содержит латекса.
Предназначается для применения только на коже.
Предназначается для однократного, кратковременного применения и является нестерильным средством.

Инструкция по применению:

Зафиксируйте верхнюю часть бинта. Поддерживайте постоянное натяжение при первом обороте. Перекрывайте следующим оборотом на половину ширины первый оборот. Для гарантии хорошей клейкости последний оборот должен полностью закрыть предыдущий оборот. Непрерывно надавите ладонью в течение нескольких секунд на конец бинта.
Кожу следует очистить перед применением.
Длительность применения не должна превышать 3-4 часа.

Предупреждения и противопоказания:

Противопоказания:
Противопоказания к использованию изделия:
- кожа повреждена
- имеется отек в месте применения
- пользователь имеет подтвержденную аллергию на каучуковый латекс
- изделие содержит канифоль

Предупреждения:

Не накладывайте слишком туго.
Убедитесь, что кожа очищена перед применением.

Бинт Pro Strap tape состоит из:

- Тканевый материал: 100 % тканая вискоза/вес: 100-120 г/м²
- Клей: Клей-расплав 100-120 г/м²
Состав клея: 50 % синтетический каучук, 30 % оксид цинка, 20 % канифоль
Компонент: 50 % ткань, 50 % клейкое вещество

SELECT
PROFCARE 