



**ES****Profcare K - Style no: 720003****Uso previsto:**

La banda PROF CARE K se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

Cura y previene lesiones deportivas.

**Instrucciones de uso:**

Desembale el dispositivo y retire la cinta de revestimiento. Desenrolle la cinta hasta la longitud necesaria y corte o desgarre por el ancho del tejido. Retire el papel de embalaje y coloque la cinta sobre la piel.

La piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.

La duración máxima de uso es de 3-5 días.

**Advertencias y contraindicaciones:**

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- el usuario tiene alergias conocidas al caucho

**Advertencias:**

No apretar excesivamente

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda

No almacenar por encima de 25 °C. Guardar en su embalaje original para protegerla de la luz solar.

Entre los síntomas de sobreexposición al ácido acrílico se pueden incluir el enrojecimiento o la decoloración, la hinchazón, la picazón, la quemazón o la aparición de ampollas.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

**Profcare K consta de:**

- Material del tejido: 95 % algodón, 5 % spandex/peso 145-155 g/m<sup>2</sup>
- Adhesivo: 100 % ácido acrílico/peso 60-65 g/m<sup>2</sup>

**IT****Profcare K - Style no: 720003****Destinazione d'uso:**

Il nastro PROF CARE K è destinato all'uso da parte di atleti sportivi come supporto per parti del corpo specifiche.

È destinata solamente all'uso sulla pelle.

È un dispositivo non sterile monouso, destinato all'uso a breve termine.

È indicato per la cura e la prevenzione degli infortuni sportivi

**Istruzioni per l'uso:**

Disimballare il dispositivo e rimuovere il nastro protettivo. Svolgere il nastro alla lunghezza corretta e tagliare o strappare lungo la larghezza del tessuto. Rimuovere la carta di imballaggio e applicare il nastro sulla pelle.

La pelle deve essere pulita prima dell'applicazione.

La durata di utilizzo è di massimo 3-5 giorni.

**Avvertenze e controindicazioni:**

Non utilizzare il nastro se si soffre di allergie o se si è sensibili ad alcuni degli ingredienti.

Controindicazioni:

Il prodotto non è indicato per l'uso se:

- la pelle presenta screpolature;
- il sito di applicazione presenta gonfiori;
- l'utente presenta allergie note alla gomma.

**Avvertenze:**

Non applicare in maniera troppo stretta

Verificare che la pelle sia pulita prima dell'applicazione

Non conservare a temperature superiori ai 25 gradi Celsius. Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce del sole

I sintomi della sovraesposizione all'acido acrilico possono includere rossore o alterazione del colore della pelle, gonfiore, prurito, bruciori o formazione di vesciche.

Consultare un medico se si dovessero manifestare reazioni o allergie.

**Profcare K è composto da:**

- Tessuto: 95% cotone, 5% spandex/peso 145-155 g/m<sup>2</sup>
- Colla: Acido acrilico 100%/peso 60-65 g/m<sup>2</sup>

**PT****Profcare K - Style no: 720003****Utilização a que se Destina:**

A PROF CARE K destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

Trata e previne lesões desportivas

**Instruções de utilização:**

Desembale o dispositivo e retire a fita de proteção. Desenrole a fita no comprimento correto e corte ou rasgue a fita ao longo da largura do tecido. Remova o papel de embalagem e aplique a fita na pele.

A pele tem de ser limpa antes da utilização.

A duração máxima de utilização é de 3 a 5 dias.

**Advertências e contraindicações:**

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida
- existe inchaço no local da aplicação
- o utilizador tem alergias conhecidas à borracha

**Advertências:**

Não aplique demasiadamente apertada

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz solar.

Os sintomas de sobre-exposição do ácido acrílico podem incluir vermelhidão ou descoloração, inchaço, comichão, queimadura ou empolamento.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

**O Profcare K é composto por:**

- Material do tecido: 95% algodão, 5% elastano/peso 145-155 g/m<sup>2</sup>
- Cola: 100% Ácido acrílico/peso 60-65 g/m<sup>2</sup>

**PL****Profcare K - Style no: 720003****Przeznaczenie:**

PROFCARE K wspiera części ciała sportowców.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórze.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Leczy kontuzje sportowe i zapobiega im.

**Instrukcja użytkowania:**

Rozpakuj urządzenie i usuń taśmę ochronną. Rozwiń taśmę na odpowiednią długość i przetnij lub rozewij na całej szerokości tkaniny. Usuń papier ochronny i przyklej taśmę do skóry.

Skórę należy oczyścić przed użyciem taśmy.

Maksymalny czas stosowania wynosi 3-5 dni.

**Ostrzeżenia i przeciwwskazania:**

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skórny
- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- alergia na gumę u użytkownika

**Ostrzeżenia:**

Nie owijać zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnić się, że skóra jest oczyszczona.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem słonecznym.

Objawy nadmiernego narażenia na działanie kwasu akrylowego mogą obejmować zaczerwienienie lub odbarwienie, obrzęk, swędzenie, pieczenie i pęcherze.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

**Profcare K składa się z:**

- Tkanina: 95% bawełny, 5% spandeksu/waga 145-155 g/m<sup>2</sup>
- Klej: 100% kwas akrylowy/waga 60-65 g/m<sup>2</sup>

**RU****Profcare K - Style no: 720003****Назначение:**

Бинт PROF CARE K предназначен для поддержки частей тела у спортсменов.

Предназначается для применения только на коже.

Предназначается для одnorазового, кратковременного применения и является нестерильным средством.

Способствует заживлению и предупреждает спортивные травмы.

**Инструкция по применению:**

Распакуйте устройство и снимите защитную ленту. Размотайте бинт до нужной длины и отрежьте или оторвите ткань по ширине. Снимите упаковочную бумагу и наложите бинт на кожу.

Кожу следует очистить перед применением.

Продолжительность использования не должна превышать 3-5 дней.

**Предупреждения и противопоказания:**

Не используйте изделие, если у вас аллергия или имеется чувствительность к отдельным компонентам.

Противопоказания:

Противопоказания к использованию изделия:

- кожа повреждена
- имеется отек в месте применения
- пользователь имеет подтвержденную аллергию на каучуковый латекс

**Предупреждения:**

Не накладывайте слишком туго

Убедитесь, что кожа очищена перед применением

Не храните при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Храните в оригинальной упаковке для защиты от солнечного света.

Симптомы чрезмерного воздействия акриловой кислоты могут включать покраснение или изменение цвета кожи, отек, зуд, жжение или образование пузырей.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если наблюдается какая-либо реакция.

**Profcare K состоит из:**

- Тканевый материал: 95 % хлопок, 5 % спандекс/вес 145–155 г/м<sup>2</sup>
- Клей: 100 % акриловая кислота/вес 60–65 г/м<sup>2</sup>

**SELECT**  
**PROFCARE** 