

SELECT

PROFCARE



Classified as category 1
EU 2016/425
Conformity Declaration: this product meets the regulation
EU 2016/425.



Made in China
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com

NO

Skulderstøtte - Art. 6500

Funksjon:

- Varme og gir støtte
- Smerteavlastning rundt skulderledd
- Egnet for overbelastet skulder og rehabilitering
- Beskytter mot mindre støt ved fall, beskytter mot blåmerker, støt og slitasje

Brukerveiledning:

Sorg for at støtten plasseres komfortabelt på skulderen og rundt armen for riktig kompresjon og stabilitet. Bruk borrelåsstroppene for å sikre en komfortabel passform. Vurder å bruke SELECT Kompressions-t-shirt under støtten.

Material:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Fasteanordning: Velcro

Viktig informasjon:

- Må ikke brukes på pasienter som er følsomme for en eller flere av produktkomponentene
- Produktet er ikke flammesikkert. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes
- Produktet må bare brukes til det det ment for som beskrevet over
- Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
- Hvis produktet inneholder lateks eller gummi og du er allergisk mot dette, råder vi deg til å snakke med en lege før du tar i bruk produktet
- Hvis du er allergisk mot varme, råder vi deg til å bruke et produkt som ikke inneholder SBR Neopren

Prov produktet for å sørge for at det sitter skikkelig.

Vaskeinstruksjoner:

1. Lukk velcro
2. Bruk av vaskepose anbefales
3. Dra i produktet mens det er vått, og la det tørke



UK

Shoulder Support - Art. 6500

Function:

- Warmth and support
- Provides pain-relief around the shoulder joint
- Suitable for overloaded shoulder and rehabilitation
- For protection against minor impacts from falling, protection against bruises, abrasions and light burns

Instruction for use:

Ensure the support is placed comfortable on the shoulder and around the arm to make the right compression and stability. Use the Velcro-straps to ensure a comfortable fit. Consider using the SELECT Compression T-shirt underneath the support.

Material:

- Lining: 100% Polyamide Jersey
- Foam: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Fasteners: Velcro

Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised
- The product should only be used for its original purpose as described above
- Time of use should not exceed 3-4 hours
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support
- If you are allergic to heat, we advise you to use a product that does not contain SBR Neoprene

To ensure correct fit, try the product on.

Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Mesh laundry bag is recommended
3. Stretch product while wet and let dry



FIN

Olkatuki - Art. 6500

Käyttötarkoitus:

- Lämmittää ja tukee
- Lievittää kipua olkanivelen alueella
- Sopii yirasittuneele olkapäälle ja sen kuntoutukseen
- Tarkoitettu suojaamaan kaatumisen aiheuttavilta lieviltä vammoilta, kuten ruhjeilta, kuhmuilta ja hiertymiltä

Käyttöohjeet:

Varmista, että tuki on miellyttävästi olkapään päällä ja käsivarren ympärillä, jotta saat kompressiota ja tuesta sopivan. Käytä Velcro-nauhoja säätämiseen. Harkitse SELECT Kompresso-T-paita käyttöä tuen alla.

Materiaali:

- Vuori: 100% Polyamid Jersey
- Vaahtomuovi: 70% SBR Neopreeni, 30% CR Neopreeni
- Kiinnikkeet: Velcro

Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potillailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille
- Tuote ei ole palosuojajakäsitelty, välttä yli 120 °C:n/248 °F:n lämpötiloja
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kuvaus edellä
- Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä
- Jos olet allerginen kuumuudelle, suosittellemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR:ää Neopreeniä

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

Pesuohteet:

1. Sulje velcro
2. Pesupussin käyttöä suositellaan
3. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.



DK

Skulderbind - Art. 6500

Funktion:

- Varmer og støtter
- Lindrer smerter omkring skulderledd
- Velegnet til overbelastede skuldre samt til genoptræning
- Beskytter mod mindre skader fra fald, stod og hudafskrabninger

Bugsanvisning:

Sørg for, at bindet er placeret behageligt på skulderen og rundt om armen for at opnå den rigtige kompression og stabilitet. Brug velcro-stropper for at sikre behagelig pasform. Overvej at bruge SELECT Kompressions-t-shirt under bindet.

Materiale:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Spænde: Velcro

Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produkternes komponenter
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120° C/248° F
- Produktets funktion må ikke ændres eller kompromitteres
- Produktet bør kun bruges til det oprindelige formål som beskrevet ovenfor
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før produktet anvendes
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR Neopren

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

Vaskeanvisning:

1. Luk al velcro
2. Vaskepose anbefales
3. Træk produktet i facon, mens det er vådt, og lad det tørre



DE

Schulterstütze - Art. 6500

Funktion:

- Bietet Wärme und Halt
- Schmerzlinderung im Bereich des Schultergelenks
- Geeignet für überlastete Schultern und zur Rehabilitation
- Schutz vor geringfügigen Einwirkungen durch Stürze sowie vor Blutergüssen, Prellungen und Abrieb

Gebrauchsanweisung:

Die Bandage muss bequem an der Schulter und um den Arm platziert werden, damit die richtige Kompression und Stabilität gewährleistet sind. Verwenden Sie die Klettverschlüsse, um einen bequemen Sitz sicherzustellen. Sie können SELECT Kompression-t-shirt unter der Bandage tragen.

Material:

- Futter: 100% Polyamid Jersey
- Schaumstoff: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Befestigung: Velcro

Wichtige Informationen:

- Nicht bei Patienten anwenden, die eine Überempfindlichkeit gegen die Produktkomponenten aufweisen
- Nicht feuerfest. Vermeiden Sie Temperaturen über 120°C/248°F
- Die Funktion des Produkts darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden
- Das Produkt sollte nur für seinen ursprünglichen Zweck verwendet werden
- Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie darauf allergisch sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren
- Sollten Sie wärmeempfindlich sein, empfehlen wir Ihnen, ein Produkt zu verwenden, das kein SBR Neopren enthält

Um einwandfreien Sitz zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt ausprobieren.

Washanleitung:

1. Velcro schließen
2. Ein Wäschesack aus Netz wird empfohlen
3. Dehnen Sie das Produkt während es nass ist und lassen Sie es trocknen



SE

Skulderstöd - Art. 6500

Funktion:

- Värme och stöd.
- Smärtlindring runt skulderleden
- Lämplig för överansträngd skuldra och rehabilitering
- Skyddar mot mindre stötter vid fall, skrubbsår, bulor och skav

Instruktion för användning:

Se till att skyddet sitter bekvämt runt axeln och armen för att få rätt kompression och stabilitet. Använd kardborrbanden för att säkra en bekväm passform. Använd gärna SELECT Kompressionströja under skyddet.

Material:

- Foder: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Fästeanordning: Velcro

Viktig information:

- Får ej användas på patienter med känd överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten
- Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur över 120° C/248° F.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras
- Produkten bör endast användas för sitt syfte som beskrivs ovan
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar
- Om produkten innehåller latex eller gummi och du är allergisk mot latex/gummi, råder vi dig att konsultera en läkare innan du använder stöd
- Om du är känslig mot värme, råder vi dig att använda en produkt som inte innehåller SBR Neopren

Prova produkten så att du vet att den passar dig.

Tvättråd:

1. Stäng velcro
2. Mesh tvättpåse rekommenderas
3. Sträck produkten när den är våt och låt torka



FR

Orthèse de maintien de l'épaule - Art. 6500

Fonction:

- Chaleur et maintien
- Soulage les douleurs autour de l'articulation de l'épaule
- Convient pour les surcharges de l'épaule et la rééducation
- Pour une protection contre les impacts mineurs liés aux chutes, comme les ecchymoses, les bosses et les effets de l'abrasion

Mode d'emploi:

Assurez-vous que la protection est placée confortablement sur l'épaule et autour du bras pour fournir le bon niveau de compression et de stabilité. Utilisez les bandes Velcro pour garantir un port confortable. Pensez à utiliser le SELECT T-shirt compression sous la protection.

Matériau:

- Doublure: 100% Polyamide Jersey
- Mousse: 70% SBR Néoprène, 30% CR Néoprène
- Fixation: Velcro

Informations importantes:

- Ne pas utiliser sur les patients souffrant d'une sensibilité connue à n'importe lequel des composants du produit
- N'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120°C/248°F.
- Le fonctionnement du produit ne doit pas être modifié ou compromis
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à son but d'origine
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant utilisation
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR Néoprène

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

Instructions de nettoyage:

1. Fermer Velcro
2. L'utilisation d'un sac de lavage est recommandé
3. Étirer le produit encore humide et laisser sécher



ES**Protector de hombro - Art. 6500****Función:**

- Calidez y sujeción
- Alivio del dolor alrededor de la articulación del hombro
- Adecuado para hombros sobrecargados y como elemento de rehabilitación
- Para la protección contra impactos menores por caídas y protección contra contusiones, golpes y abrasiones

Instrucciones de uso:

Asegurarse de que la hombrera queda colocada cómodamente sobre el hombro y alrededor del brazo para lograr una comodidad y compresión óptimas. Usar las correas de Velcro para garantizar un ajuste cómodo. Considerar la posibilidad de usar SELECT T-shirt de compresión bajo la hombrera.

Material:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Sujeciones: Velcro

Información importante:

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquier de los componentes del producto
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120°C/248°F.
- La función del producto no debe cambiarse ni ponerla en peligro
- El producto debe utilizarse solamente para la función original
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o el caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado el producto antes de comenzar a utilizarlo
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga SBR Neopreno

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

Instrucciones de lavado:

1. Cerrar velcro
2. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
3. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar

**PL****Opaska podtrzymująca na ramiona - Art. 6500****Funkcja:**

- Ciepło i podtrzymanie
- Łagodzenie bólu w obrębie stawu barkowego
- Odpowiednia w przypadku przeciążonych ramion i do rehabilitacji
- Ochrona przed niewielkimi uderzeniami na skutek upadku, ochrona przed siniakami, stłuczeniami i obtarciami.

Instrukcja użytkowania:

Upewnij się, że stabilizator leży wygodnie na ramieniu i wokół ręki oraz zapewnia odpowiedni ucisk i stabilizację. Wyregulować rzepy dla komfortowego dopasowania. Warto pamiętać, że pod stabilizator można założyć koszulkę kompresyjną SELECT.

Materiał:

- Podszewka: 100% Poliamidowy Jersey
- Pianka: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Zapięcia: Velcro

Ważne informacje:

- Nie używać na pacjentach, którzy są wrażliwi na działanie jakichkolwiek komponentów produktu
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikać temperatury powyżej 120°C/248° F
- Nie stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikować
- Używać produktu wyłącznie do opisanych wyżej celów zgodnych
- Czas użycia nie powinien przekraczać 3–4 godzin
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na lateks/gumę, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem używania stabilizatora
- Jeśli użytkownik jest uczulony na ciepło, zaleca się używanie produktu, który nie zawiera SBR Neoprenu

Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, próbnie założyć produkt.

Instrukcje mycia:

1. Zamknij Velcro
2. Zaleca się stosowanie worka siatkowego do mycia
3. Rozciągnąć wilgotny produkt i pozostawić do wyschnięcia

**IT****Supporto per spalla - Art. 6500****Indicazioni:**

- Calore e supporto
- Garantisce sollievo dal dolore nell'articolazione della spalla
- Idoneo per spalle sottoposte a sforzi eccessivi e riabilitazione
- Per la protezione contro gli impatti di lieve entità conseguenti a cadute nonché ematomi, urti e abrasioni

Istruzioni per l'uso:

Verificare che il supporto sia posizionato in maniera confortevole sulla spalla e attorno al braccio, per garantire il giusto livello di compressione e stabilità. Adoperare la chiusura in velcro per ottenere la vestibilità desiderata. Prendere in considerazione l'uso della SELECT T-shirt a compressione sotto il supporto.

Materiale:

- Rivestimento interno: 100% Jersey di Poliammide
- Espanso: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Chiusure: Velcro

Informazioni importanti:

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica
- Il prodotto va utilizzato solamente per lo scopo originariamente previsto
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore
- Se il prodotto contiene lattice o gomma, e se si soffre di allergie a lattice/gomma, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR Neoprene

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

Istruzioni per il lavaggio:

1. Chiudere velcro
2. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
3. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.

**RU****Бандаж плечевой - Арт. 6500****Назначение:**

- Тепловое воздействие и поддержка
- Устраняет боль в зоне плечевого сустава
- Идеально подходит для ослабления нагрузки на плечо и его восстановления
- Для защиты от незначительных ударов при падении, защиты от ушибов, шишек и ссадины

Инструкция по применению:

Убедитесь, что фиксатор для поддержки удобно размещен на плече и вокруг руки (от плеча до локтя), чтобы создать правильную компрессию и стабильность. Используйте ремни с застежками «липучка», чтобы обеспечить удобную посадку. Рассмотрите возможность использования компрессионной футболки SELECT под фиксатором для поддержки.

Материал:

- Подкладка: 100% Полиамид-джерси
- Пена: 70% SBR Неопрен, 30% Неопрен
- Застежки: Велкро

Важная информация:

- Не применяйте на пациентах, о которых известно, что у них чувствительность к любым компонентам изделия
 - Не жароустойчивым, избегайте температуры выше 120°C/248°F
 - Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы
 - Изделие следует применять только по его оригинальному назначению
 - Время использования не должно превышать 3–4 часа
 - Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам перед использованием фиксатора для поддержки проконсультироваться у медицинского работника
 - Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен
- Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

Инструкции по стирке:

1. Закрывать Велкро
2. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
3. Растяните изделие, пока влажное, и дайте высохнуть

**PT****Protetor de ombro - Art. 6500****Indicazioni:**

- Calor e apoio
- Alivia a dor junto à articulação do ombro
- Adequado para sobrecarga do ombro e reabilitação
- Para proteção contra impactos mínimos resultantes de quedas, proteção contra hematomas, colisões e abrasões

Modo de usar:

Certifique-se de que o protetor assenta de forma confortável no ombro e em volta do braço para garantir a compressão e a estabilidade corretas. Use as tiras de velcro para garantir um ajuste confortável. Recomendamos a utilização da SELECT T-shirt de compressão por baixo do protetor.

Materiale:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Elementos de aperto: Velcro

Informações importantes:

- Não deve utilizar-se em pacientes com sensibilidade a certos componentes do produto
- O produto não é resistente ao fogo. Evite temperaturas acima de 120° C/248° F
- As funções do produto não devem ser alteradas ou prejudicadas
- O produto deverá ser utilizado para os fins a que foi destinado
- Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez
- Recomendamos a consulta ao terapeuta antes de utilizar o produto quando este contiver látex ou borracha, e for alérgico a esses materiais
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR Neopreno

Experimente o produto para assegurar a posição correta.

Recomendações para lavagem:

1. Fechar velcro
2. É recomendada a lavagem num saco de rede
3. Estique o produto ainda molhado e deixe secar



SELECT
PROFCARE