

Version : November 2021

# SELECT

## PROFCARE



### Classification

Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulatory 2017/745

Basic UDI: 5703543U1004L8



**Caution: This Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions.**

Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact:

SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup  
select-sport.com • (+45) 43 96 96 66 • select@select.dk

UK

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Intended use:

The PROFCARE Stretch Extra Bandage is intended to be used for compression and support of muscles and joints. The bandage is self-adhesive, sticks to itself and does not stick to skin. It is for use on the skin only. It is for single, short-term use and is a non-sterile device. Duration of use should not exceed 3-4 hours

### Warnings and contraindications:

Do not use the bandage if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients  
Contraindications:  
Use of the product is contraindicated when:  
- the skin is broken  
- do not stick on the wound directly  
- the duration of use should not exceed 3-4 hours  
- skin needs to be cleaned before use.

### Warnings:

Do not apply too tight.  
Do not use if the user has known allergies to rubber.  
Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.  
Consult your Health Care Provider if you experience any reaction  
Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

### Proficare Stretch Extra Bandage consists of:

- Fabric Material: 95% Cotton, 5% Spandex / weight 230 g/m<sup>2</sup>
- Glue: Latex adhesive (natural rubber latex)
- Component: 60% fabric, 40% adhesive

DK

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Tilsligtet brug:

PROFCARE Stretch ekstra bandage er beregnet til kompression og støtte af muskler og led. Bandagen er selvklæbende, klæber til sig selv og klæber ikke til huden. Den er kun beregnet til brug på huden. Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril. Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

### Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke bandagen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne  
Kontraindikationer:  
Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:  
- der er gået hul på huden  
- klæb ikke direkte på såret  
- må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.  
- huden skal renses inden brug.

### Advarsler:

Bandagen må ikke påføres for stramt.  
Anvendes ikke, hvis brugeren har kendte allergier over for gummi.  
Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.  
Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner  
Må ikke opbevares under forhold over 25 °C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys

### PROFCARE Stretch extra bandage består af:

- Stofmateriale: 95 % bomuld, 5 % spandex/vægt 230 g/m<sup>2</sup>
  - Lim: Latexklæbemiddel (naturlig gummiatex)
- Sammensætning: 60 % stof, 40 % klæbemiddel

NO

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Bruksområde:

PROFCARE Stretch extra bandage er ment å bli brukt for kompresjon og støtte av muskler og ledd. Bandasjen er selvklebende, hefter seg til seg selv og fester seg ikke til huden. Kun til bruk på huden. For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt. Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer

### Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk bandasjen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene  
Kontraindikasjoner:  
Bruk av produktet er kontraindisert når:  
- huden er skadet  
- unngå å hefte direkte på såret  
- brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer  
- huden skal rengjøres for bruk.

### Advarsler:

Påføres ikke for stramt.  
Ikke bruk den hvis brukeren har kjent allergi mot gummi.  
Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.  
Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon  
Må ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys

### Proficare Stretch extra bandage består av:

- Stoffmateriale: 95 % bomull, 5 % Spandex / vekt 230 g/m<sup>2</sup>
  - Lim: Latekslim ( naturgummiatex)
- Komponent: 60 % stoff, 40 % lim

FIN

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Käyttötarkoitus:

PROFCARE Stretch -lisäsidos on tarkoitettu lihasien ja nivelten kompressioon ja tukemiseen.  
Sidos on itsekiinnittävää, tarttuu itsestään mutta irtoaa ihosta. Käytä vain iholle.  
Kertakäyttöinen ei-steriili teippi lyhytkestoiseen käyttöön.  
Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

### Varoitukset ja kiellot:

Älä käytä sidettä, jos olet allerginen tai yliherkkä jollekin sen aineosalle.  
Kiellot:  
Tuotteen käyttöä ei suositella, jos  
- iho on rikki  
- Älä kiinnitä suoraan haavaan.  
- Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.  
- Puhdista iho ennen käyttöä.

### Varoitukset:

Älä kiristä liian tiukalle.  
Älä käytä, jos käyttäjän tiedetään olevan allerginen kumille  
Älä käytä teippiä, jos pakkaus on vaurioitunut tai jos siinä on kosteutta ja homeita.  
Ota yhteyttä lääkäriin, jos tuote aiheuttaa reaktioita.  
Älä säilytä yli 25 asteen lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna

### Proficare Stretch -teipin osat:

- kangas: 95 % puuvillaa, 5 % spandexia / paino 230 g/m<sup>2</sup>
  - liima: lateksiliima (luonnonkumiliateksi)
- Osiensa suhte: 60 % kangasta, 40 % liimaa

DE

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Verwendungszweck:

Die PROFCARE Stretch Extra Bandage ist für die Kompression und Unterstützung von Muskeln und Gelenken vorgesehen.  
Der Verband ist selbstklebend, haftet an sich selbst und nicht auf der Haut. Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.  
Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.  
Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

### Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie die Binde nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.  
Kontraindikationen:  
Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:  
- die Haut verletzt ist  
- Nicht direkt auf die Wunde kleben.  
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.  
- Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.

### Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.  
Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat.  
Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.  
Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.  
Nicht über 25 °C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

### Das Proficare Stretch Extra Bandage besteht aus:

- Gewebe: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan / Gewicht 230 g/m<sup>2</sup>
  - Klebstoff: Latexkleber (Naturkautschuklatex)
- Bestandteile: 60 % Gewebe, 40 % Klebstoff

SE

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Avsedd användning:

PROFCARE Stretch Extra bandage är avsett att användas för kompression och stöd av muskler och leder. Bandaget är självhäftande, hålls fast i sig själv och fastnar inte på huden. Den ska endast användas på huden. Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril. Användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar

### Varningar och kontraindikationer:

Använd inte bandaget om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna  
Kontraindikationer:  
Användning av produkten är kontraindicerad när:  
- huden är trasig  
- fäst inte direkt på såret  
- användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar  
- huden måste rengöras före användning.

### Varningar:

Applicera inte för hårt.  
Använd inte om användaren är allergisk mot gummi.  
Använd inte teipen om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt och mögel.  
Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion  
Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus

### Proficare Stretch extra bandage består av:

- Tyg: 95 % bomull, 5 % elasthan/vikt 230 g/m<sup>2</sup>
  - Klister: Latexklister (naturgummiatex)
- Material: 60 % tyg, 40 % klister

FR

Proficare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063

### Usage prévu :

La bande supplémentaire élastique PROFCARE est destinée à la compression et au soutien des muscles et des articulations.  
Le bandage est auto-adhésif, colle sur lui-même et n'adhère pas à la peau. S'utilise exclusivement sur la peau.  
Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.  
Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures.

### Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.  
Contre-indications :  
L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :  
- La peau est abîmée  
- Ne pas coller directement sur la plaie  
Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.  
- La peau doit être nettoyée avant utilisation.

### Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.  
Ne pas utiliser si l'utilisateur est allergique au caoutchouc  
Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.  
En cas de réaction, consultez votre médecin.  
Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière

### La bande élastique Proficare est composée de :

- Matériau du tissu : 95 % coton, 5 % élasthanne / poids 230 g/m<sup>2</sup>
  - Adhésif : Adhésif au latex (latex de caoutchouc naturel)
- Composants : 60 % tissu, 40 % adhésif

**ES****Profcare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063****Uso previsto:**

El vendaje adicional PROF CARE Stretch está indicado para la compresión y el soporte de músculos y articulaciones.

El vendaje es autoadhesivo, se adhiere a sí mismo pero no a la piel.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

**Advertencias y contraindicaciones:**

No utilice el vendaje si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- no se pega directamente a la herida.
- el tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- la piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.

**Advertencias:**

No apretar excesivamente.

No utilizar si el usuario tiene alergias conocidas al caucho.

No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25 °C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

**La cinta elástica Profcare consta de:**

- Material del tejido: 95 % algodón, 5% spandex / peso 230 g/m<sup>2</sup>

- Adhesivo: Adhesivo de látex (látex de caucho natural )

Componentes: 60 % tejido, 40 % adhesivo

**IT****Profcare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063****Destinazione d'uso:**

La benda elastica PROF CARE Stretch extra è destinata ad essere utilizzata per la compressione e il supporto di muscoli e articolazioni.

La benda è autoadesiva, si attacca a se stessa e non aderisce alla pelle.

È destinata solamente all'uso sulla pelle.

È un dispositivo non sterile monouso, destinato all'uso a breve termine.

La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

**Avvertenze e controindicazioni:**

Non utilizzare il bendaggio in caso di allergie o se si è sensibili ad alcuni degli ingredienti.

Controindicazioni:

Il prodotto non è indicato per l'uso se:

- la pelle presenta screpolature;
- il cerotto non aderisce direttamente alla ferita

La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

La pelle deve essere pulita prima dell'applicazione.

**Avvertenze:**

Non applicare in maniera troppo stretta.

- l'utente presenta allergie note alla gomma.

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o se sono presenti umidità e muffa.

Consultare un medico se si dovessero manifestare reazioni o allergie.

Non conservare a temperature superiori ai 25 gradi Celsius. Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce del sole

**Il nastro elastico Profcare è composto da:**

- Tessuto: 95% Cotone, 5% Spandex / peso 230 g/m<sup>2</sup>

- Colla: Adesivo in lattice (lattice di gomma naturale)

Componenti: 60% tessuto, 40% adesivo

**PT****Profcare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063****Utilização a que se Destina:**

A ligadura adicional PROF CARE Stretch destina-se a ser utilizada para compressão e suporte de músculos e articulações.

A ligadura é auto-adesiva, cola-se a si mesma e não cola à pele.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

**Advertências e contraindicações:**

Não utilize a ligadura se tiver alergias ou for sensível a alguns dos ingredientes

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida
- não aplique diretamente na ferida
- a utilização não deve exceder 3 a 4 horas
- a pele tem de ser limpa antes da utilização.

**Advertências:**

Não aplique demasiadamente apertada.

Não utilize se o utilizador tiver alergias conhecidas à borracha.

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e bolor.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz

**A fita Profcare Stretch é composta por:**

- Material do tecido: 95% algodão, 5% elastano/peso 230 g/m<sup>2</sup>

- Cola: Adesivo de látex (látex de borracha natural)

Componente: 60% tecido, 40% adesivo

**PL****Profcare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063****Przeznaczenie:**

Dodatkowe bandaże PROF CARE Stretch są przeznaczone do ucisku i stabilizacji mięśni oraz stawów.

Bandaż jest samoprzylepny, klei się do siebie i nie przykleja się do skóry.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

**Ostrzeżenia i przeciwwskazania:**

Nie używaj bandaża, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skóry
- nie przyklejać bezpośrednio na ranę
- czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin
- skórę należy oczyścić przed użyciem

**Ostrzeżenia:**

Nie owijaj zbyt mocno.

Alergia na gumę u użytkownika.

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**Taśma Profcare Stretch składa się z:**

- Tkanina: 95% bawełna, 5% spandex/waga 230 g/m<sup>2</sup>

- Klej: Klej lateksowy (lateks z kauczuku naturalnego)

Kompozycja: 60% tkaniny, 40% kleju

**RU****Profcare Stretch Extra Bandage - Style no: 720062, 720063****Назначение:**

Эластичный бинт PROF CARE Stretch extra bandage предназначен для компрессии и поддержки мышц и суставов.

Бинт самоклеящийся, прилипает к себе и не прилипает к коже.

Предназначается для применения только на коже.

Предназначается для одnorазового, кратковременного применения и является нестерильным средством.

Длительность применения не должна превышать 3-4 часа

**Предупреждения и противопоказания:**

Не используйте изделие, если у вас аллергия или имеется чувствительность к отдельным его компонентам

Противопоказания:

Противопоказания к использованию изделия:

- кожа повреждена
- не накладывайте изделие непосредственно на рану
- длительность применения не должна превышать 3-4 часа
- кожу следует очистить перед применением.

**Предупреждения:**

Не накладывайте слишком туго.

Откажитесь от применения, если у пользователя подтвержденная аллергия на каучуковый латекс.

Не используйте изделие, если упаковка повреждена либо подверглась воздействию влаги или плесени.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если наблюдается какая-либо реакция

Не храните при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Храните в оригинальной упаковке для защиты от солнечного света

**Profcare Stretch tape состоит из:**

- Тканевый материал: 95 % хлопок, 5 % спандекс / вес 230 г/м<sup>2</sup>

- Клей: Латексный клей (натуральный каучуковый латекс)

Компонент: 60 % ткань, 40 % клейкое вещество

