

Version : November 2021

SELECT

PROFCARE



Classification

Medical Device Class I, Rule 1, for non-sterile and non-invasive devices for short term use, by the European Medical Device Regulative 2017/745

Basic UDI: 5703543U1002L4



Made in China

For further information and inquiries regarding this product, please contact:

SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup
select-sport.com • (+45) 43 96 96 66 • select@select.dk

UK

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Intended use:

The PROF CARE Stretch soft tape is intended to be used to support the body parts of sports athletes. The tape is an adhesive compression bandage tape. The tape is adhesive to the skin and offers elastic support. It is for use on the skin only. It is for single, short-term use and is a non-sterile device. Duration of use should not exceed 3-4 hours.

Warnings and contraindications:

Do not use the tape if you have allergies or are sensitive to some of the ingredients.

Contraindications:

Use of the product is contraindicated when:

- the skin is broken skin
- there is swelling at the application site
- do not stick on the wound directly
- the duration of use should not exceed 3-4 hours
- skin needs to be cleaned before use.
- allergies to rubber are known

Duration of use should not exceed 3-4 hours.

Warnings:

Do not apply too tight.

Ensure that the skin is cleaned before application.

Do not use the tape if the packaging is damaged or affected with damp and mildew.

Consult your Health Care Provider if you experience any reaction.

Do not store above 25 degrees Celsius. Store in original packaging to protect from light.

Profcare Stretch soft tape consists of:

- Fabric Material: 100% Cotton / weight 115-125 g/m²
- Glue: Hot melt Zinc Oxide adhesive/ 115-125 g/m²
- Component: 60% fabric, 40% adhesive

DK

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Tilsligtet brug:

PROFCARE Stretch Soft tape er beregnet til at støtte dele af kroppen hos atleter. Tapen er en klæbende kompressionsbandagetape. Tapen klæber til huden og giver elastisk støtte. Den er kun beregnet til brug på huden. Den er til kortvarig og enkeltstående brug, og den er ikke steril. Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler og kontraindikationer:

Brug ikke tapen, hvis du har allergi eller er overfølsom over for nogle af indholdsstofferne.

Kontraindikationer:

Der er kontraindikation for brugen af produktet, hvis:

- der er gælt hul på huden
 - anvendelsesområdet er hævet
 - klæb ikke direkte på såret
 - må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.
 - huden skal renses inden brug.
 - kendt allergi over for gummi
- Den må ikke anvendes i mere end 3-4 timer.

Advarsler:

Tapen må ikke påføres for stramt.

Sørg for at rense huden inden brug.

Brug ikke tapen, hvis emballagen er beskadiget eller påvirket af fugt og skimmel.

Kontakt din læge, hvis du oplever reaktioner.

Må ikke opbevares under forhold over 25 °C. Opbevares i den oprindelige emballage for at beskytte det mod sollys.

Profcare Stretch soft tape består af:

- Stofmateriale: 100 % bomuld / vægt 115-125 g/m²
 - Lim: Smeltelim zinkoxidklæbemiddel/115-125 g/m²
- Sammensætning: 60 % stof, 40 % klæbemiddel

NO

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Bruksområde:

PROFCARE Stretch soft tape brukes til å støtte idrettsutøveres kroppsdelar.

Tapen er en selvklebende kompresjonsbandasjetape

Tapen er heftende på huden og gir elastisk støtte.

Kun til bruk på huden.

For engangs, kortvarig bruk og er et ikke-sterilt produkt.

Bruktiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Advarsler og kontradiksjoner:

Ikke bruk tapen hvis du har allergier eller er følsom overfor noen av ingrediensene.

Kontraindikasjoner:

Bruk av produktet er kontraindisert når:

- huden er sprukket hud
 - påføringsstedet er hevet
 - unngå å hefte direkte på såret
 - brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
 - huden skal rengjøres før bruk.
 - allergi mot gummi er kjent
- Bruktiden bør ikke overstige 3-4 timer.

Advarsel:

Påføres ikke for stramt.

Forsikre deg om at huden er rengjort før påføring.

Ikke bruk tapen hvis emballasjen er skadet eller påvirket av fukt og mugg.

Rådfor deg med helsepersonell hvis du opplever noen reaksjon.

Må ikke oppbevares over 25 °C. Oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot sollys.

Profcare Stretch soft tape består av:

- Stofmateriale: 100 % bomull / vekt 115-125 g/m²
 - Lim: Varmsmeltet sinkoksidlim / 115-125 g/m²
- Komponent: 60 % stoff, 40 % lim

FIN

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Käyttötarkeutus:

PROFCARE Stretch -teippi on tarkoitettu urheilijoiden kehonosien tukemiseen.

Kyseeää on kiinnityvä kompressiotieppi.

Teippi tarttuu ihoon ja antaa elastista tukea.

Käytä vain iholla.

Kertakäyttöinen ei-steriili teippi lyhytkestoiseen käyttöön.

Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

Varoitukset ja kiellot:

Älä käytä teippiä, jos olet allerginen tai yliherkkä joillekin sen ainesosille.

Kiellot:

Tuotteen käyttöä ei suositella, jos

- jos iho on rikki
 - iho on turvoksissa.
 - Älä kiinnitä suoraan haavaan.
 - Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.
 - Puhdistä iho ennen käyttöä.
 - käyttäjän tiedetään olevan allerginen kumille.
- Käyttöaika ei saa olla yli 3-4 tuntia.

Varoitukset:

Älä kiristä liian tiukalle.

Varmista ennen käyttöä, että iho on puhdistettu.

Älä käytä teippiä, jos pakkaus on vaurioitunut tai jos siinä on kosteutta ja hometta.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos tuote aiheuttaa reaktioita.

Älä säilytä yli 25 asteen lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa valotta suojattuna.

Profcare Stretch -teipin osat:

- kangas: 100 % puuvillaa / paino 115-125 g/m²
 - liima: kuumaliima sinkioksidiliima / 115-125 g/m²
- Osien suhde: 60 % kangasta, 40 % liimaa

DE

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Verwendungszweck:

Das PROF CARE Stretch Soft Tape ist vorgesehen, um Körperteile von Sportlern zu unterstützen.

Das Band ist ein selbstklebendes Kompressionsband.

Das Klebeband haftet auf der Haut und bietet elastische Unterstützung.

Ausschließlich für die Verwendung auf der Haut.

Es handelt sich um ein nicht-steriles Produkt für die einmalige, kurzzeitige Verwendung.

Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise und Kontraindikationen:

Verwenden Sie das Klebeband nicht, wenn Sie Allergien haben oder empfindlich auf einige Inhaltsstoffe reagieren.

Kontraindikationen:

Die Verwendung des Produktes ist kontraindiziert, wenn:

- die Haut verletzt ist
 - an der Verwendungstelle eine Schwellung ist
 - Nicht direkt auf die Wunde kleben.
 - Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.
 - Die Haut muss vor der Verwendung gereinigt werden.
 - Nicht verwenden, wenn bekannt ist, dass der Benutzer eine Latexallergie hat
- Die Verwendungsdauer sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten.

Warnhinweise:

Nicht zu fest anlegen.

Sicherstellen, dass die Haut vor der Anwendung gereinigt wurde.

Verwenden Sie das Band nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder durch Feuchtigkeit und Schimmel beeinträchtigt ist.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn irgendwelche Reaktionen auftreten.

Nicht über 25 °C aufbewahren. Zum Schutz vor Licht in der Originalverpackung aufbewahren.

Das Profcare Stretch Tape besteht aus:

- Gewebe: 100 % Baumwolle / Gewicht 115-125 g/m²
 - Klebstoff: Zinkoxid-Schmelzkleber / 115-125 g/m²
- Bestandteile: 60 % Gewebe, 40 % Klebstoff

SE

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Avsedd användning:

PROFCARE Stretch soft tejp används av idrottare för att stödja olika kroppsdelar.

Teipen är en självhäftande kompressionsbinda

Teipen är självhäftande mot huden och ger ett elastiskt stöd.

Den ska endast användas på huden.

Den är avsedd för kortvarigt engångsbruk och är icke-steril.

Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Varningar och kontraindikationer:

Använd inte teipen om du är allergisk eller överkänslig mot någon av beståndsdelarna.

Kontraindikationer:

Användning av produkten är kontraindicerad när:

- huden är trasig
 - det finns svullnad där teipen appliceras
 - fäst inte direkt på såret
 - användningens varaktighet bör inte överstiga 3-4 timmar
 - huden måste rengöras före användning.
 - får inte användas om användaren har kända allergier mot gummi
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar.

Varningar:

Applicera inte för hårt.

Se till att huden rengörs före appliceringen.

Använd inte teipen om förpackningen är skadad eller har påverkats av fukt och mögel.

Kontakta din läkare om du upplever någon reaktion.

Förvara inte över 25 grader Celsius. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot ljus.

Profcare Stretch soft teipen består av:

- Tyg: 100 % bomull/vikt 115-125 g/m²
 - Klister: Zinkoxidsmältim/115-125 g/m²
- Material: 60 % tyg, 40 % klister

FR

Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066

Usage prévu :

La bande élastique PROF CARE qui s'utilise pour toutes les parties du corps, est conçue pour apporter un soutien aux athlètes..

La bande est une bande adhésive de compression

La bande est adhésive sur la peau et offre un soutien élastique.

S'utilise exclusivement sur la peau.

Dispositif non stérile, qui ne s'utilise qu'une fois et pendant une courte durée.

Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements et contre-indications :

N'utilisez pas la bande si vous souffrez d'allergies ou si vous êtes sensible à certains composants.

Contre-indications :

L'utilisation du produit est contre-indiquée dans les cas suivants :

- La peau est abîmée
 - Le site d'application est gonflé
 - Ne pas coller directement sur la plaie
 - Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.
 - La peau doit être nettoyée avant utilisation.
 - Les allergies au caoutchouc sont connues
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 3 à 4 heures.

Avertissements :

Ne pas appliquer trop serré.

Veillez à ce que la peau soit propre avant l'application

Ne pas utiliser la bande si l'emballage est endommagé ou affecté par l'humidité et la moisissure.

En cas de réaction, consultez votre médecin.

Conserver à moins de 25 degrés. Conserver le produit dans son emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil

La bande élastique Profcare est composée de :

- Matériau du tissu : 100 % coton/poids 115-125 g/m²
 - Adhésif : Colle à l'oxyde de zinc thermofusible/115-125 g/m²
- Composants : 60 % tissu, 40 % adhésif

ES**Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066****Uso previsto:**

La banda suave PROF CARE Stretch se ha diseñado para atletas/deportistas como apoyo para partes del cuerpo.

Se trata de una cinta adhesiva de vendaje de compresión.

La cinta se adhiere a la piel y ofrece un soporte elástico.

Uso exclusivo sobre la piel.

Este dispositivo no estéril es para un solo uso a corto plazo.

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias y contraindicaciones:

No utilice la cinta si presenta alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes.

Contraindicaciones:

El uso del producto está contraindicado si:

- la piel está lesionada
- hay hinchazón en el lugar de aplicación
- no se pega directamente a la herida.
- el tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- la piel debe limpiarse antes de aplicar la banda.
- se conocen alergias al caucho

El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas

Advertencias:

No apretar excesivamente.

Asegurarse de limpiar la piel antes de aplicar la banda.

No utilice la cinta si el embalaje está dañado o se ve afectado por humedad y moho.

Si experimenta alguna reacción, acuda al médico.

No almacenar por encima de 25 °C. Guardar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

La cinta elástica Profcare consta de:

- Material del tejido: 100 % algodón / peso 115-125 g/m²
 - Adhesivo: Adhesivo de óxido de zinc termofusible 115-125 g/m²
- Componentes: 60 % tejido, 40 % adhesivo

IT**Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066****Destinazione d'uso:**

PROFCARE Stretch soft tape è destinato all'uso da parte di atleti sportivi come supporto per parti del corpo specifiche.

Il nastro è un nastro adesivo a compressione

Il nastro aderisce alla pelle e offre un supporto elastico.

È destinata solamente all'uso sulla pelle.

È un dispositivo non sterile monouso, destinato all'uso a breve termine.

La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

Avvertenze e controindicazioni:

Non utilizzare il nastro se si soffre di allergie o se si è sensibili ad alcuni degli ingredienti.

Controindicazioni:

Il prodotto non è indicato per l'uso se:

- la pelle presenta screpolature;
 - il sito di applicazione presenta gonfiori;
 - il cerotto non aderisce direttamente alla ferita
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

La pelle deve essere pulita prima dell'applicazione.

- sono note allergie alla gomma;

La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore.

Avvertenze:

Non applicare in maniera troppo stretta.

Verificare che la pelle sia pulita prima dell'applicazione

Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata o se sono presenti umidità e muffa.

Consultare un medico se si dovessero manifestare reazioni o allergie.

Non conservare a temperature superiori ai 25 gradi Celsius. Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce del sole

Il nastro elastico Profcare è composto da:

- Tessuto: 100% cotone / peso 115-125 g/m²
 - Colla: Adesivo ossido di zinco Hot Melt/ 115-125 g/m²
- Componenti: 60% tessuto, 40% adesivo

PT**Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066****Utilização a que se Destina:**

A fita macia PROF CARE Stretch destina-se a ser usada para suportar zonas do corpo de praticantes de desporto.

A fita é uma fita adesiva de ligadura de compressão

A fita é adesiva à pele e proporciona um suporte elástico.

Destina-se a ser usada apenas na pele.

Destina-se a ser usada uma única vez e por pouco tempo e é um dispositivo não estéril.

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências e contraindicações:

Não utilize a fita se tiver alergias ou sensibilidade a alguns dos ingredientes.

Contraindicações:

A utilização do produto é contraindicada quando:

- a pele está ferida
- existe inchaço no local da aplicação
- não aplique diretamente na ferida
- a utilização não deve exceder 3 a 4 horas.
- a pele tem de ser limpa antes da utilização.
- alergias à borracha são conhecidas

A utilização não deve exceder 3 a 4 horas.

Advertências:

Não aplique demasiadamente apertada.

Certifique-se de que a pele é limpa antes da aplicação

Não utilize a fita se a embalagem estiver danificada ou afetada por humidade e bolor.

Consulte o seu prestador de cuidados de saúde se sentir alguma reação.

Não guarde a uma temperatura superior a 25 graus Celsius. Guarde na embalagem original para proteger da luz.

A fita Profcare Stretch é composta por:

- Material do tecido: 100% algodão / peso 115-125 g/m²
 - Cola: Cola de óxido de zinco de fusão a quente/ 115-125 g/m²
- Componente: 60% tecido, 40% adesivo

PL**Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066****Przeznaczenie:**

Taśma PROF CARE Stretch soft wspiera części ciała sportowców.

Taśma jest przyklejną taśmą kompresyjną

Taśma jest przyklejona do skóry i zapewnia elastyczne podparcie.

Przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórze.

Do jednorazowego, krótkotrwałego użytku. Produkt niesterylny.

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Ostrzeżenia i przeciwwskazania:

Nie używaj taśmy, jeśli masz alergię lub jesteś wrażliwy na niektóre składniki.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- uraz skóry
- opuchnięcie w miejscu zastosowania
- nie przyklejać bezpośrednio na ranę
- czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin
- skórze należy oczyścić przed użyciem
- znane są alergię na gumę

Czas stosowania nie powinien przekraczać 3-4 godzin.

Ostrzeżenia:

Nie owijaj zbyt mocno.

Przed zastosowaniem upewnij się, że skóra jest oczyszczona.

Nie używać taśmy, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub uszkodzone przez wilgoć lub pleśń.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek takiej reakcji należy skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Taśma Profcare Stretch składa się z:

- Tkanina: 100% bawełny/waga 115-125 g/m²
- Klej: Klej termotopliwy na bazie tlenku cynku/115-125 g/m²

Kompozycja: 60% tkaniny, 40% kleju

RU**Profcare Stretch Soft Tape - Style no: 720065, 720066****Назначение:**

Бинт PROF CARE Stretch soft tape предназначен для поддержки частей тела у спортсменов.

Бинт представляет собой клейкую компрессионную ленту

Бинт приклеивается к коже и обеспечивает эластичную поддержку.

Предназначается для применения только на коже.

Предназначается для одноразового, кратковременного применения и является нестерильным средством.

Длительность применения не должна превышать 3-4 часа.

Предупреждения и противопоказания:

Не используйте изделие, если у вас аллергия или имеется чувствительность к отдельным компонентам.

Противопоказания:

Противопоказания к использованию изделия:

- кожа повреждена
- имеется отек в месте применения
- не накладывайте изделие непосредственно на рану
- длительность применения не должна превышать 3-4 часа
- кожу следует очистить перед применением.
- имеется подтвержденная аллергия на каучуковый латекс

Длительность применения не должна превышать 3-4 часа.

Предупреждения:

Не накладывайте слишком туго.

Убедитесь, что кожа очищена перед применением.

Не используйте изделие, если упаковка повреждена либо подверглась воздействию влаги или плесени.

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком медицинских услуг, если наблюдается какая-либо реакция.

Не храните при температуре выше 25 градусов по Цельсию. Храните в оригинальной упаковке для защиты от солнечного света.

Эластичный бинт Profcare Stretch tape состоит из:

- Тканевый материал: 100 % хлопок / вес 115-125 г/м²
- Клей: Клей-расплав на основе оксида цинка/ 115-125 г/м²

Компонент: 60 % ткань, 40 % клейкое вещество

SELECT
PROFCARE 