

# SELECT

## PROFCARE



Classified as category 1  
EU 2016/425  
Conformity Declaration: this product meets the regulation  
EU 2016/425.



Made in China  
SELECT SPORT A/S • Fabriksparken 46 • DK-2600 Glostrup  
select-sport.com

UK

### Wrist Support - Art. 6700

#### Function:

- Warmth, support and compression
- Provides relief when wrist is under heavy strain
- Double velcro closure ensures optimal support
- For protection against minor impacts from falling, protection against bruises, abrasions and light burns

#### Instruction for use:

Place the support as shown on the front of the packing. Placing the 3.8 cm Velcro-closure closest to the wrist will increase the support and reduce the flexibility. Placing the 2.5 cm Velcro-closure closest to the wrist will increase flexibility and reduce support.

#### Material:

- Lining: 100% Polyamide Jersey
- Foam: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Fasteners: Velcro

#### Important information:

- Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components
- The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- The function of the product must not be changed or compromised
- The product should only be used for its original purpose as described above
- Time of use should not exceed 3-4 hours
- If the product contains latex or rubber and you are allergic to latex/rubber, we advise you to consult a prescriber before using the support
- If you are allergic to latex, we advise you to use a product that does not contain SBR Neoprene

To ensure correct fit, try the product on.

#### Washing instructions:

1. Close all Velcro
2. Mesh laundry bag is recommended
3. Stretch product while wet and let dry



FIN

### Rannetuki - Art. 6700

#### Käyttötarkoitukset:

- Lämmittää ja tukee
- Venähäydysien ja/tai tulehdusten ennaltaehkäisyyn
- Tehokas tuki Velcro-nauhojen ansiosta
- Tarkoitettu suojaamaan kaatumisen aiheuttavilta lieviltä vammoilta, kuten ruhjelta, kuhmuilta ja hiertymiltä

#### Käyttöohjeet:

Aseta tuki pakkauksen etupuolella esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tarrakiinnitys 3,8 cm lähellä ranne: enemmän tukea - vähemmän joustavuutta. Tarrakiinnitys 2,5 cm lähellä ranne: suurempi joustavuus - vähemmän tukea.

#### Materiaali:

- Vuori: 100 % Polyamidi Jersey
- Vaahtomuovi: 70% SBR Neopreeni, 30% CR Neopreeni
- Kiinnikkeet: Velcro

#### Tärkeää tietoa:

- Älä käytä potillailla, joilla tiedetään esiintyvän yliherkkyyttä tuotteen sisältäville aineille
- Tuote ei ole palosuojakäsitelty, vältä yli 120 °C:n/248 °F:n lämpötiloja
- Tuotteen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa tai vaarantaa
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, kuvaus edellä
- Käyttöaika ei saa ylittää 3-4 tuntia
- Jos tuote sisältää lateksia tai kumia ja olet allerginen lateksille/kumille, pyydämme kääntymään asiantuntijan puoleen ennen tuen käyttöä
- Jos olet allerginen kuumuudelle, suosittelemme käyttämään tuotetta, joka ei sisällä SBR:ää Neopreeniä

Varmista oikea istuvuus sovittamalla tuotetta.

#### Pesuohteet:

1. Sulje velcro
2. Pesupussin käyttöä suositellaan
3. Venytä tuotetta, kun se on vielä märkä. Anna kuivua.



DK

### Håndledsbind - Art. 6700

#### Funktion:

- Varme, støtte og kompression
- Støtter håndledet, når det belastes voldsomt
- Dobbelt velcrolukning sikrer optimal support
- Beskytter mot mindre skader fra fald, stod og hudafskrabninger

#### Brugsanvisning:

Anbring bindet som vist på pakkens forside. Når den 3.8 cm lange velcrolukning placeres tættest på håndledet, øges støtten, mens fleksibiliteten minimeres. Når den 2.5 cm lange velcrolukning placeres tættest på håndledet, øges fleksibiliteten, mens støtten minimeres.

#### Materiale:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Spænder: Velcro

#### Vigtige oplysninger:

- Må ikke bruges til patienter med kendt overfølsomhed over for nogle af produkternes komponenter
- Produktet er ikke brandsikkert. Undgå temperaturer over 120° C/248° F
- Produktets funktion må ikke ændres eller kompromitteres
- Produktet bør kun bruges til det oprindelige formål som beskrevet ovenfor
- Bør ikke bruges mere end 3-4 timer ad gangen
- Hvis produktet indeholder latex eller gummi, og du er allergisk over for latex/gummi, anbefaler vi, at du rådfører dig med en behandler, før produktet anvendes
- Hvis du er allergisk over for varme, anbefaler vi, at du bruger et produkt, der ikke indeholder SBR Neopren

Prøv produktet for at sikre den korrekte pasform.

#### Vaskeanvisning:

1. Luk al velcro
2. Vaskepose anbefales
3. Træk produktet i facon, mens det er vådt, og lad det tørre



DE

### Handgelenkstütze - Art. 6700

#### Funktion:

- Bietet Wärme, Halt und Kompression
- Sorgt bei übermäßiger Beanspruchung des Handgelenks für Entlastung
- Doppelter Klettverschluss sorgt für optimalen Halt
- Schutz vor geringfügigen Einwirkungen durch Stürze sowie vor Blutergüssen, Prellungen und Abrieb

#### Gebrauchsanweisung:

Bringen Sie die Bandage wie auf der Vorderseite der Verpackung dargestellt an. 3,8 cm Velcro in der Nähe von Handgelenk: Halt maximiert - Flexibilität minimiert. 2,5 cm Velcro in der Nähe von Handgelenk: Flexibilität maximiert - Halt minimiert.

#### Material:

- Futter: 100% Polyamid Jersey
- Schaumstoff: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Befestigung: Velcro

#### Wichtige Informationen:

- Nicht bei Patienten anwenden, die eine Überempfindlichkeit gegen die Produktkomponenten aufweisen
- Nicht feuerfest. Vermeiden Sie Temperaturen über 120°C/248°F
- Die Funktion des Produkts darf nicht geändert oder beeinträchtigt werden
- Das Produkt sollte nur für seinen ursprünglichen, oben beschriebenen Zweck verwendet werden
- Die Anwendungszeit sollte 3-4 Stunden nicht überschreiten
- Wenn das Produkt Latex oder Gummi enthält und Sie darauf allergisch sind, empfehlen wir Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren
- Sollten Sie wärmeempfindlich sein, empfehlen wir Ihnen, ein Produkt zu verwenden, das kein SBR Neopren enthält

Um einwandfreien Sitz zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt ausprobieren.

#### Washanleitung:

1. Velcro schließen
2. Ein Wäschesack aus Netz wird empfohlen
3. Dehnen Sie das Produkt während es nass ist und lassen Sie es trocknen



SE

### Handledsstöd - Art. 6700

#### Funktion:

- Värme, stöd och tryck
- Ger lättnad när handleden är under hård belastning
- Dubbel korbörrestängning för optimalt stöd
- Skyddar mot mindre stötar vid fall, skrubbsår, bulor och skav

#### Instruktion för användning:

Placera skyddet på så sätt som visas på framsidan av förpackningen. Med ett korbörreband på 3,8 cm närmast handleden uppnås ökat stöd och mini-mal rörlighet. Med ett korbörreband på 2,5 cm närmast handleden uppnås ökad rörlighet och minimerar stödet.

#### Material:

- Foder: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Fästånordning: Velcro

#### Viktig information:

- Får ej användas på patienter med känd överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten
- Produktet är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur över 120° C/248°F.
- Produktens funktion får inte ändras eller äventyras
- Produktet bör endast användas för sitt syfte som beskrivs ovan
- Tiden för användning bör inte överstiga 3-4 timmar
- Om produkten innehåller latex eller gummi och du är allergisk mot latex/gummi, råder vi dig att konsultera en läkare innan du använder stöd
- Om du är känslig mot värme, råder vi dig att använda en produkt som inte innehåller SBR Neopren

Prova produkten så att du vet att den passar dig.

#### Tvättråd:

1. Stäng velcro
2. Mesh tvättpåse rekommenderas
3. Sträck produkten när den är våt och låt torka



FR

### Attelle poignet - Art. 6700

#### Fonction:

- Chaleur, maintien et compression
- Soulage en cas de forte contrainte sur le poignet
- Fermeture à double bande velcro pour un soutien optimal
- Pour une protection contre les impacts mineurs liés aux chutes, comme les ecchymoses, les bosses et les effets de l'abrasion

#### Mode d'emploi:

Placez le support comme indiqué sur le devant de l'emballage. Placer la bande velcro de 3,8 cm au plus près du poignet permet d'augmenter le soutien et de réduire la flexibilité. Placer la bande velcro de 2,5 cm au plus près de poignet permet d'augmenter la flexibilité et de diminuer le soutien.

#### Matériau:

- Doublure: 100% Polyamide Jersey
- Mousse: 70% SBR Néoprène, 30% CR Néoprène
- Fixations: Velcro

#### Informations importantes:

- Ne pas utiliser sur les patients souffrant d'une sensibilité connue à n'importe lequel des composants du produit
- N'est pas ignifuge. Évitez les températures supérieures à 120°C/248°F.
- Le fonctionnement du produit ne doit pas être modifié ou compromis.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à son but d'origine, décrit ci-dessus
- Le temps d'utilisation ne doit pas dépasser les 3 à 4 heures
- Si le produit contient du latex ou du caoutchouc, et que vous y êtes allergique, nous vous conseillons de consulter un médecin avant utilisation
- Si vous êtes allergique à la chaleur, nous vous conseillons d'utiliser un produit qui ne contient pas de SBR Néoprène

Pour vous assurer de choisir la bonne taille, essayez le produit.

#### Instructions de nettoyage:

1. Fermer Velcro
2. L'utilisation d'un sac de lavage est recommandé
3. Étirer le produit encore humide et laisser sécher



NO

### Håndleddstotte - Art. 6700

#### Funksjon:

- Varmer, støtter og komprimerer
- Gir strekkavlastning til håndleddet under sterk belastning
- Doble velcro-lukkinger sikrer optimal støtte
- Beskytter mot mindre støt ved fall, beskytter mot blåmerker, støt og slitasje

#### Brukerveiledning:

Plasser støtten som vist på fremsiden av forpakningen. Plasser 3,8 mm velcro-lås inntil håndleddet for å øke støtten og minimere fleksibiliteten. Plasser 2,5 mm velcro-lås inntil håndleddet for å øke fleksibiliteten og minimere støtten.

#### Material:

- For: 100% Polyamid Jersey
- Skum: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Festeanordninger: Velcro

#### Viktig informasjon:

- Må ikke brukes på pasienter som er følsomme for en eller flere av produktkomponentene
- Produktet er ikke flammesikkert. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes
- Produktet må bare brukes til det det ment for som beskrevet over
- Brukstiden bør ikke overstige 3-4 timer
- Hvis produktet inneholder lateks eller gummi og du er allergisk mot dette, råder vi deg til å snakke med en lege før du tar i bruk produktet
- Hvis du er allergisk mot varme, råder vi deg til å bruke et produkt som ikke inneholder SBR Neopren

Prøv produktet for å sørge for at det sitter skikkelig.

#### Vaskeinstruksjoner:

1. Lukk velcro
2. Bruk av vaskepose anbefales
3. Dra i produktet mens det er vått, og la det tørke



ES

## Muñequera - Art. 6700

### Función:

- Calidez, sujeción y compresión
- Alivio de la muñeca cuando ha sufrido una torcedura considerable
- El doble cierre de velcro garantiza una sujeción óptima
- Para la protección contra impactos menores por caídas y protección contra contusiones, golpes y abrasiones

### Instrucciones de uso:

Cuanto más cerca de la muñeca se coloque el cierre de velcro de 3,8 cm, mayor sujeción se obtendrá y más se minimizará la flexibilidad. Cuando más cerca de la muñeca se coloque el cierre de velcro de 2,5 cm, mayor flexibilidad se obtendrá y más se minimizará la sujeción.

### Material:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Sujeciones: Velcro

### Información importante:

- No usar en pacientes con sensibilidad conocida a cualquier de los componentes del producto
- El producto no es ignífugo, evitar temperaturas superiores a 120°C/248°F.
- La función del producto no debe cambiarse ni ponerla en peligro
- El producto debe utilizarse solamente para la función original
- El tiempo de uso no debe exceder 3-4 horas
- Si el producto contiene látex o caucho y usted es alérgico al látex o el caucho, le recomendamos que consulte con el profesional que le ha recomendado el producto antes de comenzar a utilizarlo
- Si es alérgico al calor, le recomendamos que utilice un producto que no contenga SBR Neopreno

Para garantizar un ajuste correcto, pruebe el producto.

### Instrucciones de lavado:

1. Cerrar velcro
2. Se recomienda el uso de una bolsa de malla para lavadora
3. Estirar el producto mientras está húmedo y dejar secar



PL

## Opaska podtrzymująca na nadgarstek - Art. 6700

### Funkcja:

- Ciepło, podtrzymanie i ucisk
- Dostarcza ulgi, gdy nadgarstek jest bardzo nadwyrężony
- Podwójne zapięcie typu velcro zapewnia optymalne podtrzymanie
- Ochrona przed niewielkimi uderzeniami na skutek upadku, ochrona przed siniakami, stłuczeniami i obtarciami.

### Instrukcja użytkownika:

Umieszczenie końcówki typu velcro o szerokości 3,8 cm najbliżej nadgarstka zwiększa podtrzymanie i zmniejsza elastyczność. Umieszczenie końcówki typu velcro o szerokości 2,5 cm najbliżej nadgarstka zwiększa elastyczność i zmniejsza podtrzymanie.

### Materiał:

- Podszewka: 100% Poliamidowy Jersey
- Pianka: 70% SBR Neopren, 30% CR Neopren
- Zapięcia: Velcro

### Ważne informacje:

- Nie używać na pacjentach, którzy są wrażliwi na działanie jakichkolwiek komponentów produktu
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikać temperatury powyżej 120°C/248°F
- Nie stosować produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Nie modyfikować
- Używać produktu wyłącznie do opisanych wyżej celów zgodnych
- Czas użycia nie powinien przekraczać 3–4 godzin
- Jeśli produkt zawiera lateks lub gumę, a użytkownik jest uczulony na lateks/gumę, zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem używania stabilizatora
- Jeśli użytkownik jest uczulony na ciepło, zaleca się używanie produktu, który nie zawiera SBR Neoprenu

Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, próbnie założyć produkt.

### Instrukcje mycia:

1. Zamknij Velcro
2. Zaleca się stosowanie worka siatkowego do mycia
3. Rozciągnąć wilgotny produkt i pozostawić do wyschnięcia



IT

## Supporto per polso - Art. 6700

### Indicazioni:

- Calore, supporto e compressione
- Fornisce sollievo dal dolore causato da lievi strappi muscolari e infiammazioni alla mano o all'avambraccio
- Le cinghie di velcro garantiscono una compressione efficace
- Per la protezione contro gli impatti di lieve entità conseguenti a cadute nonché ematomi, urti e abrasioni

### Istruzioni per l'uso:

3,8 cm Velcro sul polso: maggiore supporto - ridotta flessibilità  
2,5 cm Velcro sul polso: maggiore flessibilità - supporto ridotto

### Materiale:

- Rivestimento interno: 100% Jersey di Poliammide
- Espanso: 70% SBR Neoprene, 30% CR Neoprene
- Chiusure: Velcro

### Informazioni importanti:

- Evitare l'uso nel caso di pazienti che presentino sensibilità a uno o più dei materiali di cui è composto il prodotto
- Il prodotto non è ignifugo, evitare temperature superiori a 120°C/248°F
- È essenziale rispettare le indicazioni del prodotto, senza alcuna modifica
- Il prodotto va utilizzato solamente per lo scopo originariamente previsto, come indicato sopra
- La durata di utilizzo non deve superare le 3-4 ore
- Se il prodotto contiene lattice o gomma, e se si soffre di allergie a lattice/gomma, si consiglia di consultare un medico prescrittore prima di indossare il supporto
- Se si soffre di intolleranza al calore, è consigliabile l'uso di un prodotto che non contenga SBR Neoprene

Per verificarne la vestibilità, provare il prodotto.

### Istruzioni per il lavaggio:

1. Chiudere velcro
2. Si consiglia l'uso di una rete salvabucato
3. Ridare forma al prodotto quando è ancora umido e lasciare asciugare.



RU

## Напульсник - Арт. 6700

### Назначение:

- Тепловое воздействие, поддержка и компрессия
- Снимает напряжение при большой нагрузке на запястье
- Двойная застежка «липучка» гарантирует оптимальную поддержку
- Для защиты от незначительных ударов при падении, защиты от ушибов, шишек и ссадины

### Инструкция по применению:

Если застежку «липучку» длиной 3,8 см затянуть максимально туго, это позволит увеличить поддержку запястья и минимизировать гибкость напульсника. Если застежку «липучку» длиной 2,5 см затянуть максимально туго, это позволит увеличить гибкость напульсника и минимизировать поддержку запястья.

### Материал:

- Подкладка: 100% Полиамид-джерси
- Пена: 70% SBR Неопрен, 30% Неопрен
- Застежки: Велкро

### Важная информация:

- Не применяйте на пациентах, о которых известно, что у них чувствительность к любым компонентам изделия
  - Не жароустойчивым, избегайте температуры выше 120°C/248°F
  - Изменения или нарушения в назначении изделия недопустимы
  - Изделие следует применять только по его оригинальному назначению, описанному выше
  - Время использования не должно превышать 3–4 часа
  - Если изделие содержит латекс или каучук и у вас аллергия на латекс/каучук, мы советуем вам перед использованием фиксатора для поддержки проконсультироваться у медицинского работника
  - Если у вас аллергия на тепло, мы советуем вам использовать изделие, которое не содержит БСК/неопрен
- Чтобы убедиться в правильной посадке, примерьте изделие.

### Инструкции по стирке:

1. Закрыть Велкро
2. Рекомендуется сетчатый мешок для стирки
3. Растяните изделие, пока влажное, и дайте высохнуть



PT

## Protetor de pulso - Art. 6700

### Indicazioni:

- Calor, apoio e compressão
- Adequado para prevenir distensões e rigidez
- As fitas de velcro garantem uma compressão eficiente
- Para proteção contra impactos mínimos resultantes de quedas, proteção contra hematomas, colisões e abrasões

### Modo de usar:

Coloque o suporte conforme indicado na parte dianteira da embalagem. 3,8 cm de velcro no pulso: mais apoio - reduzida flexibilidade. 2,5 cm de velcro no pulso: maior flexibilidade - apoio reduzido

### Material:

- Forro: 100% Jersey de Poliamida
- Espuma: 70% SBR Neopreno, 30% CR Neopreno
- Elementos de aperto: Velcro

### Informações importantes:

- Não deve utilizar-se em pacientes com sensibilidade a certos componentes do produto
- O produto não é resistente ao fogo. Evite temperaturas acima de 120° C/248° F
- As funções do produto não devem ser alteradas ou prejudicadas
- O produto deverá ser utilizado para os fins a que foi destinado, conforme descrito acima
- Não deve ser utilizado acima de 3-4 horas de cada vez
- Recomendamos a consulta ao terapeuta antes de utilizar o produto quando este contiver látex ou borracha, e for alérgico a esses materiais
- Se for alérgico ao calor, recomendamos a utilização de um produto que não contenha SBR Neopreno

Experimente o produto para assegurar a posição correta.

### Recomendações para lavagem:

1. Fechar velcro
2. É recomendada a lavagem num saco de rede
3. Estique o produto ainda molhado e deixe secar



**SELECT**  
PROFCARE