

DE Ferninfrarot Heizkissen
GB Far Infrared Heating Pad



Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Modell: HK610



Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	4
6. Hinweis zu Entsorgung.....	4
7. Technische Daten.....	5
8. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- **Bitte verwenden Sie das Heizkissen NICHT beim Schlafen!**
- **Setzen Sie den Heizkissen nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können!**
- Kinder dürfen nicht mit dem Heizkissen spielen.
- Dieses Heizkissen ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- **Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.**
- Nicht am Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- Verwenden Sie den Heizkissen ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.
- **Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn das Heizkissen unangenehm heiß wird.**


2. Lieferumfang

- 1 x Heizkissen
- 1 x Netzteil
- 1 x Temperaturregler
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Waschbeutel

3. Produkteigenschaften

Das **Thermrup Ferninfrarot Heizkissen** bietet tiefe Wärme für den Körper und verfügt über 6 einstellbare Temperaturstufen, die individuell angepasst werden können. Das Heizkissen ist mit einem speziellen Gummi-Heizelement ausgestattet, welches eine große Heizfläche aufweist und somit eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet. Des Weiteren kann das Heizkissen in einer Waschmaschine gereinigt werden.

4. Anwendung



• Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem „IN“-Anschluss des Temperaturreglers und das Heizkissen mit dem „OUT“-Anschluss des Reglers.

- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers, um die Heizfunktion zu aktivieren.
- Drücken Sie die „Temp“-Taste kurz, um die gewünschte Temperatur (40-45-50-55°C) individuell einzustellen.



- Drücken Sie die Power-Taste für ca. 2 Sekunden, um die Heizfunktion auszuschalten, falls erforderlich.
- Ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker des Netzteils aus der Steckdose.
- **Das Heizkissen schaltet sich automatisch nach 120 Minuten ab.**

Hinweis

- ** Wenn das Heizkissen über mehrere Stunden genutzt wird, stellen Sie bitte die niedrigste Temperaturstufe ein, um eine Überhitzung des Körpers zu vermeiden.
- ** Beenden Sie die Benutzung sofort, falls Rötungen auf der Haut zu sehen sind oder das Heizkissen unangenehm heiß wird. Übermäßige Hitze kann Verbrennungen verursachen.

5. Reinigung und Pflege

- Trennen Sie den Regler und das Netzteil vor jeder Reinigung vom Heizkissen.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Das Heizkissen kann in einem Waschsack oder im mitgelieferten Waschbeutel bei 45°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Das Heizkissen darf nicht im Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten

Modell	: HK610
Stromversorgung	
Heizkissen	: 12V; max. 42W
Netzteil: Eingang	: 100-240V ~ 50/60Hz
Ausgang	: 12V ; 3500mA
Abmessungen	: ca. 60x30cm
Gewicht	: ca. 415g

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: info@thermrup.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery	7
3.	Product features.....	7
4.	Operating.....	7
5.	Cleaning and maintenance.....	8
6.	Disposal	8
7.	Technical data.....	9
8.	Warranty.....	9

1. Important instructions

- **Failure to observe the following information can cause personal injury or property damage.**
- **Please DO NOT use the heating pad while sleeping!**
- **Do not use the heating pad on children, disabled or sleeping people, or people who are insensitive to heat and who cannot react to overheating.**
- Children are not allowed to play with the heat pad.
- This heating pad is not intended for use in hospitals.
- **Do not use folded or pushed together.**
- Do not pull, twist or sharply kink the cable.
- **Only use the heat pack with the power adapter supplied.**
- If the heat pad is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating of the heated body part.
- **The heating pad switches off automatically after 120 minutes.**
- **Discontinue use immediately if the heating pad becomes uncomfortably hot.**


2 . Package Contents

- 1 x heating pad
- 1 x charger
- 1 x Power Adapter
- 1 x instruction manual
- 1 x wash bag

3. Product features

The **Thermrup Far Infrared Heating Pad** provides deep heat for the body. It has 6 adjustable temperature levels. The temperature of the heating pad can be adjusted individually. The special rubber heating element has a large heating surface and provides an even heat distribution. The heating pad can be cleaned in a washing machine.

4. Operation



- Connect the supplied power supply to the "IN" port of the temperature controller. Next, connect the heating pad to the "OUT" port of the controller.

- Press the power button on the controller to switch on the heating function.

- Then, press the “Temp” button briefly (several times if necessary) to set the required temperature (40-45-50-55 ° C).



- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the heating function.
- Unplug the AC adapter from the outlet after use.
- The heating pad switches itself off automatically after 120 minutes.

***** If the heating pad is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating of the heated body part.**

***** Stop using if you see redness on your skin. Excessive heat can cause burns.**

5. Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the heating pad from the controller and power adapter.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The heating pad can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- The heating pad should not be dried or ironed in a dryer.

6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

7. Technical data

Model	: HK610
Power supply	
Heating pad	: 12V ; Max. 42W
Power supply	Input : 100-240V ~ 50 / 60Hz
	Output : 12V; 3500mA
Dimensions	: approx. 60x30 cm
Weight	: approx. 415g

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: info@thermrup.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany

www.thermrup.com