

**DE Ferninfrarot Multifunktionales Heizpad**

**GB Far Infrared Multifunctional Heating Pad**



**Gebrauchsanweisung**

**Instruction Manual**

**Art. HP622**

**CE**

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.!

## Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	2
2. Lieferumfang .....	3
3. Produkteigenschaften.....	3
4. Anwendung.....	3
5. Reinigung und Pflege.....	5
6. Hinweis zu Entsorgung.....	5
7. Garantie.....	6

## 1. Wichtige Anweisungen

- **Das Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden erzeugen.**
- **Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.**
- Kindern ist es untersagt mit dem Gerät zu spielen.
- Bitte nicht an den Stromleitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Das Heizpad ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- **Bei Verwendung des Heizpades über mehrere Stunden, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.**
- **Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn das Heizpad unangenehm heiß wird.**

## 2. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst die Vollständigkeit des Gerätes und prüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Heizpad
- 1 x Verlängerung 18cm
- 1 x Verlängerung 60cm
- 1 x USB Verlängerungskabel
- 1 x USB Netzteil
- 1 x Gebrauchsanweisung


### 3. Produkteigenschaften

Der **Thermrup Ferninfrarot Multifunktionales Heizpad** ist zur Erwärmung der Menschkörper und Gegenstand geeignet und spendet gleichmäßige und tiefe Wärme. Mit den mitgelieferten Gummibändern kann das Heizpad leicht an verschiedene Körperteile oder Gegenstand befestigt werden. Das Produkt verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Hezelement besitzt eine große Heizfläche und liefert somit insgesamt eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

### 4. Anwendung

#### 4.1 Befestigen

Legen Sie nun das Heizpad um Ihre Körper oder Gegenstand. Als nächstes verschließen Sie den Klettverschluss der Gummibänder. Verwenden Sie die Verlängerung der Gummibänder, um das Heizpad in jeder beliebigen Position am Körper getragen werden.



## 4.2 Betrieb mit Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die USB-Buchse der Powerbank.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers kurz, um die erste Stufe einzuschalten. Als nächstes drücken Sie bei Bedarf die Power-Taste erneut, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot-grün- blau) einzustellen. Jede einzelne Tastenberührung erhöht die Temperatur um eine Stufe.



Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (roter LED-Anzeiger leuchtet)

Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe. (grüner LED-Anzeiger leuchtet)

Die 3. Stufe ist die niedrigste Stufe. (blauer LED-Anzeiger leuchtet)

- Ist die blaue Stufe erreicht und wird die Ein-/Aus Taste ein weiteres Mal gedrückt, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen leuchten nicht mehr.
- Nach **100 Minuten** ununterbrochenen Betriebs schaltet das Heizpad sich automatisch aus. Möchten Sie das Heizpad weiterhin benutzen, dann **starten Sie ihre Powerbank erneut** und drücken auf die On/Off-Taste des Reglers.

**!! Beenden Sie die Benutzung, falls Sie Rötungen auf der Haut sehen oder das Heizpad unangenehm heiß wird! Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen.**

## 4.3 Betrieb mit USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

- Verbinden Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel mit dem Anschlusskabel des Heizpades.
- Stecken Sie den USB-Stecker des Verlängerungskabels in das mitgelieferte Netzteil.
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers kurz um den Regler einzuschalten.



Drücken Sie bei Bedarf die Power-Taste erneut, um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot -grün- blau) einzustellen.

- Ist die blaue Stufe erreicht und wird die Ein-/Aus Taste weiter gedrückt, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen leuchten nicht mehr.

- Nach der Verwendung trennen Sie das Verlängerungskabel von dem Netzteil.

\*\*\* Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil \*\*\*

## 5. Reinigung und Pflege

- Außerhalb der Regler am Kabel ist das Heizpad wasserfest und kann per Hand gewaschen werden.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Das Heizpad darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden. Eine erneute Benutzung sollte erst nach vollständiger Trocknung des Gerätes erfolgen.

## 6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

## 7. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: [service@zewox.de](mailto:service@zewox.de)

**Zewox GmbH** Oststr.159, 47057 Duisburg, Deutschland

[www.thermrup.de](http://www.thermrup.de)

## Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery .....	6
3.	Product features.....	7
4.	Operating.....	7
5.	Cleaning and maintenance.....	9
6.	Disposal .....	9
7.	Warranty.....	9

### 1. Important instructions

- **Non-observance of the following instructions may result in personal injury or damage to property.**
- **Do not use the device on children, disabled or sleeping persons, or heat-insensitive persons who cannot react to overheating.**
- Children shall not play with the appliance.
- **Please do not pull, twist or bend the power lines sharply.**
- The following heating pad is not intended for use in hospitals.
- **When using the heat pad for several hours, we recommend setting the lowest temperature level to avoid overheating the heated part of the body.**
- **Stop using the pad if it becomes uncomfortably hot.**

### 2. Included in delivery

Please first check the completeness of the device and inspect the product for damage. If the device is damaged, do not operate it and contact your dealer or the service department.

The scope of delivery includes:

- 1 x heating pad
- 1 x extension 18cm
- 1 x 1 x extension 60cm
- 1 x USB extension cable
- 1 x USB power adapter
- 1 x Instruction Manual


### 3. Product features

The **Thermrup Far Infrared Multifunctional Heating Pad** is suitable for heating the human body and object, the heating pad provides even and deep heat. With the included rubber bands, the heating pad can be easily attached to different body parts or objects. The product has 3 adjustable temperature levels. The special rubber heating element has a large heating surface and thus provides an overall even heat distribution.

### 4. Operation

#### 4.1 Fix to the body


Place the heating pad around your body or object. Next, close the Velcro on the rubber bands. Use the elastic strap extensions to wear the heating pad in any position on the body.



## 4.1 Operating with power bank

- Plug the USB connector of the cable into the USB socket of the power bank (not included).
- Briefly press the power button on the controller to turn on the first level.
- Next, if necessary, press the power key again to set the desired temperature level (1-2-3, red-green-blue). Each single key touch increases the temperature by one level.

The 1st level is the warmest level. (red LED indicator lights up).  
The 2nd stage is the middle stage. (green LED indicator lights up).  
The 3rd stage is the lowest stage. (blue LED indicator lights up).



- When the blue level is reached and the ON/OFF button is pressed again, the heating function is switched off and the LED indicators no longer light up. After 100 minutes of continuous operation, the heating pad will automatically turn off, restart your powerbank to continue.

**!! Discontinue use if you see reddening of the skin or if the pad becomes uncomfortably hot! Excessive heat can cause burns.**

## 4.2 mains operation

- Connect the supplied extension cable to the connection cable of the pad.
- Plug the USB connector of the extension cable into the supplied power supply.
- Press the power button of the controller short to switch on the controller. Then press the power button briefly to set the desired temperature level (1-2-3, red - green-blue).
- Press the power button until all of the LED off to switch off the controller.
- After use, remove the extension cord from the charger.



**\*\*\* Please use only the supplied charger. \*\*\***

## 5. Cleaning and maintenance

- Outside the controls on the cord, the heating pad is waterproof and hand washable.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- The heating pad must not be dried in a dryer or ironed. It should only be used again after the device has completely dried.

## 6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

## 7. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: [service@zewox.de](mailto:service@zewox.de)

**Zewox GmbH**

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany

[www.thermrup.com](http://www.thermrup.com)