



# DE Ferninfrarot Saunagürtel GB Far infrared Waist Trimmer Belt

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Art. WTB620

 $\epsilon$ 

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully!

# **Deutsch**

#### Inhalt

1. Wichtige Anweisungen	2
2. Lieferumfang	3
3. Produkteigenschaften	3
4. Anwendung	3
5. Reinigung und Pflege	4
6. Hinweis zu Entsorgung	5
7. Technischen Daten	5
8. Garantie	6

## 1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieser Saunagürtel darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Akku betrieben werden.
- Nicht das Kabel ziehen, drehen oder scharf knicken.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich des mitgelieferten Ladegeräts.
- Wenn der Saunagürtel über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils zu vermeiden.
- Wenn Sie den Saunagürtel nicht täglich benutzen, ziehen Sie den Anschlussstecker des Gürtels aus dem Akku.

## 2. Lieferumfang

- 1 x Saunagürtel
- 1 x Akku
- 1 x Ladegerät
- 1 x Adapter-Kabel für Netzbetrieb
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Aufbewahrungsbeutel

# 3. Produkteigenschaften


Der **Thermrup Ferninfrarot Saunagürtel** zur In-und Outdoor-Anwendung, spendet tiefe Wärme mit Ferninfrarot-Wärme für den Bauch mit exzellenter Bewegungsfreiheit. Der Saunagürtel ist leicht anziehbar, sehr beguem und sicher.

Er verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement hat große Heizfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung. Der Gürtel ist maschinenwaschbar.

# 4. Anwendung

## 4.1 Aufladungen des Akkus

- Vor der ersten Benutzung oder nach längerer
   Nichtbenutzung muss der Akku für mindestens 4 Stunden vollständig aufgeladen werden.
- Zum Aufladen der Akkus verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Akku und mit einer Steckdose. Während des Ladevorganges leuchtet die LED auf dem Ladegerät rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die LED auf dem Ladegerät grün. Sie können dann das Ladegerät vom Stromnetz und vom Akku trennen.



#### 4.2 Anziehen

 Legen Sie nun den Saunagürtel um den Bauch und verschließen Sie den Klettverschluss. Legen Sie die Heizfläche des Gürtels in beliebige Position um Bauch, je nachdem wo der wärmende Effekt gewünscht ist.



#### 4.3 Betrieb mit Akku

- Ziehen Sie das Kabel von der Akku-Tasche. Verbinden Sie das Kabel mit dem Akku.
- Setzt Sie den Akku in die Akku-Tasche ein.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalter ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Ein-/Aus-Taste kurz (ggf. mehrfache), um die gewünschte Temperaturstufe (Stufe1-2-3, Rot-Grün-Blau) einzustellen.
- Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (LED-Anzeige leuchtet rot)
- Die 2. Stufe ist die mittele Stufe. (LED-Anzeige leuchtet grün)
- Die 3. Stufe ist die niedrigere Stufe. (LED-Anzeige leuchtet blau)
- Die vier T-LEDs zeigen die Restkapazität des Akkus. (Wenn der Akku voll ist, leuchten alle vier T-Leds.)
- Nach 30 Sekunden geht der Powerbutton in den Stromsparmodus und die LED-Anzeige wird dunkler, jedoch läuft die Heizfunktion weiter an. Falls Sie sich während der Verwendung eine andere Temperaturstufe wünschen, drücken Sie die Powertaste kurz erneut, um Sie aus dem Stromsparmodus zu entsperren. Anschließend können Sie ihre gewünschte Stufe wie oben beschrieben einstellen.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalter ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion auszuschalten.

Beenden Sie die Benutzung, wenn Sie Rötungen auf der Haut sehen. Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen.

#### 4.4 Netzbetrieb

- Verbinden Sie das Netzteil und das Kabel des Gürtels mit Adapter-Kabel
- Drücken Sie die Power-Taste des Reglers ca. 2 Sekunden um den Regler einzuschalten.
- Drücken Sie danach die Power-Taste kurz (ggf. mehrfach), um die gewünschte Temperaturstufe
   (1-2-3, rot- grün- blau) einzustellen.



- Drücken Sie die Power-Taste ca. 2 Sekunden um den Regler auszuschalten.
- Nach der Verwendung nehmen Sie das trennen Sie den Gürtel von dem Netzteil ab.
- \*\*\* Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil\*\*\*

# 5. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, trennen Sie den Akku bzw. das Netzteil von dem Gürtel.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Der Saunagürtel kann in der Waschmaschine bis 45°C in einem Waschsack oder mitgelieferte Waschbeutel gewaschen werden.
- Der Gürtel darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

# 6. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

## 7. Technische Daten

Modell : WTB620

Stromversorgung

Heizkissen : 7,4V ~ 8,4V; max. 15W

Netzteil: Eingang : 100-240V ~ 50/60Hz

Ausgang: 8,4V; 2A

Akku : Li-Po 7,4V; 3000mAh

Abmessungen : ca. 115/130 x20cm

Gewicht : ca. 480g

#### 8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- o Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- o Bei Eigenverschulden des Kunden.
- o Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

#### **Zewox GmbH**

Oststr.159

47057 Duisburg

Deutschland

# **English**

#### **Contents**

1.	Important instructions	7
2.	Included in delivery	7
3.	Product features	8
4.	Operating	8
	Cleaning and maintenance	
6.	Disposal	10
	Technical data	
	Warranty	

## 1. Important instructions

- Failure to observe the following information can cause personal injury or property damage.
- Do not use the device on children, disabled people, people who are sleeping or people who are insensitive to heat and who cannot react to overheating.
- Children are not allowed to play with the device.
- This belt may only be operated in connection with the battery specified on the label.
- Do not pull, twist or sharply kink the cable.
- Only use the charger supplied to charge the battery.
- If the belt is used for several hours, we recommend that you set the temperature to the lowest possible level in order to avoid overheating of the heated body part.
- If you do not use the belt every day, pull the connection plug of the belt out of the battery.

## 2. Package Contents

- 1 x heated belt
- 1 x charger
- 1 x Battery
- 1 x adapter cable for mains operation
- 1 x instruction manual
- 1x storage bag

#### 3. Product features

The **Thermrup Far Infrared Waist trimmer belt** for indoor and outdoor use, offers deep warmth with far infrared for the waist with good freedom of movement. It's easy to put on, comfortable and safe. It has 3 adjustable temperature levels. The special rubber heating element has a large heating surface and even heat distribution. The belt is machine washable.

## 4. Operation

## 4.1 Charging the battery

- Before using it for the first time or after a long period of non-use, the battery must be fully charged for at least 4 hours.
- To charge the batteries, connect the charger cable to the battery and to a socket.
   During the charging process, the LED on the charger lights up red. When the battery is fully charged, the LED on the charger lights up green. You can then disconnect the charger from the mains and from the battery.




#### 4.2 Tightening

 Now put the sauna belt around your stomach and close the Velcro fastener. Place the heating surface of the belt around the stomach in any position, depending on where the warming effect is desired.



#### 4.3 Battery operation

- Pull the cable from the battery bag. Connect the cable to the battery.
- Place the battery in the battery bag.



- The 1st level is the warmest level. (LED display lights up red)
- The 2nd level is the middle level. (LED display lights up green)
- The 3rd level is the lower level. (LED display lights up blue)
- The four T-LED shows the remaining capacity of the battery. (If the battery is full, all four T-LEDs light up)
- After 30 seconds, the power button will go into power-saving mode and the LED indicator will darken, but the heating function will continue. If you desire a different temperature level during use, briefly press the power button again to unlock it from power-saving mode. You can then set your desired level as described above.
- Press the on / off switch for approx. 2 seconds to switch off the heating function.

\*\* Stop using it if you see redness on your skin. Excessive heat can cause burns!



## 4.4 Main Operation

- Connect the charger and the cable of the belt with the adapter cable
- Press the controller's power button for approx. 2 seconds to switch the controller on.
- Then press the power button briefly (several times if necessary) to set the desired temperature level (1-2-3, red-green-blue).
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the controller.
- After use, remove the belt from the charger.

\*\*\* Please only use the supplied charger\*\*\*



## 5. Cleaning and maintenance

- · Before cleaning, disconnect the heat belts from the Battery or power supply.
- · Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- · The heat belt can be washed in the washing machine up to 45 ° C in a washing bag or supplied washing bag.
- · The thermal belt must not be dried or ironed in a dryer.

## 6. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for

information about disposal.

## 7. Technical data

Model: WTB620

Power supply

Heating pad :  $7.4V \sim 8.4V$ ; Max. 15W

Power supply Input :  $100-240V \sim 50 / 60Hz$ 

Output: 8.4V; 2A

Battery : Li-Po 7.4V; 3000mAh

Dimensions : approx. 115/130 x20cm

Weight : approx. 480g

## 8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- o In the case of damage caused by improper use
- o For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following

contact: E-Mail: service@zewox.de

#### **Zewox GmbH**

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany