「取扱説明書」の通りに製品を取り扱ってください。ご質問 は、カスタマーセンターにお問い合わせください。

● 危険:ケガの原因となりかねない誤った操作を指してい ● 警告:危険が生じかねない誤った操作を指しています

▲ 注意:人体へのリスクや物品の破損の原因となりかねな い誤った操作を指しています

◎ 危険

* 水の入ったバスタブ、浴槽用たらい、洗顔用 たらい、またはその他容器の近くで製品を使用しないでください。

⊗ お子さまに木製品で遊ばせないでください ◈ 身体に障がいのある方、精神に障がいのある方など経験や知識

● 本製品とACアダプターは乾いた状態を保ってください。

が不足している(お子さまを含む)方は、保護者監視のもとでご使

 製品が壊れた場合は、すぐにご使用をやめてください。感電の危険 があるため、内部の部品に触れないでください。

● 目に直接使用しないでください。

◉ 製品の故障や発火を避けるため、通気孔がふさがった状態で使用 ● 本製品に関する15歳以下のお子さまの使用データが不足してし ため、15歳以下のお子さまに本製品に触れさせないようにご注意

ださい。またお客様ご自身がお使いになる場合も、15歳以下のお さまの近くでは使用しないでください。

●警告

● 製品の故障や不具合を避けるため、発光部を消磁しやすい物品に

すがの原因となるため、衣服、髪の毛その他の物品に照射しない ケガの原因になりますので、ペットには使用しないでください。

● 目を傷める原因になりますので、目の周りでは本製品を使用しな

火災や感電によるケガの原因となりますので、燃えやすいものや爆 発の危険のあるもの(スプレー、ガソリンタンク)のそばでは使用

待った後、使用してください。

周囲温度差が20℃以上になる場所でご使用になる場合(低温環

境から高温環境、またはその逆)、製品の電源を切り2時間ほど

本脱毛器の使用環境温度は0°C~40°Cです。ご使用になる前に室

動くなった発光部は、やけどの原因となりますので、使用直後には

製品の重大な故障の原因となりますので、製品を直射日光や紫外 製品の故障を避けるため、電源を入れても内蔵ファンが回転して

▲ からだの部位に合わせて、必要に応じた照射強度でご使用ください。 い、照射強度はレベル1から段階的に上げてください(ご使用状況)

▼ ワキに照射した直後は、制汗剤のご使用を避けてください。

製品の故障や、皮膚のトラブルの原因となりますので、使用後には マ回の使用のために、脱毛器に付着した体毛やスキンケア用品

械が故障する恐れがあります。

▲ ご注意

なります。また照射されない、または異常な照射の原因となります。

製品の性能を保つため、定期的に発光部のP12にあります掃除とお

使用後には皮膚が赤くなり、熱く感じますが、これは正堂な現象で す。冷感脱毛機能を使うことで、皮膚の不快感を和らげることがで

は速やかに電源をお切りください。

お手入れ後48時間は、脱毛箇所に紫外線が直接当たらないように

本製品をぶつけたり激しく振らないでください。

プラグを抜くときは、電源を切り、製品の放熱処理後に抜いて

▲ 脱毛筒所の皮膚がぬれていたり、汚れていたりすると、使用の妨げ

皮膚の表面に体毛が残らないようにし、完全に乾燥した状態でた

重い心臓病、中~重度の高血圧、悪性腫瘍、毛包炎、伝染性皮膚疾患、

光刺激に敏感で皮膚の発疹やアレルギーを起こしやすい方は使用

つ油性物質による汚れがない清潔な状態で使用してください。

照射部位に静脈瘤や毛細血管拡張症などの血管疾患をお持ちの方

免疫反応を抑制しなければならない病気(HIV感染、エリテマトーデ

出血性の病気の方はいずれも使用することができません。イソトレチ イン、AHA、サリチル酸 (BHA) またはアゼライン酸を外用している 方はご使用できません。

エッセンシャルオイルなどと一緒に使用することはできません。照象

弱い方、光刺激に敏感な方は使用しないでください

ス、ポルフィリン症など)の方は使用しないでください。

白髪または灰色など色の薄い体毛の除去はおすすめしません。

ご使用に適さない方々や状況

/ のどぼとけ 9/ 乳首、乳輪 4/ 眼球、まぶた、目の周辺 10/ へその中 5/ にきびのある箇所 11/ 大静脈 · 6/ しみ、あざのある箇所 12/ タトゥー、ボデ

医師にお問い合わせください。)

紫外線による皮膚障害(日焼け)がある場合は、皮膚の修復後使用 してください。粘膜など敏感な部位には使用しないでください。

The use of this device is discouraged on the

following body part or under the following

(使用を検討される場合は、医師にご相談のうえで使用してください

次の部位には使用しないでください。

Key Points of Hair Removal

. Bikini line

Hands and feet

Before removing hair, please cleanse off any antiperspirant, perfume, or emulsion fro

 $pigmentation. \, Level \, 1 \, is \, recommended \, before \, your \, skin \, gets \, accustomed \, to \, it.$

It is more likely to feel some pain in a bony, convex or concave skin area than others.

. Do not use this device on any body part fitting into the following

Characterized by a darker skin tone, stricken by any burn scar, chilblain, black nevus or

Within 48 hours after hair removal, protect the target skin area from exposure

▲ Be sure not to expose your eyes directly to any flashing light.

unusual to feel some mild heat on the skin exposed to flash lights.

製品名	MEGELIN Lightサファイアアイス脱毛器				
型番	JR8				
照射面積	3.41cm ²				
波長	590-1200nm				
ACアダプター	入力:100-240V~50/60Hz,1.5A 出力:24V == 2.5A				

② 本体 レベル ⑤ レベル選択ボタン

Product Structure

₩ ₹

4

Component Parts

9

3

Sapphire (light outlet)
 Control button
 (adjust energy level)

® On/Off button

(10) Air outlet

② AC power cord


🛟 各部の名前



	定格•仕様
製品名	MEGELIN Lightサファイアアイス脱毛器
型番	JR8
段射面積	3.41cm ²
波長	590-1200nm
アダプター	入力:100-240V~50/60Hz,1.5A 出力:24V== 2.5A

③ 表示パネル ⑥ 電源/モード選択ボタ


☆6つのモード







使用時に部位に合わせたモードを選択することで、より良い 効果を得られ、より快適に脱毛を行うことができます。









顔モード:髭と顔の脱毛を行うときに選択します。 ビキニモード: "VIO"ゾーンの脱毛を行うときに選択します。 スーパーモード: 手、肩、足などの体の部位の脱毛を行うときに選択します。 SRモード:産毛を脱毛する時に選択します。 連続照射モード:自動で連続照射します。 冷感モード: 電源を入れると自動で冷感モードが点きます。

☆ご使用前の準備

1. しっかりと皮膚を清潔にし、体毛が残らないようにしてください。完全 こ乾燥した状態で、油性物質による汚れを落としてください。 (美容到 液などの残留物)





(ご注意:表中の「x」で示された肌色は本製品の使用に適しません) ご注意:白色、灰色、赤色、金色の体毛は本製品の使用に適しません

・ 違和感を感じる場合は、ご使用を直ちに停止し、医師に相談して ご注意:いろいろな理由により、肌は照射時間や状況により異なる反応が出る 場合があります

- 本製品を初めて使用する場合やタンニングを行った直後は、手 の位置でテストをするなど、お休の各部位ごとに適切な昭射強
- 度を設定するため、脱毛部位ごとに皮膚試験を行ってください。 1 皮膚試験をする部位を除毛してください。
- 2. ソフトモードを選び、LV1を選択します。脱毛器の発光部を肌に 3 1/2を選択し、脱毛器を即に密着させたまま次の部位にスライド
- この操作を繰り返します。段階的に出力レベルを上げ昭射を行 プログログログログ 電源/モード選択ボタンを押し、お使いになるモードを ご注章: 皮膚テストの2時間後、肌に異常がないことを確認 から、該当する出力レベルでご使用ください。肌が赤くはれた場合 は、出力レベルを下げてご使用ください。)

◇ 脱毛後のケア


タンニング中に脱毛しないでください。

◇ 皮膚照射試験

- ・ 脱毛後6時間は水にぬれないようにすることをお勧めします。そ の後保湿液で昭射部位を保湿します。 ・ 脱毛後の皮膚にはフレグランスパックやスクラブ入りの化粧品は
- ・ 脱毛後48時間は、紫外線を避けるようにし、必要に応じて日焼け 止めなどを塗ってください。
- ・ 脱毛後に脱毛箇所の整形手術(脱毛箇所のみ)を行う場合は、医
 - 電源が切れます。また、スタートから 30 分で、強制的 「電源が切れます。)電源が切れた後もファンは 20 秒E


初めてお使いになる時はレベル1から始めることをま すめします。

♦ 使用の間隔




❖ 使いかた

強度や頻度を上げることができます。実際の状況に合わせて調節してください。



ク レベル選択ボタンを押し、照射レベルを設定します





べてのモードで、3分間機器を使用しないと、自動的

と一緒に捨てることはせず、指定された回収施設に処分を 様 体頼してください。

この章では本製品の使用上の質問を扱っていますが、これらの 情報で解決できない場合は、カスタマーサポートセンターにお 時間 1~4周目 5~8周目 8周目以降 問い合わせください。 使用の頻度 3~4回/週 2~3回/週 半月または1か月に1度 ご質問 考えられる原因 解決方法 ※体毛の成長速度に合わせて複数回使用してください。体毛が多い方はさらに

☆よくあるご質問と答え

光が出ないディが過熱状態にあ

唐に密着していない

電源が入らない 電源の接続不良 電源がしっかりと接続されているか確認してください

できないまど 痛みを感じる 脱毛に適さない箇 所で使用している は陰嚢には使用しないでください。男性は陰嚢には使用しないでく

光の強度が強すぎる 痛みを感じない照射レベルまで下げてください

反射板の破損 すぐに製品を修理または 交換してください

機器が自然に冷却するのを

い 木休を皮膚に宓善さ

雷源が正常に入るか確認し

を修理または交換してくださ


ない強度で使用してくださ

日のまわり 内险長 晦 町

本製品の使用前に、照射部

◇掃除とお手入れ

製品を正しく、また長くお使いいただくために、毎回の脱毛前後に木隼 が機器にたまったままの状能でいると、故障の原因や本製品は本



4.スチールたわしや研磨剤の入った洗剤(歯磨き粉な ン)などで本製品に使用しないでください。

注意:掃除しても反射板の汚れがとれない場合は、本製品の使用を中止 環境保護の観点から、製品を廃棄する場合は、一般のごみ

最適なお手入れの頻度は Megelin は取扱説明書の変更や解釈に関する一切の責任を負

光照射に対する反応 が遅いことが考えら カキオ へによって異なります。ご 自分の肌の状況に合わせ て適切にお手入れの頻度 い、本書の内容には万全を期しています。本書の内容について十 分な確認をしていますが、万一印刷漏れなどがあった場合、法 や皮膚に体毛が残っしさい。体毛をそり落と ている 強度を下げてください

❖ 特別説明

使用中に製品

製品中の有害物質の名称及び含有量

❖ 環境保護リスト

脱毛後、脱毛箇な反応で身体に害は 脱毛後のケアを行って 熱 製品を風通しの良い場所 製品を風通しの良い場所 に置いて冷ましてください

この表は、SJ / T 11364の規定に従って作成されています。

X: この有害物質は、少なくともこの部品のある均質 材料中の含有量がGB/T 26572-2011で規定された 制限量を超えていることを示します。 この表に表示された「有害物質」およびその使用部品は製品を正

でき、環境保全使用期限を超えた後はリサイクル循環シスラ

Danger: Erroneous operations may cause personal injuries.

Danger

o not use this product around the eyes. Protective goggles, though capable of oggles before using this product because the high-frequency flashing light might do arm to your eyesight even though such light will not be leveled at your eye







▲ Attention

oabilities or those who lack relevant experience and knowledge must use an, and maintain this product under the supervision and guidance of the

Do not try to insert any object into this device. Also, refrain from leaving this device

O Do not shed light on any clothes, hair or other objects so as to prevent burning,

ver adapter shall be kept dry. evice, please wipe off any hair or skincare product clung evice from breaking down or causing any harm to the skin riate intensity of light in line with your skin conditions. When

ng it. o ensure the surface is completely dry and further free from

ase check the room temperature before using this device, which should be used in

Do not use this product near any water-filled bathtub/basin, washbasin or



prevent any harm. ediately after shedding light into armpits.

first time, please start it up from Level 1.
r on the back, please be advised to have someone assist you ryou to operate this product single-handedly.
left unattended after it is turned on. Be sure to immediately

o not shed light on any black object so as to prevent damage to the black object an

evice.

It is device cannot be used together with any essential oil product. Please also be ure to make the target skin area clean, dry and further free from any emulsion, ibricant, or other cosmetics. ilamide) recently. son suffering from light-induced injuries (sunburn) shall not use this devir

製品の電源を入れた状態で製品から離れないでください。使用後

製品の電源を入れた状態でプラグを直接抜かないでください。機

Do not use this device in bathrooms or other high-humidity environments. Wear protective goggles when using this device.

▲ Contraindications

number to use this device on any person suffering from severe heart disease ite or severe hypertension, malignant tumor, folliculitis, infectious skir.

being susceptible to skin rashes or allergies. This device shall not be used on any target skin area plagued by infections, herpes simplex, pathological changes, hematoma, etc. This device shall not be used on any person suffering from immunosuppressive response conditions, including HIV infection, lupus erythematosus, and porphyria. It is prohibited to use this device on any person suffering from hemorrhage disease or using external application drugs, inclusive of 13-cis-retinoic acid, alpha-hydroxy acid (AHA), beta-hydroxy acid (BHA), or azelaic acid. Use this device with caution on any person who has adnoted a chemical depilatory.

Product Profile Thank you for purchasing MEGELIN hair removal device. Please be sure to read the cautions and the instructions provided by this User Manual carefully before using this

> Parameters Product Name MEGELIN Light Sapphire Lighting Coverage 1.1*3.1=3.41cm² Wavelength 590-1200nm Power Adapter Output:24V==2.5A

tensity, high speed in emitting flashes, and a good cooling effect.The cooling surface cove ie light outlet. Whilst emitting flashes, the cooling surface simultaneously helps to reduce th

妊婦、授乳期の女性、月経期間中の女性、傷跡、糖尿病患者、肌質の

部位の皮膚を清潔で乾燥した状態にしてください。クリームやオイ ル、他の化粧品はしっかりと落としてください。

・過去の傷跡や縫合不全があった方を含め、膠原病、代謝異常疾患を お持ちの方は使用しないでください。

照射部位にヘルペス、皮膚疾患、血腫が見られる場合は使用しない

30日以内に薬品による脱毛を行った方、1週間以内に美白製品やビ マミンAを含む化粧品を使用された方は十分に注意して使用してく

アスピリンや免疫抑制薬、イソトレチノインを服用している間は使用 症薬を使用された方は使用しないでください。

1/口腔内. 陰部. 粘膜など 7/ 眉. 頭髪 2/ 整形、手術を受けた箇所 8/ 耳

(注意:上の例は一例です。使用できるか不明な場合は、かかりつけの

❖ 製品規格

3

10 10

Panel Description

スーパーモード ④ 顔モード ⑦ 照射レベル選択ボタン ⑧ 電源/モード選択ボタ ⑨ ビキニモード ⑩ SRモード


7 F 9 8

<u>Θ</u>

① センサーライト ② 連続照射モード













Before You Start Hair Removal 1. Cleanse the target skin area thoroughly, and make sure

Make sure the light outlet is free from any dust, hair, or dirt, has not be

Level-Intensity Checklist (Skin Tone Card)

3.Do a test on the target skin area before using this product and check the condition of the tested skin area twe hours thereafter. You can use this product safely so long as the tested skin area shows no problem. Setting Light Intensity

Skin Test

flashing lights.

to the given light intensity, and to determine intensity for each target skin area. ote: Do not use this device on a body part that is sensitive or tricky (e.g. ankles or other parts of the skeleton). Be sure to set the level at Level 1. Cleaning and Maintenance

4. When the indicator light starts blinking, press the 'Lighting button' to give out 6. Increase the intensity of light to a higher level and enable this device to giv out light for once, before sliding it to the next target skin area.

Skincare After Treatment

 Within 48 hours after the hair removal, do not expose the target skin area t amount of sunscreen cream onto the target skin area for protection purpose

After the skin test is done, wait two hours and check the skin condition If the skin area exposed to light does not show any abnormality (redness or blister), you can be reassured about using this device.

contain exfoliation particles onto the target skin area.

3. Place the device vertically onto the skin to enable its contact with the light

 The target skin area shall not get wet within 6 hours after hair removal. Thereafter, you can apply some moisturizer onto the target skin area for

. Do not expose the target skin area to any artificial tanning during the ha removal treatment. on the target skin area after hair removal.

Frequency of Use

Examine this product and make sure its body, light outlet and components ar

FAQs and Solutions This chapter summarizes those problems that may arise during the use of this device. Please contact the Customer Service enter in your country/territory should the following informa

 3. Do not use a steel wire sponge, any abrasive detergent (e.g. toothpaste) of corrosive liquid (e.g. gasoline, engine oil, and acetone) to clean this device. $\label{eq:model} \ensuremath{\mathfrak{X}} \mbox{ Note: Discontinue the use of this product when it becomes impossible to clean up its light outlet.$

Indicator is not blinking

3. Dab a few drops of water onto the cleaning cloth and then use it to clean up the cooling surface.

tion fails to help you solve the problem in question.

it cool down before cleaning it up.

2. Where necessary, use a piece of soft cleaning cloth to clean up the exterior of

ep your Payment Receipt and Warranty Card in a safe place as these documents are Special Notes

Checklist of Environmental Protection

津で認められる範囲内において、当社は最終的な解釈の権利 留保します。また、同時に当社は製品や取扱説明書の改良・変更 の権利を留保します。製品の構造は予告なしに変更される場合 があり、本書に記載された一部の画像やイメージは参考用で す。画像と実際の製品とは一部異なることがあります。

ご質問 考えられる原因 解決方法

正常な現象です

異党またけ故障の提合 すみやかにアフターサービフ窓口まっ

ご連絡ください。購入時の領収書や保証書は、製品のメンテナン

7			有毒有害物質や元素						
		部品名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	銅 (Cd)	六価 クロム ^{(Cr(VI))}	ポリ臭化 ビフェニル (PBBs)	ポリオースト ラリアンジフェ ニルエーテル (PBDEs)	
		電子部品	×	0	0	0	0	0	
<u> </u>	金具部品	0	0	0	0	0	0		
	プラスチック 部品	0	0	0	0	0	0		
-		パッケージ 素材	0	0	0	0	0	0	

O: この有害物質のこの部品のすべての均質材料中の 含有量はすべてGB/T 26572-2011で規定された 制限量以下であることを示します。

しく使用している限り人体や環境に有害な影響を与えることは一 のありません。消費者や回収処理業者に関連物質の情報を提供し、 製品廃棄時に適切に処理するために記載しています。)

the normal operating condition set forth in this User Manual, the environmental fig. of this clearing will last for 10 years

The light has no effect on light golden, gr red or white hair.

ご質問 考えられる原因 解決方法

合があります

お手入れ箇所の昭

しません

ご使用の頻度が低い

射間隔があきすぎる と、作用するエリア 続けて照射する場合、隣り

待した効果が得られ 位置に照射してください

きません

取扱説明書の推奨される

数を増加してくださ

さい適切な頻度で使用回

本製品は一部の体毛 の色には効果を発揮 リキャイ

ムに入るべきです。