



**PROJECT E BEAUTY
ICE ROLLER
COLD THERAPY**

Operating Instructions
Model No. PE039

These instructions contain important safety and use information. Please read the instructions completely before using this product. Save the instructions for future use.

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty Ice Roller. The Roller utilizes cold therapy to rejuvenate, tighten and refresh the skin. It calms the skin especially when any discomfort caused by fatigued and irritated skin. Cold therapy has been widely utilized by estheticians and spas. The Ice Roller is a natural, durable hand-held tool that convenience your life with effortless rolling, which is easy to be added into your daily skincare routine to revive your skin.

Key Features

1. Shrink pore size, improve skin tone.
2. Eliminate puffiness under eye circles.
3. Tightens skin, reduce fine lines.
4. Soothe inflammation.
5. Reduces muscle soreness and pain.

How to Use?

- 1 Put the roller in the freezer for 4 hrs, it'll keep cool for 2 hrs.



- 2 Clean the treatment area and apply gel or cream.



- 3 Roll gently around the treatment area.



- 4 Clean the roller with cotton and 70 % alcohol. Put it back into the freezer.



Caution:
Do not heat the roller.



How to Use?

Face

Tighten Skin:


Slowly move upwards from the chin to the bottom of the ear.

Lift the device off the skin and move from the chin to the corners of the mouth.



Eye Puffiness:


Slowly move from the corner of the mouth towards under eye area and hold for 5 seconds.



Front

Slowly move upwards from above the knee to the top of the outer thigh.


Lift up and do the inner thigh.



Back

Slowly move upwards from above the back of the knee to the top of the outer thigh.

Lift up and do the inner thigh.




Arms

Slowly move upwards from the back if the elbow to the inside shoulder.

Lift up and do the outer shoulder.

Repeat for the front of the arms.



Cleaning & Maintenance

Ordinary maintenance of the machine and its accessories can be carried out without opening the case.

Disinfect the roller with 70% alcohol using a cotton or soft cloth and carefully.

Warranty

The product comes with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. The warranty is void if an unstable voltage or inappropriate power supply has been used.

Introduction

Merci d'avoir acheté le rouleau à glace Project E Beauty. Le Roller utilise la thérapie par le froid pour rajeunir, raffermir et rafraîchir la peau. Il apaise la peau, en particulier en cas de malaise causé par une peau fatiguée et irritée. La thérapie par le froid a été largement utilisée par les esthéticiennes et les spas. Le Ice Roller est un outil à main naturel et durable qui vous facilite la vie en vous permettant de rouler sans effort. Il est facile à ajouter à votre routine quotidienne de soins pour raviver votre peau.

Caractéristiques Principales

1. Réduire la taille des pores, améliorer le teint de la peau.
2. Éliminer les poches sous les cercles des yeux.
3. Raffermir la peau, réduire les ridules.
4. Apaiser l'inflammation.
5. Réduit les douleurs musculaires.

Mode d'Emploi

- 1 Mettez le rouleau au congélateur pendant 4 heures, il se conservera au frais pendant 2 heures.



- 2 Nettoyez la zone de traitement et appliquez un gel ou une crème.



- 3 Roulez doucement autour de la zone de traitement.



- 4 Nettoyez le rouleau avec du coton et de l'alcool à 70 %. Remettez-le dans le congélateur.



Attention:

Ne pas chauffer le rouleau



Visage

Raffermir la peau:


Remontez lentement du menton jusqu'au bas de l'oreille.

Soulevez l'appareil de la peau et déplacez-le du menton vers les commissures des lèvres.



Boursoufflure des yeux:


Déplacez lentement du coin de la bouche vers le dessous de l'œil et maintenez cette position pendant 5 secondes.



Avant

Remontez lentement du dessus du genou jusqu'au haut de la cuisse.


Soulevez et faites l'intérieur de la cuisse.



Arrière

Remontez lentement du dessus de l'arrière du genou jusqu'au haut de la cuisse extérieure.

Soulevez et travaillez l'intérieur de la cuisse.




Bras

Remontez lentement du dos si le coude se trouve à l'intérieur de l'épaule.

Soulevez et faites l'épaule extérieure.

Répétez pour l'avant des bras.



Nettoyage et Entretien

L'entretien ordinaire de l'appareil et de ses accessoires peut être effectué sans ouvrir le boîtier.

Désinfectez le rouleau avec de l'alcool à 70 % en utilisant un coton ou un chiffon doux et avec précaution.

Garantie

Le produit est accompagné d'une garantie intégrale d'un an contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. La garantie est nulle si une tension instable ou une alimentation électrique inappropriée a été utilisée.

Introducción

Gracias por comprar el rodillo de hielo Project E Beauty. El rodillo utiliza la terapia de frío para rejuvenecer, tensar y refrescar la piel. Calma la piel, especialmente cuando hay alguna molestia causada por la piel fatigada e irritada. La terapia de frío ha sido ampliamente utilizada por esteticistas y spas. El Rodillo de Hielo es una herramienta manual natural y duradera que facilita su vida con un rodamiento sin esfuerzo, que es fácil de añadir a su rutina diaria de cuidado de la piel para revivirla.

Características Principales

1. Reduce el tamaño de los poros, mejora el tono de la piel.
2. Elimina la hinchazón de las ojeras.
3. Tensa la piel, reduce las líneas de expresión.
4. Calma la inflamación.
5. Reduce las molestias y el dolor muscular.

¿Cómo se usa?

- 1 Poner el rodillo en el congelador durante 4 horas, se mantendrá frío durante 2 horas.



- 2 Limpia la zona a tratar y aplica el gel o la crema.



- 3 Pasar el rodillo suavemente por la zona a tratar.



- 4 Limpie el rodillo con algodón y alcohol al 70 %. Vuelva a introducirlo en el congelador.



Precaución:
No calentar el rodillo




¿Cómo utilizarlo?

Cara

Tensar la piel:


Desplazarse lentamente hacia arriba desde la barbilla hasta la parte inferior de la oreja.

Levante el dispositivo de la piel y muévalo desde la barbilla hasta las comisuras de la boca.



Hinchazón de los ojos:


Mover lentamente desde la comisura de la boca hacia la zona de debajo de los ojos y mantener durante 5 segundos.



Frente

Desplazarse lentamente hacia arriba desde la parte superior de la rodilla hasta la parte exterior del muslo.


Levantar y hacer la parte interna del muslo.



Espalda

Suba lentamente desde la parte posterior de la rodilla hasta la parte superior del muslo.

Levante y haga la parte interna del muslo.




Brazos

Suba lentamente desde la parte posterior del codo hasta la parte interior del hombro.

Levante y efectúe con el hombro exterior.

Repita el proceso para la parte delantera de los brazos.



Limpieza y mantenimiento

El mantenimiento ordinario de la máquina y sus accesorios puede realizarse sin necesidad de abrir la caja.

Desinfecte el rodillo con alcohol al 70% utilizando un algodón o un paño suave y con cuidado.

Garantía

El producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por el mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. La garantía queda anulada si se ha utilizado un voltaje inestable o una fuente de alimentación inadecuada.

Introduzione

Grazie per avere acquistato l'Ice Roller di Project E Beauty. Il Roller utilizza la terapia del freddo per ringiovanire, rassodare e rinfrescare la pelle. Calma la pelle soprattutto dal disagio causato da stanchezza e irritazioni. La terapia del freddo è ampiamente utilizzata da centri estetici e spa. L'Ice Roller è uno strumento naturale e resistente che ti migliora la vita con un movimento che non richiede sforzi, facile da aggiungere alla tua routine quotidiana per ravvivare la pelle.

Caratteristiche Chiave

1. Riduce la dimensione dei pori, migliora il colorito della pelle.
2. Elimina le borse sotto agli occhi.
3. Rassoda la pelle, riduce le rughe.
4. Allevia le infiammazioni.
5. Riduce l'indolenzimento e il dolore muscolare.

Come si Usa?

- 1 Mettere il roller in freezer per 4 ore, rimarrà fresco per 2 ore.



- 2 Pulire l'area da trattare e applica un gel o una crema.



- 3 Far scorrere delicatamente il roller attorno all'area da trattare.



- 4 Pulire il roller con del cotone e un po' di alcol al 70%. Rimetterlo in freezer.



Attenzione:
Non scaldare il roller



Come si Usa?

Viso

Rassodare la Pelle:


Muoverlo lentamente verso l'alto, dal mento alla base dell'orecchio.

Sollevarlo dalla pelle, quindi muoverlo dal mento agli angoli della bocca.



Borse Sotto agli Occhi:


Muoverlo lentamente dall'angolo della bocca verso il contorno occhi e tienilo fermo per 5 secondi.



Davanti

Muoverlo lentamente verso l'alto da sopra al ginocchio fino alla fine dell'esterno coscia.


Sollevarlo e passa all'interno coscia.



Dietro

Muoverlo lentamente verso l'alto dal retro del ginocchio fino alla fine dell'esterno coscia.

Sollevarlo e passa all'interno coscia.




Braccia

Muoverlo lentamente verso l'alto dal retro del gomito fino all'interno della spalla.

Sollevarlo e passa all'esterno della spalla.

Ripetere per la parte anteriore delle braccia.



Pulizia e Manutenzione

La manutenzione ordinaria dello strumento e dei suoi accessori può essere eseguita senza aprire il rivestimento.

Disinfettare con cura il roller con l'alcol al 70% usando del cotone o un panno morbido.

Garanzia

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che copre i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da uso improprio, incidenti, abuso, negligenza o altre cause esterne. La garanzia è nulla se è stata usata una tensione di corrente instabile o inadatta.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Project E Beauty Ice Roller entschieden haben. Der Roller nutzt die Kältetherapie zur Verjüngung, Straffung und Erfrischung der Haut. Er beruhigt die Haut, insbesondere bei Beschwerden, die durch müde und gereizte Haut verursacht werden. Die Kältetherapie wird häufig von Kosmetikerinnen und Spas eingesetzt. Der Ice Roller ist ein natürliches, strapazierfähiges Handgerät, das Ihnen das Leben mit mühelosem Rollen erleichtert und sich leicht in Ihre tägliche Hautpflege-Routine einfügen lässt, um Ihre Haut zu beleben.

Wesentliche Merkmale

1. Verkleinert die Porengröße, verbessert den Hautton.
2. Beseitigen Sie Schwellungen unter Augenringen.
3. Strafft die Haut, reduzieren feine Linien.
4. Lindert Entzündungen.
5. Reduziert Muskelkater und Schmerzen.

Wie zu verwenden?

- 1 Legen Sie die Rolle für 4 Std. in den Gefrierschrank, sie bleibt 2 Std. kühl.



- 2 Reinigen Sie den Behandlungsbereich und tragen Sie Gel oder Creme auf.



- 3 Rollen Sie sanft über den Behandlungsbereich.



- 4 Reinigen Sie die Rolle mit Watte und 70 %igem Alkohol. Legen Sie sie wieder in den Gefrierschrank.



Vorsicht!

Erhitzen Sie die Rolle nicht.



Wie verwenden?

Gesicht

Haut straffen:


Bewegen Sie sich langsam vom Kinn bis zur Unterseite des Ohrs nach oben.

Heben Sie das Gerät von der Haut ab und bewegen Sie sich vom Kinn zu den Mundwinkeln.



Schwellungen der Augen:


Bewegen Sie sich langsam von den Mundwinkeln in Richtung Augenpartie und halten Sie die Bewegung 5 Sekunden lang.



Vorderseite

Bewegen Sie sich langsam von oberhalb des Knies nach oben zur Oberseite des äußeren Oberschenkels.


Heben Sie an und machen Sie den inneren Oberschenkel.



Rücken

Bewegen Sie sich von oberhalb der Kniekehle langsam nach oben bis zur Oberseite des äußeren Oberschenkels.

Heben Sie an und machen Sie die Innenseite des Oberschenkels.




Arme

Bewegen Sie sich langsam von der Rückseite des Ellbogens nach oben zur inneren Schulter.

Heben Sie an und machen Sie die äußere Schulter.

Wiederholen Sie den Vorgang für die Vorderseite der Arme.



Reinigung und Wartung

Die übliche Wartung des Geräts und seines Zubehörs kann ohne Öffnen des Gehäuses durchgeführt werden.

Desinfizieren Sie die Walze vorsichtig mit 70%igem Alkohol mit einem Baumwolltuch oder einem weichen Tuch.

Garantie

Das Produkt wird mit einer einjährigen Vollgarantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn eine instabile Spannung oder eine ungeeignete Stromversorgung verwendet wurde.