



Facial & Eye Photon Ultrasonic Device

E01

www.projectebeauty.com

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty Facial & Eye Photon Ultrasonic Device. This device utilizes LED Photon and Ultrasonic methods to treat a variety of skin conditions.

What separates this device from other beauty devices is the Ultrasonic feature. This function takes skin care to the next level and coupled with the LED Photon treatment, you will achieve results more effectively and faster than imaginable.

Ultrasonic therapy works using low frequency sound waves for safe mechanical exfoliation, molecular penetration and healing therapy. Photon therapy works using the natural healing power of light to treat numerous skin issues utilizing the latest in LED technology.

Exposing light to the skin surface activates the skin's photoreceptors and let the skin cells absorb its energy. It accelerates cell biochemical circulation and stimulates the production of collagen.

These safe, non-invasive technologies can be beneficial in the treatment of many skin conditions ranging from acne, wrinkles, spots removal to skin tightening. These utilized functions have been found to enhance oxygenation, stimulate dermal tissue, kill bacteria causing acne, and treat oily or combination skin problems.

Although results can vary widely by individual and skin type, skin care treatment is appropriate for all types of skin.

Cosmetologists and skin care specialists agree that these treatments, when properly performed, have no side effects. The treatment methods of this care routine and important component of your skin care routine and should only be used for cosmetic purposes. It is not intended in any way to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Benefits of Ultrasonic Photon LED Therapy

This device utilizes two feature functions as follows:

LED Photon Therapy

The numerous LED photon therapy options in this device will provide different results:

BLUE (415 nm): Press the LED Select button twice: This setting will allow the device to penetrate the skin approximately 0.5 mm and is optimal to use for skin rashes. This is suitable for skin that is sensitive, oily and/ or has skin rashes. Also, effective at reducing acne and tightening loose skin.

GREEN (525nm): Press the LED Select button three times: This setting is optimal for mixed skin and will brighten dull skin.

RED (630 nm): Press the LED Select button once: This setting will allow the device to penetrate the skin approximately 8-10 mm, which will stimulate fiber cells and the production of collagen, reducing wrinkles and making skin more elastic and smooth. Optimal for surrounding eyes and forehead and works best for fine lines, reducing pore size and swelling after surgery.

Benefits of Ultrasonic Photon LED Therapy

Ultrasonic Therapy

Ultrasonic facials offer a safe and gentle alternative to dramatic plastic surgery procedures, laser resurfacing, chemical peels, collagen and Botox injections and other invasive skin rejuvenation treatments.

Results can vary by individual and skin type, are gradual, and will not just occur over night. Although Ultrasonic treatment has been shown to produce an immediate and temporary firming effect, continued application will provide more cumulative long-term, lasting results. Ultrasonic treatments can give you the following benefits:

- Stimulates Blood Circulation
- Aids in Lymphatic Drainage
- Gently Exfoliates Away Dead Skin Cells
- Increases Cell Metabolism
- Cleanses Away Toxins
- Enhances Skin Care Product Performance
- Tightens and Tones Neck and Facial Skin
- Diminishes Wrinkles and Fine Lines
- Reduces the Appearance of Congested, Puffy Eyes
- Refines Large Pores
- Improves Skin Texture and Tone
- Reduces Acne and Blemishes
- Lightens Dark Under Eye Circles
- Reduces the Appearance of Fat Deposits
- Fades Scars, Freckles, Age Spots and Redness

How Often

Perform each treatment for 10 minutes four times a week to start. Once the goal is achieved, use only twice a week.

Safety Information

Precautions:

- Read all instructions before using your Facial & Eye Photon Ultrasonic Device and make sure you understand all of the operating instructions.
- Always check the device before use to ensure it is undamaged. Use of a damaged device can be unsafe.
- Stop immediately, if you experience any adverse effect or have a concern regarding use.
- Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.
- Do not use on eyelids; do not place the light over eyelids.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.
- Do not use over any suspicious or cancerous lesion. Consult your doctor.
- Do not use the device while using any product that contains AHA or glycolic acid. This can cause unwanted levels of stress in the skin.
- Do not allow children to use the device unsupervised.
- Always unplug the device correctly by holding the plug and removing it from the electrical socket.
- Remember that improper maintenance or negligence can cause damage and void the warranty. This also refers to improper storage.

Safety Instructions

1. Read these instructions, hold onto them, follow them, and always heed all warnings.
2. Never use the device near water or areas of concentrated humidity.
3. Disinfect the LED surface cover with a soft cloth and a light concentration of rubbing alcohol. Carefully clean the machine of all types of skin oil.
4. Always use the device in line with the manufacturer's regulations, and never block any of the ventilation openings on the side of the device.
5. Dispose of all products in accordance with local and national regulations and codes.
6. Do not use if you are sensitive to light. If you are unsure whether you have increased sensitivity to light, we recommend you perform the Light Sensitivity Test instructed in this manual.
7. Do no use if you are taking drugs known to make you sensitive to light. You may be sensitive to light and not know it. There are photosensitizing agents in drugs, food, soaps, cosmetics, and dyes.
8. Drugs that are known to cause light sensitivity: Antibiotics; NSAIDS; Diures; Retinoids; Hypoglycemics, HMG-CoA reductase inhibitors (statins), Photodynamic Therapy drugs, Prophoto sensitizers, Neuroleptic drugs, or Antifungals.
9. Do not use over or near a recent steroid injection. Doing so may result in photosensitive reaction.

Safety Information

Warning

- Discontinue use if you encounter any discomfort or skin redness that lasts for more than two hours. You may have sensitivity to light or another condition. Consult your health care provider.
- Never operate this device it has damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or submerged in water. Return the device to Project E Beauty for examination and repair.
- Do not set or keep the device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Keep away from water (including bath and shower). If the device accidentally falls in water unplug immediately.
- Keep away from flammable aerosol products.
- Do not use other AC Power Supplies or Chargers with your LED device.

Contraindications

DO NOT USE if one of the following pertains to you.

Light Sensitivity: Do not use if you are sensitive to light. You are sensitive to light if you experience any discomfort or skin redness that lasts more than two hours. Discontinue using the device and consult with your healthcare provider.

Implantable Device: Do not use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, shunt or other implanted electronic device. This device contains magnets that may cause interference with these devices resulting in serious injury or death.

Pregnant: Do not use if you are pregnant or think you might be pregnant. The device has not been tested on pregnant women and the effects, if any, are unknown.


Migraine: Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.

Seizures: Do not use if you have a history of light triggered seizures.

Lesions: Do not use this device over any suspicious or cancerous lesions. To do so may result in delaying the best medical treatment.

Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will invalidate the warranty.


What is Included



Ultrasonic Photon Device




USB Cable



x2

Two Rings (Optional)
Eye Protectors (Not Shown)
Owner's Manual (Not Shown)

Location of Controls



Light Sensitivity Test

Recommended Before Use

In order to determine if you have a Light Sensitivity Issue please follow the instructions below. It is recommended that you test a small, less sensitive area of skin (i.e., like your forearm).

1. Press the “Photon” button to activate light.
2. Place the device on an area of the arm. Leave in contact with your skin for a 3-minute treatment cycle.
3. Repeat by doing another 3-minute treatment on the same area of your arm.
4. Wait 24 hours. You should NOT experience any adverse reaction during the next 24 hours.

A **bad reaction** to light occurs if you have pain or discomfort in the treatment areas or any skin redness for more than two hours. It can be due to medication, supplements, or a possible skin issue.

Eye Safety

1. Position the goggles over your eyes
2. Tie the elastic band so that the goggles fit comfortably.
3. It is **NOT** recommended to shine the light source directly into eyes or the eyes of others.

WARNING

Be sure you never look directly into the LEDs.



Use of the Device

Before performing a treatment you should do the following:

- Remove all jewelry and any metal objects.
- Check if absolute or relative contraindications exist (see page 8).
- Check that the device is functioning properly and the electrical cord is not damaged.
- Ensure there are not any flammable materials near the work space.


Use of the Device

Follow these steps when performing a treatment:

- 1 Before you first use the device, charge it for 3 hours.



- 2 Insert the USB cable to standard 5V charger(not included); Insert the charger into a AC outlet.



Charging

This device can be used connected to AC or can be charged to be used without the AC cord.

Use of the Device

- 3** Disinfect the surface with a soft cloth.

Thoroughly clean the face with soap and water, and dry.



- 4** Use an ion gel, essence or cream on areas you will be working on to achieve the best results.

You can purchase our Hyaluronic Acid Serum at www.projectbeauty.com

It is highly recommended to put on the supplied eye protectors at this time.



- 5** Press the ON/ OFF button to turn the unit on; the Power indicator will light.


Note: The device is effective at all intensity levels including the lowest setting. It is not necessary to use the highest power level to achieve maximum results.



Use of the Device

- 6 SONIC:** Repeatedly press the Sonic button to select the desired power level (High, Middle or Low).

Optional: When using the Sonic feature, you can use a plastic ring to hold on a gel-soaked cotton cloth to the probe.



Note: Ultrasound vibrations are difficult to feel on your skin, but that does not mean they are not working. To test, put a few drops of water on the ultrasound probe and you will see the water drops vibrating.

- 7 PHOTON:** Repeatedly press the LED button to select the desired LED effect. See previous page for detailed descriptions of the LED effects.

When using the Photon feature, use the eye protectors. Do not look into the LEDs directly.



- 8** Perform each treatment for 10 minutes (except nose) four times a week to start. Once the goal is achieved, use only twice a week. Place the electrode on the skin and move in the directions as shown according to the desired effects.



Use of the Device


Tighten Skin:

Slowly move from the corner of the mouth towards the area near the eyes.



Pull up Sides of Mouth:

Slowly move from the corner of the mouth slightly inwards and upwards.



Eczema and Acne:

Do not operate on the exact area of the eczema, acne, etc., but use on the surrounding skin to aid in the natural healing.



Use of the Device

Double Chin:

Slowly move upwards from the chin to the bottom of the ear, then lift the device off the skin and move from the chin to the corners of the mouth.

Note: Always move upwards; do not move the unit downwards.



- 9 After 10 minutes, the device will automatically turn off. To turn the unit off before 10 minutes, press the On/OFF button until the unit turns off.



Maintenance

- After each use, disinfect the surface with a soft cloth.
- Immediately dry off any moisture, chemicals or water on the device.
- Always keep the device clean and sterilized.
- Store the device in a dry place.



Specifications

Red Light Photon Wavelength.....	630 nm
Blue Light Photon Wavelength.....	415 nm
Green Light Photon Wavelength.....	525 nm
Ultrasonic Frequency.....	3MHz, ±5%
Power Output	2.8VA
Power Supply	100V-240V

Warranty

Activate Your 1 Year FREE Warranty Now.

The product come with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include deamge caused by misuse, accident, abuse, neglect or the external causes. All we need is your name, email and order ID. That's all.



Scan the QR code or visit
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Website: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Our customer care expert team are here to answer any question you might want to ask.



Email: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil portable de soins de la peau Project E Beauty. Cet appareil fait appel à des méthodes de photons LED et d'ultrasons pour traiter une variété d'affections de la peau.

Ce qui sépare cet appareil des autres appareils de beauté est la fonction ultrasonique. Cette fonction fait passer les soins de la peau à un niveau supérieur et, associée au traitement par Photon LED, vous obtiendrez des résultats plus affectifs et plus rapides que ce que vous pouvez imaginer.

La thérapie ultrasonique utilise des ondes sonores à basse fréquence pour une exfoliation mécanique sûre, une pénétration moléculaire et une thérapie de guérison. La thérapie par photons utilise le pouvoir de guérison naturel de la lumière pour traiter de nombreux problèmes de peau en utilisant la toute dernière technologie LED.

L'exposition à la lumière à la surface de la peau active les photorécepteurs de la peau et permet aux cellules de la peau d'absorber son énergie. Elle accélère la circulation biochimique des cellules et stimule la production de collagène.

Ces technologies sûres et non invasives peuvent être avantageuses dans le traitement de nombreuses affections cutanées allant de l'acné, des rides, de l'élimination des taches au raffermissement de la peau. On a constaté que ces fonctions utilisées améliorent l'oxygénation, stimulent le tissu dermique, tuent les bactéries responsables de l'acné et traitent les problèmes de peau grasse ou mixte. Bien que les résultats puissent varier considérablement selon les individus et le type de peau, le traitement des soins de la peau est approprié pour tous types de peau.

Les cosmétologues et les spécialistes des soins de la peau s'accordent à dire que ces traitements, lorsqu'ils sont correctement effectués, n'ont pas d'effets secondaires. Les méthodes de traitement de cette routine de soins et composante importante de votre routine de soins de la peau et ne doivent être utilisées qu'à des fins cosmétiques. Elle n'est en aucun cas destinée à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie.

Avantages de la Thérapie Ultrasonique par Photon LED

Cet appareil est doté des deux fonctions suivantes:

Thérapie par Photons LED

Les nombreuses options de photothérapie LED de cet appareil donneront des résultats différents :

BLEU (415 nm): Appuyez deux fois sur le bouton de sélection des LED: Ce réglage permet à l'appareil de pénétrer la peau d'environ 0,5 mm et est optimal pour les éruptions cutanées. Il convient aux peaux sensibles, grasses et/ou présentant des éruptions cutanées. Il est également efficace pour réduire l'acné et resserrer la peau relâchée.

VERT (525 nm): Appuyez trois fois sur le bouton de sélection de la LED: Ce réglage est optimal pour les peaux mixtes et éclaircira les peaux ternes.

ROUGE (630 nm): Appuyez une fois sur le bouton de sélection de la LED: ce réglage permettra à l'appareil de pénétrer la peau d'environ 8 à 10 mm, ce qui stimulera les cellules fibreuses et la production de collagène, réduisant les rides et rendant la peau plus élastique et plus lisse. Optimal pour le contour des yeux et le front et fonctionne mieux pour les ridules, réduisant la taille des pores et le gonflement après l'opération.

Avantages de la Thérapie Ultrasonique par Photon LED

Thérapie par Ultrasons

Les soins du visage par ultrasons sont une solution de rechange sûre et douce aux procédures radicales de chirurgie plastique, au resurfaçage au laser, aux pelages chimiques, aux injections de collagène et de Botox et autres traitements invasifs de rajeunissement de la peau.

Les résultats peuvent varier selon les individus et le type de peau, sont progressifs et ne se produisent pas seulement en une nuit. Bien qu'il ait été démontré que le traitement par ultrasons produit un effet raffermissant immédiat et temporaire, une application continue donnera des résultats plus cumulatifs et durables à long terme. Les traitements par ultrasons peuvent vous procurer les avantages suivants:

- Stimule la circulation sanguine
- Aides au drainage lymphatique
- Exfoliation douce des cellules de peau morte
- Augmente le métabolisme cellulaire
- Nettoie les toxines
- Améliore la performance des produits de soins de la peau
- Resserre et tonifie la peau du cou et du visage
- Diminue les rides et les ridules
- Réduit l'apparence des yeux congestionnés et gonflés
- Affine les grands pores
- Améliore la texture et le teint de la peau
- Réduit l'acné et les imperfections
- Éclaircir les cernes sous les yeux
- Réduire l'apparence des dépôts de graisse
- Cicatrices, taches de rousseur, taches de vieillesse et rougeurs

À Quelle Fréquence

Pour commencer, effectuez chaque traitement pendant 10 minutes quatre fois par semaine. Une fois l'objectif atteint, n'utilisez que deux fois par semaine.

Informations sur la sécurité

Précautions:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil à ultrasons à photons pour le visage et les yeux et assurez-vous que vous avez bien compris toutes les instructions d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'appareil avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut être dangereuse.
- Arrêtez immédiatement si vous ressentez un effet indésirable ou si vous avez des inquiétudes quant à l'utilisation de l'appareil.
- Ne regardez pas directement ou n'éclairez pas les yeux pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser sur les paupières ; ne pas placer la lumière sur les paupières.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
- Ne pas utiliser si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.
- Ne pas utiliser sur une lésion suspecte ou cancéreuse. Consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous utilisez un produit contenant de l'AHA ou de l'acide glycolique. Cela peut provoquer des niveaux de stress indésirables dans la peau.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil correctement en tenant la fiche et en la retirant de la prise électrique.
- N'oubliez pas qu'un mauvais entretien ou une négligence peuvent causer des dommages et annuler la garantie. Cela vaut également pour un mauvais entreposage.

Consignes de Sécurité

1. Lisez ces instructions, tenez-les, suivez-les et tenez toujours compte de tous les avertissements.
2. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau ou de zones d'humidité concentrée.
3. Désinfectez la surface avec un chiffon doux. Nettoyez soigneusement l'appareil de tout type d'huile pour la peau.
4. Utilisez toujours l'appareil conformément aux prescriptions du fabricant et ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation situées sur le côté de l'appareil.
5. Débarrassez-vous de tous les produits conformément aux réglementations et codes locaux et nationaux.
6. Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes sensible à la lumière. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une sensibilité accrue à la lumière, nous vous recommandons d'effectuer le test de sensibilité à la lumière indiqué dans ce manuel.
7. Ne pas utiliser si vous prenez des drogues connues pour vous rendre sensible à la lumière. Il se peut que vous soyez sensible à la lumière sans le savoir. Il existe des agents photosensibilisants dans les médicaments, les aliments, les savons, les cosmétiques et les teintures.
8. Les médicaments connus pour provoquer une sensibilité à la lumière: Antibiotiques, AINS, diurétiques, rétinoïdes, hypoglycémiants, inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines), médicaments de thérapie photodynamique, photosensibilisateurs, neuroleptiques ou antifongiques.
9. Ne pas utiliser sur ou à proximité d'une injection récente de stéroïdes. Cela pourrait entraîner une réaction photosensible.

Avertissement

- Cessez toute utilisation si vous ressentez une gêne ou une rougeur de la peau qui dure plus de deux heures. Vous pouvez être sensible à la lumière ou à une autre condition. Consultez votre prestataire de soins de santé.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été abandonné ou endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à Project E Beauty pour analyse et réparation.
- Ne pas installer ou garder l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Tenez-le à l'écart de l'eau (y compris du bain et de la douche). Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement.
- Tenir à l'écart des produits aérosols inflammables.
- N'utilisez pas d'autres alimentations ou chargeurs CA avec votre appareil à LED.

Contre-indications

NE PAS UTILISER si l'un des éléments suivants vous est applicable.

Sensibilité à la lumière: Ne pas utiliser si vous êtes sensible à la lumière. Vous êtes sensible à la lumière si vous ressentez une gêne ou une rougeur de la peau qui dure plus de deux heures. Cessez toute utilisation de l'appareil et consultez votre prestataire de soins.

Dispositif implantable: Ne pas utiliser ce dispositif si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté, un shunt ou un autre dispositif électronique implanté. Ce dispositif contient des aimants qui peuvent provoquer des interférences avec ces dispositifs, entraînant des blessures graves ou la mort.

Enceinte: Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. Le dispositif n'a pas été testé sur les femmes enceintes et ses effets éventuels, sont inconnus.


La migraine: Ne pas utiliser si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.

Crises d'épilepsie: Ne pas utiliser si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie déclenchées par la lumière.

Lésions: Ne pas utiliser cet appareil sur des lésions douteuses ou cancéreuses. Cela pourrait retarder le meilleur traitement médical.

Si vous n'utilisez pas et n'entretenez pas l'appareil conformément aux instructions décrites dans ce manuel, la garantie sera annulée.


Ce qui est inclus



Appareil à ultrasons et à photons



Câble USB




x2

Deux anneaux (facultatif)

Protecteurs oculaires (non illustrés)

Manuel du propriétaire (non illustré)

Lieu des contrôles



Test de Sensibilité à la Lumière

Recommandations Avant Utilisation

Afin de déterminer si vous avez un problème de sensibilité à la lumière, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Il est recommandé de faire le test sur une petite zone de peau moins sensible (comme votre avant-bras).

1. Appuyez sur le bouton "Photon" pour activer la lumière.
2. Placez l'appareil sur une zone du bras. Laissez en contact avec votre peau pendant un cycle de traitement de 3 minutes.
3. Répétez en effectuant un autre traitement de 3 minutes sur la même zone de votre bras.
4. Attendez 24 heures. Vous ne devez pas ressentir d'effets indésirables au cours des 24 heures suivantes.

Une **mauvaise réaction** à la lumière se produit si vous ressentez une douleur ou une gêne dans les zones de traitement ou une rougeur de la peau pendant plus de deux heures. Elle peut être due à des médicaments, des suppléments ou un éventuel problème de peau.

Sécurité des Yeux

1. Placez les lunettes de protection sur vos yeux
2. Attachez l'élastique pour que les lunettes soient confortables.
3. Il n'est **PAS** recommandé d'éclairer directement les yeux ou les yeux des autres personnes avec la source de lumière.

AVERTISSEMENT

Veillez à ne jamais regarder directement dans les LED.



Utilisation de l'appareil

Avant d'effectuer un traitement, vous devez faire ce qui suit:

- Retirez tous les bijoux et tous les objets métalliques.
- Vérifiez s'il existe des contre-indications absolues ou relatives (voir page 25).
- Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement et que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'espace de travail.


Utilisation de l'Appareil

Suivez les étapes suivantes lorsque vous effectuez un traitement:

- 1** Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 3 heures.



- 2** Insérez le câble USB dans un chargeur standard 5V (non inclus); Insérez le chargeur dans une prise de courant alternatif.



Chargement

Cet appareil peut être utilisé connecté au secteur ou peut être chargé pour être utilisé sans le cordon d'alimentation.

Utilisation de l'Appareil

- 3** Désinfectez la surface avec un chiffon doux.


Nettoyez soigneusement le visage avec de l'eau et du savon, puis séchez-le.



- 4** Utilisez un gel ionique, une essence ou une crème sur les zones sur lesquelles vous allez travailler pour obtenir les meilleurs résultats.


Vous pouvez acheter notre série Duplex E Ion Gel à l'adresse www.projectbeauty.com

Il est vivement recommandé de mettre les protections oculaires fournies à cette occasion.



- 5** Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'appareil en marche ; le voyant d'alimentation s'allume.

Remarque: l'appareil est efficace à tous les niveaux d'intensité, y compris au réglage le plus bas. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le niveau de puissance le plus élevé pour obtenir des résultats optimaux.



Utilisation de l'Appareil

- 6 SONIC:** Appuyez plusieurs fois sur le bouton SONIC pour sélectionner le niveau de puissance souhaité (élevé, moyen ou faible).

Facultatif: Lorsque vous servez de la fonction Sonic, vous pouvez utiliser un anneau en plastique pour maintenir un tissu en coton imbibé de gel sur la sonde.




Remarque: les vibrations des ultrasons sont difficiles à percevoir sur votre peau, mais cela ne signifie pas qu'elles ne fonctionnent pas. Pour faire un test, mettez quelques gouttes d'eau sur la sonde à ultrasons et vous verrez les gouttes d'eau vibrer.

- 7 PHOTON:** Appuyez plusieurs fois sur le bouton LED pour sélectionner l'effet LED souhaité. Voir la page précédente pour une description détaillée des effets LED.

Lorsque vous utilisez la fonction Photon, utilisez les protections oculaires. Ne regardez pas directement dans les LED.



- 8** Pour commencer, effectuez chaque traitement pendant 10 minutes (sauf pour le nez) quatre fois par semaine. Une fois l'objectif atteint, n'utilisez que deux fois par semaine. Placez l'électrode sur la peau et déplacez-la dans les directions indiquées en fonction des effets souhaités.



Utilisation de l'Appareil

Raffermir la peau:

Déplacez lentement du coin de la bouche vers la zone proche des yeux.



Tirez vers le haut les côtés de la bouche:

Déplacez lentement du coin de la bouche vers l'intérieur et vers le haut.



Eczéma et acné:

Ne pas intervenir sur la zone exacte de l'eczéma, de l'acné, etc., mais utiliser sur la peau environnante pour favoriser la guérison naturelle.



Utilisation de l'Appareil

Double menton:

Remontez lentement du menton vers le bas de l'oreille, puis soulevez l'appareil de la peau et déplacez-le du menton vers les coins de la bouche.

Remarque: Toujours se déplacer vers le haut ; ne pas déplacer l'appareil vers le bas.



- 9 Au bout de 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour éteindre l'appareil avant 10 minutes, appuyez sur le bouton On/Off jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



Entretien

- Après chaque utilisation, désinfectez la surface avec un chiffon doux.
- Essuyez immédiatement l'humidité, les produits chimiques ou l'eau présents sur l'appareil.
- Gardez toujours l'appareil propre et stérilisé.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec.



Spécifications

Longueur d'onde des photons de la lumière rouge.....	630 nm
Lumière bleue longueur d'onde des photons.....	415 nm
Lumière verte Longueur d'onde des photons.....	525 nm
Fréquence des ultrasons.....	3MHz, ±5%
Puissance de sortie.....	2.8VA
Alimentation électrique.....	100V-240V

Garantie

Activez dès maintenant votre garantie gratuite d'un an.

Le produit est livré avec une garantie complète d'un an contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou des causes externes. Tout ce dont nous avons besoin est votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de commande. C'est tout.



Scannez le code QR ou visitez
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Site web : www.projectebeauty.com

E-mail : sales@projectebeauty.com

Tél : +1-626-759-4232

Notre équipe d'experts du service clientèle est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.



Email: sales@projectebeauty.com

Site web: www.projectebeauty.com

Introducción

Gracias por comprar el dispositivo portátil de cuidado de la piel Project E Beauty. Este dispositivo utiliza métodos de fotones LED y ultrasonidos para tratar una variedad de condiciones de la piel.

Lo que separa a este dispositivo de otros dispositivos de belleza es la función Ultrasónica. Esta función lleva el cuidado de la piel al siguiente nivel y, junto con el tratamiento LED Photon, conseguirás resultados más efectivos y rápidos de lo imaginable.

La terapia ultrasónica funciona utilizando ondas de sonido de baja frecuencia para una exfoliación mecánica segura, penetración molecular y terapia de curación. La terapia fotónica funciona utilizando el poder curativo natural de la luz para tratar numerosos problemas de la piel utilizando lo último en tecnología LED.

La exposición de la luz a la superficie de la piel activa los fotorreceptores de la piel y permite que las células cutáneas absorban su energía. Acelera la circulación bioquímica celular y estimula la producción de colágeno.

Estas tecnologías seguras y no invasivas pueden ser beneficiosas en el tratamiento de muchas afecciones de la piel, desde el acné, las arrugas y la eliminación de manchas hasta el estiramiento de la piel. Se ha descubierto que estas funciones utilizadas mejoran la oxigenación, estimulan el tejido dérmico, eliminan las bacterias que causan el acné y tratan los problemas de la piel grasa o mixta. Aunque los resultados pueden variar mucho según el individuo y el tipo de piel, el tratamiento para el cuidado de la piel es apropiado para todos los tipos de piel.

Los cosmetólogos y especialistas en el cuidado de la piel coinciden en que estos tratamientos, cuando se realizan correctamente, no tienen efectos secundarios. Los métodos de tratamiento de esta rutina de cuidado y componente importante de su rutina de cuidado de la piel y sólo debe ser utilizado con fines cosméticos. No se pretende de ninguna manera diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Beneficios de la terapia ultrasónica con LEDs de fotones

Este dispositivo utiliza dos funciones características como se indica a continuación:

Terapia de fotones LED

Las numerosas opciones de terapia de fotones LED en este dispositivo proporcionarán diferentes resultados:

AZUL (415 nm): Pulse dos veces el botón de selección de LED: Este ajuste permitirá que el dispositivo penetre en la piel aproximadamente 0,5 mm y es óptimo para utilizarlo en caso de erupciones cutáneas. Es adecuado para pieles sensibles, grasas y/o con erupciones cutáneas. También es eficaz para reducir el acné y reafirmar la piel suelta.

VERDE (525nm): Pulse tres veces el botón de selección del LED: Este ajuste es óptimo para las pieles mixtas e iluminará la piel apagada.

ROJO (630 nm): Pulse el botón de selección de LED una vez: Este ajuste permitirá que el dispositivo penetre en la piel aproximadamente 8-10 mm, lo que estimulará las células de fibra y la producción de colágeno, reduciendo las arrugas y haciendo que la piel sea más elástica y suave. Es óptimo para el entorno de los ojos y la frente y funciona mejor para las líneas finas, reduciendo el tamaño de los poros y la hinchazón después de la cirugía.

Terapia ultrasónica

Los tratamientos faciales con ultrasonidos ofrecen una alternativa segura y suave a los procedimientos drásticos de cirugía plástica, el rejuvenecimiento con láser, los peelings químicos, las inyecciones de colágeno y Botox y otros tratamientos invasivos de rejuvenecimiento de la piel.

Los resultados pueden variar según la persona y el tipo de piel, son graduales y no se producen de la noche a la mañana. Aunque se ha demostrado que el tratamiento ultrasónico produce un efecto reafirmante inmediato y temporal, la aplicación continuada proporcionará resultados más acumulativos y duraderos a largo plazo. Los tratamientos ultrasónicos pueden proporcionarle los siguientes beneficios:

- Estimula la circulación sanguínea
- Ayuda al drenaje linfático
- Exfolia suavemente las células muertas de la piel
- Aumenta el metabolismo celular
- Limpia las toxinas
- Mejora el rendimiento de los productos para el cuidado de la piel
- Tensa y tonifica la piel del cuello y del rostro
- Disminuye las arrugas y las líneas de expresión
- Reduce la apariencia de los ojos congestionados e hinchados
- Refina los poros dilatados
- Mejora la textura y el tono de la piel
- Reduce el acné y las manchas
- Aclara las ojeras
- Reduce la apariencia de los depósitos de grasa
- Atenua las cicatrices, las pecas, las manchas de la edad y las rojeces

Con qué frecuencia

Realice cada tratamiento durante 10 minutos cuatro veces por semana para empezar. Una vez alcanzado el objetivo, utilizar sólo dos veces por semana.

Información de seguridad

Precauciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar su dispositivo ultrasónico facial y ocular y asegúrese de que entiende todas las instrucciones de uso.
- Compruebe siempre el dispositivo antes de utilizarlo para asegurarse de que no está dañado. El uso de un dispositivo dañado puede ser inseguro.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si experimenta algún efecto adverso o tiene alguna duda sobre su uso.
- No mire directamente ni dirija la luz a los ojos mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar en los párpados; no colocar la luz sobre los párpados.
- No lo utilice si está embarazada.
- No utilizar si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.
- No utilizar sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa. Consulte a su médico.
- No utilice el aparato mientras esté usando cualquier producto que contenga AHA o ácido glicólico. Esto puede causar niveles no deseados de estrés en la piel.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Desenchufe siempre el aparato correctamente, sujetando el enchufe y sacándolo de la toma de corriente.
- Recuerde que el mantenimiento inadecuado o la negligencia pueden causar daños y anular la garantía. Esto también se refiere al almacenamiento inadecuado.

Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones, sujételas, sígalas y tenga siempre en cuenta todas las advertencias.
2. No utilice nunca el aparato cerca del agua o de zonas de humedad concentrada.
3. Desinfecte la cubierta de la superficie del LED con un paño suave y una ligera concentración de alcohol de quemar. Limpie cuidadosamente el aparato de todo tipo de aceites de la piel.
4. Utilice siempre el aparato de acuerdo con las normas del fabricante y no bloquee nunca ninguna de las aberturas de ventilación del lateral del aparato.
5. Elimine todos los productos de acuerdo con las normas y códigos locales y nacionales.
6. No lo utilice si es sensible a la luz. Si no está seguro de tener una mayor sensibilidad a la luz, le recomendamos que realice la prueba de sensibilidad a la luz que se indica en este manual.
7. No lo utilice si está tomando medicamentos que se sabe que le hacen sensible a la luz. Usted puede ser sensible a la luz y no saberlo. Hay agentes fotosensibilizantes en medicamentos, alimentos, jabones, cosméticos y tintes.
8. Fármacos que se sabe que causan sensibilidad a la luz: Antibióticos; AINE; Diuréticos; Retinoides; Hipoglucemiantes, Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas), Fármacos para la terapia fotodinámica, Profosensibilizadores, Neurolépticos o Antifúngicos.
9. No utilizar sobre o cerca de una inyección reciente de esteroides. Hacerlo puede provocar una reacción de fotosensibilidad.

Advertencia

- Suspenda su uso si encuentra alguna molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Es posible que tenga sensibilidad a la luz u otra condición. Consulte a su médico.
- Nunca utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en el agua. Devuelva el aparato a Project E Beauty para su examen y reparación.
- No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. Manténgalo alejado del agua (incluyendo la bañera y la ducha). Si el aparato cae accidentalmente en el agua, desenchúfelo inmediatamente.
- Manténgalo alejado de productos aerosoles inflamables.
- No utilice otras fuentes de alimentación o cargadores de CA con su dispositivo LED.

Contraindicaciones

NO USAR si se da alguna de las siguientes circunstancias.

Sensibilidad a la luz: No lo utilice si es sensible a la luz. Usted es sensible a la luz si experimenta cualquier molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Deje de usar el dispositivo y consulte con su proveedor de atención médica.

Dispositivo implantable: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, un desfibrilador implantado, una derivación u otro dispositivo electrónico implantado. Este dispositivo contiene imanes que pueden causar interferencias con estos dispositivos, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

Embarazada: No lo utilice si está embarazada o cree que podría estarlo. El dispositivo no ha sido probado en mujeres embarazadas y los efectos, si los hay, son desconocidos.


Migraña: No lo utilice si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.

Convulsiones: No lo utilice si tiene un historial de convulsiones provocadas por la luz.

Lesiones: No utilice este dispositivo sobre lesiones sospechosas o cancerosas. Si lo hace, puede retrasar el mejor tratamiento médico.

Si no se utiliza y mantiene el dispositivo de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual, la garantía quedará invalidada.


¿Qué se incluye?



Dispositivo de ultrasonidos/fotones



Cable USB




x2

Dos anillos (opcional)

Protectores oculares (no mostrados)

Manual del usuario (no se muestra)

Ubicación de los controles



Prueba de sensibilidad a la luz

Recomendado antes del uso

Para determinar si tiene un problema de sensibilidad a la luz, siga las siguientes instrucciones. Se recomienda hacer la prueba en una zona pequeña y menos sensible de la piel (por ejemplo, el antebrazo).

1. Pulse el botón "Photon" para activar la luz.
2. Coloque el dispositivo en una zona del brazo. Deje en contacto con su piel durante un ciclo de tratamiento de 3 minutos.
3. Repita haciendo otro tratamiento de 3 minutos en la misma zona del brazo.
4. Espere 24 horas. No debería experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas.

Se **produce una reacción** adversa a la luz si tiene dolor o molestias en las zonas de tratamiento o cualquier enrojecimiento de la piel durante más de dos horas. Puede deberse a medicamentos, suplementos o un posible problema de la piel.

Seguridad para los ojos

1. Coloque las gafas sobre los ojos
2. Ate la banda elástica para que las gafas se ajusten cómodamente.
3. **NO** se recomienda dirigir la fuente de luz directamente a los ojos o a los de otras personas.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de no mirar nunca directamente a los LEDs.



Uso del aparato

Antes de realizar un tratamiento debe hacer lo siguiente:

- Quítese todas las joyas y cualquier objeto metálico.
- Compruebe si existen contraindicaciones absolutas o relativas (véase la página 42).
- Compruebe que el aparato funciona correctamente y que el cable eléctrico no está dañado.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del espacio de trabajo.


Uso del aparato

Siga estos pasos cuando realice un tratamiento:

- 1** Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cárguelo durante 3 horas.



- 2** Inserta el cable USB en el cargador estándar de 5V (no incluido);
Inserta el cargador en una toma de corriente.



Cargando

Este aparato puede utilizarse conectado a la corriente alterna o puede cargarse para ser utilizado sin el cable de corriente alterna.

Uso del aparato

- 3** Desinfectar la superficie con un paño suave.


Limpia a fondo la cara con agua y jabón, y sécala.



- 4** Utiliza un gel, esencia o crema iónica en las zonas en las que vayas a trabajar para conseguir los mejores resultados.

Puede adquirir nuestro sérum de ácido hialurónico en www.projectbeauty.com

Es muy recomendable ponerse en este momento los protectores oculares suministrados.



- 5** Pulse el botón ON/ OFF para encender el aparato; el indicador de encendido se iluminará.


Nota: El aparato es eficaz en todos los niveles de intensidad, incluido el ajuste más bajo. No es necesario utilizar el nivel de potencia más alto para conseguir los máximos resultados.



Uso del aparato

- 6 **SONIC:** Pulse repetidamente el botón Sonic para seleccionar el nivel de potencia deseado (Alto, Medio o Bajo).

Opcional: Cuando utilice la función sónica, puede utilizar un anillo de plástico para sujetar un paño de algodón empapado en gel a la sonda.



Nota: Las vibraciones de los ultrasonidos son difíciles de sentir en la piel, pero eso no significa que no estén funcionando. Para comprobarlo, pon unas gotas de agua en la sonda de ultrasonidos y verás cómo vibran las gotas de agua.

- 7 **PHOTON:** Pulse repetidamente el botón LED para seleccionar el efecto LED deseado. Consulte la página anterior para ver las descripciones detalladas de los efectos LED.

Cuando utilice la función Photon, utilice los protectores oculares. No mire directamente a los LEDs.



- 8 Realice cada tratamiento durante 10 minutos (excepto la nariz) cuatro veces a la semana para empezar. Una vez alcanzado el objetivo, utilícelo sólo dos veces por semana. 9. Coloque el electrodo sobre la piel y muévalo en las direcciones indicadas según los efectos deseados.



Uso del aparato

Tensar la piel:

Mover lentamente desde la comisura de la boca hacia la zona cercana a los ojos.



Tire hacia arriba de los lados de la boca:

Mover lentamente desde la comisura de la boca ligeramente hacia dentro y hacia arriba.



Eczema y acné:

No operar en la zona exacta del eczema, acné, etc., sino utilizar en la piel circundante para ayudar a la curación natural.



Uso del aparato


Doble mentón:

Desplácese lentamente hacia arriba desde la barbillla hasta la parte inferior de la oreja, luego levante el dispositivo de la piel y desplácese desde la barbillla hasta las comisuras de la boca.

Nota: Desplácese siempre hacia arriba; no mueva la unidad hacia abajo.



- 9 Después de 10 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Para apagar el aparato antes de los 10 minutos, pulse el botón On/OFF hasta que el aparato se apague.



Mantenimiento

- Despu s de cada uso, d sinfectez la surface avec un chiffon doux.
- Seque inmediatamente cualquier humedad, producto qu mico o agua en el dispositivo.
- Mantenga siempre el dispositivo l mpio y esterilizado.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco.



Especificaciones

Luz roja Longitud de onda de fotones.....	630 nm
Fot�n de luz azul Longitud de onda	415 nm
Luz verde Longitud de onda de fotones	525 nm
Frecuencia ultras『nica	3MHz, ±5%
Potencia de salida	2.8VA
Fuente de alimentaci�n	100V-240V

Garantía

Active su garantía de 1 año GRATIS ahora.

El producto viene con una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye daño causado por el mal uso, accidente, abuso, negligencia o las causas externas. Todo lo que necesitamos es su nombre, correo electrónico e identificación del pedido. Eso es todo.



Escanee el código QR o visite
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Preguntas

Página web: www.projectebeauty.com

Correo electrónico: sales@projectebeauty.com

Teléfono: +1-626-759-4232

Nuestro equipo de expertos en atención al cliente está aquí para responder a cualquier pregunta que quiera hacer.



Correo electrónico: sales@projectebeauty.com

Página web: www.projectebeauty.com

Introduzione

Grazie per aver acquistato il dispositivo portatile di cura della pelle di Project E Beauty. Questo dispositivo utilizza i metodi LED a Fotoni e Ultrasuoni per trattare una varietà di condizioni della pelle.

Ciò che distingue questo dispositivo da altri dispositivi di bellezza è la funzione dei fotoni LED, che porta la cura della pelle a un livello più alto permettendoti di ottenere dei risultati in maniera più efficace e veloce di quanto pensassi fosse possibile.

La terapia a fotoni funziona utilizzando le proprietà curative naturali della luce per trattare numerosi problemi della pelle con la più recente tecnologia LED.

Attiva la pelle alla luce ne attiva i fotorecettori e consente alle cellule della pelle di assorbirne l'energia. Accelerata la circolazione biochimica delle cellule e stimola la produzione di collagene.

Queste tecnologie sicure e non invasive possono avere effetti benefici nel trattamento di molte condizioni della pelle, come acne, rughe, rimozione dei brufoli e rassodamento della pelle. È stato scoperto che queste funzioni migliorano l'ossigenazione, stimolano il tessuto dermiale, uccidono i batteri che causano l'acne e trattano i problemi della pelle grassa o mista. Anche se i risultati possono variare molto in base alla persona e al tipo di pelle, questo trattamento è adatto per tutti i tipi di pelle.

I cosmetologi e gli specialisti di cura della pelle concordano sul fatto che questi trattamenti, quando eseguiti nella maniera corretta, non hanno effetti collaterali. Questi metodi possono diventare una parte importante della tua routine per la cura della pelle e dovrebbero essere usati solo a scopo cosmetico. Il dispositivo non ha assolutamente lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Benefici della terapia LED a Ultrasuoni e Fotoni

Questo dispositivo utilizza due funzioni caratteristiche:

Terapia a fotoni LED

Le numerose opzioni di terapia a fotoni LED in questo dispositivo forniranno risultati diversi:

BLU (415 nm): Premere due volte il pulsante di selezione del LED:

Questa impostazione permetterà al dispositivo di penetrare la pelle di circa 0,5 mm ed è ottimale per le eruzioni cutanee. Questa opzione è adatta per pelle sensibile, grassa e/o con eruzioni cutanee. Inoltre, è efficace per ridurre l'acne e tonificare la pelle.

VERDE (525nm): Premere tre volte il pulsante di selezione del LED:

Questa impostazione è ottimale per la pelle mista e illuminerà la pelle spenta.

ROSSO (630 nm): Premere il pulsante di selezione del LED una volta:

Questa impostazione permetterà al dispositivo di penetrare la pelle di circa 8-10 mm, stimolerà le cellule e la produzione di collagene, riducendo le rughe e rendendo la pelle più elastica e liscia. Ottimale per il contorno occhi e la fronte, è ottima per rughe, per ridurre la dimensione dei pori e il gonfiore dopo interventi chirurgici.

Terapia a ultrasuoni

La terapia a ultrasuoni per il viso offre un'alternativa sicura e delicata alle drammatiche procedure di chirurgia plastica, al laser resurfacing, ai peeling chimici, alle iniezioni di collagene e Botox e ad altri trattamenti invasivi per il ringiovanimento della pelle.

I risultati possono variare a seconda dell'individuo e del tipo di pelle, sono graduali e non istantanei. Anche se il trattamento a ultrasuoni ha dimostrato di produrre un effetto rassodante immediato e temporaneo, l'applicazione continuata fornirà risultati a lungo termine e duraturi. I trattamenti a ultrasuoni possono portare i seguenti benefici:

- Stimola la circolazione sanguigna
- Aiuta il drenaggio linfatico
- Esfolia delicatamente le cellule morte della pelle
- Aumenta il metabolismo cellulare
- Pulisce dalle tossine
- Migliora le prestazioni dei prodotti per la cura della pelle
- Tonifica la pelle del collo e del viso
- Riduce le rughe
- Lenisce occhi congestionati e gonfi
- Chiude i pori larghi
- Migliora la texture e il tono della pelle
- Riduce l'acne e le imperfezioni
- Schiarisce le occhiaie
- Riduce l'aspetto dei depositi di grasso
- Schiarisce cicatrici, lentiggini, macchie dell'età e arrossamenti

Frequenza d'uso

Eseguire ogni trattamento per 10 minuti quattro volte a settimana all'inizio. Una volta raggiunto l'obiettivo, utilizzare solo due volte a settimana.

Precauzioni:

- Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo e assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni d'uso.
- Controllare sempre il dispositivo prima dell'uso per assicurarsi che non sia danneggiato. Utilizzare un dispositivo danneggiato può essere pericoloso.
- Fermarsi immediatamente in caso di qualsiasi effetto collaterale o preoccupazione riguardo all'uso.
- •Non guardare direttamente la luce né rivolgerla verso gli occhi durante l'utilizzo.
- Non utilizzare sulle palpebre; non posizionare la luce sulle palpebre.
- Non utilizzare in caso di gravidanza.
- Non utilizzare se si è sofferto di emicranie negli ultimi due anni.
- Non usare su lesioni sospette o cancerose. Consultare il proprio medico.
- Non utilizzare il dispositivo in concomitanza all'uso di qualsiasi prodotto che contenga AHA o acido glicolico. Ciò può provocare livelli indesiderati di stress alla pelle.
- Non permettere ai bambini di usare il dispositivo senza supervisione.
- Scollegare sempre il dispositivo nel modo corretto, tenendo la spina e rimuovendola dalla presa elettrica.
- Una manutenzione impropria o l'incuria possono causare danni e rendere nulla la garanzia. Ciò si applica anche a una conservazione scorretta.

Istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni, conservarle, seguirle e prestare sempre attenzione a tutte le avvertenze.
2. Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua o in aree con elevate concentrazioni di umidità.
3. Disinfettare la superficie dei LED con un panno morbido e una piccola concentrazione di alcol etilico. Pulire accuratamente l'apparecchio da ogni tipo di olio.
4. Utilizzare sempre il dispositivo secondo le norme del produttore e non bloccare mai le aperture di ventilazione sul lato del dispositivo.
5. Smaltire tutti i prodotti in conformità alle norme e ai codici locali e nazionali.
6. Non utilizzare se si è sensibili alla luce. Se non si è certi di avere una particolare sensibilità alla luce, si consiglia di eseguire il Test di Sensibilità alla Luce indicato in questo manuale.
7. Non utilizzare se si stanno assumendo farmaci che aumentano la sensibilità alla luce. Si potrebbe essere sensibile alla luce senza saperlo. Ci sono agenti fotosensibilizzanti in farmaci, cibo, saponi, cosmetici e coloranti.
8. Farmaci noti per causare sensibilità alla luce: antibiotici; FANS; diuretici; retinoidi; ipoglicemizzanti, inibitori della HMG-CoA reduttasi (statine), farmaci per la terapia fotodinamica, farmaci neurolettici o antimicotici.
9. Non usare sopra o vicino a una recente iniezione di steroidi. Ciò potrebbe provocare una reazione fotosensibile.

Avvertenze

- Interrompere l'utilizzo in caso si dovesse riscontrare una sensazione di disagio o un arrossamento della pelle che duri per più di due ore. Si potrebbe essere sensibili alla luce o soffrire di un altro problema. Consultare il proprio medico.
- Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto, è stato danneggiato o immerso in acqua. Restituire il dispositivo a Project E Beauty affinché venga esaminato e riparato.
- Non appoggiare o riporre il dispositivo in un luogo in cui possa cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino. Tenere lontano dall'acqua (incluse vasche e docce). Se il dispositivo dovesse accidentalmente cadere in acqua, scollegare subito dalla corrente.
- Tenere lontano da prodotti aerosol infiammabili.
- Non utilizzare altri alimentatori o caricatori AC con la maschera LED.

Controindicazioni

NON UTILIZZARE se si è affetti da una delle seguenti condizioni.

Sensibilità alla luce: Non usare se si è sensibili alla luce. Si è sensibili alla luce se si sperimenta qualsiasi disagio o arrossamento della pelle per più di due ore. Interrompere l'uso del dispositivo e consultare il proprio medico.

Dispositivo impiantabile: Non usare questo dispositivo se si ha un pacemaker cardiaco, un defibrillatore impiantato, uno shunt o un altro dispositivo elettronico impiantato. Questo dispositivo contiene magneti che possono causare interferenze e provocare lesioni gravi o morte.

Gravidanza: Non usare se si è incinte o si pensa di poterlo essere. Il dispositivo non è stato testato su donne incinte e gli effetti, se presenti, non sono noti.


Emicrania: Non usare se si è avuta un'emicrania negli ultimi due anni.

Attacchi epilettici: Non usare se si soffre di attacchi epilettici.


Lesioni: Non utilizzare questo dispositivo su qualsiasi lesione sospetta o cancerosa. Farlo potrebbe ritardare l'ottenimento dei risultati migliori.

L'utilizzo o la manutenzione della maschera LED al di fuori di quanto indicato in questo manuale invaliderà la garanzia.


Contenuto della confezione



Dispositivo a ultrasuoni/fotoni




Cavo USB



x2

Due anelli (opzionali)
Occhiali (non rappresentato)
Manuale (non rappresentato)

Posizione dei controlli



Test di sensibilità alla luce

Raccomandato prima dell'uso

Per determinare se si soffre di sensibilità alla luce, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito. Si raccomanda di eseguire il test su un'area della pelle piccola e meno sensibile (per esempio sul braccio).

1. Premere il pulsante "Photon" per attivare la luce.
2. Posizionare il dispositivo su una zona del braccio. Lasciare in contatto con la pelle per un ciclo di trattamento di 3 minuti.
3. Ripetere eseguendo un altro trattamento di 3 minuti sulla stessa area del braccio.
4. Attendere 24 ore. NON si dovrebbe avere alcuna reazione nelle 24 ore successive.

Una **reazione avversa** alla luce si verifica se si prova dolore o fastidio nella zona trattata o qualsiasi arrossamento della pelle per più di due ore. Ciò può essere dovuto a farmaci, integratori o un possibile problema della pelle.

Sicurezza per gli occhi

1. Indossare gli occhiali protettivi
2. Stringere la fascia elastica in modo che gli occhiali aderiscano bene al viso.
3. Si sconsiglia di puntare direttamente la fonte di luce sugli occhi propri o altrui.

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi di non guardare mai direttamente i LED.



Uso del dispositivo

Prima di eseguire un trattamento si dovrebbe:

- Rimuovere tutti i gioielli e gli oggetti di metallo.
- Controllare se esistono controindicazioni assolute o relative (vedere pagina 59).
- Controllare che il dispositivo funzioni correttamente e che il cavo elettrico non sia danneggiato.
- Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili vicino all'area di lavoro.


Uso del dispositivo

Seguire questi passi quando si esegue un trattamento:

- 1** Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricarlo per 3 ore.



- 2** Inserire il cavo USB in un caricatore standard da 5V (non incluso); inserire il caricatore in una presa di corrente.



Ricarica

Questo dispositivo può essere usato quando collegato alla corrente o può essere caricato per essere usato senza il cavo di alimentazione.

Uso del dispositivo

3 Disinfettare la superficie con un panno morbido.

Lavarsi accuratamente la faccia con acqua e sapone e asciugarla.



4 Usare un gel ionico, un'essenza o una crema sulle aree su cui si lavorerà per ottenere i migliori risultati.


Puoi acquistare il nostro siero all'acido ialuronico su www.projectbeauty.com

Si raccomanda vivamente di indossare le protezioni per gli occhi in dotazione.



5 Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'unità; si illuminerà la spia di accensione.


Nota: Il dispositivo è efficace a tutti i livelli di intensità, compresa l'impostazione più bassa. Non è necessario utilizzare il livello di potenza più alto per ottenere i massimi risultati.



Uso del dispositivo

- 6 SONIC:** Premere ripetutamente il pulsante Sonic per selezionare il livello di potenza desiderato (Alto, Medio o Basso).


Opzionale: Quando si usa la funzione Sonic, si può usare un anello di plastica per tenere attaccato alla sonda un panno di cotone imbevuto di gel.



Nota: Le vibrazioni a ultrasuoni sono difficili da sentire sulla pelle, ma questo non significa che non stiano funzionando. Per testare, mettere alcune gocce d'acqua sulla sonda a ultrasuoni: si noteranno le gocce d'acqua vibrare.

- 7 PHOTON:** Premere ripetutamente il pulsante LED per selezionare l'effetto LED desiderato. Consultare la pagina precedente per le descrizioni dettagliate degli effetti LED.

Quando si utilizza la funzione Photon, utilizzare le protezioni per gli occhi. Non guardare direttamente i LED.



- 8** Eseguire ogni trattamento per 10 minuti (eccetto il naso) quattro volte a settimana per iniziare. Una volta raggiunto l'obiettivo, utilizzare solo due volte a settimana. Posizionare l'elettrodo sulla pelle e muoversi nelle direzioni indicate in base agli effetti desiderati.



Uso del dispositivo

Rassodare la pelle:

Muovere lentamente dall'angolo della bocca verso il contorno occhi.



Tonificare i lati della bocca:

Muovere l'apparecchio lentamente dall'angolo della bocca, leggermente verso l'interno e verso l'alto.



Eczema e acne:

Non operare sull'area dell'eczema, dell'acne, ecc., ma sulla zona circostante per aiutare il processo naturale di guarigione.



Uso del dispositivo

Doppio mento:

Muovere lentamente verso l'alto, dal mento alla base dell'orecchio, poi sollevare il dispositivo dalla pelle e spostarsi dagli angoli della bocca.

Nota: Muovere sempre verso l'alto; non muovere l'apparecchio verso il basso.



- 9 Dopo 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente. Per spegnere l'unità prima dei 10 minuti, premere il pulsante On/OFF finché l'unità non si spegne.



Manutenzione

- Dopo ciascun utilizzo, disinfeccare la superficie con un panno morbido.
- Asciugare immediatamente umidità, sostanze chimiche o acqua dal dispositivo.
- Mantenere sempre il dispositivo pulito e sterilizzato.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto.



Specifiche

Lunghezza d'onda dei fotoni di luce rossa	630 nm
Lunghezza d'onda dei fotoni di luce blu.....	415 nm
Lunghezza d'onda dei fotoni di luce verde	525 nm
Frequenza ultrasonica	3MHz, ±5%
Potenza di uscita	2.8VA
Alimentazione	100V-240V

Garanzia

Attiva subito la tua garanzia GRATUITA di 1 anno.

Il prodotto è dotato di una garanzia completa della durata di un anno che copre tutti i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da uso improprio, incidenti, abuso, negligenza o altre cause esterne. Non ci servono altro che il tuo nome, l'e-mail e l'ID dell'ordine. Tutto qui.



Scansiona il codice QR o visita
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Domande

Sito: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Il nostro team di assistenza clienti è sempre disponibile per rispondere a tutte le tue domande.



Email: sales@projectebeauty.com

Sito: www.projectebeauty.com

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Project E Beauty Tragbares Hautpflege Gerät entschieden haben. Dieses Gerät verwendet LED-Photonen- und Ultraschall-Methoden, um eine Vielzahl von Hautproblemen zu behandeln.

Was dieses Gerät von anderen Beauty-Geräten unterscheidet, ist die Ultraschall-Funktion. Diese Funktion hebt die Hautpflege auf die nächste Stufe und in Verbindung mit der LED-Photonen-Behandlung erzielen Sie Ergebnisse, die effektiver und schneller sind als vorstellbar.

Die Ultraschalltherapie arbeitet mit niederfrequenten Schallwellen für ein sicheres mechanisches Peeling, molekulare Penetration und Heilungstherapie. Die Photonentherapie nutzt die natürliche Heilkraft des Lichts zur Behandlung zahlreicher Hautprobleme unter Verwendung der neuesten LED-Technologie.

Die Bestrahlung der Hautoberfläche mit Licht aktiviert die Photorezeptoren der Haut und lässt die Hautzellen die Energie aufnehmen. Es beschleunigt die biochemische Zirkulation der Zellen und stimuliert die Produktion von Kollagen.

Diese sicheren, nicht-invasiven Technologien können bei der Behandlung vieler Hautprobleme von Akne, Falten, Fleckenentfernung bis hin zur Hautstraffung von Vorteil sein. Es wurde festgestellt, dass diese genutzten Funktionen die Sauerstoffversorgung verbessern, das Hautgewebe stimulieren, Akne verursachende Bakterien abtöten und fettige oder Mischhautprobleme behandeln. Obwohl die Ergebnisse je nach Person und Hauttyp stark variieren können, ist die Behandlung für alle Hauttypen geeignet.

Kosmetologen und Hautpflegespezialisten sind sich einig, dass diese Behandlungen, wenn sie richtig durchgeführt werden, keine Nebenwirkungen haben. Die Behandlungsmethoden dieser Pflege sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Hautpflegeroutine und sollten nur zu kosmetischen Zwecken angewendet werden. Sie ist in keiner Weise dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Vorteile der Ultraschall-Photonen-LED-Therapie

Dieses Gerät verfügt über die folgenden zwei Leistungsfunktionen:

LED-Photonen-Therapie

Die zahlreichen LED-Photonen-Therapieoptionen in diesem Gerät sorgen für unterschiedliche Ergebnisse:

BLAU (415 nm): Drücken Sie die LED-Auswahltaste zweimal: Mit dieser Einstellung kann das Gerät ca. 0,5 mm in die Haut eindringen und ist optimal für Hauthausschläge geeignet. Diese Einstellung eignet sich für empfindliche, fettige und/oder zu Hauthausschlägen neigende Haut. Sie ist auch wirksam bei der Reduzierung von Akne und der Straffung schlaffer Haut.

GRÜN (525nm): Drücken Sie die LED-Auswahltaste dreimal: Diese Einstellung ist optimal für Mischhaut und hellt fahle Haut auf.

ROT (630 nm): Drücken Sie die LED-Auswahltaste einmal: Mit dieser Einstellung kann das Gerät ca. 8-10 mm in die Haut eindringen, wodurch Faserzellen und die Produktion von Kollagen stimuliert werden, wodurch Falten reduziert und die Haut elastischer und glatter wird. Optimal für die Umgebung der Augen und der Stirn und wirkt am besten bei feinen Linien, reduziert die Porengröße und Schwellungen nach Operationen.

Vorteile der Ultraschall-Photonen-LED-Therapie

Ultraschall-Therapie

Ultraschall-Gesichtsbehandlungen bieten eine sichere und sanfte Alternative zu dramatischen plastisch-chirurgischen Eingriffen, Laser-Resurfacing, chemischen Peelings, Kollagen- und Botox-Injektionen und anderen invasiven Hautverjüngungsbehandlungen.

Die Ergebnisse können je nach Person und Hauttyp variieren, sind schrittweise und treten nicht einfach über Nacht ein. Obwohl die Ultraschallbehandlung nachweislich einen sofortigen und vorübergehenden Straffungseffekt bewirkt, führt eine fortgesetzte Anwendung zu kumulativeren, langfristigen und dauerhaften Ergebnissen. Ultraschallbehandlungen können Ihnen die folgenden Vorteile bieten:

- Stimuliert die Blutzirkulation
- Hilft bei der Lymphdrainage
- Entfernt sanft abgestorbene Hautzellen
- Erhöht den Zellstoffwechsel
- Reinigt von Giftstoffen
- Verbessert die Leistung von Hautpflegeprodukten
- Strafft und tonisiert Hals und Gesichtshaut
- Verringert Falten und feine Linien
- Reduziert das Erscheinungsbild von verstopften, geschwollenen Augen
- Verfeinert große Poren
- Verbessert Hauttextur und Hautton
- Reduziert Akne und Hautunreinheiten
- Hellt dunkle Augenringe auf
- Reduziert das Erscheinungsbild von Fettablagerungen
- Verbllassen von Narben, Sommersprossen, Altersflecken und Rötungen

Wie oft

Führen Sie jede Behandlung anfangs viermal pro Woche für 10 Minuten durch. Sobald das Ziel erreicht ist, nur noch zweimal pro Woche anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Facial & Eye Photon Ultraschallgerät benutzen, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Bedienungsanweisungen verstanden haben.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung immer auf Unversehrtheit. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann unsicher sein.
- Hören Sie sofort auf, wenn Sie eine unerwünschte Wirkung feststellen oder Bedenken bezüglich der Anwendung haben.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Augen und leuchten Sie nicht in die Augen.
- Nicht auf den Augenlidern verwenden; die Leuchte nicht über den Augenlidern platzieren.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.
- Nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen anwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie ein Produkt verwenden, das AHA oder Glykolsäure enthält. Dies kann zu unerwünschten Belastungen der Haut führen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
- Ziehen Sie das Gerät immer korrekt aus der Steckdose, indem Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen.
- Denken Sie daran, dass unsachgemäße Wartung oder Nachlässigkeit zu Schäden führen und die Garantie erloschen lassen kann. Dies bezieht sich auch auf unsachgemäße Lagerung.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung, halten Sie sich an sie, befolgen Sie sie und beachten Sie stets alle Warnhinweise.
2. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser oder Bereichen mit konzentrierter Feuchtigkeit.
3. Desinfizieren Sie die LED-Oberflächenabdeckung mit einem weichen Tuch und einer leichten Konzentration von Reinigungsalkohol. Reinigen Sie das Gerät sorgfältig von allen Arten von Hautöl.
4. Benutzen Sie das Gerät immer in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Herstellers und blockieren Sie niemals eine der Lüftungsöffnungen an der Seite des Geräts.
5. Entsorgen Sie alle Produkte in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Bestimmungen und Vorschriften.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie lichtempfindlich sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine erhöhte Lichtempfindlichkeit haben, empfehlen wir Ihnen, den in dieser Anleitung beschriebenen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.
7. Nicht verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie Sie lichtempfindlich machen. Sie können lichtempfindlich sein und es nicht wissen. Es gibt photosensibilisierende Mittel in Medikamenten, Lebensmitteln, Seifen, Kosmetika und Farbstoffen.
8. Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie Lichtempfindlichkeit verursachen: Antibiotika; NSAIDS; Diuretika; Retinoide; Hypoglykämika, HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine), Medikamente zur photodynamischen Therapie, Prophotosensibilisatoren, Neuroleptika oder Antimykotika.
9. Nicht über oder in der Nähe einer kürzlich erfolgten Steroidinjektion anwenden. Dies kann zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen.

Warnung

- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden anhalten. Möglicherweise leiden Sie unter Lichtempfindlichkeit oder einer anderen Erkrankung. Wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser getaucht wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an Project E Beauty.
- Stellen oder bewahren Sie das Gerät nicht so auf, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Halten Sie es von Wasser fern (auch von Badewanne und Dusche). Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Von brennbaren Aerosolprodukten fernhalten.
- Verwenden Sie keine anderen AC-Netzteile oder Ladegeräte mit Ihrem LED-Gerät.

Kontraindikationen

NICHT VERWENDEN, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft.

Lichtempfindlichkeit: Nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich sind. Sie sind lichtempfindlich, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden anhalten. Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer.

Implantierbares Gerät: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator, einen Shunt oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät haben. Dieses Gerät enthält Magnete, die Interferenzen mit diesen Geräten verursachen können, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Schwangere: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten. Das Gerät wurde nicht an schwangeren Frauen getestet und die Auswirkungen, falls vorhanden, sind unbekannt.


Migräne: Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.

Krampfanfälle: Verwenden Sie es nicht, wenn Sie eine Vorgeschichte von durch Licht ausgelösten Krampfanfällen haben.

Läsionen: Verwenden Sie dieses Gerät nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen. Dies kann dazu führen, dass die beste medizinische Behandlung verzögert wird.

Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden und warten, erlischt die Garantie.


Was ist inbegriffen



Ultraschall-/Photonengerät




USB-Kabel



Zwei Ringe (optional)
Augenschutz (nicht abgebildet)
Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)

Lage der Bedienelemente



Lichtempfindlichkeitstest

Empfohlen vor der Verwendung

Um festzustellen, ob Sie ein Lichtempfindlichkeitsproblem haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Es wird empfohlen, eine kleine, weniger empfindliche Hautpartie zu testen (z. B. den Unterarm).

1. Drücken Sie die Taste "Photon", um das Licht zu aktivieren.
2. Legen Sie das Gerät auf einen Bereich des Arms. Lassen Sie das Gerät für einen 3-minütigen Behandlungszyklus in Kontakt mit der Haut.
3. Wiederholen Sie die Behandlung, indem Sie eine weitere 3-minütige Behandlung an der gleichen Stelle Ihres Arms durchführen.
4. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten innerhalb der nächsten 24 Stunden KEINE unerwünschte Reaktion feststellen.

Eine **schlechte Lichtreaktion** liegt vor, wenn Sie länger als zwei Stunden Schmerzen oder Unbehagen in den Behandlungsbereichen oder eine Hautrötung haben. Sie kann verursacht werden durch Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder ein mögliches Hautproblem.

Augensicherheit

1. Positionieren Sie die Schutzbrille über Ihren Augen
2. Binden Sie das Gummiband so, dass die Brille bequem sitzt.
3. Es wird **NICHT** empfohlen, die Lichtquelle direkt in die Augen oder in die Augen anderer Personen zu richten.

⚠️ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Sie niemals direkt in die LEDs schauen.



Verwendung des Geräts

Bevor Sie eine Behandlung durchführen, sollten Sie Folgendes tun:

- Entfernen Sie allen Schmuck und alle Metallgegenstände.
- Prüfen Sie, ob absolute oder relative Kontraindikationen bestehen (siehe Seite 76).
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.


Verwendung des Geräts

Befolgen Sie diese Schritte bei der Durchführung einer Behandlung:

- 1** Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 3 Stunden lang auf.



- 2** Schließen Sie das USB-Kabel an ein Standard-5V-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an; Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose.



Laden

Dieses Gerät kann an das Stromnetz angeschlossen oder aufgeladen werden, um ohne Netzkabel verwendet zu werden.

Verwendung des Geräts

- 3** Desinfizieren Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch.


Reinigen Sie das Gesicht gründlich mit Wasser und Seife, und trocknen Sie es ab.



- 4** Verwenden Sie ein Ionen-Gel, eine Essenz oder eine Creme auf den zu bearbeitenden Bereichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.


**Sie können unser
Hyaluronsäure-Serum unter
www.projectbeauty.com erwerben.**

Es wird dringend empfohlen, zu diesem Zeitpunkt die mitgelieferten Augenschutzmittel anzulegen.



- 5** Drücken Sie die Taste ON/ OFF, um das Gerät einzuschalten; die Betriebsanzeige leuchtet.

Hinweis: Das Gerät ist bei allen Intensitätsstufen wirksam, auch bei der niedrigsten Einstellung. Es ist nicht notwendig, die höchste Leistungsstufe zu verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen.



Verwendung des Geräts

- 6 SONIC:** Drücken Sie wiederholt die Sonic-Taste, um die gewünschte Leistungsstufe (Hoch, Mittel oder Niedrig) auszuwählen.

Optional: Wenn Sie die Sonic-Funktion verwenden, können Sie einen Kunststoffring verwenden, um ein mit Gel getränktes Baumwolltuch an der Sonde festzuhalten.



Hinweis: Ultraschallschwingungen sind auf der Haut nur schwer zu spüren, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht funktionieren. Legen Sie zum Testen einige Wassertropfen auf den Ultraschallkopf und Sie werden die Wassertropfen vibrieren sehen.

- 7 PHOTON:** Drücken Sie wiederholt die LED-Taste, um den gewünschten LED-Effekt auszuwählen. Detaillierte Beschreibungen der LED-Effekte finden Sie auf der vorherigen Seite.

Verwenden Sie bei der Verwendung der Photon-Funktion die Augenschutzvorrichtungen. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.



- 8** Führen Sie jede Behandlung für 10 Minuten durch (außer Nase), anfangs viermal pro Woche. Sobald das Ziel erreicht ist, nur noch zweimal pro Woche anwenden. Platzieren Sie die Elektrode auf der Haut und bewegen Sie sie in die gezeigten Richtungen entsprechend der gewünschten Wirkung.



Verwendung des Geräts


Haut straffen:

Bewegen Sie sich langsam vom Mundwinkel in Richtung des Bereichs nahe der Augen.



Ziehen Sie die Seiten des Mundes hoch:

Bewegen Sie sich langsam vom Mundwinkel aus leicht nach innen und oben.



Ekzem und Akne:

Behandeln Sie nicht genau den Bereich des Ekzems, der Akne usw., sondern verwenden Sie es auf der umliegenden Haut, um die natürliche Heilung zu unterstützen.



Verwendung des Geräts


Doppelkinn:

Bewegen Sie sich langsam vom Kinn nach oben zur Unterseite des Ohrs, heben Sie dann das Gerät von der Haut ab und bewegen Sie sich vom Kinn zu den Mundwinkeln.

Hinweis: Bewegen Sie das Gerät immer nach oben; bewegen Sie es nicht nach unten.



- 9 Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um das Gerät vor Ablauf der 10 Minuten auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis sich das Gerät ausschaltet.



Wartung

- Desinfizieren Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch.
- Trocknen Sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser auf dem Gerät sofort ab.
- Halten Sie das Gerät immer sauber und sterilisiert.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.



Spezifikationen

Rotes Licht Photonen-Wellenlänge	630 nm
Blaues Licht Photonen-Wellenlänge.....	415 nm
Grünes Licht Photonen-Wellenlänge	525 nm
Ultraschallfrequenz	3MHz, ±5%
Ausgangsleistung	2.8VA
Stromversorgung	100V-240V

Garantie

Aktivieren Sie jetzt Ihre 1 Jahr GRATIS-Garantie.

Das Produkt wird mit einer einjährigen Garantie gegen Herstellerfehler geliefert. Es umfasst nicht deamge durch Missbrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder die externen Ursachen verursacht. Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestell-ID. Das ist alles.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Fragen

Website: www.projectebeauty.com

E-Mail: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Unser Expertenteam für die Kundenbetreuung steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung, die Sie stellen möchten.



Email: sales@projectebeauty.com

Website: www.projectebeauty.com