


# LumaPro 7 Photons LED Therapy



OO  
**PROJECT E**  
BEAUTY

[www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

# Introduction

Beauty specialists have long been familiar with the rejuvenating qualities of LED skin treatment, but it is just starting to become popular at select few salons in the U.S. The LED, or Light Emitting Diode, beauty system is used to help speed up the production of collagen and elastin, leading to beautifully smooth and acne-free skin. Follow these instructions and learn how to best use the LumaPro

## **What is LED?**

Light Emitting Diode (LED) is a specialized type of light waveform used in everything from traffic signals to household appliances. For our beauty system, we carefully select the wavelength, power, and color best suited for beautification.

When undergoing LED treatment, the user MUST use the supplied safety goggles in order to protect their vision. Also note that it is recommended that the user keep their eyes closed during the treatment process. Please discontinue your use of the LED treatment system if you experience any

## **Can you treat areas other than the face with the LED treatment system?**

Absolutely, the LumaPro has three large light panels that are designed to reach, and treat, a variety of areas. Please note that protective goggles should be worn even when treating other parts of the body, such as the top of the head, back, chest, or buttocks.

## **What is the recommended treatment time?**

Treatment time is based on the type of treatment and your skin condition. In general, we recommend 20-minute periods of LED treatment each day over an extended period of time. Do not overexpose your skin with long treatment sessions. The LumaPro will make a “beep” noise every minute of treatment.

# Introduction

## **Are any treatment modes unsuitable for acne?**


If the acne is inflamed, we recommend using only the Acne Treatment Mode (blue light).

## **Which treatment mode is better for everyday treatment? Is there a problem with using multiple LED treatment modes in a single treatment session?**

There is a perfect treatment for every season. We suggest using Program A for spring and summer, and Program B for autumn and winter. If you are using a different mode of treatment, it is recommended that you do so for no longer than 30 minutes per treatment.

## **Is there any pain associated with the treatment?**

This is a non-contact, safe beauty system that should not cause any direct pain. However, it is recommended that the user moisturize their skin after the treatment.



# Features

## The First "U" Shaped LED Skin Care System

Independent research has determined there are different wavelengths for three specialized treatment modes. Our unique "U" treatment mode, the first of its kind, uses one LED system to effectively achieve all three treatment modes.

### Full-Body Use

Because of the innovative "U" design, the system can be used to treat all parts of the body, and is easy to operate for full-body treatments.



Neck and Chest



Back and Shoulders




Buttocks

### Ease of Use

Unlike the original model, our new hands-free design allows you to easily multi-task while using the system.

### LED High-Output Power

Our unique optical design (patent pending) improves effectiveness and broadens the scope of the treatment by allowing the user to adjust the angle and direction of the LED light. The optimal distance to place the LED panels is between 10-15 cm from the area being treated. The system is designed to create a double reflection between the mirror plate and the skin's surface, enhancing the illumination rate by 120-130% - making this a highly effective system overall.



## Safety Information

You must read, and understand all of the safety warnings, operating and maintenance instructions before using the LumaPro. Failure to follow the warnings and instructions may cause serious injury, damage to the device or void the warranty.

### **Precautions:**

- Always check the device before use to ensure it is undamaged. Use of a damaged device can be unsafe.
- Stop immediately, if you experience any adverse effect or have a concern regarding use.
- Do not look directly or shine light in the eyes while in operation.
- Do not use on eyelids; do not place the light over eyelids.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.
- Do not use over any suspicious or cancerous lesion. Consult your doctor.
- Do not use the device while using any product that contains AHA or glycolic acid. This can cause unwanted levels of stress in the skin.
- Do not allow children to use the device unsupervised.
- Always unplug the device correctly by holding the plug and removing it from the electrical socket.
- Remember that improper maintenance or negligence can cause damage and void the warranty. This also refers to improper storage.

## Safety Instructions

1. Read these instructions, hold onto them, follow them, and always heed all warnings.
2. Never use the device near water or areas of concentrated humidity.
3. Disinfect the LED surface cover with a soft cloth and a light concentration of rubbing alcohol. Carefully clean the machine of all types of skin oil.
4. Always use the device in line with the manufacturer's regulations, and never block any of the ventilation openings on the side of the device.
5. Dispose of all products in accordance with local and national regulations and codes.
6. Do not use if you are sensitive to light. If you are unsure whether you have increased sensitivity to light, we recommend you perform the Light Sensitivity Test instructed in this manual.
7. Do no use if you are taking drugs known to make you sensitive to light. You may be sensitive to light and not know it. There are photosensitizing agents in drugs, food, soaps, cosmetics, and dyes.
8. Drugs that are known to cause light sensitivity: Antibiotics; NSAIDS; Diures; Retinoids; Hypoglycemics, HMG-CoA reductase inhibitors (statins), Photodynamic Therapy drugs, Prophoto sensitizers, Neuroleptic drugs, or Antifungals.
9. Do not use over or near a recent steroid injection. Doing so may result in photosensitive reaction.

## **Warning**

- Discontinue use if you encounter any discomfort or skin redness that lasts for more than two hours. You may have sensitivity to light or another condition. Consult your health care provider.
- Never operate this device if it has damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or submerged in water. Return the device to Project E Beauty for examination and repair.
- Do not set or keep the device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Keep away from water (including bath and shower). If the device accidentally falls in water unplug immediately.
- Keep away from flammable aerosol products.
- Do not use other AC Power Supplies or Chargers with your device.
- Turn off immediately, if the device begins to overheat.
- Use of the device around jewelry and metal may cause unexpected electrical shock. Always remove all jewelry and metal prior to a treatment.

## Contraindications

**DO NOT USE** if one of the following pertains to you.

**Light Sensitivity:** Do not use if you are sensitive to light. You are sensitive to light if you experience any discomfort or skin redness that lasts more than two hours. Discontinue using the device and consult with your healthcare provider.

**Implantable Device:** Do not use this device if you have a cardiac pace- maker, implanted defibrillator, shunt or other implanted electronic device. This device contains magnets that may cause interference with these devices resulting in serious injury or death.

**Pregnant:** Do not use if you are pregnant or think you might be pregnant. The device has not been tested on pregnant women and the effects, if any, are unknown.



**Migraine:** Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.

**Seizures:** Do not use if you have a history of light triggered seizures.


**Lesions:** Do not use this device over any suspicious or cancerous lesions. To do so may result in delaying the best medical treatment.

**Failure to use** and maintain the LED device in accordance with the instructions outlined in this manual will invalidate the warranty.

## What Is Included



Safety Goggles and Case



Power Cord

# Light Sensitivity Test

## Recommended Before Use

In order to determine if you have a Light Sensitivity Issue please follow the instructions below. It is recommended that you test a small, less sensitive area of skin (i.e., like your forearm).

1. Press the "ON/OFF" button to turn on the LumaPro and press "Color" buttons to activate the light.
2. Place the device on an area of the forearm. Leave in contact with your skin for a 3-minute treatment cycle.
3. Repeat by doing another 3-minute treatment on the same area of your arm.
4. Wait 24 hours. You should NOT experience any adverse reaction during the next 24 hours.

**A bad reaction** to light occurs if you have pain or discomfort in the treatment areas or any skin redness for more than two hours. It can be due to medication, supplements, or a possible skin issue.

## Eye Safety


1. Position the goggles over your eyes
2. Tie the elastic band so that the goggles fit comfortably

It is **NOT** recommended to shine the light source directly into eyes or the eyes of others.

# Use of the Device

**Warning!** Safety goggles must be worn when facing the unit during treatment.

- 1 & 6** Press the switch on the back of the base to turn the unit ON and OFF.




## Description of button(s) for the desired treatment:



### Wrinkle Removal

Press the **red button** for wrinkle removal.




A high-purity red light penetrates the skin's surface to increase microcirculation by actinochemistry, stimulating metabolism and rejuvenation. Red light treatment can be effective for increasing collagen, rapidly removing waste products and dead cells from skin tissue, and stimulating the production of fibroblast growth factor in order to repair damaged skin, soften small wrinkles, regain elasticity, and improve the overall complexion, leaving skin soft, moist, and smooth.

# Use of the Device



## Skin Rejuvenation

Press the **yellow button** for skin rejuvenation.




High-purity yellow light, paired with powerful deep- vein light absorption, revitalizes the lymphatic and nervous systems and strengthens the muscular and immunological systems, simultaneously improving and balancing sensitive skin. Yellow light improves microcirculation, adjusts factors, and inhibits melanin production in order to fade dark spots, freckles, and blemishes. This method of skin rejuvenation is recommended as an effective treatment for skin problems caused by age and sun exposure.



## Acne Treatment

Press the **blue button** to treat acne.




High-purity blue light, which is particularly effective for absorbing the Propionibacteriaceae in acne, permeates 0.25mm under the skin's surface before beginning the process of cell sterilization: destroying the habitat of bacillus that live in the skin. After sterilizing the area, the blue light treatment also soothes inflammation to remove acne as well as existing scars. If applied to the glabella (the area of skin on the upper nose, between the eyebrows) blue light can have a calming, relaxing effect on the body.

# Use of the Device



## Acne Treatment & Wrinkle Removal

Press the **red and blue buttons** to treat acne and remove wrinkles at the same time.




The combination of the high-purity red and blue lights combine to illuminate a purple light that provides the individual benefits of the red and blue lights as well penetrating the skin's surface to promote relaxation and improve lymph metabolism.



## Skin Rejuvenation & Acne Treatment

Press the **blue and yellow buttons** to rejuvenate the skin and treat acne at the same time.




The combination of the high-purity blue and yellow lights combine to illuminate a cyan light that provides the individual benefits of the blue and yellow lights as well as provides gentle acne treatment and skin inflammation mitigation.

# Use of the Device




## Skin Rejuvenation & Winkle Removal

Press the **yellow and red buttons** to rejuvenate the skin and remove wrinkles at the same time.




The combination of the high-purity yellow and red lights combine to illuminate an orange light that provides the individual benefits of the yellow and red lights as well as improves skin muscle flexibility, the immune system, and the neural system.



## Skin Rejuvenation, Winkle Removal & Acne Treatment

Press **all the buttons** to rejuvenate the skin, remove wrinkles, and treat acne at the same time.



The combination of the high-purity yellow, red, and blue lights combine to illuminate a moderate dark red light that provided the individual benefits of the yellow, red, and blue lights.

# Use of the Device



## Using the Preset Modes

**Warning!** Safety goggles must be worn when facing the unit during treatment.

### Mode A

Use mode A to improve:

- Acne caused by poor diet and stress.
- Wrinkles and skin darkening, or lighting, caused by sun exposure and age (i.e.: pigmentation).

The total duration of the treatment is 9 minutes (3 min yellow, 3 min red, 3 blue).

### Mode B


Use mode B to improve:

- Hepatosteatosis, a skin problem caused by a buildup of fat in the liver.
- Wrinkles due to lack of sleep and age that cause the skin to loosen and sag.
- Dry skin caused by cold air during winter months (note: air conditioning can have similar effect.)


The total duration of the treatment is 8 minutes (4 min yellow, 4 min blue).

## Storing the LED Treatment System

The LED light system can be used at home, at work, or on the go, so that users can have the most advanced beauty technology wherever they are. The system has been updated from our traditional model, so that it can be folded up to a height of just 7.5cm.



Working Position



Storage Position

# **Warranty**

## **Activate Your 1 Year FREE Warranty Now.**

LumaPro come with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. All we need is your name, email and order ID. That's it.



Scan the QR code or visit  
[www.projectebeauty.com/pages/warranty](http://www.projectebeauty.com/pages/warranty)

## **Questions**

Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Tel: +1-626-759-4232

Our customer care expert team are here to answer any question you might want to ask.

## **Product Specs**

Voltage: AC100-240V

Power: 25W

Default Use Time: 20 min

Max Use Time: 30 min

Product Weight: 1.65kg



Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

# Introduction

Les spécialistes de la beauté connaissent depuis longtemps les qualités rajeunissantes du traitement de la peau par LED, mais ce traitement commence tout juste à devenir populaire dans certains salons aux États-Unis. Le système de beauté par LED ( lumière émettant des diodes) est utilisé pour accélérer la production de collagène et d'élastine, ce qui permet d'obtenir une peau merveilleusement lisse et sans acné. Suivez ces instructions et apprenez à utiliser au mieux le LumaPro

## **Qu'est-ce qu'une LED?**

La diode électroluminescente (DEL) est un type spécialisé de forme d'onde lumineuse employé dans tout, des feux de signalisation aux appareils ménagers. Pour notre système de beauté, nous sélectionnons soigneusement la longueur d'onde, la puissance et la couleur les mieux appropriées pour l'embellissement.

Lors d'un traitement par LED, l'utilisateur DOIT porter les lunettes de sécurité fournies afin de protéger sa vision. Notez également qu'il est recommandé à l'utilisateur de garder les yeux fermés pendant le processus de traitement. Veuillez cesser de vous servir du système de traitement par LED si vous ressentez un quelconque effet indésirable.

## **Peut-on traiter d'autres zones que le visage avec le système de traitement par LED?**

Absolument, le LumaPro possède trois grands panneaux lumineux qui sont conçus pour atteindre et traiter une variété de zones. Veuillez noter que des lunettes de protection doivent être portées même quand vous traitez d'autres parties du corps, comme le sommet de la tête, le dos, la poitrine ou les fesses.

## **Quelle est la durée conseillée du traitement?**

La durée du traitement repose sur le type de traitement et l'état de votre peau.

En principe, nous recommandons des périodes de 20 minutes de traitement par LED chaque jour sur une période prolongée. Ne surexposez pas votre peau lors de longues séances de traitement. Le LumaPro émet un "bip" sonore toutes les minutes de traitement.

# Introduction

## Certains modes de traitement sont-ils inadaptés à l'acné?


Si l'acné est enflammée, nous conseillons d'utiliser uniquement le mode Traitement de l'acné.  
(lumière bleue).

## Quel mode de traitement est le meilleur pour un traitement quotidien ? L'utilisation de plusieurs modes de traitement par LED au cours d'une même séance de traitement pose-t-elle un problème?

Il existe un traitement idéal pour chaque saison. Nous vous suggérons de vous servir du programme A au printemps et en été, et du programme B en automne et en hiver. Si vous utilisez un autre mode de traitement, il est recommandé de ne pas dépasser 30 minutes par traitement.

## Le traitement est-il douloureux?

Il s'agit d'un système de beauté sans contact et sans danger qui ne devrait pas causer de douleur directe. Cependant, il est recommandé à l'utilisateur d'hydrater sa peau après le traitement.



## Fonctionnalités

### Le premier système de soins de la peau par LED en forme de "U"

Des recherches indépendantes ont déterminé qu'il existe différentes longueurs d'onde pour trois modes de traitement spécifiques. Notre mode de traitement unique "U", le premier du genre, utilise un système de LED pour atteindre efficacement les trois modes de traitement.

### Utilisation sur l'ensemble du corps

En raison de sa conception innovante en "U", le système peut être employé pour traiter toutes les parties du corps et est facile à utiliser pour les traitements globaux du corps.



Cou et poitrine



Dos et épaules




Fesses

### Facilité d'utilisation

Contrairement au modèle original, notre nouvelle conception mains libres vous permet d'être facilement multitâche tout en employant le système.

### Puissance de sortie élevée des LED

Notre conception exclusive de l'optique (brevet en instance) accroît l'efficacité et élargit la portée du traitement en permettant à l'utilisateur de régler l'angle et la direction de la lumière LED. La distance optimale pour placer les panneaux LED se situe entre 10 et 15 cm de la zone à traiter. Le système est conçu pour créer une double réflexion entre la plaque miroir et la surface de la peau, ce qui augmente le taux d'illumination de 120 à 130 % - ce qui en fait un système globalement très efficace.



# Informations sur la Sécurité

Vous devez lire et comprendre tous les avertissements de sécurité et les consignes de fonctionnement et d'entretien avant de vous servir de la LumaPro. Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner des lésions graves, endommager l'appareil ou annuler la garantie.

## Précautions:

- Vérifiez toujours l'appareil avant de vous en servir pour vous assurer qu'il n'est pas défectueux. L'utilisation d'un appareil endommagé peut être dangereuse.
- Arrêtez immédiatement si vous ressentez un effet indésirable ou si vous avez une inquiétude concernant l'utilisation.
- Ne regardez pas directement ou n'envoyez pas de lumière dans les yeux pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser sur les paupières ; ne pas placer la lumière sur les paupières.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte.
- Ne pas utiliser si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.
- Ne pas utiliser sur une lésion suspecte ou cancéreuse. Consultez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous utilisez un produit contenant des AHA ou de l'acide glycolique. Cela peut occasionner des niveaux de stress non désirés dans la peau.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil correctement en tenant la fiche et en la retirant de la prise électrique.
- N'oubliez pas qu'un entretien inadéquat ou une négligence peuvent causer des dommages et annuler la garantie. Cela concerne également le stockage inapproprié.

## Consignes de Sécurité

1. Lisez ces consignes, conservez-les, suivez-les et tenez toujours compte de tous les avertissements.
2. N'utilisez jamais l'appareil à côté d'eau ou de zones d'humidité concentrée.
3. Désinfectez le couvercle de la surface LED avec un chiffon doux et une légère concentration d'alcool à friction. Nettoyez soigneusement l'appareil de tout type d'huile de peau.
4. Utilisez toujours l'appareil en conformité avec les prescriptions du fabricant et ne bloquez jamais les ouvertures de ventilation situées sur le côté de l'appareil.
5. Mettez tous les produits au rebut en conformité avec les réglementations et codes locaux et nationaux.
6. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes sensible à la lumière. Si vous n'êtes pas certain d'avoir une sensibilité accrue à la lumière, nous vous recommandons d'effectuer le test de sensibilité à la lumière indiqué dans ce manuel.
7. Ne pas employer si vous prenez des médicaments connus pour vous rendre sensible à la lumière. Vous pouvez être sensible à la lumière sans le savoir. Il existe des agents photosensibilisants dans les médicaments, les aliments, les savons, les cosmétiques et les colorants.
8. Les médicaments connus pour occasionner une sensibilité à la lumière : Les antibiotiques, les AINS, les diurétiques, les rétinoïdes, les hypoglycémiques, les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines), les médicaments de thérapie photodynamique, les photosensibilisateurs, les médicaments neuroleptiques ou les antifongiques.
9. Ne pas employer sur ou près d'une injection récente de stéroïdes. Cela pourrait entraîner une réaction photosensible.

## Avertissement

- Arrêtez l'utilisation si vous rencontrez une gêne ou une rougeur de la peau qui dure plus de deux heures. Vous pouvez être sensible à la lumière ou souffrir d'une autre pathologie. Consultez votre prestataire de soins de santé.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne marche pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau. Retournez l'appareil à Project E Beauty pour examen et réparation.
- Ne pas placer ou conserver l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Tenir à l'écart de l'eau (y compris le bain et la douche). Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement.
- Tenir à l'écart des produits aérosols inflammables.
- N'utilisez pas d'autres blocs d'alimentation ou chargeurs avec votre appareil.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il commence à surchauffer.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de bijoux et de métal peut occasionner des chocs électriques inattendus. Retirez toujours tous les bijoux et les métaux avant un traitement.

## Contreindications

**NE PAS UTILISER** si l'une des situations ci-dessous s'applique à vous.

**Sensibilité à la lumière:** Ne pas employer si vous êtes sensible à la lumière. Vous êtes sensible à la lumière si vous ressentez une gêne ou une rougeur cutanée qui dure plus de deux heures. Cessez d'utiliser le dispositif et consultez votre fournisseur de soins de santé.

**Dispositif implantable:** N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté, un shunt ou tout autre dispositif électronique implanté. Cet appareil comporte des aimants qui peuvent provoquer des interférences avec ces dispositifs et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

**Enceinte:** Ne pas employer si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être. L'appareil n'a pas été testé sur des femmes enceintes et les effets, le cas échéant, sont inconnus.



**Migraine:** N'utilisez pas le dispositif si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.

**Crises d'épilepsie:** Ne pas faire usage du dispositif si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie déclenchées par la lumière.


**Lésions:** N'utilisez pas cet appareil sur des lésions suspectes ou cancéreuses. Cela pourrait retarder le meilleur traitement médical possible.

**Si vous n'utilisez pas** et n'entretenez pas le dispositif LED conformément aux instructions de ce manuel, la garantie sera annulée.

# Contenu



Lunettes de sécurité et étui



Cordon d'alimentation

# Test de Sensibilité à la Lumière

## Recommandé avant l'usage

Dans le but de déterminer si vous avez un problème de sensibilité à la lumière, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Il est conseillé de tester une petite zone de peau moins sensible (par exemple, votre avant-bras).

1. Appuyez sur le bouton " Marche/Arrêt " pour allumer le LumaPro et appuyez sur les boutons " Couleur " pour activer la lumière.
2. Placez l'appareil sur une zone de l'avant-bras. Laissez-le en contact avec votre peau pendant un cycle de traitement de 3 minutes.
3. Répétez l'opération en réalisant un autre traitement de 3 minutes sur la même zone de votre bras.
4. Attendez 24 heures. Vous ne devriez PAS avoir de réaction indésirable au cours des 24 heures suivantes.

**Une mauvaise réaction** à la lumière se produit si vous ressentez une douleur ou une gêne dans les zones traitées ou une rougeur de la peau pendant plus de deux heures. Cela peut être dû à des médicaments, à des suppléments ou à un éventuel problème de peau.


## Sécurité des yeux

1. Placez les lunettes de protection sur vos yeux
2. Attachez l'élastique pour que les lunettes soient bien ajustées.

Il n'est **PAS** conseillé d'orienter la source lumineuse directement vers les yeux ou les yeux d'autrui.

# Utilisation de l'appareil

**Avertissement!** Le port de lunettes de sécurité est indispensable pour faire face à l'appareil durant le traitement.




## Description du ou des boutons pour le traitement souhaité



### Suppression des rides

Appuyez sur le **bouton rouge** pour éliminer les rides.




Une lumière rouge de haute pureté pénètre la surface de la peau pour augmenter la microcirculation par actinochimie, stimulant le métabolisme et le rajeunissement. Le traitement à la lumière rouge peut être efficace pour augmenter le collagène, éliminer rapidement les déchets et les cellules mortes du tissu cutané et stimuler la production du facteur de croissance des fibroblastes afin de réparer la peau endommagée, d'atténuer les petites rides, de retrouver l'élasticité et d'améliorer le teint général, laissant la peau douce, humide et lisse.

# Utilisation de l'appareil



## Rajeunissement de la peau

Appuyez sur le **bouton jaune** pour le rajeunissement de la peau.




La lumière jaune de haute pureté, combinée à une puissante absorption de la lumière dans les veines profondes, permet de revitaliser les systèmes lymphatique et nerveux et de renforcer les systèmes musculaire et immunologique, tout en améliorant et en équilibrant la peau sensible. La lumière jaune améliore la microcirculation, ajuste les facteurs et empêche la production de mélanine afin d'estomper les taches brunes, les taches de rousseur et les imperfections. Cette méthode de rajeunissement de la peau est recommandée pour traiter efficacement les problèmes de peau causés par l'âge et l'exposition au soleil. Problèmes de peau causés par l'âge et l'exposition au soleil.



## Traitement de l'acné

Appuyez sur le **bouton bleu** pour traiter l'acné.




La lumière bleue de haute pureté, qui est particulièrement efficace pour assimiler les Propionibacteriaceae présentes dans l'acné, pénètre à 0,25 mm sous la surface de la peau avant d'entamer le processus de stérilisation cellulaire : destruction de l'habitat des bactéries qui vivent dans la peau. Après avoir désinfecté la zone, le traitement à la lumière bleue apaise également l'inflammation pour éliminer l'acné ainsi que les cicatrices existantes. Si elle est appliquée sur la glabelle (la zone de peau située sur la partie supérieure du nez, entre les sourcils), la lumière bleue peut avoir un effet calmant et relaxant sur le corps.

# Utilisation de l'appareil



## Traitement de l'acné et élimination des rides

Appuyez sur **les boutons rouge et bleu** pour traiter l'acné et supprimer les rides en même temps.




La combinaison des lumières rouges et bleues de haute qualité permet d'éclairer une lumière violette qui offre les avantages individuels des lumières rouges et bleues tout en traversant la surface de la peau pour favoriser la relaxation et améliorer le métabolisme lymphatique.




## Rajeunissement de la peau et traitement de l'acné

Appuyez sur les **boutons bleu et jaune** pour rajeunir la peau et traiter l'acné en même temps.



La combinaison des lumières bleue et jaune de haute qualité permet d'éclairer une lumière cyan qui offre les avantages individuels des lumières bleue et jaune ainsi qu'un traitement doux de l'acné et une atténuation des inflammations de la peau.


# Utilisation de l'appareil



## Rajeunissement de la peau et suppression des rides

Appuyez sur les **boutons jaune et rouge** pour régénérer la peau et supprimer les rides en même temps.

La combinaison des lumières jaune et rouge de haute qualité permet d'éclairer une lumière orange qui procure les bénéfices individuels des lumières jaune et rouge et améliore la flexibilité des muscles de la peau, le système immunitaire et le système neuronal.



## Rajeunissement de la peau, suppression des rides et traitement de l'acné

Appuyez sur **tous les boutons** pour régénérer la peau, supprimer les rides et traiter l'acné en même temps.

La combinaison des lumières jaune, rouge et bleue de haute qualité permet d'éclairer une lumière rouge foncé modérée qui procure les avantages individuels des lumières jaune, rouge et bleue.

# Utilisation de l'appareil



## Utilisation des Modes Prédéfinis

**Attention!** Des lunettes de sécurité doivent être portées quand on est face à l'unité pendant le traitement.

### Mode A

Utilisez le mode A pour améliorer:

- L'acné provoquée par une mauvaise alimentation et le stress.
- Les rides et l'assombrissement de la peau, ou l'éclairage, provoqué par l'exposition au soleil et l'âge (c'est-à-dire : la pigmentation).

La durée totale du traitement est de 9 minutes (3 minutes pour le jaune, 3 minutes pour le rouge et 3 minutes pour le bleu).

### Mode B


Utilisez le mode B pour optimiser:

- L'hépatostéatose, un problème de peau occasionné par une accumulation de graisse dans le foie.
- Les rides dues au manque de sommeil et à l'âge qui font que la peau se relâche et s'affaisse.
- Peau sèche causée par l'air froid pendant les mois d'hiver (remarque : l'air conditionné peut avoir un effet similaire.)


La durée totale du traitement est de 8 minutes (4 min jaune, 4 min bleu).

## Rangement du Système de Traitement par LED

Le système de lumière LED peut être employé à la maison, au travail ou en déplacement, afin que les utilisateurs puissent bénéficier de la technologie de beauté la plus avancée où qu'ils soient. Le système a été mis à jour à partir de notre modèle traditionnel, de sorte qu'il peut être plié à une hauteur de seulement 7,5 cm.



Position de fonctionnement



Position de stockage

# Garantie

## Activez votre garantie GRATUITE d'un AN MAINTENANT.

LumaPro bénéficie d'une garantie intégrale d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de commande. C'est tout.



Scannez le code QR ou visitez  
[www.projectebeauty.com/pages/warranty](http://www.projectebeauty.com/pages/warranty)

## Questions

Site web: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Tel: +1-626-759-4232

Notre équipe d'experts de l'assistance à la clientèle est là pour répondre à toutes vos questions.

## Spécifications du produit

Tension: AC100-240V

Puissance: 25W

Durée d'utilisation par défaut: 20 min

Utilisation maximale: 30 min

Poids du produit: 1.65kg



Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

# Introducción

Los especialistas en belleza conocen desde hace tiempo las cualidades rejuvenecedoras del tratamiento de la piel con LED, pero apenas está empezando a popularizarse en algunos salones de belleza de Estados Unidos. El sistema de belleza con LED, o diodo emisor de luz, se utiliza para ayudar a acelerar la producción de colágeno y elastina, lo que da lugar a una piel maravillosamente suave y sin acné. Siga estas instrucciones y aprenda a utilizar mejor el LumaPro.

## ¿Qué es el LED?

El diodo emisor de luz (LED) es un tipo especializado de onda luminosa que se utiliza en todo, desde las señales de tráfico hasta los electrodomésticos. Para nuestro sistema de belleza, seleccionamos cuidadosamente la longitud de onda, la potencia y el color más adecuados para el embellecimiento.

Durante el tratamiento con LED, el usuario DEBE utilizar las gafas de seguridad suministradas para proteger su visión. También se recomienda que el usuario mantenga los ojos cerrados durante el proceso de tratamiento. Por favor, interrumpa el uso del sistema de tratamiento LED si experimenta algún efecto adverso.

## ¿Se pueden tratar otras zonas además de la cara con el sistema de tratamiento LED?

Absolutamente, el LumaPro tiene tres grandes paneles de luz que están diseñados para alcanzar, y tratar, una variedad de áreas. Tenga en cuenta que las gafas protectoras deben usarse incluso cuando se tratan otras partes del cuerpo, como la parte superior de la cabeza, la espalda, el pecho o las nalgas.

## ¿Cuál es el tiempo de tratamiento recomendado?

La duración del tratamiento depende del tipo de tratamiento y del estado de su piel.

En general, se recomiendan períodos de 20 minutos de tratamiento con LED cada día durante un período de tiempo prolongado. No sobreexponga su piel con sesiones de tratamiento largas. El LumaPro emitirá un "pitido" cada minuto de tratamiento.

## Introducción

### **¿Hay algún modo de tratamiento inadecuado para el acné?**

Si el acné está inflamado, se recomienda utilizar sólo el modo de tratamiento del acné (luz azul).


### **¿Qué modo de tratamiento es mejor para el tratamiento diario?**

### **¿Hay algún problema en utilizar varios modos de tratamiento LED en una misma sesión de tratamiento?**

Hay un tratamiento perfecto para cada estación. Sugerimos utilizar el Programa A para la primavera y el verano, y el Programa B para el otoño y el invierno. Si utiliza un modo de tratamiento diferente, se recomienda que no lo haga durante más de 30 minutos por tratamiento.

### **¿Hay algún dolor asociado al tratamiento?**

Se trata de un sistema de belleza sin contacto y seguro que no debería causar ningún dolor directo. Sin embargo, se recomienda que el usuario hidrate su piel después del tratamiento.



# Características

## El primer sistema LED para el cuidado de la piel en forma de "U"

Investigaciones independientes han determinado que existen diferentes longitudes de onda para tres modos de tratamiento especializados. Nuestro exclusivo modo de tratamiento en "U", el primero de su clase, utiliza un sistema de LED para lograr eficazmente los tres modos de tratamiento.

### Uso de todo el cuerpo

Gracias a su innovador diseño en "U", el sistema puede utilizarse para tratar todas las partes del cuerpo y es fácil de manejar para los tratamientos de cuerpo entero.



Cuello y pecho



Espalda y hombros




Nalgas

### Facilidad de uso

A diferencia del modelo original, nuestro nuevo diseño de manos libres le permite realizar fácilmente varias tareas mientras utiliza el sistema.

### LED de alta potencia

Nuestro exclusivo diseño óptico (pendiente de patente) mejora la eficacia y amplía el alcance del tratamiento al permitir al usuario ajustar el ángulo y la dirección de la luz LED. La distancia óptima para colocar los paneles LED es de entre 10 y 15 cm de la zona a tratar. El sistema está diseñado para crear un doble reflejo entre la placa del espejo y la superficie de la piel, lo que aumenta la tasa de iluminación en un 120-130%, lo que hace que sea un sistema muy eficaz en general.



## Información de seguridad

Debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento antes de utilizar el LumaPro. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar lesiones graves, daños en el aparato o anular la garantía.

### **Precauciones:**

- Compruebe siempre el dispositivo antes de utilizarlo para asegurarse de que no está dañado. El uso de un dispositivo dañado puede ser inseguro.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si experimenta algún efecto adverso o tiene alguna duda sobre su uso.
- No mire directamente ni se ilumine los ojos mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar en los párpados; no colocar la luz sobre los párpados.
- No lo utilice si está embarazada.
- No utilizar si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.
- No utilizar sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa. Consulte a su médico.
- No utilice el aparato mientras esté usando cualquier producto que contenga AHA o ácido glicólico. Esto puede causar niveles no deseados de estrés en la piel.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Desenchufe siempre el aparato correctamente, sujetando el enchufe y sacándolo de la toma de corriente.
- Recuerde que el mantenimiento inadecuado o la negligencia pueden causar daños y anular la garantía. Esto también se refiere al almacenamiento inadecuado.

## Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones, aférrese a ellas, sígalas y preste siempre atención a todas las advertencias.
2. No utilice nunca el aparato cerca del agua o de zonas de humedad concentrada.
3. Desinfecte la cubierta de la superficie del LED con un paño suave y una ligera concentración de alcohol. Limpie cuidadosamente el aparato de todo tipo de aceites de la piel.
4. Utilice siempre el aparato de acuerdo con las normas del fabricante y no bloquee nunca ninguna de las aberturas de ventilación del lateral del aparato.
5. Elimine todos los productos de acuerdo con las normativas y códigos locales y nacionales.
6. No lo utilice si es sensible a la luz. Si no está seguro de tener una mayor sensibilidad a la luz, le recomendamos que realice la prueba de sensibilidad a la luz que se indica en este manual.
7. No lo utilice si está tomando medicamentos que se sabe que le hacen sensible a la luz. Usted puede ser sensible a la luz y no saberlo. Hay agentes fotosensibilizantes en medicamentos, alimentos, jabones, cosméticos y tintes.
8. Fármacos que se sabe que causan sensibilidad a la luz:  
Antibióticos; AINEs; Diuréticos; Retinoides; Hipoglucemiantes, Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas), Fármacos para la terapia fotodinámica, Profosensibilizadores, Neurópticos o Antifúngicos.
9. No utilizar sobre o cerca de una inyección reciente de esteroides. Hacerlo puede provocar una reacción de fotosensibilidad.

## Advertencia

- Interrumpa su uso si siente alguna molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Es posible que tenga sensibilidad a la luz u otra condición. Consulte a su médico.
- Nunca utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en el agua. Devuelva el aparato a Project E Beauty para su examen y reparación.
- No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. Manténgalo alejado del agua (incluyendo la bañera y la ducha). Si el aparato cae accidentalmente en el agua, desenchúfelo inmediatamente.
- Manténgalo alejado de productos aerosoles inflamables.
- No utilice otras fuentes de alimentación o cargadores de CA con su dispositivo.
- Apague inmediatamente el dispositivo si empieza a sobrecalentarse.
- El uso del dispositivo cerca de joyas y metales puede causar una descarga eléctrica inesperada. Quítese siempre todas las joyas y metales antes de un tratamiento.

## Contraindicaciones

**NO USAR** si una de las siguientes situaciones le concierne.

**Sensibilidad a la luz:** No lo utilice si es sensible a la luz. Usted es sensible a la luz si experimenta cualquier molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Deje de usar el dispositivo y consulte con su proveedor de atención médica.

**Dispositivo implantable:** No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, un desfibrilador implantado, una derivación u otro dispositivo electrónico implantado. Este dispositivo contiene imanes que pueden causar interferencias con estos dispositivos, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

**Embarazada:** No lo utilice si está embarazada o cree que podría estarlo. El dispositivo no ha sido probado en mujeres embarazadas y se desconocen los efectos, si los hubiera.



**Migraña:** No lo utilice si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.

**Convulsiones:** No lo utilice si tiene un historial de convulsiones provocadas por la luz.


**Lesiones:** No utilice este dispositivo sobre lesiones sospechosas o cancerosas. Si lo hace, puede retrasar el mejor tratamiento médico.

**Si no utiliza** y mantiene la dispositivo LED de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual, la garantía quedará invalidada.

## Qué se incluye



Gafas de seguridad y estuche



Cable de alimentación

# Prueba de sensibilidad a la luz

## Recomendado antes de su uso

Para determinar si tiene un problema de sensibilidad a la luz, siga las siguientes instrucciones. Se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña y menos sensible de la piel (por ejemplo, el antebrazo).

1. Pulse el botón "ON/OFF" para encender el LumaPro y pulse los botones "Color" para activar la luz.
2. Coloque el dispositivo en una zona del antebrazo. Dejar en contacto con la piel durante un ciclo de tratamiento de 3 minutos.
3. Repita haciendo otro tratamiento de 3 minutos en la misma zona del brazo.
4. Espere 24 horas. No debería experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas.

Se produce una **mala reacción** a la luz si tiene dolor o molestias en las zonas tratadas o cualquier enrojecimiento de la piel durante más de dos horas. Puede deberse a la medicación, a los suplementos o a un posible problema cutáneo.


## Seguridad ocular

1. Coloque las gafas sobre los ojos
2. Ate la banda elástica para que las gafas se ajusten cómodamente.

**NO** se recomienda dirigir la fuente de luz directamente a los ojos o a los de otras personas.

# Uso del dispositivo

**Advertencia!** Se deben usar gafas de seguridad cuando se mira la unidad durante el tratamiento.




## Descripción de los botones para el tratamiento deseado:



### Eliminación de arrugas

Pulse el **botón rojo** para eliminar las arrugas.




Una luz roja de gran pureza penetra en la superficie de la piel para aumentar la microcirculación por actinoquímica, estimulando el metabolismo y el rejuvenecimiento. El tratamiento con luz roja puede ser eficaz para aumentar el colágeno, eliminar rápidamente los productos de desecho y las células muertas del tejido cutáneo y estimular la producción del factor de crecimiento de los fibroblastos para reparar la piel dañada, suavizar las pequeñas arrugas, recuperar la elasticidad y mejorar el cutis en general, dejando la piel suave, húmeda y tersa.

# Uso del dispositivo



## Rejuvenecimiento de la piel

Pulse el **botón amarillo** para rejuvenecer la piel.




La luz amarilla de alta pureza, combinada con una potente absorción de luz en las venas profundas, revitaliza los sistemas linfático y nervioso y fortalece los sistemas muscular e inmunológico, mejorando y equilibrando simultáneamente la piel sensible. La luz amarilla mejora la microcirculación, ajusta los factores e inhibe la producción de melanina para desvanecer las manchas oscuras, las pecas y las imperfecciones. Este método de rejuvenecimiento de la piel se recomienda como un tratamiento eficaz para los problemas de la piel causados por la edad y la exposición al sol.



## Tratamiento del acné

Pulse el **botón azul** para tratar el acné.




La luz azul de alta pureza, que es especialmente eficaz para absorber las Propionibacterias del acné, penetra 0,25 mm bajo la superficie de la piel antes de comenzar el proceso de esterilización celular: destruir el hábitat de los bacilos que viven en la piel. Tras esterilizar la zona, el tratamiento con luz azul también calma la inflamación para eliminar el acné, así como las cicatrices existentes. Si se aplica en la glabela (la zona de la piel de la parte superior de la nariz, entre las cejas) la luz azul puede tener un efecto calmante y relajante en el cuerpo.

## Uso del dispositivo



### Tratamiento del acné y eliminación de arrugas

Pulse los **botones rojo y azul** para tratar el acné y eliminar las arrugas al mismo tiempo.




La combinación de las luces rojas y azules de alta pureza se combinan para iluminar una luz púrpura que proporciona los beneficios individuales de las luces rojas y azules, además de penetrar en la superficie de la piel para promover la relajación y mejorar el metabolismo linfático.



### Rejuvenecimiento de la piel y tratamiento del acné

Pulse los **botones azul y amarillo** para rejuvenecer la piel y tratar el acné al mismo tiempo.




La combinación de las luces azules y amarillas de alta pureza se combinan para iluminar una luz cian que proporciona los beneficios individuales de las luces azules y amarillas, así como proporciona un tratamiento suave del acné y la mitigación de la inflamación de la piel.

## Uso del dispositivo



### Rejuvenecimiento de la piel y eliminación de arrugas

Pulse los **botones amarillo y rojo** para rejuvenecer la piel y eliminar las arrugas al mismo tiempo.




La combinación de las luces amarillas y rojas de alta pureza se combinan para iluminar una luz naranja que proporciona los beneficios individuales de las luces amarillas y rojas, además de mejorar la flexibilidad muscular de la piel, el sistema inmunológico y el sistema neural.



### Rejuvenecimiento de la piel, eliminación de arrugas y tratamiento del acné

Pulse **todos los botones** para rejuvenecer la piel, eliminar las arrugas y tratar el acné al mismo tiempo.



La combinación de las luces amarilla, roja y azul de alta pureza se combinan para iluminar una luz roja oscura moderada que proporciona los beneficios individuales de las luces amarilla, roja y azul.

# Uso del dispositivo



## Uso de los modos preestablecidos

**Advertencia!** Se deben usar gafas de seguridad cuando se mira la unidad durante el tratamiento.

### Modo A

Utilice el modo A para mejorar:

- Acné causado por la mala alimentación y el estrés.
- Arrugas y oscurecimiento de la piel, o iluminación, causados por la exposición al sol y la edad (es decir: pigmentación).

La duración total del tratamiento es de 9 minutos (3 min amarillo, 3 min rojo, 3 azul).

### Modo B


Utilice el modo B para mejorar:

- Hepatosteatosis, un problema de la piel causado por la acumulación de grasa en el hígado.
- Arrugas debidas a la falta de sueño y a la edad, que hacen que la piel se afloje y se descuelgue.
- Piel seca causada por el aire frío durante los meses de invierno (nota: el aire acondicionado puede tener un efecto similar).


La duración total del tratamiento es de 8 minutos (4 min amarillo, 4 min azul).

## Cómo guardar el sistema de tratamiento LED

El sistema de luz LED puede utilizarse en casa, en el trabajo o en los desplazamientos, para que los usuarios puedan disponer de la tecnología de belleza más avanzada dondequiera que estén. El sistema se ha actualizado con respecto a nuestro modelo tradicional, de modo que puede plegarse hasta una altura de sólo 7,5 cm.



Posición de trabajo



Posición de almacenamiento

# Garantía

## Active su garantía de 1 año GRATIS ahora.

LumaPro viene con una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye daños causados por mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. Todo lo que necesitamos es su nombre, correo electrónico e identificación del pedido. Eso es todo.



Escanee el código QR o visite  
[www.projectebeauty.com/pages/warranty](http://www.projectebeauty.com/pages/warranty)

## Preguntas

Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Tel: +1-626-759-4232

Nuestro equipo de expertos en atención al cliente está aquí para responder a cualquier pregunta que quiera hacer.

## Especificaciones del producto

Voltaje: AC100-240V

Potencia: 25W

Tiempo de uso por defecto: 20 min

Tiempo máximo de uso: 30 min

Peso del producto: 1.65kg



Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)  
Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

# Introduzione

Gli specialisti di bellezza conoscono da tempo le proprietà ringiovanenti dei trattamenti per la pelle coi LED, ma stanno iniziando a diventare popolari solo in alcuni centri estetici americani. Il sistema estetico ai LED, o Light Emitting Diode (diodo a emissione di luce), viene usato per aiutare a velocizzare la produzione di collagene ed elastina, portando a una bellissima pelle liscia e libera dall'acne. Segui queste istruzioni e scopri come usare al meglio il LumaPro.

## Cosa è un LED?

Il diodo a emissione di luce (LED) è un tipo specifico di luce con una varietà di utilizzi, dai semafori agli elettrodomestici. Per il nostro sistema di bellezza abbiamo selezionato con cura la lunghezza d'onda, la potenza e i colori più adatti agli scopi estetici.

Durante un trattamento LED l'utente DEVE usare gli occhiali protettivi forniti per potere proteggere gli occhi. Bisogna anche notare che si consiglia di tenere gli occhi chiusi durante il trattamento. Si prega di interrompere l'uso del sistema per il trattamento LED se si verificano effetti collaterali.

## Si possono trattare aree diverse dal volto con il sistema di trattamento LED?

Assolutamente sì, il LumaPro ha tre grandi pannelli luminosi progettati per raggiungere e trattare diverse aree. Si prega di notare che gli occhiali protettivi vanno indossati anche durante il trattamento di altre aree del corpo, come la testa, la schiena, il petto o i glutei.

## Qual è la lunghezza consigliata per ciascun trattamento?

Il periodo di trattamento varia in base al tipo di trattamento e alle condizioni della pelle. In generale, consigliamo dei trattamenti di 20 minuti al giorno per un periodo prolungato di tempo. Non esporre troppo la pelle eseguendo dei trattamenti lunghi. Il LumaPro emette un bip per ogni minuto di trattamento.

# Introduzione

## **Ci sono delle modalità non adatta all'acne?**


Se l'acne è infiammato consigliamo di usare solo la Modalità di Trattamento per l'Acne (luce blu).

## **Qual è la modalità migliore per i trattamenti quotidiani? Usare diverse modalità in un'unica sessione comporta problemi?**

C'è un trattamento perfetto per ciascuna stagione. Consigliamo di usare il Programma A per la primavera e l'estate, e il Programma B per l'autunno e l'inverno. Se si usa una modalità di trattamento diversa, si consiglia di farlo per non più di 30 minuti per trattamento.

## **Il trattamento è doloro?**

Si tratta di un sistema di bellezza senza contatto che non dovrebbe causare alcun dolore diretto. Tuttavia, si consiglia di idratare la pelle dopo il trattamento.



# Caratteristiche

## Il Primo Sistema LED per la Cura della Pelle a Forma di "U"

Delle ricerche indipendenti hanno determinato che ci sono diverse lunghezze d'onda per tre modalità di trattamento specifiche. La nostra modalità di trattamento unica a "U", la prima nel suo genere, usa un sistema LED per eseguire efficacemente tutte e tre le modalità di trattamento.

## Utilizzo per Tutto il Corpo

Grazie all'innovativo design a "U" il sistema può essere usato per trattare tutte le parti del corpo ed è facile da usare in ogni area.



Collo e Petto



Schiena e Spalle




Glutei

## Facilità d'Uso

A differenza del modello originale, il nostro nuovo design, che non necessita dell'uso delle mani, ti consente di eseguire diverse attività durante l'utilizzo del sistema.

## LED a Elevata Potenza

Il nostro design ottico unico (in attesa di brevetto) migliora l'efficacia e amplia il campo di applicazione del trattamento consentendo all'utente di regolare l'angolazione e la direzione della luce LED. La distanza ottimale a cui posizionare i pannelli LED è di 10-15cm dall'area da trattare. Il sistema è progettato per creare un doppio riflesso fra lo specchio e la superficie della pelle, migliorando il tasso di illuminazione del 120-130%, il che lo rende un sistema altamente efficace in generale.



## Informazioni di Sicurezza

Leggere e comprendere tutti gli avvertimenti di sicurezza e le istruzioni di utilizzo e manutenzione prima di usare il LumaPro. Il mancato rispetto degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi, danni al dispositivo o rendere nulla la garanzia.

### **Precauzioni:**

- Controllare sempre il dispositivo prima dell'uso per assicurarsi che non sia danneggiato. L'uso di un dispositivo danneggiato può non essere sicuro.
- Interrompere subito l'uso se si riscontrano degli effetti collaterali o si hanno delle preoccupazioni riguardanti l'uso.
- Non guardare direttamente la luce e non rivolgerla verso gli occhi.
- Non usare il dispositivo sulle palpebre; non mettere la luce sopra le palpebre.
- Non usare durante la gravidanza.
- Non usare se si è sofferto di emicrania negli ultimi due anni.
- Non usare su lesioni sospette o cancerogene. Consultare un medico.
- Non usare il dispositivo se si stanno usando dei prodotti che contengono AHA o acido glicolico. Ciò può causare dei livelli indesiderati di stress alla pelle.
- Non permettere ai bambini di usare il dispositivo senza supervisione.
- Staccare sempre il dispositivo dalla corrente nella maniera corretta, tenendo la spina e rimuovendola dalla presa.
- Una manutenzione impropria o l'incuria possono causare danni e rendere nulla la garanzia. Ciò si applica anche a una conservazione scorretta.

## Informazioni di Sicurezza

1. Leggere queste istruzioni, conservarle, seguirle e rispettare sempre tutti gli avvertimenti.
2. Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua o in zone con un'elevata concentrazione di umidità.
3. Disinfettare la superficie della copertura dei LED con un panno morbido e un sapone delicato o dell'alcol. Pulire con cura il dispositivo da qualsiasi tipo di olio della pelle.
4. Usare sempre il dispositivo in linea con le indicazioni del produttore e non bloccare mai le aperture per la ventilazione sui lati del dispositivo.
5. Smaltire tutti i prodotti secondo le leggi e normative locali e nazionali.
6. Non usare se si è fotosensibili. Se non si è certi di essere fotosensibili, consigliamo di eseguire il Test per la Fotosensibilità indicato in questo manuale.
7. Non usare se si stanno assumendo farmaci che rendono sensibili alla luce. Si potrebbe essere fotosensibili senza saperlo. Ci sono agenti fotosensibilizzanti in farmaci, cibi, saponi, cosmetici e tinte.
8. Farmaci che provocano sensibilità alla luce: antibiotici, FANS, diuretici; retinoidi; ipoglicemici, inibitori della HMG-CoA riduttasi (statine), famaci sensibilizzanti per la terapia fotodinamica, farmaci neurolettici o antimicotici.
9. Non usare sopra o vicino a una iniezione di steroidi recente. Così facendo si potrebbe causare una reazione fotosensibile.

## Attenzione

- Interrompere l'utilizzo se si dovesse riscontrare un senso di disagio o un rossore sulla pelle che dura per più di due ore. Si potrebbe essere fotosensibili o soffrire di altre condizioni. Consultare il proprio medico.
- Non usare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato, o se è stato immerso in acqua. Restituire il dispositivo a Project E Beauty perché venga esaminato e riparato.
- Non appoggiare o riporre il dispositivo dove potrebbe cadere o essere tirato in una vasca o un lavandino. Tenere lontano dall'acqua (incluse vasche e docce). Se il dispositivo dovesse cadere accidentalmente in acqua, staccarlo immediatamente dalla corrente.
- Tenere lontano da prodotti aerosol infiammabili.
- Non usare altri alimentatori o caricatori con il dispositivo.
- Se il dispositivo inizia a surriscaldarsi, spegnerlo immediatamente.
- L'uso del dispositivo in presenza di gioielli e metallo potrebbe causare una folgorazione inaspettata. Rimuovere sempre tutti i gioielli e il metallo prima del trattamento.

## Controindicazioni

**NON USARE** il dispositivo in presenza di una delle seguenti condizioni.

**Fotosensibilità:** Non usare se si è fotosensibili. Si è fotosensibili se si prova un qualsiasi tipo di disagio o di rossore della pelle che dura per più di due ore. Interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.

**Dispositivi Implantabili:** Non usare questo dispositivo se si ha un pacemaker cardiaco, un defibrillatore impiantato, uno shunt o altri dispositivi elettronici. Questo dispositivo contiene dei magneti che potrebbero causare delle interferenze con questi dispositivi, il che potrebbe risultare in lesioni gravi o morte.

**Gravidanza:** Non usare se si è incinta o si sospetta di poterlo essere. Il dispositivo non è stato testato sulle donne incinta e gli effetti, se presenti, sono sconosciuti.



**Emicranie:** Non usare se si è sofferto di emicrania negli ultimi due anni.

**Epilessia:** Non usare se si soffre di epilessia.


**Lesioni:** Non usare questo dispositivo su lesioni sospette o cancerogene. Così facendo si potrebbero ritardare i risultati dei migliori trattamenti medici.

**L'utilizzo** o la manutenzione del dispositivo LED al di fuori di quanto indicato in questo manuale renderanno nulla la garanzia.

## Contenuto della Confezione



Occhiali Protettivi e Custodia



Cavo di Alimentazione

## Test per la Fotosensibilità

### Consigliato Prima dell'Utilizzo

Per potere determinare se si soffre di fotosensibilità, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito. Si consiglia di eseguire il test su un'area della pelle piccola e meno sensibile (ad esempio l'avambraccio).

1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere LumaPro e premere il pulsante "Colore" per attivare la luce.
2. Posizionare il dispositivo su un'area dell'avambraccio. Lasciarlo a contatto con la pelle per un ciclo di trattamento da 3 minuti.
3. Ripetere eseguendo un altro trattamento da 3 minuti sulla stessa area del braccio.
4. Attendere 24 ore. NON si dovrebbe avere alcuna reazione avversa nelle 24 ore successive.

Una reazione avversa alla luce si verifica se si prova dolore o disagio nelle zone trattate o se la pelle è arrossata per più di due ore. Ciò può essere dovuto a farmaci, integratori o a un possibile problema della pelle.


### Sicurezza degli Occhi

1. Posizionare gli occhiali sugli occhi
2. Stringere la fascia elastica in modo che gli occhiali aderiscano bene al viso.

**NON** è consigliabile puntare la fonte luminosa direttamente sugli occhi, propri o altrui.

# Utilizzo del Dispositivo

**Attenzione!** Quando si esegue un trattamento bisogna indossare gli occhiali protettivi.




## Descrizione dei pulsanti per il trattamento desiderato:



### Riduzione delle Rughe

Premere il **pulsante rosso** per la rimozione delle rughe.




Una luce rossa ad elevata purezza penetra la superficie della pelle per aumentare la microcircolazione grazie all'actinochimica, stimolando il metabolismo e il ringiovanimento. Il trattamento con la luce rossa può essere efficace per aumentare il collagene, rimuovere velocemente i prodotti di scarto e le cellule morte dalla pelle e stimolare la produzione del fattore di crescita dei fibroblasti per riparare la pelle danneggiata, ridurre l'aspetto delle rughe, ottenere elasticità e migliorare la carnagione, lasciando la pelle morbida e liscia.

# Utilizzo del Dispositivo



## Ringiovanimento della Pelle

Premere il **pulsante giallo** per il ringiovanimento della pelle.




La luce gialla a elevata purezza, combinata con un potente assorbimento della luce a livello venale, revitalizza il sistema linfatico e nervoso e rafforza quello muscolare e immunitario, migliorando ed equilibrando allo stesso tempo la pelle sensibile. La luce gialla migliora la microcircolazione, regola i fattori e favorisce la produzione di melanina per ridurre l'aspetto di occhiaie, lentiggini e macchie. Questo metodo per il ringiovanimento della pelle viene consigliato come trattamento efficace per i problemi della pelle causati dall'età e dall'esposizione alla luce del sole.



## Trattamento per l'Acne

Premere il **pulsante blu** per trattare l'acne.




La luce blu a elevata purezza, che è particolarmente efficace per l'assorbimento del Propionibacterium dell'acne, penetra nella pelle per 0.25mm prima di avviare il processo di sterilizzazione delle cellule, distruggendo l'habitat del bacillo che vive nella pelle. Dopo avere sterilizzato l'area, il trattamento con la luce blu allevia anche le infiammazioni per rimuovere l'acne e le cicatrici. Se applicata sulla glabella (l'area di pelle sulla parte superiore del naso fra le sopracciglia), la luce blu può avere un effetto calmante e rilassante.

# Utilizzo del Dispositivo



## Trattamento per l'Acne e la Riduzione delle Rughe

Premere i **pulsanti rosso e blu** per trattare l'acne e ridurre contemporaneamente le rughe.




La combinazione delle luci rossa e blu a elevata purezza crea una luce viola che assicura i vantaggi individuali della luce rossa e di quella blu, penetrando allo stesso tempo nella superficie della pelle per favorire il rilassamento e migliorare il metabolismo linfatico.



## Ringiovanimento della Pelle e Trattamento per l'Acne

Premere i **pulsanti blu e giallo** per ringiovanire la pelle e trattare contemporaneamente l'acne.




La combinazione delle luci blu e gialla a elevata purezza crea una luce azzurra che assicura i vantaggi individuali delle luci blu e gialla e fornisce un trattamento delicato per l'acne, oltre a mitigare le infiammazioni della pelle.

# Utilizzo del Dispositivo



## Ringiovanimento della Pelle e Riduzione delle Rughe

Premere i **pulsanti giallo e rosso** per ringiovanire la pelle e ridurre contemporaneamente le rughe.




La combinazione delle luci gialla e rossa a elevata purezza crea una luce arancione che garantisce i vantaggi individuali delle luci gialla e rossa e migliora le flessibilità dei muscoli del viso, il sistema immunitario e il sistema neurale.



## Ringiovanimento della Pelle, Riduzione delle Rughe e Trattamento per l'Acne

Premere **tutti i pulsanti** per ringiovanire la pelle, ridurre le rughe e trattare l'acne.

La combinazione delle luci gialla, rossa e blu a elevata purezza crea una luce rossa scura che garantisce i vantaggi individuali delle luci rossa, gialla e blu.



# Utilizzo del Dispositivo



## Usare le Modalità Predefinite

**Attenzione!** Durante il trattamento bisogna indossare gli occhiali protettivi.

### Modalità A

Usare la modalità A per migliorare:

- L'acne causato da un'alimentazione scorretta e dallo stress.
- Le rughe e le macchie scure o chiare della pelle causate da esposizione al sole ed età (pigmentazione).

La durata totale del trattamento è di 9 minuti (3 min giallo, 3 min rosso, 3 min blu).

### Modalità B


Usare la modalità B per migliorare:

- La steatosi epatica, un problema della pelle causata da un accumulo di grasso nel fegato.
- Le rughe dovute a una mancanza di sonno e all'età che fanno cedere la pelle.
- La pelle secca causata dall'aria fredda nei mesi invernali (nota: l'aria condizionata può avere un effetto simile).


La durata totale del trattamento è di 8 minuti (4 min giallo, 4 min blu).

## Conservazione del Sistema di Trattamento LED

Il sistema LED può essere usato a casa, al lavoro o mentre si è in viaggio, cosicché gli utenti possano portare sempre con sé la più avanzata tecnologia estetica. Il sistema è stato aggiornato rispetto al nostro modello tradizionale in modo da potere essere piegato e avere un'altezza di soli 7.5cm.



Posizione di Utilizzo



Posizione di conservazione

# Garanzia

## Attiva Subito la tua Garanzia GRATUITA di 1 Anno.

LumaPro è dotato di una garanzia completa di un anno per i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da un uso scorretto, incidenti, abusi, negligenza o altre cause esterne. Ci bastano il tuo nome, l'e-mail e l'ID dell'ordine. Tutto qui.



Scansiona il codice QR o visita  
[www.projectebeauty.com/pages/warranty](http://www.projectebeauty.com/pages/warranty)

## Domande

Sito web: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

E-mail: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Tel: +1-626-759-4232

Il nostro team esperto del servizio clienti è qui per rispondere a tutte le tue domande.

## Specifiche

Tensione: AC100-240V

Potenza: 25W

Tempo d'Uso Predefinito: max 20 min

Tempo d'Uso: 30 min

Peso: 1.65kg



Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)  
Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

# Einführung

Schönheitsspezialisten sind seit langem mit den verjüngenden Qualitäten der LED-Hautbehandlung vertraut, aber sie fängt gerade erst an, in einigen wenigen Salons in den USA populär zu werden. Das LED- oder Light Emitting Diode-Schönheitssystem wird verwendet, um die Produktion von Kollagen und Elastin zu beschleunigen, was zu einer wunderbar glatten und aknerefreien Haut führt. Folgen Sie diesen Anweisungen und lernen Sie, wie Sie das LumaPro am besten verwenden.

## **Was ist LED?**

Light Emitting Diode (LED) ist eine spezielle Art von Lichtwellenform, die von Verkehrssignalen bis hin zu Haushaltsgeräten eingesetzt wird. Für unser Beauty-System wählen wir sorgfältig die Wellenlänge, Leistung und Farbe aus, die sich am besten für die Verschönerung eignen.

Bei einer LED-Behandlung MUSS der Anwender die mitgelieferte Schutzbrille verwenden, um seine Sicht zu schützen. Beachten Sie auch, dass es dem Benutzer empfohlen wird, die Augen während der Behandlung geschlossen zu halten. Bitte brechen Sie die Verwendung des LED-Behandlungssystems ab, wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken.

## **Kann man mit dem LED-Behandlungssystem auch andere Bereiche als das Gesicht behandeln?**

Die LumaPro verfügt über drei große Leuchtfelder, die so ausgelegt sind, dass sie eine Vielzahl von Bereichen erreichen und behandeln können. Bitte beachten Sie, dass Die Schutzbrille sollte auch bei der Behandlung anderer Körperteile, wie z. B. des Oberkopfes, des Rückens, der Brust oder des Gesäßes, getragen werden.

## **Was ist die empfohlene Behandlungszeit?**

Die Behandlungszeit hängt von der Art der Behandlung und Ihrem Hautzustand ab.

Im Allgemeinen empfehlen wir 20-minütige LED-Behandlungen pro Tag über einen längeren Zeitraum. Überbelichten Sie Ihre Haut nicht mit langen Behandlungssitzungen. Das LumaPro macht jede Minute der Behandlung ein "Piep"-Geräusch.

# Introducción

## Gibt es Behandlungsmethoden, die für Akne ungeeignet sind?


Wenn die Akne entzündet ist, empfehlen wir, nur die Aknebehandlung zu verwenden Modus (blaues Licht).

## Welcher Behandlungsmodus ist für die tägliche Behandlung besser geeignet? Gibt es ein Problem bei der Verwendung mehrerer LED-Behandlungsmodi in einer einzigen Behandlungssitzung?

Für jede Jahreszeit gibt es eine perfekte Behandlung. Wir empfehlen, Programm A für Frühling und Sommer und Programm B für Herbst und Winter zu verwenden. Wenn Sie einen anderen Behandlungsmodus verwenden, wird empfohlen, dass Sie dies nicht länger als 30 Minuten pro Behandlung tun.

## Ist die Behandlung mit Schmerzen verbunden?

Dies ist ein berührungsreiches, sicheres Schönheitssystem, das keine direkten Schmerzen verursachen sollte. Es wird jedoch empfohlen, dass der Anwender seine Haut nach der Behandlung mit Feuchtigkeit versorgt.



# Merkmale

## Das erste "U" förmige LED-Hautpflegesystem

Unabhängige Untersuchungen haben ergeben, dass es unterschiedliche Wellenlängen für drei spezielle Behandlungsmodi gibt. Unser einzigartiger "U"-Behandlungsmodus, der erste seiner Art, verwendet ein LED-System, um alle drei Behandlungsmodi effektiv zu erreichen.

### Ganzkörpereinsatz

Aufgrund des innovativen "U"-Designs kann das System zur Behandlung aller Körperteile verwendet werden und ist für Ganzkörperbehandlungen einfach zu bedienen.



Nacken und Brust



Rücken und Schultern




Gesäß

### Benutzerfreundlichkeit

Im Gegensatz zum Originalmodell ermöglicht unser neues Freisprechdesign ein einfaches Multitasking während der Nutzung des Systems.

### LED High-Output Leistung

Unser einzigartiges optisches Design (zum Patent angemeldet) verbessert die Effektivität und erweitert den Umfang der Behandlung, da der Anwender den Winkel und die Richtung des LED-Lichts einstellen kann. Der optimale Abstand zur Platzierung der LED-Paneele liegt zwischen 10-15 cm von der zu behandelnden Stelle. Das System ist so konzipiert, dass es eine Doppelreflexion zwischen der Spiegelplatte und der Hautoberfläche erzeugt, wodurch die Beleuchtungsrate um 120-130 % erhöht wird - was dieses System insgesamt zu einem hocheffektiven System macht.



# Sicherheitsinformationen

Sie müssen alle Sicherheitshinweise, Bedienungs- und Wartungsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das LumaPro verwenden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung immer auf Unversehrtheit. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann unsicher sein.
- Hören Sie sofort auf, wenn Sie eine unerwünschte Wirkung feststellen oder Bedenken bezüglich der Anwendung haben.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Augen und leuchten Sie nicht in die Augen.
- Nicht auf den Augenlidern verwenden; die Leuchte nicht über den Augenlidern platzieren.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.
- Nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen anwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie ein Produkt verwenden, das AHA oder Glykolsäure enthält. Dies kann zu unerwünschten Belastungen der Haut führen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
- Ziehen Sie das Gerät immer korrekt aus der Steckdose, indem Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen.
- Denken Sie daran, dass unsachgemäße Wartung oder Nachlässigkeit zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen kann. Dies bezieht sich auch auf unsachgemäße Lagerung.

## Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung, halten Sie sich an sie, befolgen Sie sie und beachten Sie stets alle Warnhinweise.
2. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser oder Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Desinfizieren Sie die LED-Oberflächenabdeckung mit einem weichen Tuch und einer leichten Konzentration von Reinigungsalkohol. Reinigen Sie das Gerät sorgfältig von allen Arten von Hautöl.
4. Benutzen Sie das Gerät immer in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Herstellers und blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen an der Seite des Geräts.
5. Entsorgen Sie alle Produkte in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Bestimmungen und Vorschriften.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie lichtempfindlich sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine erhöhte Lichtempfindlichkeit haben, empfehlen wir Ihnen, den in dieser Anleitung beschriebenen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.
7. Nicht verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie Sie lichtempfindlich machen. Sie können lichtempfindlich sein und es nicht wissen. Es gibt lichtsensibilisierende Mittel in Medikamenten, Lebensmitteln, Seifen, Kosmetika und Farbstoffen.
8. Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie Lichtempfindlichkeit verursachen: Antibiotika; NSAIDS; Diuretika; Retinoide; Hypoglykämika, HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine), Medikamente zur photodynamischen Therapie, Prophotosensibilisatoren, Neuroleptika oder Antimykotika.
9. Nicht über oder in der Nähe einer kürzlich erfolgten Steroidinjektion anwenden. Dies kann zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen.

## Warnung

- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden anhalten. Möglicherweise leiden Sie unter Lichtempfindlichkeit oder einer anderen Erkrankung. Wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser getaucht wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an Project E Beauty.
- Stellen oder bewahren Sie das Gerät nicht so auf, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Halten Sie es von Wasser fern (auch von Badewanne und Dusche). Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Von brennbaren Aerosolprodukten fernhalten.
- Verwenden Sie keine anderen Netz- oder Ladegeräte mit Ihrem Gerät.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es zu überhitzen beginnt.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Schmuck und Metall kann zu einem unerwarteten Stromschlag führen. Legen Sie vor einer Behandlung immer alle Schmuckstücke und Metalle ab.

## Contraindicaciones

**NICHT VERWENDEN**, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft.

**Lichtempfindlichkeit:** Nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich sind. Sie sind lichtempfindlich, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden anhalten. Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer.

**Implantierbares Gerät:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator, einen Shunt oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät haben. Dieses Gerät enthält Magnete, die Interferenzen mit diesen Geräten verursachen können, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

**Schwangere:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder denken, dass Sie schwanger sein könnten. Das Gerät wurde nicht an schwangeren Frauen getestet und die Auswirkungen, falls vorhanden, sind unbekannt.



**Migräne:** Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.

**Krampfanfälle:** Verwenden Sie es nicht, wenn Sie eine Vorgeschichte von lichtausgelösten Anfällen haben.


**Läsionen:** Verwenden Sie das Gerät nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen. Dies kann dazu führen, dass die beste medizinische Behandlung verzögert wird.

**Wenn Sie die** LED-Gerät nicht gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden und warten, erlischt die Garantie.

## Was ist inbegriffen



Schutzbrille und Etui



Netzkabel

# Lichtempfindlichkeitstest

## REmpfohlen vor der Verwendung

Um festzustellen, ob Sie ein Lichtempfindlichkeitsproblem haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Es wird empfohlen, eine kleine, weniger empfindliche Hautpartie zu testen (z. B. den Unterarm).

1. Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um LumaPro einzuschalten und drücken Sie die "Color"-Tasten, um das Licht zu aktivieren.
2. Legen Sie das Gerät auf einen Bereich des Unterarms. Lassen Sie das Gerät für einen 3-Minuten-Behandlungszyklus in Kontakt mit der Haut.
3. Wiederholen Sie die Behandlung, indem Sie eine weitere 3-minütige Behandlung an der gleichen Stelle Ihres Arms durchführen.
4. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten innerhalb der nächsten 24 Stunden KEINE unerwünschte Reaktion feststellen.

**Eine schlechte** Lichtreaktion liegt vor, wenn Sie länger als zwei Stunden Schmerzen oder Unbehagen in den behandelten Bereichen oder eine Hautrötung haben. Dies kann auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder ein mögliches Hautproblem zurückzuführen sein.


## Augensicherheit

1. Positionieren Sie die Schutzbrille über Ihren Augen
  2. Binden Sie das Gummiband so zu, dass die Brille bequem sitzt.
- Es wird **NICHT** empfohlen, die Lichtquelle direkt in die Augen oder in die Augen anderer Personen zu richten.

# Verwendung des Geräts

**Warnung!** Beim Blick auf das Gerät während der Behandlung muss eine Schutzbrille getragen werden.

- 1 & 6** Drücken Sie den Schalter auf der Rückseite der Basis, um das Gerät EIN- und AUSzuschalten.




## Beschreibung der Taste(n) für die gewünschte Behandlung:



### Faltenentfernung

Drücken Sie die **rote Taste** zur Faltenentfernung.




Ein hochreines Rotlicht dringt in die Hautoberfläche ein, um die Mikrozirkulation durch Aktinochemie zu erhöhen und den Stoffwechsel und die Verjüngung anzuregen. Eine Rotlichtbehandlung kann wirksam sein, um das Kollagen zu erhöhen, Abfallprodukte und abgestorbene Zellen schnell aus dem Hautgewebe zu entfernen und die Produktion des Fibroblasten-Wachstumsfaktors anzuregen, um geschädigte Haut zu reparieren, kleine Falten zu mildern, die Elastizität wiederzuerlangen und den gesamten Teint zu verbessern und die Haut weich zu machen, feucht und glatt.

# Verwendung des Geräts



## Hautverjüngung

Drücken Sie die **gelbe Taste** zur Hautverjüngung.




Hochreines gelbes Licht, gepaart mit einer starken Lichtabsorption in den tiefen Venen, revitalisiert das Lymph- und Nervensystem und stärkt das muskuläre und immunologische System, was gleichzeitig die empfindliche Haut verbessert und ausgleicht. Gelbes Licht verbessert die Mikrozirkulation, reguliert Faktoren und hemmt die Melaninproduktion, um dunkle Flecken, Sommersprossen zu verblassen, und Hautunreinheiten. Diese Methode der Hautverjüngung wird als wirksame Behandlung für die Haut empfohlen Probleme, die durch Alter und Sonneneinstrahlung verursacht werden.



## Akne-Behandlung

Drücken Sie die **blaue Taste**, um Akne zu behandeln.




Hochreines blaues Licht, das besonders effektiv ist zur Absorption der Propionibacteriaceae bei Akne, dringt 0,25 mm unter die Hautoberfläche ein, bevor der Prozess der Zellsterilisation beginnt: die Zerstörung des Lebensraums der Bazillen, die in der Haut leben. Nach der Sterilisierung des Bereichs lindert die Blaulichtbehandlung auch die Entzündung, um Akne sowie bestehende Narben zu entfernen. Bei Anwendung auf der Glabella (der Hautbereich auf der oberen Nase, zwischen den Augenbrauen) kann blaues Licht eine beruhigende, entspannende Wirkung auf den Körper haben.

# Verwendung des Geräts



## Akne-Behandlung & Faltenentfernung

Drücken Sie die **rote und blaue Taste**, um Akne zu behandeln und gleichzeitig Falten zu entfernen.




Die Kombination des hochreinen roten und blauen Lichts führt zu einem violetten Licht, das die individuellen Vorteile des roten und blauen Lichts bietet und zudem die Hautoberfläche durchdringt, um die Entspannung zu fördern und den Lymphstoffwechsel zu verbessern.



## Hautverjüngung & Akne-Behandlung

Drücken Sie die **blaue und gelbe Taste**, um die Haut zu verjüngen und gleichzeitig Akne zu behandeln.




Die Kombination des hochreinen blauen und gelben Lichts ergibt ein cyanfarbenes Licht, das die individuellen Vorteile des blauen und gelben Lichts bietet sowie eine sanfte Aknebehandlung und Linderung von Hautentzündungen ermöglicht.

# Verwendung des Geräts



## Hautverjüngung & Faltenentfernung

Drücken Sie die **gelbe und rote Taste**, um die Haut zu verjüngen und gleichzeitig Falten zu entfernen.




Die Kombination des hochreinen gelben und roten Lichts ergibt ein orangefarbenes Licht, das die individuellen Vorteile des gelben und roten Lichts bietet und darüber hinaus die Flexibilität der Hautmuskeln, das Immunsystem und das Nervensystem verbessert.



## Hautverjüngung, Faltenentfernung & Aknebehandlung

Drücken Sie **alle Tasten**, um die Haut zu verjüngen, Falten zu entfernen und gleichzeitig Akne zu behandeln.



Die Kombination des hochreinen gelben, roten und blauen Lichts sorgt für ein mäßiges dunkelrotes Licht, das die individuellen Vorteile des gelben, roten und blauen Lichts bietet.

# Verwendung des Geräts



## Verwenden der voreingestellten Modi

**Warnung!** Beim Blick auf das Gerät während der Behandlung muss eine Schutzbrille getragen werden.

### Modus A

Verwenden Sie den Modus A zur Verbesserung:

- Akne, die durch schlechte Ernährung und Stress verursacht wird.
- Falten und Hautverdunkelung bzw. -aufhellung, verursacht durch Sonneneinstrahlung und Alter (d.h.: Pigmentierung).

Die Gesamtdauer der Behandlung beträgt 9 Minuten (3 min gelb, 3 min rot, 3 blau).

### Modus B


Verwenden Sie den Modus B zur Verbesserung:

- Hepatosteatose, ein Hautproblem, das durch eine Ansammlung von Fett in der Leber verursacht wird.
- Falten aufgrund von Schlafmangel und Alter, die dazu führen, dass sich die Haut lockert und durchhängt.
- Trockene Haut durch kalte Luft in den Wintermonaten (Hinweis: Klimaanlagen können einen ähnlichen Effekt haben).


Die Gesamtdauer der Behandlung beträgt 8 Minuten (4 min gelb, 4 min blau).

## Aufbewahrung des LED-Behandlungssystems

Das LED-Lichtsystem kann zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs verwendet werden, so dass die Benutzer überall die modernste Schönheitstechnologie haben können. Das System wurde gegenüber unserem traditionellen Modell aktualisiert, so dass es auf eine Höhe von nur 7,5 cm zusammengeklappt werden kann.



Arbeitsposition



Lagerposition

# Garantie

## Aktivieren Sie jetzt Ihre 1 Jahr GRATIS-Garantie.

LumaPro wird mit einer einjährigen Vollgarantie gegen Herstellerfehler ausgeliefert. Sie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen entstanden sind. Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestell-ID. Das war's schon.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie  
[www.projectebeauty.com/pages/warranty](http://www.projectebeauty.com/pages/warranty)

## Fragen

Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)

E-Mail: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)

Tel: +1-626-759-4232

Unser Expertenteam für die Kundenbetreuung steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung, die Sie stellen möchten.

## Produktspezifikationen

Spannung: AC100-240V

Leistung: 25W

Standardverwendungszeit: 20 min

Maximale Verwendungszeit: 30 min

Produktgewicht: 1,65 kg



Email: [sales@projectebeauty.com](mailto:sales@projectebeauty.com)  
Website: [www.projectebeauty.com](http://www.projectebeauty.com)