


PROJECT E
BEAUTY



**Portable Rechargeable
Galvanic Device**

PE094

www.projecteauty.com

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty Portable Skin Care Galvanic Device. This device utilizes Galvanic positive and negative ionization to treat a variety of skin conditions.

Galvanic treatments work in a natural and harmless way. This treatment achieves maximum results by penetrating active substances into the tissues, where they act on the circulation to bring about an improvement in the vascular and lymphatic interchange in the area. This improves the function of the cellular membrane, and allows the trapped fluid and fat to be dispersed and eliminated.

This device utilizes a two-part treatment, first being desincrustation which will prepare the skin for the next step, iontophoresis which is used to assist the nutrients, cream, etc. into the skin for optimal results.

This safe, non-invasive technology can be beneficial in the treatment of many skin conditions such as improving skin texture, firming the skin, reducing redness, reducing circulation and more. It does this because each treatment will relax the pores (making extraction easier), deep cleanse the skin, stimulate secretions of the sweat glands as well as nerve endings, increase circulation to the area which will allow penetration of the nutrients and have an overall softening and drying effect.

Cosmetologists and skin care specialists agree that these treatments, when properly performed, have no side effects. The treatment methods of this unit are an important component of your skin care routine and should only be used for cosmetic purposes. It is not intended in any way to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

The device comes with a Roller Probe that is designed for the open face and neck areas as well as a Ball Probe which is the perfect size for working around the eyes and nose, giving you the best results.

Safety Information

You must read, and understand, all of the safety warnings, operating and maintenance instructions before using the Project E Beauty Portable Skin Care Galvanic Device.

Failure to follow the warnings and instructions may cause serious injury, damage to the device or void the warranty. Warnings descriptions are as follows:

WARNING!: A hazard that may cause serious injury or death.

CAUTION!: A hazard that may cause minor injury.

NOTICE: A hazard that may cause damage to the product

WARNING!

- Performing a treatment on a person with absolute contraindications may cause serious injury or death. Do not perform a treatment on a person where absolute contraindications exist.
- Use of the device near flammable materials may cause explosion, fire and serious injury or death. Always check the work space and remove any flammable materials prior to performing a treatment.
- Use of the device around water (i.e., bathtubs, wash basins, areas of high humidity) or with wet hands may result in electrical shock, serious injury or death. Never use the device around water. Always dry your hands before performing a treatment.
- Improper use of the device by unqualified people (i.e., children) may result in burns, electrical shock or other serious injury, or death. Never allow unqualified people to use this device for any purposes or play.
- Performing a treatment with a damaged device may cause serious injury or death. Always check the device for damage before performing a treatment. Never perform a treatment with a damaged device.
- Use of the device internally (i.e., mouth, nose, etc.) may cause serious injury or death. Never use the device internally.

Safety Information

CAUTION!

- Performing a treatment near areas of relative contraindications may cause minor injury. Avoid performing a treatment near areas where relative contraindications exist.
- Performing a treatment with AHA or Glycolic Acid products may cause unwanted stress to the skin. Do not use AHA or Glycolic Acid products when performing a treatment.
- Performing a treatment around broken capillaries, spider veins or rosacea may cause unwanted stress to the skin. Do not perform a treatment around broken capillaries, spider veins or rosacea when performing a treatment.
- Use of the device around jewelry and metal may cause unexpected electrical shock. Always remove all jewelry and metal prior to a treatment.

IMPORTANT NOTES:

- Improperly unplugging the plug when the device is not in use may cause damage to the cord resulting in fire or electrical shock. Always unplug the device by holding the plug and removing it from the electrical socket.
- Use of the device around water (i.e., bathtubs, wash basins, areas of high humidity) may cause damage to the device. Never use the device around water.
- Improper storage or maintenance may result in damage and void the warranty.

Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Disinfect the electrode with 70% alcohol using a soft cloth and carefully cleaning the electrodes, LED cover and Probes.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
14. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

What is Included



Project E Beauty
Portable Skin Care
Galvanic Device



Roller Probe




Ball Probe



USB Cable

Owner's Manual
(Not Shown)

Location of Controls



Conditions for Use

WARNING!

Use of the device when the following conditions exist may cause serious damage to the skin. Do not perform a treatment if the person has any of these conditions.

Absolute Contraindications

- Cancer
- Acute infectious disease or fever
- Nausea
- Dysfunction or disorders of the nervous system
- After alcohol or drug consumption
- Inflammatory disease
- Pregnancy
- Epilepsy
- High or low blood pressure
- Heart disease
- Using a pacemaker
- Hemophilia
- Phlebitis or thrombosis

CAUTION!

Use of the device when the following conditions exist may cause potential damage to the skin. Do not perform a treatment on affected areas of the person's body.

Relative Contraindications

- Cuts or abrasions
- Vascular conditions
- Hypersensitive skin
- Excessive body hair
- Excessive metal fillings
- Heavy bridge work
- Metal pins or plates
- Sinus blockages
- Skin disorders or diseases
- Infections
- Sunburn
- Headaches or migraines

Conditions for Use

This device utilizes two feature functions as follows:

Desincrustation

Desincrustation is a deep cleansing treatment that softens sebum and is the ideal treatment for congested or oily skins. Desincrustation can be utilized as the on to prepare the skin for iontophoresis.

Iontophoresis

Iontophoresis is used to penetrate creams or solutions into the skin for a specific treatment. Iontophoresis is also used in cellulite treatments on the body to penetrate diuretic-based gels into the skin to stimulate lymphatic drainage.

This device has two probes that perform the following:

Roller Probe

The Roller Probe that is designed for the open face and neck areas.

Ball Probe

The Ball Probe is designed for working around the eyes and nose, giving you the best results.

How Often

Perform each treatment for 10 minutes four times a week to start. Once the goal is achieved, use only twice a week.

Benefits of Galvanic Therapy

Galvanic facials offer a safe and gentle alternative to dramatic plastic surgery procedures, laser resurfacing, chemical peels, Collagen and Botox injections and other invasive skin rejuvenation treatments.

Results can vary by individual and skin type, are gradual, and will not just occur over night. Although Galvanic treatment has been shown to produce an immediate and temporary firming effect, continued application will provide more cumulative long-term, lasting results. Galvanic treatments can give you the following benefits:

- Restores moisture to dry skin.
- Eliminates accumulation of oil that leads to acne.
- Hydrates skin and also increases the capacity of your skin to retain moisture.
- Wrinkles are made smooth and muscles are tightened.
- Anti-ageing properties.
- Increased Blood circulation, which nourishes the cells of the skin.
- Increases your skin's capacity to absorb nutrients.
- Aids penetration of skin care products into the deeper layers of your skin.
- Makes your skin look firm.

Use of the Device

Before performing a treatment you should do the following:

- Remove all jewelry and any metal objects.
- Check if absolute or relative contraindications exist (see page 8).
- Check that the device is functioning properly and the electrical cord is not damaged.
- Ensure there are not any flammable materials near the workspace.

Use of the Device

Charging


This device can be used connected to an AC outlet or can be charged to be used without the AC cord. To plug in and charge the unit, perform the following:

- 1 Insert the Adapter's plug into the Power jack on the bottom of the device.



- 2 Insert the USB cable to standard 5V charger(not included);
Insert the charger into a AC outlet.

The Charge LED will light to indicate the unit is charging. You can use the device while charging.



Note: Recharge when the device stops working.

Use of the Device

Follow these steps when performing a treatment:

- 1 Disinfect the desired probe with a soft cloth and carefully cleaning.



- 2 To remove a probe, gently pull it off the USB-type jack.

To replace the probe, simply align the curved edge of the probe with the curved edge of the unit and gently push it onto the USB-type jack.

When using around the nose, eyes and edges of the mouth, use the Ball Probe, otherwise use the Roller Probe.




Use of the Device

3 Plug the unit in, or use a charged device (see page 11).

4 Thoroughly clean the face with soap and water, and dry.

5 Press the ON/OFF button to turn the unit on, the + and - indicators will alternatively blink.



6 Use an ion gel on areas you will be working on to achieve the best results.

***You can purchase our
Hyaluronic Acid Serum at
www.projectbeauty.com***



Use of the Device

- 7 Press the Negative (-) button to cleanse the skin (desincrustation) and prepare the skin for iontophoresis.



- 8 Adjust the Intensity control to a lower amount and then gradually increase as desired.

Note: The device is effective at all intensity levels including the lowest setting.

It is not necessary to use the highest power level to achieve maximum results.




- 9 To activate, hold the unit with your fingers touching the side electrodes **u** and place the whole probe **v** completely on the skin. Move in the directions as shown starting on the on the next page for best cleansing results.

When the current is passing through the skin, the + and - indicators (red and blue) will light.




Use of the Device


- Slowly move from eyebrows upwards to the top of the hairline.



- Slowly move from the bottom of the neck up the face and to the forehead.



- Slowly move from the nose across the cheek and towards the ear.




Use of the Device

- Slowly move down the chin to the neck.

For around the nose and eyes areas, make sure to use the ball probe.

Decrease the Intensity control to 0.5



- 10** For iontophoresis, apply an Ion gel on areas you will be working on to achieve the best results.

You can purchase our Hyaluronic Acid Serum at www.projectbeauty.com



- 11** Press the Positive (+) button.



Use of the Device

- 12** Adjust the Intensity control to a lower amount and then gradually increase as desired.

Note: The device is effective at all intensity levels including the lowest setting.


It is not necessary to use the highest power level to achieve maximum results.



- 13** To activate, again hold the unit with your fingers touching the side electrodes **u** and place the whole probe **v** completely on the skin. Move in the same directions as follows:



- Slowly move from eyebrows upwards to the top of the hairline.




Use of the Device

- Slowly move from the bottom of the neck up the face and to the forehead.



- Slowly move from the nose across the cheek and towards the ear.



- Slowly move down the chin to the neck.



Note: Always move upwards; do not move the unit downwards.

- Slowly move upwards from the chin to the bottom of the ear, then lift the device off the skin and move from the chin to the corners of the mouth.



Use of the Device

- Slowly move from the corners of the eyes to the temples to the top of the neck. Lift the device and move from the chin to the top of the neck and down to the armpits.

For around the nose and eyes areas, make sure to use the Ball Probe.



- 14** Press the ON/OFF button to turn the unit off.



Maintenance

- Properly unplug the device by holding the plug and removing it from the AC outlet.
- After each use, disinfect the electrode with a soft cloth.
- Immediately dry off any moisture, chemicals or water on the device.
- Always keep the device clean and sterilized.
- Store the device in a dry place.



Warranty

The product comes with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. The warranty is void if an unstable voltage or inappropriate power supply has been used.

Specifications

Input Frequency	50-60Hz
Output Power.....	0.1 x (1-10) mA
Power Supply.....	100V-240V



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduction

Merci pour avoir acquis le Project E Beauty Dispositif Galvanique Portable de Soins de la Peau. Cet appareil emploie l'ionisation positive et négative galvanique pour traiter une variété de conditions de la peau.

Les traitements galvaniques agissent de façon naturelle et inoffensive. Ce traitement permet d'obtenir des résultats optimaux en faisant parvenir des substances actives dans les tissus, où elles agissent sur la circulation afin d'améliorer l'échange vasculaire et lymphatique de la zone en question. Cela favorise le fonctionnement de la membrane cellulaire et permet de diffuser et d'éliminer le liquide et la graisse retenus.

Cet appareil emploie un traitement en deux parties, la première étant la désincrustation qui préparera la peau pour l'étape suivante, l'iontophorèse qui est employée pour faire pénétrer les nutriments, la crème, etc. dans la peau pour des résultats optimaux.

Cette technologie sûre et non invasive peut être profitable dans le traitement de nombreuses affections de la peau telles que l'amélioration de la texture de la peau, le raffermissment de la peau, la réduction des rougeurs, la réduction de la circulation et plus encore. En effet, chaque traitement détend les pores (ce qui facilite l'extraction), nettoie la peau en profondeur, active les sécrétions des glandes sudoripares ainsi que les terminaisons nerveuses, accroît la circulation dans la zone concernée, ce qui permet la pénétration des nutriments, et a un effet adoucissant et asséchant global.

Les cosmétologues et les spécialistes des soins de la peau conviennent que ces traitements, quand ils sont correctement effectués, n'ont aucun effet indésirable. Les méthodes de traitement de cet appareil sont un élément important de votre routine de soins de la peau et ne doivent être employées qu'à des buts cosmétiques. Il n'est en aucun cas prévu de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

L'appareil est livré avec une sonde à rouleau conçue pour les zones ouvertes du visage et du cou, ainsi qu'une sonde à boule de la taille parfaite pour travailler autour des yeux et du nez, ce qui vous permet d'obtenir les meilleurs résultats.

Informations de sécurité

Vous devez lire et comprendre tous les avertissements de sécurité et les instructions d'utilisation et d'entretien avant de vous servir de l'appareil galvanique portatif de soins de la peau Project E Beauty.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures sévères, endommager l'appareil ou annuler la garantie. Les descriptions des avertissements sont les suivantes:

AVERTISSEMENT!: Un risque qui peut causer des blessures graves ou la mort.

CAUTION: Un risque qui peut occasionner des blessures mineures.

PREAVIS: Un risque qui peut occasionner des dégâts au produit.

AVERTISSEMENT

- Effectuer un traitement sur une personne souffrant de contre-indications absolues peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne pas effectuer un traitement sur une personne présentant des contre-indications absolues.
- L'utilisation de l'appareil près de matériaux inflammables peut provoquer une explosion, un incendie et des blessures graves ou mortelles. Vérifiez toujours l'espace de travail et retirez tous les matériaux inflammables avant d'effectuer un traitement.
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'eau (par exemple, baignoires, lavabos, zones de haute humidité) ou avec des mains mouillées peut entraîner un choc électrique, des blessures graves ou la mort. N'utilisez jamais l'appareil près de l'eau. Séchez toujours vos mains avant d'effectuer un traitement.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil par des personnes non qualifiées (par exemple des enfants) peut occasionner des brûlures, un choc électrique ou d'autres blessures graves, voire la mort. Ne jamais autoriser des personnes non compétentes à se servir de cet appareil à des fins ou pour des jeux.
- Effectuer un traitement avec un appareil défectueux peut occasionner des blessures graves ou mortelles. Vérifiez toujours que l'appareil n'est pas défectueux avant d'effectuer un traitement. Ne jamais effectuer un traitement avec un appareil endommagé.
- L'utilisation du dispositif en interne (c'est-à-dire dans la bouche, le nez, etc.) peut occasionner des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais se servir de l'appareil en interne.

ATTENTION

- La réalisation d'un traitement près de zones de contre-indications relatives peut occasionner des blessures mineures. Évitez d'effectuer un traitement à proximité de zones présentant des contre-indications relatives.
- La réalisation d'un traitement avec des produits AHA ou à base d'acide glycolique peut occasionner un stress non désiré pour la peau. N'utilisez pas de produits AHA ou à base d'acide glycolique pendant un traitement.
- La réalisation d'un traitement autour de capillaires brisés, de varicosités ou de rosacée peut occasionner un stress non désiré pour la peau. N'effectuez pas de traitement autour de capillaires brisés, de varicosités ou de rosacée quand vous effectuez un traitement.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de bijoux et de métal peut occasionner un choc électrique imprévu. Retirez toujours tous les bijoux et le métal avant le traitement.

REMARQUES IMPORTANTES:

- Le fait de ne pas débrancher la fiche quand l'appareil n'est pas en usage peut endommager le cordon et provoquer un incendie ou une décharge électrique. Toujours débrancher l'appareil en tenant la fiche et en la retirant de la prise électrique.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de l'eau (par exemple, baignoires, lavabos, zones de forte humidité) peut endommager l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau.
- Un stockage ou un entretien incorrect peut occasionner des dégâts et annuler la garantie.

Informations de sécurité

1. Lisez ces consignes.
2. Grades cues consignes.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Désinfecter l'électrode avec de l'alcool à 70 % en se servant d'un chiffon doux et en nettoyant soigneusement les électrodes, le couvercle de la LED et les sondes.
7. Ne bouchez aucune des ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où il sort de l'appareil.
10. N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil lors d'orages ou lorsqu'il n'est pas employé pendant de longues périodes.
12. Confiez toutes les réparations à un personnel compétent. Une réparation est requise quand l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple quand le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, quand un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, quand il ne fonctionne pas normalement ou quand il est tombé.
13. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
14. La fiche secteur est employée comme dispositif de déconnexion de l'alimentation et elle doit rester facilement accessible et utilisable pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter entièrement l'appareil du secteur, la fiche d'alimentation doit être complètement retirée de la prise de courant.

Ce que cela implique




Project E Beauty Dispositif galvanique portable pour les soins de la peau



Sonde à rouleau




Sonde à bille



Câble USB

Guide du propriétaire
(Non Afficher)

Localisation des contrôles



Conditions d'emploi

ATTENTION

L'utilisation de l'appareil quand les conditions suivantes existent peut occasionner de sérieux dommages à la peau. N'effectuez pas de traitement si la personne présente l'une de ces conditions.

Contre-indications absolues

- Le cancer
- Maladie infectieuse aiguë ou fièvre
- Nausée
- Dysfonctionnement ou troubles du système nerveux
- Après la consommation d'alcool ou de drogues
- Maladie inflammatoire
- Grossesse
- Epilepsie
- Pression sanguine élevée ou faible
- Maladies cardiaques
- Utilisation d'un stimulateur cardiaque
- Hémophilie
- Phlébite ou thrombose

ATTENTION

L'utilisation de l'appareil quand les conditions suivantes existent peut occasionner des dommages potentiels à la peau. N'effectuez pas de traitement sur les zones du corps de la personne concernées

Contre-indications relatives

- Coupures ou abrasions
- Conditions vasculaires
- Peau hypersensible
- Poils corporels excessifs
- Des obturations métalliques excessives
- Heavy work on bridges
- Broches ou plaques métalliques
- Blocages des sinus
- Troubles ou maladies de la peau
- Infections
- Coup de soleil
- Maux de tête ou migraines

Conditions d'emploi

Cet appareil comporte les deux fonctions suivantes:

Désincrustation

La désincrustation est un traitement de nettoyage profond qui adoucit le sébum et constitue le traitement idéal pour les peaux congestionnées ou grasses. La désincrustation peut être employée pour préparer la peau à l'iontophorèse.

Iontophorèse

L'iontophorèse est employée pour faire pénétrer des crèmes ou des solutions dans la peau en vue d'un traitement spécifique. L'iontophorèse est également utilisée dans les traitements de la cellulite sur le corps pour faire entrer des gels à base de diurétiques dans la peau afin de stimuler le drainage lymphatique.

Cet appareil comporte deux sondes qui effectuent les opérations suivantes:

Echantillon de scooter

La sonde à rouleau conçue pour les zones ouvertes du visage et du cou.

Sonde à bille

Le Ball Probe est destiné à travailler autour des yeux et du nez, ce qui vous permet d'obtenir les meilleurs résultats.

Combien de fois

Effectuez chaque traitement pendant 10 minutes quatre fois par semaine pour commencer. Une fois l'objectif atteint, n'utilisez que deux fois par semaine.

Les bienfaits de la thérapie galvanique

Les traitements pour le visage galvaniques proposent une alternative sûre et douce aux interventions spectaculaires de chirurgie plastique, au resurfaçage au laser, aux exfoliations chimiques, aux injections de collagène et de botox et aux autres traitements invasifs de rajeunissement de la peau.

Les résultats peuvent différer d'une personne à l'autre et d'un type de peau à l'autre, ils sont progressifs et ne se produisent pas du jour au lendemain. Bien qu'il ait été démontré que le traitement Galvanic produisait un effet raffermissant immédiat et temporaire, une application continue fournira des résultats plus cumulatifs et durables à long terme. Les traitements Galvanic peuvent vous apporter les avantages suivants:

- Restaure l'hydratation des peaux sèches.
- Élimine l'accumulation de sébum qui entraîne l'acné.
- Hydrate la peau et accroît également la capacité de votre peau à retenir l'humidité.
- Les rides sont lissées et les muscles sont resserrés.
- Propriétés anti-âge.
- Augmentation de la circulation sanguine, qui nourrit les cellules de la peau.
- Augmente la capacité de votre peau à assimiler les nutriments.
- Favorise la pénétration des produits de soin dans les couches profondes de la peau.
- Rend votre peau plus ferme.

L'utilisation de l'appareil

Avant d'effectuer un traitement, vous devez faire ce qui suit:

- Retirez tous les bijoux et tous les objets métalliques.
- Vérifiez s'il existe des contre-indications relatives ou absolues (voir page 27).
- Vérifiez que l'appareil marche correctement et que le cordon électrique n'est pas défectueux.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'espace de travail.

L'utilisation de l'appareil

Chargement

Cet appareil peut être employé connecté à une prise secteur ou peut être chargé pour être utilisé sans le cordon secteur. Pour brancher et charger l'appareil, procédez comme suite:


- 1 Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise d'alimentation située sous l'appareil.



- 2 Insérez le câble USB dans un chargeur standard 5V (non inclus);

Insérez le chargeur dans une prise de courant alternatif.

Le voyant de charge s'allume pour indiquer que l'appareil est en train de se charger. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge.



Remarque: Recharge lorsque l'appareil ne fonctionne plus.

L'utilisation de l'appareil

Les étapes suivantes pour effectuer un traitement:

- 1 Désinfectez la sonde souhaitée avec en un chiffon doux et en nettoyant soigneusement.



- 2 Pour retirer une sonde, tirez-la doucement de la prise de type USB.

Pour remplacer la sonde, il suffit d'aligner le bord incurvé de la sonde avec le bord incurvé de l'appareil et de la pousser doucement sur la prise de type USB.

Pour l'utilisation autour du nez, des yeux et des bords de la bouche, utilisez la sonde à bille, sinon utilisez la sonde à rouleau.




L'utilisation de l'appareil

3 Branchez l'appareil, ou utilisez un appareil chargé (voir page 30).

4 Nettoyez minutieusement le visage avec de l'eau et du savon, puis séchez-le.

5 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche, les indicateurs + et - clignotent alternativement.



6 Utilisez un gel ionique sur les zones sur lesquelles vous allez travailler pour atteindre les meilleurs résultats.

Vous pouvez acheter notre sérum à l'acide hyaluronique sur le site www.projectbeauty.com



L'utilisation de l'appareil

- 7 Appuyez sur le bouton négatif (-) pour nettoyer la peau (désincrustation) et la préparer à l'iontophorèse.



- 8 Réglez la commande d'intensité sur une valeur plus faible, puis augmentez-la progressivement selon vos besoins.

Remarque: L'appareil est efficace à tous les niveaux d'intensité, y compris le réglage le plus faible.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser le niveau d'intensité le plus élevé pour obtenir des résultats optimaux.




- 9 Pour l'activer, tenez l'appareil avec vos doigts en touchant les électrodes latérales **u** et posez toute la sonde **v** complètement sur la peau. Pour un nettoyage optimal, suivez le sens indiqué à partir de la page suivante.

Lorsque le courant traverse la peau, les indicateurs + et - (rouge et bleu) s'allument.




L'utilisation de l'appareil


- Déplacez-vous lentement des sourcils vers le haut jusqu'à la racine des cheveux.



- Déplacez-vous lentement de la base du cou vers le haut du visage et vers le front.



- Déplacez-vous lentement du nez vers l'oreille en passant par le contrôle.




L'utilisation de l'appareil

- Descendez lentement du menton vers le cou.

Pour le contour du nez et des yeux, veillez à employer le problème de la boule.

Diminuez la commande d'intensité pour 0.5



- 10** Pour l'iontophorèse, appliquez un gel ionique sur les zones sur lesquelles vous allez travailler pour obtenir les meilleurs résultats.

Vous pouvez acheter notre sérum à l'acide hyaluronique sur le site www.projectbeauty.com



- 11** Appuyez sur le bouton positif (+).




L'utilisation de l'appareil

12 Réglez la commande d'intensité sur une valeur plus faible, puis augmentez-la progressivement selon vos besoins.


Remarque: L'appareil est efficace à tous les niveaux d'intensité, y compris le réglage le plus faible.

Il n'est pas indispensable d'utiliser le niveau d'intensité le plus élevé pour obtenir des résultats optimaux.

13 Pour l'activer, tenez à nouveau l'appareil avec vos doigts en contact avec les électrodes latérales **u** et placez toute la sonde **v** entièrement sur la peau. Déplacez-vous dans les mêmes directions comme suit:



- Déplacez-vous lentement des sourcils vers le haut jusqu'à la racine des cheveux.



L'utilisation de l'appareil

- Déplacez-vous lentement de la base du cou vers le haut du visage et vers le front.



- Déplacez-vous lentement du nez vers l'oreille en passant par le contrôle.



- Descendez lentement du menton vers le cou.

Remarque: Toujours se déplacer vers le haut, ne pas déplacer l'appareil vers le bas.



- Remontez lentement du menton vers le bas de l'oreille, puis décollez le dispositif de la peau et remontez du menton vers les coins de la bouche.



L'utilisation de l'appareil

- Déplacez-vous lentement des coins des yeux aux tempes jusqu'au haut du cou. Soulevez l'appareil et déplacez-vous du menton vers le haut du cou et vers les aisselles.



Pour le contour du nez et des yeux, assurez-vous d'utiliser la sonde à bille.

- 14** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.



Entretien

- Débranchez correctement l'appareil en tenant la fiche et en la retirant de la prise secteur.
- Après chaque utilisation, désinfectez la surface avec un chiffon doux.
- Séchez immédiatement toute trace d'humidité, de produits chimiques ou d'eau sur l'appareil.
- Gardez toujours le dispositif propre et stérilisé.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec.



Garantie

Le produit est livré avec une garantie intégrale d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. La garantie est annulée si une tension instable ou une alimentation électrique inappropriée a été utilisée.

Spécifications

Fréquence d'entrée 50-60Hz
Puissance de sortie..... 0.1 x (1-10) mA
Alimentation électrique..... 100V-240V



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introducción

Gracias por comprar el Dispositivo Galvánico Portátil para el Cuidado de la Piel de Project E Beauty. Este dispositivo utiliza la ionización galvánica positiva y negativa para tratar una variedad de condiciones de la piel.

Los tratamientos galvánicos actúan de forma natural e inocua. Este tratamiento consigue los máximos resultados mediante la penetración de sustancias activas en los tejidos, donde actúan sobre la circulación para provocar una mejora en el intercambio vascular y linfático de la zona. Esto mejora la función de la membrana celular y permite que el líquido y la grasa atrapados se dispersen y se eliminen.

Este dispositivo utiliza un tratamiento de dos partes, siendo la primera la desincrustación que preparará la piel para el siguiente paso, la iontoforesis que se utiliza para ayudar a los nutrientes, crema, etc. en la piel para obtener resultados óptimos.

Esta tecnología segura y no invasiva puede ser beneficiosa en el tratamiento de muchas afecciones de la piel, como la mejora de la textura de la piel, la reafirmación de la piel, la reducción del enrojecimiento, la reducción de la circulación y mucho más. Lo hace porque cada tratamiento relajará los poros (facilitando la extracción), limpiará la piel en profundidad, estimulará las secreciones de las glándulas sudoríparas así como las terminaciones nerviosas, aumentará la circulación en la zona lo que permitirá la penetración de los nutrientes y tendrá un efecto general de suavización y secado.

Los cosmetólogos y especialistas en el cuidado de la piel coinciden en que estos tratamientos, cuando se realizan correctamente, no tienen efectos secundarios. Los métodos de tratamiento de esta unidad son un componente importante de su rutina de cuidado de la piel y sólo deben utilizarse con fines cosméticos. No está destinado en modo alguno a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

El dispositivo viene con una sonda de rodillo que está diseñada para las áreas abiertas de la cara y el cuello, así como una sonda de bola que es el tamaño perfecto para trabajar alrededor de los ojos y la nariz, dándole los mejores resultados.

Información de seguridad

Debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento antes de utilizar el dispositivo galvánico portátil para el cuidado de la piel Project E Beauty.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar lesiones graves, daños al aparato o anular la garantía. Las descripciones de las advertencias son las siguientes:

¡ADVERTENCIA!: Un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN!: Un peligro que puede causar lesiones leves.

AVISO: Un peligro que puede causar daños al producto.

ADVERTENCIA

- La realización de un tratamiento en una persona con contraindicaciones absolutas puede causar lesiones graves o la muerte. No realice un tratamiento en una persona en la que existan contraindicaciones absolutas.
- El uso del aparato cerca de materiales inflamables puede provocar una explosión, un incendio y lesiones graves o la muerte. Compruebe siempre el espacio de trabajo y retire cualquier material inflamable antes de realizar un tratamiento.
- Use of the device around water (i.e., bathtubs, wash basins, areas of high humidity) or with wet hands may result in electrical shock, serious injury or death. Never use the device around water. Always dry your hands before performing a treatment.
- El uso inadecuado del aparato por parte de personas no cualificadas (por ejemplo, niños) puede provocar quemaduras, descargas eléctricas u otras lesiones graves, o la muerte. No permita nunca que personas no cualificadas utilicen este aparato para cualquier propósito o juego.
- Realizar un tratamiento con un dispositivo dañado puede causar lesiones graves o la muerte. Compruebe siempre si el aparato está dañado antes de realizar un tratamiento. Nunca realice un tratamiento con un dispositivo dañado.
- El uso del dispositivo internamente (es decir, en la boca, la nariz, etc.) puede causar lesiones graves o la muerte. No utilice nunca el dispositivo internamente.

Información de seguridad

CAUTION

- La realización de un tratamiento cerca de zonas con contraindicaciones relativas puede causar lesiones menores. Evite realizar un tratamiento cerca de zonas donde existan contraindicaciones relativas.
- La realización de un tratamiento con productos AHA o ácido glicólico puede causar un estrés no deseado en la piel. No utilice productos AHA o ácido glicólico cuando realice un tratamiento.
- Realizar un tratamiento alrededor de capilares rotos, arañas vasculares o rosácea puede causar un estrés no deseado en la piel. No realice un tratamiento alrededor de capilares rotos, arañas vasculares o rosácea cuando realice un tratamiento.
- El uso del aparato cerca de joyas y metales puede provocar una descarga eléctrica inesperada. Quítese siempre todas las joyas y metales antes de un tratamiento.

NOTAS IMPORTANTES:

- Desenchufar el aparato de forma incorrecta cuando no se utiliza puede dañar el cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Desenchufe siempre el aparato sujetando el enchufe y sacándolo de la toma de corriente.
- El uso del aparato cerca del agua (por ejemplo, bañeras, lavabos, zonas de alta humedad) puede causar daños en el aparato. No utilice nunca el aparato cerca del agua.
- Un almacenamiento o mantenimiento inadecuado puede provocar daños y anular la garantía.

Información de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Desinfecte el electrodo con alcohol al 70% utilizando un paño suave y limpiando cuidadosamente los electrodos, la cubierta del LED y las sondas.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o lo pellizquen, especialmente en los enchufes, en las tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
10. Utilice únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
12. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si se ha caído.
13. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como un jarrón, sobre el aparato.
14. El enchufe de la red eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión de la alimentación y debe permanecer fácilmente accesible y operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la corriente, el enchufe de la red debe retirarse completamente de la toma de corriente de CA.

Qué se incluye




Proyecto E Beauty Aparato galvánico portátil para el cuidado de la piel



Muestra de scooter




Sonda esférica



Cable USB

Manual del propietario
(no se muestra)

Ubicación de los controles



Condiciones de uso

ADVERTENCIA

El uso del aparato cuando existen las siguientes condiciones puede causar daños graves en la piel. No realice un tratamiento si la persona tiene alguna de estas condiciones.

Contraindicaciones absolutas

- Cáncer
- Enfermedad infecciosa aguda o fiebre
- Náuseas
- Disfunción o trastornos del sistema nervioso
- Tras el consumo de alcohol o drogas
- Enfermedad inflamatoria
- Embarazo
- Epilepsia
- Presión arterial alta o baja
- Enfermedad cardíaca
- Uso de un marcapasos
- Hemofilia
- Flebitis o

CAUTION

El uso del aparato cuando existen las siguientes condiciones puede causar daños potenciales en la piel. No realice un tratamiento en las zonas afectadas del cuerpo de la persona

Contraindicaciones relativas

- Cortes o abrasiones
- Afecciones vasculares
- Piel sensible
- Exceso de vello corporal
- Exceso de empastes metálicos
- Trabajos pesados en puentes
- Pernos o placas metálicas
- Obstrucción de los senos paranasales
- Trastornos o enfermedades de la piel
- Infecciones
- Quemaduras de sol
- Dolores de cabeza o migrañas

Condiciones de uso

Este dispositivo utiliza dos funciones características como las siguientes:

Desincrustación

La desincrustación es un tratamiento de limpieza profunda que suaviza el sebo y es el tratamiento ideal para las pieles congestionadas o grasas. La desincrustación puede utilizarse como base para preparar la piel para la iontoforesis.

Iontoforesis

La iontoforesis se utiliza para hacer penetrar en la piel cremas o soluciones para un tratamiento específico. La iontoforesis también se utiliza en los tratamientos de la celulitis en el cuerpo para hacer penetrar en la piel geles a base de diuréticos para estimular el drenaje linfático.

Este dispositivo tiene dos sondas que realizan lo siguiente:

Sonda de rodillo

La sonda de rodillo está diseñada para las zonas abiertas de la cara y el cuello.

Sonda de bola

La sonda de bola está diseñada para trabajar alrededor de los ojos y la nariz, ofreciéndole los mejores resultados.

Con qué frecuencia

Realice cada tratamiento durante 10 minutos cuatro veces por semana para empezar. Una vez alcanzado el objetivo, utilizar sólo dos veces por semana.

Beneficios de la terapia galvánica

Los tratamientos faciales galvánicos ofrecen una alternativa segura y suave a los procedimientos drásticos de cirugía plástica, el rejuvenecimiento con láser, los peelings químicos, las inyecciones de colágeno y bótox y otros tratamientos invasivos de rejuvenecimiento de la piel.

Los resultados pueden variar según la persona y el tipo de piel, son graduales y no se producen de la noche a la mañana. Aunque se ha demostrado que el tratamiento galvánico produce un efecto reafirmante inmediato y temporal, la aplicación continuada proporcionará resultados más acumulativos y duraderos a largo plazo. Los tratamientos galvánicos pueden proporcionarle los siguientes beneficios:

- Restablece la hidratación de la piel seca.
- Elimina la acumulación de grasa que provoca el acné.
- Hidrata la piel y también aumenta la capacidad de su piel para retener la humedad.
- Las arrugas se suavizan y los músculos se tensan.
- Propiedades antienvjecimiento.
- Aumenta la circulación sanguínea, que nutre las células de la piel.
- Aumenta la capacidad de la piel para absorber nutrientes.
- Ayuda a la penetración de los productos de cuidado de la piel en las capas más profundas de la misma.
- Hace que su piel parezca más firme.

Uso del dispositivo

Antes de realizar un tratamiento debe hacer lo siguiente:

- Quítese todas las joyas y cualquier objeto metálico.
- Compruebe si existen contraindicaciones absolutas o relativas (véase la página 46).
- Compruebe que el aparato funciona correctamente y que el cable eléctrico no está dañado.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del espacio de trabajo.

Uso del dispositivo

Carga

Este aparato puede utilizarse conectado a una toma de corriente de CA o puede cargarse para ser utilizado sin el cable de CA. Para conectar y cargar la unidad, realice lo siguiente:


- 1 Inserte el enchufe del adaptador en la toma de corriente de la parte inferior del aparato.



- 2 Inserta el cable USB en el cargador estándar de 5V (no incluido);

Inserta el cargador en una toma de corriente.

El LED de carga se iluminará para indicar que la unidad se está cargando. Puedes utilizar el dispositivo mientras se carga.



Nota: Recarga cuando el dispositivo deje de funcionar.

Uso del dispositivo

Siga estos pasos cuando realice un tratamiento:

- 1 Desinfecte la sonda deseada con un paño suave y limpiando cuidadosamente.



- 2 Para retirar una sonda, tire suavemente de ella para sacarla de la toma USB.

Para sustituir la sonda, basta con alinear el borde curvado de la sonda con el borde curvado de la unidad y empujarla suavemente en el conector de tipo USB.

Cuando se utilice alrededor de la nariz, los ojos y los bordes de la boca, utilice la sonda de bola; de lo contrario, utilice la sonda de rodillo.




Uso del dispositivo

- 3 Enchufe el aparato o utilice un dispositivo cargado (véase la página 49).

- 4 Limpiar a fondo la cara con agua y jabón, y secar.

- 5 Pulse el botón ON/OFF para encender la unidad, los indicadores + y - parpadearán alternativamente.



- 6 Utiliza un gel iónico en las zonas que vayas a trabajar para conseguir los mejores resultados.

Puede adquirir nuestro sérum de ácido hialurónico en www.projectbeauty.com



Uso del dispositivo

- 7 Pulse el botón negativo (-) para limpiar la piel (desincrustación) y preparar la piel para la iontoforesis.



- 8 Ajuste el control de Intensidad a una cantidad menor y luego aumente gradualmente según lo desee.

Nota: El aparato es eficaz en todos los niveles de intensidad, incluido el ajuste más bajo. No es necesario utilizar el nivel de potencia más alto para conseguir los máximos resultados.




- 9 Para activarlo, sujete el aparato con los dedos tocando los electrodos laterales **u** y coloque toda la sonda **v** completamente sobre la piel. Desplácese en la dirección indicada a partir de la página siguiente para obtener los mejores resultados de limpieza.

Cuando la corriente atraviesa la piel, los indicadores + y - (rojo y azul) se iluminan.




Uso del dispositivo


- Desplázate lentamente desde las cejas hacia arriba hasta la parte superior de la línea del cabello.



- Desplácese lentamente desde la parte inferior del cuello hacia arriba de la cara y hacia la frente.



- Desplácese lentamente desde la nariz a través del cheek y hacia la oreja.




Uso del dispositivo

- Baja lentamente por la barbilla hasta el cuello.

Para las zonas de la nariz y los ojos, asegúrese de utilizar el problema de la bola.

Disminuir el control de la intensidad a 0,5



- 10** Para la iontoforesis, aplique un gel de iones en las zonas que vaya a trabajar para conseguir los mejores resultados.

Y Puede adquirir nuestro sérum de ácido hialurónico en www.projectbeauty.com



- 11** Pulse el botón positivo (+).




Uso del dispositivo

- 12** Ajuste el control de Intensidad a una cantidad menor y luego aumente gradualmente según lo desee.


Nota: El aparato es eficaz en todos los niveles de intensidad, incluido el ajuste más bajo. No es necesario utilizar el nivel de potencia más alto para conseguir los máximos resultados.



- 13** Para activarlo, sujete de nuevo el aparato con los dedos tocando los electrodos laterales **u** y coloque toda la sonda **v** completamente sobre la piel. Muévete en las mismas direcciones de la siguiente manera:



- Desplázate lentamente desde las cejas hacia arriba hasta la parte superior de la línea del cabello.




Uso del dispositivo

- Desplácese lentamente desde la parte inferior del cuello hacia arriba de la cara y hacia la frente.



- Desplácese lentamente desde la nariz a través del cheque y hacia la oreja.



- Baja lentamente por la barbilla hasta el cuello.

Nota: Desplácese siempre hacia arriba; no mueva la unidad hacia abajo.



- Sube lentamente desde la barbilla hasta la parte inferior de la oreja, luego levanta el dispositivo de la piel y muévete desde la barbilla hasta las comisuras de la boca.



Uso del dispositivo

- Desplácese lentamente desde las comisuras de los ojos hasta las sienes y la parte superior del cuello. Levante el aparato y desplácese desde la barbilla hasta la parte superior del cuello y baje hasta las axilas.



Para las zonas alrededor de la nariz y los ojos, asegúrese de utilizar la sonda de bola.

- 14** Pulse el botón ON/OFF para apagar la unidad.



Mantenimiento

- Desenchufe correctamente el aparato sujetando el enchufe y retirándolo de la toma de corriente.
- Después de cada uso, desinfecte la superficie con un paño suave.
- Seque inmediatamente cualquier humedad, producto químico o agua en el dispositivo.
- Mantenga siempre el dispositivo limpio y esterilizado.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco.



Garantía

El producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por un mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. La garantía queda anulada si se ha utilizado un voltaje inestable o una fuente de alimentación inadecuada.

Especificación

Frecuencia de entrada.....	50-60Hz
Potencia de salida.....	0.1 x (1-10) mA
Fuente de alimentación.....	100V-240V



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Dispositivo Galvanico Portatile per la Cura della Pelle di Project E Beauty. Questo dispositivo usa la ionizzazione galvanica positiva e negativa per trattare diverse condizioni della pelle.

Il trattamento galvanico funziona in modo naturale e non è pericoloso. Garantisce i massimi risultati facendo penetrare le sostanze attive nei tessuti, dove agiscono sulla circolazione per portare un miglioramento nello scambio vascolare e linfatico. Ciò migliora la funzione della membrana cellulare e consente ai fluidi e al grasso intrappolati di essere dispersi ed eliminati.

Questo dispositivo utilizza un trattamento in due parti: la disincrostazione, per preparare la pelle, e la ionoforesi, usata per aiutare le sostanze nutritive, le creme ecc. a penetrare nella pelle per ottenere i risultati migliori.

Questa tecnologia sicura e non invasiva può essere utile per il trattamento di molte condizioni della pelle, ad esempio per migliorarne la texture, rassodarla, ridurre il rossore, migliorare la circolazione e molto altro. Ciò è possibile perché ciascun trattamento rilassa i pori (rendendo più semplice l'estrazione), pulisce in profondità la pelle, stimola la secrezione delle ghiandole sudoripare e le terminazioni nervose, aumenta la circolazione nell'area permettendo la penetrazione delle sostanze nutritive e ha un effetto ammorbidente e idratante.

I cosmetologi e gli specialisti della cura della pelle concordano che questi trattamenti, quando eseguiti nella maniera corretta, non hanno effetti collaterali. I metodi di trattamento di questa unità sono una parte importante della routine per la cura della pelle e dovrebbero essere usati solo a scopo estetico. Il dispositivo non ha in alcun modo lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Il dispositivo è dotato di un Accessorio a Rullo progettato per le aree aperte del volto e del collo, e un Accessorio a Sfera delle dimensioni perfette per lavorare sul contorno occhi e attorno al naso, dandoti i risultati migliori.

Informazioni di Sicurezza

Bisogna leggere e comprendere tutti gli avvertimenti di sicurezza, le istruzioni di utilizzo e di manutenzione prima di usare il Dispositivo Galvanico Portatile di Project E Beauty.

ATTENZIONE!: Un pericolo che potrebbe causare lesioni gravi.

NOTA BENE: Un pericolo che potrebbe causare lesioni minori.

NOTA: Un pericolo che potrebbe causare danni al prodotto.

ATTENZIONE

- Eseguire un trattamento su una persona che presenta controindicazioni assolute potrebbe portare a lesioni gravi o morte. Non eseguire un trattamento su una persona che presenta contrindicazioni assolute.
- L'uso del dispositivo vicino a dei materiali infiammabili potrebbe causare esplosioni, incendi e lesioni gravi o morte. Controllare sempre lo spazio di lavoro e rimuovere qualsiasi materiale infiammabile prima di eseguire un trattamento.
- L'uso del dispositivo vicino all'acqua (ad es. vasche, bacinelle, aree a elevata umidità) o con le mani bagnate potrebbe portare a folgorazioni, lesioni gravi o morte. Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua. Asciugare sempre le mani prima di eseguire un trattamento.
- Un utilizzo improprio del dispositivo da parte di persone non qualificate (ad es. i bambini) potrebbe risultare in ustioni, folgorazioni o altre lesioni gravi e morte. Non consentire mai a queste persone di usare il dispositivo per alcuno scopo.
- Eseguire un trattamento con un dispositivo danneggiato potrebbe causare lesioni gravi o morte. Controllare sempre che il dispositivo non sia danneggiato prima di eseguire un trattamento. Non eseguire mai un trattamento con un dispositivo danneggiato.
- L'uso interno del dispositivo (ad es. in bocca, naso, ecc.) potrebbe causare lesioni gravi o morte. Non usare mai il dispositivo internamente.

NOTA

- Eseguire un trattamento vicino a delle aree che presentano controindicazioni relative potrebbe causare lesioni minori. Evitare di eseguire un trattamento vicino alle aree che presentano controindicazioni relative.
- Eseguire un trattamento con dei prodotti contenenti AHA o Acido Glicolico potrebbe causare uno stress indesiderato alla pelle. Non usare dei prodotti con AHA o Acido Glicolico durante un trattamento.
- Eseguire un trattamento attorno a capillari rotti, vene varicose o rosacea può causare uno stress indesiderato alla pelle. Non eseguire un trattamento in queste aree.
- L'uso del dispositivo vicino a gioielli e metalli può causare una folgorazione inaspettata. Rimuovere sempre tutti i gioielli e i metalli prima di un trattamento.

NOTE IMPORTANTI:

- Scollegare la spina in maniera inappropriata quando il dispositivo non è in uso potrebbe causare danni al cavo, risultando in incendi o folgorazioni. Scollegare sempre il dispositivo dalla corrente tenendo la spina e rimuovendola dalla presa.
- L'uso del dispositivo vicino all'acqua (ad es. vasche, bacinelle, aree a elevata umidità) potrebbe causare danni al dispositivo. Non usarlo mai vicino all'acqua.
- Una conservazione o manutenzione scorretta potrebbero risultare in dei danni e rendere nulla la garanzia.

Informazioni di Sicurezza

1. Leggere e conservare queste istruzioni.
2. Rispettare tutti gli avvertimenti.
3. Seguire tutte le istruzioni.
4. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
5. Disinfettare gli elettrodi con l'alcol al 70% usando un panno morbido. Pulire con cura anche la copertura dei LED e gli Accessori.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
7. Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, stufe, fornelli o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
8. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, particolarmente all'altezza della spina, dei contatti e del punto in cui esce dall'apparecchio.
9. Usare solo gli accessori specificati dal produttore.
10. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene usato per lunghi periodi di tempo.
11. Rivolgersi al personale qualificato per la manutenzione. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o degli oggetti vi sono caduti sopra, se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona normalmente o è caduto.
12. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendi e folgorazioni, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. Non posizionare degli oggetti pieni di acqua, come i vasi, sopra all'apparecchio.
13. La presa di corrente viene usata come dispositivo per scollegare il dispositivo e dovrebbe rimanere facilmente accessibile e utilizzabile durante un trattamento. Per potere scollegare completamente l'apparecchio dalla corrente bisogna rimuovere del tutto la spina dalla presa.

Contenuto della Confezione




Dispositivo Galvanico
Portatile per la Cura della
Pelle di Project E Beauty



Accessorio a Rullo




Accessorio a Sfera



Cavo USB

Manuale Utente
(Non Rappresentato)

Posizione dei Comandi



Condizioni per l'Uso

ATTENZIONE

L'uso del dispositivo quando l'utente presenta una delle seguenti condizioni può causare danni gravi alla pelle. Non eseguire un trattamento se la persona soffre di una qualsiasi di queste condizioni.

Controindicazioni Assolute

- Cancro
- Malattie infettive acute o febbre
- Nausea
- Disfunzioni o disordini del sistema nervoso
- Dopo il consumo di alcol o droghe
- Malattie infiammatorie
- Gravidanza
- Epilessia
- Pressione alta o bassa
- Malattie cardiache
- Presenza di un pacemaker
- Emofilia
- Flebite o trombosi

NOTA BENE

L'uso del dispositivo quando l'utente presenta una delle seguenti condizioni potrebbe causare dei danni alla pelle. Non eseguire un trattamento sulle aree colpite da queste condizioni.

Controindicazioni Relative

- Tagli o abrasioni
- Condizioni vascolari
- Pelle ipersensibile
- Peli eccessivi
- Otturazioni di metallo eccessive
- Ponti dentali
- Perni o placche di metallo
- Ostruzioni sinusali
- Disturbi o malattie della pelle
- Infezioni
- Ustioni
- Mal di testa o emicranie

Condizioni per l'Uso

Questo dispositivo utilizza due funzioni:

Disincrostazione

La disincrostazione è un trattamento di pulizia profonda che ammorbidisce il sebo ed è ideale per le pelli congestionate o grasse. La disincrostazione può essere usata per preparare la pelle per la ionoforesi.

Ionoforesi

La ionoforesi viene usata per fare penetrare le creme o soluzioni nella pelle per un trattamento specifico. La ionoforesi viene usata anche per trattare la cellulite facendo penetrare dei gel diuretici nella pelle e stimolare il linfodrenaggio.

Questo dispositivo ha due accessori per le seguenti attività:

Accessorio a Rullo

L'Accessorio a Rullo è stato pensato per le zone aperte di volto e collo.

Accessorio a Sfera

L'Accessorio a Sfera è stato pensato per lavorare sul contorno occhi e attorno al naso dando i risultati migliori.

Quanto Va Usato

Per iniziare, eseguire ciascun trattamento per 10 minuti quattro volte alla settimana. Una volta che si sarà raggiunto il proprio obiettivo, usare il dispositivo solo due volte a settimana.

Benefits of Galvanic Therapy

I trattamenti galvanici offrono un'alternativa sicura e delicata agli interventi di chirurgia estetica, al resurfacing con laser, ai peeling chimici, alle iniezioni di collagene e botulino e altri trattamenti invasivi per il ringiovanimento della pelle.

I risultati possono variare da una persona all'altra e in base al tipo di pelle, e sono gradualmente, non si verificheranno da un giorno all'altro. Anche se è stato dimostrato che il trattamento galvanico produce un effetto rassodante immediato e temporaneo, l'applicazione continua fornirà dei risultati a lungo termine e duraturi. Il trattamento galvanico comporta i seguenti vantaggi:

- Restituisce l'idratazione alla pelle secca.
- Elimina l'accumulo di olio che porta all'acne.
- Idrata la pelle e aumenta la sua capacità di trattenere l'idratazione.
- Riduce le rughe e rassoda i muscoli.
- Ha proprietà anti-età.
- Migliora la circolazione del sangue che nutre le cellule della pelle.
- Aumenta la capacità della pelle di assorbire le sostanze nutritive.
- Aiuta la penetrazione dei cosmetici negli strati più profondi della pelle.
- Rassoda la pelle.

Utilizzo del Dispositivo

Prima di eseguire un trattamento:

- Rimuovere tutti i gioielli e gli oggetti metallici.
- Controllare se ci sono controindicazioni relative o assolute (vedere pagina 65).
- Controllare che il dispositivo funzioni correttamente e che il cavo elettrico non sia danneggiato.
- Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili vicino alla zona di lavoro.

Utilizzo del Dispositivo

Ricarica


Questo dispositivo può essere usato connesso a una presa di corrente oppure può essere caricato e usato senza fili. Per ricaricare l'unità:

- 1 Inserire la spina dell'adattatore al jack di ricarica in fondo al dispositivo.



- 2 Inserire il cavo USB in un caricatore standard da 5V (non incluso);

Inserire il caricatore in una presa di corrente.



Il LED di ricarica si accende per indicare che l'unità è in carica. Il dispositivo può essere usato durante la ricarica.

Nota: Quando il dispositivo smette di funzionare, ricaricarlo.

Utilizzo del Dispositivo

Seguire questi passaggi per eseguire un trattamento:

- 1 Disinfettare l'accessorio desiderato con un panno morbido.



- 2 Per rimuovere un accessorio, tirarlo delicatamente fuori dal jack USB.

Per sostituire l'accessorio, allineare l'estremità curva dell'accessorio con quella dell'unità e spingerlo delicatamente sul jack USB.

Usare l'Accessorio a Sfera per contorno occhi, naso e angoli della bocca; usare l'Accessorio a Rullo per le altre parti del corpo.




Utilizzo del Dispositivo

3 Collegare l'unità alla corrente o usare un dispositivo carico (vedere pagina 68).

4 Pulire bene il volto con acqua e sapone, quindi asciugarlo.

5 Premere il pulsante ON/OFF per accendere l'unità, le spie + e - lampeggiano in alternanza.




6 Usare uno gel agli ioni sulle aree su cui si vuole lavorare per ottenere i risultati migliori.

Puoi acquistare il nostro siero all'acido ialuronico su www.projectbeauty.com



Utilizzo del Dispositivo

- 7 Premere il pulsante Negativo (-) per pulire la pelle (disincrostazione) e prepararla per la ionoforesi.



- 8 Regolare l'intensità al livello minimo per poi aumentarla gradualmente come si preferisce.

Nota: Il dispositivo è efficace a tutti i livelli di intensità, incluso quello più basso. Non è necessario usare il livello massimo per ottenere i risultati migliori.




- 9 Per attivare l'unità, tenerla con le dita sugli elettrodi laterali **u** e posizionare l'accessorio **v** in modo che aderisca bene alla pelle. Muoverlo nelle direzioni indicate nella pagina successiva per ottenere i risultati migliori.

Quando la corrente attraversa la pelle, le spie + e - (rosso e blu) si illuminano.




Utilizzo del Dispositivo


- Muovere lentamente il dispositivo dalle sopracciglia all'attaccatura dei capelli.



- Muovere lentamente il dispositivo dalla base del collo lungo il viso e fino alla fronte.



- Muovere lentamente il dispositivo dal naso e lungo la guancia verso l'orecchio.




Utilizzo del Dispositivo

- Muovere lentamente il dispositivo dal mento al collo.

Per il contorno occhi e il naso, usare l'accessorio a sfera.

Diminuire l'intensità a 0.5



- 10** Per la ionoforesi, applicare un gel agli ioni sulle aree su cui si vuole lavorare per ottenere i risultati migliori.

Puoi acquistare il nostro siero all'acido ialuronico su www.projecteauty.com



- 11** Premere il pulsante Positivo (+).



Utilizzo del Dispositivo

12 Regolare l'intensità al livello minimo per poi aumentarla gradualmente come si preferisce.


Nota: Il dispositivo è efficace a tutti i livelli di intensità, incluso quello più basso. Non è necessario usare il livello massimo per ottenere i risultati migliori.



13 Per attivare l'unità, tenerla con le dita sugli elettrodi laterali **u** e posizionare l'accessorio **v** in modo che aderisca bene alla pelle. Muoverla nelle direzioni indicate:



- Muovere lentamente il dispositivo dalle sopracciglia verso l'attaccatura dei capelli.




Utilizzo del Dispositivo

- Muovere lentamente il dispositivo dalla base del collo lungo il viso e fino alla fronte.



- Muovere lentamente il dispositivo dal naso e lungo la guancia verso l'orecchio.



- Muovere lentamente il dispositivo lungo il mento fino al collo.

Nota: Muovere sempre l'unità verso l'alto, non muoverla verso il basso.



- Muovere lentamente il dispositivo in alto dal mento alla base dell'orecchio, poi sollevarlo e muoverlo dal mento agli angoli della bocca.



Utilizzo del Dispositivo

- Muovere lentamente il dispositivo dagli angoli degli occhi alle tempie, quindi fino al collo. Sollevare il dispositivo e muoverlo dal mento al collo e fino alle ascelle.

Per il contorno occhi e l'area attorno al naso usare l'Accessorio a Sfera.



- 14** Premere il pulsante ON/OFF per spegnere l'unità.



Manutenzione

- Scollegare il dispositivo nella maniera corretta tenendo la spina e rimuovendola dalla presa.
- Dopo ciascun utilizzo, disinfettare l'elettrodo con un panno morbido.
- Asciugare subito umidità, sostanze chimiche o acqua sul dispositivo.
- Tenere sempre il dispositivo pulito e sterilizzato.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto.



Garanzia

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che copre i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da un utilizzo scorretto, incidenti, abusi, negligenza o altre cause esterne. È nulla se vengono usate una corrente instabile o una fonte di energia inappropriata.

Specifiche

Frequenza Input	50-60Hz
Potenza Output.....	0.1 x (1-10) mA
Alimentazione.....	100V-240V



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Vielen Dank, dass **Sie** sich für das Project E Beauty Portable Skin Care Galvanic Device entschieden haben. Dieses Gerät nutzt die positive und negative Ionisierung der Galvanik, um eine Vielzahl von Hautkrankheiten zu behandeln.

Galvanische Behandlungen arbeiten auf natürliche und unschädliche Weise. Diese Behandlung erzielt maximale Ergebnisse, indem aktive Substanzen in das Gewebe eindringen und dort auf den Kreislauf einwirken, um eine Verbesserung des vaskulären und lymphatischen Austauschs in diesem Bereich zu bewirken. Dies verbessert die Funktion der Zellmembran und ermöglicht es, die eingeschlossene Flüssigkeit und das Fett zu zerstreuen und zu beseitigen.

Dieses Gerät verwendet eine zweiteilige Behandlung, wobei der erste Schritt die Desinkrustation ist, die die Haut auf den nächsten Schritt, die Iontophorese, vorbereitet, die verwendet wird, um die Nährstoffe, Creme usw. in die Haut für optimale Ergebnisse zu unterstützen.

Diese sichere, nicht-invasive Technologie kann bei der Behandlung vieler Hautzustände von Vorteil sein, z. B. bei der Verbesserung der Hautstruktur, der Straffung der Haut, der Reduzierung von Rötungen, der Verbesserung der Durchblutung und vielem mehr. Sie tut dies, weil jede Behandlung

entspannt die Poren (erleichtert die Extraktion), reinigt die Haut tiefenwirksam, stimuliert die Sekretion der Schweißdrüsen sowie

wie Nervenenden, erhöhen die Durchblutung des Bereichs, was das Eindringen der Nährstoffe ermöglicht und insgesamt eine erweichende und trocknende Wirkung hat.

Kosmetologen und Hautpflegespezialisten sind sich einig, dass diese Behandlungen, wenn sie richtig durchgeführt werden, keine Nebenwirkungen haben. Die Behandlungsmethoden dieses Geräts sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Hautpflegeroutine und sollten nur zu kosmetischen Zwecken verwendet werden. Es ist in keiner Weise dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Das Gerät wird mit einer Rollensonde geliefert, die für den offenen Gesichts- und Halsbereich konzipiert ist, sowie einer Kugelsonde, die die perfekte Größe für die Arbeit um die Augen und die Nase hat, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Sicherheitshinweise

Sie müssen alle Sicherheitswarnungen, Betriebs- und Wartungsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das tragbare galvanische Hautpflegegerät Project E Beauty verwenden.

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen. Die Beschreibungen der Warnhinweise lauten wie folgt:

WARNUNG!: Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT!: Eine Gefahr, die zu leichten Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Eine Gefahr, die zu Schäden am Produkt führen kann.

WARNUNG

- Die Durchführung einer Behandlung an einer Person mit absoluten Kontraindikationen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Führen Sie keine Behandlung an einer Person durch, für die absolute Kontraindikationen bestehen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von brennbaren Materialien kann zu Explosionen, Feuer und schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Überprüfen Sie immer den Arbeitsbereich und entfernen Sie alle brennbaren Materialien, bevor Sie eine Behandlung durchführen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Wasser (z. B. in Badewannen, Waschbecken, Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit) oder mit nassen Händen kann zu einem elektrischen Schlag, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser. Trocknen Sie Ihre Hände immer ab, bevor Sie eine Behandlung durchführen.
- Die unsachgemäße Verwendung des Geräts durch nicht qualifizierte Personen (z. B. Kinder) kann zu Verbrennungen, elektrischem Schlag oder anderen schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Erlauben Sie niemals unqualifizierten Personen, dieses Gerät für irgendwelche Zwecke oder zum Spielen zu verwenden.
- Die Durchführung einer Behandlung mit einem beschädigten Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Überprüfen Sie das Gerät immer auf Beschädigungen, bevor Sie eine Behandlung durchführen. Führen Sie niemals eine Behandlung mit einem beschädigten Gerät durch.
- Die Verwendung des Geräts im Inneren (d. h. in Mund, Nase usw.) kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie das Gerät niemals innerlich.

VORSICHT

- Die Durchführung einer Behandlung in der Nähe von Bereichen mit relativen Kontraindikationen kann zu leichten Verletzungen führen. Vermeiden Sie die Durchführung einer Behandlung in der Nähe von Bereichen, in denen relative Kontraindikationen bestehen.
- Die Durchführung einer Behandlung mit AHA- oder Glykolsäureprodukten kann zu unerwünschten Belastungen der Haut führen. Verwenden Sie keine AHA- oder Glykolsäureprodukte, wenn Sie eine Behandlung durchführen.
- Die Durchführung einer Behandlung im Bereich von gebrochenen Kapillaren, Besenreisern oder Rosazea kann zu unerwünschten Belastungen der Haut führen. Führen Sie keine Behandlung in der Nähe von geplatzten Kapillaren, Besenreisern oder Rosazea durch, wenn Sie eine Behandlung durchführen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Schmuck und Metall kann zu einem unerwarteten elektrischen Schlag führen. Legen Sie vor einer Behandlung immer alle Schmuckstücke und Metalle ab.

WICHTIGE HINWEISE:

- Wenn Sie den Stecker nicht ordnungsgemäß aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht verwendet wird, kann das Kabel beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Ziehen Sie den Stecker des Geräts immer am Stecker aus der Steckdose.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Wasser (z. B. in Badewannen, Waschbecken, Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit) kann zu Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Unsachgemäße Lagerung oder Wartung kann zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Desinfizieren Sie die Elektrode mit 70%igem Alkohol mit einem weichen Tuch und reinigen Sie die Elektroden, die LED-Abdeckung und die Sonden vorsichtig.
7. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde.
13. **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. eine Vase, auf das Gerät.
14. Der Netzstecker dient als Netztrennvorrichtung und sollte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch leicht zugänglich und funktionsfähig bleiben. Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Was ist inbegriffen




Projekt E Schönheit
Portable Hautpflege
Galvanic Gerät



Rollenfühler




Kugelsonde



USB-Kabel

Benutzerhandbuch
(nicht abgebildet)

Lage der Bedienelemente



Bedingungen für die Verwendung

WARNUNG

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu schweren Schäden an der Haut führen. Führen Sie keine Behandlung durch, wenn die Person einen dieser Zustände hat.

Absolute Kontraindikationen

- Krebs
- Akute Infektionskrankheit oder Fieber
- Übelkeit
- Funktionsstörungen oder Störungen des Nervensystems
- Nach Alkohol- oder Drogenkonsum
- Entzündliche Erkrankung
- Schwangerschaft
- Epilepsie
- Hoher oder niedriger Blutdruck
- Herzkrankheit
- Verwendung eines Herzschrittmachers
- Hämophilie
- Phlebitis oder Thrombose

VORSICHT

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu möglichen Schäden an der Haut führen. Führen Sie keine Behandlung an den betroffenen Körperstellen der Person durch.

Relative Kontraindikationen

- Schnitte oder Abschürfungen
- Vaskuläre Bedingungen
- Hypersensible Haut
- Übermäßige Körperbehaarung
- Übermäßige Metallfüllungen
- Schwere Brückenarbeiten
- Metallstifte oder -platten
- Sinus-Blockaden
- Störungen oder Krankheiten der Haut
- Infektionen
- Sonnenbrand
- Kopfschmerzen oder Migräne

Bedingungen für die Verwendung

Dieses Gerät verfügt über die folgenden zwei Leistungsfunktionen:

Entkrustung

Die Desincrustation ist eine tiefenreinigende Behandlung, die den Talg aufweicht und die ideale Behandlung für verstopfte oder fettige Haut ist. Die Desincrustation kann zur Vorbereitung der Haut auf die Iontophorese eingesetzt werden.

Iontophorese

Die Iontophorese wird verwendet, um Cremes oder Lösungen für eine bestimmte Behandlung in die Haut einzubringen. Die Iontophorese wird auch bei Cellulite-Behandlungen am Körper eingesetzt, um Gele auf Diuretika-Basis in die Haut einzuschleusen, um die Lymphdrainage zu stimulieren.

Dieses Gerät hat zwei Sonden, die Folgendes leisten:

Rollenfühler

Die Rollsonde, die für den offenen Gesichts- und Halsbereich konzipiert ist.

Kugelsonde

Die Kugelsonde ist für die Arbeit um die Augen und die Nase herum konzipiert, wodurch Sie die besten Ergebnisse erzielen.

Wie oft

Führen Sie jede Behandlung anfangs viermal pro Woche für 10 Minuten durch. Sobald das Ziel erreicht ist, nur noch zweimal pro Woche anwenden.

Vorteile der Galvanischen

Galvanische Gesichtsbearbeitungen bieten eine sichere und sanfte Alternative zu dramatischen plastisch-chirurgischen Eingriffen, Laser-Resurfacing, chemischen Peelings, Collagen- und Botox-Injektionen und anderen invasiven Hautverjüngungsbehandlungen.

Die Ergebnisse können je nach Person und Hauttyp variieren, sind allmählich und treten nicht einfach über Nacht ein. Obwohl die Galvanik-Behandlung nachweislich einen sofortigen und vorübergehenden Straffungseffekt bewirkt, kann eine fortgesetzte Anwendung werden kumulativ mehr langfristige, dauerhafte Ergebnisse erzielt. Galvanische Behandlungen können Ihnen die folgenden Vorteile bieten:

- Gibt der trockenen Haut Feuchtigkeit zurück.
- Beseitigt die Ansammlung von Öl, die zu Akne führt.
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und erhöht außerdem die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu speichern.
- Falten werden geglättet und Muskeln werden gestrafft.
- Anti-Ageing-Eigenschaften.
- Erhöhte Blutzirkulation, die die Zellen der Haut nährt.
- Erhöht die Fähigkeit Ihrer Haut, Nährstoffe aufzunehmen.
- Unterstützt das Eindringen von Hautpflegeprodukten in die tieferen Schichten Ihrer Haut.
- Lässt Ihre Haut straff aussehen.

Verwendung des Geräts

Bevor Sie eine Behandlung durchführen, sollten Sie Folgendes tun:

- Entfernen Sie allen Schmuck und alle Metallgegenstände.
- Prüfen Sie, ob absolute oder relative Kontraindikationen bestehen (siehe Seite 84).
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe des Arbeitsbereichs keine brennbaren Materialien befinden.

Verwendung des Geräts

Laden


Dieses Gerät kann an eine Netzsteckdose angeschlossen oder aufgeladen werden, um ohne das Netzkabel verwendet zu werden. Um das Gerät anzuschließen und aufzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Stecken Sie den Stecker des Adapters in die Netzbuchse an der Unterseite des Geräts.



- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an ein Standard-5V-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an;

Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose.



Die LED "Charge" (Laden) leuchtet, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Sie können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden.

Hinweis: Laden Sie das Gerät neu auf, wenn es nicht mehr funktioniert.

Verwendung des Geräts

Befolgen Sie diese Schritte bei der Durchführung einer Behandlung:

- 1 Desinfizieren Sie die gewünschte Sonde mit Sie ein weiches Tuch verwenden und vorsichtig reinigen.



- 2 Um eine Sonde zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig von der USB-Buchse ab.

So tauschen Sie die Sonde aus, richten Sie einfach die gebogene Kante der Sonde an der gebogenen Kante des Geräts aus und drücken Sie sie vorsichtig auf die USB-Buchse.

Bei der Anwendung im Bereich der Nase, der Augen und der Mundränder verwenden Sie die Kugelsonde, ansonsten die Rollensonde.




Verwendung des Geräts

3 Schließen Sie das Gerät an, oder verwenden Sie ein geladenes Gerät (siehe Seite 87).

4 Reinigen Sie das Gesicht gründlich mit Wasser und Seife, und trocknen Sie es ab.

5 Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten, die Die Anzeigen + und - blinken abwechselnd.



6 Verwenden Sie ein Ionen-Gel auf den zu bearbeitenden Bereichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Sie können unser Hyaluronsäure-Serum unter www.projectbeauty.com erwerben.



Verwendung des Geräts

7 Drücken Sie die Taste Negativ (-), um die Haut zu reinigen (Desincrustation) und die Haut für die Iontophorese vorzubereiten.



8 Stellen Sie den Intensitätsregler auf einen niedrigeren Wert ein und erhöhen Sie ihn dann schrittweise wie gewünscht.

Hinweis: Das Gerät ist bei allen Intensitätsstufen einschließlich der niedrigsten Einstellung wirksam.

Es ist nicht notwendig, die höchste Leistungsstufe zu verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen.




9 Zum Aktivieren halten Sie das Gerät mit den Fingern an die seitlichen Elektroden **u** und setzen Sie die gesamte Sonde **v** vollständig auf die Haut. Bewegen Sie sich in den Richtungen wie auf der nächsten Seite beginnend dargestellt, um beste Reinigungsergebnisse zu erzielen.

Wenn der Strom durch die Haut fließt, leuchten die Anzeigen + und - (rot und blau).




Verwendung des Geräts


- Bewegen Sie sich langsam von den Augenbrauen nach oben zum oberen Rand des Haaransatzes.



- Bewegen Sie sich langsam vom unteren Teil des Halses das Gesicht hinauf und zur Stirn.



- Bewegen Sie sich langsam von der Nase über den Scheck und zum Ohr hin.




Verwendung des Geräts

- Bewegen Sie sich langsam am Kinn hinunter zum Hals.

Für den Nasen- und Augenbereich sollten Sie unbedingt das Kugelproblem verwenden.

Verringern Sie den Intensitätsregler auf 0,5




- 10** Tragen Sie bei der Iontophorese ein Ionen-Gel auf die zu bearbeitenden Bereiche auf, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Sie können unser Hyaluronsäure-Serum unter www.projectbeauty.com erwerben.



- 11** Drücken Sie die Taste Positiv (+).



Verwendung des Geräts

- 12 Stellen Sie den Intensitätsregler auf einen niedrigeren Wert ein und erhöhen Sie ihn dann schrittweise wie gewünscht.

Hinweis: Das Gerät ist bei allen Intensitätsstufen einschließlich der niedrigsten Einstellung wirksam.


Es ist nicht notwendig, die höchste Leistungsstufe zu verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen.



- 13 Zum Aktivieren halten Sie das Gerät wieder mit den Fingern an die seitlichen Elektroden **u** und legen die gesamte Sonde **v** vollständig auf die Haut. Bewegen Sie sich in den gleichen Richtungen wie folgt:



- Bewegen Sie sich langsam von den Augenbrauen nach oben zum oberen Rand des Haaransatzes.




Verwendung des Geräts

- Bewegen Sie sich langsam vom unteren Teil des Halses das Gesicht hinauf und zur Stirn.



- Bewegen Sie sich langsam von der Nase über den Scheck und zum Ohr hin.



- Bewegen Sie sich langsam am Kinn hinunter zum Hals.

Hinweis: Bewegen Sie das Gerät immer nach oben; bewegen Sie es nicht nach unten.



- Bewegen Sie sich langsam vom Kinn nach oben zur Unterseite des Ohrs, heben Sie dann das Gerät von der Haut ab und bewegen Sie sich vom Kinn zu den Mundwinkeln.



Verwendung des Geräts

- Bewegen Sie sich langsam von den Augenwinkeln über die Schläfen bis zum oberen Teil des Halses. Heben Sie das Gerät an und bewegen Sie sich vom Kinn über den oberen Teil des Halses bis hinunter zu den Achselhöhlen.



Für den Bereich um die Nase und die Augen sollten Sie die Kugelsonde verwenden.

- 14** Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät auszuschalten.



Wartung

- Ziehen Sie das Gerät ordnungsgemäß aus der Steckdose, indem Sie den Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen.
- Desinfizieren Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch.
- Trocknen Sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser auf dem Gerät sofort ab.
- Halten Sie das Gerät immer sauber und sterilisiert.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.



Garantie

Das Produkt wird mit einer einjährigen Vollgarantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn eine instabile Spannung oder eine ungeeignete Spannungsversorgung verwendet wurde.

Spezifikationen

Eingangsfrequenz.....	50-60Hz
Ausgangsleistung.....	0.1 x (1-10) mA
Spannungsversorgung.....	100V-240V



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com