


D'arsonval High Frequency Wand

Neon & Argon



OO
PROJECT E
BEAUTY

www.projectebeauty.com

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty D'arsonval High Frequency Wand Neon & Argon Device. This device utilizes high frequency electrical current to treat a variety of skin conditions.

The use of high frequency current to treat medical conditions was first developed in the late 1800's by renowned scientist Nikola Tesla. Towards the end of the century, the French biophysicist D'Arsonval introduced the use of high frequency currents to treat diseases of the skin and mucous membranes. Between 1970 and 1980 the treatment became more popular and is now widely used by skin care professionals throughout the world. This safe, non-invasive technology can be beneficial in the treatment of many skin conditions ranging from acne to wrinkles. High frequency skin care treatment has been found to enhance oxygenation, stimulate dermal tissue, kill bacteria causing acne, and treat oily or combination skin problems. It is also effective as a treatment for thinning hair and hair loss. Although results can vary widely by individual and skin type, high frequency skin care treatment is appropriate for all types of skin. Typically, the treatment has better results on oily skin.

Cosmetologists and skin care specialists agree the high frequency treatments, when properly performed, have no side effects. It is safe and beneficial to combine the high frequency treatments with other gentle cosmetic technologies such as light therapy, galvanic treatments, microcurrent, ultrasound, LED, Radio Frequency, etc. The high frequency will enhance the results of those applications.

High frequency skin care treatment is an important component of your skin care regime and should only be used for cosmetic purposes. It is not intended in any way to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Safety

You must read, and understand, all of the safety warnings, operating and instructions before using the Project E Beauty Portable High Frequency Skin Care Device. Failure to follow the warnings and instructions may cause serious injury, damage to the device or void the warranty.

Warnings descriptions are as follows:

WARNING!: A hazard that may cause serious injury or death.

CAUTION!: A hazard that may cause minor injury.

NOTICE: A hazard that may cause damage to the product

⚠ WARNING!

- Performing a high frequency treatment on a person with absolute contraindications may cause serious injury or death. Do not perform a high frequency treatment on a person where absolute contraindications exist.
- Use of the device near flammable materials may cause explosion, fire and serious injury or death. Always check the work space and remove any flammable materials prior to performing a high frequency treatment.
- Use of the device around water (i.e., bathtubs, wash basins, areas of high humidity) or with wet hands may result in electrical shock, serious injury and death. Never use the device around water. Always dry your hands before performing a high frequency treatment.
- Improper use of the device by unqualified people (i.e., children) may result in burns, electrical shock or other serious injury or death. Never allow unqualified people to use this device for any purposes or play.
- Performing a high frequency treatment with a damaged device or broken electrode may cause serious injury or death. Always check the device and electrodes for damage before performing a high frequency treatment. Never perform a treatment with broken electrodes or a damaged device.
- Use of the device internally (i.e., mouth, nose etc.) may cause serious injury or death. Never use the device internally.


⚠ CAUTION!

- Performing a high frequency treatment near areas of relative contraindications may cause minor injury. Avoid performing a high frequency treatment near areas where relative contraindications exist.
- Performing a high frequency treatment with AHA or Glycolic Acid products may cause unwanted stress to the skin. Do not use AHA or Glycolic Acid products when performing a high frequency treatment.
- Performing a high frequency treatment around broken capillaries, spider veins or rosacea may cause unwanted stress to the skin. Do not perform a high frequency treatment around broken capillaries, spider veins or rosacea when performing a high frequency treatment.
- Use of the device around jewelry and metal may unexpected electrical shock. Always remove all jewelry and metal prior to a high frequency treatment.

NOTICE:

- Improperly unplugging the plug when the device is not in use may cause damage to the cord resulting in fire or electrical shock. Always unplug the device by holding the plug and removing it from the electrical socket.
- Use of the device around water (i.e., bathtubs, wash basins, areas of high humidity) may cause damage to the device. Never use the device around water.
- Improper storage or maintenance of the probe and electrodes may result in damage and void the warranty.

Parts




Probe

Rod (bulb)
electrode

Long electrode
(saturator)

Comb
electrode



Spoon
electrode

Mushroom
electrode

Wide (horseshoe)
electrode

Conditions for Use

⚠ WARNING!

Use of the device when the following conditions exist may cause serious damage to the skin. Do not perform a high frequency treatment if the person has any of these conditions.

Absolute Contraindications

- Cancer
- Acute infectious disease or fever
- Nausea
- Dysfunction or disorders of the nervous system
- After alcohol or drug consumption
- Inflammatory disease
- Pregnancy
- Epilepsy
- High or low blood pressure
- Heart disease
- Using a pacemaker
- Haemophilia
- Phlebitis and thrombosis

⚠ CAUTION!

Use of the device when the following conditions exist may cause potential damage to the skin. Do not perform a high frequency treatment on affected areas of the persons body.

Relative Contraindications

- Cuts or abrasions
- Vascular conditions
- Hypersensitive skin
- Excessive body hair
- Excessive metal fillings
- Heavy bridge work
- Metal pins or plates
- Sinus blockages
- Skin disorders or diseases
- Infections
- Sunburn
- Headaches or migraines

Only use the High Frequency Skin Care

Conditions for Use

Device for the following conditions:

Acne

The high frequency treatment can reduce, and balance, sebum (oil) production by normalizing the function of the sebum glands. The treatment loads the skin with oxygen, which cleanses the skin of unwanted toxins and prevents the growth of acne causing bacteria that causes inflammation. The high frequency treatment makes the skin more receptive to acne lotions, creams and other skin treatment products. When used with an effective acne treatment lotion, regular application of high frequency can keep acne away. Each treatment builds upon the last and the results are cumulative. Treatment may vary by individual skin type and concern.

Cellulite

The high frequency treatment can help diminish incunabula cellulite (first stages) by supplementing oxygen to the skin cells. On later stages of cellulite, the treatment can be used with anti-cellulite creams, lotions or other remedies to substantially increase penetration of the anti-cellulite components. High frequency treatment will not eliminate the problem, but with regular use, the high frequency treatment can be very effective in reducing the appearance of cellulite when used in conjunction with quality anti-cellulite products.

It should be noted that the skin care industry uses this technology to aid in lymphatic drainage, gently exfoliate

the skin, increase blood circulation, assist in the production of collagen and elastin and promote healthy cell metabolism.

Wrinkles and Aging Skin

The high frequency treatment can reduce wrinkles and improve skin tone by intensifying oxygen production, improving blood circulation and stimulate lymph drainage. The electrical impulses from the high frequency treatment produce an enriched form of oxygen, which can provide the skin with a firm, youthful, vibrant glow. They increase blood circulation, which in turn nourishes the skin's surface and renews underlying cells. The impulses also drain the congestion built up in the lymphs and reduce swelling and inflammation. Using the device with quality lotions and creams will help with the penetration of nutrients from your skin care products and improve the results of the treatments.

Hair Thinning or Loss

The lack of blood circulation is one of the main reasons for thinning hair and hair loss. High frequency treatments stimulate blood circulation which in turn provides nutrition to hair follicles. By stimulating the scalp tissue and glandular activity you can prevent further hair loss. Using the device will improve penetration and overall effectiveness of post-treatment hair growth formulas and aid in promoting healthier hair growth.

Use of the Device


Treatment Preparation

Before performing a high frequency treatment you should do the following:

- Remove all jewelry and any metal objects
- Check if absolute or relative contraindications exist
- Determine if the use of gauze is needed.

Note: Gauze is used to prevent the electrode from skipping or dragging. The face must be clean.

- Clean the electrodes
- Check that the device is functioning properly and the electrical cord is not damaged.
- Ensure there are not any flammable materials near the work space.
- Treatment Application Methods
 - There are two methods of high frequency treatment: the direct (or contact) method and the indirect (or distance) method. The direct method is the method you will use for most treatments. It is used to stimulates, sanitize and heal the skin. It generates warmth in the skin and stimulates nerve endings, which increases blood circulation and nourishes the skin. The indirect method is typically used for relaxation and sedation. Use the indirect method on scar tissue (4 to 9 months old), aging skin that is too delicate for massage and when you want to aid the penetration of creams and lotions.
 - If it is too tight to snap in the electrodes, please wrap a towel on the electrode and try to push harder to snap into the handle.
 - The electrodes may need to be activated if they are not able to light up, please try the following steps:
 1. Insert the electrode on high frequency handle.
 2. Turn on the device.
 3. Touch the electrodes to any metal object (the metal helps activate the electrodes)



Use of the Device

Using the Skin Care Device


Use this chart to choose the electrode for the area being treated.

Electrode	Area of Treatment	Condition	Timing
Rod (bulb)		For small targeted areas such as isolated acne pimples	Acne 5 - 15 minutes depending on the skin condition and reaction to the treatment
Spoon		For small areas around the eyes, nose and mouth	Wrinkles, Crow's feet, Papules, Pustules 3 - 5 minutes
Mushroom		For large areas including cheeks, forehead, chin and neck	Wrinkles, Papules, Pustules 3 - 5 minutes
Comb		Scalp area	Hair thinning, loss 3 - 5 minutes
Horseshoe (wide)		For the neck and shoulders	Varicosis treatment 3 - 5 minutes
Straight, Long Electrode (saturator)		Delicate skin, Face (use for the Indirect Method treatments)	Aging and loose skin 5 - 15 minutes depending on the skin condition and reaction to the treatment

Use of the Device

Follow these steps when performing a treatment :

1. Disinfect the electrode with a soft cloth.
2. Check that the probe is turned Off and plug the probe into the electrical outlet.
3. Insert the glass electrode into the probe; it should just snap in to place. Do not push or squeeze the electrode very hard in order to prevent the glass from breaking. Important! Insert the electrode BEFORE turning the probe On. Always turn Off the device BEFORE you remove the electrode.
4. If necessary, wrap the cord around your arm once to keep the cord from dragging across the client's skin.
5. Turn the probe ON using the On\Off knob at the end of the probe.
6. The electrode should begin to glow. Rotate the knob to the desired intensity level.
7. To begin your treatment, hold the probe and make contact with the electrode and your finger BEFORE placing it on to the client's skin. Important! Do not remove your finger until the electrode is in contact with the client's skin. Removing the finger too early creates an uncomfortable spark effect on the client's skin.



Note: This device utilizes the high frequency electrical current which comes through the gas filled glass electrode. The characteristics of the current are high frequency (110-400kHz) (100,000 - 400,000 hertz), high voltage (about 20kV) and low amperage (no more than 100-200mA). The device is effective at all intensity levels including the lowest setting. It is not necessary to use the highest power level to achieve maximum results.

Use of the Device

The key to the best results is treatment consistency.


8. Place the electrode on the client's skin and remove your finger. Increase the intensity to a comfortable setting.
9. Move the electrode in small circles around the skin for a maximum of five minutes. Important! The device should be used for a maximum of 20 minutes per session with 10-15 min intervals. The overuse will void the warranty.
10. Place your finger back on the electrode and remove the electrode from the client's skin.



Note: Treat problem areas, such as blemishes, by "sparking" the spot with the edge of the electrode. Place your finger on the electrode, touch the electrode to the spot and remove your finger. Quickly replace your finger on the electrode, remove the electrode from the face and repeat in another area.

11. After the treatment is finished turn Off the On\Off knob and disconnect the power cord.
12. Carefully remove the electrode from the socket and disinfect the electrode with a soft cloth. Important! Do not immerse the electrode in water or get the metal end wet.

Dry the electrode with a clean towel and place into the storage compartment.



Note: Argon gas Violet electrode is used for acne's skin conditions.

Neon gas Orange electrode is used for wrinkles and skin tightening.

Maintenance

- Properly unplug the device by holding the plug and removing it from the electrical socket
- Immediately dry off any moisture, chemicals or water on the device
- Always keep the electrode clean and sterilized
- To avoid damage always store the electrodes in the protective storage compartment
- Store the device in a dry place

Product Specifications

Voltage.....	110V-240V
Power	1.2 - 6.5W
Operate Frequency.....	Up to 250,000Hz
Electrode Diameter.....	11mm
Electrode Color.....	Orange X 4, Violet X 2

Warranty

Activate Your 1 Year FREE Warranty Now.

The product come with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include deamge caused by misuse, accident, abuse, neglect or the external causes. All we need is your name, email and order ID. That's all.



Scan the QR code or visit
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Website: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Our customer care expert team are here to answer any question you might want to ask.



www.projectebeauty.com

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acquis l'appareil à haute fréquence de type néon et argon de Project E Beauty D'Arsonval. Cet appareil emploie un courant électrique à haute fréquence pour traiter une variété de conditions de la peau..

L'utilisation de courants à haute fréquence pour soigner des maladies a été développée pour la première fois à la fin des années 1800 par le célèbre scientifique Nikola Tesla. Vers la fin du siècle, le biophysicien français D'Arsonval a introduit l'utilisation des courants à haute fréquence pour soigner les maladies de la peau et des muqueuses. Entre 1970 et 1980, le traitement s'est popularisé et est désormais largement employé par les professionnels des soins de la peau dans le monde entier. Cette technologie sûre et non invasive peut être bénéfique dans le traitement de nombreuses affections cutanées allant de l'acné aux rides. Il a été constaté que le traitement de la peau par haute fréquence favorise l'oxygénation, stimule le tissu dermique, tue les bactéries responsables de l'acné et traite les problèmes de peau grasse ou mixte. Il est également efficace pour traiter les cheveux clairsemés et la perte de cheveux. Bien que les résultats puissent varier considérablement selon les individus et le type de peau, le traitement par haute fréquence convient à tous les types de peau. En général, le traitement donne de meilleurs résultats sur les peaux grasses.

Les cosmétologues et les spécialistes des soins de la peau s'accordent à dire que les traitements à haute fréquence, quand ils sont effectués correctement, n'ont aucun effet secondaire. Il est sûr et bénéfique de conjuguer les traitements à haute fréquence avec d'autres technologies cosmétiques douces telles que la luminothérapie, les traitements galvaniques, le microcourant, les ultrasons, les LED, la radiofréquence, etc. La haute fréquence améliorera les résultats de ces applications.

Les traitements à haute fréquence sont un élément essentiel de votre régime de soins de la peau et ne doivent être employés qu'à des fins cosmétiques. Il n'est en aucun cas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une quelconque maladie.

Sécurité

Vous devez lire et comprendre tous les avertissements de sécurité, le fonctionnement et les consignes avant d'utiliser l'appareil portable de soins de la peau à haute fréquence Project E Beauty. entretien Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner des blessures graves, endommager l'appareil ou annuler la garantie.

Les descriptions des avertissements sont les suivantes:

AVERTISSEMENT!: Un danger qui peut occasionner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION!: Un danger qui peut occasionner des blessures mineures.

REMARQUES: Un danger qui peut occasionner des dégâts au produit

AVERTISSEMENT

- La réalisation d'un traitement à haute technologie sur une personne présentant des contre-indications absolues peut entraîner une enquête sérieuse ou la mort. Ne pas effectuer un traitement à haute fréquence sur une personne ayant des contre-indications absolues.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de matériaux inflammables peut occasionner une explosion, un incendie et des blessures graves, voire mortelles. Vérifiez toujours l'espace de travail et retirez tous les matériaux inflammables avant d'effectuer un traitement à haute fréquence.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de l'eau (c'est-à-dire dans des baignoires, des lavabos, des zones de forte humidité) ou avec des mains humides peut entraîner un choc électrique, des blessures graves et la mort. N'utilisez jamais l'appareil près de l'eau. Séchez toujours vos mains avant d'effectuer un traitement à haute fréquence.
- Improper use of the device by unqualified people (i.e., children) may result in burns, electrical shock or other serious injury or death. Never allow unqualified people to use this device for any purposes or play.
- La réalisation d'un traitement haute fréquence avec un appareil abîmé ou une électrode cassée peut occasionner des blessures graves, voire mortelles. Vérifiez toujours que l'appareil et les électrodes ne sont pas endommagés avant d'effectuer un traitement à haute fréquence. Ne jamais réaliser un traitement avec des électrodes cassées ou un appareil endommagé.
- L'utilisation de l'appareil en interne (c'est-à-dire dans la bouche, le nez, etc.) peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire usage de l'appareil en interne.


⚠ ATTENTION!

- La réalisation d'un traitement à haute fréquence à proximité de zones de contre-indications liées peut provoquer des lésions mineures. Évitez d'effectuer un traitement à haute fréquence à proximité de zones présentant des contre-indications relatives.
- La réalisation d'un traitement à haute fréquence avec des produits AHA ou à base d'acide glycolique peut occasionner un stress indésirable pour la peau. N'utilisez pas de produits AHA ou à base d'acide glycolique quand vous effectuez un traitement à haute fréquence.
- La réalisation d'un traitement à haute fréquence autour de capillaires brisés, de varicosités ou de rosacée peut occasionner un stress indésirable pour la peau. N'effectuez pas de traitement à haute fréquence autour de capillaires brisés, de varicosités ou de rosacée lorsque vous effectuez un traitement à haute fréquence.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de bijoux et de métal peut occasionner des chocs électriques imprévus. Retirez toujours tous les bijoux et le métal avant un traitement à haute fréquence.

REMARQUE:

- Le fait de ne pas retirer la fiche de la prise quand l'appareil n'est pas utilisé peut endommager le cordon et provoquer un incendie ou une décharge électrique. Débranchez toujours l'appareil en tenant la fiche et en la retirant de la prise électrique.
- L'utilisation de l'appareil à proximité de l'eau (par exemple, baignoires, lavabos, zones de forte humidité) peut occasionner des dommages à l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'eau.
- Un stockage ou un entretien inadéquat de la sonde et des électrodes peut occasionner des dégâts et annuler la garantie.

Pièces




Sonde

Tige (ampoule)
électrode

Longue
électrode
(saturateur)

Electrode
en peigne



électrode
cuillère

Électrode en
champignon

Electrode large
(fer à cheval)

Conditions d'utilisation

⚠ ATTENTION!

L'utilisation de l'appareil quand les conditions suivantes existent peut occasionner de sérieux dommages à la peau. N'effectuez pas de traitement à haute fréquence si la personne présente l'une des conditions suivantes.

Contre-indications absolues

- Le cancer
- Maladie infectieuse aiguë ou fièvre
- Nausée
- Dysfonctionnement ou troubles du système nerveux
- Après la consommation d'alcool ou de drogues
- Maladie inflammatoire
- La grossesse
- L'épilepsie
- Pression artérielle élevée ou faible
- Maladie cardiaque
- Utilisation d'un stimulateur cardiaque
- Hémophilie
- Phlébite et thrombose

⚠ ATTENTION!

L'utilisation de l'appareil dans les conditions suivantes peut occasionner des dommages potentiels à la peau. N'effectuez pas de traitement à haute fréquence sur les zones du corps affectées.

Contre-indications relatives

- Coupures ou abrasions
- Affections vasculaires
- Peau hypersensible
- Poils du corps excessifs
- Obturations métalliques excessives
- Ponts lourds
- Broches ou plaques en métal
- Blocages des sinus.
- Troubles ou maladies de la peau
- Infections
- Coup de soleil
- Maux de tête ou migraines

Utilisez uniquement les soins de la peau à haute fréquence

Conditions d'utilisation

Dispositif pour les conditions suivantes:

Acné

Le traitement à haute fréquence peut diminuer et équilibrer la production de sébum (huile) en normalisant la fonction des glandes sébacées. Le traitement charge la peau en oxygène, ce qui nettoie la peau des toxines non désirées et empêche la croissance des bactéries responsables de l'acné qui occasionnent des inflammations. Le traitement à haute fréquence rend la peau plus réceptive aux lotions, crèmes et autres produits de traitement de l'acné. Associée à une lotion efficace pour le traitement de l'acné, l'application régulière de la haute fréquence peut éloigner l'acné. Chaque traitement s'appuie sur le précédent et les résultats sont cumulatifs. Le traitement peut varier en fonction du type de peau et des problèmes rencontrés.

La cellulite

Le traitement à haute fréquence peut aider à réduire la cellulite incunable (premiers stades) en apportant de l'oxygène aux cellules de la peau. Pour les stades ultérieurs de la cellulite, le traitement peut être employé avec des crèmes, des lotions ou d'autres remèdes anticellulite pour accroître sensiblement la pénétration des composants anticellulite. Le traitement à haute fréquence n'éliminera pas le problème, mais avec une utilisation constante, le traitement à haute fréquence peut être très efficace pour réduire l'apparence de la cellulite lorsqu'il est employé conjointement avec des produits anti-cellulite de qualité.

Il convient de noter que l'industrie des soins de la peau se sert de cette technologie pour faciliter le drainage lymphatique, exfolier en douceur la

peau, etc, augmentent la circulation sanguine, aident à la production de collagène et d'élastine et stimulent le métabolisme cellulaire.

Rides et vieillissement de la peau

Le traitement à haute fréquence peut atténuer les rides et améliorer le tonus de la peau en renforçant la production d'oxygène, en améliorant la circulation sanguine et en stimulant le drainage lymphatique. Les impulsions électriques du traitement haute fréquence génèrent une forme enrichie d'oxygène, qui peut donner à la peau un aspect ferme, jeune et éclatant. Elles augmentent la circulation sanguine, qui à son tour nourrit la surface de la peau et renouvelle les cellules sous-jacentes. Les impulsions drainent également la congestion accumulée dans la lymphe et diminuent les gonflements et les inflammations. L'utilisation de l'appareil avec des lotions et des crèmes de qualité favorisera la pénétration des nutriments de vos produits de soin et améliorera les résultats des traitements.

Éclaircissement ou perte de cheveux

Le manque de circulation sanguine est l'une des principales raisons de l'amincissement et de la chute des cheveux. Les traitements à haute fréquence activent la circulation sanguine, ce qui permet de nourrir les follicules pileux. En stimulant le tissu du cuir chevelu et l'activité glandulaire, vous pouvez prévenir une nouvelle chute de cheveux. L'utilisation de l'appareil permet de renforcer la pénétration et l'efficacité globale des formules de croissance des cheveux après traitement et de promouvoir une croissance plus saine des cheveux.

Utilisation de l'appareil


Préparation du traitement

Avant d'effectuer un traitement à haute fréquence, vous devez procéder comme suit:

- Enlever tout bijou et tout objet métallique
- Vérifiez s'il existe des contre-indications absolues ou relatives
- Déterminer si l'utilisation de gaze est requise.

Remarque : la gaze est employée pour éviter que l'électrode ne saute ou ne traîne. Le visage doit être propre.

- Nettoyer les électrodes
- Vérifiez que l'appareil fonctionne bien et que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'espace de travail.
- Méthodes d'application du traitement
- Il existe deux méthodes de traitement par haute fréquence : la méthode directe (ou par contact) et la méthode indirecte (ou à distance). La méthode directe est celle que vous utiliserez pour la plupart des traitements.
- la plupart des traitements. Elle est employée pour stimuler, assainir et guérir la peau. Elle génère de la chaleur dans la peau et stimule les terminaisons nerveuses, ce qui augmente la circulation sanguine et nourrit la peau. La méthode indirecte est généralement utilisée pour la relaxation et la sédation. Utilisez la méthode indirecte sur les tissus cicatriciels (de 4 à 9 mois), les peaux vieillissantes trop délicates pour être massées et quand vous voulez faciliter la pénétration des crèmes et des lotions.
- Si les électrodes sont trop serrées pour s'enclencher, enroulez une serviette sur l'électrode et essayez de pousser plus fort pour les enclencher dans la poignée.
- Les électrodes peuvent avoir besoin d'être activées si elles ne s'allument pas, veuillez essayer les étapes suivantes:
 1. Insérer l'électrode sur la poignée haute fréquence.
 2. Mettre l'appareil en marche.
 3. Touchez les électrodes à un objet métallique (le métal aide à activer les électrodes)



Utilisation de l'appareil

Utilisation de l'appareil de soins de la peau


Utilisez ce tableau pour choisir l'électrode correspondant à la zone à traiter.

Electrode	Zone de traitement	Condition	Timing
Tige (ampoule) 	Pour les petites zones ciblées telles que les boutons d'acné isolés	Acné	5 - 15 minutes selon l'état de la peau et la réaction au traitement
Cuillère 	Pour les petites zones autour des yeux, du nez et de la bouche	Rides, Pattes d'oie, Papules, Pustules	3 - 5 minutes
Champignons 	Pour les grandes zones, notamment les joues, le front, le menton et le cou	Rides, papules, pustules	3 - 5 minutes
Peigne 	Zone du cuir chevelu	Raffinement, perte de cheveux	3 - 5 minutes
Fer à cheval (large) 	Pour le cou et les épaules	Traitement de la varicose	3 - 5 minutes
Electrode droite et longue (saturateur) 	Peau délicate, Visage (à utiliser pour les traitements de la méthode indirecte)	Vieillissement et relâchement de la peau	5 - 15 minutes selon l'état de la peau et la réaction au traitement

Utilisation de l'appareil

Suivez les étapes suivantes pour réaliser un traitement:

1. Désinfecter l'électrode avec un chiffon doux.
2. Vérifier que la sonde est éteinte et brancher la sonde dans la prise électrique.
3. Insérez l'électrode de verre dans la sonde ; elle doit s'enclencher. Ne pas pousser ou serrer l'électrode très fort afin d'éviter que le verre ne se brise.
4. Si possible, enroulez une fois le cordon autour de votre bras pour éviter que le cordon ne traîne sur la peau du client.
5. Mettez la sonde sous tension à l'aide du bouton Marche/Arrêt situé à l'extrémité de la sonde.
6. L'électrode doit se mettre à briller. Tourner le bouton jusqu'au niveau d'intensité souhaité.
7. Pour débuter votre traitement, tenez la sonde et faites le contact entre l'électrode et votre doigt AVANT de la placer sur la peau du client. Important ! Ne retirez pas votre doigt avant que l'électrode ne soit en contact avec la peau du client. Retirer le doigt trop tôt crée un effet d'étincelle inconfortable sur la peau du client.



Remarque: Cet appareil emploie le courant électrique à haute fréquence qui passe par l'électrode de verre remplie de gaz. Les caractéristiques du courant sont la haute fréquence (110-400kHz) (100 000 - 400 000 hertz), la haute tension (environ 20kV) et le faible ampérage (pas plus de 100-200mA). L'appareil est effectif à tous les niveaux d'intensité, y compris le réglage le plus bas. Il n'est pas indispensable d'utiliser le niveau de puissance le plus élevé pour obtenir des résultats optimaux.

Utilisation de l'appareil

La clé des meilleurs résultats est la régularité du traitement.


8. Placez l'électrode sur la peau du client et enlevez votre doigt. Augmentez l'intensité jusqu'à un réglage confortable.
9. Déplacez l'électrode en petits cercles autour de la peau pendant cinq minutes maximum. Important ! L'appareil doit être employé pendant un maximum de 20 minutes par séance, avec des intervalles de 10 à 15 minutes. Une utilisation abusive annule la garantie.
10. Replacez votre doigt sur l'électrode et retirez l'électrode de la peau du client.



Remarque: Traitez les zones à problèmes, telles que les taches, en faisant des "étincelles" sur la zone en question avec le bord de l'électrode. Placez votre doigt sur l'électrode, touchez l'électrode sur la tache et retirez votre doigt. Remettez rapidement votre doigt sur l'électrode, retirez l'électrode du visage et répétez l'opération sur une autre zone.

11. Une fois le traitement terminé, éteignez le bouton de marche/arrêt et débranchez le cordon d'alimentation.
12. Retirez délicatement l'électrode de la douille et désinfectez-la avec un chiffon doux. Important ! Ne pas plonger l'électrode dans l'eau ou mouiller l'extrémité métallique

Sécher l'électrode avec une serviette propre et la placer dans le compartiment de stockage.



Remarque: L'électrode violette à gaz argon est employée dans les cas d'acné.

L'électrode orange à gaz fluo est employée pour les rides et le raffermissement de la peau.

Entretien

- Débranchez convenablement l'appareil en tenant la fiche et en la retirant de la prise électrique.
- Séchez immédiatement toute trace d'humidité, de produits chimiques ou d'eau sur l'appareil.
- Gardez toujours l'électrode propre et stérilisée
- Pour éviter tout dégât, rangez toujours les électrodes dans le compartiment de protection.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec

Spécifications du produit

Tension.....	110V-240V
Puissance.....	1.2 - 6.5W
Fréquence de fonctionnement.....	Jusqu'à 250,000Hz
Diamètre de l'électrode.....	11mm
Couleur de l'électrode.....	Orange X 4, Violet X 2

Garantie

Activez dès maintenant votre garantie gratuite d'un an.

Ce produit est assorti d'une garantie complète d'un an contre les défauts de fabrication. Elle n'inclut pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. Tout ce dont nous avons besoin est votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de commande. C'est tout.



Scannez le code QR ou visitez
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Site web: www.projectebeauty.co

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Notre équipe d'experts du service clientèle est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.



www.projectebeauty.com

Introducción

Gracias por comprar el dispositivo de alta frecuencia Project E Beauty D'arsonval Neon & Argon. Este dispositivo utiliza corriente eléctrica de alta frecuencia para tratar una variedad de condiciones de la piel.

El uso de la corriente de alta frecuencia para tratar afecciones médicas fue desarrollado por primera vez a finales del siglo XIX por el famoso científico Nikola Tesla. Hacia finales de siglo, el biofísico francés D'Arsonval introdujo el uso de corrientes de alta frecuencia para tratar enfermedades de la piel y las mucosas. Entre 1970 y 1980 el tratamiento se hizo más popular y ahora es ampliamente utilizado por los profesionales del cuidado de la piel en todo el mundo. Esta tecnología segura y no invasiva puede ser beneficiosa para el tratamiento de muchas enfermedades de la piel, desde el acné hasta las arrugas. Se ha descubierto que el tratamiento de alta frecuencia para el cuidado de la piel mejora la oxigenación, estimula el tejido dérmico, elimina las bacterias que causan el acné y trata los problemas de la piel grasa o mixta. También es eficaz como tratamiento para el adelgazamiento y la caída del cabello. Aunque los resultados pueden variar mucho según la persona y el tipo de piel, el tratamiento de alta frecuencia para el cuidado de la piel es apropiado para todos los tipos de piel. Normalmente, el tratamiento tiene mejores resultados en las pieles grasas.

Los cosmetólogos y especialistas en el cuidado de la piel coinciden en que los tratamientos de alta frecuencia, cuando se realizan correctamente, no tienen efectos secundarios. Es seguro y beneficioso combinar los tratamientos de alta frecuencia con otras tecnologías cosméticas suaves como la terapia de luz, los tratamientos galvánicos, la microcorriente, los ultrasonidos, el LED, la radiofrecuencia, etc. La alta frecuencia potenciará los resultados de esas aplicaciones.

El tratamiento de alta frecuencia para el cuidado de la piel es un componente importante de su régimen de cuidado de la piel y sólo debe utilizarse con fines cosméticos. No está destinado en modo alguno a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Seguridad

Debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad, funcionamiento e instrucciones antes de utilizar el dispositivo portátil de alta frecuencia para el cuidado de la piel Project E Beauty. mantenimiento El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar lesiones graves, dañar el dispositivo o anular la garantía.

Las descripciones de las advertencias son las siguientes:

¡ADVERTENCIA!: Un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN!: Un peligro que puede causar lesiones leves.

AVISO: Un peligro que puede causar daños al producto.

⚠ ADVERTENCIA!

- La realización de un tratamiento de alta frecuencia en una persona con contraindicaciones absolutas puede causar una consulta grave o la muerte. No realice un tratamiento de alta frecuencia en una persona en la que existan contraindicaciones absolutas.
- El uso del aparato cerca de materiales inflamables puede provocar una explosión, un incendio y lesiones graves o la muerte. Compruebe siempre el espacio de trabajo y retire cualquier material inflamable antes de realizar un tratamiento de alta frecuencia.
- El uso del aparato cerca del agua (por ejemplo, bañeras, lavabos, zonas de alta humedad) o con las manos mojadas puede provocar una descarga eléctrica, lesiones graves e incluso la muerte. No utilice nunca el aparato cerca del agua. Séquese siempre las manos antes de realizar un tratamiento de alta frecuencia.
- El uso inadecuado del aparato por parte de personas no cualificadas (por ejemplo, niños) puede provocar quemaduras, descargas eléctricas u otras lesiones graves o la muerte. No permita nunca que personas no cualificadas utilicen este aparato para cualquier propósito o juego.
- Realizar un tratamiento de alta frecuencia con un dispositivo dañado o un electrodo roto puede causar lesiones graves o la muerte. Compruebe siempre si el aparato y los electrodos están dañados antes de realizar un tratamiento de alta frecuencia. Nunca realice un tratamiento con electrodos rotos o un dispositivo dañado.
- El uso del dispositivo de forma interna (es decir, en la boca, la nariz, etc.) puede causar lesiones graves o la muerte. No utilice nunca el aparato internamente.


⚠ ¡ATENCIÓN!

- La realización de un tratamiento de alta frecuencia cerca de zonas con contraindicaciones relativas puede causar lesiones menores. Evite realizar un tratamiento de alta frecuencia cerca de zonas en las que existan contraindicaciones relativas.
- La realización de un tratamiento de alta frecuencia con productos AHA o ácido glicólico puede provocar un estrés no deseado en la piel. No utilice productos AHA o ácido glicólico cuando realice un tratamiento de alta frecuencia.
- Realizar un tratamiento de alta frecuencia alrededor de capilares rotos, arañas vasculares o rosácea puede causar un estrés no deseado en la piel. No realice un tratamiento de alta frecuencia alrededor de capilares rotos, arañas vasculares o rosácea cuando realice un tratamiento de alta frecuencia.
- El uso del aparato alrededor de joyas y metales puede provocar una descarga eléctrica inesperada. Quitese siempre todas las joyas y metales antes de realizar un tratamiento de alta frecuencia.

AVISO:

- Desenchufar el aparato de forma incorrecta cuando no se utiliza puede dañar el cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Desenchufe siempre el aparato sujetando el enchufe y sacándolo de la toma de corriente.
- El uso del aparato cerca del agua (por ejemplo, bañeras, lavabos, zonas de alta humedad) puede causar daños en el aparato. No utilice nunca el aparato cerca del agua.
- El almacenamiento o mantenimiento inadecuado de la sonda y los electrodos puede provocar daños y anular la garantía.

Piezas




Sonda

Electrodo
de varilla
(bulbo)

Electrodo
largo
(saturador)

Electrodo
de peine



Electrodo
de cuchara

Electrodo
de seta

Electrodo
ancho (herradura)

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El uso del aparato cuando existen las siguientes condiciones puede causar daños graves en la piel. No realice un tratamiento de alta frecuencia si la persona tiene alguna de estas condiciones.

Contraindicaciones absolutas

- Cáncer
- Enfermedad infecciosa aguda o fiebre
- Náuseas
- Disfunción o trastornos del sistema nervioso
- Tras el consumo de alcohol o drogas
- Enfermedad inflamatoria
- Embarazo
- Epilepsia
- Presión arterial alta o baja
- Enfermedad cardíaca
- Uso de un marcapasos
- Hemofilia
- Flebitis y trombosis

⚠ ¡ATENCIÓN!

El uso del aparato cuando existen las siguientes condiciones puede causar daños potenciales en la piel. No realice un tratamiento de alta frecuencia en las zonas afectadas del cuerpo de las personas.

Contraindicaciones relativas

- Cortes o abrasiones
- Afecciones vasculares
- Pieles hipersensibles
- Exceso de vello corporal
- Exceso de empastes metálicos
- Trabajos pesados en puentes
- Pernos o placas metálicas
- Obstrucción de los senos paranasales
- Trastornos o enfermedades de la piel
- Infecciones
- Quemaduras de sol
- Dolores de cabeza o migrañas

Utilizar sólo la Alta Frecuencia para el Cuidado de la Piel

Condiciones de uso

Dispositivo para las siguientes condiciones:

Acné

El tratamiento de alta frecuencia puede reducir y equilibrar la producción de sebo (grasa) normalizando la función de las glándulas sebáceas. El tratamiento carga la piel con oxígeno, que limpia la piel de toxinas no deseadas y evita el crecimiento de las bacterias causantes del acné que provocan la inflamación. El tratamiento de alta frecuencia hace que la piel sea más receptiva a las lociones, cremas y otros productos de tratamiento del acné. Cuando se utiliza con una loción eficaz para el tratamiento del acné, la aplicación regular de la alta frecuencia puede mantener alejado el acné. Cada tratamiento se basa en el anterior y los resultados son acumulativos. El tratamiento puede variar según el tipo de piel y el problema.

Celulitis

El tratamiento de alta frecuencia puede ayudar a disminuir la celulitis incunable (primeros estadios) al aportar oxígeno a las células de la piel. En las etapas posteriores de la celulitis, el tratamiento puede utilizarse con cremas antcelulíticas, lociones u otros remedios para aumentar sustancialmente la penetración de los componentes antcelulíticos. El tratamiento de alta frecuencia no eliminará el problema, pero con un uso regular, el tratamiento de alta frecuencia puede ser muy eficaz para reducir la apariencia de la celulitis cuando se utiliza junto con productos antcelulíticos de calidad.

Cabe señalar que la industria del cuidado de la piel utiliza esta tecnología para ayudar al drenaje linfático, exfoliar suavemente la piel, aumentar la circulación sanguínea, ayudar a la

producción de colágeno y elastina y promover el metabolismo celular saludable.

Arrugas y envejecimiento de la piel

El tratamiento de alta frecuencia puede reducir las arrugas y mejorar el tono de la piel intensificando la producción de oxígeno, mejorando la circulación sanguínea y estimulando el drenaje linfático. Los impulsos eléctricos del tratamiento de alta frecuencia producen una forma Enriquecida de oxígeno, que puede proporcionar a la piel un brillo firme, juvenil y vibrante. Aumentan la circulación sanguínea, que a su vez nutre la superficie de la piel y renueva las células subyacentes. Los impulsos también drenan la congestión acumulada en la linfa y reducen la hinchazón y la inflamación. El uso del dispositivo con lociones y cremas de calidad ayudará a la penetración de los nutrientes de sus productos de cuidado de la piel y mejorará los resultados de los tratamientos.

Adelgazamiento o pérdida de cabello

La falta de circulación sanguínea es una de las principales razones del adelgazamiento y la caída del cabello. Los tratamientos de alta frecuencia estimulan la circulación sanguínea, que a su vez proporciona nutrición a los folículos pilosos. Al estimular el tejido del cuero cabelludo y la actividad glandular se puede evitar una mayor caída del cabello. El uso del dispositivo mejorará la penetración y la eficacia general de las fórmulas de crecimiento del cabello después del tratamiento y ayudará a promover un crecimiento más saludable del cabello.

Uso del dispositivo


Preparación del tratamiento

Antes de realizar un tratamiento de alta frecuencia debe hacer lo siguiente:

- Quítese todas las joyas y cualquier objeto metálico
- Comprobar si existen contraindicaciones absolutas o relativas
- Determine si es necesario el uso de gases.

Nota: La gasa se utiliza para evitar que el electrodo se salte o arrastre. La cara debe estar limpia.

- Limpiar los electrodos
- Compruebe que el aparato funciona correctamente y que el cable eléctrico no está dañado.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del espacio de trabajo.
- Métodos de aplicación del tratamiento
- Existen dos métodos de tratamiento de alta frecuencia: el método directo (o de contacto) y el método indirecto (o a distancia). El método directo es el que se utilizará para la mayoría de los tratamientos. Se utiliza para estimular, sanear y curar la piel. Genera calor en la piel y estimula las terminaciones nerviosas, lo que aumenta la circulación sanguínea y nutre la piel. El método indirecto se utiliza normalmente o la relajación y la sedación. Utilice el método indirecto en el tejido cicatricial (de 4 a 9 meses), en la piel envejecida que es demasiado delicada para el masaje y cuando quiera ayudar a la penetración de cremas y lociones.
- Si está demasiado apretado para encasar los electrodos, envuelva una toalla en el electrodo e intente empujar más fuerte para encasarlo en el mango.
- Si los electrodos no pueden encenderse, por favor, intente los siguientes pasos:
 1. Introducir el electrodo en el mango de alta frecuencia.
 2. Encienda el aparato.
 3. Toque los electrodos con cualquier objeto metálico (el metal ayuda a activar los electrodos)



Uso del dispositivo

Uso del dispositivo para el cuidado de la piel


Utilice esta tabla para elegir el electrodo correspondiente a la zona a tratar.

Electrodo	Área de tratamiento	Condición	Cronometraje
Varilla (bombilla)		Para pequeñas áreas focalizadas como granos de acné aislados	Acné 5 - 15 minutos dependiendo del estado de la piel y de la reacción al tratamiento
Cuchara		Para zonas pequeñas alrededor de los ojos, la nariz y la boca	Arrugas, patas de gallo, pápulas, pústulas 3 - 5 minutos
Champiñón		Para zonas amplias como las mejillas, la frente, la barbilla y el cuello	Arrugas, pápulas, pústulas 3 - 5 minutos
Peine		Zona del cuero cabelludo	Adelgazamiento y caída del cabello 3 - 5 minutos
Herradura (ancha)		Para el cuello y los hombros	Tratamiento de la varicosis 3 - 5 minutos
Electrodo recto y largo (saturador)		Piel delicada, Rostro (utilizar para los tratamientos del Método Indirecto)	Envejecimiento y flacidez de la piel 5 - 15 minutos dependiendo del estado de la piel y de la reacción al tratamiento

Uso del dispositivo

Siga estos pasos cuando realice un tratamiento:

1. Desinfectar el electrodo con un paño suave.
2. Compruebe que la sonda está apagada y enchufe la sonda en la toma de corriente.
3. Inserte el electrodo de vidrio en la sonda; debería encajar en su sitio. No empuje ni apriete mucho el electrodo para evitar que el vidrio se rompa. ¡Importante! Inserte el electrodo ANTES de encender la sonda. Apague siempre el aparato ANTES de retirar el electrodo.
4. Si es necesario, enrolle la cuerda alrededor de su brazo una vez para evitar que la cuerda se arrastre por la piel del cliente.
5. Encienda la sonda con el botón On\Off situado en el extremo de la sonda.
6. El electrodo debe comenzar a brillar. Gire el mando hasta el nivel de intensidad deseado.
7. Para comenzar el tratamiento, sostenga la sonda y haga contacto con el electrodo y su dedo ANTES de colocarla sobre la piel del cliente. ¡Importante! No retire el dedo hasta que el electrodo esté en contacto con la piel del cliente. Retirar el dedo demasiado pronto crea un incómodo efecto de chispa en la piel del cliente.



Nota: Este dispositivo utiliza la corriente eléctrica de alta frecuencia que llega a través del electrodo de vidrio lleno de gas. Las características de la corriente son alta frecuencia (110-400kHz) (100.000 - 400.000 hertzios), alto voltaje (unos 20kV) y bajo amperaje (no más de 100-200mA). El dispositivo es eficaz en todos los niveles de intensidad, incluido el más bajo. No es necesario utilizar el nivel de potencia más alto para conseguir los máximos resultados.

Uso del dispositivo

La clave para obtener los mejores resultados es la constancia del tratamiento.


8. Coloque el electrodo en la piel del cliente y retire el dedo. Aumente la intensidad hasta un ajuste cómodo.
9. Mueva el electrodo en pequeños círculos alrededor de la piel durante un máximo de cinco minutos. ¡Importante! El aparato debe utilizarse durante un máximo de 20 minutos por sesión con intervalos de 10-15 minutos. El uso excesivo anulará la garantía.
10. Vuelva a colocar su dedo en el electrodo y retire el electrodo de la piel del cliente.



Nota: Trate las zonas problemáticas, como las manchas, "chispeando" la mancha con el borde del electrodo. Coloque el dedo en el electrodo, toque la mancha con el electrodo y retire el dedo. Vuelva a colocar rápidamente el dedo en el electrodo, retire el electrodo de la cara y repita la operación en otra zona.

11. Una vez finalizado el tratamiento, apague el botón On\Off y desconecte el cable de alimentación.
12. Retire con cuidado el electrodo del enchufe y desinféctelo con un paño suave.¡Importante! No sumerja el electrodo en agua ni moje el extremo metálico.

Seque el electrodo con una toalla limpia y colóquelo en el compartimento de almacenamiento.



Nota: El **electrodo Violeta de gas argón** se utiliza para las afecciones de la piel del acné.

El electrodo de gas neón naranja se utiliza para las arrugas y el estiramiento de la piel.

Mantenimiento

- Desenchufe correctamente el aparato sujetando el enchufe y sacándolo de la toma de corriente
- Seque inmediatamente cualquier humedad, producto químico o agua en el dispositivo
- Mantenga siempre el electrodo limpio y esterilizado
- Para evitar daños, guarde siempre los electrodos en el compartimento de protección
- Guarde el dispositivo en un lugar seco

Especificaciones del producto

Tensión	110V-240V
Potencia.....	1.2 - 6.5W
Frecuencia de funcionamiento.....	Up to 250,000Hz
Electrode Diameter.....	11mm
Electrode Color	Naranja X 4, Violeta X 2

Garantía

Active su garantía de 1 año GRATIS ahora.

Este producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por el mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. Todo lo que necesitamos es su nombre, correo electrónico y número de pedido. Eso es todo.



Escanee el código QR o visite
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Página web: www.projectebeauty.co

Correo electrónico: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Nuestro equipo de expertos en atención al cliente está aquí para responder a cualquier pregunta que quiera hacer.



www.projectebeauty.com

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Dispositivo D'arsonval ad Alta Frequenza con Neon e Argon. Questo dispositivo utilizza la corrente elettrica ad alta frequenza per trattare diverse condizioni della pelle.

L'uso della corrente ad alta frequenza per trattare le condizioni mediche si è diffuso per la prima volta alla fine dell'800 grazie al famoso scienziato Nikola Tesla. Verso la fine del secolo, il biofisico francese D'Arsonval ha introdotto l'uso della corrente ad alta frequenza per trattare le malattie della pelle e delle membrane mucose. Fra il 1970 e il 1980 il trattamento è diventato più popolare ed è attualmente usato da numerosi professionisti di cura della pelle in tutto il mondo. Questa tecnologia sicura e non invasiva può essere utile nel trattamento di molte condizioni della pelle, dall'acne alle rughe. Il trattamento per la cura della pelle ad alta frequenza migliora l'ossigenazione, stimola il tessuto epiteliale, uccide i batteri che causano l'acne e tratta i problemi della pelle grassa o mista. È efficace anche per il diradamento e la perdita dei capelli. Anche se i risultati possono variare molto da una persona all'altra e in base al tipo di pelle, il trattamento ad alta frequenza è adatto a tutti i tipi di pelle. Di solito ha risultati migliori sulla pelle grassa.

I cosmetologi e gli specialisti di cura della pelle concordano che i trattamenti ad alta frequenza, quando eseguiti nella maniera corretta, non hanno effetti collaterali. I trattamenti ad alta frequenza possono tranquillamente essere combinati con altre tecnologie cosmetiche delicate per ottenere risultati migliori, ad esempio con la terapia luminosa, galvanica, microcorrente, ultrasuoni, LED, radiofrequenze, ecc. L'alta frequenza migliora i risultati di queste applicazioni.

Il trattamento di cura della pelle ad alta frequenza è una parte importante della routine di cura della pelle e dovrebbe essere usato a solo scopo estetico. Non ha in alcun modo l'intento di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Bisogna leggere e comprendere tutti gli avvisi di sicurezza e le istruzioni d'uso prima di usare il Dispositivo Portatile ad Alta Frequenza per la Cura della Pelle di Project E Beauty. Il mancato rispetto degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe causare lesioni gravi, danni al dispositivo o rendere nulla la garanzia.

Descrizione degli avvertimenti:

ATTENZIONE! Un pericolo che potrebbe causare lesioni gravi o morte.

NOTA BENE!: Un pericolo che potrebbe causare lesioni minori.

NOTA: Un pericolo che potrebbe causare danni al prodotto.

⚠ ATTENZIONE!

- Eseguire un trattamento ad alta frequenza su una persona che presenta controindicazioni assolute potrebbe causare lesioni gravi o morte. Non eseguire un trattamento ad alta frequenza su una persona che presenta controindicazioni assolute.
- L'utilizzo del dispositivo vicino a dei materiali infiammabili potrebbe causare esplosioni, incendi e lesioni gravi o morte. Controllare sempre lo spazio di lavoro e rimuovere qualsiasi materiale infiammabile prima di eseguire un trattamento.
- L'utilizzo del dispositivo in presenza di acqua (ad es. vicino a vasche, bacinelle, aree a elevata umidità) o con le mani bagnate potrebbe risultare in folgorazioni, lesioni gravi e morte. Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua. Asciugare sempre le mani prima di eseguire un trattamento ad alta frequenza.
- Un uso improprio del dispositivo da parte di persone non qualificate (ad es. bambini) potrebbe risultare in ustioni, folgorazioni o altre lesioni gravi o morte. Non permettere mai a delle persone non qualificate di usare questo dispositivo per alcuno scopo.
- Eseguire un trattamento ad alta frequenza con un dispositivo danneggiato o un elettrodo rotto potrebbe causare lesioni gravi o morte. Controllare sempre il dispositivo e gli elettrodi prima di eseguire un trattamento. Non eseguire mai un trattamento con elettrodi rotti o un dispositivo danneggiato.
- L'uso interno del dispositivo (bocca, naso, ecc.) potrebbe causare lesioni gravi o morte. Non usare mai il dispositivo internamente.


⚠ NOTA BENE!

- Eseguire un trattamento ad alta frequenza vicino alle aree che presentano controindicazioni relative potrebbe causare lesioni minori. Evitare di eseguire dei trattamenti ad alta frequenza vicino alle aree che presentano controindicazioni relative.
- Eseguire un trattamento ad alta frequenza con prodotti contenenti AHA o Acido Glicolico potrebbe causare uno stress indesiderato alla pelle. Non usare prodotti con AHA o Acido Glicolico durante un trattamento ad alta frequenza.
- Eseguire un trattamento ad alta frequenza vicino a capillari rotti, vene varicose o rosacea potrebbe causare uno stress indesiderato alla pelle. Non eseguire un trattamento ad alta frequenza vicino a capillari rotti, vene varicose o rosacea.
- L'utilizzo del dispositivo vicino a gioielli e metalli potrebbe causare una folgorazione inaspettata. Rimuovere sempre tutti i gioielli e gli oggetti metallici prima di un trattamento ad alta frequenza.

NOTA:

- Scollegare la spina dalla corrente nella maniera errata quando il dispositivo non è in uso potrebbe causare danni al cavo e quindi incendi o folgorazioni. Scollegare sempre il dispositivo tenendo la spina e rimuovendola dalla presa.
- L'utilizzo del dispositivo vicino all'acqua (ad es. vasche, bacinelle, aree a elevata umidità) potrebbe causare danni al dispositivo. Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua.
- Una conservazione o manutenzione scorretta del dispositivo e degli elettrodi potrebbe risultare in dei danni e rendere nulla la garanzia.

Parti




Corpo del Dispositivo

Elettrodo
ad asta (sfera)

Elettrodo
lungo
(saturatore)

Elettrodo
a pettine



Elettrodo
a cucchiaio

Elettrodo
a fungo

Elettrodo ampio
(a ferro di cavallo)

⚠ ATTENZIONE!

L'utilizzo del dispositivo in presenza delle seguenti condizioni potrebbe causare danni gravi alla pelle. Non eseguire un trattamento ad alta frequenza se la persona presenta una qualsiasi di queste condizioni.

Controindicazioni Assolute

- Cancro
- Malattie infettive acute o febbre
- Nausea
- Disfunzioni o disturbi del sistema nervoso
- Dopo il consumo di alcol o droghe
- Malattie infiammatorie
- Gravidanza
- Epilessia
- Pressione alta o bassa
- Malattie cardiache
- Presenza di un pacemaker
- Emofilia
- Flebite e trombosi

⚠ NOTA BENE!

L'utilizzo del dispositivo in presenza delle seguenti condizioni potrebbe causare danni potenziali alla pelle. Non eseguire un trattamento ad alta frequenza sulle aree colpite da queste condizioni.

Controindicazioni Relative

- Tagli o abrasioni
- Condizioni vascolari
- Pelle ipersensibile
- Presenza eccessiva di peli
- Otturazioni metalliche
- Ponti dentali
- Perni o placche metalliche
- Blocchi sinusali
- Disturbi o malattie della pelle
- Infezioni
- Ustioni
- Mal di testa o emicrania

Condizioni per l'Uso

Usare il Dispositivo ad Alta Frequenza solo per le seguenti condizioni:

Acne

Il trattamento ad alta frequenza può ridurre ed equilibrare la produzione di sebo (olio) regolando la funzione delle ghiandole sebacee. Il trattamento carica la pelle di ossigeno, che la ripulisce dalle tossine indesiderate e previene la crescita del batterio che causa acne e infiammazioni. Il trattamento ad alta frequenza rende la pelle più ricettiva a lozioni, creme e altri prodotti per il trattamento dell'acne. Quando usata insieme a una lozione per l'acne efficace, l'applicazione regolare delle alte frequenze può prevenire la comparsa dell'acne. Ciascun trattamento si aggiunge a quello precedente e i risultati sono cumulativi. Il trattamento potrebbe variare in base al tipo e alle problematiche della pelle.

Cellulite

Il trattamento ad alta frequenza può aiutare a diminuire la cellulite incunabula (primi stadi) fornendo ossigeno alle cellule della pelle. Negli stadi più avanzati della cellulite il trattamento può essere usato insieme a delle creme, lozioni o altri rimedi anti-cellulite per aumentare sostanzialmente la penetrazione dei prodotti nella pelle. Il trattamento ad alta frequenza non elimina il problema, ma con l'utilizzo regolare può essere molto efficace nella riduzione dell'aspetto della cellulite se usato insieme a prodotti anti-cellulite di qualità.

Va notato che l'industria della cura della pelle usa questa tecnologia per favorire il linfodrenaggio, esfoliare delicatamente la pelle, aumentare la

circolazione del sangue, aiutare nella produzione di collagene ed elastina, e favorire un metabolismo cellulare sano.

Rughe e Invecchiamento della Pelle

Il trattamento ad altra frequenza può ridurre l'aspetto delle rughe e migliorare l'incarnato intensificando la produzione di ossigeno, migliorando la circolazione del sangue e stimolando il linfodrenaggio. Gli impulsi elettrici del trattamento producono una forma arricchita di ossigeno che può donare alla pelle una luminosità vibrante e giovanile. Aumenta la circolazione del sangue che, a sua volta, nutre la superficie della pelle e rinnova le cellule sottostanti. Gli impulsi eliminano anche la congestione accumulata nei linfonodi e riducono gonfiore e infiammazione. Usare il dispositivo con lozioni e creme di alta qualità aiuterà con la penetrazione delle sostanze nutritive dei prodotti e migliorerà i risultati del trattamento.

Diradamento o Perdita dei Capelli


La scarsa circolazione del sangue è una delle cause principali del diradamento e della perdita dei capelli. I trattamenti ad alta frequenza stimolano la circolazione del sangue, che a sua volta fornisce nutrimento ai follicoli capillari. Stimolando il cuoio capelluto e l'attività ghiandolare si può prevenire un'ulteriore perdita di capelli. L'uso del dispositivo migliora la penetrazione e l'efficacia in generale delle formule per la perdita dei capelli e aiuta nel favorire la crescita dei capelli.

Utilizzo del Dispositivo

Preparazione al Trattamento

Prima di eseguire un trattamento ad alta frequenza bisogna:

- Rimuovere tutti i gioielli e gli oggetti di metallo
- Controllare l'eventuale presenza di controindicazioni assolute o relative
- Determinare se è necessario l'uso della garza
Nota: La garza viene usata per evitare che l'elettrodo scivoli o scorra male. Il volto dev'essere pulito
- Pulire gli elettrodi
- Controllare che il dispositivo funzioni nella maniera corretta e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato
- Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili vicino al luogo di lavoro
- I metodi di applicazione del trattamento:
 - Esistono due metodi per eseguire un trattamento ad alta frequenza: quello diretto (o a contatto), che si usa la maggior parte delle volte, serve a stimolare, disinfeccare e guarire la pelle generando del calore e stimolando le terminazioni nervose, che aumentano la circolazione del sangue e nutrono la pelle; il metodo indiretto viene solitamente usato per rilassarsi, sul tessuto cicatriziale (che abbia almeno 4-9 mesi), sulla pelle troppo delicata per potere essere massaggiata e quando si vuole favorire la penetrazione di creme e lozioni.
 - Se non si riesce a inserire gli elettrodi, si prega di avvolgere un asciugamano sull'elettrodo e di provare a spingerlo con più forza sul corpo del dispositivo.
 - Gli elettrodi potrebbero dovere essere attivati. Nel caso in cui non si accendano, seguire questi passaggi:
 1. Inserire l'elettrodo sull'impugnatura ad alta frequenza.
 2. Accendere il dispositivo.
 3. Appoggiare gli elettrodi su qualsiasi oggetto metallico (il metallo aiuta ad attivare gli elettrodi)



Utilizzo del Dispositivo

Utilizzo del Dispositivo per la Cura della Pelle


Usare questa tabella per scegliere l'elettrodo appropriato per l'area da trattare.

Elettrodo	Area da Trattare	Condizione	Durata Trattamento
Asta (sfera)		Per aree piccole specifiche, come dei brufoli	Acne 5 - 15 minuti a seconda della condizione e della reazione della pelle
Cucchiaio		Per aree piccole attorno a occhi, naso e bocca	Rughe, Zampe di gallina, Papule, Pustole 3 - 5 minuti
Fungo		Per aree ampie, incluse guance, fronte, mento e collo	Rughe, Papule, Pustole 3 - 5 minuti
Pettine		Testa	Diradamento e perdita dei capelli 3 - 5 minuti
Ferro di cavallo (ampio)		Per collo e spalle	Trattamento per la varicosi 3 - 5 minuti
Lungo, dritto (saturatore)		Pelle delicata, volto (per i trattamenti con metodo indiretto)	Invecchiamento della pelle, trattamento di rassodamento 5 - 15 minuti a seconda della condizione e della reazione della pelle

Utilizzo del Dispositivo

Seguire questi passaggi per eseguire un trattamento:

1. Disinfettare l'elettrodo con un panno morbido.
2. Controllare che il dispositivo sia spento e collegarlo alla presa di corrente.
3. Inserire l'elettrodo di vetro sul dispositivo; dovrebbe scattare nella posizione giusta. Non spingere o stringere l'elettrodo con molta forza per evitare che il vetro si rompa. Importante! Inserire l'elettrodo PRIMA di accendere il dispositivo. Spegnere sempre il dispositivo PRIMA di rimuovere l'elettrodo.
4. Se necessario, avvolgere il cavo una volta attorno al braccio per evitare che si trascini sulla pelle.
5. Accendere il dispositivo usando la manopola On/Off sul fondo.
6. L'elettrodo dovrebbe illuminarsi. Ruotare la manopola sul livello di intensità desiderato.
7. Per iniziare il trattamento, tenere il dispositivo e toccare l'elettrodo con il dito PRIMA di metterlo sulla pelle. Importante! Non rimuovere il dito finché l'elettrodo non è a contatto con la pelle. Rimuovere il dito troppo preso crea un fastidioso effetto di scossa elettrica sulla pelle.



Nota: Questo dispositivo utilizza la corrente elettrica ad alta frequenza prodotta dall'elettrodo di vetro riempito di gas. Le caratteristiche della corrente sono alta frequenza (110-400kHz) (100,000 - 400,000 hertz), alta tensione (circa 20kV) e basso amperaggio (non più di 100-200mA). Il dispositivo è efficace a tutti i livelli di intensità, incluso quello più basso. Non è necessario usare il livello di potenza massimo per ottenere i risultati migliori.

Utilizzo del Dispositivo


La chiave per ottenere i risultati migliori è eseguire regolarmente i trattamenti.

8. Posizionare l'elettrodo sulla pelle e togliere il dito. Aumentare l'intensità a un'impostazione adeguata.
9. Muovere l'elettrodo in piccoli cerchi sulla pelle per un massimo di cinque minuti. Importante! Il dispositivo va usato per un massimo di 20 minuti per sessione a intervalli di 10-15 minuti. L'utilizzo eccessivo renderà nulla la garanzia.
10. Posizionare di nuovo il dito sull'elettrodo e toglierlo dalla pelle.

Nota: Trattare le aree problematiche, come le imperfezioni della pelle, usando le scintille prodotte dal bordo dell'elettrodo. Posizionare il dito sull'elettrodo, appoggiarlo sul punto da trattare e rimuovere il dito. Rimettere velocemente il dito sull'elettrodo, staccarlo dal volto e ripetere il processo in un'altra area.

11. Dopo avere completato il trattamento, ruotare la manopola On/Off su Off e staccare il cavo di alimentazione.
12. Rimuovere con attenzione l'elettrodo dal dispositivo e disinfeccarlo con un panno morbido. Importante! Non immergere l'elettrodo nell'acqua e non bagnare l'estremità metallica.

Asciugare l'elettrodo con un panno pulito e riporlo.



Nota: L'elettrodo viola al **gas Argon** viene usato per trattare l'acne.

L'elettrodo arancione al **gas Neon** viene usato per ridurre le rughe e rassodare la pelle.

Manutenzione

- Scollegare il dispositivo nella maniera corretta tenendo la spina e rimuovendola dalla presa elettrica.
- Asciugare immediatamente qualsiasi umidità, sostanze chimiche o acqua sul dispositivo.
- Tenere sempre l'elettrodo pulito e disinfectato.
- Per evitare danni, conservare sempre gli elettrodi nello scomparto protettivo.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto.

Specifiche del Prodotto

Tensione.....	110V-240V
Potenza.....	1.2 - 6.5W
Frequenza Operativa.....	Up to 250,000Hz
Diametro Elettrodo	11mm
Colore Elettrodo.....	Arancione X 4, Viola X 2

Garanzia

Attiva Subito la tua Garanzia GRATUITA di 1 Anno

Questo prodotto è dotato di una garanzia completa della durata di un anno che copre tutti i difetti di fabbrica. Non include i danni causati da uso improprio, incidenti, abuso, negligenza o altre cause esterne. Non ci servono altro che il tuo nome, l'e-mail e l'ID dell'ordine. Tutto qui.



Scansiona il codice QR o vai su
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Sito web: www.projectebeauty.co

E-mail: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Il nostro team di assistenza clienti è sempre disponibile per rispondere a tutte le tue domande.



www.projectebeauty.com

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Project E Beauty D'arsonval High Frequency Wand Neon & Argon Gerät entschieden haben. Dieses Gerät verwendet elektrischen Hochfrequenzstrom zur Behandlung einer Vielzahl von Hautproblemen.

Die Verwendung von Hochfrequenzstrom zur Behandlung medizinischer Erkrankungen wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts von dem bekannten Wissenschaftler Nikola Tesla entwickelt. Gegen Ende des Jahrhunderts führte der französische Biophysiker D'Arsonval die Verwendung von Hochfrequenzströmen zur Behandlung von Erkrankungen der Haut und der Schleimhäute ein. Zwischen 1970 und 1980 wurde die Behandlung immer populärer und wird heute von Hautpflegeexperten auf der ganzen Welt eingesetzt. Diese sichere, nicht-invasive Technologie kann bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten, von Akne bis hin zu Falten, von Nutzen sein. Es wurde festgestellt, dass die Hochfrequenz-Hautpflege die Sauerstoffversorgung verbessert, das Hautgewebe stimuliert, Akne verursachende Bakterien abtötet und fettige oder Mischhautprobleme behandelt. Sie ist auch wirksam bei dünner werdendem Haar und Haarausfall. Obwohl die Ergebnisse je nach Person und Hauttyp stark variieren können, ist die Hochfrequenz- Hautpflege für alle Hauttypen geeignet. Typischerweise hat die Behandlung bessere Ergebnisse auf fetiger Haut.

Kosmetologen und Hautpflegespezialisten sind sich einig, dass die Hochfrequenzbehandlungen, wenn sie richtig durchgeführt werden, keine Nebenwirkungen haben. Es ist sicher und vorteilhaft, die Hochfrequenzbehandlungen mit anderen sanften kosmetischen Technologien wie Lichttherapie, galvanischen Behandlungen, Mikrostrom, Ultraschall, LED, Radiofrequenz usw. zu kombinieren. Die Hochfrequenz wird die Ergebnisse dieser Anwendungen verstärken.

Die Hochfrequenz-Hautpflege-Behandlung ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Hautpflege und sollte nur zu kosmetischen Zwecken verwendet werden. Sie ist in keiner Weise dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Sie müssen alle Sicherheitswarnungen, Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das tragbare Hochfrequenz-Hautpflegegerät von Project E Beauty verwenden. Wartung Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen.

Die Beschreibungen der Warnungen lauten wie folgt:

- WARNUNG!:** Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- VORSICHT!:** Eine Gefahr, die zu leichten Verletzungen führen kann.
- HINWEIS!:** Eine Gefahr, die zu Schäden am Produkt führen kann.

⚠️ **WANRUNG!**

- Die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung bei einer Person mit absoluten Kontraindikationen kann zu schweren Untersuchungen oder zum Tod führen. Führen Sie keine Hochfrequenzbehandlung an einer Person durch, für die absolute Kontraindikationen bestehen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von brennbaren Materialien kann zu Explosionen, Feuer und schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Überprüfen Sie immer den Arbeitsbereich und entfernen Sie alle brennbaren Materialien, bevor Sie eine Hochfrequenzbehandlung durchführen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Wasser (z. B. in Badewannen, Waschbecken, Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit) oder mit nassen Händen kann zu einem elektrischen Schlag, schweren Verletzungen und zum Tod führen. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser. Trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie einen Hochfrequenz-Behandlung.
- Die unsachgemäße Verwendung des Geräts durch unqualifizierte Personen (z. B. Kinder) kann zu Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Erlauben Sie niemals unqualifizierten Personen, dieses Gerät für irgendwelche Zwecke oder zum Spielen zu verwenden.
- Die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung mit einem beschädigten Gerät oder einer gebrochenen Elektrode kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Überprüfen Sie das Gerät und die Elektroden immer auf Schäden, bevor Sie eine Hochfrequenzbehandlung durchführen. Führen Sie niemals eine Behandlung mit gebrochenen Elektroden oder einem beschädigten Gerät durch.
- Die Verwendung des Geräts im Inneren (d. h. Mund, Nase usw.) kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Verwenden Sie das Gerät niemals innerlich.


⚠ VORSICHT

- Die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung in der Nähe von Bereichen mit relativen Kontraindikationen kann zu leichten Verletzungen führen. Vermeiden Sie die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung in der Nähe von Bereichen, in denen relative Kontraindikationen bestehen.
- Die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung mit AHA- oder Glykolsäureprodukten kann zu unerwünschten Belastungen der Haut führen. Verwenden Sie keine AHA- oder Glykolsäureprodukte, wenn Sie eine Hochfrequenzbehandlung durchführen.
- Die Durchführung einer Hochfrequenzbehandlung im Bereich von gebrochenen Kapillaren, Besenreisern oder Rosacea kann unerwünschten Stress für die Haut verursachen. Führen Sie keine Hochfrequenzbehandlung um gebrochene Kapillaren, Besenreiser oder Rosacea herum durch, wenn Sie eine Hochfrequenzbehandlung durchführen.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Schmuck und Metall kann zu einem unerwarteten elektrischen Schlag führen. Legen Sie vor einer Hochfrequenzbehandlung immer alle Schmuckstücke und Metalle ab.

HINWEIS:

- Wenn Sie den Stecker nicht ordnungsgemäß aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht verwendet wird, kann das Kabel beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Ziehen Sie den Stecker des Geräts immer am Stecker aus der Steckdose.
- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Wasser (z. B. in Badewannen, Waschbecken, Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit) kann zu Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
 - Eine unsachgemäße Lagerung oder Wartung der Sonde und der Elektroden kann zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen.

Teile




Sonde

Stab
(Glühbirne)
Elektrode

Lange
Elektrode
(Sättiger)

Kamm-
Elektrode



Löffel-Elektrode

Pilzelektrode

Breite (hufeisenförmige)
Elektrode

Bedingungen für die Verwendung

⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu schweren Schäden an der Haut führen. Führen Sie keine Hochfrequenzbehandlung durch, wenn die Person einen dieser Zustände hat.

Absolute Kontraindikationen

- Krebs
- Akute Infektionskrankheit oder Fieber
- Übelkeit
- Funktionsstörungen oder Störungen des Nervensystems
- Nach Alkohol- oder Drogenkonsum
- Entzündliche Erkrankung
- Schwangerschaft
- Epilepsie
- Hoher oder niedriger Blutdruck
- Herzkrankheit
- Verwendung eines Herzschrittmachers
- Hämophilie
- Phlebitis und Thrombose

⚠️ VORSICHT

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu möglichen Schäden an der Haut führen. Führen Sie keine Hochfrequenzbehandlung an den betroffenen Körperstellen der Person durch.

Relative Kontraindikationen

- Schnitte oder Abschürfungen
- Vaskuläre Bedingungen
- Hypersensible Haut
- Übermäßige Körperbehaarung
- Übermäßige Metallfüllungen
- Schwere Brückenarbeiten
- Metallstifte oder -platten
- Sinus-Blockaden
- Störungen oder Krankheiten der Haut
- Infektionen
- Sonnenbrand
- Kopfschmerzen oder Migräne

**Verwenden Sie nur die
Hochfrequenz-Hautpflege**

Bedingungen für die Verwendung

Gerät für die folgenden Bedingungen:

Akne

Die Hochfrequenzbehandlung kann reduzieren, und Gleichgewicht, Talg (Öl) Produktion durch die Normalisierung der Funktion der Talgdrüsen. Die Behandlung belädt die Haut mit Sauerstoff, der die Haut von unerwünschten Giftstoffen reinigt und das Wachstum von Akne verursachenden Bakterien, die Entzündungen verursachen, verhindert. Die Hochfrequenzbehandlung macht die Haut aufnahmefähiger für Akne-Lotionen, Cremes und andere Hautpflegeprodukte. In Verbindung mit einer wirksamen Akne-Behandlungslotion kann die regelmäßige Anwendung von Hochfrequenz die Akne fernhalten. Jede Behandlung baut auf der letzten auf und die Ergebnisse sind kumulativ. Die Behandlung kann je nach individuellem Hauttyp und Anliegen variieren.

Cellulite

Die Hochfrequenzbehandlung kann helfen vermindern Inkunabel-Cellulite (erste Stadien) durch die Ergänzung von Sauerstoff zu den Hautzellen. Bei späteren Stadien der Cellulite kann die Behandlung mit Anti-Cellulite-Cremes, -Lotionen oder anderen Mitteln verwendet werden, um das Eindringen der Anti-Cellulite-Komponenten wesentlich zu erhöhen. Die Hochfrequenzbehandlung wird das Problem nicht beseitigen, aber bei regelmäßiger Anwendung kann die Hochfrequenzbehandlung in Verbindung mit hochwertigen Anti-Cellulite-Produkten sehr effektiv bei der Reduzierung des Erscheinungsbildes von Cellulite sein. Es sei darauf hingewiesen, dass die Hautpflegeindustrie diese Technologie nutzt, um die Lymphdrainage zu unterstützen, die Haut sanft zu exfolieren,

die Durchblutung, unterstützen die Produktion von Kollagen und Elastin und förderneinen gesunden Zellstoffwechsel.

Falten und alternde Haut

Die Hochfrequenzbehandlung kann die Falten und verbessern den Hauttonus durch Intensivierung der Sauerstoffproduktion, Verbesserung der Blutzirkulation und Anregung der Lymphdrainage. Die elektrischen Impulse der Hochfrequenzbehandlung erzeugen eine angereicherte Form von Sauerstoff, die der Haut ein straffes, jugendliches, lebendiges Strahlen verleihen kann. Sie erhöhen die Blutzirkulation, was wiederum die Hautoberfläche nährt und die darunter liegenden Zellen erneuert. Die Impulse leiten auch den sich in der Lymphe gebildeten Stau ab und reduzieren Schwellungen und Entzündungen. Wenn Sie das Gerät zusammen mit hochwertigen Lotionen und Cremes verwenden, wird das Eindringen der Nährstoffe aus Ihren Hautpflegeprodukten gefördert und die Ergebnisse der Behandlungen verbessert.

Ausdünnen oder Verlust der Haare

Die mangelnde Durchblutung ist eine der Hauptgründe für dünner werdendes Haar und Haarausfall. Hochfrequenzbehandlungen stimulieren die Blutzirkulation, die wiederum die Haarfollikel mit Nährstoffen versorgt. Durch die Stimulierung des Kopfhautgewebes und der Drüsenaktivität können Sie weiteren Haarausfall verhindern. Die Verwendung des Geräts verbessert die Penetration und die Gesamtwirksamkeit von Nachbehandlungsformeln für den Haarwuchs und hilft, gesünderes Haarwachstum zu fördern.

Verwendung des Geräts

Behandlung Vorbereitung

Bevor Sie eine Hochfrequenzbehandlung durchführen, sollten Sie Folgendes tun:


- Entfernen Sie allen Schmuck und alle Metallgegenstände
- Prüfen Sie, ob absolute oder relative Kontraindikationen bestehen
- Bestimmen Sie, ob die Verwendung von Gaze erforderlich ist.

Hinweis: Die Gaze wird verwendet, um ein Überspringen oder Schleifen der Elektrode zu verhindern. Das Gesicht muss sauber sein.

- Reinigen Sie die Elektroden
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.
- Behandlung Applikationsmethoden
- Es gibt zwei Methoden der Hochfrequenzbehandlung: die direkte (oder Kontakt-) Methode und die indirekte (oder Distanz-) Methode. Die direkte Methode ist die Methode, die Sie verwenden werden für die meisten Behandlungen. Es wird verwendet, um die Haut zu stimulieren, zu desinfizieren und zu heilen. Sie erzeugt Wärme in der Haut und stimuliert die Nervenenden, was die Blutzirkulation erhöht und die Haut nährt. Die indirekte Methode wird typischerweise zur Entspannung und Sedierung eingesetzt. Verwenden Sie die indirekte Methode bei Narbengewebe (4 bis 9 Monate alt), alternder Haut, die für eine Massage zu empfindlich ist, und wenn Sie das Eindringen von Cremes und Lotionen unterstützen möchten.

- Wenn es zu eng ist, um die Elektroden einzurasten, wickeln Sie bitte ein Handtuch um die Elektrode und versuchen Sie, fester zu drücken, um in den Griff einzurasten.
- Wenn die Elektroden nicht leuchten, müssen sie eventuell aktiviert werden, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Stecken Sie die Elektrode auf den Hochfrequenzgriff.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Berühren Sie die Elektroden mit einem beliebigen Metallgegenstand (das Metall hilft bei der Aktivierung der Elektroden)



Verwendung des Geräts

Verwendung des Hautpflegegeräts



Verwenden Sie diese Tabelle, um die Elektrode für den zu behandelnden Bereich auszuwählen.

Elektrode	Bereich der Behandlung	Zustand	Timing
Stab (Glühbirne)		Für kleine gezielte Bereiche wie isolierte Aknepickel	Akne 5 - 15 Minuten, je nach Hautzustand und Reaktion auf die Behandlung
Löffel		Für kleine Bereiche um Augen, Nase und Mund	Falten, Krähenfüße, Papeln, Pusteln 3 - 5 Minuten
Pilz		Für große Bereiche wie Wangen, Stirn, Kinn und Hals	Falten, Papeln, Pusteln 3 - 5 Minuten
Kamm		Bereich Kopfhaut	Haarverdünnung, Haarausfall 3 - 5 Minuten
Hufeisen (breit)		Für den Nacken und die Schultern	Varikose-Behandlung 3 - 5 Minuten
Gerade, lange Elektrode (Sättiger)		Empfindliche Haut, Gesicht (für Behandlungen mit der Indirekten Methode verwenden)	Alterung und schlaffe Haut 5 - 15 Minuten, je nach Hautzustand und Reaktion auf die Behandlung

Verwendung des Geräts

Befolgen Sie diese Schritte bei der Durchführung einer Behandlung:

1. Desinfizieren Sie die Elektrode mit einem weichen Tuch.
2. Prüfen Sie, ob die Sonde ausgeschaltet ist und Stecken Sie die Sonde in die Steckdose.
3. Führen Sie die Glaselektrode in die Sonde ein; sie sollte gerade einrasten. Nicht die Elektrode sehr stark drücken oder quetschen um zu verhindern, dass das Glas von brechen. Wichtig! Setzen Sie die Elektrode ein BEVOR Sie die Sonde einschalten. Schalten Sie das Gerät immer aus, BEVOR Sie die Elektrode entfernen.
4. Wenn nötig,wickeln Sie das Kabel einmal um Ihren Arm, um zu verhindern, dass das Kabel über die Haut des Kunden gezogen wird.
5. Schalten Sie die Sonde mit dem On\Off-Knopf am Ende der Sonde ein.
6. Die Elektrode sollte anfangen zu glühen. Drehen Sie den Drehknopf auf die gewünschte Intensitätsstufe.
7. Um Ihre Behandlung zu beginnen, halten Sie die Sonde und Kontakt mit der Elektrode herstellen und Ihren Finger, BEVOR Sie ihn auf die Haut des Kunden legen. Wichtig! Entfernen Sie den Finger erst, wenn die Elektrode in Kontakt mit der Haut des Kunden ist. Wenn Sie den Finger zu früh abnehmen, entsteht ein unangenehmer Funkenschlag auf der Haut des Kunden.



Hinweis: Dieses Gerät nutzt den hochfrequenten elektrischen Strom, der durch die gasgefüllte Glaselektrode kommt. Die Eigenschaften des Stroms sind Hochfrequenz (110-400kHz) (100.000 - 400.000 Hertz), hohe Spannung (ca. 20kV) und geringe Stromstärke (nicht mehr als 100-200mA). Das Gerät ist in allen Intensitätsstufen wirksam, auch in der niedrigsten Einstellung. Es ist nicht notwendig, die höchste Leistungsstufe zu verwenden, um maximale Ergebnisse zu erzielen.

Verwendung des Geräts


Der Schlüssel zu den besten Ergebnissen ist eine konsequente Behandlung.

8. Legen Sie die Elektrode auf die Haut des Kunden und entfernen Sie Ihren Finger. Erhöhen Sie die Intensität auf eine angenehme Einstellung.
9. Bewegen Sie die Elektrode maximal fünf Minuten lang in kleinen Kreisen auf der Haut. Wichtig! Das Gerät sollte maximal 20 Minuten lang pro Sitzung mit 10-15 min Intervallen. Die Übermäßiger Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.
10. Legen Sie den Finger wieder auf die Elektrode und entfernen Sie die Elektrode von der Haut des Kunden.



Hinweis: Behandeln Sie Problembereiche, wie z. B. Hautunreinheiten, indem Sie die Stelle mit der Kante der Elektrode "anfunkeln". Legen Sie Ihren Finger auf die Elektrode, berühren Sie die Elektrode an der Stelle und entfernen Sie Ihren Finger. Legen Sie Ihren Finger schnell wieder auf die Elektrode, entfernen Sie die Elektrode vom Gesicht und wiederholen Sie den Vorgang an einer anderen Stelle.

11. Nach Beendigung der Behandlung schalten Sie den On\Off-Knopf aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.



12. Ziehen Sie die Elektrode vorsichtig aus der Buchse und desinfizieren Sie die Elektrode einem weichen Tuch. Wichtig! Tauchen Sie die Elektrode nicht in Wasser ein und machen Sie das Metallende nicht nass.

Trocknen Sie die Elektrode mit einem sauberen Handtuch ab und legen Sie sie in das Aufbewahrungsfach.

Hinweis: Die Argon-Gas-Violett-Elektrode wird bei Akne-Hauterkrankungen eingesetzt.

Die Neongas-Orange-Elektrode wird zur Faltenbehandlung und Hautstraffung eingesetzt.

Wartung

- Ziehen Sie das Gerät ordnungsgemäß aus der Steckdose, indem Sie es am Stecker festhalten und aus der Steckdose ziehen
- Trocknen Sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser auf dem Gerät sofort ab
- Halten Sie die Elektrode immer sauber und sterilisiert
- Um Beschädigungen zu vermeiden, lagern Sie die Elektroden immer im schützenden Aufbewahrungsfach
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort

Produkt-Spezifikationen

Spannung	110V-240V
Leistung	1.2 - 6.5W
Betriebsfrequenz	Bis zu 250.000Hz
Elektroden- Durchmesser	11mm
Farbe der Elektrode.....	Orange X 4, Violett X 2

Garantie

Aktivieren Sie jetzt Ihre 1 Jahr GRATIS-Garantie.

Dieses Produkt wird mit einer vollen einjährigen Garantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere externe Ursachen verursacht wurden. Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestell-ID. Das war's schon.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Website: www.projectebeauty.co

E-Mail: sales@projectebeauty.com

Telefon: +1-626-759-4232

Unser Expertenteam für die Kundenbetreuung ist für Sie da, um alle Fragen zu beantworten, die Sie stellen möchten.



www.projectebeauty.com