


PROJECT E
BEAUTY



**Vacuum Blackhead
Remover
User Manual**

PE711

www.projecteauty.com

Introduction

Thank you for purchasing the Project E Beauty Vacuum Blackhead Remover. This device utilizes 5 different Heads to treat a variety of skin conditions.

What separates this device from other beauty devices is the extra strong vacuum suction feature. This function takes skin care to the next level and you will achieve results more effectively and faster than imaginable.

Functions:

- 3 Different Power Suction Levels
- 5 Different Vacuum Suction Heads
- USB Rechargeable
- Easy to Operate
- Low Noise

What you need to know about blockage and inflammation of the facial sebaceous glands.

Above-average secretion by the sebaceous glands leads to oily skin. This over-activity is caused by hormonal changes, especially during puberty, inappropriate highfat or high-protein diet, excessive consumption of alcohol, etc. This over-production of sebum causes the pores to widen. Oily skin can have a shiny or dried appearance, depending on whether the flow of sebum into the pore has an oily consistency or has already dried within the follicle. Oily skin is usually "impure", because it provides an excellent feeding ground for bacteria. The oxygen supply within a healthy pore normally restricts the spread of bacteria. There is a correlation between this bacterial spread and a pore becoming visible to the eye. If the pore becomes blocked,

Introduction

the environment becomes anaerobic (i.e. oxygen-free), ideal for *Propionibacterium acne*, which spreads like wildfire. This leads to inflammation and blemishes.

Normal pore:

A normal amount of oil is secreted from the pore.

Blocked pore:

Oil trapped in the pore oxidizes and solidifies, causing clogged pores and blackheads.

Blackheads should not be removed by squeezing with fingertips or fingernails, as this can damage the skin and cause further inflammation. Cleansing two or three times a week is recommended.

Safety Information

Use of the device when the following conditions exist may cause potential damage to the skin. Do not perform a treatment on affected areas of the person's body.

Relative Contraindications

- Cuts or abrasions
- Vascular conditions
- Hypersensitive skin
- Excessive body hair
- Sinus blockages
- Skin disorders or diseases
- Infections
- Sunburn
- Headaches or migraines

Safety Information

You must read, and understand, all of the safety warnings, operating and maintenance instructions before using the Project E Beauty Vacuum Blackhead Remover.

WARNING!: A hazard that may cause serious injury or death.

NOTICE: A hazard that may cause damage to the product

WARNING!

- Performing a treatment on a person with absolute contraindications may cause serious injury or death. Do not perform a treatment on a person where absolute contraindications exist.
- Never use the device around water. Always dry your hands before performing a treatment.
- Never use the device internally.

Do not perform a treatment if the person has any of these conditions.

Absolute Contraindications

- Acute infectious disease or fever
- Nausea
- Dysfunction or disorders of the nervous system
- Epilepsy
- Pregnant
- Phlebitis or thrombosis

NOTE: If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, please consult your physician before use.

What is Included



Project E Beauty
Vacuum Blackhead
Remover



Small Round
Suction Tip



Medium
Round
Suction Tip




Larger
Round
Suction Tip



Oval Suction
Tip



Microcrystalline
dead skin
exfoliation Tip For
Sensitive Skin



Filter X 5 &
Seal Ring X 2



USB Cable

Owner's Manual (Not Shown)

Location of Controls



Benefits Vacuum Blackhead Remover

Three Different Modes allow the users to perform treatments on different skin types and areas, and keep them from being damaged.

Five Different Tips can be used to perform treatments on numerous areas, such as facial, arms or body.

Benefits Vacuum Blackhead Remover

How Often

Two to three minutes for each treatment.

One to two treatments a week is recommended.

Use of the Device

Before performing a treatment you should do the following:

- Check if absolute or relative contraindications exist.
- Check that the device is functioning properly and the electrical cord is not damaged.
- Ensure there are not any flammable materials near the work space.

Follow these steps when performing a treatment:

- 1 Before you first use the device, charge it at least 2 hours. (Note: While charging, the red light will be turned on. Once it is fully charged, the light will turn blue)

For charging:

Simply connect the USB cable to any USB power source.

Connect the cable to the Massager.



Use of the Device

2 Chose the Right Tips

For weak and gentle suction, it is used to remove small blackhead at dedicated area, best for thin, tender and sensitive skin.



Small Round Suction Tip



Medium Round Suction Tip

For strong and powerful suction, it is the best to be used to remove blackhead, grease, cosmetic residue etc.

For Body Use:

Promotes blood circulation speeds up muscle recovery. The suction allows new blood to flow into that area of tissue to enhance circulation.



Larger Round Suction Tip



Oval Suction Tip

For skin lifting, pulling it upwards to treat fine lines. This increases skin's elasticity and firmness.

This probe exfoliates dead skin that is left on the outer layer of the face leaving skin feeling instantly smooth.

Usage area: Any area on the face except around the eyes. Other areas such as knees and elbows are suitable.



Microcrystalline dead skin exfoliation Tip For Sensitive Skin

Use of the Device

- 3** Disinfect the tips with 70% alcohol using a soft cloth.


Thoroughly clean the face with soap and water, and dry. Do **NOT** use a scrub cream or exfoliator.



- 4** Use facial steamer or hot towel or blackhead remover gel/cream on your treatment area for 5 minutes to completely open your pores.

NOTICE

For best results the pores of the skin should be enlarged.



- 5** Press the "On/Off" button to turn on the device.

Repeatedly press to increase the intensity

Level 1: Blue Light

Level 2: Green Light

Level 3: Red Light (Strongest suction)



Use of the Device


6 Testing:

Hold and move the suction probe around on your palm to feel the suction power and adjust strength level before using on the skin.

7 Move the appliance slowly around the tip of the nose. Hold the probe over a blackhead area to remove it.

Caution:

Always move the device around your skin slowly and frequently. Instead of moving it back and forth, move it in one direction and then reset and start again. Do not hold the machine in one place for more than 2 seconds or swelling, irritation and discomfort may occur.



8 After 5 minutes, the device will automatically turn off. To turn the unit off before 5 minutes, repeatedly press the Power button until the unit turns off.




⚠ NOTICE

Use cold steamer or cold towel together with moisturizer or other skin care products to shrink your pores after the treatment.

Use of the Device

- 9
1. Pull to remove the suction probe.
 2. Pull out the inner filter cap.
 3. Replace the filter.



⚠ NOTICE

After finish the treatment, the skin may feel tingly and flushed. This is normal because of the blood circulation and will take about 30-60 minutes to disappear.

Maintenance

- After each use, clean the surface using a soft cloth. Immediately dry off any moisture, chemicals or water on the device.
- Store the device in a dry place.
- Keep out of reach of children.



Warranty

The product comes with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. The warranty is void if an unstable voltage or inappropriate power supply has been used.

Specifications

Model No.....	PE711
Input.....	DC 5V 500mA
Output Power.....	Max 5W
Battery Capacity.....	500mAh
Auto Shut Off Timer.....	5min
Suction Power.....	52-63kPa



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduction

Merci d'avoir acquis le détachant d'aspirer de points noirs Project E Beauty. Cet appareil dispose de 5 têtes différentes pour traiter une variété de conditions de la peau.

Ce qui différencie cet appareil des autres appareils de beauté est la fonction d'aspiration sous vide très puissante. Cette fonction fait passer les soins de la peau au niveau supérieur et vous obtiendrez des résultats plus performants et plus rapides qu'il n'est possible de croire.

Fonctions:

- 3 niveaux de puissance d'aspiration différents
- 5 têtes d'aspiration distinctes.
- Rechargeable par USB
- Facile à utiliser
- Faible bruit

Ce qu'il faut savoir sur l'obstruction et l'inflammation des glandes sébacées du visage.

Une sécrétion supérieure à la moyenne par les glandes sébacées conduit à une peau grasse. Cette suractivité est due à des changements hormonaux, notamment à la puberté, à une alimentation inadaptée riche en graisses ou en protéines, à une consommation excessive d'alcool, etc. Cette surproduction de sébum entraîne l'élargissement des pores. La peau grasse peut avoir un aspect brillant ou sec, selon que l'écoulement de sébum dans le pore a une consistance huileuse ou a déjà séché dans le follicule. La peau grasse est généralement "impure", car elle constitue un excellent terreau pour les bactéries. L'apport d'oxygène dans un pore sain limite normalement la propagation des bactéries. Il existe une corrélation entre cette propagation bactérienne et le fait qu'un pore devienne visible à l'œil nu.

Introduction

Si le pore se bouche, l'environnement devient anaérobie (c'est-à-dire sans oxygène), parfait pour l'acné *Propionibacterium*, qui se répand comme une traînée de poudre. Cela entraîne une inflammation et des imperfections.

Pore normal :

Une quantité normale d'huile est sécrétée par le pore.

Pore bouché :

Le sébum piégé dans le pore s'oxyde et se solidifie, entraînant l'obstruction des pores et la formation de points noirs.

Les points noirs ne doivent pas être éliminés en les pressant du bout des doigts ou avec les ongles, car cela peut détériorer la peau et accentuer l'inflammation. Il est recommandé de procéder à un nettoyage deux ou trois fois par semaine.

Informations de sécurité

L'utilisation de l'appareil dans les conditions suivantes peut conduire à des lésions de la peau. Ne pas effectuer un traitement sur les zones atteintes du corps de la personne.

Contre-indications relatives

- Coupures ou abrasions
- Conditions vasculaires
- Peau hypersensible
- Poils corporels excessifs
- Blocages des sinus
- Troubles ou maladies de la peau
- Infections
- Brûlure de soleil
- Maux de tête ou migraines

Informations de sécurité

Vous devez lire et comprendre tous les conseils de sécurité et les instructions d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser l'aspirateur detachant de points noirs Project E Beauty.

ATTENTION!: Un danger qui peut entraîner des blessures graves.

AVIS : Un danger qui peut causer des dommages au produit.

ATTENTION

- Effectuer un traitement sur une personne disposant de contre-indications absolues peut entraîner des lésions graves ou la mort. N'effectuez pas de traitement sur une personne présentant des contre-indications catégoriques.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau. Séchez toujours vos mains avant d'effectuer un traitement.
- Ne jamais utiliser l'appareil en interne

Ne pas effectuer un traitement si la personne présente l'une des conditions suivantes.

Contre-indications absolues

- Maladie infectieuse aiguë ou fièvre
- Nausées
- Dysfonctionnement ou troubles du système nerveux
- Epilepsie
- Enceinte
- Phlébite ou thrombose

REMARQUE: Si vous êtes suivi par un médecin pour une quelconque affection cutanée ou si vous pensez avoir une affection cutanée, veuillez consulter votre médecin avant usage.

Ce qui est compris



Aspirateur Project E
Beautybpour enlever
les points noirs



Petit embout
rond
d'aspiration



Embout
d'aspiration
rond moyen




Embout
d'aspiration
rond plus grand



Embout
d'aspiration
ovale



Ligne de
microcristaux
pour l'exfoliation
des peaux mortes
Conseil pour la
peau sensible



Filtre X 5 &
Bague
d'étanchéité X 2



Câble USB

Manuel du propriétaire (non illustré)

Emplacement des contrôles



Bénéfices de l'aspirateur à points noirs

Trois modes distincts permettent aux utilisateurs d'effectuer des traitements sur différents types et zones de peau, et de ne pas les abîmer.

Cinq embouts différents peuvent être employés pour effectuer des traitements sur de nombreuses zones, telles que le visage, les bras ou le corps.

Bénéfices de l'aspirateur à points noirs

Combien de fois

Deux à trois minutes pour chaque traitement.

Un à deux traitements par semaine sont recommandés.

Utilisation de l'appareil

Avant d'effectuer un traitement, vous devez faire ce qui suit:

- Vérifier s'il existe des contre-indications absolues ou relatives.
- Vérifiez que l'appareil marche correctement et que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- S'assurer qu'il n'y a pas de matériaux inflammables à proximité de l'espace de travail.

Suivez les étapes suivantes pour effectuer un traitement:

- 1** Avant la première utilisation de l'appareil, chargez-le pendant au moins 2 heures. (Remarque : pendant la charge, la lumière rouge s'allume.

Une fois qu'il est entièrement chargé, la lumière devient bleue)

Pour le chargement:

Il suffit de connecter le câble USB à n'importe quelle source d'alimentation USB.

Connecter le câble au masseur.



Utilisation de l'appareil

2 Choisir les bons conseils

Pour une aspiration faible et douce, il est employé pour enlever les petits points noirs dans les zones dédiées, le mieux pour les peaux fines, tendres et sensibles.



**Petit embout
d'aspiration rond**



**Rond moyen
Embout
d'aspiration**

Pour une aspiration forte et puissante, il est le meilleur pour être utilisé pour enlever les points noirs, la graisse, les résidus cosmétiques, etc.

Pour le corps:

Stimule la circulation sanguine et accélère la récupération musculaire. La dépression permet au sang neuf de s'écouler dans cette zone de tissu pour renforcer la circulation.



**Large embout
d'aspiration
rond**



**Embout
d'aspiration
ovale**

Pour lifter la peau, tirez-la vers le haut pour traiter les ridules. Cela augmente l'élasticité et la fermeté de la peau.

Cette sonde exfolie les peaux mortes qui restent sur la couche externe du visage, laissant une peau instantanément lisse.

Zone d'utilisation : Toute zone du visage, sauf le contour des yeux. D'autres zones comme les genoux et les coudes conviennent.



**Microcrystalline
dead skin
exfoliation Tip For
Sensitive Skin**


Utilisation de l'appareil

- 3** Désinfectez les embouts avec de l'alcool à 70% en utilisant un chiffon doux.

Nettoyez soigneusement le visage avec de l'eau et du savon, puis séchez-le. N'utilisez **PAS** de crème de gommage ou d'exfoliant.



- 4** Servez-vous d'un appareil à vapeur pour le visage, d'une serviette chaude ou d'un gel/crème anti-comédons sur la zone à traiter pendant 5 minutes pour ouvrir complètement vos pores.



AVIS

Pour de meilleurs résultats, les pores de la peau doivent être élargis.

- 5** Appuyez sur le bouton " Marche/Arrêt " pour mettre l'appareil en marche.

Appuyez à plusieurs reprises pour augmenter l'intensité

Niveau 1: Lumière bleue

Niveau 2: Feu vert

Niveau 3: Lumière rouge
(aspiration la plus forte)



Utilisation de l'appareil


6 Essais:

Tenez et déplacez la sonde d'aspiration sur votre paume pour sentir la puissance d'aspiration et ajustez le niveau de force avant de l'utiliser sur la peau.

7 Déplacez lentement l'appareil autour du bout du nez. Tenez la sonde au-dessus d'une zone de tête noire pour l'enlever.

Attention:

Déplacez toujours l'appareil autour de votre peau lentement et fréquemment. Au lieu de le déplacer d'avant en arrière, déplacez-le dans une direction, puis réinitialisez et recommencez. Ne tenez pas l'appareil au même endroit pendant plus de 2 secondes, sinon vous risquez de souffrir d'un gonflement, d'une irritation ou d'une gêne.



8 Après 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour éteindre l'appareil avant 5 minutes, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.




⚠ AVIS

Utilisez un appareil à vapeur froide ou une serviette froide avec une crème hydratante ou d'autres produits de soins de la peau pour rétrécir vos pores après le traitement.

Utilisation de l'appareil

- 9
1. Tirez pour retirer la sonde d'aspiration.
 2. Retirez le bouchon du filtre intérieur.
 3. Remplacer le filtre.



⚠ AVIS

À la fin du traitement, la peau peut ressentir des picotements et des rougeurs. Ceci est normal en raison de la circulation sanguine et prendra environ 30 à 60 minutes pour disparaître.

Maintenance

- Après chaque usage, nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux. Séchez immédiatement toute trace d'humidité, de produits chimiques ou d'eau sur l'appareil
- Stockez l'appareil dans un endroit sec.
- Tenir hors de portée des enfants



Garantie

Le produit est fourni avec une garantie complète d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. La garantie est annulée si une tension instable ou une alimentation électrique inappropriée a été utilisée.

Specifications

Modèle No.....	PE711
Entrée.....	DC 5V 500mA
Puissance de sortie.....	Max 5W
Capacité de la batterie.....	500mAh
Minuterie d'arrêt automatique.....	5min
Puissance d'aspiration.....	52-63kPa



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introducción

Gracias por comprar el Project E Beauty Vacuum Blackhead Remover. Este dispositivo utiliza 5 cabezales diferentes para tratar una variedad de condiciones de la piel.

Lo que separa a este dispositivo de otros dispositivos de belleza es la función de succión de vacío extra fuerte. Esta función lleva el cuidado de la piel al siguiente nivel y conseguirá resultados más efectivos y rápidos de lo que se puede imaginar.

Funciones:

- 3 niveles de potencia de succión diferentes
- 5 cabezales de aspiración diferentes
- Recargable por USB
- Fácil de manejar
- Bajo nivel de ruido

Lo que hay que saber sobre la obstrucción e inflamación de las glándulas sebáceas del rostro.

La secreción excesiva de las glándulas sebáceas da lugar a una piel grasa. Este exceso de actividad se debe a los cambios hormonales, sobre todo durante la pubertad, a una dieta inadecuada rica en grasas o proteínas, al consumo excesivo de alcohol, etc. Esta sobreproducción de sebo hace que los poros se ensanchen. La piel grasa puede tener un aspecto brillante o seco, dependiendo de si el flujo de sebo hacia el poro tiene una consistencia aceitosa o ya se ha secado dentro del folículo. La piel grasa suele ser "impura", porque constituye un excelente caldo de cultivo para las bacterias. El suministro de oxígeno dentro de un poro sano normalmente restringe la propagación de las bacterias. Existe una correlación entre esta propagación bacteriana y el

Introducción

hecho de que el poro sea visible a simple vista. Si el poro se obstruye, el entorno se vuelve anaeróbico (es decir, sin oxígeno), ideal para el *Propionibacterium acne*, que se extiende como un reguero de pólvora. Esto conduce a la inflamación y a las manchas.

Poros normales:

El poro segrega una cantidad normal de grasa.

Poros obstruidos:

La grasa atrapada en el poro se oxida y solidifica, provocando la obstrucción de los poros y los puntos negros.

Los puntos negros no deben eliminarse apretando con las yemas de los dedos o las uñas, ya que esto puede dañar la piel y causar más inflamación. Se recomienda una limpieza dos o tres veces por semana.

Información de seguridad

El uso del aparato cuando existen las siguientes condiciones puede causar daños potenciales en la piel. No realice un tratamiento en las zonas afectadas del cuerpo de la persona.

Contraindicaciones relativas

- Cortes o abrasiones
- Afecciones vasculares
- Piel sensible
- Vello corporal excesivo
- Obstrucción de los senos paranasales
- Trastornos o enfermedades de la piel
- Infecciones
- Quemaduras de sol
- Dolores de cabeza o migrañas

Información de seguridad

Debe leer y comprender todas las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso y mantenimiento antes de utilizar el aspirador de puntos negros Project E Beauty.

¡ADVERTENCIA!: Un peligro que puede causar lesiones graves.

AVISO: Peligro que puede provocar daños en el producto.

ADVERTENCIA

- La realización de un tratamiento en una persona con contraindicaciones absolutas puede causar lesiones graves o la muerte. No realice un tratamiento en una persona en la que existan contraindicaciones absolutas.
- No utilice nunca el aparato cerca del agua. Séquese siempre las manos antes de realizar un tratamiento.
- No utilice nunca el aparato internamente

No realice un tratamiento si la persona tiene alguna de estas condiciones.

Contraindicaciones absolutas

- Enfermedad infecciosa aguda o fiebre
- Náuseas
- Disfunción o trastornos del sistema nervioso
- Epilepsia
- Embarazo
- Flebitis o trombosis

NOTA: Si usted está bajo el cuidado de un médico por cualquier condición de la piel o si cree que puede tener una condición de la piel, por favor consulte a su médico antes de usar.

Qué se incluye



Aspirador de puntos
negros Project E
Beauty



Punta de
succión
redonda
pequeña



Punta de
succión
redonda
mediana




Punta de
succión
redonda más
grande



Punta de
succión
ovalada



Exfoliación de la
piel muerta de la
línea de
microcristales
Punta para pieles
sensibles



Filtro X 5 &
Anillo de
sellado X 2



Cable USB

Manual del propietario (no se muestra)

Ubicación de los controles



Beneficios de la limpieza de puntos negros al vacío

Tres modos diferentes permiten a los usuarios realizar tratamientos en diferentes tipos de piel y zonas, y evitar que se dañen.

Las cinco puntas diferentes pueden utilizarse para realizar tratamientos en numerosas zonas, como el rostro, los brazos o el cuerpo.

Beneficios de la limpieza de puntos negros al vacío

Con qué frecuencia

De dos a tres minutos para cada tratamiento.

Se recomienda uno o dos tratamientos a la semana.

Uso del dispositivo

Antes de realizar un tratamiento debe hacer lo siguiente:

- Compruebe si existen contraindicaciones absolutas o relativas.
- Compruebe que el aparato funciona correctamente y que el cable eléctrico no está dañado.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca del espacio de trabajo.

Siga estos pasos cuando realice un tratamiento:

- 1 Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cárguelo al menos 2 horas. (Nota: Durante la carga, la luz roja se encenderá. Una vez que esté completamente cargado, la luz se volverá azul)

Para la carga:

Simplemente conecta el cable USB a cualquier fuente de alimentación USB.

Conecta el cable al masajeador.



Uso del dispositivo

2 Elegir los consejos adecuados

Para una succión débil y suave, se utiliza para eliminar pequeños puntos negros en la zona dedicada, mejor para la piel fina, tierna y sensible.



Punta de succión redonda pequeña



Punta de succión redonda mediana

Por su fuerte y potente succión, es la mejor para ser utilizada para eliminar puntos negros, grasa, residuos cosméticos, etc.

Para uso corporal:

Promueve la circulación sanguínea acelera la recuperación muscular. La succión permite que fluya nueva sangre en esa zona de tejido para mejorar la circulación.



Punta de succión redonda grande



Punta de succión ovalada

Para el levantamiento de la piel, tirando de ella hacia arriba para tratar las líneas de expresión. Esto aumenta la elasticidad y la firmeza de la piel.

Esta sonda exfolia la piel muerta que queda en la capa externa del rostro dejando la piel con una sensación de suavidad instantánea.

Zona de uso: Cualquier zona de la cara, excepto alrededor de los ojos. Otras zonas como las rodillas y los codos son adecuadas.




Exfoliación de pieles muertas microcristalinas Consejo

Uso del dispositivo

- 3** Desinfecte las puntas con alcohol al 70% utilizando un paño suave. Limpie a fondo la cara con agua y jabón, y séquela. **NO** utilice una crema exfoliante o un exfoliante.



- 4** Utiliza un vaporizador facial o una toalla caliente o un gel/crema eliminador de puntos negros en la zona a tratar durante 5 minutos para abrir completamente los poros.



⚠ AVISO

Para obtener los mejores resultados, los poros de la piel deben estar dilatados.

- 5** Pulse el botón "On/Off" para encender el aparato. Pulse repetidamente para aumentar la intensidad
- Nivel 1: Luz azul
 - Nivel 2: Luz verde
 - Nivel 3: Luz roja (succión más fuerte)



Uso del dispositivo


6 Prueba:

Sostenga y mueva la sonda de succión en la palma de la mano para sentir la potencia de succión y ajustar el nivel de fuerza antes de usarla en la piel.

- 7 Mueva el aparato lentamente alrededor de la punta de la nariz. Mantenga la sonda sobre una zona de cabeza negra para eliminarla.

Precaución:

Mueva siempre el aparato alrededor de su piel de forma lenta y frecuente. en lugar de moverlo de un lado a otro, muévelo en una dirección y luego vuelva a empezar. No mantenga el aparato en un mismo lugar durante más de 2 segundos o puede producirse hinchazón, irritación y malestar.



- 8 Después de 5 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Para apagar el aparato antes de los 5 minutos, pulse repetidamente el botón de encendido hasta que el aparato se apague.




⚠ AVISO

Utilice un vaporizador frío o una toalla fría junto con una crema hidratante u otros productos de cuidado de la piel para reducir los poros después del tratamiento.

Sustitución del filtro

- 9
1. Tire para retirar la sonda de aspiración.
 2. Tire de la tapa del filtro interior.
 3. Sustituya el filtro.



⚠ AVISO

Después de terminar el tratamiento, la piel puede sentir hormigueo y rubor. Esto es normal debido a la circulación sanguínea y tardará unos 30-60 minutos en desaparecer.

Mantenimiento

- Después de cada uso, limpie la superficie con un paño suave. Seque inmediatamente cualquier humedad, producto químico o agua en el dispositivo
- Guarde el aparato en un lugar seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños



Garantía

El producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por un mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. La garantía queda anulada si se ha utilizado un voltaje inestable o una fuente de alimentación inadecuada.

Especificaciones

Modelo.....	PE711
Entrada.....	DC 5V 500mA
Potencia de salida.....	Max 5W
Capacidad de la batería.....	500mAh
Temporizador de apagado automático.....	5min
Potencia de aspiración.....	52-63kPa



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduzione

Grazie per avere acquistato il Dispositivo per la Rimozione dei Punti Neri di Project E Beauty. Questo dispositivo utilizza 5 testine di dimensioni diverse per trattare varie condizioni della pelle.

Ciò che distingue questo dispositivo dagli altri è la funzione di aspirazione a vuoto extra forte. Questa funzione porta la cura della pelle a un nuovo livello per permettere di ottenere dei risultati in maniera più efficace e veloce di quanto si pensasse possibile.

Caratteristiche:

- 3 Diversi Livelli di Aspirazione
- 5 Diverse Testine di Aspirazione a Vuoto
- Ricaricabile tramite USB
- Facile da Usare
- Emette Poco Rumore

Cosa c'è da sapere sul blocco e l'infiammazione delle ghiandole sebacee del viso.

La secrezione sopra la media delle ghiandole sebacee porta ad avere la pelle grassa. Questa iperattività è causata dai cambiamenti ormonali, soprattutto durante la pubertà, da una dieta scorretta ad alto contenuto di grassi o proteine, da un consumo eccessivo di alcol, ecc. Questa produzione esagerata di sebo fa allargare i pori. La pelle grassa può avere un aspetto lucido o secco a seconda se il sebo nei pori ha una consistenza oleosa o se si è già asciugato nei follicoli. La pelle grassa è solitamente "impura" perché costituisce un luogo perfetto per la crescita dei batteri. La fornitura di ossigeno all'interno di un poro sano solitamente impedisce la diffusione dei batteri. C'è una correlazione fra la diffusione dei batteri e il fatto che il poro diventi visibile a occhio nudo.

Introduzione

Se il poro si blocca, l'ambiente diventa anaerobico (senza ossigeno), ed è quindi ideale per il propinobacterium dell'acne, che si diffonde velocemente. Ciò porta a infiammazioni e brufoli.

Poro normale:

Il poro secerne una quantità normale di sebo.

Poro bloccato:

Il sebo bloccato nel poro si ossida e solidifica, bloccando il poro e causando la formazione di punti neri.

I punti neri non vanno rimossi schiacciandoli con le dita o le unghie perché si potrebbe danneggiare la pelle e causare ulteriori infiammazioni, si consiglia di eseguire una pulizia due o tre volte a settimana.

Informazioni di Sicurezza

L'utilizzo del dispositivo in presenza delle seguenti condizioni potrebbe causare dei danni alla pelle. Non eseguire un trattamento sulle zone colpite da queste condizioni.

Controindicazioni Relative

- Tagli o abrasioni
- Malattie vascolari
- Pelle ipersensibile
- Peli corporei eccessivi
- Blocchi sinusali
- Disturbi o malattie della pelle
- Infezioni
- Scottature
- Mal di testa o emicranie

Informazioni di Sicurezza

Bisogna leggere e comprendere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di utilizzo e manutenzione prima di usare il Dispositivo per la Rimozione dei Punti Neri di Project E Beauty.

ATTENZIONE!: Un pericolo che può causare lesioni gravi.

NOTA: Un pericolo che può causare danni al prodotto.

ATTENZIONE

- Eseguire un trattamento su una persona che presenta controindicazioni assolute potrebbe causare lesioni gravi o morte. Non eseguire un trattamento su una persona che presenta controindicazioni assolute.
- Non usare mai il dispositivo vicino all'acqua. Asciugare sempre le mani prima di eseguire un trattamento.
- Non usare mai il dispositivo internamente.

Non eseguire un trattamento se la persona soffre di una qualsiasi di queste condizioni.

Controindicazioni Assolute

- Malattie infettive acute o febbre
- Disfunzioni o disturbi del sistema nervoso
- Epilessia
- Gravidanza
- Flebite o trombosi
- Nausea

NOTA: Se si sta seguendo una cura per un problema della pelle o si pensa di poterne avere uno, consultare un medico prima dell'uso.

Contenuto della Confezione



Dispositivo per la
Rimozione dei Punti
Neri di Project E Beauty



Punta di
Aspirazione
Piccola
Rotonda



Punta di
Aspirazione
Media
Rotonda




Punta di
Aspirazione
Grande
Rotonda




Punta di
Aspirazione
Ovale



Punta per
l'esfoliazione con
microcristalli per
la pelle sensibile



Filtro X 5
Anello di
chiusura X 2



Cavo USB

Manuale Utente (Non Rappresentato)

Posizione dei Comandi



I Vantaggi del Dispositivo per la Rimozione dei Punti Neri

Tre modalità diverse che consentono all'utente di eseguire trattamenti su tipi di pelle e aree diverse, evitando di danneggiare la pelle.

Cinque testine diverse per eseguire i trattamenti in numerose aree, come viso, braccia o corpo.

I Vantaggi del Dispositivo per la Rimozione dei Punti Neri

Quanto Spesso Usarlo

Dai due ai tre minuti per ciascun trattamento.

Si consigliano uno o due trattamenti a settimana.

Utilizzo del Dispositivo

Prima di eseguire un trattamento bisogna:

- Controllare se sono presenti controindicazioni assolute o relative.
- Controllare che il dispositivo funzioni correttamente e che il cavo elettrico non sia danneggiato.
- Assicurarsi che non ci siano materiali infiammabili vicino all'area di lavoro.

Seguire questi passaggi per eseguire un trattamento:

- 1 Prima del primo utilizzo del dispositivo caricarlo per almeno 2 ore (Nota: durante la ricarica la spia rossa rimarrà accesa. A fine ricarica la luce diventerà blu).

Per la ricarica:

Collegare il cavo USB a qualsiasi presa USB.

Collegare il cavo al Massaggiatore.



Utilizzo del Dispositivo

2 Scegliere la Testina Giusta

Per un'aspirazione leggera e delicata, si usa per rimuovere i punti neri piccoli in zone specifiche, adatta per la pelle sottile, delicata e sensibile.



**Testina Piccola
Rotonda**



**Testina Media
Rotonda**

Per un'aspirazione forte e potente, è la migliore per rimuovere punti neri, grasso, residui di cosmetici ecc.

Per il Corpo:

Favorisce la circolazione del sangue e accelera la ripresa muscolare. L'aspirazione permette al sangue nuovo di fluire in quell'area di tessuto per migliorare la circolazione.



**Testina Grande
Rotonda**



Testina Ovale

Per risollevare la pelle, tirarla verso l'alto e ridurre l'aspetto delle rughe. Migliora l'elasticità e la tonificazione della pelle.

Questa testina esfolia la pelle morta dallo strato esterno del volto lasciando la pelle più liscia.

Area di utilizzo: Qualsiasi area del volto a eccezione del contorno occhi. È adatta anche per altre aree del corpo, come ginocchia e gomiti.



**Testina
microcristallina
per l'esfoliazione
della pelle**

Utilizzo del Dispositivo


3 Disinfettare le testine con l'alcol al 70% e un panno morbido.

Pulire accuratamente il volto con acqua e sapone, poi asciugarlo.

NON usare uno scrub o un esfoliante.



4 Usare il vapore, un asciugamano caldo o un gel/crema per la rimozione dei punti neri sull'area da trattare per 5 minuti per aprire bene i pori.



⚠ NOTA

Per ottenere i risultati migliori i pori devono essere aperti.

5 Premere il pulsante "On/Off" per accendere il dispositivo.

Premerlo ripetutamente per aumentare l'intensità.

Livello 1: Luce Blu

Livello 2: Luce Verde

Livello 3: Luce Rossa (Aspirazione più forte)




Utilizzo del Dispositivo

6 Test:
Tenere e spostare la testina di aspirazione sul palmo della mano per capire la potenza di aspirazione e regolarne il livello prima di usare il dispositivo sulla pelle.

7 Spostare lentamente il dispositivo attorno alla punta del naso. Tenere la testina su un punto nero per rimuoverlo.

Attenzione:

Spostare il dispositivo lentamente e di frequente. Invece di muoverlo avanti indietro, andare in una direzione, sollevarlo e riiniziare. Non tenere il dispositivo su un punto per più di 2 secondi o potrebbero verificarsi gonfiore, irritazione e disagio.



8 Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti. Premere ripetutamente il pulsante di accensione per spegnerlo prima dei 5 minuti.


⚠️ NOTA

Usare del vapore o un asciugamano freddo e crema idratante o altri prodotti per la cura della pelle per restringere i pori dopo l'uso.



Sostituzione del Filtro

- 9
1. Tirare per rimuovere la testina di aspirazione.
 2. Tirare fuori il coperchio interno del filtro.
 3. Sostituire il filtro.



⚠ NOTA

Alla fine del trattamento la pelle potrebbe pizzicare ed essere arrossata. È normale e dovuto alla circolazione del sangue, ci vorranno 30-60 minuti perché i sintomi scompaiano.

Manutenzione

- Pulire la superficie con un panno morbido dopo ciascun uso. Asciugare subito umidità, sostanze chimiche o acqua dal dispositivo.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Garanzia

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che protegge dai difetti di fabbrica. Non include i danni causati da uso scorretto, incidenti, abuso, negligenza o altre cause esterne. La garanzia è nulla se vengono usate una tensione instabile o un alimentatore inappropriato.

Specifiche

Modello N.....	PE711
Input.....	DC 5V 500mA
Potenza Output.....	Max 5W
Capacità Batteria.....	500mAh
Timer Spegnimento Automatico.....	5min
Potenza di Aspirazione.....	52-63kPa



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Vielen Dank, dass Sie sich für den Project E Beauty Vacuum Blackhead Remover entschieden haben. Dieses Gerät verfügt über 5 verschiedene Köpfe zur Behandlung einer Vielzahl von Hautproblemen.

Was dieses Gerät von anderen Beauty-Geräten unterscheidet, ist die extra starke Vakuum-Saugfunktion. Diese Funktion hebt die Hautpflege auf die nächste Stufe und Sie werden Ergebnisse effektiver und schneller erzielen, als Sie es sich vorstellen können.

Funktionen:

- 3 verschiedene Leistungsstufen der Absaugung
- 5 verschiedene Vakuum-Saugköpfe
- USB Wiederaufladbar
- Einfach zu bedienen
- Geräuscharm

Was Sie über Verstopfung und Entzündung der Talgdrüsen im Gesicht wissen müssen.

Eine überdurchschnittliche Sekretion der Talgdrüsen führt zu fettiger Haut. Diese Überaktivität wird durch hormonelle Veränderungen, besonders in der Pubertät, unangemessene fett- oder eiweißreiche Ernährung, übermäßigen Alkoholkonsum usw. verursacht. Diese Überproduktion von Talg führt dazu, dass sich die Poren erweitern. Fettige Haut kann glänzend oder trocken aussehen, je nachdem, ob der in die Pore fließende Talg eine ölige Konsistenz hat oder bereits im Follikel eingetrocknet ist. Fettige Haut ist meist "unrein", weil sie einen hervorragenden Nährboden für Bakterien bietet. Die Sauerstoffversorgung innerhalb einer gesunden Pore schränkt normalerweise die Ausbreitung von Bakterien. Es gibt eine Korrelation zwischen dieser

Einführung

bakteriellen Ausbreitung und einer Pore, die für das Auge sichtbar wird. Wenn die Pore verstopft wird, wird die Umgebung anaerob (d.h. sauerstofffrei), ideal für *Propionibacterium acne*, das sich wie ein Lauffeuer ausbreitet. Dies führt zu Entzündungen und Unreinheiten.

Normale Pore:

Eine normale Menge an Öl wird aus der Pore abgesondert.

Verstopfte Pore:

Das in der Pore eingeschlossene Öl oxidiert und verfestigt sich, was zu verstopften Poren und Mitessern führt.

Mitesser sollten nicht durch Quetschen mit den Fingerspitzen oder Fingernägeln entfernt werden, da dies die Haut schädigen und weitere Entzündungen verursachen kann. Die Reinigung wird zwei- bis dreimal pro Woche empfohlen.

Sicherheitshinweise

Die Verwendung des Geräts bei Vorliegen der folgenden Bedingungen kann zu möglichen Schäden an der Haut führen. Nicht durchführen eine Behandlung an den betroffenen Körperstellen der Person.

Relative Kontraindikationen

- Schnitte oder Abschürfungen
- Vaskuläre Bedingungen
- Hypersensible Haut
- Übermäßige Körperbehaarung
- Sinus-Blockaden
- Störungen oder Krankheiten der Haut
- Infektionen
- Sonnenbrand
- Kopfschmerzen oder Migräne

Sicherheitshinweise

Sie müssen alle Sicherheitswarnungen, Bedienungs- und Wartungsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie den Project E Beauty Vacuum Blackhead Remover verwenden.

WARNUNG! Eine Gefahr, die zu schweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: Eine Gefahr, die zu Schäden am Produkt führen kann.

WARNUNG

- Die Durchführung einer Behandlung an einer Person mit absoluten Kontraindikationen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Führen Sie keine Behandlung an einer Person durch, für die absolute Kontraindikationen bestehen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser. Trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie eine Behandlung durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals intern

Führen Sie keine Behandlung durch, wenn die Person einen dieser Zustände hat.

Absolute Kontraindikationen

- Akute Infektionskrankheit oder Fieber
- Epilepsie
- Übelkeit
- Schwangere
- Funktionsstörungen oder Störungen des Nervensystems
- Phlebitis oder Thrombose

HINWEIS: Wenn Sie wegen einer Hauterkrankung in ärztlicher Behandlung sind oder wenn Sie glauben, eine Hauterkrankung zu haben, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.

Was ist inbegriffen



Project E Beauty Vakuum
Mitesser-Entferner



Kleine runde
Absaugspitze



Mittlere runde
Absaugspitze




Größere runde
Absaugspitze



Oval-Saugspitze



Mikrokristall-Linie
tote Haut Peeling
Tipp für
Empfindliche
Haut



Filter X 5 &
Dichtungsring
X 2



USB-Kabel

Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)

Lage der Bedienelemente



Vorteile Vakuum Mitesserentferner

Drei verschiedene Modi ermöglichen es den Anwendern, Behandlungen an unterschiedlichen Hauttypen und-bereichen durchzuführen und diese vor Schäden zu bewahren.

Mit fünf verschiedenen Spitzen können Behandlungen an zahlreichen Bereichen, wie z. B. im Gesicht, an den Armen oder am Körper, durchgeführt werden.

Vorteile Vakuum Mitesserentferner

Wie oft

Zwei bis drei Minuten für jede Behandlung.

Es werden ein bis zwei Behandlungen pro Woche empfohlen.

Verwendung des Geräts

Bevor Sie eine Behandlung durchführen, sollten Sie Folgendes tun:

- Prüfen Sie, ob absolute oder relative Kontraindikationen bestehen.
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher keine brennbaren Materialien in der Nähe des Arbeitsbereichs.

Befolgen Sie diese Schritte bei der Durchführung einer Behandlung:

- 1 Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es mindestens 2 Stunden auf. (Hinweis: Während Laden, wird das rote Licht eingeschaltet. Sobald es vollständig geladen ist, leuchtet es blau)

Zum Laden:

Schließen Sie das USB-Kabel einfach an eine beliebige USB-Stromquelle an
Verbinden Sie das Kabel mit dem
Massager



Verwendung des Geräts

2 Wählen Sie die richtigen Tipps

Für schwache und sanfte Absaugung, wird es verwendet, um kleine Mitesser an engagierten Bereich zu entfernen, am besten für dünne, zarte und empfindliche Haut.



***Kleine runde
Absaugspitze***



***Mittlere runde
Absaugspitze***

Für eine starke und kraftvolle Absaugung ist er am besten geeignet, um Mitesser, Fett, Kosmetikrückstände usw. zu entfernen.

Für die Verwendung am Körper:
Fördert die Blutzirkulation und beschleunigt die Muskelerholung. Durch die Absaugung kann neues Blut in diesen Gewebereich fließen, um die Durchblutung zu verbessern.



***Große runde
Absaugspitze***



Oval-Saugspitze

Zur Hautstraffung, nach oben ziehen, um feine Linien zu behandeln. Dies erhöht die Elastizität und Festigkeit der Haut.

Diese Sonde exfoliiert abgestorbene Haut, die sich auf der äußeren Schicht des Gesichts befindet, und hinterlässt ein sofortiges glattes Hautgefühl.

Verwendungsbereich: Jeder Bereich im Gesicht außer um die Augen. Andere Bereiche wie Knie und Ellenbogen sind geeignet.



***Mikrokristallines
Peeling für
abgestorbene
Haut Tipp***

Verwendung des Geräts

- 3** Desinfizieren Sie die Spitzen mit 70%igem Alkohol mit einem weichen Tuch.
Reinigen Sie das Gesicht gründlich mit Wasser und Seife, und trocknen Sie es ab. Verwenden Sie **KEINE** Peeling-Creme oder ein Peeling.



- 4** Verwenden Sie einen Gesichtsdampfer oder ein heißes Handtuch oder ein Mitesserentfernungsgel/eine Mitesserentfernungscreme für 5 Minuten auf dem Behandlungsbereich, um die Poren vollständig zu öffnen.



HINWEIS

Für beste Ergebnisse sollten die Poren der Haut vergrößert werden.

- 5** Drücken Sie die Taste "On/Off", um das Gerät einzuschalten.
Wiederholt drücken, um die Intensität zu erhöhen
Stufe 1: Blaues Licht
Stufe 2: Grünes Licht
Stufe 3: Rotes Licht (stärkste Absaugung)




Verwendung des Geräts

6 Prüfung:
Halten und bewegen Sie die Saugsonde auf Ihrer Handfläche, um die Saugkraft zu spüren und die Stärke einzustellen, bevor Sie sie auf der Haut anwenden.

7 Bewegen Sie das Gerät langsam um die Nasenspitze herum. Halten Sie die Sonde über einen Schwarzkopfbereich, um diesen zu entfernen.

Vorsicht!

Bewegen Sie das Gerät immer langsam und häufig auf der Haut. Bewegen Sie es nicht hin und her, sondern in eine Richtung und setzen Sie es dann zurück und beginnen Sie erneut. Halten Sie das Gerät nicht länger als 2 Sekunden an einer Stelle, da sonst Schwellungen, Reizungen und Unbehagen auftreten können.



8 Nach 5 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um das Gerät vor 5 Minuten auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, bis sich das Gerät ausschaltet.




HINWEIS

Verwenden Sie einen Kaltdampfer oder ein kaltes Handtuch zusammen mit einer Feuchtigkeitscreme oder anderen Hautpflegeprodukten, um Ihre Poren nach der Behandlung zu verkleinern.

Auswechseln des Filters

- 9
1. Ziehen Sie, um die Saugsonde zu entfernen.
 2. Ziehen Sie die innere Filterkappe heraus.
 3. Tauschen Sie den Filter aus.



⚠ HINWEIS

Nach Abschluss der Behandlung kann sich die Haut prickelnd und gerötet anfühlen. Dies ist aufgrund der Durchblutung normal und verschwindet nach etwa 30-60 Minuten.

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch. Trocknen Sie Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser auf dem Gerät sofort ab
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Garantie

Das Produkt wird mit einer einjährigen Vollgarantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen entstanden sind. Die Garantie erlischt, wenn eine instabile Spannung oder eine ungeeignete Spannungsversorgung verwendet wurde.

Spezifikationen

Modell-Nr.....	PE711
Eingang.....	DC 5V 500mA
Ausgangsleistung.....	Max 5W
Akku-Kapazität.....	500mAh
Auto Shut Off Timer	5min
Saugleistung.....	52-63kPa



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com