

SmoothPro+

IPL Hair Removal Device

PE720

www.projectebeauty.com

Introduction

Congratulations on purchasing Project E Beauty's SmoothPro+ (IPL Hair Removal Device). SmoothPro+ uses **Intense Pulsed Light** (IPL) technology which is known as one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. SmoothPro+ produces gentle pulses of light that penetrate the skin and are absorbed by the hair. This causes the hair follicle to go into a 'resting phase' and prevent the hair from growing any further. A few days later, the treated hair falls out naturally. By repeating the treatment according to the recommended schedule, you can continue to prevent hair regrowth.

There are so many different methods of hair removal, from traditional shaving blades to professional laser treatments. Many are time-consuming, expensive or horribly painful. SmoothPro+ is **FDA cleared** and gives you the longer-lasting results with reasonable price. You can now use this innovative light-based hair regrowth prevention technology comfortably in the privacy of your own home, whenever and wherever you want. For important information about safety and how to use the device, please read through this user manual before you use SmoothPro+.

Working Principle

The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase. The hair now sheds naturally and the hair growth is inhibited.

Hairs can take one or two weeks to shed. Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment every two weeks for a few times.

Benefits of SmoothPro+

This device provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use:

SmoothPro+ uses a light-based technology called Intense Pulsed Light (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. SmoothPro+ now brings this innovative technology to a new level of home use.

IPL technology offers superior safety with low energy level:

IPL technology can achieve hair removal with energy used only at a fraction of the energy used in other light-based hair removal equipment. The low energy level used in SmoothPro+ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.

Gentle treatment, even when used on sensitive body area:

SmoothPro+ has been developed in close cooperation with leading dermatologists for effective and gentle treatment, even when used on the most sensitive body area.

Benefits of SmoothPro+

SmoothPro+ is safe for your eyes:

SmoothPro+ has a built-in safety feature for eye protection and it has been tested to international standards to ensure that its outputs are safe for your eyes.


SmoothPro+ protects your skin:

Part of the unique beauty experience with SmoothPro+ is the Detect and Set feature. This feature means you do not have to worry about choosing skin tone settings as the device automatically detects for you. It is simple and you can see skin tone setting indicated by the Power button rear side of the smart skin tone sensor window.

Is SmoothPro+ Suitable for You?

SmoothPro+ works easily, safely and effectively on a wide variety of hair colors from naturally dark blonde to brown and black; and skin tones from very white to dark brown. IPL technology cannot be used to treat white/gray, light blonder or red hair, and is not suitable for very dark skin. This is due to the high contrast required between the pigment in hair color and the pigment in skin tone.

Suitable for skin tone:



Note: In the figure above, "X" means that the device is not suitable for you

Is SmoothPro+ Suitable for You?

The color charts below can help you understand whether SmoothPro+ is perfect for you!

Skin Type	Or Skin Color	Characteristics	Example
I	Pale white; fair; red or blond hair; blue eyes; freckles	Always burns, never tans	
II	White; fair; red or blond hair; blue, hazel or green eyes	Usually burns, tans with difficulty	
III	Cream white; fair with any eye or hair color; very common	Sometimes mild burn, gradually tans	
IV	Brown; typical Mediterranean caucasian skin	Rarely burns, tans with ease	
V	Dark brown; mid-eastern skin types	Very rarely burns, tans with easily	
VI	Black	Never burns, tans with easily	



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Safety Information

Precautions:

- Read all instructions before using your Hair Removal Device. Check the device before using.
- Stop immediately, if you experience any adverse effect or have a concern regarding use.
- Use this device only for its intended use as described in this manual.
- Use with safety goggles provided with Hair Removal device.
- Do not look directly or shine light in the eyes while in operation, it may cause vision damage. Please wear provided goggles.
- Do not use if you are pregnant.
- Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.
- Do not use over any suspicious or cancerous lesion. Consult your doctor.
- Do not allow children to use the device unsupervised.
- Do not expose the appliance to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- It is not recommended those people who have physical, mental disease or are under the treatment of dermatology to use this device.

Safety Information

Precautionary Instructions:

When using an electrical device, basic precautions should always be followed, including the following:

- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the attachment.
- Do not open, disassemble, drop or insert any object into any openings or try to fix the device as this may cause damage to the unit, malfunction, electrical shock, fire or personal injury. There are no user-serviceable parts inside the unit.
- Dispose of all products in accordance with local and national regulations and codes.
- Do not use if you are sensitive to light. If you are unsure whether you have increased sensitivity to light, we recommend you perform the Light Sensitivity Test instructed in this manual.
- Do not use if you are taking drugs known to make you sensitive to light. You may be sensitive to light and not know it. There are photosensitizing agents in drugs, foods, soaps, cosmetics, and dyes.
- Drugs that are known to cause light sensitivity: Antibiotics; NSAIDS; Diures; Retinoids; Hypoglycemics; HMG-CoA reductase inhibitors (statins); Photodynamic Therapy drugs; Prophoto sensitizers; Neuroleptic drugs or Antifungals.
- Do not use over or near a recent steroid injection. Doing so may result in photosensitive reactions.

Safety Information

Warning

- Discontinue use if you encounter any discomfort or skin redness that lasts for more than two hours. You may have the sensitivity to light or another condition. Consult your health care provider.
- Never operate this device it has damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or submerged in water. Return the device to Project E Beauty for examination and repair.
- Do not set or keep the device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Keep away from water (including bath and shower). If the device accidentally falls in water unplug immediately.
- Keep away from flammable aerosol products.
- Do not use other AC Power Supplies or Chargers with your hair removal device.
- Turn off immediately, if the device begins to overheat.
- You should avoid exposing the affected area to direct UV light during use.
- During use, it is strictly forbidden to block the air inlet and the heat dissipation hole to avoid affecting heat dissipation.
- If there is any stain on the filter lens of the light exit, it is forbidden to spray alcohol directly at the light exit.

Safety Information

- Continuous depilation of more than two times in the same area does not improve the course of treatment but increases the risk of adverse reactions to the skin.
- Below area is not allowed to use the device: Tanning skin; There are infections, eczema, burns, hair follicle inflammation, open lacerations, wounds or lesions, and hematoma in the hair removal area; Dark brown or black skin such as black cockroaches and freckles; Hemangioma; Cosmetic plastic surgery and the surgical site; Around the eyes and near the eyebrows; tattoo.

Contraindications

DO NOT USE if one of the following pertains to you.

Pregnant or Breast Feeding: Do not use if you are pregnant or breast feeding. The device has not been tested on pregnant women and the effects, if any, are unknown.

Unsuitable Skin or Hair Color: Do not use if your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. Do not use if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as strong redness, burns or discolourations.

Light Sensitivity: Do not use if you are sensitive to light. You are sensitive to light if you experience any discomfort or skin redness that lasts more than two hours. Discontinue using the device and consult with your healthcare provider.

Implantable Device: Do not use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, shunt or other implanted electronic device. This device contains magnets that may cause interference with these devices resulting in serious injury or death.

Contraindications

Migraine: Do not use if you have experienced a migraine in the last two years.

Seizures: Do not use if you have a history of light triggered seizures.

Lesions: Do not use this device over any suspicious or cancerous lesions. To do so may result in delaying the best medical treatment.

Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will invalidate the warranty.

Contraindications

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and hematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematosus, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Contraindications

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:


- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment thins the skin and can, therefore, make it more susceptible to tears, wounds, and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions, or if you have to avoid the sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.
- If you take immunosuppressive medications.

Contraindications


Never use the appliance on the following areas:

- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use it on the scrotum and face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour.
- On areas, where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- On sunburnt, recently tanned (last 48 hours) or fake-tanned skin. All types of tanning can influence the safety of the treatment.

What is Included



SmoothPro+
IPL Hair Removal
Device




AC Adapter

Eye Protectors (Not Shown)

User Manual (Not Shown)

Location of Controls



Explanation of Controls

SmoothPro+ Activation Buttons and Status Indications:

1. Power button used for device activation, deactivation, and energy selection.
 - Pressing the button (after the device is connected to the power supply) will turn on the device at energy Level 1. Press again to change the energy, from the lower level to the higher, for a total of 5 different energy levels.
 - The device will switch to standby mode when left unattended or by pressing the Power button for 3 seconds.
2. Flash Button (flash pulse activation) marked on about 1/3 up the unit.
 - The flash button will activate the flash lamp if the treatment window is in full contact with the skin and the skin tone is within the allowed range. Pressing the button once will activate a single pulse, moving the device about half the distance of the window each time.

Explanation of Controls

3. The Status of Power Indicator

Indicator	Mode	Meaning
No Light	OFF	Device not working (Not connected to the power supply)
"Blinking" Red Light	Activation / Standby	Device is in standby mode (Device is activated after connected to the power supply)
"Blinking alternately" Red and Green	Flash Charging	Device is charging for the flash
"Solid" Red Light	Skin Testing	Skin test is completed, it means your skin tone is suitable for using the device
"Solid" Green Light	Hair Removal	Device can deliver a pulse (You are conducting 'Hair Removal' due to only the full skin contact and also allowed skin tone (refer to p.6-7))

Explanation of Controls

4. Other Components Explanation:

- **LCD screen:**
LCD display function, includes Pulse counter, Treatment level and Remaining electric quantity three parameters.
- **Pulse counter:**
To indicate the use of remaining number; and there are 300,000 times in total.
- **Treatment level:**
IPL's energy level selection; and it includes 1 to 5 energy levels.
- **Skin tone sensor:**
To detect your skin tone and identify whether is suitable for.
- **Treatment window:**
Place close to your skin and emit IPL, and you can start hair removal.
- **Appliance socket (DC socket):**
To connect to the AC adapter for power supply.

Light Sensitivity Test

Recommended Before Use

In order to determine if you have a Light Sensitivity Issue please follow the instructions below. It is recommended that you test a small, less sensitive area of skin (i.e., like your forearm).

1. Press the power button to turn on the device. (refer to p. 26-29)
2. Place the skin tone sensor window closely against the skin. The power light should change from green and red alternating lights into a solid red light, meaning that the skin type is appropriate for hair removal.
3. Place the device on an area of the forearm. Select the lowest level and deliver a pulse on the selected test skin area.
4. If you feel comfortable with the treatment level, increase it to Level 2 and perform an additional pulse on the next spot.
5. Only if you feel comfortable, you may continue to reach Level 3, Level 4, or the maximum treatment level of 5.
6. Wait 24 hours. You should NOT experience any adverse reaction during the next 24 hours. A bad reaction to light occurs if you have pain or discomfort in the treatment areas or any skin redness for more than two hours. It can be due to medication, supplements, or a possible skin issue.

How to Use

Preparations Before Use

1. Make sure the device is clean, dry and intact before the treatment. Check the appliance, especially the light exit window and attachment, for trapped hair, dust and fibers.



2. Shave off the surface hair on the treatment area. Clean your skin and make sure it is hair free, entirely dry and free from oily substances (e.g. present in cosmetic products like deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).




How to Use

3. Plug the power adapter into power source and connect the hair removal device; the power indicator will be **red and flash**.



4. Put on the goggles over your eyes before the hair removal treatment. Never shine the light source directly into the eyes.



How to Use

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and attachment can reduce the life and efficacy of the appliance.
- Burns or black spots that appear on the light exit window and attachment due to contamination can cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

Note:

- If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g epilating, waxing, etc.), wait until you notice significant hair regrowth before you use the device. Do not use depilatory creams instead of shaving.
- If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive and the light treatment may sometimes feel uncomfortable.
- Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

How to Use

Getting Started Steps

1. Press the power button to turn on the screen, it will show pulse counter, treatment level and remaining electric quantity. (As illustrated)



2. Place the skin tone sensor window closely against skin. The power light should change from flashing red light lights into a **solid red light**, meaning that the skin type is appropriate for hair removal. It takes up to 5 seconds to test your skin tone.



How to Use

- After testing skin tone, the device will be set to level 1. Short press power button to switch treatment level. Select the appropriate intensity level for your skin, staying within the recommended settings by using the skin chart provided. (see p.7)



- Place the device at a 90 ° angle on the skin so that the attachment is in contact with the skin.



How to Use

- For easier use, stretch the area of skin you want to treat. On areas with softer skin, you may need to press the head onto the skin with slight pressure.




- When the power light is **solid green** that means it is ready to flash.



How to Use


7. Press the flash button to release a flash. You will see a bright flash and hear a popping noise; then you may feel a mild stinging or heat sensation.
8. Let go of the flash button after the appliance has flashed.



9. For the next flash, repeat steps 6 to 9. After each flash, it takes up to 3 seconds until the appliance is ready to flash again.
10. Slowly move the area for hair removal, avoiding going over the same spot more than once. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

How to Use

11. To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin. The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other.



12. After the treatment, press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device; unplug the unit after each treatment session.



How to Use

13. After hair removal, it is recommended to increase moisturizing and avoid exposing the affected area to direct UV light.



14. Check the light exit window and the attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use.



Operation Tips:

According to different treatment levels, there are some of our suggestions for operation:

- Level 1 and Level 2: It is recommended to be used on the small areas such as underarm and facial hair below the chin line.
- Level 3 to Level 5: It is recommended to be used on the large areas such as legs.
- In addition, please note the actual operation should be combined with the real situation of individuals, such as it is not recommended for dark skin.

Important NOTES:

- SmoothPro+ will not trigger a pulse if there is no full contact of the light window with the skin or your skin tone is too dark or tanned.
- Though the SmoothPro+ has been tested to international standards to ensure that its outputs are safe for your eye, it is recommended to wear goggles as added precaution. Never look directly at the light coming from the device, as it may be harmful to the eyes.
- If there is no any operation in 3 minutes, SmoothPro+ will automatically turn off.

How to Use

Skincare after treatment (Optional)


- After treatment, you can apply toner, moisturizer to the treated skin area to moisturize it. If treated area appears irritation, please use coolant or cold towel to cool down the skin.
- Please do not apply perfume, mask or makeup that contains exfoliator to the treated skin area.
- Within 24 hours after treatment, avoid UV light; during skin care, remember to apply sun cream.
- If skin irritation lasts for over 24 hours without getting better, please consult doctors.

Treatment Schedule

- Treatment Area: lips, armpit, shank, legs, arms, bikini line, etc
- Lamp life time: 300,000 flashes
- Treatment Cycle: 10 times treatment is a complete cycle
- Please see the hair reduce to decide the treatment times, it depends on individual's situation, normally it is suggested to operate again when the hair has grown 30%, it helps to achieve the best result.

First Stage (first 4 times):

- Once every two weeks



Second Stage (the 5th and 7th time):

- Once a month



Third Stage (the 8th and 10th time):

- Once every 3 months



Treatment Schedule

Average Treatment Time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1.5 minutes per underarm
Arms	3 minutes per arm
Bikini line	1.5 minutes per side
Entire bikini area	5 minutes
One lower leg	12 minutes
One full leg	20 minutes
Back	5 minutes
Lips	1 minute

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Using on Different Areas

Using on the legs

- Check the recommended light intensities table on p.7 to see which settings are suitable for your legs.
- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you.
- Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness.
- The appliance may leave imprints on the skin in the treated areas. These imprints may show you where you can make the treated areas overlap.

Using on Different Areas

Using in the bikini area

- Check the recommended light intensities table on p.7 to see which settings are suitable for your bikini area.
- In principle, SmoothPro+ is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area.
- Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.
- For hygienic reasons, always clean the attachment before you start treating another body area.

Using in the bikini area

- Check the recommended light intensities table on p.7 to see which settings are suitable for your underarms.
- Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.
- Raise your arm and place your hand in your neck to stretch the skin in the underarm area which makes the treatment easier to perform in this way.

Possible Skin Reactions

Common Skin Reactions

Slight Redness and Irritation: Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

A Skin Reaction Similar to Sunburn: This may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.

Dry Skin and Itching: This may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects

Burns, Excessive Redness and Swelling: They are the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.

Possible Skin Reactions

Skin Discolouration: Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If the discolouration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.

Skin Infection and Inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.

Excessive Pain: This can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour, if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc (see 'Contraindications' on p.12-16 for more information).

Cleaning

- Make sure to turn off and unplug unit before cleaning.
- It is recommended to clean the treatment window after every session by using a clean cloth with a few drops of water to gently wipe the device.
- If it is hard to clean the edges of the attachment with the cleaning cloth, use a cotton bud instead. Make sure that no fluff or fibres stay behind on the attachment or on the light exit window.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Keep SmoothPro+ dry. Never submerge the device or any of its parts in water as may lead to an electrocution risk.

Storage

- To avoid breakage or missing device and accessories, please store the product in the box after each use.
- Clean the device before you store it.
- Keep it in a cool and dry place, away from sunlight. Do not store it in wet or humid environment, otherwise it may affect the product function.

FAQs on SmoothPro+

Q: When I put the device against my skin, nothing happens. Why?

A: 1) You haven't finished the skin tone testing step. Please place the skin tone sensor window against skin closely to finish the testing.
2) Treatment window is not pressed closely against skin.

Q: Why I feel heat and hurt during operation?

A: 1) The treatment level is too high for you. Please press the power button to choose a lower level.
2) There is hair left on skin. Please shave and clean the hair before use.

Q: Are there any long-term effects of SmoothPro+ usage? Is it safe for my skin?

A: Professional IPL treatments already exist for over 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. SmoothPro+ safety system ensure that light flashing is only possible if the window of the devices is in full contact with the skin. If your skin is too dark, the skin color sensor prevents the emission of flashes. Side effects and complication, while possible, are very unlikely as long as you use SmoothPro+ in accordance with this user manual.

FAQs on SmoothPro+

Q: Is SmoothPro+ safe to use on the face?

A: By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use SmoothPro+ only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. To achieve optimal results on the cheeks, upper lip and chin stand in front of the mirror to get a good view of the area to be treated.

Q: Is the flashing light on SmoothPro+ safe for my eyes?

A: SmoothPro+ does not hurt your eyes. The safety system prevents flashing when the device is not fully in contact with the skin. Be sure to make good skin contact to avoid unnecessary scattered light and never use SmoothPro+ in the area around your eyes or for treating your eyebrows. You may wear goggles during use. We recommend to use SmoothPro+ in a well-lit room, to reduce the perceived brightness of the flash.

Specifications

Item Name: SmoothPro+ IPL Hair Removal Device

Item ID: PE720

Type of protection: BF type

Power 36W (12V/3A)

Input voltage: 100-240V

Rated frequency range: 50/60Hz

Lamp life time: 300,000 flashes

Spot size (window size of IPL): 4.5cm²

Net weight: 386g

Package Dimension: 257.5 x 207 x 86.5 mm

Warranty

Activate Your 1 Year FREE Warranty Now.

The product come with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. All we need is your name, email and order ID. That's all.



Scan the QR code or visit
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Questions

Website: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Our customer care expert team are here to answer any question you might want to ask.



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduction

Félicitations pour votre achat du SmoothPro+ (épilateur IPL) de Project E Beauty. SmoothPro+ emploie la technologie de la **lumière pulsée intense** (IPL) qui est connue comme l'une des méthodes les plus effectives pour traiter les poils indésirables du corps avec des résultats plus durables. SmoothPro+ produit de légères impulsions de lumière qui imprègnent la peau et sont absorbées par le poil. Le follicule pileux entre alors dans une "phase de repos" et empêche le poil de continuer à pousser. Quelques jours plus tard, les poils traités tombent naturellement. En répétant le traitement selon le calendrier recommandé, vous pouvez continuer à prévenir la repousse des cheveux.

Il existe de très nombreuses façons de s'épiler, depuis les traditionnelles lames de rasoir jusqu'aux traitements professionnels au laser. Beaucoup d'entre elles prennent du temps, sont coûteuses ou terriblement douloureuses. SmoothPro+ est **agrémenté par la FDA** et vous offre des résultats durables à un prix raisonnable. Vous pouvez désormais utiliser cette technologie innovante de prévention de la repousse des poils, basée sur la lumière, confortablement, dans l'intimité de votre maison, où et quand vous le désirez. Pour des informations importantes sur la sécurité et l'utilisation de l'appareil, veuillez lire ce guide d'utilisation avant de vous servir de SmoothPro+.

Principe de fonctionnement

L'appareil fonctionne en chauffant les cheveux et la racine des cheveux sous la peau. La mélanine contenue dans les cheveux et la racine des cheveux absorbe les impulsions lumineuses libérées. Plus la couleur des cheveux est foncée, plus la lumière peut être assimilée. Ce processus stimule le poil pour qu'il entre en phase de repos. Les cheveux tombent alors naturellement et leur croissance est entravée.

La chute des poils peut prendre une à deux semaines. Une épilation optimale ne peut être obtenue en une seule séance, car seuls les poils en phase de croissance sont susceptibles d'être traités par la lumière. Lors d'un traitement, les poils de la zone traitée se situent généralement à différents stades du cycle de croissance du poil. Pour traiter efficacement tous les poils, vous devez répéter le traitement toutes les deux semaines pendant plusieurs fois.

Les atouts de SmoothPro+

Cet appareil offre les atouts suivants :

Technologie de lumière pulsée intense (IPL) pour une utilisation à domicile:

SmoothPro+ emploie une technologie basée sur la lumière appelée lumière pulsée intense (IPL). L'IPL est également employée sur le marché professionnel de la beauté pour l'épilation et est employée depuis quinze ans. SmoothPro+ porte désormais cette technologie innovante à un nouveau niveau d'utilisation à domicile.

La technologie IPL offre une sécurité supérieure avec un faible niveau d'énergie :

La technologie IPL permet de réaliser une épilation avec une énergie employée seulement à une fraction de l'énergie employée dans d'autres appareils d'épilation à base de lumière. Le faible niveau d'énergie employé dans SmoothPro+ réduit son potentiel de nuisance ou de complications, et contribue à votre sécurité globale.

Traitements en douceur, même lorsqu'il est employé sur des zones corporelles sensibles :

SmoothPro+ a été développé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour un traitement efficace et doux, même lorsqu'il est employé sur les zones corporelles les plus sensibles.

Les atouts de SmoothPro+

SmoothPro+ est sans danger pour vos yeux :

SmoothPro+ possède un dispositif de sécurité intégré pour la protection des yeux et il a été testé selon des normes internationales pour garantir que ses produits sont sans danger pour vos yeux.

SmoothPro+ protège votre peau :

Une partie de l'expérience de beauté unique de SmoothPro+ est la fonction Déetecter et régler. Cette fonction signifie que vous n'avez pas à vous soucier de choisir les paramètres de votre teint, car l'appareil les détecte automatiquement pour vous. C'est simple et vous pouvez voir le réglage du teint indiqué par le bouton d'alimentation à l'arrière de la fenêtre du capteur de teint intelligent.

SmoothPro+ est-il adapté à vos besoins ?

SmoothPro+ fonctionne facilement, en toute sécurité et efficacement sur une grande variété de couleurs de cheveux, du blond foncé naturel au brun et au noir, et de tons de peau, du très blanc au brun foncé. La technologie IPL ne peut pas être employée pour traiter les poils blancs/gris, blond clair ou roux, et ne convient pas aux peaux très foncées. Ceci est dû au contraste élevé requis entre le pigment de la couleur du poil et le pigment du teint de la peau.

Convient au teint de la peau:



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Note : Dans la figure ci-dessus, "X" signifie que l'appareil ne vous est pas favorable.

SmoothPro+ est-il adapté à vos besoins ?

Les diagrammes de couleurs ci-dessous peuvent vous aider à comprendre si SmoothPro+ est idéal pour vous!

Le type de peau	Où la couleur de la peau	Caractéristiques	Exemple
I	Blanc pâle ; clair ; cheveux roux ou blonds ; yeux bleus ; taches de rousseur	Toujours brûlé, jamais bronzer	
II	Blanc ; clair ; cheveux roux ou blonds ; yeux bleus, noisettes ou verts.	Brûle habituellement, bronze difficilement	
III	Blanc crème ; clair avec n'importe quelle couleur d'yeux ou de cheveux ; très fréquent	Brûlure parfois légère, bronzing progressif	
IV	Marron ; peau typique d'un caucasien méditerranéen	Brûle rarement, bronze facilement	
V	Brun foncé ; types de peau moyen-orientaux	Brûle très rarement, bronze facilement	
VI	Noir	Ne brûle jamais, bronze facilement	



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Informations sur la sécurité

Précautions:

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser votre appareil d'épilation. Vérifiez l'appareil avant de vous en servir.
- Arrêtez tout de suite si vous ressentez un effet indésirable ou si vous avez un doute sur l'utilisation.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Utilisez les lunettes de sécurité fournies avec l'épilateur.
- Ne regardez pas directement ou n'éclairez pas les yeux pendant le fonctionnement de l'appareil, car cela pourrait endommager la vue. Veuillez porter les lunettes de sécurité fournies.
- Ne pas employer si vous êtes enceinte.
- Ne pas employer si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.
- Ne pas employer sur une lésion suspecte ou cancéreuse. Consultez votre médecin.
- Ne laissez pas les enfants employer l'appareil sans surveillance.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 15°C ou supérieures à 35°C pendant son utilisation.
- Il est déconseillé aux personnes atteintes d'une maladie physique ou mentale ou sous traitement dermatologique de se servir de cet appareil..

Informations sur la sécurité

Instructions de précaution:

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment suivantes:

- Ne pas flasher contre une autre surface que la peau. Cela pourrait entraîner de graves dégâts sur l'accessoire.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas, ne laissez pas tomber ou n'insérez pas d'objet dans les ouvertures et n'essayez pas de fixer l'appareil, car cela pourrait entraîner des dommages à l'appareil, un dysfonctionnement, une décharge électrique, un incendie ou des blessures corporelles. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil.
- Mettez tous les produits au rebut conformément aux réglementations et codes locaux et nationaux.
- Ne pas employer si vous êtes sensible à la lumière. Si vous n'êtes pas certain d'avoir une sensibilité accrue à la lumière, nous vous recommandons d'effectuer le test de sensibilité à la lumière indiqué dans ce manuel.
- Ne pas employer si vous prenez des médicaments connus pour vous rendre sensible à la lumière. Vous pouvez être sensible à la lumière sans le savoir. Il existe des agents photosensibilisants dans les médicaments, les aliments, les savons, les cosmétiques et les teintures.
- Médicaments connus pour entraîner une sensibilité à la lumière : Antibiotiques ; AINS ; diurétiques ; rétinoïdes ; hypoglycémiques ; inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines) ; médicaments de thérapie photodynamique ; photosensibilisateurs ; neuroleptiques ou antifongiques.
- Ne pas employer sur ou près d'une injection récente de stéroïdes. Cela pourrait entraîner des réactions photosensibles.

Informations sur la sécurité

Attention

- Arrêtez l'utilisation si vous rencontrez une gêne ou une rougeur de la peau qui dure plus de deux heures. Il se peut que vous ayez une sensibilité à la lumière ou une autre affection. Consultez votre prestataire de soins de santé.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont abîmés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau. Retournez l'appareil à Project E Beauty pour examen et réparation.
- Ne pas placer ou conserver l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Tenir à l'écart de l'eau (y compris le bain et la douche). Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement.
- Tenir à l'écart des produits aérosols inflammables.
- N'utilisez pas d'autres blocs d'alimentation ou chargeurs avec votre appareil d'épilation.
- Éteignez immédiatement l'appareil s'il commence à surchauffer.
- Vous devez éviter d'exposer la zone concernée à la lumière UV directe pendant l'utilisation.
- Pendant l'utilisation, il est strictement interdit de bloquer l'entrée d'air et l'orifice de dissipation de la chaleur pour ne pas affecter la dissipation de la chaleur.

Informations sur la sécurité

- S'il y a une tache sur le filtre de la sortie de lumière, il est interdit de vaporiser de l'alcool directement sur la sortie de lumière.
- Une épilation continue de plus de deux fois sur la même zone n'améliore pas le déroulement du traitement mais augmente le risque de réactions indésirables sur la peau.
- La zone ci-dessous n'est pas permise pour utiliser l'appareil : Peau bronzée ; Il y a des infections, de l'eczéma, des brûlures, une inflammation du follicule pileux, des lacérations ouvertes, des plaies ou des lésions, et des hématomes dans la zone d'épilation ; Peau brune foncée ou noire comme les cafards noirs et les taches de rousseur ; Hémangiome ; Chirurgie plastique esthétique et le site chirurgical ; Autour des yeux et près des sourcils ; Tatouage.

Contre-indications

Ne pas employer si l'une des situations suivantes s'applique à vous.

Enceinte ou allaitante : Ne pas employer si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. L'appareil n'a pas été testé sur des femmes enceintes et les effets, le cas échéant, sont inconnus.

Couleur de peau ou de cheveux inadaptée : Ne pas employer si votre couleur naturelle de cheveux dans les zones de traitement est blond clair, blanc, gris ou roux. Ne pas employer si vous êtes de type de peau VI (vous n'attrapez que rarement ou jamais de coups de soleil et vous bronzez très foncé ; votre couleur de peau est brun noir ou plus foncé). Dans ce cas vous courez un risque élevé de développer des réactions cutanées, telles que de fortes rougeurs, des brûlures ou des décolorations.

Sensibilité à la lumière : Ne pas employer si vous êtes sensible à la lumière. Vous êtes sensible à la lumière si vous ressentez une gêne ou une rougeur cutanée qui dure plus de deux heures. Cessez d'utiliser le dispositif et consultez votre fournisseur de soins de santé.

Contre-indications

Dispositif implantable : N'utilisez pas cet appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté, un shunt ou tout autre dispositif électronique implanté. Cet appareil contient des aimants qui peuvent causer des interférences avec ces appareils et entraîner des blessures graves ou la mort.

Migraine : Ne pas employer si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années.

Crises d'épilepsie : Ne pas employer si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie déclenchées par la lumière.

Lésions : N'utilisez pas cet appareil sur des lésions suspectes ou cancéreuses. Cela pourrait retarder le meilleur traitement médical possible.

Le non-respect de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil conformément aux instructions décrites dans ce manuel, la garantie sera annulée.

Contre-indications

N'utilisez jamais l'appareil si vous souffrez de l'une des maladies énumérées ci-dessous, c'est-à-dire.:

- Si vous avez une maladie de la peau telle qu'un cancer de la peau actif, si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou tout autre cancer localisé dans les zones à traiter.
- Si vous avez des lésions précancéreuses ou de multiples grains de beauté atypiques dans les zones à traiter.
- Si vous avez des antécédents de troubles du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes ou des antécédents de mauvaise cicatrisation.
- Si vous avez des antécédents de troubles vasculaires, tels que la présence de varices ou d'ectasies vasculaires dans les zones à traiter.
- Si votre peau est sensible à la lumière et développe facilement une éruption cutanée ou une réaction allergique.
- Si vous avez des infections, de l'eczéma, des brûlures, une inflammation des follicules pileux, des lacerations ouvertes, des abrasions, de l'herpès simplex, des plaies ou des lésions et des hématomes dans les zones à traiter.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale dans les zones à traiter.
- Si vous souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux lampes de poche.
- Si vous souffrez de diabète, de lupus érythémateux, de porphyrie ou de maladie cardiaque congestive.
- Si vous avez un quelconque trouble de la coagulation.
- Si vous avez des antécédents de maladie immunosuppressive (y compris infection par le VIH ou SIDA).

Contre-indications

N'utilisez jamais l'appareil si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-dessous, c'est-à-dire:


- Si votre peau est actuellement traitée ou a récemment été traitée avec des acides alpha-hydroxy (AHA), des acides bêta-hydroxy (BHA), de l'isotrétinoïne topique et de l'acide azélaïque.
- Si vous avez pris une forme quelconque d'isotrétinoïne Accutane ou Roaccutane au cours des six derniers mois. Ce traitement amincit la peau et peut, par conséquent, la rendre plus sensible aux déchirures, aux blessures et aux irritations.
- Si vous prenez des analgésiques, qui diminuent la sensibilité de la peau à la chaleur.
- Si vous prenez des agents ou des médicaments photosensibilisants, vérifiez la notice de votre médicament et n'utilisez jamais l'appareil s'il est indiqué qu'il peut entraîner des réactions photoallergiques, des réactions photo-toxiques, ou si vous devez éviter le soleil lorsque vous prenez ce médicament.
- Si vous prenez des médicaments anticoagulants, y compris une utilisation importante d'aspirine, d'une manière qui ne permet pas une période d'élimination minimale d'une semaine avant chaque traitement.
- Si vous prenez des médicaments immunsupresseurs.

Contre-indications


N'utilisez jamais l'appareil sur les zones suivantes:

- Sur les mamelons, les aréoles, les petites lèvres, le vagin, l'anus et l'intérieur des narines et des oreilles.
- Les hommes ne doivent pas l'utiliser sur le scrotum et le visage.
- Sur ou près de tout ce qui est artificiel comme les implants en silicone, les stimulateurs cardiaques, les ports d'injection sous-cutanée (distributeur d'insuline) ou les perçages.
- Sur les grains de beauté, les taches de rousseur, les grosses veines, les zones pigmentées plus foncées, les cicatrices, les anomalies de la peau sans consulter votre médecin. Des anomalies de la peau sans consulter votre médecin. Cela peut entraîner une brûlure et un changement de la couleur de la peau, ce qui rend potentiellement plus difficile l'identification des maladies liées à la peau (par exemple, le cancer de la peau).
- Sur des verrues, des tatouages ou du maquillage permanent. Cela peut provoquer une brûlure et un changement de couleur de la peau.
- Sur les zones où vous employez des déodorants longue durée. Cela peut occasionner des réactions cutanées.
- Sur une peau brûlée par le soleil, récemment bronzée (dans les dernières 48 heures) ou faussement bronzée. Tous les types de bronzage peuvent influencer la sécurité du traitemen.

Ce qui est compris



Appareil d'épilation
à lumière pulsée
SmoothPro+ IPL




Adaptateur secteur

Protections oculaires (non illustrées)

Manuel de l'utilisateur (non illustré)

Localisation des contrôles



Explication des contrôles

Boutons d'activation de SmoothPro+ et indications d'état :

1. Bouton d'alimentation utilisé pour l'activation et la désactivation de l'appareil et la sélection de l'énergie.
 - En appuyant sur le bouton (une fois l'appareil connecté à l'alimentation électrique), l'appareil s'allume au niveau d'énergie 1. Appuyez à nouveau sur le bouton pour modifier l'énergie, du niveau inférieur au niveau supérieur, pour un total de 5 niveaux d'énergie distincts.
 - L'appareil passe en mode veille lorsqu'il est laissé sans surveillance ou en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
2. Bouton Flash (activation de l'impulsion du flash) marqué sur environ 1/3 de l'appareil.
 - Le bouton flash activera la lampe flash si la fenêtre de traitement est en contact total avec la peau et si le teint de la peau se situe dans la plage admise. En appuyant une fois sur le bouton, vous activerez une seule impulsion, en déplaçant l'appareil à environ la moitié de la distance de la fenêtre à chaque fois.

Explication des contrôles

3. L'indicateur d'état de l'alimentation

Indicateur	Mode	Signification
Pas de lumière	ARRÊT	L'appareil ne fonctionne pas (il n'est pas connecté à l'alimentation électrique)
"Lumière rouge" clignotante	Activation / veille	L'appareil est en mode veille (L'appareil est activé après avoir été connecté à l'alimentation électrique)
"Clignotant alternativement" Rouge et Vert	Chargement flash	L'appareil se charge pour le flash
"Lumière rouge" solide	Test de la peau	Le test de la peau est terminé, ce qui signifie que votre teint est adapté à l'utilisation de l'appareil
Lumière verte "Solide" solide	Épilation	L'appareil peut délivrer une impulsion (Vous effectuez une "épilation" en raison du contact complet avec la peau et de la couleur de la peau autorisée (voir la section p.49-50))

Explication des contrôles

4. Explication des autres composants:

- **Écran LCD :**
Fonction d'affichage LCD, comporte trois paramètres : compteur d'impulsions, niveau de traitement et quantité d'électricité restante.
- **Compteur d'impulsions :**
Pour indiquer l'utilisation du nombre restant ; et il y a 300 000 fois au total.
- **Niveau de traitement :**
Sélection du niveau d'énergie de l'IPL, de 1 à 5 niveaux d'énergie.
- **Capteur de teint de peau :**
Déetecte le teint de votre peau et détermine s'il est adapté au traitement.
- **Fenêtre de traitement :**
Placez-la près de votre peau et émettez l'IPL, et vous pouvez commencer l'épilation.
- **Prise pour appareil (prise DC) :**
Pour se connecter à l'adaptateur secteur pour l'alimentation électrique.

Test de sensibilité à la lumière

Recommandé avant l'utilisation

Afin de savoir si vous avez un problème de sensibilité à la lumière, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Il est recommandé de tester une petite zone de peau moins sensible (par exemple, votre avant-bras).

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. (voir p. 69-72)
2. Placez la fenêtre du capteur de teint de la peau contre la peau. Le voyant d'alimentation doit passer d'une lumière alternée verte et rouge à une lumière rouge fixe, ce qui signifie que le type de peau est adapté à l'épilation.
3. Placez l'appareil sur une zone de l'avant-bras. Choisissez le niveau le plus bas et donnez une impulsion sur la zone de peau à tester sélectionnée.
4. Si vous vous sentez à l'aise avec le niveau de traitement, augmentez-le au niveau 2 et effectuez une impulsion supplémentaire sur l'endroit suivant.
5. Seulement si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez continuer pour atteindre le niveau 3, le niveau 4 ou le niveau de traitement maximal de 5.
6. Attendez 24 heures. Vous ne devriez PAS avoir de mauvaise réaction pendant les 24 heures suivantes. Une mauvaise réaction à la lumière se produit si vous ressentez une douleur ou une gêne dans les zones de traitement ou une rougeur de la peau pendant plus de deux heures. Cela peut être dû à des médicaments, à des suppléments ou à un éventuel problème de peau.

Mode d'emploi

Préparations avant utilisation

- Assurez-vous que l'appareil est propre, sec et intact avant le traitement. Vérifiez que l'appareil, en particulier la fenêtre de sortie de la lumière et l'accessoire, ne contient pas de cheveux, de poussière ou de fibres coincés.



- Rasez les poils de surface sur la zone de traitement. Nettoyez votre peau et assurez-vous qu'elle est exempte de poils, entièrement sèche et exempte de substances huileuses (présentes par exemple dans des produits cosmétiques tels que déodorants, lotions, parfums, crèmes de bronzage et écrans solaires).




Mode d'emploi

3. Branchez l'adaptateur électrique à la source d'alimentation et connectez l'appareil d'épilation ; le voyant d'alimentation sera **rouge et clignotera**.



4. Mettez les lunettes de protection sur vos yeux avant le traitement d'épilation. Ne jamais diriger la source lumineuse directement dans les yeux.



Mode d'emploi

Veuillez noter que le traitement des zones non rasées ou mal rasées a un certain nombre d'effets indésirables:

- La fenêtre de sortie de la lumière et l'accessoire peuvent être souillés par des poils perdus et des saletés. Une fenêtre de sortie de la lumière et un accessoire contaminés peuvent réduire la durée de vie et l'efficacité de l'appareil.
- Les brûlures ou les points noirs qui apparaissent sur la fenêtre de sortie de la lumière et l'accessoire en raison de la contamination peuvent rendre le traitement douloureux ou entraîner des réactions cutanées telles que des rougeurs et des décolorations.
- Les poils de la peau peuvent brûler, ce qui peut entraîner une odeur désagréable.

Remarque :

- Si votre dernière méthode d'épilation consistait à enlever les poils par la racine (par exemple épilation, cire, etc.), attendez de constater une repousse significative des poils avant d'utiliser l'appareil.
N'utilisez pas de crèmes dépilatoires au lieu du rasage.
- Si le rasage provoque des plaies ou des lésions, votre peau peut être plus sensible et le traitement lumineux peut parfois être inconfortable.
- Une fois que les poils ont cessé de repousser, ce qui se produit généralement après 4 ou 5 traitements, vous n'avez plus besoin de vous raser avant d'utiliser l'appareil.

Mode d'emploi

Étapes de démarrage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran, il affichera le compteur d'impulsions, le niveau de traitement et la quantité d'électricité restante. (Comme illustré)



2. Placez la fenêtre du capteur de tonalité de la peau contre la peau. Le voyant d'alimentation doit passer d'une lumière rouge clignotante à une **lumière rouge fixe**, ce qui signifie que le type de peau est adapté à l'épilation. Il faut jusqu'à 5 secondes pour tester votre teint de peau.



Mode d'emploi

3. Après avoir testé le teint de la peau, l'appareil est réglé sur le niveau 1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de niveau de traitement. Sélectionnez le niveau d'intensité approprié à votre peau, en restant dans les limites des réglages conseillés à l'aide de la charte de la peau fournie. (voir p.50)



Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

4. Placez l'appareil à un angle de 90° sur la peau de sorte que l'accessoire soit en contact avec la peau.



Mode d'emploi

5. Pour simplifier l'utilisation, étirez la zone de la peau que vous souhaitez traiter. Sur les zones à la peau plus douce, vous devrez peut-être appuyer la tête sur la peau en exerçant une légère pression.




6. Lorsque le voyant d'alimentation **est vert fixe**, cela signifie qu'il est prêt à clignoter.



Mode d'emploi


7. Appuyez sur le bouton de flash pour déclencher un flash. Vous verrez un flash brillant et entendrez un bruit sec ; vous pourrez ensuite ressentir une légère sensation de picotement ou de chaleur.
8. Relâchez le bouton de flash après que l'appareil ait flashé.



9. Pour le flash suivant, répétez les étapes 6 à 9. Après chaque flash, il faut compter jusqu'à 3 secondes pour que l'appareil soit prêt à clignoter à nouveau.
10. Pour éviter les zones non traitées, veillez toujours à ce qu'il y ait un certain chevauchement avec la zone précédemment traitée lorsque vous placez l'appareil sur la peau. La lumière effective ne sort que par la fenêtre de sortie de la lumière. Veillez à ce que les flashes soient produits à proximité les uns des autres.

Mode d'emploi

11. Pour éviter les zones non traitées, veillez toujours à ce qu'il y ait un certain chevauchement avec la zone précédemment traitée lorsque vous placez l'appareil sur la peau. La lumière effective ne sort que par la fenêtre de sortie de la lumière. Veillez à ce que les éclairs soient produits à proximité les uns des autres.



12. Après le traitement, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil ; débranchez l'appareil après chaque séance de traitement.



Mode d'emploi

13. Après l'épilation, il est recommandé d'augmenter l'hydratation et d'éviter d'exposer la zone concernée à la lumière UV directe.



14. Vérifiez que la fenêtre de sortie de la lumière et l'accessoire ne contiennent pas de poils ou de saletés et nettoyez l'appareil après usage.



Conseils d'utilisation:

Selon les différents niveaux de traitement, voici quelques-unes de nos suggestions d'utilisation :

- Niveaux 1 et 2 : Il est conseillé de l'utiliser sur les petites zones telles que les aisselles et les poils du visage sous la ligne du menton.
- Niveaux 3 à 5 : Il est recommandé d'utiliser l'épilation sur les grandes zones telles que les jambes.
- En outre, veuillez noter que l'opération réelle doit être adaptée à la situation réelle des individus. Par exemple, elle n'est pas recommandée pour les peaux foncées.

Remarques importantes:

- SmoothPro+ ne déclenchera pas d'impulsion si la fenêtre lumineuse n'est pas en contact total avec la peau ou si le teint de votre peau est trop foncé ou bronzé.
- Bien que le SmoothPro+ ait été testé selon des normes internationales pour garantir que ses sorties sont sans danger pour vos yeux, il est conseillé de porter des lunettes de protection par précaution supplémentaire. Ne regardez jamais directement la lumière provenant de l'appareil, car elle peut être nocive pour les yeux.
- Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 minutes, SmoothPro+ s'éteint automatiquement.

Soins de la peau après le traitement (facultatif)


- Après le traitement, vous pouvez utiliser un tonique ou une crème hydratante sur la zone traitée pour l'hydrater. Si la zone traitée présente une irritation, veuillez employer un liquide de refroidissement ou une serviette froide pour rafraîchir la peau.
- N'appliquez pas de parfum, de masque ou de maquillage contenant un exfoliant sur la zone traitée.
- Dans les 24 heures suivant le traitement, évitez les rayons UV ; pendant les soins, pensez à appliquer de la crème solaire.
- Si l'irritation de la peau dure plus de 24 heures sans s'améliorer, veuillez consulter un médecin.

Programme de traitement

- Zone de traitement : lèvres, aisselles, jarret, jambes, bras, maillot, etc.
- Durée de vie de la lampe : 300 000 flashes
- Cycle de traitement : 10 fois le traitement, soit un cycle complet.
- Veuillez voir la réduction des poils pour décider des durées de traitement, cela dépend de la situation de chacun, normalement il est suggéré d'opérer à nouveau quand les poils ont poussé de 30%, cela permet d'obtenir le meilleur résultat.


Première étape (les 4 premières fois) :

- Une fois toutes les deux semaines



Deuxième étape (les 5ème et 7ème fois) :

- Une fois par mois



Troisième étape (les 8e et 10e fois) :

- Une fois tous les 3 mois



Programme de traitement

Durée moyenne du traitement

Zone	Durée approximative du traitement
Aisselles	1,5 minute par aisselle
Bras	3 minutes par bras
Bikini	1,5 minute par côté
Toute la zone du bikini	5 minutes
Une jambe inférieure	12 minutes
Une jambe entière	20 minutes
Dos	5 minutes
Lèvres	1 minute

Remarque : les durées moyennes de traitement ci-dessus ont été observées lors de recherches et de tests. Les durées de traitement individuelles peuvent varier d'une personne à l'autre.

Utilisation sur différentes zones

Utilisation sur les jambes

- Consultez le tableau des intensités lumineuses recommandées à la page 50 pour voir quels réglages sont adaptés à vos jambes.
- Vous pouvez déplacer l'appareil de haut en bas ou en travers de la jambe, selon ce qui vous convient le mieux.
- Les zones osseuses comme le tibia et les chevilles sont plus sensibles que les autres parties du corps. Quand vous appuyez fortement l'appareil sur ces zones, la peau peut être plus sensible aux réactions cutanées, telles qu'une irritation de la peau et des rougeurs.
- L'appareil peut laisser des empreintes sur la peau dans les zones traitées. Ces empreintes peuvent vous indiquer où vous pouvez faire chevaucher les zones traitées.

Utilisation sur différentes zones

Utilisation dans la zone du bikini

- Consultez le tableau des intensités lumineuses conseillées à la page 50 pour voir quels réglages sont adaptés à votre maillot.
- En principe, SmoothPro+ est suffisamment sûr et doux pour le traitement de l'ensemble du maillot (par exemple, pour un style "brésilien" ou "hollywoodien"). Utilisez un réglage plus faible sur les peaux à pigmentation plus foncée et plus sensibles de la zone du bikini.
- N'utilisez pas l'appareil sur les lèvres internes, le vagin et l'anus. Les hommes qui désirent traiter leur zone pubienne ne doivent pas utiliser l'appareil sur le scrotum.
- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez toujours l'accessoire avant de commencer à traiter une autre zone du corps.

Utilisation sur les aisselles

- Consultez le tableau des intensités lumineuses conseillées à la page 50 pour voir quels réglages sont adaptés à vos aisselles.
- Veillez à retirer tout déodorant, parfum, crème ou autre produit de soin de la peau de vos aisselles avant le traitement.
- Levez votre bras et placez votre main dans votre cou pour étirer la peau de la zone des aisselles, ce qui rend le traitement plus facile à réaliser de cette manière.

Réaction cutanée possible

Réactions cutanées courantes

Légères rougeurs et irritations : Votre peau peut montrer une légère rougeur et/ou peut se piquer, picoter ou être chaude. Cette réaction est absolument inoffensive et disparaît rapidement.

Une réaction cutanée semblable à un coup de soleil : Elle peut se produire sur la zone traitée pendant un court moment. Si elle ne disparaît pas dans les 3 jours, nous vous conseillons de consulter un médecin.

Peau sèche et démangeaisons : Elles peuvent survenir en raison de la combinaison du rasage et du traitement par la lumière. Ce phénomène est inoffensif et disparaît en quelques jours. Vous pouvez refroidir la zone avec une poche de glace ou un linge humide. Si la sécheresse persiste, vous pouvez appliquer une crème hydratante non parfumée sur la zone traitée 24 heures après le traitement.

Effets secondaires rares:

Brûlures, rougeurs excessives et gonflements : Elles sont le résultat de l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour la couleur de votre peau. Si ces réactions ne disparaissent pas dans les 3 jours, nous vous conseillons de consulter un médecin. Attendez le prochain traitement jusqu'à ce que la peau soit totalement guérie et veillez à utiliser une intensité lumineuse plus faible.

Réaction cutanée possible

Décoloration de la peau : La décoloration de la peau se manifeste par une tache plus foncée ou plus claire que la zone environnante. C'est le résultat de l'utilisation d'une intensité lumineuse trop forte pour la couleur de votre peau. Si la décoloration ne disparaît pas dans les 2 semaines, nous vous conseillons de consulter un médecin. Ne traitez pas les zones décolorées avant que la décoloration ait disparu et que votre peau ait retrouvé sa couleur normale.

Infection et inflammation de la peau : Cela se produit très rarement et peut être causé par l'utilisation de l'appareil sur des plaies ou des coupures résultant du rasage, sur des plaies déjà existantes ou sur des poils incarnés.

Douleur excessive : elle peut survenir pendant ou après le traitement si vous avez utilisé l'appareil sur une peau non rasée, si vous employez l'appareil à une intensité lumineuse trop élevée pour la couleur de votre peau, si vous flashez la même zone plus d'une fois et si vous utilisez l'appareil sur des plaies ouvertes, des inflammations, des infections, des tatouages, des brûlures, etc (voir «Contre-indications» p. 55-59 pour plus d'informations).

Nettoyage

- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Il est recommandé de nettoyer la fenêtre de traitement après chaque séance en utilisant un chiffon propre avec quelques gouttes d'eau pour essuyer doucement l'appareil.
- S'il est difficile de nettoyer les bords de l'accessoire avec le chiffon de nettoyage, utilisez un coton-tige à la place. Veillez à ce qu'aucune peluche ou fibre ne reste sur l'embout ou sur la fenêtre de sortie de la lumière.
- N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Gardez SmoothPro+ au sec. Ne jamais immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.

Stockage

- Pour éviter de briser ou de perdre l'appareil et les accessoires, veuillez ranger le produit dans sa boîte après chaque utilisation.
- Nettoyez l'appareil avant de le ranger.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Ne le stockez pas dans un environnement humide ou mouillé, car cela pourrait affecter le fonctionnement du produit.

FAQ sur SmoothPro+

Q: Lorsque je pose l'appareil contre ma peau, rien ne se passe. Pourquoi ?

R: 1) Vous n'avez pas terminé l'étape de test du teint de la peau. Veuillez placer la fenêtre du capteur de teint contre la peau de près pour terminer le test.
2) La fenêtre de traitement n'est pas pressée contre la peau.

Q: Pourquoi ai-je une sensation de chaleur et de douleur pendant le traitement ?

R: 1) Le niveau de traitement est trop élevé pour vous. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour choisir un niveau inférieur.
2) Il reste des poils sur la peau. Veuillez les raser et les nettoyer avant l'utilisation.

Q: L'utilisation de SmoothPro+ a-t-elle des effets à long terme ? Est-il sans danger pour ma peau ?

R: Les traitements IPL professionnels existent déjà depuis plus de 25 ans et les recherches n'ont pas montré l'apparition de cancers de la peau ou de problèmes de fertilité. Aucun effet secondaire grave ou dommage lié à une utilisation à long terme n'a été signalé. Le système de sécurité SmoothPro+ garantit que le clignotement de la lumière n'est possible que si la fenêtre des appareils est en contact total avec la peau. Si votre peau est trop foncée, le capteur de couleur de peau empêche l'émission de flashs. Les effets secondaires et les complications, bien que possibles, sont très peu probables tant que vous utilisez SmoothPro+ conformément au présent manuel d'utilisation.

FAQ sur SmoothPro+

Q: Peut-on utiliser SmoothPro+ sur le visage en toute sécurité ?

R: En vérifiant votre type de peau, vous pouvez sélectionner le réglage spécifique qui assurera un traitement efficace mais doux sur votre visage. La zone autour des yeux étant très sensible, nous vous recommandons d'utiliser SmoothPro+ uniquement sous les pommettes afin d'éviter tout risque de lésions oculaires. Pour obtenir des résultats optimaux sur les joues, la lèvre supérieure et le menton, placez-vous devant le miroir pour avoir une bonne vue de la zone à traiter.

Q: La lumière clignotante de SmoothPro+ est-elle sans danger pour mes yeux ?

R: SmoothPro+ n'est pas dangereux pour vos yeux. Le système de sécurité empêche le clignotement lorsque le dispositif n'est pas entièrement en contact avec la peau. Assurez-vous d'un bon contact avec la peau pour éviter toute lumière diffuse inutile et n'utilisez jamais SmoothPro+ dans la zone autour de vos yeux ou pour traiter vos sourcils. Vous pouvez porter des lunettes de protection pendant l'utilisation. Nous recommandons d'utiliser SmoothPro+ dans une pièce bien éclairée, afin de réduire la luminosité perçue du flash.

Spécifications

Nom de l'article : Épilateur à lumière pulsée
SmoothPro+ IPL

ID de l'article : PE720

Type de protection : Type BF

Puissance 36W (12V/3A)

Tension d'entrée : 100-240V

Plage de fréquence nominale : 50/60Hz

Durée de vie de la lampe : 300 000 éclairs

Taille du spot (taille de la fenêtre de l'IPL) : 4,5 cm².

Poids net : 386g

Dimensions de l'emballage: 257.5 x 207 x 86.5 mm

Garantie

Activez votre garantie GRATUITE d'un an maintenant.

Le produit est livré avec une garantie intégrale d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de commande. Et c'est tout.



Scannez le code QR ou visitez
www.projectbeauty.com/pages/warranty

Questions

Site web: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Notre équipe d'experts de l'assistance à la clientèle est là pour répondre à toutes vos questions.



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introducción

Le felicitamos por la compra del SmoothPro+ (aparato de depilación IPL) de Project E Beauty. SmoothPro+ utiliza la tecnología de **Luz Pulsada Intensa** (IPL) que es conocida como uno de los métodos más eficaces para tratar el vello corporal no deseado con resultados más duraderos. SmoothPro+ produce suaves pulsos de luz que penetran en la piel y son absorbidos por el vello. Esto hace que el folículo piloso entre en una "fase de reposo" y evite que el vello siga creciendo. Unos días después, el vello tratado se cae de forma natural. Repitiendo el tratamiento según el calendario recomendado, se puede seguir impidiendo que el vello vuelva a crecer.

Hay muchos métodos diferentes de depilación, desde las tradicionales cuchillas de afeitar hasta los tratamientos profesionales con láser. Muchos de ellos requieren mucho tiempo, son caros o terriblemente dolorosos. SmoothPro+ está **autorizado por la FDA** y le ofrece resultados más duraderos a un precio razonable. Ahora puede utilizar esta innovadora tecnología de prevención del crecimiento del vello basada en la luz cómodamente en la intimidad de su hogar, cuando y donde quiera. Para obtener información importante sobre la seguridad y el uso del dispositivo, lea este manual de usuario antes de utilizar SmoothPro+.

Principio de funcionamiento

El aparato funciona calentando el vello y la raíz bajo la piel. La melanina del pelo y de la raíz del pelo absorbe los pulsos de luz liberados. Cuanto más oscuro sea el color del vello, más luz podrá ser absorbida. Este proceso estimula al cabello a entrar en la fase de reposo. Ahora el pelo se desprende de forma natural y se inhibe su crecimiento.

El vello puede tardar una o dos semanas en caerse. No se puede obtener una depilación óptima con una sola sesión, ya que sólo los pelos en fase de crecimiento son susceptibles de ser tratados con luz. Durante un tratamiento, los pelos de la zona tratada suelen estar en diferentes fases del ciclo de crecimiento del vello. Para tratar eficazmente todo el vello, hay que repetir el tratamiento cada dos semanas durante varias veces.

Beneficios de SmoothPro+

Este dispositivo proporciona los siguientes beneficios:

Tecnología de luz pulsada intensa (IPL) para uso doméstico:

SmoothPro+ utiliza una tecnología basada en la luz llamada Intense Pulsed Light (IPL). La IPL también se utiliza en el mercado de la belleza profesional para la depilación y se ha estado utilizando durante los últimos quince años. SmoothPro+ lleva ahora esta innovadora tecnología a un nuevo nivel de uso doméstico.

La tecnología IPL ofrece una seguridad superior con un bajo nivel de energía:

La tecnología IPL puede lograr la eliminación del vello con la energía utilizada sólo a una fracción de la energía utilizada en otros equipos de depilación basados en la luz. El bajo nivel de energía utilizado en SmoothPro+ reduce su potencial para causar daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

Tratamiento suave, incluso cuando se utiliza en zonas sensibles del cuerpo:

SmoothPro+ ha sido desarrollado en estrecha colaboración con destacados dermatólogos para un tratamiento eficaz y suave, incluso cuando se utiliza en las zonas más sensibles del cuerpo.

Beneficios de SmoothPro+

SmoothPro+ es seguro para los ojos:

SmoothPro+ lleva incorporada una función de seguridad para la protección de los ojos y ha sido probado según las normas internacionales para garantizar que sus resultados son seguros para tus ojos.

SmoothPro+ protege su piel:

Parte de la experiencia de belleza única con SmoothPro+ es la función Detectar y Fijar. Esta función significa que no tienes que preocuparte de elegir los ajustes del tono de la piel, ya que el dispositivo lo detecta automáticamente por ti. Es sencillo y puedes ver el ajuste del tono de piel indicado por el botón de encendido en la parte trasera de la ventana del sensor inteligente de tono de piel.

¿Es SmoothPro+ adecuado para usted?

SmoothPro+ funciona de forma fácil, segura y eficaz en una amplia variedad de colores de vello, desde el rubio oscuro natural hasta el castaño y el negro; y en tonos de piel desde el muy blanco hasta el castaño oscuro. La tecnología IPL no puede utilizarse para tratar el vello blanco/gris, rubio claro o pelirrojo, y no es adecuada para la piel muy oscura. Esto se debe al gran contraste necesario entre el pigmento del color del vello y el del tono de la piel.

Adecuado para el tono de la piel:



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Nota: En la figura anterior, la "X" significa que el aparato no es adecuado para usted

¿Es SmoothPro+ adecuado para usted?

Las tablas de colores que aparecen a continuación pueden ayudarle a saber si SmoothPro+ es perfecto para usted.

Tipo de piel	O el color de la piel	Caractéristiques	Ejemplo
I	Blanco pálido; rubio; pelo rojo o rubio; ojos azules; pecas	Siempre se quema, nunca se broncea	
II	Blanco; rubio; pelo rojo o rubio; ojos azules, avellana o verdes	Normalmente se quema, se broncea con dificultad	
III	Blanco crema; justo con cualquier color de ojos o pelo; muy común	A veces quemadura leve, gradualmente se broncea	
IV	Marrón; piel típica de caucásico mediterráneo	Rara vez se quema, se broncea con facilidad	
V	Marrón oscuro; tipos de piel de Oriente Medio	Rara vez se quema, se broncea con facilidad	
VI	Negro	Nunca se quema, se broncea con facilidad	



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Información de seguridad

Precauciones:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato de depilación. Compruebe el aparato antes de utilizarlo.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si experimenta algún efecto adverso o tiene alguna duda sobre su uso.
- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual.
- Utilice las gafas de seguridad suministradas con el aparato de depilación.
- No mire directamente a los ojos ni los ilumine mientras esté en funcionamiento, ya que puede causar daños en la vista. Utilice las gafas suministradas.
- No lo utilice si está embarazada.
- No lo utilice si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.
- No utilizar sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa. Consulte a su médico.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- No exponga el aparato a temperaturas inferiores a 15°C ni superiores a 35°C durante su uso.
- No se recomienda el uso de este aparato a aquellas personas que padezcan enfermedades físicas, mentales o estén bajo tratamiento dermatológico.

Información de seguridad

Instrucciones de precaución:

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être respectées, notamment suivantes:

- No se debe destellar contra ninguna otra superficie que no sea la piel. Esto puede causar graves daños al accesorio.
- No abra, desmonte, deje caer o introduzca ningún objeto en ninguna de las aberturas ni intente arreglar el aparato, ya que esto puede causar daños en la unidad, mal funcionamiento, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales. En el interior del aparato no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- Deseche todos los productos de acuerdo con las normas y códigos locales y nacionales.
- No lo utilice si es sensible a la luz. Si no está seguro de tener una mayor sensibilidad a la luz, le recomendamos que realice la prueba de sensibilidad a la luz que se indica en este manual.
- No lo utilice si está tomando medicamentos que se sabe que le hacen sensible a la luz. Usted puede ser sensible a la luz y no saberlo. Hay agentes fotosensibilizadores en medicamentos, alimentos, jabones, cosméticos y tintes.
- Fármacos que se sabe que causan sensibilidad a la luz
Antibióticos; AINE; Diuréticos; Retinoides;
Hipoglucemiantes; Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas); Fármacos para la terapia fotodinámica;
Profosensibilizadores; Neurolépticos o Antifúngicos.
- No utilizar sobre o cerca de una inyección reciente de esteroides. Hacerlo puede provocar reacciones de fotosensibilidad.

Información de seguridad

Advertencia

- Suspenda su uso si encuentra alguna molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Es posible que tenga la sensibilidad a la luz u otra condición. Consulte a su médico.
- No utilice nunca este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha sumergido en el agua. Devuelva el aparato a Project E Beauty para su examen y reparación.
- No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. Manténgalo alejado del agua (incluyendo la bañera y la ducha). Si el aparato cae accidentalmente en el agua, desenchúfelo inmediatamente.
- Manténgalo alejado de productos aerosoles inflamables.
- No utilice otras fuentes de alimentación o cargadores con su aparato de depilación.
- Apague inmediatamente el aparato si empieza a sobrecalentarse.
- Debe evitar exponer la zona afectada a la luz UV directa durante su uso.
- Durante el uso, está estrictamente prohibido bloquear la entrada de aire y el orificio de disipación de calor para no afectar a la disipación de calor.

Información de seguridad

- Si hay alguna mancha en la lente del filtro de la salida de luz, está prohibido rociar alcohol directamente en la salida de luz.
- La depilación continua de más de dos veces en la misma zona no mejora el curso del tratamiento sino que aumenta el riesgo de reacciones adversas en la piel.
- En la zona de abajo no está permitido el uso del aparato: Pieles bronceadas; Hay infecciones, eczemas, quemaduras, inflamación del folículo piloso, laceraciones abiertas, heridas o lesiones y hematomas en la zona de depilación; Pieles oscuras o negras como las cucarachas negras y las pecas; Hemangioma; Cirugía plástica cosmética y la zona quirúrgica; Alrededor de los ojos y cerca de las cejas; tatuaje.

Contraindicaciones

NO USAR si una de las siguientes situaciones le concierne.

Embarazada o en periodo de lactancia: No lo utilice si está embarazada o en período de lactancia. El aparato no ha sido probado en mujeres embarazadas y se desconocen los efectos, si los hubiera.

Color de piel o cabello inadecuado: No lo utilice si su color natural de cabello en las zonas de tratamiento es rubio claro, blanco, gris o rojo. No lo utilice si tiene el tipo de piel VI (rara vez o nunca se quema con el sol y se broncea mucho; el color de su piel es negro pardo o más oscuro). En este caso corre un alto riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, como fuertes enrojecimientos, quemaduras o decoloraciones.

Sensibilidad a la luz: No lo utilice si es sensible a la luz. Usted es sensible a la luz si experimenta cualquier molestia o enrojecimiento de la piel que dure más de dos horas. Deje de usar el dispositivo y consulte con su proveedor de atención médica.

Contre-indications

Dispositivo implantable: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos cardíaco, un desfibrilador implantado, una derivación u otro dispositivo electrónico implantado. Este dispositivo contiene imanes que pueden causar interferencias con estos dispositivos, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

Migraña: No lo utilice si ha sufrido una migraña en los últimos dos años.

Convulsiones: No lo utilice si tiene un historial de convulsiones provocadas por la luz.

Lesiones: No utilice este dispositivo sobre lesiones sospechosas o cancerosas. Si lo hace, puede retrasar el mejor tratamiento médico.

Si no se utiliza y mantiene el aparato de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual, la garantía quedará invalidada.

Contre-indications

No utilice nunca el aparato si padece alguna de las enfermedades enumeradas a continuación, por ejemplo:

- Si tiene una enfermedad de la piel, como un cáncer de piel activo, tiene antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro cáncer localizado en las zonas a tratar.
- Si tiene lesiones precancerosas o múltiples lunares atípicos en las zonas a tratar.
- Si tiene antecedentes de trastornos del colágeno, incluidos antecedentes de formación de cicatrices queloides o antecedentes de mala cicatrización de heridas.
- Si tiene antecedentes de trastornos vasculares, como la presencia de varices o ectasia vascular en las zonas a tratar.
- Si su piel es sensible a la luz y desarrolla fácilmente una erupción o una reacción alérgica.
- Si tiene infecciones, eczemas, quemaduras, inflamación de los folículos pilosos, laceraciones abiertas, abrasiones, herpes simple, heridas o lesiones y hematomas en las zonas a tratar.
- Si ha sido operado en las zonas a tratar.
- Si tiene epilepsia con sensibilidad a la luz del flash.
- Si tiene diabetes, lupus eritematoso, porfiria o cardiopatía congestiva.
- Si tiene algún trastorno hemorrágico.
- Si tiene antecedentes de enfermedad inmunosupresora (incluida la infección por VIH o el SIDA).

No utilice nunca el aparato si toma alguno de los medicamentos indicados a continuación, por ejemplo:


- Si su piel está siendo tratada o ha sido tratada recientemente con alfa hidroxiácidos (AHA), beta hidroxiácidos (BHA), isotretinoína tópica y ácido azelaico.
- Si ha tomado cualquier forma de isotretinoína Accutane o Roaccutane en los últimos seis meses. Este tratamiento adelgaza la piel y puede, por tanto, hacerla más susceptible a desgarros, heridas e irritaciones.
- Si está tomando analgésicos, que reducen la sensibilidad de la piel al calor.
- Si está tomando agentes o medicamentos fotosensibilizantes, compruebe el prospecto de su medicamento y no utilice nunca el aparato si se indica que puede provocar reacciones fotoalérgicas, fototóxicas o si tiene que evitar el sol cuando toma este medicamento.
- Si toma medicamentos anticoagulantes, incluido el uso intensivo de aspirina, de forma que no permita un periodo de lavado mínimo de 1 semana antes de cada tratamiento.
- Si toma medicamentos inmunosupresores.

Contre-indications


No utilice nunca el aparato en las siguientes zonas:

- En los pezones, las areolas, los labios menores, la vagina, el ano y el interior de las fosas nasales y las orejas.
- Los hombres no deben utilizarlo en el escroto ni en la cara.
- Sobre o cerca de cualquier elemento artificial como implantes de silicona, marcapasos, puertos de inyección subcutánea (dispensador de insulina) o piercings.
- Sobre lunares, pecas, venas grandes, zonas pigmentadas más oscuras, cicatrices, anomalías de la piel sin consultar a su médico. Esto puede provocar una quemadura y un cambio en el color de la piel, lo que hace potencialmente más difícil identificar las enfermedades relacionadas con la piel (por ejemplo, el cáncer de piel).
- Sobre verrugas, tatuajes o maquillaje permanente. Esto puede provocar una quemadura y un cambio en el color de la piel.
- En zonas en las que se utilizan desodorantes de larga duración. Esto puede dar lugar a reacciones cutáneas.
- En pieles quemadas por el sol, recientemente bronceadas (en las últimas 48 horas) o falsamente bronceadas. Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento.

Qué se incluye



Aparato de depilación IPL SmoothPro+




Adaptador de CA

Protectores oculares (no mostrados)

Manual del usuario (no se muestra)

Ubicación de los controles



Explicación de los controles

Botones de activación e indicaciones de estado de SmoothPro+:

1. Botón de encendido utilizado para la activación, desactivación y selección de energía del dispositivo.
 - Al pulsar el botón (después de que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación) se encenderá el dispositivo en el nivel de energía 1. Si se vuelve a pulsar, se cambiará la energía, del nivel más bajo al más alto, para un total de 5 niveles de energía diferentes.
 - El dispositivo pasará al modo de espera cuando se deje desatendido o al pulsar el botón de encendido durante 3 segundos.
2. Botón de flash (activación del pulso de flash) marcado en aproximadamente 1/3 de la unidad.
 - El botón de flash activará la lámpara de flash si la ventana de tratamiento está en pleno contacto con la piel y el tono de la piel está dentro del rango permitido. Si se pulsa el botón una vez, se activará un solo pulso, moviendo el dispositivo aproximadamente la mitad de la distancia de la ventana cada vez.

Explicación de los controles

3. El indicador de estado de la alimentación

Indicador	Modo	Significado
Sin luz	OFF	El aparato no funciona (no está conectado a la red eléctrica)
Luz roja "intermitente"	Activación/espera	El dispositivo está en modo de espera (el dispositivo se activa después de conectarlo a la fuente de alimentación)
"Parpadeo alternativo" Rojo y Verde	Carga flash	El dispositivo se está cargando para el flash
Luz roja "sólida".	Pruebas cutáneas	La prueba de la piel se ha completado, lo que significa que su tono de piel es adecuado para el uso del dispositivo
Luz verde "sólida"	Depilación	El dispositivo puede emitir un pulso (Está llevando a cabo la "depilación" debido a que sólo el contacto de la piel completa y también se permite el tono de la piel (consulte la p.92-93)

Explicación de los controles

4. Explicación de otros componentes:

- Pantalla LCD:

La función de la pantalla LCD, incluye el contador de pulso, el nivel de tratamiento y la cantidad eléctrica restante tres parámetros.

- Contador de pulsos:

Para indicar el uso del número restante; y hay 300.000 veces en total.

- Nivel de tratamiento:

Selección del nivel de energía de IPL; e incluye de 1 a 5 niveles de energía.

- Sensor de tono de piel:

Para detectar su tono de piel e identificar si es adecuado para.

- Ventana de tratamiento:

Colóquela cerca de su piel y emita IPL, y podrá comenzar la depilación.

- Enchufe del aparato (enchufe DC):

Para conectar al adaptador de CA para el suministro de energía.

Prueba de sensibilidad a la luz

Recomendado antes del uso

Para determinar si tiene un problema de sensibilidad a la luz, siga las siguientes instrucciones. Se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña y menos sensible de la piel (por ejemplo, el antebrazo).

1. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo. (consulte las páginas 112-115)
2. Coloque la ventana del sensor de tono de piel cerca de la piel. La luz de encendido debería cambiar de luces verdes y rojas alternas a una luz roja sólida, lo que significa que el tipo de piel es apropiado para la depilación.
3. Coloque el aparato en una zona del antebrazo. Seleccione el nivel más bajo y emita un pulso en la zona de piel de prueba seleccionada.
4. Si se siente cómodo con el nivel de tratamiento, aumente al nivel 2 y realice un pulso adicional en el siguiente punto.
5. Sólo si se siente cómodo, puede continuar hasta alcanzar el Nivel 3, el Nivel 4 o el nivel de tratamiento máximo de 5.
6. Espere 24 horas. No debería experimentar ninguna reacción adversa durante las siguientes 24 horas. Se produce una reacción adversa a la luz si tiene dolor o molestias en las zonas de tratamiento o cualquier enrojecimiento de la piel durante más de dos horas. Puede deberse a la medicación, a los suplementos o a un posible problema de la piel.

Cómo utilizarlo

Preparativos antes del uso

1. Asegúrese de que el aparato está limpio, seco e intacto antes del tratamiento. Compruebe que el aparato, especialmente la ventana de salida de la luz y el accesorio, no tenga pelos, polvo o fibras atrapados.



2. Afeite el vello superficial de la zona de tratamiento. Limpie su piel y asegúrese de que está libre de vello, totalmente seca y sin sustancias aceitosas (por ejemplo, presentes en productos cosméticos como desodorantes, lociones, perfumes, cremas bronceadoras y protectores solares).




Cómo utilizarlo

3. Enchufe el adaptador de corriente a la fuente de alimentación y conecte el aparato de depilación; el indicador de encendido se pondrá en **rojo y parpadeará**.



4. Póngase las gafas sobre los ojos antes del tratamiento de depilación. Nunca dirija la fuente de luz directamente a los ojos.



Cómo utilizarlo

Tenga en cuenta que el tratamiento en zonas no afeitadas o mal afeitadas tiene una serie de efectos no deseados:

- La ventana de salida de luz y el accesorio pueden contaminarse con pelos sueltos y suciedad. Una ventana de salida de luz y un accesorio contaminados pueden reducir la vida útil y la eficacia del aparato.
- Las quemaduras o los puntos negros que aparecen en la ventana de salida de luz y el accesorio debido a la contaminación pueden hacer que el tratamiento sea doloroso o causar reacciones cutáneas como enrojecimiento y decoloración.
- Los pelos de la piel pueden quemarse, lo que puede provocar un olor desagradable.

Nota:

- Si su último método de depilación consistió en eliminar el vello de raíz (por ejemplo, depilación con cera, etc.), espere hasta que note que el vello vuelve a crecer de forma significativa antes de utilizar el dispositivo. No utilice cremas depilatorias en lugar del afeitado.
- Si el afeitado le provoca heridas o lesiones, su piel puede estar más sensible y el tratamiento con luz puede resultar a veces incómodo.
- Una vez que el vello deja de crecer, lo que suele ocurrir después de 4-5 tratamientos, ya no es necesario afeitarse antes de utilizar el aparato.

Cómo utilizarlo

Pasos para empezar

1. Presione el botón de encendido para encender la pantalla, mostrará el contador de pulsos, el nivel de tratamiento y la cantidad eléctrica restante. (Como se ilustra)



2. Coloque la ventana del sensor de tono de piel cerca de la piel. La luz de encendido debería cambiar de luces rojas parpadeantes a una **luz roja sólida**, lo que significa que el tipo de piel es apropiado para la depilación. La prueba del tono de piel tarda hasta 5 segundos.



Cómo utilizarlo

- Después de comprobar el tono de la piel, el aparato se pondrá en el nivel 1. Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar el nivel de tratamiento. Seleccione el nivel de intensidad apropiado para su piel, manteniéndose dentro de los ajustes recomendados mediante la tabla de piel suministrada. (ver p.93)



- Coloque el dispositivo en un ángulo de 90 ° sobre la piel para que el accesorio esté en contacto con la piel.



Cómo utilizarlo

5. Para facilitar el uso, estire la zona de la piel que desea tratar. En las zonas con piel más blanda, puede ser necesario presionar el cabezal sobre la piel con una ligera presión.




6. Cuando la luz de encendido es de color **verde fijo**, significa que está listo para parpadear.



Cómo utilizarlo


7. Pulse el botón de flash para lanzar un destello. Verá un destello brillante y escuchará un ruido de chasquido; luego puede sentir una leve sensación de picor o calor.
8. Suelte el botón de flash después de que el aparato haya parpadeado.



9. Para el siguiente destello, repita los pasos 6 a 9. Después de cada destello, el aparato tarda hasta 3 segundos en estar listo para volver a destellar.
10. Para evitar que queden zonas sin tratar, asegúrese siempre de que haya un solapamiento con la zona previamente tratada cuando coloque el aparato sobre la piel. La luz efectiva sólo sale por la ventana de salida de luz. Asegúrese de que los destellos se producen cerca uno del otro.

Cómo utilizarlo

11. Para evitar que queden zonas sin tratar, asegúrese siempre de que haya un solapamiento con la zona previamente tratada cuando coloque el aparato sobre la piel. La luz efectiva sólo sale por la ventana de salida de luz. Asegúrese de que los destellos se producen cerca uno del otro.



12. Despues del tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el aparato; desenchúfelo después de cada sesión de tratamiento.



Cómo utilizarlo

13. Despues de la depilación, se recomienda aumentar la hidratación y evitar la exposición de la zona afectada a la luz UV directa.



14. Compruebe que la ventana de salida de la luz y el accesorio no tengan pelos ni suciedad y limpie el aparato despues de su uso.



Consejos de operación:

Según los diferentes niveles de tratamiento, estas son algunas de nuestras sugerencias de funcionamiento:

- Nivel 1 y Nivel 2: Se recomienda su uso en las zonas pequeñas como las axilas y el vello facial por debajo de la línea de la barbilla.
- Nivel 3 a Nivel 5: Se recomienda su uso en las zonas grandes, como las piernas.
- Además, tenga en cuenta que la operación real debe combinarse con la situación real de las personas, por ejemplo, no se recomienda para la piel oscura.

Notas importantes:

- SmoothPro+ no disparará un pulso si no hay un contacto total de la ventana de luz con la piel o si su tono de piel es demasiado oscuro o bronceado.
- Aunque el SmoothPro+ ha sido probado según las normas internacionales para garantizar que sus salidas son seguras para sus ojos, se recomienda usar gafas como precaución adicional. Nunca mire directamente a la luz que sale del aparato, ya que puede ser perjudicial para los ojos.
- Si no hay ninguna operación en 3 minutos, SmoothPro+ se apagará automáticamente.

Cuidado de la piel después del tratamiento (opcional)


- Después del tratamiento, puede aplicar tóner, crema hidratante en la zona de la piel tratada para hidratarla. Si la zona tratada aparece irritada, utilice un refrigerante o una toalla fría para enfriar la piel.
- Por favor, no aplique perfume, mascarilla o maquillaje que contenga exfoliantes en la zona de la piel tratada.
- En las 24 horas siguientes al tratamiento, evite la luz ultravioleta; durante el cuidado de la piel, recuerde aplicarse crema solar.
- Si la irritación de la piel dura más de 24 horas sin mejorar, consulte a los médicos.

Programa de tratamiento

- Área de tratamiento: labios, axilas, piernas, brazos, línea del bikini, etc.
- Tiempo de vida de la lámpara: 300.000 destellos
- Ciclo de tratamiento: 10 veces el tratamiento es un ciclo completo
- Por favor, vea la reducción del vello para decidir los tiempos de tratamiento, depende de la situación de cada persona, normalmente se sugiere operar de nuevo cuando el vello ha crecido un 30%, ayuda a conseguir el mejor resultado.

Primera etapa (primeras 4 veces):

- Una vez cada dos semanas



Segunda Etapa (la 5^a y 7^a vez):

- Una vez al mes



Tercera etapa (la 8^a y 10^a vez):

- Una vez cada 3 meses



Programa de tratamiento

Tiempo medio de tratamiento

Zona	Tiempo aproximado de tratamiento
Axilas	1,5 minutos por axila
Brazos	3 minutos por brazo
Línea del bikini	1,5 minutos por lado
Toda la zona del bikini	5 minutos
Una pierna	12 minutos
Una pierna completa	20 minutos
Espalda	5 minutos
Labios	1 minuto

Nota: Los tiempos medios de tratamiento arriba indicados se han observado durante la investigación y las pruebas. Los tiempos de tratamiento individuales pueden variar de una persona a otra.

Utilización en diferentes zonas

Uso en las piernas

- Consulte la tabla de intensidades de luz recomendadas en la página 93 para ver qué ajustes son adecuados para sus piernas.
- Puede mover el aparato hacia arriba y hacia abajo o a través de la pierna, lo que le resulte más cómodo.
- Las zonas óseas como la espinilla y los tobillos son más sensibles que otras zonas del cuerpo. Cuando se presiona el accesorio con fuerza sobre estas zonas, la piel puede ser más susceptible de sufrir reacciones cutáneas, como irritación y enrojecimiento.
- El aparato puede dejar huellas en la piel de las zonas tratadas. Estas huellas pueden mostrarle dónde puede hacer que las zonas tratadas se superpongan.

Utilización en diferentes zonas

Uso en la zona del bikini

- Consulte la tabla de intensidades de luz recomendadas en la página 93 para ver qué ajustes son adecuados para su zona del bikini.
- En principio, SmoothPro+ es lo suficientemente seguro y suave para el tratamiento de toda la zona del bikini (por ejemplo, para el estilo "brasileño" o "Hollywood"). Utilice un ajuste más bajo en la piel más sensible y de pigmentación más oscura de la zona del bikini.
- No utilice el aparato en los labios interiores, la vagina y el ano. Los hombres que deseen tratar la zona del pubis no deben utilizar el aparato en el escroto.
- Por razones de higiene, limpie siempre el accesorio antes de empezar a tratar otra zona del cuerpo.

Uso en las axilas

- Consulte la tabla de intensidades de luz recomendadas en la página 93 para ver qué ajustes son adecuados para sus axilas.
- Asegúrese de retirar cualquier desodorante, perfume, crema u otro producto de cuidado de la piel de sus axilas antes del tratamiento.
- Levante el brazo y coloque la mano en el cuello para estirar la piel de la zona de las axilas, lo que facilita la realización del tratamiento de este modo.

Posibles reacciones cutáneas

Reacciones cutáneas comunes

Ligero enrojecimiento e irritación: Su piel puede mostrar un ligero enrojecimiento y/o puede sentir pinchazos, hormigueo o calor. Esta reacción es absolutamente inofensiva y desaparece rápidamente.

Una reacción cutánea similar a una quemadura solar: Puede producirse en la zona tratada durante un breve periodo de tiempo. Si no desaparece en 3 días, le aconsejamos que consulte a un médico.

Piel seca y picor: Esto puede ocurrir debido a la combinación del afeitado y el tratamiento con luz. Esto es inofensivo y desaparece en pocos días. Puede enfriar la zona con una bolsa de hielo o un paño húmedo. Si la sequedad persiste, puede aplicar una crema hidratante no perfumada en la zona tratada 24 horas después del tratamiento.

Efectos secundarios poco frecuentes

Quemaduras, enrojecimiento excesivo e hinchazón: Son el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para el color de su piel. Si estas reacciones no desaparecen en 3 días, le aconsejamos que consulte a un médico. Espere con el siguiente tratamiento hasta que la piel se haya curado completamente y asegúrese de utilizar una intensidad de luz más baja.

Posibles reacciones cutáneas

Decoloración de la piel: La decoloración de la piel se manifiesta como una mancha más oscura o más clara que la zona circundante. Es el resultado de utilizar una intensidad de luz demasiado alta para el color de tu piel. Si la decoloración no desaparece en 2 semanas, le aconsejamos que consulte a un médico. No trate las zonas decoloradas hasta que la decoloración haya desaparecido y su piel haya recuperado su color normal.

Infección e inflamación de la piel: Esto ocurre muy raramente y puede ser causado por el uso del aparato en heridas o cortes producidos por el afeitado, en heridas ya existentes o en vellos encarnados.

Dolor excesivo: Puede producirse durante o después del tratamiento si ha utilizado el aparato sobre piel no afeitada, si utiliza el aparato a una intensidad de luz demasiado alta para el color de su piel, si destella la misma zona más de una vez y si utiliza el aparato sobre heridas abiertas, inflamaciones, infecciones, tatuajes, quemaduras, etc. (para más información, consulte "Contraindicaciones" en las páginas 98-102).

Limpieza

- Asegúrese de apagar y desenchufar la unidad antes de limpiarla.
- Se recomienda limpiar la ventana de tratamiento después de cada sesión, utilizando un paño limpio con unas gotas de agua para limpiar suavemente el aparato.
- Si resulta difícil limpiar los bordes del accesorio con el paño de limpieza, utilice un bastoncillo de algodón en su lugar. Asegúrese de que no queden pelusas o fibras en el accesorio o en la ventana de salida de luz.
- No utilice nunca estropajos, productos de limpieza abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el aparato.
- Mantenga el SmoothPro+ seco. No sumerja nunca el aparato ni ninguna de sus partes en el agua, ya que puede suponer un riesgo de electrocución.

Almacenamiento

- Para evitar que el aparato y los accesorios se rompan o se pierdan, guarde el producto en la caja después de cada uso.
- Limpie el aparato antes de guardararlo.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar. No lo guarde en un entorno húmedo o mojado, ya que podría afectar al funcionamiento del producto.

Preguntas frecuentes sobre SmoothPro+

P: Cuando pongo el dispositivo contra mi piel, no ocurre nada. ¿Por qué?

- R: 1) No ha terminado el paso de prueba del tono de la piel. Por favor, coloque la ventana del sensor de tono de piel contra la piel de cerca para terminar la prueba.
- 2) La ventana de tratamiento no está presionada estrechamente contra la piel.

P: ¿Por qué siento calor y dolor durante la operación?

- R: 1) El nivel de tratamiento es demasiado alto para usted. Por favor, pulse el botón de encendido para elegir un nivel más bajo.
- 2) Hay pelo en la piel. Por favor, aféitese y límpie el vello antes de usarlo.

P: ¿El uso de SmoothPro+ tiene efectos a largo plazo? ¿Es seguro para mi piel?

- R: Los tratamientos profesionales con IPL existen desde hace más de 25 años y las investigaciones no han demostrado la aparición de cáncer de piel o problemas de fertilidad. No se han reportado efectos secundarios graves o daños por el uso a largo plazo. El sistema de seguridad SmoothPro+ garantiza que el destello de luz sólo es posible si la ventana de los dispositivos está en pleno contacto con la piel. Si la piel es demasiado oscura, el sensor de color de la piel impide la emisión de destellos. Los efectos secundarios y las complicaciones, aunque son posibles, son muy poco probables siempre que se utilice SmoothPro+ de acuerdo con este manual de usuario.

Preguntas frecuentes sobre SmoothPro+

P: ¿Es seguro utilizar SmoothPro+ en el rostro?

R: Comprobando su tipo de piel, puede elegir el ajuste específico que le garantice un tratamiento eficaz pero suave en su rostro. Como la zona alrededor de los ojos es muy sensible, recomendamos utilizar SmoothPro+ sólo por debajo de los pómulos para evitar el riesgo de dañar los ojos. Para conseguir resultados óptimos en las mejillas, el labio superior y la barbilla, colóquese frente al espejo para obtener una buena visión de la zona a tratar.

P: ¿La luz intermitente de SmoothPro+ es segura para mis ojos?

R: SmoothPro+ no daña los ojos. El sistema de seguridad evita el parpadeo cuando el dispositivo no está totalmente en contacto con la piel. Asegúrese de hacer un buen contacto con la piel para evitar una luz dispersa innecesaria y nunca utilice SmoothPro+ en la zona de los ojos o para tratar las cejas. Puede llevar gafas durante su uso. Recomendamos utilizar SmoothPro+ en una habitación bien iluminada, para reducir el brillo percibido del flash.

Especificaciones

Nombre del artículo: SmoothPro+ Aparato de depilación IPL

ID del artículo: PE720

Tipo de protección: Tipo BF

Potencia 36W (12V/3A)

Tensión de entrada: 100-240V

Rango de frecuencia nominal: 50/60Hz

Tiempo de vida de la lámpara 300.000 destellos

Tamaño del punto (tamaño de la ventana de IPL): 4,5 cm².

Peso neto: 386g

Dimensión del paquete: 257,5 x 207 x 86,5 mm

Garantía

Active su garantía de 1 año GRATIS ahora.

El producto tiene una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por el mal uso, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas. Todo lo que necesitamos es su nombre, correo electrónico y número de pedido. Eso es todo.



Escanee el código QR o visite
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Preguntas

Website: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Nuestro equipo de expertos en atención al cliente está aquí para responder a cualquier pregunta que quiera hacer.



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato lo SmoothPro+ (Dispositivo per l'Epilazione a Luce Pulsata) di Project E Beauty. Lo SmoothPro+ utilizza la tecnologia della **Luce Pulsata (IPL)**, nota come uno dei metodi più efficaci per trattare i peli corporei con risultati durevoli. Lo SmoothPro+ produce delle pulsazioni delicate di luce che penetrano nella pelle e vengono assorbite dai peli. Ciò fa entrare i follicoli in una 'fase di riposo' e previene un'ulteriore crescita dei peli. Alcuni giorni dopo, i peli trattati cadono naturalmente. Ripetendo il trattamento seguendo il programma consigliato si può continuare a impedire la ricrescita dei peli.

Esistono molti metodi di depilazione, dai tradizionali rasoi ai trattamenti laser professionali. Diversi richiedono molto tempo, sono costosi o incredibilmente dolorosi. Lo SmoothPro+ è stato **approvato dall'FDA** e garantisce i risultati più duraturi a un prezzo ragionevole. Questa tecnologia innovativa basata sulla luce per la prevenzione della ricrescita dei peli può essere usata dalla comodità di casa propria, in qualsiasi momento. Per informazioni importanti sulla sicurezza e su come usare il dispositivo, si prega di leggere questo manuale prima di usare lo SmoothPro+.

Principio di Funzionamento

Il dispositivo funziona scaldando il pelo e la radice al di sotto della pelle. La melanina nel pelo e nella radice assorbono le pulsazioni luminose rilasciate. Più i peli sono scuri, più luce possono assorbire. Questo processo stimola il pelo a entrare in una fase di riposo, per poi cadere naturalmente e inibire così la ricrescita.

I peli possono impiegare da una a due settimane per cadere. L'epilazione ottimale non può essere raggiunta con una sola sessione perché solo i peli nella fase di crescita sono suscettibili al trattamento con la luce. Durante un trattamento, i peli nell'area trattata si trovano solitamente in diversi stadi del ciclo di crescita. Per trattare efficacemente tutti i peli bisogna ripetere il trattamento alcune volte ogni due settimane.

I Vantaggi di SmoothPro+

Questo dispositivo comporta i seguenti vantaggi:

Tecnologia a Luce Pulsata (IPL) per l'utilizzo casalingo:

SmoothPro+ utilizza una tecnologia basata sulla luce chiamata Luce Pulsata (IPL). L'IPL viene usata anche dai professionisti per l'epilazione ed è in circolazione da ormai quindici anni. SmoothPro+ porta questa tecnologia innovativa a un nuovo livello consentendo di usarla a casa.

La tecnologia IPL offre una maggiore sicurezza con livelli di energia ridotti:

La tecnologia IPL può eseguire un'epilazione con una frazione dell'energia usata da altri strumenti che utilizzano la luce. I livelli ridotti di energia usati da SmoothPro+ riducono il suo potenziale di causare lesioni o complicazioni, e contribuiscono alla sicurezza generale.

Trattamento delicato, anche sulle aree sensibili del corpo:

SmoothPro+ è stato sviluppato in stretta collaborazione con dermatologi affermati per garantire un trattamento efficace e delicato, anche quando usato sulle aree più sensibili del corpo.

I Vantaggi di SmoothPro+

SmoothPro+ è sicuro per gli occhi:

SmoothPro+ ha una funzione di sicurezza integrata per la protezione degli occhi ed è stato testato secondo gli standard internazionali per assicurare che la luce prodotta sia sicura per gli occhi.

SmoothPro+ protegge la pelle:

Parte dell'esperienza cosmetica unica fornita da SmoothPro+ è la funzione Individua e Imposta: significa che non bisogna preoccuparsi di scegliere le impostazioni corrette per la propria carnagione, perché il dispositivo le individua automaticamente. È semplice e si può visualizzare l'impostazione vicino al pulsante di accensione, sul retro del sensore intelligente per la carnagione.

SmoothPro+ è Adatto a Te?

SmoothPro+ ha un funzionamento facile, sicuro ed efficace su peli di tonalità diverse, dal biondo scuro al castano, al nero; e su carnagioni da molto chiara a scura. La tecnologia IPL non può essere usata per trattare i peli bianchi/grigi, biondo chiaro o rossi, e non è adatta per le pelli molto scure. Ciò è dovuto alla necessità di un contrasto elevato fra la pigmentazione dei peli e quella della carnagione.

Adatto per le carnagioni:



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Nota: Nella figura riportata qua sopra, "X" significa che il dispositivo non è adatto per quel caso.

SmoothPro+ è Adatto a Te?

La tabella dei colori indicata di seguito può aiutarti a capire se SmoothPro+ è perfetto per te!

Tipo di Pelle	Carnagione	Caratteristiche	Esempio
I	Pallida; chiara; capelli rossi o biondi; occhi azzurri; lentiggini	Si scotta sempre senza mai abbronzarsi	
II	Bianca; chiara; capelli rossi o biondi; occhi azzurri, nocciola o verdi	Di solito si scotta, si abbronzà con difficoltà	
III	Pelle chiara con qualsiasi colore di occhi o capelli; molto comune	A volte scottature lievi, si abbronzà gradualmente	
IV	Olivastra; carnagione tipica mediterranea caucasica	Si scotta raramente, si abbronzà facilmente	
V	Scura; tipi di pelle medio-orientali	Si scotta molto raramente, si abbronzà facilmente	
VI	Nera	Non si scotta mai, si abbronzà facilmente	



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Precauzioni:

- Leggere tutte le istruzioni prima di usare il Dispositivo di Epilazione. Controllare il dispositivo prima dell'uso.
- Interrompere immediatamente l'uso se si dovessero riscontrare degli effetti collaterali o se si hanno preoccupazioni riguardanti l'uso.
- Usare questo dispositivo solo per lo scopo indicato in questo manuale.
- Usare con gli occhiali protettivi forniti insieme al dispositivo.
- Non guardare direttamente né puntare la luce negli occhi durante l'uso, potrebbe causare danni alla vista. Si prega di indossare gli occhiali forniti.
- Non usare durante una gravidanza.
- Non usare se si è sofferto di emicranie negli ultimi due anni.
- Non usare su lesioni sospette o cancerogene. Consultare un medico.
- Non permettere ai bambini di usare il dispositivo senza supervisione.
- Non esporre il dispositivo a temperature inferiori ai 15°C o superiori ai 35°C durante l'uso.
- Si sconsiglia l'uso del dispositivo a chi soffre di malattie fisiche, mentali o sta seguendo un trattamento dermatologico.

Istruzioni Precauzionali:

Durante l'utilizzo di un dispositivo elettrico, bisogna seguire delle precauzioni di base, fra cui:

- Non puntare il dispositivo su superfici diverse dalla pelle. Ciò potrebbe causare danni gravi all'apparecchio.
- Non aprire, smontare, fare cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture né cercare di riparare il dispositivo, ciò potrebbe causare danni all'unità, malfunzionamenti, folgorazioni, incendi o lesioni personali. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'unità.
- Smaltire tutti i prodotti secondo le leggi e le normative locali e nazionali.
- Non usare se si è fotosensibili. Se non si è sicuri di essere fotosensibili, consigliamo di eseguire il Test per la Fotosensibilità indicato in questo manuale.
- Non usare se si stanno assumendo farmaci che rendono fotosensibili. Si potrebbe essere fotosensibili senza saperlo. Ci sono agenti fotosensibilizzanti in farmaci, cibi, saponi, cosmetici e tinte.
- Farmaci che causano fotosensibilità: Antibiotici; FANS; Diuretici; Retinoidi; Ipoglicemici; Inibitori della HMG-CoA riduttasi (statine); Farmaci per la Terapia Fotodinamica; farmaci Neurolettici o Antimicotici.
- Non usare sopra o vicino a una recente iniezione di steroidi. Così facendo si potrebbe causare una reazione fotosensibile.

Attenzione

- Interrompere l'utilizzo in caso si dovesse riscontrare una sensazione di disagio o un arrossamento della pelle che duri per più di due ore. Si potrebbe essere sensibili alla luce o soffrire di un altro problema. Consultare il proprio medico.
- Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto, è stato danneggiato o immerso in acqua. Restituire il dispositivo a Project E Beauty perché venga esaminato e riparato.
- Non appoggiare o riporre il dispositivo in un luogo in cui possa cadere o essere tirato in una vasca o lavandino. Tenere lontano dall'acqua (incluse vasche e docce). Se il dispositivo dovesse accidentalmente cadere in acqua, scollegare subito dalla corrente.
- Tenere lontano dai prodotti aerosol infiammabili.
- Non usare altri alimentatori AC o caricatori con la maschera LED.
- Se il dispositivo dovesse iniziare a surriscaldarsi, spegnerla immediatamente.
- Evitare di esporre direttamente l'area trattata a una luce a raggi UV durante l'uso.
- Durante l'uso è severamente vietato bloccare la presa d'aria e il foro per la dissipazione del calore.

Informazioni di Sicurezza

- Se dovessero esserci delle macchie sulle lenti per l'emissione della luce, è vietato pulirle direttamente con l'alcol.
- La depilazione continua per più di due volte nella stessa area non migliora i risultati del trattamento ma aumenta il rischio di reazioni avverse della pelle.
- Non si può usare il dispositivo sulle seguenti aree: pelle abbronzata; su infezioni, eczema, ustioni, infiammazione dei follicoli, lacerazioni, lesioni o ferite aperte, ematomi; pelle scura o nera, come nei e lentigginis; emangioma; zone in cui sono state eseguite delle operazioni chirurgiche, estetiche o meno; contorno occhi e vicino alle sopracciglia; sui tatuaggi.

Controindicazioni

NON USARE il dispositivo in presenza di una delle seguenti condizioni.

Fotosensibilità: Non usare se si è fotosensibili. Si è fotosensibili se si prova un qualsiasi tipo di disagio o di rossore della pelle che dura per più di due ore. Interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.

Gravidanza o Allattamento: Non usare se si è incinta o si sta allattando. Il dispositivo non è stato testato sulle donne incinta e gli effetti, se presenti, sono sconosciuti.

Colore della Pelle o dei Peli Inadatto: Non usare se il colore naturale dei peli nelle zone da trattare è biondo chiaro, bianco, grigio o rosso. Non usare se si ha il tipo di belle VI (la pelle non si scotta quasi mai e ci si abbronzza facilmente; la carnagione è scura o nera). In questo caso si corre un rischio elevato di soffrire di qualche reazione della pelle, come forte rossore, ustioni o scolorimento.

Fotosensibilità: Non usare se si è fotosensibili. Si è fotosensibili se si prova un qualsiasi tipo di disagio o di rossore della pelle che dura per più di due ore. Interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.

Controindicazioni

Dispositivi Implantabili: Non usare questo dispositivo se si ha un pacemaker cardiaco, un defibrillatore impiantato, uno shunt o altri dispositivi elettronici. Questo dispositivo contiene dei magneti che potrebbero causare delle interferenze con questi dispositivi, il che potrebbe risultare in lesioni gravi o morte.

Emicranie: Non usare se si è sofferto di emicrania negli ultimi due anni.

Epilessia: Non usare se si soffre di epilessia.
Lesioni: Non usare questo dispositivo su lesioni sospette o cancerogene. Così facendo si potrebbero ritardare i risultati dei migliori trattamenti medici.

Il mancato rispetto delle istruzioni del manuale o la manutenzione errata del dispositivo renderanno nulla la garanzia.

Controindicazioni

Non usare mai il dispositivo se si soffre di una qualsiasi delle malattie elencate di seguito:

- Se si soffre di una malattia della pelle come il cancro, se si ha un'anamnesi di cancro alla pelle o altri tipi di cancro localizzati nelle aree da trattare.
- Se si hanno lesioni pre-cancerogene o diversi nei atipici nelle aree da trattare.
- Se si ha un'anamnesi di disturbo del collagene, inclusa la formazione di cheloidi o una cattiva guarigione dalle ferite.
- Se si ha un'anamnesi di disturbi vascolari, ad esempio la presenza di vene varicose o ectasia vascolare nelle aree da trattare.
- Se la pelle è fotosensibile e prona a sfoghi o reazioni allergiche.
- Se si hanno infezioni, eczema, ustioni, infiammazioni dei follicoli, lacerazioni aperte, abrasioni, herpes simplex, ferite o ematomi nelle aree da trattare.
- Se si è subito un intervento chirurgico nelle aree da trattare.
- Se si soffre di epilessia con sensibilità alla luce.
- Se si soffre di diabete, lupus eritematoso, porfiria o insufficienza cardiaca congestizia.
- Se si soffre di qualsiasi disturbo che porta a sanguinamenti.
- Se si ha un'anamnesi di malattie immunospressive (inclusi HIV e AIDS).

Controindicazioni

Non usare mai il dispositivo se si stanno assumendo i seguenti farmaci:


- Se al momento o recentemente si è trattata la pelle con Alfa-idrossiacidi (AHA), Beta-idrossiacidi (BHA), isotretinoina topica e acido azelaico.
- Se si è assunta una qualsiasi forma isotretinoina Accutane o Roaccutane negli ultimi sei mesi. Questo trattamento assottiglia la pelle e può quindi renderla più suscettibile a ferite, lesioni e irritazioni.
- Se si stanno assumendo antidolorifici, che riducono la sensibilità della pelle al calore.
- Se si stanno assumendo agenti o farmaci fotosensibilizzanti, controllare il foglietto illustrativo e non usare mai il dispositivo se viene affermato che possono causare reazioni fotoallergiche, reazioni fototossiche o se bisogna evitare la luce diretta del sole durante l'assunzione.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti, incluso un ampio uso di aspirina tale che non consente un periodo minimo di 1 settimana prima del trattamento per uscire dal sistema.
- Se si stanno assumendo farmaci immunosoppressivi.

Controindicazioni


Non usare mai il dispositivo sulle seguenti aree:

- Su capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e interno di narici e orecchie.
- Gli uomini non possono usarlo su scroto e volto.
- Sopra o vicino a materiali artificiali, come impianti di silicone, pacemaker, dispositivi di iniezioni sottocutanee (microinfusore insulinico).
- Su nei, lentiggini, vene grandi, aree a pigmentazione scura, cicatrici, anomalie della pelle senza avere prima consultato un dottore. Ciò può portare a bruciature e a un cambiamento nel colore della pelle, il che rende potenzialmente più difficile identificare le malattie legate alla pelle (ad esempio il cancro).
- Su verruche, tatuaggi o trucco permanente. Ciò può risultare in ustioni e in un cambiamento nel colore della pelle.
- Su aree in cui si usano deodoranti a lunga durata. Ciò può causare delle reazioni sulla pelle.
- Su ustioni, abbronzature recenti (meno di 48 ore) o autoabbronzanti. Tutti i tipi di abbronzatura possono ripercuotersi sulla sicurezza del trattamento.

Contenuto della Confezione



Dispositivo per
l'Epilazione IPL
SmoothPro+




Alimentatore AC

Occhiali Protettivi (Non Rappresentati)

Manuale Utente (Non Rappresentato)

Posizione dei Comandi



Spiegazione dei Comandi

Pulsanti di attivazione e di indicazione dello status di SmoothPro+:

1. Pulsante di accensione usato per l'attivazione e disattivazione del dispositivo e per la selezione dell'energia.
 - Premendo il pulsante (dopo avere collegato il dispositivo a una presa di corrente) si accenderà il dispositivo al livello di energia 1. Premere di nuovo per cambiare l'energia dal livello più basso a quello più alto, per un totale di 5 livelli diversi.
 - Il dispositivo passerà in modalità standby quando lasciato inutilizzato o tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. Pulsante della luce pulsata, posizionato a circa 1/3 dell'unità.
 - Il pulsante attiva la luce pulsata se la finestra di trattamento è completamente a contatto con la pelle e se la carnagione rientra nel range consentito. Premendo il pulsante una volta si attiva una pulsazione singola, spostare ogni volta il dispositivo a una distanza di circa la metà della dimensione della finestra.

Spiegazione dei Comandi

3. Significato dei colori della spia luminosa

Spia	Modalità	Significato
Spenta	OFF	Il dispositivo non è attivo (non è collegato a una presa di corrente)
Luce Rossa Lampeggiante	Attivazione / Standby	Il dispositivo è in standby (viene acceso dopo averlo collegato a una presa di corrente)
Luci Rossa e Verde Lampeggianti in Alternanza	Luce In Carica	Il dispositivo sta caricando la luce pulsata
Luce Rossa Fissa	Test della Pelle	Il test della pelle è stato completato, significa che la carnagione è adatta all'utilizzo del dispositivo.
Luce Verde Fissa	Epilazione	Il dispositivo è pronto per emettere una pulsazione (si può eseguire l'epilazione solo mettendo la finestra completamente a contatto con la pelle e se la carnagione rientra nel range consentito, fare riferimento a p.135-136).

Spiegazione dei Comandi

4. Spiegazione delle Altre Parti:

- Schermo LCD:

Le funzioni dello schermo LCD includono il conteggio delle pulsazioni, il livello del trattamento e la quantità di energia restante.

- Contatore Pulsazioni:

Per indicare il numero di pulsazioni rimaste; ce ne sono 300,000 in totale.

- Livello del Trattamento:

La selezione del livello dell'energia dell'IPL; include 5 livelli di energia.

- Sensore della Carnagione:

Per individuare la carnagione e determinare se è adatta al trattamento.

- Finestra di Trattamento:

Posizionarla vicino alla pelle per emettere le pulsazioni e iniziare l'epilazione.

- Presa del dispositivo (presa DC):

Per collegare il dispositivo alla corrente.

Test per la Fotosensibilità

Consigliato Prima dell'Uso

Per potere determinare se si soffre di fotosensibilità, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito. Si consiglia di eseguire il test in un'area piccola e meno sensibile della pelle (ad esempio l'avambraccio).

1. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo (fare riferimento a p.155-158).
2. Posizionare la finestra del sensore sulla pelle. La spia luminosa dovrebbe passare dal lampeggiare verde e rossa a una luce rossa fissa, il che significa che il tipo di pelle è appropriato per l'epilazione.
3. Posizionare il dispositivo su un'area dell'avambraccio. Selezionare il livello più basso ed eseguire una pulsazione.
4. Se il livello di trattamento non crea disagio, aumentarlo a 2 ed eseguire una pulsazione aggiuntiva sull'area successiva.
5. Se non si prova disagio, si può passare al livello 3, 4 o al livello massimo, 5.
6. Attendere 24 ore. NON si dovrebbero riscontrare reazioni avverse durante le 24 ore successive. Una reazione avversa alla luce si verifica se si provano dolore o disagio nelle aree di pelle trattate o se la pelle si arrossa per più di due ore. Ciò può essere dovuto a farmaci, integratori o a un possibile problema della pelle.

Istruzioni per l'Utilizzo

Preparazione Prima dell'Uso

1. Assicurarsi che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto prima del trattamento. Controllare il dispositivo, soprattutto la finestra di emissione della luce e l'accessorio, per controllare che non ci siano peli, polvere e fibre.



2. Depilare i peli superficiali sull'area da trattare. Pulire la pelle e assicurarsi che sia priva di peli, completamente asciutta e non unta (gli oli sono ad esempio contenuti in prodotti cosmetici come deodoranti, lozioni, profumi, creme abbronzanti e protezioni solari).




Istruzioni per l'Utilizzo

3. Inserire l'alimentatore nel jack e collegare il dispositivo alla corrente; la spia di accensione **lampeggerà rossa**.



4. Indossare gli occhiali protettivi prima di iniziare il trattamento. Non puntare mai direttamente la luce negli occhi.



Istruzioni per l'Utilizzo

Si prega di notare che il trattamento su delle aree non pulite o non depilate correttamente comporta diversi effetti indesiderati:

- La finestra di emissione della luce e il dispositivo potrebbero essere contaminati da peli e sporco. Una finestra contaminate può ridurre la durata e l'efficacia del dispositivo.
- Bruciature o macchie nere sulla finestra di emissione della luce possono rendere il trattamento doloroso o causare reazioni sulla pelle, come rossore e discolorazione.
- I peli sulla pelle possono bruciarsi, producendo un odore sgradevole.

Nota:

- Se l'ultimo metodo di depilazione usato prevedeva di rimuovere i peli dalla radice (epilazione, ceretta, ecc.), attendere finché non si nota una ricrescita significativa prima di usare il dispositivo. Non usare delle creme depilatorie al posto del rasoio.
- Se la depilazione dovesse causare ferite o lesioni, la pelle potrebbe essere più sensibile e il trattamento luminoso potrebbe comportare un senso di disagio.
- Una volta che i peli non ricrescono più, il che di solito si verifica dopo 4-5 trattamenti, non è più necessario depilarsi prima di usare il dispositivo.

Istruzioni per l'Utilizzo

Come Usare il Dispositivo

- Premere il pulsante di accensione per accendere lo schermo, indicherà il conteggio delle pulsazioni, il livello del trattamento e la quantità restante di energia (come in foto).



- Posizionare la finestra del sensore della carnagione a contatto con la pelle. La spia luminosa dovrebbe passare dal lampeggiare rossa a una **luce rossa fissa**, il che significa che il tipo di pelle è appropriato per l'epilazione. Ci vogliono fino a 5 secondi per testare la carnagione.



Istruzioni per l'Utilizzo

3. Dopo avere eseguito il test della carnagione, il dispositivo sarà impostato sul livello 1. Premere il pulsante di accensione per cambiare il livello del trattamento. Selezionare l'intensità adeguata alla propria pelle, rimanendo all'interno del range consigliato dalla tabella a pagina 136.



4. Posizionare il dispositivo a un angolo di 90° sulla pelle, in modo che l'accessorio sia a contatto con la pelle.



Istruzioni per l'Utilizzo

5. Per un utilizzo più facile, tirare l'area di pelle che si vuole trattare. Sulle aree in cui la pelle è più morbida, premere la testina sulla pelle applicando una leggera pressione.




6. Quando la spia luminosa **diventa verde**, significa che il dispositivo è pronto per la pulsazione.



Istruzioni per l'Utilizzo


7. Premere il pulsante della pulsazione. Si vedrà un lampo luminoso e si sentirà uno schiocco; si potrebbe provare un leggero bruciore o la sensazione di calore.
8. Lasciare la presa sul pulsante delle pulsazioni dopo che il dispositivo ha emesso il flash.



9. Per la pulsazione successiva, ripetere i passaggi da 6 a 9. Dopo ciascuna pulsazione ci vogliono fino a 3 secondi perché il dispositivo sia pronto per quella successiva.
10. Per evitare di non trattare alcune aree, assicurarsi sempre che l'area già trattata e quella nuova si sovrappongano leggermente quando si posiziona il dispositivo sulla pelle. La luce efficace viene emessa solo dalla finestra della luce. Assicurarsi che i flash vengano prodotti uno vicino all'altro.

Istruzioni per l'Utilizzo

11. Per evitare di non trattare alcune aree, assicurarsi sempre che l'area già trattata e quella nuova si sovrappongano leggermente quando si posiziona il dispositivo sulla pelle. La luce efficace viene emessa solo dalla finestra della luce. Assicurarsi che i flash vengano prodotti uno vicino all'altro.



12. Dopo il trattamento, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il dispositivo; scollarlo dalla corrente dopo ciascun trattamento.



Istruzioni per l'Utilizzo

13. Dopo l'epilazione si consiglia di aumentare l'idratazione della pelle e di evitare di esporre le aree trattate alla luce UV diretta.



14. Controllare la finestra di emissione della luce e il dispositivo per assicurarsi che non ci siano peli e sporco, e pulire l'unità dopo l'uso.



Consigli per l'Utilizzo:

In base ai diversi livelli di trattamento, ecco alcuni dei nostri consigli per l'utilizzo:

- Livello 1 e Livello 2: Si consiglia di usarli nelle aree più piccole, come le ascelle e i peli sotto al mento.
- Livelli da 3 a 5: Si consiglia di usarli sulle aree più ampie, come le gambe.
- Inoltre, si prega di notare che l'utilizzo effettivo dipende dalla situazione reale delle persone, ad esempio se ne sconsiglia l'uso per chi ha la pelle scura.

NOTE Importanti:

- SmoothPro+ non attiva la pulsazione se la finestra di emissione della luce non è completamente a contatto con la pelle o se la carnagione è troppo scura o abbronzata.
- Anche se lo SmoothPro+ è stato testato in base agli standard internazionali per assicurare che le sue emissioni siano sicure per gli occhi, si consiglia di indossare gli occhiali protettivi come precauzione aggiuntiva. Non guardare mai direttamente la luce proveniente dal dispositivo perché potrebbe essere dannosa per gli occhi.
- Se non viene usato per 3 minuti, lo SmoothPro+ si spegne automaticamente.

Cura della Pelle a Seguito del Trattamento (Opzionale)


- Dopo il trattamento si possono applicare un toner e una crema idratante alla pelle trattata. Se l'area trattata è irritata si prega di usare un refrigerante o un asciugamano freddo per calmare la pelle.
- Si prega di non applicare profumi, maschere o trucco che contengano degli esfolianti forti sull'area trattata.
- Evitare la luce UV nelle 24 ore successive al trattamento; ricordarsi di applicare la protezione solare.
- Se l'irritazione della pelle dura per più di 24 ore senza migliorare, si prega di consultare un medico.

Programma per il Trattamento

- Area da Trattare: labbra, ascelle, stinchi, gambe, braccia, zona bikini, ecc.
- Durata della Lampada: 300,000 pulsazioni
- Ciclo di Trattamento: un ciclo completo è costituito da 10 trattamenti
- Si prega di controllare la riduzione dei peli per decidere ogni quanto eseguire un trattamento, dipende dalle situazioni individuali; di solito si consiglia di usare di nuovo il dispositivo quando i peli sono ricresciuti del 30% in modo da ottenere i risultati migliori.

Primo Stadio (prime 4 volte):

- Una volta ogni due settimane



Secondo Stadio (dalla 5^a alla 7^a volta):

- Una volta al mese



Terzo Stadio (dalla 8^a alla 10^a volta):

- Una volta ogni 3 mesi



Programma per il Trattamento

Durata Media di un Trattamento

Area	Tempo di Trattamento Approssimativo
Ascelle	1.5 minuti per ascella
Braccia	3 minuti per braccio
Lati della zona bikini	1.5 minuti per lato
Zona bikini completa	5 minuti
Parte inferiore della gamba	12 minuti
Gamba completa	20 minuti
Schiena	5 minuti
Labbra	1 minuto

Nota: La durata media per ciascun trattamento indicata nella tabella è stata determinata sulla base di ricerche e test. I tempi di trattamento possono variare da una persona all'altra.

Utilizzo sulle gambe

- Controllare l'intensità della luce consigliata nella tabella a pagina 136 per capire quali impostazioni sono adatte alle gambe.
- Si può spostare l'apparecchio dall'alto in basso o in senso orizzontale in base a come si preferisce.
- Le aree più ossute, come gli stinchi e le caviglie, sono più sensibili rispetto ad altre zone. Quando si preme molto il dispositivo su queste aree la pelle può essere più suscettibile ad avere reazioni, come irritazioni e rossore.
- Il dispositivo potrebbe lasciare dei segni sulla pelle nelle aree trattate. Questi segni possono indicarti dove sovrapporre le aree trattate.

Utilizzo sulla zona bikini

- Controllare l'intensità della luce consigliata nella tabella a pagina 136 per capire quali impostazioni sono adatte alla zona bikini.
- Lo SmoothPro+ è sicuro e abbastanza delicato per potere essere usato per trattare tutta la zona bikini (ad esempio per uno stile "brasiliano" o "Hollywood"). Usare un'impostazione più bassa sulla pelle di pigmentazione più scura e più sensibile della zona bikini.
- Non usare il dispositivo sull'interno delle labbra, sulla vagina e sull'ano. Gli uomini che desiderano trattare l'area pubica non devono usare il dispositivo sullo scroto.
- Per motivi igienici bisogna sempre pulire il dispositivo prima di iniziare a trattare un'altra area del corpo.

Utilizzo sulle ascelle

- Controllare l'intensità della luce consigliata nella tabella a pagina 136 per capire quali impostazioni sono adatte alle ascelle.
- Assicurarsi di rimuovere deodorante, profumi, creme o altri prodotti per la cura della pelle dalle ascelle prima del trattamento.
- Sollevare il braccio e mettere la mano sul collo per allungare la pelle dell'ascella, il che renderà il trattamento più semplice da eseguire.

Possibili Reazioni della Pelle

Reazioni della Pelle Comuni

Rossore e Irritazione Lievi: La pelle potrebbe esibire un lieve rossore e/o prudere, formicolare o sembrare calda. Questa reazione è assolutamente innocua e scompare in fretta.

Una Reazione Simile a una Scottatura: Ciò può verificarsi nella zona trattata per un breve periodo di tempo. Se non dovesse scomparire entro 3 giorni, consigliamo di consultare un medico.

Pelle Secca e Prurito: Ciò potrebbe verificarsi per via della combinazione di depilazione e luce pulsata. È una reazione innocua che scompare nel giro di pochi giorni. Si può calmare la pelle con del ghiaccio o un panno umido. Se la secchezza persiste, si può applicare una crema idratante senza profumi sulla zona trattata 24 ore dopo il trattamento.

Effetti collaterali rari

Bruciature, Rossore Eccessivo e Gonfiore: Sono il risultato dell'utilizzo di un'intensità della luce troppo elevata per la propria carnagione. Se queste reazioni non dovessero scomparire entro 3 giorni, consigliamo di consultare un dottore. Attendere a eseguire il trattamento successivo finché la pelle non è guarita completamente e assicurarsi di usare un'intensità inferiore.

Possibili Reazioni della Pelle

Discolorazione della Pelle: La discolorazione della pelle si presenta come una macchia di pelle più scura o più chiara rispetto all'area circostante. È il risultato dell'utilizzo di un'intensità della luce troppo elevata per la propria carnagione. Se la discolorazione non scompare entro 2 settimane consigliamo di consultare un medico. Non trattare le aree con discolorazione finché non è scomparsa e la pelle è tornata al suo colorito normale.

Infezioni e Infiammazioni della Pelle: Si verificano molto raramente e potrebbero essere causate dall'utilizzo del dispositivo su ferite o tagli provocati dalla depilazione, su ferite preesistenti o su peli incarniti.

Dolore Eccessivo: Può verificarsi durante o dopo il trattamento se si è usato il dispositivo sulla pelle non depilata, con un'intensità della luce troppo elevata per la propria carnagione, se si usa la luce pulsata sulla stessa area per più di una volta e se si usa il dispositivo su ferite aperte, infezioni, tatuaggi, ustioni ecc. (vedere le "Controindicazioni" riportate a p.141-145 per ulteriori informazioni).

Pulizia

- Assicurarsi di spegnere e staccare l'unità dalla corrente prima della pulizia.
- Si consiglia di pulire delicatamente la finestra per il trattamento dopo ogni sessione usando un panno pulito con alcune gocce di acqua.
- Se risulta difficile pulire i bordi del dispositivo con un panno, usare un batuffolo di cotone. Assicurarsi che non ci siano residui sul dispositivo o sulla finestra di emissione della luce.
- Non usare mai pagliette, agenti detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come la benzina o l'acetone per pulire il dispositivo.
- Tenere lo SmoothPro+ asciutto. Non immergere mai il dispositivo o le sue parti in acqua, potrebbe crearsi il rischio di elettrocuzione.

Conservazione

- Per evitare di rompere o perdere il dispositivo e i suoi accessori, si prega di riporre il prodotto nella scatola dopo ciascun utilizzo.
- Pulire il dispositivo prima di riporlo.
- Tenerlo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. Non riporlo in un ambiente umido, ciò potrebbe avere ripercussioni sul funzionamento del prodotto.

FAQ su SmoothPro+

D: Quando metto il dispositivo a contatto con la pelle non succede niente. Perché?

- R: 1) Non hai finito il passaggio del test della carnagione. Metti il sensore della carnagione a contatto con la pelle per completare il test.
- 2) La finestra di trattamento non è ben premuta sulla pelle.

D: Perché durante l'operazione sento calore e dolore?

- R: 1) Il livello del trattamento è troppo elevato per te. Premi il pulsante di accensione per scegliere un livello più basso.
- 2) Sono rimasti dei peli sulla pelle. Depilati e pulisci l'area prima dell'uso del dispositivo.

D: L'uso di SmoothPro+ ha degli effetti a lungo termine? È sicuro per la pelle?

- R: I trattamenti professionali a IPL esistono già da più di 25 anni e i ricercatori non hanno trovato prove della comparsa del cancro alla pelle o di problemi di fertilità. Non sono stati riportati effetti collaterali o lesioni gravi a seguito del suo utilizzo prolungato. Il sistema di sicurezza di SmoothPro+ assicura che le pulsazioni luminose vengano emesse solo se la finestra del dispositivo è completamente a contatto con la pelle. Se la tua pelle è troppo scura, il sensore della carnagione impedisce le emissioni di pulsazioni luminose. Gli effetti collaterali e le complicazioni, anche se possibili, sono molto improbabili finché usi lo SmoothPro+ seguendo le indicazioni riportate in questo manuale.

FAQ su SmoothPro+

D: SmoothPro+ si può usare sul volto?

R: Quando controlli il tuo tipo di pelle puoi scegliere l'impostazione specifica che assicurerà un trattamento efficace e delicato sul volto. Poiché il contorno occhi è molto sensibile consigliamo di usare SmoothPro+ solo al di sotto degli zigomi per evitare il rischio di danni agli occhi. Per ottenere dei risultati ottimali sulle guance, sul labbro superiore e sul mento, mettiti davanti allo specchio per avere una buona visuale dell'area da trattare.

D: Le pulsazioni luminose di SmoothPro+ sono sicure per gli occhi?

R: SmoothPro+ non è dannoso per gli occhi. Il sistema di sicurezza impedisce l'emissione delle pulsazioni luminose se il dispositivo non è completamente a contatto con la pelle. Assicurati che sia bene a contatto con la pelle per evitare la dispersione della luce e non usare mai SmoothPro+ sul contorno occhi o sulle sopracciglia. Durante l'uso puoi indossare gli occhiali protettivi. Consigliamo di usare SmoothPro+ in una stanza ben illuminata per ridurre la percezione della luminosità delle pulsazioni luminose.

Specifiche

Norme Articolo: Dispositivo di Epilazione a Luce Pulsata SmoothPro+

ID Articolo: PE720

Tipologia di protezione: tipologia BF

Potenza 36W (12V/3A)

Tensione in entrata: 100-240V

Range di frequenza nominale: 50/60Hz

Durata della lampada: 300,000 pulsazioni

Dimensioni della finestra per la luce pulsata: 4.5cm²

Peso netto: 386g

Dimensioni della confezione: 257.5 x 207 x 86.5 mm

Garanzia

Attiva Subito la Tua Garanzia GRATUITA di 1 Anno.

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che protegge dai difetti di fabbrica. Non include i danni causati da utilizzo scorretto, incidenti, abuso, negligenza o altre cause esterne. Ci servono solo il tuo nome, la mail e l'ID dell'ordine. Tutto qui.



Scansiona il codice QR o visita
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Domande

Sito web: www.projectebeauty.com

E-mail: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Il nostro servizio clienti esperto è a disposizione per rispondere a tutte le tue domande.



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SmoothPro+ (IPL-Haarentfernungsgerät) von Project E Beauty. SmoothPro+ verwendet die **Intense Pulsed Light** (IPL)-Technologie, die als eine der effektivsten Methoden zur Behandlung unerwünschter Körperhaare mit länger anhaltenden Ergebnissen bekannt ist. SmoothPro+ erzeugt sanfte Lichtimpulse, die in die Haut eindringen und von den Haaren absorbiert werden. Dies bewirkt, dass der Haarfollikel in eine "Ruhephase" geht und das Haar am weiteren Wachstum gehindert wird. Einige Tage später fällt das behandelte Haar auf natürliche Weise aus. Indem Sie die Behandlung nach dem empfohlenen Zeitplan wiederholen, können Sie weiterhin das Nachwachsen der Haare verhindern.

Es gibt so viele verschiedene Methoden der Haarentfernung, von der traditionellen Rasierklinge bis zur professionellen Laserbehandlung. Viele sind zeitaufwendig, teuer oder furchtbar schmerhaft. SmoothPro+ ist **FDA-zugelassen** und bietet Ihnen länger anhaltende Ergebnisse zu einem vernünftigen Preis. Sie können diese innovative lichtbasierte Technologie zur Verhinderung von Haarwuchs jetzt bequem in der Privatsphäre Ihres eigenen Zuhause anwenden, wann und wo immer Sie wollen. Für wichtige Informationen zur Sicherheit und zum Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie SmoothPro+ verwenden.

Arbeitsweise

Das Gerät arbeitet durch Erwärmung des Haares und der Haarwurzel unter der Haut. Das Melanin in Haar und Haarwurzel absorbiert die abgegebenen Lichtimpulse. Je dunkler die Haarfarbe ist, desto mehr Licht kann absorbiert werden. Durch diesen Vorgang wird das Haar angeregt, in die Ruhephase zu gehen. Das Haar fällt nun natürlich aus und das Haarwachstum wird gehemmt.

Es kann ein bis zwei Wochen dauern, bis die Haare ausfallen. Eine optimale Haarentfernung kann nicht mit einer einzigen Sitzung erreicht werden, da nur Haare in der Wachstumsphase für die Behandlung mit Licht empfänglich sind. Während einer Behandlung befinden sich die Haare auf der behandelten Fläche meist in unterschiedlichen Stadien des Haarwachstumszyklus. Um alle Haare effektiv zu behandeln, müssen Sie die Behandlung alle zwei Wochen ein paar Mal wiederholen.

Vorteile von SmoothPro+

Dieses Gerät bietet die folgenden Vorteile:

Intense Pulsed Light (IPL)-Technologie für den Heimgebrauch:

SmoothPro+ verwendet eine lichtbasierte Technologie namens Intense Pulsed Light (IPL). IPL wird auch im professionellen Schönheitsmarkt zur Haarentfernung verwendet und ist seit fünfzehn Jahren im Einsatz. SmoothPro+ bringt diese innovative Technologie nun auf eine neue Ebene der Heimanwendung.

Die IPL-Technologie bietet überlegene Sicherheit bei niedrigem Energieniveau:

Die IPL-Technologie kann die Haarentfernung mit einem Bruchteil der Energie erreichen, die in anderen lichtbasierten Haarentfernungsgeräten verwendet wird. Das niedrige Energieniveau, das im SmoothPro+ verwendet wird, reduziert das Potenzial, Schäden oder Komplikationen zu verursachen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

Sanfte Behandlung, auch bei Anwendung im empfindlichen Körperbereich:

SmoothPro+ wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Dermatologen für eine effektive und sanfte Behandlung entwickelt, selbst bei Anwendung im empfindlichsten Körperbereich.

Vorteile von SmoothPro+

SmoothPro+ ist sicher für Ihre Augen:

SmoothPro+ hat eine eingebaute Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen und wurde nach internationalen Standards getestet, um sicherzustellen, dass die Ausgänge sicher für Ihre Augen sind.

SmoothPro+ schützt Ihre Haut:

Teil des einzigartigen Schönheitserlebnisses mit SmoothPro+ ist die Funktion "Erkennen und Einstellen". Diese Funktion bedeutet, dass Sie sich nicht um die Auswahl der Hauttoneinstellungen kümmern müssen, da das Gerät diese automatisch für Sie erkennt. Es ist einfach und Sie können sehen, dass die Hauttoneinstellung durch die Power-Taste auf der Rückseite des intelligenten Hauttonsensor-Fensters angezeigt wird.

Ist SmoothPro+ für Sie geeignet?

SmoothPro+ funktioniert einfach, sicher und effektiv bei einer Vielzahl von Haarfarben von natürlich dunkelblond bis braun und schwarz; und Hauttönen von sehr weiß bis dunkelbraun. Die IPL-Technologie kann nicht zur Behandlung von weißem/grauem, hellblondem oder rotem Haar verwendet werden und ist nicht für sehr dunkle Haut geeignet. Dies liegt an dem erforderlichen hohen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton.

Geeignet für Hautton:



Hinweis: In der Abbildung oben bedeutet "X", dass das Gerät für Sie nicht geeignet ist

Ist SmoothPro+ für Sie geeignet?

Die untenstehenden Farbkarten können Ihnen helfen zu verstehen, ob SmoothPro+ perfekt für Sie ist!

Hauttyp	Oder Hautfarbe	Merkmale	Beispiel
I	Blassweiß; blond; rote oder blonde Haare; blaue Augen; Sommersprossen	Brennt immer, bräunt nie	
II	Weiß; hell; rote oder blonde Haare; blaue, haselnussbraune oder grüne Augen	Normalerweise brennt, bräunt nur schwer	
III	Cremeweiß; hell mit beliebiger Augenoder Haarfarbe; sehr häufig	Manchmal leichtes Brennen, bräunt allmählich	
IV	Braun; typisch mediterrane, kaukasische Haut	Brennt selten, bräunt mit Leichtigkeit	
V	Dunkelbraun; mittelöstliche Hauttypen	Brennt sehr selten, bräunt leicht mit	
VI	Schwarz	Brennt nie, bräunt leicht mit	



Type I



Type II



Type III



Type IV



Type V



Type VI

Vorsichtsmaßnahmen:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Haarentfernungsgerät benutzen. Überprüfen Sie das Gerät vor der Benutzung.
- Hören Sie sofort auf, wenn Sie eine unerwünschte Wirkung feststellen oder Bedenken bezüglich der Anwendung haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Verwenden Sie die mit dem Haarentfernungsgerät mitgelieferte Schutzbrille.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Augen und leuchten Sie nicht in die Augen, dies kann zu Sehschäden führen. Bitte tragen Sie die mitgelieferte Schutzbrille.
- Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.
- Nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen anwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
- Setzen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht Temperaturen unter 15°C oder über 35°C aus.
- Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät bei Personen zu verwenden, die körperliche oder geistige Krankheiten haben oder sich in der Behandlung von Dermatologen befinden.

Vorsichtshinweise:

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgende:

- Blitzen Sie nicht gegen eine andere Oberfläche als die Haut. Dies kann zu schweren Schäden an der Befestigung führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, zerlegen Sie es nicht, lassen Sie es nicht fallen, stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, da dies zu Schäden am Gerät, Fehlfunktionen, elektrischem Schlag, Feuer oder Verletzungen führen kann. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Entsorgen Sie alle Produkte in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen Bestimmungen und Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie lichtempfindlich sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine erhöhte Lichtempfindlichkeit haben, empfehlen wir Ihnen, den in dieser Anleitung beschriebenen Lichtempfindlichkeitstest durchzuführen.
- Nicht verwenden, wenn Sie Medikamente einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie Sie lichtempfindlich machen. Sie können lichtempfindlich sein und es nicht wissen. Es gibt photosensibilisierende Mittel in Medikamenten, Lebensmitteln, Seifen, Kosmetika und Farbstoffen.
- Medikamente, von denen bekannt ist, dass sie Lichtempfindlichkeit verursachen: Antibiotika; NSAIDS; Diuretika; Retinoide; Hypoglykämika; HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine); Medikamente zur photodynamischen Therapie; Prophotosensibilisatoren; Neuroleptika oder Antimykotika.
- Verwenden Sie es nicht über oder in der Nähe einer kürzlich erfolgten Steroidinjektion. Andernfalls kann es zu lichtempfindlichen Reaktionen kommen.

Warnung

- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden andauern. Möglicherweise haben Sie die Lichtempfindlichkeit oder eine andere Erkrankung. Konsultieren Sie Ihren medizinischen Betreuer.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser getaucht wurde. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an Project E Beauty.
- Stellen oder bewahren Sie das Gerät nicht so auf, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Halten Sie es von Wasser fern (auch von Badewanne und Dusche). Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Von brennbaren Aerosolprodukten fernhalten.
- Verwenden Sie keine anderen Netz- oder Ladegeräte mit Ihrem Haarentfernungsgerät.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es zu überhitzen beginnt.
- Sie sollten es vermeiden, den betroffenen Bereich während der Anwendung direktem UV-Licht auszusetzen.

Sicherheitshinweise

- Während des Betriebs ist es strengstens untersagt, den Lufteinlass und die Wärmeableitungsöffnung zu blockieren, um die Wärmeableitung nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn sich auf der Filterlinse des Lichtausgangs ein Fleck befindet, ist es verboten, Alkohol direkt auf den Lichtausgang zu sprühen.
- Eine kontinuierliche Enthaarung von mehr als zwei Mal in demselben Bereich verbessert den Behandlungsverlauf nicht, sondern erhöht das Risiko von unerwünschten Hautreaktionen.
- In den folgenden Bereichen darf das Gerät nicht verwendet werden: Gebräunte Haut; Es gibt Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, Haarfollikelentzündungen, offene Risse, Wunden oder Läsionen und Hämatome im Bereich der Haarentfernung; Dunkelbraune oder schwarze Haut wie schwarze Schaben und Sommersprossen; Hämangiom; Kosmetische plastische Chirurgie und die Operationsstelle; Um die Augen und in der Nähe der Augenbrauen; Tätowierung.

Kontraindikationen

NICHT VERWENDEN, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft.

Schwangere oder Stillende: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen. Das Gerät wurde nicht an schwangeren Frauen getestet und die Auswirkungen, falls vorhanden, sind unbekannt.

Ungeeignete Haut- oder Haarfarbe: Nicht anwenden, wenn Ihre natürliche Haarfarbe in den Behandlungsbereichen hellblond, weiß, grau oder rot ist. Nicht anwenden, wenn Sie vom Hauttyp VI sind (Sie bekommen selten oder nie einen Sonnenbrand und bräunen sehr stark; Ihre Hautfarbe ist bräunlich schwarz oder dunkler). In diesem Fall Sie ein hohes Risiko haben, Hautreaktionen zu entwickeln, wie z. B. starke Rötungen, Verbrennungen oder Verfärbungen.

Lichtempfindlichkeit: Nicht verwenden, wenn Sie lichtempfindlich sind. Sie sind lichtempfindlich, wenn Sie Unwohlsein oder Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden anhalten. Stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer.

Kontraindikationen

Implantierbares Gerät: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator, einen Shunt oder ein anderes implantiertes elektronisches Gerät haben. Dieses Gerät enthält Magnete, die Interferenzen mit diesen Geräten verursachen können, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Migräne: Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne erlebt haben.

Krampfanfälle: Verwenden Sie es nicht, wenn Sie eine Vorgeschichte von lichtausgelösten Anfällen haben.

Läsionen: Verwenden Sie dieses Gerät nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen. Dies kann dazu führen, dass die beste medizinische Behandlung verzögert wird.

Wenn Sie das Gerät **nicht** gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwenden und warten Handbuchs führt zum Erlöschen der Garantie.

Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie an einer der unten aufgeführten Krankheiten leiden, d. h.:

- Wenn Sie eine Hauterkrankung wie z. B. aktiven Hautkrebs haben, in der Vergangenheit an Hautkrebs erkrankt waren oder eine andere lokalisierte Krebserkrankung in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn Sie präkanzeröse Läsionen oder mehrere atypische Muttermale in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte mit einer Kollagenstörung haben, einschließlich einer Vorgeschichte mit Keloidnarbenbildung oder einer Vorgeschichte mit schlechter Wundheilung.
- Wenn Sie eine Vorgeschichte von Gefäßstörungen haben, wie z. B. das Vorhandensein von Krampfadern oder vaskulären Ektasien in den zu behandelnden Bereichen.
- Wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und leicht einen Ausschlag oder eine allergische Reaktion entwickelt.
- Wenn Sie Infektionen, Ekzeme, Verbrennungen, Haarfollikelentzündungen, offene Risswunden, Schürfwunden, Herpes simplex, Wunden oder Läsionen und Hämatome in den zu behandelnden Bereichen haben.
- Wenn Sie an den zu behandelnden Stellen operiert wurden.
- Wenn Sie Epilepsie mit Blitzlichtempfindlichkeit haben.
- Wenn Sie Diabetes, Lupus erythematoses, Porphyrie oder eine kongestive Herzkrankung haben.
- Wenn Sie eine Blutungsstörung haben.
- Wenn Sie in der Vorgeschichte eine immunsuppressive Erkrankung (einschließlich HIV-Infektion oder AIDS) hatten.

Kontraindikationen

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eines der unten aufgeführten Medikamente einnehmen, d. h.:


- Wenn Ihre Haut derzeit mit Alpha-Hydroxysäuren (AHAs), Beta-Hydroxysäuren (BHAs), topischem Isotretinoin und Azelainsäure behandelt wird oder kürzlich behandelt wurde.
- Wenn Sie irgendeine Form von Isotretinoin Accutane oder Roaccutane eingenommen haben in den letzten sechs Monaten. Diese Behandlung dünnst die Haut aus und kann sie daher anfälliger für Risse, Wunden und Reizungen machen.
- Wenn Sie Schmerzmittel einnehmen, die die Empfindlichkeit der Haut gegenüber Wärme verringern.
- Wenn Sie photosensibilisierende Mittel oder Medikamente einnehmen, überprüfen Sie die Packungsbeilage Ihres Medikaments und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dort angegeben ist, dass es photoallergische Reaktionen oder phototoxische Reaktionen hervorrufen kann, oder wenn Sie während der Einnahme dieses Medikaments die Sonne meiden müssen.
- Wenn Sie blutgerinnungshemmende Medikamente, einschließlich starkem Gebrauch von Aspirin, in einer Weise einnehmen, die keine mindestens 1-wöchige Auswaschphase vor jeder Behandlung zulässt.
- Wenn Sie immunsuppressive Medikamente einnehmen.

Kontraindikationen


Verwenden Sie das Gerät niemals auf den folgenden Flächen:

- An Brustwarzen, Warzenhöfen, kleinen Schamlippen, Vagina, Anus und der Innenseite der Nasenlöcher und Ohren.
- Männer dürfen es nicht am Hodensack und im Gesicht verwenden.
- Über oder in der Nähe von künstlichen Gegenständen wie Silikonimplantaten oder Herzschrittmachern, subkutane Injektionsports (Insulinspender) oder Piercings.
- Auf Muttermalen, Sommersprossen, großen Venen, dunkler pigmentierten Stellen, Narben, Haut Anomalien, ohne Ihren Arzt zu konsultieren. Dies kann zu einer Verbrennung und einer Veränderung der Hautfarbe führen, was die Erkennung von hautbezogenen Krankheiten (z. B. Hautkrebs) möglicherweise erschwert.
- Auf Warzen, Tattoos oder Permanent-Make-up. Dies kann zu einer Verbrennung und einer Veränderung der Hautfarbe führen.
- An Stellen, an denen Sie lang anhaltende Deodorants verwenden. Dies kann zu Hautreaktionen führen.
- Auf sonnengebräunter, kürzlich gebräunter (letzte 48 Stunden) oder künstlich gebräunter Haut. Alle Arten der Bräunung können die Sicherheit der Behandlung beeinflussen.

Was ist inbegriffen



SmoothPro+
IPL-Haarentfernungsgerät




AC-Adapter

Augenschutz (nicht abgebildet)

Benutzerhandbuch (nicht abgebildet)

Lage der Bedienelemente



Erläuterung der Steuerelemente

SmoothPro+-Aktivierungstasten und Statusanzeigen:

1. Einschalttaste, die zum Aktivieren und Deaktivieren des Geräts und zur Energieauswahl verwendet wird.
 - Durch Drücken der Taste (nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde) wird das Gerät mit Energiestufe 1 eingeschaltet. Drücken Sie erneut, um die Energie zu ändern, von der niedrigeren zur höheren Stufe, für insgesamt 5 verschiedene Energiestufen.
 - Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es unbeaufsichtigt bleibt oder wenn Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang drücken.
2. Blitztaste (Blitzimpulsaktivierung), markiert auf etwa 1/3 des Geräts.
 - Die Blitztaste aktiviert die Blitzlampe, wenn sich das Behandlungsfenster in vollem Kontakt mit der Haut befindet und der Hautton innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Durch einmaliges Drücken der Taste wird ein einzelner Impuls aktiviert, wobei sich das Gerät jedes Mal etwa um die halbe Entfernung des Fensters bewegt.

Erläuterung der Steuerelemente

3. Die Anzeige für den Status der Stromversorgung

Indikator	Modus	Bedeutung
Kein Licht	AUS	Gerät arbeitet nicht (nicht an die Stromversorgung angeschlossen)
“Blinkendes” rotes Licht	Aktivierung / Standby	Gerät befindet sich im Standby-Modus (Gerät wird nach Anschluss an die Spannungsversorgung aktiviert)
“Blinkt abwechselnd” Rot und Grün	Blitz-Ladung	Gerät wird für den Blitz geladen
“Dauerhaftes” rotes Licht	Hauttest	Der Hauttest ist abgeschlossen, das bedeutet, dass Ihr Hauktion für die Verwendung des Geräts geeignet ist
“Festes” grünes Licht	Haarentfernung	Gerät kann einen Impuls abgeben (Sie führen eine “Haarentfernung” durch, da nur der volle Hautkontakt und auch der erlaubte Hauktion (siehe S.178-179)

Erläuterung der Steuerelemente

4. Andere Komponenten Erläuterung:

- LCD-Bildschirm:
LCD-Display-Funktion, enthält Pulszähler,
Behandlung Ebene und verbleibende elektrische
Menge drei Parameter.
- Impulszähler:
Um die Verwendung der Restzahl anzugeben;
und es gibt insgesamt 300.000 Mal.
- Behandlungsstufe:
IPLs Energieniveau-Auswahl; und sie umfasst 1
bis 5 Energieniveaus.
- Hauttonsensor:
Um Ihren Hautton zu erkennen und festzustellen,
ob er geeignet ist für.
- Behandlungsfenster:
Platzieren Sie es in der Nähe Ihrer Haut und
strahlen Sie IPL aus, und Sie können mit der
Haarentfernung beginnen.
- Gerätesteckdose (DC-Buchse):
Zum Anschluss an den AC-Adapter zur
Stromversorgung.

Lichtempfindlichkeitstest

Empfohlen vor der Verwendung

Um festzustellen, ob Sie ein Lichtempfindlichkeitsproblem haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Es wird empfohlen, eine kleine, weniger empfindliche Hautpartie zu testen (z. B. den Unterarm).

1. Drücken Sie die Netztaste, um das Gerät einzuschalten. (siehe S. 198-201)
2. Legen Sie das Hautton-Sensorfenster dicht an die Haut an. Das Power-Licht sollte von grünem und rotem Wechsellicht in ein durchgehendes rotes Licht wechseln, was bedeutet, dass der Hauttyp für die Haarentfernung geeignet ist.
3. Legen Sie das Gerät auf einen Bereich des Unterarms. Wählen Sie die niedrigste Stufe und geben Sie einen Impuls auf dem ausgewählten Testhautbereich ab.
4. Wenn Sie sich mit der Behandlungsstufe wohlfühlen, erhöhen Sie diese auf Stufe 2 und führen Sie einen weiteren Impuls an der nächsten Stelle durch.
5. Nur wenn Sie sich wohlfühlen, können Sie weitergehen, um Stufe 3, Stufe 4 oder die maximale Behandlungsstufe 5 zu erreichen.
6. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten innerhalb der nächsten 24 Stunden KEINE unerwünschte Reaktion feststellen. Eine unerwünschte Lichtreaktion liegt vor, wenn Sie länger als zwei Stunden Schmerzen oder Unbehagen in den Behandlungsbereichen oder eine Hautrötung haben. Dies kann auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder ein mögliches Hautproblem zurückzuführen sein.

Wie zu verwenden

Vorbereitungen vor der Verwendung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Behandlung sauber, trocken und intakt ist. Überprüfen Sie das Gerät, insbesondere das Lichtaustrittsfenster und den Aufsatz, auf eingeklemmte Haare, Staub und Fasern.



2. Rasieren Sie die Oberflächenhaare im Behandlungsbereich ab. Reinigen Sie Ihre Haut und stellen Sie sicher, dass sie frei von Haaren, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist (z. B. vorhanden in kosmetischen Produkten wie Deodorants, Lotionen, Parfüms, Bräunungscremes und Sonnenschutzmittel).



Wie zu verwenden

3. Stecken Sie den Netzadapter in die Stromquelle und schließen Sie das Haarentfernungsgerät an; die Betriebsanzeige leuchtet **rot und blinkt**.



4. Setzen Sie vor der Haarentfernungsbehandlung die Schutzbrille über Ihre Augen auf. Richten Sie die Lichtquelle niemals direkt auf die Augen.



Wie zu verwenden

Bitte beachten Sie, dass die Behandlung an unrasierten oder unsachgemäß rasierten Stellen eine Reihe von unerwünschten Wirkungen hat:

- Das Lichtaustrittsfenster und der Aufsatz können mit verirrten Haaren und Schmutz verunreinigt werden. Ein verschmutztes Lichtaustrittsfenster und Aufsatz kann die Lebensdauer und Wirksamkeit des Geräts verringern.
- Verbrennungen oder schwarze Flecken, die durch Verschmutzung am Lichtaustrittsfenster und Aufsatz entstehen, können die Behandlung schmerhaft machen oder Hautreaktionen wie Rötungen und Verfärbungen hervorrufen.
- Die Haare auf der Haut können brennen, was zu einem unangenehmen Geruch führen kann.

Hinweis:

- Wenn Sie bei Ihrer letzten Enthaarungsmethode die Haare an der Wurzel entfernt haben (z. B. Epilieren, Wachsen usw.), warten Sie mit der Verwendung des Geräts, bis Sie ein deutliches Nachwachsen der Haare feststellen. Verwenden Sie keine Enthaarungscremes anstelle der Rasur.
- Wenn die Rasur Wunden oder Läsionen verursacht, kann Ihre Haut empfindlicher sein und die Lichtbehandlung kann sich manchmal unangenehm anfühlen.
- Sobald die Haare nicht mehr nachwachsen, was in der Regel nach 4-5 Behandlungen der Fall ist, müssen Sie sich nicht mehr rasieren, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wie zu verwenden

Schritte für den Einstieg

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Bildschirm einzuschalten. Er zeigt den Impulszähler, die Behandlungsstufe und die verbleibende Strommenge an. (Wie abgebildet)



2. Legen Sie das Hautton-Sensorfenster eng an die Haut an. Die Betriebsleuchte sollte von blinkenden roten Lichtern in ein **durchgehendes rotes Licht** wechseln, was bedeutet, dass der Hauttyp für die Haarentfernung geeignet ist. Es dauert bis zu 5 Sekunden, um Ihren Hautton zu testen.



Wie zu verwenden

- Nach dem Test des Hauttons wird das Gerät auf Stufe 1 eingestellt. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Behandlungsstufe zu wechseln. Wählen Sie die für Ihre Haut geeignete Intensitätsstufe und halten Sie sich dabei an die empfohlenen Einstellungen, indem Sie die mitgelieferte Hauttabelle verwenden. (siehe S. 179)



Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

- Setzen Sie das Gerät in einem 90° -Winkel auf die Haut, so dass der Aufsatz auf der Haut aufliegt.



Wie zu verwenden

5. Zur leichteren Anwendung dehnen Sie den zu behandelnden Hautbereich. An Stellen mit weicherer Haut müssen Sie den Kopf eventuell mit leichtem Druck auf die Haut drücken.




6. Wenn die Betriebsanzeige **dauerhaft grün leuchtet**, bedeutet dies, dass das Gerät blitzbereit ist.



Wie zu verwenden


7. Drücken Sie die Blitztaste, um einen Blitz auszulösen. Sie sehen einen hellen Blitz und hören ein knallendes Geräusch; anschließend spüren Sie möglicherweise ein leichtes Stechen oder Wärmegefühl.
8. Lassen Sie die Blitztaste los, nachdem das Gerät geblitzt hat.



9. Für den nächsten Blitz wiederholen Sie die Schritte 6 bis 9. Nach jedem Blitz dauert es bis zu 3 Sekunden, bis das Gerät wieder blitzbereit ist.
10. Um unbehandelte Bereiche zu vermeiden, achten Sie beim Aufsetzen des Geräts auf die Haut immer auf eine gewisse Überlappung mit dem zuvor behandelten Bereich. Das effektive Licht kommt nur aus dem Lichtaustrittsfenster. Achten Sie darauf, dass die Blitze nahe beieinander erzeugt werden.

Wie zu verwenden

11. Um unbehandelte Bereiche zu vermeiden, achten Sie beim Aufsetzen des Geräts auf die Haut immer auf eine gewisse Überlappung mit dem zuvor behandelten Bereich. Das effektive Licht kommt nur aus dem Lichtaustrittsfenster. Achten Sie darauf, dass die Blitze nahe beieinander erzeugt werden.



12. Halten Sie nach der Behandlung die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten; ziehen Sie nach jeder Behandlung den Netzstecker.



Wie zu verwenden

13. Nach der Haarentfernung wird empfohlen, die Feuchtigkeitszufuhr zu erhöhen und den betroffenen Bereich nicht direktem UV-Licht auszusetzen.



14. Kontrollieren Sie das Lichtaustrittsfenster und den Aufsatz auf Haare und Schmutz und reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch.



Tipps zur Bedienung:

Entsprechend den verschiedenen Behandlungsstufen gibt es einige unserer Vorschläge für den Betrieb:

- Stufe 1 und Stufe 2: Es wird empfohlen, die kleinen Bereiche wie Achsel- und Gesichtshaare unterhalb der Kinnlinie zu behandeln.
- Stufe 3 bis Stufe 5: Es wird empfohlen, sie auf den großen Flächen wie den Beinen zu verwenden.
- Bitte beachten Sie außerdem, dass die tatsächliche Bedienung mit der realen Situation des Einzelnen kombiniert werden sollte, z. B. wird sie nicht für dunkle Haut empfohlen.

Wichtige HINWEISE:

- SmoothPro+ löst keinen Impuls aus, wenn kein vollständiger Kontakt des Lichtfensters mit der Haut besteht oder Ihr Hautton zu dunkel oder gebräunt ist.
- Obwohl der SmoothPro+ nach internationalen Standards getestet wurde, um sicherzustellen, dass seine Ausgänge sicher für Ihr Auge sind, wird empfohlen, als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme eine Schutzbrille zu tragen. Schauen Sie niemals direkt in das vom Gerät ausgehende Licht, da es schädlich für die Augen sein kann.
- Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der SmoothPro+ automatisch aus.

Hautpflege nach der Behandlung (optional)


- Nach der Behandlung können Sie Toner, Feuchtigkeitscreme auf den behandelten Hautbereich auftragen, um ihn mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn der behandelte Bereich gereizt erscheint, verwenden Sie bitte Kühlmittel oder ein kaltes Handtuch, um die Haut zu kühlen.
- Bitte tragen Sie kein Parfüm, keine Maske oder Make-up, das Peeling enthält, auf die behandelte Hautpartie auf.
- Vermeiden Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung UV-Licht; denken Sie bei der Hautpflege daran, Sonnencreme aufzutragen.
- Wenn die Hautreizung länger als 24 Stunden anhält, ohne sich zu bessern, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Zeitplan für die Behandlung

- Behandlungsbereich: Lippen, Achselhöhle, Unterschenkel, Beine, Arme, Bikinizone, etc
- Lebensdauer der Lampe: 300.000 Blitze
- Behandlungszyklus: 10-malige Behandlung ist ein vollständiger Zyklus
- Bitte sehen Sie sich die Haarreduzierung an, um die Behandlungszeiten zu bestimmen, es hängt von der individuellen Situation ab, normalerweise wird vorgeschlagen, erneut zu operieren, wenn das Haar um 30% gewachsen ist, es hilft, das beste Ergebnis zu erzielen.

Erste Stufe (die ersten 4 Male):

- Einmal alle zwei Wochen



Zweite Stufe (das 5. und 7. Mal):

- Einmal im Monat



Dritte Stufe (das 8. und 10. Mal):

- Einmal alle 3 Monate



Zeitplan für die Behandlung

Durchschnittliche Behandlungszeit

Bereich	Ca. Behandlungszeit
Achselhöhlen	1,5 Minuten pro Achselhöhle
Arme	3 Minuten pro Arm
Bikinilinie	1,5 Minuten pro Seite
Gesamte Bikinizone	5 Minuten
Ein Unterschenkel	12 Minuten
Ein ganzes Bein	20 Minuten
Zurück	5 Minuten
Lippen	1 Minute

Hinweis: Die oben genannten durchschnittlichen Behandlungszeiten wurden bei Untersuchungen und Tests beobachtet. Individuelle Behandlungszeiten können von Person zu Person variieren.

Verwendung in verschiedenen Bereichen

Verwendung an den Beinen

- Prüfen Sie in der Tabelle der empfohlenen Lichtintensitäten auf S. 179, welche Einstellungen für Ihre Beine geeignet sind.
- Sie können das Gerät nach oben und unten oder quer über das Bein bewegen, je nachdem, was für Sie bequemer ist.
- Knöcherne Bereiche wie Schienbeine und Knöchel sind empfindlicher als andere Körperbereiche. Wenn Sie den Aufsatz fest auf diese Bereiche drücken, kann die Haut anfälliger für Hautreaktionen, wie z. B. Hautreizungen und Rötungen, sein.
- Das Gerät kann an den behandelten Stellen Abdrücke auf der Haut hinterlassen. Diese Abdrücke können Ihnen zeigen, wo Sie die behandelten Bereiche überlappen lassen können.

Verwendung in verschiedenen Bereichen

Verwendung in der Bikinizone

- Schauen Sie in der Tabelle der empfohlenen Lichtintensitäten auf S. 179 nach, welche Einstellungen für Ihre Bikinizone geeignet sind.
- Grundsätzlich ist SmoothPro+ sicher und sanft genug für die Behandlung der gesamten Bikinizone (z. B. für 'Brazilian' oder 'Hollywood' Style). Verwenden Sie bei dunkler pigmentierter, empfindlicherer Haut in der Bikinizone eine niedrigere Einstellung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an inneren Schamlippen, Vagina und Anus. Männer, die ihren Schambereich behandeln wollen, dürfen das Gerät nicht am Hodensack anwenden.
- Reinigen Sie den Aufsatz aus hygienischen Gründen immer, bevor Sie mit der Behandlung eines anderen Körperbereichs beginnen.

Anwendung in den Achselhöhlen

- Schauen Sie in der Tabelle der empfohlenen Lichtintensitäten auf S. 179 nach, welche Einstellungen für Ihre Achseln geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Behandlung Deodorant, Parfüm, Creme oder andere Hautpflegeprodukte von Ihren Achseln entfernen.
- Heben Sie den Arm an und legen Sie die Hand in den Nacken, um die Haut im Achselbereich zu dehnen, die Behandlung lässt sich auf diese Weise leichter durchführen.

Mögliche Hautreaktionen

Häufige Hautreaktionen

Leichte Rötung und Irritation: Ihre Haut kann eine leichte Rötung aufweisen und/oder kribbeln, prickeln oder sich warm anfühlen. Diese Reaktion ist absolut harmlos und verschwindet schnell wieder.

Eine Hautreaktion ähnlich einem Sonnenbrand: Diese kann an der behandelten Stelle für kurze Zeit auftreten. Wenn dies nicht innerhalb von 3 Tagen verschwindet, raten wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen.

Trockene Haut und Juckreiz: Dies kann aufgrund der Kombination aus Rasur und Lichtbehandlung auftreten. Dies ist harmlos und verschwindet innerhalb weniger Tage. Sie können den Bereich mit einem Eisbeutel oder einem feuchten Tuch kühlen. Wenn die Trockenheit anhält, können Sie 24 Stunden nach der Behandlung eine nicht duftende Feuchtigkeitscreme auf die behandelte Stelle auftragen.

Seltene Nebenwirkungen:

Verbrennungen, übermäßige Rötungen und Schwellungen: Sie sind das Ergebnis der Verwendung einer für Ihre Hautfarbe zu hohen Lichtintensität. Wenn diese Reaktionen nicht innerhalb von 3 Tagen verschwinden, raten wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen. Warten Sie mit der nächsten Behandlung, bis die Haut vollständig abgeheilt ist,

Mögliche Hautreaktionen

und stellen Sie sicher, dass Sie eine niedrigere Lichtintensität verwenden.

Hautverfärbung: Hautverfärbungen äußern sich entweder als ein dunklerer oder hellerer Fleck als der umgebende Bereich. Dies ist das Ergebnis der Verwendung einer zu hohen Lichtintensität für Ihre Hautfarbe. Wenn die Verfärbung nicht innerhalb von 2 Wochen verschwindet, raten wir Ihnen, einen Arzt aufzusuchen. Behandeln Sie verfärbte Stellen erst dann, wenn die Verfärbung verschwunden ist und Ihre Haut ihre normale Hautfarbe wiedererlangt hat.

Hautinfektionen und Entzündungen: Dies tritt sehr selten auf und kann durch die Anwendung des Geräts auf Wunden oder Schnitten, die beim Rasieren entstanden sind, auf bereits bestehenden Wunden oder auf eingewachsenen Haaren verursacht werden.

Übermäßiger Schmerz: Dieser kann während oder nach der Behandlung auftreten, wenn Sie das Gerät auf unrasierter Haut verwendet haben, wenn Sie das Gerät mit einer für Ihre Hautfarbe zu hohen Lichtintensität verwenden, wenn Sie dieselbe Stelle mehr als einmal blitzen und wenn Sie das Gerät auf offenen Wunden, Entzündungen, Infektionen, Tätowierungen, Verbrennungen usw. verwenden (weitere Informationen finden Sie unter "Kontraindikationen" auf S. 184-188).

Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Es wird empfohlen, das Behandlungsfenster nach jeder Sitzung zu reinigen, indem Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch und ein paar Tropfen Wasser vorsichtig abwischen.
- Wenn sich die Kanten des Aufsatzes nur schwer mit dem Reinigungstuch reinigen lassen, verwenden Sie stattdessen ein Wattestäbchen. Achten Sie darauf, dass keine Flusen oder Fasern am Aufsatz oder am Lichtaustrittsfenster zurückbleiben.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Scheuerschwämme, scheuernde Reinigungsmittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.
- Halten Sie den SmoothPro+ trocken. Tauchen Sie das Gerät oder eines seiner Teile niemals in Wasser ein, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

Lagerung

- Um Bruch oder das Fehlen von Gerät und Zubehör zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt nach jedem Gebrauch in der Schachtel auf.
- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es einlagern.
- Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf, fern von Sonnenlicht. Lagern Sie es nicht in nasser oder feuchter Umgebung, da sonst die Funktion des Produkts beeinträchtigt werden kann.

FAQs zu SmoothPro+

- F: Wenn ich das Gerät an meine Haut halte, passiert nichts. Warum?
- A: 1) Sie haben den Schritt der Hauttonprüfung nicht beendet. Bitte legen Sie das Hauttonsensor-Fenster eng an die Haut, um den Test zu beenden.
- 2) Das Behandlungsfenster wird nicht eng an die Haut gedrückt.
- F: Warum spüre ich Hitze und Schmerzen während des Betriebs?
- A: 1) Die Behandlungsstufe ist für Sie zu hoch. Bitte drücken Sie die Einschalttaste, um eine niedrigere Stufe zu wählen.
- 2) Es befinden sich noch Haare auf der Haut. Bitte rasieren und reinigen Sie die Haare vor der Verwendung.
- F: Gibt es irgendwelche Langzeiteffekte bei der Verwendung von SmoothPro+? Ist es sicher für meine Haut?
- A: Professionelle IPL-Behandlungen gibt es bereits seit über 25 Jahren und Untersuchungen haben kein Auftreten von Hautkrebs oder Fruchtbarkeitsproblemen gezeigt. Es wurden keine ernsthaften Nebenwirkungen oder Schäden durch Langzeitanwendung berichtet. Das SmoothPro+ Sicherheitssystem sorgt dafür, dass ein Lichtblitz nur dann möglich ist, wenn das Fenster der Geräte in vollem Kontakt mit der Haut ist. Wenn Ihre Haut zu dunkel ist, verhindert der Hautfarbsensor die Abgabe von Lichtblitzen. Nebenwirkungen und Komplikationen sind zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich, solange Sie den SmoothPro+ in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

FAQs zu SmoothPro+

- F: Ist SmoothPro+ sicher für die Anwendung im Gesicht?
- A: Indem Sie Ihren Hauttyp überprüfen, können Sie die spezifische Einstellung wählen, die eine effektive und dennoch sanfte Behandlung auf Ihrem Gesicht gewährleistet. Da die Augenpartie sehr empfindlich ist, empfehlen wir, SmoothPro+ nur unterhalb der Wangenknochen anzuwenden, um das Risiko von Augenschäden zu vermeiden. Um optimale Ergebnisse an Wangen, Oberlippe und Kinn zu erzielen, stellen Sie sich vor den Spiegel, um einen guten Blick auf den zu behandelnden Bereich zu erhalten.
- F: Ist das blinkende Licht am SmoothPro+ sicher für meine Augen?
- A: SmoothPro+ schadet Ihren Augen nicht. Das Sicherheitssystem verhindert ein Blinken, wenn das Gerät nicht vollständig mit der Haut in Kontakt ist. Achten Sie auf guten Hautkontakt, um unnötiges Streulicht zu vermeiden, und verwenden Sie SmoothPro+ niemals im Bereich Ihrer Augen oder zur Behandlung Ihrer Augenbrauen. Sie können während der Anwendung eine Schutzbrille tragen. Wir empfehlen, SmoothPro+ in einem gut beleuchteten Raum zu verwenden, um die wahrgenommene Helligkeit des Blitzes zu reduzieren.

Spezifikationen

Artikel Name: SmoothPro+ IPL-Haarentfernungsgerät
Artikel-ID: PE720
Art der Absicherung: BF-Typ
Leistung 36W (12V/3A)
Eingangsspannung: 100-240V
Nennfrequenzbereich: 50/60Hz
Lebensdauer der Lampe: 300.000 Blitze
Spotgröße (Fenstergröße des IPL): 4,5cm²
Nettogewicht: 386g
Abmessungen der Verpackung: 257,5 x 207 x 86,5 mm

Garantie

Aktivieren Sie jetzt Ihre 1 Jahr GRATIS-Garantie.

Das Produkt hat eine einjährige Garantie gegen Herstellerfehler. Sie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere externe Ursachen verursacht wurden. Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestell-ID. Das ist alles.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Fragen

Website: www.projectebeauty.com

E-Mail: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Unser Expertenteam für die Kundenbetreuung steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung, die Sie stellen möchten.



E-mail: sales@projectebeauty.com
Website: www.projectebeauty.com