

VORA MICROCURRENT FACIAL ROLLER

PE723

INSTRUCTION MANUAL

Safety Instructions:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and save it for further reference.

WARNING


- This device is not a toy, keep out of reach of children.
- Please verify the device before you start using it. Do not use if there is any damage.
- If used in a dry environment, handling this device may generate static electricity. This is a normal phenomenon. It does not affect the use of the device.

CAUTION

- The following persons should not use this device: pregnant women or while nursing or during menstruation; persons with allergies; persons with facial nerve disorders; persons who have fractures or implants with metal, silicone, or plastic; persons with other severe skin diseases.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Immediately stop using the device and consult a doctor if you feel any discomfort.
- Keep the device out of children.
- Regularly clean the device to extend its lifetime.
- Do not share the same device with others.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the device by yourself to avoid accidents.
- Remove any jewelry/accessories and tie your hair when using the device, to prevent hair and jewelry from interfering with the device.
- Make sure the solar panel is exposed to the light source when using.

Device Description:

- ① Massage Rollers
- ② Solar Panel
- ③ Handle
- ④ Cleaning Cloth
- ⑤ Storage Bag



Picture 1

Preparation Instructions:

- ※ This device uses light to generate microcurrent, and it does not require to be charged. The device features a solar panel on the handle, which uses light to generate microcurrent and output on the rollers.
- ※ Make sure you do not cover the solar panel while using the device.

How to Use:

- ※ Clean the device with a clean slightly wet cloth.
- ※ Use the device on the skin in different angles to increase the message intensity and efficiency.
(Picture 2)
 - Face: Gently move the rollers from the jawline to your cheekbone, or from the corner of the mouth to the ear; move the rollers in upward movements and from the center to the sides of the face. (Picture 3)
 - Neck: Gently move the rollers along the neck to the jawline. (Picture 4)
 - Arm: Gently move the rollers along the arm.
(Picture 5)
- ※ Do not use this device excessively. It is recommended to massage each area 15-20 times.



Picture 2



Picture 3



Picture 4



Picture 5

Cleaning & Maintenance:

- ※ Before and after each single use, clean the device promptly to ensure the best performance.
 - 1) Do not immerse the device in water. Clean the surface of the device with a clean slightly wet cloth.
 - 2) Never use steel wool, abrasive cleaners or corrosive liquids to clean the device, may result in its malfunction or discoloration.
 - 3) Never use lubricants, detergents, polishing agents or air fresheners on this device.
 - 4) After cleaning, please use a towel to wipe the device.

Storage:

Do not place or store the device for long period under a hot or humid environment.

Recycling:

When disposing of this device, do not put in the general household waste. Please dispose of this device in an official recycling point to contribute to environmental protection.

Device Specifications:

- Name: VORA Microcurrent Facial Roller
- Model No: PE723
- Solar Panel Rated Voltage: 200lux light $\geq 1.35V$
- Microcurrent: $\leq 10\mu A$
- Executive Standard: Q/XMMJ1002-2015

Warranty & Support:

Activate Your 1 Year FREE Warranty Now.

The product come with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or the external causes. All we need is your name, email and order ID. That's all.



Scan the QR code or visit
www.projectebeauty.com/pages/warranty

Customer Service

Website: www.projectebeauty.com

Email: sales@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Our customer care expert team are here to answer any question you might want to ask.



Consignes de sécurité:

Afin de garantir le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.
- Veuillez vérifier l'appareil avant de commencer à l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- S'il est utilisé dans un environnement sec, la manipulation de cet appareil peut générer de l'électricité statique. Il s'agit d'un phénomène normal. Il n'affecte pas l'utilisation de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Les personnes ci-après ne doivent pas utiliser ce dispositif : les femmes enceintes, pendant l'allaitement ou pendant les menstruations ; les personnes allergiques ; les personnes n'ayant jamais eu de troubles du visage ; les personnes ayant des fractures ou des implants en métal, silicium ou plastique ; les personnes souffrant d'autres maladies cutanées graves.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez un quelconque malaise.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour prolonger sa durée de vie.
- Ne partagez pas le même appareil avec d'autres personnes.
- N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer l'appareil vous-même pour éviter les accidents.
- Retirez tout bijou/accessoire et attachez vos cheveux lorsque vous utilisez l'appareil, afin d'éviter que les cheveux et les bijoux n'interfèrent avec l'appareil.
- Assurez-vous que le panneau solaire est exposé à la source de lumière lors de l'utilisation.

Description de l'appareil:

- ① Rouleaux de massage
- ② Panneau solaire
- ③ Poignée
- ④ Tissu de nettoyage
- ⑤ Sac de rangement




Image 1

Consignes de préparation:

- ※ Cet appareil se sert de la lumière pour générer un microcourant, et il n'a pas besoin d'être chargé. L'appareil comporte un panneau solaire sur la poignée, qui utilise la lumière pour générer un microcourant et le restituer aux rouleaux.
- ※ Veillez à ne pas couvrir le panneau solaire lorsque vous utilisez l'appareil.

Mode d'emploi:

- ※ Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre et légèrement humide.
- ※ Utilisez l'appareil sur la peau sous différents angles pour augmenter l'intensité et l'efficacité du message. (Image 2)
 - Visage : Déplacez doucement les rouleaux de la mâchoire vers la pommette, ou du coin de la bouche vers l'oreille ; déplacez les rouleaux vers le haut et du centre vers les côtés du visage. (Image 3)
 - Le cou : Déplacez doucement les rouleaux le long du cou jusqu'à la mâchoire. (Image 4)
 - Bras : Déplacez doucement les rouleaux le long du bras. (Image 5)
- ※ Do not use this device excessively. It is recommended to massage each area 15-20 times.



Image 2



Image 3



Image 4



Image 5

Nettoyage et entretien:

- ※ Avant et après chaque utilisation, nettoyez rapidement l'appareil pour garantir les meilleures performances.
 - 1) Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon propre et légèrement humide.
 - 2) Ne jamais utiliser de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de liquides corrosifs pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement ou sa décoloration.
 - 3) Ne jamais utiliser de lubrifiants, détergents, agents de polissage ou désodorisants sur cet appareil.
 - 4) Après le nettoyage, veuillez utiliser une serviette pour essuyer l'appareil.

Stockage:

Ne pas placer ou stocker l'appareil pendant une longue période dans un environnement chaud ou humide.

Recyclage:

Lors de la mise au rebut de cet appareil, ne le mettez pas dans les ordures ménagères générales. Veuillez vous débarrasser de cet appareil dans un point de recyclage officiel afin de contribuer à la protection de l'environnement.

Spécifications de l'appareil:

- Nom: Rouleau facial à microcourant VORA
- Modèle n°: PE723
- Tension nominale du panneau solaire: 200lux light ≥1.35V
- Microcourant: ≤10µA
- Norme exécutive: Q/XMMJ1002-2015

Garantie et assistance:

Activez votre garantie GRATUITE d'un an dès maintenant.

Le produit est livré avec une garantie complète d'un an contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou des causes externes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est votre nom, votre adresse e-mail et votre numéro de commande. C'est tout.



Scannez le code QR ou visitez
www.projectbeauty.com/pages/warranty

Service clientèle

Site web : www.projectbeauty.com

E-mail : sales@projectbeauty.com

Téléphone : +1-626-759-4232

Notre équipe d'experts du service clientèle est là pour répondre à toutes vos questions.



Instrucciones de seguridad:

Para garantizar el buen funcionamiento de este aparato, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA

- Este dispositivo no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Por favor, verifique el dispositivo antes de empezar a usarlo. No lo utilice si presenta algún daño.
- Si se utiliza en un entorno seco, el manejo de este dispositivo puede generar electricidad estática. Este es un fenómeno normal. No afecta al uso del aparato.

⚠ PRECAUCIÓN

- Las siguientes personas no deben utilizar este dispositivo: mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o durante la menstruación; personas con alergias; personas con trastornos faciales nunca; personas que tengan fracturas o implantes de metal, silicona o plástico; personas con otras enfermedades graves de la piel.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del dispositivo por una persona responsable de su seguridad.
- Deje inmediatamente de utilizar el dispositivo y consulte a un médico si siente alguna molestia.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Limpie regularmente el dispositivo para prolongar su vida útil.
- No comparta el mismo dispositivo con otras personas.
- No intente modificar, desmontar o reparar el dispositivo por sí mismo para evitar accidentes.
- Quite las joyas/accesorios y átate el pelo cuando utilices el dispositivo, para evitar que el pelo y las joyas interfieran con el dispositivo.
- Asegúrese de que el panel solar esté expuesto a la fuente de luz cuando lo utilice.

Descripción del dispositivo:

- ① Rodillos de masaje
- ② Panel solar
- ③ Mango
- ④ Paño de limpieza
- ⑤ Bolsa de almacenamiento




Imagen 1

Instrucciones de preparación:

- ※ Este dispositivo utiliza la luz para generar microcorriente, y no requiere ser cargado. El dispositivo cuenta con un panel solar en el mango, que utiliza la luz para generar microcorriente y la salida en los rodillos.
- ※ Asegúrese de no cubrir el panel solar mientras utiliza el dispositivo.

Cómo utilizarlo:

- ※ Limpie el dispositivo con un paño limpio y ligeramente húmedo.
- Utilice el dispositivo sobre la piel en diferentes ángulos para aumentar la intensidad y la eficacia del mensaje. (Imagen 2)
 - Cara: Mueve suavemente los rodillos desde la línea de la mandíbula hasta el pómulo, o desde la comisura de la boca hasta la oreja; mueve los rodillos en movimientos ascendentes y desde el centro hacia los lados de la cara. (Imagen 3)
 - Cuello: Mueve suavemente los rodillos a lo largo del cuello hasta la línea de la mandíbula. (Imagen 4)
 - Brazo: Mueve suavemente los rodillos a lo largo del brazo. (Imagen 5)
- ※ No utilice este aparato en exceso. Se recomienda masajear cada zona entre 15 y 20 veces.



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5

Limpieza y mantenimiento:

- ※ Antes y después de cada uso individual, **limpie el dispositivo rápidamente para garantizar el mejor rendimiento.**
 - 1) No sumerja el aparato en agua. Limpie la superficie del dispositivo con un paño limpio y ligeramente húmedo.
 - 2) No utilice nunca estropajos de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos para limpiar el aparato, ya que pueden provocar su mal funcionamiento o decoloración.
 - 3) No utilice nunca lubricantes, detergentes, abrillantadores o ambientadores en este aparato.
 - 4) Después de la limpieza, utilice una toalla para limpiar el dispositivo.

Almacenamiento:

No coloque o almacene el dispositivo durante un período prolongado bajo un ambiente cálido o húmedo.

Reciclaje:

Cuando se deshaga de este aparato, no lo tire a la basura doméstica general. Por favor, deseche este dispositivo en un punto de reciclaje oficial para contribuir a la protección del medio ambiente.

Especificaciones del dispositivo:

- Nombre: Rodillo facial de microcorriente VORA
- Modelo: PE723
- Tensión nominal del panel solar: 200lux light ≥1.35V
- Microcorriente: ≤10µA
- Normativa ejecutiva: Q/XMMJ1002-2015

Garantía y soporte técnico:

Active su garantía de 1 año GRATIS ahora.

El producto viene con una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye los daños causados por el mal uso, accidente, abuso, negligencia o las causas externas. Todo lo que necesitamos es su nombre, correo electrónico e identificación del pedido. Eso es todo.



Scannee el código QR o visite
www.projectbeauty.com/pages/warranty

Servicio de atención al cliente

Página web: www.projectbeauty.com

Correo electrónico: sales@projectbeauty.com

Teléfono: +1-626-759-4232

Nuestro equipo de expertos en atención al cliente está aquí para responder a cualquier pregunta que quiera hacer.



Istruzioni di Sicurezza:

Per assicurare un funzionamento corretto del dispositivo, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo e di conservarlo per riferimenti futuri.

ATTENZIONE

- Este dispositivo no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Por favor, verifique el dispositivo antes de empezar a usarlo. No lo utilice si presenta algún daño.
- Si se utiliza en un entorno seco, el manejo de este dispositivo puede generar electricidad estática. Este es un fenómeno normal. No afecta al uso del aparato.

NOTA BENE

- Le seguenti persone non dovrebbero usare questo dispositivo: donne incinta, che allattano o durante il ciclo mestruale; persone che soffrono di allergie; persone che soffrono di disturbi del nervo facciale; persone che hanno fratture o impianti con metallo, silicone o plastica; persone con altre malattie della pelle gravi.
- Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche o mentali ridotte, o una scarsa esperienza o conoscenza del prodotto, a meno che non vengano supervisionate o gli siano state date istruzioni riguardanti l'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultare un dottore se si dovesse provare un qualsiasi tipo di disagio.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire regolarmente il dispositivo per aumentarne la durata della vita.
- Non condividere lo stesso dispositivo con altre persone.
- Non tentare di modificare, smontare o riparare autonomamente il dispositivo per evitare incidenti.
- Rimuovere qualsiasi gioiello/accessorio e legare i capelli durante l'utilizzo per evitare che interferiscano con il corretto funzionamento.
- Assicurarsi che il pannello solare sia esposto alla fonte luminosa durante l'uso.

Descrizione del Dispositivo:

- ① Rulli Massaggianti
- ② Pannello Solare
- ③ Maniglia
- ④ Panno per la Pulizia
- ⑤ Custodia




Immagine 1

Istruzioni per la Preparazione:

- ※ Questo dispositivo usa la luce per generare una microcorrente e non necessita di essere ricaricato. Il dispositivo è dotato di un pannello solare che usa la luce per generare microcorrente e alimentare i rulli.
- ※ Assicurarsi di non coprire il pannello solare durante l'uso del dispositivo.

Istruzioni per l'Uso:

- ※ Pulire il dispositivo con un panno pulito umido.
- ※ Usare il dispositivo sulla pelle con angolazioni diverse per aumentare l'intensità e l'efficienza del massaggio. (Immagine 2)
 - Volto: Muovere delicatamente i rulli dalla mascella agli zigomi, o dall'angolo della bocca all'orecchio; spostare i rulli con movimenti verso l'alto e dal centro ai lati del volto. (Immagine 3)
 - Collo: Muovere delicatamente i rulli lungo il collo fino alla mascella. (Immagine 4)
 - Braccia: Muovere delicatamente i rulli lungo il braccio. (Immagine 5)
- ※ Non usare questo dispositivo in maniera eccessiva. Si consiglia di massaggiare ciascuna area 15-20 volte.



Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4



Immagine 5

Pulizia e Manutenzione:

- ※ **Pulire subito il dispositivo prima e dopo ciascun utilizzo per assicurare la performance migliore.**
 - 1) Non immergere il dispositivo in acqua. Pulire la superficie del dispositivo con un panno pulito umido.
 - 2) Non usare mai lana d'acciaio, detergenti abrasivi o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo, ciò potrebbe causare dei malfunzionamenti o lo scolorimento della superficie.
 - 3) Non usare mai lubrificanti, detergenti, agenti smaltanti o deodoranti sul dispositivo.
 - 4) Dopo la pulizia si prega di usare un asciugamano per asciugare il dispositivo.

Conservazione:

Non posizionare o riporre il dispositivo in un ambiente caldo o umido per periodi prolungati di tempo.

Riciclo:

Si prega di non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti casalinghi generali, ma di portarlo in punto di riciclo ufficiale per contribuire alla protezione dell'ambiente.

Specifiche del Dispositivo:

- Nome: Massaggiatore Facciale con Microcorrente VORA
- Modello N.: PE723
- Tensione Nominale del Pannello Solare: luce 200lux ≥1.35V
- Microcorrente: ≤10µA
- Standard Esecutivo: Q/XMMJ1002-2015

Garanzia e Supporto:

Attiva Subito la Tua Garanzia GRATUITA di 1 Anno.

Il prodotto è dotato di una garanzia completa di un anno che protegge dai difetti di fabbrica. Non include i danni causati da utilizzo scorretto, incidenti, abuso, negligenza o cause esterne. Ci servono solo il tuo nome, la mail e l'ID dell'ordine. Tutto qui.



Scansiona il codice QR o visita
www.projectbeauty.com/pages/warranty

Servizio Clienti

Sito web: www.projectbeauty.com

E-mail: sales@projectbeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Il nostro servizio clienti esperto è disponibile per rispondere a tutte le tue domande.



Sicherheitshinweise:

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum weiteren Nachschlagen auf.

⚠️ WARNUNG

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Wenn dieses Gerät in einer trockenen Umgebung verwendet wird, kann die Handleitung statische Elektrizität erzeugen. Dies ist ein normales Phänomen. Es hat keinen Einfluss auf die Verwendung des Geräts.

⚠️ VORSICHT

- Folgende Personen sollten dieses Gerät nicht verwenden: schwangere Frauen oder während der Stillzeit oder während der Menstruation; Personen mit Allergien; Personen mit Störungen im Gesichtsbereich; Personen, die Frakturen oder Implantate mit Metall, Silikon oder Kunststoff haben; Personen mit anderen schweren Hauterkrankungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Beschwerden verspüren.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Teilen Sie das gleiche Gerät nicht mit anderen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Entfernen Sie jeglichen Schmuck/Accessoires und binden Sie Ihre Haare zusammen, wenn Sie das Gerät verwenden, um zu verhindern, dass Haare und Schmuck das Gerät beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel bei der Verwendung der Lichtquelle ausgesetzt ist.

Gerätebeschreibung:

- ① Massage-Roller
- ② Sonnenkollektor
- ③ Handgriff
- ④ Reinigungstuch
- ⑤ Aufbewahrungstasche




Bild 1

Zubereitungshinweise:

- ※ Dieses Gerät verwendet Licht, um Mikrostrom zu erzeugen, und muss nicht aufgeladen werden. Das Gerät verfügt über ein Solarpanel am Griff, das Licht zur Erzeugung von Mikrostrom und zur Ausgabe auf den Rollen verwendet.
- ※ Stellen Sie sicher, dass Sie das Solarpanel nicht abdecken, während Sie das Gerät verwenden.

Wie zu verwenden:

- ※ Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch.
- ※ Verwenden Sie das Gerät in verschiedenen Winkeln auf der Haut, um die Intensität und Effizienz der Botschaft zu erhöhen. (Bild 2)
 - Gesicht: Bewegen Sie die Rollen sanft von der Kieferlinie zum Wangenknochen oder vom Mundwinkel zum Ohr; bewegen Sie die Rollen in Aufwärtsbewegungen und von der Mitte zu den Seiten des Gesichts. (Bild 3)
 - Hals: Bewegen Sie die Rollen sanft entlang des Halses bis zur Kieferlinie. (Bild 4)
 - Arm: Bewegen Sie die Rollen sanft entlang des Arms. (Bild 5)
- ※ Verwenden Sie das Gerät nicht übermäßig. Es wird empfohlen, jeden Bereich 15-20 Mal zu massieren.



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Reinigung und Wartung:

- ※ Reinigen Sie das Gerät zeitnah vor und nach jedem Gebrauch, um die beste Leistung zu gewährleisten.
 - 1) Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch.
 - 2) Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten, dies kann zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen führen.
 - 3) Verwenden Sie niemals Schmiermittel, Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lüfterfrischer an diesem Gerät.
 - 4) Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung bitte mit einem Handtuch ab.

Lagerung:

Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer heißen oder feuchten Umgebung.

Recycling:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den allgemeinen Hausmüll, wenn Sie es entsorgen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei einer offiziellen Recyclingstelle, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Geräte-Spezifikationen:

- Name: VORA Mikrostrom-Gesichtsroller
- Modell-Nr.: PE723
- Solarmodul Nennspannung: 200lux light $\geq 1.35V$
- Mikrostrom: $\leq 10\mu A$
- Ausführender Standard: Q/XMMJ1002-2015

Garantie & Support:

Aktivieren Sie jetzt Ihre 1 Jahr GRATIS-Garantie.

Das Produkt wird mit einer einjährigen Garantie gegen Herstellerfehler geliefert. Es umfasst nicht defekte durch Missbrauch, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder die externen Ursachen verursacht. Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestell-ID. Das ist alles.



Scannen Sie den QR-Code oder
besuchen Sie
www.projectbeauty.com/pages/warranty

Kundenbetreuung

Website: www.projectbeauty.com

E-Mail: sales@projectbeauty.com

Tel: +1-626-759-4232

Unser Expertenteam für die Kundenbetreuung steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung, die Sie stellen möchten.

