



ULTRASONIC ORAL CLEANER



User Instruction

Thanks for choosing our product, to safely and effectively use this product, please read the instruction carefully.

Point to Note :

- ① The head of this product can be washed, it is not recommended to wash the whole body,
- ② It is normal that the temperature of the product may rise slightly when it is working or charging.
- ③ Please keep this product out of the reach of children
- ④ This product can not be placed in the sun exposure or place with too much humidity.
- ⑤ Do not disassemble this product without authorization to prevent electric shock or battery short circuit.
- ⑥ If don't use it for a long time, please make sure to charge it at least once every two months.
- ⑦ Please do not use in the following situations:
 - a. Patients with periodontitis, gingivitis and other dental diseases;
 - b. People during gums bleeding period;
 - c. People during dental fillings, veneers, and other dental procedures period;
 - d. Patients with oral diseases, pregnant women, heart disease patients, and people who use artificial heart pacemakers.

Components:

| | |
|----------------------|---|
| 1 X Host Machine | 4 X Replacement Head |
| 1 X Dental Mirror | 1 X Charging Cable |
| 1 X User Instruction | 1 X Protection Cover |
| 1 X Mouth Opener | 1 X Replacement Head Disassembly Wrench |

Specification:

| | |
|--|-----------------------|
| Charging Current: $\leq 1A$ | Charging Time: 2-3.5h |
| Operate Frequency: 30-40Hz | Power: $< 3W$ |
| Product Weight: 137g | Package Weight: 337g |
| Size: 27*27*190mm(Not including replacement head length) | |

Tips: How to distinguish between genuine and fake ultrasonic dental cleaners?

A genuine ultrasonic dental cleaner uses high-frequency vibration generated by a high-frequency ultrasonic transducer, you will not feel the vibration when you hold it in your hand. And you will only feel the vibration when you touch a hard object with your hand. When eccentric wheel motors produce false ultrasound, you will feel the vibration of your hand.

FQA:

- Q** Is it normal for my gums to bleed when I use it?
- A** If you suffer from periodontitis or gingivitis, it can easily cause your gums to bleed, even if you brush your teeth or chew hard food. If your gums bleed while using this product, stop using it and rinse your mouth with cold water.
- Q** Why the cleaner switches off sometimes when using it?
- A** If the battery indicator flashes during use, or it turns off automatically as soon as the unit is turn on, the battery is generally too low. Please use it after charging.
- Q** Is it normal the dental tip and cleaner temperature get slightly higher when using it?
- A** As the internal parts are in working condition, it is normal for the machine temperature to be slightly higher.
- Q** Is it normal if the cleaner have noises sometimes when using it?
- A** It is normal to have some noise, its because of the replacement head loose or the resonance. If the replacement head looses, please tighten it.

Charging Steps:

When charging, please use the charging cable come with the product and insert into the host machine, and insert the other end into the 5V charger for charging. The power light flashes when charging and stays on after fully charged, which takes about 3 hours. 2A charger adapter is recommended.

Operation Steps:

1. Due to safety considerations, the host machine only contains a small amount of electricity and not fully charged. Please charge it before use.
2. Know the various parts of product:

Protective Cover



Host Machine



Replacement Head



Charging Cable




Dental Mirror



Disassembly Wrench



3. Install the replacement head and tighten it with the disassembly wrench.



4. Press and hold the button for 2 seconds to turn on the device. Enter the gear mode, you can press and hold the button for 2 seconds to turn off in any gears; to switch four gears (soft, normal, middle, strong),
5. With memory function, when you turn on the device next time, the gear will be the last time you used,
6. This product will automatically turn off after working for 10 minutes.
7. If the battery indicator flashes during use, or it turns off automatically as soon as the unit is switched on, the battery is generally too low. Please use it after charging.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Der Kopf dieses Produkts kann gereinigt werden und es wird nicht empfohlen, das gesamte Produkt direkt mit Wasser zu reinigen.
- Es ist normal, dass die Temperatur leicht ansteigt, wenn das Gerät in Betrieb ist oder geladen wird.
- Bitte stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Dieses Produkt sollte nicht bei Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit platziert werden.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht privat, um einen Stromschlag oder einen Batteriekurzschluss zu vermeiden.
- Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens alle zwei Monate auf.
- Bitte verwenden Sie es nicht in den folgenden Situationen:
 - a. Patienten, die an Parodontitis, Gingivitis oder anderen Zahnkrankheiten leiden;
 - b. Wenn das Zahnfleisch blutet, kann man es nicht verwendet werden;
 - c. Während der Zahnfüllungen, Zahnfüllung und anderen Zahnarztpraxen
 - d. Patienten mit Oralerkrankungen, Herzerkrankungen, Schwangere, und Menschen, die künstliche Herzschrittmacher verwenden.

Lieferumfang:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1× Maschine | 4× Zahnschmelzspitzen |
| 1× Mundspiegel | 1× Ladekabel |
| 1× Gebrauchsanleitung | 1× Schutzhülle |
| 1× Mundöffner | 1× Schraubenschlüssel |

Spezifikationen:

Ladestrom: $\leq 1A$

Betriebsfrequenz: 30-40Hz

Nettogewicht: 137g (ca.)

Größe: 27*27*190mm (ohne Spitze)

Aufladezeit: 2-3.5h

Leistung: <3W

Brutogewicht: 337g

Tipps: Wie kann man zwischen echten und gefälschten Zahnsteinreinigern unterscheiden?

Ein echter Ultraschallzahnsteinreiner verwendet hochfrequente Vibrationen, die von einem Hochfrequenz-Ultraschallwandler erzeugt werden. Sie werden die Vibration nicht spüren, wenn Sie es in der Hand halten, nur der Kontakt mit harten Gegenständen wird Vibrationen spüren. Wenn Exzenterradmotoren falschen Ultraschall erzeugen, spüren Sie die Vibration in Ihrer Hand.

FQA:

- Q** Ist es normal, dass mein Zahnfleisch blutet, wenn ich es benutze?
- A** Wenn Sie an Parodontitis oder Gingivitis leiden, kann Ihr Zahnfleisch leicht bluten, auch wenn Sie sich die Zähne putzen oder harte Speisen kauen. Wenn Ihr Zahnfleisch während der Anwendung dieses Produkts blutet, verwenden Sie es nicht mehr und spülen Sie den Mund mit kaltem Wasser aus.
- Q** Warum schaltet sich der Zahnsteinreiner bei der Benutzung manchmal aus?
- A** Wenn die Batterieanzeige während des Gebrauchs blinkt oder nach dem Einschalten automatisch erlischt, ist die Batterie in der Regel zu schwach. Bitte verwenden Sie es nach dem Aufladen.
- Q** Ist es normal, dass die Temperatur der Spitze und des Zahnreinigers bei der Verwendung etwas höher wird?
- A** Es ist normal, weil die internen Teile in Betrieb sind.
- Q** Ist es normal, dass die Maschine während des Gebrauchs manchmal Geräusche macht?
- A** Es ist normal, weil die Zahnschmelz locker ist oder die Resonanz. Wenn sich die Spitze löst, ziehen Sie bitte es fest.

Schritte zum Aufladen:

Zum Aufladen verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel, stecken Sie es in das Gerät ein und stecken Sie das andere Ende in das 5V-Ladegerät. Die Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und bleibt nach dem Laden an. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden. Ein 2A-Ladegerät wird empfohlen.

Schritte zur Verwendung :

1. Aus Sicherheitsgründen enthält das Gerät nur einen geringen Strom und ist nicht vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie es vor der Verwendung auf.

2. Kennen Sie jeden Teil des Produkts:

Schutzhülle



Ersatzkopf



Zahnspiegel




Maschine




Ladekabel



Verstellbarer
Schraubenschlüssel



3. Setzen Sie die Zahns Spitze ein und ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest.



4. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Und wechseln Sie in den Gangmodus. In jedem Gang können Sie die Taste für 2 Sekunden Drücken ausgeschaltet werden. Vier Gänge können geschaltet werden (weich, normal, mittel, stark).

5. Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird, ist der Gang der zuletzt verwendete.

6. Dieses Produkt schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch ab.

7. Wenn die Batterieanzeige während des Gebrauchs blinkt oder nach dem Einschalten automatisch erlischt, ist die Batterie in der Regel zu schwach. Bitte verwenden Sie es nach dem Aufladen.

Points À Noter :

- ⦿ La tête de ce produit peut être lavée, il n'est pas recommandé de laver le corps entier.
- ⦿ Il est normal que la température du produit puisse augmenter légèrement lorsqu'il fonctionne ou se charge.
- ⦿ Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
- ⦿ Ce produit ne peut pas être placé dans un endroit exposé au soleil ou à une humidité trop importante.
- ⦿ Ne démontez pas ce produit sans autorisation pour éviter un choc électrique ou un court-circuit de la batterie.
- ⦿ Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez à le recharger au moins une fois tous les deux mois.
- ⦿ Ne pas utiliser dans les situations suivantes :
 - a. Patients souffrant de parodontite, de gingivite et d'autres maladies dentaires ;
 - b. Les personnes pendant la période de saignement des gencives ;
 - c. Personnes pendant la période des plombages, des facettes et d'autres procédures dentaires ;
 - d. Les patients souffrant de maladies buccales, les femmes enceintes, les patients souffrant de maladies cardiaques et les personnes utilisant des stimulateurs cardiaques artificiels.

Paquet Comprenant:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 X Machine hôte | 4 X Têtes de remplacement |
| 1 X Housse de protection | 1 X Miroir dentaire |
| 1 X Clé à Molette | 1 X Câble de charge |
| 1 X Ouvre Bouche Dentaire | 1 X Instructions d'utilisation |

Spécification:

| | |
|---|---------------------------|
| Courant de Charge : $\leq 1A$ | Temps de Charge : 2-3.5 h |
| Fréquence de Fonctionnement : 30-40 Hz | Puissance : <3W |
| Poids du produit: 137g | Poids du colis : 337g |
| Taille: 27*27*190mm (Non compris la longueur de tête de remplacement) | |

Astuces : Comment faire la distinction entre les vrais et les faux nettoyeurs dentaires à ultrasons ?

Un véritable nettoyeur dentaire à ultrasons utilise des vibrations à haute fréquence générées par un transducteur à ultrasons à haute fréquence, vous ne sentirez pas les vibrations lorsque vous le tenez dans votre main. Et vous ne ressentirez la vibration que lorsque vous toucherez un objet dur avec votre main. Lorsque les moteurs à roues excentriques produisent de faux ultrasons, vous sentirez la vibration de votre main.

FQA:

- Q** Est-ce normal que mes gencives saignent lorsque je l'utilise ?
- A** Si vous souffrez de parodontite ou de gingivite, même si vous vous brossez les dents ou mâchez des aliments durs, cela peut facilement faire saigner vos gencives. Si vos gencives saignent pendant l'utilisation de ce produit, arrêtez de l'utiliser et rincez-vous la bouche à l'eau froide.
- Q** Pourquoi nettoyeurs de dents s'éteint-il parfois lorsqu'on l'utilise ?
- A** Si l'indicateur de batterie clignote pendant l'utilisation, ou s'il s'éteint automatiquement dès que l'appareil est allumé, la batterie est généralement trop faible. Veuillez l'utiliser après la charge.
- Q** Est-il normal que la température de l'embout dentaire et du nettoyeur augmente légèrement lors de son utilisation ?
- A** Les pièces internes étant en état de fonctionnement, il est normal que la température soit légèrement plus élevée.
- Q** Est-il normal que l'aspirateur fasse parfois du bruit lors de son utilisation ?
- A** Il est normal d'avoir du bruit, c'est à cause de la tête de remplacement desserrée ou de la résonance. Si la tête de remplacement est desserrée, veuillez la serrer.


Étapes de Charge :

Lors de la charge, veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit et l'insérer dans la machine hôte, et insérer l'autre extrémité dans le chargeur 5 V pour la charge. Le voyant d'alimentation clignote pendant la charge et reste allumé après la charge complète, ce qui prend environ 3 heures. Un adaptateur de charge 2A est recommandé.


Étapes De L'opération :

1. Pour des raisons de sécurité, la machine hôte ne contient qu'une petite quantité d'électricité et n'est pas complètement chargée. Veuillez le charger avant utilisation.

2. Connaître les chaque parties du produit :



3. Installez la tête de remplacement et serrez-la avec la clé de démontage.



4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Entrez dans le mode engrenage, vous pouvez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre dans n'importe quel rapport ; pour passer quatre vitesses (doux, normal, moyen, fort).

5. Avec la fonction mémoire, lorsque vous allumez l'appareil la prochaine fois, l'équipement sera la dernière fois que vous l'avez utilisé.

6. Ce produit s'éteindra automatiquement après 10 minutes de travail.

7. Si l'indicateur de batterie clignote pendant l'utilisation, ou si il s'éteint automatiquement dès que l'appareil est allumé, la batterie est généralement trop faible. Veuillez l'utiliser après la charge.

Punto da Notare:

- ⊙ La testa di questo prodotto può essere lavata, non è raccomandato di lavare tutto il corpo.
- ⊙ È normale che la temperatura del prodotto possa aumentare leggermente quando è in funzione o in carica.
- ⊙ Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ⊙ Questo prodotto non può essere posto in esposizione al sole o luogo con troppa umidità.
- ⊙ Non smontare questo prodotto senza autorizzazione per prevenire scosse elettriche o cortocircuiti della batteria.
- ⊙ Se non lo uso per un lungo periodo, assicurarsi di caricare almeno una volta ogni due mesi.
- ⊙ Si prega di non utilizzare nelle seguenti situazioni:
 - a. Pazienti con periodonlilis, gengivite e altre malattie dentali malattie dentali;
 - b. Persone durante il periodo di sanguinamento delle gengive;
 - c. Persone durante le otturazioni dentali, faccette e altre procedure periodo di procedure dentali;
 - d. Pazienti con malattie orali, donne incinte, pazienti con pazienti con malattie cardiache e persone che usano pacemaker.

Pacchetto Incluso:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 X Macchina ospitante | 1 X Cavo di ricarica |
| 4 X Testa di ricambio | 1 X Istruzioni per l'utente |
| 1 X Specchio dentale | 1 X Copertura di protezione |
| 1 X Aprire la bocca | 1 X Chiave regolabile |

Specificazione:

| | |
|--|---------------------------|
| Corrente di carica: $\leq 1A$ | Tempo di ricarica: 2-3.5h |
| Operare Frequency: 30-40Hz | Potenza nominale: $< 3W$ |
| Peso del prodotto: 137g | Peso del pacchetto: 337g |
| Dimensione: 27*27*190mm (Non compreso la lunghezza della testa della sostituzione) | |

Suggerimenti: Come distinguere tra pulitori dentali ad ultrasuoni autentici e falsi?

Un autentico pulitore dentale a ultrasuoni utilizza una vibrazione ad alta frequenza generata da un trasduttore a ultrasuoni ad alta frequenza, non sentirai la vibrazione quando lo tieni in mano. E sentirai la vibrazione solo quando tocchi un oggetto duro con la mano. Quando i motori a ruota eccentrica producono falsi ultrasuoni, sentirete la vibrazione della vostra mano.

FQA:

- Q** È normale che le mie gengive sanguinano quando lo uso?
- A** Se soffri di parodontite o gengivite, può facilmente far sanguinare le gengive, anche se ti lavi i denti o masticare cibo duro. Se le tue gengive sanguinano mentre usi questo prodotto, smetti di usarlo e sciacqua la bocca con acqua fredda.
- Q** Perché il pulitore di denti si spegne a volte quando lo si usa?
- A** Se l'indicatore della batteria lampeggia durante l'uso, o si spegne automaticamente non appena l'unità viene accesa, la batteria è generalmente troppo bassa. Si prega di utilizzarla dopo averla caricata.
- Q** È normale che la temperatura della testa di ricambio e pulitore di denti diventi leggermente più alta quando lo si usa?
- A** Poiché le parti interne sono in condizioni di lavoro, è normale che la temperatura della macchina sia leggermente più alta.
- Q** È normale che lo pulitore di denti abbia dei rumori a volte quando lo si usa?
- A** È normale avere un po' di rumore, la sua a causa del testa di ricambio allentata o della risonanza. Se la testa di ricambio si allenta, si prega di stringere.

Le Passi Della Ricarica:

Quando si carica, si prega di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto e inserirlo nella macchina host, e inserire l'altra estremità nel caricabatterie 5V per la ricarica. La luce di alimentazione lampeggia durante la ricarica e rimane accesa dopo la ricarica completa, che richiede circa 3 ore. Si raccomanda un adattatore per caricabatterie da 2A.

Passi Dell'operazione:

1. Per motivi di sicurezza, la macchina host contiene solo contiene una piccola quantità di elettricità e non è completamente carica. Si prega di caricarla prima dell'uso.
2. Conoscere le varie parti del prodotto:

Copertura di protezione



Testa di ricambio



Specchio dentale




Macchina ospitante



Cavo di ricarica



Chiave regolabile



3. Installare la testa di ricambio e stringerla con la chiave regolabile.



4. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere il dispositivo. Entrare nella modalità marcia, è possibile premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere in qualsiasi marcia; per cambiare quattro marce (morbido, normale, medio, forte).
5. Con la funzione di memoria, quando si accende il dispositivo la prossima volta, la marcia sarà l'ultima volta che avete usato,
6. Questo prodotto si spegne automaticamente dopo aver lavorato per 10 minuti.
7. Se l'indicatore della batteria lampeggia durante l'uso, o si spegne automaticamente non appena l'unità viene accesa, la batteria è generalmente troppo scarica. Si prega di utilizzarla dopo averla caricata.