

NĪFACE®



Follow @MyNuFACE for Aesthetician Tips, Demos, and Live Q+A. Share your routine or results with #MyNuFACE

Suivez @MyNuFACE pour des astuces d'esthéticiens, des démonstrations et des séances de questions-réponses en direct.

Sigue @MyNuFACE para ver trucos de estetician, demostraciones y preguntas y respuestas en directo.


Folgen Sie @MyNuFACE für Sch nheitstipps, Demos und Live-Q&As.

@MyNuFACE를 팔로우하여 미용 전문가의 팁, 시연 및 라이브 Q&A를 액세스하세요.

**ACTIVEZ VOS RÉSULTATS  
PREMIÈRE ÉTAPE CRUCIALE : L'ACTIVATEUR DE MICROCOURANT**  
Avant chaque traitement, préparez toujours votre peau à l'aide des activateurs de microcourant NuFACE®. Notre formule IonPlex™ de soin de la peau ionisée a été spécialement élaborée pour transmettre un microcourant dans toutes les couches de la peau, pour des résultats optimaux.

**⚡ Hydrating Aqua Gel**  
Apporte instantanément une vague d'hydratation rafraichissante accompagnée d'un effet rebondi.

## REHAUSSER LE VISAGE EN 5 MINUTES



**FRONT**  
Placez les sphères au-dessus des sourcils et faites-les glisser vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. **Effectuez trois fois les séquences 1, 2 et 3.**

**COU**  
Évitez la ligne médiane du cou. Faites glisser l'appareil lentement vers l'arrière du cou jusqu'à ce que vous entendiez un bip. **Effectuez trois fois les séquences 1, 2 et 3.**

**JOUES**  
Placez les sphères au-dessus des sourcils et faites-les glisser vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. **Effectuez trois fois les séquences 1, 2 et 3.**

**ACTIVA TUS RESULTADOS  
PRIMER PASO FUNDAMENTAL: ACTIVADOR DE MICROCORRIENTE**  
Prepara siempre tu piel con los activadores de microcorriente de NuFACE. Nuestra fórmula ionizada para el cuidado de la piel IonPlex™ está específicamente diseñada para entregar microcorriente a la piel a todo nivel para óptimos resultados.

**⚡ Hydrating Aqua Gel**  
Proporciona al instante una explosión de hidratación que sacia la piel y un vigor que suaviza la piel.

## LIFTING FACIAL EN 5 MINUTOS



**FRENTE**  
Coloca las esferas sobre las cejas y deslízalo hacia arriba hasta que oigas el pitido. **Haz la secuencia 1-2-3 tres veces.**

**MEJILLAS**  
Coloca las esferas en el pliegue nasolabial y deslízalo hacia la oreja hasta que oigas el pitido. **Haz la secuencia 1-2-3 tres veces.**

**CUELLO**  
Evita la parte media del cuello. Baja suavemente hacia la parte de atrás de tu cuello hasta que oigas el pitido. **Haz la secuencia 1-2-3 tres veces.**

**ERGNISSE AKTIVIEREN  
WESENTLICHER ERSTER SCHRITT: MIKROSTROMAKTIVATOR**  
Bereiten Sie Ihre Haut vor der Behandlung immer mit NuFACE Mikrostrom-Aktivator vor. Unsere IonPlex™ Ionisierte Hautpflegeformel wurde speziell entwickelt, um alle Schichten der Haut mit Mikrostrom zu stimulieren und so optimale Ergebnisse zu erzielen.

**⚡ Hydrating Aqua Gel**  
Versorgt die Haut sofort mit Feuchtigkeit und polstert sanft.

## 5-MINUTEN-FACELIFTING



**STIRN**  
Placez les sphères au-dessus des sourcils et faites-les glisser vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. **Effectuez trois fois les séquences 1, 2 et 3.**


**WANGEN**  
Kugeln auf der Nasolabialfalte platzieren und zum Ohr hin gleiten, bis der Signalton erklingt. **1-2-3-Sequenz dreimal durchführen.**

**HALS**  
Kugeln über den Brauen platzieren und nach oben gleiten, bis der Signalton erklingt. **1-2-3-Sequenz dreimal durchführen.**

**효과를 활성화하세요 첫 번째 필수 단계: 미세전류 활성화제**  
트리트먼트 전에는 항상 NuFACE 미세전류 활성화제로 피부를 준비시켜주세요. IonPlex™ 이온화 스킨케어 포뮬러는 최상의 결과를 위해 피부 깊숙이 각 층에 미세전류를 전달하도록 설계되었습니다.

**⚡ Hydrating Aqua Gel**  
하이드레이팅 아쿠아 젤 피부의 갈증을 해소해 주는 즉각적인 보습 효과와 탄력 있는 쿠션감을 피부에 선사합니다.

## 5분 페이스 리프팅



**이마**  
이마 눈썹 위 피부에 구체를 올리고 비프음이 들릴 때까지 위쪽 으로 굴러주세요. **1-2-3 과정을 3회 반복합니다.**

**귓볼이**  
볼 팔자주름 부분에 구체를 올리고 비프음이 들릴 때까지 귀를 향해 굴러주세요. **1-2-3 과정을 3회 반복합니다.**

**목**  
목 중앙에는 사용을 피하십시오. 비프음이 들릴 때까지 목 뒷 면을 향해 기기를 천천히 굴러주세요. **1-2-3 과정을 3회 반복합니다.**

TRINITY  
MINI


NĪFACE®  
QUICK START

DÉMARRAGE RAPIDE  
INICIO RÁPIDO  
SCHNELLANLEITUNG  
빠른 시작

## ACTIVATE YOUR RESULTS

### ESSENTIAL FIRST STEP: MICROCURRENT ACTIVATOR

Always prep your skin with NuFACE® Microcurrent Activators before treatment. Our IonPlex™ Ionized Skincare formula is specifically designed to deliver microcurrent to the skin at every level for optimal results.

 **Hydrating Aqua Gel**  
Instantly delivers a thirst-quenching burst of hydration and a skin-cushioning bounce.

## 5-MINUTE FACIAL-LIFT®



### FOREHEAD

Place spheres above brow and glide up until you hear the beep. **Complete 1-2-3 sequence 3 times.**

### CHEEKS

Place spheres on nasolabial fold and glide toward the ear until you hear the beep. **Complete 1-2-3 sequence 3 times.**

### NECK

Avoid midline of the neck. Slowly glide toward the back of your neck until you hear the beep. **Complete 1-2-3 sequence 3 times.**

## BEFORE YOU POWER UP

### CHARGE DEVICE FOR 8 HOURS

Before your first treatment, charge your new NuFACE Microcurrent Skincare device and read the enclosed User Manual.

## GETTING STARTED

### 4 SIMPLE STEPS

#### 1] PREP

Cleanse skin using an oil-free cleanser. This will wash away any excess oils that could otherwise block or prevent an effective microcurrent treatment.

#### 2] ACTIVATE

Apply a mask-like layer of Microcurrent Activator. Use enough formula to ensure the device glides easily along the skin.

#### 3] LIFT

Push the ON/OFF button on your device and wait for the beep. Start on one side of your face, then complete the same sequence on the other side. Keep both spheres in contact with your skin during treatment.

#### 4] FINISH

When complete, massage in remaining Microcurrent Activator for added skincare benefits.

*Optimal results are achieved with regular use.*

For the first 60days, we recommend using your device at least 5 days a week, even for just 5 minutes a day.

## AVANT L'ALLUMAGE

### CHARGEZ VOTRE APPAREIL PENDANT 8 HEURES

Avant de commencer votre premier traitement, chargez votre nouvel appareil de soins de la peau au microcourant NuFACE® et lisez le manuel d'utilisation fourni.

## MISE EN ROUTE

### 4 GESTES SIMPLES

#### 1] PRÉPARER

Nettoyez votre visage avec un produit nettoyant sans huile. Cela éliminera l'excès d'huile qui pourrait bloquer ou empêcher l'efficacité du traitement au microcourant.

#### 2] ACTIVER

Appliquez une couche d'activateur de microcourant, comme un masque. Utilisez une quantité suffisante pour vous assurer que l'appareil glisse facilement sur la peau.

#### 3] REHAUSSER

Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre appareil et attendez le signal sonore. Commencez sur un côté du visage, puis répétez la séquence de l'autre côté. Maintenez les deux sphères en contact avec la peau pendant le traitement.

#### 4] TERMINER

Une fois le traitement terminé, massez pour faire pénétrer l'excédent d'activateur de microcourant pour encore plus de bienfaits.

*Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière.* Lors des 60 premiers jours, il est recommandé d'utiliser votre appareil au minimum 5 jours par semaine, même pour seulement 5 minutes par jour.

## ANTES DE ENCENDERLO

### CARGA EL DISPOSITIVO DURANTE 8 HORAS

Antes del primer tratamiento, carga el dispositivo NuFACE® Microcurrent Skincare y lee el Manual de usuario adjunto.

## EMPEZAR

### 4 SENCILLOS PASOS

#### 1] PREPARACIÓN

Limpia la piel con un limpiador sin aceites. Así se limpiará cualquier exceso de aceite que pueda bloquear o evitar un tratamiento de microcorrientes efectivo.

#### 2] ACTIVAR

Aplica una capa de Microcurrent Activator como si fuera una mascarilla. Utiliza suficiente fórmula para que el dispositivo se deslice fácilmente por la piel.

#### 3] LEVANTAR

Dale al botón ON/OFF del dispositivo y espera el pitido. Empieza por un lado de la cara y luego realiza la misma secuencia por el otro lado. Haz que las dos esferas permanezcan en contacto con tu piel durante el tratamiento.

#### 4] TERMINAR

Cuando hayas terminado, masajea lo que queda del Microcurrent Activator para obtener beneficios adicionales en tu piel.

*Para obtener resultados óptimos, se recomienda un uso frecuente.* Durante los primeros sesenta días, recomendamos usar el dispositivo al menos cinco días a la semana, aunque solo sea cinco minutos al día.

## VOR DEM GEBRAUCH

### GERÄT 8 STUNDEN AUFLADEN

Laden Sie Ihr neues NuFACE®-Microcurrent-Skincare-Gerät auf und lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung vor der ersten Behandlung.

## ANWENDUNG

### 4 SENCILLOS PASOS

#### 1] 4 EINFACHE SCHRITTE

Mikrostromaktivatoren wie eine Maske auftragen. Ausreichende Menge verwenden, damit das Gerät mühelos über die Haut gleiten kann.

#### 2] AKTIVIEREN

Appliquez une couche d'activateur de microcourant, comme un masque. Utilisez une quantité suffisante pour vous assurer que l'appareil glisse facilement sur la peau.

#### 3] LIFTING

Das Gerät mit der ON/OFF-Taste einschalten und auf den Signalton warten. Auf einer Gesichtshälfte beginnen und dann gleiche Sequenz auf der anderen Hälfte wiederholen. Während der Behandlung Hautkontakt mit beiden Kugeln beibehalten.

#### 4] ABSCHLUSS

Nach der Behandlung für noch mehr Hautpflege die überschüssigen Mikrostromaktivatoren einmassieren.

*Optimale Ergebnisse werden bei regelmäßiger Verwendung erzielt.* In den ersten 60 Tagen sollte das Gerät an min. 5 Tagen in der Woche eingesetzt werden, fünf Minuten am Tag genügen bereits.

## 전원을 켜기 전에

### 기기를 8시간 동안 충전하세요

첫 관리를 시작하기 전, NuFACE® 미세전류 스킨케어 기기를 충전하고 동봉된 사용 설명서를 읽어보십시오.

## 시작하기

### 간단한 4단계

#### 1] 준비

오일 프리 클렌저를 사용해 피부를 깨끗이 세안하십시오. 효과적인 미세전류 관리를 방해하거나 막을 수 있는 잔여 피지를 씻어 내는 단계입니다.

#### 2] 활성화

미세전류 활성제를 마스크처럼 발라줍니다. 피부 위에서 기기가 쉽게 굴러가도록 충분한 양을 사용하십시오.

#### 3] 리프팅

기기의 온/오프 버튼을 누르고 비프음이 날 때까지 기다립니다. 얼굴 한쪽부터 관리를 시작하고 반대쪽에도 같은 과정을 반복해주세요. 관리 중에는 양 구체가 피부에 직접 닿도록 하십시오.

#### 4] 마무리

관리를 마친 후 피부에 남은 미세전류 활성제를 두드려 흡수시키면 추가적인 스킨케어 효과를 얻을 수 있습니다.

규칙적인 관리를 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 첫 60일 동안은 하루에 5분씩이라도 주 5회 기기를 사용하실 것을 권장합니다.