

Y
T
N
R
T

N Ū F A C E[®]

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS!

MANUEL D'UTILISATION

¡OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS!

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERZIELEN SIE OPTIMALE ERGEBNISSE!

使用说明书

获得理想的护理效果

사용 설명서

최상의 결과를 보장합니다!

FACIAL AND NECK TONING DEVICE

APPAREIL DE TONIFICATION DU VISAGE ET DU COU

TONING-GERÄT FÜR GESICHT UND HALS

GESICHTS- UND HALS-TONING-GERÄT

面部紧肤仪 / 안면 자극용 미용 기기

TABLE OF CONTENTS

SOMMAIRE


INHALTSVERZEICHNIS

目录 / 목차

| | |
|----------------------------------|---------|
| Getting to Know Your Device | 2 - 3 |
| Se Familiariser Avec L'appareil | 2 - 3 |
| Ihr Gerät | 2 - 3 |
| 美容仪概述 | 2 - 3 |
| 기기에 대해 알아보기 | 2 - 3 |
| English | 4 - 8 |
| Français | 9 - 14 |
| Deutsch | 15 - 20 |
| 中文 | 21 - 24 |
| 한국어 | 25 - 29 |
| General Specifications | 30 |
| Caractéristiques générales | 30 |
| Allgemeine Gerätespezifikationen | 30 |
| 一般规格 | 30 |
| 기기일반사양 | 30 |

NĪFACE[®]

TRINITY



GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL

IHR GERÄT / 美容仪概述 / 기기에 대해 알아보기

1) Spheres (Electrodes)

Sphères (électrodes)
Kugeln (Elektroden)
护理头 (电极)
구체(전극)

2) Dual-Function Power Button: Turns The Device On/Off

Bouton d'alimentation à double fonction:
allume ou éteint l'appareil
Power-Knopf mit doppelter Funktion:
schaltet das Gerät ein/aus
开/关按钮
전원 온/오프 버튼

3) Attachment-Release Button (On Back, Not Shown)

Bouton de déverrouillage de l'accessoire
(au dos, non illustré)
Ausatz-Löseknopf (auf der Rückseite,
nicht abgebildet)
替换头装卸按钮 (位于背面, 未显示)
부착물 해제 버튼 (뒷면, 보이지 않음)

4) Intensity Control +(Up)/ -(Down) Button

Boutons de réglage de l'intensité
+ (plus) / - (moins)
Intensitätsregelung + (Hoch) /
- (Runter)-Knöpfe
强度加档键(+) 和减档键(-)
강도 레벨 조절 버튼

5) Intensity Level Indicator

Indicateur du niveau d'intensité
Intensitätsstufenanzeige
强度档位指示灯
강도 레벨 표시기

6) Speaker (Not Shown)

Haut-parleur (non illustré)
Lautsprecher (nicht abgebildet)
扬声器 (未显示)
스피커 (보이지 않음)

7) Charging Cradle

Station de recharge
Ladestation
开/关按钮
충전 거치대

8) NuFACE Microcurrent Activator

Activateur de Microcourant NuFACE
NuFACE Mikrostrom-Aktivator
NuFACE微电流电导介质
NUFACE 미세전류활성제

9) Power Adapter (Not Shown)

Adaptateur (non illustré)
Netzteil (nicht abgebildet)
电源适配器(未显示)
파워 어댑터 (보이지 않음)

INTENDED USE

The NuFACE Trinity is intended for facial and neck stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use.

IMPORTANT INFORMATION

- Use the Trinity Device only as described within this User Manual. The risks and dangers of using the Trinity Device in any way that does not follow this User Manual might be unknown.
- Your NuFACE Trinity Device has two unique serial numbers for the body and attachment located where the components come together. Record your serial number and register your device online at www.MyNuFACE.com. A registration link can be found at the bottom of the webpage.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- Do not use this device if you have a history of epilepsy or seizures.
- Do not use if you have had recent surgery or other surgical procedures.
- Do not use if you have an electronic implanted device such as a defibrillator, neurostimulator, pacemaker, or ECG Monitor. If you use a body-worn medical device, such as an insulin pump - consult your healthcare provider.
- Do not use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesion.
- Do not use this device if you are pregnant. The safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
- Do not use on infants or children under the age of 18.
- *Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

WARNINGS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- Discontinue using the device and consult your healthcare provider if you experience an adverse reaction from using the device.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin. Do not use over swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc.
- Consult your healthcare provider before use if you have any underlying skin conditions.
- The product may not be safe for use on the neck in individuals with a known history of carotid artery disease, stroke or transient ischemic attack (TIA), carotid stenosis, unstable blood pressure, easy fainting, thyroid disease, or prior surgical procedures in the neck area.
- Do not use in the eye area (circular muscle within the orbital rim), on the temples, the breast or groin area.
- Do not apply stimulation across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.
- Do not use while driving, operating machinery or during any activity in which involuntary muscle contractions may put the user or the public at unnecessary risk of injury.
- Never operate the device if it's not functioning normally, or not operating properly due to damage caused by dropping or accidental submersion in water.
- Never drop or insert any object into any openings on the device.
- Do not use the device when it is on the charging cradle.
- Use of controls or adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein, may result in injury.
- Avoid applying excessive pressure when using the device on the anterior neck.
- If you experience any discomfort or any difficulty breathing or swallowing occurring from application of the device to the neck, discontinue use.
- If you do experience symptoms of hypertension (dizziness or lightheadedness) while using the device, discontinue use.
- Keep all electrical appliances (including the Trinity Device and treatment attachments) away from water (including baths, showers, and sinks).
- Care should be taken to minimize treatment directly over the midline of the neck, specifically avoiding the thyroid (see illustration).
- If the device begins to overheat, turn the device OFF immediately.
- Do not apply stimulation over painful areas. If you have painful areas, you should consult with your healthcare provider before using this device.



Do not use
near the thyroid gland.

WARNINGS (CONTINUED)

- Use of accessories, transducers and cables other than those specified, with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the Trinity Device as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of the system.
- Do not operate Trinity Device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (e.g. 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in Trinity Device output and cause burns at the stimulation site.
- Do not apply stimulation while bathing or showering.
- Do not use this device when there is a tendency to bleed following acute injury or breaks in bones.
- Do not apply stimulation over areas of skin that lack normal sensation.
- Device should not be used at extreme temperatures.
- Keep this device out of the reach of children and pets.
- Discontinue using the device immediately if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly. Return the device to NuFACE for examination.
- Do not disassemble the device and attachment as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire or injury. There are no user-serviceable parts inside.

Note: Disassembly voids the warranty.

PRECAUTIONS

The NuFACE Trinity Device is designed for cosmetic use only and for individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your healthcare provider before use.

- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown.
- If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your healthcare provider.
- Some users may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or Microcurrent Activator. Irritation can usually be reduced by using an alternate NuFACE Microcurrent Activator.
- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately.
- If using the Trinity Device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- A slight tingling sensation may occur while using the Trinity Device. If you feel the current, apply more NuFACE Microcurrent Activator. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation.
- There may be a perception of flashing lights during the use of your Trinity Device, resulting from the stimulation of the eye area. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your healthcare provider.
- Some users may experience a metallic taste in their mouth during the use of your device, resulting from stimulation and varying sensitivity around the mouth. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your healthcare provider.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of internal battery leaks.
- The Trinity Device is intended to be stored and used at room temperature. Do not store Trinity Device in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging. The device should be operated, transported and stored in the manner specified in this manual. Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty.
- Only use the power adapter provided with the Trinity Device.

The NuFACE Trinity Device is intended for cosmetic use on the face and neck as described. Any consequence resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage sources, dirty spheres, expired or non-NuFACE conductive alternative, or any other improper application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

GETTING STARTED

FOLLOW THESE IMPORTANT STEPS BEFORE USING YOUR NEW DEVICE.

- 1) Remove your Trinity Device, charging cradle, and external power adapter from the box.
- 2) Connect the external power adapter to the charging cradle and plug the adapter into an outlet, keeping it away from any source of water.
- 3) Place your Trinity Device on the charging cradle. When placed correctly, you will hear ascending beeps, and the lights will increasingly illuminate to indicate that your device is charging. We recommend keeping your device on the cradle when not in use.
- 4) **Important: Charge your Trinity Device for 12 hours before first use.** All the lights will stay illuminated when device is fully charged.
- 5) **Note: Always firmly press the attachment release button when changing the treatment attachment.** Refer to the Getting to Know Your Device section. Guide the attachment in place and then release the button to secure the attachment to your Trinity Device. The device will not turn on if the attachment is not securely in place.
- 6) **Important: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Microcurrent Activator.** To do so, rub a dime-sized amount of Microcurrent Activator on your forearm and leave for 15-30 minutes before washing it off. If an allergic reaction (rash, redness, etc) develops, immediately contact NuFACE for recommendations on alternative NuFACE formulas. You should not initiate treatment with the Trinity Device until your reaction to the Microcurrent Activator has been resolved.
- 7) Remember to take a before photo of your cleansed face in a well-lit room. After your first treatment, take an after photo and repeat the process in the same well-lit room every 4 weeks to track your results.

DEVICE SOUNDS _____ INDICATES

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ascending Beeps _____ | Powered ON |
| Descending Beeps _____ | Powered OFF |
| Single Beep _____ | Intensity Adjusted |
| Dual-Tone Beep _____ | End of Glide Interval |
| Low Tone Beep _____ | Battery Needs To Be Charged |

NUFACE MICROCURRENT ACTIVATOR

The essential first step to your microcurrent treatment to ensure optimal results.

Important: Always apply Microcurrent Activator when using the Trinity Device.

Refer to packaging for use by date.

TREATMENT AREAS

The Trinity Device with Facial Trainer Attachment is designed to stimulate large surface areas of the face and neck, such as the jawline, cheekbones, and forehead. Avoid applying the device to the midline of the neck. Follow instructions below for best results, and refer to your Quick Start for more detailed images.

TREATMENT TECHNIQUES

Using light to medium pressure, lift one side of the face and neck at a time using a gliding motion.

Important: Always ensure that both spheres are in contact with the skin during treatment.

Refer to your Quick Start for basic glides treatment for the neck, cheeks, and forehead. For more advanced treatment options and holds visit our website at MyNuFACE.com

HOW TO USE YOUR TRINITY DEVICE

Get ready to Tone, Lift, and Contour.

The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly.

- 1) Cleanse your face and neck with an oil-free cleanser. Men should shave before treatment—facial hair can interfere with the conductivity of the spheres. **Note: Any cream, lotion, self tanner, and/or oil-based products on the skin can block the microcurrent.**

HOW TO USE YOUR TRINITY DEVICE (CONTINUED)

2) **Important: Apply a mask-like layer of the NuFACE Microcurrent Activator section by section as you treat. NOTE: Always apply a NuFACE Microcurrent Activator when using your Trinity Device. Reapply if skin becomes dry during treatment to avoid any uncomfortable sensations.**

3) Remove your device from the charging cradle and turn it ON by pressing the ON/OFF button. An ascending audible beep is emitted and the lights will turn on indicating that your device is ON.

4) Adjust the intensity level to your comfort by pressing the intensity control buttons on the front of your device, either up (+) or down (-). As you increase or decrease intensity, the number of illuminated lights will change. **Note: At maximum intensity, all five lights will be illuminated. At minimum intensity, only one light will be illuminated.**

5) Place the Trinity Device in direct contact with the treatment area. Always keep both spheres in contact with the skin during treatment to keep microcurrent flowing. Using light to medium pressure begin your treatment. **Note: Facial skin sensitivity varies from person to person. It's completely normal to not feel any sensation at all. If you do experience tingling, avoid hair follicles and add more Gel Primer to the area you are treating.** The Trinity Device will NOT contract the muscles when used as instructed.

6) The device emits a dual-tone beep every five (5) seconds to indicate when to move to the next treatment area. The beep will change to two (2) low tones when the battery needs to be charged. **Note: The Trinity Device will automatically shut OFF after 20 minutes of use.**

7) After treatment is complete, massage remaining NuFACE Microcurrent Activator into skin for additional skincare benefits.

8) Turn OFF the Trinity Device after every treatment. A descending audible beep is emitted notifying you that your device is turning off. Clean your device and place back in the charging cradle. See the "Cleaning" section for proper cleaning instructions.

TREATMENT FREQUENCY

- Use 5 minutes a day.
- For the first 60 days, use 5 days per week.
- After 60 days, use 2–3 days per week for maintenance.
- Allow 24 hours between treatments.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. Best results are achieved with regular use.

CARING FOR YOUR TRINITY DEVICE

Cleaning: Use a slightly damp, soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment. **Do not immerse device in water at any time.**

Charging: Before first use, charge your Trinity Device for 12 hours. Keep your Trinity Device on the charging cradle and plugged in when not in use. When placed correctly, you will hear an ascending beep and the lights will increasingly illuminate to indicate that your device is charging. A fully-charged device should last for approximately 1-2 weeks of use based on daily usage of 20-minutes, depending on specific treatment attachment usage.

Battery Care: For ideal battery life, charge your Trinity Device when the low battery indicator begins (low tone beep). If the battery power is drained completely, a full charge cycle of 12 hours is recommended before use. Use caution prior to using the device if it has been stored or unused for an extended period of time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.

Troubleshooting: If your Trinity Device is not turning ON, please double-check the following:

- The attachment is completely secured to the Trinity Device and fits snugly. Make sure to firmly press the release button on the back of the device when changing the treatment attachment.
- The Trinity Device battery is fully charged. If not, charge your device for a full 12 hours.

If your device is still not working, if you need assistance, if you need to report unexpected events, or if you have any questions; please call NuFACE Client Services at 888-360-9171.

CARING FOR YOUR TRINITY DEVICE (CONTINUED)

WARRANTY

For Devices Purchased in the US: NuFACE® warrants that the NuFACE® devices and attachments are free of Manufacture defects in materials and workmanship for (1) year from the date of purchase for the NuFACE Trinity Device, (2) years for the Trinity Pro Device. Abnormal wear and tear, submersions and drops are not covered by this warranty. This warranty is void if the product has been subject to accident, misuse, abuse, improper maintenance or repair; unauthorized modification, or any other use not found in the printed instructions. Must show receipt as Proof of Purchase.

For more information on your warranty, visit www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

Procedure for Warranty Repairs or Replacement: If warranty service is necessary you can download a Warranty Form on our website at: www.MyNuFACE.com/warranty or call Client Services at 888-360-9171 to receive further instructions. Please be sure to return all parts (device, cradle and charger) and include a completed Warranty Form.

NuFACE – Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA
1-888-360-9171

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns and International Warranties: All product returns outside of the United States are per your place of purchase – spa, retailer or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.



Conforms to EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the Trinity Device, User Manual or packaging.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | European Conformity | | Comply with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC |
| | European Representative | | Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive |
| | Part Number | | FCC-approved equipment authorization mark |
| | Refer to Instruction Manual | | Class II double insulated electrical device |
| | Manufacturer | | |
| | Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection. | | |

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil NuFACE Trinity est spécialement conçu pour stimuler la peau du visage et du cou et convient à l'utilisation cosmétique en vente libre.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Utilisez l'appareil Trinity conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement. Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'appareil Trinity d'une manière qui ne respecte pas les instructions de ce manuel sont inconnus.
- L'appareil NuFACE Trinity a deux numéros de série uniques, un pour l'appareil et l'autre pour l'accessoire. Ils sont situés à l'endroit où les deux éléments se connectent l'un à l'autre. Notez votre numéro de série et enregistrez votre appareil en ligne sur www.MyNuFACE.com. Un lien pour enregistrer votre appareil se situe en bas de cette page Web.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

- N'utilisez pas cet appareil si vous avez déjà souffert de crises d'épilepsie ou de convulsions.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale.
- N'utilisez pas cet appareil si vous disposez d'un appareil électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un stimulateur cardiaque ou un moniteur ECG. Si vous portez un appareil médical sur votre corps, tel qu'une pompe à insuline, consultez votre professionnel de santé.
- N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'un cancer et évitez son utilisation sur toute lésion suspecte ou cancéreuse.
- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte. L'absence de risques de la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- N'utilisez pas cet appareil sur des nourrissons ou des enfants de moins de 18 ans.
- *Consultez votre professionnel de santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Cessez l'utilisation de l'appareil et consultez votre professionnel de santé si vous remarquez un effet indésirable dû à cette utilisation.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et en santé. N'utilisez pas cet appareil sur toute zone enflée, infectée ou enflammée, ou sur toute éruption cutanée, telle que des phlébites, des thrombophlébites, des capillaires brisés, des varices, etc.
- Si vous avez des problèmes cutanés sous-jacents, consultez votre professionnel de santé avant toute utilisation.
- Il est possible que l'utilisation de ce produit sur le cou ne soit pas sécuritaire chez les personnes ayant déjà souffert d'une maladie de l'artère carotide, d'un accident vasculaire cérébral, d'un accident ischémique transitoire (AIT), d'une sténose carotidienne, de pression artérielle instable ou d'une maladie thyroïdienne, ainsi que chez les personnes qui ont déjà subi une intervention chirurgicale dans la zone du cou et chez celles qui s'évanouissent facilement.
- N'utilisez pas l'appareil sur la zone des yeux (muscle circulaire à l'intérieur du rebord orbitaire), sur les tempes, la poitrine ou la région de l'aîne.
- N'appliquez aucune stimulation sur la poitrine, car l'application de courant électrique sur celle-ci risquerait d'occasionner des perturbations du rythme cardiaque pouvant être mortelles.
- N'utilisez pas l'appareil en conduisant, en utilisant des machines ou au cours d'une activité pendant laquelle des contractions musculaires incontrôlables pourraient exposer l'utilisateur ou le public à des risques de blessures inutiles.
- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas normalement ou correctement, notamment s'il est tombé ou a été immergé dans l'eau par accident.
- Ne laissez jamais tomber l'appareil et n'insérez jamais d'objet dans l'une de ses ouvertures.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est sur son support de chargement.
- L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque de blessures.
- Quand vous utilisez l'appareil, évitez d'exercer une pression forte sur la partie antérieure du cou.
- Si l'utilisation de l'appareil sur votre cou provoque de l'inconfort ou des difficultés à respirer ou à avaler, cessez l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil provoque des symptômes d'hypotension (des étourdissements ou une sensation de faiblesse), cessez l'utilisation.



N'utilisez pas l'appareil à proximité de la glande thyroïde.

AVERTISSEMENTS (SUITE)

- Tenez tous les appareils électriques (y compris l'appareil Trinity et ses accessoires de traitement) à l'écart de l'eau (notamment des baignoires, des douches et des lavabos).
- Veillez à limiter le traitement sur la ligne médiane du cou et évitez plus particulièrement la thyroïde (voir illustration).
- Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
- N'appliquez aucune stimulation sur des zones douloureuses. Si certaines zones sont douloureuses, consultez votre professionnel de santé avant d'utiliser cet appareil.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant de l'appareil Trinity comme pièces de remplacement pour les composants internes, peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de la protection du système.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil Trinity en présence d'équipement de surveillance électronique (ex. : moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex. : à 1 mètre) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical. De tels équipements pourraient créer une instabilité au périphérique de sortie de l'appareil Trinity et entraîner des brûlures de la région stimulée.
- N'appliquez aucune stimulation en prenant un bain ou une douche.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez tendance à saigner suite à des blessures aiguës ou à des fractures osseuses.
- N'appliquez aucune stimulation sur des zones de la peau qui ont perdu leur sensibilité.
- L'appareil ne devrait pas être utilisé à des températures extrêmes.
- Conservez cet appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cessez immédiatement l'utilisation de cet appareil s'il vous semble ne pas fonctionner normalement ou correctement. Retournez l'appareil à NuFACE afin qu'il soit examiné.
- Ne démontez pas l'appareil et l'accessoire, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électriques, un feu ou des blessures. L'accessoire ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Remarque : Le fait de démonter l'appareil annule toute garantie.

PRÉCAUTIONS

L'appareil NuFACE Trinity est conçu pour un usage cosmétique uniquement et à l'intention de personnes en bonne santé. Si ce n'est pas votre cas, veuillez consulter votre professionnel de santé avant toute utilisation.

- Les effets à long terme des stimulateurs électriques transcutanés sont inconnus.
- Si vous pensez souffrir ou avez été diagnostiqué d'une maladie cardiaque, nous vous conseillons de suivre les recommandations de votre professionnel de santé.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une hypersensibilité ou une irritation de la peau engendrée par les stimulations électriques ou par le gel conducteur. Les irritations peuvent être atténuées en utilisant une autre solution conductrice NuFACE.
- Des irritations cutanées et des brûlures engendrées par les électrodes ont été rapportées suite à l'utilisation d'autres stimulateurs électriques musculaires. Si vous ressentez des sensations de brûlure ou des irritations cutanées, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil Trinity provoque des douleurs ou un inconfort persistants, cessez immédiatement l'utilisation.
- Une légère sensation de picotement peut être ressentie au cours de l'utilisation de l'appareil Trinity. Une diminution de l'intensité peut réduire ou éliminer cette sensation.
- Lors de l'utilisation de l'appareil Trinity, vous pourrez être amené à percevoir une lumière clignotante lors de la stimulation de la zone autour de l'œil. Si ce phénomène se reproduit constamment, même lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, consultez votre professionnel de santé.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, certains utilisateurs peuvent ressentir un goût métallique dans la bouche en raison des stimulations et des sensibilités variées autour de la bouche. Si ce phénomène se reproduit constamment, même lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, consultez votre professionnel de santé.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si vous devez vous débarrasser de l'appareil, ne le jetez pas dans un feu. Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

PRÉCAUTIONS (SUITE)

- L'appareil Trinity est prévu pour être rangé et utilisé dans une pièce à température ambiante. Ne rangez pas l'appareil Trinity dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil. L'appareil doit être utilisé, transporté et rangé de la façon indiquée dans ce manuel d'utilisation. Une utilisation et un entretien de l'appareil non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil Trinity.

L'appareil NuFACE Trinity est conçu à des fins cosmétiques pour être utilisé sur le visage et le cou, tel que décrit. NuFACE Trinity et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application sur d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, de sphères souillées, d'une solution conductrice alternative périmée ou n'appartenant pas à NuFACE, ou toute autre application inappropriée.

BIEN COMMENCER

SUIVEZ CES ÉTAPES IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER À UTILISER VOTRE NOUVEL APPAREIL.

1) Retirez l'appareil Trinity, le support de chargement et l'adaptateur d'alimentation externe de la boîte.

2) Connectez l'adaptateur d'alimentation externe au support de chargement puis branchez l'adaptateur à une prise en le tenant éloigné de toute source d'eau.

3) Placez l'appareil Trinity sur le support de chargement. Une fois placé correctement, un bip ascendant sera émis et les voyants s'illumineront l'un après l'autre pour vous indiquer que l'appareil est en cours de chargement. Nous vous conseillons de laisser l'appareil sur le support de chargement quand vous ne l'utilisez pas.

4) **Important : Chargez l'appareil Trinity pendant 12 heures avant la première utilisation.**

Lorsque l'appareil est entièrement chargé, tous les voyants resteront illuminés.

5) **Remarque : Appuyez toujours fermement sur le bouton de déverrouillage de l'accessoire pour fixer et retirer l'accessoire de traitement.** Rappelez-vous à la section « **Se familiariser avec l'appareil** ». Mettez l'accessoire en place puis relâchez le bouton de déverrouillage pour fixer l'accessoire à l'appareil Trinity. L'appareil ne s'allumera pas si l'accessoire n'est pas correctement fixé.

6) **IMPORTANT : faites un test cutané pour vous assurer que vous ne faites pas de réaction à l'activateur de microcourant NuFACE.**

Pour ce faire, appliquez une quantité d'activateur de microcourant sur votre avant-bras et laissez-la reposer pendant 15 à 30 minutes avant de la rincer. Si une réaction allergique (éruption cutanée, rougeur, etc.) se développe, veuillez contacter immédiatement NuFACE pour obtenir des recommandations de formules NuFACE alternatives. Ne commencez pas le traitement avec l'appareil NuFACE Trinity tant que votre problème de réaction allergique à l'activateur de courant n'a pas été résolu.

7) Avant de commencer le traitement, pensez à prendre une photo de votre visage nettoyé dans une pièce bien éclairée. Prenez une autre photo après le premier traitement puis toutes les quatre semaines dans la même pièce bien éclairée pour constater les améliorations.

SON(S) DE L'APPAREIL _____ INDIQUE

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Bips ascendants _____ | L'appareil est allumé |
| Bips descendants _____ | L'appareil est éteint |
| Un bip _____ | L'intensité est ajustée |
| Bip à deux tonalités _____ | Fin de l'intervalle |
| Bip à tonalité grave _____ | La batterie doit être rechargée |

ACTIVATEUR DE MICROCOURANT NUFACE

Le premier pas essentiel à votre traitement par microcourant pour vous garantir des résultats optimaux.

IMPORTANT : Appliquez toujours l'activateur de microcourant avant d'utiliser l'appareil Trinity. Se référer à l'emballage pour la date d'expiration.

ZONES DE TRAITEMENT

L'accessoire entraîneur facial Trinity est conçu pour stimuler des grandes zones du visage et du cou, telles que la mâchoire, les pommettes et le front. Évitez d'utiliser l'appareil sur la ligne médiane du cou. Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats et rapportez-vous au Guide démarrage apide pour des images plus détaillées.

TECHNIQUES DE TRAITEMENT

Rehaussez une partie du visage et du cou à la fois en faisant glisser l'appareil de bas en haut, tout en exerçant une pression douce à modérée. **Important : Assurez-vous que les deux sphères sont toujours en contact avec la peau pendant le traitement.** Rapportez-vous au Guide de démarrage rapide pour plus d'informations sur les traitements de base avec glissement pour le cou, les joues et le front. Pour des options de traitements plus avancées et pour des conseils sur comment tenir l'appareil, rendez-vous sur notre site internet MyNuFACE.com

COMMENT UTILISER L'APPAREIL TRINITY

PRÉPAREZ-VOUS À REHAUSSER, TONIFIER ET DÉFINIR LES CONTOURS DE VOTRE VISAGE.

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

1) Nettoyez votre visage et votre cou avec un produit sans huile. Nous conseillons aux hommes de se raser avant le traitement, car les poils du visage peuvent nuire à la conductivité des sphères. **Remarque : Les crèmes, lotions, autobronzants et/ou tout autre produit à base d'huile sur la peau peuvent bloquer le microcourant.**

2) **IMPORTANT: Appliquez une couche d'activateur de microcourant NuFACE une zone après l'autre lors du traitement.**

REMARQUE: Appliquez toujours l'activateur de microcourant NuFACE avant d'utiliser l'appareil Trinity. Appliquez davantage de produit si la peau devient sèche au cours du traitement afin d'éviter toute sensation d'inconfort.

3) Retirez l'appareil de son support de chargement et allumez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Un bip ascendant sera émis et les voyants s'allumeront pour vous indiquer que l'appareil est en marche.

4) Réglez le niveau d'intensité à votre convenance en appuyant sur les boutons de réglage de l'intensité plus (+) ou moins (-) situés à l'avant de votre appareil. Lorsque vous augmenterez ou diminuerez l'intensité, le nombre de voyants illuminés changera. **Remarque : À son intensité maximale, les cinq voyants seront illuminés. À son intensité minimale, seulement un voyant sera illuminé.**

5) Placez l'appareil Trinity en contact direct avec la zone à traiter. **Important : Maintenez toujours les deux sphères en contact avec la peau pendant le traitement pour permettre au microcourant de circuler.** Commencez le traitement en exerçant une pression douce à modérée. **Remarque : La sensibilité de la peau du visage varie d'une personne à l'autre.** Il est tout à fait normal de ne rien ressentir. Si vous sentez des picotements, évitez d'utiliser l'appareil sur les follicules pileux et appliquez davantage d'activateur de microcourant NuFACE sur la zone que vous traitez. L'appareil Trinity NE contracte PAS les muscles lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

6) L'appareil émet un bip à deux tonalités toutes les cinq (5) secondes pour vous indiquer quand passer à la prochaine zone de traitement. Quand l'appareil émettra deux (2) bips à tonalité grave, cela indiquera que la batterie doit être rechargée. **Remarque : L'appareil Trinity s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'utilisation.**

7) Une fois le traitement terminé, faites pénétrer le reste de l'activateur de microcourant NuFACE dans la peau pour encore plus de bienfaits.

8) Éteignez l'appareil Trinity après chaque traitement. Un bip descendant sera émis pour vous indiquer que l'appareil est en train de s'éteindre. Nettoyez votre appareil et replacez-le sur le support de chargement. Voir la section « Entretien » pour plus d'informations sur le nettoyage.

FRÉQUENCE DE TRAITEMENT

- Utilisez l'appareil 5 minutes par jour.
- Pendant les 60 premiers jours, utilisez-le 5 jours par semaine.
- Après 60 jours, utilisez-le 2 à 3 jours par semaine pour maintenir les résultats.
- Faites une pause de 24 heures les traitements.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL TRINITY

Entretien: Utilisez un chiffon doux et non pelucheux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil après chaque traitement.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Chargement: Avant la première utilisation, chargez votre appareil Trinity pendant 12 heures. Laissez votre appareil Trinity sur le support de chargement et branché quand vous ne l'utilisez pas. Une fois placé correctement, un bip ascendant sera émis et les voyants s'illumineront l'un après l'autre pour vous indiquer que l'appareil est en cours de chargement. Un appareil entièrement chargé devrait fonctionner environ une à deux semaines sur la base d'une utilisation quotidienne de 20 minutes et en fonction de l'utilisation d'accessoires de traitement spécifiques.

Important: Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le placez pas dans un feu. Jetez l'appareil et ses batteries conformément à la réglementation locale.

Soin De La Batterie: Pour optimiser la durée de vie de la batterie, rechargez votre appareil Trinity lorsque l'indicateur de batterie faible retentit (bip à tonalité grave). Si la batterie est complètement déchargée, nous vous conseillons de charger complètement l'appareil pendant 12 heures avant de l'utiliser. Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil après l'avoir entreposé pour une période prolongée ou après une longue période sans utilisation. Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

Résolution De Problèmes: Si l'appareil Trinity ne s'allume pas, veuillez vérifier que :

- L'accessoire est correctement fixé à l'appareil Trinity et bien emboîté. Assurez-vous d'appuyer fermement sur le bouton de déverrouillage au dos de l'appareil lorsque vous changez l'accessoire.
- L'appareil Trinity est complètement chargé. Si ce n'est pas le cas, veuillez le charger pendant 12 heures. **Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, si vous avez besoin d'aide, si vous devez signaler des effets indésirables ou si vous avez des questions, veuillez appeler le service client NuFACE au 888 360-9171.**

GARANTIE

Pour les appareils achetés aux É.-U.: NuFACE garantit que les appareils et accessoires NuFACE® seront exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat de l'appareil Trinity NuFACE, et de deux (2) ans pour l'appareil Trinity PRO. Toute usure anormale, immersion et chute ne sont pas couvertes par cette garantie. Celle-ci s'annule si le produit fait l'objet d'un accident, d'une utilisation anormale ou abusive, d'un entretien inapproprié ou d'une réparation inadéquate, d'une modification non autorisée ou de toute autre utilisation non évoquée dans ce manuel. Il est obligatoire de présenter le reçu comme preuve d'achat.

Pour plus d'informations sur votre garantie, veuillez vous rendre sur : www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns.

Procédure de réparation ou de remplacement sous garantie: Si le recours au service de garantie est nécessaire, vous pouvez télécharger le formulaire de garantie sur notre site internet : www.MyNuFACE.com/warranty ou appeler le service client au 888 360-9171 pour plus d'informations. Veuillez vous assurer de nous retourner toutes les pièces (l'appareil, le support et le chargeur) accompagnées du formulaire de garantie complété.

GARANTIE (SUITE)

NuFACE – Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A
Vista, CA 92081
USA
1-888-360-9171

Pour les appareils achetés hors des É.-U., retours internationaux et garanties internationales :

Tous les retours de produits à l'extérieur des États-Unis se font à votre lieu d'achat : spa, détaillant ou distributeur. Veuillez consulter votre reçu ou votre lieu d'achat pour connaître la politique de retour et de garantie.



Conforme aux normes EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil Mini, le manuel d'utilisation ou l'emballage.



Conformité Européenne



Conforme à la directive européenne 2002/95/EC sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses.



Représentant Européen



Numéro de pièce



Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE.



Se Référer au Manuel D'utilisation



Autorisation de l'équipement par la FCC



Fabricant



Appareil électrique à double isolation de classe II



Pièce appliquée de type BF. Il s'agit d'un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique, particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et au raccordement du conducteur de protection.

VERWENDUNGSZWECK

Der frei erhältliche NuFACE Trinity dient der Hals- und Gesichtsstimulation und ist für den kosmetischen Gebrauch vorgesehen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie das Trinity-Gerät ausschließlich wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Eine abweichende Verwendung des Trinity-Geräts birgt unter Umständen unbekannte Risiken und Gefahren.
- Ihr NuFACE Trinity-Gerät ist mit zwei Seriennummern für das Gerät und den Aufsatz versehen. Diese befinden sich dort, wo die beiden Teile miteinander verbunden werden. Notieren Sie sich Ihre Seriennummer und registrieren Sie Ihr Gerät online auf www.MyNuFACE.com. Den Registrierungslink finden Sie im unteren Bereich der Webseite.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Epilepsie oder Anfallsleiden in Ihrer Krankengeschichte vorgekommen sind.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn bei Ihnen kürzlich eine Operation oder andere chirurgische Eingriffe durchgeführt wurden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie ein implantiertes elektronisches Gerät wie einen Defibrillator, Neurostimulator, Herzschrittmacher oder EKG-Monitor im Körper tragen. Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie eine Insulinpumpe am Körper tragen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei einer aktiven Krebserkrankung oder bei verdächtigen oder krebsartigen Krankheitsherden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht während der Schwangerschaft. Es gibt keinen Nachweis über die Sicherheit der elektronischen Stimulation während der Schwangerschaft.
- Wenden Sie dieses Gerät nicht bei Kleinkindern oder Kindern unter 18 Jahren an.

*Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutreffen sollte.

WARNHINWEISE

- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden.
- Bei unerwünschten Wirkungen sollten Sie die Verwendung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen.
- Stimulieren Sie lediglich normale, unversehrte, reine und gesunde Haut. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen, infizierten oder entzündeten Bereichen der Haut oder auf Hautausschlägen wie Phlebitis, Thrombophlebitis, gerissenen Kapillaren, Krampfadern usw.
- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie ein Hautproblem haben.
- Die sichere Verwendung des Gerätes im Halsbereich kann nicht gewährleistet werden, wenn bei Ihnen folgende Diagnosen gestellt wurden: karotide Arterienerkrankung, Schlaganfall oder transitorische isämische Attacke (TIA), Karotisstenose, instabiler Blutdruck, Ohnmacht, Schilddrüsenerkrankung oder vor chirurgischen Eingriffen im Halsbereich.
- Wenden Sie das Gerät nicht im Augenbereich (kreisförmiger Muskel innerhalb des Randes der Augenhöhlen), an den Schläfen, sowie in der Brust- und Leistengegend an.
- Wenden Sie das Gerät nicht im Brustbereich an, da die Anwendung von elektrischem Strom auf die Brust lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auslösen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Fahrt, der Bedienung von Maschinen oder jeglicher Aktivität, bei der ungewollte Muskelzuckungen ein unnötiges Verletzungsrisiko für den Benutzer oder die Allgemeinheit bergen könnten. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht mehr normal oder ordnungsgemäß funktioniert, nachdem es heruntergefallen ist oder versehentlich in Wasser getaucht wurde.
- Führen Sie niemals Gegenstände in eine der Öffnungen des Geräts ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, solange es sich in der Aufladestation befindet.
- Wenn andere Kontrollelemente oder Einstellungen als die hier beschriebenen benutzt bzw. andere Verfahren angewendet werden, kann dies zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck im vorderen Halsbereich.
- Sollten Sie während der Verwendung des Geräts unter Unbehagen, Atemproblemen oder Schluckbeschwerden leiden, stellen Sie die Verwendung ein.
- Sollten Sie während der Verwendung des Geräts Symptome der Hypotonie (Schwindel oder Benommenheit) wahrnehmen, stellen Sie die Verwendung ein.



Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Bereich der Schilddrüse.

WARNHINWEISE (FORTSETZUNG)

- Halten Sie sämtliche Elektrogeräte (einschließlich des Trinity-Geräts und der Aufsätze) von Wasser fern (einschließlich von Badewannen, Duschen und Waschbecken).
- Achten Sie darauf, dass Sie die Behandlung über der Mittellinie des Halses auf das Minimum reduzieren und sparen Sie dabei den Schilddrüsenbereich aus (siehe Abbildung).
- Sollte sich das Gerät überhitzen, schalten Sie es umgehend AUS.
- Wenden Sie keine Stimulation in schmerzhaften Bereichen an. Bei schmerzhaften Stellen kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt.
- Die Verwendung von Zubehör, Wandlern und Kabeln, die nicht in den technischen Daten angegeben wurden – mit Ausnahme von Wandlern und Kabeln, die durch den Hersteller des Trinity-Geräts als Ersatzteile für die Innenteile vertrieben werden – kann zu erhöhten Emissionen oder zu verminderter Störfestigkeit des Systems führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren oder EKG-Geräten) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte. Darüber hinaus könnten sich diese Geräte auf die Stabilität der Geräteleistung des Trinity-Geräts auswirken und Verbrennungen im Stimulationsbereich hervorrufen.
- Wenden Sie keine Stimulation an, während Sie baden oder duschen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie zu Blutungen nach einer akuten Verletzung oder Knochenbrüchen neigen.
- Wenden Sie keine Stimulation in Hautbereichen mit abnormaler Empfindlichkeit an.
- Das Gerät sollte nicht bei hohen Temperaturen verwendet werden.
- Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Beenden Sie die Verwendung des Gerätes unverzüglich, wenn Sie der Meinung sind, dass es fehlerhaft oder nicht richtig funktioniert. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung an NuFACE zurück.
- Nehmen Sie das Gerät und den Aufsatz nicht auseinander, da dies zu Schäden, Fehlfunktionen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile innerhalb des Gerätes.

Bitte beachten Sie: Das Zerlegen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das NuFACE Trinity-Gerät ist ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch und für Personen mit guter Gesundheit bestimmt. Wenn dies nicht auf Sie zutrifft, sollten Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt wenden.

- Die langfristigen Auswirkungen transkutanelelektrischer Stimulatoren sind nicht bekannt.
- Falls Sie an einer Herzkrankheit leiden oder ein Verdacht auf eine solche besteht, sollten Sie die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen Ihres Arztes befolgen.
- Durch die elektrische Stimulation oder den Mikrostrom-Aktivator kann es zu Hautreizungen oder Überempfindlichkeit kommen. Diese können Mikrostrom-Aktivator von NuFACE reduziert werden.
- Bei anderen Muskelstimulatoren wurden bereits Hautreizungen oder Verbrennungen unter den Elektroden beobachtet. Stellen Sie die Verwendung bei Hautreizungen oder Verbrennungen unverzüglich ein.
- Stellen Sie die Verwendung des Trinity-Geräts bei Schmerzen oder Unbehagen unverzüglich ein.
- Während der Anwendung des Trinity kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Tragen Sie in diesem Fall etwas mehr Mikrostrom-Aktivator auf. Durch Verringerung der Intensität kann das Kribbeln verringert oder verhindert werden.
- Aufgrund der Stimulation des Augenbereichs kann es während der Anwendung des Trinity-Geräts zur Wahrnehmung von Blitzlicht kommen. Sollten Sie diesen Zustand dauerhaft ohne Verwendung des Gerätes bemerken, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Es kann vorkommen, dass Sie während der Verwendung des Geräts einen metallischen Geschmack wahrnehmen. Dies ist auf die Stimulation und eine unterschiedliche Sensitivität im Mundbereich zurückzuführen. Sollten Sie diesen Zustand dauerhaft ohne Verwendung des Gerätes bemerken, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Die Batterie des Geräts kann nicht vom Benutzer entnommen werden. Das Gerät darf zur Entsorgung nicht ins Feuer geworfen werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Prüfen Sie das Gerät und sehen Sie von der Verwendung ab, falls Sie Anzeichen für ein Auslaufen der Batterien erkennen sollten.

VORSICHTSMASSNAHMEN (FORTSETZUNG)

- Das Trinity-Gerät sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und verwendet werden. Legen Sie das Trinity-Gerät nicht in die Sonne oder auf eine heiße Oberfläche. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen. Das Gerät sollte ausschließlich wie in diesem Handbuch angegeben betrieben, transportiert und aufbewahrt werden. Wird das Gerät nicht so bedient oder gewartet, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Das NuFACE Trinity-Gerät ist für die kosmetische Gesichtsbehandlung wie in diesem Handbuch beschrieben vorgesehen. Jegliche Folgen aus einem fälschlichen Gebrauch, der Anwendung an anderen Körperstellen oder anderen Gesichtspartien, dem Anschluss an unpassende Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger Kugelelektroden oder abgelaufener oder nicht von NuFACE stammender leitender Mittel oder jeglicher anderer fehlerhafter Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

ERSTE SCHRITTE

BEFOLGEN SIE DIESE WICHTIGEN SCHRITTE, EHE SIE IHR NEUES GERÄT VERWENDEN.

- 1) Nehmen Sie Ihr Trinity-Gerät, die Ladestation und das Netzteil aus der Verpackung.
- 2) Verbinden Sie das Netzteil mit der Ladestation und schließen Sie es an eine Steckdose an. Achten Sie darauf, dass sich keine Wasserquellen in der Nähe befinden.
- 3) Legen Sie Ihr Trinity-Gerät in die Ladestation. Wenn das Gerät korrekt in die Ladestation gelegt wurde, ertönt ein aufsteigendes Signalton und die Lichter beginnen, aufsteigend zu leuchten, was bedeutet, dass Ihr Gerät lädt. Wir empfehlen, das Gerät bei Nichtgebrauch in die Ladestation zu legen.
- 4) **Wichtig: Laden Sie Ihr Trinity-Gerät vor der ersten Verwendung 12 Stunden lang auf.** Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Lichter.
- 5) **Bitte beachten Sie: Drücken Sie fest auf den Löseknopf, wenn Sie den Aufsatz abnehmen oder aufsetzen möchten.** Siehe Abschnitt „Erste Schritte“. Setzen Sie den Aufsatz auf und lassen Sie den Knopf los, um den Aufsatz an Ihrem Trinity-Gerät zu befestigen. Das Gerät schaltet sich nicht an, wenn der Aufsatz nicht richtig auf dem Gerät angebracht ist.
- 6) **Wichtig: Testen Sie Ihre Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht empfindlich auf den NuFACE Mikrostrom-Aktivator reagieren.** Tragen Sie dazu eine münzgroße Menge des Mikrostrom-Aktivators auf Ihren Unterarm auf und lassen Sie ihn 15-30 Minuten einwirken, ehe Sie ihn abwaschen. Wenden Sie sich bei allergischen Reaktionen (Hautausschlag, Rötung usw.) sofort an NuFACE, um Empfehlungen für alternative leitende NuFACE-Mittel zu erhalten. Verwenden Sie Ihr Trinity Gerät erst, wenn die Reaktion auf den Mikrostrom-Aktivator abgeklungen ist.

- 7) Machen Sie in einem hellen Zimmer ein Foto von Ihrer gereinigten Haut, um Ihre Ergebnisse zu dokumentieren. Machen Sie nach der ersten Behandlung und anschließend alle 4 Wochen ein Foto in

GERÄTETÖNE

| | | |
|------------------------|-------|------------------------------|
| Ansteigende Signaltöne | _____ | BEDEUTUNG |
| Absteigende Signaltöne | _____ | EINGeschaltet |
| Einzelner Signalton | _____ | AUSgeschaltet |
| Doppelter Signalton | _____ | Anpassung der Intensität |
| Niedriger Signalton | _____ | Ende des Gleitintervalls |
| | | Batteriewechsel erforderlich |

NUFACE MIKROSTROM-AKTIVATOR

Der wichtige erste Schritt für optimale Ergebnisse nach Ihrer Mikrostrombehandlung.
Wichtig: Tragen Sie vor der Verwendung des Trinity Geräts stets Mikrostromaktivator auf.
Mindestens haltbar bis: siehe Packung.

BEHANDLUNGSBEREICHE

Der Trinity-Gesichtstrainer wurde für die Stimulation großer Flächen im Gesicht und am Hals (z. B. Kiefer, Wangenknochen und Stirn) entwickelt. Vermeiden Sie die Verwendung im Bereich der Mittellinie des Halses. Für optimale Ergebnisse befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen. Detailliertere Bilder finden Sie in Ihrer Schnellstartanleitung.

BEHANDLUNGSTECHNIKEN

Behandeln Sie jeweils eine Seite des Gesichts und des Halses, indem Sie das Gerät mit leichtem bis mittlerem Druck über die Haut gleiten lassen. **Wichtig: Vergewissern Sie sich stets, dass beide Kugeln während der Behandlung direkten Hautkontakt haben.** Informationen zu grundlegenden Gleittechniken zur Behandlung des Halses, der Wangen und der Stirn finden Sie in Ihrer Schnellstartanleitung. Details zu fortgeschrittenen Behandlungsoptionen und -techniken finden Sie auf unserer Website unter MyNuFACE.com.

VERWENDUNG DES TRINITY-GERÄTS

FREUEN SIE SICH AUF STRAFFE UND TONISIERTE HAUT MIT KLAREN KONTUREN.

Die nachfolgenden Anweisungen sollen bei korrekter Einhaltung maximale Ergebnisse garantieren.

1) Reinigen Sie Gesicht und Hals mit einem ölfreien Reiniger. Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren — Gesichtsbehaarung kann die Leitfähigkeit der Kugelelektroden beeinträchtigen. Bitte beachten Sie: Creme, Lotion, Selbstbräuner und/oder ölbasierte Produkte auf der Haut können den Mikrostrom blockieren.

2) Tragen Sie während der Verwendung abschnittsweise eine maskenartige Schicht des NuFACE Gel-Primers auf.

Bitte beachten Sie: Tragen Sie vor der Verwendung Ihres Trinity-Geräts stets einen NuFACE Gel-Primer auf. Tragen Sie den Primer erneut auf, falls die Haut während der Behandlung austrocknen sollte, um ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden.

3) Nehmen Sie Ihr Gerät aus der Ladestation und drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Wenn das Gerät EINGeschaltet ist, ertönt ein aufsteigender Signalton und die Lichter leuchten.

4) Passen Sie die Intensitätsstufe nach Belieben an, indem Sie die Intensitätsregler auf der Vorderseite Ihres Geräts entweder nach oben (+) oder nach unten (-) verstellen. Je nach Intensitätsstufe leuchten mehr oder weniger Lichter. **Bitte beachten Sie: Bei maximaler Intensität leuchten alle fünf Lichter. Bei minimaler Intensität leuchtet nur ein Licht.**

5) Sorgen Sie dafür, dass das Trinity-Gerät direkten Kontakt mit dem Behandlungsbereich hat. **Wichtig: Achten Sie darauf, dass beide Kugeln während der Behandlung stets in Kontakt mit der Haut sind, damit der Mikrostrom fließen kann.** Beginnen Sie die Behandlung und wenden Sie leichten bis mittleren Druck an. **Hinweis: Die Empfindlichkeit der Gesichtshaut variiert von Person zu Person. Es ist völlig normal, wenn Sie keinerlei Empfindung verspüren. Wenn Sie dennoch ein Kribbeln wahrnehmen, tragen Sie mehr NuFACE Mikrostrom-Aktiator auf den zu behandelnden Bereich auf.** Bei richtiger Verwendung verursacht das Trinity-Gerät keine Muskelkontraktionen.

6) Das Gerät signalisiert alle fünf (5) Sekunden mit einem doppelten Signalton, dass mit dem nächsten Behandlungsbereich fortgefahren werden kann. Zwei (2) niedrige Signaltöne signalisieren, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Bitte beachten Sie: Das Trinity-Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch AUS.

7) Massieren Sie überschüssigen NuFACE Mikrostrom-Aktiator nach der Behandlung in die Haut ein.

8) Schalten Sie das Trinity-Gerät nach jeder Behandlung AUS. Ein absteigender Signalton signalisiert, dass sich das Gerät ausschaltet. Reinigen Sie Ihr Gerät und legen Sie es zurück in die Ladestation. Siehe Abschnitt „Reinigung“ für weitere Reinigungsanweisungen.

BEHANDUNGSHÄUFIGKEIT

- 5 Minuten am Tag anwenden.
- In den ersten 60 Tagen 5 Tage pro Woche verwenden.
- Für andauernde Ergebnisse nach 60 Tagen 2–3 Tage pro Woche verwenden.
- Zwischen den Behandlungen 24 Stunden pausieren.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse variieren je nach Hauttyp und Hautzustand. Optimale Resultate erzielen Sie bei einer regelmäßigen Verwendung.

GERÄTEPFLEGE

Reinigung: Verwenden Sie nach jeder Behandlung einen leicht feuchten, weichen, fusselfreien Lappen mit Wasser oder Reinigungsalkohol, um Ihr Gerät zu reinigen. **Tauchen Sie das Gerät zu keiner Zeit in Wasser.**

Aufladung: Laden Sie Ihr Trinity-Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 12 Stunden auf. Bewahren Sie Ihr Trinity-Gerät bei Nichtgebrauch in der eingesteckten Ladestation auf. Wenn das Gerät korrekt in die Ladestation gelegt wurde, ertönt ein aufsteigender Signalton und die Lichter beginnen, aufsteigend zu leuchten, was bedeutet, dass Ihr Gerät lädt. Ein vollständig aufgeladenes Gerät kann bei einer täglichen Verwendung von 20 Minuten je nach Aufsatz ca. 1-2 Wochen verwendet werden.

Batteriepflege: Laden Sie Ihr Trinity-Gerät auf, wenn dieses einen niedrigen Batterieladestand signalisiert (zwei niedrige Signaltöne), um die Batterielebensdauer zu maximieren. Bei einer komplett leeren Batterie empfehlen wir vor der Verwendung, eine Ladedauer von 12 Stunden einzuhalten. Seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum aufbewahrt oder nicht verwendet wurde. Kontrollieren Sie das Gerät und verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von auslaufenden Batterien erkennen können.

Problemlösung: Sollte sich Ihr Trinity-Gerät nicht EINSchalten lassen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Der Aufsatz ist vollständig aufgesetzt und eingerastet. Drücken Sie fest auf den Löseknopf auf der Rückseite des Geräts, um den Behandlungsaufsatz zu wechseln.
- Die Batterie des Trinity-Geräts ist vollständig aufgeladen. Falls nicht, laden Sie Ihr Gerät 12 volle Stunden lang auf.

Falls Ihr Gerät immer noch nicht funktionieren sollte oder Sie Hilfe benötigen, unerwartete Vorkommnisse melden wollen oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren NuFACE Kundendienst unter 888-360-9171..

GARANTIE

Für Geräte, die innerhalb der USA erworben wurden: NuFACE® gewährt eine Herstellergarantie für Material- und Verarbeitungsfehler an seinen Geräten und Aufsätzen. Diese Garantie gilt für ein (1) Jahr ab Kaufdatum des NuFACE Trinity-Geräts und zwei (2) Jahre ab Kaufdatum des Trinity PRO-Geräts. Diese Garantie deckt keine abnormale Abnutzung, übermäßigen Verschleiß, Wasserschäden oder Schäden durch Fallenlassen ab. Die Garantie gilt nicht für Schäden durch Unfall, falschen Gebrauch, unsachgemäße Handhabung, unsachgemäße Pflege oder Reparatur und unbefugte Veränderung oder sonstige Schäden, die auf eine Verwendung zurückzuführen sind, die nicht in den gedruckten Anleitungen beschrieben ist. Als Kaufnachweis muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.

Weitere Informationen zu Ihrer Garantie finden Sie unter www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns.

Vorgehensweise bei Garantiereparaturen oder Garantieumtuschen: Für Garantiereparaturen laden Sie bitte unser Garantieformular auf unserer Website herunter: www.MyNuFACE.com/warranty oder kontaktieren Sie den Kundendienst unter +1-888-360-9171, um weitere Anweisungen zu erhalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rücksendung den gesamten Lieferumfang (Gerät, Ladestation und Ladegerät) und das ausgefüllte Garantieformular enthält.

NuFACE – Returns / Repairs
1325 Sycamore Ave, Suite A, Vista, CA 92081 USA
1-888-360-9171

Für Geräte, die außerhalb den USA erworben wurden – Internationale Retouren und internationale Garantien: Alle Produktrücksendungen außerhalb den USA sind an den Einkaufsort (Spa, Einzel- oder Zwischenhändler) zu richten. Rücksende- und Garantieinformationen erhalten Sie auf Ihrem Beleg oder am Einkaufsort.

FCC-KONFORMITÄT (FORTSETZUNG)



Entspricht EN IEC/UL: 60601-1, 60601-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLE

Auf dem Trinity-Gerät, dem Benutzerhandbuch oder der Verpackung können Sie gegebenenfalls eines oder mehrere der folgenden Symbole finden:



Europäische Konformität



Entspricht der europäischen ROHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/EC



Bevollmächtigter EU-Präsentant



Teilenummer



Produktentsorgung gemäß der WEEE-Richtlinie erforderlich.



Siehe Bedienungsanleitung



FCC-Zulassungszeichen



Hersteller



Doppelt isoliertes Elektrogerät der Schutzklasse II



Anwendungsteil Typ FB mit einem bestimmten Schutzniveau vor Stromschlägen. Insbesondere in Bezug auf den zulässigen Ableitstrom und den Schutzleiteranschluss

使用指示

NuFACE Trinity 微电流面部紧肤仪用于面部和颈部刺激，针对非处方美容用途。

重要信息

- Trinity 美容仪的使用请严格按照本《使用说明书》、《使用说明书》所述以外的任何使用方式可能产生的风险和危险无从知晓。
- 我们的每一台 NuFACE Trinity 美容仪均在微电流面部护理头下方标注了唯一序列号。您可记录下来并在 www.MyNuFACE.com 进行网上注册。注册链接在网页底部。

使用禁忌

- 有癫痫病史者，请勿使用。
- 近期曾接受面部整形或其他整形手术者，请勿使用。
- 身体若有植入物如除颤器、神经刺激器、起搏器或心电图监护仪等电子仪器，请勿使用。若有胰岛素泵等身体辅助器，请在使用前咨询医生。
- 癌症患者或有疑似癌病变者，请勿使用。
- 孕妇请勿使用。在怀孕期间使用此美容仪的安全性还有待考证。
- 婴儿或 18 周岁以下未成年人请勿使用。
- * 如具备上述任何使用禁忌情况，请在使用前咨询医生。

警告

- 如您正在就医，请在使用前咨询医生。
 - 如果怀疑使用此美容仪后产生不良反应，请立即咨询医生。
 - 仅在正常、无伤口、干净、健康的皮肤上使用。请勿在肿胀、感染、发炎部位、皮疹或皮肤溃烂处使用，如静脉炎、血栓性静脉炎、破裂的毛细血管、静脉曲张处。
 - 有潜在皮肤问题者，请在使用前咨询医生。
 - 如有颈动脉疾病、中风或短暂性脑缺血发作、颈动脉狭窄、血压不稳定、易晕厥、甲状腺疾病病史，或曾接受颈部手术者，此美容仪用在颈部则可能存在不安全性。
 - 请勿在眼部（眶缘内部的圆形肌肉）、太阳穴、胸部或腹部沟部位使用。
 - 请勿在胸部上使用，电流导入胸腔可能会引起致命的心律不齐。
 - 请勿在驾驶、操作机械或其他活动期间使用，肌肉收缩可能会导致不必要的伤害。
 - 若美容仪因摔碰、受损或浸入水中而不能正常工作，请勿继续使用。
 - 请勿在此美容仪的任何开口处投入或插入任何物品。
 - 请勿在美容仪充电时使用。
 - 不按本说明书指引进行档位调节及使用操作可能会导致受伤。
 - 美容仪用在颈部时，请勿用力过度。
 - 如在颈部使用美容仪后出现任何不适、呼吸或吞咽困难，请勿继续使用。
 - 如使用美容仪时出现低血压症状（头昏或眩晕），请勿继续使用。
 - 请确保所有设备（包括 Trinity 美容仪及护理替换头）远离水源（包括浴缸、淋浴间和水槽）。
 - 护理时应注意避开颈部中线位置，尤其是甲状腺部位（如图示）。
 - 若美容仪出现过热情况，请立即关机。
 - 请勿在疼痛部位使用。如有疼痛情况，请在使用前咨询医生。
 - 使用非官方指定的配件、变换器和电源线可能会导致电流电压输出量过大或设备稳定性降低。
 - 请勿在电子监护设备附近（如心电图监测仪、心电图监护仪等）以及短波、微波、电磁治疗设备附近使用 Trinity 美容仪，因为 Trinity 美容仪可能导致该医疗设备工作异常，这些设备也可能引起 Trinity 美容仪电流输出不稳定，烫伤护理部位的皮肤。
 - 请勿在淋浴或沐浴时使用美容仪。
 - 如急性创伤或骨折后有出血迹象者，请勿使用。
 - 请勿在缺乏正常知觉的皮肤上使用。
 - 请勿在极端温度下使用美容仪。
 - 请将美容仪及其相关配件远离儿童和宠物可接触的地方。
 - 若美容仪疑似失灵或工作不正常，请立即停止使用。
- 请送回 NuFACE 的中国代理商处进行检查及维修。
- 请勿拆解美容仪，否则可能会导致损坏、故障、触电、起火或受伤。
- 美容仪内没有用户可维修的零件。
- 注：拆解过的美容仪不享有保修服务。



请勿用在
甲状腺部位。

安全注意事项

NuFACE Trinity 微电流面部紧致仪仅供美容用途使用，针对健康状况良好的人群。非上述情况，请在使用前咨询医生的专业意见。

- 面部刺激的长期效果尚不知晓。
- 如果您疑似或诊断患有心脏疾病，应遵循医生建议指引。
- 微电刺激或电导介质（如 NuFACE 保湿免洗电导凝胶）有可能引起部分使用者皮肤受到刺激或出现过敏反应。使用其他替代的电导介质可有助减少不适感。
- 已有报道指出某些肌肉刺激仪器会导致皮肤不适和灼伤。如果您有类似情况，请立即停止使用。
- 如果使用 Trinity 美容仪导致任何疼痛或不适，请立即停止使用。
- 使用 Trinity 美容仪时可能会出现轻微的刺激感。减低强度档位可减少或消除刺激感。
- 使用此美容仪时可能会由于视神经受到刺激而产生类似闪光感。若在不使用时也不断出现此状况，请咨询医生。
- 使用美容仪时可能会由于唇周神经受到刺激而口中产生金属的味道。若在不使用时也不断出现此状况，请咨询医生。
- 美容仪的电池不可拆除。请勿将本产品投入火中，应根据当地规定回收或处理。
- 检查美容仪时若发现电池漏液迹象，请勿使用。
- 应在室温条件下储存和使用 Trinity 美容仪。请勿将 Trinity 美容仪置于太阳下或高温表面。高温可能会造成机器损坏。美容仪应按照本说明书规定的方式操作、运输及保管；若不按照本说明书内容，错误使用及保管，保修政策将作废。
- 仅使用 Trinity 美容仪配电源适配器。

NuFACE Trinity 美容仪仅供面部美容。由于误用、用于其他身体部位、连接电压不当的电源器、使用不干净电导凝胶或护理头，或其他不当操作所导致的不良后果，NuFACE 及其附属机构概不负责。

使用前

使用美容仪前，请遵循以下步骤。

- 1) 从包装盒中取出 Trinity 美容仪、充电座和外接电源适配器。
- 2) 把电源适配器连接至充电座，并插入插座进行充电，置于远离水源的地方。
- 3) 把 Trinity 美容仪放在充电座上。当放置正确时，美容仪将发出渐升的提示音，蓝色指示灯也会逐渐亮起，表示美容仪正在充电。在不使用时，建议把美容仪放回充电座上。
- 4) **重要信息：Trinity 美容仪首次使用前需充电 12 小时。充电完毕时，蓝光持续亮起。**
- 5) **注意：安装或卸除替换头时，请紧紧按住美容仪背面的替换头装卸按钮。**按钮位置请参阅“美容仪概述”一节。将替换头安装到位后，放开按钮时，替换头已固定到 Trinity 美容仪上。如替换头未安装到位，美容仪将无法开启。
- 6) **测试皮肤是否对 NuFACE 保湿免洗电导凝胶过敏。**将一角硬币大小的 NuFACE 保湿免洗电导凝胶涂抹在您的前臂上停留 15-30 分钟，然后再清洗。如果在 24 小时之内出现过敏反应，请在使用 Trinity 美容仪时避免使用 NuFACE 保湿免洗电导凝胶，并随即向 NuFACE 咨询可替代的其他电导介质。

7) 护理前，请在光线良好的房间拍摄清洁后的面部，并在护理后再次拍摄，对比护理效果。每周，在相同环境下再次拍摄面部，比较前几周的改善效果。

| 提示音 | 表示 |
|-----------|----------|
| 渐升的提示音 | 正在开机 |
| 渐降的提示音 | 正在关机 |
| 单音提示音 | 调节强度档位 |
| 双音提示音 | 移至面部新的位置 |
| 两遍连续渐降提示音 | 电量耗尽，请充电 |

保湿免洗电导凝胶

微电流护理的首要步骤，以获得理想的效果。

重要信息：使用 Trinity 美容仪时一定要涂抹保湿免洗电导凝胶。

参考凝胶包装上的使用期限。

护理部位

Trinity 美容仪用于轻柔刺激面部和颈部肌肤，如下颌、颧骨和前额部位。注意避开颈部中线的位置。参照以下使用指引且操作正确时可达理想的护理效果。关于护理部位的图片请参考《快速使用指南》。

护理手法

在面部或颈部的其中一侧进行提拉，用适中的力度滑动。重要信息：护理过程中确保两个护理头同时接触皮肤。关于颈部、面部和额头的基础护理手法，请参考《快速使用指南》。可访问 MyNuFACE.com 了解进阶版的护理手法。

护理步骤

提拉紧致、提亮肤色和立体轮廓。

参照以下使用指引且操作正确时可达理想的护理效果。

1) 使用无油清洁乳清洁面部及颈部。男士在护理前请先清理面部胡须汗毛，以免干扰护理头的微电流传导。**注意：任何化妆品、乳霜、乳液、美黑产品或油性护肤品都会影响微电流传导。**

2) 在需要护理的部位涂抹如面膜厚度的 NuFACE 保湿免洗电导凝胶。

注意：使用 Trinity 美容仪时一定要涂抹 NuFACE 保湿免洗电导凝胶。护理过程中，如果皮肤变干，可补涂凝胶，以避免任何不适感。

3) 从充电座中取出美容仪，按下美容仪开/关按钮，渐升的提示音表示美容仪已开启。

4) 根据个人舒适度，通过强度控制按钮加(+)或减(-)来调节强度。强度增减时，亮起的蓝色指示灯数量也会随之变化。**注意：最高强度时，五个蓝灯全部亮起。最低强度时，仅一个蓝灯亮起。**

5) 将美容仪直接接触到需护理的部位。请确保护理头的两个球面始终同时接触到面部或颈部肌肤，且用适中力度滑动。**注意：面部敏感情况因人而异。没有任何电流感属于正常现象。如有刺激感，可避开毛发区域，并在护理部位多涂抹保湿免洗电导凝胶。** Trinity 美容仪不会导致肌肉收缩，使用正确时电流柔和、轻微、舒适。

6) 美容仪每隔5秒发出提示音，表示可移到下一个护理部位。电量不足时，美容仪将发出2声渐降提示音。**注意：Trinity 美容仪在使用约20分钟后自动关机。**

7) 护理结束后，将剩余的 NuFACE 保湿免洗电导凝胶按摩直至肌肤吸收。

8) 每次护理结束后，请关闭 Trinity 美容仪。渐降提示音表示美容仪正在关机。清洁美容仪并放回充电座上。请参照“清洁”一节进行清洁

使用频率

- 每天使用5分钟。
- 前60天，每周使用5次。
- 60天后，每周2-3次维持效果。
- 两次使用之间间隔24小时。

护理效果

使用效果因肌肤类型和肌肤情况而异。坚持有规律使用可达理想效果。

产品维护

清洁：每次使用后，请用柔软的无绒布轻微沾水或酒精清洁美容仪。任何时候均请勿将美容仪浸入水中。

充电要点：首次使用 Trinity 美容仪前，请确保12小时的充电时间。在不使用时，请将美容仪放回充电座。当放置正确时，美容仪将发出渐升的提示音，蓝色指示灯也会逐渐亮起，表示美容仪正在充电。若根据日常使用20分钟计算，电量充足时美容仪可持续使用约1-2周，具体时间取决于护理替换头的选择使用。

电池保养

为保证电池的使用寿命，当提示电量不足时（渐降提示音），请给 Trinity 美容仪充电。如电池电量完全耗尽，建议在使用前完成一个12小时的充电周期。如果美容仪长时间存放或未使用，请在使用前多加留意。检查美容仪时若发现明显的内部电池漏液迹象，请勿使用。

故障排除

如果 Trinity 美容仪无法开启, 请检查以下情况:

- 确保 Trinity 美容仪与护理替换头完全紧密安装。安装及卸除替换头时, 请紧紧按住美容仪背面的替换头装卸按钮。
- 确保 Trinity 美容仪电量充足。否则请完成一个 12 小时的充电周期。

如果美容仪仍无法开启, 请拨打 400-931-6776 联系 NuFACE 中国总代理客服中心。

保修

NuFACE® 承诺, 自购买日期起, 有关材质、工艺上的质量问题, NuFACE 美容仪享有一年保修服务。保修需符合以下条件: 异常磨损、浸水和摔坏不在保修范围内。保修仅限于消费者日常使用, 其他用途的使用不在保修范围内, 如美容院等商业活动或礼品赠送等公共事业。保修仅适用于原始购买者, 不得转让。申请保修时, 需出示购买凭证。若本产品因意外、误用、滥用、保管或维修不当、擅自改装或说明书描述以外的其他使用操作而出现问题, 不享有保修服务。本说明书中 NuFACE 产品的保修政策是唯一保修标准。任何关于本产品的暗示性保证仅限于此保证的期限, 如适销性或针对某一特定用途的适用性的任何暗示保证等。符合上述保修政策, 消费者可以申请维修及更换产品。不符合上述保修政策, 因产品的任何暗示保证所引起的任何直接或间接损害, NuFACE 概不负责。

有关保修的更多信息, 请访问: www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

维修及更换产品

如果您需要保修服务, 请联系 NuFACE 中国总代理客服中心, 了解保修服务须知。

NuFACE 中国总代理

上海小捷网络科技有限公司

中国客服专线

400-931-6776

为了保障您的权益, 建议对寄回产品投保。运输期间发生的损坏不在保修范围内。若缺失所需证明凭证和/或欠缴任何运输及搬运费用的退货将不予受理。

中国以外地区的保修和退换货服务

中国以外地区的保修和退换货服务应依照当地购买渠道的政策, 如国外的水疗中心、零售商、分销商等。详情请咨询购买凭证单位或购买地点



符合 EN IEC/UL 及 UL 标准: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

标志

Trinity 美容仪、使用说明书、产品包装或出现以下标志:

| | | | |
|---|---|---|-----------------------|
|  | CE 认证 |  | 符合 RoHS 2002/95/EC 标准 |
|  | 欧盟授权代表 |  | 符合 WEEE 标准 |
|  | 零件编号 |  | FCC 认证 |
|  | 参考使用说明 |  | 双重绝缘等级 |
|  | 制造商 | | |
|  | BF 型应用部件, 即对电击有特定防护的设备, 特指可允许的漏电流和保护接地连接。 | | |

용도

누페이스 트리니티 기기는 얼굴과 목에 사용가능하며 처방전 없이 구입할 수 있는 미용 기기입니다.

중요 정보

- 사용 설명서에 설명된 방법으로만 트리니티 기기를 사용하십시오. 본 사용 설명서를 따르지 않고 이 기기를 사용하지 마십시오.
- NuFACE 트리니티의 하단에 고유 일련번호가 위치해 있습니다. www.MyNuFACE.com 에서 일련번호를 기재하여 기기를 등록하십시오. 등록 링크는 웹 사이트 하단에 위치해 있습니다.

사용 시 금지사항

- 간질 또는 발작 병력이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 최근 수술 또는 기타 외과적 처치를 받은 경우 사용하지 마십시오.
- 제세동기, 신경 자극기, 심박 조율기 또는 심전도 모니터와 같은 전자식 이식 장치가 있는 경우 사용하지 마십시오. 인슐린 펌프와 같은 신체 착용 의료 기기를 사용하는 경우 전문의와 먼저 상담하십시오.
- 암으로 치료를 받고 있거나 암 또는 암으로 의심되는 병변이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 임신한 경우 사용하지 마십시오. 임신 중 전자 자극의 안전성에 대해서는 확증된 바가 없습니다.
- 18 세 미만의 유아나 어린이에게 사용하지 마십시오.
- * 위 사항 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

⚠ 경고

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 담당 전문의와 상담하십시오.
- 기기 사용 후 부작용이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
- 붓거나, 부어올랐거나, 감염되었거나 염증이 있는 부위, 정맥염, 혈전 정맥염, 모세혈관 파열, 정맥류 등의 피부 발진이 있는 부위, 또는 암이 있거나 벌어진 상처에는 사용하지 마십시오.
- 피부 질환이 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 경동맥 질환, 뇌졸중, 일시적 허혈 발작 (TIA), 경동맥 협착, 불안정한 혈압, 졸도, 갑상선 질환 또는 이전의 외과 수술 기록이 있는 고객들은 사용을 삼가하시고, 사용 전 전문의와 상의하여 주십시오.
- 누페이스 트리니티 제품을 서해부 또는 심장 부위에 사용하지 마십시오.
- 가슴에 전류가 유입되면 심장 박동 장애를 초래하여 치명적인 결과가 발생할 수 있으므로 가슴에 자극을 가하지 마십시오.
- 운전, 기계 조작 또는 조절 불가능한 근육 경련으로 사용자나 타인에게 부상을 초래할 수 있는 활동 중에는 자극을 가하지 마십시오.
- 낙하나 침수 등 예기치 못한 손상으로 기기가 오작동하거나 제대로 작동하지 않는 경우 절대 사용하지 마십시오.
- 기기의 틈새에 어떠한 물건도 떨어뜨리거나 삽입하지 마십시오.
- 충전기를 꽂은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 본 사용 설명서에 명시되지 않은 제어기 또는 조정기를 사용하거나 명시된 절차를 따르지 않을 경우 부상을 초래할 수 있습니다.
- 제품을 사용할 때는 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- 누페이스 트리니티를 사용하는 동안 지속적인 통증이나 불편이 발생하는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 제품을 사용하는 동안 저열감 (현기증이나 두통) 증상이 나타나면 사용을 중단하십시오.
- 누페이스 트리니티 제품을 목주, 사위기 및 싱크대와 같이 물이 닿을 수 있는 곳에서 멀리 두십시오. 본 제품은 방수기능이 없습니다.
- 특히 목 부위의 사용을 최소화하고, 갑상선을 부위에는 사용하지 마십시오.
- 기기가 과열되기 시작하면 즉시 전원을 끄십시오.
- 통증이 있는 부위에는 자극을 가하지 마십시오. 통증을 느끼는 부위가 있는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 누페이스 트리니티 기기의 제조 업체에서 판매하는 변환기 및 케이블을 제외한 부속품, 변환기 및 케이블을 사용할 경우 방출량이 증가하거나 시스템의 내성이 저하될 수 있습니다.
- 심장 모니터 등의 전자 모니터링 장비가 있는 장소 또는 단파, 극초단파 및 전자파 발생 장비로부터 1m 이내의 장소에서 누페이스 트리니티 제품을 사용할 경우 의료 장비의 오작동을 초래할 수 있으니 기기를 작동하지 마십시오. 해당 장비들이 기기의 출력을 불안정하게 만들어 정상적인 사용이 어려워질 수 있고 부상을 초래할 수 있습니다.
- 샤워나 목욕 중에는 사용하지 마십시오.
- 극심한 부상이나 골절에 의한 출혈이 있는 경우 기기를 사용하지 마십시오.
- 정상적인 피부 감각이 없는 부위에는 자극을 가하지 마십시오.
- 극심한 온도에서 사용하지 마십시오.
- 번리통들과 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



갑상선 부위에 사용하지 마십시오.

⚠ 경고 (계속)

- 기기의 오작동이나 기기가 제대로 작동하지 않는 것이 의심되는 경우 즉시 사용을 중단하십시오. 검사 및 수리를 위해 NuFACE 고객센터에 기기를 반환하십시오.
- 기기를 분해하지 마십시오. 손상, 오작동, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다. 기기의 부품은 사용자가 대체하거나 수리할 수 없습니다.

참고: 분해 시 보증이 무효화됩니다

주의사항

- 누페이스 트리니티 기기는 건강 상태가 양호한 개인의 미용 목적으로 설계된 미용기기입니다. 이에 해당하지 않을 경우 기기 사용 전 전문의와 상담하십시오.
- 피부에 가하는 전기 자극의 장기적인 영향은 알려진 바가 없습니다.
- 심장 질환으로 의심되는 병변이 있거나 진단을 받은 경우 의사의 지시를 따르십시오.
- 사용자에 따라 전기 자극이나 미세전류 활성제가 피부 자극이나 과민성을 유발할 크기 감소할 수 있습니다. 전극 아래의 피부 자극과 화상은 다른 전통.
- 전극 아래의 피부 자극과 화상은 기타 전통 근육 자극기의 사용에서도 보고된 바 있습니다. 피부 자극이나 화상 증상이 있는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 누페이스 트리니티 기기를 사용하는 동안 지속적인 통증이나 불편이 발생하는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- Trinity 기기를 사용하는 동안 따끔 거리는 느낌을 받을 수 있습니다. 전류가 느껴지면 NuFACE 미세전류 활성제를 추가로 도포하십시오. 강도를 약하게 조절하면 이러한 증상이 줄거나 사라질 수 있습니다.
- 기기를 사용하는 동안 시시경 자극으로 인해 빛이 깜빡이는 현상을 경험할 수 있습니다. 기기를 사용하지 않는 동안에도 이러한 증상이 지속적으로 나타나는 경우 의사와 상담하십시오.
- 사용자에 따라 기기를 사용하는 동안 입 주변의 자극과 민감성 차이에 의해 금속 맛을 느낄 수 있습니다. 기기를 사용하지 않는 동안에도 이러한 증상이 지속적으로 나타나는 경우 의사와 상담하십시오.
- 기기 안의 배터리는 사용자가 분리할 수 없습니다. 장치를 폐기해야 하는 경우에는, 해당 지역 규정에 따라 장치를 폐기하십시오.
- 내부 배터리 누액 흔적이 보이면 장치를 사용하지 마십시오.
- 누페이스 트리니티 제품은 상온에서 보관 및 사용하도록 설계되었습니다. 트리니티 장치를 햇빛이나 뜨거운 곳에 보관하지 마십시오. 고온으로 인해 손상 될 수 있으며 설명서에 명시된 방식으로만 작동, 운반 및 보관해야 합니다. 이 설명서에 설명 된 지침에 따라 장치를 사용하고 관리하지 않으면 보증이 무효화됩니다.
- 트리니티 제품과 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오.

NuFACE 트리니티 기기는 명시된 바와 같이 안전 미용 목적으로 제작되었습니다. NuFACE 와 그 계열사는 오용, 얼굴 또는 신체의 다른 부위에 대한 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 잘못된 관리로 인하여 발생하는 구제(기기의 피부 접촉면)의 부식 또는 NuFACE 에서 제공되는 세럼 이외의 화장품 및 기타 잘못된 사용으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

시작하기

고객님의 새 제품을 다음의 단계에 따라 사용하십시오.

1) 박스에서 누페이스 트리니티 제품과 충전기를 꺼내십시오.

2) 전원 어댑터를 장치에 연결하고 콘센트에 꽂으십시오. 물이 닿지 않게 조심하여, 충전 장치를 안전하게 분리하십시오.

3) 트리니티 장치를 충전기에 올려 놓으십시오. 올바르게 배치하면 오르 내리는 신호음이 들리며 표시등이 점등되어 기기가 충전 중임을 나타냅니다. 사용하지 않을 때는 제품을 거치대에 보관하는 것이 좋습니다.

4) **중요 : 처음 사용하기 전에 12 시간 동안 장치를 충전하십시오.** 표시등이 점등되어 장치가 충전 중임을 나타냅니다. 장치가 완전히 충전되면 모든 표시등이 꺼집니다.

5) **참고 : 항상 부속 제품을 부착하거나 분리할 때는 분리 버튼을 올바르게 누르십시오.** 사용설명서를 참고하여 주시고, 부속 제품을 정확한 위치에 놓아 트리니티 제품에 고정하십시오. 기기가 제 위치에 결합되지 않으면 제품이 꺼지지 않습니다.

6) **중요: 피부가 NuFACE 미세전류 활성제에 민감하지 않은지 테스트하여 확인하십시오.** 팔뚝에 소량의 미세전류 활성제를 바르고 15~30분 동안 장치 한 후 씻어 냅니다. 해당 부위가 붉게 변하거나 발진 이 생기는 등의 알레르기 반응을 나타나는 경우, 즉시 NuFACE에 문의 하여 대체가 가능한 NuFACE 제품에 대한 정보를 받으십시오. 미세전류 활성제에 대한

시작하기 (계속)

반응이 해결 될 때까지 Trinity 기기로 트리트먼트를 시작하지 마십시오.한 반응이 해결 될 때까지 Trinity 기기로 트리트먼트를 시작하지 마십시오.

7) 관리를 시작하기 전에 밝은 곳에서 깨끗이 세안한 얼굴 사진을 촬영하십시오. 첫 번째 관리 후 4 주마다 같은 장소와 조명에서

| 기기 효과음 | 의미 |
|----------|------------|
| 상승 비프음 | 전원 켜짐 |
| 하강 비프음 | 전원 꺼짐 |
| 단일 비프음 | 강도 조절 완료 |
| 이중 톤 비프음 | 클라이드 간격 종료 |
| 낮은 비프음 | 배터리 충전 필요 |

NUFACE 미세전류 활성화제

미세전류 관리로 최상의 결과

중요: Trinity 기기를 **날짜별로 사용하려면**

포장을 참조하십시오.

관리 부위

기기는 얼굴이나 목 같이 면적이 넓은 얼굴 부위를 자극하는 목적으로 설계된 미용기기 제품이며 턱, 볼 이마 등에 사용 가능합니다. 다음의 지침은 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 긍정적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

사용 방법

사용 부위에 따라 기기를 수직 또는 수평으로 올바르게 잡은 후 사용하십시오. 관리 중에 구체를 두는 위치에 관해서는 퀵스타트 가이드를 참조하십시오.

누페이스 트리니티 사용법

아래 지시 사항은 올바르게 준수 할 때 가장 효과적인 결과를 제공하기 위해 마련되었습니다. 1) 오일 프리 클렌저를 사용해 얼굴을 깨끗이 세안하십시오. 남성의 경우 수염이 구체의 전도성을 방해할 수 있으므로 관리를 시작하기 전에 면도를 하십시오. **참고:** 피부에 남아 있는 크림, 로션, 셀프 태닝 제품 및/또는 오일 기반의 제품은 미세전류의 침투를 차단할 수 있습니다.

2) **중요:** 관리를 시작하기 전에 부위별로 NuFACE 미세전류 활성화제를 마스크처럼 발라줍니다.

참고: Trinity 기기를 사용할 때는 항상 NuFACE 미세전류 활성화제를 사용하십시오. 관리 도중 피부가 건조해지면 불편함을 느끼지 않도록 미세전류 활성화제를 다시 발라줍니다.

3) 충전 거치대에서 기기를 분리한 후 온/오프 버튼을 눌러 기기의 전원을 켜십시오. 상승 비프음이 울리고 불빛이 켜지면 전원이 켜진 것입니다.

4) (+) / (-) 버튼을 눌러 미세 전류 출력을 높이거나 낮추어 원하는 레벨을 정하십시오. 강도 세기에 따라 들리는 신호음이 울리고 조명의 수가 바뀝니다. **참고:** 최대 강도일때는 불이 5개 켜지고, 최소 강도일때는 불이 1개 켜집니다.

5) Trinity 기기를 관리 부위와 접촉 하십시오. **중요:** 관리 중에는 항상 양 구체가 피부에 직접 닿도록 하여 미세전류의 흐름을 유지하십시오. 약하거나 중간 정도의 압력으로 관리를 시작하십시오. **참고:** 얼굴 피부의 민감도는 사람마다 다릅니다. 아무런 감각을 느끼지 못하는 것이 정상입니다. 따끔거리는 느낌이 있다면 NuFACE 미세전류 활성화제를 관리 부위에 추가로 도포하십시오. Trinity 기기를 명시된 지침에 따라 사용할 경우 기기는 근육을 수축시키지 않습니다.

6) 5초마다 이중 톤의 비프음이 울리면 관리 부위를 바꿔줍니다. 배터리 충전이 필요할 때는 낮은 비프음이 2번 울립니다. **참고:** 트리니티 기기는 총 20 분의 관리 시간이 끝나면 자동으로 전원이 꺼집니다.

7) 관리를 마친 후 피부에 남은 NuFACE 미세전류 활성화제는 두드려서 흡수시키십시오.

8) 사용 후에는 트리니티 장치를 꺼주십시오. 기기의 전원이 꺼졌음을 알려주는 내림차순 비프음이 발생하며, 기기를 청소하고 충전기에 부착하십시오. 제품 관리 방법은 사용설명서를 참고해 주십시오.

사용 주기

- 매일 5 분씩 사용
- 첫 60 일 동안에는 주 5 회 사용하십시오.
- 60 일 이후에는 유지 관리를 위해 주 2~3 회 사용하십시오.
- 24 시간의 사용 간격을 두십시오.

결과

관리 결과는 피부 유형과 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 규칙적인 관리를 통해 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

제품 관리 방법

관리 방법: 부드럽고 보풀이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적신 후 기기와 부가 장치를 닦아줍니다. 기기를 물이나 기타 액체에 절대 담그지 마십시오.

충전: 처음 사용하기 전에 트리니티 기기를 12 시간 충전하십시오.

트리니티 제품을 충전기 위에 올려 놓고 사용하지 않을 때는 충전을 해주십시오. 제품이 올바르게 결합되면 효과음이 들리며 표시등이 점등되어 기기가 충전 중임을 나타냅니다. 완전히 충전 된 기기는 사용량에 따라 일일 사용량 20 분을 기준으로 약 1-2 주 동안 지속됩니다..

배터리 관리방법: 이상적인 배터리 수명을 위해, 배터리 부족 표시기가 시작될 때 (저음 신호음) 트리니티 장치를 충전하십시오. 배터리 전원이 완전히 소모 된 경우 사용하기 전에 12 시간의 완충을 권장합니다. 오랜 시간 동안 장치를 보관했거나 사용하지 않은 장치를 사용하기 전에주의하십시오. 장치를 검사하고 내부 배터리에 누액 흔적이있는 경우에는 사용하지 마십시오.

문제 해결: 트리니티 기기가 켜지지 않으면 다음을 확인하십시오.

- 부속품이 트리니티 장치에 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다. 부속품을 교체 할 때는 장치 뒷면의 분리 버튼을 누르십시오.
- 트리니티 장치 배터리가 완전히 충전되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 12시간 충전해 주십시오. 기기가 여전히 작동하지 않을 경우, NuFACE 고객센터 (1899-0108) 로 문의하십시오.

보증

NuFACE 공식 수입원에서 구입한 기기의 경우: NuFACE* 기기와 그 부속품에 대해 NuFACE* 제품 구매일로부터 1년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 비정상적인 마모, 침수 및 낙하에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 기기가 사고, 오용, 남용, 부적절한 유지 보수 및 수리, 무단 개조 또는 지침에 명시되지 않은 기타 용도로 사용되었을 경우 보증이 무효화됩니다.

구매 증거로 영수증을 제시하십시오.

보증에 대한 자세한 내용은 다음 주소에서 확인하십시오: www.MyNuFACE.com/pages/warranty-returns

보증 기간 동안의 서비스 절차: 제품 품질보증 서비스가 필요할 경우 품질보증서비스 지침서와 관련하여 웰컴인터내셔널로 연락 바랍니다.

제품 품질보증 주식회사 웰컴인터내셔널(공식수입원)
서울특별시 강남구 논현로 557, 6 층(역삼동, 안덕빌딩)
TEL: 1899-0108

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우:

모든 제품의 반품 및 국제 보증은 스파, 소매업체, 유통업체 등의 구매처를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하시거나 구매처에 문의하십시오.



다음 EN IEC/UL 규정 준수 : 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11,
60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 트리니티 기기, 사용 설명서 또는 패키지에 표시될 수 있습니다.

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
|  | 유럽 적합성 인증 |  | 2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수 |
|  | 유럽공동체 승인 대표 |  | 기기는 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다 |
|  | 부품 번호 |  | FCC 승인 장비 |
|  | 사용 설명서 참조 |  | 클래스 II 이중 절연 전기 장치 |
|  | 제조사 | | |
|  | BF 형 장착부: 전기 충격에 대한 특정 수준의 보호를 갖춘 장비로, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지 연결에 관한. | | |

TRINITY DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS

- Device Measurements: 5" (L) x 3" (W) x 1" (D)
 - Device Net Weight: Device: 6.4 oz / 181.4 g
 - Charging Base: 4" (L) x 3" (W) x 3" (D)
 - System Kit Gross Weight: 2.8 lbs / 1.27 kg
- ENVIRONMENTAL CONDITIONS
- Operating conditions: 10 to 40° C, 30 to 75%rH*, 700 to 1060hPa
 - Storage conditions: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa
 - Shipping condition: -10 to 55° C, 10 to 90%rH*, 500 to 1060hPa
- *Assuming non-condensing

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL TRINITY

- Dimensions de l'appareil : 5 po (L) x 3 po (l) x 1 po (P)
 - Poids net de l'appareil : 6,4 oz / 181,4 g
 - Station de chargement : 4 po (L) x 3 po (l) x 3 po (P)
 - Poids brut de l'ensemble du système : 2,8 lb / 1,27 kg
- CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
- Conditions d'utilisation : 10 à 40 °C, 30 à 75 % d'HR*, 700 à 1060 hPa
 - Conditions de stockage : -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa
 - Conditions de transport : -10 à 55 °C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa
- *En supposant l'absence de condensation

TRINITY-GERÄT ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Gerätmaße: 12,7 cm (H) x 7,6 cm (B) x 2,5 cm (T)
 - Geräte-Nettogewicht: 180 g
 - Ladestation: 10,2 cm (H) x 7,6 cm (B) x 7,6 cm (T)
 - Bruttogewicht des Sets: 1,2 kg
- UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Betriebsbedingungen: 10 bis 40° C, 30 bis 75 % rH*, 700 bis 1060 hPa
 - Aufbewahrungsbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
 - Versandbedingungen: -10 bis 55° C, 10 bis 90 % rH*, 500 bis 1060 hPa
- *nicht kondensierend

TRINITY 美容仪一般规格

- 仪器尺寸: 5"长 X 3"宽 X 1"高 (英寸)
 - 仪器净重: 6.4 盎司
 - 充电座尺寸: 4"长 X 3"宽 X 3"高 (英寸)
 - 套装毛重: 2.8 磅
 - 环境条件
 - 使用时: 温度 10~40°C, 相对湿度 30~75%*, 大气压 700~1060 百帕
 - 储存时: 温度 -10~55°C, 相对湿度 10~90%*, 大气压 500~1060 百帕
 - 运输时: 温度 -10~55°C, 相对湿度 10~90%*, 大气压 500~1060 百帕
- *非冷凝条件下

TRINITY 트리니티 제품 스펙

- 제품 치수: 5" (L) x 3" (W) x 1" (D)
 - 제품 무게: 6.4 oz
 - 충전기 치수: 4" (L) x 3" (W) x 3" (D)
 - 시스템 키트 총중량: 2.8 lbs 환경조건
 - 작동 조건: 10 ~ 40° C, 30 ~ 75%rH*, 700 ~ 1060hPa
 - 보관 조건: -10 ~ 55° C, 10 ~ 90%rH*, 500 ~ 1060hPa
 - 운송 조건: -10 ~ 55° C, 10 ~ 90%rH*, 500 ~ 1060hPa
- *비응축 가정



Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® / Hergestellt von NuFACE®
NuFACE® 制造 / NuFACE® 에 의 해 제조
1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081 | 1.888.360.9171 | www.MyNuFACE.com

©2021 NuFACE.

All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Alle Rechte vorbehalten. / 版权所有 / 판권 소유.

NuFACE® is a registered trademark of the Carol Cole Company.

NuFACE® est une marque déposée de la Carol Cole Company.

NuFACE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Carol Cole Company.

NuFACE® 为卡罗尔科尔公司注册商标。/ NuFACE® 는 Carol Cole Company 의 등록 상표입니다

Made in the USA of U.S. and Imported Materials.

Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux importés et des États-Unis.

Aus importierten Teilen In Den USA hergestellt.

进口部件 美国制造 / 수입 부품으로 미국 캘리포니아에서 제조.

EC REP

Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

[BIORIUS_BE-7170_MANAGE / UK-LONDON_WC2H_9JQ](http://BIORIUS_BE-7170_MANAGE_UK-LONDON_WC2H_9JQ)

N U F A C E®

75287