



EN INSTRUCTION FOR USE



Specification
Operation voltage: 1.5V DC
Battery: AAA Alkaline battery IPX7
Sonic Vibration:
Frequency 7000 oscillations / min


Warranty
1 year warranty applies to this product from the date of purchase. According to the condition of the product, defected caused by the device itself or during production will be replaced free of charge for 1 year.
Please register online at www.marcusmarcus.com

How To Place Battery To Kids 2-min Timer Sonic Toothbrush
1. Turn battery cover as direction (1) and pull down as (2).
2. Insert a new AAA alkaline battery with (+) and (-) in correct orientation.
3. Install battery cover as (3) and turn it firmly as (4).



How To Insert Toothbrush Head Into Kids 2-min Timer Sonic Toothbrush

1. Plug the new toothbrush head into the notch and twist clockwise until the toothbrush head is secured. Wash toothbrush head thoroughly with warm-soapy water before initial use.
2. To replace the old toothbrush, twist the old toothbrush head anti-clockwise and pull it off.



How To Use Kids 2-min Timer Sonic Toothbrush

1. Apply toothpaste to the toothbrush head before pressing .
2. When the vibration of the toothbrush is gradually weaken indicating that the battery is almost drained, replace it by a new AAA alkaline battery. Before replacing the battery, ensure the handle is thoroughly dry to prevent water drops entering it.


CLEANING & CARE:

- Wash toothbrush head thoroughly with warm-soapy water before initial use. After use, rinse toothbrush head thoroughly, shake off excess water and store upright. Allow air dry.
- Do not immerse the toothbrush under water.
- Do not stroke or knock the toothbrush with too much strength.
- Do not use any other toothbrush heads other than that recommended by the manufacturer.
- Make sure the battery cover is fixed firmly when washing the toothbrush.
- Take out battery of toothbrush if no intention to use for an extended period of time.
- Store products in a dry place. Do not leave products in direct sunlight or near a source of heat.

FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH WARNING:

- This is not a toy. This product is for tooth brushing only.
- Not suitable for children under 3. Always use with adult supervision.
- Do not leave child unattended while using the product.
- Keep away from children when not in use.
- Inspect the product before each use.
- Do not chew or bite on toothbrush. Battery choke hazard.
- Do not install batteries backwards, charge or put in fire. May explode or leak causing injury.
- Always use AAA alkaline batteries. Use of non-alkaline batteries may result in a drastically reduced operating time.
- If battery cover is not secured, water leakage may cause malfunction of the toothbrush.
- Dentists recommend to replace silicone toothbrush head every 6 months or sooner if it looks worn.
- If your child is undergoing treatment for any oral condition or experiences any discomfort, consult your dental professional prior to use.
- Discard and replace at first signs of damage or weakness.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION




Caractéristiques
Tension de Service : 1,5V CC
Pile : Pile Alcaline AAA IPX7
Sonic Vibration: Fréquence 7000 oscillations / min

Warranty
Ce produit est garanti 1 an à partir de sa date d'achat. En fonction de l'état du produit, les défauts pièces et main d'oeuvre entraîneront un remplacement gratuit du produit pendant 1 an. Veuillez vous enregistrer en ligne sur www.marcusmarcus.com

Comment Insérer la Pile Dans la Brosse À Dents Sonique Pour Enfants Avec Minuterie De 2 Minutes

1. Tournez le couvercle de la pile dans le sens (1) et le tirez comme en (2).
2. Insérez une pile alcaline AAA neuve en respectant les polarités (-) et (+).
3. Mettez le couvercle de la pile en place comme en (3) et tournez-le fermement comme en (4).



Comment Insérer la Tête De La Brosse À Dents Dans La Brosse À Dents Sonique Pour Enfants Avec Minuterie De 2 Minutes

1. Insérez la nouvelle tête de brosse à dents dans l'encoche et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Lavez minutieusement la brosse à dents à l'eau tiède savonneuse avant première utilisation.
2. Pour remplacer la vieille brosse à dents, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.



Comment Utiliser La Brosse À Dents Sonique Pour Enfants Avec Un Minuteur De 2 Minutes

1. Mettez du dentifrice sur la tête de la brosse à dents en silicone avant d'appuyer sur sur la brosse à dents.
2. L'affaiblissement graduel des vibrations de la brosse à dents indique que la pile est presque usée. Remplacez-la par une pile alcaline AAA neuve. Avant de remplacer la pile, assurez-vous que le manche est bien sec afin d'éviter toute pénétration d'eau.


NETTOYAGE & ENTRETIEN:

- Lavez minutieusement la tête de brosse à dents à l'eau tiède savonneuse avant première utilisation. Après utilisation, rincez soigneusement la brosse à dents, secouez l'excès d'eau et rangez la brosse à dents debout. Laissez sécher à l'air.
- N'immergez pas la brosse à dents dans l'eau.
- Ne pas taper ou frapper la brosse à dents trop bruyamment.
- N'utilisez aucune autre brosse à dents que celle recommandée par le fabricant.
- Assurez-vous que le couvercle de la batterie est bien fixé lorsque vous lavez la brosse à dents.
- Retirez la batterie de la brosse à dents si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Rangez le produit dans un endroit sec. Ne laissez pas les produits sous les rayons directs du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT AVERTISSEMENT:

- Ceci n'est pas un jouet. La brosse à dents n'est destinée qu'au brossage des dents. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsqu'ils utilisent le produit.
- Gardez hors de portée des enfants entre les utilisations.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation.
- Ne pas mordre ou mâcher la brosse à dents. Risque d'étouffement avec la pile.
- Ne mettez pas la pile en contact à l'envers, ne la chargez pas et ne la mettez pas au feu. Possibilité de coulure ou d'explosion pouvant provoquer des blessures.
- Utilisez toujours des piles alcalines AAA. L'utilisation de piles non-alcalines pourrait entraîner une réduction drastique de l'autonomie.
- Au cas où le couvercle de la pile ne serait pas verrouillé, des infiltrations d'eau pourraient entraîner des dysfonctionnements.
- Les dentistes recommandent de remplacer les brosses à dents tous les 6 mois ou plus tôt en cas de signe d'usure de la tête.
- Si votre enfant suit un traitement pour une affection buccale ou éprouve une gêne quelconque, consultez votre dentiste avant l'utilisation.
- Jetez et remplacez aux premiers signes de dommages ou de faiblesse.

SP INSTRUCCIONES DE USO




Especificación
Voltaje de funcionamiento: CC 1,5V
Batería: Baterías alcalinas AAA IPX7
Vibración sónica: Frecuencia 7000 oscilaciones / min

Garantía
Este producto tiene 1 año de garantía a partir de la fecha de compra. Según el estado del producto, el defecto causado por el propio producto o durante la producción, se sustituirá sin ningún coste durante 1 años. Regístrese online en www.marcusmarcus.com

Cómo Colocar la Batería En El Cepillo De Dientes Sónico Con Temporizador De 2 Minutos Para Niños

1. Girar la tapa del compartimento de la pila siguiendo la dirección indicada en (1) y tirar hacia abajo como en (2).
2. Introducir la nueva pila alcalina AAA respetando la polaridad correcta (-) y (+).
3. Poner la tapa del compartimento como en (3) y apretar bien (4).



Cómo Insertar El Cabezal Del Cepillo De Dientes En El Cepillo De Dientes Sónico Con Temporizador De 2 Minutos Para Niños

1. Introducir el cabezal de cepillo de dientes nuevo en la ranura y girar en sentido de las agujas del reloj hasta que el cabezal quede fijo. Antes del primer uso, lavar bien el cabezal del cepillo de dientes con 2. agua jabonosa tibia. Para sustituir el viejo cabezal, gírelo hacia la izquierda y tire.



Cómo Utilizar El Cepillo De Dientes Sónico Con Temporizador De 2 Minutos Para Niños

1. Aplique pasta de dientes sobre el cabezal de silicona antes de pulsar sobre el cepillo de dientes.
2. Cuando la vibración del cepillo se vuelve gradualmente más débil significa que la batería está casi agotada. Coloque una nueva batería alcalina AAA. Antes de sustituir la batería, asegúrese que el mango esté bien seco para evitar que el agua penetre.


LIMPIEZA Y CUIDADO:

- Antes del primer uso, lavar bien el cabezal de cepillo de dientes del cepillo de dientes con agua jabonosa tibia. Después de su uso, enjuagar bien el cabezal, eliminar el exceso de agua y guardar en vertical. Déjelo secar al aire.
- No sumerja la unidad en el agua.
- No golpear el cepillo con demasiada fuerza.
- Utilizar solo los cabezales del cepillo recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de que la tapa de batería está bien colocada al lavar el cepillo de dientes.
- Si que la batería del cepillo de dientes cepillado si no lo va a utilizar por un largo periodo de tiempo.
- Guarde los productos en un lugar seco. No deje los productos bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.

PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS NIÑOS ADVERTENCIA:

- Esto NO es un juguete. El cepillo está pensado exclusivamente para el cepillado de los dientes.
- No apto para niños menores de 3 años. Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.
- No deje los niños desatendidos mientras utilizan este producto.
- Mantener alejado de los niños cuando no se utilice.
- Inspeccione el producto antes de cada uso.
- No masticar ni morder el cepillo. Las pilas pueden provocar riesgo de asfixia. No colocar ni cargar las pilas al revés ni arrojadas al fuego. Pueden explotar o sufrir fugas que podrían provocar lesiones.
- Utilice siempre pilas alcalinas AAA. Al usar pilas no alcalinas podrá reducir drásticamente el tiempo de operatividad del producto.
- Si la tapa de la batería no está bien cerrada, la entrada de agua podrá dañar la funcionalidad del cepillo.
- Los dentistas recomiendan sustituir el cepillo de dientes a cada 6 meses o antes, si el cabezal está desgastado.
- Si su hijo recibe un tratamiento por cualquier problema bucal o experimenta cualquier molestia, consulte a su profesional dental antes de utilizar el dispositivo.
- Si presenta señales de estar dañado desechar y sustituir.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG




Technische Daten
Betriebsspannung: 1,5V DC
Batterie: AAA Alkali-Batterie IPX7
Schallschwingung: Frequenz 7000 Schwingungen / min

Garantie
Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Je nach Zustand des Produkts werden Mängel, die durch das Gerät selbst oder während der Produktion verursacht wurden, für 1 Jahr kostenlos ersetzt. Registrieren Sie sich bitte online unter www.marcusmarcus.com

So Legen Sie Die Batterie In Die Ultraschallzahnbürste Mit 2-minuten-timer Für Kinder Ein

1. Drehen Sie die Batterieabdeckung in Richtung (1) und ziehen Sie ihn nach unten wie (2).
2. Setzen Sie eine neue AAA-Alkali-Batterie mit (-) und (+) in der richtigen Ausrichtung ein.
3. Drehen Sie die Batterieabdeckung in Richtung (3) und ziehen Sie ihn nach unten wie (4).



Einsetzen Des Zahnbürstenkopfes In Die Ultraschallzahnbürste Mit 2-minuten-timer Für Kinder

1. Stecken Sie den neuen Zahnbürstenkopf in die Kerbe und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Zahnbürstenkopf gesichert ist. Waschen Sie den Zahnbürstenkopf vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmer Seifenlauge.
2. Um die alte Zahnbürste zu ersetzen, drehen Sie den alten Zahnbürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.



So Verwenden Sie Die Ultraschallzahnbürste Mit 2-minuten-timer Für Kinder

1. Tragen Sie Zahnpasta auf den Silikonzahnbürstenkopf auf, bevor Sie auf der Zahnbürste drücken.
2. Wenn die Vibration der Zahnbürste allmählich nachlässt, zeigt dies an, dass die Batterie fast leer ist. Ersetzen Sie sie durch eine neue AAA-Alkali-Batterie. Bevor Sie den Akku austauschen, vergewissern Sie sich, dass der Griff vollständig trocken ist, damit keine Wassertropfen in ihn eindringen können.

REINIGUNG & PFLEGE:

- Waschen Sie den Zahnbürstenkopf vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmer Seifenlauge. Nach Gebrauch den Zahnbürstenkopf gründlich ausspülen, überschüssiges Wasser abschütten und aufrecht lagern.
- Tauchen Sie die Zahnbürste nicht unter Wasser.
- Schlagen oder schlagen Sie die Zahnbürste nicht mit zu viel Kraft an.
- Verwenden Sie keine anderen Zahnbürstenköpfe als die vom Hersteller empfohlenen.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkuabdeckung beim Waschen der Zahnbürste fest sitzt.
- Nehmen Sie die Akku der Zahnbürste heraus wenn Sie im längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Lagern Sie die Produkte an einem trockenen Ort. Lassen Sie die Produkte nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Wärmequelle lagern.

FÜR DIE SICHERHEIT UND GESUNDHEIT IHRES KINDES WARNUNG:

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Die Zahnbürste ist nur zum Zähneputzen gedacht.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Lassen Sie das Kind während der Benutzung des Produkts nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Nichtgebrauch von Kindern fernhalten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch.
- Nicht auf der Zahnbürste kauen oder beißen. Entzündungsgefahr durch Batterie.
- Legen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein, lassen Sie sie nicht auf und setzen Sie sie nicht in Brand. Kann explodieren oder auslaufen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie immer AAA-Alkali-Batterien. Die Verwendung von nicht alkalischen Batterien kann zu einer drastischen Verkürzung der Betriebszeit führen.
- Wenn der Batteriedeckel nicht befestigt ist, kann ein Eindringen von Wasser zu einer Fehlfunktion der Zahnbürste führen.
- Zahnärzte empfehlen, die Zahnbürste alle 6 Monate oder früher zu ersetzen, wenn der Zahnbürstenkopf abgenutzt aussieht.
- Wenn Ihr Kind wegen eines oralen Leidens behandelt wird oder Beschwerden hat, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Zahnarzt.
- Bei ersten Anzeichen von Schäden oder Beeinträchtigungen entsorgen und ersetzen.



Kids 2-min Timer Sonic Toothbrush
Brosse À Dents Sonique Avec Minuterie De 2 Minutes Pour Les Enfants
Cepillo De Dientes Sónico Con Temporizador De 2 Minutos Para Niños
Ultraschallzahnbürste Mit 2-minuten-timer Für Kinder


キッズ2分タイマーソニック歯ブラシ

키즈 2분 타이머 음파칫솔

兒童聲波2分鐘計時電動牙刷

兒童聲波2分钟电动牙刷

فرشاة أسنان سونيك للأطفال لمدة دقيقتين




仕様書
動作電圧:1.5V DC
電池:単四形アルカリ電池1PX7
音波振動:周波数7000振動/分

保証
本商品は購入日から1年間の保証が付き
ます。商品の具体的な状態に応じて、
本機器自体あるいは本機器の製造に
起因する欠陥に対して1年間の無料交
換いたします。次のオンラインアドレス
で登録ください。
www.marcusmarcus.com


子供にバッテリーを配置する方法2分タイマーソニック歯ブラシ

1. 電池カバーを(1)方向に回し、そして(2)のように引き下げます。
2. 新しい単四形アルカリ電池を、(3)(4)の正しい方向に注意しながら挿入します。
3. 電池カバーを(3)のように配置し、そして(4)のようにしっかりと回します。



子供に歯ブラシの頭を挿入する方法2分タイマーソニック歯ブラシ

1. 新しい歯ブラシヘッドを専用のくぼみに挿入し、固定されるまで時計回りに回します。初めて使用する前に、歯ブラシの頭を温かい石鹸水でよく洗ってください。
2. 古い歯ブラシを取り替える時に、古い歯ブラシヘッドを反時計回りに回し、そして引き抜きます。



キッズ2分タイマーソニック歯ブラシの使い方

1. 電源ボタンを押して歯ブラシをオンにする前に、シリコン歯ブラシヘッドに歯磨き粉を塗ります。
2. 歯ブラシの振動が徐々に弱まることは電池が消耗していることを示します。新しい単四形アルカリ電池で交換する必要があります。電池を交換する前に、水滴の浸入を防止するためにハンドルが完全に乾いていることを確認してください。

掃除と手入れ:

- 初めて使用する前に、歯ブラシの頭を温かい石鹸水でよく洗ってください。使用後は、歯ブラシの頭をよくすすぎ、余分な水分を振り落とし、直立させてください。風乾させます。
- 歯ブラシを水に浸さないでください。
- 歯ブラシを激しくぶつけたりしないでください。
- 製造業者が推奨した歯ブラシヘッド以外のものを使用しないでください。
- 歯ブラシを洗うときは、バッテリーカバーがしっかりと固定されていることを確認してください。
- 長期間使用しない場合は歯ブラシのバッテリーを取り出します。
- 商品を乾いた場所に保管してください。商品を直射日光または熱源の近くに放置しないでください。

お子様の安全と健康にご注意

- 警告！**
- これはおもちゃではありません。この歯ブラシは歯を磨くことが唯一の目的です。
 - 3歳未満の子供には使用を推奨しません。必ず大人の監視の下で使用してください。
 - 子供の使用中にそのままに放っておかないでください。
 - 使用時常に子供の手の届かない所に保管してください。
 - 毎回使用する前に商品を検査してください。
 - 歯ブラシを噛んだり、かじったりしないでください。電池での窒息事故の危険性があります。
 - 電池を逆方向に付けたら、充電したり、火にかけたりしないでください。爆発や漏洩によるけがにつながる恐れがあります。
 - 必ず単四形アルカリ電池を使用してください。非アルカリ電池を使用すると、動作時間が大幅に削減される恐れがあります。
 - 電池カバーが固定していない場合、水漏れのため、歯ブラシが誤動作を起こす可能性があります。
 - 歯科医は6か月ごとに歯ブラシを交換することを推奨するが、古びたと思われるなら歯ブラシヘッドをそれより早い内に交換してください。
 - お子様か歯科医による治療を受けている場合、または何からの不快感を感じる場合は、ご使用前に歯科医にご相談ください。
 - 損傷や脆弱化の徴候が確認されたら、放棄し、交換してください。




사양
작동 볼트: 1.5 V DC
배터리: AAA 알칼리인 배터리 1PX7
음파 진동: 주파수 7000 진동 / 분

보증
구매일로부터 1년간의 보증이 본 제품에 적용됩니다. 장치 자체 혹은 생산사의 결함으로 인한 제품의 상태의 경우 1년간 무료로 교체하여 드립니다. "웹사이트"에 온라인으로 등록하여 주시기 바랍니다.
www.marcusmarcus.com

아이들에게 배터리를 배치하는 방법 2분 타이머 음파 칫솔

1. 배터리 커버를 (1) 방향으로 돌리고 (2)로서 열어내리십시오.
2. 새 AAA 알칼리인 배터리를 (3)의 올바른 방향으로 놓으십시오.
3. 배터리 커버를 (3)으로 설치하고 (4)로 단단히 돌리십시오.



칫솔모를 어린이에게 삽입하는 방법 2분 타이머 음파 칫솔

1. 새 칫솔 헤드가 제품에 완전히 장착될 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 처음 사용할 때는 미지근한 물로 칫솔모를 잘 씻은 후 사용하십시오.
2. 칫솔을 새로 교체하려면 현재의 칫솔 머리를 돌리시게 방향으로 돌려 빼내십시오.

어린이용 2분 타이머 음파칫솔 사용법


1. 칫솔 위의 버튼을 누르기 전에 실리콘 칫솔에 치약을 바르십시오.
2. 칫솔의 진동이 점차 약해지는 경우 배터리가 소모된 것을 가리킵니다. 새 AAA 알칼리인 배터리로 교체하십시오. 배터리를 교체하기 이전에 물이 들어가지 않도록 손잡이가 완전히 마른 상태여야 합니다.

세척과 관리:

- 처음 사용하기 전에 따뜻한 비누물로 칫솔 헤드를 철저히 씻으십시오. 사용 후에는 칫솔모를 잘 헹구고 물기를 털어내고 똑바로 세워둡니다. 공기 건조하십시오.
- 칫솔을 물 속에 넣지 마십시오.
- 칫솔을 크게 내리치거나 두드리지 마십시오.
- 제조업체에서 권장하는 칫솔 머리부분만 사용하십시오.
- 칫솔을 씹을 때 배터리 커버가 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 비누를 물 속에 넣지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 칫솔의 배터리를 빼는 바랍니다.
- 건조한 곳에 제품을 보관하십시오. 직사광선이나 열기가 있는 곳 근처에 제품을 두지 마십시오.

어린이의 안전과 건강 경고!

- 칫솔은 장난감이나 어린이 칫솔 전용에만 해당됩니다.
- 3세 미만의 어린이에게 적합하지 않습니다. 항상 어른이 지켜보는 가운데 어린이가 사용할 수 있도록 하십시오.
- 어린이가 칫솔을 사용할 경우 함께 잊으십시오.
- 사용하지 않을 경우 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용 이전마다 제품을 살펴보십시오.
- 칫솔을 씹거나 깨물지 마십시오. 배터리를 상하게 사고를 예방하십시오.
- 칫솔을 물속에 넣지 마십시오. 배터리를 물 속에 넣지 마십시오.
- 돌발하거나 누누운 일종의 성향을 일으킬 수 있습니다.
- 항상 AAA 알칼리인 배터리를 사용하십시오. 알칼리인 배터리가 아닌 경우 작동시간이 크게 줄어듭니다.
- 배터리 커버가 단단하지 않은 경우 누수가 칫솔에 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 치과 의사는 6개월마다 혹은 칫솔이 마모된 경우에 이보다 빨리 칫솔을 교체할 것을 권합니다.
- 만일 사용되는 동안 자녀가 구강에 관련된 상해를 받고 있거나 또는 어떤 불편함을 겪고 있다면 담당 치과 전문의와 상담하시기 바랍니다.
- 손잡이 마모된 경우 바로 교체하십시오.




規格
工作電壓: 1.5V DC
電池: AAA鹼性電池 1PX7
聲波震動頻率: 7000次/分鐘

保養
自購買之日起, 本產品適用1年保修期。根據產品的狀況, 如發生設備本身或生產過程中的缺陷, 將於1年內免費更換, 請在註册時: www.marcusmarcus.com

如何將電池裝入兒童聲波2分鐘計時電動牙刷

1. 將電池蓋按照指示 (1) 轉動, 然後向下拉, 如 (2) 所示。
2. 裝入新的AAA鹼性電池, 確保 (-) 和 (+) 方向正確。
3. 按照指示 (3) 安裝電池蓋並將其轉動牢固, 如 (4) 所示。



如何將牙刷頭插入兒童聲波2分鐘計時電動牙刷

1. 將新牙刷頭插入凹槽並順時針旋轉, 直至牙刷頭固定。初次使用前, 用溫肥皂水徹底清洗牙刷頭。
2. 如需更換舊牙刷, 逆時針旋轉舊牙刷頭並將其拉出。

如何使用兒童聲波2分鐘計時電動牙刷


1. 按 前, 在矽膠牙刷頭上塗抹牙膏。
2. 當牙刷的振動逐漸減弱時, 表明電池幾乎耗盡, 更換新的AAA鹼性電池。更換電池前, 請確保牙刷刷頭完全乾燥, 以防止水滴滲入。

清潔與護理:

- 首次使用前, 用溫肥皂水徹底清洗刷頭, 使用後, 徹底沖洗牙刷頭, 抖掉多餘的水並直立存放。在通風處自然風乾。
- 請勿將牙刷浸入水中。
- 請勿大力敲擊或敲打牙刷。
- 除製造商推薦的牙刷頭外, 請勿使用任何其他牙刷頭。
- 清洗牙刷時, 確保電池蓋牢固固定。
- 如果未打緊長時間使用, 請取出牙刷的電池。
- 將產品存放在乾燥的地方。請勿將產品置於陽光直射或靠近熱源的地方。

為了您孩子的安全與健康警告！

- 本產品並非玩具, 牙刷應僅用於刷牙。
- 不適合3歲以下兒童使用, 兒童應在成人監督下使用。
- 請勿讓兒童獨自使用本產品。
- 不使用時應遠離兒童存放。
- 每次使用前應檢查本產品。
- 不要咀嚼或吞咬牙刷。電池可能會導致窒息危險。
- 請勿反向安裝電池、充電或放入火中。可能會導致爆炸或洩漏, 造成傷害。
- 使用AAA鹼性電池, 使用非鹼性電池可能會大大縮短操作時間。
- 如果電池蓋沒有固定, 漏水可能會導致牙刷故障。
- 牙醫建議每6個月更換一次牙刷, 或在牙刷頭看起來已磨損時更換牙刷。
- 如果您的孩子正在接受任何口腔疾病的治療或任何不適, 請在使用前諮詢牙科專家。
- 在牙刷頭出現損壞或無效的跡象時應丟棄並更換。




規格
工作電壓: 1.5V DC
電池: AAA鹼性電池 1PX7
聲波震動頻率: 7000次/分鐘

保養
自購買之日起, 本產品適用1年保修期。根據產品的狀況, 如發生設備本身或生產過程中的缺陷, 將於1年內免費更換, 請在註册時: www.marcusmarcus.com

如何将电池装入儿童声波2分钟电动牙刷

1. 将电池盖按照指示 (1) 转动, 然后向下拉, 如 (2) 所示。
2. 装入新的AAA碱性电池, 确保 (-) 和 (+) 方向正确。
3. 按照指示 (3) 安装电池盖并将其转动牢固, 如 (4) 所示。



如何将牙刷头插入儿童声波2分钟电动牙刷

1. 将新牙刷头插入凹槽并顺时针旋转, 直至牙刷头固定。初次使用前, 用温肥皂水彻底清洗牙刷头。
2. 如需更换旧牙刷, 逆时针旋转旧牙刷头并将其拉出。

如何使用儿童声波2分钟电动牙刷


1. 按 前, 在硅胶牙刷头上涂抹牙膏。
2. 当牙刷的振动逐渐减弱时, 表明电池几乎耗尽, 更换新的AAA碱性电池。更换电池前, 请确保牙刷刷头完全干燥, 以防止水滴渗入。

清洁与护理:

- 首次使用前, 用温肥皂水彻底清洗刷头, 使用后, 彻底冲洗牙刷头, 抖掉多余的水并直立存放。在通风处自然风干。
- 请勿将牙刷浸入水中。
- 请勿大力敲击或敲打牙刷。
- 除制造商推荐的牙刷头外, 请勿使用任何其他牙刷头。
- 清洗牙刷时, 确保电池盖牢固固定。
- 如果未打紧长时间使用, 请取出牙刷的电池。
- 将产品存放在干燥的地方。请勿将产品置于阳光直射或靠近热源的地方。

为了您孩子的安全与健康警告！

- 本产品并非玩具, 牙刷应仅用于刷牙。
- 不适合3岁以下儿童使用, 儿童应在成人监督下使用。
- 请勿让儿童独自使用本产品。
- 不使用时应远离儿童存放。
- 每次使用前应检查本产品。
- 不要咀嚼或吞咬牙刷。电池可能会导致窒息危险。
- 请勿反向安装电池、充电或放入火中。可能会导致爆炸或泄漏, 造成伤害。
- 使用AAA碱性电池, 使用非碱性电池可能会大大缩短操作时间。
- 如果电池盖没有固定, 漏水可能会导致牙刷故障。
- 牙医建议每6个月更换一次牙刷, 或在牙刷头看起来已磨损时更换牙刷。
- 如果您的孩子正在接受任何口腔疾病的治疗或任何不适, 请在使用前咨询牙科专家。
- 在牙刷头出现损坏或无效的迹象时应丢弃并更换。




المواصفات
يسري الضمان 1.5 فوات تيار مستمر البطارية بطارية قوية AAA 1PX7 7000 نبضات صوتية تردد 7000 نبضة/ثانية

الضمان
يضمن هذا المنتج لمدة عام من تاريخ الشراء, 根据产品的狀況, 如发生设备本身或生产过程中的缺陷, 将于1年内免费更换, 请在註册時: www.marcusmarcus.com

يرجى التسجيل عبر الإنترنت على موقع www.marcusmarcus.com

- 1- ادر غطاء البطارية حسب التعليمات في الفقرة (1) واسحب لاسلك كما هو مبين في الفقرة (2).
- 2- ادخل بطارية قوية AAA جديد مع مراعاة ضبط السالب (-) والموجب (+) في الاتجاه الصحيح, واحد, حسب حالة الجيب في المنتج.
- 3- وتم بتدويره باتجاه كما هو مبين بالفقرة (4).



كيفية إدخال رأس فرشاة الأسنان فرشاة أسنان سونيك للأطفال لمدة دقيقتين

- 1- قم بتوصيل رأس فرشاة الأسنان الجديد في الفتحة وقم بلهاها الرأس في اتجاه عقارب الساعة حتى تتأكد من ثبات رأس فرشاة الأسنان. اغسل رأس فرشاة الأسنان جيدًا بماء الدافئ والصابون قبل الاستخدام الأول.
- 2- لاستبدال فرشاة الأسنان القديمة, قم بإسقاطها في اتجاه عقارب الساعة ثم اسحبها.

كيفية استخدام الاطفال فرشاة أسنان سونيك للأطفال لمدة دقيقتين

- 1- عند معجون الأسنان على رأس فرشاة الأسنان قبل الضغط على زر التشغيل.
- 2- عندما يضعف اهتزاز فرشاة الأسنان تدريجياً مما يشير إلى نفاذ البطارية تقريباً, استبدلها ببطارية قوية AAA جديد. قبل استبدال البطارية, تأكد من جفاف المقبض تمامًا لمنع فطرات الماء من الدخول إليه.

التنظيف والعناية

- اغسل رأس فرشاة الأسنان جيدًا بماء الدافئ والصابون قبل استخدامها لأول مرة. بعد الاستخدام, اغسل رأس فرشاة الأسنان جيدًا وماء الزئبد واتركه منتهيًا.
- دعها تجف في الهواء.
- لا تعمري الفرشاة بلماها.
- لا تضربها أو تدفقي فرشاة الأسنان بقوة كبيرة.
- عندما يضعف اهتزاز فرشاة الأسنان تدريجياً مما يشير إلى نفاذ البطارية تقريباً, استبدلها ببطارية قوية AAA جديد. قبل استبدال البطارية, تأكد من جفاف المقبض تمامًا لمنع فطرات الماء من الدخول إليه.

من أجل أمن طفلك وصحته تحذير!

- هذا المنتج لعبة. يستخدم هذا المنتج لتعليم الطفل فقط.
- غير مناسبة للأطفال دون من الثالثة. يستخدم دائمًا تحت إشراف البالغين.
- لا تتركه دون مراقبة عند استخدام هذا المنتج.
- اغسلي المنتج قبل كل الاستخدام.
- تجنبى صنع أو قضم اللسان اأحدري خطر الاختناق بسبب البطاريات.
- لا تتركى البطاريات بالمكن أو شديها أو اإعهاها. فقد تتفجر أو تسرب مسببة الإصابة.
- استخدمى دائما بطاريات قوية AAA, قد يؤدي استخدام البطاريات غير القوية إلى تقطيل وقت التشغيل بشكل كبير.
- إذا لم يكن غطاء البطارية محكمًا, فقد يتسبب تسرب الماء في حدوث خلل في فرشاة الأسنان.
- يوصى أطباء الأسنان باستبدال رأس فرشاة الأسنان السيلكون كل 6 أشهر أو أقل إذا بدت بالهت.
- إذا كان طفلك يتخضع لعلاج من أي حالة في الفم أو يعاني من أي انزعاج, فاستشرى أخصامى الأسنان قبل الاستخدام.
- تخلى من المنتج واستبدلها بأخر فور ملاحظتك لأي ضرر أو ضعف.