


Human Touch® Perfect Chair®
PC-600 / PC-610

WITH

Human Touch® Perfect Chair®
**Comfort, Performance,
 or Supreme Upholstery Packages**

**Comfort upholstery package not available for PC-600.*



humantouch.com

800.355.2762

©2020 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
 No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
 Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
 PC-600/610CPS-NA-B0

 **human touch**
 be your best. **feel your best.™**

use & care manual

Register your product **ONLINE** today

www.humantouch.com/register

Register your product **ONLINE** today

www.humantouch.com/register



For **more than four decades**, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them **feel, perform, and live their best**. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available **solutions for the benefit of everyone**.

humantouch.com

Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

Human Touch® Perfect Chair® **PC-600 / PC-610**

———— WITH ————

Human Touch® Perfect Chair® **Comfort, Performance, or Supreme Upholstery Packages**

**Comfort upholstery package not available for PC-600.*

welcome to **human touch**®

You have just purchased one of the finest pieces of ergonomic furniture available. The Human Touch® Perfect Chair® artfully blends the best of aesthetics, technology and wellness in a seating experience that transcends the highest standards of comfort. Our vision was to create a zero gravity chair so extraordinary it deserves to be called the Perfect Chair.

With the power to independently position your recline angle and leg elevation, the intuitive five-way omni-control allows for simple transition in our most adjustable Perfect Chair ever. The power recline system eases the body into a virtually weightless position, as it elevates the legs above the heart and reduces weight on the spine. This remarkable chair relieves the soreness, tension and fatigue caused by the earth's constant pulling, while its fixed-form seating position ensures maximum ergonomic posture at all recline angles.

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy the many benefits of the Perfect Chair!

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

 **DANGER:** TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK
ALWAYS UNPLUG THIS PRODUCT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USING AND BEFORE CLEANING OR SERVICING.

 **WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- DO NOT PUT HANDS OR FINGERS NEAR THE FOOTREST MECHANISM ON THE UNDERSIDE OF THE CHAIR WHILE THIS PRODUCT IS RUNNING. TOUCHING THE MECHANISM CAN RESULT IN INJURY.
- IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD.
- AN APPLIANCE SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED WHEN PLUGGED IN. UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE, AND BEFORE PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS.
- CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN THIS PRODUCT IS USED BY, ON, OR NEAR CHILDREN, INVALIDS, OR DISABLED PERSONS. KEEP CHILDREN AWAY FROM EXTENDED FOOT SUPPORT (OR OTHER SIMILAR PARTS).
- USE THIS PRODUCT ONLY FOR ITS INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. DO NOT USE ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- NEVER OPERATE THIS PRODUCT IF IT HAS A DAMAGED CORD OR PLUG, IF IT IS NOT WORKING PROPERLY, IF IT HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED, OR DROPPED INTO WATER. RETURN THIS PRODUCT TO A SERVICE CENTER FOR EXAMINATION AND REPAIR.
- DO NOT CARRY THIS APPLIANCE BY SUPPLY CORD OR USE CORD AS A HANDLE.
- ALWAYS KEEP THE POWER CORD AWAY FROM HEATED SURFACES.
- NEVER OPERATE THIS PRODUCT WITH THE AIR OPENINGS BLOCKED. KEEP THE AIR OPENINGS FREE OF LINT, HAIR, AND THE LIKE.
- NEVER DROP OR INSERT ANY OBJECT INTO ANY OPENING.
- DO NOT USE OUTDOORS.
- DO NOT OPERATE WHERE AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS ARE BEING USED OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
- TO DISCONNECT, TURN ALL CONTROLS TO THE OFF POSITION, THEN REMOVE PLUG FROM OUTLET.
- DO NOT USE THIS PRODUCT WHEN STANDING ON A DAMP FLOOR, OR WHEN ANY PART OF THE BODY IS IN CONTACT WITH PLUMBING OR ANY SIMILAR GROUND.
- DO NOT USE THIS PRODUCT IF NOISE ABOVE NORMAL SOUND IS HEARD.
- DO NOT STAND ON OR IN APPLIANCE. USE ONLY WHILE SEATED.
- THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- DO NOT USE ON AN INFANT.
- THIS PAD IS NOT TO BE USED BY OR ON AN INVALID, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.
- DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
- BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING; CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
- NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
- DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
- DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS.
- NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
- DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
- IT IS NOT NECESSARY TO OPEN THE COVER TO EXAMINE THE PAD BEFORE EACH USE.
- LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
- READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON BOX OR PACKED WITH PAD BEFORE USING.
- THE HEATING PAD MUST NOT BE LAUNDERED.
- REVIEW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO CONFIRM THAT THE APPROPRIATE CRITICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES ARE BEING USED WITH THE FURNISHING.
- THE PRODUCT SHOULD BE INSTALLED FLATLY AND FIRMLY ON THE FLOOR.

SAFETY PRECAUTIONS

- COMFORTABLE CLOTHING IS RECOMMENDED WHILE USING THIS PRODUCT.
- IF YOU FEEL ANY ABNORMAL DISCOMFORT DURING THE OPERATION OF THIS PRODUCT, TURN OFF THE POWER IMMEDIATELY AND DO NOT USE THE PRODUCT. CONSULT YOUR PHYSICIAN.
- DO NOT PULL ON THE AC CORD.
- WHEN USING THIS PRODUCT AFTER IT HAS BEEN IN STORAGE, CHECK TO SEE THAT THE PRODUCT IS OPERATING PROPERLY PRIOR TO USE.
- ALWAYS CONFIRM THAT THERE ARE NO OBSTACLES BEHIND THE PRODUCT AND THAT THERE IS SUFFICIENT SPACE TO RECLINE.
- TO AVOID INJURY, KEEP PETS AWAY FROM THE CHAIR WHEN IN USE.


DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS PRODUCT YOURSELF.

- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR PERSONAL IN-HOME USE. COMMERCIAL USE WILL VOID WARRANTY.
- THIS HEATING PAD HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER) AS A SAFETY FEATURE. THIS PLUG WILL FIT INTO A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY INTO THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SERVICING OF DOUBLE INSULATED PRODUCTS

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and is to be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED."

 The symbol (square within a square) is also able to be marked on the product.





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



get ready

- S** SUPREME
- P** PERFORMANCE
- C** COMFORT

Unpack the boxes



Your Human Touch® Perfect Chair® requires some simple assembly. First, install the backrest frame and, if you've purchased a PC-610, the right-hand armrest core. If you've purchased the **COMFORT UPHOLSTERY PACKAGE**, just install the recline controller housing and arm caps, then the rest of the pads and you're done! If you've purchased the **PERFORMANCE UPHOLSTERY PACKAGE**, you'll need to install a control panel as you install the arm caps and body pad. And, if you've purchased the **SUPREME UPHOLSTERY PACKAGE** you'll need to install a control panel as well as a power hub and transformer underneath the chair. It may sound like a lot, but it's easy, we promise! And, more importantly, it's worth it!




put it together

Attach the backrest frame


1. Remove the backrest frame screws.

Using the provided Phillips-head screwdriver, remove the two screws/washers from the two lower ends of the backrest frame. Save these screws/washers as they will be used later in the assembly process (Fig.1).




2. Insert the backrest frame into the chair base.

With the backrest frame positioned so that the headrest can tilt forward, slide the two ends of the backrest frame into the open tube ends of the chair base (Fig.2).




3. Install the canvas backrest support.

Pull the chair canvas firmly upward as far as it will go, wrap the top flap around the backrest frame and secure it using the hook-and-loop fasteners. It is important that the canvas be stretched tight to provide proper back support (Fig.3).



4. Replace the backrest frame screws.

Using the Phillips-head screwdriver, install the two screws with washers (previously removed from the backrest frame) to secure the backrest frame and glide rail safety tip (Fig.4).



WARNING: You must install these two screws before using the chair; failure to do so may cause severe injury.

PC-610 Only:

Install the right-hand armrest core

1. Remove the four screws taped to the top of the right-hand arm (Fig.5).




Fig.5

2. Connect the armrest core connector to the armrest connector (Fig.6).




Fig.6

3. Push the connectors and cable into the armrest core (Fig.7).




Fig.7

4. Secure the armrest core using the four screws and Allen wrench (provided) (Fig.8).





Fig.8


S

Install the power hub


1. Gently tip the chair forward onto the footrest (Fig.9).
2. Locate the four screw holes on the rear of the front cross bar.




3. Using the provided Phillips-head screwdriver and screws, secure the power hub to the chair with the power cord facing to the right (Fig.10).



4. Open the canvas pocket on the bottom of the chair, remove the coiled cable, remove the cable tie, then return the cable to the pocket with the plug positioned at the top (Fig.11).



5. Pull the plug gently out of the pocket, guide the cable through the two cable guides on the chair canvas, plug it into the left-hand power hub receptacle, then close the canvas pocket using the hook-and-loop fasteners (Fig.12).



6. Plug the transformer into the right-hand power hub receptacle (Fig.13).




Fig.13

7. Feed the transformer cable up through the cable guide then up through the hole in the chair canvas (Fig.14).
8. Gently return the chair to the upright position.




Fig.14



Install the control panel and arm caps

NOTE: Comfort Upholstery Package does not have a control panel; follow steps 1 - 4, 6, 7, 10 and 11 to install the arm caps and lower body pad.

1. Remove the six screws taped to the underside of the left-hand armrest cap.
2. Note the shape of the top of the recline controller panel and the matching shape of the recline controller housing (Fig.15).




Fig.15

3. Place the housing into position on the left-hand armrest as shown (Fig.16).
4. Make sure the matching shapes are tightly aligned to ensure that the knob is centered in the housing.




Fig.16

5. Place the control panel into position on the armrest, above the chair arm as shown (Fig.17).




Fig.17

6. While holding the housing firmly in place, place the arm cap into position and press down firmly (Fig.18).




Fig.18

7. While pressing down on the armrest cap, secure it using the provided Phillips-head screwdriver and three screws (Fig.19).




Fig.19

8. Using a Phillips-head screwdriver, remove the screw and washer that secure the left-hand glide rail safety tip (Fig.20).
9. Place the control panel cable loop into position over the screw hole, then replace the screw and washer to secure it. (Fig.20).
10. Place the cap into position on the right-hand armrest core, then secure it using three screws.






Fig.20

11. Plug in the chair, use the recline controller to recline it, then unplug it.
12. Slide the body pad onto the footrest frame, making sure the frame slides into the pockets on the bottom corners of the pad (Fig.21).
13. Fold the upper part of the pad forward onto the seat (Fig.21).
- S** 14. Locate the following cables:
 - Cable coming through the seat canvas (from the transformer plugged into the power hub) with red wiring.
 - Two cables coming from the pad set with black and yellow wiring.



15. Do one of the following:
 - S** Matching the wire colors, connect the three connectors to the corresponding connectors in the connector box attached to the control panel cable. (yellow/yellow, red/red, black/black) (Fig.22).
 - P** Connect the black cable coming from the pad set to the control panel cable (Fig.22).
16. Install the cable strain reliefs into the connector box slots, push them all the way down, then snap the connector box cover into place to secure it (Fig.22).
17. Tuck the connector box into the seat canvas.



Install batteries in the lumbar system

1. Locate the zippered pocket on the back of the body pad in the left shoulder area (Fig.23).
2. Unzip the pocket and remove the foam square (Fig.24).
3. Lift the edge of the black battery compartment that is closest to the edge of the pad upward (do not pull up on the edge of the box from which the wiring is visible). (Fig.25).




Fig.23




Fig.24




Fig.26




Fig.25

4. Use your fingers to remove the battery compartment cover, then install four AA alkaline batteries (Fig.26).
5. Replace the battery compartment cover.
6. Tuck the battery compartment back into the foam cavity.
7. Replace the foam square to cover the battery compartment.
8. Close the zippered pocket.

Install the pads

1. Slide the head sock over the headrest frame, with the padded side facing the to the **rear** (Fig.27).




Fig.27

2. Slide the headrest pad over the head rest frame (Fig.28).




Fig.28

NOTE: Supreme Upholstery Package headrest pad shown.

3. Wrap the side straps around the front of the chair canvas, pull them taut, then secure them using the hook-and-loop fasteners (Fig.29). **NOTE:** If the straps are too tight it causes back pad wrinkles.




Fig.29

4. Lift up on the body pad to detach the seat hook and loop fasteners, pull it firmly up toward the seat, then press firmly down on the seat and leg area to secure it (Fig.30).




Fig.30

- Pull up on the backrest pad until the hook-and-loop fastener strip on the back of the pad aligns with the hook-and-loop fastener strip on the chair canvas, then press the two strips firmly together (Fig.31).




Fig.31

- Tuck the flap on the top of the body pad up into the headrest pad and smooth the lower part of the headrest pad firmly flat to secure the hook and loop fasteners inside (Fig.32).






Fig.32

- Plug in the chair, then return it to the upright position.

- Tip the chair gently forward until it is resting on its headrest.
- Locate the canvas cable guide just to the right of the canvas pocket, then do one of the following:
 - If the cable guide is vertical, loop the strap on the bottom of the backrest cover through the left-hand cable guide, twist it so the hook-and-loop fasteners are aligned, then secure it using the hook-and-loop fasteners (Fig.33).
 - If the cable guide is horizontal, insert the end of the strap through the cable guide from the top, pull it back upward, then attach it to the strap using the hook-and-loop fasteners.

VERTICAL CABLE GUIDE



HORIZONTAL CABLE GUIDE





Fig.33

- Place the neck pillow at the desired height; a magnet holds it in position (Fig.34).





Fig.34

take a seat

Adjust the recline angle

Before adjusting the recline angle, be sure there is nothing located directly behind or beneath the chair. Gently push the controller backward to recline the backrest, forward to incline the backrest, up to raise the footrest, and down to lower the footrest. To automatically place the chair in zero-gravity position, press the controller inward and hold it until the chair stops moving (Fig.35).

NOTE: Lean back against the backrest before reclining the chair. Do not put any extra pressure on the footrest while reclining, as this may prevent the footrest from properly deploying and locking.



⦿ When adjusting the footrest up and down, you may notice a slight bumping sensation. This is caused by the footrest locking mechanism, and is perfectly normal.

Sensors located underneath each armrest stop the chair from reclining should anything become wedged between the pad set and the armrest; this is a safety feature.

Using your Human Touch Perfect Chair is easy. Just take a seat and adjust the chair to the desired position. The Perfect Chair cradles you in zero-gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for stress relief.

Adjust the headrest

While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest. You will feel the rigid frame beneath the soft head pad. Grasping the rigid frame, tilt the headrest forward or backward for maximum comfort. The headrest remains in this position until you adjust it again (Fig.36).





Fig.36

Adjusting lumbar support

1. To decrease lumbar support, sit in the chair, lean against the backrest, then push the ball valve on the back of the body pad. When the lumbar support reaches the desired thickness, release the valve.
2. To increase lumbar support, lean forward to remove pressure from the pad, then push the ball valve inward. When the lumbar support reaches the desired thickness, release the valve. It takes approximately ten seconds for the lumbar support to fully inflate.



Lumbar support performance notes

- You must remove all body weight from the pad when increasing lumbar support.
- If the lumbar support has been compressed for a long period of time, it may take up to one minute to restore it to its full thickness.
- The colder the pad is, the longer it takes to react to lumbar support changes.
- Should the ball valve leak during use, push the black ball in and, with a cotton swab, apply a small amount of Vaseline inside the valve. NOTE: It is normal for the lumbar support to return to a fully expanded state over time.
- Keep sharp objects away from the pad. The pad contains a precision air-tight bladder which that will not function properly if punctured.

take control

S

Using the Jade Heat system

Press the heat button to toggle through low, medium, high, and off. The Jade Stones radiate far-infrared rays that deliver warmth into muscle tissue. Once the deep penetrating heat reaches the optimal temperature, the desired level of warmth is maintained (Fig.37).




Fig.37

NOTE: The Jade Heat system automatically powers off after two hours of no use.

S P

Using the adjustable lumbar system

Press and hold the plus button to inflate the lumbar area; press and hold the minus button to deflate it. The adjustable lumbar system requires four AA alkaline batteries (see page 18 for installation instructions). Battery life depends on adjustment frequency, however with average use the batteries should last many months (Fig.38).




Fig.38

NOTE: Supreme Upholstery Package control panel shown.

Human Touch Safety Feature: Battery Backup

Your Perfect Chair has a built-in battery backup system, to ensure that you can incline and exit the chair if a power failure occurs. The battery backup system uses two common 9V batteries (not included). Be sure to note the date you installed the batteries and the battery expiration date. Replace the batteries before the expiration date, or at least annually, to ensure that the battery backup system is functional (Fig.39).

DATE: _____

IMPORTANT: To use the built-in battery backup system to incline and exit the chair during a power failure, push the controller forward to automatically restore the chair to the upright position.




Fig.39

CAUTION: The batteries can only be used **ONCE**; after using the battery backup system, replace the batteries immediately.

having trouble?

Should your Perfect Chair exhibit any abnormal recline behavior, please do the following to fully reset the chair; this simple reset sequence will resolve many issues:

1. Unplug the chair from the power source.
2. Wait 30 seconds.
3. Plug the chair back into the power source.

If your chair has no power:

1. **Check the power cord** - Make sure the power cord is not damaged.
2. **Check the wall outlet** - Plug a known working device into the outlet to ensure the outlet is working.

Having trouble with your Jade Heat or adjustable lumbar system?

My control panel is not working at all (no LEDs light), but the chair backrest reclines/inclines and the footrest raises/lowers:

1. Make sure the transformer is plugged securely into the power hub on the underside of the chair.
2. Detach the top of the body pad and fold it forward, open the black connector box cover, confirm there are no damaged wires, and then unplug/replug the red cable connector.

My Jade Heat system is working but my adjustable lumbar system is not working:

1. Make sure the battery compartment ON/OFF switch is set to ON.
2. Detach the top of the body pad and fold it forward, open the black connector box cover, confirm there are no damaged wires, and then unplug/replug the black cable connector.
3. Replace the batteries.

My Jade Heat system has no heat (but the LEDs light on the control panel and the adjustable lumbar system is working):

1. Detach the top of the body pad and fold it forward, open the black connector box cover, confirm there are no damaged wires, and then unplug/replug the yellow cable connector.

Questions about the pads?

Before calling customer service, consider the following:

- Small scratches, slight color changes, and minor stretching are a normal part of leather wear over time.
- Perfect Chair pads are “soft cushion” upholstery, therefore some wrinkles are an intended part of their appearance.
- As with any soft upholstery, sitting habits may cause sharp folds to occur over time. These can generally be smoothed out if caught early, or remove and reinstall the pad for maximum improvement.
- It is normal for upholstery foam, whether standard foam or memory foam, to settle and compress to some degree over time, somewhat altering its appearance.
- If the pads are crooked, sagging, making noise, or uncomfortable, remove and reinstall the pad set **carefully following the instructions** in this manual.

If the issue remains, please do the following before contacting our customer experience team (this will help us help you much more quickly):

1. Locate the serial number on label on the back of your chair and write it down.
2. Locate your proof of purchase, as we will need it to process any warranty claim.
3. Now you're ready to contact us!

Contact our Customer Experience team at **800-355-2762**,
Monday – Thursday 7 AM to 4:30 PM PST, Friday 7 AM to 3:30 PM
or **csadmin@humantouch.com**

care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

WARNING:

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the remote control or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean any electrical component.

CAUTION:

1. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

Cleaning Code Standard for SofHyde or Cloth: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

Caring for Leather Upholstery

Natural leather is a breathing, porous material similar to human skin, and is susceptible to staining due to absorbing dirt, sweat, moisture, oil and grease (e.g., hair products and skin lotions). Do not allow these elements to come into direct contact with the upholstery. To help prevent normal leather cracking and drying, and help prevent staining, apply a high-quality leather cleaner and conditioner at least every three months; this will revitalize and reseal the leather surfaces. Follow the product label instructions carefully; Human Touch is not responsible for third-party products.

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by a Human Touch-authorized service representative.

Use and Storage Environment:

1. Do not place the chair in direct or reflected sunlight, as ultraviolet rays will quickly fade the upholstery color and cause SofHyde upholstery to rapidly deteriorate.
2. Operate your chair in a room temperature between 41 and 104 degrees Fahrenheit (5 to 40 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage.
3. To prevent damage to the upholstery, before sitting in your chair make sure there are no sharp objects in your pockets and no metal buttons or zippers that can come in contact with the chair.
4. Do not place the chair where excessive dust and pet hair can migrate into the chair's electrical and mechanical components; this can cause malfunction over time.
5. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled, and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
6. Store your chair in a room temperature between 5 and 122 degrees Fahrenheit (-15 to 50 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
7. Do not store near open heat or flame.

Specifications*

	PC-600	PC-610
Operating Voltage:	AC110-120V 60 Hz	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	150 Watts	150 Watts
Chair Size (reclined):	63" L x 31" W x 31" H	64" L x 32" W x 31" H
Product Weight:	86 Lbs.	90 Lbs.
Required Recline Clearance:	12"	12"
Maximum Load Weight:	400 Lbs.	400 Lbs.

*Specifications are subject to change without prior notice.



humantouch.com
800.355.2762

Human Touch® Perfect Chair®
PC-600 / PC-610

avec ensemble de garniture
Human Touch® Perfect Chair®
**Comfort, Performance
ou Supreme**

**Pack rembourrage confort non disponible pour le PC-600.*



mode d'emploi et
d'entretien

FRANÇAIS

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register



Grâce à une expérience de plus de quatre décennies, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables Perfect Chair^{MD} et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous valent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

humantouch.com

Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en aviez besoin.

©2020 Human Touch^{MD}, LLC. Brevets en instance et droits de propriété intellectuelle en vigueur.
Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de ce produit n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.
Human Touch est une marque de commerce de Human Touch^{MD}, LLC.

Human Touch[®] Perfect Chair[®] **PC-600 / PC-610**

avec ensemble de garniture

Human Touch[®] Perfect Chair[®]

Comfort, Performance ou Supreme

**Pack rembourrage confort non disponible pour le PC-600.*

bienvenue à **human touch**[®]

Vous venez d'acheter un des meilleurs meubles ergonomiques qui soit. Le fauteuil Human Touch^{MD} Perfect Chair^{MD} harmonise magnifiquement le meilleur de l'esthétique, de la technologie et du bien-être afin d'offrir une expérience assise qui transcende les plus hauts standards de confort. Notre vision était de créer un fauteuil de type apesanteur si extraordinaire qu'il mériterait de porter le nom Perfect Chair.

Avec à la possibilité de positionner indépendamment votre angle d'inclinaison et l'élévation des jambes, la commande omnidirectionnelle à cinq réglages intuitifs vous offre une transition aisée dans notre Perfect Chair le plus ajustable à ce jour. Grâce au système d'inclinaison électrique, le corps prend ses aises dans une position frôlant l'apesanteur alors que les jambes sont élevées au-delà du cœur et que le poids supporté par la colonne est réduit. Ce fauteuil remarquable apaise la douleur, la tension et la fatigue causées par l'attraction constante de la terre tandis que sa position assise à forme fixe assure la posture la plus ergonomique possible dans tous les angles d'inclinaison (PC-610 uniquement).

Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre fauteuil, et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Puis, asseyez-vous, détendez-vous et profitez des innombrables bénéfices du fauteuil Perfect Chair!

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.



DANGER: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION :

DÉBRANCHEZ TOUJOURS CET APPAREIL DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÈS QUE VOUS AVEZ FINI DE L'EMPLOYER ET AVANT DE LE NETTOYAGE OU ENTRETIEN.



MISE EN GARDE : RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- TENEZ VOS MAINS ET VOS DOIGTS ÉLOIGNÉS DU MÉCANISME DE MASSAGE ET DES ROULEAUX LORSQU'ILS SONT EN MARCHÉ.
- SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON REPRÉSENTANT DE SERVICE OU UN TECHNICIEN QUALIFIÉ AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER.
- UN APPAREIL NE DEVRAIT JAMAIS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST BRANCHÉ. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE L'ALIMENTATION LORSQUE VOUS NE L'EMPLOYEZ PAS ET AVANT D'Y INSÉRER OU D'EN RETIRER DES PIÈCES.
- UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQUE CE FAUTEUIL EST EMPLOYÉ PRÈS OU PAR DES ENFANTS OU DES PERSONNES HANDICAPÉES. GARDEZ LES ENFANTS À L'ABRI DU REPOSE-PIED DÉPLOYÉ (OU AUTRES PIÈCES SEMBLABLES).
- EMPLOYEZ CE FAUTEUIL À CE POUR QUOI IL A ÉTÉ CONÇU, TEL QUE DÉCRIT DANS CE GUIDE. EMPLOYEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT.
- N'EMPLOYEZ JAMAIS CE PRODUIT SI SON CORDON OU SA FICHE D'ALIMENTATION SONT ENDOMMAGÉS, S'IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, S'IL A ÉTÉ ÉCHAPPÉ OU ENDOMMAGÉ OU S'IL A ÉTÉ IMMÉRGÉ. RETOURNEZ CE FAUTEUIL À UN CENTRE DE SERVICE POUR EXAMEN ET RÉPARATION.
- NE TRANSPORTEZ PAS CET APPAREIL EN TIRANT SUR SON CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION COMME UNE POIGNÉE.
- ÉLOIGNEZ TOUJOURS LE CORDON D'ALIMENTATION DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.
- NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER CE FAUTEUIL SI SES TRAPPES D'AÉRATION SONT OBSTRUÉES. MAINTENEZ LES TRAPPES D'AÉRATION EXEMPTES DE PELUCHE, DE CHEVEUX ET DE SUBSTANCES SEMBLABLES.
- N'ÉCHAPPEZ NI N'INSÉREZ JAMAIS AUCUN OBJET DANS AUCUNE OUVERTURE.
- N'EMPLOYEZ PAS CE FAUTEUIL À L'EXTÉRIEUR.
- NE FAITES PAS FONCTIONNER DANS UN ENDROIT OÙ ON UTILISE DES PRODUITS À BOMBE AÉROSOL (VAPORISATEUR) OU DANS UN ENDROIT OÙ DE L'OXYGÈNE EST ADMINISTRÉ.
- N'EMPLOYEZ PAS CET APPAREIL SUR UNE SURFACE HUMIDE OU LORSQU'UNE PARTIE DE VOTRE CORPS EST EN CONTACT AVEC UNE STRUCTURE DE PLOMBERIE OU AUTRE STRUCTURE SIMILAIRE.
- N'EMPLOYEZ PAS CE FAUTEUIL S'IL ÉMET UN BRUIT PLUS ÉLEVÉ QUE LE SON NORMAL.
- NE VOUS METTEZ PAS DEBOUT SUR OU DANS L'APPAREIL. N'UTILISEZ CET APPAREIL QU'EN POSITION ASSISE.
- CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES À CAPACITÉS RÉDUITES, Y COMPRIS LES ENFANTS, OU QUI MANQUENT DE CONNAISSANCE ET D'EXPÉRIENCE, À MOINS QU'ILS N'AIENT ÉTÉ INSTRUITS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ. NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE À PROXIMITÉ DU FAUTEUIL.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT LORSQUE VOUS DORMEZ.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC UN NOURRISSON.

- CE COUSSIN N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ POUR UNE PERSONNE INVALIDE, ENDORMIE OU INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS QU'ELLE SOIT SUPERVISÉE AVEC ATTENTION.
- NE PAS UTILISER SUR DES ZONES OÙ LA PEAU EST INSENSIBLE.
- DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE INDÉPENDAMMENT DU RÉGLAGE; VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
- NE JAMAIS UTILISER SI LA HOUSSE N'EST PAS EN PLACE.
- NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES OU D'AUTRES MOYENS MÉTALLIQUES POUR FIXER CE COUSSIN EN PLACE.
- NE PAS S'ASSEOIR SUR LE COUSSIN ET NE PAS L'ÉCRASER - ÉVITER DE LE PLIER DE FAÇON PRONONCÉE.
- NE JAMAIS TIRER CE COUSSIN PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.
- NE PAS UTILISER LE CORDON COMME UNE POIGNÉE.
- IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'OUVRIER LA HOUSSE POUR EXAMINER LE COUSSIN AVANT CHAQUE UTILISATION
- POUR LE RANGEMENT, ENROULER LE CORDON SANS LE SERRER, CAR S'IL EST ROULÉ SERRÉ, LE CORDON ET DES PIÈCES INTERNES POURRAIENT ÊTRE ENDOMMAGÉS.
- AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LIRE ET OBSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS FOURNIES SUR LA BOÎTE OU DANS L'EMBALLAGE AVEC LE COUSSIN.
- LE COUSSIN CHAUFFANT NE DOIT PAS ÊTRE LAVÉ.
- PASSEZ EN REVUE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR CONFIRMER QUE LES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES CRITIQUES APPROPRIÉS SONT UTILISÉS AVEC LE MOBILIER.
- LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ À PLAT ET FERMEMENT SUR LE SOL.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- NOUS RECOMMANDONS LE PORT DE VÊTEMENTS CONFORTABLES POUR L'EMPLOI DE CE PRODUIT.
- SI VOUS ÉPROUVEZ UN INCONFORT ANORMAL LORSQUE VOUS EMPLOYEZ CE PRODUIT, ÉTEIGNEZ-LE IMMÉDIATEMENT ET CESSEZ SON EMPLOI. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.
- NE TIREZ PAS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION.
- SI VOUS EMPLOYEZ CE PRODUIT APRÈS UNE PÉRIODE DE RANGEMENT PROLONGÉE, VÉRIFIEZ SON BON FONCTIONNEMENT AU PRÉALABLE.
- ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'AUCUN OBSTACLE NE SE TROUVE DERRIÈRE LE FAUTEUIL. ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER D'UN ESPACE SUFFISANT POUR INCLINER LE FAUTEUIL.
- POUR ÉVITER LES BLESSURES, GARDEZ LES ANIMAUX LOIN DU FAUTEUIL LORSQUE VOUS L'UTILISEZ.

NE RÉPAREZ PAS CE FAUTEUIL VOUS-MÊME.

- CE FAUTEUIL EST CONÇU POUR UN USAGE PERSONNEL AU FOYER. TOUT USAGE À DES FINS COMMERCIALES ANNULERA LA GARANTIE.
- AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (UNE LAME EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CETTE FICHE NE S'INSÈRE QUE DANS UN SEUL SENS DANS UNE PRISE POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, INVERSEZ LA FICHE. SI ELLE NE S'INSÈRE TOUJOURS PAS ENTIÈREMENT, CONTACTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE APPROPRIÉE. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

ENTRETIEN DES PRODUITS À DOUBLE ISOLATION

Au lieu d'une mise à la terre, les produits à double isolation sont dotés de deux systèmes d'isolation. Il n'existe aucune méthode de mise à la terre pour les produits à double isolation, et on ne doit pas en ajouter. L'entretien d'un produit à double isolation exige une attention extrême et des connaissances du système. Il ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange des produits à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Un produit à double isolation est identifié par la marque « DOUBLE ISOLATION ».



Le symbole (carré dans un carré) peut également figurer sur le produit.




Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.


préparez-vous

- S** SUPREME
- P** PERFORMANCE
- C** COMFORT

Déballez les boîtes




S Human Touch® Perfect Chair® L'ENSEMBLE DE GARNITURE SUPREME




Le **Human Touch^{MD} Perfect Chair^{MD}** nécessite la réalisation d'un assemblage simple. D'abord, installez le cadre de dossier et, si vous avez fait l'achat d'un PC-610, l'âme de l'accoudoir droit. Si vous avez fait l'achat de l'ENSEMBLE DE GARNITURE **COMFORT**, il suffit d'installer le boîtier du contrôleur d'inclinaison et les protège-accoudoirs, puis le reste des coussins, et vous voilà fin prêt! Si vous avez fait l'achat de l'ENSEMBLE DE GARNITURE **PERFORMANCE**, vous devrez installer un panneau de commande alors que vous posez les protège-accoudoirs et le coussin corporel. Finalement, si vous avez fait l'achat de l'ENSEMBLE DE GARNITURE **SUPREME**, vous devrez installer un panneau de commande ainsi qu'une multiprise et un transformateur en dessous du fauteuil. Cela pourrait sembler beaucoup, mais c'est facile, nous vous le garantissons! Et, ce qui est plus important encore, ça en vaut la peine!

P Human Touch® Perfect Chair® L'ENSEMBLE DE GARNITURE PERFORMANCE



C Human Touch® Perfect Chair® L'ENSEMBLE DE GARNITURE COMFORT (PC-610 UNIQUEMENT)



assemblage

Fixez le cadre du dossier

1. Retirez les vis de l'armature du dossier.

À l'aide du tournevis à tête cruciforme fourni, retirez les deux vis/rondelles des extrémités inférieures de l'armature du dossier. Conservez ces vis/rondelles, car vous devrez les utiliser plus tard dans le processus d'installations (Fig.1).




Fig.1

2. Insérez l'armature du dossier dans la base du fauteuil.

Alors que l'armature du dossier est positionnée de manière à ce que l'appui-tête puisse être incliné vers l'avant, faites glisser les deux extrémités de l'armature du dossier dans les extrémités de tube ouvertes de la base du fauteuil (Fig.2).




Fig.2

3. Installez le support du tissu du dossier.

Tirez fermement et le plus haut possible le tissu du fauteuil, installez le rabat du haut autour de l'armature du dossier et fixez le bien en place à l'aide des fermetures autoagrippantes. Le tissu doit être bien tendu pour procurer un bon appui pour le dos (Fig.3).




Fig.3

4. Remplacez les vis de l'armature du dossier.

À l'aide du tournevis à tête cruciforme fourni, remettez les deux vis avec les rondelles (retirées précédemment du cadre de dossier) pour fixer l'armature du dossier, la base de la chaise et l'embout de sécurité du rail coulissant (Fig.4).




Fig.4

⚠ MISE EN GARDE : Vous devez installer ces deux vis avant d'utiliser le fauteuil; dans le cas contraire, des blessures graves pourraient survenir.

PC-610 uniquement:

Installation du corp d'accoudoir droit

1. Retirez les quatre vis collées avec du ruban sur le dessus du bras droit (Fig.5).




Fig.5

2. Branchez le connecteur de corps d'accoudoir au connecteur d'accoudoir (Fig.6).




Fig.6

3. Enfoncez les connecteurs et le câble dans le corps d'accoudoir (Fig.7).




Fig.7

4. Fixez solidement le corps d'accoudoir en place avec les quatre vis et la clé hexagonale (fournie)(Fig.8).






Fig.8

Installer la multiprise


1. Faites basculer le fauteuil délicatement vers l'avant sur les repose-pieds (Fig. 9).
2. Repérez les quatre trous de vis à l'arrière de la barre transversale avant.




3. À l'aide du tournevis à tête cruciforme et des vis fournies, fixez la multiprise sur le fauteuil avec le cordon d'alimentation faisant face vers la droite (Fig.10).



4. Ouvrez la poche en toile au bas de la chaise, retirez le câble enroulé, retirez l'attache-câble, puis remettez le câble dans la poche avec la fiche positionnée en haut (Fig.11).



5. Tirez délicatement le connecteur hors de la poche, acheminez le câble à travers les deux guides de câble sur la toile du fauteuil, branchez-le dans la prise de la multiprise gauche, puis fermez la poche avec les fixations autoagrippantes (Fig.12).



6. Branchez le transformateur dans la multiprise droite (Fig.13).




Fig.13

7. Acheminez le câble de transformateur à travers le guide de câble, puis par le trou dans la toile de fauteuil (Fig.14).

8. Remettez délicatement le fauteuil à la verticale.




Fig.14



Installer le panneau de commande et les protège-accoudoirs

REMARQUE : L'ensemble de garniture Comfort n'a pas de panneau de commande; suivez les étapes 1 à 4, 6, 7 10 et 11 pour installer les protège-accoudoirs et le coussin corporel inférieur.

1. Retirer les six vis collées avec du ruban sur la face interne du couvercle d'accoudoir gauche.
2. Veuillez prendre note de la forme du haut du panneau de commande d'inclinaison et de la forme correspondante du boîtier de contrôleur d'inclinaison (Fig.15).




Fig.15

3. Placez le boîtier en position sur l'accoudoir gauche, comme illustré (Fig.16).
4. Assurez-vous que les formes correspondantes sont très bien alignées pour garantir que le bouton est au centre du corps.




Fig.16

5. Placez le panneau de commande sur l'accoudoir, au-dessus du bras du fauteuil, comme illustré (Fig.17).




Fig.17

6. Tout en tenant le boîtier fermement en place, placez le protège-accoudoir en position et appuyez fermement (Fig.18).




Fig.18

7. Tout en appuyant sur le protège-accoudoir, fixez-le en utilisant le tournevis à tête cruciforme et trois vis fournies (Fig.19).




Fig.19

8. À l'aide du tournevis à tête cruciforme, retirez la vis et la rondelle qui fixent l'embout de sécurité du rail coulissant gauche (Fig.20).
9. Placez la boucle de câble du panneau de commande à son emplacement sur le trou de vis, puis remettez la vis et la rondelle pour la fixer. (Fig.20)
10. Placez le protège-accoudoir en place sur l'âme d'accoudoir droit, puis fixez-le en utilisant les trois vis.





Fig.20

11. Branchez le fauteuil, utilisez le contrôleur d'inclinaison pour l'incliner, puis débranchez-le.
12. Faites glisser le coussin corporel sur le cadre de repose-pieds en vous assurant que le cadre glisse dans les poches situées sur les coins inférieurs du coussin (Fig.21).

S 13. Pliez la partie supérieure du coussin vers l'avant sur le siège (Fig.21).

14. Repérez les câbles suivants :

- Câble qui sort de la toile du fauteuil (du transformateur branché dans la multiprise) avec le câblage rouge.
- Deux câbles qui sortent de l'ensemble de coussins avec un câblage noir et jaune.




15. Effectuez l'une des actions suivantes:

S En faisant correspondre les couleurs de fil, branchez les trois connecteurs aux connecteurs correspondant dans la boîte de raccordement fixée au câble de panneau de commande. (jaune/jaune, rouge/rouge, noir/noir) (Fig.22).

P Branchez le câble noir provenant de l'ensemble de coussins vers le câble de panneau de commande (Fig 22).

16. Installez chacun des trois protecteurs de câble dans les fentes de boîte de raccordement, enfoncez-les complètement, puis enclenchez le couvercle de boîte de raccordement en place pour la fermer solidement (Fig.22).

17. Insérez la boîte de raccordement dans la toile de siège.



Installer les piles et le système de soutien lombaire

1. Repérez la poche à fermeture à glissière à l'arrière du coussin corporel situé dans la région de l'épaule gauche (Fig.23).
2. Ouvrez la fermeture à glissière et retirez le carré en mousse (Fig.24).
3. Soulevez le bord du compartiment des piles qui est le plus proche du bord du coussin vers le haut (ne tirez pas sur le bord de la boîte duquel le câblage est visible). (Fig.25)

Poche à fermeture à glissière




Fig.23

Carré en mousse retiré





Fig.24

NE soulevez PAS ici



Compartiments des piles

Fig.25

4. Utilisez vos doigts pour retirer le couvercle du compartiment des piles, puis installez quatre piles alcalines AA (Fig.26).
5. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.
6. Rentrez le compartiment à piles dans la cavité en mousse.
7. Remettez le carré en mousse pour couvrir le boîtier des piles.
8. Fermez la poche à fermeture à glissière.




Fig.26

Installer les coussins

1. Glissez la housse de tête sur le cadre d'appui-tête, avec le côté rembourré faisant face au l'arrière (Fig.27).




Fig.27

2. Faites glisser le coussin d'appui-tête avec dos complet couvrant le cadre d'appui-tête (Fig.28).




Fig.28

REMARQUE : Panneau de commande d'ensemble de garniture Supreme illustré.

3. Gainez les courroies autour de la partie avant de la toile du fauteuil, tirez-les solidement, puis fixez-les en utilisant les fixations autoagrippantes (Fig.29). **REMARQUE:** Si les sangles sont trop serrées, cela provoque des plis au dos.




Fig.29

4. Soulevez le coussin corporel pour détacher les fixations autoagrippantes, tirez-le fermement vers le siège, puis appuyez fermement sur le siège et la région des jambes pour le fixer (Fig.30).




Fig.30

5. Tirez vers le haut sur le coussin de dossier jusqu'à ce que la bande de fixation autoagrippante à l'arrière du coussin s'aligne avec la bande de fixation autoagrippante sur la toile du fauteuil, puis appuyez fermement les deux bandes l'une contre l'autre (Fig.31).




Fig.31

6. Insérez le rabat sur le haut du coussin corporel jusque dans le coussin d'appuie-tête et lissez la partie inférieure du coussin d'appuie-tête fermement à plat pour ancrer la fixation autoagrippante solidement à l'intérieur (Fig.32).






Fig.32

7. Branchez le fauteuil, puis remettez-le en position verticale.

- S** 8. Inclinez délicatement le fauteuil vers l'avant jusqu'à ce qu'il repose sur son appuie-tête.
- S** 9. Repérez le guide de câbles du tissu juste à droite de la poche de la toile, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le guide de câble est vertical, enroulez la courroie sur la base de la housse de dossier à travers le guide de câble gauche, tournez-la de façon à ce que les fixations autoagrippantes soient alignées, puis fixez-la en utilisant les fixations autoagrippantes (Fig.33).
- Si le guide de câble est horizontal, insérez l'extrémité de la courroie à travers le guide de câbles, depuis le haut, tirez-la vers le haut, puis fixez-la à la courroie en utilisant les fixations autoagrippantes.

GUIDE DE CÂBLE VERTICAL



GUIDE DE CÂBLE HORIZONTAL





Fig.33



10. Placez l'oreiller nucal à la hauteur souhaitée; un aimant le maintient en place (Fig.34).





Fig.34

prenez place

Ajustez l'angle d'inclinaison

Avant de régler l'angle d'inclinaison, assurez-vous que rien ne se trouve directement derrière ou sous le fauteuil. Appuyez doucement sur le dispositif de commande vers l'arrière pour incliner le dossier vers l'arrière, vers l'avant pour le relever, vers le haut pour soulever le repose-pied et vers le bas pour abaisser le repose-pied. Pour placer automatiquement le fauteuil en position apesanteur, sur le dispositif de commande, appuyez vers l'intérieur et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil cesse de bouger (Fig.35).

REMARQUE : Couchez-vous sur le dossier avant d'incliner le fauteuil. N'appliquez pas de pression supplémentaire sur le repose-pied pendant l'inclinaison : cela pourrait l'empêcher de se déployer correctement et de se verrouiller.



REMARQUE : Les capteurs situés en dessous de chaque accoudoir empêchent le fauteuil de s'incliner si quelque chose devait rester coincé entre l'ensemble de coussins et l'accoudoir; il s'agit d'une fonction de sécurité.

⦿ En réglant le repose-pied, vous remarquerez peut-être une légère sensation d'à-coups. Ceux-ci sont causés par le mécanisme de verrouillage du repose-pied et sont parfaitement normaux.

Votre **Perfect Chair Human Touch** est facile à utiliser. Prenez place et ajustez le dossier à la position désirée. Le fauteuil Perfect Chair vous berce dans le confort de l'apesanteur, les pieds seront alors plus hauts que le cœur. Il s'agit de l'ultime posture neutre pour le soulagement du stress.

Ajustez l'appui-tête

Alors que vous êtes assis, saisissez des deux mains les deux côtés de l'appui-tête. Vous sentirez le cadre rigide sous le coussinet moelleux de l'appui-tête. Saisissez le cadre rigide et inclinez l'appui-tête vers l'avant ou vers l'arrière, dans la position la plus confortable pour vous. L'appui-tête demeurera dans cette position jusqu'au prochain réglage (Fig.36).





Fig.36



Réglage du soutien lombaire

1. Pour diminuer le soutien lombaire, asseyez-vous dans la chaise, appuyez-vous contre le dossier, puis poussez la valve à bille sur le dossier du coussin. Lorsque le soutien lombaire atteint l'épaisseur souhaitée, relâchez la valve.
2. Pour augmenter le soutien lombaire, inclinez-vous vers l'avant pour retirer la pression du coussin, puis appuyez vers l'intérieur sur la valve à bille. Lorsque le soutien lombaire atteint l'épaisseur souhaitée, relâchez la valve. Environ dix secondes sont nécessaires pour que le soutien lombaire se gonfle entièrement.



REMARQUES CONCERNANT LA PERFORMANCE DU SOUTIEN LOMBAIRE


- Vous devez retirer tout poids corporel du coussin lors de l'augmentation du soutien lombaire.
- Si le soutien lombaire a été comprimé pendant une période prolongée, il faudra jusqu'à une minute pour qu'il reprenne son épaisseur complète.
- Plus le coussin est froid et plus il faudra du temps pour que le soutien lombaire réagisse aux changements.
- Si la valve à bille devait fuir pendant l'utilisation, poussez la bille noire vers l'intérieur et appliquez une petite quantité de Vaseline dans la valve à l'aide d'un coton-tige. **REMARQUE :** Il est normal que le soutien lombaire reprenne un état entièrement gonflé avec le temps.
- Gardez le coussin à l'abri des objets tranchants. Le coussin contient une vessie à air comprimé de précision qui ne fonctionnera pas bien si elle est percée.

prenez les commandes

S

Utilisation du système Jade Heat

Appuyer sur le bouton de chauffage pour basculer entre les réglages bas, moyen, élevé et arrêté. Les pierres Jade irradient des rayons infrarouges lointains qui fournissent une chaleur dans le tissu musculaire. Lorsque la chaleur pénétrant en profondeur atteint la température optimale, le niveau souhaité de chaleur est maintenu (Fig.37).



REMARQUE : Le système Jade Heat s'éteint automatiquement après deux heures d'inactivité.


S

P

Utilisation du système de soutien lombaire réglable

Appuyez sur le bouton plus et maintenez-le enfoncé pour gonfler la zone lombaire; appuyez sur le bouton moins et maintenez-le enfoncé pour la dégonfler. Le système de soutien lombaire réglable nécessite quatre piles alcalines AA (consultez la page 52, 53 pour les instructions d'installation). La durée de vie des piles dépend de l'utilisation. Cependant, dans le cadre d'un usage moyen, vous devriez vous attendre à changer les piles une fois par année (Fig.38).

Commandes de soutien lombaire réglable



REMARQUE : Panneau de commande d'ensemble de garniture Supreme illustré.


Caractéristique de sécurité Human Touch : Batterie de secours

Votre fauteuil Perfect Chair est doté d'un système de secours à pile intégré pour garantir que vous puissiez l'incliner et sortir advenant une panne de courant. Le système de secours utilise des piles de 9 V courantes (non comprises). Assurez-vous de noter la date d'installation des piles ainsi que la date d'expiration de ces dernières. Remplacez les piles avant la date d'expiration ou au moins une fois par année pour vous assurer que le système de secours à pile est fonctionnel (Fig.39).

DATE: _____



IMPORTANT: Pour utiliser le système de secours à pile intégré pour incliner le fauteuil et en sortir pendant une panne de courant, appuyez sur la flèche vers l'avant sur le dispositif de commande pour restaurer automatiquement la position verticale.



IMPORTANT: Les piles ne peuvent être utilisées qu'**UNE SEULE FOIS**; si vous avez utilisé le système de secours à pile, remplacez immédiatement les piles.

vous éprouvez des difficultés?

Si le comportement d'inclinaison de votre fauteuil Perfect Chair est anormal, veuillez faire ce qui suit pour réinitialiser entièrement le fauteuil; cette simple séquence de réinitialisation permettra de résoudre de nombreux problèmes :

1. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation.
2. Attendez 30 secondes.
3. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation.

Si votre fauteuil n'est pas sous tension :

1. **Vérifiez le cordon d'alimentation** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
2. **Vérifiez la prise de courant murale** - Branchez un appareil que vous savez fonctionnel dans la prise pour vous assurer que cette dernière fonctionne.

Vous éprouvez des difficultés avec le système Jade Heat ou avec le système de soutien lombaire réglage?

Mon panneau de commande ne fonctionne pas du tout (aucune DEL ne s'allume), mais le dossier de la chaise s'incline / s'incline et le repose-pied se soulève / s'abaisse :

1. Assurez-vous que le transformateur est branché solidement dans la multiprise sur la face intérieure du fauteuil.
2. Détachez le haut du coussin corporel et pliez-le vers l'avant, ouvrez le couvercle de boîte de raccordement noir, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de fils endommagés et débranchez/rebranchez le connecteur de câble rouge.

Mon système Jade Heat fonctionne, mais mon système de soutien lombaire réglable ne fonctionne pas :

1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt du compartiment des piles est sur ON (marche).
2. Détachez le haut du coussin corporel et pliez-le vers l'avant, ouvrez le couvercle de boîte de raccordement noir, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de fils endommagés et débranchez/rebranchez le connecteur de câble noir.
3. Remplacez les piles.

Mon système Jade Heat n'émet pas de chaleur (mais les DEL s'allument sur le panneau de commande et le système de soutien lombaire réglable fonctionne) :

1. Détachez le haut du coussin corporel et pliez-le vers l'avant, ouvrez le couvercle de boîte de raccordement noir, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de fils endommagés et débranchez/rebranchez le connecteur de câble jaune.

Des questions à propos des coussins?

Avant d'appeler le service à la clientèle, prenez en compte les aspects suivants :

- Les petites éraflures, les légères décolorations et les étirements mineurs font partie d'une usure normale du cuir avec le temps.
- Les coussins Perfect Chair sont des « coussins mous », par conséquent les rides et plis font partie de leur apparence.
- Comme avec toute garniture molle, les habitudes de position assise peuvent causer des plis avec le temps. Il est généralement possible de les lisser si elles sont repérées tôt. Vous pouvez également retirer et réinstaller le coussin pour une amélioration maximum.
- Il est normal pour la mousse de garniture, qu'il s'agisse de mousse standard ou viscoélastique, de prendre une forme ou de se comprimer à un certain degré avec le temps, ce qui altère quelque peu son apparence.
- Si les coussins sont courbés, pendants, font du bruit ou sont inconfortables, retirez et réinstallez l'ensemble de coussins **en suivant scrupuleusement les instructions** contenues dans le présent manuel.

Si le problème persiste, veuillez faire ce qui suit avant de contacter notre équipe de l'expérience client (ceci nous aidera à vous assister beaucoup plus rapidement) :

1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
3. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!

Contactez notre équipe de l'expérience client au **800 355-2762**, du lundi au jeudi, de 7 h à 16 h 30 HNP, le vendredi, de 7 h à 15 h 30 ou à l'adresse courriel **csadmin@humantouch.com**

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre produit fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.



MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage. (Également indiqué sur la page sur la sécurité.)
2. Nettoyer le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veuillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage pour faux cuir ou chiffon : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Seuls les nettoyeurs à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent moussieux doux.

Soins de la garniture en cuir

Le cuir naturel est un matériau poreux qui respire, tout comme la peau humaine, et il est susceptible de se tacher en raison de la saleté, de la transpiration, de l'humidité, le l'huile et de la graisse (p. ex., des produits pour cheveux et des lotions pour la peau). Ne laissez pas ces éléments entrer en contact direct avec la garniture. Pour aider à éviter le craquelage et le séchage du cuir, appliquez un nettoyant et un produit de conditionnement de haute qualité pour le cuir au moins tous les trois mois; ceci revitalisera et assurera l'étanchéité des surfaces en cuir. Suivez avec soin les instructions de l'étiquette du produit; Human Touch n'est pas responsable des produits tiers.

Entretien et réparation :

1. La mécanique de cet appareil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. (texte spécifique non dicté par une réglementation)
2. Votre fauteuil doit être réparé par un représentant du service autorisé uniquement.

Environnement d'utilisation et de rangement :

1. Ne placez pas le fauteuil sous le rayonnement direct ou réfléchi du soleil, car les rayons ultraviolets terniront rapidement la couleur de la garniture et entraîneront la détérioration rapide de la garniture SoftHyde.
2. Pour éviter des dommages, utilisez votre fauteuil dans une température ambiante située entre 5 et 40 degrés Celsius (41 et 104 degrés Fahrenheit) avec une humidité relative de 10 à 70 % (sans condensation).
3. Pour éviter d'endommager la garniture, assurez-vous qu'il n'y a ni objet pointu dans vos poches ni boutons ou fermetures à glissière qui pourraient entrer en contact avec le fauteuil.
4. Ne placez pas le fauteuil là où une quantité excessive de poussière et de poils d'animaux pourraient migrer dans les composants électriques et mécaniques du fauteuil; ceci pourrait causer un dysfonctionnement avec le temps.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'unité dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.
6. Pour éviter les dommages, entreposez votre fauteuil à une température ambiante entre -15 et 50 degrés Celsius (5 et 122 degrés Fahrenheit) avec des niveaux d'humidité de 10 à 70 % (sans condensation); un produit entreposé dans des températures froides pourrait avoir besoin de 48 heures à température ambiante pour fonctionner correctement.
7. N'entreposez pas le produit près d'un chauffage actif ou d'une flamme.

Fiche technique*

PC-600

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	150 watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	160 cm (L) x 78,74 cm (l) x 78,7 cm (H)
Poids du produit :	39 kg
Dégagement d'inclinaison requis :	30,48 cm
Poids de charge maximal :	181,4 kg

PC-610

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	150 watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	162,5 cm (L) x 81,3 cm (l) x 78,7 cm (H)
Poids du produit :	40,8 kg
Dégagement d'inclinaison requis :	30,48 cm
Poids de charge maximal :	181,4 kg



humantouch.com
855.794.5660

Human Touch® Perfect Chair®
PC-600 / PC-610

con Paquetes de Tapicería

Human Touch® Perfect Chair®

Comfort, de Rendimiento o Suprema

** Paquete de tapicería Comfort no disponible para PC-600.*



manual de uso y
cuidado

ESPAÑOL

Registre su producto **EN LÍNEA** hoy

www.humantouch.com/register

Registre su producto **EN LÍNEA** hoy

www.humantouch.com/register



Por más de cuatro décadas, Human Touch se ha establecido como líder de la industria que cambia las vidas de sus clientes con productos y servicios que los ayudan a sentirse, desempeñarse y vivir en la mejor manera posible. Ofrecemos productos desarrollados en colaboración con la comunidad médica y expertos de la industria, productos que combinan tecnología patentada, artesanía y ergonomía inteligente con un diseño superior para ofrecer alivio terapéutico para todos.

Nuestras sillas de masaje, sillas reclinables Perfect Chair® y un conjunto de soluciones innovadoras en evolución, líderes de la industria, comparten los atributos de facilidad de uso, atención al rendimiento y calidad, y diseño para adaptarse a casi cualquier estilo de vida. Estos atributos son muy apreciados por nuestros clientes y obtienen premios y el reconocimiento de toda la industria. Como resultado, Human Touch permite a la gente a disfrutar de una mayor salud y vitalidad en sus profesiones, actividades y vida cotidiana. Y con una población cada vez más consciente de los beneficios del bienestar, Human Touch extiende su liderazgo de marca y soluciones disponibles para el beneficio de todos.

humantouch.com

Registre su producto en www.humantouch.com para garantizar que su producto esté en nuestro sistema y simplificar el proceso de garantía, en caso de que la necesite.

Human Touch® Perfect Chair®

PC-600 / PC-610

con **Paquetes de Tapicería**

Human Touch® Perfect Chair®

Comfort, de Rendimiento o Suprema

** Paquete de tapicería Comfort no disponible para PC-600.*

Le damos la bienvenida a **human touch®**

Usted acaba de comprar uno de los muebles ergonómicos de mayor calidad disponibles. Perfect Chair® de Human Touch® mezcla ingeniosamente lo mejor de la estética, la tecnología y el bienestar en una experiencia de asiento que va más allá de los más altos estándares de comodidad. Nuestra visión era crear una silla de gravedad cero tan extraordinaria que mereciera el nombre de "Silla Perfecta".

Con el poder de posicionar de forma independiente su ángulo de inclinación y la elevación de las piernas, el omnicontrol intuitivo de cinco direcciones permite una transición simple en nuestra Perfect Chair, más ajustable que nunca. El sistema de inclinación de potencia pone el cuerpo en una posición prácticamente antigravedad, ya que eleva las piernas por encima del corazón y reduce el peso en la columna vertebral. Esta excepcional silla alivia los músculos adoloridos, la tensión y la fatiga causados por la fuerza de gravedad de la Tierra, mientras que su posición de asiento de forma fija garantiza una postura ergonómica máxima en todos los ángulos de inclinación (solo el modelo PC-610).

Para garantizar que no olvide ninguna de sus funciones y que la utilizará en forma segura, lea este manual detenidamente. ¡Así que siéntese, relájese y disfrute de los muchos beneficios de Perfect Chair!

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO.



PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA

DESCONECTE SIEMPRE ESTE PRODUCTO DEL TOMACORRIENTE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO Y ANTES DE LIMPIARLO.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS E INCENDIOS, ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- NO COLOQUE LAS MANOS NI LOS DEDOS CERCA DEL MECANISMO DEL APOYAPIES EN LA BASE DE LA SILLA MIENTRAS EL PRODUCTO ESTÁ EN MOVIMIENTO. SI TOCA EL MECANISMO PODRÍA SUFRIR LESIONES.
- SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DETERIORADO, EL FABRICANTE, SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CALIFICADA SIMILAR DEBE REEMPLAZARLO PARA EVITAR PELIGROS.
- UN ARTEFACTO NUNCA DEBE DEJARSE DESATENDIDO MIENTRAS ESTÉ CONECTADO. CUANDO NO ESTÉ EN USO, DESCONÉCTELO DEL TOMACORRIENTE ANTES DE COLOCARLE O RETIRARLE PIEZAS.
- SE REQUIERE SU SUPERVISIÓN MUY DE CERCA CUANDO ESTE ARTEFACTO ES UTILIZADO POR, CON O CERCA DE NIÑOS, PERSONAS INVÁLIDAS O DISCAPACITADAS. MANTENGA A LOS NIÑOS RETIRADOS DEL APOYAPIES CUANDO ESTÉ EXTENDIDO (O DE OTRAS PIEZAS SIMILARES).
- UTILICE ESTE PRODUCTO SOLAMENTE PARA EL USO QUE SE DESCRIBE EN ESTE MANUAL. NO UTILICE CONEXIONES NO RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.
- NUNCA HAGA FUNCIONAR ESTE ARTEFACTO SI TIENE UN CABLE O ENCHUFE DAÑADO, SI NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SI SE HA CAÍDO O DETERIORADO, O SI HA CAÍDO EN EL AGUA. DEVUELVA ESTE PRODUCTO A UN CENTRO DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN Y REPARACIÓN.
- NO HALE ESTE ARTEFACTO POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, NI UTILICE EL CABLE COMO MANGO.
- MANTENGA SIEMPRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ALEJADO DE SUPERFICIES CALIENTES.
- NUNCA HAGA FUNCIONAR ESTE ARTEFACTO CON LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN OBSTRUIDOS. MANTENGA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN LIBRES DE PELUSA, CABELLOS Y COSAS POR EL ESTILO.
- NUNCA DEJE CAER NI INTRODUZCA OBJETOS EN NINGÚN ORIFICIO O ABERTURA.
- NO UTILICE EN EXTERIORES.
- NO UTILICE EN LUGARES DONDE SE EMPLEEN PRODUCTOS EN AEROSOL (SPRAY) O DONDE SE ADMINISTRE OXÍGENO.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO SOBRE EL PISO HÚMEDO O MIENTRAS ALGUNA PARTE DEL CUERPO ESTÉ EN CONTACTO CON TUBERÍAS O TOMAS DE TIERRA SIMILARES.
- NO USE ESTE PRODUCTO SI ESCUCHA RUIDO MÁS FUERTE DEL SONIDO NORMAL.
- NO SE PONGA DE PIE SOBRE EL ARTEFACTO. ÚSELO SOLAMENTE SENTADO.
- ESTE ARTEFACTO NO ESTÁ DESTINADO PARA PERSONAS (INCLUIDOS NIÑOS) CON DISCAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES, O SIN EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PARA EL USO DE ESTE PRODUCTO, A MENOS QUE LA PERSONA RESPONSABLE POR SU SEGURIDAD LE HAYA INSTRUIDO O SUPERVISADO EN EL USO DE ESTE ARTEFACTO. SE DEBE SUPERVISAR A LOS NIÑOS MUY DE CERCA PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN CON ESTE ARTEFACTO.
- NO SE USE MIENTRAS DUERME.
- NO SE USE CON INFANTES.
- ESTE ALMOHADILLA NO DEBE SER USADA POR O SOBRE UNA PERSONA INVÁLIDA, DORMIDA, INCONSCIENTE O UNA PERSONA CON CIRCULACIÓN SANGUÍNEA DEFICIENTE, A MENOS QUE ESTÉ ATENDIDA CUIDADOSAMENTE.

- NO SE USE EN ÁREAS DEL CUERPO CON PIEL INSENSIBLE.
- SE PUEDEN PRODUCIR QUEMADURAS INDEPENDIEMENTE DEL AJUSTE DE CONTROL; VERIFIQUE LA PIEL BAJO LA ALMOHADILLA FRECUENTEMENTE.
- NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN EL COBERTOR.
- NO USE ALFILERES NI NINGÚN OTRO OBJETO METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALMOHADILLA EN SU LUGAR.
- NO SE SIENTE EN LA ALMOHADILLA - EVITE DOBLARLA CON PLIEGUES MUY CERRADOS.
- NUNCA TIRE DE ESTA ALMOHADILLA POR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN.
- NO USE EL CABLE COMO MANGO.
- NO ES NECESARIO ABRIR EL COBERTOR PARA EXAMINAR LA ALMOHADILLA ANTES DE CADA USO.
- ENVUELVA EL CABLE HOLGADAMENTE CUANDO LO GUARDE; ENVOLVERLO MUY AJUSTADAMENTE PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PIEZAS INTERNAS.
- ANTES DE USAR LA ALMOHADILLA, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LA CAJA O EL PAQUETE.
- NO SE DEBE LAVAR LA ALMOHADILLA DE CALOR.
- REVISE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA CONFIRMAR QUE SE ESTÁN UTILIZANDO LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS CRÍTICOS APROPIADOS CON EL MOBILIARIO.
- EL PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE FORMA PLANA Y FIRME EN EL SUELO.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- SE RECOMIENDA USAR ROPA CÓMODA MIENTRAS SE UTILIZA ESTE PRODUCTO.
- SI SIENTE ALGUNA MOLESTIA ANORMAL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE INMEDIATO Y NO UTILICE ESTE PRODUCTO. CONSULTE A SU MÉDICO.
- NO HALE EL CABLE DE CA.
- CUANDO UTILICE ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE HABERSE MANTENIDO ALMACENADO, COMPRUEBE QUE FUNCIONA DEBIDAMENTE ANTES USARLO.
- COMPRUEBE SIEMPRE QUE NO HAYA OBSTÁCULOS DETRÁS DEL PRODUCTO Y QUE HAYA ESPACIO SUFICIENTE PARA RECLINARLO.

NO INTENTE REPARAR ESTE PRODUCTO USTED MISMO.

- ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO PERSONAL EN CASA. SU USO COMERCIAL ANULA LA GARANTÍA.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA, ESTE ARTEFACTO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UN CONTACTO MÁS ANCHO QUE EL OTRO). ESTE ENCHUFE SE ADAPTA A LOS TOMACORRIENTES POLARIZADOS SÓLO DE UNA FORMA. SI EL ENCHUFE NO SE ACOPLA BIEN AL TOMACORRIENTE, VOLTÉELO PARA INVERTIR LOS CONTACTOS. SI AUN ASÍ NO SE ACOPLA, COMUNÍQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA INSTALAR EL TOMACORRIENTE ADECUADO. NO CAMBIE EL ENCHUFE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SERVICIO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un producto con doble aislamiento, se ofrecen dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. En los productos con doble aislamiento no se ofrece conexión a tierra, ni tampoco se les debe agregar un medio de conexión a tierra. Para prestar servicio a un producto con doble aislamiento es necesario tener un gran cuidado y conocimientos del sistema, y ello debe ser realizado únicamente por personal de servicio cualificado. Las piezas de repuesto de un producto con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas originales. Los productos con doble aislamiento están identificados con las etiquetas "DOUBLE INSULATION" (Doble aislamiento) o "DOUBLE INSULATED" (Con doble aislamiento).



El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe estar presente en el producto.




Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

get ready

- S** SUPREME
- P** PERFORMANCE
- C** COMFORT

DESEMPAQUE LAS CAJAS



S Paquete de Tapicería SUPREMA Perfect Chair®




Su Perfect Chair® de Human Touch® requiere una instalación sencilla. Primero, instale la estructura del espaldar y, si compró el modelo PC-610, el soporte del apoyabrazos derecho. Si compró el PAQUETE DE TAPICERÍA COMFORT, simplemente instale la base del control de inclinación y las cubiertas de los apoyabrazos, luego el resto de las almohadillas, ¡y listo! Si compró el PAQUETE DE TAPICERÍA DE RENDIMIENTO, tendrá que instalar el panel de control cuando instale las cubiertas de los apoyabrazos y la almohadilla para el cuerpo. Y si compró el PAQUETE DE TAPICERÍA SUPREMA, tendrá que instalar el panel de control, así como la unidad de alimentación y el transformador debajo de la silla. Puede parecerle mucho, pero es fácil, ¡se lo aseguro! Y lo más importante, ¡vale la pena!

P Paquete de Tapicería RENDIMIENTO Perfect Chair®



C Paquete de Tapicería COMFORT Perfect Chair® (solo el modelo PC-610)



ensamble

COLOQUE LA ESTRUCTURA DEL ESPALDAR

1. Retire los tornillos de la estructura del espaldar.

Con el destornillador de cabeza Phillips suministrado, retire los dos tornillos/arandelas de los dos extremos inferiores de la estructura del espaldar. Guarde los tornillos/arandelas ya que los usará más tarde en el proceso de instalación (Fig.1).




Fig.1

2. Inserte la estructura del espaldar en la base de la silla.

Con la estructura del espaldar colocada de manera que el apoyacabeza pueda inclinarse hacia delante, deslice los dos extremos de la estructura del espaldar hacia los extremos abiertos de los tubos de la base de la silla (Fig.2).




Fig.2

3. Instale el soporte del espaldar de lona.

Hale la lona de la silla firmemente hacia arriba en toda su extensión, enrolle la aleta superior alrededor de la estructura del espaldar y asegúrela mediante el cierre mágico. Es importante que la lona se estire bien para ofrecer el soporte adecuado a la espalda (Fig.3).




Fig.3

4. Reemplace los tornillos de la estructura del espaldar.

Con un destornillador de cabeza Phillips, vuelva a colocar los dos tornillos para asegurar la estructura del espaldar, la base de la silla y la punta de seguridad del riel de deslizamiento (Fig.4).




Fig.4



ADVERTENCIA: Debe instalar estos dos tornillos antes de utilizar la silla, de lo contrario se pueden ocasionar heridas graves.

(SOLO EL MODELO PC-610):

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL APOYABRAZOS DERECHO

1. Retire los cuatro tornillos enroscados en la parte superior del apoyabrazos derecho (Fig.5).




Fig.5

2. Coloque el conector del soporte del apoyabrazos en el conector del apoyabrazos (Fig.6).




Fig.6

3. Empuje los conectores y el cable en el interior del soporte del apoyabrazos (Fig.7).




Fig.7

4. Asegure el soporte del apoyabrazos con los cuatro tornillos y la llave de Allen (suministrada) (Fig.8).






Fig.8

Instale la unidad de alimentación eléctrica


1. Con cuidado, voltee la silla sobre el apoyapiés (Fig.9).
2. Ubique los cuatro orificios de los tornillos en la parte posterior de la barra transversal delantera.




3. Con los tornillos y el destornillador Phillips-suministrados, fije la unidad de alimentación a la silla con el cable de alimentación viendo hacia la derecha (Fig.10).



4. Abra el bolsillo de lona en la parte inferior de la silla, retire el cable en espiral, retire el abrazadera de cable, luego devuelva el cable al bolsillo con el enchufe colocado en la parte superior (Fig.11).



5. Saque el enchufe con cuidado del bolsillo, oriente el cable a través de las dos guías de cable en la lona de la silla; enchúfelo a la toma izquierda del receptáculo de la unidad de alimentación; luego, cierre el bolsillo de lona con el cierre de velcro (Fig.12).



Instale el panel de control y las cubiertas de los apoyabrazos

6. P6. Enchufe el transformador a la toma derecha del receptáculo de la unidad de alimentación (Fig.13).




Fig.13

7. Introduzca el enchufe del transformador a través de la guía de cable y luego páselo hacia arriba, por el orificio de la lona de la silla (Fig.14).
8. Coloque la silla de nuevo en posición vertical.




Fig.14

NOTA: El Paquete de Tapicería Confort no tiene panel de control; siga los pasos 1 - 4, 6, 7, 10 y 11 para instalar las cubiertas de los apoyabrazos y la almohadilla del cuerpo en la parte inferior.

1. Retire los seis tornillos enroscados en la parte inferior de la cubierta del apoyabrazos izquierdo.
2. Observe la forma de la parte superior del panel de control de inclinación y la forma coincidente de la base de control de inclinación (Fig.15).




Fig.15

3. Coloque la base en posición en el soporte del apoyabrazos izquierdo como se muestra en la figura (Fig.16).
4. Asegúrese de que las formas coincidentes estén muy bien alineadas para garantizar que la perilla quede en el centro de la base.




Fig.16

- Coloque el panel de control en posición en el apoyabrazos, por encima del brazo de la silla, como se muestra en la figura (Fig.17).




Fig.17

- Mientras mantiene la base firmemente en su lugar, coloque la cubierta del apoyabrazos en posición y presione con firmeza hacia abajo (Fig.18).




Fig.18

- Ejerza presión sobre la cubierta del apoyabrazos y asegure con ayuda del destornillador de cabeza Phillips y los tres tornillos suministrados (Fig.19).




Fig.19

- Con un destornillador Phillips, retire el tornillo y la arandela que aseguran la punta de seguridad del riel de deslizamiento izquierdo (Fig.20).
- Coloque el bucle de cable en posición sobre el orificio del tornillo y vuelva a colocar el tornillo y la arandela para asegurarlo. (Fig.20)
- Retire los tres tornillos adheridos a la parte inferior de la cubierta del brazo derecho, luego coloque la cubierta en posición en el soporte del apoyabrazos derecho, y fije con los tres tornillos.





Fig.20

11. Conecte la silla, use el controlador de inclinación para reclínelo y luego desenchufe la silla.
12. Deslice la almohadilla del cuerpo sobre la estructura del apoyapiés, y asegúrese de que la estructura se deslice dentro de los bolsillos ubicados en las esquinas inferiores de la almohadilla (Fig.21).
13. Doble la parte superior de la almohadilla hacia delante sobre el asiento (Fig.21).
- S** 14. Ubique los siguientes cables:
 - El cable que sale de la lona del asiento (del transformador conectado a la unidad de alimentación) de color rojo.
 - Dos cables salen del juego de almohadillas con cableado negro y amarillo.




15. Haz una de las siguientes:

S Enchufe los tres conectores a sus correspondientes de la caja de conectores fijada al cable del panel de control y asegúrese de que los colores coincidan. (amarillo con amarillo, rojo con rojo, negro con negro) (Fig.22).

P Conecte el cable negro que proviene del juego de almohadillas al cable del panel de control (Fig.22).

16. Instale cada uno de los tres dispositivos de alivio de tensión de cable en las ranuras de la caja de conectores, introdúzcalos en su totalidad, y coloque la cubierta de la caja de conectores en su sitio hasta que haga clic para asegurarla (Fig.22).

17. Introduzca la caja de conectores en la lona del asiento.



Instale las baterías en el sistema lumbar

1. Ubique el bolsillo de cremallera en la parte posterior de la almohadilla del cuerpo en el área del hombro izquierdo (Fig.23).
2. Abra la cremallera del bolsillo y retire el cuadrado de espuma (Fig.24).
3. Levante hacia arriba el borde del compartimiento de la batería de color negro más cercano al borde de la almohadilla (no tire del borde de la caja desde donde el cableado es visible). (Fig.25)

Bolsillo de cremallera




Fig.23

Cuadrado de espuma extraído




Fig.24

NO LEVANTAR por aquí




Fig.25

4. Si el tornillo no está visible, deslice el compartimiento de baterías (sin tocar el cableado) para exponer el tornillo; luego, use el destornillador suministrado para retirar el tornillo (Fig.26).
5. Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
6. Introduzca el compartimiento de baterías en la cavidad de espuma nuevamente.
7. Vuelva a colocar el cuadrado de espuma para cubrir la caja de baterías.
8. Cierre el bolsillo de cremallera.




Fig.26

Instale las almohadillas

1. Coloque la funda del apoyacabeza sobre el armazón del apoyacabeza, introduciéndola tanto como sea posible. El lado acolchado de la funda del apoyacabeza debe quedar hacia la parte posterior de la silla (Fig.27).




Fig.27

2. Deslice la almohadilla del reposacabezas sobre el marco del reposacabezas (Fig.28).




Fig.28

3. Lleve las aletas laterales alrededor de la parte frontal de la lona de la silla, estírelas bien, y luego asegure con los cierres de velcro (Fig.29). **NOTA:** Si las correas están demasiado apretadas, la almohadilla trasera se arruga.




Fig.29

4. Hale hacia arriba la almohadilla del cuerpo para desprender los cierres de velcro del asiento, tire de ella con firmeza hacia arriba sobre el respaldo, y luego presione con firmeza sobre el área del asiento y las piernas para fijarla (Fig.30).




Fig.30

- Tire de la almohadilla del respaldo hacia arriba hasta que la banda de cierre de velcro en la parte posterior de la almohadilla se alinee con la banda de cierre de velcro ubicada en la lona de la silla, y luego cierre ambas bandas firmemente (Fig.31).




Fig.31

- Introduzca la aleta de la parte superior de almohadilla del cuerpo en la almohadilla de la cabeza y alise la parte inferior de la almohadilla de la cabeza hasta que quede bien plana para asegurar los cierres de velcro en su interior (Fig.32).






Fig.32

- Regrese la silla a la posición vertical.

- Incline con cuidado la silla hacia delante hasta que quede apoyada sobre el apoyacabezas.
- Ubique la guía de cable de la lona a la derecha del bolsillo de lona, y luego realice una de las siguientes acciones:
 - Si la guía de cable está en posición vertical, enrolle la tira sobre la parte inferior de la cubierta del respaldo a través de la guía de cable izquierda, dóblela para que los cierres de velcro queden alineados, y luego asegure con los cierres de velcro (Fig.33).
 - Si la guía de cable está en posición horizontal, pase el extremo de la tira a través de la guía de cable desde la parte superior, tire hacia arriba y luego adhiérala a la tira con los cierres de velcro.

GUÍA DE CABLE VERTICAL



GUÍA DE CABLE HORIZONTAL





Fig.33

- Coloque el cojín para el cuello a la altura deseada; un imán mantiene su posición (Fig.34).




Fig.34

tome asiento

Ajuste el ángulo de inclinación

Antes de ajustar el ángulo de inclinación, asegúrese de que no haya nada ubicado directamente detrás o debajo de la silla. Empuje suavemente el control hacia atrás para reclinar el espaldar, hacia delante para inclinar el espaldar, hacia arriba para elevar el apoyapiés y hacia abajo para bajar el apoyapiés. Para colocar la silla en posición de gravedad cero automáticamente, presione el control hacia adentro y manténgalo presionado hasta que la silla deje de moverse (Fig.35).

NOTA: Antes de reclinar la silla apóyese contra el espaldar. No aplique presión adicional sobre el apoyapiés mientras se reclina ya que esto puede impedir que el apoyapiés se extienda adecuadamente y se bloquee.




Fig.35

NOTA: Los sensores ubicados debajo de cada apoyabrazos detienen la inclinación de la silla en caso de que algo se atasque entre el juego de almohadillas y el apoyabrazos; es una medida de seguridad.

⦿ Cuando suba o baje el apoyapiés es posible que observe una ligera sensación de sacudida. Esto es provocado por el mecanismo de traba del apoyapiés y es perfectamente normal.

Su Perfect Chair de Human Touch es fácil de usar. Solo siéntese y ajuste la silla en la posición deseada. Su Perfect Chair lo posiciona cómodamente con cero gravedad, con los pies por encima del nivel del corazón, la postura neutra más novedosa para aliviar el estrés.

Ajuste el apoyacabeza

Estando sentado, levante ambas manos y tome los dos lados del apoyacabeza. Sentirá el armazón rígido debajo del almohadón blando para la cabeza. Tomándolo del armazón rígido, incline el apoyacabeza hacia adelante o hacia atrás de manera de lograr el máximo confort. El apoyacabeza permanecerá en esta posición hasta que lo ajuste nuevamente (Fig.36).





Fig.36



Ajuste del soporte lumbar

1. Para disminuir el soporte lumbar, siéntese en la silla, apóyese en el espaldar, y empuje la válvula de bola en la parte posterior de la almohadilla del cuerpo. Cuando el soporte lumbar llegue al espesor deseado, suelte la válvula.
2. Para aumentar el soporte lumbar, inclínese hacia delante para eliminar la presión de la almohadilla y empuje la válvula de bola hacia dentro. Cuando el soporte lumbar llegue al espesor deseado, suelte la válvula. Toma aproximadamente diez segundos para que el soporte lumbar se infle completamente.



Notas de funcionamiento del soporte lumbar

- Debe retirar todo EL peso corporal de la almohadilla al incrementar el soporte lumbar.
- Si el soporte lumbar ha estado comprimido durante mucho tiempo, puede tomar hasta un minuto para regresar a su espesor máximo.
- Mientras más fría esté la almohadilla, más tarda en reaccionar a los cambios de soporte lumbar.
- Si la válvula de bola tiene fugas mientras se usa, presione la bola negra hacia dentro y con un hisopo de algodón, aplique una pequeña cantidad de Vaselina dentro de la válvula. NOTA: Es normal que el soporte lumbar regrese a su estado de expansión máxima con el tiempo.
- Mantenga los objetos filosos lejos del almohadón. El almohadón contiene una cámara de aire hermética de precisión que no funcionará correctamente si se perfora.

tome el control

S

Uso de su Sistema de Calor de Jade

Presione el botón de calor para alternar entre bajo, medio, alto y apagado. Las piedras de jade irradian rayos infrarrojos lejanos que ofrecen calor curativo de hasta tres pulgadas de profundidad en el tejido muscular. Una vez que el calor penetrante profundo alcanza la temperatura óptima, se mantiene el nivel de calor deseado (Fig.37).




Fig.37

NOTA: El Sistema de calor de Jade se apaga automáticamente después de dos horas sin uso.

S

P

Uso del sistema lumbar ajustable

Presione el botón + y manténgalo presionado para inflar el área lumbar. Presione el botón - y manténgalo presionado para desinflarla. El sistema lumbar ajustable requiere cuatro baterías alcalinas AA (consulte en la página 86 las instrucciones de instalación). La vida de las baterías depende del uso; sin embargo, con un uso promedio usted puede esperar cambiar las baterías aproximadamente una vez al año (Fig.38).




Fig.38

NOTA: Se muestra el panel de control del Paquete de Tapicería Suprema.

Función de seguridad de Human Touch: Baterías de respaldo

Su Perfect Chair cuenta con un sistema de respaldo a baterías para garantizar que pueda colocar la silla en posición vertical en caso de ocurrir una falla en la alimentación eléctrica. El sistema de respaldo a baterías utiliza dos baterías comunes de 9 V (no incluidas). Asegúrese de anotar la fecha de instalación de las baterías y la fecha de vencimiento. Reemplace las baterías antes de la fecha de vencimiento para asegurar que el sistema de respaldo a baterías esté operativo (Fig.39).

FECHA: _____

IMPORTANTE: Para usar el sistema de respaldo a baterías para colocar la silla en posición vertical y salir de la silla durante una falla en la alimentación eléctrica, presione el controlador hacia delante para volver a colocar la silla en posición recta.




Fig.39

IMPORTANTE: Las baterías solo se pueden usar **UNA VEZ**, después de lo cual debe reemplazarlas de inmediato.

¿tiene dificultades?

¿tiene problemas con el Sistema de calor de Jade o con el Sistema lumbar ajustable?

Antes de llamar a Servicio al Cliente, realice estos pasos sencillos de localización y solución de averías:

1. El panel de control no está funcionando en lo absoluto (ninguna luz LED está encendida):
2. Asegúrese de que el transformador esté conectado de forma segura a la regleta debajo de la silla.
3. Asegúrese de que la regleta esté enchufada de forma segura a un tomacorriente de pared.
4. Asegúrese que el tomacorriente de pared esté operativo; para ello, conecte un artefacto que usted sepa que funciona al tomacorriente de pared para comprobar.
5. Desprenda la parte superior de la almohadilla del cuerpo y dóblela hacia delante; abra la cubierta de la caja de conectores de color negro, compruebe que no haya cables dañados, y desconecte y reconecte el conector de cable de color rojo.

El Sistema de calor de Jade funciona pero el Sistema lumbar ajustable no.

1. Compruebe que el interruptor de encendido y apagado (ON/OFF) del compartimiento de baterías esté colocado en posición de encendido (ON).
2. Desprenda la parte superior de la almohadilla del cuerpo y dóblela hacia delante; abra la cubierta de la caja de conectores de color negro, compruebe que no haya cables dañados, y desconecte y reconecte el conector de cable de color negro.
3. Reemplace las baterías.

El Sistema de calor de Jade no tiene calor (pero las luces LED del panel de control y el Sistema de calor de Jade sí funcionan):

1. Desprenda la parte superior de la almohadilla del cuerpo y dóblela hacia delante; abra la cubierta de la caja de conectores de color negro, compruebe que no haya cables dañados, y desconecte y reconecte el conector de cable de color amarillo.

¿Tiene preguntas sobre las almohadillas?

Antes de llamar a Servicio al Cliente, considere lo siguiente:

- Pequeños arañazos, leves cambios de color y un cierto estiramiento son normales en el desgaste del cuero con el paso del tiempo.
- Las almohadillas de Perfect Chair son tapicería de “cojín suave”, por lo que algunas arrugas y pliegues son parte de su apariencia intencional.
- Como con cualquier tapicería suave, los hábitos al sentarse pueden causar arrugas y pliegues que pueden aumentar con el tiempo. Las arrugas se pueden alisar si se detectan temprano, o bien puede retirar y reinstalar la almohadilla para un mejor resultado.
- Es normal que la espuma de tapicería, ya sea espuma estándar o espuma con memoria, se asiente y se comprima en cierta medida con el tiempo, lo cual puede alterar su apariencia un poco.
- Si las almohadillas se tuercen, se hunden, hacen ruido, o se vuelven incómodas, retire y reinstale el juego de almohadillas, para lo cual debe **seguir cuidadosamente las instrucciones** de este manual.

Comuníquese con nuestro Equipo de experiencias del cliente a través del número **800-355-2762**, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4.30 p.m. PST o escriba a **csadmin@humantouch.com**

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien, siga estos pasos simples para su cuidado.

ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. Cuando limpie el control o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.

PRECAUCIÓN

1. Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.
2. No utilice benceno ni disolventes en su producto.

Estándar de código de limpieza: W

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Si su producto se ensucia, use solo un limpiador de tapicería a base de agua. Para tratar las manchas, limpie el área manchada con un champú para tapicería o una espuma detergente suave.

Cuidado de la tapicería de cuero

El cuero natural es un material poroso que respira, similar a la piel humana, y es susceptible de mancharse debido a la absorción de suciedad, sudor, humedad, grasas y aceites (por ej., productos para el cabello y lociones para la piel). No permita que estos elementos entren en contacto directo con la tapicería. Para ayudar a evitar el agrietamiento y secado normal del cuerpo, y ayudar a prevenir las manchas, aplique un limpiador y acondicionador de cuero de alta calidad al menos cada tres meses, esto ayudará a revitalizar y sellar las superficies del cuero. Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta del producto. Human Touch no se hace responsable de productos de terceros.

Maintenance and Repair:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla solo debe recibir servicio por parte de un representante de servicio autorizado.

Entorno de uso y almacenamiento:

1. No coloque la silla bajo los rayos solares directos o bajo reflejos de la luz solar, ya que los rayos ultravioleta desvanecerán rápidamente el color de la tapicería y causarán el deterioro rápido de la tapicería SofHyde.
2. Para evitar daños, ponga la silla en funcionamiento a temperatura ambiente entre 41 y 104 grados Fahrenheit (entre 5 y 40 grados Celsius), con niveles de humedad de 10 a 70 % (sin condensación).
3. Para evitar daños a la tapicería, antes de sentarse en la silla, asegúrese de no tener objetos afilados o puntiagudos en sus bolsillos o cremalleras que puedan entrar en contacto con la silla.
4. No coloque la silla en lugares en los que el polvo excesivo y el pelo de las mascotas puedan migrar hacia los componentes mecánicos; esto puede causar el funcionamiento indebido con el tiempo.
5. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
6. Para evitar daños, guarde la silla a temperatura ambiente entre 5 y 122 grados Fahrenheit (entre -15 y 50 grados Celsius), con niveles de humedad de 10 a 70 % (sin condensación). Si el producto se almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente.
7. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas.

Especificaciones*	PC-600	PC-610
Voltaje de operación:	CA 110-120 V, 60 Hz	CA 110-120 V, 60 Hz
Consumo de energía:	150 vatios	150 vatios
Tamaño de la silla (reclinada):	63" Largo x 31" Ancho x 31" Alto	64" Largo x 32" Ancho x 31" Alto
Peso del producto:	86 lb	90 lb
Espacio necesario para reclinarla:	12 pulgadas	12 pulgadas
Peso máximo de carga:	400 lb	400 lb

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*