


cosihome®

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
HANDLEIDING



MODEL CH-HP03G

Electric Heating Pad for Neck, Shoulders and Back

IMPORTANT INSTRUCTIONS – RETAIN FOR FUTURE USE

CONTENTS

EN	Safety Instructions.....	Page 3
	Specification.....	Page 7
	Symbols Explained	Page 7
	Parts	Page 7
	Operating Instructions.....	Page 8
	Error Codes.....	Page 9
	Washing.....	Page 9
	Drying	Page 10
	Storage	Page 10
	Recycling and Disposal.....	Page 11
DE	Deutsch.....	Page 12
FR	Français	Page 22
IT	Italiano	Page 32
ES	Español	Page 42
NL	Nederland	Page 52

cosihome[®]

ELECTRIC HEATING PAD FOR NECK,
SHOULDERS AND BACK
MODEL CH-HP03G

Thank you for choosing to purchase a product from Cosi Home. Please read the entire manual carefully prior to first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- ⚠ WARNING: KEEP AWAY FROM FIRE OR FLAMMABLE MATERIALS.**
- ⚠ WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS MAKE SURE THE HEATED PAD IS UNPLUGGED FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE RELOCATING, SERVICING, OR CLEANING IT.**
- ⚠ CAUTION: PROLONGED USE OF THE HEATED PAD AT A HIGH TEMPERATURE SETTING COULD LEAD TO SKIN BURNS. DO NOT USE FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.**
- ⚠ CAUTION: IF YOU FEEL UNWELL WHILE USING**

THIS HEATED PAD, TURN OFF THE HEATED PAD IMMEDIATELY.

- Do not use by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons.
- Use this product only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause injury to persons.
- Do not use the heated pad when folded or creased.
- Do not cover or trap the controller under pillow, mattress or blanket.
- Do not place the controller under the heated pad whilst in use. Heat can damage the controller.
- Only operate the heated pad with the detachable controller supplied
- Do not immerse the heated pad in water.
- Not intended for medical use in hospital.
- Do not use this heated

pad on any parts of the body that are swollen, injured, or inflamed.

- If you have any medical conditions or concerns, consult your doctor before using this heated pad.
- If you experience persistent muscle or joints pain, please inform your doctor. Persistent pain can be a symptom of an illness.
- If you experience any pain or discomfort while using the heated pad, stop using it immediately.
- The heated pad can be used by children older than 3 years and younger than 8 years under supervision and with the control always set to minimum temperature value.
- The cable and control unit of the heated pad can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.
- The heated pad is not to be used by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

- Children of less than 3 years and pets should be kept away unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years must NOT use this product due to their inability to react to overheating
- Do not leave children alone or unattended in the area where the heated pad is in use.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless continuously supervised.
- The heated pad is not to be used by young children, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely
- Avoid placing the heated pad in areas where it can become a tripping hazard.
- Do not wipe or wash

the heated pad with chemical solvents. Prior to cleaning ensure the heated pad is off and that the batteries have been removed.

- Do not use the heated pad when it is wet or damp
- Do not operate the heated pad with wet hands.
- Do not use this heated pad near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the heated pad where it may fall into a bathtub or other water container.
- Never leave the heated pad unattended while in use. Always turn the heated pad off and disconnected from the power supply when not in use.
- Do not use the heated pad while sleeping or place it near a person who is sleeping.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area

and where it will not be tripped over.

- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- To avoid a circuit overload when using this heated pad, do not operate another high-wattage appliance on the same electrical circuit.
- Always plug the heated pad directly into a wall socket. Avoid using extension leads where possible as they may overheat and cause a risk of fire.
- Do not use this heated pad with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the heated pad on automatically unless this has already been pre-built into the heated pad by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the heated pad by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the heated pad,

as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the heated pad.

- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the heated pad.
- Do not operate the heated pad if there are signs of damage to the heated pad, power cord, or any of the accessories supplied. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the heated pad. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the heated pad.
- Keep away and do not insert pins or sharp objects into the heated pad
- Examine the heated pad frequently and return to the supplier if has been







misused or damaged.

- Always unplug the appliance when not in use.
- Children must be supervised not to play with the appliance.
- Keep the appliance out of reach of children and pets.
- This appliance is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- Do not use the appliance near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the appliance is placed in order to prevent the appliance from being pulled down.


SPECIFICATION


- Model: CH-HP03G
- Voltage: 220-240V~
- Frequency: 50 Hz
- Power: 100 W
- Product Dimensions: 65x90 cm
- Net Weight: 0.8 kg
- Gross Weight: 1 kg
- Maximum Temperature: 65 °C


SYMBOLS EXPLAINED

-  Gentle cycle at a maximum of 40°C
-  Do not dry clean
-  Do not iron
-  Do not tumble dry
-  Do not bleach
-  Read instruction manual
-  Not to be used by children ages 3 or younger
-  Do not insert pins

 Equipment complies with the applicable EU safety requirements and directives.


 Do not use folded

 Equipment complies with the applicable UK safety requirements and regulations.

 Class II Double Insulated Equipment


PARTS

1. Heated pad
2. Connector one
3. Connector two
4. Controller
5. Power cable



CONTROLLER

1. LCD Display
2. Temperature setting indicator
3. On/Off button
4. Temperature setting button



These images are for reference only, please refer to your product.

If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing help@cosihome.com for fast and friendly help.

OPERATING INSTRUCTIONS

Turning on

1. Insert connector two into connector one
2. Plug the power cable into a power socket.
3. Ensure the power socket is turned on.
4. Press and hold the on/off button for three seconds.
5. The heated pad will turn on and the temperature setting indicator number will illuminate on the controller's LCD display.
6. The heated pad will turn on in heat level 3.

Preheating

For best results, preheat your heated pad for at least 10 minutes before use.

1. Repeatedly press the temperature button setting until you reach heat level 6.
2. Leave the heated pad to preheat for at least 10 minutes.

Setting the Temperature

1. Press the temperature setting button repeatedly to cycle through the six available temperature settings.
2. The heat level will display on the controller's LCD display.

Automatic Turn Off

For your safety, your heated pad is fitted with a 90-minute automatic off timer that begins when you turn the heated pad on. After 90 minutes, the heated pad will turn off.

If you would like to continue using your heated pad after the 90-minute timer has elapsed, turn it back on and use as normal. If more than 10 minutes have elapsed, preheat your heated pad again.

Manual Turn Off

1. Press and hold the on/off button for three seconds.
2. Remove the power cable from the power socket.

Error Codes

Error Code	Cause	Solution
P	The controller is not connected properly.	Unplug the heated pad. Ensure the controller and or connector are connected properly. Plug it back in to power and use as normal.
E	The heated pad has been used while folded or crumpled and has overheated. As a safety measure, it has turned off.	Turn the controller off, unplug the heated pad, lay it down completely flat, and leave it to cool down.
C	The controller has been placed under the pad and has overheated. As a safety measure, it has turned off.	Turn the controller off, unplug the heated pad, lay it down completely flat, and leave it to cool down.

WASHING

⚠ WARNING: ALWAYS TURN THE HEATED PAD OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND ALLOW THE HEATED PAD TO COMPLETELY COOL DOWN BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.

⚠ CAUTION: ALWAYS DISCONNECT THE CONTROLLER AND THE POWER LEAD FROM THE HEATED PAD BEFORE WASHING. DO NOT ALLOW WATER OR OTHER LIQUIDS TO COME INTO CONTACT WITH THE

REMOTE CONTROL OR THE MAINS POWER PLUG.

⚠ CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE HEATED PAD.

⚠ CAUTION: WHEN SEPARATED FROM THE CONTROLLER, THE HEATED PAD CAN BE WASHED BUT NEVER DRY CLEANED.

- Do not attempt to clean the heated pad in any other way than that detailed by the manufacturer.

- Do not expose the controller or power lead to any moisture.
- For hand washing, use a mild washing powder or detergent and warm water. Soak for five minutes and then gently wash and rinse thoroughly in clean water.
- For machine washing, wash as wool at 40°C.

DRYING

⚠ CAUTION: DO NOT CONNECT THE HEATED PAD TO THE POWER SUPPLY IN ORDER TO DRY IT. DO NOT DRY THE HEATED PAD IN THE SUN OR USE AN IRON TO DRY IT AS THIS WILL DAMAGE THE INSULATION LAYER OF THE HEATED PAD.

- Never wring the heated pad after it has been washed.
- Do not place pegs on the wired areas of the heated pad as this will damage the internal circuit.
- Always air dry the heated pad.
- Always ensure the heated pad is 100% dry and has returned to its

original size before use.

STORAGE

- When storing the heated pad, allow it to cool down before folding.
- Do not crease the heated pad by placing items on top of it during storage.
- The heated pad is equipped with a detachable controller. Ensure the controller is disconnected from both the mains power and the heated pad and left in a safe, dry place, out of reach of children.
- To store your product, we recommend using the original or a similar sized box.
- Store the heated pad in a safe, clean and dry place, out of reach of children when not in use.
- Examine the heated pad frequently and prior to use after storage.

RECYCLING & DISPOSAL

Waste electrical and electronic products (WEEE), batteries, accumulators and packaging should not be disposed of with general household waste. This is to prevent possible harm to the environment and human well-being, and to help conserve our natural resources. Most electrical products with a plug, battery, or cable can be recycled. Contact your local council, household waste disposal service, or the store where you purchased the product for information regarding the collection schemes in your area.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This symbol on the product and/or packaging indicates that Waste Electrical products (WEEE) under Directive 2012/19/EU which governs used electrical and

electronic appliances, should not be disposed of with general household waste.



The Mobius Loop

This symbol indicates that the product or packaging is capable of being recycled.

Take-Back Scheme

Waste electrical products (WEEE) can be sent to One Retail Group for recycling and disposal when you purchase a new product from One Retail Group, on a like-for-like basis. For more information on how to recycle this product please visit www.cosihome.com. The end-user of electrical and electronic products (WEEE) is responsible for separating old batteries and lamp bulbs before they are handed over to a designated disposal and recycling service. Waste batteries can also be disposed of in collection bins, which can be found in most local supermarkets and household waste recycling centres.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Cosi Home entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:

- ⚠ **WARNUNG: VON FEUER ODER BRENNBAREN MATERIALIEN FERNHALTEN.**
- ⚠ **WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINES BRANDS ODER DIE GEFAHR VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS DAS HEIZKISSEN AUSGESTECKT IST, BEVOR SIE ES BEWEGEN, WARTEN ODER REINIGEN.**
- ⚠ **VORSICHT: EINE LÄNGERE VERWENDUNG DES HEIZKISSENS BEI HOHEN TEMPERATUREN KANN ZU HAUTVERBRENNUNGEN FÜHREN. NICHT ÜBER**

EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM VERWENDEN.

⚠ VORSICHT: WENN SIE SICH WÄHREND DER VERWENDUNG DIESES HEIZKISSENS UNWOHL FÜHLEN, SCHALTEN SIE ES SOFORT AUS.

- Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, oder von anderen stark gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn es gefaltet oder geknickt ist.
- Decken Sie den Regler nicht mit einem Kissen, einer Matratzen oder einer Decke ab.
- Legen Sie den Regler

während des Betriebs nicht unter das aufgeheizte Kissen. Hitze kann den Regler beschädigen.

- Bedienen Sie das Heizkissen nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Regler
- Tauchen Sie das Heizkissen nicht in Wasser.
- Nicht für medizinische Zwecke im Krankenhaus bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Heizkissen nicht an geschwollenen, verletzten oder entzündeten Körperteilen.
- Wenn Sie Beschwerden oder Bedenken haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Heizkissen verwenden.
- Wenn Sie anhaltende Muskel- oder Gelenkschmerzen haben, informieren Sie bitte Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen können Anzeichen einer Krankheit sein.
- Wenn Sie während der Verwendung des Heizkissens Schmerzen oder Beschwerden haben, stellen Sie die

Nutzung unverzüglich ein.

- Das Heizkissen kann von Kunden zwischen 3 und 8 Jahren verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden, und solange der Temperaturregler auf den Mindestwert eingestellt ist.
- Kabel und Regler des Heizkissens können bei unsachgemäßer Anordnung eine Verwicklungs-, Strangulations-, Stolper- oder Trittgefahr darstellen. Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass überschüssige Kabelbinder und Elektrokabel sicher verlegt werden.
- Das Heizkissen darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt oder wurden darin unterwiesen.
- Kinder unter drei Jahren

- und Haustiere müssen vom Gerät ferngehalten werden oder ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen dieses Produkt NICHT verwenden, da sie nicht angemessen auf Überhitzung reagieren können.
 - Lassen Sie Kinder nicht alleine oder unbeaufsichtigt in dem Bereich, in dem das Heizkissen verwendet wird.
 - Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer falls diese laufend beaufsichtigt werden.
 - Das Heizkissen darf nicht von kleinen Kindern verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
 - Verlegen Sie das Heizkissen nicht so, dass man darüber stolpern kann.
 - Wischen oder waschen Sie das Heizkissen nicht mit chemischen Lösungsmitteln ab. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Heizkissen ausgeschaltet und die Batterien entfernt wurden.
 - Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn es nass oder feucht ist
 - Betreiben Sie das Heizkissen nicht mit nassen Händen.
 - Verwenden Sie das Heizkissen nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie das Heizkissen niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
 - Lassen Sie das Heizkissen während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie das Heizkissen gerade nicht verwenden, schalten Sie sie ab und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
 - Verwenden Sie das Heizkissen nicht während Sie schlafen und positionieren Sie es nicht in der Nähe von schlafenden Personen.
 - Kabel nicht unter Teppichboden verlegen. Decken Sie das Kabel nicht mit Überwürfen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab. Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten verlegen. Verlegen Sie das Kabel nicht an viel verkehrten Orten, an dem niemand darüber stolpern kann.
 - Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
 - Verwenden Sie kein anderes Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis wie das Heizkissen, um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden.
 - Stecken Sie das Heizkissen immer direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen könnten, was eine Brandgefahr darstellt.
 - Verwenden Sie das Heizkissen nicht mit einem externen Programm oder einem Timer, der das Heizkissen automatisch einschaltet, außer falls dieser bereits vom Hersteller in das Heizkissen eingebaut wurde.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Bewegen, tragen oder hängen Sie das Heizkissen niemals am Netzkabel auf.
 - Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Heizkissen, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung beschädigt wird oder reißt, insbesondere dort, wo sie in das Gerät eintritt.
 - Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Netzkabel vollständig ausgerollt ist, und verlegen Sie es so, dass es keinen Teil des Heizkissens berührt.
 - Betreiben Sie das Heizkissen nicht, wenn am Heizkissen selbst, dem Netzkabel oder am Zubehör Schäden zu sehen sind. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich

qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Heizkissens zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) den Angaben auf dem Typenschild des Heizkissens entspricht.
- Halten Sie Nadeln oder scharfe Gegenstände vom Heizkissen fern und stecke Sie diese nicht hinein
- Untersuchen Sie das Heizkissen regelmäßig und senden Sie es an den Lieferanten zurück, wenn es missbräuchlich genutzt oder beschädigt wurde.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem







Gerät spielen.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch in Innenräumen und ähnliche Anwendungen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Wärmequellen.
- Das Netzkabel darf nicht von der Aufstellfläche herunterhängen, um ein Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.

SPEZIFIKATIONEN

- Modell: CH-HP03G
- Spannung: 220-240V ~
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 100 W
- Produktabmessungen: 65 x 90 cm
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Bruttogewicht: 1 kg
- Maximale Temperatur: 65 °C

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

-  Schonwaschgang bei maximal 40°C
-  Nicht chemisch reinigen
-  Nicht bügeln
-  Nicht im Trockner trocknen
-  Nicht bleichen
-  Bedienungsanleitung lesen
-  Kinder unter 3 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden
-  Stecken Sie keine Stifte hinein



Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -richtlinien.



Nicht gefaltet verwenden




Die Ausrüstung entspricht den geltenden VK-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften



Doppelt isoliertes Gerät der Klasse II


BAUTEILE

1. Beheizte Unterlage
2. Stecker eins
3. Stecker zwei
4. Regler
5. Stromkabel



REGLER

1. LED-Anzeige
2. Temperatureinstellungsanzeige
3. Ein- / Ausschalter
4. Taste zur Temperatureinstellung



Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach.

Wenn Sie feststellen, dass Teile Ihrer Bestellung fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an help@cosihome.com an unser Kundendienstteam, um schnelle und freundliche Hilfe zu erhalten.

MONTAGEANLEITUNG

Einschalten

1. Stecken Sie Stecker zwei in Stecker eins
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
3. Stellen Sie sicher, dass Spannung an die Steckdose anliegt.
4. Halten Sie die Ein-/Austaste drei Sekunden lang gedrückt.
5. Das Heizkissen schaltet sich ein und die Nummer der Temperatureinstellungsanzeige leuchtet auf dem LCD-Display des Controllers auf.
6. Das Heizkissen schaltet auf Heizstufe 3 ein.

Vorwärmen

Für beste Ergebnisse heizen Sie Ihr Heizkissen vor Gebrauch mindestens 10 Minuten vor.

1. Drücken Sie wiederholt die Einstellung der Temperaturtaste, bis Sie die Heizstufe 6 erreichen.
2. Lassen Sie das Heizkissen mindestens 10 Minuten vorwärmen.

Einstellen der Temperatur

1. Drücken Sie wiederholt die Temperatureinstellungstaste, um durch die sechs verfügbaren Temperatureinstellungen zu blättern.
2. Die Heizstufe wird auf dem LCD-Display des Controllers angezeigt.

Automatisches Ausschalten

Zu Ihrer Sicherheit ist Ihr Heizkissen mit einem 90-minütigen automatischen Abschalttimer ausgestattet, der beginnt, wenn Sie das Heizkissen einschalten. Nach 90 Minuten schaltet sich das Heizkissen aus.

Wenn Sie Ihr Heizkissen nach Ablauf des 90-Minuten-Timers weiter verwenden möchten, schalten Sie es einfach wieder ein und verwenden Sie es wie gewohnt. Wenn mehr als 10 Minuten vergangen sind, heizen Sie Ihr Heizkissen erneut vor.

Manuelles Ausschalten

1. Halten Sie die Ein-/Austaste drei Sekunden lang gedrückt.
2. Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Fehlercodes

Fehlercode	Ursache	Lösung
P	Der Controller ist nicht richtig angeschlossen.	Trennen Sie das Heizkissen. Stellen Sie sicher, dass der Controller und / oder der Stecker richtig angeschlossen sind. Schließen Sie ihn wieder an die Stromversorgung an und verwenden Sie ihn wie gewohnt.
E	Die Decke wurde gefaltet oder zerknittert verwendet und ist nun überhitzt. Zur Sicherheit hat sie sich ausgeschaltet.	Schalten Sie den Controller aus, stecken Sie das Heizkissen aus und legen Sie es vollständig ausgebreitet hin, um es abkühlen zu lassen.
C	Der Controller wurde unter das Heizkissen gelegt und ist nun überhitzt. Zur Sicherheit hat sie sich ausgeschaltet.	Schalten Sie den Controller aus, stecken Sie das Heizkissen aus und legen Sie es vollständig ausgebreitet hin, um es abkühlen zu lassen.

WASCHEN

⚠️ WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS HEIZKISSEN IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN, BEVOR SIE SIE ERNEUT VERWENDEN ODER REINIGEN.

⚠️ VORSICHT: TRENNEN SIE VOR DEM WASCHEN DEN CONTROLLER UND DAS NETZKABEL VOM HEIZPAD AB. LASSEN SIE KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN MIT DER FERNBEDIENUNG ODER

DEM NETZSTECKER IN KONTAKT KOMMEN.

⚠️ VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS HEIZKISSEN BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.

⚠️ VORSICHT: WENN DAS HEIZKISSEN VOM CONTROLLER GETRENNT IST, KANN ES GEWASCHEN, ABER NIEMALS CHEMISCH GEREINIGT WERDEN.

- Reinigen Sie das Heizkissen nur entsprechend den Herstellerangaben.
- Achten Sie darauf, dass der Controller oder das Stromkabel keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie bei der Wäsche von Hand ein mildes Waschpulver oder Reinigungsmittel und warmes Wasser. Weichen Sie das Produkt fünf Minuten lang ein und waschen Sie es gründlich mit sauberem Wasser ab.
- Bei maschineller Wäsche wie Wolle behandeln und bei 40 °C waschen.

TROCKNEN

⚠ VORSICHT: SCHLIESSEN SIE DAS HEIZKISSEN NICHT AN DAS NETZTEIL AN, UM ES ZU TROCKNEN. TROCKNEN SIE DAS HEIZKISSEN NICHT IN DER SONNE UND NICHT MIT EINEM BÜGELEISEN, DA DIES DIE ISOLATIONSSCHICHT DES HEIZKISSENS BESCHÄDIGEN KANN. WRINGEN SIE DAS HEIZKISSEN NIEMALS AUS, NACHDEM ES

GEWASCHEN WURDE.

- Hängen Sie das Heizkissen nicht an den Drähten des Überwurfs auf, da dadurch die interne Schaltung beschädigt wird.
- Trocknen Sie das Heizkissen immer an der Luft.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Heizkissen zu 100% trocken ist und wieder seine ursprüngliche Größe angenommen hat, bevor Sie es verwenden.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie das Heizkissen verstauen möchten, muss es vor dem Zusammenklappen erst abkühlen.
- Falten Sie das Heizkissen nicht und stellen Sie während der Lagerung keine Gegenstände darauf ab.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Controller ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Controller sowohl vom Stromnetz als auch vom Heizkissen getrennt und an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Um Ihr Produkt aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box ähnlicher Größe.
- Bewahren Sie das Heizkissen an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn Sie es nicht benutzen.

- Untersuchen Sie das Heizkissen während der Lagerung regelmäßig und vor der erneuten Nutzung.

RECYCLING & ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), Batterien, Akkus und Verpackungen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dies dient dazu, mögliche Schäden für die Umwelt und das menschliche Wohlergehen zu verhindern und unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Die meisten Elektroprodukte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Informationen zu den Sammelsystemen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Elektroabfälle und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Dieses Symbol auf dem Produkt und/oder der Verpackung weist darauf hin, dass Elektro-Altgeräte (WEEE) gemäß der Richtlinie 2012/19/EU, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte regelt, nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Die Möbius-Schleife

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt oder die Verpackung recycelt werden kann.

Rücknahmesystem

Elektroaltgeräte (WEEE) können zum Recycling und zur Entsorgung an die One Retail Group geschickt werden, wenn Sie ein neues, ähnliches Produkt von One Retail Group kaufen. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter www.cosihome.com. Der Endverbraucher von Elektro- und Elektronikprodukten (WEEE) ist dafür verantwortlich, alte Batterien und Glühlampen zu trennen, bevor sie einem dafür vorgesehenen Entsorgungs- und Recyclingdienst übergeben werden. Altbatterien können auch in Sammelbehältern entsorgt werden, die Sie in den meisten örtlichen Supermärkten und Recyclinghöfen für Hausmüll finden.

Merci d'avoir acheté un produit Cosi Home. Veuillez lire attentivement la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:

- ⚠️ AVERTISSEMENT: TENIR À L'ÉCART DES SOURCES DE CHALEUR ET DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES.**
- ⚠️ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE PRODUIT EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE DÉPLACER, DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU DE LE NETTOYER.**
- ⚠️ ATTENTION: L'UTILISATION PROLONGÉE DE L'APPAREIL À UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE PEUT ENTRAÎNER**

DES BRÛLURES DE LA PEAU. NE PAS UTILISER PENDANT DES PÉRIODES PROLONGÉES.

⚠️ ATTENTION: SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN LORS DE L'UTILISATION DE CE COUSSIN CHAUFFANT, ÉTEIGNEZ-LE IMMÉDIATEMENT.

- Les personnes insensibles à la chaleur et les autres personnes très vulnérables ne peuvent pas utiliser cet appareil.
- Utiliser ce produit uniquement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non conforme aux recommandations du fabricant peut provoquer un incendie ou des blessures.
- N'utilisez pas le coussin chauffant plié ou froissé.
- Ne pas couvrir ou coincer la commande sous un oreiller, un matelas ou une couverture.
- Ne pas placer la

commande sous l'appareil pendant son utilisation. La chaleur peut endommager la commande.

- Ne pas utiliser sans la commande amovible livrée avec le coussin chauffant.
- Ne pas plonger le coussin chauffant dans l'eau.
- Non destiné à un usage médical en milieu hospitalier.
- Ne pas utiliser cet appareil sur des parties du corps enflées, blessées ou enflammées.
- Si vous avez des problèmes de santé ou des doutes, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous ressentez des douleurs musculaires ou articulaires persistantes, veuillez en informer votre médecin. Une douleur persistante peut être le symptôme d'une maladie.
- Si vous ressentez une quelconque douleur ou gêne lors de l'utilisation de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus

de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance et avec la commande toujours réglée sur la valeur de température minimale.

- Le câble et l'unité de commande de l'appareil peuvent entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement disposés. L'utilisateur doit s'assurer que les excès d'attaches/de raccords et de cordons électriques sont disposés de manière sûre.
- L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou conseillées.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne le laissez jamais sans surveillance à proximité d'enfants de moins de 3 ans ou d'animaux domestiques.
- Les enfants de moins

de 3 ans ne peuvent EN AUCUN CAS utiliser ce produit en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.

- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants, sauf sous surveillance rapprochée.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants, sauf si les commandes sont pré-réglées par un parent ou un tuteur, ou si l'enfant a reçu des consignes adéquates sur son fonctionnement, conformément aux normes de sécurité.
- Évitez de placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement.
- Ne pas essuyer ou laver le coussin chauffant avec des solvants chimiques. Avant le nettoyage, assurez-vous que le coussin chauffant est éteint et que les piles/batteries ont été retirées.
- N'utilisez pas le coussin

chauffant lorsqu'il est mouillé ou humide

- Ne pas utiliser le coussin chauffant avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser le coussin chauffant à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne jamais placer le produit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
- Ne jamais laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en service. Toujours éteindre ou débrancher le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le produit pendant votre sommeil. Ne pas laisser à proximité d'une personne endormie.
- Ne pas glisser le câble sous la moquette ou un tapis. Ne pas recouvrir le câble avec un tapis, des patins ou autres revêtements similaires. Ne pas glisser le câble sous un meuble ou un appareil électroménager. Éloigner le câble de la zone de passage et éviter tout risque de trébuchement.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans

une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.

- Ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit électrique afin de prévenir toute surcharge.
- Toujours brancher l'appareil directement sur une prise murale. Ne pas utiliser de rallonges, car elles pourraient surchauffer et constituer un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser ce produit avec un programmateur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré par le fabricant.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne pas déplacer, ne pas transporter ni suspendre le produit par le cordon d'alimentation.
- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour du

produit, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le dispositif.

- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien tendu avant l'utilisation et veillez à éviter tout contact avec le produit.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages, ou si le câble d'alimentation ou l'un des accessoires fournis est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- N'essayez pas de réparer ou de régler les composants électriques ou mécaniques du produit. Cela pourrait s'avérer dangereux et annulerait votre garantie.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique du produit.
- Ne pas introduire d'épingles/broches ou









d'objets pointus dans le coussin chauffant.

- Contrôlez fréquemment le produit et retournez-le au fournisseur s'il a été mal utilisé ou endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les enfants doivent être surveillés et ne peuvent en aucun cas jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- L'appareil est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'essence, de peintures, de gaz inflammables, d'un four ou d'autres sources de chaleur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle l'appareil est placé afin d'éviter tout risque de chute.

SPÉCIFICATIONS

- Modèle: CH-HP03
- Tension: 220-240V~
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance: 100 W
- Dimensions: 65x90 cm
- Poids net: 0,8 kg
- Poids brut: 1 kg
- Température maximale: 65 °C

EXPLICATION DES SYMBOLES

-  Cycle délicat à 40°C maximum
-  Pas de nettoyage à sec
-  Ne pas repasser
-  Ne pas sécher en machine
-  Ne pas utiliser de javel
-  Lire le Mode d'emploi
-  Ne peut être utilisé par des enfants de 3 ans ou moins
-  Ne pas insérer de broches/épingles



L'équipement est conforme aux exigences et directives de sécurité applicables de l'UE



Ne pas utiliser plié




L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité applicables au Royaume-Uni



Équipement à double isolation de classe II


PIÈCES

1. Coussin chauffant
2. Connecteur un
3. Connecteur deux
4. Commande
5. Câble d'alimentation



COMMANDE

1. Écran LED
2. Indicateur de réglage de la température
3. Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
4. Bouton de réglage de la température



Ces images sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre produit.

Si vous constatez qu'il vous manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre service client en envoyant un e-mail à l'adresse help@cosihome.com pour une aide rapide.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Allumer l'appareil

1. Insérez le connecteur deux dans le connecteur un
2. Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant.
3. Assurez-vous que la prise de courant est allumée.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
5. Le coussin chauffant s'allumera et le numéro de l'indicateur de réglage de la température s'allumera sur l'écran LCD de la commande.
6. Le coussin chauffant s'allumera au niveau de chaleur 3.

Préchauffage

Pour un résultat optimal, préchauffez votre coussin chauffant pendant au moins 10 minutes avant utilisation.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de chaleur 6.
2. Laissez le coussin chauffant préchauffer pendant au moins 10 minutes.

Réglage de la température

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réglage de la température pour faire défiler les six réglages de température disponibles.
2. Le niveau de chaleur s'affichera sur l'écran LCD de la commande.

Arrêt automatique

Pour votre sécurité, votre coussin chauffant est équipé d'une minuterie d'arrêt automatique de 90 minutes qui commence lorsque vous l'allumez. Après 90 minutes, le coussin chauffant s'éteindra.

Si vous souhaitez continuer à utiliser votre coussin chauffant une fois la minuterie de 90 minutes écoulée, rallumez-le et utilisez-le normalement. Si plus de 10 minutes se sont écoulées, préchauffez à nouveau votre coussin chauffant.

Arrêt manuel

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes.
2. Retirez le câble d'alimentation de la prise de courant.

Codes d'erreur

Code d'erreur	Cause	Solution
P	La commande n'est pas correctement connectée.	Débranchez le coussin chauffant. Assurez-vous que la commande et/ou le connecteur est/sont correctement branchés. Rebranchez-le sur le secteur et utilisez-le normalement.
E	Le coussin a été utilisée pliée ou froissée et elle a surchauffé. Par mesure de sécurité, il s'est éteint.	Schalten Sie den Controller aus, stecken Sie das Heizkissen aus und legen Sie es vollständig ausgebreitet hin, um es abkühlen zu lassen.
C	La commande était sous le coussin chauffant, et il a surchauffé. Par mesure de sécurité, il s'est éteint.	Éteignez la commande, débranchez le coussin chauffant, étalez complètement et laissez refroidir.

LAVAGE

⚠ AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE LE DISPOSITIF, DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET LAISSER REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT TOUTE MANIPULATION, OU LE NETTOYAGE DU DISPOSITIF.

⚠ ATTENTION: TOUJOURS DÉBRANCHER LA COMMANDE ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL AVANT LAVAGE. NE LAISSEZ PAS D'EAU OU D'AUTRES

LIQUIDES ENTRER EN CONTACT AVEC LA TÉLÉCOMMANDE OU LA FICHE D'ALIMENTATION SECTEUR.

⚠ ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.

⚠ ATTENTION: LORSQU'IL EST DÉSOLIDARISÉ DE LA COMMANDE, LE COUSSIN CHAUFFANT PEUT ÊTRE LAVÉ MAIS JAMAIS NETTOYÉ À SEC.

- N'essayez pas de nettoyer l'appareil d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Ne pas exposer la commande ou le câble d'alimentation à une source d'humidité.
- Pour le lavage à la main, utiliser une lessive ou un détergent doux et de l'eau chaude. Laisser tremper pendant cinq minutes, puis laver délicatement et rincer abondamment à l'eau claire.
- Pour le lavage en machine, utiliser un programme laine à 40°C.

SÉCHAGE

⚠ ATTENTION: NE PAS BRANCHER LE DISPOSITIF CHAUFFANT SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AFIN DE LE SÉCHER. NE PAS SÉCHER L'APPAREIL AU SOLEIL OU À L'AIDE D'UN FER À REPASSER, CAR CELA ENDOMMAGERAIT LA COUCHE ISOLANTE.

- N'essorez jamais le coussin chauffant après l'avoir lavé.

- Ne pas tirer sur les parties câblées du coussin chauffant, car cela endommagerait le circuit interne.
- Séchez toujours le coussin chauffant à l'air libre.
- Assurez-vous toujours que le coussin chauffant est complètement sec et qu'il a retrouvé sa taille d'origine avant de l'utiliser.

RANGEMENT

- Avant de ranger l'appareil, laissez-le refroidir et ensuite replier.
- Ne pas froisser le coussin chauffant en plaçant des objets dessus pendant le stockage.
- Le coussin chauffant est équipé d'une commande amovible. Assurez-vous que la commande est débranchée à la fois de l'alimentation secteur et du coussin chauffant, et rangée dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Examinez l'appareil fréquemment et avant son utilisation après son rangement.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les produits électriques et électroniques (DEEE), les batteries (piles), les

accumulateurs et les emballages ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci afin d'éviter de porter préjudice à l'environnement et au bien-être humain et de contribuer à la conservation de nos ressources naturelles. La plupart des produits électriques munis d'une fiche, d'une batterie ou d'un câble peuvent être recyclés. Contactez votre municipalité/commune, le service d'élimination des déchets ménagers ou la boutique où vous avez acheté le produit pour obtenir des informations sur les programmes de collecte dans votre région.



Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole sur le produit et/ou l'emballage indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la directive 2012/19/UE qui régit les appareils électriques et électroniques usagés, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux.



La boucle Möbius

Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.



Triman Logo

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets de produits électriques (DEEE) peuvent être envoyés à One Retail Group pour recyclage et élimination lorsque vous achetez un nouveau produit auprès de One Retail Group, sur une base comparable. Pour plus d'informations sur la façon de recycler ce produit, veuillez visiter www.cosihome.com. L'utilisateur final des produits électriques et électroniques (DEEE) est responsable de la séparation des piles et des ampoules usagées avant qu'elles ne soient remises à un service d'élimination et de recyclage désigné. Les piles et batteries usagées peuvent également être jetées dans les bacs de collecte, que l'on trouve dans la plupart des supermarchés locaux et dans les centres de recyclage des déchets ménagers.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto da Cosi Home. Prima di procedere con il primo utilizzo, leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE
QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI
SICUREZZA.**

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, compresa la seguente:

⚠ AVVERTENZA: TENERE LONTANO DAL FUOCO O DA QUALSIASI MATERIALE INFIAMMABILE.

⚠ AVVERTENZA: PRIMA DI SPOSTARE, RIPARARE O PULIRE L'APPARECCHIO E PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CUSCINETTO RISCALDANTE SIA SCOLLEGATO DALLA PRESA ELETTRICA.

⚠ ATTENZIONE: L'USO PROLUNGATO DEL CUSCINETTO RISCALDANTE A TEMPERATURE ELEVATE

**PUÒ PROVOCARE
USTIONI ALLA PELLE.
NON UTILIZZARE PER
PROLUNGATI PERIODI DI
TEMPO.**

⚠ ATTENZIONE: SE NON TI SENTI BENE MENTRE USI QUESTO CUSCINETTO RISCALDATO, SPEGNILO IMMEDIATAMENTE.

- Non utilizzare su persone insensibili al calore e altre persone molto vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi o lesioni alle persone.
- Non utilizzare il cuscinetto riscaldante quando è piegato o sgualcito.
- Non coprire o intrappolare il controller sotto il cuscino, il materasso o la coperta.
- Non posizionare il controller sotto il

cuscinetto riscaldante durante l'uso. Il calore può danneggiare il controller.

- Utilizzare il cuscinetto riscaldante solo con il controller staccabile fornito.
- Non immergere il cuscinetto riscaldante in acqua.
- Non destinato ad uso medico in ospedale.
- Non utilizzare il cuscinetto riscaldante su parti del corpo gonfie, ferite o infiammate.
- In caso di problemi o condizioni mediche, consultare il proprio medico prima di utilizzare il cuscinetto riscaldante.
- Se si avverte dolore muscolare o articolare persistente, informare il medico. Il dolore persistente può essere sintomo di una malattia.
- Se si avverte dolore o fastidio durante l'utilizzo del cuscinetto riscaldante, interrompere immediatamente l'uso.
- Il cuscinetto riscaldante può essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni sotto supervisione e con il controllo

sempre impostato sul valore minimo della temperatura.

- Se non correttamente disposti, il cavo e l'unità di controllo del cuscinetto riscaldante possono dar luogo a rischi di impigliamento, strangolamento, inciampo o calpestio. L'utente deve assicurarsi che i nodi e i cavi elettrici in eccesso siano disposti in modo sicuro.
- Il cuscinetto riscaldante non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non agiscano sotto supervisione o siano state debitamente istruite.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini di età inferiore a 3 anni NON devono utilizzare il prodotto a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento
- Non lasciare i bambini soli o incustoditi nell'area

- in cui il cuscinetto riscaldante è in funzionamento.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano costantemente sorvegliati.
 - Il cuscinetto riscaldante non deve essere utilizzato da bambini piccoli, salvo che i comandi non siano stati preimpostati da un genitore o tutore, o salvo che il bambino non sia stato adeguatamente istruito su come utilizzare i comandi in piena sicurezza
 - Evitare di posizionare il cuscinetto riscaldante in aree in cui possa costituire pericolo di inciampo.
 - Non lavare il cuscinetto riscaldante con acqua né consentire all'acqua o ad altri liquidi di penetrare nell'apparecchio o di contaminare le parti elettriche.
 - Non utilizzare il cuscinetto riscaldante quando è bagnato o umido
 - Non azionare il cuscinetto riscaldante con le mani bagnate.
 - Non utilizzare il cuscinetto riscaldante in prossimità dell'acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina. Non posizionare mai il cuscinetto riscaldante in punti da cui possa cadere in una vasca da bagno o in qualsiasi altro recipiente d'acqua.
 - Non lasciare mai il cuscinetto riscaldante incustodito durante il funzionamento. Spegnerne sempre il cuscinetto riscaldante e scollegarlo dalla rete elettrica quando non viene utilizzato.
 - Non utilizzare il cuscinetto riscaldante durante il sonno o posizionarlo vicino a una persona che sta dormendo.
 - Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o coperture simili. Non instradare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano dalla zona di passaggio e dove non vi si possa inciampare.
 - Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui può costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini o simili.
 - Per evitare qualsiasi sovraccarico del cuscinetto riscaldante quando si utilizza il riscaldatore, non azionare un altro apparecchio ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
 - Collegare sempre il cuscinetto riscaldante direttamente a una presa a muro. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe poiché potrebbero surriscaldarsi e provocare rischio di incendio.
 - Non utilizzare il cuscinetto riscaldante con un programmatore esterno, un timer o qualsiasi altro dispositivo che accenda automaticamente il cuscinetto riscaldante, a meno che questo non sia già stato incorporato nell'apparecchio dal fabbricante.
 - Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trasportare o appendere mai il cuscinetto riscaldante tramite il cavo di alimentazione.
 - Non attorcigliare o avvolgere il cavo di alimentazione e la spina intorno al cuscinetto riscaldante, ciò potrebbe indebolire o lacerare l'isolamento, specie nel punto di ingresso al dispositivo.
 - Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e sistemarlo in modo che non sia in contatto con nessuna parte del cuscinetto riscaldante.
 - Non mettere in funzione il cuscinetto riscaldante se sono presenti segni di danneggiamento sull'apparecchio, sul cavo di alimentazione o su uno qualsiasi degli accessori. Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione presenta danni, dovrà essere sostituito a cura del fabbricante, dal suo operatore tecnico di servizio o da una persona qualificata.
 - Non tentare di riparare o regolare alcun elemento elettrico o meccanico del cuscinetto riscaldante. Ciò potrebbe non essere sicuro e invalidare la garanzia.

- Assicurarsi che l'alimentazione di rete (inclusi voltaggio, frequenza e potenza) sia conforme a quanto riportato sull'etichetta identificativa del cuscinetto riscaldante.
- Tenere lontano e non inserire spilli o oggetti appuntiti nel cuscinetto riscaldante.
- Esaminare frequentemente il cuscinetto riscaldante e restituirlo al fornitore se è stato utilizzato in modo improprio o presenta segni di danneggiamento.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando non è in uso.
- I bambini devono essere sorvegliati per impedire loro di giocare con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico in interni e applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a benzina, vernici, gas

infiammabili, forni o altre fonti di calore.


- Per evitare che venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posizionato l'apparecchio.


SPECIFICA


- Modello: CH-HP03G
- Voltaggio: 220-240V
- Frequenza: 50 Hz
- Energia: 100 W
- Dimensioni del prodotto: 65x90 cm
- Peso netto: 0.8 kg
- Peso lordo: 1 kg
- Temperatura massima: 65 °C

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI:

-  Ciclo delicato ad un massimo di 40°C
-  Non lavare a secco
-  Non stirare
-  Non asciugare in asciugatrice
-  Non mettere in candeggina
-  Leggere il Manuale di istruzioni
-  Non deve essere utilizzato da bambini di età pari o inferiore a 3 anni
-  Non inserire spilli

 L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle direttive di sicurezza UE applicabili


 Non utilizzare piegato

 L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza vigenti nel Regno Unito

 Apparecchiatura a doppio isolamento di classe II


PARTI

1. Cuscinetto riscaldante
2. Connettore uno
3. Connettore due
4. Controller
5. Cavo di alimentazione



CONTROLLER

1. Display LCD
2. Indicatore di impostazione della temperatura
3. Pulsante ON/OFF
4. Pulsante di impostazione della temperatura



Queste immagini servono solo come riferimento, vedere il prodotto.

Se ti accorgi che mancano delle parti dal tuo ordine, contatta il nostro team di assistenza clienti inviando un'e-mail a help@cosihome.com per un aiuto rapido e cordiale.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Accensione

1. Inserire il connettore due nel connettore uno
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente.
3. Assicurarsi che la presa di corrente sia accesa.
4. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per tre secondi.
5. Il cuscinetto riscaldante si accenderà e il numero dell'indicatore di impostazione della temperatura si illuminerà sul display LCD del controller.
6. Il cuscinetto riscaldante si accenderà al livello di calore 3.

Preriscaldamento

Per ottenere i migliori risultati, preriscaldare il cuscinetto riscaldante per almeno 10 minuti prima dell'uso.

1. Premere ripetutamente l'impostazione del pulsante della temperatura fino al raggiungimento del livello di calore 6.
2. Lasciare preriscaldare il cuscinetto riscaldante per almeno 10 minuti.

Impostazione della temperatura

1. Premere ripetutamente il pulsante di impostazione della temperatura per scorrere le sei impostazioni disponibili.
2. Il livello di calore verrà visualizzato sul display LCD del controller.

Spegnimento automatico

Per la tua sicurezza, il cuscinetto riscaldante è dotato di un timer di spegnimento automatico di 90 minuti che si avvia quando si accende il cuscinetto riscaldante. Dopo 90 minuti, il cuscinetto riscaldante si spegnerà.

Se si desidera continuare a utilizzare il cuscinetto riscaldante dopo che sono trascorsi i 90 minuti, riaccenderlo e utilizzarlo normalmente. Se sono trascorsi più di 10 minuti, preriscaldare nuovamente il cuscinetto riscaldante.

Spegnimento manuale

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per tre secondi.
2. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Codici di errore

Codici di errore	Causa	Soluzione
P	Il controller non è collegato correttamente.	Scollegare il cuscinetto riscaldante. Verificare che il controller e/o il connettore siano collegati correttamente. Ricollegarlo all'alimentazione e utilizzarlo normalmente.
E	Il cuscinetto riscaldante è stato usato piegato o sgualcito e si è surriscaldato. Come misura di sicurezza, si è spento.	Spegnere il controller, scollegare il cuscinetto riscaldante, stenderlo completamente in piano e lasciarlo raffreddare.
C	Il controller è stato posizionato sotto il cuscinetto e si è surriscaldato. Come misura di sicurezza, si è spento.	Spegnere il controller, scollegare il cuscinetto riscaldante, stenderlo completamente in piano e lasciarlo raffreddare.

LAVAGGIO

⚠ AVVERTENZA: PRIMA DI PROCEDERE CON LA PULIZIA O QUALSIASI ALTRA MANIPOLAZIONE, SPEGNERE SEMPRE IL CUSCINETTO RISCALDANTE, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E LASCIARLO RAFFREDDARE COMPLETAMENTE.

⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE CON IL LAVAGGIO, SCOLLEGARE IL CONTROLLER E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DAL CUSCINETTO

RISCALDANTE. EVITARE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI ENTRINO IN CONTATTO CON IL TELECOMANDO O LA SPINA DI ALIMENTAZIONE.

⚠ ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI O SOLVENTI, IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE IL CUSCINETTO RISCALDANTE.

⚠ ATTENZIONE: SE SEPARATO DAL CONTROLLER, IL CUSCINETTO

RISCALDANTE PUÒ ESSERE LAVATO, MA MAI A SECCO.

- Non tentare di pulire il cuscinetto riscaldante in modo diverso da quello specificato dal fabbricante.
- Non esporre il controller o il cavo di alimentazione all'umidità.
- Quando si lava a mano, utilizzare un detersivo delicato o un detergente e acqua tiepida. Immergere per cinque minuti, lavare delicatamente e risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Per il lavaggio in lavatrice, lavare come lana a 40°C.

ASCIUGATURA

⚠ ATTENZIONE: NON COLLEGARE IL CUSCINETTO RISCALDANTE ALL'ALIMENTAZIONE PER ASCIUGARLO. NON ASCIUGARE IL CUSCINETTO RISCALDANTE AL SOLE O UTILIZZARE IL FERRO DA STIRO PER

ASCIUGARLO IN QUANTO CIÒ DANNEGEREBBE LO STRATO ISOLANTE DELL'APPARECCHIO.

- Non strizzare mai il cuscinetto riscaldante dopo che è stato lavato.
- Non picchiare sulle aree cablate della cuscinetto riscaldante, in quanto ciò potrebbe danneggiare il circuito interno.
- Asciugare sempre all'aria il cuscinetto riscaldante.
- Prima dell'uso, assicurarsi sempre che il cuscinetto riscaldante sia asciutto al 100% e sia tornato alla sua dimensione originale.

CONSERVAZIONE

- Quando si ripone il cuscinetto riscaldante, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.
- Non piegare il cuscinetto riscaldante appoggiandovi sopra oggetti durante la conservazione.
- Il cuscinetto riscaldante è dotato di un controller staccabile. Assicurarsi che il controller sia scollegato dall'alimentazione di rete e dal cuscinetto riscaldante e lasciato in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Per conservare il prodotto, si consiglia di utilizzare la scatola di dimensioni originali o un contenitore simile.

- Riporre il cuscinetto riscaldante in un luogo sicuro, pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.
- Esaminare frequentemente il cuscinetto riscaldante, prima dell'uso e dopo la conservazione.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

I rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE), batterie, accumulatori e imballaggi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici. Ciò serve allo scopo di prevenire possibili danni all'ambiente e al benessere umano e per aiutare a conservare le nostre risorse naturali. La maggior parte dei prodotti elettrici con spina, batteria o cavo può essere riciclata. Per informazioni sui programmi di raccolta nella tua zona, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Questo simbolo sul prodotto e/o sulla confezione indica che i rifiuti elettrici (RAEE), ai sensi della Direttiva 2012/19/UE che disciplina gli apparecchi elettrici ed elettronici usati, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.



Il ciclo di Mobius

Ce symbole indique que le produit ou l'emballage est recyclable.

Programma di ritiro

I rifiuti di prodotti elettrici (RAEE) possono essere inviati a One Retail Group per

il riciclaggio e lo smaltimento quando si acquista un nuovo prodotto da One Retail Group, a parità di condizioni. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo prodotto, visitare www.cosihome.com. L'utente finale di prodotti elettrici ed elettronici (RAEE) è responsabile della separazione delle vecchie batterie e delle lampadine prima che vengano consegnate a un servizio di smaltimento e riciclaggio designato. Le batterie esauste possono anche essere smaltite negli appositi bidoni di raccolta, che si trovano nella maggior parte dei supermercati locali e nei centri di riciclaggio dei rifiuti domestici.

Gracias por adquirir un producto Pro Breeze. Lea todo el manual detenidamente antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

- ⚠ **ADVERTENCIA: MANTENER ALEJADO DEL FUEGO O MATERIALES INFLAMABLES.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES A LAS PERSONAS, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL CALENTADOR ESTÉ DESENCHUFADO DEL ENCHUFE ANTES DE REUBICARLO, REPARARLO O LIMPIARLO.**
- ⚠ **PRECAUCIÓN: EL USO PROLONGADO DEL APARATO A UNA TEMPERATURA ALTA PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO LO UTILICE DURANTE PERÍODOS**

PROLONGADOS.

⚠ PRECAUCIÓN: SI NO SE SIENTE BIEN MIENTRAS USA ESTA ALMOHADILLA TÉRMICA, APÁGUELA INMEDIATAMENTE.

- No lo deben utilizar personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables.
- Utilice este producto únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios o lesiones a personas.
- No utilice la almohadilla térmica cuando esté doblada o arrugada.
- No cubra ni atrape el controlador debajo de una almohada, un colchón o una manta.
- No coloque el controlador debajo de la almohadilla eléctrica mientras esté en uso. El calor puede dañar el controlador.

- Utilice la almohadilla térmica únicamente con el controlador extraíble suministrado.
- No sumerja la almohadilla térmica en agua.
- No diseñado para uso médico en hospitales.
- No use la almohadilla térmica en ninguna parte del cuerpo que esté hinchada, lesionada o inflamada.
- Si tiene alguna afección médica o dudas, consulte a su médico antes de usar la almohadilla térmica.
- Si experimenta dolor muscular o articular persistente, informe a su médico. El dolor persistente puede ser un síntoma de una enfermedad.
- Si siente algún dolor o molestia mientras usa la almohadilla térmica, deje de usarla inmediatamente.
- La almohadilla térmica puede ser utilizada por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y con el control siempre ajustado al valor mínimo de temperatura.
- El cable y la unidad de control de la almohadilla térmica pueden dar lugar a riesgos de enredos, estrangulamiento, tropiezos o pisadas accidentales si no se colocan correctamente. El usuario deberá asegurarse de que el exceso de ataduras y cables eléctricos se disponga de forma segura.
- La almohadilla térmica no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- Los niños menores de 3 años y las mascotas deberán mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Los niños menores de 3 años NO deben usar este producto debido a su incapacidad para reaccionar ante el sobrecalentamiento.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se usa la almohadilla térmica.

- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que estén supervisados continuamente.
- La almohadilla térmica no debe ser utilizado por niños pequeños, a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre o tutor, o a menos que el niño haya sido instruido adecuadamente sobre cómo manejar los controles de manera segura.
- Evite colocar la almohadilla térmica en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo.
- No limpie ni lave la almohadilla térmica con solventes químicos. Antes de limpiar, asegúrese de que la almohadilla térmica esté apagada y que se hayan quitado las baterías.
- No utilice la almohadilla térmica cuando esté mojada o húmeda.
- No utilice la almohadilla térmica con las manos mojadas.
- No utilice esta almohadilla térmica cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina. Nunca coloque la almohadilla térmica donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- Nunca deje la almohadilla térmica desatendido mientras está en uso. Siempre apague la almohadilla térmica y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- No utilice la almohadilla térmica mientras duerma ni lo coloque cerca de una persona que esté durmiendo.
- No pase el cable debajo de una alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o revestimientos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se pueda tropezar.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Para evitar una sobrecarga del circuito cuando utilice esta almohadilla térmica, no haga funcionar otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Enchufa siempre la almohadilla térmica directamente a una toma de corriente. Evite el uso de cables de extensión siempre que sea posible, ya que pueden sobrecalentarse y provocar un riesgo de incendio.
- No utilice esta almohadilla térmica con un programador externo, un temporizador o cualquier otro dispositivo que pueda encender la almohadilla térmica automáticamente, a menos que el fabricante lo haya incorporado previamente la almohadilla térmica.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte o cuelgue la almohadilla térmica del cable de alimentación.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación y el enchufe alrededor de la almohadilla térmica, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite o se parta, especialmente donde entra al aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de manera que no esté en contacto con ninguna pieza de la almohadilla térmica.
- No maneje la almohadilla térmica si hay signos de daño en la almohadilla térmica, en el cable de alimentación o en cualquiera de los accesorios suministrados. Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- No intente reparar ni ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico de la almohadilla térmica. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico (incluido el voltaje, la frecuencia y la

alimentación) cumpla con la etiqueta de clasificación de la almohadilla térmica.


- Manténgase alejado y no inserte alfileres u objetos afilados en la almohadilla térmica.
- Examine la almohadilla térmica con frecuencia y devuélvala al proveedor si se ha utilizado incorrectamente o se ha dañado.
- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- No utilice el aparato cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que se coloca el aparato para evitar que el aparato se caiga.


ESPECIFICACIONES


- Modelo: CH-HP03G
- Tensión: 220-240V
- Frecuencia: 50 Hz
- Potencia: 100 W
- Dimensiones del producto: 65x90 cm
- Peso neto: 0,8 kg
- Peso bruto: 1 kg
- TEMPERATURA MÁXIMA 65 °C

SÍMBOLOS EXPLICADOS:

-  Ciclo suave a un máximo de 40°C
-  No lavar en seco
-  No planchar
-  No secar en secadora
-  No usar lejía
-  Leer el manual de instrucciones
-  No debe ser utilizado por niños menores de 3 años
-  No inserte pasadores

 El equipo cumple con los requisitos y directivas de seguridad de la UE aplicables


 No lo utilice doblado

 El equipo cumple con los requisitos y regulaciones de seguridad aplicables del Reino Unido

 Equipo de doble aislamiento clase II


PIEZAS

1. Almohadilla térmica
2. Conector uno
3. Conector dos
4. Controlador
5. Cable de energía



CONTROLADOR

1. Pantalla LED:
2. Indicador de ajuste de temperatura
3. Botón de encendido/apagado:
4. Botón de ajuste de temperatura



Estas imágenes son solo de referencia, consulte su producto.

Si descubre que falta alguna pieza de su pedido, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a help@cosihome.com para obtener ayuda rápidamente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Encendiendo

1. Inserte el conector dos en el conector uno
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
3. Asegúrese de que la toma de corriente esté encendida.
4. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante tres segundos.
5. La almohadilla térmica se encenderá y el número indicador de ajuste de temperatura se iluminará en la pantalla LCD del controlador.
6. La almohadilla térmica se encenderá en el nivel de calor 3.

Pre calentamiento

Para obtener los mejores resultados, precaliente su almohadilla térmica durante al menos 10 minutos antes de usarla.

1. Presione repetidamente el ajuste del botón de temperatura hasta que alcance el nivel de calor.
2. Deje que la almohadilla térmica se precaliente durante al menos 10 minutos.

Configuración de la temperatura

1. Presione el botón de ajuste de temperatura repetidamente para recorrer los seis ajustes de temperatura disponibles.
2. El nivel de calor se mostrará en la pantalla LCD del controlador.

Apagado automático

Para su seguridad, su almohadilla térmica está equipada con un temporizador de apagado automático de 90 minutos que comienza cuando enciende la almohadilla térmica. Después de 90 minutos, la almohadilla térmica se apagará.

Si desea continuar usando su almohadilla térmica después de que haya transcurrido el temporizador de 90 minutos, vuelva a encenderla y utilícela normalmente. Si han transcurrido más de 10 minutos, vuelva a precalentar la almohadilla térmica.

Apagado manual

1. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante tres segundos.
2. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

Códigos de error

Códigos de error	Causa	Solución
P	El controlador no está conectado correctamente.	Desenchufe la almohadilla térmica. Asegúrese de que el controlador o el conector estén conectados correctamente. Vuelva a enchufarlo a la corriente y utilícelo normalmente.
E	La almohadilla térmica se ha utilizado doblada o arrugada y se ha sobrecalentado. Como medida de seguridad, se ha apagado.	Apague el controlador, desenchufe la almohadilla térmica, déjela completamente plana y déjela enfriar.
C	El controlador se ha colocado debajo de la almohadilla térmica y se ha sobrecalentado. Como medida de seguridad, se ha apagado.	Apague el controlador, desenchufe la almohadilla térmica, déjela completamente plana y déjela enfriar.

LAVADO

⚠️ ADVERTENCIA: SIEMPRE APAGUE LA ALMOHADILLA TÉRMICA, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y DEJE QUE SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE MANIPULARLA O LIMPIARLA.

⚠️ PRECAUCIÓN: DESCONECTE EL CONTROLADOR Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA ALMOHADILLA TÉRMICA. NO PERMITA QUE EL AGUA U OTROS

LÍQUIDOS ENTREN EN CONTACTO CON EL MANDO A DISTANCIA O EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN.

⚠️ PRECAUCIÓN: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL ARTÍCULO.

⚠️ PRECAUCIÓN: CUANDO SE SEPARA DEL CONTROLADOR, LA ALMOHADILLA TÉRMICA SE PUEDE LAVAR, PERO NUNCA

SE PUEDE LIMPIAR EN SECO.

- No intente limpiar la almohadilla térmica de otra manera que no sea la detallada por el fabricante.
- No exponga el controlador o el cable de alimentación a la humedad.
- Cuando se lave las manos, use un detergente en polvo o detergente suave y agua tibia. Remojar durante cinco minutos y lavar suavemente y enjuagar bien con agua limpia.
- Para lavar a máquina, lavar como lana a 40°C.

SECADO

⚠ PRECAUCIÓN: NO CONECTE LA ALMOHADILLA TÉRMICA A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA SECARLA. NO SEQUE LA ALMOHADILLA TÉRMICA AL SOL NI USE UNA PLANCHA PARA SECARLA, YA QUE ESTO DAÑARÁ LA CAPA AISLANTE DEL APARATO.

- Nunca escurra la almohadilla térmica después de haberla lavado.
- No coloque clavijas en las zonas cableadas de la almohadilla térmica, ya que esto dañará el circuito interno.
- Siempre seque al aire la almohadilla térmica.
- Asegúrese siempre de que la almohadilla térmica esté 100% seca y haya vuelto a su tamaño original antes de usarla.

ALMACENAMIENTO

- Cuando guarde el aparato, déjelo enfriar antes de doblarlo.
- No doble la almohadilla térmica colocando artículos encima durante el almacenamiento.
- La almohadilla térmica está equipada con un controlador desmontable. Asegúrese de que el controlador esté desconectado tanto de la red eléctrica como de la almohadilla térmica y déjelo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar.
- Almacene el aparato en un lugar seguro, limpio y seco, fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Examine el aparato con frecuencia y antes de usarlo después del almacenamiento.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), las baterías, los acumuladores y el embalaje no deben desecharse con la basura doméstica normal. Esto es para evitar posibles daños al medio ambiente y al bienestar humano y para ayudar a conservar nuestros recursos naturales. La mayoría de los productos eléctricos con enchufe, batería o cable se pueden reciclar. Póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto para obtener información sobre los sistemas de recogida de su zona.



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que los Residuos de Aparatos Eléctricos (RAEE), según la Directiva 2012/19/UE que regula los aparatos eléctricos y electrónicos usados, no deben eliminarse con la basura doméstica general.



La banda de Möbius

Este símbolo indica que el producto o el embalaje pueden reciclarse.

El programa Take-Back

Los productos eléctricos de desecho (RAEE) se pueden enviar a One Retail Group para su reciclaje y eliminación cuando compra un producto nuevo de One Retail Group, en condiciones similares. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite www.cosihome.com. El usuario final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es responsable de separar las pilas y las

bombillas antiguas antes de entregarlas a un servicio de eliminación y reciclaje designado. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores de recogida, que pueden encontrarse en la mayoría de los supermercados locales y en los centros de reciclaje de residuos domésticos.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Cosi Home. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

- ⚠ WAARSCHUWING: UIT DE BUURT HOUDEN VAN VUUR OF BRANDBARE MATERIALEN.**
- ⚠ WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN, MOET DE STEKKER VAN HET VERWARMDE KUSSEN ALTIJD UIT HET STOPCONTACT WORDEN GEHAALD VOORDAT JE HEM VERPLAATST, SCHOONMAAKT OF ANDER ONDERHOUD UITVOERT.**
- ⚠ PAS OP: LANGDURIG GEBRUIK VAN HET VERWARMDE KUSSEN BIJ EEN HOGE TEMPERATUUR**

KAN BRANDWONDEN OP DE HUID VEROORZAKEN. NIET VOOR LANGDURIGE AANGESLOTEN PERIODEN GEBRUIKEN.

- ⚠ PAS OP: ALS U ZICH ONWEL VOELT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DIT VERWARMDE KUSSEN, SCHAKEL HET VERWARMDE KUSSEN DAN ONMIDDELIJK UIT.**
 - Niet te gebruiken door personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen.
 - Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot persoonlijk letsel.
 - Gebruik het verwarmde kussen niet in gevouwen of gekreukte toestand.
 - Bedek het bedieningselement niet en zorg dat deze niet bekneld raakt onder een

kussen, matras of deken.

- Plaats het bedieningselement niet onder het verwarmde kussen terwijl het in gebruik is. Hitte kan het bedieningselement beschadigen.
- Gebruik het verwarmde kussen alleen met het meegeleverde verwijderbare bedieningselement
- Dompel het verwarmde kussen niet onder in water.
- Niet bedoeld voor medisch gebruik in het ziekenhuis.
- Gebruik dit verwarmde kussen niet op gezwollen, gewonde of ontstoken lichaamsdelen.
- Raadpleeg een arts voordat je dit verwarmde kussen gebruikt als je medische aandoeningen of problemen hebt.
- Als je aanhoudende spier- of gewrichtspijn ervaart, neem dan contact op met je arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ziekte.
- Als je pijn of ongemak ervaart tijdens het gebruik van het verwarmde kussen, stop het gebruik dan onmiddellijk.
- Onder toezicht, en met de regelaar altijd ingesteld op de minimum-temperatuurwaarde, kan het verwarmde kussen worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar.
- De kabel en de bedieningseenheid van het verwarmde kussen brengen een risico op verstrikking, verwurging of struikelen met zich mee. Ook bestaat er een risico als op deze wordt gestaan, wanneer ze niet correct worden geplaatst. De gebruiker moet ervoor zorgen dat overtollige kabellengte en elektrische snoeren veilig worden geordend.
- Het verwarmde kussen mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar en huisdieren uit de buurt, tenzij er continu toezicht is.

- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit product NIET gebruiken omdat ze niet adequaat kunnen reageren op oververhitting
- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar het verwarmde kussen wordt gebruikt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Het verwarmde kussen mag niet worden gebruikt door jonge kinderen, tenzij het bedieningselement vooraf is ingesteld door een ouder of voogd, of tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilig bedienen van het bedieningselement
- Leg het verwarmde kussen niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het verwarmde kussen af te vegen of te wassen. Zorg vóór het reinigen dat het verwarmde kussen is uitgeschakeld en dat de batterijen zijn verwijderd.
- Gebruik het verwarmde kussen niet als het nat of vochtig is
- Bedien het verwarmde kussen niet met natte handen.
- Gebruik dit verwarmde kussen niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats het verwarmde kussen nooit zo dat het in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Laat het verwarmde kussen tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel het verwarmde kussen altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.
- Gebruik het verwarmde kussen niet terwijl je slaapt en plaats het niet naast een slapende persoon.
- Leg het snoer niet onder vloerbedekking. Bedek het snoer niet met vloerkleden, lopers of soortgelijke bekledingen. Leid het snoer niet onder meubels of apparaten door. Leg het snoer buiten het verkeersgebied en waar er niet over kan worden gestruikeld.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je dit verwarmde kussen gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit het verwarmde kussen altijd rechtstreeks aan op een stopcontact. Vermijd, waar mogelijk, het gebruik van verlengsnoeren, aangezien deze kunnen oververhitten, waardoor brandgevaar kan ontstaan.
- Gebruik dit verwarmde kussen niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat het verwarmde kussen automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het verwarmde kussen betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang het verwarmde kussen nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om het verwarmde kussen, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel het verwarmde kussen binnenkomt.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van het verwarmde kussen.
- Gebruik het verwarmde kussen niet als er tekenen zijn van schade aan het verwarmde kussen, de stroomkabel of een van de meegeleverde accessoires. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in het verwarmde kussen te

repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.

- Zorg dat de stroomtoevoer (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van het verwarmde kussen.
- Houd pinnen of scherpe voorwerpen uit de buurt en prik hiermee niet in het verwarmde kussen
- Controleer het verwarmde kussen regelmatig en stuur het terug naar de leverancier als het verkeerd is gebruikt of beschadigd is.
- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om niet met het apparaat te Houd het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.


- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst, om te voorkomen dat het apparaat naar beneden wordt getrokken.

SPECIFICATIE

- Model: CH-HP03G
- Voltage: 220-240V~
- Frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 100 W
- Productafmetingen: 65 x 90 cm
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Brutowicht: 1 kg
- Maximumtemperatuur: 65 °C

UITLEG VAN SYMBOLEN

-  Zachte cyclus bij maximaal 40 °C
-  Niet stomen
-  Niet strijken
-  Niet in de droger
-  Niet bleken
-  Lees de instructiehandleiding
-  Niet voor gebruik door kinderen van 3 jaar of jonger
-  Prik er geen pinnen in

 Materiaal voldoet aan de geldende veiligheidseisen en richtlijnen van de EU


 Niet in gevouwen toestand gebruiken

 Materiaal voldoet aan de geldende Britse veiligheidseisen en -voorschriften

 Klasse II dubbel geïsoleerd materiaal


ONDERDELEN

1. Verwarmd kussen
2. Connector één
3. Connector twee
4. Regelaar
5. Stroomkabel



REGELAAR

1. Lcd-scherm
2. Indicator temperatuurinstelling
3. AAN-/UIT-knop
4. Knop temperatuurinstelling



Deze afbeeldingen dienen slechts ter illustratie, raadpleeg je specifieke product.

Als je merkt dat er onderdelen van je bestelling ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar help@cosihome.com, voor snelle en vriendelijke ondersteuning.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Aanzetten

1. Steek connector twee in connector één
2. Steek de stroomkabel in een stopcontact.
3. Zorg dat het stopcontact is ingeschakeld.
4. Houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt.
5. Het verwarmde kussen wordt ingeschakeld en het nummer van de indicator voor temperatuurinstelling licht op op het lcd-scherm van de controller.
6. Het verwarmde kussen wordt ingeschakeld op warmteniveau 3.

Voorverwarmen

Voor het beste resultaat, verwarm vóór gebruik het verwarmde kussen minstens 10 minuten voor.

1. Druk herhaaldelijk op de knop voor temperatuurinstelling totdat warmteniveau 6 is bereikt.
2. Laat het verwarmde kussen minimaal 10 minuten voorverwarmen.

De temperatuur instellen

1. Druk herhaaldelijk op de knop voor temperatuurinstelling om door de zes beschikbare temperatuurinstellingen te bladeren.
2. Het warmteniveau wordt weergegeven op het lcd-scherm van de regelaar.

Automatisch uitschakelen

Voor je eigen veiligheid is het verwarmde kussen uitgerust met een automatische uitschakeltimer van 90 minuten die begint wanneer het verwarmde kussen wordt ingeschakeld. Na 90 minuten wordt het verwarmde kussen uitgeschakeld.

Als je het verwarmde kussen wilt blijven gebruiken nadat de timer van 90 minuten is verstreken, zet hem dan opnieuw aan en gebruik hem zoals je gewend bent. Als er meer dan 10 minuten zijn verstreken, verwarm dan het verwarmde kussen opnieuw voor.

Handmatig uitschakelen

1. Houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt.
2. Verwijder de stroomkabel uit het stopcontact.

Foutcodes

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
P	De regelaar is niet goed aangesloten.	Koppel het verwarmde kussen los. Zorg dat het bedieningselement en/of de connector correct zijn aangesloten. Steek hem weer in het stopcontact en gebruik hem zoals normaal.
E	Het verwarmde kussen is in opgevouwen of verfrommelde staat gebruikt en is oververhit geraakt. Als veiligheidsmaatregel is het uitgeschakeld.	Schakel de regelaar UIT, haal de stekker uit het stopcontact, leg hem volledig vlak neer en laat hem afkoelen.
C	De regelaar is onder het verwarmde kussen geplaatst en is oververhit geraakt. Als veiligheidsmaatregel is het uitgeschakeld.	Schakel de regelaar UIT, haal de stekker uit het stopcontact, leg hem volledig vlak neer en laat hem afkoelen.

WASSEN

⚠ WAARSCHUWING: SCHAKEL HET VERWARMDE KUSSEN ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LAAT HET VERWARMDE KUSSEN VOLLEDIG AFKOELEN VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.

⚠ PAS OP: KOPPEL DE REGELAAR EN VOEDINGSKABEL ALTIJD LOS VAN HET

VERWARMDE KUSSEN VOOR HET WASSEN. ZORG DAT ER GEEN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN IN CONTACT KOMEN MET DE AFSTANDBEDIENING OF DE STROOMSTEKKER.

⚠ PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET VERWARMDE KUSSEN BESCHADIGEN.

⚠ PAS OP: WANNEER HET VERWARMDE KUSSEN

VAN DE REGELAAR IS GESCHEIDEN, KAN HET VERWARMDE KUSSEN WORDEN GEWASSEN, MAAR NOOIT CHEMISCH WORDEN GEREINIGD.

- Probeer het verwarmde kussen niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Stel het bedieningselement en de stroomkabel niet bloot aan vocht.
- Gebruik voor handwas een mild waspoeder of wasmiddel en warm water. Vijf minuten laten weken en dan voorzichtig wassen en goed naspoelen met schoon water.
- Voor machinewas, wassen als wol op 40°C.

DROGEN

⚠ PAS OP: SLUIT HET VERWARMDE KUSSEN NIET AAN OP HET STROOMNET OM HEM TE DROGEN. DROOG HET VERWARMDE KUSSEN NIET IN DE ZON EN GEBRUIK GEEN STRIJKIJZER OM HET TE DROGEN, DIT KAN DE ISOLATIELAAG VAN HET

VERWARMDE KUSSEN BESCHADIGEN.

- Wring het verwarmde kussen nooit uit nadat het is gewassen.
- Geen wasknijpers plaatsen op de delen van het verwarmde kussen waar zich elektrische draden bevinden, dit kan het interne circuit beschadigen.
- Droog het verwarmde kussen altijd aan de lucht.
- Zorg vóór gebruik altijd dat het verwarmde kussen 100% droog is en zijn oorspronkelijke grootte heeft bereikt.

OPSLAG

- Als het verwarmde kussen wordt opgeborgen, zorg dan dat het is afgekoeld voordat het wordt opgevouwen.
- Voorkom kreukels in het verwarmde kussentje als gevolg van voorwerpen die erop worden geplaatst tijdens opslag.
- Het verwarmde kussen is uitgerust met een afneembare regelaar. Zorg dat de regelaar is losgekoppeld van zowel de netstroom als het verwarmde kussen en op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen, wordt bewaard.
- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken.

- Bewaar het verwarmde kussen op een veilige, schone en droge plek, buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Controleer het verwarmde kussen regelmatig, inclusief voor gebruik na opslag.

RECYCLING & VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet worden weggegooid met het restafval. Dit om mogelijke schade aan het milieu en het menselijk welzijn te voorkomen en voor het behoud van onze natuurlijke bronnen te helpen behouden. De meeste elektrische producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product werd gekocht, voor informatie over de regionale inzamelprogramma's.



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit symbool op het product en/of de verpakking geeft aan dat, overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, die van toepassing is op gebruikte elektrische en elektronische apparaten, afgedankte elektrische apparatuur (AEEA) niet mogen worden weggegooid met het algemene huishoudelijke afval.



De Mobius-loop

Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking kan worden gerecycled.

Terugnameregeling

Voor elk nieuw product dat u van One Retail Group koopt, kunt u één gelijkwaardig afgedankt elektrisch apparaat (AEEA) naar One Retail Group terugsturen voor recycling en verwijdering. Ga voor meer informatie over het recyclen van dit product naar www.cosihome.com. De eindgebruiker van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is verantwoordelijk voor het scheiden van oude batterijen en gloeilampen voordat ze worden ingeleverd bij een aangewezen dienst voor afvalverwerking en recycling. Afgedankte batterijen kunnen ook worden weggegooid in verzamelbakken, die te vinden zijn in de meeste plaatselijke supermarkten en recyclingcentra voor huishoudelijk afval.

cosihome®

One Retail Group, Ryland House,
24a Ryland Road, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: Brandrep Limited,
The Black Church, St Mary's Pl N, Dublin, D07 P4AX, Ireland

www.cosihome.com

© Copyright 2023