



tria[®]

AGE-DEFYING LASER

Instructions for Use

EN

WELCOME

WELCOME TO LASER SKIN REJUVENATION WITH TRIA BEAUTY. ENJOY PROFESSIONAL ANTI-AGEING RESULTS AT HOME.

With the Tria Age-Defying Laser you can treat multiple signs of ageing, restoring your skin's natural radiance. Your new device is a true revolution in personal skincare because it gives you professional anti-ageing laser treatment results through short, simple, daily treatments in the comfort of your own home. The laser light stimulates your body's own natural renewal process, regenerating cells and producing new collagen.

The result is more youthful-looking skin with fewer fine lines and wrinkles, a more even colour, and a smoother texture. Proven over a decade of clinical use and favoured by dermatologists, laser skin rejuvenation treats multiple signs of ageing safely and with better results than traditional anti-ageing creams and lotions. You'll have visible results in as few as two weeks.

Before you use your Tria Age-Defying Laser, please read these *Instructions for Use* and watch the *How to Use* video available on our website, for important safety information and to ensure best results. You can also find the *Quick Start Guide* on our website (see back cover).

TABLE OF CONTENTS


| | |
|--|----|
| GETTING TO KNOW YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER | 2 |
| BEFORE USING YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER FOR THE FIRST TIME | 4 |
| HOW TO USE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER | 4 |
| WHAT TO EXPECT | 7 |
| HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS | 8 |
| HOW OFTEN TO USE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER | 8 |
| TAKING CARE OF YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER | 9 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | 10 |
| TROUBLESHOOTING | 11 |
| IMPORTANT SAFETY INFORMATION | 14 |

GETTING TO KNOW YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER


WHAT'S INCLUDED:

- TRIA AGE-DEFYING LASER
- CHARGING CRADLE
- POWER SUPPLY AND CORD
- INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT FEATURES:




TRIA AGE-DEFYING LASER



BEFORE USING YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER FOR THE FIRST TIME

CHARGE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER

- Insert the cord into the power supply and the charging cradle. Then plug the power supply into an outlet.
- Place your Tria Age-Defying Laser into the charging cradle.
- When your Tria Age-Defying Laser is charging, the battery indicator will flash. When fully charged (about 2½ hours), the battery indicator will turn off.
- For your convenience, your Tria Age-Defying Laser may be stored in its charging cradle between treatments. This ensures that it is always fully charged and ready for treatment.



WATCH THE HOW TO USE VIDEO

Visit our website for helpful information and techniques for using your Tria Age-Defying Laser. (see back cover).

HOW TO USE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER

THE TRIA AGE-DEFYING LASER IS INDICATED FOR THE TREATMENT OF WRINKLES, SKIN DISCOLOURATION AND ROUGH SKIN.



THE INSTRUCTIONS BELOW DESCRIBE HOW TO USE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER CORRECTLY.

1. PREPARE YOUR SKIN

- Wash and dry your face.
- For best results, use the Tria Priming Cleanser, which is specially formulated to remove makeup, sunscreen, and other products that can block the laser light and make it less effective.

2. SELECT YOUR TREATMENT LEVEL

- Remove your Tria Age-Defying Laser from its charging cradle and press the power button to turn it on.
- Use the power button to select your desired treatment level (Low, Medium or High). For convenience, your Tria Age-Defying Laser remembers the treatment level you last used.




3. TREAT YOUR SKIN

- When treating, divide your face into 4 zones as shown in the picture below to ensure even treatment over the entire face. Treat zone 1 until the device beeps, then move on to zones 2, 3, and 4.


⚠ WARNING: Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

⚠ WARNING: Do not treat each zone more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.


- To treat each zone, place the entire laser tip flat against your skin, and glide it slowly from side-to-side to cover the entire zone as shown in the pictures below. Keep the device moving and in good skin contact to keep the purple contact light glowing.



- When treating your forehead you may find it helpful to hold your device horizontally and move it up and down. Remember to keep the device moving and in good skin contact to keep the purple contact light glowing.



- Treat each zone until your Tria Age-Defying Laser beeps. This will take about 30 seconds for each zone on Low, 1 minute for each zone on Medium and 2.5 minutes for each zone on High.



- Your Tria Age-Defying Laser will beep once after the first zone is treated, twice after the second zone is treated and three times after the third zone is treated.
- After you treat all four zones, the treatment completion indicator (checkmark) will light,

a special tone will sound, and the Tria Age-Defying Laser will automatically turn off.

NOTE: Moving to the next zone before the beep may cause inadequate treatment of that zone. For best results, do not move to the next zone until you hear the beep.

4. NOURISH YOUR SKIN

- For best results, use the Tria Finishing Serum, which is specially formulated to improve your laser results by:
 - o Soothing and hydrating treated skin
 - o Reducing the appearance of fine lines and wrinkles
 - o Improving firmness and increasing elasticity

WHAT TO EXPECT

- We recommend making the Tria Age-Defying Laser treatment part of your evening skincare routine. This allows the skin renewal to begin and side effects to diminish overnight.
- Users typically notice an improvement in their skin in as few as 2 weeks, with the best results occurring a few weeks after the 8 week course of treatment.
- During or immediately after treatment, you may feel mild discomfort such as stinging, itching, or prickling. There can also be a warming or heat sensation similar to that caused by sunburn.

These sensations are normal and generally subside within minutes or hours and lessen with continued use.

- During or immediately after treatment, you may also develop temporary redness on your skin. This is normal and typically resolves overnight or within 3 days and lessens with continued use.
- Other side effects that may occur in normal use include:
 - o Skin swelling. This generally diminishes overnight.
 - o Flaking or dryness.
 - o Temporary small brown dots on the skin.
- Apply a soothing post-treatment serum or moisturiser to help alleviate skin discomfort after treatment. For best results try Tria's Finishing Serum.

NOTE: If you have more significant or persistent side effects, discontinue treatment and contact Tria Beauty Customer Service or a health care professional.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

WATCH THE HOW TO USE VIDEO

Visit our website to watch our How to Use video and see how best to hold and move your Tria Age-Defying Laser across your skin (see back cover).

PRACTICE IN A MIRROR

Watch yourself in a mirror the first few times you treat. You'll see the glow of the purple contact light when you keep the device flat against your skin and continually moving.

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow any redness or swelling to diminish overnight.

INCREASE YOUR TREATMENT LEVEL

It may take a week or so for your skin to adjust to the laser treatment. During this period you may want to use the Low treatment level. Once your skin has adjusted, use a higher treatment level for better results.

PROTECT YOUR SKIN FROM SUNLIGHT

Apply a premium quality sunscreen every morning. With daily sunscreen, you'll protect the benefits from your Tria Age-Defying Laser treatments, maintain results longer, and help prevent new sun damage.

HOW OFTEN TO USE YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER

- For the first 8 weeks, use your Tria Age-Defying Laser once per day.

- Stop using your Tria Age-Defying Laser for the next 4 weeks to allow maximum cellular and collagen regeneration.
- After this 4 week period, you may begin another 8 week treatment cycle.

TAKING CARE OF YOUR TRIA AGE-DEFYING LASER

CLEANING

For best results, keep the laser treatment tip clean. Oils, lotions, makeup, or other debris can block the laser light or keep the device from functioning properly.

If the laser window or device tip does become visibly dirty, clean it with a lint-free cloth.

If other parts of the device or charging cradle become dirty, clean as needed with a soft cloth moistened with rubbing alcohol.

Make sure the charging cradle is not plugged in and do not get water or other liquid inside any part of the device or the charging cradle.

MAINTENANCE

The device does not need regular or special maintenance. If you think your device or charging cradle is not working properly or is damaged, do

not use the device. Contact Tria Beauty Customer Service for assistance.

STORAGE

Keep the device and charging cradle away from water, dampness, or debris that may get inside the device or the charging cradle.

DISPOSAL

This device contains lithium batteries. Please follow the regulations where you live for recycling or disposing of electrical devices.

TRAVEL

If you travel with your Tria Age-Defying Laser, pack the device and charging cradle in its original packaging to prevent damage.

The charging cradle will operate properly at all common household voltages (any supply between 100 and 240 VAC at 50/60 Hz). You may need a plug adapter so that the charging cradle can plug into the wall socket.

LIFE OF THE DEVICE

The device is designed to work properly for at least 3 years of normal use. There are no parts that need regular replacement. The device is working properly if it functions as described in this booklet.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL: SRL

LASER TYPE: Diode laser

LASER CLASS: 1, in accordance with IEC 60825-1:2014

NOTE: This Class 1 laser device emits invisible laser radiation. Do not treat the eye, eyelids, or point directly at the eye. This device is safe to eyes and skin if used in accordance with these *Instructions for Use*.

OUTPUT WAVELENGTH: 1440 nm

OUTPUT LASER ENERGY: 5-12 mJ/pulse

BATTERY CHARGER INPUT:
100-240 V - 50/60 Hz, 0.15 A

BATTERY CHARGER OUTPUT:
5 V DC, 1.0 A, alternatively USB connection

PHYSICAL



OPERATING TEMPERATURE:

5°C to 30°C

OPERATING RELATIVE HUMIDITY:

Non-condensing 15-95%

OPERATING ATMOSPHERIC PRESSURE:

700 hPa to 1060 hPa



TRANSPORT AND STORAGE

TEMPERATURES:

-20°C to 50°C

TRANSPORT RELATIVE HUMIDITY:

Non-condensing 0-95%

TROUBLESHOOTING

Use this chart to help solve any problems that come up. If you still have problems, please contact Tria Beauty Customer Service.

| YOUR QUESTION | IT'S POSSIBLE THAT | HOW TO TROUBLESHOOT |
|--|--|--|
| The device fault indicator (!) is lit. | Your Tria Age-Defying Laser isn't working properly. | Turn your Tria Age-Defying Laser off, then back on. If the indicator remains lit, contact Tria Beauty Customer Service. |
| My Tria Age-Defying Laser doesn't charge when I place it in the charging cradle. | Your Tria Age-Defying Laser isn't connected properly. | Check that the device is sitting correctly in the charging cradle. Then check that the cable is properly connected at both ends and fully plugged into the wall outlet. (see page 4) |
| | The outlet in your home isn't working. | Try a different outlet. |
| | Your Tria Age-Defying Laser isn't sitting in the charging cradle properly. | Re-position your Tria Age-Defying Laser in the charging cradle, making sure it rests against the bottom of the cradle. Check that the battery indicator is flashing. |

| YOUR QUESTION | IT'S POSSIBLE THAT | HOW TO TROUBLESHOOT |
|---|---|---|
| When I am using my Tria Age-Defying Laser the contact light doesn't glow purple or stops completely during treatment. | Your Tria Age-Defying Laser isn't charged. | Charge your Tria Age-Defying Laser by placing it in the charging cradle. |
| | The laser treatment tip isn't making good contact with your skin. | Make a slow, steady gliding motion with good skin contact. (see page 6-7) |
| | Your Tria Age-Defying Laser isn't working properly. | Charge your Tria Age-Defying Laser and restart your treatment session. If the problem persists, contact Tria Beauty Customer Service. |
| When I am using my Tria Age-Defying Laser, the contact light illuminates intermittently. | The laser treatment tip isn't making good contact with your skin. | Make a slow, steady gliding motion with good skin contact. (see page 6-7) |
| | Dirt or debris is blocking the laser treatment tip. | Clean the laser treatment tip with a dry lint-free cloth. (see page 9) |

| YOUR QUESTION | IT'S POSSIBLE THAT | HOW TO TROUBLESHOOT |
|--|---|---|
| My Tria Age-Defying Laser won't turn off. | You accidentally released the power button too quickly. | Hold down the power button for 1-2 seconds, then release. |
| My Tria Age-Defying Laser won't turn on. | Your Tria Age-Defying Laser is locked. | Unlock your Tria Age-Defying Laser. (see page 3) |
| My Tria Age-Defying Laser won't lock. | Your Tria Age-Defying Laser isn't turned on. | First, your Tria Age-Defying Laser must be on. Then press the power button for at least four seconds until the padlock icon illuminates on the display. |
| My Tria Age-Defying Laser is locked/the device lock indicator is lit. | You accidentally locked your Tria Age-Defying Laser. | Unlock your Tria Age-Defying Laser. (see page 3) |

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Read the following important safety information before using the device. If you have any questions contact Tria Beauty Customer Service or your doctor.

WARNINGS

- Do not use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.
- Do not treat skin that is infected, burned, or cut. Doing this could cause discomfort or irritation. Wait for these conditions to heal before using the device.
- Do not treat tattooed skin or areas with permanent makeup. Doing this could result in a damaged tattoo or increased risk of skin injury.
- Do not treat a zone on your face more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.
- Do not treat if your skin is significantly red or swollen from a previous treatment. Wait until the redness and swelling have disappeared before treating again. If you have skin redness or swelling that lasts for more than a week, stop using the device and contact your doctor.

- Do not use the device if you experience skin colour darkening. Failure to follow these instructions may cause further skin colour darkening that may take more than 3 months to diminish.
- Do not use the device to treat skin which is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- Do not use if you are pregnant. The device has not been tested for safety on pregnant women and the risks are unknown.
- Do not use if you are under the age of 18. The use of the device on or by anyone under the age of 18 has not been tested and could result in serious skin or eye injury.
- Do not use if the device or charging cradle is damaged.
- Do not use the device if it is wet, or if it or the charger could fall into water while it is plugged in. If the device or charger has fallen into water, do not touch until you first unplug it. Touching the device while it is wet could result in possibly fatal electric shock.
- Invisible laser light. Do not view directly with optical instruments. Class 1 Laser Product.

Failure to follow these warnings may result in potential skin injury.

PRECAUTIONS

To avoid potential device damage or injury:

- Do not treat body areas other than the face. Using this device on other areas of the body has not been tested and the risks are unknown.
- Applying treatment applications in the exact same spot without moving the device will increase redness and swelling and could potentially lead to blisters or scabs.
- If the area of skin for which you are using the device to treat wrinkles appears to be worsening, you should cease use and check with your doctor to make sure you do not have a more serious condition.
- Only store the device in a dry room at a temperature between -20°C and +50°C. Use the device only in a normal room temperature environment.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in serious skin or eye injury.
- Only use the provided charging cradle and power supply to recharge the device. Using different equipment could damage the device.

- Do not attempt to open or repair the device, charging cradle, or power supply.
- Do not use if you are undergoing professional cosmetic treatments, such as a skin peel, laser resurfacing or having toxins (e.g., Botox) or fillers injected.
- Do not use if you are taking a medicine, such as isotretinoin or other oral retinoid (e.g. Accutane), that requires you to avoid sunlight or that contains a steroid, or you have a medical condition that increases sensitivity to light.
- Do not use if you have a significant medical skin condition, your skin is unusually sensitive to light, or your skin easily develops a rash or an allergic reaction.

Failure to follow these precautions could result in skin injury, device damage or injury, including vision loss or potentially fatal electrical shock.

SYMBOL GLOSSARY



Warning Symbol



Laser Warning Symbol



Type BF Symbol



Serial Number Symbol



Manufacturer Symbol



Power On/Off Symbol



Accompanying Documentation
Must be Consulted Symbol



Temperature Limitation Symbol



WEEE Symbol



CE Mark



Class II Equipment



Date of Manufacture



Part Number



Class 1 Laser Product



Keep Dry



RoHS Compliance Symbol



Recycling Symbol

AGE-DEFYING LASER

Instrucciones de uso

BIENVENIDA

BIENVENIDA AL REJUVENECIMIENTO LÁSER DE LA PIEL CON TRIA BEAUTY. DISFRUTA DE RESULTADOS PROFESIONALES ANTIEDAD EN CASA.

Con el Tria Age-Defying Laser puedes tratar muchas de las señales de envejecimiento y restablecer el brillo natural de tu piel. Tu nuevo aparato representa una verdadera revolución en el cuidado personal de la piel porque te da los resultados profesionales de un tratamiento láser antiedad con tratamientos diarios, cortos y sencillos, en la comodidad de tu casa. La luz láser estimula el proceso natural de renovación del cuerpo, regenera las células y produce colágeno nuevo.

El resultado es una piel de aspecto más joven, con menos líneas finas y arrugas, tono más uniforme y textura más suave. Probado durante más de una década de uso clínico y preferido por los dermatólogos, el rejuvenecimiento de la piel con láser trata numerosas señales de envejecimiento sin peligro y con mejores resultados que las cremas y lociones antiedad tradicionales. En tan solo dos semanas notarás los resultados.

Antes de usar tu Tria Age-Defying Laser, lee estas *Instrucciones de uso* y mira el vídeo *Cómo usarlo*, disponible en nuestro sitio web, para obtener información importante de seguridad y garantizar mejores resultados. Puedes encontrar la *Guía de Inicio Rápido* en nuestro sitio web (ver la contraportada).

ÍNDICE


| | |
|--|----|
| CONOCE TU TRIA AGE-DEFYING LASER | 20 |
| ANTES DE USAR EL TRIA AGE-DEFYING LASER POR PRIMERA VEZ | 22 |
| CÓMO UTILIZAR EL TRIA AGE-DEFYING LASER | 22 |
| QUÉ ESPERAR | 25 |
| CONSEJOS ÚTILES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS | 26 |
| FRECUENCIA DE USO DEL TRIA AGE-DEFYING LASER | 27 |
| CUIDADO DEL TRIA AGE-DEFYING LASER | 27 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 28 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 29 |
| INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD | 32 |

CONOCE TU TRIA AGE-DEFYING LASER

CONTENIDO:

- TRIA AGE-DEFYING LASER
- SOPORTE CARGADOR
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CABLE
- INSTRUCCIONES DE USO


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:



ANTES DE USAR EL TRIA AGE-DEFYING LASER POR PRIMERA VEZ

CARGA EL TRIA AGE-DEFYING LASER

- Inserta el cable en la fuente de alimentación y el soporte cargador. A continuación, enchufa la fuente de alimentación en el tomacorriente.
- Coloca el Tria Age-Defying Laser en el soporte cargador.
- El indicador de batería parpadeará cuando el Tria Age-Defying Laser se esté cargando. Cuando esté totalmente cargado (aproximadamente 2½ horas), el indicador de batería se apagará.
- Por comodidad, puedes guardar el Tria Age-Defying Laser en el soporte cargador entre tratamientos. Esto asegura que siempre esté completamente cargado y listo para el tratamiento.



MIRA EL VÍDEO CÓMO USARLO

Visita nuestro sitio web para obtener información útil y aprender técnicas de uso de tu Tria Age-Defying Laser (ver la contraportada).

CÓMO UTILIZAR EL TRIA AGE-DEFYING LASER

EL TRIA AGE-DEFYING LASER ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE ARRUGAS, DECOLORACIÓN DE LA PIEL Y PIEL ÁSPERA.



LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DESCRIBEN CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE EL TRIA AGE-DEFYING LASER.

1. PREPARA TU PIEL

- Lávate y sécate el rostro.
- Para obtener mejores resultados, utiliza Tria Priming Cleanser, una loción limpiadora especialmente formulada para quitar el maquillaje, protector solar y otros productos que pueden bloquear la luz láser y restarle eficacia.

2. SELECCIONA TU NIVEL DE TRATAMIENTO

- Saca el Tria Age-Defying Laser del soporte cargador y pulsa el botón de encendido.
- Usa el botón de encendido para seleccionar el nivel deseado de tratamiento (Bajo, Medio o Alto). Para tu comodidad, el Tria Age-Defying Laser recuerda el nivel de tratamiento que utilizaste la última vez.



3. TRATA TU PIEL

- Para aplicar el tratamiento, divide la cara en 4 zonas, como se ilustra en la siguiente fotografía, para asegurar la uniformidad del tratamiento en toda la cara. Trata la zona 1 hasta que el aparato emita un sonido de alerta, luego pasa a las zonas 2, 3 y 4.

⚠️ ADVERTENCIA: No uses este producto para tratar los ojos o párpados, ni apuntes el aparato directamente a los ojos. Si lo haces, podrías provocarte una lesión grave en el ojo, como reducción permanente o temporal de la vista o ceguera permanente. Aplica el tratamiento solamente alrededor de los ojos donde puedas sentir hueso debajo de la piel.


⚠️ ADVERTENCIA: No trates cada zona más de una vez al día (una vez cada 24 horas). Esto puede aumentar el riesgo de irritación de la piel.

- Para tratar cada zona, coloca toda la punta del láser sobre la piel y deslízala despacio de un lado a otro para cubrir toda la zona, como se muestra en las siguientes imágenes. Mueve el aparato continuamente y fíjate que haga buen contacto con la piel para que la luz morada siga encendida.

✓ CONTACTO CORRECTO CON LA PIEL




✗ CONTACTO INCORRECTO CON LA PIEL




- Cuando des tratamiento a la frente, te recomendamos que sostengas el aparato en posición horizontal y lo muevas de arriba abajo. Recuerda mover el aparato continuamente y fíjate que haga buen contacto con la piel para que la luz morada siga encendida.

✓ MOVIMIENTO CORRECTO




✗ MOVIMIENTO INCORRECTO




- Trata cada zona hasta que el Tria Age-Defying Laser emita un sonido de alerta. Se necesitarán aproximadamente 30 segundos para cada zona en Bajo, un minuto para cada zona en Medio y 2,5 minutos para cada zona en Alto.

✓ MOVIMIENTO CORRECTO 1



✓ MOVIMIENTO CORRECTO 2



- El Tria Age-Defying Laser emitirá un sonido de alerta después de tratar la primera zona, dos sonidos después de tratar la segunda zona y tres sonidos después de tratar la tercera zona.
- Después de tratar las cuatro zonas, se encenderá el indicador de fin del tratamiento (marca de comprobación), oírás un tono especial y el Tria Age-Defying Laser se apagará automáticamente.

NOTA: Pasar a la siguiente zona antes de oír el sonido de alerta puede causar un tratamiento insuficiente de dicha zona. Para obtener mejores resultados, no pases a la siguiente zona sino hasta que oigas el sonido de alerta.

4. NUTRE TU PIEL

- Para obtener mejores resultados, usa el Tria Finishing Serum, que se formuló especialmente para mejorar los resultados del láser, ya que:
 - o Alivia e hidrata la piel tratada
 - o Reduce la aparición de líneas finas y arrugas
 - o Mejora la firmeza y aumenta la elasticidad

QUÉ ESPERAR

- Recomendamos que integres el tratamiento del Tria Age-Defying Laser a tu rutina nocturna de cuidado de la piel. Esto permite que comience la renovación de la piel y que los efectos secundarios disminuyan durante la noche.
- Por lo general, las usuarias notan mejoría en la piel en tan solo 2 semanas, aunque los mejores resultados se obtienen unas semanas después de haber concluido el curso de tratamiento completo de 8 semanas.
- Durante o inmediatamente después del tratamiento, puedes sentir una leve molestia, como punzadas, picazón o cosquilleo. También puedes sentir una sensación de tibieza o calor parecida a la que causa una quemadura de sol.

Estas sensaciones son normales y por lo general disminuyen a los pocos minutos u horas y siguen aminorando con el uso continuo.

- Durante o inmediatamente después del tratamiento, tal vez notes un ligero enrojecimiento temporal de la piel. Esto es normal y casi siempre se resuelve de la noche a la mañana o a más tardar en 3 días y sigue aminorando con el uso continuo.
- Otros efectos secundarios que pueden presentarse con el uso normal son:
 - o Inflamación de la piel. Esto generalmente disminuye de la noche a la mañana.
 - o Descamación o resequedad.
 - o Puntos marrones pequeños en la piel que son temporales.
- Aplica un suero calmante o humectante después del tratamiento para aliviar la molestia en la piel después del tratamiento. Para obtener mejores resultados, prueba el Tria Finishing Serum.

NOTA: Si tienes efectos secundarios más importantes o persistentes, suspende el tratamiento y comunícalo con el área de Atención a clientes de Tria Beauty o consulta a un profesional médico.

CONSEJOS ÚTILES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

MIRA EL VÍDEO CÓMO USARLO

Visita nuestro sitio web para ver nuestro vídeo *Cómo usarlo* y aprender a sostener y mover

mejor tu Tria Age-Defying Laser por la piel (ver la contraportada).

PRÁCTICA EN UN ESPEJO

Mírate al espejo las primeras veces que apliques el tratamiento. Verás el brillo de la luz de contacto morada cuando el aparato esté en pleno contacto con la piel y en movimiento continuo.

APLICA EL TRATAMIENTO POR LA NOCHE

Aplica el tratamiento por la noche antes de acostarte para que el enrojecimiento o hinchazón disminuyan durante la noche.

AUMENTA TU NIVEL DE TRATAMIENTO

Es probable que tu piel necesite una semana para adaptarse al tratamiento láser. Durante este período es conveniente que uses el nivel de tratamiento Bajo. Cuando la piel se haya adaptado, usa un nivel de tratamiento más alto para obtener mejores resultados.

PROTEGE TU PIEL DE LA LUZ SOLAR

Aplica un protector solar de alta calidad todas las mañanas. El uso diario del filtro solar protege los beneficios de tus tratamientos con el Tria Age-Defying Laser, conserva los resultados más tiempo y ayuda a prevenir nuevos daños causados por el sol.

FRECUENCIA DE USO DEL TRIA AGE-DEFYING LASER

- Durante las primeras 8 semanas, usa el Tria Age-Defying Laser una vez al día.
- Suspende el uso del Tria Age-Defying Laser en las siguientes 4 semanas para permitir que las células y el colágeno tengan tiempo de regenerarse al máximo.
- Después de este período de 4 semanas, puedes comenzar otro ciclo de tratamiento de 8 semanas.

CUIDADO DEL TRIA AGE-DEFYING LASER

LIMPIEZA

Para obtener mejores resultados, la punta de tratamiento láser debe estar siempre limpia. Los aceites, lociones, maquillaje u otros residuos pueden bloquear la luz láser o impedir que el aparato funcione correctamente.

Si la ventana del láser o la punta del aparato se ensucian de manera visible, límpiala con un paño que no deje pelusa.

Si se ensucian otras partes del aparato o del soporte cargador, límpialas según sea necesario con un paño suave humedecido con alcohol desnaturalizado.

Asegúrate de que el soporte cargador no esté conectado y no dejes que entre agua o ningún otro líquido en ninguna parte del aparato o del soporte cargador.

MANTENIMIENTO

El aparato no necesita mantenimiento regular o especial. Si crees que tu aparato o el soporte cargador no funcionan correctamente o que están dañados, no uses el aparato. Comunícalo con el área de Atención a clientes de Tria Beauty para solicitar asistencia.

ALMACENAMIENTO

Guarda el aparato y el soporte cargador en un lugar donde no haya agua, humedad o partículas que puedan introducirse en el aparato o en el soporte cargador.

DESECHO

Este aparato contiene baterías de litio. Sigue las normas locales para reciclar o desechar aparatos eléctricos.

VIAJE

Si viajas con tu Tria Age-Defying Laser, guarda el aparato y el soporte cargador en su embalaje original para evitar daños.

El soporte cargador funciona correctamente con todas las tensiones de uso doméstico comunes (cualquier red eléctrica entre 100 y 240 V CA a

50/60 Hz). Quizá necesites un adaptador para que el soporte cargador pueda enchufarse en el tomacorriente de pared.

VIDA ÚTIL DEL APARATO

El aparato está diseñado para que funcione correctamente durante por lo menos 3 años de uso normal. No hay piezas que necesiten cambiarse de manera regular. El funcionamiento del aparato es correcto si es como se describe en este folleto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO: SRL

TIPO DE LÁSER: Láser de diodo

CLASE DE LÁSER: 1, en conformidad con IEC 60825-1: 2014

NOTA: Este aparato láser clase 1 emite radiación láser invisible. No trates la zona de los ojos y párpados ni apuntes el rayo directamente a los ojos. Este aparato no es peligroso para los ojos y la piel si se usa como se indica en estas *Instrucciones de Uso*.


LONGITUD DE ONDA DE SALIDA: 1440 nm

ENERGÍA DE SALIDA DEL LÁSER:
5-12 mJ/pulsación

ENTRADA DEL CARGADOR DE BATERÍA:
100-240 V - 50/60 Hz, 0.15 A


SALIDA DEL CARGADOR DE BATERÍA:
5 V CC 1.0 A, opcionalmente conexión USB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

 **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:**
5°C a 30°C

HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO:
Sin condensación 15-95%

PRESIÓN ATMOSFÉRICA DE FUNCIONAMIENTO:
700 hPa a 1060 hPa

 **TEMPERATURAS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:**
-20°C a 50°C

HUMEDAD RELATIVA DE TRANSPORTE:
Sin condensación 0-95%

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Usa esta tabla para ayudarte a resolver cualquier problema que se presente. Si sigues teniendo problemas, comunícate con el área de Atención a clientes de Tria Beauty.

| TU PREGUNTA | ES POSIBLE QUE | CÓMO DIAGNOSTICAR PROBLEMAS |
|--|---|---|
| El indicador de fallo del aparato (!) está encendido. | El Tria Age-Defying Laser no está funcionando correctamente. | Apaga el Tria Age-Defying Laser y vuélvelo a encender. Si el indicador sigue prendido, comunícate con el área de Atención a clientes de Tria Beauty. |
| Mi Tria Age-Defying Laser no carga cuando lo pongo en el soporte cargador. | El Tria Age-Defying Laser no está conectado correctamente. | Comprueba que el aparato esté bien colocado en el soporte cargador. Luego revisa que el cable esté bien conectado por los dos extremos y completamente enchufado en el tomacorriente de pared. (ver la p. 20) |
| | El tomacorriente de pared no funciona. | Prueba en otro tomacorriente. |
| | El Tria Age-Defying Laser no está bien colocado en el soporte cargador. | Vuelve a acomodar el Tria Age-Defying Laser en el soporte cargador y asegúrate de que esté bien asentado en el fondo del cargador. Comprueba que el indicador de batería esté parpadeando. |

| TU PREGUNTA | ES POSIBLE QUE | CÓMO DIAGNOSTICAR PROBLEMAS |
|---|---|---|
| Cuando uso el Tria Age-Defying Laser la luz de contacto morada no se enciende o se apaga por completo durante el tratamiento. | El Tria Age-Defying Laser no está cargado. | Coloca el Tria Age-Defying Laser en el soporte cargador para que cargue. |
| | La punta de tratamiento láser no está haciendo buen contacto con la piel. | Deslízalo despacio y de manera constante, teniendo cuidado de que haga buen contacto con la piel. (ver la p. 25) |
| | El Tria Age-Defying Laser no está funcionando correctamente. | Carga el Tria Age-Defying Laser y reinicia tu sesión de tratamiento. Si el problema persiste, comunícate con el área de Atención a clientes de Tria Beauty. |
| Cuando uso el Tria Age-Defying Laser la luz de contacto se ilumina de forma intermitente. | La punta de tratamiento láser no está haciendo buen contacto con la piel. | Deslízalo despacio y de manera constante, teniendo cuidado de que haga buen contacto con la piel. (ver la p. 24) |
| | Hay suciedad o partículas que bloquean la punta de tratamiento láser. | Limpia la punta de tratamiento láser con un paño que no deje pelusa. (ver la p. 27) |

| TU PREGUNTA | ES POSIBLE QUE | CÓMO DIAGNOSTICAR PROBLEMAS |
|--|--|---|
| El Tria Age-Defying Laser no se apaga. | Por accidente soltaste el botón de encendido demasiado pronto. | Pulsa sin soltar el botón durante 1-2 segundos y luego suéltalo. |
| El Tria Age-Defying Laser no se enciende. | El Tria Age-Defying Laser está bloqueado. | Desbloquea el Tria Age-Defying Laser. (ver la p. 21) |
| El Tria Age-Defying Laser no se bloquea. | El Tria Age-Defying Laser no está encendido. | En primer lugar, el Tria Age-Defying Laser debe estar encendido. Luego pulsa el botón de encendido por lo menos cuatro segundos hasta que el icono del candado se ilumine en la pantalla. |
| El Tria Age-Defying Laser está bloqueado/el indicador de bloqueo del aparato está encendido. | Sin querer bloqueaste el Tria Age-Defying Laser. | Desbloquea el Tria Age-Defying Laser. (ver la p. 21) |

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lee la siguiente información importante de seguridad antes de usar el aparato. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el área de Atención a clientes de Tria Beauty o consulta a tu médico.



ADVERTENCIAS

- No uses este producto para tratar los ojos o párpados, ni apuntes el aparato directamente a los ojos. Si lo haces, podrías provocarte una lesión grave en el ojo, como reducción permanente o temporal de la vista o ceguera permanente. Aplica el tratamiento solamente alrededor de los ojos donde puedas sentir hueso debajo de la piel.
- No trates la piel que esté infectada, quemada o cortada. Si lo haces, puedes provocarte molestias o irritación. Espera a que la piel sane antes de usar el aparato.
- No trates la piel tatuada ni las zonas que tengan maquillaje permanente. Esto puede provocar daños en el tatuaje o aumentar el riesgo de sufrir una lesión cutánea.
- No trates una zona del rostro más de una vez al día (una vez cada 24 horas). Esto puede aumentar el riesgo de irritación de la piel.
- No trates la piel si está muy enrojecida o inflamada por un tratamiento anterior. Espera a que el enrojecimiento y la inflamación desaparezcan antes de volver a aplicar el tratamiento. Si tienes la piel enrojecida o inflamada durante más de una semana, deja de usar el aparato y consulta a tu médico.
- No uses el aparato si el tono de la piel empieza a oscurecerse. Si no sigues estas instrucciones,

el oscurecimiento del tono de la piel podría continuar y requerir más de 3 meses en disminuir.

- No uses el aparato para tratar la piel que es dolorosa al tacto, está levantada (más alta que la piel circundante), tiene costras o sangra. Esto puede ser una señal de una enfermedad más grave y un médico debe examinarte.
- No uses este producto si estás embarazada. La seguridad de este aparato no ha sido probada en mujeres embarazadas y se desconocen los riesgos.
- No uses este aparato si tienes menos de 18 años. El uso de este aparato no ha sido probado en personas menores de 18 años y podría causar lesiones graves en la piel o los ojos.
- No uses el aparato si éste o el soporte cargador están dañados.
- No uses el aparato si está mojado, o si éste o el cargador podrían caerse al agua mientras el aparato está enchufado. Si el aparato o el cargador se han caído al agua, no los toques sino hasta que los hayan desconectado. Tocar el aparato cuando está mojado puede causar una descarga eléctrica posiblemente mortal.
- Luz láser invisible. No la veas directamente con instrumentos ópticos. Producto láser clase 1.

Omitir estas advertencias puede causar posibles lesiones en la piel.

PRECAUCIONES

Para evitar posibles lesiones o daños en el aparato:

- No trates áreas corporales aparte del rostro. El uso de este aparato en otras áreas del cuerpo no ha sido probado y se desconocen los riesgos.

- Si aplicas persistentemente el tratamiento en el mismo lugar sin mover el aparato, aumentará el enrojecimiento e inflamación de la piel y posiblemente se formen ampollas o costras en la piel.
- Si parece que el área de la piel en la que estás usando el aparato para tratar las arrugas está empeorando, debes suspender el uso y consultar a tu médico para asegurarte de no tener una enfermedad más seria.
- Guarda el aparato únicamente en un lugar seco a una temperatura de entre -20°C y +50°C. Usa el aparato sólo en un entorno a temperatura ambiente normal.
- No dejes caer el aparato en superficies duras, ya que esto podría dañarlo. El uso de un aparato dañado puede provocar lesiones serias en la piel o los ojos.
- Usa únicamente el soporte cargador y la fuente de alimentación que vienen con el aparato para cargarlo. El uso de un equipo diferente podría dañar el aparato.

- No intentes abrir ni reparar el aparato, el soporte cargador o la fuente de alimentación.
- No uses el aparato si estás recibiendo tratamientos cosméticos profesionales, como un peeling, exfoliación profunda de la piel con láser o te están inyectando toxinas (por ejemplo, Bótox) o rellenos.
- No uses el aparato si tomas medicamentos, como isotretinoína u otros retinoides orales (por ejemplo, Accutane), que requieran que evites la luz solar o que contengan algún esteroide, o si tienes alguna enfermedad que aumente la sensibilidad a la luz.
- No uses el aparato si tienes una enfermedad dermatológica importante, si tu piel es extraordinariamente sensible a la luz, o si es fácil que te salga sarpullido o tengas una reacción alérgica.

Omitir estas medidas de precaución puede causar lesiones en la piel, daños en el aparato u otro tipo de lesiones, como pérdida de la vista o una descarga eléctrica posiblemente mortal.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS



Símbolo de advertència



Símbolo de advertencia del láser



Símbolo de tipo BF



Símbolo de número de serie



Símbolo del fabricante



Símbolo de Encendido/Apagado



Símbolo que indica que debe consultarse la documentación acompañante



Símbolo de limitación de temperatura



Símbolo de RAEE



Marca CE



Equipamiento clase II



Fecha de fabricación



Número de parte



Producto láser clase 1



Manténgase seco



Símbolo de cumplimiento con RoHS



Símbolo de Reciclaje

LASER DÉFIANT LE TEMPS

Instructions d'utilisation

BIENVENUE

BIENVENUE AU RAJEUNISSEMENT CUTANÉ AU LASER AVEC TRIA BEAUTY. OBTENEZ DES RÉSULTATS ANTI-ÂGE PROFESSIONNELS À DOMICILE.

Avec le Laser déifiant le temps de Tria, vous pouvez traiter de nombreux signes du vieillissement en restaurant l'éclat naturel de la peau. Votre nouvel appareil est une vraie révolution dans les soins de la peau, car il vous offre les avantages de traitements laser anti-âge professionnels à domicile par le biais de traitements courts, simples et quotidiens. La lumière laser stimule le processus de renouvellement du corps, régénère les cellules et active la production du collagène.

Résultat : une peau d'apparence plus jeune, avec visiblement moins de rides et de ridules, une teinte beaucoup plus uniforme et une texture plus lisse. Utilisé depuis plus d'une décennie en utilisation clinique et préconisé par les dermatologues, le rajeunissement cutané au laser traite en toute sécurité de nombreux signes du vieillissement et offre de meilleurs résultats que les crèmes et lotions anti-âge traditionnelles. Vous pourrez obtenir des résultats visibles dès deux semaines.

Avant d'utiliser votre Laser déifiant le temps de Tria, veuillez lire les *Instructions d'utilisation* et regarder la vidéo *Mode d'emploi* disponible sur notre site Internet. Cela vous permettra d'obtenir des renseignements importants en matière de sécurité et de garantir de meilleurs résultats. Vous trouverez aussi le *Guide de démarrage rapide* sur notre site Internet (voir au dos).

TABLE DES MATIÈRES


| | |
|--|----|
| CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA | 38 |
| AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA | 40 |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA | 40 |
| ATTENTES VIS-À-VIS DU TRAITEMENT | 43 |
| CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS | 44 |
| FRÉQUENCE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA | 45 |
| SOINS ET ENTRETIEN DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA | 45 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 47 |
| DIAGNOSTIC DE PANNE | 48 |
| RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ | 51 |

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA


COMPOSANTS INCLUS :

- LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA
- STATION DE RECHARGE
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CORDON
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES :




LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA



AVANT UNE PREMIÈRE UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA

CHARGEZ VOTRE LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA

- Branchez le cordon sur l'alimentation électrique et la station de recharge. Puis, branchez l'alimentation électrique sur une prise.
- Placez votre Laser déifiant le temps de Tria dans la station de recharge.
- Quand votre Laser déifiant le temps de Tria se recharge, l'indicateur de batterie clignote. Une fois la batterie complètement chargée (environ 2 h 30), l'indicateur de batterie s'éteint.
- Pour vous faciliter la tâche, votre Laser déifiant le temps de Tria peut être stocké dans sa station de recharge entre les traitements. Ceci vous permet de vous assurer qu'il est toujours complètement chargé et prêt pour tout traitement.



REGARDEZ LA VIDÉO MODE D'EMPLOI

Veuillez consulter notre site Internet pour obtenir des informations utiles et apprendre diverses techniques d'utilisation de votre Laser déifiant le temps de Tria (voir au dos).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA

LE LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA EST INDICQUÉ POUR LE TRAITEMENT DES RIDES ET LA DÉCOLORATION ET LA RUGOSITÉ DE LA PEAU.



LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS VOUS EXPLIQUENT COMMENT BIEN UTILISER VOTRE LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA.

1. PRÉPAREZ VOTRE PEAU

- Lavez et séchez votre peau.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez le Nettoyant activateur de Tria, spécialement formulé pour retirer le maquillage, l'écran solaire et autres produits susceptibles de bloquer la lumière laser et de diminuer son efficacité.

2. SÉLECTIONNEZ VOTRE NIVEAU DE TRAITEMENT

- Retirez le Laser déifiant le temps de Tria de sa station de recharge et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche.
- Utilisez le bouton d'alimentation pour sélectionner le niveau de traitement désiré (Faible, Moyen, Élevé). Pour vous faciliter la tâche, votre Laser déifiant le temps de Tria se souvient du dernier niveau de traitement que vous avez utilisé.



3. TRAITEZ VOTRE PEAU

- Durant le traitement, divisez votre visage en 4 zones, comme sur l'illustration ci-dessous, afin de vous assurer de traiter tout votre visage de manière égale. Traitez la zone 1 jusqu'à ce que l'appareil émette un bip, puis passez aux zones 2, 3 et 4.


⚠ MISE EN GARDE : N'utilisez pas cet appareil pour traiter vos yeux ou paupières et ne pointez pas l'appareil directement dans vos yeux. Cela pourrait entraîner de graves lésions à l'œil, comme une baisse temporaire ou permanente de la vue ou une cécité irréversible. Autour des yeux, traitez uniquement les endroits où vous sentez de l'os sous la peau.

⚠ MISE EN GARDE : Ne traitez pas chaque zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Le risque d'irritation de la peau en serait accru.


- Pour traiter chaque zone, placez l'extrémité du laser entière à plat contre votre peau, puis faites-la lentement glisser d'un côté à l'autre pour couvrir toute la zone comme montré dans l'illustration. Déplacez l'appareil continuellement en le gardant bien en contact contre la peau pour que la lumière de contact violette reste allumée.



- Quand vous traitez votre front, il vous sera peut-être utile de tenir l'appareil horizontalement et de le déplacer verticalement. N'oubliez pas de déplacer l'appareil continuellement en le gardant bien en contact avec la peau de sorte que la lumière de contact violette reste allumée.



- Traitez chaque zone jusqu'à ce que votre Laser défilant le temps de Tria émette des bips. Ceci prendra environ 30 secondes pour chaque zone en niveau Faible, 1 minute pour chaque zone en niveau Moyen, et 2,5 minutes pour chaque zone en niveau Élevé.



- Votre Laser défilant le temps de Tria émettra un bip après le traitement de la première zone, deux bips après le traitement de la deuxième zone, et trois bips après le traitement de la troisième zone.
- Une fois que vous avez traité les quatre zones, l'indicateur de fin de traitement (coche) s'allumera, un son spécial sera émis, et le Laser défilant le temps de Tria s'éteindra automatiquement.

REMARQUE : Passer à la zone suivante avant le bip sonore peut entraîner un traitement inadéquat de cette zone. Pour obtenir un résultat optimal, ne passez pas à la zone suivante avant d'avoir entendu le bip.

4. NOURRISSEZ LA PEAU

- Pour un résultat optimal, utilisez le Sérums de finition de Tria, qui est spécialement formulé pour améliorer les résultats obtenus avec votre laser en :
 - o Apaisant et hydratant la peau traitée
 - o Réduisant l'apparence des rides et ridules
 - o Améliorant la fermeté et augmentant l'élasticité

ATTENTES VIS-À-VIS DU TRAITEMENT

- Tous les soirs, ajoutez à votre rituel de soins de la peau le Laser défilant le temps de Tria. Ceci favorisera le renouvellement de votre

peau de commencer et aux effets indésirables de diminuer dans la nuit.

- Les utilisateurs remarquent généralement que leur peau peut s'améliorer dès 2 semaines de traitements, et que les meilleurs résultats sont obtenus quelques semaines après la série de traitements de 8 semaines.
- Il se peut que vous éprouviez un léger inconfort pendant ou immédiatement après le traitement, comme des picotements, des démangeaisons ou fourmillements. Vous pouvez aussi éprouver une sensation de chaleur semblable à celle causée par un coup de soleil. Ces sensations sont normales et disparaissent généralement au bout de quelques minutes ou quelques heures, et s'atténuent avec une utilisation continue.
- Lors du traitement ou immédiatement après, il est possible de développer une rougeur sur la peau. Cette rougeur est normale et temporaire. Ces effets sont normaux et disparaissent généralement dans la nuit ou sous 3 jours, et s'atténuent avec une utilisation continue.
- D'autres effets indésirables peuvent se produire dans le cadre d'une utilisation normale, notamment :
 - o Un gonflement de la peau. Diminue généralement dans la nuit.
 - o Une desquamation ou une sécheresse de la peau.
 - o De légères taches brunes peuvent apparaître temporairement sur la peau.

- L'utilisation d'un sérum apaisant ou d'une lotion/ crème hydratante post-traitement peut aider à minimiser ces effets indésirables. Pour obtenir des résultats optimaux, essayez le Sérum de finition de Tria.

REMARQUE : Si vous éprouvez des effets indésirables plus considérables ou qui persistent, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty ou un professionnel de la santé.

CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

REGARDEZ LA VIDÉO MODE D'EMPLOI

Veillez visiter triabeauty.co.eu/instructions et regarder notre vidéo *Mode d'emploi* vous présentant la meilleure façon de tenir et déplacer votre Laser défiant le temps de Tria sur votre peau.

ENTRAÎNEZ-VOUS DEVANT UNE GLACE

Observez-vous devant une glace lors des premières utilisations. Vous verrez la lumière de contact violette s'allumer quand vous maintenez l'appareil à plat contre la peau en déplaçant l'appareil de manière continue.

TRAITEZ LA NUIT

Traitez le soir avant l'heure du coucher pour permettre à la rougeur ou au gonflement de diminuer dans la nuit.

AUGMENTEZ VOTRE NIVEAU DE TRAITEMENT

Une semaine environ peut s'écouler avant que votre peau ne s'habitue au traitement au laser. Pendant cette période, il est peut-être préférable d'utiliser le niveau de traitement Faible. Une fois que la peau est habituée, utilisez un niveau de traitement plus élevé pour obtenir de meilleurs résultats.

PROTÉGEZ VOTRE PEAU DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

Appliquez un écran solaire de la meilleure qualité chaque matin. La protection solaire quotidienne renforcera les bienfaits des traitements réalisés au Laser défiant le temps de Tria, maintiendra les résultats plus longtemps et aidera à prévenir les nouvelles agressions du soleil.

FRÉQUENCE D'UTILISATION DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA

- Pendant les 8 premières semaines, utilisez le Laser défiant le temps de Tria une fois par jour.

- Cessez toute utilisation du Laser défiant le temps de Tria pendant les 4 semaines suivantes afin d'optimiser la régénérescence cellulaire et collagénique.
- Après cette période de 4 semaines, vous pouvez commencer un nouveau cycle de traitements de 8 semaines.

SOINS ET ENTRETIEN DU LASER DÉFIANT LE TEMPS DE TRIA

NETTOYAGE

Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez au propre l'extrémité du laser. Les huiles, les lotions, le maquillage ou autres débris peuvent bloquer la lumière laser ou empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

Si la fenêtre laser ou l'extrémité de l'appareil devient visiblement sale, nettoyez la partie en question à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Si d'autres parties de l'appareil ou de la station de recharge deviennent sales, nettoyez-les au besoin, à l'aide d'un tissu doux humecté d'alcool à friction.

Vérifiez que la station de recharge ne soit pas branchée et que l'eau ou un autre liquide ne pénètre pas dans l'appareil ou la station de recharge.

ENTRETIEN

Cet appareil ne nécessite aucun entretien régulier ou spécial. Si vous pensez que votre appareil ou votre station de recharge ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty pour obtenir de l'aide.

STOCKAGE

Conservez l'appareil et la station de recharge à distance de l'eau, de l'humidité ou de débris susceptibles de pénétrer à l'intérieur de l'appareil ou de la station de recharge.

ÉLIMINATION

Cet appareil contient des batteries au lithium. Veuillez suivre les règlements de votre lieu de résidence pour recycler ou jeter les appareils électriques.

VOYAGE

Si vous voyagez avec votre Laser déifiant le temps de Tria, emballez l'appareil et la station de recharge dans leur boîte d'origine pour éviter qu'ils ne soient endommagés.

La station de recharge fonctionnera correctement sur les prises de courant résidentielles les plus répandues (tension comprise entre 100 et 240 V c.a. à 50/60 Hz). L'utilisation d'un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour pouvoir brancher la station de recharge sur la prise de courant.

DURÉE DE VIE DE L'APPAREIL

L'appareil est conçu pour fonctionner correctement pendant au moins 3 ans dans des conditions d'utilisation normale. Aucune pièce n'a besoin d'être changée régulièrement. L'appareil fonctionne correctement s'il fonctionne tel que décrit dans ce guide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE : Série

TYPE DE LASER : Diode laser

CLASSE DE LASER : 1, conformément à la norme CEI 60825-1 :2014

REMARQUE : Cet appareil laser de classe 1 émet un rayonnement laser invisible. N'utilisez pas cet appareil pour traiter vos yeux ou paupières et ne pointez pas l'appareil directement dans vos yeux. Cet appareil ne présente pas de danger pour les yeux et pour la peau s'il est utilisé conformément aux présentes *Instructions d'utilisation*.

LONGUEUR D'ONDE DE SORTIE : 1440 nm

ÉNERGIE LASER DE SORTIE : 5-12 mJ/impulsion

ENTRÉE DU CHARGEUR DE BATTERIE :

100-240 V - 50/60 Hz, 0,15 A

SORTIE DU CHARGEUR DE BATTERIE :

5 V c.c. 1,0 A, ou connexion USB

PHYSIQUE



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
5 °C à 30 °C

HUMIDITÉ RELATIVE DE FONCTIONNEMENT :

Sans condensation 15-95 %

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DE FONCTIONNEMENT :

700 hPa à 1060 hPa



TEMPÉRATURES DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE :

20 °C à 50 °C

HUMIDITÉ RELATIVE DE TRANSPORT :

Sans condensation 0-95 %

DIAGNOSTIC DE PANNE

Utilisez ce tableau pour résoudre tous problèmes éventuels. Si vos problèmes persistent, contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty.

| VOTRE QUESTION | IL EST POSSIBLE QUE | COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE PANNE |
|--|---|---|
| L'indicateur de défaut de l'appareil (!) est allumé. | Votre Laser défilant le temps de Tria ne fonctionne pas correctement. | Éteignez votre Laser défilant le temps de Tria, puis rallumez-le. Si l'indicateur reste allumé, contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty. |
| Mon Laser défilant le temps de Tria ne se recharge pas quand je le place sur la station de recharge. | Votre Laser défilant le temps de Tria n'est pas branché correctement. | Vérifiez que l'appareil est correctement posé sur la station de recharge. Puis, vérifiez que le câble est correctement branché aux deux extrémités et que la fiche est enfoncée à fond dans la prise de courant. (voir page 40) |
| | La prise de courant de votre maison ne fonctionne pas. | Essayez une autre prise de courant. |
| | Votre Laser défilant le temps de Tria n'est pas bien posé sur sa station de recharge. | Remplacez votre Laser défilant le temps de Tria dans la station de recharge, en vous assurant qu'il repose au fond de la station. Vérifiez que l'indicateur de batterie clignote. |

| VOTRE QUESTION | IL EST POSSIBLE QUE | COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE PANNE |
|--|---|---|
| Quand j'utilise mon Laser défilant le temps de Tria, la lumière de contact ne s'allume pas (lumière violette) ou s'arrête complètement durant le traitement. | Votre Laser défilant le temps de Tria n'est pas chargé. | Chargez votre Laser défilant le temps de Tria en le plaçant sur la station de recharge. |
| | L'extrémité du laser n'effectue pas un bon contact avec la peau. | Effectuez un déplacement lent et régulier tout en maintenant un bon contact avec la peau. (voir page 42) |
| | Votre Laser défilant le temps de Tria ne fonctionne pas correctement. | Chargez votre Laser défilant le temps de Tria et recommencez votre séance de traitement. Si le problème persiste, contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty. |
| Lors de l'utilisation du Laser défilant le temps de Tria, la lumière de contact s'illumine de manière intermittente. | L'extrémité du laser n'effectue pas un bon contact avec la peau. | Effectuez un déplacement lent et régulier tout en maintenant un bon contact avec la peau. (voir page 42) |
| | La saleté ou les débris bloquent l'extrémité du laser. | Nettoyez l'extrémité du laser à l'aide d'un chiffon non pelucheux. (voir page 45) |

| VOTRE QUESTION | IL EST POSSIBLE QUE | COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE PANNE |
|--|--|---|
| Mon Laser défiant le temps de Tria ne s'éteint pas. | Vous avez accidentellement relâché le bouton d'alimentation trop rapidement. | Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 à 2 secondes, puis relâchez. |
| Mon Laser défiant le temps de Tria ne s'allume pas. | Votre Laser défiant le temps de Tria est verrouillé. | Déverrouillez votre Laser défiant le temps de Tria. (voir page 39) |
| Mon Laser défiant le temps de Tria ne se verrouille pas. | Votre Laser défiant le temps de Tria n'est pas allumé. | Premièrement, votre Laser défiant le temps de Tria doit être allumé. Puis, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins quatre secondes jusqu'à ce que l'icône illustrant un cadenas s'allume sur l'écran. |
| Mon Laser défiant le temps de Tria est verrouillé/l'indicateur de verrouillage est allumé. | Vous avez accidentellement verrouillé votre Laser défiant le temps de Tria. | Déverrouillez votre Laser défiant le temps de Tria. (voir page 39) |

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lisez les renseignements importants en matière de sécurité suivants avant d'utiliser l'appareil. Si vous avez des questions, contactez le Service à la clientèle de Tria Beauty ou votre médecin.



MISES EN GARDE

- N'utilisez pas cet appareil pour traiter vos yeux ou paupières et ne pointez pas l'appareil directement dans vos yeux. Cela pourrait entraîner de graves lésions à l'œil, comme une baisse temporaire ou permanente de la vue ou une cécité irréversible. Autour des yeux, traitez uniquement les endroits où vous sentez de l'os sous la peau.
- Ne traitez pas votre peau si elle est infectée, brûlée ou coupée. Cela pourrait entraîner une gêne ou des irritations. Attendez que votre peau guérisse avant d'utiliser l'appareil.
- Ne traitez pas votre peau aux endroits couverts par un tatouage ou du maquillage permanent. Ceci résulterait en un endommagement du tatouage ou un risque accru de lésion cutanée.
- Ne traitez pas une zone de votre visage plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Le risque d'irritation de la peau en serait accru.
- Ne faites pas de traitement si votre peau présente une rougeur ou un gonflement considérables suite à votre dernier traitement. Attendez que la rougeur ou le gonflement disparaisse avant de traiter une nouvelle fois. Si vous avez une rougeur ou un gonflement cutané durant plus d'une semaine, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil si vous remarquez un noircissement de la peau. Le non-respect de ces instructions peut aggraver le noircissement de la peau. L'atténuation d'un tel effet peut prendre plus de 3 mois.
- N'utilisez pas l'appareil si la peau est douloureuse au toucher, bombée (supérieure à la région avoisinante), croûtée ou en sang. Cela peut-être le signe d'une affection plus grave. Vous devriez dans ce cas consulter votre médecin.
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte. L'appareil n'a pas été testé sur les femmes enceintes, et les risques sont, par conséquent, inconnus.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez moins de 18 ans. Cet appareil n'a pas été testé sur des personnes de moins de 18 ans. Des conséquences graves pour la peau ou l'œil pourraient en résulter.
- N'utilisez pas l'appareil ou la station de recharge s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil ou le chargeur s'ils sont mouillés ou tombés dans l'eau en étant branchés. Si l'appareil ou le chargeur tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Manipuler un appareil humide pourrait entraîner une décharge électrique potentiellement mortelle.
- Attention - Lumière laser invisible. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques. Produit laser de catégorie 1.

Le non-respect de ces mises en garde peut provoquer d'éventuelles blessures cutanées.

PRÉCAUTIONS

Pour éviter d'éventuels dommages ou blessures :

- Ne traitez pas les régions du corps autres que le visage. L'utilisation de l'appareil sur les autres parties du corps n'a pas été testée et les risques sont, par conséquent, inconnus.
- Il ne faut pas appliquer les traitements au même endroit sans déplacer l'appareil. Cela augmentera les rougeurs et le gonflement et pourrait donner lieu à des ampoules ou à des croûtes.
- Si vous remarquez une aggravation de la région sur laquelle vous utilisez l'appareil pour traiter les rides, cessez toute utilisation et consultez votre médecin afin de vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une affection plus grave.
- Stockez uniquement l'appareil dans une pièce sèche dont la température est comprise entre -20 °C et +50 °C. Utilisez l'appareil dans une pièce à température normale uniquement.
- Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures. Cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé pourrait provoquer de graves lésions de la peau ou de l'œil.
- Utilisez uniquement la station de recharge et l'alimentation électrique qui vous sont fournies avec l'appareil. L'utilisation d'un autre équipement pourrait endommager l'appareil.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil, la station de recharge ou l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil si vous suivez des traitements cosmétiques professionnels, comme un peeling de la peau, un resurfaçage au laser ou une injection de toxines (ex. Botox) ou de comblement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments, comme de l'isotrétinoïne ou un autre rétinoïde oral (ex. Accutane) qui vous obligent à éviter les rayons du soleil ou qui contiennent un stéroïde, ou si vous souffrez d'une affection médicale qui augmente votre sensibilité à la lumière.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une importante affection médicale de la peau, si votre peau est généralement sensible à la lumière ou si votre peau développe facilement une éruption cutanée ou une réaction allergique.

Le non-respect de ces précautions pourrait provoquer des lésions cutanées, un dommage de l'appareil ou des blessures, dont une perte de la vue ou un choc électrique potentiellement mortel.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Mise en garde



Mise en garde du Laser



Type BF



Numéro de série



Fabricant



Alimentation allumée/éteinte



Documentation d'accompagnement à consulter



Limite de températures



DEEE



Marque CE



Équipement de classe II



Date de fabrication



Numéro de pièce



Produit laser de classe 1



Tenir au sec



Symbole de conformité RoHS



Symbole de recyclage

BENVENUTA

DAI IL BENVENUTO AL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE CON IL LASER TRIA BEAUTY,
PER OTTENERE RISULTATI ANTIETÀ PROFESSIONALI A CASA.

Con il laser antietà Tria puoi trattare i diversi segni di invecchiamento cutaneo ripristinando la naturale luminosità della pelle. Questo nuovo dispositivo è veramente rivoluzionario nella cura della pelle, poiché ti aiuta ad ottenere risultati professionali con i trattamenti laser antietà mediante una serie di brevi trattamenti semplici e da effettuare comodamente a casa. La luce laser stimola il naturale processo di ringiovanimento dell'organismo, rigenerando le cellule e producendo nuovo collagene.

Il risultato è una pelle più giovane, con meno rughe e segni d'espressione, un colorito più uniforme e una consistenza più levigata. Sostenuto da un decennio di prove cliniche e dall'entusiasmo dei dermatologi, il ringiovanimento della pelle con i trattamenti laser tratta le varie tipologie di invecchiamento cutaneo senza rischi e con migliori risultati rispetto alle tradizionali creme e lozioni antietà. I risultati saranno già visibili dopo solo due settimane.

Prima di usare il laser antietà Tria, leggi attentamente le *Istruzioni per l'uso* e guarda il video *Modalità d'uso*, disponibile sul nostro sito internet, per importanti avvertenze di sicurezza e per garantire i migliori risultati. La *Guida rapida* è anche disponibile nel nostro sito internet (vedi retrocopertina).

LASER ANTIETÀ

Istruzioni per l'uso



INDICE


| | |
|--|----|
| DESCRIZIONE GENERALE DEL LASER ANTIETÀ TRIA | 57 |
| PRIMA DELL'USO INIZIALE DEL LASER ANTIETÀ TRIA | 59 |
| COME USARE IL LASER ANTIETÀ TRIA | 59 |
| CHE COSA ASPETTARSI | 62 |
| SUGGERIMENTI UTILI PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI | 63 |
| FREQUENZA D'USO DEL LASER ANTIETÀ TRIA | 64 |
| CURA DEL LASER ANTIETÀ TRIA | 64 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 65 |
| RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 66 |
| IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA | 69 |

DESCRIZIONE GENERALE DEL LASER ANTIETÀ TRIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- LASER ANTIETÀ TRIA
- BASE DI RICARICA
- ALIMENTATORE E CAVO
- ISTRUZIONI PER L'USO

CARATTERISTICHE IMPORTANTI:



LASER ANTIETÀ TRIA



FUNZIONE DI BLOCCAGGIO

Quando il dispositivo è bloccato non si accende. L'icona del lucchetto blu si accende quando si preme il pulsante di accensione.


Per bloccare il dispositivo: accendi il laser antietà Tria. Quindi, premi il pulsante per diversi secondi fino a quando l'icona del lucchetto non si accende sul display.

Per sbloccare il dispositivo: mantieni premuto il pulsante di accensione fino a sentire quattro bip. Quindi lascialo andare.

PRIMA DELL'USO INIZIALE DEL LASER ANTIETÀ TRIA

RICARICA IL LASER ANTIETÀ TRIA

- Inserisci il cavo nell'alimentatore e nella base di ricarica. Collega quindi l'alimentatore a una presa di corrente.
- Inserisci il laser antietà Tria nella base di ricarica.
- Durante la carica del laser antietà Tria, la spia della batteria lampeggia. Una volta caricato (dopo circa 2½ ore) la spia della batteria si spegne.
- Per comodità, il laser antietà Tria può essere riposto sulla base di ricarica fra un trattamento ed il successivo. In questo modo sarà sempre carico e pronto all'uso.



GUARDA IL VIDEO MODALITÀ D'USO

Visita il nostro sito internet per utili informazioni e tecniche per l'uso del laser antietà Tria (vedi retrocopertina).

COME USARE IL LASER ANTIETÀ TRIA

IL LASER ANTIETÀ TRIA È INDICATO PER IL TRATTAMENTO DI RUGHE, SCOLORIMENTO CUTANEO E PELLE RUVIDA.



LE ISTRUZIONI SOTTO RIPORTATE DESCRIVONO COME USARE CORRETTAMENTE IL LASER ANTIETÀ TRIA.

1. PREPARA LA PELLE

- Lavati e asciugati il viso.
- Per ottenere i migliori risultati usa il detergente Tria Priming Cleanser, creato appositamente per rimuovere trucco, lozioni solari, e altri prodotti che possono schermare la luce laser riducendone gli effetti.

2. SELEZIONA UN LIVELLO DI TRATTAMENTO

- Rimuovi il laser antietà Tria dalla base di ricarica e premi il pulsante di accensione.
- Usa l'interruttore per selezionare il livello di trattamento desiderato (Basso, Medio o Alto). Per comodità d'uso, il laser antietà Tria memorizza il livello di trattamento dell'ultimo utilizzo.



3. ESEGUI IL TRATTAMENTO

- Durante il trattamento dividi il viso in 4 zone, come mostrato nell'immagine qui sopra, per assicurare un trattamento uniforme sull'intero viso. Tratta la zona 1 fino a sentire un bip, quindi passa alla zona 2, 3 e 4.

⚠ AVVERTENZE: non trattare la zona occhi o le palpebre e non puntare il dispositivo direttamente negli occhi, per evitare il rischio di gravi lesioni oculari, come la riduzione permanente o temporanea della vista o cecità permanente. Esegui il trattamento contorno occhi solamente dove l'osso percepisci al tatto l'osso orbitale.


⚠ AVVERTENZE: ciascuna zona non deve essere trattata più di una volta al giorno (una volta ogni 24 ore), per non aumentare il rischio di irritazione cutanea.

- Per trattare ciascuna zona, appoggia l'intera punta del laser a contatto sulla pelle, facendola scivolare lentamente da un lato all'altro per coprire l'intera zona, come mostrato nelle immagini qui sotto. Continua a spostare il dispositivo sempre ben a contatto con la pelle senza far spegnere la luce viola di contatto.

✓ CONTATTO CUTANEO CORRETTO




✗ CONTATTO CUTANEO SCADENTE




- Nel trattare la fronte, può essere più facile mantenere il dispositivo in posizione orizzontale, spostandolo su e giù. Ricordati di continuare a spostare il dispositivo a contatto con la pelle senza far spegnere la spia viola del contatto.

✓ MOVIMENTO CORRETTO




✗ MOVIMENTO ERRATO




- Tratta ciascuna zona fino a quando il laser antietà Tria non emette il segnale acustico. Saranno necessari circa 30 secondi per ciascuna zona con il livello Basso, 1 minuto per ciascuna zona con il livello Medio e 2,5 minuti per ciascuna zona con il livello Alto.

✓ MOVIMENTO CORRETTO 1



✓ MOVIMENTO CORRETTO 2



- Il laser antietà Tria emette un bip al completamento del trattamento della prima zona, due bip al completamento del trattamento della seconda zona e tre bip al completamento del trattamento della terza zona.

- Dopo aver trattato tutte quattro le zone, la spia di completamento del trattamento (segno di spunta) si accende, viene emesso un segnale acustico speciale e il laser antietà Tria si spegne automaticamente.

NOTA: se passi alla zona successiva prima di sentire il bip, il trattamento di questa zona può risultare inadeguato. Per ottenere i migliori risultati, non passare alla zona successiva fino a quando non senti il bip.

4. NUTRI LA PELLE

- Per ottenere i migliori risultati usa il Tria Finishing Serum, formulato appositamente per migliorare i risultati del trattamento laser:
 - o Calma e idrata la pelle trattata
 - o Riduce le rughe e i segni d'espressione
 - o Migliora il tono e l'elasticità della pelle

CHE COSA ASPETTARSI

- Raccomandiamo di utilizzare il trattamento con il laser antietà Tria ogni sera nella routine di cura della pelle. In questo modo si attiva il ringiovanimento della pelle e gli effetti collaterali diminuiscono durante la notte.
- In genere si nota un miglioramento della pelle già dopo solo 2 settimane, con risultati ottimali dopo 8 settimane di trattamento.

- Durante, o subito dopo il trattamento, potresti avvertire un lieve disagio, come pizzicore, prurito o bruciore. Potresti anche avvertire una sensazione di calore simile a quella causata da una scottatura solare. Queste sensazioni sono normali e in genere passano dopo pochi minuti o ore e diminuiscono con l'uso continuato.
- Durante o subito dopo il trattamento, si può verificare inoltre un arrossamento temporaneo della pelle. Ciò è del tutto normale e in genere si risolve entro un giorno o al massimo dopo 3 giorni e diminuisce con l'uso continuato.
- Altri effetti collaterali che possono verificarsi con l'uso normale includono:
 - o Gonfiore. In genere diminuisce entro un giorno.
 - o Pelle screpolata o secca.
 - o Piccole chiazze marroni temporanee.
- Applica un siero lenitivo post-trattamento o una lozione idratante per alleviare eventuali disagi cutanei dopo il trattamento. Per ottenere i migliori risultati prova il Tria Finishing Serum.

NOTA: in caso di effetti collaterali più gravi o persistenti, interrompi il trattamento e contatta il Servizio di assistenza clienti Tria Beauty, o personale medico.

SUGGERIMENTI UTILI PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

GUARDA IL VIDEO MODALITÀ D'USO

Vai sul sito triabeauty.co.eu/instructions per guardare il nostro video *Modalità d'uso* che spiega come tenere e spostare il laser antietà Tria sulla pelle.

PROVA PRIMA DAVANTI ALLO SPECCHIO

Guardati allo specchio le prime volte che esegui il trattamento. Vedrai la luce viola illuminarsi quando tieni il dispositivo a contatto sulla pelle e in continuo movimento.

ESEGUI IL TRATTAMENTO LA SERA

Esegui il trattamento la sera prima di andare a letto in modo che eventuali arrossamenti o gonfiori possano diminuire durante la notte.

AUMENTA IL LIVELLO DI TRATTAMENTO

Potrebbe essere necessaria circa una settimana perché la pelle si abitui al trattamento laser. All'inizio quindi è meglio usare il livello di trattamento Basso. Una volta che la pelle si è assuefatta, passa al livello di trattamento superiore per ottenere risultati ottimali.

PROTEGGI LA PELLE DAI RAGGI DEL SOLE

Applica una lozione solare di buona qualità tutte le mattine. Usando la lozione solare tutti i giorni, proteggi i benefici dei trattamenti con il laser

antietà Tria, mantenendo i risultati più a lungo, e aiutando a prevenire altri danni causati dai raggi solari.

FREQUENZA D'USO DEL LASER ANTIETÀ TRIA

- Per le prime 8 settimane, usa il laser antietà Tria una volta al giorno.
- Interrompi l'uso del laser antietà Tria per le 4 settimane successive per consentire la massima rigenerazione cellulare e di collagene.
- Dopo questo periodo di 4 settimane, puoi iniziare un altro ciclo di trattamenti di 8 settimane.

CURA DEL LASER ANTIETÀ TRIA

PULIZIA

Per ottenere i migliori risultati, mantieni pulita la punta di trattamento laser. Grasso, lozioni, trucco o altri residui possono bloccare la luce laser o impedire il corretto funzionamento del dispositivo.

Se l'erogatore laser o la punta del dispositivo si sporcano, pulisci con un panno privo di filaccia.

Se si sporcano altre parti del dispositivo o la base di ricarica, pulisci usando un panno morbido

leggermente intriso di alcool isopropilico. Controlla che la base di ricarica non sia collegata alla rete e non lasciare che acqua o altri liquidi penetrino in qualsiasi parte del dispositivo o nella base di ricarica.

MANUTENZIONE

Il dispositivo non richiede manutenzione regolare o speciale. Se pensi che il tuo dispositivo o la base di ricarica non funzionino come previsto, o siano danneggiati, non usare il dispositivo. Rivolgiti al Servizio di assistenza clienti Tria Beauty per assistenza.

CONSERVAZIONE

Proteggi il dispositivo e la base di ricarica da acqua, umidità o residui che possono penetrare nel dispositivo o nella base di ricarica.

SMALTIMENTO

Questo dispositivo contiene batterie agli ioni di litio. Osserva i regolamenti in vigore per il riciclaggio o lo smaltimento dei dispositivi elettrici.

VIAGGI

Se viaggi con il laser antietà Tria, imballa il dispositivo e la base di ricarica nella confezione originale per prevenire danni.

La base di ricarica funziona correttamente con tutte le normali tensioni residenziali (alimentazione da 110 a 240 V - a 50/60 Hz). Può essere necessario un adattatore per collegare la base di ricarica alla presa di corrente.

VITA UTILE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo funzionerà correttamente per almeno 3 anni in condizioni d'uso normali. Non contiene parti che devono essere sostituite regolarmente. Il dispositivo funziona correttamente se funziona come descritto in questo dépliant.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO: SRL

TIPO DI LASER: Diodo laser

CLASSE LASER: 1, conformemente alle norme IEC 60825-1:2014

NOTA: questo dispositivo laser di Classe 1 emette raggi laser invisibili. Non trattare la zona occhi, le palpebre e non puntare direttamente negli occhi. Questo dispositivo è sicuro per gli occhi e per la pelle se usato secondo queste *Istruzioni per l'uso*.

LUNGHEZZA D'ONDA IN USCITA: 1440 nm

ENERGIA LASER IN USCITA: 5-12 mJ/impulso

INGRESSO CARICABATTERIA:
100-240 V - 50/60 Hz, 0,15 A

USCITA CARICABATTERIA:

5 V CC 1,0 A, in alternativa collegamento USB

CARATTERISTICHE FISICHE



TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

5°C - 30°C

UMIDITÀ RELATIVA DI ESERCIZIO:

Non-condensante 15-95%

PRESSIONE ATMOSFERICA

DI ESERCIZIO:

700 hPa - 1060 hPa



TEMPERATURE DI TRASPORTO

E CONSERVAZIONE:

-20°C - 50°C

UMIDITÀ RELATIVA DI TRASPORTO:

Non condensante 0-95%

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Usa questa tabella come ausilio per la risoluzione di eventuali problemi. Se i problemi persistono, rivolgiti al Servizio di assistenza clienti Tria Beauty.

| QUESITO | POSSIBILE MALFUNZIONAMENTO | SOLUZIONE PROPOSTA |
|---|--|--|
| La spia di guasto del dispositivo (!) è accesa. | Il laser antietà Tria non funziona correttamente. | Spegni il laser antietà Tria e riaccendilo. Se la spia è ancora accesa, rivolgiti al Servizio di assistenza clienti Tria Beauty. |
| Il laser antietà Tria non si carica quando lo inserisco nella base di ricarica. | Il laser antietà Tria non è collegato correttamente. | Controlla che il dispositivo sia inserito correttamente nella base di ricarica, quindi controlla che il cavo sia collegato correttamente ad entrambi i capi e inserito a fondo nella presa di corrente. (vedi pagina 59) |
| | La presa di corrente non funziona. | Prova una presa diversa. |
| | Il laser antietà Tria non è inserito correttamente nella base di ricarica. | Riposiziona il laser antietà Tria nella base di ricarica verificando che sia appoggiato sul fondo della base. Verifica che la spia della batteria lampeggi. |

| QUESITO | POSSIBILE MALFUNZIONAMENTO | SOLUZIONE PROPOSTA |
|--|--|--|
| Quando uso il laser antietà Tria, la spia del contatto non emette una luce viola o si spegne completamente durante il trattamento. | Il laser antietà Tria non è caricato. | Ricarica il laser antietà Tria collocandolo nella base di ricarica. |
| | La punta di trattamento laser non è posizionata correttamente a contatto con la pelle. | Fai scivolare lentamente e uniformemente la punta tenendola bene a contatto con la pelle. (vedi pagina 61) |
| | Il laser antietà Tria non funziona correttamente. | Carica il laser antietà Tria e riprendi la sessione di trattamento. Se il problema si ripresenta, rivolgiti al Servizio di assistenza clienti Tria Beauty. |
| Durante l'uso del laser antietà Tria, la spia del contatto si accende a intermittenza. | La punta di trattamento laser non è bene a contatto con la pelle. | Fai scivolare lentamente e uniformemente la punta tenendola a contatto con la pelle. (vedi pagina 61) |
| | Sporco o residui bloccano la punta del trattamento laser. | Pulisci la punta del trattamento laser con un panno asciutto privo di filaccia. (vedi pagina 64) |

| QUESITO | POSSIBILE MALFUNZIONAMENTO | SOLUZIONE PROPOSTA |
|--|---|--|
| Il laser antietà Tria non si spegne. | Il pulsante di accensione è stato rilasciato troppo presto. | Mantieni premuto il pulsante di accensione per 1-2 secondi, quindi lascia andare. |
| Il laser antietà Tria non si accende. | Il laser antietà Tria è bloccato. | Sblocca il laser antietà Tria. (vedi pagina 58) |
| Il laser antietà Tria non si blocca. | Il laser antietà Tria non è acceso. | Come prima cosa, il laser antietà Tria deve essere acceso. Tieni quindi premuto il pulsante di accensione per almeno quattro secondi fino a quando l'icona del lucchetto non si accende sul display. |
| Il laser antietà Tria è bloccato/la spia di bloccaggio del dispositivo è accesa. | Hai bloccato inavvertitamente il laser antietà Tria. | Sblocca il laser antietà Tria. (vedi pagina 58) |

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggi le importanti informazioni di sicurezza qui di seguito prima di usare il dispositivo. Per eventuali chiarimenti rivolgiti al Servizio di assistenza clienti Tria Beauty o al tuo medico.



AVVERTENZE

- Non usare per trattare la zona occhi o le palpebre e non puntare direttamente sugli occhi, per evitare il rischio di gravi lesioni oculari come la riduzione permanente o temporanea della vista o cecità permanente. Esegui il trattamento nella zona contorno occhi solamente dove puoi sentire al tatto l'osso sottocutaneo.
- Non trattare pelle infetta, bruciata o tagliata, per evitare disagio o irritazione cutanea. Attendi che queste condizioni guariscano prima di usare il dispositivo.
- Non trattare pelle tatuata o aree con trucco permanente, per evitare il rischio di danneggiare il tatuaggio o di lesioni cutanee.
- Non trattare la stessa zona del viso più di una volta al giorno (una volta ogni 24 ore), per evitare di aumentare il rischio di irritazione cutanea.
- Non trattare pelle notevolmente arrossata o gonfia in seguito a un trattamento precedente. Attendi che il rossore e il gonfiore spariscono prima di eseguire un nuovo trattamento. In caso di rossore o gonfiore che dura più di una settimana interrompi l'uso del dispositivo e rivolgiti al medico.
- Non usare il dispositivo se la pelle si scurisce. In caso di mancata osservanza di queste istruzioni, la pelle può scurirsi ulteriormente e non schiarirsi prima di 3 mesi.
- Non usare il dispositivo per trattare pelle dolorante al tatto, rigonfiata (più alta della pelle attorno), con croste o sanguinante. Questi possono essere segni di una condizione più grave da sottoporre a controllo medico.
- Non usare il dispositivo in gravidanza. Il dispositivo non è stato provato sulle donne in gravidanza e i rischi non sono noti.
- Non usare il dispositivo se hai meno di 18 anni. L'uso del dispositivo su o da parte di individui di età inferiore ai 18 anni non è stato provato e potrebbe causare gravi lesioni cutanee o oculari.
- Non usare in caso di danni al dispositivo o alla base di ricarica.
- Non usare se il dispositivo è bagnato, o se il dispositivo o la base di ricarica sono a rischio di contatto con acqua mentre la spina è collegata alla rete. Se il dispositivo o la base di ricarica sono caduti in acqua non maneggiarli senza avere prima scollegato la presa dalla rete. Se si tocca il dispositivo quando è bagnato si corre il rischio di subire una scarica elettrica che potrebbe risultare fatale.
- Luce laser invisibile. Non visionare direttamente con strumenti ottici. Prodotto laser Classe 1.

L'inosservanza di queste avvertenze può causare lesioni cutanee.

PRECAUZIONI

Per evitare possibili danni al dispositivo o infortuni:

- Non trattare aree del corpo diverse dal viso. L'uso di questo dispositivo su altre aree del corpo non è stato collaudato e i rischi non sono noti.
- L'applicazione di trattamenti nello stesso punto senza spostare il dispositivo aumenterà rossore e gonfiore e potrebbe causare vesciche o croste.
- Se l'area cutanea su cui usi il dispositivo per trattare le rughe sembra peggiorare, interrompi l'uso e consulta il medico per escludere una patologia più grave.
- Conserva sempre il dispositivo all'asciutto e a una temperatura compresa fra -20°C e +50°C. Usa il dispositivo solamente a temperatura ambiente.
- Non lasciar cadere il dispositivo su superfici dure per evitare di danneggiarlo. L'uso di un dispositivo danneggiato potrebbe dar luogo a gravi infortuni cutanei o oculari.
- Usa solamente la base di ricarica e l'alimentatore in dotazione per ricaricare il dispositivo. L'uso di strumenti diversi potrebbe danneggiare il dispositivo.

- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo, la base di ricarica, o l'alimentatore.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di trattamenti cosmetici professionali, come peeling, ringiovanimento cutaneo laser o con iniezioni di tossine (ad esempio Botox) o riempitivi rughe.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di assunzione di medicinali come l'isotretinoina o altri retinoidi orali (ad esempio Accutane), che richiedono di evitare l'esposizione al sole o che contengono steroidi, o se soffri di una patologia che aumenta a sensibilità alla luce.
- Non usare se soffri di una patologia cutanea grave, se hai una pelle particolarmente sensibile alla luce, o se la tua pelle è soggetta facilmente ad irritazioni o reazioni allergiche.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare lesioni cutanee, danni al dispositivo o infortuni, compresa la perdita della vista o scossa elettrica potenzialmente fatale.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Simbolo di avvertimento



Simbolo di avvertimento laser



Simbolo del tipo BF



Simbolo del numero di serie



Simbolo del produttore



Simbolo di accensione/spengimento



Simbolo che impone di consultare la documentazione a corredo



Simbolo del limite di temperatura



Simbolo RAEE



Marchio CE



Apparecchiatura di Classe II



Data di produzione



Numero di prodotto



Prodotto laser di Classe I



Mantenere asciutto



Simbolo di conformità RoHS



Simbolo di riciclaggio

WILLKOMMEN

WILLKOMMEN BEI DER LASER-REGENERATION MIT TRIA BEAUTY. FREUEN SIE SICH ÜBER PROFESSIONELLE ANTI-AGING-ERGEBNISSE BEI IHNEN ZU HAUSE.

Mit dem Tria Age-Defying Laser können Sie gleich mehrere Anzeichen der Hautalterung auf einmal behandeln und die natürliche Schönheit Ihrer Haut wiederherstellen. Ihr neues Gerät ist eine echte Revolution in der Hautpflege, denn mit ihm erzielen Sie professionelle Ergebnisse durch kurze, einfache Anti-Aging-Laserbehandlungen, die Sie bequem zu Hause durchführen können. Das Laserlicht stimuliert die natürlichen Regenerationskräfte zur Zellerneuerung und Produktion von Collagen.

Das Ergebnis ist ein jugendlicheres Aussehen mit weniger feinen Linien und Falten, einem gleichmäßigeren Teint und einer glatteren Haut. Die Laserbehandlung zur Hautregeneration hat sich seit mehr als zehn Jahren in der klinischen Anwendung bewährt und gehört zu den beliebtesten Behandlungsmethoden unter Dermatologen. Sie bekämpft auf sichere Weise mehrere Anzeichen der Hautalterung gleichzeitig und erzielt bessere Ergebnisse als herkömmliche Anti-Aging-Cremes und -Lotionen. Sichtbare Ergebnisse stellen sich oft bereits nach zwei Wochen ein.

Bevor Sie Ihren neuen Tria Age-Defying Laser ausprobieren, lesen Sie bitte diese *Gebrauchsanweisung* und sehen sich das *Anwendungsvideo* an, das auf unserer Website verfügbar ist. Es enthält wichtige Sicherheitsinformationen und hilft Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen. Außerdem finden Sie die *Kurzanleitung* auf unserer Webseite (siehe Rückumschlagsseite).

AGE-DEFYING LASER

Gebrauchsanweisung

DE

INHALTSANGABE


| | |
|---|----|
| MACHEN SIE SICH MIT DEM TRIA AGE-DEFYING LASER VERTRAUT | 75 |
| VOR DER ERSTMALIGEN ANWENDUNG DES TRIA AGE-DEFYING LASERS | 77 |
| SO WENDEN SIE DEN TRIA AGE-DEFYING LASER AN | 77 |
| WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN | 81 |
| NÜTZLICHE TIPPS FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE | 81 |
| ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT | 82 |
| PFLEGE DES TRIA AGE-DEFYING LASERS | 82 |
| TECHNISCHE DATEN | 84 |
| FEHLERBEHEBUNG | 85 |
| WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN | 88 |

MACHEN SIE SICH MIT DEM TRIA AGE-DEFYING LASER VERTRAUT


LIEFERUMFANG:

- TRIA AGE-DEFYING LASER
- LADEGERÄT
- NETZTEIL UND NETZKABEL
- GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE MERKMALE:



TRIA AGE-DEFYING LASER



GERÄTEVERRIEGELUNG

Wenn das Gerät verriegelt ist, kann es nicht eingeschaltet werden. Das blaue Vorhängeschloss-Symbol leuchtet auf, wenn der Ein-/Ausschaltknopf gedrückt wird.


Verriegelung: Schalten Sie den Tria Age-Defying Laser zunächst ein. Drücken Sie dann mehrere Sekunden lang den Ein-/Ausschaltknopf, bis das Vorhängeschloss-Symbol auf dem Display leuchtet.

Entriegelung: Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt, bis Sie vier Töne hören. Lassen Sie dann den Ein-/Ausschaltknopf los.

VOR DER ERSTMALIGEN ANWENDUNG DES TRIA AGE-DEFYING LASERS

LADEN SIE DEN TRIA AGE-DEFYING LASER

- Schließen Sie das Kabel am Netzteil und am Ladegerät an. Verbinden Sie dann das Netzteil mit einer Netzsteckdose.
- Stellen Sie den Tria Age-Defying Laser ins Ladegerät.
- Wenn der Tria Age-Defying Laser lädt, blinkt die Ladestandsanzeige. Wenn der Akku voll aufgeladen ist (nach ca. 2½ Stunden), erlischt die Ladestandsanzeige.
- Einfach praktisch: Der Tria Age-Defying Laser kann bei Nichtgebrauch im Ladegerät aufbewahrt werden. Damit wird gewährleistet, dass er immer voll geladen und einsatzbereit ist.



SEHEN SIE SICH DAS ANLEITUNGSVIDEO AN

Besuchen Sie unsere Website. Das Video enthält nützliche Informationen und Techniken zur Anwendung des Tria Age-Defying Lasers (siehe Rückumschlagsseite).

SO WENDEN SIE DEN TRIA AGE-DEFYING LASER AN

DER TRIA AGE-DEFYING LASER DIENT DER BEHANDLUNG VON FALTEN, HAUTVERFÄRBUNGEN UND RAUHER HAUT.



DIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG BESCHREIBT DIE RICHTIGE ANWENDUNG DES TRIA AGE-DEFYING LASERS.

1. VORBEREITUNG DER HAUT

- Waschen Sie Ihr Gesicht und trocknen Sie es ab.
- Verwenden Sie den Tria Priming Cleanser, um die besten Ergebnisse zu erzielen; er ist speziell zum Entfernen von Make-up, Sonnenschutzmitteln und anderen Produkten bestimmt, die das Laserlicht blockieren und die Wirksamkeit des Lasers reduzieren können.

2. WÄHLEN SIE DIE BEHANDLUNGSENTENSITÄT

- Nehmen Sie den Tria Age-Defying Laser aus dem Ladegerät und drücken Sie die Einschalttaste, um ihn einzuschalten.
- Wählen Sie durch erneutes Drücken der Einschalttaste die gewünschte Behandlungsintensität (Schwach, Mittel oder Stark). Der Tria Age-Defying Laser macht es Ihnen leicht, indem er sich die zuletzt verwendete Behandlungsintensität merkt.



3. BEHADELN SIE DIE HAUT


- Teilen Sie Ihr Gesicht zur Behandlung wie in der Abbildung unten gezeigt in 4 Zonen auf, um zu gewährleisten, dass das ganze Gesicht gleichmäßig behandelt wird. Behandeln Sie Zone 1, bis das Gerät einen Signalton abgibt, und fahren Sie dann mit Zone 2, 3 und 4 fort.

⚠ ACHTUNG: Wenden Sie den Tria Age-Defying Laser nicht an den Augen oder Augenlidern an und richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf die Augen. Dies könnte ernsthafte Augenverletzungen verursachen, z. B. anhaltende oder vorübergehende Beeinträchtigung des Sehvermögens oder anhaltende Blindheit. Behandeln Sie im Bereich um die Augen nur die Hautstellen, unter denen Knochen zu fühlen ist.

⚠ ACHTUNG: Behandeln Sie jede Zone nicht mehr als einmal täglich (einmal alle 24 Stunden). Andernfalls könnte sich das Risiko von Hautreizungen erhöhen.


- Zur Behandlung der einzelnen Zonen legen Sie den gesamten Laserschlitze flach an die Haut und lassen ihn langsam von einer Seite zur anderen gleiten, um die gesamte Zone zu behandeln. Dies ist in den Abbildungen weiter unten gezeigt. Das Gerät muss immer in Bewegung bleiben und einen guten Hautkontakt haben, damit das violette Kontaktlicht nicht erlischt.

- Bei der Behandlung der Stirn ist es oft hilfreich, das Gerät horizontal zu halten und nach oben und unten zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Gerät immer in Bewegung bleibt und guten Hautkontakt hat, sodass das violette Kontaktlicht stets leuchtet.




- Behandeln Sie jede Zone, bis der Tria Age-Defying Laser einen Signalton abgibt. Bei schwacher Behandlungsintensität dauert dies ca. 30 Sekunden, bei mittlerer Intensität 1 Minute und bei starker Intensität 2,5 Minuten.

✓ RICHTIGE BEWEGUNG 1



✓ RICHTIGE BEWEGUNG 2



- Der Tria Age-Defying Laser gibt einen Signalton ab, nachdem die erste Zone behandelt wurde, zwei Signaltöne, nachdem die zweite Zone behandelt wurde, und drei Signaltöne, nachdem die dritte Zone behandelt wurde.
- Nach der Behandlung aller vier Zonen signalisiert ein leuchtendes Zeichen (Häkchen) auf dem Display das Ende der Behandlung, es wird ein spezieller Ton abgegeben und der Tria Age-Defying Laser schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS: Wenn Sie zur nächsten Zone fortschreiten, bevor der Ton abgegeben wird, wird die jetzige Zone möglicherweise ungenügend behandelt. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie auf den Ton warten, bevor Sie mit der nächsten Zone fortfahren.

4. PFLEGEN SIE IHRE HAUT

- Für optimale Ergebnisse wenden Sie das Tria Nachbehandlungsserum an. Seine spezielle Zusammensetzung verbessert die Regenerationsergebnisse, indem es:
 - o die Haut beruhigt und ihr Feuchtigkeit spendet
 - o feine Linien und Falten kleiner erscheinen lässt
 - o die Haut festigt und elastischer macht

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

- Wir empfehlen Ihnen, den Tria Age-Defying Laser bei Ihrer täglichen Abendtoilette anzuwenden. So kann die Hautregeneration beginnen und die Nebenwirkungen können über Nacht abklingen.
- Üblicherweise bemerken Benutzer bereits nach nur zwei Wochen eine Verbesserung der Haut. Die besten Ergebnisse stellen sich einige Wochen nach Abschluss des achtwöchigen Behandlungszyklus ein.
- Während oder direkt nach der Behandlung kommt es eventuell zu leichten Beschwerden wie Stechen, Jucken oder Kribbeln. Außerdem kann sich die Haut ähnlich wie bei einem Sonnenbrand warm oder heiß anfühlen. Das ist normal, klingt in der Regel nach wenigen Minuten oder Stunden ab und verringert sich bei vermehrter Anwendung.
- Während oder direkt nach der Behandlung kann die Haut auch vorübergehend gerötet oder angeschwollen sein. Diese Erscheinungen sind normal und klingen in der Regel über Nacht oder innerhalb von 3 Tagen ab. Sie lassen mit fortgesetzter Anwendung nach.
- Andere mögliche Nebenwirkungen sind
 - o Hautschwellung. Diese klingt in der Regel über Nacht ab.
 - o Schuppen oder Trockenheit.
 - o Vorübergehende kleine braune Hautflecken.
- Nach der Behandlung tragen Sie zur Beruhigung ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auf, um Hautbeschwerden zu lindern.

Beste Ergebnisse erzielen Sie mit dem Tria Nachbehandlungsserum.

HINWEIS: Wenn sich schwerwiegendere oder anhaltende Nebenwirkungen einstellen, stellen Sie die Behandlung ein und wenden sich an den Kundenservice von Tria Beauty oder einen Arzt.

NÜTZLICHE TIPPS FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

SEHEN SIE SICH DAS ANWENDUNGSVIDEO AN

Auf unserer Website finden Sie das *Anwendungsvideo*, in dem die optimale Haltung und Bewegung des Tria Age-Defying Lasers über die Haut demonstriert werden (siehe Rückumschlagseite).

ÜBEN SIE VOR EINEM SPIEGEL

Beobachten Sie sich bei den ersten paar Behandlungen im Spiegel. So sehen Sie, wie das violette Kontaktlicht leuchtet, wenn Sie das Gerät flach an die Haut halten und es fortlaufend bewegen.

BEHANDLUNG ABENDS DURCHFÜHREN

Führen Sie die Behandlung abends vor dem Zubettgehen durch, sodass gegebenenfalls die Rötung oder Schwellung der Haut über Nacht abklingen kann.

ERHÖHEN SIE DIE BEHANDLUNGSINTENSITÄT

Es kann ungefähr eine Woche dauern, bis sich die Haut an die Laserbehandlung gewöhnt hat. Während dieser Zeit ist es mitunter ratsam, die schwache Behandlungsintensität zu verwenden. Nachdem sich die Haut an die Behandlung gewöhnt hat, erzielen Sie mit einer höheren Intensität bessere Ergebnisse.

SCHÜTZEN SIE DIE HAUT VOR DER SONNE

Tragen Sie jeden Morgen ein hochwertiges Sonnenschutzmittel auf. So bewahren Sie die Ergebnisse, die durch die Behandlung mit dem Tria Age-Defying Laser erzielt wurden, und beugen besser gegen Sonnenschäden vor.

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT

- Während der ersten 8 Wochen verwenden Sie den Tria Age-Defying Laser einmal täglich.
- Stellen Sie die Anwendung des Tria Age-Defying Lasers danach vier Wochen lang ein, um die maximale Regeneration von Zellen und Collagen zu ermöglichen.
- Nach der vierwöchigen Pause können Sie mit einem weiteren achtwöchigen Behandlungszyklus beginnen.

PFLEGE DES TRIA AGE-DEFYING LASERS

REINIGUNG

Für optimale Ergebnisse halten Sie den Laser-Behandlungsschlitz sauber. Öle, Lotionen, Make-up und andere Verunreinigungen können das Laserlicht blockieren und die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Wenn das Laserfenster oder der Behandlungsschlitz sichtbar verunreinigt ist, reinigen Sie diese Bestandteile mit einem fusselfreien Tuch.

Wenn andere Teile des Lasers oder Ladegeräts verschmutzt sind, reinigen Sie diese je nach Bedarf mit einem weichen, mit Reinigungsalkohol benetzten Tuch.

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht ans Netz angeschlossen ist und dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Laser oder das Ladegerät eindringen.

WARTUNG

Das Gerät erfordert keine regelmäßige oder besondere Wartung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Eindruck haben, dass der Laser oder das Ladegerät nicht funktioniert oder beschädigt ist. Nehmen Sie bei Fragen mit dem Kundenservice von Tria Beauty Kontakt auf.

LAGERUNG

Halten Sie den Laser und das Ladegerät fern von Wasser, Feuchtigkeit oder Verunreinigungen, die in den Laser oder das Ladegerät eindringen könnten.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Lithiumakkus. Bitte befolgen Sie die vor Ort geltenden Bestimmungen zum Recyceln oder Entsorgen von Elektrogeräten.

REISEN

Bewahren Sie den Tria Age-Defying Laser und das Ladegerät bei Reisen in der Originalverpackung auf, um einer Beschädigung vorzubeugen.

Das Ladegerät funktioniert ordnungsgemäß bei allen gängigen Haushaltsspannungen (zwischen 100 und 240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz). Möglicherweise benötigen Sie einen Adapter, damit der Stecker in die Steckdosen vor Ort passt.

LEBENSDAUER DES GERÄTS

Das Gerät sollte bei normalem Gebrauch mindestens 3 Jahre lang ordnungsgemäß funktionieren. Es enthält keine Bestandteile, die regelmäßig ausgewechselt werden müssen. Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn der Betrieb den Angaben in diesem Heft entspricht.

TECHNISCHE DATEN

MODELL: SRL

LASERART: Diodenlaser

LASERKLASSE: 1, gemäß IEC 60825-1:2014

HINWEIS: Dieses Lasergerät der Klasse 1 gibt unsichtbare Laserstrahlung ab. Augen und Augenlider nicht behandeln und den Laserstrahl nicht direkt auf die Augen richten. Dieses Gerät birgt keine Gefahr für Augen und Haut, wenn es wie in dieser *Gebrauchsanweisung* angegeben verwendet wird.

ABGEBEBENE WELLENLÄNGE: 1440 nm

ABGEBEBENE LASERENERGIE: 5-12 mJ/Impuls

LADEGERÄTEINGANG:

100-240 V - 50/60 Hz, 0,15 A

LADEGERÄTAUSGABE:

5 V DC 1,0 A, alternativ eine USB-Verbindung

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN



BETRIEBSTEMPERATUR:

5 °C bis 30 °C

**RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
BEIM BETRIEB:**

15-95 %, nicht kondensierend

LUFTDRUCK BEIM BETRIEB:

700 hPa bis 1060 hPa



TRANSPORT- UND

LAGERUNGSTEMPERATUR:

-20 °C bis 50 °C

**RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
BEIM TRANSPORT:**

0-95 %, nicht kondensierend

FEHLERBEHEBUNG

Verwenden Sie diese Tabelle als Hilfestellung zur Lösung eventueller Probleme. Wenn Sie weiterhin Probleme haben, nehmen Sie mit dem Kundenservice von Tria Beauty Kontakt auf.

| IHRE FRAGE | MÖGLICHE FEHLERURSACHE | FEHLERBEHEBUNG |
|---|--|--|
| Die Fehleranzeige (!) des Geräts leuchtet. | Der Tria Age-Defying Laser funktioniert nicht einwandfrei. | Schalten Sie den Tria Age-Defying Laser aus und dann wieder ein. Wenn die Fehleranzeige weiterhin leuchtet, wenden Sie sich an den Kundenservice von Tria Beauty. |
| Der Tria Age-Defying Laser lädt nicht, wenn ich ihn ins Ladegerät stelle. | Der Tria Age-Defying Laser ist nicht richtig angeschlossen. | Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig im Ladegerät steht. Überprüfen Sie danach, ob das Kabel an beiden Enden richtig angeschlossen ist und fest in der Steckdose sitzt. (Siehe Seite 77) |
| | Die Steckdose ist defekt. | Versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. |
| | Der Tria Age-Defying Laser sitzt nicht richtig im Ladegerät. | Positionieren Sie den Tria Age-Defying Laser anders im Ladegerät und achten Sie darauf, dass er guten Kontakt mit dem Boden des Ladegeräts hat. Stellen Sie sicher, dass die Ladeanzeige blinkt. |

| IHRE FRAGE | MÖGLICHE FEHLERURSACHE | FEHLERBEHEBUNG |
|--|---|--|
| Wenn ich den Tria Age-Defying Laser verwende, leuchtet das Kontaktlicht nicht violett oder erlischt während der Behandlung komplett. | Der Tria Age-Defying Laser ist nicht geladen. | Laden Sie den Tria Age-Defying Laser, indem Sie ihn ins Ladegerät stellen. |
| | Der Laserbehandlungsschlitz hat keinen guten Hautkontakt. | Führen Sie eine langsame, gleichmäßige Gleitbewegung bei gutem Hautkontakt aus. (Siehe Seite 79) |
| | Der Tria Age-Defying Laser funktioniert nicht einwandfrei. | Laden Sie den Tria Age-Defying Laser und beginnen Sie die Behandlungssitzung erneut. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von Tria Beauty. |
| Bei der Anwendung des Tria Age-Defying Lasers flackert das Kontaktlicht. | Der Laserbehandlungsschlitz hat keinen guten Hautkontakt. | Führen Sie eine langsame, gleichmäßige Gleitbewegung bei gutem Hautkontakt aus. (Siehe Seite 79) |
| | Der Behandlungsschlitz ist durch Schmutz oder Verunreinigungen blockiert. | Reinigen Sie den Laserbehandlungsschlitz mit einem fusselfreien Tuch. (Siehe Seite 83) |

| IHRE FRAGE | MÖGLICHE FEHLERURSACHE | FEHLERBEHEBUNG |
|--|--|---|
| Der Tria Age-Defying Laser lässt sich nicht ausschalten. | Sie haben aus Versehen den Ein-/Ausschaltknopf zu schnell losgelassen. | Halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf 1-2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn erst dann los. |
| Der Tria Age-Defying Laser lässt sich nicht einschalten. | Der Tria Age-Defying Laser ist verriegelt. | Entriegeln Sie den Tria Age-Defying Laser. (Siehe Seite 76) |
| Der Tria Age-Defying Laser lässt sich nicht verriegeln. | Der Tria Age-Defying Laser ist nicht eingeschaltet. | Der Tria Age-Defying Laser muss zuerst eingeschaltet werden. Drücken Sie dann mindestens vier Sekunden lang den Ein-/Ausschaltknopf, bis das Vorhängeschloss-Symbol auf dem Display leuchtet. |
| Der Tria Age-Defying Laser ist verriegelt/ das Vorhängeschloss-Symbol für die Geräteverriegelung leuchtet. | Sie haben den Tria Age-Defying Laser aus Versehen verriegelt. | Entriegeln Sie den Tria Age-Defying Laser. (Siehe Seite 76) |

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie die folgenden wichtigen Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät verwenden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice von Tria Beauty oder an Ihren Arzt.

WARNHINWEISE

- Wenden Sie den Tria Age-Defying Laser nicht an den Augen oder Augenlidern an und richten Sie den Laserstrahl nicht direkt auf die Augen. Dies könnte ernsthafte Augenverletzungen verursachen, z. B. anhaltende oder vorübergehende Beeinträchtigung des Sehvermögens oder anhaltende Blindheit. Behandeln Sie im Bereich um die Augen nur die Hautstellen, unter denen Knochen zu fühlen ist.
- Infizierte Haut, Verbrennungen und Schnittwunden dürfen nicht behandelt werden. Dies kann zu Schmerzen und Hautreizung führen. Warten Sie, bis diese Schäden abgeheilt sind, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Behandeln Sie keine Hautstellen mit Tätowierungen oder Permanent-Make-up. Dadurch könnte die Tätowierung beschädigt oder das Risiko von Hautverletzungen erhöht werden.
- Behandeln Sie jede Gesichtszone nicht mehr als einmal täglich (einmal alle 24 Stunden). Andernfalls könnte sich das Risiko von Hautreizungen erhöhen.
- Führen Sie keine Behandlung durch, wenn die Haut in Folge einer vorherigen Behandlung noch stark gerötet oder geschwollen ist. Warten Sie, bis die Rötung bzw. Schwellung abgeklungen ist, bevor Sie eine erneute Behandlung durchführen. Wenn die Hautrötung oder -schwellung mehr als eine

Woche anhält, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Ihre Hautfarbe verdunkelt. Wenn diese Anweisungen missachtet werden, kann dies zu einer weiteren Hautverdunkelung führen, die länger als drei Monate braucht, um zurückzugehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Haut, die beim Anfassen schmerzt, hervorsteht (höher als die umliegende Haut ist), verkrustet ist oder blutet. Diese Symptome können auf eine ernsthaftere Erkrankung hindeuten und sollten von einem Arzt untersucht werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind. Dieses Gerät wurde nicht auf Sicherheit für Schwangere getestet und die Risiken sind nicht bekannt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind. Dieses Gerät wurde nicht an Personen unter 18 Jahren getestet und sein Gebrauch könnte ernsthafte Haut- oder Augenverletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Laser oder das Ladegerät beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Laser oder das Ladegerät nass ist oder bei Netzanschluss ins Wasser fallen könnte. Wenn das Laser- oder Ladegerät ins Wasser gefallen ist, fassen Sie es erst an, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben. Wenn Sie das Gerät im nassen Zustand anfassen, können Sie einen tödlichen elektrischen Schlag erleiden.
- Unsichtbares Laserlicht. Nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten. Laserprodukt der Klasse 1 .

Bei Missachtung dieser Warnhinweise könnte eine mögliche Hautverletzung die Folge sein.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Um etwaigen Geräteschäden oder Verletzungen vorzubeugen:

- Behandeln Sie keine anderen Körperregionen als das Gesicht. Die Anwendung des Geräts an anderen Körperregionen wurde nicht getestet und birgt unbekanntes Risiken.
- Die wiederholte Behandlung der gleichen Stelle, ohne das Gerät zu bewegen, führt zu stärkerer Rötung und Schwellung und kann Blasen oder Krusten verursachen.
- Wenn sich der Zustand des Hautbereichs, an dem Sie das Gerät zur Behandlung von Falten verwenden, verschlechtert, stellen Sie die Verwendung ein und sprechen mit Ihrem Arzt, um sicherzustellen, dass Sie nicht an einer ersten Erkrankung leiden.
- Lagern Sie das Gerät immer trocken bei -20 °C bis +50 °C. Verwenden Sie das Gerät nur bei normaler Zimmertemperatur.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Flächen fallen. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann schwere Haut- oder Augenverletzungen verursachen.
- Verwenden Sie ausschließlich das Ladegerät, das mit dem Gerät geliefert wurde. Durch die Verwendung anderer Geräte kann der Laser beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Laser, das Ladegerät oder das Netzteil zu öffnen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich professionellen kosmetischen Behandlungen

unterziehen, z. B. Hautpeeling, Laser-Hautglättung oder Behandlungen, bei denen Gifte (z. B. Botox) oder Füllstoffe eingespritzt werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente, wie Isotretinoin oder ein anderes orales Retinoid (z. B. Accutane) einnehmen, bei deren Anwendung Sie Sonnenlicht meiden sollten, oder wenn Sie Medikamente nehmen, die Steroide enthalten, oder wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Sie lichtempfindlicher macht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer ernsthaften Hautkrankheit leiden, Ihre Haut ungewöhnlich lichtempfindlich ist oder zu Ausschlägen oder allergischen Reaktionen neigt.

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen könnte zu Haut- oder Geräteschäden oder Verletzungen führen, einschließlich Verlust des Sehvermögens oder möglicherweise tödlichem Stromschlag.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Warnungssymbol



Laser-Warnungssymbol



„Typ BF“-Symbol



Seriennummern-Symbol



Herstellersymbol



Strom-Ein/Aus-Symbol



Beiliegende Dokumentation
muss konsultiert werde



Temperaturgrenzen-Symbol



WEEE-Symbol



CE-Zeichen



Gerät der Klasse II



Herstellungsdatum



Bestellnummer



Laserprodukt der Klasse 1



Vor Feuchtigkeit schützen



RoHS-Konformität Symbol



Recycling-Symbol

URZĄDZENIE LASEROWE

Instrukcja użytkownika

WITAMY

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU LASEROWE URZĄDZENIE DO ODMŁADZANIA SKÓRY FIRMY TRIA BEAUTY. ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PROFESJONALNEGO PRZECIWDZIAŁANIA OZNAKOM STARZENIA WE WŁASNYM DOMU.

Przeciwarstariowe urządzenie laserowe Tria umożliwia przeciwdziałanie wielu objawom starzenia się oraz przywrócenie skórze naturalnego blasku. To urządzenie stanowi prawdziwą rewolucję w pielęgnacji skóry, ponieważ umożliwia przeprowadzenie profesjonalnych laserowych zabiegów przeciwarstariowych poprzez krótkie i nieskomplikowane, codzienneseseje prowadzone w zaciszu własnego domu. Światło lasera stymuluje naturalne procesy odnowy organizmu oraz pozwala na regenerację komórek i produkcję nowego kolagenu.

Dzięki temu skóra wygląda młodziej, jej struktura jest gładsza, natomiast drobne i głębokie zmarszczki są mniej widoczne, a koloryt bardziej wyrównany. Skuteczność laserowego odmładzania skóry potwierdzono poprzez wieloletnie stosowanie tej metody w warunkach klinicznych. Ponadto jest ona polecana przez dermatologów, gdyż działa na liczne oznaki starzenia się w sposób bezpieczny i bardziej skuteczny niż tradycyjne kremy i balsamy przeciwarstariowe. Rezultaty mogą być zauważalne już po dwóch tygodniach stosowania.

Przed użyciem przeciwarstariowego urządzenia laserowego Tria, proszę zapoznać się z *Instrukcjami użytkowania* oraz obejrzeć film pt. *Sposób użycia*, dostępny na naszej stronie internetowej. W materiałach tych zawarto ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i uzyskania jak najlepszych wyników. Na naszej stronie internetowej dostępna jest również skrócona *instrukcja skrócona* (patrz: tylna okładka).

SPIS TREŚCI


| | |
|--|-----|
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZECIWARSTARIOWYM URZĄDZENIU LASEROWYM TRIA | 94 |
| PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRZECIWARSTARIOWEGO URZĄDZENIA LASEROWEGO TRIA | 96 |
| ZANIM UŻYJESZ PRZECIWARSTARIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA | 96 |
| CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ | 100 |
| POMOCNE WSKAZÓWKI DLA UZYSKANIA JAK NAJLEPSZYCH REZULTATÓW | 100 |
| JAK CZĘSTO STOSOWAĆ PRZECIWARSTARIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA | 101 |
| JAK DBAĆ O PRZECIWARSTARIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA | 101 |
| PARAMETRY TECHNICZNE | 103 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 104 |
| WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 107 |

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZECIWSTRARZENIOWYM URZĄDZENIU LASEROWYM TRIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- PRZECIWSTRARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA
- ŁADOWARKA
- ZASILACZ I PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE ELEMENTY :




PRZECIWSTRARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA



ZANIM UŻYJESZ PRZECIWSTRARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA

NAŁADUJ PRZECIWSTRARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA

- Podłącz przewód do zasilacza i ładowarki. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka.
- Umieść przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria w ładowarce.
- Podczas ładowania przeciwstarzeniowego urządzenia laserowego Tria wskaźnik akumulatora będzie migał. Po całkowitym naładowaniu (około 2½ godziny) wskaźnik akumulatora wyłączy się.
- Dla wygody użytkownika przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria można przechowywać w ładowarce, gdy nie jest ono w użytku. W ten sposób urządzenie będzie ciągle ładowanie i gotowe do pracy.



OBEJRZYJ FILM DOTYCZĄCY UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Wejdź na naszą stronę internetową aby uzyskać przydatne wskazówki oraz informacje o sposobach użycia przeciwstarzeniowego urządzenia laserowego Tria (patrz: tylna okładka).

SPOSÓB UŻYCIA PRZECIWSTRARZENIOWEGO URZĄDZENIA LASEROWEGO TRIA

PRZECIWSTRARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA UMOŻLIWIA WYKONYWANIE ZABIEGÓW NA ZMARSZCZKACH ORAZ USUWANIE PRZEBARWIEN I NIERÓWNOŚCI SKÓRY.



PONIŻSZA INSTRUKCJA OPISUJE PRAWIDŁOWY SPOSÓB UŻYCIA PRZECIWSTRARZENIOWEGO URZĄDZENIA LASEROWEGO TRIA.

1. PRZYGOTOWANIE SKÓRY

- Umyj i osusz skórę twarzy.
- W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów należy zastosować preparat czyszczący Tria opracowany specjalnie do usuwania makijażu, filtrów słonecznych i innych produktów, które mogą blokować światło lasera i obniżać skuteczność urządzenia.

2. WYBÓR INTENSYWNOŚCI ZABIEGU

- Wyjmij przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria z ładowarki i włącz je, naciskając przycisk zasilający.
- Za pomocą przycisku zasilającego wybierz poziom intensywności zabiegu (niski [Low], średni [Medium], wysoki [High]). Dla wygody użytkownika przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria zapamiętuje ostatnio stosowany poziom intensywności zabiegu.



3. ROZPOCZECIE ZABIEGU

- Podczas wykonywania zabiegu należy podzielić twarz na 4 strefy, jak przedstawiono na powyższym rysunku, aby zapewnić osiągnięcie zrównoważonego efektu na całej powierzchni twarzy. Wykonuj zabieg w strefie 1 do czasu, gdy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, następnie przejdź do strefy 2, 3 i 4.



⚠ OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy stosować na oczy i powieki, ani kierować go bezpośrednio w oczy. Może to spowodować poważne obrażenia oczu, na przykład trwałe lub czasowe pogorszenie wzroku, lub trwałą ślepotę. Zabieg w okolicach oczu należy przeprowadzać wyłącznie w miejscach, w których pod skórą wyczuwalna jest kość.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zabieg dla każdej ze stref można przeprowadzać tylko raz dziennie (raz na 24 godziny). Częstsze wykonywanie zabiegów może zwiększać ryzyko podrażnienia skóry.



- Aby przeprowadzić zabieg w każdej ze stref, należy przyłożyć całą końcówkę lasera do skóry i przesuwać ją powoli z jednej strony na drugą w taki sposób, aby pokryć całą powierzchnię strefy, jak przedstawiono na poniższych rysunkach. Należy stale przesuwać urządzenie i utrzymywać dobry kontakt ze skórą tak, aby fioletowa lampka kontaktowa stale się świeciła.



- Przeprowadzając zabieg na czole, można dla wygody trzymać urządzenie poziomo, przesuając je w górę i w dół. Należy pamiętać, aby stale przesuwać urządzenie i utrzymywać dobry kontakt ze skórą w taki sposób, aby fioletowa lampka kontaktowa stale się świeciła.



- Zabieg w każdej ze stref należy przeprowadzać do czasu, gdy przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria wyemituje sygnał dźwiękowy. Zabieg w każdej strefie zajmie około 30 sekund na poziomie niskim, 1 minutę na poziomie średnim oraz 2,5 minuty na poziomie wysokim.



- Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria wyda jeden sygnał dźwiękowy po zakończeniu zabiegu w strefie pierwszej, dwa sygnały dźwiękowe po zakończeniu zabiegu w strefie drugiej oraz trzy sygnały dźwiękowe po zakończeniu zabiegu w strefie trzeciej.
- Po przeprowadzeniu zabiegu we wszystkich czterech strefach zaświeci się wskaźnik zakończenia zabiegu (znacznik wyboru), przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria wyemituje specjalny sygnał, a następnie automatycznie się wyłączy

UWAGA: Przejście do następnej strefy przed wyemitowaniem sygnału przez urządzenie może oznaczać, że zabieg w tej strefie trwał zbyt krótko. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, do kolejnej strefy należy przejść po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

4. NAKŁADANIE PREPARATU ODŻYWCZEGO NA SKÓRĘ

- W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, należy zastosować serum wykończeniowe Tria, które opracowano specjalnie w celu maksymalizacji efektów zabiegu laserowego poprzez:
 - o ukojenie i nawilżenie skóry po zabiegu
 - o zredukowanie widocznych drobnych i głębokich zmarszczek
 - o poprawę jędrności skóry i zwiększenie jej elastyczności

CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ

- Zalecamy wprowadzenie zabiegów laserowych przeciwstarzeniowym urządzeniem Tria do wieczornych czynności związanych z pielęgnacją skóry. W ten sposób zostanie zapoczątkowany proces odnowy skóry, natomiast w ciągu nocy nastąpi złagodzenie skutków ubocznych zabiegu.
- Użytkownicy zazwyczaj zauważają poprawę wyglądu skóry już po 2 tygodniach, natomiast najlepsze rezultaty pojawiają się niedługo po 8-tygodniowym cyklu zabiegów.
- W czasie zabiegu lub bezpośrednio po nim użytkownik może odczuwać niewielki dyskomfort objawiający się szczypaniem, swędzeniem lub mrowieniem. Może być również odczuwalne ciepło lub gorąco, podobne do uczucia towarzyszącego przy poparzeniu słonecznym. Odczucia te są normalne i na ogół ustępują w ciągu kilku minut lub godzin po zabiegu, natomiast przy każdym kolejnym zabiegu są mniej nasilone.
- W czasie zabiegu lub bezpośrednio po nim skóra może być widocznie chwilowo zaczerwieniona. Jest to normalny objaw i zazwyczaj ustępuje przez noc lub w ciągu 3 dni, natomiast przy każdym kolejnym zabiegu zaczerwienienie jest mniej nasilone.
- Inne skutki uboczne, które mogą wystąpić w trakcie normalnego użytkowania obejmują między innymi:
 - o obrzęk skóry. Objaw ten przeważnie ustępuje w ciągu nocy.
 - o złuszczenie lub suchość.

o przejściowe niewielkie brązowe plamki na skórze.

- Aby złagodzić dolegliwości skórne odczuwane po zabiegu, należy zastosować serum pozabiegowe lub preparat nawilżający. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów polecamy serum wykończeniowe firmy Tria.

UWAGA: W przypadku wystąpienia poważniejszych lub dłużej utrzymujących się skutków ubocznych, należy przerwać stosowanie urządzenia i skontaktować się z działem klienta firmy Tria Beauty lub lekarzem.

POMOCNE WSKAZÓWKI DLA UZYSKANIA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

OBEJRZYJ FILM PT. "SPOSÓB UŻYCIA"

Wejźdź na naszą stronę internetową aby obejrzeć film pt. Sposób użycia i zwróć uwagę, w jaki sposób należy trzymać i przesuwać przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria po skórze (patrz: tylna okładka).

ĆWICZENIA PRZED LUSTREM

Kilka pierwszych zabiegów należy przeprowadzić przed lustrem. Fioletowa lampka kontaktowa będzie się świecić, gdy urządzenie będzie odpowiednio przylegać do skóry oraz gdy będzie stale przesuwane.

ZABIEG WIECZORNY

Zabieg należy przeprowadzać wieczorem przed snem dzięki czemu zaczerwienienie oraz obrzęk będą mogły ustąpić w ciągu nocy.

ZWIĘKSZANIE INTENSYWNOŚCI ZABIEGU

Proces przyzwyczajania się skóry do zabiegu laserowego może potrwać około tygodnia. W tym okresie można wybierać niski poziom intensywności zabiegu. Gdy skóra przyzwyczai się do zabiegu, można zwiększyć poziom intensywności w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

OCHRONA SKÓRY PRZED SŁOŃCEM

Codziennie rano na skórę należy nakładać dobrej jakości krem z filtrem słonecznym. Pozwoli to na zachowanie efektów uzyskanych dzięki przeciwstarzeniowemu urządzeniu laserowemu Tria, zapewni ich dłuższe utrzymanie i zapobiegnie nowym uszkodzeniom skóry powodowanym przez słońce.

JAK CZĘSTO STOSOWAĆ PRZECIWSZARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA

- W ciągu pierwszych 8 tygodni przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria należy stosować raz dziennie.
- Następnie należy zrobić przerwę w stosowaniu przeciwstarzeniowego urządzenia laserowego

Tria trwającą kolejne 4 tygodnie, aby umożliwić skórze maksymalną regenerację komórkową i kolagenową.

- Po 4 tygodniach można ponownie rozpocząć kolejny 8-tygodniowy cykl zabiegów.

JAK DBAĆ O PRZECIWSZARZENIOWE URZĄDZENIE LASEROWE TRIA

CZYSZCZENIE

W celu uzyskania najlepszych rezultatów końcówkę laserową służącą do przeprowadzania zabiegów należy utrzymywać w czystości. Olejki, balsamy, resztki makijażu lub inne zanieczyszczenia mogą zablokować światło lasera lub uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Jeśli w okienku lasera lub końcówce urządzenia widoczne będą zabrudzenia, należy je wyczyścić szmatką niepozostawiającą włókien.

W przypadku zanieczyszczenia innych części urządzenia lub ładowarki, w razie konieczności należy je oczyścić miękką szmatką nawilżoną skażonym spirytusem.

Należy sprawdzić, czy ładowarka nie jest podłączona do prądu i dopilnować, aby do urządzenia i ładowarki nie dostała się woda i inne płyny.

KONSERWACJA

Urządzenie nie wymaga regularnej ani specjalnej konserwacji. W przypadku podejrzenia, że urządzenie lub ładowarka nie działają prawidłowo, lub są uszkodzone, nie należy ich używać. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem obsługi klienta Tria Beauty.

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie i ładowarkę należy chronić przed kontaktem z wodą, wilgocią lub zanieczyszczeniami, które mogłyby dostać się do ich środka.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Urządzenie wyposażone jest w baterie litowe. Recykling i utylizację urządzeń elektrycznych należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami.

PODRÓŻY

Na czas podróży przeciwstarzeniowego urządzenia laserowe Tria, oraz ładowarkę należy zapakować w oryginalne opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.

Ładowarka działa prawidłowo przy wszystkich napięciach powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych (od 100 do 240V AC przy częstotliwości 50/60 Hz). W celu podłączenia ładowarki do gniazdka może być konieczne użycie adaptera do wtyczki.

OKRES EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

Urządzenie zostało opracowane tak, aby zapewnić prawidłową pracę przez co najmniej 3 lata przy normalnej eksploatacji. Urządzenie nie składa się z części wymagających regularnej wymiany. Urządzenie działa prawidłowo pod warunkiem, że jest używane w sposób opisany w niniejszej broszurze.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL: SRL

RODZAJ LASERA: Laser diodowy

KLASA LASERA: 1, zgodnie z normą IEC 60825-1:2014

UWAGA: Urządzenie laserowe klasy 1 emituje niewidzialne promieniowanie laserowe. Zabiegu nie należy przeprowadzać na oczach i powiekach, ani nie wolno kierować laserem bezpośrednio na oczy. Urządzenie jest bezpieczne dla oczu i skóry, pod warunkiem, że jest stosowane zgodnie z niniejszą *Instrukcją użytkownika*.

DŁUGOŚĆ FALI WYJŚCIOWEJ: 1440 nm

ENERGIA WYJŚCIOWA LASERA: 5-12 mJ/impuls

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE ŁADOWARKI

AKUMULATORA:

100-240 V - 50/60 Hz, 0,15 A

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE ŁADOWARKI

AKUMULATORA:

5 V DC 1,0 A, opcjonalnie połączenie przez port USB

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE



TEMPERATURA ROBOCZA:

5 °C do 30 °C

ZAKRES ROBOCZY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:

Bez kondensacji 15-95%

ROBOCZE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE:

700 hPa do 1060 hPa



TEMPERATURA PODCZAS TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA:

-20 °C do 50 °C

ZAKRES WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ W CZASIE TRANSPORTU:

Bez kondensacji 0-95%

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniższa tabela ma na celu pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów. Jeśli problem będzie nadal się utrzymywał, proszę skontaktować się z działem obsługi klienta Tria Beauty.

| PYTANIE | MOŻLIWY PROBLEM | JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM |
|---|--|---|
| Wskaźnik awarii urządzenia świeci się (!). | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie działa prawidłowo. | Wyłącz przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria, a następnie włącz je ponownie. Jeśli wskaźnik będzie się nadal świecić, skontaktuj się z działem obsługi klienta Tria Beauty. |
| Urządzenie laserowe Tria nie ładuje się po umieszczeniu go w ładowarce. | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie jest prawidłowo podłączone. | Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone w ładowarce. Następnie sprawdź, czy przewód jest prawidłowo podłączony po obu stronach i prawidłowo wetknięty do gniazdka ściennego. (patrz: strona 96) |
| | Gniazdko w domu jest niesprawne. | Skorzystaj z innego gniazdka. |
| | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria jest niewłaściwie umieszczone w ładowarce. | Ponownie umieść przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria w ładowarce i sprawdź, czy spoczywa ono na dnie ładowarki. Sprawdź, czy miga wskaźnik akumulatora. |

| PYTANIE | MOŻLIWY PROBLEM | JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM |
|---|---|---|
| Gdy korzystam z przeciwstarzeniowego urządzenia laserowego Tria, lampka kontaktowa nie świeci się na fioletowo lub zupełnie przestaje się świecić w czasie zabiegu. | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie jest naładowane. | Naładuj przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria, poprzez umieszczenie go w ładowarce. |
| | Końcówka laserowa stosowana do zabiegu nie przylega dobrze do skóry. | Wykonuj powolne, równomierne ruchy poślizgowe, utrzymując jednocześnie dobry kontakt ze skórą. (patrz: strona 98) |
| | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie działa prawidłowo. | Naładuj przeciwstarzeniowe urządzenie Tria, a następnie rozpocznij sesję ponownie. Jeśli problem będzie się nadal utrzymywał, skontaktuj się z działem obsługi klienta Tria Beauty. |
| W czasie używania przeciwstarzeniowego urządzenia laserowego Tria lampka kontaktowa świeci się tylko od czasu do czasu | Końcówka laserowa do zabiegu nie przylega dobrze do skóry. | Wykonuj powolne, równomierne ruchy poślizgowe, utrzymując jednocześnie dobry kontakt ze skórą. (patrz: strona 98) |
| | Końcówka lasera do zabiegu jest zatkana zanieczyszczeniami lub resztkami tkaniny. | Wyczyść końcówkę lasera do zabiegu suchą ściereczką niepozostawiającą włókien. (patrz strona 101) |

| PYTANIE | MOŻLIWY PROBLEM | JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM |
|--|--|--|
| Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie wylączy się. | Przypadkowo zwolniono zbyt szybko przycisk zasilania. | Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1-2 sekundy, a następnie zwolnij go. |
| Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie włącza się. | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria jest zablokowane. | Odblokuj przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria. (patrz strona 95) |
| Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie blokuje się. | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie zostało włączone. | Najpierw należy włączyć przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria. Następnie należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez co najmniej cztery sekundy do momentu, w którym zaświeci się ikonka kłódki na wyświetlaczu. |
| Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria nie włącza się. | Przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria zostało przypadkowo zablokowane. | Odblokuj przeciwstarzeniowe urządzenie laserowe Tria. (patrz: strona 95) |

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przedstawionymi poniżej. Wszelkie pytania należy kierować do działu obsługi klienta w firmie Tria Beauty lub do własnego lekarza.

OSTRZEŻENIA

- Urządzenia nie należy stosować na oczach ani powiekach oraz kierować bezpośrednio w stronę oczu. Może to spowodować poważne obrażenia oczu, na przykład trwałe lub czasowe pogorszenie wzroku, lub trwałą ślepotę. Zabieg wokół oczu należy przeprowadzać tylko w miejscach, w których pod skórą wyczuwalna jest kość.
- Zabiegu nie wolno przeprowadzać na skórze wykazującej stan zapalny, poparzonej lub skaleczonej. Może to spowodować dyskomfort lub podrażnienie. Przed zastosowaniem urządzenia należy poczekać, aż skóra zagoi się.
- Zabiegów nie należy przeprowadzać na skórze w miejscach z tatuażem lub obszarach z permanentnym makijażem. Może to spowodować zniszczenie tatuażu lub zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.
- Na żadnej ze stref twarzy nie należy przeprowadzać zabiegu częściej niż raz dziennie (raz na 24 godziny). Częstsze wykonywanie zabiegów może zwiększać ryzyko podrażnienia skóry.
- Zabiegu nie należy przeprowadzać, jeśli skóra jest mocno zaczerwieniona lub obrzęknięta po poprzednim zabiegu. Należy poczekać, aż zaczerwienienie i obrzęk ustąpią. W przypadku zaczerwienienia lub obrzęku skóry utrzymującego się dłużej niż tydzień, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem.
- Urządzenia nie należy stosować w przypadku przyciemnienia koloru skóry. Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może spowodować dalsze przyciemnienie koloru skóry, a jego ustąpienie może potrwać ponad 3 miesiące.
- Urządzenia nie należy używać na skórze bolesnej w dotyku, obrzękniętej, pokrytej strupami lub krwawiącej. Objawy te mogą stanowić oznaki poważniejszego schorzenia i wówczas należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować u kobiet w ciąży. Urządzenie nie zostało przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży i w związku z tym nie są znane związane z tym zagrożenia.
- Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. e Urządzenie nie zostało przetestowane na okoliczność zastosowania go na osobach, które nie ukończyły 18 lat, lub obsługiwanie go przez takie osoby, w związku z czym istnieje u nich zagrożenie spowodowania poważnych obrażeń skóry lub oczu.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia urządzenia lub ładowarki.
- Nie używać urządzenia jeśli jest mokre, lub jeśli urządzenie lub ładowarka mogą wpaść do wody, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Jeśli urządzenie lub ładowarka wpadną do wody, nie należy ich dotykać przed odłączeniem od prądu. Dotknięcie mokrego urządzenia może spowodować porażenie prądem, nawet ze skutkiem śmiertelnym.

- Niewidoczne światło laserowe. Nie należy patrzeć na urządzenie bezpośrednio przy wykorzystaniu przyrządów optycznych. Produkt laserowy klasy 1.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń może spowodować ewentualne obrażenia skóry.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby nie dopuścić do ewentualnego uszkodzenia urządzenia lub uszczerbku na zdrowiu:

- Nie wykonywać zabiegów na okolicach innych niż twarz. Zastosowanie urządzenia na innych częściach ciała nie było testowane i w związku z tym nie są znane ewentualne zagrożenia z tym związane.
- Prowadzenie zabiegu w jednym miejscu bez przesuwania urządzenia spowoduje większe zaczerwienienie i obrzęk skóry, przez co może doprowadzić do powstania pęcherzy i strupów.
- Jeśli stan okolic skóry, na których urządzenie stosowane jest w celu spłycenia zmarszczek, wydaje się pogarszać, należy przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, czy nie występuje poważniejsze schorzenie.
- Urządzenie należy przechowywać wyłącznie w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od -20°C do +50°C. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w normalnej temperaturze pokojowej.
- Należy uważać, aby nie upuścić urządzenia na twarde powierzchnie, ponieważ może to

doprowadzić do jego uszkodzenia. Używanie uszkodzonego urządzenia może spowodować poważne obrażenia skóry lub oczu.

- Do ładowania urządzenia wolno używać jedynie dostarczonej z nim ładowarki i zasilacza. Używanie innego sprzętu może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy podejmować prób otwarcia lub naprawy urządzenia, ładowarki lub zasilacza.
- Urządzenie nie powinno być stosowane przez osoby, które przechodzą profesjonalne zabiegi kosmetyczne takie jak piling skóry, laserowe usuwanie zewnętrznej warstwy skóry (resurfacing) lub wstrzykiwanie toksyn (np. botoks) lub wypełniaczy.
- Urządzenia nie powinno być stosowane przez osoby przyjmujące leki, np. izotretynoinę lub inne doustne retinoidy (np. Accutane), które wymagają unikania promieni słonecznych lub zawierają sterydy, ani przez osoby ze schorzeniami zwiększającymi wrażliwość na światło słoneczne.
- Urządzenie nie może być stosowane przez osoby z poważnymi schorzeniami skórnymi, ze skórą nadmiernie wrażliwą na światło lub podatną na wysypki skórne lub reakcje alergiczne.

Nieprzestrzeganie wymienionych środków ostrożności może spowodować obrażenia skóry, uszkodzenie urządzenia lub inne obrażenia, w tym utratę wzroku lub porażenie prądem nawet ze skutkiem śmiertelnym.

ZNACZENIE SYMBOLI



Symbol ostrzegawczy



Symbol ostrzegający o laserze



Symbol typu BF



Symbol numeru seryjnego



Symbol producenta



Symbol zasilania On/Off (Wł./Wył.)



Symbol konieczności sprawdzenia w załączonej dokumentacji



Symbol ograniczenia temperatury



Symbol WEEE



Oznaczenie CE



Urządzenie klasy II



Data produkcji



Numer części



Produkt zawiera laser klasy 1



Chronić przed wilgocią



Symbol zgodności RoHS



Symbol recyklingu

WELKOM

WELKOM BIJ LASER HUIDVERJONGING MET TRIA BEAUTY. GENIET THUIS VAN PROFESSIONELE ANTI-AGING RESULTATEN.

Met de Tria Age-Defying Laser kunt u diverse tekenen van huidveroudering behandelen en de natuurlijke uitstraling van uw huid herstellen. Uw nieuwe apparaat is een ware revolutie op het gebied van persoonlijke huidverzorging, want het geeft het resultaat van een professionele anti-aging laserbehandeling door eenvoudige, dagelijkse behandelingen in het comfort van uw eigen huis. Het laserlicht stimuleert het lichaamseigen natuurlijke vernieuwingsproces en zorgt voor de regeneratie van huidcellen en de productie van nieuw collageen.

Het resultaat is een huid met een jeugdiger uitstraling met minder fijne lijntjes en rimpels, een gelijkmatigere teint en een gladdere structuur. Hij is getest gedurende meer dan een decennium van klinische toepassing en wordt aanbevolen door dermatologen. Huidverjonging door laseren gaat diverse tekenen van veroudering tegen op een veilige manier en met een beter resultaat dan klassieke anti-aging crèmes en lotions. In slechts twee weken ziet u zichtbare resultaten.

Voor u de Tria Age-Defying Laser gebruikt, leest u deze *gebruiksaanwijzing* en bekijk het *How-to* filmpje op onze website voor belangrijke informatie over veiligheid en om het beste resultaat te garanderen. U kan eveneens de *Snel Aan De Slag Handleiding* op onze website vinden. (zie achterflap)

AGE-DEFYING LASER

Gebruiksaanwijzing



INHOUDSOPGAVE


| | |
|---|-----|
| DE TRIA AGE-DEFYING LASER LEREN KENNEN | 113 |
| VOOR U DE TRIA AGE-DEFYING LASER VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT | 115 |
| HOE U DE TRIA AGE-DEFYING LASER GEBRUIKT | 115 |
| WAT U KUNT VERWACHTEN | 118 |
| HANDIGE TIPS VOOR HET BESTE RESULTAAT | 119 |
| HOE VAAK KUNT U DE TRIA AGE-DEFYING LASER GEBRUIKEN | 120 |
| ONDERHOUD VAN DE TRIA AGE-DEFYING LASER | 120 |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | 121 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN | 122 |
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE | 125 |


DE TRIA AGE-DEFYING LASER LEREN KENNEN

INBEGREPEN:

- TRIA AGE-DEFYING LASER
- APPARAATSTANDAARD/OPLADER
- VOEDING EN SNOER
- GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE KENMERKEN:





VERGREDELING

Wanneer het apparaat vergrendeld is, zal het niet aangaan. Het pictogram blauw hangslotje licht op wanneer u op de aan-/uitknop drukt.


Om het apparaat te vergrendelen: zet eerst de Tria Age-Defying Laser aan. Houd vervolgens de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt tot het pictogram hangslot op het display verschijnt.

Om het apparaat te ontgrendelen: houd de aan-/uitknop ingedrukt tot u vier pieptonen hoort. Haal vervolgens uw vinger van de aan-/uitknop.

VOOR U DE TRIA AGE-DEFYING LASER VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

LAAD DE TRIA AGE-DEFYING LASER OP

- Steek het snoer in de voeding en de oplader. Vervolgens sluit u de voeding aan op een stopcontact.
- Plaats de Tria Age-Defying Laser in het oplaadstation.
- Terwijl de Tria Age-Defying Laser opgeladen wordt, knippert het batterijlampje. Wanneer hij helemaal opgeladen is (na ongeveer 2 ½ uur), zal het batterijlampje uitgaan.
- Voor uw gemak kunt u de Tria Age-Defying Laser tussen de behandelingen door in de oplader/standaard laten staan. Dit zorgt dat hij altijd volledig opgeladen is en klaar voor behandeling.



BEKIJK HET HOW-TO FILMPJE

Bezoek onze website voor nuttige informatie en technieken voor gebruik van de Tria-Age Defying Laser (zie achterzijde cover).

HOE U DE TRIA AGE-DEFYING LASER GEBRUIKT

DE TRIA AGE-DEFYING LASER IS GEÏNDICEERD VOOR DE BEHANDELING VAN RIMPELS, HUDVERKLEURINGEN EN EEN ONEFFEN HUD.


IN DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN STAAT HOE U DE TRIA AGE-DEFYING LASER CORRECT GEBRUIKT.

1. BEREID UW HUD VOOR

- Reinig uw gezicht en droog het af.
- Gebruik voor het beste resultaat de Tria Priming Cleanser die speciaal ontwikkeld is om make-up en zonnebrandcrème te verwijderen, en andere producten die het laserlicht kunnen blokkeren en minder effectief maken.

2. SELECTEER HET BEHANDELNIVEAU


- Haal de Tria Age-Defying Laser uit de oplader en druk op de aan-/uitknop om hem aan te zetten.
- Gebruik de aan-/uitknop voor het gewenste behandelniveau (Low, Medium of High). Voor het gemak onthoudt de Tria Age-Defying Laser het behandelniveau dat u het laatst hebt gebruikt.



LOW/ZACHT

MEDIUM

HIGH/KRACHTIG



3. BEHANDEL UW HUD

- Verdeel uw gezicht tijdens de behandeling in vier zones zoals aangegeven in de afbeelding hierboven, om gelijke behandeling van het hele gezicht te verzekeren. Behandel zone 1 tot het apparaat piept, en ga dan door naar zone 2, 3 en 4.

⚠ VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: niet gebruiken op uw ogen of oogleden of rechtstreeks met het apparaat in uw ogen schijnen. Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken, zoals blijvende of tijdelijke afname van het gezichtsvermogen of permanente blindheid. Behandel rond de ogen alleen waar u bot onder de huid voelt.


⚠ VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: behandel elke zone niet meer dan een keer per dag (per 24 uur). Anders kan dit leiden tot een groter risico op huidirritatie.

- Voor de behandeling van elke zone plaatst u de hele laserpunt vlak tegen uw huid en glijdt u langzaam van de ene naar de andere kant om de hele zone te behandelen zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen. Houd het apparaat in beweging en in goed contact met de huid, zodat het paarse contactlampje blijft oplichten.

✓ CORRECT
HUIDCONTACT



✗ ONJUIST
HUIDCONTACT




- Bij de behandeling van uw voorhoofd is het misschien handig om het apparaat horizontaal te houden en op en neer te bewegen. Vergeet niet het apparaat in beweging te houden en in goed contact met de huid, zodat het paarse contactlampje blijft oplichten.

✓ CORRECTE
BEWEGING




✗ ONJUISTE
BEWEGING




- Behandel elke zone tot de Tria Age-Defying Laser piept. Dit duurt op low ongeveer 30 seconden voor elke zone, op medium 1 minuut voor elke zone en op high 2½ minuut voor elke zone.

✓ CORRECTE
BEWEGING 1



✓ ONJUISTE
BEWEGING 2



- De Tria Age-Defying Laser piept een keer na behandeling van eerste zone, twee keer na behandeling van de tweede zone en drie keer na behandeling van de derde zone.

- Nadat u alle vier zones behandeld hebt, zal het pictogram 'behandeling voltooid' (vinkje) oplichten, klinkt er een speciale toon en schakelt de Tria Age-Defying Laser automatisch uit.

OPMERKING: als u voor de pieptoon naar de volgende zone opschuift, kan dat een onvoldoende behandeling van die zone tot gevolg hebben. Voor het beste resultaat, verschuif niet naar een volgende zone voor het piepje klinkt.

4. VOED UW HUID

- Gebruik voor het beste resultaat het Tria Finishing Serum dat speciaal ontwikkeld is om het resultaat van het laseren te verbeteren:
 - o kalmering en hydratering van de behandelde huid
 - o vermindering van fijne lijntjes en rimpels
 - o meer stevigheid en de elasticiteit van de huid.

WAT U KUNT VERWACHTEN

- Wij raden u aan om van de Tria Age-Defying Laserbehandeling een vast onderdeel te maken van uw huidverzorgingsroutine 's avonds. Hierdoor kan de huidvernieuwing beginnen en kunnen de bijeffecten 's nachts wegtrekken.
- Gebruikers merken meestal al na twee weken een verbetering van de huid op. Het beste resultaat treedt een paar weken na de behandelkuur van acht weken op.

- Tijdens of meteen na de behandeling kunt u licht ongemak voelen zoals pijn, jeuk of een prikkelend gevoel. Er kan ook een gevoel van warmte of hitte optreden vergelijkbaar met zonzverbranding. Dit gevoel is normaal en verdwijnt over het algemeen binnen enkele minuten of uren en wordt minder bij langer gebruik.

- Tijdens of onmiddellijk na de behandeling kan de huid ook even rood worden. Dit is normaal en dit verdwijnt meestal gedurende de nachts of binnen drie dagen, en wordt minder bij langer gebruik.

- Andere bijeffecten die kunnen optreden bij normaal gebruik zijn:
 - o zwelling van de huid. Dit wordt over het algemeen binnen een dag minder.
 - o Schilferige of droge huid.
 - o Tijdelijk kleine bruine puntjes op de huid.

Breng een kalmerend serum of een vochtinbrengende crème op om het huidongemak na de behandeling te verlichten. Voor het beste resultaat, probeer het Finishing Serum van Tria.

OPMERKING: als u meer of aanhoudende bijeffecten heeft, stop dan met de behandeling en neem contact op met de klantenservice van Tria Beauty of een professional in de gezondheidszorg.

HANDIGE TIPS VOOR HET BESTE RESULTAAT

BEKIJK HET HOW-TO FILMPJE

Ga naar onze website om ons How-to filmpje te bekijken en te zien hoe u de Tria Age-Defying Laser het best vasthoudt en over uw huid beweegt (zie achterzijde cover).

OEFEN VOOR DE SPIEGEL

Bekijk uzelf in de spiegel de eerste keren dat u de huid behandelt. U ziet dan de gloed van het paarse contactlampje wanneer u het apparaat vlak tegen uw huid en voortdurend in beweging houdt.

BEHANDEL 'S AVONDS

Behandel 's avonds voor het slapen gaan zodat eventuele roodheid of zwelling 's nachts kan wegtrekken.

VERHOOG HET BEHANDELNIVEAU

Het kan ongeveer een week duren voor uw huid gewend is aan de laserbehandeling. Tijdens deze periode kunt u het behandelniveau low gebruiken. Zodra uw huid gewend is, gebruik dan een hoger behandelniveau voor een beter resultaat.

BESCHERM UW HUID TEGEN DE ZON

Breng elke ochtend een zonnebrandcrème van goede kwaliteit op. Door dagelijkse bescherming tegen de zon, behoudt u het effect van de Tria Age-Defying Laserbehandelingen, houdt het resultaat langer aan en voorkomt u nieuwe huidbeschadigingen door de zon.

HOE VAAK U DE TRIA AGE-DEFYING LASER MOET GEBRUIKEN

- Gedurende de eerste acht weken: gebruik de Tria Age-Defying Laser dagelijks.
- Stop de vier weken daarna met het gebruik van de Tria-Age Defying Laser om te zorgen voor maximale cellulaire en collageen regeneratie.
- Na deze periode van vier weken kunt u starten met een nieuwe cyclus van acht weken.

ONDERHOUD VAN DE TRIA AGE-DEFYING LASER

REINIGEN

Houd de laserpunt schoon voor het beste resultaat. Oliën, lotions, make-up of ander vuil kunnen het laserlicht blokkeren of zorgen dat het apparaat niet goed functioneert.

Als het laservenstertje of de punt van het apparaat zichtbaar vuil is, reinig die dan met een niet-pluizende doek.

Als andere onderdelen van het apparaat of de oplader vies zijn, maak die schoon met een zachte doek bevochtigd met wat alcohol.

Zorg dat de oplader niet aangesloten is en zorg dat er geen water of andere vloeistof in het apparaat of de oplader komen.

ONDERHOUD

Het apparaat heeft geen regelmatig of speciaal onderhoud nodig. Als u denkt dat het apparaat of de oplader niet goed functioneren of beschadigd zijn, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met de klantenservice van Tria Beauty voor assistentie.

OPSLAG

Houd het apparaat en de oplader uit de buurt van water, vocht of vuil dat in het apparaat of de oplader kan komen.

WEGGOOIEN

Dit apparaat bevat lithium batterijen. Volg de regels van uw woonplaats voor recycling of het weggooien van elektrische apparaten.

REIZEN

Als u reist met de Tria Age-Defying Laser, verpak het apparaat en de oplader dan in de originele verpakking om beschadiging te voorkomen.

De oplader zal goed werken op alle voorkomende netwerkspanningen (elk voltage tussen 100 en 240 VAC bij 50/60 Hz). U hebt misschien een verloopstekker nodig om de oplader te kunnen aansluiten op het stopcontact.

LEVENSDUUR VAN HET APPARAAT

Het apparaat is ontworpen om bij normaal gebruik ten minste 3 jaar goed te functioneren. Er zijn geen onderdelen die regelmatig vervangen hoeven te worden. Het apparaat werkt correct als het functioneert zoals beschreven in dit boekje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL: SRL

LASER TYPE: Diodelaser

LASER KLASSE: 1, volgens IEC 60825; 1:2014

OPMERKING: Dit laserapparaat klasse 1 zendt onzichtbare laserstraling uit. Behandel de ogen

en de oogleden niet, en schijn niet rechtstreeks in het oog met de punt. Dit apparaat is veilig voor de ogen en de huid als het gebruikt wordt volgens deze *gebruiksaanwijzing*.

VERMOGEN GOLFLENGTE: 1440 nm

VERMOGEN LASERENERGIE: 5-12 mJ/puls

VERMOGEN BATTERIJOPLADER INVOER:
100-240 V - 50/60 Hz, 0,15 A

VERMOGEN BATTERIJOPLADER UITVOER:
5 V DC 1,0 A, als alternatief USB-verbinding

FYSISCH



OPERATIONELE TEMPERAATUUR:
5°C tot 30°C

RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID:
zonder condensatie 15-95%

ATMOSFERISCHE DRUK:
700 hPa tot 1060 hPa



TRANSPORT EN OPSLAG:
-20°C tot 50°C

RELATIEVE VOCHTIGHEID BIJ VERVOER:
zonder condensatie 0-95%

PROBLEMEN

Gebruik dit overzicht om eventuele problemen op te lossen. Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met de klantenservice van Tria Beauty.

| UW VRAAG | HET IS MOGELIJK DAT | HOE HET PROBLEEM OP TE LOSSEN |
|---|---|---|
| Het storingspictogram van het apparaat (!) licht op. | De Tria Age-Defying Laser werkt niet goed. | Zet de Tria Age-Defying Laser uit en vervolgens weer aan. Als het pictogram blijft oplichten, neem contact op met de klantenservice van Tria Beauty. |
| De Tria Age-Defying Laser laadt niet op wanneer ik hem in de oplader zet. | De Tria Age-Defying Laser is niet goed aangesloten. | Controleer of het apparaat goed in de oplader zit. Controleer vervolgens of het snoer goed is aangesloten aan beide uiteinden en volledig aangesloten is op het stopcontact (zie pagina 115). |
| | Het stopcontact in uw huis functioneert niet. | Probeer het bij een ander stopcontact. |
| | De Tria Age-Defying Laser zit niet goed in het laadstation. | Zet de Tria Age-Defying Laser opnieuw in het laadstation en zorg dat hij stevig in de bodem van het laadstation geklemd zit. Controleer of het batterijpictogram knippert. |

| UW VRAAG | HET IS MOGELIJK DAT | HOE HET PROBLEEM OP TE LOSSEN |
|--|--|--|
| Wanneer ik de Tria Age-Defying Laser gebruik, geeft het contactlampje geen paarse gloed af of hij houdt er helemaal mee op tijdens de behandeling. | De Tria Age-Defying Laser is niet opgeladen. | Laad de Tria Age-Defying Laser op door hem in het laadstation te plaatsen. |
| | De laser behandelpunt maakt geen goed contact met uw huid. | Maak een langzame en gestage glijdende beweging in goed contact met de huid (zie pagina 117). |
| | De Tria Age-Defying Laser functioneert niet goed. | Laad de Tria Age-Defying Laser op en start de behandeling opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de klantenservice van Tria Beauty. |
| Wanneer ik de Tria Age-Defying Laser gebruik, knippert het contactlampje af en toe. | De laserpunt maakt geen goed contact met de huid. | Maak een langzame en gestage glijdende beweging in goed contact met de huid (zie pagina 117). |
| | Vuil of viezigheid blokkeert de laserpunt. | Reinig de laserpunt met een droge, niet-pluizende doek (zie pagina 120). |

| UW VRAAG | HET IS MOGELIJK DAT | HOE HET PROBLEEM OP TE LOSSEN |
|--|---|---|
| Ik kan de Tria Age-Defying Laser niet uitschakelen. | U hebt de aan-/uitknop per ongeluk te snel losgelaten. | Houd de aan-/uitknop gedurende 1-2 seconden ingedrukt en laat dan los. |
| De Tria Age-Defying Laser gaat niet aan. | De Tria Age-Defying Laser is vergrendeld. | Ontgrendel de Tria Age-Defying Laser (zie pagina 114). |
| De Tria Age-Defying Laser blijft vergrendeld. | De Tria Age-Defying Laser staat niet aan. | Eerst moet u de Tria Age-Defying Laser aanzetten. Houd vervolgens de aan-/uitknop minstens vier seconden ingedrukt tot het hangslot pictogram oplicht op het display. |
| De Tria Age-Defying Laser is vergrendeld/ het hangslotpictogram licht op in het display. | U hebt de Tria Age-Defying Laser per ongeluk vergrendeld. | Ontgrendel de Tria Age-Defying Laser (zie pagina 114). |

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Lees de volgende belangrijke veiligheidsinformatie voor u het apparaat gebruikt. Als u vragen heeft, neem contact op met de klantenservice van Tria Beauty of uw huisarts.



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken op uw ogen of oogleden of rechtstreeks in uw ogen schijnen met het apparaat. Dit kan ernstig oogletsel veroorzaken, zoals een blijvende of tijdelijke afname van het gezichtsvermogen of permanente blindheid. Behandel rond de ogen alleen waar u bot onder de huid voelt.
- Behandel geen huid die geïnfecteerd is, verbrand of gesneden. Dit kan ongemak of irritatie veroorzaken. Wacht tot dit genezen is voor u het apparaat gebruikt.
- Behandel geen getatoeëerde huid of plekken met permanente make-up. Dit kan leiden tot een beschadigde tatoeage of een groter risico op huidletsel.
- Behandel een gezichtszone niet meer dan een keer per dag (per 24 uur). Dit kan leiden tot een groter risico op huidirritatie.
- Behandel niet als uw huid erg rood of gezwollen is door een eerdere behandeling. Wacht tot de roodheid en de zwelling zijn verdwenen voor u de huid opnieuw behandelt. Als de roodheid of zwelling van de huid langer dan een week aanhouden, stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de huisarts.
- Gebruik het apparaat niet als uw huid donkerder wordt. Als u hem toch gebruikt, kan uw huid nog donkerder worden en kan het meer dan drie maanden duren voordat dit afneemt.
- Gebruik het apparaat niet op huid die pijnlijk is bij aanraking, dik (dikker dan de huid eromheen), op korsten of bij een bloedende huid. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige aandoening en moeten worden gezien door de huisarts.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent. Het apparaat is niet op veiligheid getest bij zwangere vrouwen en de risico's daarvan zijn onbekend.
- Gebruik het apparaat niet als u jonger bent dan 18 jaar. Het gebruik van het apparaat door iemand onder de leeftijd van 18 jaar is niet getest en kan leiden tot ernstig huid- of oogletsel.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat of de oplader beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is of als het apparaat of de oplader in het water kunnen vallen terwijl ze in het stopcontact zitten. Als het apparaat of de oplader in het water gevallen zijn, niet aanraken en eerst stekker uit het stopcontact halen. Het aanraken van het apparaat wanneer het nat is, kan leiden tot een mogelijk fatale elektrische schok.

- Onzichtbaar laserlicht. Bekijk het niet direct met optische instrumenten. Laserproduct klasse 1.

Het negeren van deze veiligheidswaarschuwingen kan mogelijk leiden tot huidletsel.

VOORZORGSMAATREGELEN

Om mogelijke beschadiging van het apparaat of letsel te voorkomen:

- Behandel geen andere lichaamsdelen dan het gezicht. Het gebruik van dit apparaat op andere lichaamsdelen is niet uitgetest en de risico's zijn onbekend.
- Behandeling op exact dezelfde plek zonder het apparaat te verplaatsen, zal roodheid en zwelling verergeren en mogelijk leiden tot blaren of korsten.
- Als het stukje huid waar u het apparaat gebruikt om rimpels te behandelen lijkt te verslechteren, moet u ophouden het te gebruiken en contact opnemen met uw huisarts om zeker te weten dat u geen ernstige aandoening hebt.
- Bewaar het apparaat alleen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen -20 °C en +50 °C. Gebruik het apparaat alleen in een omgeving op normale kamertemperatuur.
- Laat het apparaat niet op harde oppervlakken vallen, omdat dit het zou kunnen beschadigen. Een beschadigd apparaat gebruiken kan leiden tot ernstig huid- of oogletsel.

- Gebruik de meegeleverde oplader en voeding om het apparaat op te laden. Andere apparatuur kan het apparaat beschadigen.
- Probeer het apparaat, de oplader of de voeding niet open te maken of te repareren.
- Gebruik het apparaat niet als u professionele cosmetische behandelingen krijgt, zoals een peeling, laser resurfacing of toxines (bijvoorbeeld botox) of fillers ingespoten krijgt.
- Niet gebruiken als u medicijnen gebruikt zoals isotretinoïne of andere orale retinoïden (zoals roaccutane) waarvoor u zonlicht moet vermijden of die steroïden bevatten, of als u een aandoening hebt waardoor u gevoeliger bent voor licht.
- Niet gebruiken als u een ernstige huidziekte hebt, uw huid zeer gevoelig is voor licht of u gemakkelijk uitslag of allergische reacties krijgt.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot huidletsel, schade aan het apparaat of verwondingen, inclusief blindheid of een mogelijk fatale elektrische schok.

UITLEG SYMBOLEN



Veiligheidswaarschuwing



Veiligheidswaarschuwing laser



Type BF



Serienummer



Fabrikant



Aan/uit



Begeleidende documenten dienen te worden geraadpleegd



Temperatuurbeperingen



WEEE



CE-markering



Apparatuur van klasse II



Datum van fabricage



Onderdeelnummer



Laserproduct van klasse 1



Droog bewaren



RoHS compliance symbol



Recycling symbol

TRIA BEAUTY CUSTOMER SERVICE / ATENCIÓN A CLIENTES TRIA BEAUTY / SERVICE À LA
CLIENTÈLE TRIA BEAUTY / SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI TRIA BEAUTY / KUNDENSERVICE
TRIA BEAUTY / DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY TRIA BEAUTY / KLANTENSERVICE TRIA BEAUTY

United Kingdom

customerservice@tribeauty.co.uk
tribeauty.co.uk
tribeauty.co.uk/instructions

Spain / España

customerservice@trialaser.es
trialaser.es
trialaser.es/instructions

France

customerservice@tribeauty.fr
tribeauty.fr
tribeauty.fr/instructions

Italy / Italia

customerservice@tribeauty.it
tribeauty.it
tribeauty.it/instructions

Germany / Deutschland

customerservice@tribeauty.de
tribeauty.de
tribeauty.de/instructions

Austria / Österreich

customerservice@tribeauty.at
tribeauty.at
tribeauty.at/instructions

Poland / Polska

customerservice@tribeauty.pl
tribeauty.pl
tribeauty.pl/instructions

Netherlands / Nederland

customerservice@tribeauty.nl
tribeauty.nl
tribeauty.nl/instructions

Switzerland / Schweiz

customerservice@tribeauty.ch
tribeauty.ch
tribeauty.ch/instructions



MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Protected by patent(s). See tribeauty.com/legal. All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty. / Protegido por patente(s). Ver tribeauty.com/legal. Todos los derechos reservados. Tria, Tria Beauty y el logotipo de Tria son marcas registradas de Tria Beauty. / Protégé par un ou plusieurs brevets. Voir tribeauty.com/legal. Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce de Tria Beauty. / Protetto da uno o più brevetti. Vedi tribeauty.com/legal. Tutti i diritti riservati. Tria, Tria Beauty, e il logo Tria sono marchi di fabbrica di Tria Beauty. / Geschützt durch Patent(e). Siehe tribeauty.com/legal. Alle Rechte vorbehalten. Tria, Tria Beauty und das Tria-Logo sind Marken von Tria Beauty. / Chronione patentem/-ami. Patrz: tribeauty.com/legal. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tria, Tria Beauty i logo Tria są znakami towarowymi Tria Beauty. / Beschermd door octrooi(en). Zie tribeauty.com/legal. Alle rechten voorbehouden. Tria, Tria Beauty, en het Tria-logo zijn handelsmerken van Tria Beauty.

■ Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA
©2021