




tria®

**AGE-DEFYING  
EYE WRINKLE CORRECTING LASER**

Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR AGE-DEFYING  
EYE WRINKLE CORRECTING LASER



IMPORTANT DEVICE INDICATORS

WHEN THE INDICATOR LIGHT IS...	IT MEANS...
Green	Steady green: Device is ready to use.
	Slowly flashing green: Device needs charging.
	Rapidly flashing green: Device is charging.
Purple (with vibrations)	Device is gliding on skin and emitting laser treatment light.
Blue	Device is locked and must be unlocked for use.
No Light	Treatment is complete. Device has turned off.
Red	Device has an internal error. See troubleshooting guide.

**NOTE:** You must unplug the device to perform a treatment.



**TRIA BEAUTY CUSTOMER CARE**  
0800 0484 322  
customerservice@triabeauty.co.uk  
triabeauty.co.uk

tria®

Please refer to the *Instructions for Use* booklet for complete information about the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, including warnings and indications for use.

©2016 Tria Beauty, Inc. All rights reserved. Tria, Tria Beauty and the Tria logo are registered trademarks of Tria Beauty, Inc. Patents pending.

## BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use*.

**CHARGE:** Charge the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser until the battery light turns steady green, indicating the device is fully charged (up to 2 hrs). Your device may arrive fully charged and not require additional charging before first use.

## HOW TO TREAT

Start by cleansing and drying the eye contour area. After treatment, apply a nourishing eye cream.

For best results, use the Tria Priming Cleanser and Nourishing Eye Renewal Cream, which are expertly formulated to complement your nightly laser treatments.


### 1 TURN ON DEVICE

Press and release the power button. The indicator light will turn green to indicate that the device is ready to use.



### 2 START YOUR TREATMENT

- Identify the treatment area round your eye as shown.



### START YOUR TREATMENT (CONT.)

- Cover the entire area by placing the laser tip flat against the skin and slowly gliding in small, circular motions. The indicator light glows purple and the device vibrates to indicate you are maintaining good skin contact and treating correctly.
- Treatment will complete after about 1 minute. The indicator light will turn off, the device will vibrate on and off several times, and automatically turn off.
- Repeat on your other eye area.
- Treat 7 days a week for 8 weeks.

**!** DO NOT treat each eye area more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.

### Circular, Gliding Motion



**!** DO NOT use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat round the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

## HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

### CLEAN BEFORE USE

Your device is most effective when clean. Ensure optimal results by wiping the laser treatment tip with a dry cotton bud or microfibre cloth prior to each use.

### SOOTHE AFTER TREATMENT AND KEEP SKIN HYDRATED

Apply a post-treatment eye cream to help soothe and nourish skin after treatment and apply a moisturiser as needed to keep skin well hydrated.

### PRACTISE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in front of a mirror. The indicator light will glow purple when you are making good skin contact and treating correctly.

### TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow skin renewal to begin and side effects to diminish overnight.

### PROTECT YOUR SKIN

Protect your skin by applying a broad spectrum sunscreen of at least SPF 30 every morning. Daily sun protection will protect healthy skin created by your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, maintain results longer, and help prevent new photodamage.

## GIVE YOUR ANTI-AGING RESULTS A LIFT

Enhance your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser experience with our cleanser and eye cream, expertly formulated for laser-treated skin.

### PRIMING CLEANSER

Prep your skin for treatment. This gentle cleanser, formulated with Willow Bark to promote exfoliation and Birch Tree Sugars to help hydrate skin, ensures skin is perfectly prepped for laser treatment by removing any makeup, sunscreen and other impurities that can block the laser light.

### NOURISHING EYE RENEWAL CREAM

Follow your laser treatment with our eye cream to help soothe and hydrate laser-treated skin while reducing puffiness. Specially formulated with Hyaluronic Acid and Ginger Extract to help hydrate, reduce redness and soothe skin. The metal applicator helps calm and cool skin after laser treatment.

For more information on Tria's anti-ageing skincare products, visit [triabeauty.co.uk](http://triabeauty.co.uk)




tria®

## ANTI-AGING AUGENFÄLTCHEN-KORREKTURLASER

Schnellstart-Anleitung

### LERNEN SIE IHREN ANTI-AGING AUGENFÄLTCHEN-KORREKTURLASER KENNEN



### WICHTIGE GERÄTE-ANZEIGEN

WENN DIE LEUCHTANZEIGE...IST	BEDEUTET DAS...
Grün	Dauerhaft grün: Gerät ist bereit zum Betrieb.
	Langsam grün blinkend: Gerät muss aufgeladen werden.
	Schnell grün blinkend: Gerät wird aufgeladen.
Lila (mit Vibrationen)	Gerät gleitet über die Haut und emittiert Laser-Behandlungslicht.
Blau	Gerät ist verriegelt und muss zum Gebrauch entriegelt werden.
Kein Licht	Behandlung ist abgeschlossen. Gerät hat sich abgeschaltet.
Rot	Gerät hat einen internen Fehler. Siehe Fehlersuche-Anleitung.

**HINWEIS:** Sie müssen das Gerät von der Stromquelle trennen, um eine Behandlung auszuführen.

TRIA BEAUTY KUNDENBETREUUNG

0800 1813 873  
customerservice@triabeauty.de  
triabeauty.de

tria®

Bitte schlagen Sie in der *Anleitungen zum Gebrauch*-Broschüre nach, für die vollständigen Informationen zum Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser, einschließlich Warnhinweisen und Hinweisen zum Gebrauch.

©2016 Tria Beauty, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tria, Tria Beauty und das Tria Logo sind eingetragene Warenzeichen von Tria Beauty, Inc. Patente angemeldet.

15769A

## VOR DER ERSTEN BEHANDLUNG


Für detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitswarnungen, lesen Sie bitte die vollständigen *Anleitungen zum Gebrauch*.

## BEHANDLUNGSHINWEISE

Beginnen Sie mit Reinigung und Trocknen der Augenpartie. Tragen Sie nach der Behandlung eine nährstoffreiche Augencreme auf. Für beste Resultate, verwenden Sie den Tria Priming Cleanser und die Nährstoffreiche Augenerneuerungscreme, die fachmännisch, zur Ergänzung Ihrer abendlichen Laserbehandlungen, ausgearbeitet wurden.


### 1 SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN

Drücken Sie auf die Netztaaste. Die Leuchtanzeige wird grün, um anzuzeigen, dass das Gerät zum Gebrauch bereit ist.



### 2 BEGINNEN SIE MIT IHRER BEHANDLUNG

- Ermitteln Sie den Behandlungsbereich um Ihre Augen herum, wie gezeigt.



**AUFLADEN:** Laden Sie den Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser, bis die Batterieleuchte dauerhaft grün anzeigt. Dies zeigt an, dass das Gerät voll aufgeladen ist (bis zu 2 Std.). Möglicherweise erhalten Sie Ihr Gerät bereits vollständig aufgeladen und müssen es vor dem ersten Gebrauch nicht aufladen.

### BEGINNEN SIE MIT IHRER BEHANDLUNG (FORTSETZUNG)

- Decken Sie den ganzen Bereich ab, indem Sie die Laserspitze flach an die Haut halten und in langsamen, kreisenden Bewegungen über die Haut gleiten lassen. Die Leuchtanzeige leuchtet lila und das Gerät vibriert, um anzuzeigen, dass Sie guten Hautkontakt halten und korrekt behandeln.
- Die Behandlung ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen. Die Leuchtanzeige schaltet sich ab, das Gerät schaltet die Vibration mehrmals aus und ein und schaltet sich dann automatisch aus.
- Wiederholen Sie den Vorgang an Ihrem anderen Auge.
- Behandeln Sie 7 Tage pro Woche, für 8 Wochen.

**⚠ NICHT BEHANDELN:** Kein Auge mehr als einmal pro Tag behandeln (einmal alle 24 Std.). Andernfalls könnte dies zu erhöhtem Risiko von Hautreizungen führen.

### Kreisende Gleitbewegung



**⚠ NICHT VERWENDEN** zur Behandlung Ihrer Augen oder Augenlider oder, um mit dem Gerät direkt in Ihre Augen zu zielen. Dies könnte schwere Augenverletzungen verursachen, wie z. B. dauerhafte oder zeitweilige Verschlechterung des Sehvermögens oder dauerhafte Blindheit. Behandeln Sie nur um die Augen herum, dort wo Sie unter der Haut Knochen spüren.

## HILFREICHE TIPPS FÜR BESTE RESULTATE

### VOR GEBRAUCH REINIGEN

Ihr Gerät ist am effektivsten, wenn es sauber ist. Stellen Sie optimale Ergebnisse sicher, durch Abwischen der Laser-Behandlungsspitze mit einem trockenen Wattetupfer oder Mikrofasertuch, vor jedem Gebrauch.

### BERUHIGEN SIE DIE HAUT NACH DER BEHANDLUNG UND VERSORGEN SIE DIESE MIT AUSREICHEND FEUCHTIGKEIT

Tragen Sie eine Nachbehandlungs-Augencreme auf, zur Beruhigung und Versorgung der Haut nach der Behandlung und tragen Sie nach Bedarf eine Feuchtigkeitscreme auf, um die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen.

### ÜBEN SIE VOR EINEM SPIEGEL

Perfektionieren Sie Ihre Technik, indem Sie Ihr Gerät vor einem Spiegel verwenden. Die Leuchtanzeige leuchtet lila, wenn Sie guten Hautkontakt haben und korrekt behandeln.

### ABENDS BEHANDELN

Behandeln Sie abends, vor dem zu Bett gehen, um den Beginn der Hauterneuerung zu ermöglichen und Nebenwirkungen über Nacht zu verringern.

### SCHÜTZEN SIE IHRE HAUT

Schützen Sie Ihre Haut, durch Auftragen eines Breitband-Sonnenschutzes mit mindestens SPF 30, an jedem Morgen. Täglicher Sonnenschutz schützt gesunde Haut, die durch Ihren Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser erzeugt wurde, um Ergebnisse länger zu halten und um dabei zu helfen, Lichtschäden zu verhindern.

## GEBEN SIE IHREN ANTI-AGING-ERGEBNISSEN AUFTRIEB

*Verstärken Sie Ihr Anti-Aging Augenfältchen-Korrekturlaser-Erlebnis mit unserer Reinigungs- und Augencreme, die fachkundig für laserbehandelte Haut ausgearbeitet wurden.*

### REINIGER ZUR VORBEREITUNG

Bereiten Sie Ihre Haut auf die Behandlung vor. Dieses sanfte Reinigungsmittel, mit Weidenrinde zur Förderung der Exfoliation und mit Birkenzucker zur Unterstützung der Hydratisierung der Haut, stellt sicher, dass die Haut perfekt für die Laserbehandlung vorbereitet ist, durch Entfernen von Makeup, Sonnenschutz und anderen Unreinheiten, die Laserlicht blockieren können.

### NÄHRSTOFFREICHE AUGEN-ERNEUERUNGS CREME

Tragen Sie im Anschluss an Ihre Laserbehandlung unsere Augencreme auf, um die Beruhigung und Hydratisierung laserbehandelter Haut zu unterstützen während Schwellungen reduziert werden. Speziell ausgearbeitet, mit Hyaluronsäure und Ingwerextrakt zur Hydratisierung, Reduzierung der Röte und Beruhigung der Haut. Der Metall-Applikator hilft, Ihre Haut nach der Laserbehandlung zu beruhigen und zu kühlen.

Für weitere Informationen zu Tria's Anti-Aging Hautpflegeprodukten, besuchen Sie [triabeauty.de](http://triabeauty.de)