




tria.®

HAIR REMOVAL LASER 4X

Quick Start Guide

EN

GET TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X



USEFUL INFORMATION



- Hair follicles that have been deactivated by the Tria Laser 4X will not grow back.
- Laser hair removal does not cause hair to fall out immediately. After your first treatment, there will be no visible change to the hair.
- Some users may feel the sensation of a rubber band snapping on the skin. Others will feel a warm, prickling sensation. As the amount of hair decreases, the sensation will also decrease.
- In a clinical study, higher levels were found to be 2-3 times more effective. So for best results, we recommend you use the highest setting that you can tolerate.
- Treat every 2 weeks for up to 3 months or until you reach the desired results.

BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and warnings, please read the complete *Instructions for Use* guide before use.

CHARGE: Charge the Tria Laser 4X until the battery light is full (~2 hours). Unplug before use.

HOW TO TREAT

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat. Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area. Repeat treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you're satisfied with results.


1 TURN ON DEVICE

Unplug the Tria Laser 4X from the battery charger and press the power button.



2 UNLOCK

Unlock the device by holding the Skin Sensor against the skin in the area you wish to treat. If the Tria Laser 4X is safe for your skin tone, a tone will sound and the Tria Laser 4X will unlock (if device doesn't unlock, see *Instructions for Use* for more information).



3 SET THE TREATMENT LEVEL


Press the power button to adjust levels.

For best results, use the highest setting that you can tolerate.




4 TREAT. HOLD FOR 2 BEEPS.

- Touch and hold the treatment window to the skin until you hear two beeps.
- After the two beeps have sounded, lift the laser and place it back on the skin so that it overlaps the previous spot (about 1/4 inch or 5 mm).




5 KEEP GOING TO COVER THE AREA

Use the Tria Laser 4X Pulse Counter as a guide to how many pulses you may need to cover each area per treatment.



PULSE COUNTER GUIDE*



*Pulse counts and times are only approximations—your actual treatment area and number of pulses may vary. Always follow the treatment instructions and warnings provided in the *Instructions for Use* booklet.

CHECK YOUR SKIN TONE

The Tria Laser 4X is intended only for light to medium skin tones and medium to dark hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your skin tone matches any of the skin tones labeled “Not Safe” for treatment, then DO NOT USE the Tria Laser 4X.

SKIN TONE CHART

INTENDED SKIN TONES:



NOT SAFE:



FOR USE ON: Legs; Arms; Bikini Line; Underarms; Feet; Hands; Chest; Back; Stomach; Women's Facial Hair (cheek line downward)

**TRIA BEAUTY
CUSTOMER SERVICE**

United Kingdom

customerservice@tribeauty.co.uk

tribeauty.co.uk

tribeauty.co.uk/instructions

tria.




tria.®

LÁSER DE DEPILACIÓN 4X

Guía de inicio rápido

ES

FAMILIARÍZATE CON TU LÁSER 4X DE TRIA



INFORMACIÓN ÚTIL



- Los folículos pilosos desactivados por el Láser 4X de Tria ya no volverán a crecer.
- La depilación láser no produce la caída inmediata del vello. Después del primer tratamiento, no habrá ningún cambio visible en el vello.
- Algunos usuarios pueden tener la sensación de una banda elástica que golpea contra la piel. Otros, una sensación cálida o cosquilleo. A medida que la cantidad de vello disminuye, la sensación también disminuirá.
- En un estudio clínico, se halló que los niveles más altos fueron 2-3 veces más eficaces. Por lo tanto, para obtener mejores resultados, recomendamos utilizar la configuración máxima que puedas tolerar.
- Repite el tratamiento cada dos semanas hasta por 3 meses o hasta que obtengas los resultados deseados.

*Estudios clínicos en archivo.

ANTES DEL PRIMER TRATAMIENTO

Para instrucciones detalladas y advertencias de seguridad importantes, lee la guía completa de *Instrucciones de uso* antes de usar este producto.

CARGA: Carga el Láser 4X de Tria hasta que la luz de la batería indique que está lleno (-2 horas). Desenchufa antes de usarlo.

CÓMO APLICAR EL TRATAMIENTO

Antes de cada tratamiento, afeita, limpia y seca el área que deseas tratar. Antes de tu primer tratamiento completo en cualquier área nueva, realiza una prueba de parche en esa área. Repite el tratamiento cada dos semanas hasta por 3 meses o hasta que estés satisfecha con los resultados.


1 ENCIENDE EL APARATO

Desenchufa el Láser 4X de Tria del cargador de batería y pulsa el botón de encendido.



2 DESBLOQUEA

Para desbloquear el aparato, coloca el sensor de piel sobre la piel del área que deseas tratar. Si el Láser 4X de Tria es seguro para tu tono de piel, emitirá un sonido y el Láser 4X de Tria se desbloqueará (si el aparato no se desbloquea, consulta las *Instrucciones de uso* donde encontrarás más información).




3 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE TRATAMIENTO

Pulsa el botón de encendido para ajustar los niveles. Para obtener mejores resultados, utiliza la configuración más alta que puedas tolerar.




4 APLICA EL TRATAMIENTO. ESPERA A OÍR DOS PITIDOS.

- Presiona y sostén la ventana de tratamiento contra la piel hasta oír dos sonidos agudos de alerta.
- Después de oír estos dos sonidos, levanta el láser y colócalo de nuevo sobre la piel de modo que superponga el lugar anterior (aproximadamente 5 mm o 1/4 de pulgada).




5 CONTINÚA HASTA CUBRIR TODA EL ÁREA

Usa el contador de pulsos del Láser 4X de Tria como guía de la cantidad de pulsos que puedes necesitar para cubrir cada área por tratamiento.



GUÍA DEL CONTADOR DE PULSOS*



*Las cantidades de pulsos y tiempos son sólo aproximaciones; el área de tratamiento real y el número de pulsos pueden variar. Sigue siempre las instrucciones del tratamiento y las advertencias proporcionadas en el manual de *Instrucciones de uso*.

COMPRUEBA TU TONO DE PIEL

El Láser 4X de Tria está diseñado para uso sólo en tonos de piel clara a intermedia y vello mediano a oscuro. No funciona en vello blanco, gris, rubio o pelirrojo. Si tu tono de piel coincide con alguno de los tonos de piel marcado "No es seguro" para el tratamiento, entonces **NO USES** el Láser 4X de Tria.

TABLA DE TONOS DE PIEL

TONOS DE PIEL A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:



NO ES SEGURO:



PARA USARSE EN: Piernas; brazos; línea del bikini; axilas; pies; manos; pecho; espalda; estómago; vello facial femenino (línea de las mejillas hacia abajo).

ATENCIÓN A CLIENTES
TRIA BEAUTY

España

customerservice@tribeauty.es

tribeauty.es

tribeauty.es/instructions

tria.




tria.®

ÉPILATEUR LASER 4X DE TRIA

Guide de démarrage rapide

FR

CARACTERISTIQUES DU LASER 4X DE TRIA



INFORMATIONS UTILES



- Le follicule pileux qui a été désactivé par le Laser 4X de Tria ne repoussera pas.
- L'épilation au laser ne provoque pas une chute immédiate du poil. Après le premier traitement, vous ne constaterez aucun changement visible dans le poil.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir la même sensation qu'un élastique qui claque contre la peau. D'autres peuvent ressentir une sensation de chaleur ou de picotement. Au fur et à mesure que la quantité de poils diminue, la sensation s'atténue également.
- Dans une étude clinique, les niveaux supérieurs se sont avérés être 2-3 fois plus efficaces. Pour des résultats optimaux, nous recommandons d'utiliser le niveau maximum tolérable.
- Traitez toutes les 2 semaines jusqu'à 3 mois ou jusqu'à ce que vous obteniez les résultats désirés.

*Études cliniques conservées sur dossier

AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des instructions détaillées et des mises en garde de sécurité importantes, veuillez lire entièrement le *Guide des Instructions d'utilisation* avant de procéder à la manipulation du produit.

CHARGER : Rechargez le Laser 4X de Tria jusqu'à ce que le voyant de la batterie soit complètement allumé (-2 heures). Débranchez avant d'utiliser.

PROCESSUS DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la zone à traiter. Avant tout premier traitement sur une nouvelle zone, effectuez un test sur cette même zone. Répétez les traitements toutes les 2 semaines jusqu'à 3 mois ou jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.


1 ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Débranchez le Laser 4X de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton.



2 DÉVERROUILLAGE

Déverrouillez l'appareil en maintenant le Capteur cutané contre la peau de la zone à traiter. Si le Laser 4X de Tria ne présente aucun danger pour votre couleur de peau, vous entendrez une tonalité, puis le Laser 4X de Tria se déverrouillera (si l'appareil ne se déverrouille pas, voir *Instructions d'utilisation* pour plus d'informations).




3 RÉGLAGE DU NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler les niveaux. Pour de meilleurs résultats, utilisez le niveau maximum tolérable




4 TRAITEMENT. MAINTIEN PENDANT 2 BIPS.

- Touchez et maintenez la fenêtre de traitement sur la peau jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
- Après les deux bips, soulevez le laser et remettez-le sur la peau de manière à chevaucher l'endroit préalable (environ 5 mm).




5 CONTINUATION POUR COUVRIR LA ZONE

Utilisez le Compteur d'impulsions du Laser 4X de Tria pour connaître le nombre d'impulsions nécessaires pour couvrir chaque zone lors d'un traitement.



GUIDE DU COMPTEUR D'IMPULSIONS*



*Ces comptes et minutes d'impulsions sont approximatifs — la zone de traitement actuel et le nombre d'impulsions peuvent varier. Toujours suivre les instructions et mises en garde de traitement fournies dans le *Guide des Instructions* d'utilisation.

VÉRIFIEZ LA COULEUR DE VOTRE PEAU

Le Laser 4X de Tria est uniquement destiné aux peaux claires et moyennes et au poil de couleur plus ou moins pâle à foncée. Ce laser ne fonctionne pas sur le poil blanc, gris, blond ou roux. Si votre couleur de peau correspond à celles étiquetées « Présente un danger », N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria.

PALETTE DE TEINTES

CONÇU POUR LES PEAUX SUIVANTES :



Blanc



Ivoire



Beige



Brun clair



Brun moyen



Brun foncé
ou noir

PRÉSENTE UN DANGER :

A UTILISER SUR : jambes ; bras ; maillot ; aisselles ; pieds ; mains ; poitrine ; dos ; ventre ; visage pour femmes (sous la ligne des joues)

SERVICE À LA CLIENTÈLE
TRIA BEAUTY

France

customerservice@tribeauty.fr

tribeauty.fr

tribeauty.fr/instructions

tria.

©2014 Tria Beauty, Inc. Tous droits réservés.

Protégé par un ou plusieurs brevets. Voir tribeauty.com/legal

Tria, Tria Beauty, et le logo de Tria sont des marques déposées de Tria Beauty, Inc.



tria®

EPILATORE LASER 4X

Guida rapida

IT

DESCRIZIONE GENERALE DELL'EPILATORE TRIA LASER 4X



INFORMAZIONI UTILI



- I follicoli dei peli che sono stati disattivati dall'epilatore Tria Laser 4X non ricrescono.
- La depilazione laser non provoca la caduta immediata dei peli che non subiranno variazioni visibili dopo il primo trattamento.
- Alcuni utenti possono provare una sensazione simile a quella di un elastico che frusta la pelle. Altri avvertiranno una sensazione di calore, formicolio. Con la riduzione della quantità di peli, anche la sensazione si affievolisce.
- In uno studio clinico è stato dimostrato che livelli più alti sono 2-3 volte più efficaci. Per risultati ottimali raccomandiamo quindi di usare il livello più alto che riesci a tollerare.
- Esegui il trattamento ogni 2 settimane per un massimo di 3 mesi o fino ad ottenere i risultati desiderati.

PRIMA DEL TRATTAMENTO INIZIALE

Per indicazioni dettagliate e importanti avvertenze di sicurezza, leggi prima dell'uso la guida completa *Istruzioni per l'uso*.

CARICA: Carica l'epilatore Tria Laser 4X fino a quando la spia della batteria è piena (-2 ore). Scollega prima dell'uso.

COME ESEGUIRE IL TRATTAMENTO

Prima di ogni trattamento, raso, pulisci e asciuga la zona che vuoi trattare. Prima del trattamento iniziale completo su una nuova zona, fai una prova in un punto di quella zona. Ripeti i trattamenti ogni 2 settimane per un massimo di 3 mesi, o fino a quando non ottieni i risultati desiderati.


1 ACCENDI IL DISPOSITIVO

Scollega l'epilatore Tria Laser 4X dal caricabatteria e premi il pulsante di accensione.



2 SBLOCCAGGIO

Sblocca il dispositivo appoggiando il sensore cutaneo sulla pelle nella zona che vuoi trattare. Se l'epilatore Tria Laser 4X è sicuro per te emette un segnale acustico e si sblocca (se il dispositivo non si sblocca, consulta le *Istruzioni per l'uso* per maggiori informazioni).




3 IMPOSTA IL LIVELLO DI TRATTAMENTO

Premi il pulsante di accensione per regolare i livelli. Per ottenere i migliori risultati, usa l'impostazione più alta che puoi tollerare.




4 ESEGUI IL TRATTAMENTO. ATTENDI 2 BIP.

- Appoggia la finestra del trattamento sulla pelle fino a quando non senti due bip.
- Dopo aver sentito i due bip, solleva il laser e rimettilo sulla pelle coprendo parte del punto precedente (di circa 5 mm).



5 CONTINUA FINO A COPRIRE L'INTERA ZONA

Usa la guida del Contatore degli impulsi Tria Laser 4X come ausilio per determinare il numero di impulsi necessari per coprire ciascuna zona per trattamento.



GUIDA DEL CONTATORE DEGLI IMPULSI*



CONTROLLA LA TUA CARNAGIONE

L'epilatore Tria Laser 4X è previsto per carnagioni da chiare a medie e peli medio-scuri. Non funziona su peli bianchi, grigi, biondi o rossi. Se la tua carnagione è simile a una di quelle indicate come "A rischio" per il trattamento, **NON USARE** l'epilatore Tria Laser 4X.

DIAGRAMMA DELLE CARNAGIONI

CARNAGIONI PREVISTE:



A RISCHIO:



DA USARE SU: gambe; braccia; zona bikini; ascelle; piedi; mani; petto; schiena; stomaco; peluria facciale femminile (dalle guance in giù)

*Il numero di impulsi e i tempi sono solamente approssimativi—la zona da trattare e il numero di impulsi effettivi possono variare. Segui sempre le istruzioni e le avvertenze delineate nel dépliant *Istruzioni per l'uso*.

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI
TRIA BEAUTY

Italia

customerservice@triabeauty.it

triabeauty.it

triabeauty.it/instructions

tria.




tria®

ENTHAARUNGSLASER 4X

Kurzanleitung

DE

LERNEN SIE IHREN TRIA LASER 4X KENNEN



NÜTZLICHE INFORMATIONEN



- Haarfollikel, die durch den Tria Laser 4X deaktiviert wurden, wachsen nicht nach.
- Die Haarentfernung per Laser führt nicht zum sofortigen Ausfallen der Haare. Nach der ersten Behandlung wird keine sichtbare Änderung an den Haaren festzustellen sein.
- Einige Benutzer haben das Empfinden wie beim Schnippen eines Gummibandes auf der Haut. Andere spüren ein warmes, kribbelndes Gefühl. Sobald die Haare weniger werden, wird auch dieses Gefühl nachlassen.
- Während einer klinischen Studie wurde festgestellt, dass höhere Stufen 2-3 Mal effizienter sind. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die höchstmögliche Einstellung, die Sie ertragen können, zu verwenden.
- Führen Sie die Behandlungen alle 2 Wochen bis zu 3 Monate lang, oder bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, aus.

*Klinische Studien wurden dokumentiert

VOR DER ERSTEN BEHANDLUNG

Um detaillierte Anweisungen und wichtige Sicherheitshinweise zu erhalten, lesen Sie bitte die gesamte *Gebrauchsanleitung* vor der Benutzung sorgfältig durch.

AUFLADEN: Laden Sie den Tria Laser 4X auf, bis die Batterieanzeige aufleuchtet (-2 Std.) Vor dem Gebrauch den Stecker ziehen.

INFORMATIONEN ZUR BEHANDLUNG

Vor jeder Behandlung rasieren, reinigen und trocknen Sie den Bereich, den Sie behandeln möchten. Vor der ersten Komplettbehandlung oder der Behandlung eines neuen Bereichs führen Sie einen Patchtest in diesem Bereich durch. Wiederholen Sie die Behandlungen alle 2 Wochen bis zu 3 Monate lang, oder bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.


1 GERÄT EINSCHALTEN

Nehmen Sie den Tria Laser 4X aus dem Ladegerät und drücken Sie auf den Ein-/Ausschaltknopf.



2 ENTRIEGELN

Entriegeln Sie das Gerät, indem Sie den Hautsensor gegen den Hautbereich, der behandelt werden soll, halten. Wenn der Tria Laser 4X für Ihren Hautton bestimmt ist, ist ein Signalton zu hören und der Tria Laser 4X wird entriegelt (falls das Gerät nicht entriegelt wird, lesen Sie die *Gebrauchsanleitung*, um weitere Informationen zu erhalten).




3 BEHANDLUNGSSTUFE FESTLEGEN

Drücken Sie auf den Ein-/Ausschaltknopf, um die Stufe einzustellen. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, verwenden Sie die höchstmögliche Einstellung, die Sie ertragen können.




4 BEHANDLUNG. 2 SIGNALTÖNE LANG HALTEN

- Legen Sie den Behandlungsschlitz auf Ihre Haut und warten Sie, bis Sie zwei Pieptöne hören.
- Nachdem die zwei Pieptöne zu hören waren, heben Sie den Laser an und legen ihn anschließend erneut auf die Haut, so dass er den vorherigen Bereich überlappt (ca. 5 mm).




5 WEITERMACHEN, UM DEN BEREICH ABZUDECKEN

Verwenden Sie die Impulzzähler-Tafel des Tria Lasers 4X, um zu bestimmen, wie viele Impulse für jeden Bereich pro Behandlung erforderlich sind.



IMPULSZÄHLER-TAFEL*



*Die Impulszahlen und die Zeiten werden nur zur Orientierung angegeben – der tatsächliche Bereich und dessen Impulszahl können davon abweichen. Halten Sie sich immer an die Behandlungs- und Sicherheitsanweisungen, die in der *Gebrauchsanleitung* angegeben werden.

PRÜFEN SIE IHREN HAUTTON


Der Tria Laser 4X ist nur für helle bis mittlere Hauttöne und mittel-dunkles bis dunkles Haar bestimmt. Er funktioniert nicht bei weißen, grauen, blonden oder roten Haaren. Wenn Ihr Hautton mit einem der Hauttöne übereinstimmt, die als „Nicht zulässig“ für die Behandlung gekennzeichnet sind, dann VERWENDEN SIE den Tria Laser 4X NICHT.

HAUTTON-DIAGRAMM

ZULÄSSIGE HAUTTONE:



NICHT ZULÄSSIG:



ZUR VERWENDUNG AN: Beinen; Armen; Bikinilinie; Achseln, Füßen; Händen; Brust; Rücken; Bauch; Gesichtshaarung von Frauen (Wangenlinie nach unten)

**TRIA BEAUTY
KUNDENDIENST**

Deutschland

customerservice@triabeauty.de

triabeauty.de

triabeauty.de/instructions

Österreich

customerservice@triabeauty.at

triabeauty.at

triabeauty.at/instructions

tria.




tria®

LASER DO DEPILACJI 4X

Krótką instrukcja

PL

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SWOIM LASEREM TRIA 4X



PRZYDATNE INFORMACJE



- Mieszki włosowe, które zostały zdezaktywowane przez laser Tria 4X nie odrósną.
- Depilacja laserowa nie powoduje natychmiastowego wypadania włosów. Po pierwszej depilacji nie będzie widocznych zmian w ilości włosów.
- Niektórzy użytkownicy urządzenia mogą mieć wrażenie jakby uderzenie pasemkiem gumy o skórę. Inni będą mieć wrażenie ciepłego mrowienia. W miarę zmniejszania się ilości włosów, te wrażenia będą zanikać.
- W badaniu klinicznym stwierdzono, że wyższe poziomy energii są 2-3 razy skuteczniejsze. Aby uzyskać najlepszy rezultat, zaleca się więc ustawianie najwyższego poziomu, jaki możesz tolerować.
- Powtarzaj depilację co 2 tygodnie przez okres do 3 miesięcy, lub aż osiągniesz pożądane wyniki.

*Badania kliniczne znajdują się w naszej dokumentacji

PRZED PIERWSZĄ DEPILACJĄ

Przed użyciem urządzenia przeczytaj szczegółowe wskazówki i ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, podane w pełnej *Instrukcji obsługi*.

ŁADOWANIE: Laser Tria 4X należy ładować, aż lampka akumulatora będzie się cała świecić (ok. 2 godzin). Przed użyciem odłącz od gniazdka sieciowego.

WYKONYWANIE DEPILACJI

Przed każdą depilacją ogol, oczyść i osusz powierzchnię, na której chcesz wykonać depilację. Przed pierwszą pełną depilacją na każdym nowym obszarze, wykonaj test. Powtarzaj depilacje co 2 tygodnie przez okres do 3 miesięcy lub do czasu osiągnięcia pożądanego wyniku.


1 WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Odłącz laser Tria 4X od ładowarki akumulatora i naciśnij przycisk zasilania.




2 ODBLOKOWANIE

Odblokuj urządzenie, przykładając czujnik skóry do skóry na obszarze, na którym chcesz wykonać depilację. Jeśli laser Tria 4X jest bezpieczny dla odcienia twojej skóry, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i laser Tria 4X zostanie odblokowany (jeśli urządzenie nie odblokuje się, sprawdź informacje podane w *Instrukcji obsługi*).




3 USTAWIANIE POZIOMU ENERGII DO DEPILACJI

Naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić poziom. Aby uzyskać najlepszy rezultat, ustaw najwyższy poziom, jaki możesz tolerować.




4 WYKONAJ DEPILACJĘ. ODCZEKAJ PRZEZ DWA SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

- Dotknij i przytrzymaj okienko depilacji przy skórze do czasu, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Po tych dwóch sygnałach dźwiękowych, odsuń laser i ponownie przyłóż go do skóry tak, aby zachodził na poprzednie miejsce (około 0,25 cala lub 5 mm).




5 KEEP GOING TO COVER THE AREA

Skorzystaj z Licznika impulsów lasera Tria 4X, aby ustalić ile impulsów możesz potrzebować na każdym obszarze, podczas każdej depilacji.



LICZNIK IMPULSÓW*



*Podane liczby impulsów i czas ich stosowania są jedynie przybliżone. Na konkretnym obszarze liczby te mogą być różne. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wykonywania depilacji i ostrzeżeniami podanymi w *Instrukcji obsługi*.

SPRAWDŹ ODCIEŃ SWOJEJ SKÓRY

Laser Tria 4X przeznaczony jest jedynie do stosowania na skórze o średnim odcieniu i do włosów o kolorze średnio ciemnym do ciemnego. Urządzenie nie działa na włosach białych, siwych, blond ani rudych. Jeśli odcień skóry jest zgodny z którymś odcieniem wskazanym jako „Niebezpieczny” dla depilacji, **NIE WOLNO UŻYWAĆ** lasera Tria 4X.

TABELA ODCIENI SKÓRY

ODCIEŃ SKÓRY WSKAZANE DO DEPIŁACJI:



NIEBEZPIECZNE:



MIJSCA ZASTOSOWANIA URZĄDZENIA: Nogi, ramiona, linia bikini, pod pachami, stopy, dłonie, klatka piersiowa, plecy, brzuch, owłosienie twarzy u kobiet (od linii policzkowej w dół)

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
TRIA BEAUTY

Polska

customerservice@tribeauty.pl

tribeauty.pl

tribeauty.pl/instructions

tria.





tria[®]

HAIR REMOVAL LASER 4X

Snel aan de slag met deze leidraad

NL

DE HAIR REMOVAL LASER 4X LEREN KENNEN



PRAKTISCHE INFORMATIE



- De haarzakjes die gedeactiveerd zijn door de Tria Laser 4X, zullen geen haren meer voortbrengen.
- Laserontharing zorgt niet meteen voor haaruitval. Na de eerste behandeling is er geen zichtbare verandering aan het haar.
- Sommige gebruikers voelen het als een elastiekje dat op de huid slaat. Anderen ervaren een warme prikkeling. Naarmate de hoeveelheid haren afneemt, zal de gevoeligheid ook afnemen.
- Tijdens klinisch onderzoek is ontdekt dat de hogere niveaus twee tot drie keer effectiever zijn. Voor het beste resultaat, raden wij u dus aan het hoogste niveau in te stellen dat u kunt verdragen.
- Behandel elke twee weken gedurende drie maanden of tot u het gewenste resultaat bereikt hebt.

*Klinische onderzoeken gedeponeerd

VOORAFGAAND AAN DE EERSTE BEHANDELING

Lees voor gebruik de volledige *gebruiksaanwijzing* voor een gedetailleerde uitleg en belangrijke veiligheidswaarschuwingen.

HOE TE BEHANDELEN

Voor elke behandeling scheert, reinigt en droogt u het stuk dat u wilt behandelen af. Voor de eerste volledige behandeling van een nieuw stuk, test u een klein stukje uit op dat stuk. Herhaal de behandeling om de twee weken gedurende drie maanden of tot u tevreden bent met het resultaat.


1 ZET HET APPARAAT AAN

Haal de Tria Laser 4X uit de batterijoplader en druk op de aan-/uitknop.



2 ONTGRENDEL

Ontgrendel het apparaat door de huidsensor tegen de huid te houden op de plek die u wilt behandelen. Als de Tria Laser 4X veilig is voor uw huidskleur, zal de laser een pieptoon laten horen en ontgrendelen (als het apparaat niet ontgrendelt, zie de *gebruiksaanwijzing* voor meer informatie).



OPLADEN: Laad de Tria Laser 4X op tot de batterij licht vol is (ongeveer twee uur). Haal de stekker eruit voor gebruik.

3 STEL HET BEHANDELNIVEAU IN


Druk op de aan/uitknop om dat in te stellen.

Voor het beste resultaat, stel de behandeling in op het hoogste niveau dat u kunt verdragen.




4 BEHANDEL. HOUD TWEE PIEPJES LANG STIL OP HETZELFDE PLEKJE

- Houd met uw vingers het behandelvenstertje op de huid tot u twee piepjes hoort.
- Na de twee piepjes, haal de laser van de huid en plaats hem weer terug, overlappend met het vorige stukje (ongeveer 5 mm).




5 GA DOOR TOT U DE HELE PLEK DIE U WILT BEHANDELEN, GEHAD HEBT.

Gebruik de pulsteller van de Tria Laser 4X als richtlijn voor het aantal benodigde pulsen per plek per behandeling.



RICHTLIJN AANTAL PULSEN*




*Deze pulsaantallen en tijdsindicaties zijn bij benadering; het te behandelen gebied en het aantal pulsen kan per persoon variëren. Volg altijd de behandelingsinstructies en de veiligheids waarschuwingen in de *gebruiksaanwijzing* op.

CONTROLEER UW HUIDSKLEUR

De Tria Laser 4X is bedoeld voor van nature lichte tot lichtbruine huidskleuren en lichtbruin tot zwart lichaamshaar. Hij werkt niet bij wit, grijs, blond of rood haar. Als uw huidskleur overeenkomt met een van de huidskleuren genoemd onder 'NIET VEILIG' voor behandeling, dan mag u de Tria Laser 4X NIET GEBRUIKEN.

HUIDSKLEURKAART

GESCHIKTE HUIDSKLEUR:



NIET VEILIG:



VOOR GEBRUIK OP: Benen, armen, bikinilijn, oksels, voeten, handen, borst, rug, buik, gezichtsbehaar bij vrouwen (vanaf de kaaklijn naar onderen).

KLANTENSERVICE
TRIA BEAUTY

Nederland
customerservice@tria beauty.nl
tria beauty.nl
tria beauty.nl/instructions

tria.