




tria®

HAIR REMOVAL LASER PRECISION

Quick Start Guide

EN


GET TO KNOW YOUR TRIA HAIR REMOVAL LASER PRECISION




INDICATOR LIGHTS GUIDE



Treatment Levels



Other Indicators



BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use* guide before use.

CHARGE: You will also need to charge the Tria Laser Precision for at least 2 hours before you use it or anytime the battery is empty. Each battery charge lasts approximately 15-20 minutes.

HOW TO TREAT

Before every treatment, shave, clean and dry the area you wish to treat. Before your first full treatment on any new area, perform a patch test in that area. Repeat treatments every 2 weeks for up to 3 months or until you're satisfied with results.


1 TURN ON DEVICE

Unplug the Tria Laser Precision from the battery charger and press the power button.




2 UNLOCK

Unlock by holding the device tip with the built-in skin sensor against the skin you wish to treat. If the Tria Laser Precision is safe for your skin tone, the laser will emit a series of beeps and unlock.




3 SET THE TREATMENT LEVEL

Press the power button to adjust levels. For best results, treat at the highest level that you can tolerate. In a clinical study, higher levels were found to be 2-3 times more effective.



4 TREAT. HOLD FOR ONE BEEP.

Touch and hold the treatment window to the skin until you hear a beep. Then, lift and place the laser back on the skin so that it overlaps the previous spot by about 1/4 inch, or 5 mm.




NOTE: It is normal for time between beeps to lengthen as you progress through each treatment. This should not affect your results.

TREATMENT GUIDE

Treat in an overlapping pattern until you have completely covered the area you want to treat. Use this guide as an example of how many minutes you may need to treat each area when treating on Medium. Treatment times will be shorter when treating on Low and longer when treating on High.

Always follow the treatment instructions and warnings provided in the *Instructions for Use* booklet.

- Each battery charge lasts for about 15-20 minutes. You may need to recharge if treating multiple areas.
- Facial hair is only cleared for women, cheek line downward.



TREATMENT AREA

The Tria Laser Precision is specially designed to treat small, sensitive areas, such as your underarms and bikini line. Say good-bye to constant shaving, waxing and skin irritations and say hello to silky, smooth skin.

CHECK YOUR SKIN TONE

The Tria Laser Precision is designed to work on fair to light brown skin tones and light brown to black body hair. It does not work on white, grey, blonde or red hair. If your skin tone matches any of the skin tones labeled "Not Safe" for treatment, then **DO NOT USE** the Tria Laser Precision.

SKIN TONE CHART

INTENDED SKIN TONES:



NOT SAFE:



**TRIA BEAUTY
CUSTOMER SERVICE**

United Kingdom

customerservice@triabeauty.co.uk

triabeauty.co.uk

triabeauty.co.uk/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. All rights reserved.

Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty, Inc.
Protected by patent(s). See triabeauty.com/legal



tria®

DEPILADOR LASER PRECISION

Guía de inicio rápido

ES


FAMILIARÍZATE CON TU DEPILADOR LASER PRECISION DE TRIA




GUÍA DE INDICADORES LUMINOSOS



Niveles de tratamiento



Otros indicadores



ANTES DEL PRIMER TRATAMIENTO

Para obtener instrucciones detalladas y advertencias de seguridad importantes, lee la guía completa *Instrucciones de uso* antes de usar este producto.

CARGA: Además, es necesario cargar el Laser Precisión de Tria durante por lo menos 2 horas antes de usarlo o cada vez que la batería esté vacía. Cada carga de batería dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

CÓMO REALIZAR EL TRATAMIENTO

Antes de cada tratamiento, afeita, limpia y seca el área que deseas tratar. Antes de tu primer tratamiento completo en cualquier área nueva, realiza una prueba de parche en esa área. Repite el tratamiento cada dos semanas hasta por 3 meses o hasta que estés satisfecha con los resultados.


1 PRENDE EL APARATO

Desenchufa el Laser Precisión de Tria del cargador de batería y pulsa el botón de encendido.




2 DESBLOQUEÁLO

Desbloquea el aparato; para ello, coloca el extremo del aparato con el sensor de piel integrado sobre la piel que deseas tratar. Si el Laser Precisión de Tria es seguro para tu tono de piel, el láser emitirá una serie de sonidos de alerta y se desbloqueará.




3 DETERMINA EL NIVEL DE TRATAMIENTO

Pulsa el botón de encendido para ajustar los niveles. **Para obtener mejores resultados, aplica el tratamiento en el nivel más alto que puedas tolerar.** En un estudio clínico, se halló que los niveles más altos fueron 2-3 veces más eficaces.



4 APLICA EL TRATAMIENTO ESPERA A OÍR UN SONIDO DE ALERTA

Presiona y sostén la ventana de tratamiento contra la piel hasta oír un sonido agudo de alerta. En seguida, levanta y coloca de nuevo el láser sobre la piel de modo que solape el área anterior aproximadamente 1/4 de pulgada o 5 mm.




NOTA: Es normal que el intervalo entre sonidos de alerta se vaya haciendo más largo a medida que avanzas en cada tratamiento. Esto no debe afectar los resultados.

GUÍA DE TRATAMIENTO

Aplica el tratamiento siguiendo un patrón de superposición hasta que hayas cubierto por completo el área que deseas tratar. Usa esta guía como ejemplo de cuántos minutos necesitas tratar cada área cuando uses el nivel Medio. Los períodos de tratamiento serán más cortos cuando uses el nivel Bajo y más largos cuando uses el nivel Alto.

Sigue siempre las instrucciones del tratamiento y las advertencias proporcionadas en el manual de *Instrucciones de uso*.

- Cada carga de batería dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Es posible que tengas que recargar el aparato si aplicas el tratamiento en varias áreas.
- Sólo aclara el vello facial de las mujeres de la línea de los pómulos hacia abajo.



ÁREA DE TRATAMIENTO

El Laser Precision de Tria se ha diseñado especialmente para tratar áreas pequeñas y sensibles, como las axilas y la línea del bikini. Dile adiós al afeitado constante, la depilación con cera y las irritaciones de la piel y da la bienvenida a una piel suave y sedosa.

COMPRUEBA TU TONO DE PIEL

El Laser Precision de Tria se ha diseñado para usarse en tonos de piel blanca a morena clara y con vello corporal de castaño claro a negro. No funciona en vello blanco, gris, rubio o pelirrojo. Si tu tono de piel coincide con alguno de los tonos de piel marcado "No es seguro" para el tratamiento, **NO USES** el depilador Laser Precision de Tria.

TABLA DE TONOS DE PIEL

TONOS DE PIEL A LOS QUE ESTÁ DESTINADO:



NO ES SEGURO:



ATENCIÓN A CLIENTES
TRIA BEAUTY

España

customerservice@triabeauty.es

triabeauty.es

triabeauty.es/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Todos los derechos reservados.

Tria, Tria Beauty y el logotipo de Tria son marcas registradas de Tria Beauty, Inc.

Protegido por patente(s). Ver triabeauty.com/legal




tria®

ÉPILATION AU LASER PRECISION

Guide de démarrage rapide

FR


CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉPILATEUR LASER PRECISION DE TRIA




GUIDE DE VOYANTS LUMINEUX



Niveaux de traitement



Autres voyants



AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde de sécurité importantes, veuillez lire entièrement le Guide des *Instructions d'utilisation* avant de procéder à l'utilisation du produit.

CHARGEMENT : Chargez le Laser Precision de Tria pendant au moins 2 heures avant de l'utiliser ou à chaque fois que la batterie est déchargée. Chaque charge de batterie durera environ 15-20 minutes.

PROCESSUS DE TRAITEMENT

Avant chaque traitement, rasez, nettoyez et séchez la zone à traiter. Avant tout premier traitement sur une nouvelle zone, effectuez un test sur cette même zone. Répétez les traitements toutes les 2 semaines jusqu'à 3 mois ou jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants.


1 ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Débranchez le Laser Precision de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation.




2 DÉVERROUILLAGE

Pour déverrouiller, maintenez le bout de l'appareil avec le capteur cutané incorporé contre la peau dans la zone que vous souhaitez traiter. Si le Laser Precision de Tria est sans danger pour votre teint de peau, le laser émettra une série de bips et se déverrouillera.




3 RÉGLAGE DU NIVEAU DE TRAITEMENT

Appuyez sur le bouton d'alimentation afin de régler les niveaux. **Pour de meilleurs résultats, traitez au niveau maximum tolérable.** Dans une étude clinique, les niveaux supérieurs se sont avérés être 2 à 3 fois plus efficaces.



4 TRAITEMENT. MAINTIEN PENDANT UN BIP.

Appuyez et maintenez la fenêtre de traitement contre la peau jusqu'à l'émission d'un bip. Ensuite, soulevez le laser et remettez-le sur la peau de manière à chevaucher l'endroit préalable d'environ 1/4 po ou 5 mm.




NOTE : Il est normal que la durée entre les bips se rallonge au fur et à mesure que vous avancez dans chaque traitement. Ceci ne devrait pas affecter vos résultats.

GUIDE DE TRAITEMENT

Traitez en chevauchant jusqu'à ce que vous ayez complètement couvert la zone que vous souhaitez traiter. Utilisez ce guide comme exemple du nombre de minutes dont vous aurez besoin pour traiter chaque zone lors d'un traitement moyen. Les temps de traitement seront plus courts pour un traitement sur Faible et plus longs pour un traitement sur Fort.

Toujours suivre les instructions et mises en garde de traitement fournies dans le Guide des *Instructions d'utilisation*.

- Chaque charge de batterie dure environ 15-20 minutes. Il vous faudra peut-être la recharger lors du traitement de plusieurs zones.
- Les poils du visage sont éliminés uniquement pour les femmes, le long de la joue vers le bas.



ZONE DE TRAITEMENT

Le Laser Precision de Tria est spécialement conçu pour traiter les petites zones sensibles telles que les aisselles et la ligne du bikini. Finis les rasages, épilations à la cire et irritations cutanées constantes et bonjour la peau soyeuse et lisse.

VÉRIFIEZ LA COULEUR DE VOTRE PEAU


Le Laser Precision de Tria est conçu pour agir sur une peau de couleur clair à brun clair et sur un poil corporel de couleur brun clair et à noir. L'appareil ne fonctionne pas sur les poils de couleur blanc, gris, blond ou roux. Si la couleur de peau correspond aux couleurs figurant à la section qui « Présente un danger », N'UTILISEZ PAS le Laser Precision de Tria.

PALETTE DE TEINTES

CONÇU POUR LES COULEURS DE PEAU SUIVANTES :



PRÉSENTE UNDANGER :



SERVICE À LA CLIENTÈLE
TRIA BEAUTY

France

customerservice@triabeauty.fr

triabeauty.fr

triabeauty.fr/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Tous droits réservés.

Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce de Tria Beauty, Inc.

Protégé par un/des brevet(s). Voir triabeauty.com/legal



tria®

DEPILAZIONE LASER DI PRECISIONE

Guida rapida


IT

DESCRIZIONE GENERALE DELL'EPILATORE TRIA LASER PRECISION


SPIEGAZIONE DELLE SPIE



Livelli di trattamento



Altre spie



PRIMA DEL TRATTAMENTO INIZIALE

Per indicazioni dettagliate e importanti avvertenze di sicurezza, leggi prima dell'uso la guida completa *Istruzioni per l'uso*.

CARICA: Carica l'epilatore Tria Laser Precision per almeno 2 ore prima dell'uso o quando la batteria è scarica. L'autonomia della batteria è di circa 15-20 minuti.

COME ESEGUIRE IL TRATTAMENTO

Prima di ogni trattamento, raso, pulisci e asciuga la zona che vuoi trattare. Prima del trattamento iniziale completo su una nuova zona, fai una prova in un punto di quella zona. Ripeti i trattamenti ogni 2 settimane per un massimo di 3 mesi, o fino a quando non ottieni i risultati desiderati.


1 ACCENDI IL DISPOSITIVO

Scollega l'epilatore Tria Laser Precision dal caricabatteria e premi il pulsante di accensione.




2 SBLOCCA IL DISPOSITIVO

Sblocca il dispositivo appoggiando il sensore cutaneo sulla pelle nella zona che vuoi trattare. Se l'epilatore Tria Laser Precision è sicuro per te emette una serie di bip e si sblocca.




3 IMPOSTA IL LIVELLO DI TRATTAMENTO

Premi il pulsante di accensione per regolare i livelli. Per ottenere i migliori risultati, usa l'impostazione più alta che puoi tollerare. In uno studio clinico, i livelli più alti hanno dimostrato di essere da 2 a 3 volte più efficienti.



4 ESEGUI IL TRATTAMENTO. ATTENDI UN BIP.

Appoggia la finestra del trattamento sulla pelle fino a quando non senti un bip. Quindi, solleva il laser e rimettilo sulla pelle coprendo parte del punto precedente di circa 5 mm.




NOTA: l'intervallo fra bip si allunga con il progredire attraverso ciascun trattamento, senza peraltro compromettere i risultati.

GUIDA PER IL TRATTAMENTO

Esegui il trattamento in uno schema a sovrapposizione fino a coprire completamente la zona che desideri trattare. Usa questa guida come esempio del tempo necessario in minuti per trattare ciascuna zona sul livello Medio. I tempi del trattamento saranno più brevi sul livello Basso e più lunghi sul livello Alto.

Segui sempre le istruzioni per il trattamento e le avvertenze incluse nel dépliant *Istruzioni per l'uso*.

- Ciascuna carica di batteria dura circa 15-20 minuti. Se tratti diverse zone può essere necessario ricaricare la batteria.
- La peluria facciale viene eliminata solamente per le donne, dagli zigomi in giù.



ZONA DEL TRATTAMENTO

L'epilatore Tria Laser Precision è stato ideato per trattare piccole zone delicate, come le ascelle e la zona bikini. Puoi finalmente dire addio alla depilazione costante con rasature, ceretta e alle conseguenti irritazioni cutanee, e dare il benvenuto a una pelle vellutata e liscia.

CONTROLLA LA TUA CARNAGIONE

L'epilatore Tria Laser Precision è previsto per carnagioni da chiare a medie e peli medio-scuri. Non funziona su peli bianchi, grigi, biondi o rossi. Se la tua carnagione è simile a una di quelle indicate come "A rischio" per il trattamento, NON USARE l'epilatore Tria Laser Precision.

DIAGRAMMA DELLE CARNAGIONI

CARNAGIONI PREVISTE:



A RISCHIO:



SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI
TRIA BEAUTY

Italia

customerservice@triabeauty.it

triabeauty.it

triabeauty.it/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tria, Tria Beauty, e il logo Tria sono marchi di fabbrica di Tria Beauty, Inc.

Protetto da uno o più brevetti. Vedi triabeauty.com/legal



tria®

ENTHAARUNGSLASER PRECISION

Schnellstart-Leitfaden

DE

MACHEN SIE SICH MIT DEM TRIA ENTHAARUNGSLASER PRECISION VERTRAUT




ERKLÄRUNG DER ANZEIGEN



Behandlungsintensitäten



Andere Anzeigen



VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Für eine detaillierte Anleitung und wichtige Sicherheitsinformationen lesen Sie die *Gebrauchsanweisung* vollständig durch.

LADEN: Vor der Verwendung und immer dann, wenn der Akku leer ist, muss der Tria Laser Precision mindestens 2 Stunden lang geladen werden. Ein voll geladener Akku reicht für 15-20 Minuten Behandlungszeit.

ANWENDUNG

Vor der Behandlung rasieren, reinigen und trocknen Sie die zu behandelnde Haut. Führen Sie vor der ersten vollen Behandlung eines neuen Bereichs einen Hautstellentest an der gewünschten Stelle durch. Wiederholen Sie die Behandlung bis zu drei Monate lang, oder bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, alle zwei Wochen.


1 EINSCHALTEN DES GERÄTS

Trennen Sie den Tria-Laser vom Ladegerät und drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste.



2 ENTRIEGELN


Um den Laser zu entriegeln, halten Sie den Behandlungsschlitz mit dem integrierten Hautsensor in dem zu behandelnden Bereich an die Haut. Wenn der Tria Laser Precision bei Ihrem Hautton gefahrlos angewendet werden kann, gibt der Laser eine Reihe von Tönen ab und wird entriegelt.



3 WÄHLEN DER BEHANDLUNGSINTENSITÄT


Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Intensität einzustellen.

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die höchste Behandlungintensität, die Sie vertragen. In einer klinischen Studie haben sich höhere Intensitäten als 2-3 Mal wirksamer erwiesen.



4 BEHANDLUNG HALTEN, BIS SIE EINEN TON HÖREN

Halten Sie den Behandlungsschlitz an die Haut, bis Sie einen Ton hören. Heben Sie das Gerät danach an und legen Sie es wieder auf die Haut, sodass sich die neue Stelle um ca. 5 mm mit der vorherigen Stelle überschneidet.




HINWEIS: Es ist normal, dass die Zeit zwischen den Tönen immer länger wird, je weiter die Behandlung fortschreitet. Die Ergebnisse sollten dadurch nicht beeinträchtigt werden.

BEHANDLUNGSANLEITUNG

Führen Sie die Behandlung in einem überlappenden Muster aus, bis Sie die Behandlungsstelle vollständig abgedeckt haben. Diese Anleitung gibt einen Anhaltspunkt dazu, wie lange Sie jede Stelle bei mittlerer Intensität behandeln müssen. Bei geringerer Intensität ist die Behandlungszeit kürzer, bei höherer Intensität länger.

Befolgen Sie auf jeden Fall die Anleitung in der Gebrauchsanweisung.

- Ein geladener Akku reicht für 15-20 Minuten Behandlungszeit. Möglicherweise müssen Sie den Akku neu laden, um mehrere Bereiche zu behandeln.
- Gesichtshaar kann nur bei Frauen unterhalb der Wangenlinie entfernt werden.



BEHANDLUNGSBEREICH

Der Tria Laser Precision ist speziell für kleine, empfindliche Hautstellen wie Achseln oder die Bikinilinie konzipiert. Dem ständigen Rasieren und Wachsen sowie störenden Hautreizungen können Sie nun ade sagen: Hier kommt zarte, glatte Haut.

VERGLEICHEN SIE IHREN HAUTTON

Der Tria Laser Precision ist für helle bis hellbraune Hauttöne und hellbraunes bis schwarzes Körperhaar bestimmt. Er funktioniert nicht bei weißem, grauem, blondem oder rotem Haar. Wenn Ihr Hautton einem der Farben ähnelt, die mit „Nicht geeignet“ für die Behandlung gekennzeichnet sind, dürfen Sie den Tria Laser Precision NICHT VERWENDEN.

HAUTTONTABELLE

GEEIGNETE HAUTTONTÖNE:



NICHT GEEIGNET:



**TRIA BEAUTY
KUNDENDIENST**

Deutschland

customerservice@triabeauty.de
triabeauty.de
triabeauty.de/instructions

Österreich

customerservice@triabeauty.at
triabeauty.at
triabeauty.at/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Tria, Tria Beauty und das Tria-Logo sind Marken von Tria Beauty, Inc.
Patentrechtlich geschützt. Siehe triabeauty.com/legal



tria®

**LASER PRECISION DO
USUWANIA OWŁOSIENIA**

Skrócona instrukcja obsługi

PL

INFORMACJE O LASERZE PRECISION FIRMY TRIA DO USUWANIA OWŁOSIENIA



OPIS LAMPEK KONTROLNYCH



Poziomy zabiegu



Inne lampki kontrolne



PRZED PIERWSZYM ZABIEGIEM

Szczegółowe wskazówki i ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w pełnej *Instrukcji użytkownika* i należy się z nimi zapoznać przed użyciem urządzenia.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZABIEGU

Przed każdym zabiegiem należy zgolić włosy oraz oczyścić i wysuszyć powierzchnię, na której ma zostać przeprowadzony zabieg. Przed przeprowadzeniem pierwszego pełnego zabiegu w nowym miejscu, należy najpierw przeprowadzić test skórny. Zabiegi należy powtarzać co 2 tygodnie przez maksymalnie 3 miesiące lub do czasu uzyskania satysfakcjonującego efektu.


1 WŁĄCZ URZĄDZENIE

Odłącz laser Precision od ładowarki i naciśnij przycisk zasilania.



2 ODBLOKUJ


Odblokuj urządzenie przytrzymując końcówkę urządzenia z wbudowanym czujnikiem skóry przy skórze w miejscu, w którym zostanie wykonany zabieg. Jeśli laser Precision będzie bezpieczny dla danego odcienia skóry, urządzenie wyemituje serię sygnałów dźwiękowych i odblokuje się.



NAŁADUJ: Laser Precision należy ładować przez co najmniej 2 godziny przed użyciem lub kiedy baterie będą rozładowane. Każda bateria zapewni działanie urządzenia przez 15-20 minut.

3 USTAW POZIOM ZABIEGU


Naciśnij przycisk zasilania, aby dostosować poziom zabiegu. Dla uzyskania najlepszych efektów, zalecamy stosowanie najwyższego, możliwego do tolerowania poziomu. W badaniu klinicznym wykazano, że wyższe poziomy są 2 do 3 razy skuteczniejsze.



4 ROZPOCZNIJ ZABIEG.

PRZYTRZYMAJ, AŻ USŁYSZYSZ JEDEN SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Przyłóż i przytrzymaj okienko zabiegowe przy skórze, do czasu gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie unieś laser i ponownie przyłóż go do skóry, tak aby zachodził na poprzedni obszar na około 5 mm lub ¼ cala.




UWAGA! W miarę prowadzenia zabiegu czas pomiędzy sygnałami dźwiękowymi wydłuża się. Nie powinno to wpływać na wyniki zabiegu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABIEGÓW

Wykonuj zabieg, tak aby poszczególne obszary zachodziły na siebie, kontynuuj do czasu pokrycia całegożądanego obszaru. Zalecenia te mogą stanowić przykładowe zalecenia, opisujące ile minut może być potrzebnych do przeprowadzenia zabiegu w danym miejscu podczas wykonywania zabiegu na poziomie Średnim. Czas zabiegu będzie krótszy podczas zabiegu na poziomie Niskim i dłuższy na poziomie Wysokim.

Zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących zabiegu i ostrzeżeń podanych w niniejszej *Instrukcji użytkowania*.

- Każda bateria zapewnia działanie urządzenia przez 15-20 minut. Podczas wykonywania zabiegu w kilku miejscach konieczne może być ponowne naładowanie lasera.
- Zabieg na włosach na twarzy można wykonywać wyłącznie u kobiet, od linii policzka w dół.



MIEJSCE PODDAWANE ZABIEGOWI

Laser Precision opracowany jest do przeprowadzania zabiegów na małych, wrażliwych obszarach, takich jak pachy i bikini. Pożegnaj się z ciągłym goleniem, stosowaniem wosku i podrażnieniami skóry oraz powitaj jedwabną, gładką skórę.

SPRAWDŹ ODCIEŃ SWOJEJ SKÓRY

Laser Precision przeznaczony jest do stosowania na skórze o jasnym do jasnobrązowego odcieniu oraz na jasnobrązowych i czarnych włosach na ciele. Urządzenie nie działa na włosach białych, siwych, blond i rudych. Jeśli odcień twojej skóry odpowiada dowolnemu z odcieni oznaczonych jako „Niebezpieczne” do przeprowadzenia zabiegu, NIE UŻYWAJ lasera Precision firmy Tria.

WSKAŹNIK ODCIENI SKÓRY

BEZPIECZNE ODCIENIE SKÓRY:



NIEBEZPIECZNE:



DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
TRIA BEAUTY

Polska

customerservice@triabeauty.pl

triabeauty.pl

triabeauty.pl/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tria, Tria Beauty i logo Tria są znakami towarowymi Tria Beauty, Inc.

Podlega ochronie patentowej. Patrz triabeauty.com/legal




tria®

LASER PRECISIE ONTHARING


Snel aan de slag met deze leidraad

NL

DE HAIR REMOVAL LASER PRECISION LEREN KENNEN



UITLEG CONTROLELAMPJES



VOORAFGAAND AAN DE EERSTE BEHANDELING

Lees voor gebruik de volledige voor een gedetailleerde beschrijving en belangrijke veiligheidswaarschuwingen.

OPLADEN: U moet de Tria Laser Precision ook minstens twee uur lang opladen voor u hem gebruikt, of wanneer de batterij leeg is. De batterijduur is ongeveer 15-20 minuten.

HOE TE BEHANDELEN

Voor elke behandeling scheert, reinigt en droogt u het stuk af dat u wilt behandelen. Voor de eerste volledige behandeling van een nieuwe plek, test u een klein stukje uit op die plek. Herhaal de behandeling om de twee weken gedurende drie maanden of tot u tevreden bent met het resultaat.


1 ZET HET APPARAAT AAN

Haal de Tria Laser Precision uit de batterijoplader en druk op de aan-/uitknop.




2 ONTGRENDEL

Ontgrendel het apparaat door de punt van het apparaat met de ingebouwde huidsensor tegen de huid te houden die u wilt behandelen. Als de Tria Laser Precision veilig is voor uw huidskleur, zal de laser een reeks pieptonen laten horen en ontgrendelen.




3 STEL HET BEHANDELNIVEAU IN

Druk op de aan-/uitknop om dat in te stellen. Voor het beste resultaat, stel de behandeling in op het hoogste niveau dat u kunt verdragen. Tijdens klinisch onderzoek is ontdekt dat de hogere niveaus twee tot drie keer effectiever zijn.



4 BEHANDEL DE HUID. HOUD VAST GEDURENDE EEN PIEPJE

Houd met uw vingers het behandelvenstertje op de huid tot u een pieptoon hoort. Haal de laser van de huid en plaats hem weer terug met een overlap van ongeveer 5 mm met het vorige stukje.




OPMERKING: Het is normaal dat de tijd tussen de piepjes langer wordt naarmate vordert bij elke behandeling. Dit zou geen invloed moeten hebben op het resultaat.

BEHANDELGIDSJE

Behandel volgens een overlappend patroon tot u het stuk dat u wilt behandelen volledig gehad hebt. Gebruik deze leidraad als indicatie van hoeveel minuten u nodig hebt voor de behandeling van elk stuk, bij een behandeling op mediumniveau. De behandelzeiten zijn korter bij behandeling op niveau low en langer bij behandeling op high.

Volg altijd de behandelinstructies en de veiligheidswaarschuwingen op uit de *gebruiksaanwijzing*.

- De batterijduur is ongeveer 15-20 minuten. Het kan nodig zijn om tussentijds op te laden bij de behandeling van meerdere plekken.
- Gezichtshaar wordt alleen verwijderd bij vrouwen vanaf de kaaklijn naar onderen.



TE BEHANDELEN STUK

De Tria Laser Precision is speciaal ontworpen voor de behandeling van kleine, gevoelige stukken zoals de oksels en de bikinilijn. Voor een zijdezachte en gladde huid zijn telkens scheren en waxen en huidirritaties voortaan verleden tijd.

CONTROLEER UW HUIDSKLEUR

De Tria Laser Precision is bedoeld voor van nature lichte tot lichtbruine huidskleuren en lichtbruin tot zwart lichaamshaar. Hij werkt niet bij wit, grijs, blond of rood haar. Als uw huidskleur overeenkomt met een van de huidskleuren genoemd onder 'NIET VEILIG' voor behandeling, dan mag u de Tria Laser Precision NIET GEBRUIKEN.

HUIDSKLEURENVERZICHT

GESCHIKTE HUIDSKLEUREN:



NIET VEILIG:



KLANTENSERVICE
TRIA BEAUTY

Nederland

customerservice@triabeauty.nl

triabeauty.nl

triabeauty.nl/instructions

tria®

©2014 Tria Beauty, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Tria, Tria Beauty, en het Tria-logo zijn handelsmerken van Tria Beauty, Inc.
Beschermd door octrooi(en). Zie triabeauty.com/legal