

tria[®]

**POSITIVELY CLEAR
ACNE CLEARING BLUE LIGHT**

Instructions for Use

WELCOME AND CONGRATULATIONS!

Congratulations on your new Positively Clear Acne Clearing Blue Light. This handheld device uses blue light to treat mild to moderate acne.

For important information about safety and how to use the device, read all the instructions in this booklet before you use the Positively Clear Acne Clearing Blue Light.

We want you to achieve the best results. If you have any questions or want more information, please call Customer Service at 1-877-321-8742.

TABLE OF CONTENTS

GLOSSARY	4	HOW TO USE YOUR POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT	14
ABOUT ACNE	5	Step-By-Step Instructions	
ABOUT POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT	6	How Often to Use Your Device	16
Device and Battery Indicators	7	How Long to Continue Treatments	
WHO SHOULD USE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT (INDICATIONS FOR USE)	8	TAKING CARE OF THE DEVICE	17
WARNINGS	9	TROUBLESHOOTING	18
RISKS AND BENEFITS	10	PRODUCT GUARANTEE	19
BEFORE USING THE DEVICE FOR THE FIRST TIME	12	WARRANTY	20
		TECHNICAL SPECIFICATIONS	23

GLOSSARY

BACTERIA: *Propionibacterium acnes* or *P. acnes* that causes acne breakouts. Lives on sebum secreted by the follicle.

BLACKHEAD: A small bump on the skin with a black center, not inflamed.

COMEDONAL ACNE: Blackheads and whiteheads.

CYST: A closed, bag-like structure under the skin, containing liquid. Acne cysts are present only in severe acne.

INFLAMMATORY/INFLAMED: Red and sensitive to the touch.

NODULE: A solid mass, like a knot, either raised or felt under the skin. Acne nodules are present only in severe acne.

PIMPLE: A red and sensitive (inflamed) bump on the skin.

PUSTULE: A red and sensitive (inflamed) bump on the skin filled with white or yellow pus.

WHITEHEAD: A small bump on the skin with a white center, not inflamed.

ABOUT ACNE

Acne starts with the buildup of oil under the skin, which causes a type of bacteria called *P. acnes* to multiply. Pores become clogged with this bacteria, excess oil, and dead skin cells, and the skin becomes inflamed. The result is acne blemishes, such as pimples and pustules. Blue light treats acne blemishes by killing the bacteria that cause them.¹

There are several kinds of acne. Comedonal acne consists of whiteheads and blackheads. Mild or moderate acne involves red and sensitive pimples and pustules. Nodules and cysts are signs of more severe acne. Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended only for mild or moderate acne (pimples and pustules).

¹ Kawada Y et al. Acne phototherapy with a high-intensity, enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in vitro investigation. *Journal of Derm Sci* 30 (2002) 129-135.

ABOUT POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT

Your Positively Clear Acne Clearing Blue Light is a dermatologist-recommended device that uses blue light to treat acne.

TREATMENT TIP

Emits blue light during treatment

SKIN CONTACT SENSOR

Ensures the device emits blue light only when in contact with the skin

POWER BUTTON

Turns the device on and off

DEVICE INDICATORS


Indicate device status

BATTERY INDICATOR

Indicate battery status

CHARGING PORT

Connects the device to the USB Cable for charging



TREATMENT GUIDE




Frames the treatment area on your skin

POWER SUPPLY AND USB CABLE

Connects the device to a power outlet

PACKAGE CONTENTS

- 1 Positively Clear Acne Clearing Blue Light
- 12 treatment guides
- 1 Power Supply
- 1 USB Cable
- Instructions for Use and Quick Start Guide



IMPORTANT DEVICE INDICATORS



TREATMENT COMPLETION INDICATOR

Lights when treatment of the selected area is complete (5 mins). The device will also chime and then automatically turn off.



DEVICE ERROR INDICATOR

Lights if there is a device error. The device will also make a buzzing tone.



LOW BATTERY INDICATOR

Battery indicator flashes. The battery needs to be recharged. When the device is plugged in and charging, the battery indicator will show the battery filling up.







FULL BATTERY INDICATOR

Battery indicator shows a full battery (3 bars). The device is fully charged and ready to use.

WHO SHOULD USE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT (INDICATIONS FOR USE)

Positively Clear Acne Clearing Blue Light is indicated for the treatment of mild to moderate inflammatory acne.

Use this chart to see if Positively Clear Acne Clearing Blue Light is right for you.

ACNE TYPE	OK TO USE?	DESCRIPTION	EXAMPLE
MILD ACNE	✓ YES	Several inflamed pimples (red and sensitive bumps)	
MODERATE ACNE	✓ YES	Many inflamed pimples and pustules (red and sensitive bumps filled with white or yellow pus)	
COMEDONAL ACNE	✗ NO	Blackheads and whiteheads (small bumps on the skin with a white or black center, not inflamed)	
SEVERE NODULAR OR CYSTIC ACNE	✗ NO	Many pimples and pustules, with several nodules (solid masses of skin, like knots, either raised or felt under the skin) or cysts (closed, bag-like structures under the skin, containing liquid)	

WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF POTENTIALLY SERIOUS INJURY:

⚠ **DO NOT** use Positively Clear Acne Clearing Blue Light on or around your eyes or eyelids, and **do not** aim Positively Clear Acne Clearing Blue Light at your eyes or stare directly into the blue light. This could cause serious eye injury, including temporary blindness or temporary loss of vision.

⚠ **STOP USING** Positively Clear Acne Clearing Blue Light and see a health care professional if you feel pain or your skin becomes uncomfortably hot during treatment. Continuing to use Positively Clear Acne Clearing Blue Light could result in skin injury, such as temporary redness, discoloration, or blisters.

⚠ **STOP USING** Positively Clear Acne Clearing Blue Light and see a health care professional if you have skin redness that persists more than 24 hours after treatment. Failure to follow this warning may result in skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters.

⚠ **DO NOT** use Positively Clear Acne Clearing Blue Light to treat severe nodular or cystic acne. Delaying proper treatment

of severe nodular or cystic acne may be harmful. You should seek proper treatment without delay. See a healthcare professional.

⚠ **DO NOT** use Positively Clear Acne Clearing Blue Light to treat moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition other than acne. Delaying proper treatment of these conditions may be harmful. You should seek proper treatment without delay. See a healthcare professional.

⚠ **DO NOT** treat the same area of skin more than once a day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters.

⚠ **DO NOT** use Positively Clear Acne Clearing Blue Light on children under the age of 13. **Do not** let anyone under 13 use Positively Clear Acne Clearing Blue Light. Positively Clear Acne Clearing Blue Light has not been tested on children under 13 and may cause serious skin or eye injury.

⚠ **DO NOT** share Positively Clear Acne Clearing Blue Light with other people. Sharing the device could transfer bacteria from one person to another and may cause harmful infection.

WARNINGS (continued)

⚠ DO NOT use Positively Clear Acne Clearing Blue Light if the device, power supply or USB cable is visibly damaged and never attempt to open or repair the device, power supply or USB cable. Doing this could result in a serious eye or skin injury or possibly fatal electric shock.

⚠ DO NOT use Positively Clear Acne Clearing Blue Light if the device, power supply or USB cable is wet, or if the device, power supply or USB

cable could fall into water while it is plugged in. Doing this could result in possibly fatal electric shock.

⚠ DO NOT use if you are pregnant. The device has not been tested for safety on pregnant women and the risks are unknown.

⚠ CAUTION - Performance of the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

RISKS AND BENEFITS

The risks and benefits of Positively Clear Acne Clearing Blue Light treatments were tested in a clinical study of 40 individuals with acne.

RISKS

If you use Positively Clear Acne Clearing Blue Light as directed, the risks are very low. In the clinical study, none of the individuals treated (0 out of 40) experienced any side effects. However, the following mild side effects may occur with normal use:

SKIN WARMTH: The skin may feel warm during treatment.

TEMPORARY SKIN REDNESS:

The skin may develop a slight redness that fades within 24 hours.

TEMPORARY SKIN DISCOLORATION:

The skin may develop a slight discoloration that lasts more than 24 hours. If this occurs, stop using the device.

TEMPORARY SKIN DRYNESS:

The skin may develop slight dryness that goes away during the first 1-2 weeks of treatment.

If the device is used improperly or it malfunctions, there are other risks. The following chart lists some of these risks:

POTENTIAL ADVERSE EVENT	LIKELIHOOD OF POTENTIAL ADVERSE EVENT	POTENTIAL ADVERSE EFFECT	LIKELIHOOD OF POTENTIAL ADVERSE EFFECT
General overuse of the device, such as performing many treatments per day	Unlikely	Skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters	Minor skin injury is unlikely; major skin injury is very unlikely.
Use of device on severe acne	Unlikely	User delays known effective treatments	Likely
Use of device on or by children under 13	Unlikely	Same as for adults, although the severity of the effects may be different.	Unknown because use on children under 13 has not been tested
Use of device on non-acne skin conditions	Unlikely	User delays known effective treatments	Likely
Use of device on or around eyes or eyelids	Very unlikely	Blindness or temporary loss of vision in the exposed eye	Very unlikely
Use of physically damaged or wet device or charger that exposes user to electrical hazard	Very unlikely	Serious eye or skin injury, shock or electrocution	Very unlikely (same as other common electrical devices)
Device malfunction with excessive blue light output	Very unlikely	Skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters	Minor skin injury is unlikely; major skin injury is very unlikely.
Continued use despite side effects other than warmth, redness or dryness that quickly fades	Very unlikely	Skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters	Minor skin injury is unlikely; major skin injury is very unlikely.
Use of device despite skin sensitivity to light	Very unlikely	Skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters	Minor skin injury is unlikely; major skin injury is very unlikely.
Sharing a device with others who have common skin bacteria	Unlikely	Worse acne or a minor skin infection	Unlikely
Sharing a device with others who have serious skin infections	Very unlikely	Serious skin infection	Unlikely

BENEFITS

In the clinical study, daily use of Positively Clear Acne Clearing Blue Light was shown to eliminate about 70% of mild to moderate inflammatory acne blemishes (pimples or pustules) after 2 weeks of use. This study was conducted by a physician using a prescription version of the device. Your results may differ because of differences in the device, how you use it, or how your acne responds.


Blue light immediately starts killing the bacteria that cause acne,¹ but it takes some time for the blemishes on your skin to go away. You should start to notice a visible reduction in the number of blemishes after about 1 week of daily use, with improved results after 2 weeks of daily use. Individual results may vary.

¹ Kawada Y et al. Acne phototherapy with a high-intensity, enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in vitro investigation. *Journal of Derm Sci* 30 (2002) 129-135.

BEFORE USING THE DEVICE FOR THE FIRST TIME

CHARGE YOUR DEVICE

Insert the USB cable into the power supply and into the device charging port. Then, plug the power supply into an outlet. When your device is charging, the battery indicator will show the battery filling up until the device is fully charged (less than 6 hours). Once the device is fully charged, the battery indicator bars will



stop filling up and display a full battery. Your device may arrive fully charged and not require additional charging before the first use.

TEST THE DEVICE ON AN AREA OF SKIN

Test Positively Clear Acne Clearing Blue Light on your forearm before you begin treatments. This is important because your skin may be sensitive to light due to medications you may have taken or other medical conditions. If this test shows that the device is not for you, do not use the device.

1. TREAT AN AREA OF SKIN ON YOUR FOREARM

Follow the step-by-step instructions in the "How to Use Your Positively Clear Acne Clearing Blue Light" section (pages 14-16). Apply one treatment guide and perform a full treatment inside the guide. It is normal for your skin to feel warm, but if you feel pain or your skin feels uncomfortably hot during treatment, **stop** using the device.

The device is not for you.

2. WAIT 24 HOURS AND LOOK AGAIN AT THE TREATED SKIN

No redness or difference: If you do not notice any difference between the treated and untreated skin, you may begin Positively Clear Acne Clearing Blue Light treatments.

Redness or difference: If you notice any difference between the treated and untreated skin, such as redness, discoloration, or discomfort, see a healthcare professional and do not use Positively Clear Acne Clearing Blue Light again.

NOTE: Repeat this test if you think your skin sensitivity may have changed for any reason, for example as a result of changes in your medication or other medical conditions.

HOW TO USE YOUR POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT

The instructions below describe how to use your Positively Clear Acne Clearing Blue Light correctly:

1. CLEANSE YOUR SKIN.

Cleanse and dry the skin you want to treat.

2. APPLY THE TREATMENT GUIDE.

Take one treatment guide, and place it on the area of skin that you wish to treat. Place the guide so that it "frames" an area with pimples or pustules. The area in the middle of the guide is the treatment area.




WARNING: Do not use the device on or around your eyes or eyelids, and do not aim the device at your eyes or stare directly into the blue light. This could cause serious eye injury, including temporary blindness or temporary loss of vision.

3. TURN ON THE DEVICE.

Press and release the power button. The device will beep. The battery indicator will display the current battery level. The device is now ready to use.

NOTE: The device will not turn on while plugged in. You must unplug the device before treating.




4. BEGIN YOUR TREATMENT.

Place the treatment tip against your skin inside the treatment guide. The device will now begin to emit blue light onto the treatment area. You will hear the fan whenever the device is emitting blue light.

Glide the treatment tip continuously and evenly across the entire treatment area. Maintain contact with the skin.

NOTE: It is important to keep the tip moving across the entire treatment area. It is normal to feel your skin become warm. Do not hold the device in one place long enough for your skin to become uncomfortably hot.

NOTE: If you lift the device off your skin, the device will stop emitting blue light and the fan will turn off. Place the treatment tip back onto the treatment area to continue treating.



NOTE: If you lift the device off your skin, the device will stop emitting blue light and the fan will turn off. Place the treatment tip back onto the treatment area to continue treating.

TAKING CARE OF THE DEVICE

5. COMPLETE YOUR TREATMENT

Continue gliding the device within the treatment area for 5 minutes. When treatment of the selected area is complete, the device will chime and the treatment completion indicator (✓) will light. The device will then automatically turn off.

WARNING: Stop using the device and see a health care professional if you feel pain or your skin becomes uncomfortably hot during treatment. Continuing to use the device could result in skin injury, such as temporary redness, discoloration, or blisters.

NOTE: If you need to turn off the device before your treatment is complete, press and hold the power button until the device beeps. Then, release. The device is now turned off.

6. TREAT OTHER AREAS AS NEEDED.

To treat another area of your skin, repeat steps 1-5

WARNING: Do not treat the same area of skin more than once a day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin injury, such as temporary redness, discoloration or blisters.

HOW OFTEN TO USE YOUR DEVICE

Treat your skin with Positively Clear Acne Clearing Blue Light once a day (every 24 hours). For best results, do not skip treatments.

HOW LONG TO CONTINUE TREATMENTS

Continue to use for as long as you have visible pimples and pustules.

CLEANING

Clean the tip or the outside of the device whenever it appears dirty. Make sure the device is not plugged in, then moisten a soft cloth with water and wipe down the tip or the outside of the device. **DO NOT** get water or liquid inside any part of the device.

MAINTENANCE

The device does not need regular or special maintenance. If you think your device is not working properly or is damaged in any way, **do not** use the device. Call Customer Service at **1-877-321-8742** for assistance.

STORAGE

Keep the device away from water, dampness, or debris that may get inside the device. The device works best when charged at least once every six months when storing.

DISPOSAL

Please follow the regulations where you live for recycling or disposing of electrical devices.

TRAVELING WITH YOUR DEVICE

If traveling with the device, pack the device in its original packaging to prevent damage. The device will work properly at all common international voltages (any main supply between 100 and 240 VAC at 50-60 Hz). You may need an adapter so that the power supply that comes with the device can plug into a wall outlet. Use only the accompanying power supply and USB cable to charge the device.

LIFE OF THE DEVICE

The device is designed to work for 3 years or more of normal use. There are no parts that need regular replacement. The device is working properly if it functions as described in this booklet.

TROUBLESHOOTING

Use this chart to help solve any problems that come up.
If you still have problems, please call Customer Service at **1-877-321-8742**.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
My device will not turn on.	Your device is not charged.	Charge your device. (see page 12)
	Your device is plugged in.	Unplug the device before attempting to treat.
My device will not turn off.	You released the power button before the device beeped.	Hold down the power button until the device beeps, then release.
My device error indicator (!) is lit.	Your device is not working properly.	Turn your device off, then back on. If the indicator remains lit, contact Tria Beauty Customer Care.
My device does not charge.	Your device is not connected properly.	Check that the USB cable is properly connected at both ends and the power supply is plugged into a working wall outlet. (see page 12)
	Your device is already charged.	Turn on device. If the battery indicator shows a full battery (three bars lit), then your device is already charged and ready for use.
When I am using my device, the fan and blue light do not turn on or they stop completely during treatment.	Your device is not charged.	Charge your device. (see page 12)
	Your device is not turned on.	Press and release the power button. The device will beep. The battery indicator will display the current battery level.
	The treatment tip is not making good contact with your skin.	Make sure the treatment tip is in full contact with the skin when gliding the treatment tip across the treatment area. (see page 15)
		Lift treatment tip off skin and then place it back on skin in treatment area.
	If you heard the device chime and saw the treatment completion indicator (✓) light, your 5 minute treatment is complete.	Wait 24 hours to treat the same area of skin. To treat another area of skin, repeat steps 1-5. (see pages 14-16)
Your device is not working properly.	Charge your device and restart your treatment session. If the problem persists, contact Tria Beauty Customer Care.	
When I am using my device, the fan and blue light turn on and off intermittently.	The treatment tip is not making good contact with your skin.	Make sure the treatment tip is in full contact with the skin when gliding the treatment tip across the treatment area. (see page 15)

PRODUCT GUARANTEE

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light comes with a 1-year limited warranty detailed below.

If you find that the Positively Clear Acne Clearing Blue Light is not right for you, or are unsatisfied with your device for any other reason, you can return it for a full refund within 90 days of purchase. Please call Customer Service at **1-877-321-8742**.

What is covered by the limited warranty?

This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your Positively Clear Acne Clearing Blue Light if you purchased it from an authorized partner or directly from the manufacturer (Tria Beauty). Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred.

What is not covered by this limited warranty?

This limited warranty is effective only if the Positively Clear Acne Clearing Blue Light is purchased and used in the United States or Canada. This limited warranty does not cover

damage, defects, or failure caused by abuse or misuse; improper care; impact or insertion of foreign objects; vandalism; improper storage; improper or incorrectly performed maintenance or repair; application of harmful chemicals; Acts of God, fire, or water; abrasives; negligence; failure to follow manufacturer's instructions; loss of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light; normal wear and tear; alteration; overuse; professional use; or commercial use.

How long does this limited warranty last?

The limited warranty begins on the date of purchase and expires one year later. The warranty period is not extended for any period during which the Positively Clear Acne Clearing Blue Light (or any parts thereof) is in repair or if your Positively Clear Acne Clearing Blue Light is replaced by Tria Beauty during the warranty period.

What will Tria Beauty do if your Positively Clear Acne Clearing Blue Light?

If you discover a covered defect in your Positively Clear Acne Clearing Blue Light

before the 1-year warranty period expires, contact Customer Care for assistance.

If we confirm a defect covered by this limited warranty, it will be Tria Beauty's decision as to whether we will: (i) replace your Positively Clear Acne Clearing Blue Light with either a new or a refurbished Positively Clear Acne Clearing Blue Light that is the same as or similar to the Positively Clear Acne Clearing Blue Light you purchased; or (ii) repair your Positively Clear Acne Clearing Blue Light using either new or refurbished parts.

If we find that the defect in your Positively Clear Acne Clearing Blue Light is not covered under this limited warranty, we will notify you about the service alternatives that are available on a fee basis.

If we find that your Positively Clear Acne Clearing Blue Light is not defective, we will notify you and return your Positively Clear Acne Clearing Blue Light to you.

All Limited Warranty services must be authorized and performed by Tria Beauty or a service provider authorized by Tria Beauty.

WARRANTY LIMITATIONS AND DISCLAIMERS

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND IS IN ADDITION TO YOUR STATUTORY RIGHTS.

YOUR REMEDIES FOR THE BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY ARE LIMITED SOLELY TO THE REPAIR AND REPLACEMENT OF YOUR POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRIA BEAUTY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES. IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES, THEN THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT PRODUCT LIABILITY), OR OTHERWISE, EVEN IF

TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT PRODUCT LIABILITY, TORT OR OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE OF THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO PROPERTY. IF THE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW LIMITS ON WARRANTIES, OR ON REMEDIES FOR BREACH IN CERTAIN TRANSACTIONS, THE LIMITS IN THIS PARAGRAPH AND THE DISCLAIMER OR EXCEPTIONS FROM WARRANTY MAY

NOT APPLY. THIS LIMITATION DOES NOT APPLY TO CLAIMS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY A DEFECT IN THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT OR ANY OTHER LIABILITY THAT CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW.

THESE WARRANTY TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS ALLOCATE THE RISKS OF PRODUCT FAILURE BETWEEN TRIA BEAUTY AND YOU, THE PURCHASER OF THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT. THIS ALLOCATION IS RECOGNIZED BY BOTH PARTIES AND IS REFLECTED IN THE PRICE OF THE AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER. BY USING THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THESE TERMS, CONDITIONS, AND LIMITATIONS, UNDERSTAND THEM AND ARE BOUND BY THEM.

PRODUCT CHANGES

Tria Beauty reserves the right to make changes and improvements to its products without incurring any obligation to incorporate such improvements in products previously sold.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DISPUTES

This warranty and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the country of purchase.

You agree that the courts of the country where you purchased the Positively Clear Acne Clearing Blue Light shall have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this warranty or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

TIME FOR FILING CLAIMS

Any claim for breach of this limited warranty must be commenced within twelve (12) months following the original purchase of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light.

NO OTHER WARRANTIES

Unless modified in a writing signed by both parties, these warranty terms, conditions, and limitations are understood to be the complete and

exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements and representations, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of these warranty terms. No employee of Tria Beauty or any other party (including without limitation distributors, dealers, and retailers) is authorized to make any warranty in addition to those made herein.

MISCELLANEOUS TERMS

As used in this contract, "we" and "us" refer to Tria Beauty. "You" refers to the original purchaser of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light. A waiver of strict compliance with any term herein shall not be deemed a continuing waiver or waive any other terms or conditions. We shall be excused from performance to the extent of any delay or inability to perform arising due to weather events, disasters, acts of terror, governmental action or regulation, labor or materials shortages or disputes, or other circumstances not under our control. If any term herein is illegal, invalid, or unenforceable, then such term shall be ignored, but the remaining terms and conditions shall remain in effect.

MODEL: BL2

ELECTRICAL INPUT

VOLTAGE: 100 - 240 V - at 50 - 60 Hz

CURRENT: 0.2 A max

CHARGER ELECTRICAL OUTPUT

VOLTAGE: 5 VDC

CURRENT: 1.0 A max

LIGHT OUTPUT

WAVELENGTH: 415 nm


PHYSICAL

SIZE: 4cm x 4cm x 14cm

WEIGHT: 227g

THIS DEVICE IS:

1. A Class II ME Equipment
 2. Internally powered in normal operation
 3. IP22 rated to protect particles >12.5mm entering the device and from dripping water.
 4. Classified in Risk Group 1 in accordance with IEC 60601-2-57: 2011. The charger provides isolation from supply mains.
- Caution - UV emitted from this device.




Operating Relative Humidity:

Up to 85%, Non-condensing


Operating Atmospheric Pressure:

700 hPa - 1060 hPa



Transport Relative Humidity:

Up to 90%, Non-condensing

 This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxygen.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SYMBOL GLOSSARY



Warning Symbol



WEEE Symbol



Type BF Symbol



Serial Number Symbol



Date of Manufacture Symbol



Manufacturer Symbol



CE Mark Symbol



Temperature Limitation Symbol



Accompanying Documentation
Must be Consulted Symbol



FCC Declaration of Conformity



Class II equipment



RoHS Compliant



IP22 Ingress Protection Rating



Keep Dry Symbol



Recycling Symbol



Card widely recycled

TABLE 1 - GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Sapphire should assure that it is used in such an environment.

EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions CISPR 11	Group 1	The Positively Clear Acne Clearing Blue Light must emit electromagnetic energy in order to perform its intended function. Nearby electronic equipment may be affected when RF is energized.
RF emissions CISPR 11	Class B*	The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not Applicable	The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is suitable for use in all establishments, other than domestic and those directly connected to the public low voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not Applicable	

*Meets Class B limits but is not intended for use in domestic establishments.

TABLE 2 - GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC IMMUNITY

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV Contact ± 8 kV Air	± 6 kV Contact ± 8 kV Air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV Mains ± 1 kV I/Os	± 2 kV Mains ± 1 kV I/Os	Mains power quality should be that of a typical home environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1kV Differential ± 2kV Common	± 1kV Differential ± 2 kV Common	Mains power quality should be that of a typical home environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	>95% Dip for 0.5 Cycle 60% Dip for 5 Cycles 30% Dip for 25 Cycles >95% Dip for 5 Seconds	>95% Dip for 0.5 Cycle 60% Dip for 5 Cycles 30% Dip for 25 Cycles >95% Dip for 5 Seconds	Mains power quality should be that of a typical home environment. If the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the Positively Clear Acne Clearing Blue Light be powered from a battery.
Power frequency (60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical home environment.

TABLE 3 - GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION - ELECTROMAGNETIC IMMUNITY

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	(V1)=3Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be separated from the Positively Clear Acne Clearing Blue Light by no less than the distances calculated/listed below.
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	(E1)=3V/m	$D=(3.5/V1)(\text{Sqrt } P)$ 150kHz to 80MHz $D=(3.5/E1)(\text{Sqrt } P)$ 80 to 800 MHz $D=(7/E1)(\text{Sqrt } P)$ 800 MHz to 2.5 GHz where P is the max power in watts and D is the recommended separation distance in meters. Field strengths from fixed transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, should be less than the compliance levels (V1 and E1). Interference may occur in the vicinity of equipment containing a transmitter.

tria®

TABLE 4 - RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE RF COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE POSITIVELY CLEAR ACNE CLEARING BLUE LIGHT

The Positively Clear Acne Clearing Blue Light is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Positively Clear Acne Clearing Blue Light can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Positively Clear Acne Clearing Blue Light as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

MAXIMUM OUTPUT POWER W	SEPARATION (M) 150 KHZ TO 80 MHZ $D = (3.5/V1)(\text{SQRT } P)$	SEPARATION (M) 80 MHZ TO 800 MHZ $D = (3.5/E1)(\text{SQRT } P)$	SEPARATION (M) 800 MHZ TO 2,5 GHZ $D = (7/E1)(\text{SQRT } P)$
0,01	0.11667	0.11667	0.23333
0,1	0.36894	0.36894	0.73785
1	1.1667	1.1667	2.3333
10	3.6894	3.6894	7.3785
100	11.667	11.667	23.333

POSITIVELY CLEAR LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ

Instructions d'utilisation

BIENVENUE ET FÉLICITATIONS!

Pour toute information importante concernant la sécurité et les instructions d'utilisation, veuillez lire le manuel au complet avant d'utiliser votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.

Tria veut que vous obteniez des résultats optimaux. Pour toute question ou tout complément d'information, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 877 321 8742.

TABLE DES MATIÈRES

GLOSSAIRE	30	INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR	42
À PROPOS DE L'ACNÉ	31	Instructions étape par étape	42
À PROPOS DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR	32	Fréquence d'utilisation de l'appareil	44
Indicateurs d'appareil et de batterie	33	Durée des traitements dans le temps ..	44
TYPES D'ACNÉ ET LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR (INDICATIONS D'UTILISATION)	34	SOINS ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL	45
MISES EN GARDE	35	DIAGNOSTIC DE PANNE	46
RISQUES ET BIENFAITS	37	GARANTIE DU PRODUIT	47
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL	40	GARANTIE	48
		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	52

GLOSSAIRE

ACNÉ COMÉDONIENNE :

Acné caractérisée par des points noirs et des points blancs.

BACTÉRIE : *Propionibacterium*

acnes ou *P. acnes* est à l'origine de l'acné. Elle vit dans le sébum sécrété par le follicule pileux

BOUTON : Formation

inflammatoire rouge et sensible se développant sur la peau.

INFLAMMATION/INFLAMMATOIRE

Rougeur et sensibilité au toucher.

KYSTE : Structure fermée en forme

de poche contenant un liquide et se développant sous la peau.

Les kystes d'origine acnéique se manifestent uniquement dans

les formes sévères d'acné.

NODULE : Masse solide, similaire à

un nœud, de forme généralement arrondie ou palpable sous la peau. Les nodules d'origine acnéique se manifestent uniquement dans les formes sévères d'acné.

POINT BLANC : Petit bouton non

inflammatoire situé sur la peau et doté d'un point blanc au centre.

POINT NOIR : Petit bouton non

inflammatoire situé sur la peau et doté d'un point noir au centre.

PUSTULE : Formation inflammatoire

rouge et sensible se développant sur la peau et contenant un pus jaune ou blanc.

À PROPOS DE L'ACNÉ

L'acné commence par l'accumulation excessive d'huile (sébum) sous la peau, ce qui entraîne la prolifération de la bactérie *P. acnes*. La présence de bactéries, d'excès de sébum et de peaux mortes donne lieu à l'obstruction des pores, et par conséquent, à une inflammation de la peau. Cette inflammation provoque des poussées d'acné, comme des boutons et des pustules. La lumière bleue traite les poussées acnéiques en tuant les bactéries responsables de leur apparition¹.

Il existe plusieurs types d'acné. L'acné comédonienne est caractérisée par des points blancs et des points noirs. L'acné légère à modérée est composée de boutons et de pustules qui provoquent des rougeurs et une sensibilité. La présence de nodules et de kystes est le signe d'une acné plus sévère. La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est conçue pour l'acné légère à modérée (boutons et pustules).

¹ Kawada Y et coll. « Acne phototherapy with a high-intensity, enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in vitro investigation. » *Journal of Dermatological Science*, vol. 30, (2002), p. 129-135.

À PROPOS DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR

Votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est un appareil recommandé par les dermatologues qui utilisent la lumière bleue pour traiter l'acné.

POINTE DE TRAITEMENT

Émet une lumière bleue pendant le traitement

CAPTEUR DE CONTACT AVEC LA PEAU

S'assure que l'appareil émet la lumière bleue seulement lorsqu'il est en contact avec la peau

BOUTON D'ALIMENTATION

Met l'appareil en marche/arrêt

INDICATEUR D'APPAREIL


Indique l'état de l'appareil

INDICATEUR DE BATTERIE

Indique l'état de la batterie

PORT DE CHARGE

Relie l'appareil au câble USB à des fins de chargement



GUIDE DE TRAITEMENT

Délimite la zone de peau à traiter

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CÂBLE USB

Relie l'appareil à une prise de courant

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear
- 12 guides de traitement
- 1 cordon d'alimentation électrique
- 1 câble USB et
- Le manuel Instructions d'utilisation

INDICATEURS D'APPAREIL ET DE BATTERIE



INDICATEUR DE FIN DE TRAITEMENT

L'appareil s'allume à la fin du traitement de la zone sélectionnée (5 min). L'appareil émet un signal sonore, puis s'éteint automatiquement.



INDICATEUR D'ERREUR DE L'APPAREIL

L'appareil s'allume lorsqu'il détecte une erreur. L'appareil avertit également par une alerte sonore.



INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

L'indicateur de batterie clignote. La batterie doit être rechargée. Lorsque l'appareil branché se recharge, l'indicateur de batterie montre le niveau de remplissage.







INDICATEUR DE BATTERIE PLEINE

L'indicateur de batterie montre une batterie pleine (3 barres). L'appareil est entièrement chargé et est prêt à l'emploi.

TYPES D'ACNÉ ET LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR (INDICATIONS D'UTILISATION)

L'appareil Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est indiqué pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée.

Le tableau ci-dessous vous permet de déterminer si le traitement par Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est la solution à vos problèmes.

TYPE D'ACNÉ	CRITÈRES D'UTILISATION	DESCRIPTION	EXEMPLE
ACNÉ LÉGÈRE	✓ OUI	Plusieurs boutons inflammatoires (formations rouges et sensibles)	
ACNÉ MODÉRÉE	✓ OUI	Plusieurs boutons et pustules inflammatoires (formations rouges et sensibles remplies de pus blanc ou jaune)	
ACNÉ COMÉDONIENNE	X NON	Points noirs et points blancs (petites formations sur la peau présentant un point blanc ou noir au centre, sans inflammation)	
ACNÉ NODULAIRE OU ACNÉ KYSTIQUE SÉVÈRE	X NON	De nombreux boutons et pustules accompagnés de plusieurs nodules (masses solides de peau, similaires à des nœuds, arrondies ou palpables sous la peau) ou kystes (structures fermées sous forme de poche remplies de liquide sous la peau)	

MISES EN GARDE

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES POTENTIELLEMENT GRAVES :

⚠ **N'UTILISEZ PAS** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear sur ou autour des yeux ou des paupières et **ne pointez pas** l'appareil dans les yeux ou ne fixez pas directement la lumière bleue. Cela pourrait entraîner de graves blessures à l'œil, comme une cécité temporaire ou une perte temporaire de la vue.

⚠ **CESSEZ D'UTILISER** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear et consultez un professionnel de la santé si, au cours du traitement, vous ressentez une douleur ou si la peau devient chaude au point de créer une sensation inconfortable. Continuer l'utilisation de l'appareil pourrait entraîner des lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires.

⚠ **CESSEZ D'UTILISER** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear et consultez un professionnel de la santé si des rougeurs persistent plus de 24 heures après le traitement. Un non-respect de ces mises en garde peut donner lieu à des lésions cutanées,

comme des rougeurs temporaires, une décoloration ou des boursouffures.

⚠ **N'UTILISEZ PAS** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear pour traiter une acné nodulaire ou acné kystique sévère. Retarder le traitement approprié d'une grave acné nodulaire ou kystique peut être nocif. Il faut suivre un traitement approprié sans tarder. Consultez un professionnel de la santé.

⚠ **N'UTILISEZ PAS** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear pour traiter les grains de beauté, les verrues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou toute affection cutanée autre que l'acné. Retarder un traitement approprié contre ces affections peut être nocif. Il faut suivre un traitement approprié sans tarder. Consultez un professionnel de la santé.

⚠ **N'UTILISEZ PAS** la même zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait augmenter le risque de lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires.

⚠ **N'UTILISEZ PAS** Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear sur les enfants

de moins de 13 ans. **Ne laissez pas** les enfants de moins de 13 ans utiliser la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear. L'appareil n'a pas été testé sur ces sujets et peut entraîner des lésions cutanées et de graves blessures à l'œil.

NE PARTAGEZ PAS Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear. Le partage de l'appareil pourrait favoriser la transmission de bactéries d'une personne à l'autre et causer une infection dangereuse.

N'UTILISEZ PAS Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear si l'appareil, le cordon d'alimentation électrique ou le câble USB présente des dommages visibles et n'essayez **jamais** d'ouvrir

ou de réparer l'appareil, le cordon d'alimentation électrique ou le câble USB. Cela pourrait entraîner une grave blessure à l'œil ou un choc électrique potentiellement mortel.

N'UTILISEZ PAS Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear si l'appareil, le cordon d'alimentation électrique ou le câble USB est mouillé ou tombé dans l'eau tout en étant branché. Cela pourrait entraîner un choc électrique potentiellement mortel.

N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous êtes enceinte. La sécurité de l'appareil n'a pas été testée chez les femmes enceintes, et les risques sont, par conséquent, inconnus.

RISQUES ET BIENFAITS

Les risques et les bienfaits des traitements par la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear ont été testés dans une étude clinique composée de 40 sujets acnéiques.

RISQUES

Si vous utilisez la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear conformément aux instructions d'utilisation, les risques sont très faibles. Dans les études cliniques, aucun des sujets traités (0 sur 40) n'a observé de graves effets indésirables. Toutefois, les légers effets indésirables suivants peuvent survenir avec une utilisation normale:

CHALEUR DE LA PEAU: Une sensation de chaleur peut survenir lors du traitement:

ROUGEUR TEMPORAIRE: La peau peut développer de légères rougeurs qui s'estompent au bout de 24 heures.

DÉCOLORATION TEMPORAIRE: La peau peut développer une légère décoloration temporaire qui dure plus de 24 heures. En cas d'apparition, cessez toute utilisation.

ASSÈCHEMENT TEMPORAIRE: La peau peut développer un léger assèchement qui disparaît pendant la première ou la deuxième semaine de traitement.

Si la Lumière Bleue Anti-Acné est utilisée de manière non conforme aux spécifications ou présente des dysfonctionnements, d'autres risques sont à prévoir. Le tableau suivant dresse quelques-uns de ces risques :

ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE	PROBABILITÉ DE L'EFFET INDÉSIRABLE	EFFET INDÉSIRABLE	PROBABILITÉ DE L'EFFET INDÉSIRABLE
Utilisation excessive de l'appareil, comme la réalisation de plusieurs traitements par jour	Peu probable	Lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires	Faible probabilité de légères lésions cutanées ; très peu probabilité de graves lésions cutanées
Utilisation de l'appareil sur l'acné sévère	Peu probable	L'utilisateur retarde l'efficacité de traitements connus	Probable

ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE	PROBABILITÉ DE L'EFFET INDÉSIRABLE	EFFET INDÉSIRABLE	PROBABILITÉ DE L'EFFET INDÉSIRABLE
Utilisation de l'appareil sur ou par des enfants de moins de 13 ans	Peu probable	Même effets que ceux observés chez les adultes; toutefois, la gravité des effets peut être différente.	Inconnue. L'appareil n'a pas été testé chez les enfants de moins de 13 ans
Utilisation de l'appareil sur des peaux non acnéiques	Peu probable	L'utilisateur retarde l'efficacité de traitements connus	Probable
Utilisation de l'appareil sur ou autour des yeux ou des paupières	Très peu probable	Une cécité ou une perte temporaire de la vue dans l'œil exposé	Très peu probable
Utilisation de l'appareil endommagé physiquement ou de l'appareil ou du chargeur mouillé exposant l'utilisateur à un risque électrique	Très peu probable	Graves lésions oculaires ou cutanées, choc ou électrocution	Très peu probable (comme pour les autres appareils électriques courants)
Défaillance de l'appareil consistant en un excès de lumière bleue émise	Très peu probable	Lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires	Faible probabilité de légères lésions cutanées ; très peu probabilité de graves lésions cutanées
Utilisation continue malgré des effets indésirables autres que la chaleur, les rougeurs ou l'assèchement qui s'estompent rapidement	Très peu probable	Lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires	Faible probabilité de légères lésions cutanées ; très peu probabilité de graves lésions cutanées
Utilisation de l'appareil malgré une sensibilité à la lumière	Très peu probable	Lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires	Faible probabilité de légères lésions cutanées ; très peu probabilité de graves lésions cutanées
Partage de l'appareil entre sujets porteurs de bactéries cutanées communes	Peu probable	Aggravation de l'acné ou légère infection cutanée	Faible probabilité de légères
Partage de l'appareil entre sujets ayant de graves infections de la peau	Très peu probable	Grave infection cutanée	Peu probable

BIENFAITS

Dans l'étude clinique, après deux semaines d'une utilisation quotidienne de Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear, les résultats ont montré une élimination de près de 70 % de poussées d'acné inflammatoire de forme légère à modérée (boutons ou pustules). L'étude a été réalisée par un médecin qui a utilisé une version sur ordonnance de l'appareil. Les résultats peuvent varier en raison des différences de l'appareil, des méthodes d'utilisation et de la réponse de l'acné.


La lumière bleue commence immédiatement par tuer les bactéries responsables de l'acné¹, mais il faut un peu de temps avant la disparition de ces poussées. Après 1 semaine d'utilisation quotidienne, vous devrez remarquer une réduction visible du nombre de poussées, et après 2 semaines d'utilisation quotidienne, vous devrez remarquer une nette amélioration. Les résultats individuels peuvent varier.

¹ Kawada Y et coll. «Acne phototherapy with a high-intensity, enhanced, narrow-band blue light source: an open study and in vitro investigation.» *Journal of Dermatological Science*, vol. 30, (2002), p. 129-135

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

CHARGEZ L'APPAREIL

Insérez le câble USB dans le cordon d'alimentation électrique et dans le port de chargement de l'appareil. Puis, branchez l'alimentation électrique dans une prise de courant.



Lorsque l'appareil se recharge, l'indicateur de batterie montre le niveau de remplissage en progression, cet affichage s'arrête lorsque l'appareil est totalement chargé (moins de 6 heures). Lorsque l'appareil est totalement chargé, l'indicateur de batterie cesse de montrer le niveau de remplissage; il affichera alors une batterie pleine.

Votre appareil peut être livré entièrement chargé; dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de le charger avant une première utilisation

TESTEZ L'APPAREIL SUR UNE RÉGION DE LA PEAU

Testez Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear sur l'avant-bras avant de commencer les traitements. Ce test est important, car il déterminera si votre peau est sensible à la lumière liée à la prise d'éventuels médicaments ou d'autres problèmes médicaux. Si ce test montre que le dispositif n'est pas adapté à votre situation, n'utilisez pas cet appareil.

1. TRAITEZ UNE RÉGION DE L'AVANT-BRAS

Veillez suivre les instructions étape par étape à la section « Instructions d'utilisation de votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear » (pages 42-44). Appliquez un guide de traitement et procédez à un traitement complet à l'intérieur du guide.

Il est normal de ressentir une sensation de chaleur, mais si vous ressentez une douleur ou si la peau devient chaude au point de créer une sensation inconfortable, cessez toute utilisation. L'appareil n'est pas adapté à votre situation.

2. ATTENDEZ 24 HEURES ET EXAMINEZ DE NOUVEAU LA PEAU TRAITÉE

Aucune rougeur ou différence : Si vous n'observez aucune différence entre la région traitée et les autres régions non traitées, vous pouvez commencer les traitements à l'aide de Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.

Des rougeurs ou des différences : Si vous observez des différences entre la région traitée et les autres régions non traitées, comme des rougeurs, une décoloration ou une sensation inconfortable, consultez un professionnel de la santé et n'utilisez pas à l'avenir Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.

NOTE: Répétez ce test si vous pensez que la sensibilité de votre peau pourrait avoir changé pour quelque raison que ce soit, suite à un changement de médicaments ou de votre état de santé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR

Les instructions ci-dessous décrivent la manière correcte d'utiliser Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear:

1. NETTOYEZ LA PEAU

Nettoyez et séchez la zone de la peau que vous voulez traiter.

2. APPLIQUEZ LE GUIDE DE TRAITEMENT

Prenez un guide de traitement et placez-le sur la région de la peau que vous voulez traiter. Placez le guide de manière à bien « délimiter » la zone couverte de boutons et pustules. L'espace au milieu du guide désigne la zone de traitement.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'appareil sur ou autour des yeux ou des paupières, ne pointez pas directement dans les yeux ou **ne fixez pas** directement la lumière bleue. Cela pourrait entraîner de graves blessures à l'œil, comme une cécité temporaire ou une perte temporaire de la vue.



3. METTEZ L'APPAREIL EN MARCHÉ.

Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis relâchez. L'appareil émettra un signal sonore.

NOTE: L'appareil ne s'allumera pas s'il se recharge. Il faudra d'abord débrancher l'appareil avant le traitement.

4. COMMENCEZ LE TRAITEMENT.


Placez la **pointe de traitement** contre la peau à l'intérieur du guide. L'appareil émettra une lumière bleue dans la zone de traitement. Vous entendrez une ventilation dès que l'appareil émettra une lumière bleue. Faites **glisser la pointe de traitement de manière continue et uniforme** sur toute la région à traiter. Maintenez un contact constant avec la peau.

NOTE: Il est important de déplacer la pointe en continu sur toute la zone de traitement. Il est tout à fait normal de ressentir une chaleur. **Ne maintenez pas** l'appareil en place sur une région seulement et pendant une durée suffisamment longue au risque de causer une chaleur inconfortable.

NOTE: Si l'appareil n'est pas en contact direct avec la peau, l'appareil cessera d'émettre une lumière bleue et le ventilateur s'éteindra. Replacez la pointe de traitement sur la région à traiter et poursuivez le traitement.



X Incorrect skin contact



✓ Correct skin contact & motion

NOTE: Si l'appareil n'est pas en contact direct avec la peau, l'appareil cessera d'émettre une lumière bleue et le ventilateur s'éteindra. Replacez la pointe de traitement sur la région à traiter et poursuivez le traitement.

SOINS ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

5. TERMINEZ LE TRAITEMENT.

Continuez de faire glisser l'appareil dans la zone de traitement pendant 5 minutes. À la fin du traitement de la zone sélectionnée, l'appareil émettra un signal sonore et l'indicateur de fin de traitement (✓) s'allumera. L'appareil s'éteindra automatiquement.

MISE EN GARDE: Cessez d'utiliser l'appareil et consultez un professionnel de la santé si, au cours du traitement, vous ressentez une douleur ou si la peau devient chaude au point de créer une sensation inconfortable. Continuer l'utilisation de l'appareil pourrait entraîner des lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires.

NOTE: Si vous devez éteindre l'appareil avant la fin du traitement, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'émission du signal sonore. Puis relâchez. L'appareil est éteint.

6. TRAITEZ AU BESOIN LES AUTRES ZONES.

Pour traiter une autre région, répétez les étapes 1-5

MISE EN GARDE: Ne traitez pas la même zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait augmenter le risque de lésions cutanées, comme des rougeurs, une décoloration ou des boursouffures temporaires.

Fréquence d'utilisation de l'appareil
Traitez la peau une fois par jour (une fois toutes les 24 heures) avec Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear. Pour des résultats optimaux, n'omettez aucun traitement.

Durée des traitements dans le temps
Vous pouvez poursuivre le traitement tant que vous observez des boutons et pustules visibles.

NETTOYAGE

Nettoyez l'extrémité ou l'extérieur de l'appareil lorsqu'il est sale. Assurez-vous que le chargeur est débranché, puis humectez un chiffon doux avec de l'eau et essuyez l'extrémité ou l'extérieur de l'appareil. **Ne laissez pas** l'eau ou un liquide pénétrer dans une partie de l'appareil.

ENTRETIEN

L'appareil n'a pas besoin d'un entretien régulier ou particulier. Si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il est endommagé d'une façon ou d'une autre, **n'utilisez pas** l'appareil. Pour toute demande d'assistance, appelez le service à la clientèle au 1 877 321 8742.

ENTREPOSAGE

Conservez l'appareil à l'abri de l'eau, de l'humidité ou des débris qui pourraient s'incruster dans l'appareil. L'efficacité de l'appareil est optimale lorsqu'il est chargé au moins une fois tous les six mois pendant l'entreposage.

ÉLIMINATION

Veillez suivre les règlements locaux concernant le recyclage ou l'élimination des appareils électriques.

EN DÉPLACEMENT AVEC L'APPAREIL

Si vous voyagez avec votre appareil, conservez l'appareil dans son emballage d'origine afin de prévenir tout dommage. L'appareil fonctionnera correctement sur tous les principaux voltages internationaux (entre 100 et 240 V.ca. à 50-60 Hz). Vous aurez peut-être besoin d'un adaptateur de manière à brancher l'alimentation électrique d'origine dans une prise de courant. Pour charger l'appareil, utilisez uniquement le cordon d'alimentation électrique et le câble USB d'origine.

DURÉE DE VIE DE L'APPAREIL

L'appareil est conçu pour fonctionner pendant 3 ans ou plus d'utilisation normale. Aucune pièce ou composante ne nécessite de remplacement régulier. L'appareil fonctionne correctement s'il se comporte de la manière décrite dans ce manuel.

DIAGNOSTIC DE PANNE

Utilisez ce tableau pour vous aider à résoudre les problèmes qui se présentent.
Si des problèmes persistent, veuillez appeler le service à la clientèle au **1 877 321 8742**.

PRÉOCCUPATION	CAUSE POSSIBLE	RÉSOLUTION
Mon appareil ne s'allume pas.	Votre appareil n'est pas chargé.	Chargez l'appareil. (voir page 40)
	Votre appareil est branché.	Débranchez l'appareil avant de procéder au traitement.
Mon appareil ne s'éteint pas.	Vous avez relâché le bouton d'alimentation avant le signal sonore.	Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à l'émission du signal sonore, puis relâchez.
L'indicateur d'erreur (!) est allumé.	Votre appareil ne fonctionnera pas correctement.	Éteignez, puis rallumez l'appareil. Si l'indicateur est toujours allumé, contactez le service à la clientèle de Tria Beauty.
Mon appareil ne se charge pas.	Votre appareil n'est pas bien branché.	Vérifiez que le câble USB est bien branché des deux côtés et que l'alimentation électrique est branchée dans une prise de courant qui fonctionne. (voir page 40)
	Votre appareil est déjà chargé.	Allumez l'appareil. Si l'indicateur de batterie montre une batterie pleine (3 barres allumées), votre appareil est déjà chargé et prêt à l'emploi.
Lorsque j'utilise mon appareil, le ventilateur et la lumière bleue ne s'allument pas ou s'éteignent complètement durant le traitement.	Votre appareil n'est pas chargé.	Chargez l'appareil. (voir page 40)
	Votre appareil n'est pas allumé.	Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis relâchez. L'appareil émettra un signal sonore. L'indicateur de batterie affichera le niveau actuel de la batterie.
	La pointe du traitement n'effectue pas un bon contact avec la peau.	Assurez-vous que la pointe du traitement est bien en contact avec la peau lorsque vous effectuez un mouvement de va-et-vient avec la pointe sur toute la zone à traiter. (voir page 43)
		Éloignez la pointe du traitement de la peau, puis placez de nouveau la pointe sur la peau dans la zone de traitement.
Si l'alerte retentit et que l'indicateur de fin de traitement (✓) s'allume, votre traitement de 5 minutes est terminé.	Attendez 24 heures avant de traiter la même zone. Pour traiter une autre région, répétez les étapes 1-5. (voir page 42-44)	
Lorsque j'utilise mon appareil, le ventilateur et la lumière bleue s'allument et s'éteignent de manière intermittente.	Votre appareil ne fonctionnera pas correctement.	Chargez votre appareil et recommencez votre traitement séance. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Tria Beauty.
	La pointe du traitement n'effectue pas un bon contact avec la peau.	Assurez-vous que la pointe du traitement est bien en contact avec la peau lorsque vous effectuez un mouvement de va-et-vient avec la pointe sur toute la zone à traiter. (voir page 43)

GARANTIE DU PRODUIT

Si vous pensez que l'appareil Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear n'est pas adapté à votre cas ou l'appareil ne vous procure pas entière satisfaction pour une raison ou une autre, vous pouvez retourner l'appareil et obtenir un remboursement intégral dans les 90 jours suivant l'achat. Veuillez appeler le service à la clientèle au **1 877 321 8742**.

Que couvre la garantie limitée?

La présente garantie limitée d'un an couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et la main-d'œuvre de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear si vous avez acheté le produit auprès d'un distributeur certifié ou directement chez le fabricant (Tria Beauty). La garantie limitée d'un an est valable uniquement pour vous, l'acheteur d'origine, et ne peut pas être transférée.

Que ne couvre pas la garantie limitée d'un an?

La présente garantie limitée entre en vigueur seulement si la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est achetée et utilisée aux États-Unis ou au Canada.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, les défauts ou les défaillances causés par une utilisation abusive ou incorrecte; des soins inappropriés; un impact ou une insertion d'objets étrangers; un acte de vandalisme; un entreposage inadéquat; une réparation ou un entretien réalisé de manière inappropriée ou incorrecte; une application de composés chimiques nocifs; les cas de force majeure, l'incendie, ou l'eau; les substances abrasives; une négligence; un non-respect des instructions du fabricant; la perte de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear; une usure et une détérioration normales; une altération; une utilisation excessive; une utilisation professionnelle; ou une utilisation commerciale.

Quelle est la durée de la garantie limitée?

La garantie limitée débute à compter de la date d'achat et expire un an plus tard. La période de garantie n'est pas différée ou prolongée pour toute période pendant laquelle la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear (ou toutes

pièces de l'appareil) est en réparation ou si votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est remplacée par Tria Beauty pendant la période de garantie.

Quelles mesures prendra Tria Beauty en cas de défectuosité de votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear?

Si vous constatez un défaut couvert par la garantie de votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear avant l'expiration de la garantie limitée d'un an, contactez le service à la clientèle.

Si nous confirmons l'existence d'un défaut couvert par la garantie limitée, nous prendrons, au gré de Tria Beauty, l'une des mesures suivantes : (i) le remplacement de votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear par une Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear neuve ou remise à neuf, identique ou similaire à la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear achetée; ou (ii) la réparation de votre appareil Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf.

Si nous remarquons que le défaut de votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear n'est pas couvert par

la présente garantie limitée, nous vous proposerons d'autres services disponibles contre rémunération.

Si nous remarquons que la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear n'est pas défectueuse, nous vous en informerons et nous vous renverrons votre Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.

Tous les services couverts par la Garantie limitée doivent être autorisés et réalisés par Tria Beauty ou par un fournisseur de services autorisé par Tria Beauty.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES EN PLUS DE VOS DROITS LÉGAUX.

VOS VOIES DE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE LIMITENT UNIQUEMENT À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR TELLES QUE DÉFINIES DANS LA DÉCLARATION DE GARANTIE.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, TRIA BEAUTY DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES. SI LA LOI EN VIGUEUR NE PERMET PAS LES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES GARANTIES IMPLICITES, ALORS LA DURÉE DE TELLES GARANTIES IMPLICITES EST PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT. EN AUCUN CAS TRIA BEAUTY NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL, PUNITIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN ACTE DÉLICITUEL (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE OU UNE RESPONSABILITÉ STRICTE EN MATIÈRE DE PRODUIT), OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, MÊME SI TRIA BEAUTY EST AVISÉE OU CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, MAIS NE SE LIMITENT PAS À LA PERTE D'UTILISATION DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR, AU COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES

RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES OU AUX DOMMAGES MATÉRIELS.

EN AUCUN CAS TRIA BEAUTY NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENTEL, CONSÉQUENTIEL, PUNITIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT À LA SUITE D'UNE RUPTURE DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE, DE RESPONSABILITÉ STRICTE EN MATIÈRE DE PRODUIT, D'ACTE DÉLICITUEL, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, MÊME SI TRIA BEAUTY EST AVISÉE OU CONSCIENTE QUE DE TELS DOMMAGES POURRAIENT SURVENIR. DE TELS DOMMAGES INCLUENT, MAIS NE SE LIMITENT PAS À LA PERTE D'UTILISATION DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR, AU COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES RÉCLAMATIONS DE TIERCES PARTIES OU AUX DOMMAGES MATÉRIELS. SI LA LOI EN VIGUEUR N'AUTORISE PAS DE LIMITATION SUR LES GARANTIES OU SUR LES VOIES DE RECOURS POUR LES INFRACTIONS COMMISES SUR CERTAINES TRANSACTIONS, LES LIMITATIONS DE CETTE DISPOSITION ET

LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ OU LES EXCEPTIONS DE LA GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU POUR BLESSURES CORPORELLES CAUSÉS PAR UN DÉFAUT DE LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR OU D'AUTRES RESPONSABILITÉS QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES OU LIMITÉES PAR LA LOI.

LES PRÉSENTES MODALITÉS, CONDITIONS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE PRÉVOIENT LA RÉPARTITION DES RISQUES RELATIFS À LA DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT ENTRE TRIA BEAUTY ET VOUS, L'ACHETEUR DE LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR. CETTE RÉPARTITION EST RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES ET SE RÉPÉRCUTE SUR LE PRIX DU LASER CORRECT DE RIDES DÉFIANT LE TEMPS. EN UTILISANT LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CES MODALITÉS, CONDITIONS ET LIMITATIONS, ET ACCEPTEZ DE VOUS Y CONFORMER.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Tria Beauty se réserve le droit de modifier la conception de ses produits et d'y apporter des améliorations sans encourir de ce fait aucune obligation d'incorporer lesdites améliorations aux produits déjà vendus.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La présente garantie et tout litige ou réclamation découlant ou lié au présent document, à son objet ou à sa formation (y compris les différends ou plaintes non contractuels) doivent être régis et interprétés conformément aux lois du pays d'achat. Vous acceptez que les tribunaux du pays dans lequel vous avez acheté la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear auront compétence non exclusive pour régler les différends ou les plaintes qui découleraient ou seraient en lien avec la présente garantie ou son objet ou sa formation (y compris les différends ou plaintes non contractuels).

DÉLAIS POUR PORTER PLAINTÉ

Toute réclamation fondée sur une violation de la présente garantie limitée doit être entreprise dans les douze (12) mois à partir de la date d'achat originale de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear.

AUCUNE AUTRE GARANTIE OCTROYÉE

Sauf au moyen d'un accord écrit et signé par les deux parties, les présentes modalités, conditions et limitations de la garantie constituent l'entente complète et exclusive entre les parties, annulant et remplaçant toute entente et représentation antérieure, écrite ou orale, et toute autre communication ayant eu lieu entre les parties à cet égard. Aucun employé de Tria Beauty ou aucune autre partie (y compris mais sans s'y limiter, les distributeurs, les commerçants, les détaillants) n'est autorisée à donner une quelconque garantie en plus de celles établies dans cet accord.

DIVERS

Tels qu'ils sont utilisés dans le présent contrat, le terme "nous" désigne Tria Beauty. Le terme "vous" désigne l'acheteur d'origine de Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear. Une renonciation à la stricte conformité aux modalités citées ne sera pas considérée comme une renonciation permanente ou ne renoncera pas à d'autres modalités ou conditions. Nous ne serons pas tenus responsables de tout retard ou défaut d'exécution imputable à des événements météorologiques, désastres, actes de terrorisme, action ou réglementation

gouvernementale, pénurie de main-d'œuvre ou de matériaux ou conflits, ou autres circonstances hors de notre contrôle. Si une quelconque modalité est jugée invalide, illégale ou inexécutable, celle-ci doit être ignorée, mais les modalités et conditions restantes doivent rester en vigueur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE : BL2

ENTRÉE ÉLECTRIQUE

VOLTAGE : 100 - 240 V - à 50 / 60 Hz

COURANT : 0,2 A max

SORTIE ÉLECTRIQUE DU CHARGEUR

TENSION : 5 VCC

COURANT : 1,0 A max

SORTIE DE LUMIÈRE

LONGUEUR D'ONDE : 415 nm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

DIMENSIONS : 4 cm x 4 cm x 14 cm

POIDS : 227 g

CET APPAREIL EST:

1. Un équipement médical (EM) électrique de classe II
2. Doté d'une alimentation interne en fonctionnement normal
3. IP22 pour protéger contre les particules >12,5 mm pénétrant dans l'appareil et contre les projections d'eau
4. Classification au groupe de risque 1 conformément à la norme IEC 60601-2-57 : 2011. Le chargeur fournit une isolation à l'alimentation secteur.



Attention - UV émis à partir de cet appareil.

 Température de fonctionnement:
10 °C à 30 °C
Taux d'humidité relative au
fonctionnement: Jusqu'à 85 %,

aucune condensation
Pression atmosphérique de fonctionnement:
de 700 hPa à 1060 hPa

 Température de transport et de
stockage: -25 °C à 70 °C
Taux d'humidité relative au
transport: Jusqu'à 90%, aucune
condensation

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en présence de mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste et (2) cet appareil doit être à même d'accepter toutes les interférences générées, y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement.

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Mise en garde



DEEE



Type BF



Numéro de série



Date de fabrication



Constructeur



Marque CE



Limite de températures



Documentation
d'accompagnement
à consulter



Déclaration de conformité
à la FCC



Appareil de classe II



Conformité aux normes RoHS

IP22

Évaluation à l'indice IP (Ingress
Protection)



Tenir au sec



Symbole de recyclage



Carte largement recyclée

DIRECTIVE ET DÉCLARATION DU FABRICANT – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES & IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est destinée à une utilisation dans les environnements électromagnétiques décrits ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la Lumière Bleue Anti-Acné doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

TABLEAU 1 – ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

TEST D'ÉMISSIONS	CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIRECTIVE
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear doit émettre de l'énergie électromagnétique afin d'exécuter ses fonctions prévues. Les appareils électroniques à proximité peuvent être affectés lorsque les RF sont sous tension.
Émissions RF CISPR 11	Classe B*	La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau d'alimentation public basse tension servant à alimenter les bâtiments à des fins domestiques.
Émissions de courant harmonique IEC 61000-3-2	Non applicable	La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear convient à une utilisation dans tous les établissements, autres que les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension servant à alimenter les bâtiments à des fins domestiques.
Fluctuations de tension/ scintillement CEI 61000-3-3	Non applicable	

*Répond aux limites de la classe B, mais n'est pas destiné à une utilisation dans les établissements domestiques.

TABLEAU 3 – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Test d'immunité	Niveau De Test CEI 60601	Niveau De Conformité	Environnement Électromagnétique-Directive
RF conduites CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	(V1)= 3Vrms	Les équipements de communication RF portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear inférieure aux distances d'éloignement recommandées calculées ci-dessous. $D = (3,5/V1)(\text{racine carrée de } P)$ 150 kHz à 80 MHz $D = (3,5/E1)(\text{racine carrée de } P)$ 80 à 800 MHz $D = (7/E1)(\text{racine carrée de } P)$ 800 MHz à 2,5 GHz où P est la puissance maximale en watts (W) et D est la distance d'éloignement recommandée en mètres (m).
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	(E1)= 3V/m	Les intensités de champ issues des transmetteurs RF fixes, telles qu'elles sont déterminées par relevé électromagnétique du site, doivent être inférieures aux niveaux de conformité (V1 et E1). Des interférences peuvent survenir à proximité d'un équipement comportant un transmetteur.

TABLEAU 2 – IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

TEST D'IMMUNITÉ	NIVEAU DE TEST CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITÉ	ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE-DIRECTIVE
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV Contact ± 8 kV Air	Les sols doivent être revêtus de bois, de ciment ou de carrelage céramique. Si les sols sont conçus à partir de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être de 30 % ou moins.
Coupure/Sursaut électrique rapide CEI 61000-4-4	± 2 kV pour lignes d'alimentation ± 1 kV pour lignes entrée/sortie	± 2 kV pour lignes d'alimentation ± 1 kV pour lignes entrée/sortie	La qualité du réseau d'alimentation doit être celle d'un environnement résidentiel classique.
Surtension CEI 61000-4-5	± 1kV mode différentiel ± 2kV mode commun	± 1kV mode différentiel ± 2 kV mode commun	La qualité du réseau d'alimentation doit être celle d'un environnement résidentiel classique.
Baisse de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'alimentation d'entrée CEI 61000-4-11	Creux > 95 % pour 0,5 cycle Creux de 60 % pour 5 cycles Creux de 30 % pour 25 cycles Creux > 95 % pour 5 secondes	Creux > 95 % pour 0,5 cycle Creux de 60 % pour 5 cycles Creux de 30 % pour 25 cycles Creux > 95 % pour 5 secondes	La qualité du réseau d'alimentation doit être celle d'un environnement résidentiel classique. Si l'utilisateur de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear a besoin d'un fonctionnement en continu pendant des interruptions d'alimentation, il est recommandé d'alimenter la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear au moyen d'une batterie.
Fréquence d'alimentation (60 Hz) Champ magnétique CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de fréquence industrielle doivent être à des niveaux propres à un emplacement type dans un environnement résidentiel classique.

TABLEAU 4 – DISTANCES D'ÉLOIGNEMENT RECOMMANDÉES ENTRE UN ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION RF PORTATIF ET MOBILE ET LA LUMIÈRE BLEUE ANTI-ACNÉ POSITIVELY CLEAR

La Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear peut éviter les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portatifs et mobiles (transmetteurs) et la Lumière Bleue Anti-Acné Positively Clear conformément aux recommandations ci-dessous, en respectant la puissance de sortie maximale des équipements de communication.

PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE W	ÉLOIGNEMENT (M) 150 KHZ À 80 MHZ $D = (3,5/V1)(\text{racine carrée de } P)$	ÉLOIGNEMENT (M) 80 MHZ À 800 MHZ $D = (3,5/E1)(\text{racine carrée de } P)$	ÉLOIGNEMENT (M) 800 MHZ À 2,5 GHz $D = (7/E1)(\text{racine carrée de } P)$
0,01	0,11667	0,11667	0,23333
0,1	0,36894	0,36894	0,73785
1	1,1667	1,1667	2,3333
10	3,6894	3,6894	7,3785
100	11,667	11,667	23,333

**TRIA BEAUTY CUSTOMER CARE
SERVICE À LA CLIENTÈLE TRIA BEAUTY**

United Kingdom

customerservice@tribeauty.co.uk

info@tribeauty.co.uk

www.tribeauty.co.uk/instructions

Tel: 0800 0484 322



Channel Investments, LLC

14796 Wicks Blvd.

San Leandro, CA 94577 USA



MDSS GmbH, Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



© 2019. All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty.

© 2019. Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce de Tria Beauty.



16602D