


munchkin[®]

ClearNose™ Nasal Aspirator
Aspirador Nasal ClearNose™
Aspirateur nasal ClearNose™



KEEP FOR FUTURE REFERENCE
GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA
À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE

CCD-0217-000 Rev 1

IMPORTANT INFORMATION/ INFORMACION IMPORTANTE/ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS



WARNING!:

Refer to cleaning instructions before use. Use only for nasal aspiration. Never use for ears, mouth or eyes. Do not blow into mouthpiece while nose tip is placed in child's nose. Not a toy. Includes small parts. Keep away from children. Test suction before using aspirator on your child. Do not use if damaged. Do not use for nosebleed or on injured nose. Never insert nose tip too far into nose. Consult your physician on when and how often you should aspirate your baby's nasal passages.



ADVERTENCIA!:

Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de limpieza. Use este producto para la aspiración nasal únicamente. Nunca lo use para oídos, boca u ojos. No sople por la boquilla mientras la punta esté en la nariz del niño. No es un juguete. Incluye piezas pequeñas. Mantenga lejos de los niños. Pruebe la succión antes de usar el aspirador en la nariz del niño. No lo use si está dañado. No lo use en caso de hemorragia nasal o en una nariz herida. Nunca inserte la punta demasiado adentro de la nariz. Consulte a su médico sobre cuándo y qué tan seguido debe aspirar los conductos nasales de su bebé.





ATTENTION! :

Se reporter aux consignes de nettoyage avant l'utilisation. N'utiliser que pour l'aspiration nasale. Ne jamais utiliser dans les oreilles, la bouche ou les yeux. Ne pas souffler dans l'embout buccal quand l'embout nasal est placé dans la narine de l'enfant. Ce produit n'est pas un jouet. Comprend des petites pièces. Garder hors de la portée des enfants. Tester la succion avant d'utiliser l'aspirateur nasal sur votre enfant. Ne pas utiliser le produit s'il est abimé. Ne pas utiliser en cas de saignements ou de lésions nasales. Ne jamais enfoncer l'embout nasal trop profondément dans la narine. Consulter votre pédiatre pour savoir quand et combien de fois décongestionner les voies nasales de votre bébé avec l'aspirateur nasal.

INCLUDED PARTS

Make sure all aspirator parts are joined correctly before use.



NOTE: Three different nose tips are included. Choose a tip that fits comfortably against your child's nostril to form a seal.

HOW TO USE

1. If necessary, spray or apply a few drops of nasal saline into each nostril to help loosen mucus.
2. Gently press the nose tip into your child's nostril to create a seal.

IMPORTANT: Keep tube attachment upright to prevent mucus from contaminating air tube.



3. Inhale through the mouthpiece to suck mucus from your child's nose.
4. Repeat for the other nostril.

NOTE: A small piece of tissue can be placed inside the mucus reservoir as a barrier to ease cleaning or for extra runny nose.



HOW TO CLEAN

Take the aspirator apart for cleaning after each use. Wash with soap and water and rinse thoroughly. Do not microwave or steam sterilize.

Use a cotton swab to clean the nose tip. The air tube and mouthpiece can be cleaned with a few drops of rubbing alcohol.

HOW TO STORE

After parts have been cleaned and dried, place the aspirator back into the storage case.

1. Disconnect the air tube to prevent kinks.




2. Wrap the air tube and the mouthpiece around the aspirator.



3. Slide the wrapped aspirator into the container.



4. Store the two extra nose tips in the container lid.




5. Place the lid onto the container to close.



PIEZAS INCLUIDAS


Asegúrese de que todas las piezas del aspirador estén unidas correctamente antes de usar.



NOTA: Incluye tres puntas diferentes para la nariz. escoja una punta que encaje de manera confortable en el orificio nasal de su niño para crear un sello.

CÓMO USAR

1. De ser necesario, aplique o rocíe unas gotas de solución salina nasal en cada orificio nasal para ayudar a aflojar la mucosidad.
2. Presione suavemente la punta para la nariz en el orificio nasal de su niño para crear un sello.



IMPORTANTE: Mantenga el accesorio de conexión del tubo en posición vertical para evitar que el moco contamine el tubo de aire.

3. Inhale a través de la boquilla para succionar el moco de la nariz de su niño.
4. Repita el procedimiento para el otro orificio nasal.



NOTA: Se puede colocar un pequeño trozo de papel tissue en el interior del depósito para moco, como una barrera para facilitar la limpieza o para narices con mucha mucosidad.

PARA LIMPIAR


Desarme el aspirador para limpiarlo después de cada uso. Lave con agua y jabón y enjuague a fondo. No meta en el microondas ni esterilice con vapor.

Use un hisopo de algodón para limpiar la punta para la nariz. El tubo de aire y la boquilla pueden limpiarse con unas gotas de alcohol para frotar.

PARA GUARDAR

Después de limpiar y secar las piezas, coloque el aspirador en su estuche.

1. Desconecte el tubo de aire para evitar que se forme un doblez.




2. Enrolle el tubo de aire y la boquilla alrededor del aspirador.



3. Deslice el aspirador enrollado con el tubo y la boquilla dentro del contenedor.



4. Guarde las otras dos puntas para la nariz en la tapa del contenedor.




5. Ponga la tapa sobre el contenedor para cerrar.



PIÈCES COMPRISES


Vérifiez que toutes les pièces de l'aspirateur nasal sont correctement raccordées avant l'utilisation.



REMARQUE : Si le nez coule beaucoup, placez au besoin un petit bout de mouchoir en papier à l'intérieur du réservoir des mucosités pour faire barrière et faciliter le nettoyage.

MODE D'EMPLOI

1. Au besoin, vaporisez ou appliquez quelques gouttes de sérum physiologique dans chaque narine pour déloger plus facilement les mucosités.
2. Pressez doucement l'embout nasal dans la narine de l'enfant de manière à créer un contact étanche pour l'aspiration.



IMPORTANT : Maintenez le raccord de tubulure droit pour empêcher les mucosités de contaminer la tubulure.

3. Inspirez par l'embout buccal pour aspirer les mucosités
4. Faites pareil pour l'autre narine.



REMARQUE : Si le nez coule beaucoup, placez au besoin un petit bout de mouchoir en papier à l'intérieur du réservoir des mucosités pour faire barrière et faciliter le nettoyage.

NETTOYAGE

Démontez l'aspirateur nasal pour le nettoyer après chaque utilisation. Lavez-le à l'eau tiède savonneuse et rincez-le abondamment. Ne le stérilisez pas au four micro-ondes ou à la vapeur.

Utilisez un coton-tige pour nettoyer l'embout nasal.
La tubulure et l'embout buccal peuvent être nettoyés avec quelques gouttes d'alcool à friction.

RANGEMENT

Après avoir lavé et fait sécher les pièces, placez l'aspirateur dans l'étui de rangement.

1. Détachez la tubulure pour éviter qu'elle ne s'emmêle.




2. Enroulez la tubulure et l'embout buccal autour de l'aspirateur.



3. Placez l'aspirateur dans l'étui



4. Rangez les deux embouts pour le nez supplémentaires dans le couvercle de l'étui.



5. Placez le couvercle sur l'étui pour le fermer.



munchkin.
It's the little things.®

munchkin.com
800.344.2229



PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2016 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN, THE HEART LOGO AND IT'S THE LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 7835 GLORIA AVE., VAN NUYS, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S 6E3 MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA/FABRIQUE EN CHINE.