

ORIGINAL

ICONIC

Materiál Original pro
retenční aparáty



Návod k použití

URČENÉ POUŽITÍ

- Iconic Original se používá při výrobě snímatelných termoplastických aparátů k vytváření intraorálních pomůcek, jako jsou retenční aparáty, zubní rovnátka, nákusné dlahy, zubní dlahy, aparáty proti chrápání, chrániče proti skřípání zubů a noční chrániče. Iconic Original je obzvláště vhodný k použití u chráničů proti skřípání a obrušování zubů.

INDIKACE

- Zubní aparáty vytvořené pomocí termoplastických pomůcek Iconic jsou indikovány k použití u pacientů vyžadujících ortodontickou léčbu.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI A KLINICKÉ PŘÍNOSY

- Mezi funkční vlastnosti termoplastických materiálů Iconic patří pevnost, trvanlivost, průhlednost, odolnost vůči tvorbě trhlin / lámání, snadné sejmutí z modelu a snadné začišťování. Klinickými přínosy zubních aparátů vytvořených z materiálu Iconic jsou korekce malokluze a celkové zlepšení zdraví chrupu.

KONTRAINDIKACE

- Tento výrobek není vhodný pro pacienty s anamnézou alergických reakcí na plasty.

UPOZORNĚNÍ

- Tváření materiálu Iconic Original probíhá při mimořádně vysokých teplotách, při termofomování je tedy třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Při tepelném tváření nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nadměrné zahřívání materiálu Iconic Original může mít za následek jeho praskání, lámání nebo rychlejší opotřebení.
- Jakýkoli vážný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Iconic Original je třeba skladovat na suchém místě při teplotách v rozmezí 5–25 °C.
- Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, při delším vystavení by materiál mohl být náchylný k degradaci a změně barvy.
- Iconic Original používejte pouze tak, jak je uvedeno v indikaci k použití, jakékoli použití materiálu Iconic Original, které není v souladu s uvedenými možnostmi použití, je na uvážení a výhradní odpovědnosti lékaře.
- Tento výrobek není vhodný pro pacienty s anamnézou alergických reakcí na plasty.
- Iconic Original neobsahuje bisfenol A (BPA).
- U pacientů trpících bruxismem se doporučuje používat materiál pro retenční aparáty Iconic Alpha.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- Alergické reakce.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1) Iconic Original se dodává s **teplem odolnou ochrannou fólií** na obou površích předlitku. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, odstraňte fólii z povrchu předlitku, který bude vystaven působení tepla, a ponechte fólii na povrchu předlitku, který přichází do styku s modelem.

Tím se zabrání nutnosti model izolovat a zvýší se průzračnost. Zároveň se tak vytvoří mikroskopická separace od termoformovaného aparátu, čímž se předejde nutnosti řešit drobná vybrání.

- 2) Model by měl být seříznut do hloubky 20 mm na výšku.
- 3) U modelů s úplným obloukem odstraňte patro.
- 4) Proveďte vakuové/tlakové tvarování pomocí zařízení běžně používaného pro termoformování.
- 5) Před sejmutím materiálu Iconic Original z modelu se ujistěte, že dostatečně klesla teplota materiálu. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí nástroje Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
- 6) Z materiálu Iconic Original odstraňte tepelně odolnou fólii.
- 7) Podle potřeby aparát začistěte a upravte povrch. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí leštiho kotouče Iconic Polishing Disk 4S04-1381.

Doba zahřívání se může lišit v závislosti na zařízení. Pokud se Iconic Original nepřizpůsobí modelu, prodlužte dobu ohřevu, dokud nedojde k úplnému přizpůsobení. Pokud se Iconic Original při tepelném tvarování „zvlíní“, zkratzte dobu ohřevu, dokud tento jev neustane.

PŘI ZAHŘÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU ICONIC ORIGINAL NESMÍ PRŮHYB PŘESAHOVAT 20 MM.

Tloušťka	Doba podtlakového ohřevu*	Kód Biostar*	Drufoamat*
0,75 mm	25 sekund	113	55 sekund
1,0 mm	35 sekund	133	65 sekund
1,5 mm	45 sekund	153	80 sekund

*Po předehřátí zařízení

BEZPEČNÁ LIKVIDACE

- Použité zubní aparáty mohou být považovány za biologické nebezpečí. Postupujte podle zákonů, směrnic, norem a pokynů pro likvidaci použitých prostředků platných v dané zemi.

JAK PEČOVAT O APARÁT

- Po čistění zubů vyčistěte horní a dolní část retenčního aparátu měkkým zubním kartáčkem.
- Retenční aparát nečistěte zubní pastou, protože to výrazně zkracuje jeho životnost.
- Retenční aparát myjte studenou vodou. Retenční aparát lze také čistit přípravkem Retainer Brite nebo podobným čistícím roztokem.
- Horká voda způsobí deformaci retenčního aparátu.
- Před použitím a po něm retenční aparát dobře opláchněte a důkladně osušte.
- S retenčním aparátem zacházejte opatrně, a pokud jej nemáte v ústech, uložte jej do krabičky.
- Při vyjímání retenčního aparátu vyvíjejte stejný tlak na všechny strany aparátu – doporučujeme používat k tomu určené nástroje.
- Pokud je aparát příliš těsný, nemanipulujte s ním silou, ale obraťte se na svého ortodontistu nebo zubního lékaře.
- Při nasazeném retenčním aparátu nejzte ani nepijte, protože kyseliny v jídle a nápojích mohou výrazně zkrátit jeho životnost.



Pouze k
jednorázovému
použití



Skladujte na
suchém místě
a uchovávejte
v chladu



Návod
příložen



EMERGO EUROPE
Wassenaarsteedijk 40
6527 AT, Arnhem
The Netherlands

db 
lab supplies



DB Lab Supplies

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Spojené království

T: +44 (0) 1535 656 999 | F: +44 (0) 1535 656 969 E: sales@dblabsupplies.co.uk

Web: www.dblabsupplies.co.uk

IFU008 – 2, vydání – 26/06/2023