

ALIGN



ICONIC
ALIGN



Инструкции за употреба

ICONIC ALIGN

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

• Iconic Align се използва при производството на сваляеми термоформовани изделия за изработване на интраорални приспособления като алайнери, фиксатори, оклузални пластини, шини, приспособления против хъркане, приспособления против бруксизъм и нощни предпазители. Свойствата на материала на Iconic Align са особено подходящи за използване при ортодонтоско лечение с алайнери.

ПОКАЗАНИЯ

• Денталните приспособления, изработени от термоформовъчните материали на Iconic, са предназначени за употреба при пациенти, нуждаещи се от ортодонтоско лечение.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ

• Характеристиките на термоформовъчните материали на Iconic включват здравина, издръжливост, прозрачност, устойчивост на фрактури, лесно сваляне от формата и лесно поддържане. Клиничните предимства на денталните приспособления, изработени от материала Iconic, се изразяват в коригирането на неправилната захапка и цялостното подобряване на здравето на зъбите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Този продукт не трябва да се използва от пациенти с анамнеза, свързана с алергични реакции към пластмаса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Iconic Align се формова при изключително високи температури, затова трябва да се внимава при термоформоването.
- Никога не оставяйте машината без надзор по време на термичната обработка.
- Прекомерното нагряване на Iconic Align може да доведе до влошаване на качеството на материала, което ще намали времето за носене от пациента.
- Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да се докладва на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Iconic Align трябва да се съхранява при температура между 5°C и 25°C, на сухо място.
- Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина. Ако бъде изложен на светлина за дълъг период от време, материалът може да стане податлив на увреждане и обезцветяване.
- Iconic Align трябва да се използва само по начина, описан в указанията за употреба, като всякаква употреба на Iconic Align, която не съответства на тези указания е по преценка и изцяло на отговорност на практикуващия.
- Този продукт не трябва да се използва от пациенти с анамнеза, свързана с алергични реакции към пластмаса. Iconic Align не съдържа бисфенол А (BPA).

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

- Алергични реакции.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1) Iconic Align се доставя с лесно отлепващо се термоустойчиво защитно фолио върху двете повърхности на

заготовката. За постигане на най-добри резултати отстранете фолиото от повърхността на заготовката, влизаща в контакт с топлина, и оставете фолиото върху повърхността, влизаща в контакт с формата. Това ще предотврати необходимостта от изолиране на формата, което ще подобри прозрачността. Това създава и микро-луфт, елиминирайки нуждата от скриване на миниатюрни стеснения.

2) Височината на формата трябва да се подреже до дълбочина от 20 mm (3/4").

3) Отстранете небцето на форми с пълна дъга.

4) Извършете вакуумно/пресово формоване с машина, каквато обикновено се използва за термично формоване.

5) Уверете се, че Iconic Align е изстинал, преди да отстраните материала от формата. За постигане на най-добри резултати използвайте Iconic Tricutter, DBL4-101/1063 или Iconic Wheel Saw DBL4-0150.

6) Отстранете термостойчивото фолио от Iconic Align.

7) Обрежете и обработете повърхността на приспособлението според нуждите. За най-добри резултати използвайте Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Времето за загряване може да е различно, в зависимост от машината. Ако Iconic Align не се напасне към формата, добавете време за нагряване до пълното адаптиране. Ако Iconic Align се „нагъва“ при термоформоване, намалете времето за нагряване, докато това спре да се случва.

Дебелина	Вакуумно време за нагряване*	Biostar код*	Drufomat*
0,8 mm (0,030")	45 секунди	152 (45 сек)	75 секунди
1,0 mm (0,040")	55 секунди	173 (55 сек)	85 секунди

*След като машината бъде предварително загрята

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

• Използваните дентални приспособления могат да се разглеждат като биологично опасни. Спазвайте специфичните за Вашата държава закони, директиви, стандарти и насоки за изхвърляне на използвани приспособления.

СЪВЕТИ ЗА ГРИЖА ЗА ВАШЕТО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

- След измиване на зъбите почистете горната и долната част на алайнера / шината с мека четка за зъби.
- Не почиствайте алайнера / шината с паста за зъби, тъй като това ще намали значително живота на материала.
- Използвайте студена вода за измиване на алайнера / шината. Iconic Align може да се почиства и с Retainer Brite или други подобни почистващи средства.
- Горещата вода ще изкриви Iconic Align.
- Изплакнете добре преди и след употреба и изсушете напълно.
- Боравете с Iconic Align внимателно и го съхранявайте в кутия за шини, когато не е в устата.
- При сваляне на алайнера / шината упрежнявайте еднакъв натиск върху всички страни на приспособлението – за цетпа се препоръчват инструменти за изваждане на шини.
- Ако приспособлението стане прекалено стегнато, не го насилвайте, а се свържете с Вашия ортодонт или зъболекар.
- Не якте и не пийте, когато носите алайнера / шината, тъй като киселините в храната и напитките могат значително да намалят живота им.



Само за
еднократна
употреба



Съхранявайте
на хладно и
сухо място




Инструкциите са
включени



EMERGO EUROPE
Westerloortpad 60
3827 AX, Amstelveen
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Обединено кралство

T: +44 (0) 1535 656 999 | E: sales@dblabsupplies.co.uk

www.dblabsupplies.co.uk

IFU045 - Издание 2 - 15.12.2023 г.