

ALIGN



ICONIC
ALIGN



Istruzioni per l'uso

ICONIC ALIGN

DESTINAZIONE D'USO

- Iconic Align viene utilizzato nella manifattura dei dispositivi termoformati rimovibili per la realizzazione di apparecchi intraorali come aligner, retainer ortodontici, bite plane, dispositivi per splintaggio dentale, dispositivi anti-russamento o anti-bruxismo e parodonti notturni. Le proprietà del materiale di Iconic Align lo rendono particolarmente adatto all'utilizzo nel trattamento con aligner ortodontici.

INDICAZIONI

- Gli apparecchi dentali realizzati con i materiali per termoformatura Iconic sono indicati per pazienti che necessitano di trattamento ortodontico.

PROPRIETÀ, RENDIMENTO E BENEFICI CLINICI

- Le proprietà dei materiali per termoformatura Iconic includono forza, durezza, trasparenza, resistenza alla frattura, semplicità di rimozione dal modello e facile regolabilità. I benefici clinici degli apparecchi ortodontici realizzati con materiale Iconic sono la correzione della malocclusione e un generale miglioramento della salute dentale.

CONTROINDICAZIONI

- Il prodotto è sconsigliato a pazienti con storia clinica di reazioni allergiche alla plastica.

AVVERTENZE

- Iconic Align è realizzato a temperature estremamente elevate; prestare attenzione durante la termoformatura.
- Non lasciare mai il macchinario incustodito durante la termoformatura.
- L'eccessivo riscaldamento di Iconic Align può comportare un deterioramento del materiale, con conseguente riduzione dei tempi di utilizzo da parte del paziente.
- Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

PRECAUZIONI

- Conservare Iconic Align tra i 5°C e i 25°C, in luogo asciutto.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare: in caso di esposizione prolungata il materiale potrebbe degradarsi e scolorire.
- Iconic Align deve essere utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni riportate; qualsiasi altro uso non conforme alle indicazioni è a discrezione e responsabilità esclusive del professionista.
- Il prodotto è sconsigliato a pazienti con storia clinica di reazioni allergiche alla plastica. Iconic Align non contiene Bisfenolo A (BPA).

EFFETTI INDESIDERATI

- Reazioni allergiche.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Iconic Align è provvisto di una pellicola termoprotettiva collocata su entrambe le superfici dello stampo. Per un risultato

ottimale, rimuovere la pellicola sulla superficie dello stampo a contatto col calore, lasciandola invece sulla superficie dello stampo a contatto con il modello. In tal modo non sarà necessario isolare il modello, migliorandone la trasparenza. Inoltre, si formerà un piccolissimo spazio vuoto, così non sarà necessario rimuovere i sottosquadri più piccoli.

2) Il modello deve essere ritagliato di 20 mm in altezza.

3) Nei modelli ad arcata completa, rimuovere il palato.

4) Creare la formatura sottovuoto/a pressione utilizzando un apposito macchinario per termoformatura.

5) Prima di rimuovere il materiale dal modello, assicurarsi che Iconic Align si sia raffreddato. Per un risultato ottimale, utilizzare Iconic Tricutter DBL4-101/1063 o Iconic Wheel Saw DBL4-0150.

6) Rimuovere la pellicola termoprotettiva da Iconic Align.

7) Rifornire e completare il dispositivo ortodontico secondo necessità. Per un risultato ottimale, utilizzare Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Il tempo di riscaldamento può variare a seconda del macchinario utilizzato. Se Iconic Align non dovesse adattarsi al modello, aumentare il tempo di riscaldamento fino ad adattamento completo. Se Iconic Align dovesse "piegarsi" durante la termoformatura, ridurre il tempo di riscaldamento fino alla scomparsa del problema.

| Spessore | Tempo di riscaldamento sotto vuoto* | Biostar Code* | Drufomat* |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 0,8 mm | 45 secondi | 152 (45 sec) | 75 secondi |
| 1,0 mm | 55 secondi | 173 (55 sec) | 85 secondi |

* Dopo aver preriscaldato il macchinario

SMALTIMENTO SICURO

• I dispositivi ortodontici dismessi possono essere considerati a rischio biologico. Si raccomanda di osservare norme, direttive, standard e linee guida in materia di smaltimento dei dispositivi usati in vigore nel proprio Paese.

CONSIGLI PER LA CURA DELL'APPARECCHIO ORTODONTICO

- Dopo aver lavato i denti, utilizzare uno spazzolino morbido per pulire le parti superiore e inferiore dell'aligner/retainer.
- Per non ridurre significativamente la durata dell'aligner/retainer, evitare di spazzolarlo usando pasta dentifricia.
- Utilizzare acqua fredda per lavare l'aligner/retainer. Iconic Align può essere lavato anche con Retainer Brite o altra soluzione detergente simile.
- L'utilizzo di acqua calda potrebbe deformare Iconic Align.
- Sciacquare bene prima e dopo l'uso e asciugare accuratamente.
- Maneggiare Iconic Align con cura e riporlo nell'apposita custodia quando non utilizzato.
- Quando si rimuove l'aligner/retainer, esercitare una pressione uniforme su tutti i lati. A questo scopo, si raccomanda l'utilizzo di un retainer retriever.
- Non forzare l'apparecchio ortodontico se dovesse stringere troppo e rivolgersi al proprio ortodontista o dentista.
- Evitare di mangiare o bere quando si indossa l'aligner/retainer, in quanto gli acidi contenuti in cibo e bevande possono ridurre notevolmente la durata dell'apparecchio ortodontico.



Per uso
singolo



Conservare in
luogo fresco e
asciutto




Istruzioni
incluse



EMERGO EUROPE
Westerloortsteijk 60
3827 AX, Amstelveen
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Regno Unito

Tel.: +44 (0) 1535 656 999 **E-mail:** sales@dblabssupplies.co.uk

www.dblabssupplies.co.uk

IFU045 - Versione 2 - 15/12/2023