

ALIGN



ICONIC

ALIGN



Bruksanvisning

ICONIC ALIGN

TILTENKT BRUK

- Iconic Align brukes i produksjon av uttakbare, varmformede hjelpemidler som brukes til å lage munnutstyr som tannskinner, reguleringer, bittskinner, andre typer skinner, hjelpemidler mot snorking, hjelpemidler mot bruksisme og nattskinner. Materialeegenskapene til Iconic Align gjør den spesielt egnet til bruk i behandling som omfatter ortodontiske innrettingsmidler.

INDIKASJON

- Tannutstyr som er laget av Iconic varmformede materialer, er indisert for bruk på pasienter som trenger ortodontisk behandling.

FUNKSJONSEGENSKAPER OG KLINISKE FORDELER

- Funksjonsegenskapene til Iconic varmformede materialer omfatter styrke, slitestyrke, klarhet, bruddmotstand, at den er enkel å ta av modellen og enkel å skjære til. De kliniske fordelene ved tannutstyr laget av Iconic-materiale er korrigerende av malokklusjon og generelt forbedret tannhelse.

KONTRAINDIKASJONER

- Pasienter som reagerer allergisk på plast, må ikke bruke dette produktet.

ADVARSLER

- Iconic Align formes ved svært høy temperatur. Det er viktig å utvise forsiktighet ved varmforming.
- Gå aldri fra maskinen mens varmformingen pågår.
- Hvis Iconic Align varmes opp for mye, kan materialet forringes, som fører til kortere brukstid for pasienten.
- Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med utstyret, må rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten har fast tilholdssted.

FORHOLDSREGLER

- Iconic Align skal oppbevares tørt mellom 5 °C og 25 °C.
- Hold unna direkte sollys. Vedvarende eksponering for sollys kan føre til at materialet forringes og misfarges.
- Iconic Align skal kun brukes som beskrevet i bruksanvisningen. All bruk av Iconic Align som ikke følger denne bruksanvisningen, er legens eneansvar.
- Pasienter som reagerer allergisk på plast, må ikke bruke dette produktet. Iconic Align inneholder ikke bisfenol A (BPA).

BIVIRKNINGER

- Allergiske reaksjoner.

BRUKSANVISNING

- 1) Iconic Align leveres med en varmemotstandig, beskyttende film som er enkel å ta av, på begge sider av skinnen. For best resultat må filmen fjernes fra den flaten av skinnen som skal være i kontakt med varme. Filmen på den siden som skal være

i kontakt med modellen, skal forbli på. På den måten er det ikke nødvendig å isolere modellen, og klarheten blir bedre. Dette skaper i tillegg et mikromellomrom som gjør at det ikke er nødvendig å blokkere ut små underskår.

- 2) Modellen må beskæres til en dybde på 20 mm i høyde.
- 3) Ta ut ganen i modeller med ganebuer.
- 4) Vakuumer/trykkform med en maskin som brukes til varmforming.
- 5) Pass på at Iconic Align er nedkjølt før du tar materialet av modellen. For best resultat, bruk Iconic Tricutter. DBL4-101/1063 eller Iconic Wheel Saw DBL4-0150.
- 6) Ta den varmebestandige filmen av Iconic Align.
- 7) Beskjær og ferdigstill utstyret etter behov. For best resultat, bruk Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Varmetiden kan variere etter maskin. Hvis Iconic Align ikke tilpasser seg modellen, forlenger du varmetiden til utstyret er helt tilpasset. Hvis Iconic Align «folder seg» under varmformingen, reduserer du varmetiden til dette ikke skjer lenger.

Tykkelse	Vakuumvarmetid*	Biostar-kode*	Drufomat*
0,8 mm	45 sekunder	152 (45 sekunder)	75 sekunder
1,0 mm	55 sekunder	173 (55 sekunder)	85 sekunder

*Etter at maskinen er forvarmet

SIKKER AVHENDING

- Brukt tannutstyr kan utgjøre en biologisk fare. Følg lover, direktiver, standarder og retningslinjer som gjelder for landet ditt, når du avhender brukt utstyr.

VEILEDNING OM VEDLIKEHOLD AV UTSTYRET

- Når du har pusset tennene, pusser du toppen og bunnen av skinnen/reguleringen med en myk tannkost.
- Ikke puss skinnen/reguleringen med tannkrem, da dette forkorter levetiden til materialet betraktelig.
- Vask skinnen/reguleringen med kaldt vann. Iconic Align kan også rengjøres med Retainer Brite eller lignende rensmiddel.
- Varmt vann vil deformere Iconic Align.
- Skyll grundig før og etter bruk og tørk grundig.
- Hånder Iconic Align med forsiktighet og oppbevar den i en boks når den ikke er i munnen.
- Når du skal ta ut skinnen/reguleringen, må du påføre likt trykk på alle sider av utstyret. Vi anbefaler å bruke et verktøy for fjerning av regulering til dette.
- Hvis utstyret blir for stramt, skal du ikke tvinge det av eller på. Ring ortodontisten eller tannlegen din.
- Du må ikke spise eller drikke mens du har skinnen/reguleringen på. Syre i mat og drikke kan redusere levetiden til reguleringen/skinnen betraktelig.



Kun til en-
gangsbruk



Oppbevares
på et tørt, kjølig
sted




Bruksan-
visning
følger med



EMERGO EUROPE
Westerlooriedijk 60
3827 AX, Amstelveen
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Storbritannia

T: +44 (0) 1535 656 999 | E: sales@dblabsupplies.co.uk

www.dblabsupplies.co.uk

IFU045 – 2. utgave – 15.12.2023