

ALIGN



ICONIC
ALIGN



Instrucțiuni de utilizare

ICONIC ALIGN

UTILIZARE PRECONIZATĂ

• Iconic Align se utilizează la producerea dispozitivelor termoformate detașabile în vederea confecționării dispozitivelor intraorale precum aliniere, gutiere de contenție, planuri înclinate, splinturi, gutiere pentru tratamentul sforăitului, gutiere pentru bruxism și gutiere personalizate pentru albire. Proprietățile materialelor Iconic Align sunt adecvate în special pentru utilizarea în tratamentul ortodontic cu aliniere.

INDICAȚIE

• Dispozitivele dentare confecționate din materialele de termoformare Iconic sunt indicate pentru utilizarea la pacienții care necesită tratament ortodontic.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ ȘI BENEFICII CLINICE

• Caracteristicile de performanță ale materialelor de termoformare Iconic includ rezistența, durabilitatea, transparența și rezistența la spargere, ușurința de scoatere din model și tăierea ușoară. Beneficiile clinice ale dispozitivelor dentare confecționate din materialul Iconic sunt corecția malocluziei și ameliorarea globală a sănătății dinților.

CONTRAINDICAȚII

• Pacienții cu antecedente de reacții alergice la materialele plastice nu trebuie să utilizeze acest produs.

AVERTISMENTE

- Iconic Align se modelează la temperaturi extrem de ridicate, prin urmare se impune prudență la termoformare.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în cursul termoformării.
- Încălzirea excesivă a Iconic Align poate determina deteriorarea, ducând la reducerea duratei de purtare de către pacient.
- Orice incident grav care apare în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.

PRECAUȚII

- Iconic Align trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 5 °C-25 °C, într-un loc uscat.
- A se păstra departe de lumina solară directă; în cazul expunerii pentru perioade îndelungate, materialul poate deveni predispus la degradare și decolorare.
- Iconic Align trebuie utilizat doar în conformitate cu prezentarea din indicațiile de utilizare, orice altă utilizare a Iconic Align neconformă cu aceste indicații de utilizare este la latitudinea și pe răspunderea exclusivă a medicului.
- Pacienții cu antecedente de reacții alergice la materialele plastice nu trebuie să utilizeze acest produs. Iconic Align nu conține bisfenol A (BPA).

REAȚII ADVERSE

- Reacții alergice.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1) Iconic Align este furnizat cu o folie protectoare termorezistentă ușor de detașat pe ambele suprafețe ale materialului brut.

Pentru rezultate optime, îndepărtați folia de pe suprafața de contact termic a materialului brut, lăsând-o pe suprafața materialului brut care intră în contact cu modelul. Acest lucru va elimina nevoia de a izola modelul, îmbunătățind transparența. Acest lucru creează, de asemenea, un microspațiu care elimină nevoia de deretentivizare a zonelor retentive minore.

2) Modelul trebuie tăiat la o adâncime de 20 mm (3/4") pe înălțime.

3) Îndepărtați bolta palatină a modelelor cu arc complet.

4) Formați sub vid/presiune utilizând un aparat folosit în mod obișnuit pentru termoformare.

5) Asigurați-vă că Iconic Align s-a răcit înainte de a scoate materialul de pe model. Pentru rezultate optime utilizați Iconic Tricutter DBL4-101/1063 sau Iconic Wheel Saw DBL4-0150.

6) Îndepărtați folia termorezistentă de pe Iconic Align.

7) Tăiați și finisați dispozitivul după cum este necesar. Pentru rezultate optime utilizați Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Tempul de încălzire poate varia în funcție de aparat. În cazul în care Iconic Align nu se adaptează pe model, creșteți timpul de încălzire până când se produce adaptarea completă. În cazul în care Iconic Align se „pliază” când este termoformat, reduceți timpul de încălzire până când acest lucru nu se mai produce.

Grosime	Temp de încălzire sub vid*	Cod Biostar*	Druformat*
0,8 mm (0,030")	45 de secunde	152 (45 sec)	75 de secunde
1,0 mm (0,040")	55 de secunde	173 (55 sec)	85 de secunde

*După preîncălzirea aparatului

ELIMINAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

• Dispozitivele stomatologice uzate pot fi considerate cu risc biologic. Pentru eliminarea dispozitivelor uzate, respectați legislația, directivele, standardele și ghidurile specifice țării.

RECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE PENTRU DISPOZITIVUL DVS.

- După perierea dinților, periați partea de sus și cea de jos a alignerului/gutierei cu o periuță de dinți moale.
- Nu periați alignerul/gutiera cu pastă de dinți întrucât acest lucru va reduce durata de viață a materialului.
- Folosiți apă rece pentru a spăla alignerul/gutiera. Iconic Align poate fi curățat și cu Retainer Brite sau o soluție de curățare similară.
- Apa caldă va deforma Iconic Align.
- Clătiți bine înainte și după utilizare și uscați complet.
- Manipulați Iconic Align cu grijă și păstrați-l într-o cutie pentru gutieră când nu este în gură.
- Când scoateți alignerul/gutiera aplicați o presiune egală pe toate părțile dispozitivului – în acest scop se recomandă dispozitive de scoatere a gutierei.
- În cazul în care dispozitivul devine prea fix, nu îl forțați; adresați-vă medicului ortodont sau medicului dentist.
- Nu mâncați și nu beți când purtați alignerul/gutiera, întrucât acizii din alimente și băutura pot reduce considerabil durata de viață a gutierei/alignerului.



De unică
folosință



A se păstra în-
tr-un loc răcoros
și uscat




Instrucțiuni
incluse



EMERGO EUROPE
Westerloortsteedijk 60
3827 AX, Amstern
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Regatul Unit

T: +44 (0) 1535 656 999 | E: sales@dblabsupplies.co.uk

www.dblabsupplies.co.uk

IFU045 – Versiunea 2 – 15.12.2023