

ALIGN



ICONIC
ALIGN



Uputstvo za upotrebu

ICONIC ALIGN

NAMENA

• Iconic Align se koristi u proizvodnji uklonjivih termoformiranih aparata za pravljenje intraoralnih aparata kao što su alajneri, ritejneri, štitnici, splintovi, aparati protiv hrkanja, aparati protiv bruksizma i noćni štitnici. Svojstva materijala Iconic Align su posebno pogodna za upotrebu u lečenju ortodontskim alajnerom.

INDIKACIJA

• Dentalni aparati napravljeni od Iconic materijala za termoformiranje indikovani su za upotrebu kod pacijenata kojima je potrebno ortodontsko lečenje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I KLINIČKE PREDNOSTI

• Tehničke karakteristike Iconic materijala za termoformiranje su snaga, izdržljivost, prozornost, otpornost na lomljenje, lako uklanjanje sa modela i lako korigovanje. Kliničke prednosti dentalnih aparata napravljenih od Iconic materijala su korekcija malokluzije i opšte poboljšanje zdravlja zuba.

KONTRAINDIKACIJE

• Pacijenti sa istorijom alergijskih reakcija na plastiku ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.

UPOZORENJA

• Iconic Align se formira na ekstremno visokim temperaturama, potreban je oprez prilikom termoformiranja.
• Prilikom termoformiranja nemojte da ostavljate mašinu bez nadzora.
• Prekomerno zagrevanje proizvoda Iconic Align može da prouzrokuje propadanje materijala, zbog čega će pacijent kraće nositi aparat.
• Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi sa ovim uređajem trebalo bi da se prijavi proizvođaču i nadležnom organu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima prebivalište.

MERE OPREZA

• Iconic Align treba čuvati na temperaturi između 5°C i 25°C, na suvom mestu.
• Držati dalje od direktne sunčeve svetlosti. Usled dugotrajnog izlaganja, materijal može da postane podložan propadanju i promeni boje.
• Iconic Align treba koristiti isključivo na način opisan u indikacijama za upotrebu. Korišćenje proizvoda Iconic Align koje nije u skladu sa ovim indikacijama za upotrebu je diskreciono pravo i isključiva odgovomost praktičara.
• Pacijenti sa istorijom alergijskih reakcija na plastiku ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod. Iconic Align ne sadrži bisfenol A (BPA).

NEŽELJENE REAKCIJE

• Alergijske reakcije.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1) Iconic Align se isporučuje sa zaštitnom folijom koja se lako skida, otporna je na toplotu i nalazi se na obe površine osnove.

Za postizanje najboljih rezultata uklonite foliju na kontaktnoj površini osnovnekoja se zagreva, tako da folija ostane na kontaktnoj površini modela osnove. Time se eliminiše potreba izolovanja modela, čime se poboljšava prozirnost. Ovim se takođe stvara mikro zazor koji eliminiše potrebu blokiranja manjih podrezivanja.

2) Model bi trebalo podrezati na dubinu od 20 mm (3/4 inča) u visinu.

3) Uklonite nepce modela sa punim lukom.

4) Vakuumom ili pritiskom oblikujte pomoću mašine koja se uobičajeno koristi za termoformiranje.

5) Pre skidanja materijala sa modela uverite se da se Iconic Align ohladio. Za postizanje najboljih rezultata koristite Iconic Tricutter. DBL4-101/1063 ili Iconic Wheel Saw DBL4-0150.

6) Skinite foliju otpornu na toplotu sa proizvoda Iconic Align.

7) Po potrebi obavite podsecanje i završnu obradu aparata. Za postizanje najboljih rezultata koristite Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Vreme zagrevanja se razlikuje u zavisnosti od mašine. Ako se Iconic Align ne prilagodi modelu, povećajte vreme zagrevanja dok ne dođe do prilagodavanja. Ako se Iconic Align „presavije“ prilikom termoformiranja, skratite vreme zagrevanja dok to ne prestane da se dešava.

Debljina	Vreme zagrevanja u vakuumu*	Biostar kôd*	Druformat*
0,8 mm (0,03 inča)	45 sekundi	152 (45 sekundi)	75 sekundi
1,0 mm (0,04 inča)	55 sekundi	173 (55 sekundi)	85 sekundi

*Nakon prethodnog zagrevanja mašine

BEZBEDNO ODLAGANJE

- Korišćeni dentalni aparati mogu se smatrati bihazardom. Poštujte zakone, direktive, standarde i smernice za odlaganje korišćenih uređaja specifične za vašu zemlju.

SAVET ZA ODRŽAVANJE VAŠEG APARATA

- Nakon pranja zuba četkicom za zube, mekom četkicom očistite vrh i dno alajnera/ritejnera.
- Nemojte čistiti alajner/ritejner pastom za zube jer će to značajno da smanji životni vek materijala.
- Koristite hladnu vodu za ispiranje alajnera/ritejnera. Iconic Align može da se čisti sredstvom Retainer Brite ili sličnim rastvorom za čišćenje.
- Vruća voda će izobličiti Iconic Align.
- Dobro isperite pre i nakon korišćenja itemeljno osušite.
- Pažljivo rukujte proizvodom Iconic Align i čuvajte ga u kutiji kada ga ne koristite.
- Prilikom skidanja alajnera/ritejnera primenite jednak pritisak na sve strane aparata – za ovu svrhu se preporučuju retriveri ritejnera.
- Ako je aparat previše zategnut, nemojte da primenjujete silu, obratite se ortodontu ili stomatologu.
- Nemojte da jedete ili pijete dok nosite alajner/ritejner zbog toga što kiseline iz hrane i pića mogu značajno da skrate životni vek ritejnera/alajnera.



Zajednokratnu
upotrebu



Čuvati na hlad-
nom i suvom
mestu




Uputstva
su priložena



EMERGO EUROPE
Westerloortsteedijk 60
3827 AX, Amstern
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Ujedinjeno Kraljevstvo

Telefon: +44 (0) 1535 656 999 | Imej: sales@dblabsupplies.co.uk

www.dblabsupplies.co.uk

IFU045 – Izdanje 2 – 15/12/2023