

**ALIGN**



**ICONIC**  
**ALIGN**



**Instrucciones de uso**

## ICONIC ALIGN

### USO PREVISTO

- El material Iconic Align se utiliza en la fabricación de productos termoformados extraíbles intraorales, como alineadores, retenedores, topes de mordida, férulas, aparatos antirronquidos, aparatos para el bruxismo y protectores bucales nocturnos. Las propiedades del material de Iconic Align lo hacen especialmente apto para su uso en tratamientos ortodóncicos de alineación.

### USO INDICADO

- Los productos dentales constituidos por materiales termoformados Iconic están indicados para pacientes que requieren tratamientos ortodóncicos.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLÍNICAS

- Entre las características específicas de los materiales de termoformado Iconic destacan su solidez, durabilidad, transparencia, resistencia a las roturas, y su facilidad de recorte y extracción del molde. Las ventajas clínicas de los productos dentales formados con material Iconic son la corrección de la maloclusión y la mejora generalizada de la salud dental.

### CONTRAINDICACIONES

- Los pacientes con historial de reacciones alérgicas al plástico no deben utilizar este producto.

### ADVERTENCIAS

- El material Iconic Align se moldea a temperaturas extremadamente elevadas, por lo que los trabajos de termoformado deben realizarse con precaución.
- Cuando lleve a cabo trabajos de termoformado, esté pendiente siempre de la máquina.
- Si se somete el material Iconic Align a una temperatura excesiva, puede deteriorarse y ver reducida su durabilidad.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario y/o el paciente.

### PRECAUCIONES

- El material Iconic Align debe almacenarse a una temperatura de entre 5 °C y 25 °C, en un lugar seco y fresco.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa; la exposición prolongada puede hacer el material más proclive a la degradación y a la decoloración.
- El material Iconic Align solo debe utilizarse como se especifica en las indicaciones de uso; cualquier uso distinto al indicado será responsabilidad única y exclusiva del facultativo.
- Los pacientes con historial de reacciones alérgicas al plástico no deben utilizar este producto. El material Iconic Align no contiene bisfenol A (BPA).

### REACCIONES ADVERSAS

- Reacciones alérgicas.

### DIRECTRICES DE USO

1) El material Iconic Align incluye un film protector resistente al calor fácil de retirar en ambas superficies de la pieza de base. Para garantizar los mejores resultados, retire el film de la superficie de contacto con el calor y deje el de la superficie de contacto

con el molde. Con ello se evitará tener que aislar el molde, lo que contribuirá a una mejor transparencia. Gracias a ello se formará igualmente un microhueco, con lo que no será necesario tapar las pequeñas entalladuras que pueden formarse.

- 2) El molde debe recortarse a una profundidad de 20 mm en altura.
- 3) Retire el paladar en los moldes de arcada completa.
- 4) Aplique vacío/presión en el formado con una máquina convencional de termoformado.
- 5) Espere a que el material Iconic Align se enfríe antes de extraerlo del molde. Para obtener los mejores resultados, utilice el cúter Iconic Tricutter DBL4-101/1063 o la sierra dentada Iconic Wheel Saw DBL4-0150.
- 6) Retire el film de protección térmica del material Iconic Align.
- 7) Recorte y aplique el acabado necesario. Para obtener los mejores resultados, utilice el disco de pulido Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

El tiempo de calentamiento puede variar según la máquina utilizada. Si el material Iconic Align no se adapta al molde, incremente el tiempo de calentamiento hasta que consiga adaptarlo por completo. Si el material Iconic Align se «pliega» durante el termoformado, reduzca el tiempo de calentamiento hasta que esto deje de ocurrir.

Espesor	Tiempo de calentamiento al vacío*	Código Biostar*	Drufomat*
0,8 mm	45 segundos	152 (45 segundos)	75 segundos
1,0 mm	55 segundos	173 (55 segundos)	85 segundos

\* Una vez precalentada la máquina

## ELIMINACIÓN SEGURA

- Los aparatos dentales usados pueden considerarse un riesgo biológico. Observe la legislación y las directivas, normas y directrices de su país en materia de eliminación de productos usados.

## CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SUS PRODUCTOS

- Después de lavarse los dientes, limpie la parte superior e inferior del alineador/retenedor con un cepillo de dientes suave.
- No utilice pasta de dientes en el alineador/retenedor, ya que esto limitará considerablemente la vida útil del material.
- Lave el alineador/retenedor con agua fría. Los aparatos fabricados con material Iconic Align también pueden limpiarse con Retainer Brite o una solución de limpieza similar.
- El agua caliente deformará el material Iconic Align.
- Enjuáguelo bien antes y después de su uso y, a continuación, séquelo bien.
- Utilice con cuidado los aparatos fabricados con Iconic Align y guárdelos en su caja cuando no los lleve en la boca.
- Cuando saque el alineador/retenedor, hágalo con la misma fuerza en cada lado; se recomienda utilizar dispositivos de extracción para esta operación.
- Si el aparato comienza a apretar demasiado, no lo fuerce; llame a su ortodoncista o dentista.
- No coma ni beba mientras lleve puesto el alineador/retenedor; los alimentos y bebidas ácidos pueden afectar considerablemente a su vida útil.



Uso único



Guardar en un  
lugar seco y  
fresco




Instrucciones  
incluidas



EMERGO EUROPE  
Westerloortsteijk 60  
3827 AX, Amstelveen  
The Netherlands

**db**   
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Reino Unido

T: +44 (0) 1535 656 999 | E: [sales@dblabsupplies.co.uk](mailto:sales@dblabsupplies.co.uk)

[www.dblabsupplies.co.uk](http://www.dblabsupplies.co.uk)

IFU045 - Número 2 - 15/12/2023