


EN
PT
ES
LV
RO
EL
ET
FR
HE
DE
RU

POWER MOOD

*A rejuvenating head massage from
the comfort of your home*




POWER MOOD

*A rejuvenating head massage from
the comfort of your home*

ENGLISH	2
PORTUGUESE	4
ESPAÑOL	6
LATVIAN	8
ROMANIAN	10
GREEK	12
ESTONIAN	14
FRENCH	16
HEBREW	18
GERMAN	20
RUSSIAN	22

Product Structure

Content: Machine, Charge base, USB Cable, User Manual



Recharge detail

1. When recharging, green light indicator will be shining.
2. When full charge, the indicate light will tirn green.
3. Rechargeable time about 2 hours.
4. Machine will be stoped when charging.

Product Feature

1. Built-in Lithium battery.
2. One control button.
3. 10 minutes massager time.
4. Automatically protect function.
5. Two speed.
6. Two switches of scartching.
7. Micro-USB cable and power adapter.
8. DC 5V 1000mAh.
9. Waterproof.
10. 3D head massage.

NOTES AND MAINTENANCE

NOTES

1. It is waterproof device, you can use cleaning fluid and water to clean it (do not sink it into water for a very long time).
2. Please use dampcloth or neutral detergent to clean the product and wipe dry afterwards.
3. Do not use sharp brush, sharp tool, gasoline and diesel to clean it.

Maintenance

1. Please keep it into a box and keep in a safe, dry and cool place.
2. Do not keep it in any place with high temperature, near fire or direct sunlight, or it may faded or damaged.
3. Do not contact benzene, dilient or any other corrosive liquid.

TRANSPORTATION

This Device has simple shock proof protection, can be shipped by air, railway, road and by seaway transport.

Read the following safety instruction carefully before using this massager. If you suffer from any of the medical conditions listed below, consult with a doctor before using this relaxation massage device.

IF YOU:


- suffer from a heart condition
- have a sensory disorder or pacemaker
- suffer from osteoporosis or diabetes
- have a malignant tumor
- have neurological disorder or perceptual disorder on head
- have fractured or head surgery of your massaging area
- head skin disease and allergic dermatitis
- suffering from acute diseases or are undergoing medical treatment

We advise you to consult with your doctor before using this massager.

Name: S8 Neck Massager Power Mood
Model No: E28-SL002
Power supply: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V
Power consumption: 5W
Lithium battery: 1000 mAh
Adapter output: DC 5V 1.0A
Timer: 15 minutes
Dimension: 140 x 110 x 110 mm
Weight net: 0.66 Kg

APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO

Conteúdo da embalagem: massageador, carregador, cabo USB, manual do utilizador.



A QUEM É DESTINADO ESTE DISPOSITIVO:

1. Quem trabalha no computador.
2. Pessoas sedentárias.
3. Pessoas que sofrem de tonturas e dores de cabeça.
4. Pessoas que sofrem de insónia

ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Bateria de íon de lítio embutida.
2. Botão de controle.
3. A duração do programa de massagem pré-definido é de 10 minutos.
4. Função de proteção automática.
5. Dois modos de velocidade.
6. Duas direções de movimento.
7. Cabo de carregamento micro-USB e adaptador de alimentação.
8. Voltagem - 5V, capacidade da bateria - 1000mAh.
9. Proteção contra a entrada acidental de água.
10. Massagem de cabeça 3D.

CUIDADOS COM O DISPOSITIVO

1. O dispositivo é protegido contra a entrada acidental de água, portanto, os cabeçotes do massageador podem ser limpos com uma solução especial ou água (não mergulhe completamente o dispositivo na água).
2. Após limpar, use um pano macio para secar.
3. Não utilize objetos ásperos, duros ou pontiagudos, gasolina ou outros líquidos agressivos para limpeza.
4. Armazene o dispositivo num local seguro, seco e fresco.
5. Para evitar danos ou descoloração, não armazene o dispositivo em temperaturas altas, perto do fogo ou sob a luz solar direta

TRANSPORTAÇÃO

O dispositivo possui um sistema simples de proteção contra choques, podendo ser transportado livremente em aviões, comboios, carros e em navios.

Este manual do utilizador contém as especificações do massageador e as instruções de uso. Leia a instrução antes do uso.

SE:

- for diagnosticado com uma doença cardíaca ou utiliza um marca-passo
- tem osteoporose ou diabetes
- tem tumor maligno
- sofre de distúrbio neurológico ou de percepção
- passou recentemente por uma cirurgia na área onde planeia fazer a massagem
- sofre de doenças de pele ou dermatite alérgica
- tem uma doença aguda ou está em tratamento

Recomendamos vivamente que consulte o seu médico antes de utilizar o dispositivo

Nome: S8 MASSAGEADOR PARA PESCOÇOS Power Mood

N.º do modelo: E28-SL002

Fonte de alimentação: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Potência elétrica: 5W

Bateria de lítio: 1000 mAh

Saída do adaptador: DC 5V 1.0A


Temporizador: 15 minutos

Dimensões: 140 x 110 x 110 mm

Peso: 0,66 Kg

Masajeador de cabeza y cuerpo

Contenido: masajeador, cargador, cable USB, instrucciones



PROPÓSITO DEL DISPOSITIVO

1. Para personas que trabajan en computadoras.
2. Para personas con estilo de vida sedentario.
3. Para personas que sufren de mareos y dolor de cabeza.
4. Para personas que sufren de insomnio

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Batería Li-Ion integrada.
2. Botón de control.
3. La duración del programa de masaje preestablecido es de 10 minutos.
4. Función de protección automática.
5. Dos modos de velocidad.
6. Dos direcciones de movimiento.
7. Cable de carga micro-USB y adaptador de corriente.
8. Voltaje: 5 V, capacidad de la batería: 1000 mAh.
9. Protección contra la humedad accidental.
10. Masaje de cabeza 3D.

MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

1. El dispositivo está protegido contra la humedad accidental, por lo que los cabezales de masaje se pueden limpiar con un líquido especial o con agua (no sumerja el dispositivo en agua por completo).
2. Después de limpiar, utilice un paño suave para secar.
3. No utilice objetos ásperos, duros y afilados, gasolina u otros líquidos agresivos para la limpieza.
4. Almacene su dispositivo en un lugar seguro, seco y fresco.
5. Para evitar daños o decoloración, no almacene el dispositivo a altas temperaturas, cerca del fuego o bajo la luz solar directa.

TRANSPORTE

El dispositivo está equipado con el sistema simple de protección contra golpes y puede ser transportado en aviones, trenes, automóviles y barcos, sin restricciones.

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar el masajeador. En presencia de las siguientes condiciones, se recomienda consultar a médico antes de usar el dispositivo.

EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Si sufre enfermedad cardíaca o tiene un marcapasos
- Si sufre osteoporosis o diabetes
- Si tiene cáncer
- Si sufre trastorno neurológico o cognitivo
- Si recientemente se ha sometido a una cirugía en el área donde planea masajear
- Si sufre enfermedades de la piel o dermatitis alérgica.
- Si sufre enfermedad aguda o está bajo tratamiento

Es muy recomendable consultar al médico antes de usar el dispositivo

Nombre: S8 Masajeador de cabeza Power Mood

N.º de modelo: E28-SL002

Fuente de alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Potencia eléctrica: 5W

Vatería de litio: 1000 mAh

Salida del adaptador: DC 5V 1.0A


Temporizador: 15 min

Dimensiones: 140 x 110 x 110 mm

Peso: 0,66 kg

IEPAZĪŠANĀS AR IERĪCI

Kastē atrodas: masētājs, lādētājs, USB kabelis, lietošanas instrukcija.



IERĪCE PAREDZĒTA

1. Strādājošajiem pie datora.
2. Cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu.
3. Cilvēkiem, kas cieš no reiboņiem un galvassāpēm.
4. Tiem, kas cieš no bezmiega.

IERĪCES SPECIFIKĀCIJA

1. Iebūvēts litija jonu akumulators.
2. Vadības poga.
3. Iepriekš iestatītās masāžas programmas laiks ir 10 minūtes.
4. Automātiskās aizsardzības funkcija.
5. Divi ātruma režīmi.
6. Divi kustības virzieni.
7. Mikro-USB uzlādes kabelis un strāvas adapteris.
8. Spriegums - 5V, akumulatora ietilpība - 1000mAh.
9. Aizsardzība pret nejaušu ūdens iekļūšanu.
10. 3D-galvas masāža.

IERĪCES APKOPE

1. Ierīce ir aizsargāta no nejaušas mitruma nokļūšanas uz tās, tāpēc masāžas galviņas var noslaucīt, izmantojot speciālu šķīdrumu vai ūdeni (neiegremdējiet ierīci ūdenī pilnībā).
2. Pēc slaucīšanas izmantojiet mīkstu salveti, lai ierīci noslaucītu sausu.
3. Tīrīšanai neizmantojiet raupjus, cietus vai asus priekšmetus, benzīnu vai citus agresīvus šķīdumus.
4. Glabājiet ierīci drošā, sausā un vēsā vietā.
5. Lai izvairītos no bojājumiem vai krāsas maiņas, neuzglabājiet ierīci augstā temperatūrā, uguns tuvumā vai tiešos saules staros

TRANSPORTĒŠANA

Ierīce ir aprīkota ar vienkāršu triecienaizsardzības sistēmu, to var brīvi pārvadāt lidmašīnās, vilcienos, automašīnās un kuģos.

Pirms Masētāja izmantošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegto instrukciju. Ja Jums ir diagnosticēts kāds no tālāk uzskaitītajiem nosacījumiem, iesakām pirms ierīces lietošanas konsultēties ar savu ārstu.

JA:

- Jums diagnosticētas sirds slimības vai uzstādīts kardiostimulators
- Jūs slimojat ar osteoporozi vai diabētu
- Jums ir ļaundabīgs audzējs
- ciešat no neiroloģiskiem traucējumiem vai uztveres traucējumiem
- zonā, kurā plānojat veikt masāžu, nesen tika veikta operācija
- ciešat no ādas slimībām vai alerģiska dermatīta
- ciešat no akūtas slimības vai ārstējaties

Ļoti ieteicam pirms ierīces lietošanas konsultēties ar ārstu

Nosaukums: S8 Masāžas ierīce galvai Power Mood

Modeļa Nr.: E28-SL002

Barošanas avots: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Patērējamā jauda: 5W

Litija baterija: 1000 mAh

Adaptora izeja: DC 5V 1.0A


Taimeris: 15 min

Izmēri: 140 x 110 x 110 mm

Svars: 0,66 Kg

A FACE CUNOȘTINȚA CU DISPOZITIV

Set: aparat de masaj, încărcător, cablu USB, instrucțiuni de utilizare.



DISPOZITIVUL ESTE PROIECTAT PENTRU

1. Cei care lucrează la calculator.
2. Persoanele cu un stil de viață sedentar.
3. Persoanele care suferă de amețeli și dureri de cap.
4. Care suferă de insomnie

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI

1. Baterie litiu-ion încorporată.
2. Butonul de control.
3. Timpul programului de masaj prestabilit este de 10 minute.
4. Funcție automată de protecție.
5. Două moduri de viteză.
6. Două direcții de mișcare.
7. Cablu de încărcare micro-USB și adaptor de alimentare.
8. Tensiune — 5V, capacitate baterie — 1000mAh.
9. Protecție împotriva pătrunderii accidentale a apei.
10. Masaj 3D al capului.

ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI

1. Dispozitivul este protejat de umiditatea accidentală, astfel încât capetele de masaj pot fi șterse cu un lichid special sau apă (nu scufundați complet dispozitivul în apă).
2. După ștergere, folosiți o cârpă moale pentru a șterge.
3. Nu folosiți pentru curățare obiecte aspre, dure și ascuțite, benzină sau alte lichide agresive.
4. Păstrați dispozitivul într-un loc sigur, uscat și răcoros.
5. Pentru a evita deteriorarea sau decolorarea, nu depozitați dispozitivul la temperaturi ridicate, lângă foc sau în lumina directă a soarelui.

TRANSPORTAREA

Aparatul este echipat cu cel mai simplu sistem de protecție împotriva șocurilor și poate fi transportat liber în avioane, trenuri, mașini și nave

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul de masaj. Dacă sunteți diagnosticat cu oricare dintre următoarele afecțiuni, vă recomandăm să cereți consultanța medicului dumneavoastră înainte de a utiliza dispozitivul.

DACĂ:

ați fost diagnosticat cu boală de inimă sau aveți un stimulator cardiac

- aveți osteoporoză sau diabet
- există o tumoare malignă
- suferiți de o tulburare neurologică sau de percepție
- ați suferit recent o intervenție chirurgicală în zona în care intenționați să faceți masaj
- suferiți de boli de piele sau dermatită alergică
- aveți o boală acută sau sunteți în curs de tratament

Vă recomandăm insistent să vă consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.

Nume: S8 Aparat de masaj pentru scalp Power Mood

Numărul Modelului: E28-SL002

Sursă de alimentare: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Putere: 5 W

Baterie litiu: 1000 mAh

Încărcător adaptor: DC 5V 1.0A


Timer: 15 min

Dimensiuni: 140 x 110 x 110 mm

Greutate: 0,66 Kg

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Στο κουτί: μασάζ, φορτιστής, καλώδιο USB, οδηγίες με τη χρήση.



Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ

1. Εργασία στον υπολογιστή.
2. Άτομα με καθιστική ζωή.
3. Άτομα που υποφέρουν από ζαλάδες και πονοκεφάλους.
4. Άτομα που πάσχουν από αϋπνία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου.
2. Κουμπί ελέγχου.
3. Ο χρόνος του προκαθορισμένου προγράμματος μασάζ είναι 10 λεπτά.
4. Αυτόματη λειτουργία προστασίας.
5. Δύο λειτουργίες ταχύτητας.
6. Δύο κατευθύνσεις κίνησης.
7. Καλώδιο φόρτισης Micro-USB και τροφοδοτικό.
8. Τάση- 5V, χωρητικότητα μπαταρίας — 1000mAh.
9. Προστασία από τυχαία είσοδο νερού.
10. 3D μασάζ κεφαλής.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή προστατεύεται από τυχαία υγρασία, επομένως οι κεφαλές μασάζ μπορούν να σκουπιστούν με ειδικό υγρό ή νερό (μην βυθίζετε εντελώς τη συσκευή στο νερό).
2. Μετά το σκούπισμα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε.
3. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά, σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για καθαρισμό, βενζίνη ή άλλα επιθετικά υγρά.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές, ξηρό και δροσερό μέρος.
5. Για να αποφύγετε ζημιά ή απώλεια χρώματος, μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, κοντά σε φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως ακτίνα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα απλό σύστημα προστασίας από κραδασμούς και μπορεί μεταφέρονται ελεύθερα σε αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα και πλοίο.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιώντας ένα μασάζ. Εάν διαγνωστεί με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις, σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

AN:


- έχετε διαγνωστεί με καρδιακή νόσο ή έχετε βηματοδότης
- Πάσχετε από οστεοπόρωση ή διαβήτη
- υπάρχει κακοήθης όγκος
- πάσχετε από νευρολογική διαταραχή ή διαταραχή αντίληψης
- πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή όπου σκοπεύετε να κάνετε μασάζ
- πάσχετε από δερματικές παθήσεις ή αλλεργική δερματίτιδα
- πάσχουν από οξείες ασθένειες ή υποβάλλονται σε θεραπεία

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

- Όνομα: Συσκευή μασάζ κεφαλής S8 Head Power Mood
- Διαμορφώστε Το Αριθ.: E28-SL002
- Τροφοδοσία: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V
- Κατανάλωση: 5 βατ
- Μπαταρία λιθίου: 1000 mAh
- Έξοδος προσαρμογέα: DC 5V 1.0A
- Χρονόμετρο: 15 λεπτά
- Διαστάσεις: 140 x 110 x 110 χιλ
- Βάρος: 0,66 κλ

SEADMEGA TUTVUMINE

Karbis: masseerija, laadija, USB kaabel, kasutusjuhend.



SEADE ON MÕELDUD

1. Arvutiga töötavatele inimestele.
2. Istuva eluviisiga inimestele.
3. Pearingluse ja peavalude all kannatavatele inimestele.
4. Insomnia all kannatavatele inimestele.

SEADME SPETSIFIKATSIOON

1. Sisseehitatud liitiumioonaku.
2. Juhtnupp.
3. Eelseadistatud massaaži programmi aeg - 10 minutit.
4. Automaatkaitse funktsioon.
5. Kaks kiirusrežiimi.
6. Kaks liikumissuunda.
7. Micro-USB laadimiskaabel ja toiteadapter.
8. Pinge - 5V, aku maht - 1000 mAh.
9. Kaitse juhusliku vee sattumise eest.
10. 3D-peamassaaž.

SEADME HOOLDUS

1. Seade on kaitstud juhusliku niiskuse sattumise eest, seega saab massaažipäid pühkida spetsiaalse vedeliku või veega (ärge kastke seadet täielikult vette).
2. Pärast pühkimist pühkige kuivaks pehme lapiga.
3. Ärge kasutage puhastamiseks karedaid, kõvasid ja teravaid esemeid, bensiini ega muid agressiivseid vedelikke.
4. Hoidke seadet turvalises, kuivas ja jahedas kohas.
5. Kahjustuste või värvimuutuste vältimiseks ärge hoidke seadet kõrgel temperatuuril, tule lähedal ega otsese päikesevalguse käes.

TRANSPORTIMINE

Seade on varustatud kõige lihtsama pörotusvastase süsteemiga ning seda saab vabalt transportida lennukites, rongides, autodes ja laevades.

Enne masseerija kasutamist lugege hoolikalt järgmisi juhiseid. Kui teil on diagnoositud mõni järgmistest seisunditest, soovitame teil enne seadme kasutamist nõu pidada oma arstiga.

JUHUL KUI:

- teil on diagnoositud südamehaigus või teil on südamestimulaator
- põete osteoporoosi või diabeeti
- esineb pahaloomuline kasvaja
- põete neuroloogilisi või tajuhäireid
- teile on hiljuti tehtud operatsioon piirkonnas, kus kavatsete massaaži teha
- põete nahahaigusi või allergilist dermatiiti
- põete ägedaid haigusi või saate ravi

Soovitame tungivalt enne seadme kasutamist pidada nõu oma arstiga.

Nimi: S8 Peamasseerija Power Mood

Mudel Nr.: E28-SL002

Toiteallikas: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Tarbitav võimsus: 5W

Liitiumaku: 1000 mAh

Adapteri väljund: DC 5V 1.0A


Taimer: 15 min

Mõõdud: 140 x 110 x 110 mm

Kaal: 0,66 kg

CONNAISSANCE DE L'APPREIL

Dans la boîte: masseur, chargeur, câble USB, mode d'emploi.



LE PRODUIT EST DESTINE A CEUX QUI

1. passent beaucoup de temps devant l'écran de l'ordinateur
2. ont un mode de vie sédentaire.
3. souffrent de vertiges et de maux de tête.
4. souffrent de l'insomnie

SPECIFICATIONS DE L'APPAREIL

1. Batterie lithium-ion intégrée.
2. Bouton de contrôle.
3. La durée pré réglée du mode de massage est de 10 minutes.
4. Fonction de protection automatique.
5. Deux modes de vitesse.
6. Deux sens de déplacement.
7. Câble de charge micro-USB et adaptateur secteur.
8. Tension — 5V, capacité nominale d'un accumulateur — 1000mAh.
9. Protection contre les infiltrations d'eau accidentelles.
10. Massage de la tête 3D.

ENTRETIEN

1. L'appareil est protégé contre l'humidité accidentelle, de sorte que les têtes de massage peuvent être essuyées avec un liquide spécial ou de l'eau (ne pas immerger complètement l'appareil dans l'eau).
2. Après avoir essuyé, utilisez un chiffon doux pour essuyer.
3. Pour nettoyer le produit n'utilisez pas d'objets rugueux, durs ou pointus, d'essence ou d'autres liquides agressifs.
4. Rangez l'appareil dans un endroit sûr, sec et frais.
5. Pour éviter tout dommage ou décoloration, ne stockez pas l'appareil à des endroits avec des températures élevées, à proximité d'un feu ou à la lumière directe du soleil.

TRANSPORT

L'appareil est équipé du système de protection contre les chocs le plus simple et peut être transporté librement dans les avions, les trains, les voitures et les bateaux.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le masseur. Nous vous conseillons de consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez une des maladies suivantes.

Si:

- vous souffrez d'une maladie cardiaque ou portez un cardiostimulateur.
- vous souffrez d'ostéoporose ou de diabète.
- vous souffrez d'une tumeur maligne.
- vous souffrez d'un trouble neurologique ou perceptif
- vous avez récemment subi une intervention chirurgicale sur la zone où vous prévoyez de masser
- vous souffrez de maladies de la peau ou de dermatite allergique
- vous souffrez d'une affection aiguë ou suivez un traitement

Nous vous recommandons fortement de consulter un docteur avant d'utiliser l'appareil.

Nom: S8 Masseur pour la tête Power Mood

N.° de modèle: E28-SL002

Source d'alimentation: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Consommation d'énergie: 5W

Batterie au lithium: 1000 mAh

Sortie adaptateur: DC 5V 1.0A


Minuteur: 15 min

Dimensions: 140 x 110 x 110 mm

Poid: 0,66 kg

היכרות עם המכשיר

בתיבה: לעיסוי, מטען, כבל USB, הדרכה על ידי שימוש.



מפרט מכשיר

1. מובנה ליתיום יון סוללה.
2. כפתור שליטה.
3. זמן תוכנית העיסוי שהוגדרה מראש הוא 10 דקות.
4. פונקצית הגנה אוטומטית.
5. שני מצבי מהירות.
6. שני כיוונים של תנועה.
7. מיקרו-USB טעינת כבל חשמל מתאם.
8. מתח-V5, קיבולת סוללה — 1000mah.
9. הגנה מפני חדירת מים בשוגג.
10. d3 ראש עיסוי.

המכשיר מיועד ל:

1. עובדים מול המחשב.
2. אנשים עם אורח חיים בשיבה.
3. אנשים הסובלים מסחרחורות וכאבי ראש.
4. הסובלים מנדודי שינה

טיפול במכשיר

1. המכשיר מוגן מפני לחות בשוגג, כך ראשי עיסוי ניתן לנגב עם נזל מיוחד או מים (לא לטבול את המכשיר במים לחלוטין).
2. לאחר ניגוב, השתמש במטלית רכה כדי לנגב יבש.
3. אין להשתמש בחפצים מחוספסים, קשים וחדים לניקוי, בניזין או נזלים אגרסיביים אחרים.
4. אחסן את המכשיר במקום בטוח, יבש וקריר.
5. כדי למנוע נזק או אובדן צבע, אל תאחסן את המכשיר בטמפרטורות גבוהות, ליד אש או בשמש ישירה קרני

תחבורה

המכשיר מצויד במערכת הגנה מפני זעזועים הפשוטה ביותר, והוא יכול לתחבורה חופשית במטוסים, רכבות, מכוניות וספינות.

קרא בעיון את ההוראות שלהלן לפני באמצעות לעיסוי. אם אתה מאובחן עם אחד התנאים המפורטים להלן, אנו ממליצים לפנות לייעוץ מהרופא שלך לפני הפעלת המכשיר.


אם:

- אתה מאובחן עם מחלות לב או מותקן קוצב לב
- אתה סובל מאוסטיאופורוזיס או סוכרת
- יש גידול ממאיר
- סובל מהפרעה נוירולוגית או תפיסתית
- לאחרונה עבר ניתוח באזור שבו אתה מתכנן לעשות עיסוי
- סובלים ממחלות עור או דרמטיטיס אלרגית
- סובלים ממחלות חריפות או עוברים טיפול מומלץ מאוד לפני השימוש במכשיר התייעץ עם הרופא שלך

שם: S8 מעסה ראש Power Mood
מספר דגם: E28-SL002
ספק כוח: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V
צריכת חשמל: W5
סוללת ליתיום: 1000 mAh
ספק כוח: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V
טיימר: 15 דקות
דקות מידות: 140 x 110 x 110 מ"מ
משקל נטו: 0,66 ק"ג

GERÄTEEINFÜHRUNG

In der Verpackung gibt es: Massagegerät, Ladegerät, USB-Kabel,



FÜR WEN DAS GERÄT GEEIGNET IST

1. Menschen, die an einem Computer arbeiten.
2. Menschen mit einer sitzenden Lebensweise.
3. Menschen, die unter Schwindel und Kopfschmerzen leiden.
4. Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden.

GERÄTESPEZIFIKATION

1. Eingebauter Lithium-Ionen-Akku.
2. Steuerungstaste.
3. Voreingestellte Zeit des eingebauten Massageprogramms - 10 Minuten.
4. Automatische Schutzfunktion.
5. Zwei Geschwindigkeitsmodi.
6. Zwei Laufrichtungen.
7. Micro-USB-Ladekabel und Netzadapter.
8. Spannung - 5V, Batteriekapazität - 1000mAh.
9. Schutz gegen versehentlichen Kontakt mit Wasser.
10. 3D-Kopfmassage.

GERÄTEWARTUNG

1. Das Gerät ist gegen versehentliches Eindringen von Feuchtigkeit geschützt, so dass die Massageköpfe mit einer speziellen Flüssigkeit oder Wasser abgewischt werden können (das Gerät nicht vollständig in Wasser eintauchen).
2. Verwenden Sie nach dem Abwischen ein weiches Tuch zum Trockenwischen.
3. Verwenden Sie keine rauen, harten, scharfen Gegenstände, Benzin oder andere scheuernde Flüssigkeiten.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort auf.
5. Um Schäden oder Farbverluste zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, in der Nähe von Feuer oder in direktem Sonnenlicht aufbewahren.

TRANSPORT

Das Gerät ist mit einem rudimentären Stoßschutzsystem ausgestattet und kann frei in Flugzeugen, Zügen, Autos und Schiffen transportiert werden.

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch bevor Sie das Massagegerät benutzen. Wenn bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen diagnostiziert wurde, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Gerät benutzen.

IM FALL:

- Bei Ihnen eine Herzerkrankung diagnostiziert wurde oder Sie einen Herzschrittmacher tragen
- Sie an Osteoporose oder Diabetes leiden
- Sie haben einen bösartigen Tumor
- Sie leiden an einer neurologischen Störung oder einer Wahrnehmungsstörung
- Sie haben sich vor kurzem einer Operation an der Stelle unterzogen, die Sie massieren möchten
- Sie an Hautkrankheiten oder allergischer Dermatitis leiden
- Sie leiden an einer akuten Krankheit oder befinden sich in Behandlung, sollten Sie einen Arzt konsultieren, bevor Sie das Gerät benutzen.

Benennung: S8 MASSAGEADOR PARA PESCOÇOS Power Mood

Modell Nr: E28-SL002

Stromversorgung: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Energieverbrauch: 5W

Lithium Batterie: 1000 mAh

Adapterausgang: DC 5V 1.0A


Timer: 15 minutos

Abmessungen: 140 x 110 x 110 mm

Gewicht netto: 0,66 Kg

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

В коробке: массажер, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция



УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ

1. Работающих за компьютером.
2. Людей с малоподвижным образом жизни.
3. Людей, страдающих от головокружений и головных болей.
4. Страдающих бессонницей

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Встроенная литий-ионная батарея.
2. Кнопка управления.
3. Время предустановленной программы массажа — 10 минут.
4. Функция автоматической защиты.
5. Два скоростных режима.
6. Два направления движения.
7. Зарядный кабель micro-USB и адаптер питания.
8. Напряжение — 5В, емкость аккумулятора — 1000mAh.
9. Защита от случайного попадания воды.
10. 3D-массаж головы.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

1. Устройство защищено от случайного попадания влаги, поэтому массирующие головки можно протирать специальной жидкостью или водой (не погружайте устройство в воду полностью).
2. После протирания используйте мягкую салфетку для вытирания насухо.
3. Не используйте для чистки шершавые, жесткие и острые предметы, бензин или другие агрессивные жидкости.
4. Храните устройство в безопасном, сухом и прохладном месте.
5. Во избежание повреждений или потери цвета не храните устройство при высоких температурах, рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами

ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство оснащено простейшей системой защиты от ударов, и может свободно транспортироваться в самолетах, поездах, автомобилях и кораблях.

Внимательно прочитайте нижеуказанные инструкции перед использованием массажера. Если у Вас диагностированы какие-либо из указанных ниже состояний, рекомендуем перед эксплуатацией устройства обратиться за консультацией к своему врачу.

ЕСЛИ:

- у Вас диагностированы заболевания сердца или установлен кардиостимулятор
- Вы страдаете остеопорозом или диабетом
- имеется злокачественная опухоль
- страдаете неврологическим расстройством или расстройством восприятия
- недавно перенесли операцию на зоне, где планируете делать массаж
- страдаете кожными заболеваниями или аллергическими дерматитами
- страдаете острыми заболеваниями или проходите лечение

Настоятельно рекомендуем перед использованием устройства проконсультироваться с врачом

Наименование: S8 Массажер для головы Power Mood

Модель №: E28-SL002

Номинальное напряжение: 100-240V ~ 50/60Hz/3,7V

Номинальная мощность: 5W

Литиевая батарея: 1000 mAh

Адаптер питания: DC 5V 1.0A

Таймер: 15 минут

Габариты: 140 x 110 x 110 мм

Вес: 0.66 КГ