

lightinderm

REGENERATIVE SKIN CARE.



ASSISTANCE & SÉCURITÉ

POUR COMMENCER

Merci d'avoir choisi Lightinderm pour prendre soin de votre peau ! Avant de commencer à utiliser votre programme de soin, veuillez prendre quelques instants pour lire les informations ci-dessous.

AVERTISSEMENTS

Le système Lightinderm est un programme de soin conçu pour être utilisé à domicile. Il n'est en aucun cas conçu pour traiter des problèmes de santé.

- Choisissez la capsule de sérum adapté à vos besoins.
- N'utilisez pas cet appareil si votre peau est photosensible ou si vous prenez des médicaments qui pourraient causer une hypersensibilité de la peau à la lumière.
- N'utilisez pas ce programme sur une peau extrêmement ou chroniquement malade, blessée ou irritée (par exemple : sur une peau enflammée ou rouge, sur des éruptions cutanées provoquées par une allergie, des brûlures, des ecchymoses, des gonflements ou des plaies ouvertes ou en cours de cicatrisation).
- Si vous observez un effet indésirable, veuillez consulter un médecin et le service client Lightinderm.
- N'utilisez pas ce programme si vous êtes susceptible d'être enceinte ou êtes enceinte ou si vous allaitez, les risques engendrés n'étant pas connus à ce jour.

• N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation, car une source d'eau à proximité représente un danger, même s'il est éteint.

• L'appareil Lightiderm ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants.

• Les enfants, même sous surveillance, ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• Cét appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités motrices, sensorielles et mentales réduites ou ne l'ayant jamais utilisé, dans la mesure où ils sont supervisés ou respectent les instructions d'utilisation sûre de l'appareil, et ont conscience des risques potentiels.

• Des évaluations menées par un service indépendant certifié ont démontré que l'appareil Lightiderm est sans danger pour la peau et les yeux. Toutefois, il est recommandé de ne pas diriger directement l'appareil vers les yeux.

• Pour davantage de protection, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RDD) de fonctionnement assigné de moins de 30 mA est recommandé dans le circuit électrique de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

• Pour que vous puissiez recharger la batterie, la référence de l'unité d'alimentation amovible est indiquée ci-après.

• Seul le chargeur fourni par Lightiderm peut être utilisé pour charger l'appareil. Référence du chargeur : W&T-AD05 W050 100 ➡☐←

• Cét appareil est doté de batteries qui ne peuvent être remplacées.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• N'introduisez pas d'eau ou de liquide dans l'une des parties de l'appareil, sous peine de détériorer son fonctionnement.

• L'appareil Lightiderm fonctionne uniquement avec les capsules de sérum Lightiderm.

• N'utilisez pas l'appareil Lightiderm s'il est visiblement endommagé et n'essayez jamais

d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec ce dernier, veuillez contacter le service client Lightiderm.

ASSISTANCE

Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans les réponses ci-dessous, notre service client est à votre écoute :

contact@lightiderm.com

Paris Santé Cochin - Lightiderm

27 rue du faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Du lundi au vendredi de 10h à 17h - 09 63 50 03 27

• L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche plus de 2 secondes :

- Chargez l'appareil pendant 20 minutes puis essayez de le rallumer.

• L'appareil s'allume et signale une erreur en émettant un signal sonore 3 fois de suite et en allumant l'indicateur de batterie 3 fois :

- Chargez l'appareil pendant 20 minutes puis essayez de le rallumer.

• L'appareil s'allume et signale une erreur en émettant un signal sonore 3 fois de suite et en allumant tous les voyants lumineux et indicateurs de doses restantes 3 fois :

- Il n'y a pas de capsule de sérum dans l'appareil : Insérez-en une pour pouvoir lancer votre session de soin.

• L'appareil s'allume et signale une erreur en émettant un signal sonore 3 fois de suite et en allumant tous les indicateurs de doses restantes 3 fois :

- La capsule ne contient plus de sérum, elle doit être changée.

• Vous ne parvenez pas à insérer une capsule de sérum dans l'appareil :

- Ne forcez pas, appuyez sur le bouton d'éjection au dos de l'appareil puis essayez de réinsérer la capsule. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer dans l'appareil, veuillez contacter le service client Lightiderm.

• Vous ne parvenez pas à retirer la capsule de sérum de l'appareil :

- Appuyez en exerçant une forte pression sur le bouton d'éjection puis tirez délicatement la capsule pour la retirer.

• Il est recommandé de ne pas réaliser plus de 2 sessions de soin à la suite.

GARANTIE

• L'appareil Lightinderm est garanti 2 ans après la date d'achat. Si une anomalie due à un défaut de matériau ou de fabrication survient pendant la durée de la garantie, Lightinderm s'engage à réparer ou remplacer les produits à ses frais.

• Lightinderm ne paiera la réparation ou le remplacement des produits que si une preuve d'achat couvrant la période de garantie est fournie.

• La garantie n'est pas valable en cas d'anomalie due à une mauvaise utilisation ou à un entretien incorrect de l'appareil, ou s'il a été manipulé ou réparé par une personne non autorisée par Lightinderm.

• Pour utiliser correctement l'appareil Lightinderm, il est important de respecter scrupuleusement les instructions du guide d'utilisation.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

• Entretien : L'appareil Lightinderm ne requiert pas d'entretien particulier ou régulier. Aucune modification du produit n'est autorisée.

• Nettoyage : Débranchez l'appareil Lightinderm avant de le nettoyer. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.

• Voyage : Si vous voyagez avec l'appareil Lightinderm, glissez-le dans la housse de transport fournie.

• Rangement : Il est préférable de placer l'appareil Lightinderm sur son socle lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne le rangez pas près d'une source de chaleur ou sur une surface chaude.

• Chargement : L'appareil a une autonomie de 7 sessions après une charge complète. Lorsque la batterie est complètement déchargée, 20 minutes de charge suffisent pour faire une nouvelle session.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAUX : Aluminium / Silicone / ABS-PC / PMMA sans danger pour le corps

COULEURS: Rose pâle / Blanc

DIMENSIONS : 163 x 60 x 34 mm (sans cartouche)

POIDS : 120 g (sans cartouche)

BATTERIE : 800 mAh

PORTS: USB-B USB 2.0

AUTONOMIE : Un minimum de 7 sessions par recharge complète

INTERFACE : 1 bouton marche et 1 bouton d'éjection

RÉFÉRENCE DU CHARGEUR :

W&T-AD05 W050 100 



Ce symbole indique la conformité de l'appareil à la directive Directive 2014/35/EU de l'Union Européenne.



Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations européennes vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales.



Référez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.



SAFETY AND SUPPORT


GETTING STARTED

Thank you for choosing Lightinderm to take care of your skin! Before you start using your care programme, please take a few moments to read the information below.

WARNINGS

The Lightinderm system is a care programme designed for home use. It is not, under any circumstances, designed to treat health problems.

- Choose the serum capsule adapted to your needs.
- Do not use this device if your skin is photosensitive or if you are taking medication that may cause skin hypersensitivity to light.
- Do not use this program on extremely or chronically ill, injured or irritated skin (for example, on swollen or red skin, on skin rashes caused by allergies, burns, bruises, swelling or open or healing wounds).
- If you experience an adverse reaction, please consult a doctor and the Lightinderm customer service.
- Do not use this program if you are likely to be pregnant or if you are pregnant or breastfeeding, as the risks involved are currently unknown.
- Do not use this product near bathtubs, showers, washbasins or other containers of water.
- When the device is used in a bathroom, unplug it after use, as a nearby source of water is a hazard, even if it is turned off.

- The Lightinderm device must not be used, cleaned or maintained by children.
- Children, even under supervision, should not play with the device.
- This appliance may be used by children over 8 years of age and by persons with reduced motor, sensory and mental capabilities or persons who have never used the appliance before, provided that they are supervised or follow the instructions for the safe use of the device and are aware of the potential risks.
- Assessments conducted by a certified independent service have shown that the Lightinderm device is safe for the skin and eyes. However, it is recommended not to point the device directly at the eyes.
- For additional protection, the installation of a residual-current device (RCD) rated at less than 30 mA is recommended on the bathroom electric circuit. Ask your installer for advice.
- To recharge the battery, the part number of the removable power supply unit is given below.
- Only the charger supplied by Lightinderm can be used to charge the device. Charger Part Number: W&T-AD05 W050 100 
- This device is fitted with non-replaceable batteries.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not allow water or liquid to enter any part of the device, as this may cause it to malfunction.
- The Lightinderm device only runs using Lightinderm serum capsules.
- Do not use the Lightinderm device if it is visibly damaged and never attempt to open or repair the device. If you have a problem with the device, please contact Lightinderm customer service.

SUPPORT

If you can't find the solution to your problem in the answers below, our customer service is available:

contact@lightiderm.com
Paris Santé Cochin - Lightiderm
27 rue du faubourg Saint-Jacques - 75014 Paris
Monday to Friday from 10am to 5pm:
+33 9 63 50 03 27

- The device does not turn on when you press the on button for more than 2 seconds:
 - Charge the device for 20 minutes and then try to turn it on again.
- The device turns on and indicates an error by beeping 3 times in a row and turning on the battery indicator 3 times:
 - Charge the device for 20 minutes and then try to turn it on again.
- The device turns on and indicates an error by beeping 3 times in a row and by turning on all the indicator lights and remaining dose indicators 3 times:
 - There is no serum capsule in the device: insert one to start your care session.
- The device turns on and indicates an error by beeping 3 times in a row and by switching on all remaining dose indicators 3 times:
 - The serum capsule is empty, it must be changed.
- You are unable to insert a serum capsule into the device:
 - Do not force, press the eject button on the back of the device and then try to reinsert the capsule. If you still cannot insert it into the device, please contact Lightiderm customer service.
- You cannot remove the serum capsule from the device:
 - Press the eject button firmly and then gently pull the capsule out.
- We recommend not having more than 2 consecutive sessions.

GUARANTEE

- The Lightiderm device is guaranteed for 2 years from the date of purchase. If an anomaly due to a material or manufacturing defect occurs during the guarantee period, Lightiderm will repair or replace the products at its own expense.
- Lightiderm will only pay for the repair or replacement of products if proof of purchase covering the guarantee period is provided.
- The guarantee is not valid if the device is defective due to misuse or improper maintenance, or if it has been handled or repaired by a person not authorised by Lightiderm.
- To use the Lightiderm device properly, it is important to strictly follow the instructions in the user guide.

STORAGE AND MAINTENANCE

- Maintenance: The Lightiderm device does not require any special or regular maintenance. No modifications to the product are authorised.
- Cleaning: Unplug the Lightiderm device before cleaning it. Clean the outside of the device using a dry cloth.
- Travel: If you travel with the Lightiderm device, slip it into the supplied carrying case.
- Storage: It is best to place the Lightiderm device on its storage base when not in use. Do not store near a heat source or on a hot surface.
- Charging: The device has an autonomy of 7 sessions after a full charge. When the battery is completely discharged, 20 minutes of charging is enough for a new session.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALS: Aluminium / Silicone / ABS-PC / PMMA
body safe

COLOURS: Pale pink / White

DIMENSIONS: 163 x 60 x 34 mm (without cartridge)

WEIGHT: 120 g (without cartridge)

BATTERY: 800 mAh

PORTS: USB-B USB 2.0

AUTONOMY: A minimum of 7 sessions per full charge

INTERFACE: 1 on button and 1 eject button

CHARGER PART NUMBER:

W&T-AD05 W050 100 



This symbol indicates the conformity of the device with European Union Directive 2014/35/EU.



This symbol means that, in accordance with European laws and regulations, you must dispose of your product and/or its battery separately from household waste. When this product reaches the end of its life, take it to a collection point indicated by local authorities.



Please refer to the documentation supplied with the device.