

SMOOTH SKIN
pure
ice

Powerful · Intelligent · *Skin Friendly*

IPL HAIR REMOVAL DEVICE

USER GUIDE





English..... 4



Français36



Deutsch.....69



Italiano 102



Español 134



Portuguese.....167

Welcome to **SMOOTHSKIN PURE ICE!**

Congratulations! You've opened up a world of unparalleled beauty, smoothness and convenience. Come and join in the conversation at **www.smoothskin.com** where you can find expert advice and support throughout your treatment.

CONTENTS


1. THE SMOOTHSKIN PURE ICE SYSTEM.....	5	10. ICE COOLING INDICATORS	25
2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ICE WORK?.....	6	11. CHOOSING THE RIGHT INTENSITY LEVEL	26
3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION	7	12. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE.....	27
4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS	13	13. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ICE.....	28
5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ICE	15	14. WARRANTY	28
6. YOUR SUITABILITY	15	15. TROUBLESHOOTING.....	29
7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ICE	17	16. LABELS AND SYMBOLS	31
8. THE SKIN TONE SENSOR	23	17. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	32
9. SKIN CONTACT SENSOR	24		

1. THE SMOOTHSKIN PURE ICE SYSTEM

PACKAGE CONTENTS

Inside the packaging of **SmoothSkin Pure Ice** you will find the following:

- Handset and Base Unit
- Power Cable
- User Manual
- Device Storage Bag



2. HOW DOES SMOOTHSKIN PURE ICE WORK?

SmoothSkin Pure Ice is designed to help break the cycle of hair growth. Light energy is transferred through the skin's surface and is absorbed by melanin present in the hair shaft. The absorbed light energy is converted to heat energy (below the surface of the skin), which reduces the hairs growing back.

Treated hairs naturally fall out over the course of a few days to 1-2 weeks.

WHAT TO EXPECT

Immediately post treatment, you should not see any significant side effects from treatment (Refer to section 4 for more information on side effects).

In the first few weeks following the initial treatments, you will still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were missed during treatment i.e. they were lying dormant and not in their growth phase (Anagen) during treatment; when IPL is most effective.

Around 6 weeks into the 12 week treatment programme you should see a reduction in hair growth. However, many hairs may still not have been treated in their growth phase. It is important to continue the weekly treatments.

After the 12 week programme, you should see a significant reduction in hairs within the treated area. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour. Continued monthly treatments, or treatments as required, should maintain the reduction in unwanted hair.



3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE THE DEVICE...

- if you have very dark skin (Darker than skin tone v). The Skin Tone sensors located near the output window of the device will determine the tone of your skin. If the Skin Tone sensors determine your skin is too dark for safe use, operation will be prevented.
- if your skin has been artificially or naturally tanned recently or is burned from sun overexposure. Your skin may be extra sensitive following sun exposure and particularly susceptible to burning, blistering, discoloring, or scarring if you use the device. Wait 1 week until sunburn or tan disappears before using the device. Treating tanned skin with IPL may result in permanent Hyper (darkening) or Hypo (lightening) changes to the treated skin.
- directly on the nipples, genitals or in the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density. Using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin.
- if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).
- on dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.
- on areas where you have tattoos or permanent make up. The pigment will absorb the light which may cause side effects such as burns, blisters and skin color changes or scarring.

- if you have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive and causes photosensitivity, e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids. Always check the instruction leaflet that comes with your medicinal product, to see if photosensitivity is listed as a side effect. Use of the Device on photosensitive skin could result in skin damage such as swelling or blisters. Seek medical advice prior to application of the appliance as use may harm the skin.
- if you have any skin condition in the treatment area, including psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex or active infections or wounds. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse.
- on the scalp, lips, nostrils and ears.
- if you are under the age of 18 as this device has not been tested on these individuals.
- if you are pregnant, lactating, as this device has not been tested with these individuals.
- if you have a Chronic Medical Condition.
- if you have varicose veins in the area you wish to treat.
- if you have had a skin peel treatment on the area you wish to treat in the last 30 days as the skin can be more sensitive to the light which may cause pain or burns.

If you are unsure whether this device is safe for you to use, please consult your physician or dermatologist.

If you take any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.

GENERAL WARNINGS

DO NOT...

- leave any visible hair on the skin in the area to be treated, as this could lead to increased pain, redness of the skin or potential minor burning of the skin.

- expose treated areas to the sun. Wait at least 7 days after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following IPL treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

The Device should not be used over any fillers or botox as the skin can be more sensitive to the light which may cause pain or burns.

This appliance is not intended for the treatment of medical conditions. Medical advice should be sought to address, for example, moles, skin rash, itchy skin, skin fungus or infection, skin bumps, or skin tags. Using the device may injure your skin or make existing conditions worse.

The Device should be kept out of the reach of children under 18 years of age. Children should not use, play with, maintain, or clean the device. There are a number of potential risks – exposure to the light output causing burns or eye damage, electric shock, or strangulation from the cables.

The Device should be kept out of reach of pets and pests which could damage the device. Potential risks include reduced function and electric shock.

The Device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment to avoid the risk of fire or burns.

The Device Sapphire Block is a critical component that may get warm during use.

The Device is not to be used on skin parts which have an increased likelihood of skin cancer, open wounds or rashes, or swollen, red, irritated, infected, or inflamed areas or skin eruptions.

WARNING: Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site. Follow the instructions provided and avoid over-usage which included excessive passes, stacking of pulses and/or increased frequency of use.



EYE SAFETY

WARNING: Possible eye injury (Potentially leading to loss of vision) or skin injury if the instructions provided are not followed.

The device emits flashes of Intense Pulsed Light. Direct exposure is potentially harmful to your eyes. Take care to follow the safety precautions below.

The device includes Skin Contact sensors that only allow the device to flash when in good contact with skin.

DO NOT:

- attempt to override the sensors.
- look directly into the treatment window of the handset when the system has electrical power and is switched on
- attempt to activate (flash) the device towards the eyes. It is recommended to look away from the handset when flashing onto skin.
- treat areas around the eye (eyelids, eyebrows, or eyelashes). Misuse can lead to eye damage, protect eye from exposure.

ONLY attempt to activate (flash) the system when the front of the handset is in good contact with the area you wish to treat.

If at any time the device activates when both sensors are **NOT** in contact with the skin, **STOP** use immediately and contact your retailer.

PRECAUTIONS

Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage treated on the face and neck.

The Device is intended for a single user.

DO NOT...

- use the Device on any area where you may want hair to grow back. The treatment is intended for permanent reduction in hair regrowth.
- use the Device on man's face, jaw, or neck. The hair in a man's beard area is too dense and using the Device in these areas may result in skin injury.
- use on areas that have recently received local anaesthesia. The skin may be more susceptible to damage such as redness, swelling or burns.
- use any other components, other than those provided for use with the Device. This may damage the unit and cause it to stop working.
- use if the Device becomes uncomfortably hot to touch. This may indicate that the unit is damaged.
- use the Device if the treatment window is not clean and free from debris. Any debris on or around the treatment window during operation may damage the device, increase the pain of treatment, or result in redness/swelling of the skin. To clean the device, follow the instructions provided.
- subject the equipment to heavy shocks (e.g. drop) to avoid risk of damage to the lamp. If the lamp is damaged, the device will not flash.
- attempt to activate (flash) the Device onto any surface other than skin. This could damage the surface or cause a fire.
- exceed the usage regimen specified. This will not improve the results and could result in increased skin sensitivity or redness or swelling of the skin.

The Device is not recommended for use on red, grey, white, or blonde hair as it is not effective and unsuitable on these hair colors.

ELECTRICAL AND FIRE SAFETY

DO NOT...

- try to open the device, as this may expose you to dangerous electrical components which could lead to electric shock. The device is not intended to be modified or serviced.
- use near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water. Water and electricity are a dangerous combination! To avoid risk of electric shock, **DO NOT** let the device become wet. If the Device becomes wet, it should not be used. To clean the device, follow the instructions provided.
- block the cooling vents. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.
- operate the device if the mains plug is not easily accessible. You should be able to disconnect at any time.
- use if the Sapphire Block is cracked or missing or not in correct place.
- attempt to use this device other than for removing unwanted hair.
- use the device on a surface other than skin. Do not press the treatment button when the treatment window is not placed in full contact with the skin.



Regularly inspect the device housing and Sapphire Block for damage. **DO NOT** use if the Device is damaged; for example, cracked Handset, cable damage, cracked or broken glass on the handset, etc. There could be a risk of electric shock or overexposure to light resulting in skin damage.

WARNING: If the wall socket used to power the equipment has poor connections, the plug of the equipment may become hot. Make sure you plug the equipment into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

WARNING: Do not leave the equipment unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

4. POTENTIAL RISKS, SIDE EFFECTS AND SKIN REACTIONS

Use of SmoothSkin Pure Ice could result in side effects.

The table below lists the known skin reactions that may occur following treatment with SmoothSkin Pure Ice.

In case of adverse events please contact your national competent authority and the device manufacturer.

POSSIBLE SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Mild pain / discomfort in the area being treated.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed, and the pain should diminish with continued use.
Warm feeling or tingling sensations during treatment, which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Itchiness in the treatment area.	This is quite common for IPL treatments, and should subside after a short period. You can keep on using the device as instructed. Do not scratch the area.

POSSIBLE SIDE EFFECT	HOW TO ASSESS & REACT
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes.	This is expected and is normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not disappear within minutes and lasts 24-48 hours.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Pain or discomfort that is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.

IN VERY RARE CASES	HOW TO ASSESS AND REACT
Swelling and redness that does not disappear within two to three days.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin colour (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device immediately and consult your physician.
Blistering, scarring or burning of the skin.	Stop using the device immediately and consult your physician before using it again. Apply a cold pack to the area. Treat with antiseptic or burn cream.

5. WHAT IS THE INTENDED USE OF SMOOTHSKIN PURE ICE

INTENDED USE/PURPOSE

This device has a non-medical purpose and is indicated for the removal or permanent reduction in unwanted hair.

INDICATIONS FOR USE

The SmoothSkin Pure Ice Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The SmoothSkin Pure Ice is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

6. YOUR SUITABILITY

BODY AREAS

SmoothSkin Pure Ice is suitable for use on body hair and female facial hair below the cheek line.

SKIN COLOR

SmoothSkin Pure Ice is suitable for use on light, medium and dark skin tones, up to and including skin tone 5.

SmoothSkin Pure Ice incorporates a skin tone sensor that measures the colour of your skin and will prevent use if your skin tone is too dark.

Dark Skin tones are rich in melanin which could absorb too much energy and potentially lead to skin tone damage.



HAIR COLOR

SmoothSkin Pure Ice is suitable for use on naturally black or brown hair. It may not be as effective on white, grey, blonde or red hair.



7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ICE

WARNING: Follow each step in the treatment process ensuring you complete all aspects of each step before progressing to the next.

Get the most out of your device with our "how to use" videos - visit www.smoothskin.com/user-guides

STEP 1: PREPARE THE AREA TO BE TREATED

Remove all visible hair by shaving. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this may cause injury. This also prevents debris from covering the front of your device.

Cleanse the treatment area and pat dry and thoroughly. **DON'T** use any gels or creams with this device!

STEP 2: POWER THE DEVICE

Plug the power supply into an electrical outlet. Switch on Pure Ice by pressing the power button. You will see a sweep of white lights as the device switches on and the fan will start up.

STEP 3: DO A PATCH TEST

Before your first treatment we RECOMMEND you test your skin for reaction to SmoothSkin Pure Ice.

The patch test area should be approximately 3cm x 2cm in size (equivalent to 2 flashes applied to the skin side by side). Follow Step 5 to treat the area.


Wait 24 hours following the patch test, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no reaction after 24 hours, you may treat the area around the patch test. The 'patch tested area' should **NOT** be re-treated for at least 1 week.



STEP 4: START YOUR TREATMENT WITH SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Turn on the device by pressing the power button. Please refer back to step 1 of this section, for more details.
- B. Press the handset firmly against the area to be treated ensuring the Skin Tone Sensor and the Skin Contact Sensors are in full contact with skin.
If the skin tone sensor does not detect a valid skin tone and / or the skin contact sensors are not in full contact with skin, then the handset cannot be activated.
When the skin tone sensor measures a valid skin tone and the skin contact sensors are in full contact with skin the Skin Tone Indicators will illuminate WHITE to indicate the device is ready to flash.

Refer to section 8 and 9 of this manual for further details.



CORRECT

Indicator On

Skin Detection



INCORRECT

Indicator Off

No Skin Detection




C. Select the right treatment method:



Glide: recommended for larger areas such as legs. Place the handset on the skin, **press and hold** the activation button continuously and glide the handset along the skin between flashes. Try to move the handset at a steady speed that gives full coverage without overlap or missed areas.



Stamp: for small areas, like underarms and face. Place the handset on the skin, **press and release** the activation button. Remove from the skin before carefully re-applying to the next treatment area



HOW TO TREAT THE PUBIC AREA (FEMALES ONLY)

Before treating the pubic area, make sure you have done a skin test. Remove any visible hair, lotions or creams from the area to be treated. You might want to confirm full hair removal using a mirror.



- Stand, sit or crouch down to reach all areas to be treated.
- For pubic area treatment, we recommend using the stamping method.

Select Intensity Level 1 by pressing the Power button until you only see one indicator light:

1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring all skin sensors have skin contact. Stretch your skin with your fingers to improve skin contact.
2. The Skin Contact Indicators show white LEDs.
3. Press and release the treatment button. The device will emit a flash.
4. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Repeat steps 2 to 4 and continue spot by spot until you have completed the entire area.

NOTE: Since your skin might have a darker color or pigmentation in the pubic area, the device might not flash even if it has good skin contact.

- If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.
- If any pigment changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.



WARNING: Make sure not to cover the vents on the device whilst treating, as this can lead to the device overheating.

POWER MODE Timeout

When the unit is left “inactive” i.e. no buttons are pushed for 10 minutes then the unit will revert to STANDBY mode, and the skin sensor lights will switch off. To return to READY mode for treatment, press the power button.

EMERGENCY STOP Function: In case of an emergency/abnormal device operation, remove from skin, unplug the device immediately.

STEP 5: YOUR SMOOTHSKIN PURE ICE TREATMENT SCHEDULE

SmoothSkin Pure Ice should be used once a week until the desired results are achieved.

STEP 6: SWITCHING OFF SMOOTHSKIN PURE ICE


Switch off SmoothSkin Pure Ice by pressing the power button until the indicator lights and fan switch off. Unplug the device from the electrical socket.

Refer to Section 12 for details of how best to look after your SmoothSkin Pure Ice.

8. THE SKIN TONE SENSOR

The skin tone sensor measures the colour of your skin and sets the correct level of output power needed. If your skin is too dark for treatment with SmoothSkin Pure Ice, the skin tone sensor will detect this and prevent the unit from operating. RED lights will be shown in the skin tone indicator if your skin is too dark.

The status of the skin tone sensor can be seen on the skin tone indicator located on both sides of the handset. If a valid skin tone is detected, the skin tone indicators will illuminate WHITE. The number of lights illuminated will be dependent upon your exact skin tone.



- 1 Red light** = Skin is too dark, no treatment possible
- Less lights** = Darker skin and lower energy setting
- More lights** = Lighter skin and higher energy setting


9. SKIN CONTACT SENSOR

SmoothSkin Pure Ice is fitted with skin contact sensors, that check your skin contact before every flash to ensure no misfires.

The sensors must be in full contact with the treatment area in order for the device to flash. If the device is not in full contact with the treatment area, the device will not fire.


When there is not good skin contact no lights will be shown in the Skin Tone Indicator.

Try adjusting the positioning of the device to ensure full contact is achieved, particularly on more awkward areas like arms and shins.



10. ICE COOLING INDICATORS


When the device is on, the cooling indicators will be ON indicating the status of the cooling:



Blue Light

INDICATORS ARE BLUE -


The device is ready to use.



White Light

INDICATORS ARE WHITE -

The device is warming up. If it's uncomfortable, stop using the device and wait a few minutes for the cooling indicators to turn blue.



Maximum >
Flashing RED

INDICATORS ARE RED -

The device is too warm to use. Keep the device plugged in and wait for a few minutes for it to cool. The cooling indicators will turn blue when it is ready to use.

11. CHOOSING THE RIGHT INTENSITY LEVEL

Push the power button to reduce the light intensity. You can toggle through the 3 following settings:



Intensity level 3 - is the highest intensity setting of the device. It will deliver the best results, as it is using the maximum power output possible for your unique skin tone. This level works particularly well on stubborn areas where the hair tends to be denser.

Intensity level 2 - Default level when the device is switched on, has a lower light intensity than level 3. Recommended for first time IPL users.

Intensity level 1 - is the lowest but fastest intensity level. Recommended for sensitive areas like the pubic area, and for quick maintenance treatments after your initial treatment regime to keep hair regrowth at bay.

When in any of these modes, you can also choose whether to use Glide Method or Stamp Method. Refer to section 7 for more information on the treatment methods.

12. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

After treatment, always switch off SmoothSkin Pure Ice by unplugging the electrical outlet.

After use, the handset, skin tone sensor and treatment window should be inspected for damage and cleaned with a lint free cloth.

WARNING: The Sapphire window can get hot. Wait 2 minutes after use to allow it to cool down before cleaning.

NEVER use abrasive materials or chemical cleaning fluids such as alcohol or IPA, as these can damage the device and skin sensors leading to a reduction in performance.

WARNING: SmoothSkin Pure Ice is not waterproof. Although a slightly damp cloth can be used to clean the handset, **NEVER** expose the device to excessive amounts of liquid as this could damage it or create a safety hazard.

To ensure maximum performance of your SmoothSkin Pure Ice, it is particularly important to keep the front of the handset and reflectors free from dirt, hair or other debris.

If necessary, the handset can be carefully cleaned by using a slightly damp cloth or cotton bud.

Store SmoothSkin Pure Ice in a cool, dry place. Make sure that the treatment window and skin tones sensor on the handset are protected from damage.

Regularly check the device (including cords) for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device - and visit the website for support details.

To prevent strangulation or tripping hazard, always unplug the device from power socket when not in use.

13. TRAVELLING WITH SMOOTHSKIN PURE ICE

The power supply unit of SmoothSkin Pure Ice is universal and will work with all commonly encountered mains supplies. Providing you have a suitable adaptor for the mains power cable plug, SmoothSkin Pure Ice will operate as normal.

14. WARRANTY

We grant a 2 year warranty on the product starting on the date of purchase. Within the warranty period, we will check faults in materials or workmanship free of charge and replace the complete device, at our discretion.

This warranty extends to every country where this device is supplied by CyDen or its appointed distributor.

This warranty does not cover damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The warranty becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original SmoothSkin Pure Ice parts are not used. To obtain service within the warranty period, please visit our website

www.smoothskin.com

15. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The device does not start, or the skin tone indicators on the side of the handset do not light up when placed against your skin.	• Make sure the power supply is plugged in. • Make sure the handset is in READY mode (press the Standby/Ready button once). • Ensure the skin sensors are pressed against the skin. • Ensure the skin tone sensor is pressed against the skin.
Device indicates error indication during use	Switching the device off and back on may clear the error. If so, it is safe to continue using the device. If the error persists, then stop using the device and refer to the website.
Whilst pressed against your skin, the first skin tone indicator on the side of the handset is illuminated RED, and SmoothSkin Pure Ice will not work.	The area you are trying to treat is too dark for treatment. SmoothSkin Pure Ice includes an intelligent skin tone sensor that automatically detects your skin tone and selects the optimal treatment setting. Due to the nature of Intense Pulsed Light technology, SmoothSkin Pure Ice is not for everyone and cannot treat very dark skin.
The skin tone indicators on the side of the handset are on or are flashing in an unfamiliar pattern including a red LED indicator light.	SmoothSkin Pure Ice will display any error messages through combinations of lights the on the skin tone indicators on the sides of the handset. This indicates that there is a fault with the device. Stop using the device and refer to the website.

PROBLEM	SOLUTION
SmoothSkin Pure Ice handset, Sapphire block, power supply or cable are damaged, broken, cracked or appear defective.	DO NOT USE. If you are in any doubt about the safety of SmoothSkin Pure Ice or suspect it is damaged in any way, it must not be used, and you should refer to the website.
The Cooling Indicators flash red, and the device will not flash	• The Sapphire block is too hot for use. Keep the device plugged in and wait a few minutes for it to cool. The Cooling indicators will turn blue when it is ready to use. • Ensure the vents on the underside and top of the device are not blocked. • Ensure the room temperature is within the recommended operating range. See section 17 for details.
The Sapphire Block feels hot during use.	There may be something wrong with the device. Do not continue to use if the Sapphire block feels hot.

16. LABELS AND SYMBOLS

	Type BF Applied Part		UK Conformity Marking
	Class II Equipment		Conformity mark of the EU with Notified Body number
	Follow Instructions for use		FCC EMC compliance for North America
	Keep Dry		MET Mark United States & Canada
	WEEE waste disposal mark of the European Union		Australia Regulatory Compliance Mark
	Warning Optical Radiation from device May Cause Eye Injury		China RoHS Environmental Protection Use Period
	Importer		Emergo Europe

FCC Statement:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

17. TECHNICAL SPECIFICATIONS

SmoothSkin Pure Ice is a filtered broadband Intense Pulsed Light system with the following technical specifications:

- **Repetition Rate:** Manually pulsed every 0.30 to 3.5 seconds (dependent on treatment setting).
- **Pulse:** Partial Free discharge FWHM = 2.5 ± 0.5 ms
- **Max Optical Output:** 2 - 6J/cm²
- **Wavelength:** 510 - 1100nm
- **Power Line Input:** 100-240V-, 50-60Hz, 2A-1A
- **Operating temperature:** Between 5°C and 40°C
- **Operating humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Operating Pressures:** 700hPa to 1060hPa
- **Handset Treatment area (spot size):** 3 cm² (30mm x 10mm)
- **The Homogeneity of the treatment area:** Does not vary by more than +/- 20%
- **Pulse Profile:** Decaying pulse waveform with range of pulse lengths (2.5-5.5ms)

The area directly around the treatment window is classified as the Applied Part, and can reach a maximum temperature of 60°C.

Under continued use the temperature of the device may reach a maximum of 60 °C. After treatment, remove the device from the skin.

Ensure SmoothSkin Pure Ice is used as directed in Section 7.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Temperature:** -25°C to +70°C
- **Humidity:** Up to 93%R.H. non condensing
- **Pressures:** 500hPa to 1060hPa

If the device has been stored at temperatures outside of the stated operating range, then please allow at least 30 minutes before use to allow the device to acclimatise.

SmoothSkin Pure Ice has unlimited flashes and is intended for a single user.

Minimum expected service life is 10 years when following the recommended regimen.

This device has no clinical benefit.

CE marking certifies that this appliance conforms to the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2014/35/EU.
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.
- Energy related Product Directive 2009 / 125 / EC.

Smoothskin Pure Ice complies with the latest EMC Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Part 15.107 & 15.109, ICES-003 Issue 7.

SmoothSkin Pure Ice complies with the latest Safety Standards and Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 and 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.


SmoothSkin Pure Ice is classified as Risk Group Exempt for all Hazards.

For further details contact CyDen Ltd.

DISPOSAL (END OF LIFE)

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic equipment. The WEEE symbol marked on the product is there to remind you.





Voici notre

SMOOTHSKIN PURE ICE!

Félicitations ! Vous venez d'ouvrir un monde de beauté, de douceur et de commodité sans précédent. Rejoignez la conversation sur le site **www.smoothskin.com** où vous trouverez des conseils d'experts et une assistance tout au long de votre traitement.

SOMMAIRE


1. LE SYSTÈME PURE ICE.....	37	9. CAPTEURS DE CONTACT AVEC LA PEAU.....	57
2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE ICE ?.....	38	10. INDICATEURS DE REFROIDISSEMENT GLACE SAPHIR.....	58
3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	39	11. CHOIX DU BON NIVEAU D'INTENSITÉ.....	59
4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES.....	46	12. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT.....	60
5. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE ICE.....	48	13. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ICE.....	61
6. PRODUIT ADAPTÉ?.....	48	14. GARANTIE.....	61
7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ICE.....	50	15. TROUBLESHOOTING.....	62
8. LE CAPTEUR DE TYPE DE PEAU.....	56	16. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES.....	64
		17. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	65

1. LE SYSTÈME PURE ICE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Vous trouverez les éléments suivant à l'intérieur de l'emballage de SmoothSkin Pure Ice :

- Appareil et unité de base
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation
- Pochette de rangement de l'appareil



2. COMMENT FONCTIONNE SMOOTHSKIN PURE ICE ?


SmoothSkin Pure Ice est conçu pour aider à rompre le cycle de croissance du poil. L'énergie lumineuse est transférée sous la surface de la peau et absorbée par la mélanine présente dans la tige du poil. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie thermique (sous la surface de la peau), ce qui limite la repousse du poil.

Les poils traités tombent naturellement sur une période allant de quelques jours à 1 à 2 semaines.

À QUOI S'ATTENDRE

Immédiatement après le traitement, vous ne devriez pas voir d'effets secondaires importants (consultez la section 4 pour plus d'informations sur les effets secondaires).

Au cours des premières semaines suivant les traitements initiaux, vous continuerez à voir quelques poils pousser. Il s'agit probablement de poils manqués pendant le traitement, c.-à-d. qu'ils étaient dormants et non dans leur phase de croissance (anagène) pendant le traitement, lors que l'IPL est plus efficace.



Environ 6 semaines après le début du programme de traitement de 12 semaines, vous devriez voir une réduction de la croissance des poils. Cependant, de nombreux poils n'ont peut-être pas encore été traités lors de leur phase de croissance. Il est important de poursuivre les traitements hebdomadaires.

Après le programme de 12 semaines, vous devriez voir une réduction significative des poils dans la zone traitée. Les poils restants devraient être plus fins et de couleur plus claire. Les traitements mensuels continus ou les traitements selon les besoins devraient maintenir la diminution des poils indésirables.

3. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser l'appareil...

- si vous avez la peau foncée (plus foncée que le type de peau v). Les capteurs de type de peau situés près de la fenêtre de résultat de l'appareil déterminent votre type de peau. Si les capteurs de type de peau déterminent que votre peau est trop foncée pour une utilisation en toute sécurité, le fonctionnement sera interrompu.
- si vous avez récemment artificiellement ou naturellement bronzé ou si vous êtes brûlée en raison d'une surexposition au soleil. Votre peau peut être extrêmement sensible après une exposition au soleil et particulièrement sensible aux brûlures, aux cloques, à la décoloration ou aux cicatrices si vous utilisez l'appareil. Attendez 1 semaine jusqu'à ce que le coup de soleil ou le bronzage disparaisse avant d'utiliser l'appareil. Le traitement d'une peau bronzée par IPL peut entraîner des changements permanents, à savoir une hyperpigmentation (assombrissement) ou une hypopigmentation (éclaircissement) de la peau traitée.

- directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Ces zones peuvent avoir une couleur de peau plus foncée et/ou une densité pileuse plus importante. L'utilisation de l'appareil dans ces zones peut causer un inconfort/une douleur ou des blessures (brûlures, décoloration ou cicatrices).
- si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions précancéreuses (p. ex., un naevus ou un grand nombre de grains de beauté).
- sur les taches brunes ou noires comme les marques de naissance, les grains de beauté ou les verrues dans la zone que vous souhaitez traiter. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants. Vous pouvez éprouver des effets secondaires tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.
- sur les zones où vous avez des tatouages ou du maquillage permanent. Le pigment absorbe la lumière, ce qui peut provoquer des effets secondaires tels que brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau ou des cicatrices.
- si vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photosensibilité) ou si vous prenez des médicaments qui rendent la peau plus sensible et qui causent une photosensibilité, p. ex., Retin A, Accutane et/ou d'autres rétinoïdes topiques. Vérifiez toujours la notice d'utilisation qui accompagne votre médicament pour voir si la photosensibilité figure parmi les effets secondaires. L'utilisation de l'appareil sur une peau photosensible peut entraîner des dommages cutanés tels qu'un gonflement ou des cloques. Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil, car son utilisation peut endommager la peau.
- si vous avez une affection cutanée dans la zone de traitement, notamment du psoriasis, un vitiligo, de l'eczéma, de l'acné, de l'herpès, ou des infections actives ou des plaies. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants.
- sur le cuir chevelu, les lèvres, les narines et les oreilles.
- si vous avez moins de 18 ans, car cet appareil n'a pas été testé dans ce cas-là.

- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez car cet appareil n'a pas été testé dans ces cas-là.
- si vous avez une maladie chronique.
- vous avez des varices dans la zone que vous souhaitez traiter.
- si vous avez fait un peeling sur la zone que vous souhaitez traiter au cours des 30 derniers jours car la peau peut être plus sensible à la lumière, ce qui peut causer des douleurs ou des brûlures.

Si vous n'êtes pas sûre de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou un dermatologue.

Si vous prenez des médicaments régulièrement et sur une longue période, veuillez consulter votre médecin pour connaître les effets potentiels de ces médicaments sur la sensibilité de la peau à la lumière.

4 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Ne pas...

- laisser des poils visibles sur la peau de la zone à traiter, car cela pourrait entraîner une augmentation de la douleur, une rougeur de la peau ou un risque de brûlure mineure de la peau.
- exposer les zones traitées au soleil. Attendez au moins 7 jours après le traitement avant d'exposer la peau traitée à la lumière directe du soleil. Votre peau peut être très sensible après un traitement par lumière pulsée et particulièrement susceptible de se brûler au soleil. Appliquez un écran solaire (FPS 15 ou plus) sur la zone traitée ou couvrez-la avec des vêtements appropriés.

Cet appareil n'est pas destiné au traitement de maladies. Il faut demander l'avis d'un médecin pour traiter, par exemple, les grains de beauté, les éruptions cutanées, les démangeaisons, les champignons ou les infections cutanées, les bosses ou les marques cutanées. L'utilisation de l'appareil peut être nocif pour votre peau ou aggraver les problèmes existants.

L'appareil ne doit pas être utilisé sur des produits de remplissage ou du botox car la peau peut être plus sensible à la lumière, ce qui peut causer des douleurs ou des brûlures.

L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 18 ans. Les enfants ne doivent pas utiliser, entretenir ou nettoyer l'appareil, ni jouer avec. Il existe un certain nombre de risques potentiels – exposition à la lumière provoquant des brûlures ou des lésions oculaires, un choc électrique ou étranglement dû aux câbles.

L'appareil doit être tenu hors de portée des animaux et des parasites qui pourraient l'endommager. Les risques potentiels comprennent une fonction réduite et un choc électrique.

L'appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Sauf si celles-ci sont supervisées ou ont reçu les instructions d'utilisation de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.

Le bloc Saphir de l'appareil est un composant essentiel qui devient chaud pendant l'utilisation.

L'appareil ne doit pas être utilisé sur des parties de la peau qui présentent une probabilité accrue de cancer de la peau, des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, des zones enflées, rouges, irritées, infectées ou enflammées, ou des éruptions cutanées.

ATTENTION: Des lésions cutanées peuvent survenir après une application prolongée ou répétée sur un seul et même site. Suivez les instructions fournies et évitez toute utilisation excessive comprenant des passages excessifs, l'empilement d'impulsions et/ou une fréquence d'utilisation accrue.



AVERTISSEMENTS LIÉS À

LA SÉCURITÉ DES YEUX: Des lésions oculaires (pouvant entraîner une perte de vision) ou des lésions cutanées sont possibles si les instructions fournies ne sont pas suivies :

- L'appareil comprend des capteurs de contact avec la peau qui permettent à l'appareil d'émettre uniquement des flashes lorsqu'il est en contact avec la peau. **NE PAS** tenter de neutraliser les capteurs.
- **NE PAS** regarder directement dans la fenêtre de traitement de l'appareil lorsque le système est sous tension et allumé, ni laisser l'appareil émettre des flashes en direction des yeux. Il est recommandé de ne pas regarder l'appareil lorsqu'il émet des flashes sur la peau.

- **NE PAS** traiter les zones autour des yeux (paupières, sourcils ou cils). Une mauvaise utilisation peut entraîner des lésions oculaires, protéger les yeux de toute exposition.
- Essayer **UNIQUEMENT** d'activer le système (pour qu'il émette des flashes) lorsque l'avant de l'appareil est en contact avec la zone à traiter.
- Si l'appareil s'active à tout moment alors que les deux capteurs ne sont **PAS** en contact avec la peau, **ARRÊTER** immédiatement de l'utiliser et contacter le détaillant.

PRÉCAUTIONS

Chez certaines personnes, l'épilation au laser ou par des sources de lumière pulsée intense peut entraîner une croissance des poils accrue. Selon les données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque sont les femmes issues des pays méditerranéens, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud traitées sur le visage et le cou.

L'appareil est destiné à un seul utilisateur.

Ne pas...

- utiliser l'appareil sur les zones où vous voulez que les poils repoussent. Le traitement est destiné au ralentissement permanent de la repousse des poils.
- utiliser l'appareil sur le visage, la mâchoire ou le cou des hommes. Les poils de barbe des hommes sont trop denses et l'utilisation de l'appareil dans ces zones peut entraîner des lésions cutanées.
- soumettre l'appareil à des chocs violents (p. ex., chute) afin d'éviter d'endommager la lampe. Si la lampe est endommagée, l'appareil n'émettra plus de flashes.
- utiliser d'autres composants que ceux prévus pour être utilisés avec l'appareil. Cela peut l'endommager et l'empêcher de fonctionner.
- utiliser l'appareil s'il devient trop chaud au toucher. Cela peut indiquer qu'il est endommagé.

- tenter d'activer l'appareil (pour qu'il émette des flashes) sur une surface autre que la peau. Cela pourrait endommager la surface ou provoquer un incendie.
- utiliser l'appareil si la fenêtre de traitement n'est pas propre et exempte de débris. Tout débris sur ou autour de la fenêtre de traitement pendant le fonctionnement peut endommager l'appareil, augmenter la douleur du traitement ou entraîner une rougeur/un gonflement de la peau. Pour nettoyer l'appareil, suivez les instructions fournies.
- dépasser le schéma d'utilisation spécifié. Cela n'améliorera pas les résultats et pourrait entraîner une sensibilité accrue de la peau ou une rougeur/un gonflement de la peau.
- utiliser l'appareil sur des zones ayant récemment reçu une anesthésie locale. La peau peut être plus sensible aux lésions telles que des rougeurs, un gonflement ou des brûlures.
- utiliser l'appareil sur les poils roux, gris, blancs ou blonds car il n'est pas efficace et ne convient pas à ces couleurs de poils.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET INCENDIE

Ne pas...

- essayer d'ouvrir l'appareil, car cela pourrait vous exposer à des composants électriques dangereux qui pourraient provoquer un choc électrique. L'appareil n'est pas destiné à être modifié ou entretenu.
- utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou autres récipients contenant de l'eau. L'eau et l'électricité sont une combinaison dangereuse ! Pour éviter le risque de choc électrique, **NE PAS** laisser l'appareil se mouiller. Si l'appareil est mouillé, ne pas l'utiliser. Pour nettoyer l'appareil, suivez les instructions fournies.
- utiliser l'appareil s'il est endommagé (par exemple, un appareil fissuré, un câble endommagé, du verre fissuré ou brisé sur le l'appareil, etc.) Il peut y avoir un risque de choc électrique ou de surexposition à



la lumière entraînant des lésions cutanées. Vérifier régulièrement que le boîtier et le filtre de l'appareil ne sont pas endommagés.

- bloquer les fentes d'aération. L'appareil peut surchauffer et présenter un risque de choc électrique ou d'incendie.
- utiliser l'appareil si la prise secteur n'est pas facilement accessible. Vous devez pouvoir débrancher l'appareil à tout moment.
- utiliser l'appareil si le bloc Saphir est fissuré ou manquant, ou s'il n'est pas à sa place.
- essayer d'utiliser cet appareil pour autre chose que l'élimination des poils indésirables.
- utiliser l'appareil sur une surface autre que la peau. Ne pas appuyer sur le bouton de traitement lorsque la fenêtre de traitement (1) n'est pas en contact total avec la peau.

Vérifier régulièrement que le boîtier et le bloc Saphir de l'appareil ne sont pas endommagés. NE PAS utiliser l'appareil s'il est endommagé (par exemple, un appareil fissuré, un câble endommagé, du verre fissuré ou brisé sur le l'appareil, etc.) Il peut y avoir un risque de choc électrique ou de surexposition à la lumière entraînant des lésions cutanées.

ATTENTION: si la prise murale utilisée pour alimenter l'appareil présente de mauvaises connexions, la prise de l'appareil peut devenir chaude. Assurez-vous de brancher l'appareil dans une prise murale correctement montée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlures.

ATTENTION: ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlures.

4. RISQUES POTENTIELS, EFFETS SECONDAIRES ET RÉACTIONS CUTANÉES

L'utilisation de SmoothSkin Pure Ice peut entraîner des effets secondaires.

Le tableau ci-dessous répertorie les réactions cutanées connues qui peuvent survenir après un traitement avec SmoothSkin Pure Ice.

En cas d'effets indésirables, veuillez contacter l'autorité compétente nationale et le fabricant de l'appareil.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Douleur / inconfort léger dans la zone traitée.	Ceci est normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué, et la douleur devrait diminuer avec la poursuite de l'utilisation.
Sensation de tiédeur ou de picotement pendant le traitement, qui disparaît généralement après quelques secondes à une minute et diminue avec la poursuite de l'utilisation.	Ceci est normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué.
Démangeaison dans la zone de traitement.	Ceci est assez courant pour les traitements IPL, et devrait s'atténuer après quelques instants. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué. Ne pas gratter la zone.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Rougeur de la peau pendant ou après le traitement qui disparaît en quelques minutes.	Ceci est normal et attendu pour tous les traitements IPL. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil comme indiqué une fois que la rougeur de la peau a disparu.
Rougeur de la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques minutes et qui dure 24 à 48 heures.	Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau.
Douleur ou gêne qui est intense pendant le traitement ou persiste après un traitement.	Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau.

DANS DES CAS TRÈS RARES	COMMENT ÉVALUER ET RÉAGIR
Gonflement et rougeur qui ne disparaissent pas en deux ou trois jours.	Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau.
Changement temporaire de la couleur de la peau (éclaircissement ou assombrissement).	Si la couleur de votre peau change, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Cloques, cicatrices ou brûlures de la peau.	Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de l'utiliser à nouveau. Appliquez une poche froide sur la zone. Traitez avec de la crème antiseptique ou contre les brûlures.

5. QUELLE EST L'UTILISATION PRÉVUE DE SMOOTHSKIN PURE ICE

UTILISATION PRÉVUE/OBJECTIF

Cet appareil est utilisé à des fins non médicales et est indiqué pour l'élimination ou le ralentissement permanent de la repousse des poils.

MODE D'EMPLOI

L'épilateur SmoothSkin Pure Ice est indiqué pour l'élimination des poils indésirables. Le SmoothSkin Pure Ice est également indiqué pour le ralentissement permanent de la repousse des poils, défini comme le ralentissement stable à long terme du nombre de poils qui repoussent lorsqu'ils sont mesurés à 6, 9 et 12 mois après une série de traitements.

6. PRODUIT ADAPTÉ?

ZONES DU CORPS


SmoothSkin Pure Ice peut être utilisé sur les poils du corps et les poils du visage des femmes sous les joues.

COULEUR DE LA PEAU

"SmoothSkin Pure Ice peut être utilisé sur des types de peau clairs, medium ou foncés allant jusqu'au type de peau 5 (inclus).

SmoothSkin Pure Ice intègre un capteur de type de peau qui mesure la couleur de la peau et empêche toute utilisation si le type de peau est trop foncé.

Les types de peau foncés sont riches en mélanine qui peut absorber trop d'énergie et potentiellement endommager la peau.



COULEUR DE POILS

SmoothSkin Pure Ice peut être utilisé sur des poils naturellement noirs ou bruns. Il peut ne pas être aussi efficace sur les poils blancs, gris, blonds ou roux.



7. HOW TO USE SMOOTHSKIN PURE ICE

ATTENTION : Suivre chaque étape du processus de traitement en veillant à compléter tous les éléments de chaque étape avant de passer à la suivante.

Tirez le meilleur parti de votre appareil avec nos vidéos « Comment utiliser » - rendez-vous à la page smoothskin.com/user-guides.

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LA ZONE À TRAITER

Éliminez tous les poils visibles en vous rasant. Assurez-vous qu'il ne reste pas de poils au-dessus de la surface de la peau, car cela pourrait causer des blessures. Cela empêche également aux débris de recouvrir l'avant de l'appareil.

Nettoyez la zone de traitement et séchez-la soigneusement. N'utilisez PAS de gels ou de crèmes avec cet appareil !

ÉTAPE 2 : BRANCHER L'APPAREIL

Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique. Allumez le Pure Ice en appuyant sur le bouton d'alimentation. Vous verrez un balayage de lumières blanches lorsque l'appareil est allumé et que le ventilateur démarre.

ÉTAPE 3 : EFFECTUER UN TEST CUTANÉ

Nous vous RECOMMANDONS de tester la peau afin d'éviter toute réaction au SmoothSkin Pure Ice.


La zone de test cutané doit mesurer environ 3 cm x 2 cm (équivalent à 2 flashes appliqués côte à côte sur la peau). Suivez l'étape 5 pour traiter la zone.


Attendre 24 heures après le test cutané pour vous assurer que votre peau est adaptée au traitement et qu'il n'y a pas d'effet indésirable lié à l'énergie lumineuse. Si aucune réaction n'est observée après 24 heures, vous pouvez traiter la zone autour du test cutané. La zone testée ne doit PAS être retraitée pendant au moins 1 semaine.

ÉTAPE 4 : COMMENCER VOTRE TRAITEMENT AVEC SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. Veuillez vous reporter à l'étape 1 de cette section pour plus de détails.
- B. Appuyez l'appareil fermement contre la zone à traiter en veillant à ce que le capteur de type de peau et les capteurs de contact avec la peau soient en contact avec la peau. Si le capteur de type de peau ne détecte pas un type de peau compatible et/ou si les capteurs de contact avec la peau ne sont pas en contact avec la peau, l'appareil ne pourra pas être activé. Lorsque le capteur de type de peau mesure un type de peau compatible et que les capteurs de contact avec la peau sont en contact avec la peau, les indicateurs de type de peau s'allument en BLANC pour indiquer que l'appareil est prêt à émettre un flash.

Reportez-vous aux sections 8 et 9 de ce manuel pour plus de détails.





CORRECT

Indicateur allumé

Détection de la peau



INCORRECT

Indicateur éteint

Aucune détection de la peau




C. Sélectionnez la bonne méthode de traitement :



Glisse : recommandée pour les grandes zones comme les jambes.
Placez l'appareil sur la peau, maintenez enfoncé le bouton d'activation en continu et faites glisser l'appareil le long de la peau entre chaque flash.
Essayez de déplacer l'appareil à une vitesse constante qui offre une couverture complète sans chevauchement ni zones manquées.



Tampon : pour les petites zones comme les aisselles et le visage.
Placez l'appareil sur la peau, appuyez et relâchez le bouton d'activation.
Retirez de la peau avant de réappliquer délicatement sur la zone de traitement suivantes.



COMMENT TRAITER LA RÉGION PUBIENNE (FEMMES SEULEMENT)




Avant de traiter la région pubienne, assurez-vous d'avoir fait un test cutané. Retirez les poils visibles et éliminez les lotions ou crèmes de la zone à traiter. Vous voudrez peut-être vérifier que l'épilation est complète à l'aide d'un miroir.

- Mettez-vous debout, asseyez-vous ou accroupissez-vous pour atteindre toutes les zones à traiter.
- Pour traiter la région pubienne, nous vous recommandons d'utiliser la méthode Tampon.

Sélectionnez le niveau d'intensité 1 en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous ne voyiez qu'un seul voyant :

1. Appuyez la fenêtre de traitement fermement contre la peau, en veillant à ce que tous les capteurs de peau soient en contact avec la peau. Tirez sur la peau avec vos doigts pour améliorer le contact avec la peau.
2. Les indicateurs de contact avec la peau affichent des LED blanches.
3. Enfoncez et relâchez le bouton de traitement. L'appareil émet un flash.
4. Soulevez l'appareil et placez-le sur la zone adjacente à traiter. Répétez les étapes et continuez point par point jusqu'à ce que vous ayez traité toute la zone.

REMARQUE : Puisque la peau peut avoir une couleur ou une pigmentation plus foncée dans la région pubienne, il se peut que l'appareil ne clignote pas même en cas de bon contact avec la peau.



Si une rougeur ou une sensation de brûlure se produit et dure plusieurs minutes, appliquez une serviette fraîche pour apaiser la zone.

- En cas de modification dans la pigmentation de la peau, p. ex., hypopigmentation ou hyperpigmentation, cessez d'utiliser l'appareil. Consultez un médecin pour déterminer la cause qui pourrait venir d'un problème médical sous-jacent.

ATTENTION : Assurez-vous de ne pas couvrir les fentes d'aération pendant le traitement, car cela peut entraîner une surchauffe de l'appareil.

Expiration du MODE PUISSANT

Lorsque l'appareil reste « inactif » c'est-à-dire qu'aucun bouton n'est enfoncé pendant 10 minutes, il se remet alors en mode VEILLE et les voyants des capteurs de peau s'éteignent. Pour revenir au mode PRÊT pour le traitement, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Fonction d'arrêt d'urgence : En cas de fonctionnement anormal/d'urgence de l'appareil, retirez l'appareil et débranchez-le immédiatement.

ÉTAPE 5 : VOTRE PROGRAMME DE TRAITEMENT SMOOTHSKIN PURE ICE

SmoothSkin Pure Ice doit être utilisé une fois par semaine jusqu'à ce que les résultats souhaités soient atteints.

ÉTAPE 6 : MISE HORS TENSION DU SMOOTHSKIN PURE ICE


Mettez hors tension le SmoothSkin Pure Ice en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les voyants des indicateurs et le ventilateur s'éteignent. Débranchez l'appareil de la prise électrique.

Consultez la section 12 pour des détails sur la meilleure façon d'entretenir votre SmoothSkin Pure Ice.

8. LE CAPTEUR DE TYPE DE PEAU

Le capteur de type de peau mesure la couleur de la peau et définit le niveau approprié de puissance de sortie nécessaire. Si la peau est trop foncée pour être traitée avec SmoothSkin Pure Ice, le capteur de type de peau le détectera et empêchera l'appareil de fonctionner. Les voyants ROUGES s'affichent dans l'indicateur de type de peau si la peau est trop foncée.

L'état du capteur de type de peau est visible sur l'indicateur de type de peau situé sur les deux côtés de l'appareil. Si un type de peau compatible est détecté, les indicateurs de type de peau s'allumeront en BLANC. Le nombre de voyants allumés dépend du type de peau exact.



Moins de voyants = peau plus foncée et réglage de l'énergie inférieur

Plus de voyants = peau plus claire et réglage d'énergie supérieur

Voyant rouge = la peau est trop foncée, aucun traitement possible


9. CAPTEURS DE CONTACT AVEC LA PEAU

SmoothSkin Pure Ice est équipé de capteurs de contact avec la peau, qui contrôlent le contact avec la peau avant chaque flash pour garantir qu'il n'y a pas de ratés.

Les capteurs doivent être pleinement en contact avec la zone de traitement pour que l'appareil puisse émettre des flashes. Si l'appareil n'est pas pleinement en contact avec la zone de traitement, il n'émettra pas de flash.


Lorsque le contact avec la peau n'est pas bon, aucun voyant ne s'affiche dans l'indicateur de type de peau.

Essayez de régler le positionnement de l'appareil pour vous assurer qu'il est pleinement en contact avec la peau, en particulier sur les zones les plus difficiles d'accès comme les bras et les tibias.




10. INDICATEURS DE REFROIDISSEMENT GLACE SAPHIR

Lorsque l'appareil est allumé, les indicateurs de refroidissement sont ALLUMÉS et indiquent l'état du refroidissement :



LES INDICATEURS SONT **BLEUS** -

l'appareil est prêt à être utilisé.



LES INDICATEURS SONT **BLANCS** -

l'appareil chauffe. Si cela vous dérange, arrêtez d'utiliser l'appareil et attendez quelques minutes que les indicateurs de refroidissement deviennent bleus.



LES INDICATEURS SONT **ROUGES** -

l'appareil est trop chaud pour être utilisé. Gardez l'appareil branché et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Les indicateurs de refroidissement deviennent bleus lorsque l'appareil est prêt à être utilisé.

11. CHOIX DU BON NIVEAU D'INTENSITÉ

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour réduire l'intensité lumineuse. Vous pouvez basculer entre les 3 réglages suivants:



Niveau d'intensité 3 - Il s'agit du réglage d'intensité le plus élevé de l'appareil. Il offre les meilleurs résultats car il utilise la puissance maximale possible pour votre couleur de peau unique. Ce niveau fonctionne particulièrement bien sur les zones difficiles où les poils ont tendance à être plus denses.

Niveau d'intensité 2 - Il s'agit du niveau par défaut lorsque l'appareil est allumé, à une intensité lumineuse inférieure au niveau 3. Recommandé pour ceux qui utilisent l'IPL pour la première fois.

Niveau d'intensité 1 - Il s'agit du niveau d'intensité le plus faible, mais le plus rapide. Recommandé pour les zones sensibles comme la région pubienne et pour les traitements d'entretien rapide, après votre série de traitements initiale, pour éviter la repousse des poils.

Lorsque vous êtes dans l'un de ces modes, vous pouvez également choisir d'utiliser la méthode Glisse ou la méthode Tampon. Consultez la section 7 pour plus d'informations sur les méthodes de traitement.

12. NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

Après le traitement, éteignez toujours le SmoothSkin Pure Ice en débranchant la prise électrique.

Après utilisation, l'appareil, le capteur de type de peau et la fenêtre de traitement doivent être inspectés pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés et nettoyés avec un chiffon non pelucheux sec.

AVERTISSEMENT : La fenêtre Saphir peut devenir chaude. Attendez 2 minutes après utilisation pour la laisser refroidir avant de la nettoyer.

N'utilisez jamais de matériaux abrasifs ni de liquides de nettoyage chimiques comme l'alcool ou l'alcool isopropylique, car ils peuvent endommager l'appareil et les capteurs de peau, ce qui peut réduire les performances.

AVERTISSEMENT : SmoothSkin Pure Ice n'est pas étanche. Bien qu'un chiffon légèrement humide puisse être utilisé pour nettoyer l'appareil, n'exposez JAMAIS l'appareil à des quantités excessives de liquide car cela pourrait l'endommager ou représenter un risque pour la sécurité.

Pour assurer une performance optimale de votre SmoothSkin Pure Ice, il est particulièrement important de garder l'avant de l'appareil et les réflecteurs exempts de saleté, de poils ou d'autres débris.

Si nécessaire, l'appareil peuvent être nettoyés avec soin à l'aide d'un chiffon ou d'un coton-tige légèrement humide.

Rangez le SmoothSkin Pure Ice dans un endroit frais et sec. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et le capteur de type de peau sur l'appareil sont protégés contre les dommages.

Vérifiez régulièrement l'appareil (y compris les cordons) pour détecter des signes visibles de

dommages. En cas de dommages ou de fissures, arrêtez d'utiliser l'appareil – et visitez le site Web pour plus de détails.

Pour éviter tout risque d'étranglement ou de trébuchement, débrancher toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

13. VOYAGER AVEC LE SMOOTHSKIN PURE ICE

L'unité d'alimentation de SmoothSkin Pure Ice est universelle et fonctionne avec toutes les alimentations secteur courantes. Si vous disposez d'un adaptateur approprié pour la prise du câble d'alimentation secteur, le SmoothSkin Pure Ice fonctionnera normalement.

14. GARANTIE

Nous offrons une garantie de 2 ans sur le produit à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous vérifierons les défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement et remplacerons l'appareil complet, à notre entière discrétion.

Cette garantie couvre tous les pays où cet appareil est fourni par CyDen ou son distributeur désigné.

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation inappropriée, à l'usure ou l'utilisation normale ainsi qu'aux défauts qui ont un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie sera nulle si les réparations sont effectuées par des personnes non autorisées et si les pièces de rechange SmoothSkin Pure Ice d'origine ne sont pas utilisées. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web **www.smoothskin.com**

15. TROUBLESHOOTING

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne démarre pas ou les indicateurs de type de peau sur le côté de l'appareil ne s'allument pas lorsqu'il est placé contre votre peau.	• Assurez-vous que l'alimentation est branchée. • Assurez-vous que l'appareil est en mode PRÊT (appuyez une fois sur le bouton Veille/Prêt). • Assurez-vous que les capteurs de contact avec la peau sont appuyés contre la peau. • Assurez-vous que le capteur de type de peau est appuyé contre la peau.
L'appareil indique une erreur pendant l'utilisation.	Allumer et éteindre l'appareil peut suffire à effacer l'erreur. Si tel est le cas, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil en toute sécurité. Si l'erreur persiste, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez le site Web.
Alors que l'appareil est appuyé contre la peau, le premier indicateur de type de peau sur le côté de l'appareil s'allume en ROUGE et SmoothSkin Pure Ice ne fonctionne pas.	La zone que vous essayez de traiter est trop foncée pour le traitement. SmoothSkin Pure Ice comprend un capteur de type de peau intelligent qui détecte automatiquement votre type de peau et sélectionne le réglage optimal du traitement. En raison de la nature de la technologie de lumière intense pulsée, SmoothSkin Pure Ice n'est pas pour tout le monde et ne peut pas traiter les peaux foncées.

PROBLEM	SOLUTION
Les indicateurs de type de peau sur le côté de l'appareil sont allumés ou clignotent selon un motif inconnu, y compris un voyant d'indicateur à LED rouge.	SmoothSkin Pure Ice affiche les messages d'erreur à l'aide de combinaisons de voyants sur les indicateurs de type de peau situés sur les côtés de l'appareil. Cela indique qu'il y a une anomalie au niveau de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez le site Web.
L'appareil SmoothSkin Pure Ice, le bloc Saphire, l'alimentation ou le câble sont endommagés, cassés, fissurés ou semblent défectueux.	NE L'UTILISEZ PAS. Si vous avez un doute sur la sécurité du SmoothSkin Pure Ice ou que vous soupçonnez qu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, il ne doit pas être utilisé et vous devez vous reporter au site Web.
Les indicateurs de refroidissement clignotent en rouge et l'appareil n'émet pas de flashes	• Le bloc Saphir est trop chaud pour être utilisé. Gardez l'appareil branché et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Les indicateurs de refroidissement deviennent bleus lorsque l'appareil est prêt à être utilisé. • Assurez-vous que les fentes d'aération situées sur le dessous et sur le dessus de l'appareil ne sont pas bloquées. • Assurez-vous que la température ambiante se situe dans la plage de fonctionnement recommandée. Consultez la section 17 pour plus de détails.
Le bloc Saphir est chaud pendant l'utilisation.	Il peut y avoir un problème avec l'appareil. Arrêtez de l'utiliser si le bloc Saphir est chaud.

16. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

	Pièce appliquée de type BF		Marque de conformité UKCA UK
	Équipement de la classe II		Marque de conformité de l'UE avec numéro de l'organisme notifié
	Suivez le mode d'emploi		Conformité CEM de la FCC pour l'Amérique du Nord
	Gardez au sec		Marque de certification NRTL
	Marque d'élimination des déchets DEEE de l'Union Européenne		Marque de conformité réglementaire australienne
	Avertissement : les rayons optiques de l'appareil peuvent endommager les yeux		Période d'utilisation de la protection environnementale RoHS en Chine
	Importateur		Emergo Europe

Déclaration FCC :

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en branchant l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

17. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SmoothSkin Pure Ice est un système à lumière intense pulsée filtrée à large bande, dont les spécifications techniques sont les suivantes:

- **Taux de répétition:** Lumière pulsée manuellement toutes les 0,30 à 2,5 secondes (selon le réglage du traitement)
- **Impulsion:** Sans décharge partielle Largeur à mi-hauteur = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Sortie optique maximale:** 2-6 J/cm²
- **Longueur d'onde:** 510-1100 nm
- **Entrée de ligne d'alimentation:** 100-240 V~, 50-60 Hz, 2 A-1 A
- **Température de fonctionnement:** Entre 5°C et 40°C
- **Humidité en fonctionnement:** Jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
- **Pressions de fonctionnement:** 700 hPa à 1060 hPa
- **Zone de traitement de l'appareil (taille de point):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **L'homogénéité de la zone de traitement:** Ne varie pas de plus de +/- 20 %
- **Profil des impulsions:** Forme d'onde des impulsions décroissante avec une plage de longueurs d'impulsion (de 2,5 à 5,5 ms)

La zone située directement autour de la fenêtre de traitement est classée comme Partie appliquée et peut atteindre une température maximale de 60°C.

En cas d'utilisation continue, la température de l'appareil peut atteindre au maximum 60°C. Après le traitement, retirez l'appareil de la peau.

S'assurer que le SmoothSkin Pure Ice est utilisé comme indiqué dans la section 7.

TRANSPORT CONDITIONS:

- **Température :** -25°C à +70°C
- **Humidité :** Jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
- **Pressions :** 500 hPa à 1060 hPa

Si l'appareil a été rangé à des températures en dehors de la plage de fonctionnement indiquée, laissez alors au moins 30 minutes avant utilisation pour permettre à l'appareil de s'acclimater.

SmoothSkin Pure Ice fournit un nombre illimité de flashes et est destiné à un seul utilisateur.

La durée de vie minimale prévue est de 10 ans si le schéma d'utilisation recommandé est suivi.

Cet appareil n'offre pas de bénéfices cliniques.

Le marquage CE certifie que cet appareil est conforme aux directives de l'Union européenne suivantes :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique
- Directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie.

SmoothSkin Pure Ice est conforme aux dernières normes et modifications concernant la compatibilité électromagnétique qui s'appliquent aux appareils ménagers et dispositifs médicaux. Il s'agit de : EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (4e édition), FCC CFR 47 Partie 15.107 et 15.109, ICES-003 7e édition.

SmoothSkin Pure Ice est conforme aux dernières normes et modifications concernant la sécurité qui s'appliquent aux appareils ménagers et dispositifs médicaux.


Il s'agit de : IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 N° 60601-1:2008 et 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.

Le SmoothSkin Pure Ice est classé en tant que Groupe à risque « exempt » pour tous les risques. Pour plus de détails, contactez CyDen Ltd.

MISE AU REBUT (FIN DE VIE)

Afin de réduire au minimum les risques pour la santé et l'environnement et de s'assurer que les matériaux peuvent être recyclés, ce produit devrait être éliminé dans une installation de collecte séparée pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le symbole WEEE marqué sur le produit est là pour vous le rappeler.





Willkommen bei **SMOOTHSKIN PURE ICE!**

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Welt von unvergleichlicher Schönheit, Geschmeidigkeit und Bequemlichkeit eröffnet. Nehmen Sie an der Diskussion unter www.smoothskin.com teil. Dort finden Sie während Ihrer Behandlung fachkundige Beratung und Unterstützung.

INHALT


1. DAS SMOOTHSKIN PURE ICE-SYSTEM.....	70	9. HAUTKONTAKTSENSOREN.....	90
2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE ICE?	71	10. SAPPHIRE ICE-KÜHLUNGSANZEIGE.....	91
3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN.....	72	11. AUSWAHL DER RICHTIGEN INTENSITÄTSSTUFE ...	92
4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN.....	79	12. REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG.....	93
5. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ICE.....	81	13. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ICE.....	94
6. IHRE EIGNUNG.....	81	14. GARANTIE	94
7. WIE MAN SMOOTHSKIN PURE ICE VERWENDET ..	83	15. FEHLERBEHEBUNG.....	95
8. DER HAUTTONSENSOR.....	89	16. ETIKETTEN UND SYMBOLE.....	97
		17. TECHNISCHE DATEN.....	98

1. DAS SMOOTHSKIN PURE ICE-SYSTEM

PACKUNGSGEHALT

In der Packung von SmoothSkin Pure Ice finden Sie Folgendes:

- Handgerät und Basiseinheit
- - Netzkabel
- Benutzerhandbuch
- Aufbewahrungsbeutel für das Gerät



2. WIE FUNKTIONIERT SMOOTHSKIN PURE ICE?

SmoothSkin Pure Ice wurde entwickelt, um den Haarwachstumszyklus zu unterbrechen. Lichtenergie wird durch die Hautoberfläche übertragen und vom im Haarschaft vorhandenen Melanin absorbiert. Die absorbierte Lichtenergie wird (unterhalb der Hautoberfläche) in Wärmeenergie umgewandelt, was das Nachwachsen der Haare reduziert. Behandelte Haare fallen im Laufe von ein paar Tagen bis zu 1-2 Wochen natürlich aus.

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN

Unmittelbar nach der Behandlung sollten bei Ihnen keine erheblichen Nebenwirkungen auftreten (weitere Informationen zu Nebenwirkungen siehe Abschnitt 4).

In den ersten Wochen nach den ersten Behandlungen werden Sie noch einige Haare wachsen sehen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Haare, die während der Behandlung ausgelassen wurden, d. h. sie lagen während der Behandlung im Ruhezustand und nicht in ihrer Wachstumsphase (Anagen), während der IPL am wirksamsten ist.

Ungefähr 6 Wochen nach Beginn des 12-wöchigen Behandlungsprogramms sollten Sie einen Rückgang des Haarwuchses sehen. Viele Haare wurden jedoch möglicherweise noch nicht in ihrer Wachstumsphase behandelt. Es ist daher wichtig, die wöchentlichen Behandlungen fortzusetzen.

Nach dem 12-Wochen-Programm sollten Sie einen erheblichen Rückgang der Haare im behandelten Bereich sehen. Etwa noch verbleibende Haare dürften feiner und heller sein. Mit weiteren monatlichen Behandlungen oder Behandlungen nach Bedarf behalten Sie den Rückgang unerwünschter Haare bei.



3. WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

GEGENANZEIGEN

Verwenden Sie das Gerät nicht,...

- wenn Sie sehr dunkle Haut haben (dunkler als Hautton V). Die Hauttensoren, die sich neben dem Ausgangsfenster des Geräts befinden, bestimmen Ihren Hautton. Stellen die Hauttensoren fest, dass Ihre Haut zu dunkel für einen sicheren Gebrauch ist, ist der Betrieb nicht möglich.
- wenn Ihre Haut in letzter Zeit künstlich oder natürlich gebräunt wurde oder durch Sonneneinstrahlung verbrannt ist. Nach Sonneneinstrahlung kann Ihre Haut übermäßig empfindlich und bei Verwendung des Geräts besonders anfällig für Brennen, Blasenbildung, Verfärbung oder Narbenbildung sein. Warten Sie 1 Woche, bis der Sonnenbrand oder die Bräune verschwunden sind, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Behandlung gebräunter Haut mit IPL kann zu dauerhaften Hyper- (Verdunklung) oder Hypo- (Aufhellung) Veränderungen der behandelten Haut führen.
- direkt an den Brustwarzen, Genitalien oder um den After. Diese Bereiche können eine dunklere Hautfarbe bzw. eine höhere Haardichte aufweisen. Die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann zu Beschwerden/Schmerzen oder Verletzungen (Verbrennung, Verfärbung oder Vernarbung) der Haut führen.
- wenn Sie in der Vergangenheit Hautkrebs oder präkanzeröse Läsionen (z. B. Nävi oder eine große Anzahl von Leberflecken) hatten.
- auf dunkelbraunen oder schwarzen Flecken wie Muttermalen, Leberflecken oder Warzen in der zu behandelnden Region. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern. Es können Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Hauttonveränderungen oder Narbenbildung auftreten.

- in Bereichen, in denen Sie Tätowierungen oder Permanent Make-up haben. Das Pigment absorbiert das Licht, was Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und Hauttonveränderungen oder Narbenbildung verursachen kann.
- wenn Sie eine bekannte Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (Lichtempfindlichkeit) haben oder Medikamente einnehmen, die die Haut empfindlicher machen und Lichtempfindlichkeit verursachen, z. B. Retin A, Accutane und/oder andere topische Retinoide. Lesen Sie stets die Packungsbeilage Ihres Arzneimittels und prüfen Sie, ob Lichtempfindlichkeit als Nebenwirkung aufgeführt ist. Die Verwendung des Geräts auf lichtempfindlicher Haut kann zu Hautschäden wie Schwellungen oder Blasen führen. Holen Sie vor der Anwendung des Geräts ärztlichen Rat ein, da die Anwendung die Haut schädigen kann.
- wenn Sie eine Hauterkrankung im Behandlungsbereich haben, darunter Psoriasis, Vitiligo, Ekzem, Akne, Herpes simplex oder aktive Infektionen oder Wunden. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern.
- auf der Kopfhaut, den Lippen, in den Nasenlöchern und Ohren.
- wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, da dieses Gerät nicht an diesen Personen getestet wurde.
- wenn Sie schwanger sind oder stillen, da dieses Gerät nicht an diesen Personen getestet wurde.
- wenn Sie eine chronische Erkrankung haben.
- wenn Sie in dem Bereich, den Sie behandeln möchten, Krampfadern haben.
- wenn Sie in den letzten 30 Tagen eine Hautabschälung in dem Bereich erhalten haben, den Sie behandeln möchten, da die Haut dort empfindlicher auf Licht reagieren kann, was Schmerzen oder Verbrennungen verursachen kann.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Gerät sicher verwenden können, fragen Sie Ihren Arzt oder Hautarzt.

Wenn Sie regelmäßig und über einen längeren Zeitraum Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt nach möglichen Auswirkungen auf die Lichtempfindlichkeit der Haut.

ALLGEMEINE WARNUNGEN

Was Sie vermeiden sollten:

- Lassen Sie keine sichtbare Haare auf der Haut in dem zu behandelnden Bereich, da dies zu verstärkten Schmerzen, Hautrötung oder möglicherweise zu geringfügigem Brennen der Haut führen kann.
- Setzen Sie behandelte Bereiche nicht der Sonne aus. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 7 Tage, bevor Sie die behandelte Haut direktem Sonnenlicht aussetzen. Ihre Haut kann nach der IPL-Behandlung besonders empfindlich und besonders anfällig für Sonnenbrand sein. Tragen Sie Sonnenschutzmittel (LSF 15 oder höher) auf die behandelte Fläche auf oder bedecken Sie die behandelte Fläche mit geeigneter Kleidung.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Behandlung von Hauterkrankungen, da es nicht dazu bestimmt ist. Es sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, um z. B. Muttermale, Hautausschlag, juckende Haut, Hautpilz oder -infektion, Hautbeulen oder Hautanhängsel zu behandeln. Die Verwendung des Geräts kann Ihre Haut verletzen oder bestehende Erkrankungen verschlimmern.

Verwenden Sie das Gerät nicht über Füllstoffen oder Botox, da die Haut empfindlicher auf Licht reagieren kann, was Schmerzen oder Verbrennungen verursachen kann.

Das Gerät sollte für Kinder unter 18 Jahren unzugänglich aufbewahrt werden. Kinder sollten das Gerät nicht verwenden, damit spielen, es warten oder reinigen. Es bestehen mehrere potenzielle Gefahren – Verbrennungen oder Augenschäden, wenn man der Lichtleistung ausgesetzt ist, sowie Stromschlag oder Strangulierung durch die Kabel.

Das Gerät sollte für Haustiere und Schädlinge, die es beschädigen könnten, unzugänglich aufbewahrt werden. Potenzielle Gefahren sind verminderte Funktionsfähigkeit und Stromschlag.

Überlassen Sie das Gerät nicht Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen. Es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts überwacht oder wurden in seiner Verwendung unterwiesen, um Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

Der Saphirblock des Geräts ist eine kritische Komponente, die während des Gebrauchs warm werden kann. Verwenden Sie das Gerät nicht an Hautpartien, für die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Hautkrebs, offenen Wunden oder Hautausschlägen besteht oder die geschwollene, gerötete, gereizte, infizierte oder entzündete Bereiche oder Hautausschläge haben.

WARNUNG: Nach längerer oder wiederholter Behandlung an einer Stelle können Hautschäden auftreten. Befolgen Sie die Anweisungen und vermeiden Sie eine übermäßige Nutzung wie wiederholte Anwendung, wiederholte Pulsungen bzw. erhöhte Häufigkeit der Anwendung.



AUGENSICHERHEIT

WARNUNG: Mögliche Augenverletzungen (die möglicherweise zum Verlust des Sehvermögens führen können) oder Hautverletzungen bei Nichtbefolgung der Anweisungen:

- Das Gerät verfügt über Hautkontaktsensoren, die das Blitzen des Geräts bei unzureichendem Hautkontakt verhindern. Versuchen Sie **NICHT**, die Sensoren außer Kraft zu setzen.
- Sehen Sie **NICHT** direkt in das Behandlungsfenster des Handgeräts, wenn das System unter Strom steht und eingeschaltet ist, und versuchen Sie **NICHT**, das Gerät in Richtung der Augen zu blitzen. Es wird empfohlen, während des Blitzens der Haut vom Handgerät wegzusehen.
- **BEHANDELN SIE NICHT** den Augenbereich (Augenlider, Augenbrauen oder Wimpern). Missbrauch kann zu Augenschäden führen. Schützen Sie das Auge vor Bestrahlung.
- Versuchen Sie **NUR**, das System zu aktivieren, wenn die Vorderseite des Handgeräts guten Hautkontakt mit dem Bereich hat, den Sie behandeln möchten.
- Wenn das Gerät zu einem Zeitpunkt funktioniert, wenn beide Sensoren **KEINEN** Hautkontakt haben, **STOPPEN** Sie die Verwendung sofort und wenden Sie sich an Ihren Händler.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Haarentfernung durch Laser oder intensiv gepulste Lichtquellen kann bei manchen Menschen zu verstärktem Haarwachstum führen. Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Daten sind die von dieser Reaktion am stärksten gefährdeten Gruppen Frauen mit Hintergrund im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und Südasien, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Das Gerät ist zur Verwendung durch nur eine Person bestimmt.

Was Sie vermeiden sollten:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem Sie vielleicht wieder Haarwuchs haben möchten. Die Behandlung ist zur dauerhaften Reduzierung des Haarnachwuchses bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht, am Kiefer oder am Hals eines Mannes. Die Haare im Bartbereich eines Mannes sind zu dicht und die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen kann zu Hautverletzungen führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen (z. B. durch Herunterfallen) aus, um die Gefahr einer Beschädigung der Lampe zu vermeiden. Wenn die Lampe beschädigt ist, blitzt das Gerät nicht.
- Verwenden Sie nur die Komponenten, die für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind. Die Nutzung anderer Komponenten kann das Gerät beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei unangenehmer Berührungswärme. Dies kann darauf hinweisen, dass das Gerät beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auf einer anderen Oberfläche als der Haut zu aktivieren (blitzen zu lassen). Dies könnte die Oberfläche beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Behandlungsfenster nicht sauber und schmutzfrei ist. Jeglicher Schmutz auf dem oder um das Behandlungsfenster während des Betriebs kann das Gerät

beschädigen, die Schmerzen der Behandlung verstärken oder zu Rötungen/Schwellungen der Haut führen. Zur Reinigung des Geräts folgen Sie den Anweisungen.

- Überschreiten Sie nicht das angegebene Anwendungsschema. Dies verbessert die Ergebnisse nicht und kann zu einer erhöhten Hautempfindlichkeit oder Rötung oder Schwellung der Haut führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Sie in letzter Zeit eine örtliche Betäubung hatten. Die Haut kann hier anfälliger für Schäden wie Rötungen, Schwellungen oder Verbrennungen sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rotem, grauem, weißem oder blondem Haar, da es für diese Haarfarben nicht wirksam und ungeeignet ist.

ELEKTRO- UND BRANDSCHUTZ

Was Sie vermeiden sollten:

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, da Sie dadurch gefährlichen elektrischen Komponenten ausgesetzt werden können, die zu einem elektrischen Schlag führen können. Das Gerät ist nicht zur Änderung oder Wartung vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, lassen Sie das Gerät NICHT nass werden. Wenn das Gerät nass wird, darf es nicht verwendet werden. Zur Reinigung des Geräts folgen Sie den Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. bei einem Bruch am Handgerät, bei Kabelschäden, bei rissigem oder brüchigem Glas am Handgerät usw. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer zu starken Belichtung, was zu Hautschäden führen kann. Überprüfen Sie das Gerätegehäuse und den Filter regelmäßig auf Beschädigungen.



- Blockieren Sie nicht die Kühlöffnungen. Das Gerät kann überhitzen und kann Stromschlag- oder Brandgefahr bestehen.
- Das Gerät NICHT betreiben, wenn der Netzstecker nicht leicht zugänglich ist. Sie sollten es jederzeit vom Netz trennen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Saphirblock brüchig ist oder fehlt oder nicht an der richtigen Stelle sitzt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu einem anderen Zweck als zum Entfernen unerwünschter Haare zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer anderen Oberfläche als der Haut. Den Behandlungsschalter nicht drücken, wenn das Behandlungsfenster (1) nicht vollständig mit der Haut in Kontakt ist.

Untersuchen Sie das Gerätegehäuse und den Saphirblock regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist, z. B. bei einem Bruch am Handgerät, bei Kabelschäden, bei rissigem oder brüchigem Glas am Handgerät usw. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer zu starken Belichtung, was zu Hautschäden führen kann.

WARNUNG: Wenn die für das Gerät verwendete Netzsteckdose schlecht angeschlossen ist, kann der Stecker des Geräts heiß werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen, um Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist, um Brandgefahr oder Verbrennungen zu vermeiden.

4. POTENZIELLE RISIKEN, NEBENWIRKUNGEN UND HAUTREAKTIONEN

Die Anwendung von SmoothSkin Pure Ice kann zu Nebenwirkungen führen.

In der untenstehenden Tabelle sind die bekannten Hautreaktionen aufgeführt, die nach der Behandlung mit SmoothSkin Pure Ice auftreten können.

Bei unerwünschten Ereignissen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige nationale Behörde und den Hersteller des Geräts.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNG	WIE SIE ZU BEWERTEN SIND UND WIE MAN DARAUF REAGIERT
Leichte Schmerzen/Beschwerden im behandelten Bereich.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiter verwenden, und die Schmerzen sollten bei fortgesetzter Anwendung nachlassen.
Wärmegefühl oder Kribbeln während der Behandlung, das in der Regel nach einigen Sekunden bis zu einer Minute verschwindet und bei fortgesetzter Anwendung abnimmt.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiter verwenden.
Juckreiz im Behandlungsbereich.	Dies kommt bei IPL-Behandlungen recht häufig vor und sollte nach kurzer Zeit abklingen. Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiter verwenden. Kratzen Sie nicht an der Stelle.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNG	WIE SIE ZU BEWERTEN SIND UND WIE MAN DARAUF REAGIERT
Hautrötung während oder nach der Behandlung, die innerhalb von Minuten verschwindet.	Dies ist zu erwarten und ist für IPL-Behandlungen normal. Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiter verwenden, sobald die Hautrötung verschwunden ist.
Hautrötung, die nicht innerhalb von Minuten verschwindet und 24-48 Stunden anhält.	Beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.
Schmerzen oder Beschwerden, die während der Behandlung stark sind oder nach einer Behandlung anhalten.	Beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.

IN SEHR SELTENEN FÄLLEN	WIE SIE ZU BEWERTEN SIND UND WIE MAN DARAUF REAGIERT
Schwellungen und Rötungen, die nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen verschwinden.	Beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden.
Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (Aufhellung oder Verdunklung).	Wenn sich Ihre Hautfarbe ändert, beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Blasenbildung, Vernarbung oder Brennen der Haut.	Beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie es erneut verwenden. Legen Sie eine Kältepackung auf den Bereich auf. Behandeln Sie mit antiseptischer oder Verbrennungscreme.

5. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG VON SMOOTHSKIN PURE ICE

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Gerät hat einen nichtmedizinischen Zweck und ist zur Entfernung oder dauerhaften Reduzierung unerwünschter Haare bestimmt.

INDIKATIONEN ZUR VERWENDUNG

Das SmoothSkin Pure Ice-Haarentfernungsgerät ist zur Entfernung unerwünschter Haare geeignet. SmoothSkin Pure Ice ist auch für die dauerhafte Reduzierung des Haarnachwuchses indiziert, d. h. eine langfristige, stabile Verringerung in der Anzahl der nachwachsenden Haare bei Messung 6, 9 und 12 Monate nach Abschluss eines Behandlungsschemas.

6. IHRE EIGNUNG

KÖRPERBEREICHE

SmoothSkin Pure Ice ist zur Anwendung auf Körperbehaarung und Gesichtsbehaarung von Frauen unterhalb der Wangenlinie geeignet.

HAUTFARBE

SmoothSkin Pure Ice eignet sich für helle, mittlere und dunkle Hauttöne bis einschließlich Hautton 5.

SmoothSkin Pure Ice hat einen integrierten Hauttönsensor, der die Hautfarbe misst und die Verwendung bei einem zu dunklen Hautton verhindert. Dunkle Hauttöne sind reich an Melanin, was zu viel Energie absorbieren und möglicherweise zu Hauttönschäden führen könnte.



HAARFARBE

SmoothSkin Pure Ice ist zur Verwendung auf natürlich schwarzem oder braunem Haar geeignet. Bei weißem, grauem, blondem oder rotem Haar kann es weniger wirksam sein.



7. WIE MAN SMOOTHSKIN PURE ICE VERWENDET

WARNUNG: Befolgen Sie jeden Schritt im Behandlungsverfahren und stellen Sie sicher, dass Sie alle Aspekte jedes Schritts abgeschlossen haben, bevor Sie zum nächsten gehen.

Sehen Sie unsere Videos zur Verwendung Ihres Geräts unter smoothskin.com/user-guides

SCHRITT 1: BEREITEN SIE DEN ZU BEHANDELNDEN BEREICH VOR

Entfernen Sie alle sichtbaren Haare durch Rasieren. Stellen Sie sicher, dass keine Haare über der Hautoberfläche verbleiben, da dies zu Verletzungen führen kann. Dies verhindert auch, dass Schmutz auf die Vorderseite des Geräts kommt.

Reinigen Sie den Behandlungsbereich und tupfen Sie ihn gründlich trocken. Benutzen Sie KEINE Gele oder Cremes mit diesem Gerät!

SCHRITT 2: SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN


Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an. Schalten Sie Pure Ice durch Drücken des Betriebsschalters ein. Beim Einschalten des Geräts erscheint eine weiße Lichtanzeige und der Lüfter startet.

SCHRITT 3: MACHEN SIE EINEN PATCH-TEST

EMPFEHLEN wir, dass Sie testen, wie Ihre Haut auf SmoothSkin Pure Ice reagiert.

Der Testbereich sollte etwa 3 cm x 2 cm groß sein (entspricht 2 Blitzen nebeneinander auf der Haut). Folgen Sie Schritt 5, um den Bereich zu behandeln.


Warten Sie nach dem Test 24 Stunden, um sicherzustellen, dass Ihre Haut für die Behandlung geeignet ist und keine unerwünschten Reaktionen auf die Lichtenergie auftreten. Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion auftritt, können Sie den Bereich um die Teststelle herum behandeln. Die Teststelle sollte mindestens 1 Woche lang NICHT erneut behandelt werden.



SCHRITT 4: BEGINNEN SIE IHRE BEHANDLUNG MIT SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Betriebsschalters ein. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 1 dieses Abschnitts.
- B. Drücken Sie das Handgerät fest gegen den zu behandelnden Bereich, um sicherzustellen, dass der Hauttonsensor und die Hautkontaktsensoren vollständigen Hautkontakt haben. Wenn der Hauttonsensor keinen gültigen Hautton erkennt bzw. die Hautkontaktsensoren keinen vollständigen Hautkontakt haben, kann das Handgerät nicht aktiviert werden. Wenn der Hauttonsensor einen gültigen Hautton misst und die Hautkontaktsensoren vollständigen Hautkontakt haben, leuchten die Hautton-Anzeigen WEIß auf und das Gerät ist zum Blitzen bereit.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 8 und 9 dieses Handbuchs.



Richtig

Anzeige an

Hauterkennung



Falsch

Anzeige aus

Keine Hauterkennung




C. Wählen Sie die richtige Behandlungsmethode:



Gleiten: Diese Methode wird für größere Bereiche wie Beine empfohlen. Das Handgerät auf die Haut legen, die Aktivierungstaste drücken und gedrückt halten und das Handgerät zwischen den Blitzen an der Haut entlang gleiten lassen. Versuchen Sie, das Handgerät mit einer konstanten Geschwindigkeit zu bewegen, die eine vollständige Abdeckung ohne Überlappungen oder verpasste Bereiche bietet.



Stempel: Für kleine Bereiche wie Achselhöhlen und Gesicht. Das Handgerät auf die Haut legen, die Aktivierungstaste drücken und loslassen. Vor dem erneuten Auflegen auf den nächsten Behandlungsbereich vorsichtig von der Haut entfernen.



BEHANDLUNG DES SCHAMBEREICHS (NUR FRAUEN)

Vor der Behandlung des Schambereichs sicherstellen, dass Sie einen Hauttest durchgeführt haben. Alle sichtbaren Haare, Lotionen oder Cremes aus dem Behandlungsbereich entfernen. Vergewissern Sie sich ggf. mithilfe eines Spiegels, dass die Haare vollständig entfernt sind.




- Erreichen Sie alle zu behandelnden Stellen im Stehen, im Sitzen oder durch Bücken.

- Für die Behandlung des Schambereichs empfehlen wir die Stempelmethode.

Wählen Sie Intensitätsstufe 1, indem Sie den Betriebsschalter drücken, bis nur noch eine Anzeigeleuchte angezeigt wird:

1. Legen Sie das Behandlungsfenster fest auf die Haut und stellen Sie sicher, dass alle Hautsensoren Hautkontakt haben. Dehnen Sie Ihre Haut mit den Fingern, um den Hautkontakt zu verbessern.
2. Die Hautkontaktanzeigen zeigen weiße LEDs an.
3. Die Behandlungstaste drücken und wieder loslassen. Das Gerät blitzt.
4. Heben Sie das Gerät ab und legen Sie es auf die nächste zu behandelnde Stelle. Wiederholen Sie die Schritte und fahren Sie Punkt für Punkt fort, bis Sie mit dem gesamten Bereich fertig sind.

HINWEIS: Da Ihre Haut im Schambereich eine dunklere Farbe oder Pigmentierung aufweisen kann, blitzt das Gerät möglicherweise nicht, auch wenn es guten Hautkontakt hat.



Falls Rötung oder Brennen auftritt und mehrere Minuten anhält, legen Sie zur Linderung ein kühles Tuch/Pad auf.

Bemerken Sie Pigmentveränderungen der Haut, z. B. Aufhellung oder Dunkelfärbung, beenden Sie die Anwendung des Geräts. Holen Sie ärztlichen Rat ein, um die Ursache zu ermitteln – es liegt möglicherweise eine zugrunde liegende Erkrankung vor.

WARNUNG: Achten Sie darauf, die Belüftungsöffnungen am Gerät während der Behandlung nicht abzudecken, da dies zu einer Überhitzung des Geräts führen kann.

POWER-MODUS-Zeitüberschreitung

Wenn das Gerät 10 Minuten lang „inaktiv“ bleibt, d. h. keine Tasten gedrückt werden, wird das Gerät in den STANDBY-Modus zurückgeschaltet und die Hautsensorleuchtanzeigen gehen aus. Drücken Sie die Aktivierungstaste, um in den READY-Modus zur Behandlung zurückzukehren.“

Not-Aus-Funktion: In einem Notfall/bei abnormalem Betrieb des Geräts entfernen Sie es von der Haut, ziehen Sie den Stecker sofort aus.

SCHRITT 4: IHR SMOOTHSKIN PURE ICE-BEHANDLUNGSPLAN

SmoothSkin Pure Ice sollte einmal wöchentlich verwendet werden, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt sind.

SCHRITT 5: SMOOTHSKIN PURE ICE AUSSCHALTEN


Schalten Sie SmoothSkin Pure Ice aus, indem Sie den Betriebsschalter drücken, bis die Leuchtanzeige und der Lüfter ausgehen. Ziehen Sie den Netzstecker.

Tipps für die Pflege Ihres SmoothSkin Pure Ice finden Sie in Abschnitt 12.

8. DER HAUTTONSENSOR

Der Hauttonsensor misst Ihre Hautfarbe und stellt die richtige Ausgangsleistung ein. Wenn Ihre Haut für die Behandlung mit SmoothSkin Pure Ice zu dunkel ist, erkennt der Hauttonsensor dies und verhindert, dass das Gerät funktioniert. Wenn Ihre Haut zu dunkel ist, leuchtet die Hautton-Anzeige ROT auf.

Der Status des Hauttonsenors ist an der Hautton-Anzeige auf beiden Seiten des Handgeräts zu sehen. Wenn ein gültiger Hautton erkannt wird, leuchten die Hautton-Anzeigen WEISS auf. Die Anzahl der leuchtenden Anzeigen hängt von Ihrem genauen Hautton ab.



Weniger Lichter = dunklere Haut und niedrigere Energieeinstellung

Mehr Lichter = hellere Haut und höhere Energieeinstellung

Rotes Licht = Haut ist zu dunkel, keine Behandlung möglich


9. HAUTKONTAKTSENSOREN

SmoothSkin Pure Ice ist mit Hautkontaktsensoren ausgestattet, die vor jedem Blitz den Hautkontakt überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gerät bei mangelndem Hautkontakt nicht blitzt.

Damit das Gerät blitzen kann, müssen die Sensoren vollständigen Hautkontakt mit dem Behandlungsbereich haben. Wenn das Gerät keinen vollständigen Hautkontakt mit dem Behandlungsbereich hat, blitzt es nicht.


Wenn kein guter Hautkontakt vorhanden ist, leuchtet die Hautton-Anzeige nicht auf.

Passen Sie die Positionierung des Geräts an, um sicherzustellen, dass vollständiger Kontakt besteht, insbesondere in schwierigeren Bereichen wie an den Armen und Schienbeinen.



10. SAPPHIRE ICE-KÜHLUNGSANZEIGE


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Kühlungsanzeige, um den Status der Kühlung anzuzeigen:



Blaues Licht

ANZEIGE IST **BLAU** -

das Gerät ist einsatzbereit.



Weißes Licht

ANZEIGE IST **WEISS** -

Das Gerät wärmt auf. Wenn es Ihnen bei der Anwendung des Geräts unangenehm ist, stoppen Sie und warten Sie einige Minuten, bis die Kühlungsanzeige blau leuchtet.



Maximum >
ROTES Blinklicht

ANZEIGE **ROT** -

das Gerät ist zu warm für die Verwendung. Lassen Sie das Gerät angeschlossen und warten Sie einige Minuten, bis es abgekühlt ist.

Die Kühlungsanzeige leuchtet blau, wenn es betriebsbereit ist.

11. AUSWAHL DER RICHTIGEN INTENSITÄTSSTUFE

Drücken Sie den Betriebsschalter, um die Lichtintensität zu verringern. Sie können durch die 3 folgenden Einstellungen wechseln:



Intensitätsstufe 3 - ist die höchste Intensitätseinstellung des Geräts. Sie liefert die besten Ergebnisse, da sie für Ihren jeweiligen Hautton die maximale mögliche Ausgabeleistung verwendet. Questo livello è particolarmente efficace sulle aree più ostinate dove i peli tendono a essere più densi.

Intensitätsstufe 2 - Standardstufe beim Einschalten des Geräts, hat eine geringere Lichtintensität als Stufe 3. Empfohlen für IPL-Erstbenutzer.

Intensitätsstufe 1 - ist die niedrigste, aber schnellste Intensitätsstufe. Raccomandato per le aree sensibili come la zona del pube, e per trattamenti di manutenzione veloce dopo il regime di trattamento iniziale per tenere a bada la ricrescita dei peli.

In jedem dieser Modi haben Sie auch die Wahl zwischen der Gleit- und der Stempelmethode. Weitere Informationen zu den Behandlungsmethoden finden Sie in Abschnitt 7.

12. REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Schalten Sie den SmoothSkin Pure Ice nach der Behandlung stets aus, indem Sie den Stecker ziehen.

Nach der Verwendung des Handgeräts, des Hauttensors und des Behandlungsfensters auf Beschädigungen untersuchen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.

WARNUNG: Kann das Saphirfenster heiß werden. Warten Sie nach der Anwendung 2 Minuten, damit es abkühlen kann, bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder chemische Reinigungsflüssigkeiten wie Alkohol oder IPA, da diese das Gerät und die Hautsensoren beschädigen und zu einer Leistungsminderung führen können.

WARNUNG: SmoothSkin Pure Ice ist nicht wasserdicht. Das Handgerät können zwar mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden, aber setzen Sie das Gerät NIEMALS übermäßigen Mengen Flüssigkeit aus, da dies das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.

Um die maximale Leistung Ihres SmoothSkin Pure Ice zu gewährleisten, ist es besonders wichtig, die Vorderseite des Handgeräts, und Reflektoren von Schmutz, Haaren oder anderen Verschmutzungen frei zu halten.

Bei Bedarf können das Handgerät sorgfältig mit einem leicht feuchten Tuch oder Wattestäbchen gereinigt werden.

Bewahren Sie SmoothSkin Pure Ice an einem kühlen, trockenen Ort auf. Stellen Sie sicher, dass das Behandlungsfenster und der Hauttensor am Handgerät vor Beschädigungen geschützt sind.

Überprüfen Sie das Gerät (einschließlich der Kabel) regelmäßig auf sichtbare Anzeichen einer

Beschädigung. Bei Beschädigungen oder Rissen das Gerät nicht mehr benutzen - Einzelheiten zum Support finden Sie auf der Website.

Um Strangulierungs- oder Stolpergefahr zu vermeiden, stets den Stecker ziehen, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

13. REISEN MIT SMOOTHSKIN PURE ICE

Das Netzteil von SmoothSkin Pure Ice ist universell einsetzbar und funktioniert mit allen gängigen Stromversorgungsnetzen. Sofern Sie einen geeigneten Adapter für den Netzkabelstecker haben, funktioniert SmoothSkin Pure Ice wie gewohnt.

14. GARANTIE

Wir gewähren ab dem Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf das Produkt. Innerhalb der Garantiezeit werden wir Material- oder Verarbeitungsfehler kostenlos prüfen und nach unserem Ermessen das komplette Gerät austauschen.

Diese Garantie erstreckt sich auf alle Länder, in denen dieses Gerät von CyDen oder einem von CyDen beauftragten Vertriebs Händler geliefert wird.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normalen Verschleiß oder Gebrauch entstehen, sowie keine Mängel, die eine unerhebliche Auswirkung auf den Wert oder den Betrieb des Geräts haben.

Die Garantie erlischt, falls Reparaturen durch Unbefugte vorgenommen werden und falls keine SmoothSkin Pure Ice-Originalteile verwendet werden. Für Service innerhalb der Garantiezeit besuchen Sie bitte unsere Website www.smoothskin.com

15. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät startet nicht oder die Hautton-Anzeigen an der Seite des Handgeräts leuchten nicht auf, wenn man es auf die Haut legt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass sich das Handgerät im READY-Modus befindet (drücken Sie einmal die Standby-/Ready-Taste). • Stellen Sie sicher, dass die Hautsensoren Kontakt mit der Haut haben. • Stellen Sie sicher, dass der Hauttonsensor Kontakt mit der Haut hat.
Gerät zeigt während des Gebrauchs eine Fehleranzeige an.	Durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts kann der Fehler möglicherweise behoben werden. In diesem Fall können Sie das Gerät sicher weiter verwenden. Bleibt der Fehler bestehen, beenden Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an die Website.
Wenn der Hauttonsensor Kontakt mit der Haut hat, leuchtet die erste Hautton-Anzeige an der Seite des Handgeräts ROT auf und der SmoothSkin Pure Ice funktioniert nicht.	Der Bereich, den Sie behandeln möchten, ist zu dunkel für eine Behandlung. SmoothSkin Pure Ice enthält einen intelligenten Hautton-Sensor, der automatisch Ihren Hautton erkennt und die optimale Behandlungseinstellung auswählt. Aufgrund der Natur der Intensiv-Pulslicht-Technologie ist SmoothSkin Pure Ice nicht für jeden geeignet und kann sehr dunkle Haut nicht behandeln.

PROBLEM	SOLUTION
Die Hautton-Anzeigen an der Seite des Handgeräts leuchten oder blinken in einem ungewohnten Muster, einschließlich einer roten LED-Anzeigeleuchte.	SmoothSkin Pure Ice zeigt Fehlermeldungen durch Kombinationen der Lichter auf den Hautton-Anzeigen an den Seiten des Handgeräts an. Dies weist darauf hin, dass ein Fehler am Gerät vorliegt. Unterbrechen Sie die Verwendung des Geräts und wenden Sie sich an die Website.
SmoothSkin Pure Ice-Handgerät, Saphirblock, Netzteil oder Kabel sind beschädigt, kaputt, rissig oder scheinen defekt zu sein.	VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit von SmoothSkin Pure Ice haben oder vermuten, dass es irgendwie beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden, und Sie sollten sich an die Website wenden.
Die Kühlungsanzeige blinkt rot, und das Gerät blitzt nicht	• Der Saphirblock ist zu heiß für den Gebrauch. Lassen Sie das Gerät angeschlossen und warten Sie einige Minuten, bis es abgekühlt ist. Die Kühlungsanzeige leuchtet blau, wenn es betriebsbereit ist. • Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze an der Unter- und Oberseite des Geräts nicht blockiert sind. • Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb des empfohlenen Betriebsbereichs liegt. Zu Einzelheiten siehe Abschnitt 17.
Der Saphirblock fühlt sich während des Gebrauchs heiß an.	Möglicherweise stimmt etwas nicht mit dem Gerät. Nicht weiter verwenden, wenn sich der Saphirblock heiß anfühlt.

16. ETIKETTEN UND SYMBOLE

	Anwendungsteil Typ BF		UKCA-Konformitätskennzeichnung für das Vereinigte Königreich
	Gerät Klasse II		Konformitätszeichen der EU mit Nummer der benannten Stelle
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung		FCC-EMV-Konformität für Nordamerika
	Trocken aufbewahren		NRTL-Zertifizierungszeichen
	WEEE-Abfallentsorgungskennzeichnung der Europäischen Union		Konformitätskennzeichnung für Australien
	Warnung: Vom Gerät ausgehende optische Strahlung kann Augenverletzungen verursachen		RoHS-Umweltschutz-Nutzungszeitraum für China
	Importeur		Emergo Europe

FCC-Erklärung:

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Schutzklasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es gefährliche Störungen im Funkverkehr hervorrufen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die Teil eines anderen Stromkreises ist als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe benötigen.

17. TECHNISCHE DATEN

SmoothSkin Pure Ice ist ein gefiltertes Breitband-Intensiv-Pulslichtsystem mit folgenden technischen Spezifikationen:

- **Wiederholungsrate:** Manuell gepulst alle 0,30 bis 2,5 Sekunden (abhängig von der Behandlungseinstellung)
- **Puls:** Teilfreie Entladung FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Optische Höchstaussgangsleistung:** 2 - 6 J/cm²
- **Wellenlänge:** 510 - 1100 nm
- **Netzanschluss-Eingang:** 100-240 V~, 50-60 Hz, 2A-1A
- **Betriebstemperatur:** Zwischen 5 °C und 40 °C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** Bis zu 93 % r. F., keine Betauung
- **Betriebsdruck:** 700 hPa bis 1060 hPa
- **Handgerät-Behandlungsbereich (Punktgröße):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **Homogenität des Behandlungsbereichs:** Variiert nicht um mehr als +/- 20%
- **Pulsprofil:** Abklingende Pulswellenform mit einem Bereich von Pulslängen (2,5-5,5 ms)

Der Bereich direkt um das Behandlungsfenster ist als Anwendungsteil eingestuft und kann eine maximale Temperatur von 60 °C erreichen.

Bei fortgesetztem Gebrauch kann die Temperatur des Gerätes bis zu 60 °C erreichen. Nach der Behandlung das Gerät von der Haut entfernen.

Stellen Sie sicher, dass SmoothSkin Pure Ice wie in Abschnitt 7 beschrieben verwendet wird.

TRANSPORTBEDINGUNGEN:

- **Temperatur:** -25 °C bis +70 °C
- **Luftfeuchtigkeit:** Bis zu 93 % r. F., keine Betauung
- **Druck:** 500 hPa bis 1060 hPa

Wenn das Gerät bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Betriebsbereichs gelagert wurde, warten Sie vor der Verwendung bitte mindestens 30 Minuten, damit sich das Gerät akklimatisieren kann.

SmoothSkin Pure Ice blitzt unbegrenzt und ist zur Verwendung durch nur einen Benutzer bestimmt.

Die erwartete Mindestlebensdauer beträgt 10 Jahre, wenn das empfohlene Behandlungsschema befolgt wird.

Dieses Gerät hat keinen klinischen Nutzen.

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass dieses Gerät den folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen entspricht:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2009/125/EG über energieverbrauchsrelevante Produkte.

SmoothSkin Pure Ice entspricht den neuesten EMC-Normen und Änderungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten. Dies sind: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+Anh. 1:2021, EN 61000-3-3:2013+Änd. 1:2019+Änd. 2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ausgabe 4.0), FCC CFR 47 Teil 15.10 7 u. 15.109, ICES-003, Ausgabe 7.

SmoothSkin Pure Ice entspricht den neuesten Sicherheitsnormen und -änderungen, die für Haushalts- und Medizinprodukte gelten.


Dies sind: IEC 60335-1:2010 i. d. g. F., EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ausgabe 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Änd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 i. d. g. F., CAN/CSA - C22.2 Nr. 60601-1:2008 und 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 i. d. g. F.

SmoothSkin Pure Ice wird in der Risikogruppe „Ausgenommen für alle Gefahren“ eingestuft.
Zu weiteren Einzelheiten wenden Sie sich bitte an CyDen Ltd.

ENTSORGUNG (ENDE DER LEBENSDAUER)

Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass Materialien recycelt werden können, sollte dieses Produkt in einer getrennten Sammeleinrichtung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden. Das WEEE-Symbol auf dem Produkt soll Sie daran erinnern.





Ti diamo il benvenuto a

SMOOTHSKIN PURE ICE!

Congratulazioni! Hai appena scoperto un mondo di bellezza, levigatezza e praticità ineguagliabili. Unisciti a noi e partecipa alla conversazione su **www.smoothskin.com**, dove troverai consigli degli esperti e supporto durante tutto il trattamento.

INDICE


1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ICE.....	103	10. ICE COOLING INDICATORS	123
2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ICE	104	11. COME SCEGLIERE IL GIUSTO LIVELLO DI INTENSITÀ.....	124
3. IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	105	12. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ..	125
4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE.....	111	13. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ICE.....	126
5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ICE.....	113	14. GARANZIA.....	126
6. YOUR SUITABILITY.....	113	15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	127
7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ICE	115	16. ETICHETTE E SIMBOLI.....	129
8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE ..	121	17. SPECIFICHE TECNICHE	130
9. SENSORI DI CONTATTO CON LA PELLE.....	122		

1. IL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ICE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

All'interno della confezione di SmoothSkin Pure Ice troverai i seguenti componenti:

- Dispositivo e base
- Cavo di alimentazione
- Manuale dell'utente
- Custodia del dispositivo



2. COME FUNZIONA SMOOTHSKIN PURE ICE

SmoothSkin Pure Ice è ideato per interrompere il ciclo di crescita dei peli. L'energia luminosa viene trasferita attraverso la superficie della pelle e assorbita dalla melanina presente nel fusto del pelo. L'energia luminosa assorbita viene convertita in energia termica (sotto la superficie della pelle), che riduce il processo di ricrescita dei peli.

I peli trattati cadono naturalmente nel corso di pochi giorni fino a 1-2 settimane.

COSA ASPETTARSI

Immediatamente dopo il trattamento, non si dovrebbe notare alcun effetto collaterale significativo (fai riferimento alla sezione 4 per ulteriori informazioni sugli effetti collaterali).

Nelle prime settimane che seguono i trattamenti iniziali, alcuni peli cresceranno ancora. Si tratta probabilmente di peli che sono stati omessi durante il trattamento, vale a dire peli inattivi e che non si trovavano in fase di crescita (Anagen) nel corso del trattamento, quando l'IPL ha una maggiore efficacia.

Attorno alla settimana 6 del programma di trattamento di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione della crescita dei peli. Tuttavia molti peli potrebbero non essere ancora stati trattati durante la loro fase di crescita. È importante continuare i trattamenti settimanali.

Al termine del programma di 12 settimane, si dovrebbe notare una riduzione significativa dei peli nell'area trattata. Eventuali peli residui dovrebbero essere più fini e di colore più chiaro. I trattamenti mensili continuativi, o altri trattamenti necessari, dovrebbero mantenere la riduzione dei peli superflui.



3. IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il dispositivo...

- se hai una pelle molto scura (più scura della tonalità della pelle v). I sensori della tonalità della pelle situati accanto alla finestra di output del dispositivo determineranno la tonalità della tua pelle. Se i sensori della tonalità della pelle stabiliscono che la tua pelle è troppo scura per permettere un uso sicuro, l'apparecchio non funzionerà.
- se di recente hai abbronzato la tua pelle in modo artificiale o naturale o se la tua pelle si è scottata a causa di un'eccessiva esposizione solare. La tua pelle potrebbe essere più sensibile in seguito all'esposizione solare e particolarmente suscettibile a scottature, vesciche, discromie o cicatrici se utilizzi questo dispositivo. Attendi 1 settimana finché la scottatura o l'abbronzatura sarà scomparsa prima di utilizzare questo dispositivo. Il trattamento a base di IPL sulla pelle abbronzata può causare iperpigmentazione (scurimento) o ipopigmentazione (schiarimento) permanente della pelle trattata.
- direttamente sui capezzoli, sui genitali o nella zona dell'ano. La tonalità della pelle in queste aree potrebbe essere più scura e/o la densità dei peli maggiore. L'uso del dispositivo in queste aree può causare fastidio/dolore oppure provocare lesioni alla pelle (scottature, discromie o cicatrici).
- se hai un'anamnesi di carcinoma cutaneo o lesioni pre-cancerose (ad es. nevi o molti nei).
- su macchie cutanee di colore marrone scuro o nero come voglie, nei o verruche presenti nell'area che desideri trattare. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti. Potrebbero verificarsi effetti collaterali come scottature, vesciche e variazioni della tonalità della pelle, o cicatrici.
- su aree in cui sono presenti tatuaggi o trucco permanente. Il pigmento assorbirà la luce che potrebbe causare effetti collaterali come scottature, vesciche e variazioni della tonalità della pelle, o cicatrici.

- se hai una sensibilità nota alla luce del sole (fotosensibilità) o se stai assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile e causano fotosensibilità, ad es. Retin A, Accutane e/o altri retinoidi topici. Consulta sempre il foglio di istruzioni che accompagna il medicinale per verificare se la fotosensibilità è presente tra gli effetti collaterali. L'uso del dispositivo su pelle fotosensibile potrebbe provocare lesioni cutanee come gonfiore o vesciche. Consulta il medico prima di utilizzare l'apparecchio poiché potrebbe danneggiare la pelle.
- se sono presenti eventuali condizioni cutanee nell'area di trattamento, tra cui psoriasi, vitiligine, eczema, acne, herpes simplex o infezioni attive o lesioni. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti. · su cuoio capelluto, labbra, narici e orecchie.
- su cuoio capelluto, labbra, narici e orecchie.
- se hai un'età inferiore ai 18 anni, poiché questo dispositivo non è stato testato in questi soggetti.
- se sei in gravidanza o allattamento, poiché questo dispositivo non è stato testato in questi soggetti.
- se hai una qualsiasi patologia cronica.
- se hai vene varicose nell'area che desideri trattare.
- se negli ultimi 30 giorni ti sei sottoposto/a a un trattamento di peeling sull'area che desideri trattare, poiché la pelle può essere più sensibile alla luce che potrebbe causare dolore o scottature.

Se vuoi accertarti che questo dispositivo sia sicuro per te, consulta il medico o il dermatologo.

Se assumi qualsiasi tipo di medicinale regolarmente e per un periodo prolungato di tempo, consulta il medico in merito al potenziale impatto sulla sensibilità della pelle alla luce.

AVVERTENZE GENERALI

Non...

- lasciare peli visibili sulla pelle nell'area da trattare, poiché questo potrebbe causare dolore più intenso, rossore cutaneo o potenziali lievi scottature sulla pelle.

- esporre le aree trattate alla luce del sole. Dopo il trattamento, attendi almeno 7 giorni prima di esporre la pelle trattata alla luce diretta del sole. La pelle potrebbe essere più sensibile in seguito al trattamento con IPL e particolarmente soggetta a scottature. Applica la protezione solare (SPF 15 o superiore) sull'area trattata oppure coprila con indumenti idonei.

Questo apparecchio non è destinato al trattamento di patologie. Si raccomanda di consultare un medico, ad esempio, in caso di nei, rash cutanei, cute pruriginosa, funghi della pelle o infezioni, protuberanze o porri. L'uso del dispositivo può causare lesioni alla pelle o peggiorare eventuali condizioni esistenti.

Non utilizzare il dispositivo su filler o botox poiché la pelle può essere più sensibile alla luce che può causare dolore o scottature.

Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini di età inferiore ai 18 anni. I bambini non dovrebbero utilizzare, mantenere, pulire il dispositivo o adoperarlo per il gioco. Tra i rischi potenziali figurano ustioni o danni oculari provocati dall'esposizione alla luce emessa dal dispositivo, folgorazione, o strangolamento causato dai cavi.

Tieni il dispositivo fuori dalla portata di animali domestici e parassiti che potrebbero danneggiarlo. Tra i rischi potenziali figurano la funzionalità ridotta e la folgorazione.

Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sottoposti a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio per evitare il rischio di incendio o ustioni.

il Blocco Zaffiro del dispositivo è una componente fondamentale che può riscaldarsi durante l'uso.

Non utilizzare il dispositivo su parti della pelle che hanno una maggiore probabilità di sviluppare carcinoma cutaneo, ferite aperte o rash, oppure aree gonfie, rosse, irritate, infette o infiammate, o su eruzioni cutanee.

AVVERTENZA: Trattamenti prolungati o ripetuti sulla stessa area potrebbero provocare lesioni cutanee. Segui le istruzioni fornite ed evita di utilizzare eccessivamente il dispositivo, ad esempio facendo passate eccessive, sovrapponendo gli impulsi e/o aumentando la frequenza d'uso.



SICUREZZA DEGLI OCCHI

AVVERTENZA: Possibile lesione oculare (che può potenzialmente causare la perdita della vista) o lesione cutanea in caso di inosservanza delle istruzioni fornite:

- Il dispositivo è dotato di sensori di contatto con la pelle che permettono l'emissione di spot soltanto quando è perfettamente a contatto con la pelle. **NON** tentare di disabilitare i sensori.
- **NON** guardare direttamente in direzione della finestra di trattamento del dispositivo quando il sistema è collegato all'energia elettrica ed è acceso, né tentare di produrre spot in direzione degli occhi. Si raccomanda di distogliere lo sguardo dal dispositivo mentre emette spot sulla pelle.
- **NON** trattare le aree attorno agli occhi (palpebre, sopracciglia o ciglia). L'uso improprio può causare lesioni oculari: proteggi gli occhi dall'esposizione.
- Attiva il sistema (producendo spot) **SOLO** quando la parte anteriore del dispositivo aderisce perfettamente all'area che desideri trattare.
- Se in qualsiasi momento il dispositivo si attiva mentre entrambi i sensori **NON** sono a contatto con la pelle, **INTERROMPI** immediatamente l'uso e contatta il tuo rivenditore.

PRECAUZIONI

L'epilazione con laser o fonti di luce pulsata intensa può causare l'aumento della crescita dei peli in alcuni soggetti. In base ai dati attualmente disponibili, i gruppi che rischiano maggiormente di sviluppare questa risposta sono le donne di origine mediterranea, mediorientale e sud-asiatica trattate sul viso e sul collo.

Il dispositivo è destinato all'uso da parte di un solo utente.

Non...

- utilizzare il dispositivo su aree su cui si desidera fare ricrescere i peli. Il trattamento è destinato alla riduzione permanente della ricrescita dei peli.
- utilizzare il dispositivo sul viso, sulla mascella o sul collo maschile. I peli presenti nella zona della barba maschile sono troppo densi e l'uso del dispositivo in queste aree potrebbe causare lesioni cutanee.

- sottoporre l'apparecchio a urti violenti (ad es. cadute) per evitare il rischio di danno alla lampada. Se la lampada è danneggiata, il dispositivo non emetterà spot.
- utilizzare nessun altro componente, all'infuori di quelli forniti per l'uso con il dispositivo. Questo potrebbe danneggiare l'unità e impedirne il funzionamento.
- utilizzare se il dispositivo diventa eccessivamente caldo al tatto. Ciò potrebbe indicare che l'unità è danneggiata.
- tentare di attivare (produrre spot) su superfici diverse da quella cutanea. In caso contrario si potrebbe danneggiare la superficie o causare un incendio.
- utilizzare il dispositivo se la finestra di trattamento non è pulita e priva di detriti. Qualsiasi detrito presente sulla o intorno alla finestra di trattamento durante il funzionamento potrebbe danneggiare il dispositivo, aumentare il dolore percepito durante il trattamento o causare rossore/gonfiore alla pelle. Per pulire il dispositivo, segui le istruzioni fornite.
- superare le modalità di utilizzo specificate. Ciò non migliorerà i risultati e potrebbe provocare una maggiore sensibilità cutanea oppure rossore o gonfiore della pelle.
- utilizzare su aree recentemente sottoposte ad anestesia locale. La pelle potrebbe essere più suscettibile a danni, quali rossori, gonfiori o bruciature.
- utilizzare il dispositivo su peli rossi, grigi, bianchi o biondi, poiché risulta inefficace e non idoneo sui peli di questo colore.

SICUREZZA ELETTRICA E IN MATERIA DI INCENDI

Non...

- tentare di aprire il dispositivo, poiché potresti esporre componenti elettriche pericolose che potrebbero causare scosse elettriche. Il dispositivo non è concepito per essere modificato o sottoposto a manutenzione.

- utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua. L'acqua e l'elettricità rappresentano una combinazione pericolosa! Per evitare il rischio di folgorazione, NON bagnare il dispositivo. Se il dispositivo si bagna, non deve essere utilizzato. Per pulire il dispositivo, segui le istruzioni fornite.
- utilizzare se il dispositivo è danneggiato; per esempio, dispositivo crepato, cavo danneggiato, vetro crepato o rotto sul dispositivo, ecc. In caso contrario potrebbe verificarsi il rischio di folgorazione o esposizione eccessiva alla luce che può causare danni cutanei. Ispeziona regolarmente l'alloggiamento del dispositivo e il filtro per escludere la presenza di danni.
- bloccare le ventole di raffreddamento. Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e creare il rischio di scossa elettrica o incendio.
- mettere in funzione il dispositivo se la spina di alimentazione non è facilmente accessibile. Devi essere in grado di scollegarla in qualsiasi momento.
- utilizzare se il Blocco Zaffiro è crepato o mancante o non in posizione corretta.
- tentare di utilizzare questo dispositivo se non per la rimozione di peli superflui.
- utilizzare il dispositivo su una superficie diversa da quella cutanea. Non premere il pulsante di trattamento se la finestra di trattamento (1) non è posizionata a diretto contatto con la pelle.



Ispeziona regolarmente l'alloggiamento del dispositivo e il Blocco Zaffiro per escludere la presenza di danni. NON utilizzare se il dispositivo è danneggiato; per esempio, dispositivo crepato, cavo danneggiato, vetro crepato o rotto sul dispositivo, ecc. In caso contrario potrebbe verificarsi il rischio di folgorazione o esposizione eccessiva alla luce che può causare danni cutanei.

AVVERTENZA: Se la presa di corrente utilizzata per alimentare l'apparecchio presenta una connessione instabile, la spina dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. Assicurati di collegare l'apparecchio a una presa di corrente installata correttamente per evitare il rischio di incendio e ustioni.

AVVERTENZA: Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso per evitare il rischio di incendio o ustioni.

4. RISCHI POTENZIALI, EFFETTI COLLATERALI E REAZIONI CUTANEE

L'uso di SmoothSkin Pure Ice potrebbe causare effetti collaterali.

Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni cutanee note che possono verificarsi in seguito al trattamento con SmoothSkin Pure Ice.

In caso di evento avverso, contatta l'autorità nazionale competente e il produttore del dispositivo.

POSSIBILE EFFETTO COLLATERALE	COME VALUTARE E AGIRE
Leggero dolore/fastidio nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Il dolore dovrebbe attenuarsi con l'uso continuato.
Sensazioni di calore o formicolio durante il trattamento, che tipicamente scompaiono dopo pochi secondi o un minuto e diminuiscono con l'uso continuato.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni.
Prurito nell'area di trattamento.	Si tratta di un effetto abbastanza comune per i trattamenti con IPL e dovrebbe regredire dopo un breve periodo. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni. Non grattare l'area.

POSSIBILE EFFETTO COLLATERALE	COME VALUTARE E AGIRE
Rossore della pelle durante o dopo il trattamento che scompare dopo qualche minuto.	Si tratta di un effetto previsto ed è normale per tutti i trattamenti con IPL. Puoi continuare a utilizzare il dispositivo in base alle istruzioni una volta che il rossore è scomparso.
Rossore della pelle che non scompare dopo qualche minuto e dura 24-48 ore.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Dolore o fastidio intenso durante il trattamento o che persiste dopo il trattamento.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.

IN CASI MOLTO RARI	COME VALUTARE E AGIRE
Gonfiore e rossore che non scompaiono entro due o tre giorni.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente.
Cambiamenti temporanei del colore della pelle (schiarimento o scurimento).	Se il colore della tua pelle cambia, sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico.
Comparsa di vesciche, cicatrici o scottature della pelle.	Sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico prima di utilizzarlo nuovamente. Applica un impacco freddo sull'area. Tratta con un antisettico o crema per le ustioni.

5. USO PREVISTO DI SMOOTHSKIN PURE ICE

USO PREVISTO/FINALITÀ

Questo dispositivo non è inteso per essere utilizzato per scopo medico ed è indicato per la rimozione o riduzione permanente dei peli superflui.

INDICAZIONI PER L'USO

Il dispositivo per l'epilazione SmoothSkin Pure Ice è indicato per la rimozione dei peli superflui. Inoltre SmoothSkin Pure Ice è indicato per la riduzione permanente della ricrescita dei peli, intesa come riduzione stabile a lungo termine del numero di peli che ricrescono in seguito alla misurazione a 6, 9 e 12 mesi dal completamento di un regime di trattamento.

6. YOUR SUITABILITY

AREE DEL CORPO


SmoothSkin Pure Ice può essere utilizzato per i peli del corpo e la peluria del viso femminile al di sotto del profilo della guancia.

COLORE DELLA PELLE

SmoothSkin Pure Ice può essere utilizzato su tonalità della pelle chiara, media e scura, fino alla tonalità della pelle 5 inclusa.

SmoothSkin Pure Ice si avvale di un sensore della tonalità della pelle che misura il colore della pelle e impedisce l'uso del dispositivo in caso di pelle troppo scura.

Le tonalità di pelle scura sono ricche di melanina che potrebbe assorbire troppa energia e potenzialmente causare danni alla tonalità della pelle.



COLORE DEI PELI

SmoothSkin Pure Ice può essere utilizzato su peli naturalmente neri o castani. Potrebbe non risultare efficace su peli bianchi, grigi, biondi o rossi.



7. COME UTILIZZARE SMOOTHSKIN PURE ICE

AVVERTENZA: Segui ogni passaggio del processo di trattamento, assicurandoti di completare tutte le fasi di ciascun passaggio prima di passare a quello successivo.

Ottieni il massimo dal tuo dispositivo con i nostri video su "come utilizzare": visita smoothskin.com/user-guides.

PASSAGGIO 1: PREPARA L'AREA DA TRATTARE

Rimuovi tutti i peli visibili depilando la zona. Assicurati che non ci siano peli rimanenti sulla superficie della pelle per evitare lesioni. In questo modo eviterai anche che le impurità coprano la parte anteriore del dispositivo.

Detergi l'area di trattamento e asciuga tamponando accuratamente. **NON** utilizzare gel o creme con questo dispositivo!

PASSAGGIO 2: ACCENDI IL DISPOSITIVO


Collega l'alimentatore a una presa elettrica. Accendi Pure Ice premendo il pulsante di accensione. Quando il dispositivo si accenderà, vedrai una serie di luci bianche e la ventola si avvierà.

PASSAGGIO 3: ESEGUI UN TEST EPICUTANEO

RACCOMANDIAMO di testare la pelle per eventuali reazioni a SmoothSkin Pure Ice.

L'area da sottoporre al test epicutaneo dovrebbe essere di dimensioni pari a 3 cm x 2 cm circa (equivalente a 2 spot applicati sulla pelle uno accanto all'altro). Segui il Passaggio 5 per trattare l'area.


Attendi 24 ore dopo il test epicutaneo per accertarti che la pelle sia adatta al trattamento e che non ci siano reazioni avverse all'energia luminosa. Se non si verifica alcuna reazione dopo 24 ore, puoi trattare l'area circostante la zona in cui hai eseguito il test epicutaneo. L'area del test epicutaneo NON dovrebbe essere sottoposta a ulteriore trattamento per almeno 1 settimana.



PASSAGGIO 4: INIZIA IL TRATTAMENTO CON SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione. Fai riferimento al passaggio 1 di questa sezione per ulteriori dettagli.
- B. Premi saldamente il dispositivo sull'area da trattare, assicurandoti che il Sensore della tonalità della pelle e i Sensori di contatto con la pelle aderiscano perfettamente alla pelle. Se il sensore della tonalità della pelle non rileva una tonalità della pelle idonea e/o i sensori di contatto con la pelle non aderiscono perfettamente alla pelle, il dispositivo non si attiverà. Quando il sensore della tonalità della pelle rileva una tonalità della pelle idonea e i sensori di contatto con la pelle aderiscono perfettamente alla pelle, gli Indicatori della tonalità della pelle si illuminano di BIANCO ad indicare che il dispositivo è pronto per emettere spot.

Fai riferimento alle sezioni 8 e 9 di questo manuale per ulteriori dettagli.



CORRETTO

Indicatore acceso

Rilevamento della
pelle



INCORRETTO

Indicatore spento

Nessun rilevamento
della pelle



C. Seleziona il metodo di trattamento corretto:




Glide: raccomandato per le aree più estese, come le gambe.

Posiziona il dispositivo sulla pelle, **tieni costantemente premuto** il pulsante di attivazione e fai scorrere il dispositivo sulla pelle tra uno spot e l'altro. Cerca di spostare il dispositivo a una velocità costante che assicuri una copertura completa senza sovrapporre o saltare le zone.



Stamp: per le aree più piccole, come le ascelle e il viso.

Posiziona il dispositivo sulla pelle, **premi e rilascia** il pulsante di attivazione. Allontana il dispositivo dalla pelle prima di riapplicarlo attentamente sull'area di trattamento successiva.



COME TRATTARE LA ZONA DEL PUBE (SOLO DONNE)

Prima di trattare la zona del pube, assicurati di aver effettuato un test sulla pelle. Rimuovi peli visibili, lozioni o creme presenti sull'area da trattare. Per assicurarti che tutti i peli siano stati rimossi, puoi utilizzare uno specchio.




- Stai in piedi, siediti o accovacciati per raggiungere le aree da trattare.
- Per trattare la zona del pube, raccomandiamo di utilizzare il metodo stamp.

Seleziona il Livello di intensità 1 premendo il tasto di accensione fino a quando non si vedrà solo una luce dell'indicatore:

1. Accosta la finestra di trattamento saldamente alla pelle, assicurandoti che tutti i sensori della pelle aderiscano alla cute. Stendi la pelle con le dita per migliorare il contatto con la pelle.
2. Gli Indicatori del contatto con la pelle visualizzeranno LED bianchi.
3. Premi e rilascia il tasto di trattamento. Il dispositivo emetterà uno spot.
4. Solleva il dispositivo e posizionalo sull'area adiacente successiva da trattare. Ripeti i passaggi e continua, area dopo area, fino a quando non avrai completato tutta la zona.

NOTA: Poiché la tua pelle potrebbe presentare un colore più scuro o pigmentazione nella zona del pube, il dispositivo potrebbe non emettere spot anche in presenza di un buon contatto con la pelle.

Se appaiono rossori o avverti una sensazione di bruciore che dura per diversi minuti, applica un dischetto o un panno fresco per lenire la zona.



Se noti cambiamenti nella pigmentazione della pelle, ad es. schiarimento o scurimento, interrompi l'uso del dispositivo. Consulta un medico per determinare la causa, che potrebbe essere dovuta a una patologia sottostante.

AVVERTENZA: Assicurati di non coprire le prese d'aria sul dispositivo durante il trattamento poiché potrebbe surriscaldarsi.

Timeout MODALITÀ MASSIMA POTENZA

Se il dispositivo viene lasciato "inattivo", vale a dire non viene premuto alcun pulsante per 10 minuti, l'apparecchio passa in modalità STANDBY e le luci del sensore della pelle si spengono. Per ritornare alla modalità READY ed eseguire il trattamento, premi il pulsante Modalità Massima Potenza.

Funzione arresto di emergenza: In caso di emergenza/funzionamento anomalo del dispositivo, allontana dalla pelle e scollega immediatamente il dispositivo dalla presa.

PASSAGGIO 5: IL TUO PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SMOOTHSKIN PURE ICE

SmoothSkin Pure Ice dovrebbe essere utilizzato una volta a settimana fino al raggiungimento dei risultati desiderati.

PASSAGGIO 6: SPEGNIMENTO DI SMOOTHSKIN PURE ICE


Spegni SmoothSkin Pure Ice premendo il pulsante di accensione fino a quando le luci dell'indicatore e la ventola non si saranno spenti. Scollega il dispositivo dalla presa elettrica.

Fai riferimento alla sezione 12 per ulteriori dettagli su come prenderti cura del tuo SmoothSkin Pure Ice.

8. IL SENSORE DELLA TONALITÀ DELLA PELLE

Il sensore della tonalità della pelle misura il colore della pelle e imposta il livello corretto di emissione di energia necessaria. Se la tua pelle è troppo scura per ricevere un trattamento sicuro con SmoothSkin Pure Ice, il sensore della tonalità della pelle lo rileverà e impedirà il funzionamento dell'apparecchio. Se la pelle è troppo scura, saranno visualizzate delle luci ROSSE nell'Indicatore della tonalità della pelle.

Lo stato del sensore della tonalità della pelle può essere visualizzato sull'Indicatore della tonalità della pelle posizionato su entrambi i lati del dispositivo. Se il sensore rileva una tonalità della pelle idonea, gli indicatori della tonalità della pelle si illumineranno di BIANCO. Il numero di luci illuminate cambierà a seconda della specifica tonalità della pelle.



Meno luci = Pelle più scura e impostazione di energia più bassa

Più luci = Pelle più chiara e impostazione di energia più alta

Luce rossa = La pelle è troppo scura, non è possibile effettuare il trattamento


9. SENSORI DI CONTATTO CON LA PELLE

SmoothSkin Pure Ice è dotato di sensori di contatto con la pelle, che verificano il contatto con la pelle prima di emettere ogni spot per evitare inceppamenti.

I sensori devono essere perfettamente a contatto con l'area di trattamento per far sì che il dispositivo emetta spot. Se il dispositivo non è perfettamente a contatto con l'area di trattamento, non emetterà spot.

In caso di contatto insufficiente con la pelle, non verrà visualizzata alcuna luce nell'Indicatore della tonalità della pelle.

Prova a regolare il posizionamento del dispositivo per assicurare che sia perfettamente a contatto con la pelle, in particolare nelle aree più difficili come braccia e tibie.



10. ICE COOLING INDICATORS

Quando il dispositivo è acceso, gli indicatori di raffreddamento saranno ACCESI ad indicare lo stato del raffreddamento:



GLI INDICATORI SONO **BLU** -

il dispositivo è pronto per l'uso.



GLI INDICATORI SONO **BIANCHI** -

il dispositivo si sta riscaldando.
Se la temperatura risulta non confortevole, interrompi l'uso del dispositivo e attendi qualche minuto fino a quando gli indicatori di raffreddamento non saranno diventati blu.



GLI INDICATORI SONO **ROSSI** -

il dispositivo è troppo caldo e non può essere adoperato. Tieni il dispositivo collegato alla presa e attendi qualche minuto fino a quando non si sarà raffreddato. Gli indicatori di raffreddamento diventeranno blu non appena il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato.

11. COME SCEGLIERE IL GIUSTO LIVELLO DI INTENSITÀ

Premi il pulsante di accensione per ridurre l'intensità luminosa. Puoi alternare tra le 3 impostazioni seguenti:



Livello di intensità 3 - è l'impostazione di intensità più alta del dispositivo. Produce i risultati migliori, poiché utilizza il livello massimo di energia possibile per la tua tonalità della pelle individuale. Questo livello è particolarmente efficace sulle aree più ostinate dove i peli tendono a essere più densi.

Livello di intensità 2 - è il livello predefinito quando si accende il dispositivo e ha un'intensità luminosa più bassa rispetto al livello 3. Raccomandato per coloro che utilizzano l'IPL per la prima volta.

Livello di intensità 1 - è il livello di intensità più basso ma anche il più veloce. Raccomandato per le aree sensibili come la zona del pube, e per trattamenti di manutenzione veloce dopo il regime di trattamento iniziale per tenere a bada la ricrescita dei peli.

Durante l'uso di qualsiasi di queste modalità, puoi anche scegliere se utilizzare il metodo Glide o il metodo Stamp. Fai riferimento alla sezione 7 per maggiori informazioni su questi metodi di trattamento.

12. PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

Dopo il trattamento, spegni sempre SmoothSkin Pure Ice scollegandolo dalla presa elettrica.

Dopo l'uso, il dispositivo, il sensore della tonalità della pelle e la finestra di trattamento dovrebbero essere ispezionati per verificare la presenza di eventuali danni e puliti con un panno asciutto privo di lanugine.

AVVERTENZA: La finestra Zaffiro può riscaldarsi. Attendi 2 minuti dopo l'uso per consentire alla finestra di raffreddarsi prima della pulizia.

Non utilizzare MAI materiali abrasivi o detergenti chimici come alcool o IPA, poiché possono danneggiare il dispositivo e i sensori della pelle, causando una riduzione delle prestazioni.

AVVERTENZA: SmoothSkin Pure Ice non è resistente all'acqua. Sebbene si possa utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire il dispositivo, non esporre MAI il dispositivo a una quantità eccessiva di liquido, poiché potrebbe danneggiarlo o creare un rischio per la sicurezza.

Per garantire la massima performance del tuo SmoothSkin Pure Ice, è particolarmente importante tenere la parte inferiore del dispositivo, e i riflettori liberi da sporco, peli o altri detriti.

Se necessario, il dispositivo può essere puliti con cura utilizzando un panno leggermente inumidito o un bastoncino di cotone.

Conserva SmoothSkin Pure Ice in un luogo fresco e asciutto. Assicurati che la finestra di trattamento e il sensore della tonalità della pelle sul dispositivo, siano protetti dai danni.

Controlla regolarmente il dispositivo (inclusi i fili) per verificare l'eventuale presenza di segni visibili di danno. In caso di danno o crepe, interrompi l'uso del dispositivo e visita il sito web per ulteriori dettagli sul supporto.

Per prevenire il rischio di strangolamento o di inciampo, scollega sempre il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso.

13. SPOSTARSI CON SMOOTHSKIN PURE ICE

L'alimentatore di SmoothSkin Pure Ice è universale e funzionerà con tutte le reti elettriche comuni. A condizione che tu abbia un adattatore idoneo per la presa del cavo di alimentazione, SmoothSkin Pure Ice funzionerà normalmente.

14. GARANZIA

Offriamo una garanzia di 2 anni sul prodotto, a partire dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, verificheremo gratuitamente eventuali difetti legati ai materiali o alla lavorazione e sostituiremo l'intero dispositivo, a nostra discrezione.

La presente garanzia è valida in qualsiasi paese in cui questo dispositivo è fornito da CyDen o dal suo distributore designato.

La presente garanzia non copre i danni causati dall'uso improprio, dalla normale usura o utilizzo, né difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o il funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade nel caso in cui vengono effettuate riparazioni da qualsiasi persona non autorizzata e non vengono utilizzate le parti originali di SmoothSkin Pure Ice. Per ricevere manutenzione durante il periodo di garanzia, visita il nostro sito web www.smoothskin.com

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il dispositivo non si avvia, oppure gli Indicatori della tonalità della pelle sul lato del dispositivo non si accendono quando sono messi a contatto con la pelle.	• Assicurati che l'alimentatore sia collegato. • Assicurati che il dispositivo sia in modalità READY/PRONTO (premi il pulsante Standby/Ready una sola volta). • Assicurati che i sensori di contatto con la pelle aderiscano bene alla pelle. • Assicurati che il sensore della tonalità della pelle aderisca bene alla pelle.
Il dispositivo mostra la segnalazione di errore durante l'uso.	Per eliminare l'errore, potrebbe essere sufficiente spegnere e riaccendere il dispositivo. In questo caso, sarà possibile continuare a utilizzare il dispositivo in sicurezza. Se l'errore persiste, interrompi l'uso del dispositivo e consulta il sito web.
Mentre è a contatto con la pelle, il primo Indicatore della tonalità della pelle sul lato del dispositivo si illumina di ROSSO e SmoothSkin Pure Ice non funziona.	L'area che stai cercando di trattare è troppo scura per ricevere il trattamento. SmoothSkin Pure Ice è dotato di un sensore intelligente della tonalità della pelle che rileva automaticamente la tua tonalità della pelle e seleziona l'impostazione di trattamento ottimale. A causa della natura della tecnologia a Luce Pulsata Intensa, SmoothSkin Pure Ice non è adatto a tutti e non è in grado di trattare la pelle molto scura.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Gli Indicatori della tonalità della pelle sul lato del dispositivo sono accesi o lampeggiano in modo anomalo e si visualizza una luce dell'indicatore LED rossa.	SmoothSkin Pure Ice visualizzerà eventuali messaggi di errore attraverso una serie di combinazioni di luci sugli Indicatori della tonalità della pelle al lato del dispositivo. Questo indica la presenza di un guasto dell'apparecchio. Interrompi l'uso del dispositivo e consulta il sito web.
Il dispositivo SmoothSkin Pure Ice, il blocco Zaffiro, l'alimentatore o il cavo sono danneggiati, rotti, crepati o risultano difettosi.	NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. Se hai dubbi di qualsiasi tipo sul funzionamento sicuro di SmoothSkin Pure Ice, o sospetti che l'apparecchio sia danneggiato in qualsiasi modo, non utilizzarlo e consulta il sito web.
Gli Indicatori di raffreddamento lampeggiano in rosso e il dispositivo non emette spot	• Il blocco Zaffiro è troppo caldo per essere utilizzato. Tieni il dispositivo collegato alla presa e attendi qualche minuto fino a quando non si sarà raffreddato. Gli indicatori di raffreddamento diventeranno blu non appena il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato. • Assicurati che le prese d'aria sulla parte inferiore e superiore del dispositivo non siano bloccate. • Assicurati che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo operativo raccomandato. Consulta la sezione 17 per ulteriori dettagli.
Il blocco Zaffiro si riscalda durante l'uso.	Potrebbe esserci un problema con il dispositivo. Non continuare a utilizzare se il blocco Zaffiro risulta caldo al tatto.

16. ETICHETTE E SIMBOLI

	Parte applicata di tipo BF		Marchio di conformità UKCA per il Regno Unito
	Apparecchiatura di classe II		Marchio di conformità dell'UE con numero di organismo notificato
	Seguire le istruzioni per l'uso		Conformità FCC EMC per l'America Settentrionale
	Mantenere asciutto		Marchio di certificazione dell'NRTL
	Marchio di smaltimento dei rifiuti RAEE per l'Unione europea		Marchio di conformità ai regolamenti dell'Australia
	Avvertenza: le radiazioni ottiche emesse dal dispositivo possono causare lesioni oculari		Periodo d'uso per la protezione ambientale RoHS della Cina
	Importatore		Emergo Europe

Dichiarazione FCC:

NOTA: La presente apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono studiati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una specifica installazione. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, che possono essere determinate spegnendola e accendendola, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

17. SPECIFICHE TECNICHE

SmoothSkin Pure Ice è un sistema a Luce Pulsata Intensa con banda larga filtrata caratterizzato dalle seguenti specifiche tecniche:

- **Velocità di ripetizione:** Pulsato manualmente ogni 0,30-2,5 secondi (in base all'impostazione di trattamento)
- **Impulso:** Scarico parziale libero FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Emissione ottica massima:** 2 - 6 J/cm²
- **Lunghezza d'onda:** 510 - 1100 nm
- **Potenza di alimentazione di linea:** 100-240 V~, 50-60 Hz, 2A-1A
- **Temperatura operativa:** Tra i 5 °C e i 40 °C
- **Umidità operativa:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni operative:** Da 700 hPa a 1060 hPa
- **Area di trattamento del dispositivo (dimensione spot):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **L'omogeneità dell'area di trattamento:** Non varia di oltre il +/- 20%
- **Profilo di impulso:** Forma d'onda dell'impulso decadente con una gamma di lunghezze di impulso (2,5-5,5 ms)

L'area immediatamente circostante alla finestra di trattamento è classificata come Parte applicata e può raggiungere una temperatura massima di 60 °C.

Con un uso continuo, la temperatura del dispositivo potrebbe raggiungere massimo 60 °C. Dopo il trattamento, allontana il dispositivo dalla pelle.

Assicurati di utilizzare SmoothSkin Pure Ice in base alle istruzioni fornite nella Sezione 7.

CONDIZIONI DI TRASPORTO:

- **Temperatura:** Da -25 °C a +70 °C
- **Umidità:** Fino al 93% R.H. non condensante
- **Pressioni:** Da 500 hPa a 1060 hPa

Se il dispositivo è stato conservato a temperature al di fuori dell'intervallo operativo specificato, attendi almeno 30 minuti prima di utilizzare per consentire al dispositivo di ambientarsi.

SmoothSkin Pure Ice ha spot illimitati ed è concepito per essere utilizzato da un solo utente.

La vita utile minima prevista è pari a 10 anni se si segue il regime raccomandato.

Questo dispositivo non apporta benefici clinici.

Il marchio CE certifica che l'apparecchio è conforme alle seguenti Direttive UE:

- Direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione
- Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 2009/125/CE sui prodotti connessi all'energia.

SmoothSkin Pure Ice è conforme alle ultime Norme e modifiche EMC applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici, che sono elencate di seguito: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edizione 7.

SmoothSkin Pure Ice è conforme alle ultime Norme e modifiche relative alla sicurezza applicabili ai dispositivi medici ed apparecchi domestici.

Le norme pertinenti sono indicate di seguito: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 n. 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams


SmoothSkin Pure Ice è classificato come Gruppo di rischio esente da tutti i rischi.

Per maggiori dettagli contatta CyDen Ltd.

SMALTIMENTO (FINE VITA UTILE)

Per minimizzare i rischi correlati alla salute e all'ambiente e garantire che i materiali possano essere riciclati, questo prodotto dovrebbe essere smaltito presso un centro di raccolta specifico per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo RAEE apposto sul prodotto serve a ricordarlo.





Bienvenido a

SMOOTHSKIN PURE ICE!

¡Enhorabuena! Acaba de abrir todo un mundo de belleza incomparable, tersura y comodidad. Únase y participe en la conversación en www.smoothskin.com, donde podrá obtener asesoramiento experto y asistencia a lo largo de su tratamiento.

ÍNDICE


1. EL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ICE	135	10. INDICADORES DE REFRIGERACIÓN	
2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ICE	136	ZAFIRO ICE	156
3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ..	137	11. ELECCIÓN DEL NIVEL DE INTENSIDAD	
4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS		ADECUADO	157
SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS	144	12. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y	
5. USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO		ALMACENAMIENTO	158
SMOOTHSKIN PURE ICE	146	13. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ICE.....	159
6. IDONEIDAD	146	14. GARANTÍA.....	159
7. CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ICE.....	148	15. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	160
8. SENSOR DEL TONO DE PIEL	154	16. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS	162
9. SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL	155	17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	163

1. EL SISTEMA SMOOTHSKIN PURE ICE

CONTENIDO DE LA CAJA

El envase de SmoothSkin Pure Ice tiene el siguiente contenido:

- Aparato de mano y unidad base
- Cable de alimentación
- Manual del usuario
- Bolsa de almacenamiento del dispositivo



2. CÓMO FUNCIONA SMOOTHSKIN PURE ICE

SmoothSkin Pure Ice está diseñado para que contribuya a romper el ciclo de crecimiento del vello. La energía luminosa se transmite a lo largo de la superficie de la piel y se absorbe a través de la melanina presente en el tallo piloso. La energía luminosa absorbida se convierte en energía térmica (bajo la superficie de la piel), lo que reduce el crecimiento del vello. La caída del vello tratado se produce de forma natural y tarda entre unos pocos días y 1-2 semanas.

EXPECTATIVAS

No debe producirse ningún efecto secundario importante inmediatamente después del tratamiento (consulte el apartado 4 para mayor información sobre efectos secundarios).

Las primeras semanas tras las sesiones iniciales apreciará que todavía crece algo de vello. Probablemente se trate de vello no tratado en la depilación, p. ej., vello que durante el tratamiento estaba en estado de reposo y no en fase activa de crecimiento (anágena), que es cuando la LPI resulta más efectiva.

A las 6 semanas del plan de tratamiento de 12 semanas debería apreciar una reducción del crecimiento del vello. No obstante, es posible que mucho de este vello no haya sido tratado en su fase de crecimiento. Es importante continuar con los tratamientos semanales.

Una vez finalizado el plan de 12 semanas, debería ver una notable reducción del vello en la zona tratada. El vello que queda en la zona debería ser más fino y de color más claro. Los tratamientos mensuales continuados o a demanda deberían mantener la disminución del vello no deseado.



3. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

CONTRAINDICACIONES

NO UTILICE EL DISPOSITIVO...

- si tiene la piel muy oscura (más oscura que el Tono de Piel v). Los sensores de Tono de Piel ubicados cerca de la ventana de salida del aparato determinarán el tono de su piel. Si los sensores del Tono de Piel determinan que su piel es demasiado oscura para que su utilización sea segura, el aparato no funcionará.
- si su piel se ha bronceado artificial o naturalmente recientemente o está quemada por una sobreexposición al sol. Su piel puede ser más sensible tras su exposición al sol y ser especialmente susceptible a que aparezcan quemaduras, ampollas, decoloración, o cicatrices si utiliza el aparato. Espere 1 semana hasta que cualquier posible quemadura producida por el sol o el bronceado desaparezca antes de utilizar el aparato. El tratamiento con IPL de la piel bronceada puede dar lugar a cambios Hiper (oscurecimiento) o Hipo (aclaramiento) permanentes en la piel tratada.
- directamente en los pezones, los genitales o el ano. Estas zonas pueden presentar una coloración cutánea más oscura y/o mayor densidad capilar. La utilización del aparato en estas zonas puede provocar molestias/dolor o lesiones (quemaduras, decoloración o cicatrices) en su piel.
- si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones pre-cancerígenas (como por ejemplo: nevos o gran cantidad de lunares).
- en manchas de coloración marrón oscura o negras, como marcas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona que desee tratar. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes. Podría experimentar efectos secundarios como quemaduras, ampollas y cambios de coloración de la piel o cicatrices.

- en zonas en las que tenga tatuajes o maquillaje permanente. El pigmento absorberá la luz que puede causar efectos secundarios como quemaduras, ampollas y cambios de coloración de la piel o cicatrices.
- si tiene sensibilidad conocida a la luz solar (fotosensibilidad) o está tomando alguna medicación que hace que la piel sea más sensible o que provoque fotosensibilidad, p. ej., Retin A, Accutane y/u otros tipos de retinoides tópicos. Compruebe siempre en el prospecto que acompaña a su medicamento si la fotosensibilidad aparece en la lista de efectos secundarios. La utilización del Dispositivo en pieles fotosensibles puede provocar lesiones cutáneas como ampollas o hinchazón. Consulte a un médico antes de aplicar el dispositivo dado que su uso puede ocasionar daños en la piel.
- si tiene alguna afección de la piel en la zona de tratamiento, como psoriasis, vitiligo, eczema, acné, herpes simple o infecciones o heridas activas. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes.
- en el cuero cabelludo, los labios, las fosas nasales y las orejas.
- si es menor de 18 años ya que este aparato no ha sido testado en estos casos.
- si está embarazada, lactando, ya que este aparato no ha sido testado en estos casos.
- si padece una enfermedad crónica.
- si tiene varices en la zona que desea tratar.
- si se ha sometido a un tratamiento de exfoliación de la piel en la zona que desea tratar en los últimos 30 días, ya que la piel puede estar más sensible a la luz, lo que puede causar dolor o quemaduras.

Si no está seguro de que el uso de este aparato sea seguro para usted, consulte a su médico o dermatólogo.

Si toma algún tipo de medicación con regularidad y durante un largo periodo de tiempo, consulte a su médico por si pudiera afectar a la sensibilidad de la piel a la luz.

ADVERTENCIAS GENERALES

NO DEBE...

- vello visible en la piel de la zona a tratar, ya que esto podría provocar un aumento del dolor, enrojecimiento de la piel o posibles quemaduras leves.
- exponer las zonas tratadas al sol. Espere como mínimo 7 días después del tratamiento antes de exponer la piel tratada a la luz solar directa. Su piel puede estar especialmente sensible tras el tratamiento con tratamiento LPI y ser especialmente susceptible a las quemaduras solares. Aplique un filtro de protección solar (FPS 15 o superior) a la zona tratada o proceda a cubrirla con ropa adecuada.

Este dispositivo no está destinado al tratamiento de afecciones médicas. Consulte a un médico para el tratamiento de lunares, erupciones cutáneas, picores en la piel, hongos o infecciones cutáneas, granos o pólipos cutáneos. La utilización del aparato puede provocar lesiones en su piel o hacer que empeoren las afecciones ya existentes.

No debe utilizar el Dispositivo sobre botox o rellenos cosméticos, ya que la piel puede estar más sensible a la luz, lo que puede causar dolor o quemaduras.

Mantenga el Dispositivo fuera del alcance de los niños menores de 18 años de edad. Los niños no deben utilizar, jugar, ni realizar el mantenimiento, o la limpieza del aparato. Existen varios peligros potenciales como la exposición a la proyección de la luz provocando quemaduras o lesiones oculares, la descarga eléctrica y el estrangulamiento con los cables.

Mantenga el Dispositivo fuera del alcance de los animales domésticos y plagas que puedan dañar el dispositivo. Entre los riesgos potenciales se encuentran la reducción de su capacidad de funcionamiento y la descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras

El Dispositivo no está previsto para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimiento sobre cómo usar el dispositivo. No obstante, estas personas podrán utilizar el aparato bajo supervisión o siguiendo instrucciones sobre su uso para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

El Bloque de Zafiro del Dispositivo es un componente crítico que puede calentarse durante el uso.

No debe utilizarse el Aparato en partes de la piel que tengan una mayor probabilidad de padecer cáncer de piel, en heridas abiertas o erupciones cutáneas, o zonas hinchadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o inflamadas o erupciones cutáneas.

ADVERTENCIA: La piel puede resultar dañada tras una aplicación repetida o prolongada en un solo punto. Observe las instrucciones proporcionadas y evite un uso excesivo del aparato, por ejemplo, un número excesivo de pasadas, la acumulación de pulsos y/o una mayor frecuencia de uso.



SEGURIDAD OCULAR

ADVERTENCIA: Posible lesión ocular (que puede causar potencialmente la pérdida de visión) o lesiones en la piel si no se respetan las instrucciones proporcionadas:

- El aparato incluye sensores de Contacto con la Piel que únicamente permiten que el dispositivo emita destellos cuando tiene un buen contacto con la piel. **NO** trate de neutralizar los sensores.
- **NO** mire directamente a la ventana de tratamiento del aparato cuando el sistema esté conectado a la red eléctrica y encendido, ni deje que el aparato emita destellos hacia los ojos. Se recomienda apartar la vista cuando el aparato emite destellos sobre la piel.
- **NO** trate las zonas alrededor de los ojos (párpados, cejas o pestañas). Un uso inadecuado del aparato puede ocasionar daños oculares. Proteja los ojos contra la exposición.
- **SÓLO** debe activar el sistema (emitir destellos) cuando la parte frontal del aparato se encuentre completamente en contacto con la zona que desee tratar.

- Si en algún momento el dispositivo se activa **SIN QUE** ambos sensores estén en contacto con la piel, **DEJE** de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor.

PRECAUCIONES

La depilación por fuente de láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Los datos disponibles en la actualidad indican que los grupos con mayor riesgo de presentar esta respuesta son mujeres del Mediterráneo, Oriente Medio y Sur de Asia que recibieron tratamiento en el rostro y el cuello.

El Dispositivo está diseñado para un solo usuario.

NO DEBE...

- utilizar el Dispositivo en zonas en las que pueda desear que el vello vuelva a crecer. El tratamiento está previsto para una reducción permanente del recrecimiento del vello.
- utilizar el Dispositivo en el rostro, la barbilla o el cuello de un hombre. El pelo de la barba de los hombres es demasiado denso y la utilización del Dispositivo en esas zonas puede provocar lesiones cutáneas.
- someter el equipo a golpes fuertes (p. ej. una caída) para evitar el riesgo de dañar la lámpara. Si la lámpara está dañada, el aparato no emitirá destellos.
- utilizar otros componentes excepto los que se suministran para su utilización con el Dispositivo. Esto puede provocar daños en el aparato y que deje de funcionar.
- utilizar el Dispositivo, si se calienta excesivamente al tacto. Esto puede significar que el aparato está dañado.
- activar (emitir destellos) el Dispositivo en una superficie que no sea la piel. Esto podría dañar la superficie o provocar un incendio.

- utilizar el Dispositivo si la ventana de tratamiento no está limpia y libre de residuos. Cualquier residuo situado sobre o alrededor de la ventana de tratamiento durante el funcionamiento del aparato aumenta el dolor del tratamiento, o puede provocar enrojecimiento o hinchazón de la piel. Para limpiar el aparato, siga las instrucciones proporcionadas.
- sobrepasar el régimen de uso especificado. Esto no mejorará los resultados y podría provocar un aumento de la sensibilidad o enrojecimiento o inflamación de la piel.
- utilizar el aparato en zonas en las que haya recibido anestesia local recientemente. La piel puede ser más susceptible a daños como enrojecimiento, hinchazón o quemaduras.
- utilizar el Dispositivo en vello pelirrojo, gris, blanco o rubio, ya que no es eficaz ni adecuado en estos colores de vello.

5 SEGURIDAD ELÉCTRICA E INCENDIOS

NO DEBE...

- tratar de abrir el Aparato, ya que podría exponerse a componentes eléctricos peligrosos y sufrir una descarga eléctrica. El aparato no está diseñado para ser modificado o reparado.
- utilizarlo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. ¡El agua y la electricidad son una combinación peligrosa! Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO deje que se moje el aparato. Si el Dispositivo se moja no debe utilizarse. Para limpiar el aparato, siga las instrucciones proporcionadas.
- utilizar el Dispositivo si está dañado; por ejemplo, si presenta grietas, el cable está dañado, el cristal del aparato está agrietado o roto, etc. Podría existir el riesgo de descarga eléctrica o de sobreexposición a la luz que provoque daños en la piel. Inspeccione regularmente la carcasa del aparato y el filtro para detectar cualquier daño.



- tapar las aberturas de ventilación. El aparato puede sobrecalentarse y suponer un riesgo de descarga eléctrica o peligro de incendio.
- NO utilice el aparato si el enchufe de red no es fácilmente accesible. Debe poder desconectarlo en cualquier momento.
- utilizarlo si el Bloque de Zafiro está agrietado, falta o no está en la posición correcta.
- tratar de utilizar este aparato para otra finalidad que no sea eliminar el vello no deseado.
- utilizar el Aparato en una superficie distinta de la piel. No pulse el botón de tratamiento cuando la ventana de tratamiento (1) no esté completamente en contacto con la piel.

Inspeccione regularmente la carcasa del aparato y el Bloque de Zafiro para detectar posibles daños. NO utilizar el Dispositivo si está dañado; por ejemplo, si presenta grietas, el cable está dañado, el cristal del aparato está agrietado o roto, etc. Podría existir el riesgo de descarga eléctrica o de sobreexposición a la luz que provoque daños en la piel.

ADVERTENCIA: El enchufe del dispositivo se calentará si las conexiones de la toma de corriente utilizada para alimentarlo están en malas condiciones. Asegúrese de enchufar el dispositivo a una toma de corriente debidamente instalada para evitar el riesgo de incendio y quemaduras.

ADVERTENCIA: No deje el aparato desatendido cuando esté encendido para evitar el riesgo de incendio o quemaduras.

4. RIESGOS POTENCIALES, EFECTOS SECUNDARIOS Y REACCIONES CUTÁNEAS

El uso de SmoothSkin Pure Ice puede provocar efectos secundarios.

La tabla siguiente muestra las reacciones cutáneas conocidas que se pueden producir después del tratamiento con la SmoothSkin Pure Ice.

En caso de reacciones adversas, póngase en contacto con la autoridad nacional competente y con el fabricante del producto.

POSIBLE EFECTO SECUNDARIO	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Dolor/malestar leve en la zona tratada.	Esta reacción es esperable y normal con todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones y el dolor debería disminuir con su utilización continuada.
Sensaciones de calor u hormigueo durante el tratamiento que desaparecen normalmente transcurridos entre unos segundos y un minuto, y que disminuyen con la utilización continua.	Esta reacción es previsible y normal en todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones.
Picor en la zona de tratamiento.	Suele ser normal con los tratamientos de LPI y debe remitir después de poco tiempo. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones. No se rasque en esta zona.

POSIBLE EFECTO SECUNDARIO	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Enrojecimiento de la piel durante o después del tratamiento que desaparece después de algunos minutos.	Esta reacción es previsible y normal en todos los tratamientos de LPI. Puede continuar utilizando el dispositivo siguiendo las instrucciones una vez que haya desaparecido el enrojecimiento de la piel.
Enrojecimiento de la piel que no desaparece en unos minutos y dura entre 24 y 48 horas.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Dolor o malestar intenso durante el tratamiento o persistente después del mismo.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.

EN CASOS MUY RAROS	CÓMO EVALUAR LA SITUACIÓN Y REACCIONAR
Hinchazón y enrojecimiento que no desaparece en un plazo de dos a tres días.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo.
Cambios temporales en la coloración de la piel (aclorado u oscurecimiento).	Si su piel cambia de color, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico.
Ampollas, cicatrices o quemaduras en la piel.	Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico antes de volver a utilizarlo. Aplique frío en la zona. Trate la zona con una crema antiséptica o crema para quemaduras.

5. USO PREVISTO DEL DISPOSITIVO SMOOTHSKIN PURE ICE

USO PREVISTO/PROPÓSITO

Este dispositivo no es de uso médico y está indicado para la eliminación o la reducción permanente del vello no deseado.

INDICACIONES DE USO

El Dispositivo de Eliminación del Vello SmoothSkin Pure Ice está indicado para la eliminación del vello no deseado. El dispositivo SmoothSkin Pure Ice también está indicado para la reducción permanente del recrecimiento del vello, entendida como la reducción estable y a largo plazo de la cantidad de vello que vuelve a crecer al realizar la medición transcurridos 6, 9 y 12 meses desde la finalización del programa de tratamiento.

6. IDONEIDAD

ZONAS DEL CUERPO


SmoothSkin Pure Ice está indicado para utilizarse en el vello corporal y el vello facial de las mujeres bajo la línea de la barbilla.

COLOR DE LA PIEL

SmoothSkin Pure Ice está indicado para utilizarse en tonos de piel claros, medios y oscuros hasta el tono de piel 5 inclusive.

SmoothSkin Pure Ice incorpora un sensor del tono de piel que mide el color de su piel y evita que pueda utilizar el aparato si dicho tono es demasiado oscuro.

Los tonos de piel oscuros tienen mucha melanina, que puede absorber demasiada energía y ocasionar potenciales daños.



COLOR DEL VELLO

SmoothSkin Pure Switch está indicado para utilizarse en vello de color natural castaño y negro. Puede que no sea tan eficaz con el vello blanco, gris, rubio o pelirrojo.



7. CÓMO USAR SMOOTHSKIN PURE ICE

ADVERTENCIA: Siga todos los pasos del tratamiento asegurándose de cumplir todos los aspectos de cada paso antes de pasar al siguiente.

Saque el máximo partido a su dispositivo con nuestros videos de "cómo usar" - visite smoothskin.com/user-guides.

PASO 1: PREPARE LA ZONA QUE SE VAYA A TRATAR

Elimine todo el vello visible rasurando la zona. Asegúrese de que no quede vello sobre la superficie de la piel ya que podría ocasionar lesiones. Esto impide además que los residuos tapen la parte frontal de su dispositivo.

Limpie la zona de tratamiento y séquela con suaves palmaditas y minuciosamente. NO utilice geles ni cremas con este dispositivo.

PASO 2: ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. Encienda la unidad Pure Ice pulsando el botón de encendido. Observará un encendido secuencial de luces blancas cuando el aparato se encienda y el ventilador se pondrá en marcha.

PASO 3: HAGA UNA PRUEBA DE CONTACTO

Le RECOMENDAMOS que pruebe la reacción de su piel a SmoothSkin Pure Ice.

La zona de la prueba de contacto deberá medir aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 destellos aplicados en la piel, uno junto a otro). Siga el paso 5 para tratar la zona.

Espere 24 horas tras realizar la prueba de contacto para cerciorarse de que su piel es adecuada para el tratamiento y de que no se producen reacciones adversas a la energía de la luz. Si no se produce ninguna reacción transcurridas 24 horas, podrá tratar la zona alrededor de la zona de la prueba de contacto. La “zona de la prueba de contacto” NO debe volver a tratarse durante al menos 1 semana.




Observe que no se producen efectos adversos.

Siempre es necesario realizar una prueba en cada nueva zona de tratamiento area

PASO 4: COMIENCE SU TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido. Para más información, consulte el paso 1 de esta sección. ”
- B. Presione firmemente el aparato contra la zona a tratar, asegurándose de que el Sensor del Tono de Piel y los Sensores de Contacto con la Piel estén completamente en contacto con la piel.
- El aparato no podrá activarse si el sensor del tono de piel no detecta un tono válido y/o si los sensores de contacto con la piel no están completamente en contacto con la piel.
- Una vez que el sensor del tono de piel haya detectado un tono válido y los sensores de contacto con la piel estén completamente en contacto con la piel, se iluminarán en BLANCO los Indicadores del Tono de Piel para indicar que el aparato está listo para emitir destellos.

Consulte los apartados 8 y 9 de este manual para más información.



CORRECTO

Indicador encendido

Detección de la piel



INCORRECTO

Indicador apagado

No hay detección de la piel




C. Seleccione el método de tratamiento adecuado:



Deslizamiento: recomendado para las zonas más amplias como las piernas. Coloque el aparato sobre la piel y mantenga presionado el botón de activación deslizando de forma continua el aparato por la piel durante los destellos. Intente mover el aparato a una velocidad constante que ofrezca una cobertura completa sin solapamientos ni zonas sin tratar.



Tampón: para zonas más pequeñas, como las axilas y la cara. Coloque el aparato sobre la piel, pulse y suelte el botón de activación. Retire el dispositivo de la piel antes de volver a aplicarlo con cuidado en la siguiente zona de tratamiento



CÓMO TRATAR LA ZONA PÚBLICA (SÓLO PARA MUJERES)

Asegúrese de realizar una prueba en la piel antes de tratar la zona púbica. Elimine el vello visible, las lociones o cremas de la zona a tratar. Puede ser útil utilizar un espejo para verificar la completa eliminación del vello.



- Cambie de postura (de pie, sentada o agachada) para alcanzar todas las zonas a tratar.

- Para el tratamiento de la zona púbica, recomendamos utilizar el método de tampón.

Seleccione el nivel de intensidad 1 pulsando el botón de Encendido hasta que sólo vea una luz indicadora:

1. Apoye la ventana de tratamiento firmemente sobre la piel, asegurándose de que todos los sensores de la piel estén en contacto con la misma. Estire la piel con los dedos para mejorar el contacto con la piel.
2. Los indicadores de contacto con la piel muestran LED blancos.
3. Pulse y libere el botón de tratamiento. El dispositivo emite un parpadeo.
4. Eleve el dispositivo y colóquelo en el siguiente punto adyacente a tratar. Repita los pasos y continúe en cada punto de la piel hasta que haya completado toda la zona.

NOTA: Si su piel tiene un color o una pigmentación más oscuros en la zona púbica, es posible que el dispositivo no parpadee aunque tenga un buen contacto con la piel.



Si se produce enrojecimiento o sensación de quemazón y dura varios minutos, aplique un paño o compresa fría para calmar la zona.

En caso de observarse cambios de pigmentación en la piel, por ejemplo, aclaramiento u oscurecimiento, deje de utilizar el dispositivo. Acuda al médico para determinar la causa, ya que puede deberse a un problema médico existente.

ADVERTENCIA: Asegúrese de no tapar las aberturas de ventilación del aparato durante el tratamiento ya que puede sobrecalentarse.

Temporización del MODO INTENSO

Cuando la unidad se encuentre “inactiva”, es decir, cuando no se pulse ningún botón durante 10 minutos, la unidad se pondrá en modo de ESPERA y se apagarán las luces del sensor de la piel. Para volver al modo PREPARADO, pulse el botón de potencia de encendido.

Función de parada de emergencia: En caso de emergencia/funcionamiento anormal del aparato, sepárelo de la piel y desenchúfelo inmediatamente.

PASO 4: SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO CON SMOOTHSKIN PURE ICE

SmoothSkin Pure Ice debe utilizarse una vez a la semana hasta obtener los resultados deseados.

PASO 5: APAGAR EL DISPOSITIVO SMOOTHSKIN PURE SWITCH


Apague el dispositivo SmoothSkin Pure Ice pulsando el botón de encendido hasta que las luces indicadoras y el ventilador se apaguen. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Consulte el apartado 12 para obtener información sobre el cuidado de su SmoothSkin Pure Ice.

8. SENSOR DEL TONO DE PIEL

El sensor del tono de piel detecta el tono de su piel y regula la intensidad de salida al nivel adecuado para usted. En caso de que el tono de su piel sea demasiado oscuro para realizar el tratamiento con la SmoothSkin Pure Ice, el sensor detectará esta circunstancia y evitará que la unidad se ponga en funcionamiento. El Indicador del Tono de Piel se iluminará con luces ROJAS si el tono de su piel es demasiado oscuro.

El estado del sensor del tono de piel puede observarse en el Indicador del Tono de Piel situado a ambos lados del aparato. Los indicadores del tono de piel se iluminarán en BLANCO si se detecta un tono de piel válido. El número de luces iluminadas dependerá de su tono de piel exacto.



Menos luces = Piel más oscura y menor ajuste de intensidad

Más luces = Piel más clara y mayor ajuste de intensidad

Luz roja = Piel demasiado oscura, no es posible el tratamiento


9. SENSORES DE CONTACTO CON LA PIEL

SmoothSkin Pure Ice está equipado con sensores de contacto con la piel, que comprueban que existe contacto con la piel antes de cada destello para garantizar que no se produzcan destellos fallidos.

Los sensores deben estar en pleno contacto con la zona de tratamiento para que el dispositivo realice los destellos. El aparato no emitirá destellos si no está completamente en contacto con la zona a tratar.

Cuando no exista un buen contacto con la piel, no se mostrará ninguna luz en el Indicador del Tono de Piel.

Intente ajustar la posición del aparato para garantizar un contacto total, especialmente en las zonas más difíciles como brazos y espinillas.



10. INDICADORES DE REFRIGERACIÓN ZAFIRO ICE

Cuando el aparato está encendido, los indicadores de refrigeración están ENCENDIDOS indicando el estado de la refrigeración:



LOS INDICADORES ESTÁN EN AZUL -

El aparato está listo para utilizarse.



LOS INDICADORES ESTÁN EN BLANCO -

El aparato se está calentando. Si le resulta incómodo, deje de utilizar el aparato y espere unos minutos a que los indicadores de refrigeración se pongan azules.




LOS INDICADORES ESTÁN EN ROJO -


El aparato está demasiado caliente para utilizarse. Mantenga el aparato enchufado y espere unos minutos a que se enfríe. Los indicadores de refrigeración se pondrán azules cuando esté listo para su uso.

11. ELECCIÓN DEL NIVEL DE INTENSIDAD ADECUADO


Pulsa el botón de encendido para reducir la intensidad de la luz. Puede alternar entre los 3 ajustes siguientes:



**Nivel de intensidad 3 -
3 luces indicadoras encendidas**



**Nivel de intensidad 2 -
2 luces indicadoras encendidas**



**Nivel de intensidad 1 -
1 luz indicadora encendida**

Nivel de intensidad 3 - Es el ajuste de la intensidad máxima del aparato. Proporciona los mejores resultados ya que utiliza la máxima intensidad de salida de luz posible para su tono de piel particular. Este nivel funciona particularmente bien en zonas difíciles donde el vello tiende a ser más denso.

Nivel de intensidad 2 - Nivel por defecto cuando el aparato está encendido. Tiene una intensidad de luz menor que el nivel 3. Recomendado para usuarios que utilizan IPL por primera vez.

Nivel de intensidad 1 - Es el nivel de intensidad más bajo pero el más rápido. Recomendado para áreas sensibles como la zona púbica, y para tratamientos rápidos de mantenimiento posteriores a su programa de tratamiento inicial, con el fin de mantener a raya la reaparición del vello.

Estando en cualquiera de estos modos, también puede seleccionar si desea utilizar el Método Deslizamiento o el Método Tampón. Consulte el Apartado 7 para más información sobre los métodos de tratamiento.

12. LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Tras el tratamiento, apague siempre el dispositivo SmoothSkin Pure Ice desenchufándolo de la toma de corriente.

Después de su utilización, inspeccione el aparato, el sensor de tono de piel y la ventana de tratamiento para cerciorarse de que no presentan daños y límpielos utilizando un trapo seco que no desprenda pelusa.

ADVERTENCIA: La ventana de Zafiro puede calentarse. Espere 2 minutos después de utilizarlo para que se enfríe antes de limpiarlo.

No utilice NUNCA materiales abrasivos ni líquidos químicos de limpieza como el alcohol o alcohol isopropílico, ya que pueden dañar el dispositivo y los sensores de la piel provocando una disminución del rendimiento.

ADVERTENCIA: SmoothSkin Pure Ice no es estanco al agua. Aunque puede utilizar un paño ligeramente humedecido para limpiar el aparato, no exponga NUNCA el dispositivo a cantidades excesivas de líquido ya que podría dañarse o provocar un riesgo para la seguridad.

Para garantizar el máximo rendimiento de su SmoothSkin Pure Ice es especialmente importante que mantenga la parte frontal del aparato y los reflectores libres de suciedad, vello u otros residuos.

Si es necesario, pueden limpiarse cuidadosamente el aparato utilizando un trapo ligeramente húmedo o un hisopo de algodón.

Guarde el dispositivo SmoothSkin Pure Ice en un lugar fresco y seco. Asegúrese de que la ventana de tratamiento y el sensor del tono de piel del aparato estén protegidos de cualquier daño.

Compruebe regularmente que el aparato (incluyendo los cables) no presenta señales visibles de daños. En caso de detectar daños o grietas, deje de utilizar el dispositivo y visite la página web para obtener información de asistencia.

Para evitar el riesgo de estrangulamiento o tropiezo, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

13. DE VIAJE CON SMOOTHSKIN PURE ICE

La fuente de alimentación del aparato SmoothSkin Pure Ice es universal y funciona en todas las redes de suministro eléctrico más habituales. SmoothSkin Pure Ice funcionará con normalidad siempre que se utilice un adaptador adecuado para el enchufe del cable de alimentación de red.

14. GARANTÍA

Ofrecemos para este producto una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía comprobaremos, sin coste alguno para usted, cualquier defecto atribuible a materiales o fabricación y, siempre según nuestro criterio, procederemos a sustituir el dispositivo completo.

Esta garantía tendrá validez en cualquier país en el que CyDen o sus distribuidores autorizados suministren este dispositivo.

Esta garantía no cubre los daños que se produzcan como resultado de una utilización incorrecta, del desgaste o uso habitual del mismo, así como los defectos que tengan un efecto no significativo en el valor o en el funcionamiento del aparato. La garantía perderá su validez en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de SmoothSkin Pure Ice. Para obtener servicio dentro del plazo de garantía, visite nuestra página web www.smoothskin.com

15. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no arranca, o los Indicadores del Tono de Piel laterales no se encienden cuando se coloca el aparato contra la piel.	• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. • Asegúrese de que el aparato esté en modo PREPARADO (pulse una vez el botón de Espera/Preparado). • Asegúrese de que los sensores de la piel presionen contra la piel. • Asegúrese de que el sensor del tono de piel está presionado contra la piel.
El dispositivo muestra una indicación de error durante el uso.	Encendiendo y apagando el aparato puede ser que el error desaparezca. En dicho caso, podrá usar el dispositivo de forma segura. Si se sigue indicando el error, deje de utilizar el aparato y consulte la página web.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Al presionarlo contra la piel, el primer Indicador del Tono de Piel del lateral del aparato se ilumina en ROJO y el dispositivo SmoothSkin Pure Ice no funcionará.	La zona que intenta tratar es demasiado oscura para el tratamiento. SmoothSkin Pure Ice incluye un sensor de tono de piel inteligente que detecta automáticamente su tono de piel y selecciona la configuración de tratamiento óptima. Dada la naturaleza de la tecnología de luz pulsada intensa, SmoothSkin Pure Ice no es un dispositivo apto para todas las personas, y no puede utilizarse para tratar pieles muy oscuras.
Los indicadores del Tono de Piel laterales del aparato están encendidos o parpadean con un patrón inusual, incluida una luz indicadora LED roja.	El dispositivo SmoothSkin Pure Ice mostrará mensajes de error mediante combinaciones de luces de los Indicadores del Tono de Piel laterales. Indica que existe una avería en el dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo y consulte la página web.
El aparato de mano, el Bloque de Zafiro, la fuente de alimentación o el cable del dispositivo SmoothSkin Pure Ice están dañados, rotos, agrietados o parecen defectuosos.	NO UTILICE EL DISPOSITIVO. Si tiene alguna duda sobre la seguridad del dispositivo SmoothSkin Pure Ice, o si sospecha que puede tener algún tipo de daño, absténgase de utilizarlos y visite la página web.
Los Indicadores de Refrigeración parpadean en rojo, y el dispositivo no emitirá destellos	● El Bloque de Zafiro está demasiado caliente para su uso. Mantenga el aparato enchufado y espere unos minutos a que se enfríe. Los Indicadores de Refrigeración se pondrán azules cuando esté listo para su uso. ● Asegúrese de que las salidas de ventilación de la parte inferior y superior del aparato no estén obstruidas. ● Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre dentro del rango de funcionamiento recomendado. Vea el Apartado 17 para más información.
El Bloque de Zafiro se siente caliente durante su uso.	El dispositivo puede tener algún fallo. No continúe utilizándolo si siente que el Bloque de Zafiro está caliente.

16. ETIQUETAS Y SÍMBOLOS

	Parte aplicada tipo BF		Marca de Conformidad UKCA del Reino Unido
	Equipo de Clase II		Marcado CE de conformidad con número de Organismo Notificado
	Observe las instrucciones de funcionamiento		Cumplimiento de las normas de EMC de la FCC de Norteamérica
	Debe guardarse seco.		Marcado MET de Estados Unidos y Canadá
	Marca de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) de la Unión Europea		Marca de Cumplimiento Normativo de Australia
	Advertencia: La radiación óptica emitida por el dispositivo puede causar lesiones oculares		Periodo de uso de protección medioambiental RoHS para China
	Importador		Emergo Europe

Declaración de conformidad FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Esta unidad genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse de conformidad con las instrucciones facilitadas, puede provocar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones o la recepción de televisión (que pueden comprobarse al encender y apagar el equipo), el usuario debería intentar corregir dichas interferencias por medio de alguna de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a una toma de un circuito distinto del circuito al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consulte a un distribuidor o técnico especialista en comunicaciones de radio/TV para que le ayude.

17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El dispositivo SmoothSkin Pure Ice es un sistema de Luz Pulsada Intensa filtrada de amplio espectro con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Frecuencia de repetición:** Pulsos manuales cada 0,30 - 2,5 segundo (según la configuración del tratamiento)
- **Pulso:** Descarga libre parcial FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Salida óptica máx.:** 2 - 6 J/cm²
- **Longitud de onda:** 510 - 1100 nm
- **Entrada línea de alimentación:** 100-240V~, 50-60Hz, 2A-1A
- **Temperatura de funcionamiento:** Entre 5 °C y 40 °C
- **Humedad de funcionamiento:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones de funcionamiento:** 700 hPa a 1060 hPa
- **Área de tratamiento del aparato de mano (dimensiones del área de luz):** 3 cm² (30 mm x 10 mm)
- **La homogeneidad de la zona de tratamiento:** No varía en más de +/- 20%
- **Perfil de los pulsos:** Forma de onda de pulso decreciente en una gama de longitudes de pulso (2,5-5,5 ms)

La zona directamente alrededor de la ventana de tratamiento se clasifica como Parte Aplicada, y puede alcanzar una temperatura máxima de 60°C.

Under continued use the temperature of the device may reach a maximum of 60 °C. After treatment, remove the device from the skin.

Asegúrese de que SmoothSkin Pure Ice se utiliza según se indica en el Apartado 7.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25°C a +70°C
- **Humedad:** Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación
- **Presiones:** 500 hPa a 1060 hPa

Si el dispositivo se ha almacenado a temperaturas fuera del rango de funcionamiento establecido, deberá esperar como mínimo 30 minutos antes de utilizarlo para que se aclimate.

SmoothSkin Pure Ice puede producir un número ilimitado de destellos y está indicado para un solo usuario.

Su vida útil mínima prevista es de 10 años siempre que se respeten las condiciones de uso recomendadas.

Este dispositivo no tiene ningún beneficio clínico.

El marcado CE certifica que este aparato cumple las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva 2014/35/UE de baja tensión
- Directiva 2014/30/UE en materia de compatibilidad electromagnética
- Directiva 2009/125/CE sobre productos relacionados con la energía

SmoothSkin Pure Ice cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de compatibilidad electromagnética aplicables a Dispositivos Domésticos y Sanitarios. Se trata de: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 y 15.109, ICES-003 Edición 7.

SmoothSkin Pure Ice cumple lo dispuesto en las normas y modificaciones más recientes en materia de seguridad aplicables a Dispositivos Domésticos y Sanitarios.


Se trata de: IEC 60335-1:2010 + modificaciones, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005 (Ed. 3.1)+A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + modificaciones, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 y 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + modificaciones.

SmoothSkin Pure Ice está clasificado como Grupo de Riesgo Exento para todos los Riesgos. Póngase en contacto con CyDen Ltd. para más información.

ELIMINACIÓN (FIN DE VIDA ÚTIL)

Al objeto de reducir al mínimo las amenazas para la salud y el medioambiente y garantizar que se reciclen los materiales, este producto deberá eliminarse en una instalación de recogida separada para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo WEEE marcado en el producto sirve como recordatorio.





Bem-vindo ao

SMOOTHSKIN PURE ICE!

Parabéns! Abriu a porta a um mundo de beleza, suavidade e comodidade sem paralelo. Junte-se à conversa em **www.smoothskin.com**, onde pode encontrar aconselhamento e apoio especializado durante o seu tratamento.

ÍNDICE


1. O SISTEMA PURE ICE.....	168	10. INDICADORES DE REFRIGERAÇÃO SAFIRA ICE.....	188
2. COMO FUNCIONA O SMOOTHSKIN PURE ICE... 169		11. ESCOLHER O NÍVEL DE INTENSIDADE CORRETO.....	189
3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	170	12. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO.....	190
4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS.....	176	13. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ICE.....	191
5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PRETENDIDA DO SMOOTHSKIN PURE ICE	178	14. GARANTIA	191
6. A SUA APTIDÃO.....	178	15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	192
7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ICE	180	16. RÓTULOS E SÍMBOLOS.....	194
8. O SENSOR DE TOM DE PELE.....	186	17. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	195
9. SENSORES DE CONTACTO COM A PELE	187		

1. O SISTEMA PURE ICE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

No interior da embalagem do SmoothSkin Pure Ice vai encontrar o seguinte:

- Aparelho e unidade base
- Cabo de alimentação
- Manual do utilizador
- Bolsa de armazenamento do dispositivo



2. COMO FUNCIONA O SMOOTHSKIN PURE ICE

O SmoothSkin Pure Ice foi concebido para ajudar a quebrar o ciclo de crescimento do pelo. A energia da luz é transferida através da superfície da pele e é absorvida pela melanina presente na haste capilar. A energia da luz absorvida é convertida em energia térmica (abaixo da superfície da pele), o que reduz o crescimento dos pelos.

Os pelos tratados caem naturalmente ao longo de alguns dias a 1-2 semanas.

O QUE ESPERAR

Imediatamente após o tratamento, não deverá observar quaisquer efeitos secundários significativos do tratamento (consulte a secção 4 para obter mais informações sobre os efeitos secundários).

Nas primeiras semanas após os tratamentos iniciais, ainda verá alguns pelos a crescer. É provável que sejam pelos que não foram detetados durante o tratamento, ou seja, estavam latentes e não estavam na sua fase de crescimento (Anágena) durante o tratamento; quando a luz pulsada é mais eficaz. Cerca de 6 semanas após o início do programa de tratamento de 12 semanas, deverá observar uma redução do crescimento do pelo. No entanto, muitos pelos podem ainda não ter sido tratados na sua fase de crescimento. É importante continuar os tratamentos semanais.

Após o programa de 12 semanas, deverá observar uma redução significativa dos pelos na zona tratada. Quaisquer pelos remanescentes devem ser mais finos e de cor mais clara. A continuação dos tratamentos mensais, ou dos tratamentos necessários, deverá manter a redução dos pelos indesejáveis.



3. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize o aparelho...

- se tiver uma pele muito escura (mais escura do que o tom de pele v). Os sensores de Tom de Pele localizados perto da janela de saída do dispositivo determinarão o tom da sua pele. Se os sensores de Tom de Pele determinarem que a sua pele é demasiado escura para uma utilização segura, o funcionamento será impedido.
- se a sua pele tiver sido artificial ou naturalmente bronzeada recentemente ou se estiver queimada por exposição excessiva ao sol. A sua pele pode ficar mais sensível após a exposição solar e particularmente suscetível a queimaduras, bolhas, descoloração ou cicatrizes se utilizar o dispositivo. Espere 1 semana até que as queimaduras solares ou o bronzeado desapareçam antes de utilizar o dispositivo. O tratamento da pele bronzeada com IPL pode resultar em alterações permanentes de Hiper (escurecimento) ou Hipo (clareamento) da pele tratada.
- utilize o dispositivo se a ficha de alimentação não for facilmente acessível. Deve poder desligar-se em qualquer altura. Estas zonas podem ter uma cor de pele mais escura e/ou uma maior densidade de pelos. A utilização do dispositivo nestas zonas pode causar desconforto/dor ou lesões (queimar, descolorar ou deixar cicatrizes) na sua pele.
- se tiver antecedentes de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas (por exemplo, nevos ou um grande número de sinais).
- em manchas castanhas escuras ou pretas, tais como marcas de nascença, sinais ou verrugas na zona que pretende tratar. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes. Pode sofrer efeitos secundários como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele ou cicatrizes.

- nas zonas onde tem tatuagens ou maquilhagem permanente. O pigmento absorverá a luz, o que pode causar efeitos secundários como queimaduras, bolhas e alterações da cor da pele ou cicatrizes.
- Se tiver uma sensibilidade conhecida à luz solar (fotossensibilidade) ou se estiver a tomar medicamentos que tornem a pele mais sensível e causem fotossensibilidade, por exemplo, Retin A, Accutane e/ou outros retinoides tópicos. Verifique sempre o folheto informativo que acompanha o seu medicamento, para ver se a fotossensibilidade está listada como um efeito secundário. A utilização do Dispositivo em pele fotossensível pode provocar danos na pele, tais como inchaço ou bolhas. Consulte um médico antes da aplicação do aparelho, uma vez que a sua utilização pode causar danos na pele.
- se tiver qualquer problema de pele na zona de tratamento, incluindo psoríase, vitiligo, eczema, acne, herpes simples ou infeções ou feridas ativas. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes.
- no couro cabeludo, nos lábios, nas narinas e nas orelhas.
- se tiver menos de 18 anos, uma vez que este dispositivo não foi testado nestas pessoas.
- se estiver grávida ou a amamentar, pois este aparelho não foi testado nestas pessoas.
- se tiver uma doença médica crónica.
- se tiver varizes na zona que pretende tratar.
- se nos últimos 30 dias tiver efetuado um tratamento de peeling na zona que pretende tratar, uma vez que a pele pode ser mais sensível à luz, o que pode causar dor ou queimaduras.

Se não tiver a certeza de que este dispositivo é seguro para si, consulte o seu médico ou dermatologista.

Se tomar qualquer tipo de medicação regularmente e durante um longo período de tempo, consulte o seu médico para saber qual o impacto potencial na sensibilidade da pele à luz.

AVISOS GERAIS

Não...

- deixe quaisquer pelos visíveis na pele da zona a tratar, uma vez que isso pode provocar um aumento da dor, vermelhidão da pele ou eventuais queimaduras ligeiras da pele.
- exponha as zonas tratadas ao sol. Aguarde, pelo menos, 7 dias após o tratamento antes de expor a pele tratada à luz solar direta. A sua pele pode ficar mais sensível após o tratamento IPL e particularmente suscetível a queimaduras solares. Aplique protetor solar (FPS 15 ou superior) na zona tratada ou cubra a zona tratada com vestuário adequado.

Este dispositivo não se destina ao tratamento de problemas médicos. Deve-se procurar aconselhamento médico para tratar, por exemplo, de sinais, erupções cutâneas, comichão na pele, fungos ou infeções cutâneas, inchaços ou marcas na pele. A utilização do dispositivo pode lesionar a sua pele ou agravar doenças já existentes.

O Dispositivo não deve ser utilizado por cima de quaisquer fillers ou botox, uma vez que a pele pode ser mais sensível à luz, o que pode causar dor ou queimaduras.

O Dispositivo deve ser mantido fora do alcance de crianças com menos de 18 anos de idade. As crianças não devem utilizar, brincar, efetuar a manutenção ou limpar o dispositivo. Há uma série de riscos potenciais - a exposição à saída de luz pode causar queimaduras ou lesões oculares, choques elétricos ou estrangulamento devido aos cabos.

O Dispositivo deve ser mantido fora do alcance de animais de estimação e de pragas que possam danificá-lo. Os riscos potenciais incluem um funcionamento reduzido e choques elétricos.

O Dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência e conhecimentos. A menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do equipamento para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

o Bloco de Safira do Dispositivo é um componente crítico que pode aquecer durante a utilização.

O dispositivo não deve ser utilizado em partes da pele que tenham uma maior probabilidade de cancro da

pele, feridas abertas ou erupções cutâneas, bem como em áreas inchadas, vermelhas, irritadas, infectadas ou inflamadas ou erupções cutâneas.

AVISO: Podem ocorrer danos na pele após uma aplicação superficial prolongada ou repetida num local. Siga as instruções fornecidas e evite a utilização excessiva, que inclui passagens excessivas, empilhamento de impulsos e/ou aumento da frequência de utilização.

PROTEÇÃO OCULAR



AVISO: Possíveis lesões oculares (que podem levar à perda de visão) ou lesões cutâneas se as instruções fornecidas não forem seguidas.

- O dispositivo inclui sensores de Contacto com a Pele que só permitem que emita flashes quando em contacto com a pele. **NÃO** tente anular os sensores.
- **NÃO** olhe diretamente para a janela de tratamento do aparelho quando o sistema tiver energia elétrica e estiver ligado, nem tente emitir flashes com o aparelho na direção dos olhos. Recomendamos que desvie o olhar do dispositivo quando emitir flashes de luz sobre a pele.
- **NÃO** trate as áreas à volta do olho (pálpebras, sobrancelhas ou pestanas). A utilização incorreta pode provocar lesões oculares; proteja os olhos da exposição.
- Só tente ativar (emitir flashes) o sistema quando a parte da frente do aparelho estiver em contacto com a área que pretende tratar.
- Se, em qualquer momento, o dispositivo se ativar quando ambos os sensores **NÃO** estiverem em contacto com a pele, PARE imediatamente a utilização e contacte o seu revendedor.

PRECAUÇÕES

A depilação com lasers ou fontes de luz pulsada intensa pode provocar um aumento do crescimento dos pelos em alguns indivíduos. Com base nos dados atualmente disponíveis, os grupos de maior risco para esta resposta são as mulheres de origem mediterrânica, do Médio Oriente e do Sul da Ásia tratadas no rosto e no pescoço.

O Dispositivo destina-se a um único utilizador.

Não...

- utilize o dispositivo em qualquer área onde pretenda que o pelo volte a crescer. O tratamento destina-se à redução permanente do crescimento do pelo.
- utilize o Dispositivo no rosto, maxilar ou pescoço masculinos. Os pelos na zona da barba de um homem são demasiado densos e a utilização do Dispositivo nestas zonas pode provocar lesões na pele.
- sujeite o equipamento a choques fortes (por exemplo, quedas) para evitar o risco de danificar a lâmpada. Se a lâmpada estiver danificada, o dispositivo não piscará.
- utilize quaisquer outros componentes, para além dos fornecidos para utilização com o Dispositivo. Isto pode danificar a unidade e fazer com que esta deixe de funcionar.
- utilize se o dispositivo ficar desconfortavelmente quente ao toque. Isto pode indicar que a unidade está danificada.
- tente ativar (emitir flashes) o Dispositivo em qualquer superfície que não seja a pele. Isto pode danificar a superfície ou provocar um incêndio.
- utilize o Dispositivo se a janela de tratamento não estiver limpa e sem detritos. Quaisquer detritos sobre ou à volta da janela de tratamento durante o funcionamento podem danificar o dispositivo, aumentar a dor do tratamento ou resultar em vermelhidão/inchaço da pele. Para limpar o dispositivo, siga as instruções fornecidas.
- exceda o regime de utilização especificado. Isto não melhora os resultados e pode provocar um aumento da sensibilidade da pele ou vermelhidão ou inchaço da pele.
- utilize em zonas que tenham recebido recentemente anestesia local. A pele pode ser mais suscetível a danos como vermelhidão, inchaço ou queimaduras.
- utilize o Dispositivo em pelos ruivos, grisalhos, brancos ou loiros, uma vez que não é eficaz e não é adequado para estas cores de pelo.

SEGURANÇA ELÉTRICA E CONTRA INCÊNDIOS

Não...

- tente abrir o dispositivo, pois isso pode expô-lo a componentes elétricos perigosos que podem provocar choques elétricos. O dispositivo não se destina a ser esterilizado.
- utilize perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água. Água e eletricidade são uma combinação perigosa! Para evitar o risco de choque elétrico, NÃO deixe que o dispositivo se molhe. Se o Dispositivo ficar molhado, não deve ser utilizado. Para limpar o dispositivo, siga as instruções fornecidas.
- não utilize o Dispositivo se este estiver danificado; por exemplo, aparelho rachado, cabo danificado, vidro rachado ou partido no aparelho, etc. Pode haver risco de choque elétrico ou de exposição excessiva à luz, resultando em danos na pele. Inspeção regularmente a cobertura e o filtro do dispositivo quanto a danos.
- bloqueie as saídas de ar de refrigeração. O dispositivo pode sobreaquecer e representar um risco de choque elétrico ou de incêndio.
- utilize o dispositivo se a ficha de alimentação não for facilmente acessível. Deve poder desligar-se em qualquer altura.
- utilize se o Bloco de Safira estiver rachado ou em falta ou não estiver no sítio correto.
- tente utilizar este dispositivo para outro fim que não a remoção de pelos indesejados.
- utilize o dispositivo numa superfície que não seja a pele. Não carregue no botão de tratamento quando a janela de tratamento (1) não estiver em contacto total com a pele.



Inspeção regularmente a caixa do dispositivo e o Bloco de Safira para verificar se existem danos. NÃO utilize se o Dispositivo estiver danificado; por exemplo, aparelho rachado, cabo danificado, vidro rachado ou partido no aparelho, etc. Pode haver risco de choque elétrico ou de exposição excessiva à luz, resultando em danos na pele.

AVISO: Se a tomada de parede utilizada para alimentar o equipamento tiver más ligações, a ficha do equipamento pode ficar quente. Certifique-se de que liga o equipamento a uma tomada de parede corretamente instalada para evitar o risco de incêndio e queimaduras.

AVISO: Não deixe o equipamento sem vigilância quando estiver ligado para evitar o risco de incêndio ou queimaduras.

4. RISCOS POTENCIAIS, EFEITOS SECUNDÁRIOS E REAÇÕES CUTÂNEAS

A utilização de SmoothSkin Pure Ice pode provocar efeitos secundários.

A tabela abaixo lista as reações cutâneas conhecidas que podem ocorrer após o tratamento com SmoothSkin Pure Ice.

Em caso de eventos adversos, contacte a autoridade nacional competente e o fabricante do dispositivo.

POSSÍVEL EFEITO SECUNDÁRIO	COMO AVALIAR E REAGIR
Dor ligeira / desconforto na zona a tratar.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções, e a dor deve diminuir com a utilização contínua.
Sensações de calor ou formiguelo durante o tratamento, que normalmente desaparecem após alguns segundos a um minuto e diminuem com a utilização continuada.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções.

POSSÍVEL EFEITO SECUNDÁRIO	COMO AVALIAR E REAGIR
Comichão na zona de tratamento.	Isto é bastante comum nos tratamentos IPL e deve desaparecer após um curto período de tempo. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções. Não coce a zona.
Vermelhidão da pele durante ou após o tratamento, que desaparece em poucos minutos.	Isto é esperado e é normal em todos os tratamentos IPL. Pode continuar a utilizar o dispositivo de acordo com as instruções quando a vermelhidão da pele tiver desaparecido.
Vermelhidão da pele que não desaparece em minutos e dura 24-48 horas.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Dor ou desconforto intenso durante o tratamento ou que persiste após um tratamento.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.

EM CASOS MUITO RAROS	COMO AVALIAR E REAGIR
Inchaço e vermelhidão que não desaparecem no prazo de dois a três dias.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar.
Alterações temporárias da cor da pele (clareamento ou escurecimento).	Se a cor da sua pele mudar, pare imediatamente de utilizar o aparelho e consulte o seu médico.
Bolhas, cicatrizes ou queimaduras na pele.	Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo e consulte o seu médico antes de o voltar a utilizar. Aplique uma compressa fria na zona. Trate com antisséptico ou creme para queimaduras.

5. QUAL É A UTILIZAÇÃO PRETENDIDA DO SMOOTHSKIN PURE ICE

UTILIZAÇÃO/OBJETIVO PREVISTO

Este dispositivo tem um objetivo não médico e é indicado para a remoção ou redução permanente dos pelos indesejados.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Dispositivo de Remoção de Pelos SmoothSkin Pure Ice é indicado para a remoção de pelos indesejados. O SmoothSkin Pure Ice está também indicado para a redução permanente do crescimento dos pelos, definida como a redução estável e a longo prazo do número de pelos que voltam a crescer quando medido 6, 9 e 12 meses após a conclusão de um regime de tratamento.

6. A SUA APTIDÃO

ÁREAS DO CORPO


O SmoothSkin Pure Ice é adequado para ser utilizado nos pelos do corpo e nos pelos faciais femininos abaixo da linha das bochechas.

COR DA PELE

O SmoothSkin Pure Ice é adequado para utilização em tons de pele claros, médios e escuros, até ao tom de pele 5, inclusive.

O SmoothSkin Pure Ice incorpora um sensor de tom de pele que mede a cor da sua pele e impede a utilização se o seu tom de pele for demasiado escuro.

Os tons de pele escuros são ricos em melanina, que pode absorver demasiada energia e provocar danos no tom da pele.



COR DO PELO

O SmoothSkin Pure Ice é adequado para ser utilizado em pelos naturalmente pretos ou castanhos. Pode não ser tão eficaz em pelos brancos, cinzentos, loiros ou ruivos.



7. COMO UTILIZAR O SMOOTHSKIN PURE ICE

AVISO: Siga cada etapa do processo de tratamento, assegurando a conclusão de todos os aspetos de cada etapa antes de avançar para a seguinte.

Tire o máximo partido do seu dispositivo com os nossos vídeos "como utilizar" - visite smoothskin.com/user-guides.

PASSO 1: PREPARE A ÁREA A SER TRATADA

Remova todos os pelos visíveis rapando. Certifique-se de que não há pelos acima da superfície da pele, pois isso pode causar lesões. Isto também evita que os detritos cubram a parte frontal do seu dispositivo.

Limpe a zona de tratamento e seque cuidadosamente. Não utilize géis ou cremes com este dispositivo!

PASSO 2: ALIMENTAR O DISPOSITIVO


Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica. Ligue o Pure Ice premindo o botão de alimentação. Vai ver uma iluminação sequencial de luz LED à medida que o dispositivo se liga e a ventoinha arranca.

PASSO 3: FAÇA UM TESTE DE CONTACTO

RECOMENDAMOS que teste a sua pele para verificar a reação ao SmoothSkin Pure Ice.

A área de teste deve ter aproximadamente 3 cm x 2 cm (equivalente a 2 flashes de luz aplicados na pele lado a lado). Siga o Passo 5 para tratar a área.


Aguarde 24 horas após o teste de contacto, para garantir que a sua pele está apta para o tratamento e que não existe qualquer reação adversa à energia da luz. Se não houver reação após 24 horas, pode tratar a área à volta do teste de contacto. A "zona testada" NÃO deve voltar a ser tratada durante pelo menos uma semana.



PASSO 4: COMECE O SEU TRATAMENTO COM O SMOOTHSKIN PURE ICE

- A. Ligue o dispositivo premindo o botão de alimentação. Para mais informações, consulte o passo 1 desta secção.
- B. Pressione firmemente o aparelho contra a área a tratar, assegurando que o Sensor de tom de pele e os Sensores de contacto com a pele estão em pleno contacto com a pele. Se o sensor de tom de pele não detetar um tom de pele válido e/ou os sensores de contacto com a pele não estiverem em contacto total com a pele, o dispositivo não pode ser ativado. Quando o sensor de tom de pele mede um tom de pele válido e os sensores de contacto com a pele estão em contacto total com a pele, os indicadores de tom de pele acendem a BRANCO para indicar que o dispositivo está pronto a emitir flashes.

Consulte as secções 8 e 9 deste manual para obter mais pormenores.



CORRETO

Indicador ligado

Deteção de pele



INCORRETO

Indicador desligado

Sem deteção de pele



C. Selecione o método de tratamento adequado:




Deslizar: recomendado para áreas maiores, como as pernas.

Coloque o aparelho sobre a pele, pressione e segure o botão de ativação continuamente e deslize o aparelho ao longo da pele entre os flashes. Tente mover o DISPOSITIVO a uma velocidade constante que permita uma cobertura total sem sobreposições ou áreas perdidas.



Carimbo: para pequenas áreas, como as axilas e o rosto.

Coloque o aparelho sobre a pele, pressione e solte o botão de ativação. Retire da pele antes de voltar a aplicar cuidadosamente na área de tratamento seguinte



COMO TRATAR A ZONA PÚBLICA (APENAS MULHERES)

Antes de tratar a zona púbica, certifique-se de que efetuou um teste cutâneo. Remover todos os pelos visíveis, loções ou cremes da zona a tratar. Poderá querer confirmar a remoção total dos pelos utilizando um espelho.




- Ficar de pé, sentar-se ou agachar-se para alcançar todas as áreas a tratar.
- Para o tratamento da zona púbica, recomendamos a utilização do método de estampagem.

Selecione o nível de intensidade 1 premindo o botão de alimentação até ver apenas uma luz indicadora:

1. Coloque a janela de tratamento firmemente sobre a sua pele, assegurando que todos os sensores da pele entram em contacto com a mesma. Estique a pele com os dedos para melhorar o contacto com a pele.
2. Os Indicadores de Contacto com a Pele apresentam LED brancos.
3. Premir e soltar o botão de tratamento. O dispositivo emite um flash.
4. Levante o dispositivo e coloque-o no ponto adjacente seguinte a ser tratado. Repita os passos e continue ponto por ponto até ter completado toda a área.

OBSERVAÇÃO: Uma vez que a sua pele pode ter uma cor mais escura ou pigmentação na zona púbica, o dispositivo pode não piscar mesmo que tenha um bom contacto com a pele.

Se ocorrer vermelhidão ou uma sensação de ardor que dure vários minutos, aplique um pano/almofada fria para acalmar a zona.



Se forem observadas quaisquer alterações de pigmentação na pele, por exemplo, clareamento ou escurecimento, interromper a utilização do dispositivo. Procurar aconselhamento médico para determinar a causa, que pode ser devida a uma condição médica subjacente.

AVISO: Certifique-se de que não tapa as aberturas de ventilação do dispositivo durante o tratamento, pois isso pode levar ao sobreaquecimento do mesmo.

Tempo limite do MODO DE ALIMENTAÇÃO

Quando a unidade é deixada "inativa", ou seja, não são premidos quaisquer botões durante 10 minutos, a unidade regressa ao modo STANDBY e as luzes do sensor de pele apagam-se. Para voltar ao modo READY (PRONTO) para tratamento, prima o botão de alimentação.

Função de Paragem de Emergência: Em caso de emergência/funcionamento anormal do dispositivo, retire-o da pele e desligue-o imediatamente da tomada.

PASSO 5: O SEU CALENDÁRIO DE TRATAMENTOS SMOOTHSKIN PURE ICE

O SmoothSkin Pure Ice deve ser utilizado uma vez por semana até se obterem os resultados desejados.

PASSO 6: DESLIGAR O SMOOTHSKIN PURE ICE


Desligue o SmoothSkin Pure Ice premindo o botão de alimentação até que as luzes indicadoras e a ventoinha se desliguem. Desligue o dispositivo da tomada elétrica.

Consulte a secção 12 para obter informações sobre a melhor forma de cuidar do SmoothSkin Pure Ice.

8. O SENSOR DE TOM DE PELE

O sensor de tom de pele mede a cor da sua pele e define o nível correto de potência de saída necessário. Se a sua pele for demasiado escura para o tratamento com o SmoothSkin Pure Ice, o sensor de tom de pele irá detetá-lo e impedir o funcionamento da unidade. Serão apresentadas luzes VERMELHAS no Indicador de tom de pele se a sua pele for demasiado escura.

O estado do sensor de tom de pele pode ser visto no Indicador de tom de pele localizado em ambos os lados do aparelho. Se for detetado um tom de pele válido, os indicadores de tom de pele iluminar-se-ão a BRANCO. O número de luzes iluminadas dependerá do seu tom de pele exato.



Menos luzes = Pele mais escura e menor consumo de energia

Mais luzes = Pele mais clara e maior consumo de energia

Luz vermelha = Pele demasiado escura, não é possível efetuar qualquer tratamento


9. SENSORES DE CONTACTO COM A PELE

O SmoothSkin Pure Ice está equipado com sensores de contacto com a pele, que verificam o contacto com a pele antes de cada flash para garantir que não há falhas de ignição.

Os sensores devem estar em contacto total com a área de tratamento para que o dispositivo emita flash. Se o dispositivo não estiver em contacto total com a área de tratamento, o dispositivo não dispara.

Quando não existe contacto com a pele, não são apresentadas luzes no Indicador de tom de pele.

Tente ajustar o posicionamento do dispositivo para garantir um contacto total, especialmente nas zonas mais difíceis, como os braços e as canelas.




10. INDICADORES DE REFRIGERAÇÃO SAFIRA ICE

Quando o dispositivo está ligado, os indicadores de refrigeração estão acesos, indicando o estado do refrigeração:



OS INDICADORES ESTÃO AZUIS -

o dispositivo está pronto a ser utilizado.



OS INDICADORES ESTÃO BRANCOS -

O dispositivo está a aquecer. Se for desconfortável, pare de utilizar o dispositivo e aguarde alguns minutos até que os indicadores de refrigeração fiquem azuis.



OS INDICADORES ESTÃO VERMELHOS -

o dispositivo está demasiado quente para ser utilizado. Mantenha o dispositivo ligado à corrente e aguarde alguns minutos para que arrefeça. Os indicadores de refrigeração vão ficar azuis quando estiver pronto a ser utilizado.

11. ESCOLHER O NÍVEL DE INTENSIDADE CORRETO

Prima o botão de alimentação para reduzir a intensidade da luz. Pode alternar entre as 3 definições seguintes:



Nível de intensidade 3 - é a definição de intensidade mais elevada do dispositivo. Vai obter os melhores resultados, uma vez que está a utilizar a potência máxima possível para o seu tom de pele específico. Este nível funciona particularmente bem nas zonas mais difíceis, onde o pelo tende a ser mais denso.

Nível de intensidade 2 - Nível predefinido quando o dispositivo está ligado, tem uma intensidade de luz inferior à do nível 3. Recomendado para quem está a utilizar IPL pela primeira vez.

Nível de intensidade 1 - é o nível de intensidade mais baixo, mas o mais rápido. Recomendado para zonas sensíveis, como a zona púbica, bem como para tratamentos de manutenção rápidos após o regime de tratamento inicial para manter o crescimento dos pelos afastado.

Em qualquer um destes modos, também pode escolher se pretende utilizar o Método de deslizar ou o Método de carimbo. Consulte a secção 7 para mais informações sobre os métodos de tratamento.

12. LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO

Após o tratamento, desligue sempre o SmoothSkin Pure Ice, retirando a ficha da tomada elétrica. Após a utilização, o aparelho, o sensor de tom de pele e a janela de tratamento devem ser inspecionados quanto a danos e limpos com um pano seco sem fiapos.

AVISO: A janela do Sapphire pode aquecer. Aguardar 2 minutos após a utilização para deixar arrefecer antes de limpar.

NUNCA utilize materiais abrasivos ou fluidos de limpeza químicos, tais como álcool ou IPA, uma vez que estes podem danificar o dispositivo e os sensores de pele, conduzindo a uma redução do desempenho.

AVISO: O SmoothSkin Pure Ice não é à prova de água. Embora possa ser utilizado um pano ligeiramente húmido para limpar o aparelho, NUNCA exponha o dispositivo a quantidades excessivas de líquido, pois isso pode danificá-lo ou criar um risco de segurança.

Para garantir o máximo desempenho do seu SmoothSkin Pure Ice, é particularmente importante manter a parte frontal do aparelho, e os refletores livres de sujidade, cabelos ou outros detritos. Se necessário, o microtelefone podem ser cuidadosamente limpos com um pano ligeiramente húmido ou um cotonete.

ConsERVE o SmoothSkin Pure Ice num local fresco e seco. Certifique-se de que a janela de tratamento e o sensor de tons de pele do aparelho estão protegidos contra danos.

Verifique regularmente se o aparelho (incluindo os cabos) apresenta sinais visíveis de danos. Em caso de danos ou fissuras, pare de utilizar o dispositivo - e visite o site para obter informações de assistência.

Para evitar o perigo de estrangulamento ou de tropeçar, desligue sempre o aparelho da tomada

elétrica quando não estiver a ser utilizado.

13. VIAJAR COM O SMOOTHSKIN PURE ICE

A fonte de alimentação do SmoothSkin Pure Ice é universal e funciona com todas as fontes de alimentação comuns. Desde que tenha um adaptador adequado para a ficha do cabo de alimentação elétrica, o SmoothSkin Pure Ice vai funcionar normalmente.

14. GARANTIA

Concedemos uma garantia de 2 anos para o produto a partir da data de compra. Durante o período de garantia, verificaremos gratuitamente os defeitos de material ou de fabrico e substituiremos o aparelho completo, se assim o entendermos.

Esta garantia estende-se a todos os países onde este dispositivo é fornecido pela CyDen ou pelo seu distribuidor designado.

Esta garantia não cobre danos devidos a uma utilização incorreta, desgaste normal ou utilização, bem como defeitos que tenham um efeito negligenciável no valor ou no funcionamento do aparelho. A garantia perde a validade se as reparações forem efetuadas por pessoas não autorizadas e se não forem utilizadas peças originais do SmoothSkin Pure Ice. Para obter assistência dentro do período de garantia, visite o nosso site: **www.smoothskin.com**

15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O dispositivo não arranca, ou os indicadores de tom de pele na parte lateral do aparelho não se acendem quando colocados contra a sua pele.	• Certifique-se de que a fonte de alimentação está ligada à corrente. • Certifique-se de que a parte móvel está no modo READY (PRONTO) (prima uma vez o botão Standby/Ready - Em espera/Pronto). • Certifique-se de que os sensores de pele são pressionados contra a pele. • Certifique-se de que o sensor de tom de pele é pressionado contra a pele.
O dispositivo apresenta uma indicação de erro durante a utilização.	Ligar e desligar o dispositivo pode fazer com que o erro desapareça. Neste caso, pode utilizar o aparelho em segurança. Se a indicação de erro continuar a aparecer, pare de utilizar o dispositivo e consulte o sítio Web.
Quando pressionado contra a sua pele, o primeiro Indicador de tom de pele na parte lateral do aparelho acende-se a VERMELHO e o SmoothSkin Pure Ice não funciona.	A área que está a tentar tratar é demasiado escura para o tratamento. O SmoothSkin Pure Ice inclui um sensor inteligente de tom de pele que deteta automaticamente o seu tom de pele e seleciona a definição de tratamento ideal. Devido à natureza da tecnologia de Luz Pulsada Intensa, o SmoothSkin Pure Ice não é para toda a gente e não pode tratar peles muito escuras.

PROBLEM	SOLUTION
Os Indicadores de tom de pele na parte lateral do aparelho estão ligados ou estão a piscar num padrão desconhecido, incluindo uma luz indicadora LED vermelha.	O SmoothSkin Pure Ice vai apresentar quaisquer mensagens de erro através de combinações de luzes nos Indicadores de tom de pele nas partes laterais do aparelho. Isto indica que existe uma falha no dispositivo. Deixe de utilizar o aparelho e consultar o site.
O aparelho SmoothSkin Pure Ice, o bloco de Safira, a fonte de alimentação ou o cabo estão danificados, partidos, rachados ou parecem defeituosos.	NÃO UTILIZE. Se tiver dúvidas sobre a segurança do SmoothSkin Pure Ice ou se suspeitar que está danificado de alguma forma, não deve ser utilizado e deve consultar o site.
Os Indicadores de Refrigeração piscam a vermelho e o dispositivo não emite flashes	• O bloco de Safira está demasiado quente para ser utilizado. Mantenha o dispositivo ligado à corrente e aguarde alguns minutos para que arrefeça. Os indicadores de Refrigeração vão ficar azuis quando estiver pronto a ser utilizado. • Certifique-se de que as aberturas de ventilação na parte inferior e superior do dispositivo não estão bloqueadas. • Certifique-se de que a temperatura ambiente está dentro do intervalo de funcionamento recomendado. Consulte a secção 17 para obter mais informações.
O Bloco de Safira aquece durante a utilização.	Pode haver algo de errado com o dispositivo. Não continue a utilizar o bloco de Safira se este estiver quente.

16. RÓTULOS E SÍMBOLOS

	Peça Aplicada Tipo BF		Marca de Conformidade UKCA do Reino Unido
	Equipamento Classe II		Marcação de conformidade CE com o número do Organismo Notificado
	Siga as instruções de utilização		Conformidade FCC EMC para a América do Norte
	Manter seco		Marca MET Estados Unidos e Canadá
	Marca de eliminação de resíduos WEEE da União Europeia		Marca de Conformidade Regulamentar da Austrália
	Aviso A radiação ótica do dispositivo pode provocar lesões oculares		Período de utilização da proteção ambiental RoHS da China
	Importador		Emergo Europe

Declaração da FCC:

OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e cumpre os limites de um aparelho digital da Classe B, de acordo com o ponto 15 das Normas da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Estes limites foram criados para fornecerem proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existe garantia que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-o e desligando-o, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais a seguir indicadas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que aquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o concessionário ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

17. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O SmoothSkin Pure Ice é um sistema de Luz Pulsada Intensa de banda larga filtrada com as seguintes especificações técnicas:

- **Taxa de repetição:** Pulsação manual a cada 0,30 a 2,5 segundos (consoante a definição do tratamento)
- **Impulso:** Descarga parcial livre FWHM = $2,5 \pm 0,5$ ms
- **Saída ótica máxima:** 2 - 6J/cm²
- **Comprimento de onda:** 510 - 1100nm
- **Entrada de linha de alimentação:** 100-240 V-, 50-60 Hz, 2A-1A
- **Temperatura de funcionamento:** Entre 5°C e 40°C
- **Humidade de funcionamento:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões de funcionamento:** 700hPa a 1060hPa
- **Área de tratamento do aparelho (tamanho do ponto):** 3 cm² (30mm x 10mm)
- **Perfil de impulso:** Forma de onda de impulso decrescente com uma gama de comprimentos de impulso (2,5-5,5 ms)
- **A homogeneidade da zona de tratamento:** Não varia mais de +/- 20%

A área diretamente à volta da janela de tratamento é classificada como a Peça Aplicada e pode atingir uma temperatura máxima de 60 °C.

Em caso de utilização contínua, a temperatura do dispositivo pode atingir um máximo de 60 °C. Após o tratamento, retirar o dispositivo da pele.

Certifique-se de que o SmoothSkin Pure Ice é utilizado conforme indicado na Secção 7.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

- **Temperatura:** -25°C a +70°C
- **Humidade:** Até 93%H.R. sem condensação
- **Pressões:** 500hPa a 1060hPa

Se o dispositivo tiver sido conservado a temperaturas fora do intervalo de funcionamento indicado, aguarde pelo menos 30 minutos antes de o utilizar para permitir que o dispositivo se aclimatize.

O SmoothSkin Pure Ice tem flashes ilimitados e destina-se a um único utilizador.

A vida útil mínima esperada é de 10 anos se for seguido o regime recomendado.

Este dispositivo não tem qualquer benefício clínico.

A marcação CE certifica que este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
- Diretiva relativa aos Produtos Relacionados com a Energia 2009 / 125 / CE.

O SmoothSkin Pure Ice está em conformidade com as mais recentes Normas e Emendas EMC aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos. Estas são: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+AMD1:2019+AMD2:2021, IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CFR 47 Parte 15.107 e 15.109, ICES-003 Edição 7.

O SmoothSkin Pure Ice está em conformidade com as mais recentes Normas de Segurança e Alterações aplicáveis a Dispositivos Domésticos e Médicos.


Estas são: IEC 60335-1:2010 + Ams, EN 62233, IEC 60335-2-113:2016 IEC 60601-1:2005 (Ed 3.1) +A2:2012, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019, IEC 60601-1-6:2010 + Amd1:2013, IEC 60601-1-11:2015, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 + Ams, CAN/CSA - C22.2 No 60601-1:2008 e 2014, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + Ams.

O SmoothSkin Pure Ice está classificado como Grupo de Risco Isento para todos os Perigos.
Para mais informações, contacte a CyDen Ltd.

ELIMINAÇÃO (FIM DE VIDA)

Para minimizar os riscos para a saúde e para o ambiente e garantir que os materiais podem ser reciclados, este produto deve ser eliminado numa instalação de recolha separada para resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. O símbolo WEEE marcado no produto serve para o lembrar.





SMOOTHSKIN pure ice

You can reach us via our SMOOTHSKIN web page
Vous pouvez nous contacter via notre page web SMOOTHSKIN
Sie erreichen uns über unsere SMOOTHSKIN-Webseite
È possibile contattarci tramite la nostra pagina web SMOOTHSKIN
Póngase en contacto con nosotros en la página web de SMOOTHSKIN
Você pode entrar em contato conosco através do nosso site SMOOTHSKIN

www.smoothskin.com

For EU Only:



MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

CM12-2366-01 Date of Issue: 04/11/2024
Type: SSC1



Designed and manufactured in the UK.

CyDen Limited, Block A, Bay Studios Business Park, Fabian Way, Swansea SA1 8QB UK



Cyden Ltd. Factory,
Unit 1a, Clarion Close, Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8QZ

*Product may vary from illustrations shown throughout this guide.

*Le produit peut varier par rapport aux illustrations dans ce guide.

*Das Produkt kann von den Abbildungen in dieser Anleitung abweichen.

*Il prodotto potrebbe essere diverso dalle illustrazioni del presente manuale.

*El producto puede diferir con respecto a las imágenes que aparecen en esta guía.

*O produto pode variar da ilustração exibida neste manual.