

RingConn

Turkish

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu ürün elektronik cihazlar içermektedir. Güvenliğinizi sağlamak için lütfen kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

1. Ürünün gövdesini sökmeyin.
2. Dahili pilini değiştirmeyin.
3. Temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
4. Nemli veya tamamen kuru değilken şarj etmeyin.
5. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
6. Sauna veya buhar banyosunda kullanmayın.
7. Aşırı sıcak veya nemli bir ortama yerleştirmeyin.
8. Deforme olmuşsa veya içten hasar görmüşse kullanmayın.
9. Pili patlayabileceğinden ateşe koymayın.
10. Lütfen yüzüğü şarj etmek için RingConn'un standart şarj bölmesini kullanın ve şarj bölmesini şarj etmek için sertifikalı bir güç adaptörü kullanın.
11. Şarj sırasında ürün sıcaklığı çok yükselirse veya ciddi şekilde ısınrsa, lütfen şarj işlemini derhal durdurun.
12. Bu üründe dahili bir lityum pil bulunmaktadır. Uzun süre kullanım dışı kalması kapasite kaybına, genleşmeye, yaşlanmaya, devre kartı korozyonuna veya pil için diğer güvenlik tehlikelerine veya pilin özelliklerinden dolayı ürün hasarına neden olabilir. Kullanmayı bırakmadan önce pili yaklaşık %70 oranında şarj etmeniz, gücü korumak için bir şarj bölümünde saklamanız ve yüzüğünüzü ve şarj bölümünü düzenli olarak şarj etmeniz önerilir."

Paket İçeriği



RingConn Gen 2
Smart Ring



Akıllı Şarj Kutusu



Type-C Kablo



Kullanım Kılavuzu, Hızlı Rehber



Bu bilgiler sadece referans amaçlıdır ve herhangi bir taahhüt teşkil etmez. Lütfen tam ayrıntılar için (renk, boyut vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçek ürünü inceleyin. Bu bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ile resmi web sitesindeki ürün açıklaması arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, resmi web sitesindeki bilgiler geçerli olacaktır.

Ürün Bilgisi

Ürün Adı	RingConn Gen 2 Smart Ring
Ürün modeli	RCA-01-6 RCA-01-7 RCA-01-8 RCA-01-9 RCA-01-10 RCA-01-11 RCA-01-12 RCA-01-13 RCA-01-14
Yüzüğün pil kapasitesi	3.85V, 12mAh(6#-7#), 13.5mAh(8#-11#), 15mAh(12#-14#)
Şarj yönetimi / zamanı	Manyetik şarj / tam şarj için yaklaşık 90 dakika
İletim modu	Bluetooth 5.0
Uyumluluk	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 ve üzeri
Çevrimdışı depolama alanı	5 ila 7 gün arasında
Malzeme	Metalik titanyum
Yüzük ağırlığı (net)	2-3g
Çalışma sıcaklığı	0°C-40°C / 32°F-104°F
Koruma derecesi	IP68
Ürün adı	Akıllı Şarj Kutusu
Şarj Kutusunun pil kapasitesi	500mAh
Şarj yönetimi / zamanı	Type-C ve nominal 5V / tam şarj için yaklaşık 120 dakika
Şarj Kutusu Ağırlığı (net)	80 gram
Bluetooth LE Frekans Aralığı	2400~2483.5MHz
Maksimum RF Çıkış Gücü	0.00050W

- Sorumluluğun Sınırlandırılması: RingConn, bağlı kuruluşları, iştirakleri, memurları, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri, ortakları ve bayileri, ürünü, Hizmeti veya bunlarla ilgili herhangi bir içeriği veya başka herhangi bir web sitesini veya Hizmet aracılığıyla erişilen herhangi bir hizmeti veya öğeyi kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. doğrudan, dolaylı, özel, artzi, Kişisel yaralanma, acı ve ıstırap, duygusal sıkıntı, gelir kaybı, kar kaybı, iş kaybı veya beklenen tasarruflar, iş fırsatlarının kaybı, işin kesintiye uğraması, kullanılamazlık, iyi niyet kaybı veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı veya istisnai zararlar, yukarıda belirtilenlerin haksız fiilden (ihmal dahil), sözleşmeden veya başka bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, nedeni öngörülebilir olsa bile. Bu sorumluluk hariç tutma veya sınırlama, RingConn'un bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir.
- Yukarıda belirtilenler, yürürlükteki yasalar uyarınca hariç tutulamayan veya sınırlandırılmayan herhangi bir yükümlülüğü etkilemeyecektir. Yukarıda belirtilenler uyarınca sorumluluğun hariç tutulmadığı veya sınırlandırılmadığı ölçüde, RingConn'un sözleşme, haksız fiil veya diğer sorumluluk teorilerindeki herhangi bir talep için sorumluluğu hiçbir durumda yüz doları (100 \$) aşmayacaktır.

Tıbbi Sorumluluk Reddi

- **Uyarı:** Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir. RingConn ve ilgili uygulamalar herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Egzersiz, uyku veya diyet programınızı ayarlamadan önce lütfen bir tıp uzmanına danışın.

Önemli Güvenlik Talimatları:

1. Bu ürünün kullanımından etkilenebilecek önceden var olan herhangi bir sağlık durumunuz varsa, lütfen doktorunuza danışın.
2. Bu ürün kalp atış hızınızı, kan oksijeninizi, uykunuzu ve diğer ilgili verileri kaydetmek için tasarlanmıştır. Ürünün uzun süreli kullanımı cilt tahrişine neden olabilir. Herhangi bir kızarıklık, şişme, kaşıntı veya diğer alerjik belirtileriniz varsa, lütfen doktorunuza danışın ve derhal tıbbi yardım alın.
3. Zayıf kan akışını önlemek için lütfen halkayı çok sıkı olmayacak şekilde doğru gevşeklik seviyesinde tutun.
4. Araç kullanırken veya konsantrasyon gerektiren durumlarda ürünü kullanmayın veya görüntülemeyin.
5. Bu ürün bir oyuncak değildir ve küçükler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Yutulması halinde boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Lütfen küçüklerin erişemeyeceği bir yerde saklayın.
6. Bu ürünün performansı dış etkenlerden etkilenebilir. Lütfen yüzüğü aşırı sıcak, soğuk veya açık havada parlak ışık olan bir ortama yerleştirmeyin. Bu nedenle, bu bilgilerdeki performans verileri yalnızca referans içindir.
7. Ürünün kısa devre yapma riskine yol açabileceğinden halkayı veya ortasındaki pili delmeyin.
8. Bu ürün, belirli semptomları veya belirli tıbbi durumları olan kullanıcılar için risk oluşturabilir. Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, lütfen bu ürünü kullanmayı bırakın ve tavsiye için doktorunuza danışın: Epilepsi veya ışığa karşı hassasiyet; Zayıf kan dolaşımı veya sıyrıklar; Kalp hastalığı veya diğer tıbbi durumlar; Eğer ışığa karşı hassaslaştırmacı bir ilaç kullanıyorsanız.

Kullanım ve Bakım

1. Parmağınızın boyutu günün farklı saatlerinde değişir ve bazen yüzüğü çıkarmak zor olabilir. Yüzüğü çıkarmakta zorluk çekiyorsanız, lütfen aşağıdaki yöntemleri deneyin:
 - Parmağınızı hafif sabunlu su veya soğuk suyla ıslatın ve yüzüğü çıkarmak için yavaşça çevirin;
 - Kan basıncınız düşene kadar elinizi göğsünüzün üzerine kaldırın ve sonra kaldırmaya çalışın;
 - Acil durumlarda ve kendinizi rahatsız hissediyorsanız ve yüzüğü kendi başınıza çıkaramıyorsanız, lütfen derhal tıbbi yardım alın.
2. Güç antrenmanı yaparken, kürek veya başka bir ağır alet tutarken veya metal, seramik veya taştan yapılmış nesneleri tutarken aşınma ve yıpranmayı önlemek için halkayı çıkarın.
3. Bazı bileşenlerin zarar görmesini önlemek için lütfen yüzüğü ultrasonik temizleyiciye koymayın.
4. Ürün günlük hayatta su geçirmezdir. Yüzme havuzlarında ve diğer sıg su aktivitelerinde takabilirsiniz. Lütfen kaplıcalarda, saunalarda, dalışta ve aşırı sıcaklık veya neme sahip diğer ortamlarda kullanmaktan kaçının.
5. Bu ürünü kullanırken, yüzeyinin aşınmasını önlemek için ellerinize çok fazla cilt bakım ürünü uygulamayın.
6. Yüzüğü düzenli olarak su ve yumuşak sabunla temizleyin ve ciltle temas eden kısımlara özellikle dikkat ederek yumuşak bir bezle silin.
7. Cildinize rahatlatma şansı vermek için zaman zaman yüzüğünüzü çıkarın ve bu zamanı yüzüğünüzü şarj etmek için kullanabilirsiniz.
8. Yüzük çizilebilir ve yüzükle yakın temas halinde olan cildi çizebilir. Altın ve gümüş gibi daha yumuşak malzemelerden yapılmış takılar ve yumuşak kaplamalı elektronik ürünler, yüzüğün çizilmesini önlemek için özenle ve korunarak kullanılmalıdır.
9. Piliizi korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için, lütfen yüzüğünüzü kullanmayı bıraktığınızda bir şarj bölmesine yerleştirin ve düzenli olarak şarj edin. Pili en az 15 günde bir şarj etmeniz önerilir.

Garanti

RingConn LLC, RingConn Akıllı Yüzüğünüz için 1 yıllık garanti sağlar.

Ürününüzü garantiye kaydettirmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: <https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Bir garanti talebi için şunları isteyeceğiz: yetkili bir perakendeciden alınan satın alma makbuzunun bir kopyası.

Genel destek veya sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin cs@ringconn.com

Satın alma sırasında yürürlükte olan yerel yasalarınız şunları gerektiriyorsa bir (1) yıldan daha uzun bir garanti süresi varsa, bu garanti söz konusu kanunun gerektirdiği ölçüde uzatılacaktır.

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Version:V2.0/RCA-01

Made in China
中国制造

