

# OMNA MARINE TOURNIQUET®

## Gen 2 Funktionen

- Robust, leicht und kompakt
- Meeresbewusst, 100% Meeresgrad
- Salzwasser, Selbstsichernd und rutschfest für den einhändigen Einsatz
- Gebrauchsanweisung (IFU) im Außenbereich zur Aufnahme der TQ-Anwendungszeit
- Marine Ratschenschnalle - Edelstahl
- Maximale Belastung 250 Kg
- Entwickelt für wiederholte Meeresbelichtung / Training

### Symbolerklärung für Medizinprodukte

#### Symbole



**Hersteller:** Angabe des Herstellers.



**Vorsicht:** Hiermit wird angezeigt, dass wichtige Informationen für den Anwender zur Verfügung stehen, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem Gerät selbst angebracht werden, das betrifft Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.



**Nicht wiederverwenden:** Dieses Symbol zeigt an, wenn ein Produkt nicht wiederverwendet werden darf oder nur bei einem Patienten bei einer Behandlung



**CE-Zeichen:** Das CE-Zeichen zeigt die Konformität mit den europäischen, technischen Richtlinien an



**Autorisierter Vertriebshändler in Europa:** Anforderungen für Zulassung und Aufsicht hinsichtlich der Vermarktung des Produkts: Richtlinie für Medizinprodukte



**Chargencode:** Dieser Code gibt die Charge des Herstellers an, so dass das Produkt über den Code nachverfolgt oder identifiziert werden kann



### Vorbeugende Wartung:

- Frischwasserspülung nach jeder Verwendung in oder Salzwasser
- Inspektion und Prüfung von Komponenten sollten regelmäßig durchgeführt werden
- Die Einarbeitung sollte regelmäßig und vor der eigentlichen Anwendung durchgeführt werden, um die Auswirkungen von Stress zu reduzieren

### Gegenanzeigen:

- Nicht für geringfügige Blutungen verwenden
- Nicht auf ein Gelenk auftragen
- Tragen Sie keine Gegenstände in Taschen auf



Registrieren Sie Ihre Tourniquet und bestätigen Sie Ihre Garantie [www.omnainc.com/pages/contact](http://www.omnainc.com/pages/contact)

#### Hergestellt für:

Manufacturer Symbol

**OMNA Inc.**

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: [sales@omnainc.com](mailto:sales@omnainc.com)

Patente: [www.omnainc.com](http://www.omnainc.com)


EC	REP	Australischer Sponsor
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

# Starke Blutungen am Arm oder Bein:

## Anwendung der OMNA Blutsperr

### Zweihändige Anwendung

1. **ZIEHEN** - Entfernen des verstaubten bandes
2. **Position Hoch + FEST - HERUMWICKELN** um das glied
3. **Führen Sie das Band durch die Ring**
4. **Ziehen Sie Fest Nach Unten** - Beseitigung des gesamten durchhangs
5. **LIFT** - Ratschenhebel ANHEBEN, bis die Blutung stoppt und der distale Puls beseitigt ist



### Einhändige Anwendung



1. **Position Hoch und Fest.** Der Blutsperr kann auch (5 - 8 cm) über Wunde angebracht werden



2. **Mit den Zähnen in band beißen. Ziehen Sie Fest Nach Unten** - Beseitigung des gesamten durchhangs



3. **Velcro**



4. **Sicherstellen, dass Durchhang entfernt ist; evtl. anziehen**

5. **Ratschenhebel HEBEN** bis Blutung stoppt und Puls unter Druckmanschette nicht fühlbar ist. Wenn die Blutung nicht beherrscht wird oder ein distaler Puls vorhanden ist, erhöhen Sie die Kompression, oder legen Sie eine weitere Blutsperr über und neben der ersten an
6. **Zeichnen Sie auf, wie lange die Manschette angewendet wird. Gehen Sie zum Arzt.**



**Um das Tourniquet für das Training freizugeben / zurückzusetzen.**  
Ziehen Sie den roten Knopf nach oben.

