


MAGNITONE
LONDON

XO LIGHTS
OUT

Tri Colour LED
Micro-Sonic Silicone
Cleansing Brush

INSTRUCTION
MANUAL



Professional product.
Read the instructions of use carefully.
Keep the box and user manual for future reference.

CONTENTS:

1 x Micro-Sonic Cleansing Brush
1 x Additional Charging Socket Cover
1 x USB Charging Cable

TECHNICAL SPECIFICATION

Product: MAGNITONE XO LightsOut Tri-Colour LED
Micro-Sonic Silicone Cleansing Brush

Battery: 3.7V
Output Voltage: 5V
Model Number: MLEDX02G

© Magnitone 2022
Registered trademark, owned by:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, U.K.
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Made in China

CUSTOMER SERVICE
help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk



 [magnitonelondon](https://www.instagram.com/magnitonelondon)

 [MagnitoneSkincare](https://www.facebook.com/MagnitoneSkincare)

 [magnitoneofficial](https://www.tiktok.com/magnitoneofficial)

WARNINGS

Trust us, you want to read these

DO NOT USE IF YOU:

- You are under the age of 14.
- Have scarred, broken, inflamed or infected skin.
- Have eczema, dermatitis or another skin condition.
- Have extreme sunburn.
- Are taking medication that can cause skin sensitivity.
- You have a pacemaker.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or physically or mentally challenged persons.
- Do not use on or around the delicate eye area.
- Strictly for external use only.

TECHNICAL - DO NOTS:

- Always disconnect the power from the USB source before use.
- Keep away from water (including baths, showers, and sinks).
- Wipe the device with a dry cloth ONLY, do not wash it with water directly.
- Do not use the device while bathing or showering.
- Do not charge near flowing water.
- Keep out of the reach of children and animals.
- Discontinue using the device immediately if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly.
- Do not reach for a charging cable that has fallen into water.
- Turn off power at the mains before retrieving the unit or it may result in electric shock and / or death.
- Do not attempt to disassemble or repair any part of the product as this may cause damage, harm, malfunction, electrical shock, fire or injury.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put it into a fire. Dispose of the device as per local regulations.
- Do not use the device if you see any signs of internal battery leakage.
- Do not misuse the product - used only for its intended purpose.
- Never operate the brush if it has been damaged.
- Do not use near to shortwave or microwave equipment. Other electrical equipment in the vicinity may be affected by the usage of this product.
- LightsOut is intended to be stored and used at room temperature and normal humidity.
- Do not store LightsOut in the sun or on a hot surface or in a wet room such as a bathroom. High temperatures may be damaging.
- The device should be operated, transported and stored in the manner specified in this manual.



EN

GETTING STARTED



YOUR FIRST TIME:

'LightsOut' is a non-invasive LED photon Cleansing Brush, intended to cleanse skin with target specific skin concerns, using red, blue and yellow light therapy.

Please note, this is not a medical device and should not be used to treat any medical conditions. LightsOut is designed to be used only by individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your doctor before use.

If you experience any abnormal skin irritation, discontinue use immediately.

LightsOut is intended for cosmetic use on the face as described in the Instructions of Use. Any consequence resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage sources, dirty contacting elements, or any other improper application is neither the responsibility of HSNF Ltd nor its affiliates.

DISPOSAL:

This product is classed as Electrical or Electronic equipment. Please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.



HOW OFTEN:

Suitable for daily use.



EN


PARTS AND ACCESSORIES



*Bottom edge



Always make sure to insert the tab after charging to ensure waterproof seal.



1 x USB Charger

LIGHT THERAPIES:

What's the best light treatment for you? The colours of light penetrate the skin at different levels, offering a variety of benefits and treatments:

Blue Light (476-495nm)


Blue light therapy helps to control sebum production. It also removes *Propionibacterium acnes* and improves the environment in the hair follicle. Regular use can treat dark spots and reduce the appearance of scars.

Yellow Light (590-620nm)

Yellow light therapy can be used to fade hyperpigmentation signs. Improves cell oxygenation. Regular use leaves the skin smooth and glowing.


Red Light (620-750nm)

Red light therapy promotes skin natural renewal. Improves the appearance of fine lines and wrinkles. Enhances skin radiance and glow.



HOW TO USE


GETTING STARTED:




1) Make sure your device is fully charged! To charge your brush, pull out the small rubber cover on the bottom of the device, and connect the USB charger. ALWAYS make sure the cover is secured back onto the device once charging is complete. A full charge will take 3 hours.



2) Before you begin, clean your face to remove makeup, surface dirt and pollution. Have you heard of our amazing WipeOut range?! Both our cleansing SWIPES and Cloths remove make-up with just water! Check them out at magnitone.co.uk.




3) Once your skin is clear of makeup and surface dirt, apply your cleanser onto the brush head or directly onto your skin. XO LightsOut is compatible with any cleanser.



4) Wet the head of the brush slightly, and press the top button down for 2 seconds to activate the micro-sonic vibrations. Continue to press the button, to select your preferred speed, the faster the speed the deeper the vibrations!

HOW TO USE




5) Press the lower button down for 2 seconds to activate the LED mode, continue to press the button to select your desired LED treatment. Both modes can operate at the same time.



6) Don't scrub! Let the micro-sonic vibrations do all the work! Glide the brush gently over your face and neck (avoiding the eye-area) in small slow circular motions. **The device will automatically switch-off after 2 minutes.** To switch off **before 2 minutes** press and hold the operating buttons.

*Some devices do not have 2 minute auto-shut off timer feature.



7) Now rinse the brush and pat dry with a dry, clean cloth.



8) Complete the routine and apply your usual creams and potions.

AVERTISSEMENTS

Vous aurez envie de lire ceci, croyez-moi

NE L'UTILISEZ PAS SI:

- Vous avez moins de 14 ans.
- Vous avez une peau cicatrisée, cassée, enflammée ou infectée.
- Vous souffrez d'eczéma, de dermatite ou d'une autre affection cutanée.
- Vous avez un coup de soleil extrême.
- Vous prenez des médicaments qui peuvent provoquer une sensibilité de la peau.
- Vous portez un stimulateur cardiaque.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou près des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.
- Ne pas utiliser sur ou autour de la zone délicate des yeux.
- Strictement et uniquement pour un usage externe.

ASPECTS TECHNIQUES - À NE PAS FAIRE:

- Toujours débrancher l'alimentation de la source USB avant utilisation.
- Le tenir à l'écart de l'eau (y compris les baignoires, les douches et les éviers).
- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec **UNIQUEMENT**, ne le lavez pas directement à l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- Ne le chargez pas à proximité d'eau flottante.
- Le tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous soupçonnez qu'il fonctionne mal ou pas correctement.
- N'allez pas chercher un câble de chargement tombé dans l'eau. Coupez l'alimentation au secteur avant de récupérer l'appareil, sous peine de provoquer un choc électrique et/ou la mort.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer une partie quelconque de l'appareil, sous peine de l'endommager, de le détériorer, de provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures.
- La batterie de l'appareil n'est pas amovible par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le mettez pas au feu. Mettez l'appareil au rebut conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez des signes de fuite de la batterie interne.
- Ne faites pas un mauvais usage du produit, utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez jamais la brosse si elle a été endommagée.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à micro-ondes. D'autres appareils électriques situés à proximité peuvent être affectés par l'utilisation de ce produit.
- LightsOut est destiné à être stocké et utilisé à température ambiante et à une humidité normale.
- Ne pas stocker LightsOut au soleil ou sur une surface chaude ou dans une pièce humide comme une salle de bain. Les températures élevées peuvent être dommageables. L'appareil doit être utilisé, transporté et stocké de la manière indiquée dans ce manuel.



FR

POUR COMMENCER

VOTRE PREMIÈRE FOIS:

'LightsOut' est une brosse nettoyante non invasive à photons LED, destinée à nettoyer la peau en ciblant des problèmes cutanés spécifiques, grâce à la luminothérapie rouge, bleue et jaune.

Veillez noter qu'il ne s'agit pas d'un appareil médical et qu'il ne doit pas être utilisé pour traiter des problèmes médicaux. LightsOut est uniquement conçu pour être utilisé par des personnes en bonne santé. Si ce n'est pas le cas pour vous, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

Si vous ressentez une irritation cutanée anormale, arrêtez immédiatement l'utilisation.

LightsOut est destiné à un usage cosmétique sur le visage tel que décrit dans le mode d'emploi. Toute conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application sur d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion avec des sources de tension inappropriées, d'éléments de contact sales ou de toute autre application inappropriée n'est pas de la responsabilité de HSNF Ltd ni de ses affiliés.

MISE AU REBUT:



Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique. Veuillez-vous assurer qu'en fin de vie de ce produit, il soit mis au rebut de façon appropriée, conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté en plus des déchets ménagers.

QUELLE FRÉQUENCE:


Convenable pour un usage régulier.

FR

PIÈCES ET ACCESSOIRES



Couvercle de la prise de charge
- Veillez à toujours insérer la
languette après la charge pour
garantir l'étanchéité.



Chargeur USB

CHOISISSEZ VOTRE TRAITEMENT

LES THÉRAPIES PAR LA LUMIÈRE:

Quel est le meilleur traitement par la lumière selon vous ? Les couleurs de la lumière pénètrent la peau à des niveaux différents, offrant une variété de bienfaits et de traitements:

LUMIÈRE BLEUE (476-495nm)


La thérapie par la lumière bleue aide à contrôler la production de sébum. Elle peut être utilisée pour traiter le *Propionibacterium* acnes et améliorer l'environnement du follicule pileux. Une utilisation régulière peut également traiter les taches brunes et réduire l'apparence des cicatrices.

LUMIÈRE JAUNE (590-620nm)

La thérapie par la lumière jaune améliore l'oxygénation des cellules. Elle est utilisée pour estomper les taches brunes et une utilisation régulière laisse la peau lisse et éclatante.


LUMIÈRE ROUGE (620-750nm)

La thérapie par la lumière rouge favorise le processus de renouvellement naturel de la peau. Elle améliore l'apparence des rides et des ridules et ainsi réhausse l'éclat et la luminosité de la peau.



COMMENT L'UTILISER


POUR COMMENCER:




1) Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé ! Pour charger votre brosse, retirez le petit couvercle en caoutchouc situé sous l'appareil et branchez le chargeur USB. Veillez TOUJOURS à ce que le couvercle soit remis en place sur l'appareil une fois la charge terminée. Une charge complète prend 3 heures.



2) Avant de commencer, nettoyez votre visage pour enlever le maquillage, la saleté et la pollution. Avez-vous entendu parler de notre formidable gamme WipeOut?! Nos SWIPES et nos lingettes nettoyantes éliminent le maquillage avec de l'eau seulement! Découvrez-les sur magnitone.co.uk.




3) Une fois que votre peau est débarrassée du maquillage et de la saleté, appliquez votre nettoyant sur la tête de la brosse ou directement sur votre peau. XO LightsOut est compatible avec tous les nettoyants.



4) Mouillez légèrement la tête de la brosse et appuyez sur le bouton supérieur pendant 2 secondes afin d'activer les vibrations micro-soniques. Continuez à appuyer sur le bouton pour sélectionner votre vitesse préférée, plus la vitesse est rapide, plus les vibrations sont profondes !

FR


COMMENT L'UTILISER



5) Appuyez sur le bouton du bas pendant 2 secondes pour activer le mode LED, continuez à appuyer sur le bouton pour sélectionner le traitement LED de votre choix. Les deux modes peuvent fonctionner en même temps.



6) Ne frottez pas ! Laissez les vibrations micro-soniques faire tout le travail ! Faites glisser la brosse doucement sur votre visage et votre cou (en évitant le contour des yeux) par petits mouvements circulaires lents.



7) Rincez maintenant la brosse et séchez-la avec un chiffon sec et propre.



8) Terminez la routine et appliquez vos crèmes et potions habituelles.

DE



WARNHINWEISE



Vertrau uns, du solltest diese lesen

NICHT VERWENDEN WENN:

- Sie sind unter 14 Jahre alt.
- Sie haben vernarbte, gebrochene, entzündete oder infizierte Haut.
- Ein Ekzem, eine Dermatitis oder eine andere Hauterkrankung haben.
- Sie haben einen starken Sonnenbrand.
- Medikamente einnehmen, die Hautempfindlichkeit verursachen können.
- Sie haben einen Herzschrittmacher.
- Wenn dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder körperlich oder geistig behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Nicht auf oder um die empfindliche Augenpartie verwenden.
- Nur zur äußeren Anwendung.

TECHNISCH – WAS SIE NICHT TUN SOLLTEN

- Trennen Sie vor der Verwendung immer die Stromversorgung von der USB-Quelle.
- Von Wasser fernhalten (einschließlich Bäder, Duschen und Waschbecken).
- Wischen Sie das Gerät NUR mit einem trockenen Tuch ab, waschen Sie es nicht direkt mit Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
- Nicht in der Nähe von fließendem Wasser aufladen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät nicht richtig funktioniert oder nicht richtig funktioniert.
- Greifen Sie nicht nach einem Ladekabel, das ins Wasser gefallen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es herausholen, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags und/oder des Todes.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu zerlegen oder zu reparieren, da dies zu Schäden, Beschädigungen, Fehlfunktionen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen führen kann.
- Der Akku des Geräts kann vom Benutzer nicht entfernt werden. Wenn das Gerät entsorgt werden soll, darf es nicht ins Feuer geworfen werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen für ein Auslaufen des Akkus feststellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht missbräuchlich, sondern nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie die Bürste niemals in Betrieb, wenn sie beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellengeräten. Andere elektrische Geräte in der Nähe können durch die Verwendung dieses Produkts beeinträchtigt werden.
- LightsOut sollte bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert und verwendet werden.
- Lagern Sie LightsOut nicht in der Sonne, auf einer heißen Oberfläche oder in einem feuchten Raum wie z. B. einem Badezimmer. Hohe Temperaturen können schädlich sein. Das Gerät sollte so betrieben, transportiert und gelagert werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.



DE

ERSTE SCHRITTE



IHR ERSTES MAL:

'LightsOut' ist eine nicht-invasive LED-Photonen-Reinigungsbürste, die die Haut mit Hilfe von rotem, blauem und gelbem Licht reinigt und auf spezifische Hautprobleme abzielt.

Bitte beachten Sie, dass dies kein medizinisches Gerät ist und nicht zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden sollte. LightsOut ist nur für Personen in gutem Gesundheitszustand bestimmt. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.

Wenn Sie eine ungewöhnliche Hautreizung feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort. LightsOut ist für die kosmetische Anwendung im Gesicht bestimmt, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. HSNF Ltd. und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verantwortung für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, die Anwendung an anderen Körperteilen oder im Gesicht, den Anschluss an eine ungeeignete Spannungsquelle, verschmutzte Kontaktelemente oder eine andere unsachgemäße Anwendung entstehen.

ENTSORGUNG:



Dieses Produkt ist als elektrisches oder elektronisches Gerät eingestuft. Bitte stellen Sie sicher, dass am Ende der Lebensdauer dieses Produkts ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt wird. Anforderungen der Behörden. Es darf NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden.

WIE HÄUFIG:


Für den täglichen Gebrauch geeignet.



TEILE UND ZUBEHÖR



Abdeckung der Ladebuchse -
Achten Sie immer darauf, die
Lasche nach dem Aufladen
einzusetzen, um eine
wasserdichte Abdichtung zu
gewährleisten



USB-Ladegerät

WÄHLEN SIE IHRE BEHANDLUNG

LICHTTHERAPIEN:

Was ist die beste Lichtbehandlung für Sie? Die Farben des Lichts dringen auf verschiedenen Ebenen in die Haut ein und bieten eine Vielzahl von Vorteilen und Behandlungen:

BLAUES LICHT (476-495nm)


La thérapie par la lumière bleue aide à contrôler la production de sébum. Elle peut être utilisée pour traiter le Propionibacterium acnes et améliorer l'environnement du follicule pileux. Une utilisation régulière peut également traiter les taches brunes et réduire l'apparence des cicatrices.

GELBES LICHT (590-620nm)

Die Gelblichttherapie verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen. Es wird verwendet, um dunkle Flecken zu verblassen und regelmäßige Die Anwendung macht die Haut glatt und strahlend.


ROTES LICHT (620-750nm)

Die Rotlichttherapie fördert den natürlichen Erneuerungsprozess der Haut. Sie verbessert das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten und verstärkt die Ausstrahlung und das Strahlen der Haut.



ANWENDUNGSHINWEISE


ERSTE SCHRITTE




1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist! Um Ihre Bürste aufzuladen, ziehen Sie die kleine Gummiabdeckung an der Unterseite des Geräts ab und schließen Sie das USB-Ladegerät an. Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Abdeckung wieder auf dem Gerät befestigt ist, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Eine vollständige Aufladung dauert 3 Stunden.



2) Bevor Sie beginnen, reinigen Sie Ihr Gesicht, um Make-up, Oberflächenschmutz und Verunreinigungen zu entfernen. Kennen Sie schon unsere erstaunliche WipeOut-Reihe? Sowohl unsere Reinigungs-SWIPES als auch unsere Tücher entfernen Make-up mit nur Wasser! Entdecken Sie sie unter magnitone.de




3) Sobald Ihre Haut frei von Make-up und oberflächlichem Schmutz ist, tragen Sie Ihr Reinigungsmittel auf den Bürstenkopf oder direkt auf Ihre Haut auf. XO LightsOut ist mit jedem Reinigungsmittel kompatibel.



4) Befeuchten Sie den Bürstenkopf leicht und drücken Sie den oberen Knopf 2 Sekunden lang nach unten, um die Mikroschallvibrationen zu aktivieren. Drücken Sie den Knopf weiter, um Ihre bevorzugte Geschwindigkeit auszuwählen. Je schneller die Geschwindigkeit, desto intensiver die Vibrationen!


ANWENDUNGSHINWEISE



5) Drücken Sie die untere Taste 2 Sekunden lang, um den LED-Modus zu aktivieren, und drücken Sie die Taste weiter, um die gewünschte LED-Behandlung auszuwählen. Beide Modi können gleichzeitig arbeiten.



6) Nicht schrubben! Lassen Sie die Mikroschallvibrationen die ganze Arbeit machen! Gleiten Sie mit der Bürste in kleinen, langsamen, kreisenden Bewegungen sanft über Ihr Gesicht und Ihren Hals (ohne die Augenpartie zu berühren).



7) Spülen Sie nun die Bürste aus und tupfen Sie sie mit einem trockenen, sauberen Tuch trocken.



8) Vervollständigen Sie die Routine und tragen Sie Ihre üblichen Cremes und Tränke auf.



ADVERTENCIAS



Confía en nosotros, te conviene leer esto

NO USAS SI:

- Eres menor de 14 años.
- Tienes la piel cicatrizada, rota, inflamada o infectada.
- Tienes eczema, dermatitis u otra enfermedad de la piel.
- Tienes quemaduras solares extremas.
- Estás tomando medicamentos que pueden causar sensibilidad en la piel.
- Tienes un marcapasos.
- Necesitas una estrecha supervisión cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidades físicas o mentales.
- No lo utilices en la delicada zona de los ojos ni alrededor de ella.
- Estrictamente para uso externo.

TÉCNICA – COSAS QUE DEBES HACER:

- Desconecta siempre la alimentación de la fuente USB antes de usarla.
- Mantente alejado del agua (incluyendo baños, duchas y lavabos).
- Limpia el aparato SÓLO con un paño seco, no lo laves directamente con agua.
- No utilices el aparato mientras te bañas o te duchas.
- No cargues cerca de fuentes de agua.
- Mantén fuera del alcance de los niños y los animales.
- Deja de utilizar el aparato inmediatamente si sospechas que funciona mal o no funciona correctamente.
- No cojas un cable de carga que se haya caído al agua. Desconecta la alimentación en la red eléctrica antes de recuperar la unidad o puede provocar una descarga eléctrica y/o la muerte.
- No intentes desmontar ni reparar ninguna pieza del producto, ya que podrías causar daños, perjuicios, mal funcionamiento, descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- La batería del aparato no es extraíble por el usuario. Si tienes que deshacerte del aparato, no lo pongas en el fuego. Elimina el aparato según la normativa local.
- No utilices el aparato si ves algún signo de fuga en la batería interna.
- No hagas un mal uso del producto: utilízalo sólo para el fin previsto.
- No utilices nunca el cepillo si está dañado.
- No lo utilices cerca de equipos de onda corta o microondas. Otros equipos eléctricos cercanos pueden verse afectados por el uso de este producto.
- LightsOut está pensado para ser almacenado y utilizado a temperatura ambiente y humedad normal.
- No guardes el LightsOut al sol, ni sobre una superficie caliente, ni en una habitación húmeda como el baño. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. El aparato debe ser operado, transportado y almacenado de la manera especificada en este manual.



ES

CÓMO EMPEZAR



TU PRIMERA VEZ:

LightsOut es un cepillo limpiador de fotones LED no invasivo, destinado a limpiar la piel con el objetivo de resolver problemas específicos de la piel, utilizando terapia de luz roja, azul y amarilla.

Ten en cuenta que no se trata de un dispositivo médico y que no debe utilizarse para tratar ninguna enfermedad. LightsOut está diseñado para ser utilizado sólo por personas con buena salud. Si no es tu caso, consulta a tu médico antes de utilizarlo.

Si experimentas cualquier irritación anormal de la piel, deja de usarlo inmediatamente.

LightsOut está destinado a un uso cosmético en la cara, como se describe en las instrucciones de uso. Cualquier consecuencia derivada del mal uso, de la aplicación en otras partes del cuerpo o de la cara, de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, de la suciedad de los elementos de contacto o de cualquier otra aplicación inadecuada no es responsabilidad de HSNF Ltd. ni de sus afiliados.

ELIMINACIÓN:

Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por favor, asegúrate de que al final de la vida útil de este producto se elimine de la manera correcta de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales. NO debe eliminarse con la basura doméstica.



CON QUE FRECUENCIA:

Adecuado para el uso diario.




ES

PIEZAS Y ACCESORIOS



Toma de carga USB

Tapa de la toma de carga -
Asegúrate siempre de insertar la
lengüeta después de la carga para
garantizar la estanqueidad.



Cargador USB

ELIGE TU TRATAMIENTO

TERAPIAS DE LUZ:

¿Cuál es el mejor tratamiento de luz para ti? Los colores de la luz penetran en la piel a diferentes niveles, ofreciendo una variedad de beneficios y tratamientos:

LUZ AZUL (476-495nm)


La terapia de luz azul ayuda a controlar la producción de sebo. Puede utilizarse para tratar el acné y mejorar el entorno de los folículos del cabello. Su uso regular también puede tratar las manchas oscuras y reducir la apariencia de cicatrices.

LUZ AMARILLA (590-620nm)

La terapia de luz amarilla mejora la oxigenación celular. Se utiliza para desvanecer las manchas oscuras y su uso deja la piel suave y brillante.


LUZ ROJA (620-750nm)

La terapia de luz roja promueve el proceso de renovación natural de la piel. Mejora el aspecto de las líneas finas y las arrugas, y aumenta la luminosidad y el brillo de la piel.



CÓMO SE USA


CÓMO EMPEZAR:




1) ¡Asegúrate de que tu dispositivo está completamente cargado! Para cargar tu cepillo, saca la pequeña tapa de goma de la parte inferior del aparato y conecta el cargador USB. Asegúrate SIEMPRE de que la tapa vuelve a estar asegurada en el dispositivo una vez que se haya completado la carga. Una carga completa tardará 3 horas.



2) Antes de empezar, limpia tu rostro para eliminar el maquillaje, la suciedad superficial y la contaminación. ¿Has oído hablar de nuestra increíble gama WipeOut? Tanto nuestros SWIPES como nuestros paños limpiadores eliminan el maquillaje con sólo agua. Compruébalos en magnitone.es




3) Una vez que tu piel esté limpia de maquillaje y suciedad superficial, aplica tu limpiador sobre el cabezal del cepillo o directamente sobre tu piel. XO LightsOut es compatible con cualquier limpiador.



4) Humedece ligeramente el cabezal del cepillo y pulsa el botón superior durante 2 segundos para activar las vibraciones microsónicas. Continúa pulsando el botón para seleccionar la velocidad que prefieras; cuanto más rápida sea la velocidad, más profundas serán las vibraciones.


CÓMO SE USA



5) Pulsa el botón inferior durante 2 segundos para activar el modo LED, continúa pulsando el botón para seleccionar el tratamiento LED que desees. Ambos modos pueden funcionar al mismo tiempo.



6) ¡No restriegues! Deja que las vibraciones microsónicas hagan todo el trabajo. Desliza el cepillo suavemente por la cara y el cuello (evitando la zona de los ojos) con pequeños y lentos movimientos circulares.



7) Ahora aclara el cepillo y sécalo con un paño seco y limpio.



8) Completa la rutina y aplica tus cremas y pociones habituales.

⚠ AVVERTENZE ⚠

Fidati di noi, leggile

NO USAS SI:

- Eres menor de 14 años.
- Tienes la piel cicatrizada, rota, inflamada o infectada.
- Tienes eczema, dermatitis u otra enfermedad de la piel.
- Tienes quemaduras solares extremas.
- Estás tomando medicamentos que pueden causar sensibilidad en la piel.
- Tienes un marcapasos.
- Necesitas una estrecha supervisión cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidades físicas o mentales.
- No lo utilices en la delicada zona de los ojos ni alrededor de ella.
- Estrictamente para uso externo.

TÉCNICA – COSAS QUE DEBES HACER:

- Desconecta siempre la alimentación de la fuente USB antes de usarla.
- Mantente alejado del agua (incluyendo baños, duchas y lavabos).
- Limpia el aparato SÓLO con un paño seco, no lo laves directamente con agua.
- No utilices el aparato mientras te bañas o te duchas.
- No cargues cerca de fuentes de agua.
- Mantén fuera del alcance de los niños y los animales.
- Deja de utilizar el aparato inmediatamente si sospechas que funciona mal o no funciona correctamente.
- No cojas un cable de carga que se haya caído al agua. Desconecta la alimentación en la red eléctrica antes de recuperar la unidad o puede provocar una descarga eléctrica y/o la muerte.
- No intentes desmontar ni reparar ninguna pieza del producto, ya que podrías causar daños, perjuicios, mal funcionamiento, descargas eléctricas, incendios o lesiones.
- La batería del aparato no es extraíble por el usuario. Si tienes que deshacerte del aparato, no lo pongas en el fuego. Elimina el aparato según la normativa local.
- No utilices el aparato si ves algún signo de fuga en la batería interna.
- No hagas un mal uso del producto: utilízalo sólo para el fin previsto.
- No utilices nunca el cepillo si está dañado.
- No lo utilices cerca de equipos de onda corta o microondas. Otros equipos eléctricos cercanos pueden verse afectados por el uso de este producto.
- LightsOut está pensado para ser almacenado y utilizado a temperatura ambiente y humedad normal.
- No guardes el LightsOut al sol, ni sobre una superficie caliente, ni en una habitación húmeda como el baño. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. El aparato debe ser operado, transportado y almacenado de la manera especificada en este manual.



IT

COME INIZIARE



LA TUA PRIMA VOLTA:

'LightsOut' è una Spazzola per la Pulizia a fotoni LED non invasiva, progettata per detergere la pelle con problemi specifici, utilizzando la terapia a luce rossa, blu e gialla.

Si prega di notare che questo non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per il trattamento di condizioni mediche. LightsOut è progettato per essere utilizzato solo da persone in buona salute. Se questo non è il tuo caso, consulta il tuo medico prima dell'uso.

Se si verificano irritazioni cutanee anomale, interrompere immediatamente l'uso.

LightsOut è destinato all'uso cosmetico sul viso come descritto nelle Istruzioni per l'uso. Qualsiasi conseguenza derivante da uso improprio, applicazione su altre parti del corpo o del viso, collegamento a fonti di tensione improprie, elementi di contatto sporchi o qualsiasi altra applicazione impropria non è responsabilità di HSNF Ltd né delle sue affiliate.

SMALTIMENTO:



Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Assicurarsi che alla fine del ciclo di vita di questo prodotto venga smaltito in modo corretto in conformità con i requisiti delle autorità locali. **NON** deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

QUANTO SPESSO:

Adatto all'uso giornaliero.




RICAMBI E ACCESSORI



Presina di ricarica USB

Coperchio della presa di ricarica - Assicurarsi sempre di inserire la linguetta dopo la ricarica per garantire la tenuta stagna



Caricatore USB

IT

SCEGLI IL TUO TRATTAMENTO

TERAPIE DELLA LUCE:

Qual è il miglior trattamento per la luce per te? I colori della luce penetrano nella pelle a diversi livelli, offrendo una varietà di benefici e trattamenti:

LUCE BLU (476-495nm)


La terapia della luce blu aiuta a controllare la produzione di sebo. Può essere usato per trattare il *Propionibacterium acnes* e migliorare l'ambiente nei follicoli dei peli. L'uso regolare può anche trattare le macchie scure e ridurre l'aspetto per le cicatrici.

LUCE GIALLA (590-620nm)

La terapia con luce gialla migliora l'ossigenazione cellulare. Si usa per sfumare macchie scure e regolari, il suo utilizzo lascia la pelle liscia e luminosa.


LUCE ROSSA (620-750nm)

La terapia con luce rossa favorisce il naturale processo di rinnovamento della pelle. Migliora l'aspetto di linee sottili e rughe e migliora la luminosità e la luminosità della pelle.



COME UTILIZZARE


COME INIZIARE:




1) Assicurati che il tuo dispositivo sia completamente carico! Per caricare la spazzola, estrai il piccolo coperchio in gomma sul fondo del dispositivo e collega il caricatore USB. Assicurati SEMPRE che la copertura sia fissata di nuovo sul dispositivo una volta completata la ricarica. Una ricarica completa richiederà 3 ore.



2) Prima di iniziare, pulisci il viso per rimuovere trucco, sporco superficiale e inquinamento. Hai sentito parlare della nostra fantastica gamma WipeOut?! Sia i nostri SWIPES che i panni detergenti rimuovono il trucco con la sola acqua! Dai un'occhiata a magnitone.co.uk.




3) Una volta che la pelle è priva di trucco e sporco superficiale, applica il detergente sulla testina della spazzola o direttamente sulla pelle. XO LightsOut è compatibile con qualsiasi detergente.



4) Inumidire leggermente la testina della spazzola e tenere premuto il pulsante in alto per 2 secondi per attivare le vibrazioni microsoniche. Continua a premere il pulsante, per selezionare la tua velocità preferita, maggiore è la velocità, più intense saranno le vibrazioni!


COME UTILIZZARE



5) Premere il pulsante inferiore per 2 secondi per attivare la modalità LED, continuare a premere il pulsante per selezionare il trattamento LED desiderato. Entrambe le modalità possono funzionare contemporaneamente.



6) Non strofinare! Lascia che le vibrazioni microsoniche facciano tutto il lavoro! Fai scorrere delicatamente il pennello su viso e collo (evitando il contorno occhi) con piccoli movimenti circolari lenti.



7) Ora risciacqua la spazzola e asciugala tamponando con un panno asciutto e pulito.



8) Completa la routine e applica le tue creme e pozioni abituali.