

# MAGNITONE

LONDON

Since 2013, it has been our mission to energise and condition skin naturally; no knives, needles or baffling science! We create quality devices at affordable prices, making **#NoFilterSkincare** accessible to all.

MAGNITONE  
LONDON

## BAREFACED3

### Vibra-Sonic™ Facial Cleanse + Massage Brush

Read the instructions of use carefully. Keep the box and user manual for future reference.

#### THIS MANUAL INCLUDES

- TECHNICAL SPECIFICATION
- WHAT'S IN THE BOX
- REGISTER YOUR WARRANTY
- WARNINGS
- RECYCLING + DISPOSAL
- CLEANING + STORAGE
- CHARGING YOUR DEVICE
- PARTS + ACCESSORIES
- HOW TO GO BAREFACED!
- YOUR BRUSH HEADS

#### TECHNICAL SPECIFICATION

**Product:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic Cleanse + Massage Brush

**Product Code:** ML05G

**Input:** 5V  200mA 

**Battery:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Waterproof Rating:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /  
Vervaardigd in China.

## WHAT'S IN THE BOX

- 1 x BareFaced3 Vibra-Sonic Cleanse + Massage Brush
- 1 x SiliSoft Silicone Cleansing Head
- 1 x ToneltUp Massage Head
- 1 x Bathroom Caddy
- 1 x USB Charging Cable



Scan the  
QR code

## REGISTER YOUR WARRANTY

Your device is covered by a 12 month warranty from your date of purchase. You must register your device to validate your warranty.

Scan the QR code to register your warranty and unlock an extra 12 months cover. That's 2 years in total!

This warranty does not cover fault or defect caused by:

- Faults arising from failure to observe operating and cleaning instructions
- Careless handling or misuse
- Transit damage
- Alterations, repairs or adjustments undertaken by anyone other than our qualified product engineers.

## CUSTOMER SERVICE

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## WARNINGS

BareFaced3 is a deep cleansing and massaging facial brush. Powered by Vibra-Sonic™ technology; BareFaced3 helps to deep cleanse by removing dirt and impurities, and stimulating blood flow. Some may experience breakouts or other adverse skin changes after the first few days using your brush but do not panic! This is completely normal and is your skin's way of adjusting to a new and deeper method of cleansing. Skin should re-balance itself after 2 weeks.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

## CONTRAINDICATIONS

### DO NOT USE IF:

- You have broken skin, irritated skin, varicose veins, rashes, spots and moles.
- You have eczema, dermatitis or other skin conditions.
- You have extreme sunburn.
- You are taking medication that can cause skin sensitivity.



## SAFETY CAUTIONS

- DO **NOT** use on or near the delicate eye area.
- DO **NOT** drop or misuse the product.
- Do **NOT** leave the charger plugged in once the brush is fully charged as this may damage the appliance.
- DO **NOT** disassemble or repair any part of the appliance.
- Children shall not play with the appliance.

## RECYCLING + DISPOSAL

Your MAGNITONE BareFaced3 must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure.



## CLEANING + STORAGE

Make sure your device is disconnected from the USB charging cable before cleaning. Rinse the brush under running water after every use, and let the brush air dry or wipe down with a dry cloth.



## CHARGING YOUR DEVICE

Your BareFaced3 may have a little bit of charge when you take it out of the box but, to maximise battery life, you should give your brush a full charge before you use it.


To charge, simply attach the magnetic end of the USB charger to the bottom of your device (A) and plug in the USB to a computer or USB charging port/plug.

The lights will flash during charging and will turn solid once fully charged. (B) If the lights turn red when the brush is in use, this means the battery is low and you need to charge it.

A full charge should last up to 1 month, depending how often you use it.



## PARTS + ACCESSORIES



## LIGHT INDICATOR



Gentle Cleanse



Deep Cleanse






PulseLift Massage

## HOW TO GO BAREFACED!



### TO CLEANSE:

1. First cleanse first - remove all makeup. Try WipeOut Microfibre Cleansing Cloths to remove makeup with just warm water. (C)
2. Apply your preferred cleanser either to your face or directly onto the SiliSoft brush head. (D)
3. Choose your mode. Press once for a Gentle Cleanse or twice for a Deep Cleanse.
4. Hold the BareFaced3 to your skin and use small circular motions to help 'wobble' out any dirt.
5. BareFaced3 will run for one minute, with a beep every 20 seconds to remind you to move on to the next area. Start with the cheeks and chin, then move to the T-zone and finish with the neck. (E)
6. When you're done, rinse your BareFaced3 to remove any cleanser (F) and place it in the bathroom caddy to drip dry. (I) Rinse your face with warm water to remove any cleanser (or use your WipeOut cloth) and carry on with the rest of your skincare routine.



## TO MASSAGE:


1. When you reach the step in your skincare routine to apply your serums or moisturiser, give them an extra boost with your BareFaced3 in PulseLift massage mode. Attach the ToneltUp Massage Brush Head to your BareFaced3. (G)
2. Apply your preferred serum or moisturiser either to your skin or directly on the brush head. (D)
3. Press the button 3 times to enter PulseLift massage mode.
4. BareFaced3 will run for one minute, with a beep every 20 seconds to remind you to move on to the next area. Start with the cheeks and chin, then move on to the T-zone and finish with the neck. (H)
5. When you're finished, rinse the ToneltUp Head to remove any serum/moisturiser (F) and place your BareFaced3 in the bathroom caddy to drip dry. (I)



## YOUR BRUSH HEADS


### NEW SILISOFT™ SILICONE CLEANSE HEAD

Suitable for all skin types, the super soft silicone bristles and unique sweep-swirl design give a deep yet gentle cleanse. Unlike traditional plastic bristles, the high-grade silicone means SiliSoft will keep its shape and won't need replacing. Better for your face, for your wallet and for the planet!




### TONEITUP MASSAGE HEAD

When you reach the step in your skincare routine to apply your serums or moisturiser, give them some extra oomph with your BareFaced3 in PulseLift massage mode. The short, firm nodules of the ToneItUp head will help to push the products into the skin, while boosting micro-circulation.



## HOW TO CHANGE THE BRUSH HEADS

1. To switch between brush heads, hold the BareFaced3 firmly in one hand.
2. Then, pull the brush head gently at an angle (not straight) and it'll pop off. (J)
3. Fix the desired head on by pushing until it clicks into place.
4. Store the 'other' head in your Bathroom Caddy until you need it next. (K)



## HOW TO USE THE POWER TRAVEL LOCK

Avoid the awkward moment when your bag starts vibrating as you go through airport security! To activate the Power Travel Lock, press and hold the power button for 5 seconds to turn it on. The red light will flash 3 times when it is active. Repeat to unlock.

## SHARING IS CARING!

We love seeing your pictures and videos. Take a photo, make a video, tag us on social and we'll give it a share!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Make sure to tag us in and use **#NoFilterSkincare**.

## OUR PROMISE

We believe that all skin is beautiful.

Lines, blemishes, freckles, pimples - they're what make us unique and make us human. We want to represent real people and real skin, so we promise that all of our imagery is 100% un-retouched.

Our devices and skincare are simply tools to help you feel confident in the gorgeous skin you're in.

**xoxo**

Look out for  
the stamp





**MAGNITONE**  
LONDON

## BAREFACED3

Nettoyant Visage Barefaced3 Vibra-Sonic™  
+ Brosse De Massage

Lisez attentivement le mode d'emploi. Conservez la boîte et le manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

### CE MANUEL COMPREND

- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- NETTOYAGE + STOCKAGE
- CONTENU DE LA BOÎTE
- CHARGEMENT DE L'APPAREIL
- ENREGISTRER LA GARANTIE
- PIÈCES ET ACCESSOIRES
- AVERTISSEMENTS
- MODE D'UTILISATION DU GBAREFACED!
- RECYCLAGE + MISE EN DÉCHETS
- LES TÊTES DE VOS BROSSES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Product:** MAGNITONE Brosse de nettoyage et de massage BareFaced3 Vibra-Sonic

**Code produit:** ML05G

**Alimentation:** 5V  200mA

**Batterie:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Indice d'étanchéité:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

## CONTENU DE LA BOITE

- 1 x Brosse de nettoyage et de massage BareFaced3 Vibra-Sonic
- 1 x Tête de nettoyage SiliSoft en silicone
- 1 x Tête de massage ToneltUp
- 1 x Panier de rangement salle de bain
- 1 x Câble de charge USB



Scannez le  
code QR

## ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Vous devez enregistrer votre appareil pour valider votre garantie.

Scannez le code QR pour enregistrer votre garantie et débloquer une couverture supplémentaire de 12 mois, soit 2 ans de garantie au total!

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou les défaillances causés par:

- Des pannes résultant du non-respect des instructions d'utilisation et de nettoyage.
- Une manipulation négligente ou une mauvaise utilisation
- Des dommages liés au transport
- Des modifications, réparations ou ajustements effectués par toute personne autre que nos ingénieurs produits qualifiés.

## SERVICE APRÈS-VENTE

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## AVERTISSEMENTS

BareFaced3 est une brosse faciale massante et nettoyante en profondeur. Alimentée par la technologieVibra-Sonic ; BareFaced3 aide à nettoyer en profondeur en éliminant la saleté et les impuretés et en stimulant le flux sanguin. Certains peuvent présenter des éruptions ou d'autres effets indésirables sur la peau après les premiers jours d'utilisation de la brosse, mais pas de panique ! C'est tout à fait normal et c'est la façon dont votre peau s'adapte à une nouvelle méthode de nettoyage plus profonde. La peau devrait retrouver son équilibre au bout de deux semaines.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. L'appareil DOIT être alimenté uniquement en basse tension correspondant au marquage de l'appareil.

## CONTRE-INDICATIONS

### NE PAS UTILISER SI:

- Vous avez une peau cicatrisée, abîmée, irritée ou infectée.
- Vous souffrez d'eczéma, de dermatite ou de toute autre affection cutanée
- Vous souffrez d'un coup de soleil
- Vous prenez des médicaments qui peuvent augmenter la sensibilité de la peau.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- NE **PAS** utiliser sur ou autour des yeux.
- NE **PAS** faire tomber ou abuser de l'usage de l'appareil.
- NE **PAS** laisser le chargeur branché une fois que la brosse est complètement chargée, pour éviter d'endommager l'appareil.
- NE **PAS** démonter ni réparer une quelconque partie de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil

## RECYCLAGE + MISE EN DÉCHETS

Votre BareFaced3 de MAGNITONE ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Lorsque vous n'avez plus besoin de l'appareil, veuillez en disposer conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale.



## NETTOYAGE + STOCKAGE

Assurez-vous que votre appareil soit bien débranché du câble de charge USB avant de le nettoyer. Rincez la brosse à l'eau après chaque utilisation, puis laissez-la sécher à l'air libre ou essuyez-la avec un chiffon propre.

## CHARGEMENT DE L'APPAREIL


Il se peut que votre BareFaced3 soit légèrement chargé lorsque vous le sortez de la boîte, mais pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez recharger complètement votre brosse avant de l'utiliser.

Pour la charger, il suffit d'attacher l'extrémité magnétique du chargeur USB à la partie inférieure de votre appareil (A) et de brancher l'USB à un ordinateur ou à un port/une prise de charge USB.


Les lumières clignoteront pendant la charge et se figeront une fois la charge terminée. (B)

Si les voyants deviennent rouges pendant l'utilisation de la brosse, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez la charger.

Une charge complète devrait durer jusqu'à 1 mois, selon la fréquence d'utilisation.



## PIÈCES + ACCESSOIRES



Nettoyage en douceur



Nettoyage intense






Massage PulseLift

## MODE D'UTILISATION DU BAREFACED!




### POUR NETTOYER:

1. Nettoyez d'abord - démaquillez vous. Essayez les lingettes nettoyantes en microfibres WipeOut pour vous démaquiller à l'aide d'eau chaude seulement. (C)
2. Appliquez votre produit nettoyant préféré soit sur votre visage, soit directement sur la tête de la brosse SiliSoft. (D)
3. Choisissez votre mode. Appuyez une fois pour un nettoyage en douceur ou deux fois pour un nettoyage intense.
4. Tenez le BareFaced3 contre votre peau et effectuez de petits mouvements circulaires pour aider à " déloger " toute saleté.
5. BareFaced3 fonctionnera pendant une minute en émettant un signal sonore toutes les 20 secondes pour vous rappeler de passer à la zone suivante. Commencez par les joues et le menton, puis passez à la zone T et terminez par la nuque. (E)
6. Une fois terminé, rincez votre BareFaced3 pour éliminer tout produit nettoyant (F) et placez-le dans le panier de rangement salle de bains pour qu'il sèche. (I) Rincez votre visage à l'eau tiède pour éliminer tout produit nettoyant (ou utilisez votre lingette WipeOut) et poursuivez votre routine de soins de peau.



## POUR MASSER:

1. Lorsque vous arrivez à l'étape de votre routine de soins de la peau où vous devez appliquer vos sérums ou votre crème hydratante, donnez-leur un coup de pouce supplémentaire avec votre BareFaced3 en mode massage PulseLift. Fixez la tête de brosse de massage ToneltUp à votre BareFaced3. (G)
2. Appliquez votre sérum ou votre crème hydratante préférée sur votre peau ou directement sur la tête de la brosse. (D)
3. Appuyez 3 fois sur le bouton pour passer en mode de massage PulseLift.
4. BareFaced3 fonctionnera pendant une minute, avec un signal sonore toutes les 20 secondes pour vous rappeler de passer à la zone suivante. Commencez par les joues et le menton, puis passez à la zone T et terminez par le cou. (H)
5. Une fois que vous avez terminé, rincez la tête ToneltUp pour éliminer tout sérum/hydratant (F) et placez votre BareFaced3 dans le panier de rangement salle de bain pour qu'il sèche. (I)






## LES TÊTES DE VOS BROSSES


### NOUVELLE TÊTE NETTOYANTE EN SILICONE SILISOFT™

Adaptés à tous les types de peau, les poils en silicone ultra doux et la conception unique du mouvement en tourbillon permettent un nettoyage en profondeur mais en douceur. Contrairement aux poils en plastique traditionnels, le silicone de haute qualité signifie que SiliSoft gardera sa forme et n'aura pas besoin d'être remplacé. C'est meilleur pour votre visage, pour votre porte-monnaie et pour la planète !




### TÊTE DE MASSAGE TONEITUP

Lorsque vous passez à l'étape suivante de votre routine de soins de la peau et appliquez vos sérums ou votre crème hydratante, donnez-leur un coup de boost supplémentaire grâce au mode massage PulseLift de votre BareFaced3. Les nodules courts et fermes de la tête ToneItUp aideront à faire pénétrer les produits dans la peau, tout en stimulant la microcirculation.



## CHANGEMENT DES TÊTES DE LA BROSSE

1. Pour passer d'une tête de brosse à l'autre, tenez fermement le BareFaced3 dans une main.
2. Ensuite, tirez délicatement la tête de brosse vers le coté (pas tout droit) et elle se détachera. (J)
3. Fixez la tête souhaitée en l'enfonçant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. Rangez l'autre tête dans votre panier de rangement salle de bains pour une utilisation future. (K)



## UTILISATION DU MODE DE VEROUILLAGE TRAVEL LOCK

Évitez le moment gênant où votre sac se met à vibrer lorsque vous passez la sécurité de l'aéroport ! Pour activer le mode Travel Lock, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'allumer. Le voyant rouge clignote 3 fois lorsqu'il est activé. Répétez l'opération pour déverrouiller.

## PARTAGER, C'EST AIDER!

Nous aimons voir vos photos et vidéos. Prenez une photo, faites une vidéo, marquez-nous sur les réseaux sociaux et nous la partagerons!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

N'oubliez pas de nous taguer et d'utiliser **#NoFilterSkincare**.

## NOTRE PROMESSE

Nous pensons que toutes les peaux sont belles.

Les rides, les imperfections, les taches de rousseur, les boutons - ce sont eux qui nous rendent uniques et humains. Nous voulons représenter de vraies personnes et de vraies peaux, c'est pourquoi nous promettons que toutes nos images sont 100% non retouchées.

Nos appareils et nos soins de la peau sont simplement des outils qui vous aident à vous sentir en confiance dans la magnifique peau que vous.

**xoxo**

Attention  
au tampon



**MAGNITONE**  
LONDON

## **BAREFACED3**

### Vibra-Sonic™ Gesichtsreinigungs- + Massagebürste

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Verpackung und das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

#### **DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHÄLT**

- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- WAS IM PAKET ENTHALTEN IST
- REGISTRIERUNG IHRER GARANTIE
- WARNUNGEN
- RECYCLING + ENTSORGUNG
- REINIGUNG + LAGERUNG
- AUFLADEN IHRES GERÄTS
- TEILE + ZUBEHÖR
- SO LEGEN SIE LOS
- IHRE BÜRSTENKÖPFE

#### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

**Produkt:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic™ Reinigungs- und Massagebürste

**Produkt-Code:** ML05G

**Anschluss:** 5V  200mA 

**Batterie:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Bewertung der Wasserdichte:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

## WAS IM PAKET ENTHALTEN IST

- 1 x BareFaced3 Vibra-Sonic™ Reinigungs- und Massagebürste
- 1 x SiliSoft-Silikon-Reinigungskopf
- 1 x ToneltUp-Massagekopf
- 1 x Badezimmer-Dose
- 1 x USB-Ladekabel



QR-Code  
Scannen

## REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE

Für Ihr Gerät gilt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Sie müssen Ihr Gerät registrieren, um Ihre Garantie zu validieren.

Scannen Sie den QR-Code, um Ihre Garantie zu registrieren und eine zusätzliche 12-Monats-Abdeckung freizuschalten. Das sind insgesamt 2 Jahre!

Diese Garantie deckt keine Fehler oder Defekte ab, die wie folgt verursacht wurden:

- Durch Fehler aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungs- und Reinigungsanweisungen
- Durch nachlässige Handhabung oder Missbrauch
- Durch Transportschäden
- Durch Änderungen, Reparaturen oder Anpassungen, die von anderen Personen als unseren qualifizierten Produktionstechnikern vorgenommen wurden.

## KUNDENDIENST

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## WARNUNGEN

BareFaced3 ist eine tiefenreinigende und massierende Gesichtsbürste. Angetrieben durch Vibra-Sonic-Technologie hilft BareFaced3 bei der Tiefenreinigung, indem es Schmutz und Verunreinigungen entfernt und die Durchblutung anregt. Bei manchen Benutzern kommt es nach den ersten Tagen mit der Bürste zu Pickeln oder anderen nachteiligen Hautveränderungen, aber keine Panik! Das ist völlig normal, denn Ihre Haut gewöhnt sich an eine neue und gründlichere Reinigungsmethode. Die Haut sollte nach 2 Wochen wieder normal sein.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, solange sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen. Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.

## KONTRAINDIKATIONEN

### NICHT VERWENDEN WENN:

- Sie Hautrisse, gereizte Haut, Krampfadern, Hautausschläge, Pickel und Muttermale haben.
- Sie an Ekzemen, Dermatitis oder anderen Hauterkrankungen leiden.
- Sie einen extremen Sonnenbrand haben.
- Sie Medikamente einnehmen, die Hautempfindlichkeiten verursachen können.

## SICHERHEITSHINWEISE

- **NICHT** auf oder in der Nähe der empfindlichen Augenpartien anwenden.
- Lassen Sie das Produkt **NICHT** fallen und verwenden Sie es **NICHT** falsch.
- Lassen Sie das Ladegerät **NICHT** angeschlossen, wenn die Bürste vollständig aufgeladen ist, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Zerlegen oder reparieren Sie **KEINE** Teile des Geräts.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

## RECYCLING + ENTSORGUNG

Ihr **MAGNITONE BareFaced3** darf am Ende der Lebensdauer nicht mit anderem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie Ihr Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte gemäß der Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Behörde.



## REINIGUNG + LAGERUNG

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vor der Reinigung vom USB-Ladekabel getrennt ist. Spülen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab und lassen Sie die Bürste an der Luft trocknen oder wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.

## AUFLADEN IHRES GERÄTS


Ihre BareFaced3 ist möglicherweise schon teilweise aufgeladen, wenn Sie sie aus der Verpackung nehmen, aber um die Akkulebensdauer zu maximieren, sollten Sie Ihre Bürste vor der Verwendung vollständig aufladen.

Bringen Sie zum Aufladen einfach das magnetische Ende des USB-Ladegeräts an der Unterseite Ihres Geräts (A) an und stecken Sie das USB-Kabel in einen Computer oder einen USB-Ladeanschluss/-stecker.

Die Lichter blinken während des Ladevorgangs und leuchten dauerhaft, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. (B)


Wenn die Lichter rot aufleuchten, während die Bürste verwendet wird, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist und Sie ihn aufladen müssen.

Eine vollständige Aufladung hält bis zu 1 Monat an, je nachdem, wie oft Sie die Bürste verwenden.





## TEILE + ZUBEHÖR



Sanfte Reinigung



Tiefenreinigung






PulseLift-Massage

## SO LEGEN SIE LOS!



### ZUR GESICHTSREINIGUNG:

1. Entfernen Sie Ihr Make-up, um mit der Reinigung zu beginnen. Probieren Sie die WipeOut Mikrofaser-Reinigungstücher aus, um Make-up nur mit warmem Wasser zu entfernen. (C)
2. Tragen Sie Ihren bevorzugten Cleanser entweder auf Ihr Gesicht oder direkt auf den SiliSoft-Bürstenkopf auf. (D)
3. Wählen Sie Ihren Modus. Drücken Sie einmal für eine sanfte Reinigung oder zweimal für Tiefenreinigung.
4. Halten Sie die BareFaced3 an Ihre Haut und machen Sie kleine kreisende Bewegungen, um Schmutzablagerungen „herauszuschütteln“.
5. BareFaced3 läuft eine Minute lang, mit einem Piepton alle 20 Sekunden, um Sie daran zu erinnern, mit dem nächsten Bereich fortzufahren. Beginnen Sie mit den Wangen und dem Kinn, bewegen Sie das Gerät dann zur T-Zone hin und enden Sie mit dem Hals. (E)
6. Wenn Sie fertig sind, spülen Sie Ihre BareFaced3 ab, um den Cleanser zu entfernen, (F) und legen Sie sie zum Abtropfen in die Badezimmer-Dose. (I) Spülen Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser ab, um den Cleanser zu entfernen (oder verwenden Sie Ihr WipeOut-Tuch) und fahren Sie mit Ihrer gewöhnlichen Hautpflegeroutine fort.



## ZUR GESICHTSMASSEGE:


1. Wenn Sie den Schritt in Ihrer Hautpflegeroutine erreichen, wo Sie Serum oder Feuchtigkeitscremes auftragen, geben Sie den Cremes mit Ihrem BareFaced3 im PulseLift-Massagemodus einen zusätzlichen Boost. Befestigen Sie den ToneltUp Massagebürstenkopf an Ihrem BareFaced3. (G)
2. Tragen Sie Ihr bevorzugtes Serum oder Ihre bevorzugte Feuchtigkeitscreme entweder auf Ihre Haut oder direkt auf den Bürstenkopf auf. (D)
3. Drücken Sie die Taste dreimal, um den PulseLift-Massagemodus aufzurufen.
4. BareFaced3 läuft eine Minute lang, mit einem Piepton alle 20 Sekunden, um Sie daran zu erinnern, mit dem nächsten Bereich fortzufahren. Beginnen Sie mit den Wangen und dem Kinn, fahren Sie dann mit der T-Zone fort und enden Sie mit dem Hals. (H)
5. Wenn Sie fertig sind, spülen Sie den ToneltUp-Aufsatz ab, um Serum/ Feuchtigkeitscreme zu entfernen (F), und legen Sie Ihre BareFaced3 zum Abtropfen in die Badezimmer-Dose. (I)



## IHRE BÜRSTENKÖPFE


### NEUER SILISOFT™ SI-LIKON-REINIGUNGSKOPF

Die superweichen Silikonborsten und das einzigartige Sweep-Swirl-Design sind für alle Hauttypen geeignet und sorgen für eine tiefe und dennoch sanfte Reinigung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffborsten sorgt das hochwertige Silikon dafür, dass SiliSoft seine Form behält und nicht ausgetauscht werden muss. Besser für Ihr Gesicht, für Ihren Geldbeutel und für den Planeten!




### STONEUP MASSAGEKOPF

Wenn Sie den nächsten Schritt in Ihrer Hautpflegeroutine erreicht haben, und Serum oder Feuchtigkeitscreme auftragen möchten, nutzen Sie den BareFaced3 im PulseLift- Massagemodus für einen zusätzlichen Boost. Die kurzen, festen Knötchen des StoneUp-Kopfes helfen dabei, die Produkte in die Haut einzumassieren, und fördern gleichzeitig die Mikrozirkulation.



## AUSWECHSELN DER BÜRSTENKÖPFE

1. Um zwischen den Bürstenköpfen zu wechseln, halten Sie die BareFaced3 fest in einer Hand.
2. Ziehen Sie dann den Bürstenkopf vorsichtig in einem Winkel (nicht gerade) ab und er springt ab. (J)
3. Fixieren Sie den gewünschten Kopf durch Drücken, bis er einrastet.
4. Bewahren Sie den anderen Kopf in Ihrer Badezimmer-Dose auf, bis Sie ihn das nächste Mal brauchen. (K)



## BENUTZUNG DER POWER-REISESPERRE

Vermeiden Sie peinliche Momente, wenn Ihre Tasche zu vibrieren beginnt, wenn Sie gerade durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen gehen!

Um die Power-Reisesperre zu aktivieren, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Das rote Licht blinkt 3 Mal, wenn es aktiv ist. Zum Entsperren wiederholen.

## TEILEN BEDEUTET FÜRSORGE!

Wir lieben es, Ihre Bilder und Videos zu sehen. Machen Sie ein Foto, machen Sie ein Video, markieren Sie uns in den sozialen Netzwerken und wir teilen es!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Vergessen Sie nicht, uns zu markieren und **#NoFilterSkincare** zu verwenden.

## UNSER VERSPRECHEN

Wir glauben, dass jede Haut schön ist.

Fältchen, Schönheitsfehler, Sommersprossen, Pickel – sie machen uns einzigartig und menschlich. Wir möchten echte Menschen und echte Haut darstellen, daher versprechen wir, dass alle unsere Bilder zu 100% nicht retuschiert sind.

Unsere Geräte und Hautpflegeprodukte sind Tools, die Ihnen helfen, sich in der wunderschönen Haut, die Ihre ist, sicher zu fühlen.

**xoxo**

Achten Sie  
auf den  
Stempel



**MAGNITONE**  
LONDON

## BAREFACED3

### Vibra-Sonic™ Spazzola Per La Pulizia E Il Massaggio Del Viso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservare la confezione e il manuale d'uso per future consultazioni.

#### IL PRESENTE MANUALE INCLUDE

- SPECIFICHE TECNICHE
- COSA C'È NELLA CONFEZIONE
- COME REGISTRARE LA GARANZIA
- AVVERTENZE
- RICICLAGGIO E SMALTIMENTO
- PULIZIA E CONSERVAZIONE
- RICARICA DEL DISPOSITIVO
- PARTI E ACCESSORI
- COME UTILIZZARE BAREFACED3
- LE VOSTRE TESTINE

#### SPECIFICHE TECNICHE

**Prodotto:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic™ per la Pulizia e il Massaggio

**Codice prodotto:** ML05G

**Alimentazione:** 5V  200mA

**Batteria:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Grado di impermeabilità:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /  
Vervaardigd in China.

## COSA C'È NELLA CONFEZIONE

- 1 x Spazzola BareFaced3 Vibra-Sonic™ per la Pulizia e il Massaggio
- 1 x Testina SiliSoft in silicone per la pulizia
- 1 x Testina ToneltUp per il massaggio
- 1 x Supporto per il bagno
- 1 x Cavo di ricarica USB



Scansione  
Del Codice QR

## REGISTRA LA TUA GARANZIA

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Per attivare la garanzia è necessario registrare il dispositivo.

Scansionare il codice QR per registrare la garanzia e ottenere un'ulteriore copertura di 12 mesi. In totale 2 anni!

La presente garanzia non copre i guasti o i difetti causati da:

- Guasti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di pulizia
- Uso incauto o improprio
- Danni da trasporto
- Modifiche, riparazioni o interventi effettuati da persone diverse dai nostri tecnici qualificati.

## SERVIZIO CLIENTI

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk



## AVVERTENZE

BareFaced3 è una spazzola per la pulizia profonda e il massaggio del viso. Grazie alla tecnologia Vibra-Sonic™, BareFaced3 aiuta a pulire in profondità rimuovendo sporco e impurità e stimolando il flusso sanguigno. È possibile che dopo i primi giorni di utilizzo della spazzola si verifichino eruzioni cutanee o altri effetti negativi sulla pelle, ma non bisogna farsi prendere dal panico! Ciò è del tutto normale ed è il modo in cui la pelle si adatta a un nuovo e più profondo metodo di pulizia. La pelle si riequilibra autonomamente dopo 2 settimane.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto la supervisione o le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. Questo apparecchio deve essere alimentato esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla dicitura riportata sull'apparecchio.

## CONTROINDICAZIONI

### NON UTILIZZARE SE:

- Si hanno pelle lesionata o irritata, vene varicose, eruzioni cutanee, macchie e nei.
- Si soffre di eczema, dermatite o altre patologie della pelle.
- Si soffre di scottature solari gravi.
- Si stanno assumendo farmaci che possono causare sensibilità cutanea.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **NON** utilizzare sulla zona delicata degli occhi o in prossimità di essa.
- **NON** far cadere il prodotto o utilizzarlo in modo improprio.
- **NON** lasciare il caricabatterie inserito una volta che la spazzola è completamente carica per non danneggiare l'apparecchio.
- **NON** smontare o riparare alcuna parte dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

## RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Il MAGNITONE BareFaced3™ non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto non viene più utilizzato, smaltirlo secondo le procedure di riciclaggio previste dalle proprie autorità locali.



## PULIZIA E CONSERVAZIONE

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dal cavo di ricarica USB. Sciacquare la spazzola sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo e lasciarla asciugare all'aria o tamponarla con un panno asciutto.

## RICARICA DEL DISPOSITIVO



Il BareFaced3 può essere un po' carico quando lo si estrae dalla confezione ma, per massimizzare la durata della batteria, è consigliabile ricaricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo.

Per ricaricarlo, è sufficiente collegare l'estremità magnetica del caricatore USB alla parte inferiore del dispositivo (A) e collegare l'USB a un computer o a una porta/presa di ricarica USB.


Durante la ricarica, le luci lampeggiano e diventano fisse quando il dispositivo è completamente carico. (B)

Se le luci diventano rosse quando la spazzola è in uso, significa che la batteria è scarica e che è necessario caricarla.

Una carica completa può durare fino a 1 mese, a seconda della frequenza di utilizzo.



## PARTI E ACCESSORI



Pulizia delicata



Pulizia profonda






Massaggio Pulselift

## COME UTILIZZARE BAREFACED!



### PER LA PULIZIA:

1. Prima di effettuare la pulizia, rimuovere tutto il trucco. Provate i panni detergenti in microfibra WipeOut per rimuovere il trucco utilizzando solo acqua calda. (C)
2. Applicare il detergente preferito sul viso o direttamente sulla testina della spazzola SiliSoft. (D)
3. Scegliere la modalità. Premere una volta per una pulizia delicata o due volte per una pulizia profonda.
4. Mantenere il BareFaced3 sulla pelle e compiere piccoli movimenti circolari per eliminare lo sporco.
5. BareFaced3 rimarrà in funzione per un minuto, con un segnale acustico ogni 20 secondi per ricordarvi di passare alla zona successiva. Iniziare con le guance e il mento, poi passare alla zona T e terminare con il collo. (E)
6. Al termine, sciacquare il BareFaced3 per rimuovere il detergente (F) e riporlo nel supporto per il bagno per farlo asciugare. (I) Sciacquare il viso con acqua tiepida per rimuovere il detergente (o utilizzare il panno WipeOut) e proseguire con il resto della routine di cura della pelle.



**PER IL MASSAGGIO:**


1. Quando si arriva alla fase della routine di cura della pelle in cui si applicano i sieri o la crema idratante, si può dare loro uno stimolo in più con il BareFaced3 in modalità massaggio PulseLift. Collegare la testina ToneltUp Massage Brush al BareFaced3. (G)
2. Applicare il siero o la crema idratante preferiti sulla pelle o direttamente sulla testina. (D)
3. Premere il pulsante 3 volte per accedere alla modalità di massaggio PulseLift.
4. BareFaced3 rimarrà in funzione per un minuto, con un segnale acustico ogni 20 secondi per ricordare di passare alla zona successiva. Iniziare con le guance e il mento, poi passare alla zona T e terminare con il collo. (H)
5. Al termine, risciacquare la testina ToneltUp per rimuovere il siero/ idratante (F) e riporre il BareFaced3 nel supporto per il bagno per farlo asciugare. (I)



## LE VOSTRE TESTINE


### NUOVA TESTINA SILISOFT™ IN SILICONE

Adatta a tutti i tipi di pelle, grazie alle morbidissime setole in silicone e all'esclusivo design "sweep-swirl" garantisce una pulizia profonda e delicata. A differenza delle tradizionali setole in plastica, il silicone di alta qualità fa sì che SiliSoft mantenga la sua forma e non debba essere sostituita. Un prodotto migliore per il vostro viso, per il vostro portafoglio e per il pianeta!




### TESTINA PER IL MASSAGGIO TONEITUP

Quando si passa alla fase successiva della routine di cura della pelle con l'applicazione del siero o della crema idratante, si può dare un ulteriore contributo con il BareFaced3 in modalità massaggio PulseLift. I noduli corti e robusti della testina ToneItUp contribuiranno a far penetrare i prodotti nella pelle, stimolando al contempo la microcircolazione.



## COME CAMBIARE LE TESTINE

1. Per passare da una testina all'altra, tenere il BareFaced3 saldamente con una mano.
2. Quindi, tirare delicatamente la testina in modo obliquo (non dritto) e la testina si staccherà. (J)
3. Fissare la testina desiderata spingendo finché non scatta in posizione.
4. Riporre l'altra testina nel supporto per il bagno fino al momento in cui se ne avrà bisogno. (K)



## COME USARE IL BLOCCO DA VIAGGIO

Evitate il momento imbarazzante in cui la vostra borsa inizia a vibrare mentre passate i controlli in aeroporto! Per attivare il Blocco da Viaggio, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Quando è attivo, la luce rossa lampeggerà 3 volte. Ripetere nuovamente l'operazione per sbloccarlo.



## CONDIVIDERE È AVERE CURA!

Ci piace vedere le vostre foto e i vostri video. Scattate una foto, fate un video, taggateci sui social e noi lo condivideremo!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Assicuratevi di taggarci e di usare **#NoFilterSkincare**.

## LA NOSTRA PROMESSA

Crediamo che tutta la pelle sia bella.

Linee, imperfezioni, lentiggini, brufoli: sono ciò che ci rende unici e ci rende umani. Vogliamo rappresentare persone e pelli reali, quindi promettiamo che tutte le nostre immagini sono al 100% non ritoccate.

I nostri dispositivi per la cura della pelle sono semplici strumenti per aiutarvi a sentirvi sicure della vostra splendida pelle.

**xoxo**

Cercate il  
logo



**MAGNITONE**  
LONDON

## BAREFACED3

### Vibra-Sonic™ Cepillo De Limpieza Facial + Masaje Limpiador

Lea atentamente las instrucciones de uso. Conserve la caja y el manual de usuario para futuras consultas.

#### ESTE MANUAL INCLUYE

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- QUÉ HAY EN LA CAJA
- REGISTRA TU GARANTÍA
- PRECAUCIONES
- RECICLAJE + ELIMINACIÓN
- LIMPIEZA + ALMACENAMIENTO
- CÓMO CARGAR TU DISPOSITIVO
- PIEZAS + ACCESORIOS
- ¡CÓMO DISFRUTAR DE BAREFACE!
- TUS CABEZALES DE CEPILLO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Producto:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic™ per la Pulizia e il Massaggio

**Código de producto:** ML05G

**Input:** 5V  200mA 

**Batería:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Calificación de Resistencia al Agua:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

## QUÉ HAY EN LA CAJA

- 1 x BareFaced3 Vibra-Sonic™ Cepillo de Limpieza + Masaje
- 1 x SiliSoft Cabezal Limpiador de Silicona
- 1 x ToneltUp Cabezal de Masaje
- 1 x Estante de Baño
- 1 x Cable de Carga USB



Escanee El  
Código QR

## REGISTRE SU GARANTÍA

Su dispositivo está cubierto por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Debe registrar su dispositivo para validar su garantía.

Escanee el código QR para registrar su garantía y activar una cobertura adicional de 12 meses. Son 2 años en total.

Esta garantía no cubre los fallos o defectos causados por:

- Fallos derivados de la omisión de las instrucciones de uso y limpieza
- Manipulación descuidada o mal uso
- Daños de transporte
- Alteraciones, reparaciones o ajustes realizados por personas ajenas a nuestros ingenieros de producto cualificados.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## ADVERTENCIAS

BareFaced3 es un cepillo de limpieza y masaje facial profundo. Con tecnología Vibra-Sonic™, BareFaced3 te ayuda a limpiar tu piel en profundidad eliminando la suciedad y las impurezas al mismo tiempo que estimula el flujo sanguíneo. Se pueden experimentar brotes o cambios en la piel tras los primeros días de uso del cepillo, pero ¡no temas! Es completamente normal y es la respuesta de la piel mientras se adapta a un método nuevo y más profundo de limpieza. La piel se reequilibrará tras 2 semanas.

Este dispositivo lo pueden utilizar niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas siempre que lo hagan bajo supervisión e instrucción sobre el uso seguro del dispositivo y siempre que entiendan los potenciales riesgos que implica. Este dispositivo solo se puede utilizar respetando el voltaje extra bajo especificado.

## CONTRAINDICACIONES

### NO UTILIZAR SI

- Tienes lesiones o irritaciones en la piel, venas varicosas, erupciones, marcas y lunares.
- Padeces de eccema, dermatitis u otros problemas cutáneos.
- Tienes quemaduras solares graves.
- Estás tomando medicación que puede causar sensibilidad cutánea.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **NO** usar sobre o cerca de la zona delicada del contorno de los ojos.
- **NO** dejes caer el dispositivo ni utilices el dispositivo de forma incorrecta.
- **NO** dejes el cargador enchufado una vez el cepillo esté totalmente cargado, ya que puede dañar el dispositivo.
- **NO** desarmes el dispositivo ni trates de reparar ninguna pieza del mismo.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.

## RECICLAJE + ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Tu MAGNITONE BareFaced3 no debe tirarse junto con otros deshechos del hogar o desperdicios comerciales al final de su vida útil. Cuando acabes de utilizar tu dispositivo, tíralo de acuerdo con las disposiciones y procedimientos de tu autoridad local.



## LIMPIEZA + ALMACENAMIENTO

Asegúrate de que tu dispositivo esté desconectado del cable de carga USB antes de limpiarlo. Acláralo bajo el agua corriente tras cada uso y deja que el cepillo se seque al aire o sécalo con un paño seco.

## CARGA TU DISPOSITIVO



Tu BareFaced3 puede venir con un poquito de carga cuando lo saques de la caja, pero, para maximizar la duración de la batería, deberías cargar la batería por completo antes de usarlo.

Para cargarlo solo tienes que colocar el extremo magnético del cargador USB en la parte inferior de tu dispositivo (A) y enchufar el USB a un ordenador o a un puerto de carga o enchufe USB.


Las luces parpadearán durante la carga y se quedarán fijas una vez esté completamente cargado. (B)

Si las luces se vuelven rojas cuando estás usando el dispositivo, esto significa que la batería está baja y necesitas cargarla.

Una carga completa debería durar hasta 1 mes, dependiendo de la frecuencia de uso.



## PIEZAS + ACCESORIOS



Limpieza Suave



Limpieza Profunda






Masaje PulseLift

## ¡CÓMO DISFRUTAR DE BAREFACE!

### LIMPIEZA:



1. En primer lugar, la limpieza: desmaquíllate. Prueba los Paños Limpiadores de Microfibrá WipeOut para retirar todo el maquillaje con solo agua tibia. (C)
2. Aplícate tu limpiadora favorita directamente en el rostro o en el cabezal del cepillo SiliSoft. (D)
3. Elige el modo. Pulsa una vez para una Limpieza Suave o dos veces para una Limpieza Profunda.
4. Describe movimientos circulares con el BareFaced3 sobre tu piel para ayudarte a ‘desbloquear’ cualquier impureza.
5. BareFaced3 funcionará durante un minuto emitiendo un bip cada 20 segundos para recordarte que debes desplazarte a la siguiente zona. Empieza con las mejillas y la barbilla y después sigue con la zona T, terminando con el cuello. (E)
6. Cuando termines, enjuaga tu BareFaced3 para eliminar cualquier resto de limpiadora (F) y colócalo en el estante para que se seque. (I) Aclárate el rostro con agua tibia para eliminar cualquier resto de limpiadora (o usa tu paño WipeOut) y prosigue con el resto de tu rutina de cuidado de la piel.





## MASAJE:


1. Cuando llegues al paso de tu rutina de cuidado de la piel en la que te aplicas los serums o la hidratante, sácales más partido utilizando tu BareFaced3 en el modo de masaje PulseLift. Coloca el Cabezal del Cepillo de Masaje ToneltUp en BareFaced3. (G)
2. Aplícate tu serum o tu hidratante preferida directamente en la piel o en el cabezal de cepillo. (D)
3. Pulsa el botón 3 veces para entrar en el modo de masaje PulseLift.
4. BareFaced3 funcionará durante un minuto, con un bip cada 20 segundos para recordarte que debes desplazarte a la siguiente zona. Empieza por las mejillas y la barbilla y después a la zona T y termina con el cuello. (H)
5. Cuando hayas terminado, enjuaga el ToneltUp Head para eliminar cualquier resto de serum/hidratante (F) y pon tu BareFaced3 en el estante a secar. (I)



## TUS CABEZALES DE CEPILLO


### NUEVO CABEZAL DE LIMPIEZA DE SILICONA SILISOFT™

Apto para todo tipo de pieles, sus increíblemente suaves cerdas de silicona y su diseño de barrido giratorio te ofrecen una limpieza muy profunda a la vez que delicada. A diferencia de las cerdas tradicionales de plástico, sus cerdas de silicona de alta calidad hacen que SiliSoft mantenga su forma y no tienen que reemplazarse. ¡Lo mejor para tu rostro, para tu cartera y para el planeta!




### CABEZAL DE MASAJE TONEITUP

Cuando continúas con el siguiente paso de tu rutina de cuidado de la piel aplicándote serums o hidratante, dales un impulso extra con tu BareFaced3 con el modo de masaje PulseLift. Los nódulos cortos y firmes del cabezal ToneItUp ayudará a que los productos se absorban más profundamente en la piel al mismo tiempo que se estimula la microcirculación.



## CÓMO CAMBIAR LOS CABEZALES DE CEPILLO

1. Para cambiar de cabezales, sujeta firmemente el BareFaced3 en una mano.
2. Después, tira del cabezal suavemente en ángulo (no recto) y saldrá. (J)
3. Coloca el cabezal que desees empujándolo hasta que haga clic y quede sujeto en su lugar.
4. Guarda el 'otro' cabezal en el Estante del Baño hasta que vuelvas a necesitarlo. (K)



## CÓMO USAR EL BLOQUEO DEL ENCENDIDO DE VIAJE

¡Evita ese incómodo momento en el que tu bolsa de viaje empieza a vibrar mientras estás pasando el control de seguridad del aeropuerto! Para activar el modo de Bloqueo del Encendido de Viaje, mantén pulsado el botón de encendido 5 segundos para encenderlo. La luz roja parpadeará 3 veces cuando esté activo. Repite el mismo proceso para desbloquearlo.

## ¡COMPARTIR ES VIVIR!

Nos encanta ver vuestras fotos y vídeos. Haz una foto, graba un vídeo, etiquétanos en las redes sociales y lo compartiremos.



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Asegúrate de etiquetarnos y utilizar **#NoFilterSkincare**.

## NUESTRA PROMESA

Creemos que toda piel es bella.

Las líneas, las manchas, las pecas, los granos... son lo que nos hace únicos y nos hace humanos. Queremos representar a personas y pieles reales, por lo que prometemos que todas nuestras imágenes están 100% sin retocar.

Nuestros dispositivos y productos para el cuidado de la piel son simplemente herramientas que te ayudan a sentirte segura de ti misma en la preciosa piel que tienes.

**xoxo**

Busca el  
sello



**MAGNITONE**  
LONDON

## BAREFACED3

### Vibra-Sonic™ Szczoteczka Do Oczyszczania i Masażu Twarzy

Uważnie przeczytaj instrukcje użytkowania. Opakowanie i instrukcję obsługi zachowaj na przyszłość.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA:

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE
- CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU
- ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ
- OSTRZEŻENIA
- RECYKLING I UTYLIZACJA
- MYCIE I PRZECHOWYWANIE
- ŁADOWANIE URZĄDZENIA
- CZĘŚCI I AKCESORIA
- JAK UŻYWAĆ BAREFACED
- TWOJE GŁOWICE SZCZOTECZKI

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Produkt:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic™ szczoteczka do oczyszczania i masażu

**Kod produktu:** ML05G

**Wejście:** 5V  200mA

**Bateria:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Wodoodporność:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano / Vervaardigd in China.

## CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU

- 1 x BareFaced3 Vibra-Sonic™ szczoteczka do oczyszczania i masażu
- 1 x SiliSoft silikonowa głowica oczyszczająca
- 1 x ToneltUp głowica masująca
- 1 x Podstawka łazienkowa
- 1 x ładowarka USB

## ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ

Twoje urządzenie jest objęte gwarancją przez 12 miesięcy od daty zakupu. Aby potwierdzić gwarancję, musisz zarejestrować swoje urządzenie.

Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować gwarancję i odblokować dodatkowe 12 miesięcy. To daje łącznie 2 lata!

Ta gwarancja nie obejmuje usterek lub defektów spowodowanych przez:

- Usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz instrukcji czyszczenia
- Nieostrożne obchodzenie się z produktem lub jego niewłaściwe używanie
- Uszkodzenia transportowe
- Zmiany, naprawy lub regulacje wykonywane przez kogokolwiek innego niż naszych wykwalifikowanych inżynierów produktu.

## OBSŁUGA KLIENTA

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk



Zeskanuj  
Kod QR

## OSTRZEŻENIA

BareFaced3 to głęboko oczyszczająca i masująca szczoteczka do twarzy zasilana za pomocą technologii Vibra-Sonic™. BareFaced3 pomaga dogłębnie oczyścić twarz usuwając zabrudzenia i zanieczyszczenia oraz stymuluje przepływ krwi. Po pierwszych kilku dniach używania szczoteczki u niektórych osób mogą pojawić się wypryski raz inne niepożądane zmiany skórne, ale bez paniki! Jest to całkowicie normalne, ponieważ w ten sposób Twoja skóra dostosowuje się do nowego, bardziej dogłębnego sposobu oczyszczania. Po dwóch tygodniach skóra powinna odzyskać równowagę.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo nie posiadających doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą pod jakimś nadzorem lub jeśli zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ewentualne związane z nim zagrożenia. Urządzenie musi być jedynie zasilane bezpiecznym bardzo niskim napięciem, odpowiadającym oznaczeniu, które się na nim znajduje.

## PRZECIWWSKAZANIA

### NIE UŻYWAJ JEŚLI

- Masz na skórze rany, podrażnienia, żylaki, wysypkę, pryszcze lub znamiona.
- Masz egzemę, zapalenia skóry lub inne problemy skórne.
- Cierpisz z powodu poparzenia słonecznego.
- Przyjmujesz leki, które mogą powodować nadwrażliwość skóry.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **NIE** stosować w okolicach oczu oraz delikatnej skóry wokół nich.
- **NIE** upuszczać produktu ani nie korzystać z niego w niewłaściwy sposób
- **NIE** zostawiać ładowarki podłączonej do gniazdka, gdy szczoteczka jest już w pełni naładowana, ponieważ można w ten sposób uszkodzić urządzenie.
- **NIE** rozmontowywać ani nie naprawiać żadnej z części urządzenia.
- **NIE** pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

## RECYKLING + USUWANIE

Nie wyrzucać szczoteczki MAGNITONE BareFaced3 po zużyciu do kosza wraz z innymi domowymi odpadami. Kiedy produkt nie będzie już się nadawał do użytku należy go zutylizować zgodnie z procedurą recyklingu zalecaną przez lokalne władze.



## MYCIE I PRZECHOWYWANIE

Zanim przystąpisz do mycia, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowarki USB. Po każdym użyciu opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia lub przetrzyj suchą ściereczką.





## ŁADOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA

Twoja szczoteczka BareFaced3 może być już lekko naładowana kiedy wyciągniesz ją z pudełka, ale w celu zmaksymalizowania żywotności baterii powinieneś ją przed użyciem naładować do pełna.


W celu naładowania po prostu podłącz magnetyczną końcówkę ładowarki USB do dolnej części urządzenia (A) i włóż USB do komputera lub do portu ładowania/ wtyczki USB.

Podczas ładowania diody będą migać. Po zakończeniu ładowania zaczną świecić ciągłym światłem. (B) Kiedy diody zaczną świecić na czerwono podczas używania szczoteczki oznacza to, że poziom baterii jest nisko i należy ją naładować.

Po pełnym ładowaniu urządzenia można używać przez ok. 1 miesiąc, w zależności od częstotliwości użytkowania.



## CZĘŚCI I AKCESORIA



Delikatne  
oczyszczanie



Głębokie  
oczyszczanie






Masaż pulsacyjny

## JAK UŻYWAĆ BAREFECED!



### OCZYSCZANIE:

1. Najpierw oczyszczenie - zmyj makijaż. Wypróbuj oczyszczających chusteczek z mikrofibry WipeOut Microfibre Cleansing Cloths, aby usunąć makijaż przy użyciu ciepłej wody. (C)
2. Nałóż Twój ulubiony środek myjący na twarz, albo bezpośrednio na głowicę szczoteczki SiliSoft. (D)
3. Wybierz tryb. Naciśnij raz, aby wybrać Delikatne Oczyszczenie lub 2 razy dla Głębokiego Oczyszczenia.
4. Trzymaj BareFaced3 przy skórze i wykonuj niewielkie, okrężne ruchy, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia
5. Szczoteczka BareFaced3 uruchomi się na minutę. Co 20 sekund usłyszysz sygnał dźwiękowy, który przypomni Ci o przejściu do następnej strefy. Zacznij od policzków i brody, potem przejdź do strefy T i zakończ na szyi. (E)
6. Kiedy skończysz, oplucz swoją szczoteczkę BareFaced3, aby usunąć pozostałości środka myjącego (F) i umieść ją na podstawce, by mogła wyschnąć. (I) Przemyj twarz ciepłą wodą e celu usunięcia pozostałości żelu do mycia twarzy (albo użyj chusteczki WipeOut), a następnie przejdź do dalszych czynności pielęgnacyjnych.



## MASAŻ:


1. Kiedy przyjdzie czas na nałożenie serum i kosmetyku nawilżającego, wzmocnij ich działanie dzięki szczoteczce BareFaced3, która posiada tryb masujący PulseLift. Nałóż głowicę masującą ToneltUp na Twoją szczoteczkę BareFaced3. (G)
2. Nałóż Twoje ulubione serum lub kosmetyk nawilżający na skórę, albo bezpośrednio na głowicę szczoteczki. (D)
3. Naciśnij przycisk 3 razy, aby aktywować tryb masujący PulseLift.
4. Szczoteczka BareFaced3 uruchomi się na minutę. Co 20 sekund usłyszysz sygnał dźwiękowy, który przypomni Ci o przejściu do następnej strefy. Zaczynij od policzków i brody, potem przejdź do strefy T i zakończ na szyi. (H)
5. Kiedy skończysz, opłucz głowicę ToneltUp, aby usunąć wszelkie pozostałości serum/ środka (F) nawilżającego i umieść Twoją szczoteczkę BareFaced3 na podstawce, aby mogła wyschnąć. (I)



## TWOJE GŁOWICE SZCZOTECZKI


### NOWA SILIKONOWA GŁOWICA OCZYSZCZAJĄCA SILISOFT™

Odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry, super łagodne silikonowe włosie i wyjątkowy wzór oczyszczania wirowego zapewniają głębokie i jednocześnie łagodne oczyszczenie. W przeciwieństwie do tradycyjnego plastikowego włosia, wysokiej jakości silikon sprawia, że SiliSoft zachowa swój kształt i nie będzie wymagać wymiany. Lepsze dla Twojej twarzy, portfela i planety!




### GŁOWICA DO MASAŻU TONEITUP

Gdy osiągniesz kolejny etap w rutynie pielęgnacyjnej skóry, polegający na aplikowaniu serum lub kremu nawilżającego, dodaj skórze energii przy użyciu Twojego BareFaced3 w trybie masażu PulseLift. Krótkie, jędrne kuleczki głowicy ToneItUp pomogą Ci wprowadzić produkty w skórę, w tym samym czasie pobudzając mikrokrążenie.



## JAK WYMIENIĆ GŁOWICĘ

1. Aby wymienić głowicę szczoteczki, trzymaj BareFaced3 mocno w jednej ręce.
2. Następnie delikatnie pociągnij głowicę szczoteczki pod kątem (nie prosto), aż wyskoczy. (J)
3. Umieść wybraną głowicę naciskając ją, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu.
4. Umieść drugą głowicę na Twojej podstawie łazienkowej do czasu, aż będziesz jej potrzebować następnym razem. (K)



## JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU BLOKADY PODRÓŻNEJ

Uniknij niezręcznej sytuacji, kiedy Twoja torba zaczyna wibrować podczas odprawy na lotnisku! Aby aktywować tryb blokady podróźnej, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączający przez 5 sekund, aby go uruchomić. Kiedy będzie aktywny, czerwona dioda mignie 3 razy. Powtórz czynność, aby odblokować.

## DZIELĄC SIĘ, DBASZ O INNYCH!

Uwielbiamy oglądać Wasze zdjęcia i filmy. Zrób zdjęcie, nagraj film, oznacz nas w mediach społecznościowych, a my to udostępnimy!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Upewnij się, że użyjesz **#NoFilterSkincare** i nas otagujesz.

## NASZA OBIETNICA

Wierzmy, że każda skóra jest piękna.

Zmarszczki, przebarwienia, piegi, pryszcze – to one sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi i czynią nas ludźmi. Chcemy reprezentować prawdziwych ludzi i prawdziwą skórę, a więc obiecujemy, że wszystkie nasze zdjęcia są w 100% nieretuszowane.

Nasze urządzenia i produkty do pielęgnacji skóry to po prostu narzędzia, dzięki którym poczujesz się pewniej w swojej wspaniałej skórze, w której jesteś.

**xoxo**

Szukaj  
pieczętki



**MAGNITONE**  
LONDON

## BAREFACED3

### Vibra-Sonic™ Reiniging + Massage Gezichtsborstel

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de doos en de handleiding voor toekomstig gebruik.

#### DEZE HANDLEIDING BEVAT:

- TECHNISCHE SPECIFICATIE
- WAT ZIT ER IN DE DOOS
- REGISTREER UW GARANTIE
- WAARSCHUWINGEN
- RECYCLEN + VERWIJDERING
- REINIGING + OPSLAG
- UW APPARAAT OPLADEN
- ONDERDELEN + ACCESSOIRES
- GEBRUIKSAANWIJZING BAREFACED!
- UW BORSTELKOPPEN

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Product:** MAGNITONE BareFaced3 Vibra-Sonic™ Reiniging + Massage  
Gezichtsborstel

**Productcode:** ML05G

**Input:** 5V  200mA 

**Batterij:** Ni-MH 2.4V 600mAh

**Waterdichte beoordeling:** IP7



© MAGNITONE 2023

Registered trademark, owned by:

HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /  
Vervaardigd in China.



## WAT ZIT ER IN DE DOOS

- 1 x BareFaced3 Vibra-Sonic™ Reiniging + Massage Gezichtsborstel
- 1 x SiliSoft Siliconen Reinigingskop
- 1 x ToneltUp Massagekop
- 1 x Badkamer Houder
- 1 x USB-oplaadkabel



## REGISTREER JE GARANTIE

Je apparaat heeft een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Je kunt je apparaat registreren om de garantie te valideren.

Scan de QR-code om je garantie te registreren en een extra dekking van 12 maanden te ontgrendelen. Zo krijg je in totaal 2 jaar garantie!

Deze garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door:

- Schade die ontstaan is door het niet naleven van de bedienings- en reinigingsinstructies
- Onzorgvuldig en verkeerd gebruik
- Schade die ontstaan is tijdens het vervoeren
- Wijzigingen, reparaties of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan onze gekwalificeerde productingenieurs.

## KLANTENSERVICE

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## WAARSCHUWINGEN

BareFaced3 is een diep reinigende en masserende gezichtsborstel. Aangedreven door Vibra-Sonic-technologie; BareFaced3 helpt bij een diepe reiniging door vuil en onzuiverheden te verwijderen en de doorbloeding te stimuleren. Sommige gebruikers kunnen last krijgen van puistjes of andere ongunstige huidveranderingen na de eerste paar dagen dat ze de borstel gebruiken, maar maakt u geen zorgen! Dit is volkomen normaal en komt door de manier waarop uw huid zich aanpast aan een nieuwe en diepere reinigingsmethode. De huid zou zichzelf na 2 weken weer in balans moeten brengen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die er bij betrokken zijn. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

## CONTRA-INDICATIES

### NIET GEBRUIKEN ALS:

- U hebt een kapotte of een geïrriteerde huid, spataderen, huiduitslag, puistjes of moedervlekken.
- U hebt eczeem, dermatitis of andere huidaandoeningen.
- U bent extreem verbrand door de zon.
- U gebruikt medicijnen die de gevoeligheid van de huid kunnen verhogen.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **NIET** gebruiken op of in de buurt van de tere huid rond de ogen.
- **NIET** het product laten vallen of verkeerd gebruiken.
- **NIET** de oplader aangesloten laten als de borstel volledig is opgeladen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- **NIET** een onderdeel van het apparaat demonteren of repareren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

## RECYCLEN + VERWIJDERING

Uw MAGNITONE BareFaced3 mag aan het einde van zijn levensduur niet worden weggegooid met ander huishoudelijk of bedrijfsafval. Als u uw product niet meer gebruikt, gooi het dan weg volgens de recyclingprocedure van uw gemeente.



## REINIGING + OPSLAG

Zorg ervoor dat uw apparaat is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel voordat u het schoonmaakt. Spoel de borstel na elk gebruik af onder stromend water en laat de borstel aan de lucht drogen of veeg het af met een droge doek.

## UW APPARAAT OPLADEN



Uw BareFaced3 is misschien een beetje opgeladen als u het uit de doos haalt, maar om de levensduur van de batterij te maximaliseren, moet u uw borstel volledig opladen voordat u het gebruikt.

Om op te laden, bevestigt u het magnetische uiteinde van de USB-oplader aan de onderkant van uw apparaat (A) en sluit u de USB aan op een computer of USB-oplaadpoort/stekker.


De lampjes knipperen tijdens het opladen en blijven branden zodra het apparaat volledig is opgeladen. (B)

Als de lampjes rood worden wanneer u de borstel gebruikt dan betekent dit dat de batterij bijna leeg is en dat u deze moet opladen.

Een volledige lading gaat tot 1 maand mee, afhankelijk van hoe vaak u het apparaat gebruikt.



## ONDERDELEN + ACCESSOIRES



Zachte Reiniging



Diepe Reiniging






PulseLift Massage

## GEBRUIKSAANWIJZING BAREFACED!



### REINIGEN:

1. Eerst reinigen- verwijder alle make-up. Probeer WipeOut Microvezel Reinigingsdoekjes om make-up te verwijderen met alleen warm water. (C)
2. Breng uw favoriete gezichtsreiniger aan op uw gezicht of rechtstreeks op de SiliSoft borstelkop. (D)
3. Kies uw modus. Druk één keer voor een Zachte Reiniging of twee keer voor een Diepe Reiniging.
4. Houd de BareFaced3 tegen uw huid en maak kleine cirkelvormige bewegingen om het vuil eruit te 'wiebelen'.
5. BareFaced3 werkt gedurende één minuut, met elke 20 seconden een pieptoon die u eraan herinnert om de volgende zone te behandelen. Begin met de wangen en kin, ga dan naar de T-zone en eindig met de nek. (E)
6. Als u klaar bent kunt u de BareFaced3 afspoelen om restjes gezichtsreiniger te verwijderen (F) en in de badkamer houder plaatsen om droog te laten druppelen. (I) Spoel uw gezicht af met warm water om gezichtsreiniger te verwijderen (of gebruik een WipeOut doekje) en maak de rest van uw huidverzorgingsroutine af.



## MASSEREN:


1. Wanneer het tijd is voor het aanbrengen van serums of vochtinbrengende crème in uw huidverzorgingsroutine, geef ze dan een extra boost met uw BareFaced3 in PulseLift massagemodus. Bevestig de ToneltUp massagekop op uw BareFaced3. (G)
2. Breng uw favoriete serum of vochtinbrengende crème aan op uw huid of rechtstreeks op de borstelkop. (D)
3. Druk 3 keer op de knop om de PulseLift massagemodus te activeren.
4. BareFaced3 werkt gedurende één minuut, met elke 20 seconden een pieptoon die u eraan herinnert om de volgende zone te behandelen. Begin met de wangen en kin, ga dan naar de T-zone en eindig met de nek. (H)
5. Als u klaar bent kunt u het ToneltUp Kopstuk afspoelen om restjes serum/ crème te verwijderen (F) en plaatst u de BareFaced3 in de badkamer houder om droog te laten druppelen. (I)



## UW BORSTELKOPPEN


### NIEUW SILISOFT™ SILICONEN REINIGINGSKOP

Geschikt voor alle huidtypes, de superzachte siliconen borstelharen en het unieke veegdraai ontwerp zorgen voor een diepe maar zachte reiniging. In tegenstelling tot traditionele plastic borstelharen, zorgen de hoogwaardige siliconen ervoor dat SiliSoft zijn vorm behoudt en niet vervangen hoeft te worden. Beter voor uw gezicht, voor uw portemonnee en voor de planeet!



### TONETUP MASSAGEKOP


Wanneer het tijd is voor het aanbrengen van serums of vochtinbrengende crème in uw huidverzorgingsroutine, geef ze dan een extra boost met uw BareFaced3 in PulseLift massagemodus. De korte, stevige knobbeltjes van de ToneItUp kop helpen de producten in de huid te drukken en stimuleren tegelijkertijd de microcirculatie.





## DE BORSTELKOPPEN VERVANGEN

1. Houd de BareFaced3 stevig in één hand om van borstelkop te wisselen.
2. Trek vervolgens voorzichtig aan de borstelkop vanuit een hoek (niet recht) en de kop zal loskomen. (J)
3. Bevestig de gewenste borstelkop door erop te duwen tot het vastklikt.
4. Bewaar de 'andere' borstelkop in uw badkamer houder totdat u het weer nodig hebt. (K)



## DE POWER REISVERGREDELING GEBRUIKEN

Vermijd het ongemakkelijke moment waarop uw tas begint te trillen als u door de security check gaat! Houdt de aan-uitknop 5 seconden ingedrukt om de Power Reisvergrendeling in te schakelen. Het rode lampje knippert 3 keer wanneer het actief is. Herhaal deze stap om te ontgrendelen.

## DEEL JE ERVARINGEN!

We vinden het leuk om je foto's en video's te zien. Maak een foto, maak een video, tag ons op social media en we delen hem!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Zorg ervoor dat je ons tagt en gebruik **#NoFilterSkincare**.

## ONZE BELOFTE

Wij geloven dat elke huid mooi is.

Lijntjes, vlekken, sproeten, puistjes - ze maken ons uniek en maken ons menselijk. We willen echte mensen en echte huid vertegenwoordigen, dus we beloven dat al onze afbeeldingen 100% geen filters bevatten.

Onze apparaten en huidverzorging zijn hulpmiddelen om je te helpen je zelfverzekerd te voelen in de prachtige huid waarin je je bevindt.

**xoxo**

Let op de  
stempel







# #NoFilterSkincare

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)