

MAGNITONE
LONDON

FACE ROCKET®



5-in-1 Facial Firming + Toning Apparaat

Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Bewaar de doos en de handleiding voor toekomstig gebruik.

DEZE HANDLEIDING BEVAT

- TECHNISCHE SPECIFICATIES
- WAT ZIT ER IN DE DOOS
- REGISTREER UW GARANTIE
- WAARSCHUWINGEN
- REINIGING + OPSLAG
- RECYCLEN + VERWIJDERING
- UW APPARAAT OPLADEN
- ONDERDELEN + ACCESSOIRES
- TECHNOLOGIEËN
- GEBRUIKSAANWIJZING FACE ROCKET
- LIFT OFF SUPERGELEIDENDE GEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product: MAGNITONE FaceRocket®
5-in-1 Facial Firming + Toning Apparaat
Productcode: MFR01G
Invoer: 5.0V  1000mA 
Batterij: Li-Ion 3.7V 2000mAh



© MAGNITONE 2023

Geregistreerd handelsmerk, eigendom van:
HSNF Ltd., London, N10 2JE, UK. HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Ireland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /
Vervaardigd in China.

WHAT'S IN THE BOX

- 1 x FaceRocket® 5-in-1 Facial Firming + Toning Apparaat
- 1 x LiftOff Supergeleidende Prepare + Glide Gel 60ml e
- 1 x USB-oplaadkabel

REGISTREER UW GARANTIE

Uw apparaat valt onder een garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop. U moet uw apparaat registreren om uw garantie te valideren.

Scan de QR-code om uw garantie te registreren en een extra garantieperiode van 12 maanden te krijgen. Dat is in totaal 2 jaar!

Deze garantie dekt geen storingen en defecten veroorzaakt door:

- Storingen die voortkomen uit het niet opvolgen van de bedienings- en reinigingsinstructies.
- Onzorgvuldige behandeling of misbruik.
- Transportschade.
- Wijzigingen, reparaties of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan onze gekwalificeerde productieingenieurs.



Scan de
QR-code

KLANTENSERVICE

help@magnitone.co.uk
www.magnitone.co.uk

WAARSCHUWINGEN

Krijg een huid die er fantastisch uitziet en aanvoelt met FaceRocket® - het ultieme apparaat voor het verstevigen en verstrakken van het gezicht. Klinisch bewezen om de stevigheid van de huid met 29% te verbeteren, de dermale dichtheid met 35% te verhogen en rimpels met 10% te verminderen, FaceRocket levert echte resultaten in slechts 4 weken.*

FaceRocket® is bedoeld voor gezichtsstimulatie en is alleen voor cosmetisch gebruik. Dit is geen medisch apparaat en mag niet worden gebruikt om medische aandoeningen te behandelen. Elke consequentie als gevolg van verkeerd gebruik, toepassing op andere delen van het lichaam, aansluiting op onjuiste spanningsbronnen, vuile contactelementen of enig ander onjuist gebruik is noch de verantwoordelijkheid van HSNF Ltd. noch haar gelieerde ondernemingen.

Sommige gebruikers kunnen de sensatie als vrij sterk ervaren, vooral in vergelijking met andere microstroomproducten die ze hebben gebruikt. Een tintelend gevoel (zoals een kleine elektrische schok) en enige onvrijwillige spiertrekkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van MAGNITONE FaceRocket®. Het verlagen van de modusinstelling kan deze sensatie verminderen of elimineren. Als dit oncomfortabel is, raden we aan een lagere sterkte-instelling te gebruiken. Meestal verdwijnt deze sensatie na de eerste paar keer gebruiken. Als u enige pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

**Onafhankelijke studie met 32 personen tussen de 33-50 jaar. Gemiddeld resultaat op basis van regelmatig gebruik gedurende 4 weken.*



- Alleen voor gebruik op het gezicht.
- Nadelige effecten kunnen optreden als de instructies niet worden nageleefd.
- Langdurige of herhaalde toepassing op één plek kan mogelijk de huid beschadigen.
- **NIET** gebruiken over de ogen (de cirkelvormige spier binnen de oogkas), op of rond de schildklier (middenlijn van de nek, voor en aan weerszijden van de luchtpijp), op de slapen (boven het oor), borsten of liesstreek.
- **GEEN** stimulatie aanbrengen op uw borstkas, omdat de introductie van een elektrische stroom in de borstkas hartritme stoornissen kan veroorzaken, wat dodelijk kan zijn.
- **NIET** het apparaat gebruiken in combinatie met ontvlambare cosmetische producten, tenzij deze worden aanbevolen door de fabrikant.
- Bij gebruik op de kaaklijn moet erop worden gelet dat de behandeling rechtstreeks over de middenlijn van de nek wordt geminimaliseerd en de schildklier wordt vermeden.
- Tijdens het gebruik van uw FaceRocket® kan er sprake zijn van waarneming van flitsende lichten als gevolg van de stimulatie van het ooggebied. Als u deze aandoening constant waarneemt zonder het gebruik van uw apparaat, stop dan met het gebruik en zoek medisch advies.
- Sommige gebruikers kunnen een metaalachtige smaak in hun mond ervaren tijdens het gebruik van het apparaat, als gevolg van stimulatie en variërende gevoeligheid rond de mond. Als u deze aandoening constant waarneemt zonder het gebruik van uw apparaat, stop dan met het gebruik en zoek medisch advies.

RAADPLEEG UW ARTS VOOR GEBRUIK ALS U ONDERLIGGENDE HUIDAANDOENINGEN HEEFT.

CONTRA-INDICATIES

NIET GEBRUIKEN ALS:

- U heeft gebieden waar de integriteit van de huid beschadigd is (zoals brandwonden, blaren, laesies, incisies, wonden, actieve huidziekte of infectie.); Als u lijdt aan een huidziekte of ontsteking van de huid, een gevoelige huid of een allergische aandoening heeft. U heeft een voorgeschiedenis van epilepsie of epileptische aanvallen.
- U heeft onlangs een operatie of andere chirurgische ingreep ondergaan.
- U heeft een elektronisch geïmplanteed apparaat zoals een pacemaker.
- U gebruikt een op het lichaam gedragen medisch hulpmiddel, zoals een insulinepomp.
- U heeft actieve kanker of u bent onlangs hersteld van of bent behandeld voor verdachte of kankerachtige laesies.
- U bent zwanger.
- U bent onder behandeling van een arts voor een aanhoudende medische aandoening, raadpleeg de arts voordat u dit apparaat gebruikt.
- U heeft een bekende voorgeschiedenis van ziekte aan de halslagader, beroerte of voorbijgaande ischemische aanval (TIA), carotisstenose, instabiele bloeddruk, gemakkelijk flauwvallen, schildklier-aandoening of eerdere chirurgische ingrepen in het nekgebied.
- U heeft een neiging tot bloeden na acuut letsel of botbreuken.
- U draagt implantaten die niet compatibel zijn met het gebruik ervan
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of op personen tot en met 18 jaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- **NIET** het apparaat onder water dompelen.
- **NIET** het apparaat laten vallen of verkeerd gebruiken.
- **NIET** het apparaat of oplader aanraken met natte handen.
- **NIET** het apparaat gebruiken als het beschadigd is.
- **NIET** het product uit elkaar halen of proberen te repareren.
- **NIET** het product in direct zonlicht plaatsen of de batterij aan hoge temperaturen of warmte genererende apparatuur blootstellen. Andere elektrische apparatuur in de buurt kan worden beïnvloed door het gebruik van dit product.

- **NIET** het ingebouwde veiligheidsmechanisme van het apparaat omzeilen of verwijderen
- Zorg ervoor dat uw apparaat voor gebruik is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel.
- Het apparaat **MOET** alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Strikt voor uitwendig gebruik.

REINIGING + OPSLAG

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat uw apparaat is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel voordat u het schoonmaakt. Gebruik een licht vochtige handdoek om het apparaat schoon te maken en droog het af met een zachte doek.

RECYCLEN + VERWIJDERING

Uw MAGNITONE FaceRocket® mag aan het einde van zijn levensduur niet worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval. Als u uw product niet meer gebruikt, gooi het dan weg volgens de recyclingprocedure van uw gemeente.




UW APPARAAT OPLADEN

Laad uw FaceRocket® op voor het eerste gebruik. Sluit het apparaat aan op een USB-aansluiting op een oplaadstekker of computer om op te laden. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, zullen de lampjes groen branden.






Hoe lang de batterijlading van de FaceRocket® volledig meegaat, hangt af van hoe lang u hem gebruikt, in welke modus en op welk niveau (radiofrequentie verbruikt bijvoorbeeld veel meer stroom dan cryotherapie). Als u uw apparaat dagelijks gebruikt, moet u het waarschijnlijk minstens één keer per week opladen.




ONDERDELEN + ACCESSOIRES



TECHNOLOGIEËN

FaceRocket® maakt gebruik van een combinatie van technologieën, allemaal ontworpen voor een stevigere, helderdere en strakkere look + gevoel.

 RADIOFREQUENTIE	Radiogolven verwarmen onder het huidoppervlak om de productie van collageen en elastine te stimuleren, wat resulteert in een stevigere huid. 42°C
 MICROSTROOM	Kleine pulsen van elektriciteit stimuleren de gezichtsspieren om samen te trekken, waardoor ze sterker en strakker worden en het gezicht wordt gelift. 300 - 500 mA
 RODE + GROENE LED-LICHTTHERAPIE	Rode lichtgolven dringen door tot onder het huidoppervlak om de productie van collageen en elastine te stimuleren. Groene lichtgolven dringen door tot onder het huidoppervlak en stimuleren de doorbloeding, waardoor de huid er stralender uitziet. Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm
 CRYOTHERAPIE	Koel en kalmeer de huid, verminder wallen en stimuleer lymfedrainage. 4°C
 SONISCHE MASSAGE	Zachte trillingen stimuleren onder het huidoppervlak en bevorderen de bloedstroom en lymfedrainage.

MODUS	TECHNOLOGIEËN	NIVEAUS
 FIRM	<ul style="list-style-type: none"> • Radiofrequentie • Rode LED 	n/a
 TONE	<ul style="list-style-type: none"> • Microstroom • Rode LED 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 300 mA 2. ~ 400 mA 3. ~ 500 mA
 COOL	<ul style="list-style-type: none"> • Cryotherapie • Groene LED • Sonische massage 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen massage 2. Massage 1 3. Massage 2





GEBRUIKSAANWIJZING FACEROCKET®

VOORDAT U BEGINT

Zorg ervoor dat u alle waarschuwingen, aandachtspunten en instructies hebt gelezen en begrepen voordat u begint.

Maak uw 'Before' foto! Vergeet niet om een before-foto te maken van uw gereinigde gezicht zonder make-up en in een goed verlichte kamer. Maak elke week foto's op dezelfde plaats en positie om uw voortgang bij te houden. U merkt mogelijk niet dagelijks veranderingen op, maar regelmatige selfies zullen u helpen om het verschil te zien!

Deel uw vooruitgang met ons op social media - gebruik de hashtag **#FaceRocket**

-  [magnitoneofficial](#)
-  [magnitonelondon](#)
-  [magnitoneskincare](#)
-  [youtube.com/c/MAGNITONELondon](https://www.youtube.com/c/MAGNITONELondon)





































HOE VAAK

Volg voor het beste resultaat ons 28-daagse gezichtsprogramma! Deze dagelijkse kalender zal u door de eerste 28 dagen behandelingen begeleiden. Gebruik de kalender op de volgende pagina of scan de QR-code om uw eigen kalender te downloaden en af te drukken.









































Wanneer uw 28 dagen voorbij zijn, behoud u de resultaten door ten minstens één keer per week de FIRM-modus te gebruiken en de TONE-modus 1-3 keer per week. De COOL-modus kan dagelijks worden gebruikt indien nodig.

FACEROCKET®

0  BEFORE YOU BEGIN	1   	2  	3  
KEY  MAAK EEN SELFIE	8  	9  	10   
 FIRM-modus 5-10 minutes  TONE-modus 3-5 minutes  COOL-modus 1-3 minutes  Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3	15  	16   	17  
22   	23  	24  	




28-DAAGSE GEZICHTSPROGRAMMA

4   	5  	6  	7   
11  	12  	13   	14  
18  	19   	20  	21  
25   	26  	27  	28   

FIRM

RADIOFREQUENTIE + RODE LED-LICHTTHERAPIE

Verstevig + Verstrak de huid met Radiofrequentie + Rode LED, die onder het oppervlak samenwerken om de productie van collageen + elastine te stimuleren. Gebruik de FIRM-modus niet vaker dan eens per 3 dagen.



1. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw huid volledig gereinigd is - vrij van make-up, oppervlakkige oliën en dagelijks vuil (A). (Mannen dienen zich voor de behandeling te scheren, aangezien gezichtshaar de geleidbaarheid kan verstoren).

BELANGRIJK: Alle crèmes, lotions, zelfbruiners of andere op olie gebaseerde producten op de huid kunnen de radiofrequentie blokkeren.




We raden een volledige dubbele reiniging aan; probeer onze WipeOut Amazing microvezel reinigingsdoekjes om make-up en oppervlakkig vuil te verwijderen en geef uw tweede reiniging een boost met een van onze bekronde reinigingsborstels!



2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om FaceRocket® in te schakelen. Het apparaat start automatisch in de FIRM-modus (B).
3. Terwijl het apparaat opwarmt, brengt u een royale laag supergeleidende gel aan op uw huid (C). U kunt het op het hele gezicht of sectie voor sectie aanbrengen en indien nodig tijdens de behandeling opnieuw aanbrengen.

BELANGRIJK: U moet een supergeleidende gel gebruiken om ervoor te zorgen dat de radiofrequentie onder het huidoppervlak komt. Zonder deze gel werkt de behandeling niet.

4. Begin bij de kin, plaats de kop van FaceRocket® vlak tegen uw huid en beweeg zachtjes in kleine cirkelvormige bewegingen (D). Na 5 seconden hoort u een piep, dit betekent dat u het volgende deel van u gezicht mag behandelen. Houd FaceRocket® altijd in beweging in de FIRM-modus. NIET op één plaats vasthouden.



5. Werk langs de kaaklijn tot aan het oor aan één kant van uw gezicht (E), en herhaal dit gedeelte van uw gezicht nog 2 keer. In totaal doet u dus 3 x 'herhalingen'.
6. Gebruik dezelfde techniek om verder te gaan naar het volgende deel van uw gezicht en blijf rond uw gezicht werken (F):
 - Mondhoek tot oor.
 - Onder oog/jukbeen tot oor (NIET gebruiken op het ooglid / gevoelige oogcontour).
 - Voorhoofd.
 - Onder de kin.
 Breng indien nodig meer gel aan.
7. Zodra u uw hele gezicht hebt behandeld, kunt u teruggaan en werken aan specifieke probleemgebieden zoals lachlijn, fronsrimpels of kraaienpootjes (G). Beweeg hiervoor FaceRocket® zachtjes in kleine cirkelvormige bewegingen gedurende 15 seconden (3 x 5 seconden piepjes).
8. Als u klaar bent, kunt u eventuele overtollige gel met een schone, vochtige doek verwijderen (H) en kunt u uw huidverzorgingsroutine afmaken zoals u gewend bent.
9. Veeg de kop van uw FaceRocket® schoon met een vochtige doek (I). NIET afspoelen met water.


TONE

MICROSTROOM + RODE LED-LICHTTHERAPIE

Lift, tone en contour met microstroom. Kleine pulsen van elektriciteit stimuleren de gezichtsspieren en versterken en verstevigen ze.


Gebruik in de TONE-modus FaceRocket® NIET op de ogen (de ronde spier binnen de oogkas), op of rond de schildklieren (middenlijn van de nek, voor en aan beiden zijden van de luchtpijp) op de slapen (boven het oor), borsten of liesstreek. Zorg ervoor dat u alle WAARSCHUWINGEN hebt gelezen en begrepen voordat u begint.

De TONE-modus kan dagelijks worden gebruikt. Gebruik voor het beste resultaat 2-3 keer per week.



1. Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw huid volledig gereinigd is - vrij van make-up, oppervlakkige oliën en dagelijks vuil (A). (Mannen dienen zich voor de behandeling te scheren, aangezien gezichtshaar de geleidbaarheid kan verstoren).

BELANGRIJK: Alle crèmes, lotions, zelfbruiners of andere op olie gebaseerde producten op de huid kunnen de radiofrequentie blokkeren.



We raden een volledige dubbele reiniging aan; probeer onze WipeOut Amazing microvezel reinigungsdoekjes om make-up en oppervlakkig vuil te verwijderen en geef uw tweede reiniging een boost met een van onze bekoonde reinigungsborstels!






2. Houd de aan-uitknop ingedrukt om FaceRocket® in te schakelen. Druk nogmaals op de aan-uitknop om de TONE-modus (J) te selecteren.

FaceRocket® in TONE-modus start op niveau 1 microstroom intensiteit. Begin altijd op niveau 1 en werk uw weg omhoog na een paar behandelingen. Druk op de Level-knop om de intensiteit te verhogen.



3. Breng een royale laag Supergeleidende Gel aan op uw huid (C). U kunt het op het hele gezicht of sectie voor sectie aanbrengen en indien nodig tijdens de behandeling opnieuw aanbrengen.






BELANGRIJK: U moet een supergeleidende gel gebruiken om ervoor te zorgen dat de microstroom onder het huidoppervlak komt. Zonder deze gel werkt de behandeling niet.

4. Begin bij de kin, plaats de kop van FaceRocket® vlak tegen uw huid en glijd zachtjes langs de kaak, omhoog naar uw oor (K), totdat u een pieptoon hoort. Herhaal dit deel van uw gezicht nog 2 keer. In totaal doet u dus 3 x 'herhalingen'.
5. Gebruik dezelfde techniek om verder te gaan naar het volgende deel van uw gezicht en werk verder rond uw gezicht (F):
 - Mondhoek tot oor.
 - Onder oog/jukbeen tot oor (NIET gebruiken op het ooglid/gevoelige oogcontour).
 - Voorhoofd.
 - Onder de kin.
 Breng indien nodig meer gel aan.
6. Zodra u uw hele gezicht hebt behandeld, kunt u teruggaan en werken aan specifieke probleemgebieden zoals lippen, lachrimpels of fronsrimpels (L). Houd hiervoor FaceRocket® maximaal 15 seconden op één plek (3 x 5 seconden piepjes).
7. Als u klaar bent, kunt u eventuele overtollige gel met een schone, vochtige doek verwijderen (H) en kunt u uw huidverzorgingsroutine afmaken zoals u gewend bent.
8. Veeg de kop van uw FaceRocket® schoon met een vochtige doek (I). NIET afspoelen met water.

COOL **CRYOTHERAPIE + GROENE LED-LICHTTHERAPIE + SONISCHE MASSAGE**

Cooling Cryotherapie verzacht en vermindert wallen, terwijl de Groene LED en Sonische Massage de doorbloeding stimuleren, de lymfedrainage bevorderen en de uitstraling verbeteren.

De COOL-modus kan dagelijks worden gebruikt, zo vaak als u wilt of nodig heeft. Het kan worden gebruikt in combinatie met de andere 2 modi. Gebruik voor het beste resultaat de FIRM- of TONE-behandelingen



- Zorg ervoor dat uw huid schoon en make-upvrij is.
- Houd de aan-uitknop ingedrukt om FaceRocket® in te schakelen. Druk nogmaals twee keer op de aan-uitknop om de COOL-modus (M) te selecteren. Druk op de niveaunknop om uw massage-modus te kiezen:
 - Alleen cryotherapie + Groene LED-Lichttherapie.
 - Cryotherapie + Groene LED-Lichttherapie + Sonische Massage 1.
 - Cryotherapie + Groene LED-Lichttherapie + Sonische Massage 2.
- Voor de cool-modus hoeft geen product vooraf te worden aangebracht. Voor het beste resultaat kunt u echter een royale laag van een voedend serum (N) aanbrengen, zoals hyaluronzuur of vitamine C (niet inbegrepen) om FaceRocket® te helpen glijden en uw huid te hydrateren. Dit is optioneel en de cool-modus kan zonder enig product worden gebruikt.
- Begin bij de kin, plaats de kop van FaceRocket® vlak tegen uw huid en glijd zachtjes langs de kaak, omhoog naar uw oor (K), totdat u een piepton hoorst.
Optioneel: Herhaal dit deel van uw gezicht nog 2 keer. In totaal doet u dus 3 x 'herhalingen'.
- Als u zich op specifieke gebieden wilt concentreren, kunt u het apparaat maximaal 15 seconden op één plaats houden - stil of in kleine cirkelvormige bewegingen.
- Als u klaar bent, moet eventueel aangebracht serum zijn opgenomen. Maak uw huidverzorgingsroutine af met SPF en hydraterende crème.
- Veeg de kop van uw FaceRocket® schoon met een vochtige doek (I). NIET afspoelen met water.

MAGNITONE
LONDON**LIFT OFF SUPERGELEIDENDE
PREPARE + GLIDE GEL**

Glijdt moeiteloos en zorg voor de juiste afgifte van microstroom + radiofrequentie dieper in de huid met deze supergeleidende gel op waterbasis.

GEBRUIKSAANWIJZING

Test uw huid op gevoeligheid voor LiftOff Prepare + Glide Gel. Wrijf een hoeveelheid gel ter grootte van een erwt op de onderkant van uw onderarm en laat het 15-20 minuten intrekken voordat u het afwast. Als er een reactie (uitslag of roodheid) optreedt, neem dan onmiddellijk contact op met MAGNITONE voor advies over alternatieve producten. U mag niet beginnen met de behandeling met MAGNITONE FaceRocket® totdat er een geschikte gel is gevonden.

Zorg ervoor dat uw huid schoon en droog is. Breng een royale laag van de gel aan op al uw te behandelen gebieden, vlak voordat u uw FaceRocket® apparaat gebruikt. Na gebruik afvegen of afspoelen.

INGREDIËNTEN

Aqua (water), Carbomeer, Glycerine, Methylparabeen, Propylparabeen, Propyleenglycol, Natriumhydroxide

WAARSCHUWINGEN

Alleen voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken op een pijnlijke of beschadigde huid. Stop het gebruik in het onwaarschijnlijke geval van huiduitslag of irritatie. Vermijd contact met de ogen.

**OPSLAG**

Bewaar op een koele, droge plaats uit de buurt van zonlicht, met het deksel goed gesloten.

DEEL JE ERVARINGEN!

We vinden het leuk om je foto's en video's te zien. Maak een foto, maak een video, tag ons op social media en we delen hem!



magnitoneofficial



magnitonelondon



magnitoneskincare



youtube.com/c/MAGNITONELondon

Zorg ervoor dat je ons tagt en gebruik **#NoFilterSkincare**.

ONZE BELOFTE

Wij geloven dat elke huid mooi is.

Lijntjes, vlekken, sproeten, puistjes - ze maken ons uniek en maken ons menselijk. We willen echte mensen en echte huid vertegenwoordigen, dus we beloven dat al onze afbeeldingen 100% geen filters bevatten.

Onze apparaten en huidverzorging zijn hulpmiddelen om je te helpen je zelfverzekerd te voelen in de prachtige huid waarin je je bevindt.

xoxo

Let op de
stempel

