

**MAGNITONE**  
LONDON

## FACE ROCKET®

### 5-in-1-Gesichtsstraffungs- und Tonungsgerät

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Verpackung und das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

#### DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BEINHALTET

- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- IM PAKET ENTHALTEN
- GARANTIE REGISTRIEREN
- WARNHINWEISE
- REINIGUNG + LAGERUNG
- RECYCLING + ENTSÖRGUNG
- AUFLADEN DES GERÄTS
- TEILE + ZUBEHÖR
- TECHNOLOGIEN
- ANWENDUNG VON FACE ROCKET
- LIFT OFF SUPRALEITENDES GEL

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Produkt:** MAGNITONE FaceRocket®  
5-in-1-Gesichtsstraffungs- und Tonungsgerät  
**Produktcode:** MFR01G  
**Input:** 5.0V  1000mA   
**Batterie:** Li-Ion 3.7V 2000mAh



#### © MAGNITONE 2023

Eingetragene Marke, Eigentum von:  
HSNF Ltd., London, N10 2JE, Vereinigtes Königreich.  
HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Irland.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /  
Vervaardigd in China.

#### IM PAKET ENTHALTEN

- 1 x FaceRocket® 5-in-1 Gesichtsstraffungs- und Tuningsgerät
- 1 x Lift Off supraleitendes Vorbereitungs- + Gleitgel 60 ml e
- 1 x USB-Ladekabel


#### GARANTIE REGISTRIEREN

Für Ihr Gerät gilt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Sie müssen Ihr Gerät registrieren, um Ihre Garantie zu aktivieren.

Scannen Sie den QR-Code, um Ihre Garantie zu registrieren und eine zusätzliche 12-Monats-Abdeckung freizuschalten. Das sind dann insgesamt 2 Jahre!

Diese Garantie deckt keine Fehler oder Defekte ab, die wie folgt verursacht wurden:

- Störungen, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Reinigungshinweise entstehen.
- Unvorsichtiger Umgang oder falsche Anwendung.
- Transportschäden.
- Änderungen, Reparaturen oder Anpassungen, die nicht von unseren qualifizierten Produktingenieur:innen vorgenommen wurden.



#### KUNDENDIENST

help@magnitone.co.uk  
www.magnitone.co.uk

## WARNHINWEISE

Mit FaceRocket® – dem ultimativen Gerät zur Straffung und Toning des Gesichts – fühlt sich Ihr Gesicht überragend gut an und sieht auch so aus. FaceRocket verbessert klinisch erwiesen die Hautfestigkeit um 29 %, die Hautdicke um 35 % und reduziert Falten um 10 %. FaceRocket liefert echte Ergebnisse in nur 4 Wochen.\*

FaceRocket® ist für die Gesichtsstimulation vorgesehen und dient ausschließlich kosmetischen Zwecken. Es handelt sich hierbei nicht um ein medizinisches Gerät und sollte nicht zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Jegliche Folgen, die sich aus einer falschen Verwendung, der Anwendung an anderen Körperteilen, einem Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verschmutzten Kontaktelementen oder einer anderen unsachgemäßen Anwendung oder Verwendung ergeben, liegen weder in der Verantwortung von HSNF Ltd noch seiner Tochtergesellschaften.

Einige Nutzer empfinden das Gerät sehr stark, insbesondere im Vergleich zu anderen Mikrostromprodukten, die sie bereits verwendet haben. Während der Anwendung von MAGNITONE FaceRocket® können ein Kribbelgefühl (wie kleine elektrische Schläge) und einige unwillkürliche Muskelzuckungen auftreten. Eine Verringerung der Moduseinstellung kann dieses Gefühl verringern oder beseitigen. Wenn dies unangenehm ist, empfehlen wir die Verwendung einer niedrigeren Störkeeinstellung. Normalerweise lässt dieses Gefühl nach den ersten Anwendungen nach. Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, hören Sie sofort auf, das Gerät zu verwenden.

*\*Unabhängige Studie mit 32 Personen im Alter von 33-50 Jahren. Durchschnittliches Ergebnis basierend auf einer regelmäßigen Anwendung über einen Zeitraum von 4 Wochen.*



- Nur zur Anwendung im Gesicht.
- Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, können unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.
- Eine längere oder wiederholte Anwendung auf einer Stelle kann möglicherweise die Haut schädigen.
- **NICHT** über den Augen (dem ringförmigen Muskel innerhalb des Augenhöhlenrandes), auf oder um die Schilddrüse (Mittellinie des Halses, vor und zu beiden Seiten der Luftröhre), an den Schläfen (über dem Ohr), Brüsten oder Leistengegend anwenden.
- Wenden Sie die Stimulation **NICHT** über Ihrer Brust an, da die Einführung eines elektrischen Stroms in die Brust rhythmische Störungen Ihres Herzens verursachen kann, die tödlich sein können.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in Verbindung mit brennbaren Kosmetikprodukten, es sei denn, diese werden vom Hersteller empfohlen.
- Bei der Anwendung auf der Wange sollte darauf geachtet werden, die Behandlung direkt über der Mittellinie des Halses zu minimieren und insbesondere die Schilddrüse zu vermeiden.
- Aufgrund der Stimulation der Augenpartie kann es während der Verwendung Ihres FaceRocket® zu einer Wahrnehmung von Lichtblitzen kommen. Wenn Sie diesen Zustand ständig bemerken, ohne Ihr Gerät zu verwenden, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie sich von Ihrem/ Ihrer Arzt/ Ärztin beraten.
- Bei manchen Benutzern kann es während der Verwendung des Geräts zu einem metallischen Geschmack im Mund kommen, der auf Stimulation und unterschiedliche Empfindlichkeit im Mundbereich zurückzuführen ist. Wenn Sie diesen Zustand ständig bemerken, ohne Ihr Gerät zu verwenden, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie sich von Ihrem/ Ihrer Arzt/ Ärztin beraten.

**LASSEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG VON IHREM/ IHRER ARZT/ ÄRZTIN BERATEN, SOLLTEN SIE AN ZUGRUNDELIEGENDEN HAUTKRANKHEITEN LEIDEN.**

## KONTRAINDIKATIONEN

### NICHT VERWENDEN, WENN:

- Sie Bereiche haben, in denen die Haut verletzt ist (wie Verbrennungen, Blasen, Läsionen, Einschnitte, Wunden, aktive Hautkrankheiten oder Entzündungen); an Hauterkrankungen oder Hautentzündungen leiden, empfindliche Haut haben oder zu allergischen Reaktionen neigen.
- Sie eine Vorgeschichte in Bezug auf Epilepsie oder Krampfanfällen haben.
- Sie kürzlich eine Operation oder andere chirurgische Eingriffe hatten.
- Sie ein elektronisches implantiertes Gerät wie einen Herzschrittmacher haben.
- Sie ein am Körper getragenes medizinisches Gerät verwenden, z. B. eine Insulinpumpe.
- Sie eine aktive Krebserkrankung haben oder sich kürzlich von verdächtigen oder kanzerösen Läsionen erholt haben oder in diesem Zusammenhang behandelt wurden.
- Sie schwanger sind.
- Sie sich wegen bestehender Erkrankungen in ärztlicher Behandlung befinden. Lassen Sie sich von Ihrem/ Ihrer Arzt/ Ärztin beraten, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Sie eine bekannte Vorgeschichte in Bezug auf Erkrankungen der Halsschlagader, Schlaganfall oder transitorischer ischämischer Attacke (TIA), Karotisstenose, instabilem Blutdruck, leichter Ohnmacht, Schilddrüsenerkrankung oder früheren chirurgischen Eingriffen im Halsbereich haben.
- Sie nach akuten Verletzungen oder Knochenbrüchen zu Blutungen neigen.
- Sie Implantate tragen, die mit der Verwendung nicht kompatibel sind.
- Dieses Gerät darf nicht von oder an Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Tauchen Sie das Gerät **NICHT** in Wasser.
- Lassen Sie das Produkt **NICHT** fallen und verwenden Sie es **NICHT** falsch.
- Fassen Sie das Gerät oder das Ladegerät **NICHT** mit nassen Händen an.
- Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn es beschädigt ist.

- Zerlegen Sie das Produkt **NICHT** und versuchen Sie **NICHT**, es zu reparieren.
- Stellen Sie das Produkt **NICHT** in direktes Sonnenlicht und setzen Sie den Akku **NICHT** hohen Temperaturen oder wärmeerzeugenden Geräten aus. Andere elektrische Geräte in der Nähe können durch die Verwendung dieses Produkts beeinträchtigt werden.
- Umgehen oder entfernen Sie **NICHT** die inhärente Sicherheitsvorrichtung des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vor der Verwendung vom USB-Ladekabel getrennt ist.
- Das Gerät **DARF** nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Ausschließlich zur äußerlichen Anwendung.

## REINIGUNG + LAGERUNG

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät vor der Reinigung vom USB-Ladekabel getrennt ist. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

## RECYCLING + ENTSORGUNG

Ihr MAGNITONE FaceRocket® darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden. Wenn Sie Ihr Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.




## AUFLADEN DES GERÄTS

Laden Sie Ihr FaceRocket® vor dem ersten Gebrauch auf. Schließen Sie es an einer beliebigen USB-Buchse an einem Ladestecker oder Computer an, um Ihr Gerät aufzuladen. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die Anzeigen grün.

Wie lange die Akkuladung des FaceRocket® hält, hängt davon ab, wie lange Sie das Gerät verwenden, in welchem Modus und auf welcher Stufe (z. B. verbraucht die Hochfrequenz-Einstellung wesentlich mehr Strom als Kryotherapie). Wenn Sie Ihr Gerät täglich verwenden, müssen Sie es wahrscheinlich mindestens einmal pro Woche aufladen.

## TEILE + ZUBEHÖR



## TECHNOLOGIEN

FaceRocket® verwendet eine Kombination verschiedener Technologien, die alle für ein strafferes, strahlenderes und festeres Aussehen + Gefühl entwickelt wurden.

 <b>RADIOFREQUENZ</b>	Radiowellen erwärmen sich unter der Hautoberfläche, um die Kollagen- und Elastinproduktion zu stimulieren, was zu einer strafferen Haut führt. 42°C
 <b>MIKROSTROM</b>	Kleine Stromimpulse regen die Gesichtsmuskeln zur Kontraktion an, stärken und straffen diese und helfen, das Gesicht zu tonen. 300 - 500 mA
 <b>ROTE + GRÜNE LED-LICHTTHERAPIE</b>	Rote Lichtwellen dringen unter die Hautoberfläche ein, um die Kollagen- und Elastinproduktion anzuregen. Grüne Lichtwellen dringen unter die Hautoberfläche ein, fördern die Durchblutung und lassen die Haut strahlender erscheinen. <i>Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm</i>
 <b>KRYOTHERAPIE</b>	Kühlt und beruhigt die Haut, reduziert Schwellungen und fördert die Lymphdrainage. 4°C
 <b>SCHALLMASSAGE</b>	Sanfte Vibrationen stimulieren unterhalb der Hautoberfläche und fördern die Durchblutung und Lymphdrainage.

MODUS	TECHNOLOGIEN	LEVEL
 <b>FIRM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiofrequenz</li> <li>• Rotes led</li> </ul>	n/a
 <b>TONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikrostrom</li> <li>• Rotes led</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ~ 300 mA</li> <li>2. ~ 400 mA</li> <li>3. ~ 500 mA</li> </ol>
 <b>COOL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kryotherapie</li> <li>• Grüne led</li> <li>• Schallmassage</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keine massage</li> <li>2. Massage 1</li> <li>3. Massage 2</li> </ol>

### ANWENDUNG VON FACEROCKET®

#### BEVOR SIE BEGINNEN

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen gelesen und verstanden haben, bevor Sie beginnen.

Machen Sie Ihr „Vorher“-Foto! Denken Sie daran, ein Vorher-Foto Ihres gereinigten Gesichts ohne Make-up in einem gut beleuchteten Raum zu machen. Machen Sie jede Woche Fotos an der gleichen Stelle und Position, um Ihren Fortschritt sehen zu können. Sie werden vielleicht nicht täglich Veränderungen bemerken, aber regelmäßige Selfies werden Ihnen helfen, den Unterschied zu sehen!

Teilen Sie Ihre Reise mit uns in den sozialen Netzwerken – verwenden Sie den Hashtag **#FaceRocket**

-  [magnitoneofficial](#)
-  [magnitonelondon](#)
-  [magnitoneskincare](#)
-  [youtube.com/c/MAGNITONELondon](https://www.youtube.com/c/MAGNITONELondon)

#### WIE OFT

Für beste Ergebnisse folgen Sie unserem 28-Tage-Gesichtsprogramm! Dieser Tageskalender führt Sie durch Ihre ersten 28 Behandlungstage. Verwenden Sie den Kalender auf der nächsten Seite oder scannen Sie den QR-Code, um Ihren eigenen Kalender herunterzuladen und auszudrucken.



Wenn Ihre 28 Tage abgelaufen sind, behalten Sie die Ergebnisse bei, indem Sie den FIRM-Modus mindestens einmal pro Woche und den TONE-Modus 1-3 Mal pro Woche anwenden. Der COOL-Modus kann bei Bedarf täglich verwendet werden.

# FACEROCKET®

# 28 TAGE GESICHTSPROGRAMM

<b>0</b>  <b>BEFORE YOU BEGIN</b>	<b>1</b>  	<b>2</b>  ● ○ ○	<b>3</b>  ● ○ ○
<b>KEY</b>  SELFIE MACHEN  <b>FIRM-Modus</b> 5-10 minutes  <b>TONE-Modus</b> 3-5 minutes  <b>COOL-Modus</b> 1-3 minutes ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ Level 2 ● ● ● Level 3	<b>8</b>  ● ● ○	<b>9</b>  ● ● ○	<b>10</b>  
	<b>15</b>  ● ● ●	<b>16</b>  	<b>17</b>  ● ● ●
	<b>22</b>  	<b>23</b>  ● ● ●	<b>24</b>  ● ● ●

<b>4</b>  	<b>5</b>  ● ○ ○	<b>6</b>  ● ○ ○	<b>7</b>   
<b>11</b>  ● ● ○	<b>12</b>  ● ● ○	<b>13</b>  	<b>14</b>  ● ● ○ 
<b>18</b>  ● ● ●	<b>19</b>  	<b>20</b>  ● ● ●	<b>21</b>  ● ● ● 
<b>25</b>  	<b>26</b>  ● ● ●	<b>27</b>  ● ● ●	<b>28</b>   


FIRM RADIOFREQUENZ + ROTE LED-LICHTTHERAPIE  

Straffen + festigen Sie die Haut mit Radiofrequenz + roter LED, die unter der Oberfläche zusammenarbeiten, um die Kollagen- und Elastinproduktion zu stimulieren. Verwenden Sie den FIRM-Modus nicht mehr als einmal alle 3 Tage.



1. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut vollständig gereinigt ist – frei von Make-up, Oberflächenölen und täglichem Schmutz (A). (Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren, da Gesichtsbehaarung die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann).

*WICHTIG: Cremes, Lotionen, Selbstbräuner oder andere Produkte auf Ölbasis auf der Haut können die Hochfrequenz blockieren.*





*Wir empfehlen ein doppeltes Cleansing; Probieren Sie unsere WipeOut Mikrofaser-Reinigungstücher aus, um Make-up und oberflächlichen Schmutz zu entfernen, und verstärken Sie dann Ihre zweite Reinigung mit einer unserer preisgekrönten Reinigungsbürsten!*




2. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um FaceRocket® einzuschalten. Das Gerät startet automatisch im FIRM-Modus (B).
3. Tragen Sie, während sich das Gerät aufwärmt, eine großzügige Schicht Supraleitgel auf Ihre Haut auf (C). Sie können das ganze Gesicht oder Abschnitt für Abschnitt auftragen und bei Bedarf während der Behandlung erneut auftragen.


*WICHTIG: Sie müssen ein supraleitendes Gel verwenden, damit die Hochfrequenz unter die Hautoberfläche gelangt. Ohne das Gel funktioniert die Behandlung nicht.*



4. Beginnen Sie am Kinn, legen Sie den Kopf von FaceRocket® vollständig auf Ihre Haut und bewegen Sie ihn sanft in kleinen kreisenden Bewegungen (D). Nach 5 Sekunden ertönt ein Piepton, das bedeutet, dass Sie mit dem nächsten Abschnitt Ihres Gesichts fortfahren müssen. Halten Sie FaceRocket® im FIRM-Modus immer in Bewegung. NICHT an einer Stelle halten.



5. Arbeiten Sie entlang der Kinnlinie bis zum Ohr auf einer Seite Ihres Gesichts (E), wiederholen Sie dann diesen Abschnitt Ihres Gesichts zwei Mal. Sie machen also insgesamt drei x „Wiederholungen“.




6. Fahren Sie mit derselben Technik mit dem nächsten Abschnitt Ihres Gesichts fort und arbeiten Sie weiter um Ihr Gesicht herum (F):
  - Mundwinkel zum Ohr.
  - Unter dem Auge/Wangenknochen zum Ohr (NICHT auf dem Augenlid/empfindlicher Augenpartie anwenden).
  - Stirn.
  - Unter dem Kinn.

Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.



7. Wenn Sie mit Ihrem Gesicht fertig sind, können Sie zurückgehen und an bestimmten Problembereichen wie Lachfalten, Zornesfalten oder Krähenfüßen arbeiten (G). Bewegen Sie dazu FaceRocket® 15 Sekunden lang sanft in kleinen kreisenden Bewegungen (3 x 5 Sekunden Pieptöne).



8. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie überschüssiges Gel mit einem sauberen, feuchten Tuch (H) und führen Sie Ihre normale Pflegeroutine wie gewohnt durch.
9. Wischen Sie den Kopf Ihres FaceRocket® mit einem feuchten Tuch sauber (I). NICHT mit Wasser abspülen.


## TONE ⚡

### MIKROSTROM + ROTE LED-LICHTTHERAPIE ⚡💡

Heben, straffen und konturieren Sie mit Mikrostrom. Kleine Stromimpulse stimulieren die Gesichtsmuskeln, stärken und straffen diese.

Verwenden Sie FaceRocket® im TONE-Modus NICHT über den Augen (dem kreisförmigen Muskel innerhalb des Augenhöhlenrands), auf oder um die Schilddrüse (Mittellinie des Halses, vor und zu beiden Seiten der Luftröhre) an den Schläfen (über dem Ohr), Brüste oder Leistengegend. Stellen Sie sicher, dass Sie alle WARNUNGEN gelesen und verstanden haben, bevor Sie beginnen.

Der TONE-Modus kann täglich verwendet werden. Für beste Ergebnisse 2-3 Mal pro Woche anwenden.



1. Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Haut vollständig gereinigt ist – frei von Make-up, Oberflächenölen und täglichem Schmutz (A). (Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren, da Gesichtsbehaarung die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann).

*WICHTIG: Cremes, Lotionen, Selbstbräuner oder andere Produkte auf Ölbasis auf der Haut können die Hochfrequenz blockieren.*





*Wir empfehlen ein doppeltes Cleansing; Probieren Sie unsere WipeOut Mikrofaser-Reinigungstücher aus, um Make-up und oberflächlichen Schmutz zu entfernen, und verstärken Sie dann Ihre zweite Reinigung mit einer unserer preisgekrönten Reinigungsbürsten!*




2. Halten Sie den An-/ Ausschalter gedrückt, um FaceRocket® einzuschalten. Drücken Sie den An-/ Ausschalter erneut, um den TONE-Modus (J) auszuwählen.

FaceRocket® im TONE-Modus beginnt mit Mikrostrom-Intensität der Stufe 1. Beginnen Sie immer auf Stufe 1 und arbeiten Sie sich nach einigen Behandlungen hoch. Drücken Sie die Level-Taste, um die Intensität zu erhöhen.




3. Tragen Sie eine großzügige Schicht Supraleitgel auf Ihre Haut auf (C). Sie können das ganze Gesicht oder Abschnitt für Abschnitt auftragen und bei Bedarf während der Behandlung erneut auftragen.

*WICHTIG: Sie müssen ein supraleitendes Gel verwenden, damit der Mikrostrom unter die Hautoberfläche gelangt. Ohne dieses funktioniert die Behandlung nicht.*




4. Beginnen Sie am Kinn, setzen Sie den Kopf von FaceRocket® vollständig auf Ihre Haut und gleiten Sie sanft am Kiefer entlang bis zu Ihrem Ohr (K), bis Sie einen Piepton hören. Wiederholen Sie diesen Abschnitt Ihres Gesichts noch zwei Mal. Sie machen also insgesamt drei x „Wiederholungen“.



5. Fahren Sie mit derselben Technik mit dem nächsten Abschnitt Ihres Gesichts fort und arbeiten Sie weiter um Ihr Gesicht herum (F):

- Mundwinkel zum Ohr.
- Unter dem Auge/Wangenknochen zum Ohr (NICHT auf dem Augenlid/empfindlicher Augenpartie anwenden).



- Stirn.
- Unter dem Kinn.


Tragen Sie bei Bedarf mehr Gel auf.

6. Wenn Sie mit Ihrem Gesicht fertig sind, können Sie zurückgehen und an bestimmten Problembereichen wie Lachfalten, Zornesfalten oder Krähenfüßen arbeiten (L). Bewegen Sie dazu FaceRocket® 15 Sekunden lang sanft in kleinen kreisenden Bewegungen (3 x 5 Sekunden Pieptöne).
7. Wenn Sie fertig sind, entfernen Sie überschüssiges Gel mit einem sauberen, feuchten Tuch (H) und führen Sie Ihre normale Pflegeroutine wie gewohnt durch.
8. Wischen Sie den Kopf Ihres FaceRocket® mit einem feuchten Tuch sauber (I). NICHT mit Wasser abspülen.


COOL **KRYOTHERAPIE + GRÜNE LED-LICHTTHERAPIE + SCHALLMASSAGE**   

Kühlende Kryotherapie beruhigt und reduziert Schwellungen, während die grüne LED und die Schallmassage die Durchblutung anregen, die Lymphdrainage unterstützen und der Haut Glanz verleihen.

Der COOL-Modus kann täglich verwendet werden, so oft Sie möchten oder müssen. Er kann in Verbindung mit den anderen 2 Modi verwendet werden. Für beste Ergebnisse verwenden Sie den Modus nach den Behandlungen FIRM oder TONE.




1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und frei von Make-up ist.
2. Halten Sie den An-/ Ausschalter gedrückt, um FaceRocket® einzuschalten. Drücken Sie erneut zweimal auf den An-/ Ausschalter, um den COOL-Modus (M) auszuwählen. Drücken Sie die Level-Taste, um Ihre Massageeinstellung auszuwählen:




- a. Nur Kryotherapie + grüne LED-Lichttherapie.
- b. Kryotherapie + grüne LED-Lichttherapie + Schallmassage 1.
- c. Kryotherapie + grüne LED-Lichttherapie + Schallmassage 2.

3. Der Cool-Modus erfordert keine vorherige Anwendung eines Produkts. Um beste Ergebnisse zu erzielen, tragen Sie jedoch eine großzügige Schicht eines pflegenden Serums (N) wie Hyaluronsäure oder Vitamin C (nicht enthalten) auf, damit FaceRocket® besser gleitet und um deine Haut zu pflegen. Dies ist optional und der COOL-Modus kann auch ganz ohne Produkt verwendet werden.



4. Beginnen Sie am Kinn, platzieren Sie den Kopf von FaceRocket® vollständig auf Ihrer Haut und gleiten Sie sanft am Kiefer entlang bis zu Ihrem Ohr (K), bis Sie einen Piepton hören.

*Optional – Wiederholen Sie den Vorgang an diesem Abschnitt Ihres Gesichts noch zwei Mal. Sie machen also insgesamt drei x „Wiederholungen“.*



5. Wenn Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren möchten, können Sie das Gerät bis zu 15 Sekunden lang an Ort und Stelle halten – still oder in kleinen kreisförmigen Bewegungen.
6. Wenn Sie fertig sind, sollte jedwedes Serum absorbiert sein. Schließen Sie Ihre Hautpflegeroutine mit Lichtschutzfaktor und Feuchtigkeitscreme ab.
7. Reinigen Sie den Kopf Ihres FaceRocket® mit einem feuchten Tuch (I). NICHT mit Wasser abspülen.

MAGNITONE  
LONDON**LIFT OFF SUPRALEITENDES  
VORBEREITUNGS- + GLEITGEL**

Gleiten Sie mühelos und sorgen Sie mit diesem supraleitenden Gel auf Wasserbasis für die richtige Abgabe von Mikrostrom + Hochfrequenz tiefer unter die Haut.

**ANWENDUNG**

Testen Sie Ihre Haut auf Empfindlichkeit gegenüber LiftOff Vorbereitungs- und Gleitgel. Reiben Sie eine erbsengroße Menge Gel auf die Unterseite Ihres Unterarms und lassen Sie es 15-20 Minuten einwirken, bevor Sie es abwaschen. Wenn eine Reaktion (Hautausschlag oder Rötung) auftritt, wenden Sie sich sofort an MAGNITONE, um Empfehlungen zu alternativen Produkten zu erhalten. Sie sollten die Behandlung mit MAGNITONE FaceRocket® erst beginnen, wenn ein geeignetes Gel gefunden wurde.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist. Tragen Sie unmittelbar vor der Verwendung Ihres FaceRocket®-Geräts eine großzügige Schicht des Gels auf alle Ihre Behandlungsbereiche auf. Nach Gebrauch abwischen oder abspülen.

**INHALTSSTOFFE**

Aqua (Wasser), Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Propylparaben, Propylenglykol, Natriumhydroxid

**WARNHINWEISE**

Nur für die äußere Anwendung. Nicht auf wund oder verletzter Haut anwenden. Im unwahrscheinlichen Fall von Hautausschlag oder Reizungen stellen Sie die Anwendung ein. Kontakt mit den Augen vermeiden.

**LAGERUNG**

An einem kühlen, trockenen Ort ohne Sonnenlicht lagern, mit fest geschlossenem Deckel.

## TEILEN BEDEUTET FÜRSORGE!

Wir lieben es, Ihre Bilder und Videos zu sehen. Machen Sie ein Foto, machen Sie ein Video, markieren Sie uns in den sozialen Netzwerken und wir teilen es!

 [magnitoneofficial](#)

 [magnitonelondon](#)

 [magnitoneskincare](#)

 [youtube.com/c/MAGNITONELondon](https://youtube.com/c/MAGNITONELondon)

Vergessen Sie nicht, uns zu markieren und **#NoFilterSkincare** zu verwenden.

## UNSER VERSPRECHEN

Wir glauben, dass jede Haut schön ist.

Fältchen, Schönheitsfehler, Sommersprossen, Pickel – sie machen uns einzigartig und menschlich. Wir möchten echte Menschen und echte Haut darstellen, daher versprechen wir, dass alle unsere Bilder zu 100% nicht retuschiert sind.

Unsere Geräte und Hautpflegeprodukte sind Tools, die Ihnen helfen, sich in der wunderschönen Haut, die Ihre ist, sicher zu fühlen.

**xoxo**

Achten Sie  
auf den  
Stempel

