

MAGNITONE
LONDON

FACE ROCKET®

Dispositivo 5-in-1 per il Rassodamento e la
Tonificazione del Viso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservare la scatola e il manuale d'uso per future consultazioni.

QUESTO MANUALE INCLUDE

- SPECIFICHE TECNICHE
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA
- AVVERTENZE
- PULIZIA E CONSERVAZIONE
- RICICLAGGIO E SMALTIMENTO
- RICARICA DEL DISPOSITIVO
- PARTI E ACCESSORI
- TECNOLOGIE
- COME USARE IL FACE ROCKET
- GEL SUPERCONDUTTIVO LIFT OFF

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: Dispositivo MAGNITONE FaceRocket®
5-in-1 per il Rassodamento e la Tonificazione del Viso

Codice prodotto: MFR01G

Input: 5.0V  1000mA 

Batteria: Li-Ion 3.7V 2000mAh



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Dispositivo FaceRocket® 5-in-1 per il Rassodamento e la Tonificazione del Viso
- 1 x Gel Superconduttivo LiftOff Prepare + Glide 60ml e
- 1 x Cavo di ricarica USB

REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Il dispositivo è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. Per validare la garanzia è necessario registrare il dispositivo.

Per registrare la garanzia e sbloccare un'ulteriore copertura di 12 mesi, scansionare il codice QR. In totale saranno 2 anni

La presente garanzia non copre i guasti o i difetti causati da:

- Guasti derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la pulizia.
- Manipolazione incauta o uso improprio.
- Danni da trasporto.
- Modifiche, riparazioni o interventi effettuati da persone diverse dai nostri tecnici qualificati.



SERVIZIO CLIENTI

help@magnitone.co.uk

www.magnitone.co.uk

© MAGNITONE 2023

Marchio registrato, di proprietà di:

HSNF Ltd., Londra, N10 2JE, Regno Unito. HSNF IE Ltd., Dublino 7, D07 P4AX, Irlanda.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /
Vervaardigd in China.

AVVERTENZE

La vostra pelle avrà un aspetto e una consistenza straordinari con FaceRocket®, il dispositivo all'avanguardia per il rassodamento e la tonificazione del viso. È clinicamente provato che migliora la compattezza della pelle del 29%, la densità dermica del 35% e riduce le rughe del 10%. FaceRocket offre risultati reali in sole 4 settimane.*

FaceRocket® è concepito per la stimolazione del viso ed è inteso solo per uso cosmetico. Non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per trattare alcuna condizione medica. Qualsiasi conseguenza derivante da un uso improprio, dall'applicazione su altre parti del corpo, dal collegamento a fonti di tensione improprie, da elementi di contatto sporchi o da qualsiasi altra applicazione o uso improprio non è responsabilità di HSNF Ltd né dei suoi affiliati.

Alcuni utenti potrebbero riscontrare una sensazione piuttosto forte, soprattutto se paragonata a quella di altri prodotti a microcorrente che hanno utilizzato. Durante l'uso di MAGNITONE FaceRocket® possono verificarsi una sensazione di formicolio (come una breve scossa elettrica) e alcune contrazioni muscolari involontarie. L'abbassamento dell'impostazione della modalità può ridurre o eliminare questa sensazione. Se la sensazione è fastidiosa, si consiglia di utilizzare un'impostazione di intensità inferiore. Normalmente questa sensazione si attenua dopo i primi utilizzi. Se si avverte dolore o fastidio, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

**Studio indipendente condotto su 32 soggetti di età compresa tra i 33 e i 50 anni. Risultato medio basato su un uso regolare per 4 settimane.*



- Utilizzare solo sul viso.
- Se non si seguono le istruzioni, possono presentarsi degli effetti indesiderati.
- L'applicazione prolungata o ripetuta su un unico punto potrebbe danneggiare la pelle.
- **NON** utilizzare sugli occhi (il muscolo circolare all'interno del contorno orbitale), sulle ghiandole tiroidee o intorno ad esse (linea mediana del collo, davanti e ai lati della trachea), sulle tempie (sopra l'orecchio), sul seno o sull'area inguinale.
- **NON** applicare la stimolazione sul petto, poiché l'introduzione di corrente elettrica nel torace può causare disturbi ritmici al cuore, che possono essere letali.
- **NON** utilizzare l'apparecchio in combinazione con prodotti cosmetici a base infiammabile, a meno che non siano raccomandati dal produttore.
- Quando si utilizza sulla guancia, si deve fare attenzione a ridurre al minimo il trattamento direttamente sulla linea mediana del collo, evitando in particolare la tiroide.
- Durante l'uso del FaceRocket® potrebbe verificarsi una percezione di luci lampeggianti, dovuta alla stimolazione dell'area oculare. Se si riscontra questa condizione in modo costante senza l'uso del dispositivo, interrompere l'uso e consultare un medico.
- Durante l'uso del dispositivo, alcuni utenti possono avvertire un sapore metallico in bocca, dovuto alla stimolazione e alla diversa sensibilità intorno alla bocca. Se si nota questa condizione in modo costante senza l'uso del dispositivo, interrompere l'uso e consultare un medico.

IN CASO DI PATOLOGIE DELLA PELLE PREESISTENTI, CONSULTARE IL PROPRIO MEDICO PRIMA DELL'USO.

CONTROINDICAZIONI

NON USARE SE:

- Si hanno aree in cui l'integrità della pelle è danneggiata (come ustioni, vesciche, lesioni, incisioni, ferite, malattie o infezioni cutanee in atto); si soffre di malattie o infiammazioni della pelle, si ha una pelle sensibile o una condizione allergica.
- Si ha un'anamnesi di epilessia o di crisi epilettiche.
- Si è stati sottoposti di recente a un intervento chirurgico o altre procedure chirurgiche.
- Si ha un dispositivo elettronico impiantato, come un pacemaker cardiaco.
- Si utilizza un dispositivo medico da indossare sul corpo, come ad esempio un microinfusore di insulina.
- Si è affetti da un tumore in atto o si è recentemente guariti o si è stati sottoposti a trattamento per lesioni sospette o cancerose.
- C'è una gravidanza in corso.
- Si è in cura da un medico per qualsiasi condizione medica in corso; consultarlo prima di utilizzare questo dispositivo.
- Si ha un'anamnesi nota di malattia carotidea, ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), stenosi carotidea, pressione arteriosa instabile, facilità allo svenimento, malattie della tiroide o precedenti interventi chirurgici nella zona del collo.
- Si ha una tendenza al sanguinamento in seguito a lesioni acute o a rotture ossee.
- Si indossano impianti non compatibili con l'uso dell'apparecchio.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato da o su persone di età inferiore a 18 anni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- **NON** immergere il dispositivo in acqua.
- **NON** far cadere il prodotto o utilizzarlo in modo improprio.
- **NON** maneggiare il dispositivo o il caricabatterie con le mani bagnate.
- **NON** utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- **NON** smontare o tentare di riparare il prodotto.
- **NON** collocare il prodotto alla luce diretta del sole e non esporre la batteria a temperature elevate o ad apparecchiature che generano calore. L'uso di questo prodotto può influire su altre apparecchiature elettriche presenti nelle vicinanze.
- **NON** eludere o rimuovere il dispositivo di sicurezza integrato nell'apparecchio.

- Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dal cavo di ricarica USB prima dell'uso.
- L'apparecchio DEVE essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza, corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
- Esclusivamente per uso esterno.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dal cavo di ricarica USB. Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno leggermente umido e asciugare con un panno morbido.

RICICLAGGIO E SMALTIMENTO

Al termine del suo ciclo di vita, il MAGNITONE FaceRocket® non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici o commerciali. Quando il prodotto non viene più utilizzato, smaltirlo secondo le procedure di riciclaggio previste dalle proprie autorità locali.




RICARICA DEL DISPOSITIVO

Caricare il FaceRocket® prima del primo utilizzo. Per caricare il dispositivo, collegarlo a una presa di corrente USB o a un computer. Quando il dispositivo è completamente carico, le luci diventano verdi.

La durata della batteria del FaceRocket® dipende dall'utilizzo che se ne fa, dalla modalità utilizzata e dal livello (ad esempio, la radiofrequenza consuma molta più energia della crioterapia). Se si utilizza il dispositivo quotidianamente, è probabile che sia necessario ricaricarlo almeno una volta alla settimana.




PARTI E ACCESSORI



TECNOLOGIE

FaceRocket® utilizza una combinazione di tecnologie, tutte finalizzate ad ottenere un aspetto più compatto, luminoso e tonico.

 RADIOFREQUENZA	<p>Le onde radio scaldano l'area al di sotto della superficie cutanea per stimolare la produzione di collagene ed elastina, rendendo la pelle più soda.</p> <p>42°C</p>
 MICROCORRENTE	<p>Dei brevi impulsi di elettricità stimolano i muscoli facciali a contrarsi, rafforzandoli e tonificandoli, contribuendo a donare al viso un aspetto più tonico.</p> <p>300 - 500 mA</p>
 TERAPIA A LUCE LED ROSSA E VERDE	<p>Le onde di luce rossa penetrano sotto la superficie della pelle per stimolare la produzione di collagene ed elastina.</p> <p>Le onde di luce verde penetrano sotto la superficie della pelle per favorire il flusso sanguigno, aiutando la pelle ad apparire più luminosa.</p> <p>Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm</p>
 CRIOTERAPIA	<p>Refrigera e lenisce la pelle, riducendo le borse e favorendo il drenaggio linfatico.</p> <p>4°C</p>
 MASSAGGIO SONICO	<p>Delicate vibrazioni stimolano la superficie della pelle, favorendo il flusso sanguigno e il drenaggio linfatico.</p>

MODALITÀ	TECNOLOGIE	LIVELLI
 FIRM	<ul style="list-style-type: none"> • Radiofrequenza • Luce LED rossa 	n/a
 STONE	<ul style="list-style-type: none"> • Microcorrente • Luce LED rossa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 300 mA 2. ~ 400 mA 3. ~ 500 mA
 COOL	<ul style="list-style-type: none"> • Crioterapia • Luce LED verde • Massaggio sonico 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessun massaggio 2. Massaggio 1 3. Massaggio 2

COME USARE IL FACEROCKET®

PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare, accertatevi di aver letto e compreso tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.

Scattate una foto "Prima"! Ricordate di scattare una foto "Prima" del vostro viso pulito, senza trucco, in una stanza ben illuminata. Scattate delle foto ogni settimana nello stesso posto e nella stessa posizione per monitorare i vostri progressi. Potreste non notare i cambiamenti quotidiani, ma i selfie periodici vi aiuteranno a notare la differenza!

Condividete il vostro percorso con noi sui social: usate l'hashtag **#FaceRocket**

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon


QUANTO SPESSO

Per ottenere i migliori risultati, seguite il nostro Programma Viso di 28 giorni! Questo calendario giornaliero vi guiderà nei primi 28 giorni di trattamenti. Utilizzate il calendario nella pagina successiva o scansionate il codice QR per scaricare e stampare il vostro calendario.




Al termine dei 28 giorni, mantenete i risultati utilizzando la modalità RASSODANTE almeno una volta alla settimana e la modalità TONIFICANTE 1-3 volte alla settimana. La modalità REFRIGERANTE può essere utilizzata quotidianamente, a seconda delle necessità.

FACEROCKET®







PROGRAMMA VISO DI 28 GIORNI



FIRM 
RADIOFREQUENZA + TERAPIA DELLA LUCE ROSSA A LED  

Rassoda e tonifica la pelle con la Radiofrequenza e il LED Rosso, che superficiali e insieme sotto la superficie per stimolare la produzione di collagene ed elastina. Non utilizzare la modalità RASSODANTE più di una volta ogni 3 giorni.



1. Prima di iniziare, assicurarsi che la pelle sia completamente pulita, priva di trucco, oli superficiali e sporcizia quotidiana (A). (Gli uomini dovrebbero radersi prima del trattamento perché i peli del viso possono interferire con la conduttività).

IMPORTANTE: Qualsiasi crema, lozione, autoabbronzante o altro prodotto a base di olio sulla pelle può bloccare la radiofrequenza.




Consigliamo una doppia pulizia completa: provate i nostri panni in microfibra WipeOut Amazing Microfibre Cleansing Cloths per eliminare il trucco e lo sporco superficiale, quindi potenziate la seconda pulizia con una delle nostre pluripremiate spazzole detergenti.



2. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il FaceRocket®. Il dispositivo si avvierà automaticamente in modalità FIRM (B).
3. Mentre il dispositivo si riscalda, applicare sulla pelle un abbondante strato di Gel Superconduttivo (C). È possibile applicarlo su tutto il viso o su una sezione per volta e riapplicarlo durante il trattamento, se necessario.

IMPORTANTE: per aiutare la radiofrequenza a raggiungere la superficie della pelle è necessario utilizzare il Gel Superconduttivo. Senza di esso, il trattamento è inefficace.

4. Iniziando dal mento, posizionare la testina del FaceRocket® a filo della pelle e muoverlo delicatamente con piccoli movimenti circolari (D). Dopo 5 secondi si sentirà un segnale acustico: significa che è necessario passare alla sezione successiva del viso. Mantenere sempre il FaceRocket® in modalità FIRM. NON tenerlo fisso in un punto.



5. Procedere lungo la mascella fino all'orecchio su un lato del viso (E), quindi ripassare questa sezione del viso altre 2 volte. In totale, quindi, si eseguono 3 "ripetizioni".
6. Utilizzando la stessa tecnica, passate alla sezione successiva del viso e continuate a muovervi intorno al viso (F):
 - Dall'angolo della bocca all'orecchio.
 - Sotto l'occhio/lo zigomo fino all'orecchio (NON usare sulla palpebra/zona delicata dell'occhio).
 - Fronte.
 - Sotto il mento.

Applicare altro gel se necessario.
7. Una volta completato il trattamento di tutto il viso, è possibile tornare indietro e intervenire su eventuali aree problematiche specifiche, come la linea del sorriso, le rughe d'espressione o le zampe di gallina (G). A tale scopo, muovere delicatamente il FaceRocket® con piccoli movimenti circolari per 15 secondi (3 bip da 5 secondi).
8. Al termine, rimuovere il gel in eccesso con un panno pulito e umido (H) e completare la normale routine di cura della pelle.
9. Pulire la testina del FaceRocket® con un panno umido (I). NON sciacquare con l'acqua.


TONE

MICROCORRENTE + TERAPIA DELLA LUCE ROSSA A LED

Solleva, tonifica e modella con la microcorrente. Dei brevi impulsi di elettricità stimolano i muscoli del viso, rafforzandoli e tonificandoli.


In modalità TONE, NON utilizzare il FaceRocket® sopra gli occhi (il muscolo circolare all'interno del bordo orbitale), sopra o intorno alle ghiandole tiroidee (linea mediana del collo, davanti e ai lati della trachea), sulle tempie (sopra l'orecchio), sul seno o nell'area inguinale. Assicurarsi di aver letto e compreso tutte le AVVERTENZE prima di iniziare.

La modalità TONE può essere utilizzata quotidianamente. Per ottenere dei risultati ottimali, utilizzare 2-3 volte alla settimana.



1. Prima di iniziare, assicurarsi che la pelle sia completamente pulita, priva di trucco, oli superficiali e sporcizia quotidiana (A). (Gli uomini dovrebbero radersi prima del trattamento perché i peli del viso possono interferire con la conducibilità).

IMPORTANTE: Qualsiasi crema, lozione, autoabbronzante o altro prodotto a base di olio sulla pelle può bloccare la radiofrequenza.




Consigliamo una doppia pulizia completa: provate i nostri panni in microfibra WipeOut Amazing Microfibre Cleansing Cloths per eliminare il trucco e lo sporco superficiale, quindi potenziate la seconda pulizia con una delle nostre pluripremiate spazzole detergenti.




2. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il FaceRocket®. Premere nuovamente il pulsante di accensione per selezionare la modalità TONE (J).

In modalità TONE il FaceRocket® si avvierà con l'intensità delle Microcorrenti al livello 1. Iniziare sempre con il livello 1 e aumentare dopo qualche trattamento. Premere il pulsante del livello per aumentare l'intensità.




3. Applicare sulla pelle un abbondante strato di Gel Superconduttivo (C). È possibile applicarlo su tutto il



viso o su una sezione per volta e riapplicarlo durante il trattamento, se necessario.

IMPORTANTE: Per aiutare la microcorrente a raggiungere la superficie al di sotto della pelle è necessario utilizzare il Gel Superconduttivo. Senza di esso, il trattamento è inefficace.




4. Iniziando dal mento, posizionare la testina del FaceRocket® a filo della pelle procedendo lungo la mascella fino all'orecchio (K), fino ad udire un segnale acustico. Ripassare questa sezione del viso altre 2 volte. In totale, quindi, si eseguono 3 "ripetizioni".



5. Utilizzando la stessa tecnica, passate alla sezione successiva del viso e continuate a muovervi intorno al viso (F):

- Dall'angolo della bocca all'orecchio.
- Sotto l'occhio/lo zigomo fino all'orecchio (NON usare sulla palpebra/zona delicata dell'occhio).
- Fronte.
- Sotto il mento.

Applicare altro gel se necessario.




6. Una volta completato il trattamento di tutto il viso, è possibile tornare indietro e intervenire su eventuali aree problematiche specifiche, come le labbra, la linea del sorriso o le rughe d'espressione (L). A tale scopo, tenere il FaceRocket® in un unico punto per 15 secondi (3 bip da 5 secondi).
7. Al termine, rimuovere il gel in eccesso con un panno pulito e umido (H) e completare la normale routine di cura della pelle.
8. Pulire la testina del FaceRocket® con un panno umido (I). NON sciacquare con l'acqua.

COOL ❄️

CRIOTERAPIA + TERAPIA DELLA LUCE VERDE A LED + MASSAGGIO SONICO




La Crioterapia Refrigerante lenisce e riduce le borse, mentre il LED Verde e il Massaggio Sonico stimolano il flusso sanguigno, favoriscono il drenaggio linfatico e migliorano la luminosità.

La modalità COOL può essere utilizzata quotidianamente, tutte le volte che lo si desidera o se ne ha bisogno. Può essere utilizzata insieme alle altre 2 modalità. Per ottenere un risultato ottimale, utilizzarla dopo i trattamenti FIRM o TONE.



1. Assicurarsi che la pelle sia pulita e priva di trucco.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il FaceRocket®. Premere nuovamente per due volte il pulsante di accensione per selezionare la modalità COOL (M). Premere il pulsante del livello per scegliere l'impostazione del massaggio:
 - a. Solo Crioterapia + Terapia della Luce Verde a LED.
 - b. Crioterapia + Terapia della Luce Verde a LED + Massaggio Sonoro 1.
 - c. Crioterapia + Terapia della Luce Verde a LED + Massaggio Sonoro 2.
3. La modalità Refrigerante non richiede la pre-applicazione di alcun prodotto; tuttavia, per ottenere dei risultati ottimali, applicare un abbondante strato di siero nutriente (M), come l'Acido Ialuronico o la Vitamina C (non inclusi), per facilitare lo scorrimento del FaceRocket® e idratare la pelle. Questa operazione è facoltativa e la modalità COOL può essere utilizzata anche senza alcun prodotto.
4. Partendo dal mento, posizionare la testina del FaceRocket® a filo della pelle e scorrere delicatamente lungo la mascella, fino all'orecchio (K), finché non si sente un segnale acustico.

Opzionale: ripetere su questa parte del viso altre 2 volte. In questo modo si eseguono 3 "ripetizioni" in totale.
5. Se si desidera concentrarsi su alcune aree, è possibile tenere il dispositivo in loco per un massimo di 15 secondi, fermo o esercitando piccoli movimenti circolari.
6. Al termine, il siero dovrebbe essere assorbito. Completare la routine di cura della pelle con SPF e crema idratante.
7. Pulire la testina del FaceRocket® con un panno umido (I). NON sciacquare con l'acqua.

MAGNITONE
LONDON**GEL SUPERCONDUTTIVO
PREPARE + GLIDE LIFT OFF**

Con questo gel superconduttivo a base d'acqua è possibile far scorrere e garantire la corretta erogazione di microcorrente e radiofrequenza in profondità nella pelle.

COME SI USA

Fate un test per verificare la sensibilità della vostra pelle al Gel LiftOff Prepare + Glide. Spalmare una quantità di gel della grandezza di un pisello sulla parte interna dell'avambraccio e lasciare agire per 15-20 minuti prima di lavare via. Se si verifica una reazione (eruzione cutanea o arrossamento), contattare immediatamente MAGNITONE per ricevere suggerimenti su prodotti alternativi. Non iniziare il trattamento con il MAGNITONE FaceRocket® fino a quando non si sarà trovato un gel adatto.

Assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta. Immediatamente prima di utilizzare il dispositivo FaceRocket®, applicare uno strato abbondante di gel su tutte le aree da trattare. Asciugare o risciacquare dopo l'uso.

INGREDIENTI

Aqua (Water), Carbomer, Glycerin, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide

AVVERTENZE

Solo per uso esterno. Non utilizzare sulla pelle irritata o danneggiata. Nell'improbabile caso di eruzioni cutanee o irritazioni, interrompere l'uso. Evitare il contatto con gli occhi.

**CONSERVAZIONE**

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, con il tappo ben chiuso.

CONDIVIDERE È AVERE CURA!

Ci piace vedere le vostre foto e i vostri video. Scattate una foto, fate un video, taggateci sui social e noi lo condivideremo!

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Assicuratevi di taggarci e di usare **#NoFilterSkincare**.

LA NOSTRA PROMESSA

Crediamo che tutta la pelle sia bella.

Linee, imperfezioni, lentiggini, brufoli: sono ciò che ci rende unici e ci rende umani. Vogliamo rappresentare persone e pelli reali, quindi promettiamo che tutte le nostre immagini sono al 100% non ritoccate.

I nostri dispositivi per la cura della pelle sono semplici strumenti per aiutarvi a sentirvi sicure della vostra splendida pelle.

xoxo

Cercate il
logo

