

MAGNITONE
LONDON

FACE ROCKET®

Urządzenie ujędrniające + tonizujące 5 w 1

Uważnie przeczytaj instrukcję użytkowania. Opakowanie i instrukcję obsługi zachowaj na przyszłość.

TA INSTRUKCJA ZAWIERA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CO JEST W PUDEŁKU
- ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ
- OSTRZEŻENIA
- CZYSZCZENIE + PRZECHOWYWANIE
- RECYKLING + USUWANIE
- ŁĄDOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA
- CZĘŚCI + AKCESORIA
- TECHNOLOGIE
- JAK UŻYWAĆ FACE ROCKET
- SUPERPRZEWODZĄCY ŻEL LIFT OFF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Produkt: MAGNITONE FaceRocket® Urządzenie ujędrniające + tonizujące 5 w 1

Kod produktu: MFR01G

Wejście: 5.0V  1000mA 

Bateria: Li-Ion 3.7V 2000mAh



© MAGNITONE 2023

Zarejestrowany znak towarowy, którego właścicielem jest:

HSNF Ltd., Londyn, N10 2JE, Wielka Brytania.

HSNF IE Ltd., Dublin 7, D07 P4AX, Irlandia.

Made / Fabriqué / Prodotto / Hecho / Hergestellt / Wyprodukowano /
Vervaardigd in China.

CO JEST W PUDEŁKU

1 x FaceRocket® Urządzenie ujędrniające + tonizujące 5 w 1

1 x Superprzewodzący preparat LiftOff + śliski żel 60ml e

1 x Kabel USB ładowania

ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ

Twoje urządzenie jest objęte 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Musisz zarejestrować swoje urządzenie, aby potwierdzić gwarancję.

Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować swoją gwarancję i odblokować dodatkowe 12 miesięcy ochrony. To łącznie 2 lata!

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek ani wad spowodowanych przez:

- Usterki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i czyszczenia.
- Nieostrożną obsługę lub niewłaściwe użycie.
- Uszkodzenia transportowe.
- Zmiany, naprawy lub regulacje wykonane przez kogokolwiek innego niż nasi wykwalifikowani inżynierowie produktu.



OBŚŁUGA KLIENTA

help@magnitone.co.uk

www.magnitone.co.uk

OBŚLUGA KLIENTA

Spraw, aby Twoja skóra wyglądała i była jak nie z tego świata dzięki FaceRocket® - najlepszemu urządzeniu do ujędrniania i tonizacji twarzy. Poprawa jedności skóry o 29%, gęstości skóry właściwej o 35% i redukcja zmarszczek o 10% udowodnione klinicznie, FaceRocket zapewnia rzeczywiste rezultaty w zaledwie 4 tygodnie.*

FaceRocket® jest przeznaczone do stymulacji twarzy, wyłącznie do użytku kosmetycznego. To nie jest urządzenie medyczne i nie powinno być stosowane do leczenia jakichkolwiek schorzeń. Firma HSNF Ltd ani jej podmioty stowarzyszone nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z niewłaściwego użycia, aplikacji na inne części ciała lub, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, brudnych elementów kontaktowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego zastosowania.

Niektórzy użytkownicy mogą uznać uczucie za dość silne, zwłaszcza w porównaniu z innymi produktami mikroprądowymi, których używali. Podczas używania MAGNITONE FaceRocket® może wystąpić uczucie mrowienia (jak po lekkim porażeniu prądem) i mimowolne skurcze mięśni. Obniżenie ustawienia trybu może zmniejszyć lub wyeliminować to uczucie. Jeśli doświadczenie jest niekomfortowe, zalecamy użycie niższego ustawienia mocy. Zwykle to uczucie ustępuje po kilku pierwszych użyciach. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia skóry należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.

**Niezależne badanie z udziałem 32 osób w wieku 33-50 lat. Średni wynik na podstawie regularnego stosowania przez 4 tygodnie.*



- Do stosowania wyłącznie na twarz.
- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą wystąpić działania niepożądane.
- Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie w jednym miejscu może potencjalnie uszkodzić skórę.
- **NIE** stosuj na oczy (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), na lub wokół gruczołów tarczycy (linia środkowa szyi, przed i po obu stronach tchawicy) na skroniach (nad uchem), piersi lub okolice pachwiny.
- **NIE** stosuj stymulacji w poprzek klatki piersiowej, ponieważ wprowadzenie prądu elektrycznego do klatki piersiowej może spowodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być śmiertelne.
- **NIE** używaj urządzenia w połączeniu z łatwopalnymi produktami kosmetycznymi, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Podczas stosowania na podbródek należy zachować ostrożność, aby zminimalizować stosowanie bezpośrednio nad linią środkową szyi, unikając w szczególności okolic tarczycy.
- Podczas korzystania z urządzenia FaceRocket® może wystąpić wrażenie migających światła w wyniku stymulacji okolic oczu. Jeśli zauważasz, że ten stan nie ustępuje, gdy nie korzystasz z urządzenia, zaprzestań stosowanie go i zasięgnij porady lekarza.
- Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać metaliczny posmak w ustach podczas korzystania z urządzenia, jest to wynikiem stymulacji i różnej wrażliwości wokół ust. Jeśli zauważasz, że ten stan nie ustępuje, gdy nie korzystasz z urządzenia, zaprzestań stosowanie go i zasięgnij porady lekarza.

PRZED UŻYCIEM SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK CHOROBY SKÓRNE.

PRZECIWSKAZANIA

NIE UŻYWAJ, JEŚLI:

- Masz obszary skóry, na których spójność jest uszkodzona (takie jak poparzenia słoneczne, oparzenia, pęcherze, zmiany chorobowe, nacięcia, rany, aktywna choroba skóry lub infekcja); występują choroby lub stany zapalne skóry, wrażliwa skóra lub alergia.
- W przeszłości wystąpiła u Ciebie epilepsja lub napady padaczkowe.
- Jesteś po minionej operacji lub innych procedurach chirurgicznych.
- Masz wszczepione jakiegokolwiek urządzenie elektroniczne, takie jak rozrusznik serca.
- Używasz urządzenia medycznego noszonego na ciele, takiego jak pompa insulinowa.
- Masz aktywny nowotwór, jesteś ozdrowieńcem lub jesteś po leczeniu z powodu jakichkolwiek podejrzeń lub zmian rakowych.
- Jesteś w ciąży.
- Jesteś pod opieką lekarza z powodu jakichkolwiek trwających schorzeń, skonsultuj się z nim przed użyciem tego urządzenia.
- W przeszłości wystąpiła u Ciebie choroba tętnic szyjnych, udar mózgu lub przejściowy atak niedokrwienny (TIA), zwięźenie tętnicy szyjnej, niestabilne ciśnienie krwi, pojawiały się łatwe omdlenia, choroby tarczycy lub wcześniejsze zabiegi chirurgiczne w okolicy szyi.
- Masz skłonność do krwawień po ostrych urazach lub złamaniach kości.
- Masz implanty niezgodne z ich zastosowaniem
- To urządzenie nie może być używane przez osoby w wieku do 18 lat łącznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **NIE** zanurzaj w wodzie.
- **NIE** upuszczaj ani nie używaj produktu w niewłaściwy sposób.
- **NIE** podawaj urządzenia lub ładowarki wilgotnymi w wilgotnych dłoniach.
- **NIE** używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone.
- **NIE** montuj ponownie ani nie naprawiaj żadnej części urządzenia.

- **NIE** wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń generujących ciepło. Korzystanie z tego produktu może mieć wpływ na inne urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu.
- **NIE** omijaj ani nie usuwaj wewnętrznego zabezpieczenia urządzenia.
- Przed użyciem upewnij się, że Twoje urządzenie jest odłączone od kabla do ładowania USB.
- Urządzenie **MUSI** być zasilane wyłącznie bezpiecznym bardzo niskim napięciem odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

CZYSZCZENIE + PRZECHOWYWANIE

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Upewnij się, że Twoje urządzenie jest odłączone od kabla do ładowania USB przed czyszczeniem. Do czyszczenia urządzenia używaj lekko wilgotnego ręcznika i osuszaj miękką ściereczką.

RECYKLING + USUWANIE

Twojego FaceRocket® nie powinno się pozbywać razem z innymi odpadami komunalnymi lub komercyjnymi pod koniec okresu działania. Jeśli nie masz już użytku z produktu, pozbyć się go, stosując się do zasad procedury recyklingu stosowanych przez Twoje lokalne władze.




ŁADOWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem naładuj FaceRocket®. Podłącz do dowolnego gniazda USB na ładowarce lub w komputerze, aby naładować urządzenie. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, światelka zaczną świecić na zielono.

Czas ładowania baterii FaceRocket® całkowicie zależy od tego, jak długo go używasz, w jakim trybie i na jakim poziomie (na przykład radiofrekwencja zużywa dużo więcej energii niż krioterapia). Jeśli używasz urządzenia codziennie, prawdopodobnie będziesz musiał je ładować co najmniej raz w tygodniu.




CZĘŚCI + AKCESORIA



TECHNOLOGIE

FaceRocket® wykorzystuje kombinację technologii, wszystkich zaprojektowanych w celu uzyskania jędrniejszego, jaśniejszego i zdrowszego wyglądu + uczucia.

 RADIOFREKWENCJA	Fale radiowe nagrzewają się pod powierzchnią skóry, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co skutkuje jędrniejszą skórą. 42°C
 MIKROPRĄDY	Małe impulsy elektryczne stymulują mięśnie twarzy do skurczu, wzmacniając je i ujędrniając, jednocześnie pomagając w uniesieniu twarzy. 300 - 500 mA
 TERAPIA ŚWIATŁEM CZERWONYM + ZIELONYM LED	Fale światła czerwonego wnikają pod powierzchnię skóry, stymulując produkcję kolagenu i elastyny. Fale zielonego światła wnikają pod powierzchnię skóry, stymulując przepływ krwi, dzięki czemu skóra wygląda na bardziej promienną. Red: 630 - 680 nm / Green: 475 - 545 nm
 KRIOTERAPIA	Chłodzi i koi skórę, zmniejszając obrzęki i wspomagając drenaż limfatyczny. 4°C
 MASAŻ SONICZNY	Delikatne wibracje stymulują pod powierzchnią skóry, pobudzając przepływ krwi i drenaż limfatyczny.

TRYB	TECHNOLOGIE	POZIOMY
 FIRM	<ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość radiowa • Czerwona dioda LED 	n/a
 TONE	<ul style="list-style-type: none"> • Mikroprądy • Czerwona dioda LED 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ~ 300 mA 2. ~ 400 mA 3. ~ 500 mA
 COOL	<ul style="list-style-type: none"> • Krioterapia • Zielona dioda LED • Masaż soniczny 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bez masażu 2. Masaż 1 3. Masaż 2

JAK UŻYWAĆ FACEROCKET®

ZANIM ZACZNIESZ

Przed rozpoczęciem upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje.

Zrób zdjęcie „przed”! Pamiętaj, aby zrobić zdjęcie przed z oczyszczoną twarzą, bez makijażu, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Rób zdjęcia raz w tygodniu w tym samym miejscu i pozycji, aby śledzić swoje postępy. Możesz nie widzieć zmian z dnia na dzień, ale regularne selfie pomogą Ci zobaczyć różnicę!

Podziel się z nami swoją podróżą w mediach społecznościowych — użyj hasztagu **#FaceRocket**

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

JAK CZĘSTO


















Dla najlepszych rezultatów, postępuj zgodnie z naszym 28-dniowym programem pielęgnacji twarzy! Ten dzienny kalendarz przeprowadzi Cię przez pierwsze 28 dni kuracji. Skorzystaj z kalendarza na następnej stronie lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i wydrukować własny.























Po zakończeniu 28-dniowej kuracji utrzymuj rezultaty, stosując tryb FIRM co najmniej raz w tygodniu i tryb TONE 1–3 razy w tygodniu. Z trybu COOL można korzystać codziennie, w zależności od potrzeb.

FACEROCKET®

28-DNIOWY PROGRAM DO TWARZY





0  BEFORE YOU BEGIN	1  ● ○ ○	2  ● ○ ○	3  ● ○ ○
KEY  ZRÓB SELFIE  Tryb FIRM 5-10 minutes  Tryb TONE 3-5 minutes  Tryb COOL 1-3 minutes ○ ● ○ Poziom 1 ● ● ○ Poziom 2 ● ● ● Poziom 3	8  ● ● ○	9  ● ● ○	10 
15  ● ● ●	16 	17  ● ● ●	
22 	23  ● ● ●	24  ● ● ●	

4 	5  ● ○ ○	6  ● ○ ○	7  
11  ● ● ○	12  ● ● ○	13 	14  ● ● ○ 
18  ● ● ●	19 	20  ● ● ●	21  ● ● ● 
25 	26  ● ● ●	27  ● ● ●	28  

FIRM

RADIOFREKWENCJA + TERAPIA ŚWIATŁEM CZERWONYM LED

Ujędrnij + napinaj skórę za pomocą radiofrekwencji + czerwonej diody LED, które współpracują pod powierzchnią, aby stymulować produkcję kolagenu i elastyny. Nie używaj trybu FIRM częściej niż raz na 3 dni.



1. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twoja skóra jest całkowicie oczyszczona - bez makijażu, olejków powierzchniowych i codziennego brudu (A). (Mężczyźni powinni ogolić się przed zabiegiem, ponieważ zarost może zakłócać przewodnictwo).

WAŻNE: Każdy krem, balsam, samoopalacz lub inne produkty na bazie oleju na skórze mogą zakłócać radiofrekwencję.

Zalecamy pełne podwójne oczyszczanie; wypróbuj nasze świetne ściereczki WipeOut do oczyszczania z mikrofibry, aby pozbyć się makijażu i brudu z powierzchni, a następnie wzmocnij oczyszczanie dwuetapowe za pomocą jednej z naszych wielokrotnie nagradzanych szczoteczek oczyszczających!






2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć FaceRocket®. Automatycznie uruchomi się w trybie FIRM (B).

3. Gdy urządzenie się nagrzewa, nałóż na skórę obfitą warstwę superprzewodzącego żelu (C). Możesz nakładać na całą twarz lub sekcja po sekcji i podczas zabiegu powtarzać aplikację, jeśli to konieczne.

WAŻNE: Musisz użyć superprzewodzącego żelu, aby pomóc radiofrekwencji dotrzeć pod powierzchnię skóry. Bez tego zabieg nie zadziała.

4. Rozpoczynając od podbródka, przyłóż głowicę FaceRocket® do skóry i delikatnie wykonuj małe okrężne ruchy (D). Po 5 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy, co oznacza, że musisz przejść do następnej części twarzy. Zawsze utrzymuj FaceRocket® w ruchu w trybie FIRM. NIE trzymaj w jednym miejscu.



5. Pracuj wzdłuż linii szczęki do ucha po jednej stronie twarzy (E), a następnie powtórz tę część twarzy jeszcze 2 razy. Czyli w sumie robisz 3 x „powtórzenia”.
6. Wykonując ten sam ruch, przejdź do następnej części twarzy i kontynuuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół twarzy (F):
 - Kącik ust do ucha.
 - Pod okiem/od kości policzkowej do ucha (NIE stosuj na powieki/delikatne okolice oczu).
 - Czoło.
 - Pod brodą.

W razie potrzeby nałóż więcej żelu.

7. Po wykonaniu zabiegu na całej twarzy możesz wrócić i pracować nad określonymi problematycznymi obszarami, takimi jak zmarszczki, linie śmiechu lub zmarszczki mimiczne (G). Aby to zrobić, delikatnie poruszaj FaceRocket® małymi okrężnymi ruchami przez 15 sekund (3 x 5-sekundowe sygnały dźwiękowe).
8. Gdy skończysz, usuń nadmiar żelu z, wilgotną ściereczką (H) zakończ pielęgnację skóry tak, jak zwykle.
9. Wytrzyj do czysta głowicę FaceRocket® wilgotną ściereczką (I). NIE splukuj wodą.


TONE ⚡

MIKROPRĄDY + TERAPIA ŚWIATŁEM CZERWONYM LED ⚡💡

Unieś, ujędrnij i konturuj za pomocą mikroprądów. Małe impulsy elektryczne stymulują mięśnie twarzy, wzmacniając je + tonizując.


Tryb TONE, NIE stosuj FaceRocket® na oczy (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), na lub wokół gruczołów tarczycy (linia środkowa szyi, przed i po obu stronach tchawicy) na skroniach (nad uchem), piersi lub okolice pachwiny. Przed rozpoczęciem upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie OSTRZEŻENIA.

Z trybu TONE można korzystać codziennie. Dla najlepszych rezultatów, używaj 2-3 razy tygodniowo.



1. Zanim zaczniesz, upewnij się, że Twoja skóra jest całkowicie oczyszczona - bez makijażu, olejków powierzchniowych i codziennego brudu (A). (Mężczyźni powinni ogolić się przed zabiegiem, ponieważ zarost może zakłócać przewodnictwo).

WAŻNE: Każdy krem, balsam, samoopalacz lub inne produkty na bazie oleju na skórze mogą zakłócać radiofrekwencję.




Zalecamy pełne podwójne oczyszczenie; wypróbuj nasze świetne ściereczki WipeOut do oczyszczania z mikrofibry, aby pozbyć się makijażu i brudu z powierzchni, a następnie wzmocnij oczyszczenie dwuetapowe za pomocą jednej z naszych wielokrotnie nagradzanych szczoteczek oczyszczających!






2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć FaceRocket®. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wybrać tryb TONE (J).

FaceRocket® w trybie TONE rozpocznie pracę z natężeniem mikroprądu na poziomie 1. Zawsze zaczynaj od poziomu 1 i po kilku zabiegach idź w górę. Naciśnij przycisk Poziom, aby zwiększyć intensywność.



3. Nałóż na skórę obfitą warstwę żelu nadprzewodzącego (C). Możesz nakładać na całą twarz lub sekcja po sekcji i powtarzać aplikację podczas zabiegu, jeśli to konieczne.



WAŻNE: Musisz użyć superprzewodzącego żelu, aby pomóc radiofrekwencji dotrzeć pod powierzchnię skóry. Bez tego zabieg nie zadziała.

4. Zaczynając od podbródka, przyłóż głowicę FaceRocket® do skóry i delikatnie przesuwaj wzdłuż szczęki, aż do ucha (K), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Tę część twarzy powtórz jeszcze 2 razy. Czyli w sumie robisz 3 x „powtórzenia”.
5. Wykonując ten sam ruch, przejdź do następnej części twarzy i kontynuuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wokół twarzy (F):
 - Kąciś ust do ucha.
 - Pod okiem/od kości policzkowej do ucha (NIE stosować na powieki/delikatne okolice oczu).
 - Czoło.
 - Pod brodą.
 W razie potrzeby nałóż więcej żelu.
6. Po wykonaniu zabiegu na całej twarzy możesz wrócić i pracować nad określonymi problematycznymi obszarami, takimi jak usta, linie śmiechu lub zmarszczki mimiczne (L). Aby to zrobić, przytrzymaj FaceRocket® w jednym miejscu przez maksymalnie 15 sekund (3 x 5-sekundowe sygnały dźwiękowe).
7. Gdy skończysz, usuń nadmiar żelu z, wilgotną ściereczką (H) zakończ pielęgnację skóry tak, jak zwykle.
8. Wytrzyj do czysta głowicę FaceRocket® wilgotną ściereczką (I). NIE splukuj wodą.


COOL ❄️



KRIOTERAPIA + TERAPIA ZIEŁONYM ŚWIATŁEM LED + MASAŻ SONICZNY

Chłodząca krioterapia łagodzi i zmniejsza obrzęki, podczas gdy zielona dioda LED i masaż soniczny stymulują przepływ krwi, wspomagają drenaż limfatyczny i poprawiają blask.

Z trybu COOL można korzystać codziennie, tak często, jak chcesz lub potrzebujesz. Można go używać w połączeniu z pozostałymi 2 trybami. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, po zabiegach stój FIRM lub TONE.



1. Upewnij się, że Twoja skóra jest czysta i bez makijażu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć FaceRocket®. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wybrać tryb COOL (M). Naciśnij przycisk Poziom, aby wybrać ustawienie masażu:

- a. Tylko krioterapia + terapia zielonym światłem LED.
- b. Krioterapia + terapia zielonym światłem LED + masaż soniczny 1.
- c. Krioterapia + terapia zielonym światłem LED + masaż soniczny 2.




3. Tryb chłodzenia nie wymaga wcześniejszego nałożenia żadnego produktu, jednak w celu uzyskania najlepszych rezultatów nałóż obfitą warstwę odżywczego serum (N), takiego jak kwas hialuronowy lub witamina C (brak w zestawie), aby pomóc FaceRocket® ślizgać się po skórze i nawilżać ją. Jest to opcjonalne, a trybu chłodzenia można używać bez żadnego produktu.



4. Zaczynając od podbródka, przyłóż głowicę FaceRocket® do skóry i delikatnie przesuwaj wzdłuż szczęki, aż do ucha (K), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Opcjonalne - Tę część twarzy powtórz jeszcze 2 razy. Czyli w sumie robisz 3 x „powtórzenia”.



5. Jeśli masz jakieś obszary, na których chcesz się skupić, możesz przytrzymać urządzenie w miejscu przez maksymalnie 15 sekund — nieruchomo lub wykonując małe okrężne ruchy.
6. Kiedy skończysz, wszelkie serum powinno zostać wchłonięte. Uzupełnij swoją pielęgnację skóry o SPF i krem nawilżający.
7. Wytrzyj do czysta głowicę FaceRocket® wilgotną ściereczką (I). NIE splukuj wodą.

MAGNITONE
LONDON

LIFT OFF SUPERPRZEWODZĄCY PREPARAT + ŚLISKI ŻEL

Bez wysiłku przesuwaj urządzenie po skórze i zapewnij właściwe dostarczanie mikroprądu + radiofrekwencji głębiej w skórę dzięki temu superprzewodzącemu żelowi na bazie wody.

JAK UŻYWAĆ

Przetestuj swoją skórę pod kątem wrażliwości na żel LiftOff Prepare + Glide. Wetrzyj ilość żelu wielkości ziarnka grochu w spód przedramienia i pozostaw na 15-20 minut przed zmyciem. Jeśli pojawi się reakcja (wysypka lub zaczerwienienie), natychmiast skontaktuj się z MAGNITONE w celu uzyskania zaleceń dotyczących alternatywnych produktów. Nie należy rozpoczynać zabiegów MAGNITONE FaceRocket®, dopóki nie zostanie znaleziony odpowiedni żel.

Upewnij się, że Twoja skóra jest czysta i sucha. Nałóż obfitą warstwę żelu na wszystkie obszary zabiegowe bezpośrednio przed użyciem urządzenia FaceRocket®. Po użyciu wytrzeć lub splukać.

SKŁADNIKI

Aqua (woda), karbomer, gliceryna, metyloparaben, propyloparaben, glikol propylenowy, wodorotlenek sodu

OSTRZEŻENIA

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosuj na obolałą lub uszkodzoną skórę. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia wysypki lub podrażnienia należy przerwać stosowanie. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami.



crueltyfree
andvegan

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego, z mocno zamkniętą pokrywką.

DZIELĄC SIĘ, DBASZ O INNYCH!

Uwielbiamy oglądać Wasze zdjęcia i filmy. Zrób zdjęcie, nagraj film, oznacz nas w mediach społecznościowych, a my to udostępnimy!

 magnitoneofficial

 magnitonelondon

 magnitoneskincare

 youtube.com/c/MAGNITONELondon

Upewnij się, że użyjesz **#NoFilterSkincare** i nas otagujesz.

NASZA OBIETNICA

Wierzymy, że każda skóra jest piękna.

Zmarszczki, przebarwienia, piegi, pryszcze – to one sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi i czynią nas ludźmi. Chcemy reprezentować prawdziwych ludzi i prawdziwą skórę, a więc obiecujemy, że wszystkie nasze zdjęcia są w 100% nieretuszowane.

Nasze urządzenia i produkty do pielęgnacji skóry to po prostu narzędzia, dzięki którym poczujesz się pewniej w swojej wspaniałej skórze, w której jesteś.

xoxo

Szukaj
pieczątki

