

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

LED LIGHT THERAPY MASK

User Manual

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™



Users of this device can obtain benefit from using it only if they read and comprehend all information in the user manual. You must follow all the instructions in the user manual.



A copy of this user manual is available at www.shanidarden.com/ledmask

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is Manufactured for Shani Darden Skincare, Inc. in association with Harpar Grace International by iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT United Kingdom.

If you have any questions relating to the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ please do not hesitate to contact us.

Shani Darden Skincare, Inc. PO Box 598, Beverly Hills, CA 90213 · Customer Service
Email: help@shanidarden.com



The information in this document is proprietary to iSMART Development Ltd, and supplied on the understanding that it shall be kept confidential to recipients and that it shall not be reproduced and/or used for commercial purposes without the written consent of Med-Di-Dia Limited Galway Technology Centre Mervue Business Park, Galway, Ireland

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

TABLE OF CONTENTS

1.0.	INTRODUCTION	03
2.0.	WHO SHOULD USE THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™?	03
3.0.	DEVICE DESCRIPTION	05
4.0.	WHEN SHOULD SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NOT BE USED?	06
4.1.	CONTRAINDICATIONS, WARNINGS AND PRECAUTIONS	
5.0.	RISKS AND BENEFITS	09
6.0.	FIRST TIME SETUP	09
6.1.	POWERING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
6.2.	CONNECTING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ AND NECK ATTACHMENT TO THE CONTROLLER	
6.3.	SENSITIZATION TEST	
7.0.	USING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	10
7.1.	TREATMENT RECOMMENDATIONS	
7.2.	UNDERSTANDING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ CONTROLLER	
7.3.	CARRYING OUT A TREATMENT	
8.0.	CARE AND MAINTENANCE	12
8.1.	CLEANING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
8.2.	DISPOSAL	
8.3.	TROUBLESHOOTING	
9.0.	LABELING	15
10.0.	RECYCLING	15
11.0.	TECHNICAL SPECIFICATION	15
12.0.	EXPLANATION OF SYMBOLS	15
13.0.	WARRANTY	17

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing the **Shani Darden LED Light Therapy Mask™**

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ brings the user the convenience of being able to deliver phototherapy treatments for the signs of skin ageing of the face and neck and mild to moderate acne vulgaris of the face in a single, convenient home use light emitting diode mask.

To find out if the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is right for you, see Section 2 “Who Should Use The Shani Darden LED Light Therapy Mask™”.



Users of this device can obtain benefit from using it only if they read and comprehend all information in the user manual. You must follow all the instructions in the user manual.

Before using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ you must carry out a sensitization test and wait 6 hours (see Section 6.3).

Please feel free to contact us at help@shanidarden.com if you have any comments about the product or this user guide.

2. WHO SHOULD USE THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™?

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ uses 3 wavelengths of light to treat full face wrinkles and photoaging of the neck and mild to moderate acne vulgaris of the face.

Use this section to determine if the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is right for you.

Adults who are concerned about or show the visible signs of aging such as wrinkles and pigmentation of the face and neck.

Acne sufferers (≥14 years of age) who want to treat their mild to moderate acne outbreaks.

For users with acne vulgaris

The typical appearance of acne is a mixture of the following: a greasy skin, red pimples or spots, yellow pus-filled spots and scars.

Use the chart opposite to determine whether Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode is suitable for you.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™


Acne type	Description	Suitable for Acne Mode on the Shani Darden LED Light Therapy Mask™
Clear Skin	No pimples or spots or yellow pus-filled spots. No whiteheads or blackheads.	NO The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode is NOT indicated for clear skin. The Shani Darden LED Light Therapy Mask should NOT be used to prevent pimples or spots forming.
Mild Acne	A few pimples or spots, a few pus-filled spots, some whiteheads or blackheads.	YES Mild acne is suitable for treatment with the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode.
Moderate acne	Some pimples or spots, some pus-filled spots, only a few small nodules Many whiteheads or blackheads.	YES Moderate acne is suitable for treatment with the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode.
Severe Acne	Many pimples or spots, many pus-filled spots. Some nodules. Many whiteheads or blackheads.	NO The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode is NOT indicated for severe acne. Please consult your doctor for a more appropriate treatment.
Whiteheads or Blackheads - Comedonal Acne	Many whiteheads or blackheads. No pimples or spots. No pus-filled spots.	NO The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Acne Mode is NOT indicated for whiteheads or blackheads. Please consult your doctor for a more appropriate treatment.

If you have purchased the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and find that it is NOT suitable for you, please contact your point of purchase to return the device within the statutory return period.

3. DEVICE DESCRIPTION

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ consists of:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Face Mask | 5. Adjustable Head Strap |
| 2. Neck Attachment | 6. Adjustable Neck Strap |
| 3. Controller | 7. Dust Bag x3 |
| 4. Power Supply and Country Specific Adaptors | 8. User Manual |



The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is a home use Professional grade wearable LED phototherapy device.

The device consists of a Face Mask (1) and Neck Attachment (2) that contains light emitting diodes. The Face Mask and Neck Attachment are worn on the face and neck and are held in place by adjustable velcro straps (5 & 6).

The Face Mask has 3 treatment modes and emits light in the Blue, Red and Near-infrared region of the light spectrum.

MODE 1 emits light in the Red and Near-infrared region of the light spectrum and treats the visible signs of ageing such as facial wrinkles.

MODE 2 emits light in the Blue and Red region of the light spectrum and treats mild to moderate acne vulgaris of the face.

MODE 3 emits light in the Red and Near-infrared region of the light spectrum and treats the visible signs of photoaging such as pigmentation and age spots.

The Neck Attachment only treats photoaging of the neck and ONLY emits light in the Red and Near-infrared region of the light spectrum. The neck attachment is operational across all 3 treatment modes. The neck attachment does not contain Blue LEDs and does not treat acne vulgaris.

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is controlled by a plug-in controller (3). The controller contains 3 buttons and a graphical interface/display. The 3 buttons allow the user to:

1. Wake up the device from standby/sleep mode
2. Select between treatment modes (wrinkle treatment mode, acne treatment mode and photoaging mode)
3. Start or pause the treatment

The graphical interface displays the treatment mode selected, a countdown timer to indicate the remaining time left for the treatment and the status of the treatment.

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and Neck Attachment are connected to the controller by USB A connections (3) (the device has no WIFI connectivity and will NOT connect to any other device).

The power adaptor (4) is used to power the device. The power adaptor is connected to the controller by a co axial jack connector. The plug is connected to a suitable mains output.

The equipment is not used to make measurements of any sort, or to draw any conclusions regarding the indication to treat. The equipment does not require checks on the light output as the LEDs do not dim with age to any practical extent. The device contains no serviceable parts.

3.1. INTENDED USE

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is an over-the-counter device intended to emit energy in the Red and Blue region of the light spectrum, specifically indicated to treat mild to moderate acne vulgaris of the face.

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is an over-the-counter device intended to emit energy in the Red and Near-infrared spectrum and is intended for the use in the treatment of full-face wrinkles and the signs of photoaging such as pigmentation and age spots.

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is intended to be used in the home environment by adults who show the visible signs of aging of the face and neck and users 14 years or older who want to treat their mild to moderate acne outbreaks.

4. WHEN SHOULD SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NOT BE USED?



4.1. CONTRAINDICATIONS, WARNINGS AND PRECAUTIONS CONTRAINDICATIONS

- **DO NOT** share the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ with any other person. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is for single person use only.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ to treat any other conditions apart from those listed in the indications for use. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has not been tested for any other conditions than those listed, and the risk is unknown.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the fetus, neonate or pregnant women is unknown.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you are a child under 14 years of age. The safety of the device for children younger than 14 years of age has NOT been tested and the risk is unknown.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you suffer from light induced headaches.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you suffer from any genetic conditions of the eyes. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has NOT been tested on subjects who suffer with genetic conditions of the eyes and therefore the risks are unknown. If you are unsure about any related eye condition and using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contact your ophthalmologist or eye doctor.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light) of the eye. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has NOT been tested on subjects who suffer with photosensitive disorders of the eye and therefore the risks are unknown. If you are unsure about any related eye condition and using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contact your ophthalmologist or eye doctor.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you suffer from lupus erythematosus, photosensitive eczema or albinism. If you use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ to treat lupus erythematosus, photosensitive eczema or albinism you may cause a severe skin reaction.
- **DO NOT** use Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light) of the skin. If you use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and you suffer from a photosensitive disorder you may cause a severe reaction.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction.

For a full list of drugs that can cause photosensitivity, please visit www.shanidarden.com/ledmask.



Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication, you may be taking consult your healthcare provider.

Other substances not listed above can also cause photosensitivity.



Common examples of these substances are: St John's Wort, coal tar, deodorants, antibacterial soaps, artificial sweeteners, naphthalene (mothballs), petroleum products, brightening agents found in laundry detergent, and cadmium sulphide (a chemical injected into the skin during tattooing).

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™



Warnings

Before using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ you must carry out a sensitization test (see Section 6.3).

- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in any way that is not exactly as specified in these instructions for use. Use of the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ other than exactly as specified in these instructions for use has not been tested and the risk is unknown.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in an environment that is NOT specified by the manufacturer. Use of the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in an environment NOT specified by the manufacturer may cause damage to the device or harm to the user.
- **TURN OFF** and **REMOVE** the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- **STOP** using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ during a treatment if you experience headaches, changes in vision or pain in your eyes.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ without first removing creams, lotions or make-up BEFORE treatment. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment. If you use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ without removing these products, you may cause a skin reaction, or may reduce the effect of the treatment.
- **NEVER** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ near water or where water can be spilt onto the equipment. DO NOT use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you think it has come into contact with water.
- Keep the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ away from HOT surfaces or direct sunlight.
- The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contains cables that could have the potential to cause strangulation. Keep out of the reach of infants.
- **DO NOT** attempt to modify the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in any way. Modifying the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ will void your warranty. Modifying the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ could cause an electric shock when the system is used again. The system contains no serviceable parts.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if the mask, controller, plug adaptor or cord are damaged in any way.



General Safety

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is an electrical device, which under certain circumstances could present an electrical shock hazard to the user. Please read this user manual thoroughly and follow all stated directions to assure maximum safety during operation. Only use the power supply that is supplied with the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ (Product code: RHD20W120100).



Precautions

- The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Neck Attachment DOES NOT contain Blue LEDs and DOES NOT treat acne vulgaris.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

- The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ straps contain a mixture of polyester, nylon and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the head strap provided. Contact help@shanidarden.com for other suggested options.
- Before each use, with the device switched off, clean the Shani Darden LED Light Therapy Mask™. All surfaces of the Mask may be cleaned by following the cleaning instructions in Section 8.1.
- Before cleaning ensure that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and controller are unplugged from the mains outlet.
- **DO NOT** use any other cleansing products other than those stated in the cleaning instructions. Use of other cleansing products may damage the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ (see Section 8).
- Store the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ at room temperature in dry conditions, away from direct sunlight.

5. RISKS AND BENEFITS

5.1. POTENTIAL RISKS

- Immediately after treatment skin may appear red. Skin should return to normal within 1-2 hours.
- Some users have reported pigmentation, skin flaking or peeling, associated pruritis and dryness. This is transient and clears within a few days.
- Temporary headaches immediately following the light treatment. Headaches can be treated with an appropriate over the counter analgesic and rehydration.

This list, although not exhaustive, lists the most commonly reported side effects. If you experience a side effect that is greater than that described above or a serious side effect not listed, then you should seek advice from a healthcare provider and report such an incident firstly to the manufacturer and then national authority.

5.2. POTENTIAL BENEFITS

Acne: People who have undergone a course of 4 weekly treatments for 6 weeks using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ report a reduction of mild to moderate acne vulgaris.

Wrinkles: People who have undergone a course of 5 weekly treatments for 6 weeks using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ treatments report a reduction in fine lines and facial wrinkles.

6. FIRST TIME SETUP

- Unpack the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and check off the parts described in Section 3. Visually inspect the parts and connections. Return the device to your point of purchase if you think the device or connecting parts or components are damaged or have been previously used.
- **DO NOT** use the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ if you notice the device or connecting parts or components are damaged.

6.1. POWERING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

- Connect the Co axial Jack connector to the Co axial port on the Controller.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

- Select the correct country specific plug connector and slide it into the power adaptor until you hear an audible click.
- Plug the Power adaptor into a suitable mains outlet. A blue LED will illuminate at the base of the controller to indicate the controller is receiving power. The device is now in standby/sleep mode.

6.2. CONNECTING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ AND NECK ATTACHMENT TO THE CONTROLLER

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and Neck Attachment are controlled and receive power via the USB A port located at the base of the controller.

The user has 3 options for use.

6.2.1. USING THE MASK AND NECK ATTACHMENT TOGETHER

Connect the Male USB A connector of the Neck Attachment to the USB port of the controller. Connect the USB A connector of the Mask to the female USB A port of the Neck Attachment.

6.2.2. USING THE MASK ONLY

Connect the Male USB A connector of the Mask to the USB port of the controller.

6.2.3. USING THE NECK ATTACHMENT ONLY

Connect the Male USB A connector of the Neck Attachment to the USB port of the controller.



6.3. SENSITIZATION TEST

Before carrying out your first treatment you must carry out a sensitization test. Follow the step-by-step guide below.

1. Connect the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ as per Section 6.
2. Cleanse your inner arm to remove any skincare.
3. Place the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ over your inner arm.
4. First, press the standby button to wake up the device and select the Acne treatment mode (see Section 7.3). Allow the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ to run for its full 10-minute treatment program.
5. Next, press the standby button to wake up the device and select the Wrinkle treatment mode (see Section 7.3). Allow the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ to run for its full 10-minute treatment program.
6. At any time if your skin feels HOT or uncomfortable STOP using the device immediately.
7. After the treatment wait at least 6 hours. If your skin on your inner arm is red or itchy then the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is unsuitable for you. Return the device to the retailer within (30) days of purchase.

7. USING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



Regarding electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic fields (EMF), in and around the home environment the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ should be kept away from radio frequency (RF) equipment to avoid interference.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

7.1. TREATMENT RECOMMENDATIONS

For the treatment of acne vulgaris the best results are seen after treating for 4 days a week for 6 weeks.

For the treatment of full face wrinkles the best results are seen after treating for 5 days a week for 6 weeks.

Maintenance treatment should be carried out as required, according to lifestyle and skin condition.



DO NOT over treat using the Shani Darden LED Light Therapy Mask™. There is no additional benefit of exceeding the treatment time or treatment frequency.

7.1.1. WEARING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

- The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ comes with a velcro strap that is adjustable to allow you to comfortably wear the mask.
- To fit the Mask, thread the strap through the inlet holes on either side of the mask.
- Loop the strap around your head and secure firmly.
- Adjust if necessary.

7.2. UNDERSTANDING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ CONTROLLER

The Controller contains 3 buttons and a graphical interface/display. The 3 buttons allow the user to:

1. Standby button that wakes up the device from standby/sleep mode.
2. Select between treatment modes (wrinkle treatment, acne or photoaging treatment mode).
3. Start/Pause the treatment



The graphical interface displays the treatment mode selected a countdown timer to indicate the remaining time left for the treatment and the status of the treatment.

1. Selecting a Treatment

First decide what area or combination of areas you wish to treat and connect the device appropriately (see Section 6.2).

Please NOTE the Neck Attachment does not treat acne vulgaris of the neck.

In treatment Mode 2 (acne) with the Neck Attachment connected the device ONLY emits Red and Near-Infrared light.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

1. With the device plugged into a mains outlet, press the Standby button (1) and hold until the display screen illuminates and the screen displays Mode 1 - Wrinkles
2. Press the Mode button (2) to toggle between the treatment modes.
 1. Wrinkles
 2. Acne
 3. PhotoagingThe treatment mode will be displayed on the screen. After selecting the treatment mode press the Start/Pause button (3). The LEDs will illuminate.
3. The Pause button will disappear and the treatment timer will count down in 1 minute increments.
4. You can turn OFF the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ at any time by pressing the Power Button (1).
5. You can pause the treatment at anytime by pressing the Start/Pause button.
6. At the end of the treatment there is an audible beep and the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ automatically switches OFF the LEDs.
7. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ will automatically turn off after 10 minutes.

7.3. CARRYING OUT A TREATMENT

1. Cleanse and exfoliate skin to remove any traces of skincare.
2. Connect the Controller to the mains output (Section 6.1).
3. Connect the Mask and/or Neck Attachment to the Controller (Section 6.2).
4. Secure the Mask and/or Neck Attachment with the velcro straps provided.
5. Follow Section 7.2.1 (Selecting a Treatment).
6. The device switches off after ten-minutes. You may stop the treatment at any time by pressing the Pause button on the Controller.
7. Remove the device, apply your normal skincare.
8. Clean the device following instructions set out in Section 8.1. Ensure that the device is NOT connected to the Mains output during cleaning.
9. For best results follow the recommended treatment schedule in 8.1.

8. CARE AND MAINTENANCE

- Store the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ at room temperature in dry conditions. Use the dust bag provided.
- Avoid storing the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
- The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contains no serviceable parts.
- Before each use, with the device switched off, clean the face mask following the cleaning instructions in Section 8.1.
- Before each use, visually inspect the Shani Darden LED Light Therapy Mask™, controller and cables for damage. Do NOT use the device if you notice any signs of visible damage.
- If you follow the care and maintenance for your Shani Darden LED Light Therapy Mask™, the device has a minimum lifetime of 2 years.

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

8.1. CLEANING THE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



DO NOT use any other cleansing products as these may damage the plastics.

Before cleaning ensure that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ and controller are unplugged from the Mains outlet.

- Clean all surfaces of the mask with a water based wipe. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.

8.2. DISPOSAL



DO NOT dispose of any part of the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ at a domestic waste facility. Please contact customer service at help@shanidarden.com or visit our FAQ page at www.shanidarden.com/ledmask for more information on proper disposal of this device.

8.3. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Action
Controller does not power up when you press and hold the power button.	No or faulty electrical supply.	Ensure the Coaxial Jack is connected to the controller. Ensure the power supply country specific plug adapter has been fully engaged into the main power supply unit with an audible "click". Ensure the power adaptor is plugged into a suitable mains output.
No light from the LEDs when you press the power button.	Connection issue between Controller and Mask. Device could be faulty.	Ensure the Mask and or Neck attachment are plugged into the controller. If you need further assistance please contact help@shanidarden.com .
LEDs in the Mask do NOT illuminate but LEDs in the Neck Attachment do illuminate.	Connection issue between Controller and the Mask/Neck Attachment. Device could be faulty.	Ensure the USB connections between the controller and Mask and Neck Attachment are secure. If you need further assistance please contact help@shanidarden.com .

SHANI DARDEN

BY DÉCÉSSZ PRO™

8.3. TROUBLESHOOTING (continued)

Problem	Possible Cause	Action
LEDs in the Neck Attachment do NOT illuminate but LEDs in the MASK do illuminate.	Connection issue between Controller and the Mask/Neck Attachment Device could be faulty.	Ensure the USB connections between the Controller and Mask and Neck Attachment are secure. If you need further assistance please contact help@shanidarden.com .
LEDs in the Neck Attachment do NOT illuminate but LEDs in the MASK do illuminate.	Connection issue between Controller and the Mask/Neck Attachment Device could be faulty.	Ensure the USB connections between the Controller and Mask and Neck Attachment are secure. If you need further assistance please contact help@shanidarden.com .
Can't toggle between treatment modes.	Device could be faulty.	Unplug the Controller from the mains output. Unplug the Mask from the Controller. Wait 1 minute and then re connect all connections. If the issue persists, please contact help@shanidarden.com .
Display does not illuminate but LEDs do illuminate.	Device is faulty.	Please contact help@shanidarden.com for further assistance.
LEDs do NOT turn OFF after 10 minutes.	Device is faulty.	Please contact help@shanidarden.com for further assistance.
LEDs flicker continuously during treatment.	Device is faulty.	Please contact help@shanidarden.com for further assistance.

If the actions suggested above fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period, please contact help@shanidarden.com for further assistance.

- **DO NOT** attempt to investigate any further.
- **DO NOT** attempt to modify the device in any way. The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has NO parts you can repair yourself.

SHANI DARDEN

BY DĀZSSZ PRO™

9. LABELING

The labeling supplied with the device contains the following information

- Date of Manufacture
- Item Number, Batch Code and Serial Number
- Operating Environment
- Manufacturers Information

Please refer to Section 12 (Explanation of Symbols).

10. RECYCLING



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

We advise you to take your product to an official collection point to have a professional dispose of the product correctly. Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent damage to the environment and human health.

11. TECHNICAL SPECIFICATION

- Model Number (REF): TN2118
- Program Time: 10 minutes fixed
- Wavelengths: 415nm, 633nm and 830nm +/- 10nm
- Maximum Output Intensity: Blue/Red 44 mw/cm², Red/NIR 29 mw/cm²
- Operating Temperature: 5°C to 30°C
- Operating Humidity: 15% to 90% without condensation
- Operating Atmospheric Pressure Range of 700 hPa to 1060 hPa
- Storage and Transport Temperature: -25°C to +5°C and +5°C to +35°C at a relative humidity up to 90% condensing, > 35°C to 70°C at a water vapor pressure up to 50 hPa
- Storage and Transport Humidity: 20% to 90% without condensation
- Electrical Input to Power Adaptor: 100v-240v. 50/60Hz. Rated at 0.7A.
- Electrical Output from Power Adaptor: 12V, 1A
- IP22

12. EXPLANATION OF SYMBOLS

There are several safety warning-labels on the Shani Darden LED Light Therapy Mask™, Controller, user guide and packaging. Use this guide to interpret them.



This symbol on the device label indicates that caution is necessary. Failure to follow Warning or Cautions may lead to an undesirable outcome.



This symbol on the device label means read the user manual before you start using the device.



This symbol means that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is specified as applied part type BF, indicating that it is used on the body and has some conductive contact.



This symbol means that the device may be used multiple times by a single patient.



This symbol means the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ conforms to certain EC Regulations /Directives on health, safety, and environmental protection standards. CE stands for 'Conformité Européenne'.



This symbol means "Manufactured by" and provides the name and address of the legal manufacturer.



This symbol indicates input for the power supply (wall outlet) and that the device may only be powered with the adapter that is supplied in the package. Usage of other adapters may not be safe and could lead to electrical shock. The adapter has the following electrical specification: Electrical Input to Power Adaptor: 100v-240v. 50/60Hz. Rated at 0.7A. Electrical Output from Power Adaptor: 12V, 1A.



This symbol means keep dry.



This symbol indicates the serial number of the device.



This symbol refers to the catalogue number for the Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



This symbol refers to the batch code of the Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



This symbol refers to the unique device identifier; an internationally recognized way of marking and identifying medical devices within the healthcare supply chain.



This symbol indicates the product is a medical device.



This symbol means the product is made in China.



This symbol means keep the device away from direct sunlight.



This symbol means the upper and lower operating temperatures that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ can be safely used at.



This symbol means the upper and lower operating humidity that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ can be safely used at.



This symbol means that the cardboard packaging that the Shani Darden LED Light Therapy Mask™ came in can be recycled.

IP22

This symbol means that the device is protected against solid objects over 12.5mm in diameter (such as fingers) and vertical water droplets when the device is tilted 150C.



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



Importer (EU only)



Distributed by

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

12. WARRANTY

13.1. STANDARD WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship.

13.2. WARRANTY EXCEPTIONS

The lithium battery is guaranteed for 1 year after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship.

This warranty extends only to the original purchaser.

This warranty does not cover damage caused by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration
- Servicing by unauthorized persons
- Connection to incorrect power sources
- Use with unauthorized accessories

13.3. WHAT TO DO IF YOUR PRODUCT IS FAULTY

If the product should become faulty within the warranty period, contact your place of purchase.

Shani Darden Skincare, Inc. or its authorized distributor reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.

Shani Darden Skincare, Inc. or its authorized distributors shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to one year from date of original purchase.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed.

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is Manufactured for Shani Darden Skincare, Inc. in association with Harpar Grace International by iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT United Kingdom.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No. 618, as amended) (UK medical devices regulations)

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ has been tested to or complies with the following standards;

EN 60601-1:2006/A12:2014. Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance.

EN 60601-1-2:2015 Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance. Collateral standard. Electromagnetic compatibility. Requirements and tests including FCC 47 CFR Part 15, Sub Part B This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IEC/EN60601-1-11:2015 Medical electrical equipment -- Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance -- Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment.

IEC/EN 60601-2-57:2011 Medical electrical equipment. Particular requirements for the basic safety and essential performance of non-laser light source equipment intended for therapeutic, diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use.

EN 62304:2006+A1:2015. Medical Device Software. Software life cycle processes.

EN 62471:2008 Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems.

EN 62366-1:2015 Application of usability engineering to medical devices.

EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices Part 1: Evaluation and testing.

EN ISO 15223-1:2021 Medical Devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements.

EN ISO 14971:2019 Medical devices - Application of risk management to medical devices.

ISO 20417-2021 Medical devices — Information to be supplied by the manufacturer.

BS EN 55014-1:2020 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Emission

BS EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Immunity. Product family standard.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (2011/65/EU).

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals (REACH) directive (EC 1907/2006).

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™



Les avantages liés à l'utilisation de cet appareil ne peuvent être obtenus qu'après avoir lu et compris l'ensemble des informations contenues dans ce manuel d'utilisation.

Il est important de suivre toutes les consignes de ce manuel d'utilisation.



Une copie de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.shanidarden.com/ledmask

Le masque LED Shani Darden LED Light Therapy Mask™ a été conçu pour Shani Darden Skincare, Inc. en collaboration avec Harpar Grace International par iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT United Kingdom.

Pour toutes vos questions relatives au Shani Darden LED Light Therapy Mask™ n'hésitez surtout pas à nous contacter.

Shani Darden Skincare, Inc. PO Box 598, Beverly Hills, CA 90213 • E-mail service Client : help@shanidarden.com



Les informations contenues dans ce document sont la propriété de iSMART Development Ltd et sont fournies dans la mesure où elles restent confidentielles pour le destinataire et qu'elles ne pourront être reproduites et/ou utilisées à des fins commerciales sans le consentement écrit de iSMART Developments Ltd.

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™

SOMMAIRE

1.0.	PRÉSENTATION	21
2.0.	À QUI EST DESTINÉ LE MASQUE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ ?	21
3.0.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	23
4.0.	QUAND LE MASQUE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NE DOIT-IL PAS ÊTRE UTILISÉ ?	24
4.1.	CONTRE-INDICATIONS, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE	
5.0.	RISQUES ET BIENFAITS	27
6.0.	PREMIÈRE CONFIGURATION	27
6.1.	MISE SOUS TENSION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
6.2.	CONNEXION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ ET DE L'EXTENSION DE COU À LA MANETTE DE CONTRÔLE	
6.3.	TEST DE SENSIBILISATION	
7.0.	UTILISATION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	29
7.1.	RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT	
7.2.	BIEN COMPRENDRE LA MANETTE DE CONTRÔLE DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
7.3.	RÉALISER UN TRAITEMENT	
8.0.	ENTRETIEN	30
8.1.	NETTOYAGE DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
8.2.	MISE AU REBUT	
8.3.	DÉPANNAGE	
9.0.	ÉTIQUETAGE	33
10.0.	RECYCLAGE	33
11.0.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	33
12.0.	EXPLICATION DES SYMBOLES	33
13.0.	GARANTIE	35

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™

1. PRÉSENTATION

Merci d'avoir choisi le **Shani Darden LED Light Therapy Mask™**

Le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ permet de bénéficier, en tout confort, d'un traitement par photothérapie contre les signes du vieillissement cutané sur le visage et le cou ainsi que contre les problèmes d'acné légère ou modérée sur le visage ; ceci grâce à un seul masque léger émettant des diodes et que l'on peut utiliser à la maison.

Afin de savoir si le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ vous convient, reportez-vous à la Section 2 "À qui est destiné le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ?".



Les avantages liés à l'utilisation de cet appareil ne peuvent être obtenus qu'après avoir lu et compris l'ensemble des informations contenues dans ce manuel d'utilisation. Il est important de suivre toutes les consignes de ce manuel d'utilisation.

Avant d'utiliser le Shani Darden LED Light Therapy Mask™, vous devez effectuer un test de sensibilisation et attendre 6 heures (voir Section 6.3).

N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : help@shanidarden.com pour tout commentaire sur ce produit ou son manuel d'utilisation.

2. À QUI EST DESTINÉ LE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ ?

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ utilise 3 ondes de la lumière afin de traiter les rides sur l'ensemble du visage, le photovieillissement du cou et l'acné du visage légères ou modérées.

Cette section vous permet de déterminer si le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est fait pour vous.

Adultes se préoccupant ou montrant des signes visibles de vieillissement tels que les rides et taches de pigmentation sur le visage et le cou.

Les personnes atteintes d'acné (d'un âge ≥ 14 ans) qui souhaitent traiter les poussées d'acné légères ou modérées.

Utilisation pour les personnes acnéiques

L'apparence typique de l'acné est une combinaison des manifestations suivantes : peau grasse, boutons ou taches rouges, boutons purulents et cicatrices.

Utilisez ce tableau afin de déterminer si le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné vous convient.

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™


Type d'acné	Description	Approprié au Mode Acné du Shani Darden LED Light Therapy Mask™
Peau saine	Pas de boutons, taches ou boutons purulents. Pas de boutons blancs ou points noirs.	NON Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné N'est PAS recommandé pour les peaux saines. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NE doit PAS être utilisé en prévention de l'apparition des boutons ou points noirs.
Acné légère	Quelques boutons et taches, quelques boutons purulents avec têtes blanches ou points noirs.	OUI Le traitement avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné convient pour l'acné légère.
Acné modérée	Des boutons et taches, des boutons purulents quelques petits nodules, nombreux boutons à tête blanche ou points noirs.	OUI Le traitement avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné convient pour l'acné modérée.
Acné sévère	Beaucoup de boutons et de taches, beaucoup de boutons purulents. Présence de nodules. Beaucoup de têtes blanches et points noirs.	NON Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné NE convient PAS à l'acné sévère. Veuillez consulter votre médecin pour un traitement approprié.
Têtes blanches et points noirs - l'acné comédienne	Beaucoup de têtes blanches et points noirs. Pas de boutons ou de taches Pas de boutons purulents.	NON Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Mode Acné NE convient PAS à l'acné comédienne. Veuillez consulter votre médecin pour un traitement approprié.

Si vous avez acheté le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ et qu'il NE s'avère PAS vous convenir, contactez votre point de vente afin de retourner l'appareil dans les temps prévus par la garantie.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ comprend les éléments suivants :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Masque facial | 5. Sangle de tête ajustable |
| 2. Extension de cou | 6. Sangle de cou ajustable |
| 3. Manette de contrôle | 7. Sac anti-poussière x3 |
| 4. Alimentation électrique et adaptateurs spécifiques par pays | 8. Manuel d'utilisation |



Le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est un appareil portable professionnel de photothérapie LED utilisable à la maison.

L'appareil est composé d'un masque facial (1) et d'une extension de cou (2) qui contiennent des diodes émettant de la lumière. Le masque facial et l'extension de cou se portent sur le visage et le cou et sont tenus en place par des sangles en velcro (5 & 6).

Le masque facial comporte 3 modes de traitement et émet de la lumière dans les plages de spectre lumineux bleu, rouge et proche-infrarouge.

Le mode 1 émet de la lumière dans les plages de rouge et proche-infrarouge du spectre lumineux et traite les signes visibles du vieillissement tels que les rides du visage.

Le mode 2 émet de la lumière dans les plages de bleu et proche-infrarouge du spectre lumineux et traite l'acné du visage légère ou modérée.

Le mode 3 émet de la lumière dans les plages de rouge et proche-infrarouge du spectre lumineux et traite les signes visibles de photovieillissement tels que les taches de vieillesse et de pigmentation.

L'extension de cou traite uniquement le photovieillissement du cou et émet UNIQUEMENT de la lumière dans les plages de rouge et proche-infrarouge du spectre lumineux. L'extension de cou fonctionne avec les 3 modes. L'extension de cou ne contient pas de LEDs bleues et ne traite pas l'acné.

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est opéré par une manette de contrôle enfichable (3). La manette de contrôle comprend 3 boutons et un affichage graphique.

Les 3 boutons permettent à l'utilisateur de :

1. Sortir l'appareil du mode de veille
2. Sélectionner les modes de traitement (mode de traitement des rides, mode de traitement de l'acné et mode photovieillissement)
3. Démarrer ou interrompre le traitement

L'interface graphique affiche le mode de traitement sélectionné, un minuteur compte à rebours qui indique le temps de traitement restant et le statut du traitement.

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ et l'extension de cou sont connectés à la manette de contrôle par câble USB A (3) (l'appareil n'est pas équipé de connexion WIFI et NE peut PAS être connecté à d'autres appareils).

Le cordon d'alimentation (4) est utilisé pour mettre l'appareil sous tension. Le cordon d'alimentation est connecté à la manette de contrôle par un raccord de connexion co-axial. La fiche se connecte sur une prise de courant adaptée.

Cet équipement ne peut effectuer aucune mesure ou permettre de donner un quelconque avis sur les indications à traiter. Cet équipement ne nécessite pas de vérification électrique puisque les LEDs ne baissent jamais d'intensité avec le temps. Les composants de cet appareil ne peuvent pas être réparés.

3.1. UTILISATION PRÉVUE

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est un appareil délivré sans ordonnance dont la fonction consiste à émettre de l'énergie dans les plages de rouge et de bleu du spectre de la lumière ; il est spécifiquement indiqué pour le traitement de l'acné légère à modérée du visage.

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est un appareil délivré sans ordonnance dont la fonction consiste à émettre de l'énergie dans les plages de rouge et de proche-infrarouge du spectre de la lumière ; il est indiqué pour le traitement des rides sur l'ensemble du visage et des signes de photovieillissement tels que les taches de vieillesse ou de pigmentation.

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est prévu pour une utilisation à la maison par des personnes adultes montrant des signes visibles de vieillissement sur le visage et le cou, ainsi que par des utilisateurs âgés de 14 ans et plus souhaitant traiter les poussées d'acné légère ou modérée.

4. QUAND LE MASQUE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NE DOIT-IL PAS ÊTRE UTILISÉ ?



4.1. CONTRE-INDICATIONS, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE-INDICATIONS

- **NE partagez PAS** votre Shani Darden LED Light Therapy Mask™ avec une autre personne. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ne peut être utilisé que par une seule personne.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ pour traiter d'autres affections que celles listées dans les indications d'utilisation. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ n'a pas été testé sur d'autres affections, les risques d'utilisation en dehors des affections listées sont inconnus.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous êtes enceinte, si vous prévoyez une grossesse ou si vous allaitez. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ N'a PAS été testé sur les femmes enceinte ou allaitant, ainsi, les risques pour les fœtus, les nouveau-nés ou les femmes enceintes sont inconnus.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous êtes âgé(e) de moins de 14 ans. La sécurité concernant les enfants de moins de 14 ans N'a PAS été testée et les risques pour ces utilisateurs sont inconnus.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si cela vous provoque de légers maux de tête.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous souffrez d'une quelconque maladie génétique oculaire. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ N'a PAS été testé sur les sujets souffrant de maladies génétiques oculaires, les risques sont donc inconnus. Si vous avez des doutes sur une éventuelle maladie oculaire et que vous utilisez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ veuillez consulter votre ophtalmologiste.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous souffrez de troubles oculaires liés à la photosensibilité (sensibilité à la lumière). Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ N'a PAS été testé sur les sujets souffrant de troubles oculaires liés à la photosensibilité, les risques sont donc inconnus. Si vous avez des doutes sur une éventuelle maladie oculaire et que vous utilisez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ veuillez consulter votre ophtalmologiste.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous souffrez de lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. Si vous utilisez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ alors que vous souffrez de lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme, vous risquez de provoquer de graves réactions cutanées.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous souffrez d'un quelconque trouble de photosensibilité, vous risquez de provoquer de graves réactions cutanées. Si vous utilisez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ alors que vous souffrez de trouble de photosensibilité, vous risquez de provoquer de graves réactions.

Para conocer la lista completa de medicamentos que pueden causar fotosensibilidad, visite www.shanidarden.com/ledmask.



La photosensibilité est un effet secondaire de certains traitements. Ces derniers incluent certains antibiotiques, diurétiques ou traitements par chimiothérapie. Si vous avez des doutes sur votre traitement, demandez conseil à votre praticien.

D'autres substances, non listées ci-dessus, peuvent provoquer une photosensibilité.



Les exemples fréquents de ces substances sont : Le millepertuis, les goudrons, les déodorants, les savons antibactériens, les édulcorants artificiels, la naphtaline (anti-mites), les produits pétroliers, les agents de blanchiment contenus dans les lessives et le sulfure de cadmium (un produit chimique injecté lors des tatouages).

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™



Avertissements

- Avant d'utiliser le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ vous devez effectuer un test de sensibilisation (voir Section 6.3).
- **N'utilisez JAMAIS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ à d'autres fins que celles exactement spécifiées dans les présentes instructions d'utilisation. Les utilisations du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ en dehors de celles exactement spécifiées dans ces instructions d'utilisation n'ont pas été testées et leurs risques sont inconnus.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ dans un environnement qui N'a PAS été spécifié par le fabricant. Les utilisations du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ EN DEHORS des environnements exactement spécifiés par le fabricant n'ont pas été testées et peuvent endommager l'appareil ou nuire à son utilisateur.
- **ÉTEINDRE** et **RETIRER** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ immédiatement en cas de sensation de chaleur sur l'appareil ou sur votre peau.
- **INTERROMPRE** l'utilisation du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ pendant le traitement si vous ressentez des maux de tête, une altération de la vision ou une douleur oculaire.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ avant d'avoir éliminé toute trace de crème, lotion ou maquillage AVANT le traitement. Certains ingrédients contenus dans ces produits peuvent causer une sensibilité à la lumière ou réduire l'effet du traitement. Si vous utilisez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ sans avoir éliminé ces produits, cela peut entraîner une réaction cutanée ou réduire les effets du traitement.
- **Ne JAMAIS** utiliser le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ à proximité de l'eau ou d'un point d'eau pouvant éclabousser l'appareil. N'utilisez PAS le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous pensez qu'il a été en contact avec de l'eau.
- Tenez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ hors de portée des surfaces chaudes ou de la lumière directe du soleil.
- Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contient des câbles susceptibles de provoquer une strangulation. Tenir hors de portée des enfants.
- **Ne tentez PAS** de modifier le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ d'aucune façon. Modifier le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ annulera votre garantie. Modifier le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ pourrait provoquer des chocs électriques lors des utilisations suivantes. Aucun élément de l'appareil ne peut être réparé.
- **N'utilisez JAMAIS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si le masque, la manette de contrôle, la fiche de branchement ou le cordon sont endommagés.



Sécurité générale

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est un appareil électrique qui, dans certaines circonstances, peut générer un choc électrique sur son utilisateur. Veuillez lire attentivement ce manuel et en suivre toutes les recommandations afin d'assurer votre sécurité au maximum lors de son utilisation. Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ (Code produit : RHD20W120100).



Précautions à prendre

- L'extension de cou du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NE contient PAS de LEDs bleues et NE traite PAS l'acné.

- Les sangles du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ contiennent un mélange de polyester, nylon et lycra. Si vous êtes allergique à l'une de ces matières, il vous faudra peut-être ne pas utiliser les sangles fournies. Contactez help@shanidarden.com pour d'autres options.
- Avant chaque utilisation, hors tension, nettoyez votre Shani Darden LED Light Therapy Mask™. Toutes les surfaces du Masque doivent être nettoyées en suivant les instructions fournies dans la Section 8.1.
- Avant le nettoyage, assurez-vous que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ et la manette de contrôle sont débranchés de la prise secteur.
- **N'utilisez AUCUN** autre produit de nettoyage que ceux qui sont indiqués dans les instructions de nettoyage. L'utilisation d'autres produits nettoyants peut endommager votre Shani Darden LED Light Therapy Mask™ (voir Section 8).
- Rangez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ à température ambiante, dans un lieu sec et hors de portée de la lumière directe du soleil.

5. RISQUES ET BIENFAITS

5.1. RISQUES POTENTIELS

- Juste après le traitement, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. La peau doit revenir à son état normal après 1 à 2 heures.
- Certains utilisateurs ont signalé des taches de pigmentation ou des desquamations accompagnées de prurit et de sécheresse cutanée. Ces effets transitoires disparaissent en quelques jours.
- Maux de tête temporaires juste après le traitement lumineux. Les maux de têtes peuvent être traités avec des antalgiques délivrés sans ordonnance et une re-hydratation.

Cette liste, bien que non-exhaustive, répertorie les effets secondaires les plus fréquents. Si vous ressentez un effet secondaire plus important que ceux décrits ci-dessus ou un effet secondaire grave non répertorié, demandez conseil à un praticien de santé, informez en premier lieu le fabricant de l'appareil, puis les autorités de santé nationales.

5.2. BIENFAITS POTENTIELS

Acné : Les personnes ayant suivi un traitement de 6 semaines à raison de 4 séances par semaine avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ont observé une réduction de l'acné légère ou modérée.

Rides : Les personnes ayant suivi un traitement de 6 semaines à raison de 5 séances par semaine avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ont observé une réduction des rides et ridules du visage.

6. PREMIÈRE CONFIGURATION

- Sortez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ de son emballage et vérifiez la présence des éléments figurant en Section 3. Inspectez visuellement les éléments et raccords. S'il vous semble que les éléments, raccords ou composants de l'appareil sont endommagés ou déjà utilisés, veuillez les retourner à votre point de vente.
- **N'utilisez PAS** le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ si vous remarquez que l'appareil, les raccords ou les composants sont endommagés.

6.1. MISE SOUS TENSION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

- Branchez le raccord de connexion co-axial sur le port de connexion de la manette de contrôle.
- Sélectionnez le type de connexion spécifique au pays d'utilisation et insérez la prise dans l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Branchez l'adaptateur dans la prise secteur. La LED bleue qui s'allume à la base de la manette de contrôle indique que la manette est sous tension. L'appareil est alors en mode de veille.

6.2. CONNEXION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ ET DE L'EXTENSION DE COU À LA MANETTE DE CONTRÔLE

Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ et l'extension de cou sont opérationnels et reçoivent le courant par le biais du port USB A situé à la base de la manette de contrôle. Les 3 options d'utilisation sont disponibles.

6.2.1. UTILISATION SIMULTANÉE DU MASQUE ET DE L'EXTENSION DE COU

Branchez la fiche mâle du port USB A de l'extension de cou à la fiche femelle du port USB A de la manette de contrôle. Branchez la fiche mâle du port USB A du masque à la fiche femelle du port USB A de l'extension de cou.

6.2.2. UTILISATION DU MASQUE SEUL

Branchez la fiche mâle du port USB A du masque au port USB de la manette de contrôle.

6.2.3. UTILISATION DE L'EXTENSION DE COU SEULE

Branchez la fiche mâle du port USB A de l'extension de cou à la fiche femelle du port USB A de la manette de contrôle.

6.3. TEST DE SENSIBILISATION



Avant d'effectuer votre premier traitement, vous devez réaliser un test de sensibilisation. Suivez le guide ci-dessous, étape par étape.

1. Branchez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ comme indiqué Section 6.
2. Nettoyez bien l'intérieur de votre bras afin d'éliminer toute trace de produit de soin.
3. Placez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ sur l'intérieur du bras.
4. Tout d'abord, appuyez sur la touche de veille pour réactiver l'appareil puis sélectionnez le mode Acné (voir Section 7.3). Laissez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ en marche durant les 10 minutes du programme de traitement.
5. Appuyez ensuite sur la touche de veille pour réactiver l'appareil et sélectionnez le mode Rides (voir Section 7.3). Laissez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ en marche durant les 10 minutes du programme de traitement.
6. **INTERROMPEZ** le traitement à tout moment si vous sentez un inconfort ou une forte chaleur sur votre peau.
7. Attendez 6 heures après le traitement test. Si des rougeurs ou démangeaisons apparaissent sur l'intérieur de votre bras, c'est que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ne vous convient pas. Retournez l'appareil à votre détaillant dans les (30) jours suivant la date d'achat.

7. UTILISATION DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



Concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et les effets des champs électromagnétiques (EMF), dans lesquels et autour desquels le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est utilisé, il convient de l'éloigner des appareils émettant des fréquences radio (FR) afin d'éviter les interférences.

7.1. RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT

Pour le traitement de l'acné, les meilleurs résultats sont visibles après un traitement de 6 semaines à raison de 4 sessions par semaine.

Pour le traitement des rides sur l'ensemble du visage, les meilleurs résultats sont visibles après un traitement de 6 semaines à raison de 5 sessions par semaine.

Le traitement d'entretien doit être effectué selon les indications, en fonction du style de vie et de l'état de la peau.



NE PAS « sur-traiter » la peau avec le Shani Darden LED Light Therapy Mask™. Il n'existe aucun avantage supplémentaire à dépasser le temps de traitement ou la fréquence des traitements.

7.1.1. COMMENT PORTER LE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

- Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est fourni avec une sangle en velcro ajustable qui permet un port confortable du masque.
- Pour placer le masque, passez la sangle dans les ouvertures pourvues de chaque côté du masque.
- Entourez la sangle autour de la tête et fixez la fermeture.
- Ajustez si nécessaire

7.2. BIEN COMPRENDRE LA MANETTE DE CONTRÔLE DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

La manette de contrôle comprend 3 boutons et un affichage graphique. Les 3 boutons permettent de :

1. Bouton de veille permettant d'activer l'appareil.
2. Sélectionner les modes de traitement (modes de traitement rides, acné ou photovieillissement).
3. Marche/Arrêt du traitement

L'interface graphique affiche le mode de traitement sélectionné, un minuteur compte à rebours indiquant le temps de traitement restant et l'état d'avancement du traitement.



1. Sélectionner un traitement

Choisissez d'abord la zone ou les zones à traiter puis connectez l'appareil en fonction (voir section 6.2).

ATTENTION, l'extension de cou ne traite pas l'acné présente sur le cou.

En mode de traitement 2 (acné), si l'extension de cou est ajoutée, l'appareil émettra UNIQUEMENT des lumières Rouge et Proche-infrarouge.

1. Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation secteur, appuyez sur le bouton de veille (1) et maintenez la pression jusqu'à ce que l'écran s'allume et affiche Mode 1 - Rides
2. Appuyez alors sur le bouton Mode (2) pour passer d'un mode de traitement à l'autre.
 1. Rides
 2. Acné
 3. Photovieillissement
 Les modes de traitement apparaissent à l'écran. Une fois le mode de traitement sélectionné, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (3). Les LEDs s'allument.
3. Le bouton d'arrêt disparaît et le minuteur commence à décompter le temps par incréments d'1 minute.
4. Vous pouvez ARRÊTER le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ à tout moment en appuyant sur le bouton de veille (1).
5. Vous pouvez interrompre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
6. Un bip sonore se déclenche à la fin du traitement et le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ éteint automatiquement les LEDs.
7. Le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes.

7.3. RÉALISER UN TRAITEMENT

1. Nettoyez et gomez la peau afin d'éliminer toute trace de produit de soin.
2. Branchez la manette de contrôle sur l'alimentation secteur (section 6.1).
3. Connectez le masque et/ou l'extension de cou à la manette de contrôle (Section 6.2).
4. Fixez correctement le masque et/ou l'extension de cou à l'aide des sangles velcro fournies.
5. Suivez les instructions en Section 7.2.1 (Sélectionner un traitement).
6. L'appareil s'éteint au bout de dix minutes. Vous pouvez interrompre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton Pause de la manette.
7. Retirez l'appareil et appliquez votre crème de soin habituelle.
8. Nettoyez l'appareil suivant les instructions données en Section 8.1. Assurez vous que l'appareil N'est PAS connecté au secteur lors du nettoyage.
9. Pour des résultats optimum, suivez le planning de traitement recommandé en Section

8. ENTRETIEN

- Rangez le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ à température ambiante, dans un lieu sec. Utilisez le sac anti-poussière fourni.
- Évitez de ranger le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ dans un environnement poussiéreux, sous la lumière directe du soleil ou dans un environnement humide ou moite.
- Les éléments du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ne peuvent être réparés.

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™

- Avant chaque utilisation et lorsque l'appareil est hors-tension, nettoyez la surface du masque suivant les instructions de nettoyage en Section 8.1.
- Avant chaque utilisation, assurez vous visuellement que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™, la manette de contrôle et les câbles de connexion ne sont pas endommagés. En cas de dommage visible, N'utilisez-PAS l'appareil.
- Si vous suivez les consignes d'entretien de votre Shani Darden LED Light Therapy Mask™, sa durée de vie minimum sera de 2 ans.

8.1. NETTOYAGE DU SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



N'utilisez AUCUN autre produit nettoyant, cela pourrait endommager les éléments en plastique.

Avant le nettoyage, assurez-vous que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ et la manette de contrôle sont débranchés de la prise secteur.

- Nettoyez toutes les surfaces du masque à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau. Les taches tenaces peuvent être éliminées en appliquant délicatement de l'alcool à 70%.

8.2. MISE AU REBUT



NE jetez JAMAIS les éléments du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ avec les ordures ménagères. Veuillez contacter le service client à l'adresse : help@shanidarden.com ou consulter notre page FAQ sur www.shaidarden.com/ledmask pour plus d'informations sur la façon correcte de mettre l'appareil au rebut.

8.3. DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Action
La manette de contrôle ne s'allume pas lorsque vous pressez et maintenez le bouton d'allumage.	Alimentation électrique défectueuse ou inexistante.	Assurez-vous que le raccord de connexion co-axial est connecté à la manette. Assurez-vous que la prise pays spécifique est correctement insérée dans la prise secteur et que vous avez entendu le « clic ». Assurez-vous que l'adaptateur est branché dans la prise secteur qui lui convient.
Les LEDs ne s'allument pas lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche.	Problème de connexion entre la manette de contrôle et le masque. Il se peut que l'appareil soit défectueux.	Assurez-vous que le masque et l'extension de cou sont bien branchés à la manette. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com .

SHANI DARDEN

BY DÉCESSZ PRO™

Les LEDs du masque NE s'allument PAS mais les LEDs de l'extension de cou s'allument bien.	Problème de connexion entre la manette de contrôle et le masque/extension de cou. Il se peut que l'appareil soit défectueux.	Assurez-vous que les connexions USB entre le masque et l'extension de cou sont correctement sécurisées. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com .
Les LEDs de l'extension de cou NE s'allument PAS mais les LEDs du masque s'allument bien.	Problème de connexion entre la manette de contrôle et le masque/extension de cou. Il se peut que l'appareil soit défectueux.	Assurez-vous que les connexions USB entre la manette de contrôle, le masque et l'extension de cou sont correctement sécurisées. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com .
Impossible de passer d'un mode de traitement à l'autre.	Il se peut que l'appareil soit défectueux.	Débranchez la manette de contrôle de la prise secteur. Débranchez le masque de la manette de contrôle. Attendez 1 minute puis rebranchez toutes les connexions. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com .
L'affichage ne s'allume pas mais les LEDs s'allument bien.	L'appareil est défectueux.	Veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com . pour une assistance.
Les LEDs ne s'éteignent pas après 10 minutes.	L'appareil est défectueux.	Veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com . pour une assistance.
Les LEDs clignotent continuellement pendant le traitement.	L'appareil est défectueux.	Veuillez contacter notre service : help@shanidarden.com . pour une assistance.

Au cas où les actions ci-dessus ne suffisent pas à régler le problème, ou si le problème réapparaît et que votre appareil se trouve encore dans la période de garantie, veuillez contacter : help@shanidarden.com pour obtenir une assistance.



NE tentez PAS d'explorer davantage.

NE tentez PAS de modifier quoique ce soit sur l'appareil. Les éléments du Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ne peuvent EN AUCUN CAS être réparés par vos soins.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

9. ÉTIQUETAGE

L'étiquetage de l'appareil comprend les informations suivantes

- Date de fabrication
- Numéro d'article, code de lot et numéro de série
- Environnement de fonctionnement
- Informations du fabricant

Veillez vous référer à la Section 12 (Explication des symboles).

10. RECYCLAGE



Ce symbole signifie que l'appareil ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères habituelles (2012/19/EU).

Nous vous conseillons de porter votre produit dans un point de collecte officiel où un professionnel se chargera de sa mise au rebut. Suivez les recommandations en place dans votre pays concernant la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut dans les règles évite les dommages causés à l'environnement et à la santé.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Numéro du modèle (REF) : TN2118
- Durée des programmes : 10 minutes programmées
- Longueurs d'onde : 415nm, 633nm and 830nm +/- 10nm
- Intensité maximum de sortie : Bleu/Rouge 44 mw/cm², Rouge/procheIR 29 mw/cm²
- Température de fonctionnement : de 5°C à 30°C
- Humidité ambiante de fonctionnement : de 15% à 90% sans condensation
- Plage de pression atmosphérique en fonctionnement de 700 hPa à 1060 hPa
- Température de stockage et de transport : de -25°C à +5°C et de +5°C à +35°C pour une humidité relative de condensation jusqu'à 90%, > de 35°C à 70°C à une pression de vapeur d'eau jusqu'à 50 hPa
- Humidité de stockage et transport : de 20% à 90% sans condensation
- Alimentation électrique vers l'adaptateur : 100v-240v. 50/60Hz. Évaluation à 0.7A.
- Alimentation électrique depuis l'adaptateur : 12V, 1A
- IP22

12. EXPLICATION DES SYMBOLES

Plusieurs étiquettes d'avertissement de sécurité sont présentes sur le Shani Darden LED Light Therapy Mask™, la manette de contrôle, le guide d'utilisation et l'emballage. Ce guide vous aide à les interpréter.



Ce symbole présent sur l'étiquette de l'appareil indique que la prudence s'impose. Ne pas respecter les avertissements et mises en garde peut engendrer des réactions indésirables.



Ce symbole présent sur l'étiquette de l'appareil indique qu'il convient de lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation.



Ce symbole indique que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ correspond à une application de type BF, c'est à dire qu'il est utilisé sur le corps et comporte des contacts électrique.



Ce symbole signifie que l'appareil peut être utilisé de façon répétée par un seul patient.



Ce symbole signifie que le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ est conforme aux réglementations/directives de la CE relatives à la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. CE est l'acronyme de 'Conformité Européenne'



Ce symbole signifie "Fabriqué par" et fournit le nom et l'adresse du fabricant légal



Ce symbole indique l'alimentation électrique nécessaire (prise murale) et que l'appareil peut uniquement être mis en marche avec l'adaptateur fourni à la livraison. L'utilisation d'autres adaptateurs peut s'avérer dangereuse et provoquer des chocs électriques. L'adaptateur possède les caractéristiques électriques suivantes : Alimentation électrique vers l'adaptateur : 100v-240v. 50/60Hz. Évaluation à 0.7A. Alimentation électrique depuis l'adaptateur : 12V, 1A.



Ce symbole indique de maintenir l'appareil au sec.



Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil.



Ce symbole correspond au numéro de catalogue du Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



Ce symbole correspond au code de lot du Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



Ce symbole correspond à l'identifiant unique de l'appareil ; il s'agit d'un moyen reconnu internationalement par les fournisseurs de dispositifs médicaux pour marquer et identifier les appareils médicaux.



Ce symbole indique que le produit est un dispositif médical.



Ce symbole indique que le produit est fabriqué en Chine.



Ce symbole indique que l'appareil doit être maintenu hors des rayons directs du soleil.



Ce symbole indique les températures minimum et maximum auxquelles le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ peut être utilisé en sécurité.



Ce symbole indique les taux d'humidité minimum et maximum auxquels le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ peut être utilisé en sécurité.



Ce symbole signifie que le carton d'emballage dans lequel le Shani Darden LED Light Therapy Mask™ a été livré est recyclable.

IP22

Ce symbole signifie que l'appareil est protégé contre les objets solides sur un diamètre de plus de 12.5mm (tel que celui des doigts) et contre les gouttelettes d'eau, lorsqu'il est incliné de 15°.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles (2012/19/EU)



Importateur (uniquement UE)



Distribué par

13. GARANTIE**13.1. GARANTIE STANDARD**

En conditions d'utilisation normales, ce produit est garanti 2 ans après sa date d'achat initial contre les défauts du fabricant sur les matériaux et la fabrication.

13.1. EXCEPTIONS À LA GARANTIE

La batterie au lithium est garantie 1 an après sa date d'achat initial contre les défauts du fabricant sur les matériaux et la fabrication.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés dans les cas suivants :

- Accident, usage incorrect ou abusif, altération
- Dépannage par des personnes non-autorisées
- Connexion à une alimentation électrique incorrecte
- Utilisation avec des accessoires non-autorisés

13.2. QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL EST DÉFECTUEUX

Si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie, contactez le point de vente où vous l'avez acheté.

Shani Darden Skincare, Inc. ou ses distributeurs autorisés se réservent le droit de remplacer l'appareil défectueux par le produit le plus compatible et disponible à ce moment.

Shani Darden Skincare, Inc. ou ses distributeurs autorisés ne peuvent être tenus responsables des dommages accidentels directs ou indirects résultant de l'utilisation de l'appareil. Toutes les garanties tacites, y compris mais non limitées à celles liées à la conformité et à la qualité marchande, sont limitées en durée à une année à compter de la date de l'achat initial.

Cette garantie vous procure des droits légaux spécifiques auxquels s'ajoutent éventuellement d'autres droits relevant de votre pays. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs, ou encore les limitations de durée pour les garanties tacites ; ainsi, certaines des limitations énoncées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

La présente garantie prévaut sur toute les autres garanties, orales ou écrites, qu'elles aient été communiquées par une affirmation, une promesse, une description, un croquis, un modèle ou un exemple. Toute autre garantie que la présente, communiquée directement ou induite, y compris les garanties tacites de qualité marchande et de conformité pour un usage particulier sont ainsi exclues.

Le masque LED Shani Darden LED Light Therapy Mask™ a été conçu pour Shani Darden Skincare, Inc. en collaboration avec Harpar Grace International par iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT United Kingdom.

Normes appliquées

Réglementation relative aux dispositifs médicaux 2002 (SI 2002 No. 618, version modifiée) (Réglementation du Royaume-Uni relative aux dispositifs médicaux)

Le masque Shani Darden LED Light Therapy Mask™ a été testé selon et s'est montré conforme aux normes suivantes :

EN 60601-1:2006/A12:2014. Dispositif médical électrique Dispositions générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

EN 60601-1-2:2015 Dispositif médical électrique. Dispositions générales pour la sécurité de base et les performances essentielles. Norme collatérale. Compatibilité électromagnétique. Prescriptions et essais comprenant FCC 47 CFR Part 15, Sub Part B Cet appareil est conforme aux dispositions du FCC Part 15. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant de provoquer un dysfonctionnement.

IEC/EN60601-1-11:2015 Équipement médical électrique -- Part 1-11: Dispositions générales pour la sécurité de base et les performances essentielles -- Norme collatérale Prescriptions relatives aux équipements médicaux électriques et aux systèmes médicaux électriques utilisés à domicile.

IEC/EN 60601-2-57:2011 Équipement médicaux électriques. Dispositions particulières relatives à la sécurité de base et aux performances essentielles des équipements à source de lumière non-laser dont les utilisations prévues sont thérapeutiques, diagnostiques, de surveillance et de cosmétique/esthétique.

EN 62304:2006+A1:2015. Logiciel d'appareil médical. Processus de cycle de vie du logiciel.

EN 62471:2008 Sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes.

EN 62366-1:2015 Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation des dispositifs médicaux.

EN ISO 10993-1:2018 Évaluation biologique des dispositifs médicaux Part 1: Tests et évaluations :

EN ISO 15223-1:2021 Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser pour l'étiquetage des dispositifs médicaux, marquage et informations à fournir – Part 1: Dispositions générales

EN ISO 14971:2019 Dispositifs médicaux - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux

ISO 20417-2021 Dispositifs médicaux — Informations à fournir par le fabricant

BS EN 55014-1:2020 Compatibilité électromagnétique. Dispositions relatives aux appareils ménagers, outils électriques et appareils similaires. Émissions

BS EN 55014-2:2015 Compatibilité électromagnétique. Dispositions relatives aux appareils ménagers, outils électriques et appareils similaires. Immunité Norme de la famille de produits

Directive RoHS limitant l'utilisation des matières dangereuses (2011/65/EU)

Directive REACH sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la limitation des produits chimiques (REACH) (EC 1907/2006)



Benutzer dieses Geräts kommen nur dann in den Genuss seiner Wirkung, falls sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanleitung lesen. Sie müssen allen Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung Folge leisten.



Eine Kopie dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.shanidarden.com/ledmask

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wird von Shani Darden Skincare, Inc. in Verbindung mit Harpar Grace International by iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT Großbritannien, hergestellt.

Falls Sie Fragen zur Shani Darden LED Light Therapy Mask™ haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Shani Darden Skincare, Inc. PO Box 598, Beverly Hills, CA 90213, USA
Kundendienst-E-Mail: help@shanidarden.com



Die Informationen in diesem Dokument wurden von iSMART Development Ltd urheberrechtlich geschützt und werden in dem Einverständnis geliefert, dass sie von den Empfängern vertraulich behandelt und nicht ohne die schriftliche Genehmigung von iSMART Developments Ltd reproduziert und/oder zu kommerziellen Zwecken

INHALT

1.0.	EINFÜHRUNG	39
2.0.	WER SOLLTE DIE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ VERWENDEN?	39
3.0.	BESCHREIBUNG DES GERÄTS	41
4.0.	WANN SOLLTE DIE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NICHT VERWENDET WERDEN?	42
4.1.	KONTRAINDIKATIONEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	
5.0.	RISIKEN UND WIRKUNG	45
6.0.	VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	45
6.1.	ANSCHLUSS DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ AM STROM	
6.2.	ANSCHLUSS VON SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ UND HALSMASKE AN DER STEUERUNG	
6.3.	SENSIBILISIERUNGSTEST	
7.0.	VERWENDUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	47
7.1.	EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNG	
7.2.	NÄHERES ÜBER DIE STEUERUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
7.3.	DURCHFÜHRUNG EINER BEHANDLUNG	
8.0.	PFLEGE UND WARTUNG	49
8.1.	REINIGUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™	
8.2.	ENTSORGUNG	
8.3.	FEHLERSUCHE	
9.0.	ETIKETTIERUNG	51
10.0.	RECYCLING	51
11.0.	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	51
12.0.	ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	51
13.0.	GARANTIE	53

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die **Shani Darden LED Light Therapy Mask™** entschieden haben

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bringt Benutzern die Vorteile einer Möglichkeit zur Phototherapiebehandlung von Zeichen der Hautalterung im Gesicht und am Hals sowie von leichter bis mittelschwerer Acne vulgaris des Gesichts mit einer einzigen, praktischen LED-Maske für den Einsatz zu Hause.

Um zu erfahren, ob die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ für Sie geeignet ist, beachten Sie bitte Abschnitt 2 „Wer sollte die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden?“



Benutzer dieses Geräts kommen nur dann in den Genuss seiner Wirkung, falls sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanleitung lesen. Sie müssen allen Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung Folge leisten.

Vor Verwendung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen und 6 Stunden warten (siehe Abschnitt 6.3).

Wenn Sie Anmerkungen zu dem Produkt oder dieser Gebrauchsanleitung haben, zögern Sie bitte nicht, sich über help@shanidarden.com mit uns in Verbindung zu setzen.

2. WER SOLLTE DIE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ VERWENDEN?

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwendet Licht von 3 Wellenlängen für die Behandlung von Falten im gesamten Gesicht, von lichtbedingter Hautalterung am Hals und von leichter bis mittelschwerer Acne vulgaris des Gesichts.

Nutzen Sie diesen Abschnitt, um festzustellen, ob sich die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ für Sie eignet.

Erwachsene, die die sichtbaren Zeichen der Hautalterung, wie Falten und Pigmentflecken an Gesicht und Hals aufweisen bzw. stören.

Personen (im Alter von ≥14 Jahren), die an Akne leiden und ihre leichte bis mittelschwere Akne behandeln möchten.

Für Benutzer mit Acne vulgaris

Das typische Erscheinungsbild von Akne ist eine Mischung aus Folgendem: fettige Haut, Pickel, gelbe mit Eiter gefüllte Pusteln und Narben.

Verwenden Sie dieses Diagramm, um festzustellen, ob sich der Aknemodus der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ für Sie eignet.


Aknetyp	Beschreibung	Geeignet für den Aknemodus der Shani Darden LED Light Therapy Mask™
Reine Haut	Keine Pickel oder gelbe eitrige Pusteln Keine Mitesser	NEIN Der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Aknemodus ist für reine Haut NICHT geeignet. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask sollte NICHT verwendet werden, um die Entstehung von Pusteln oder Pickeln zu verhindern.
Leichte Akne	Ein paar Pickel, ein paar Pusteln, einige Mitesser.	JA Milde Akne eignet sich zur Behandlung mit dem Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Aknemodus
Mittelschwere Akne	Einige Pickel, einige Pusteln, nur wenige kleine Papeln, viele Mitesser.	JA Mittelschwere Akne eignet sich zur Behandlung mit dem Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Aknemodus
Schwere Akne	Viele Pickel und Pusteln Einige Papeln. Viele Mitesser.	NEIN Der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Aknemodus ist für schwere Akne NICHT geeignet. Bitte wenden Sie sich für eine besser geeignete Behandlung an Ihren Arzt.
Viele Mitesser - komedonale Akne	Viele Mitesser Keine Pickel. Keine Pusteln.	NEIN Der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ Aknemodus ist für Mitesser NICHT geeignet. Bitte wenden Sie sich für eine besser geeignete Behandlung an Ihren Arzt.

Falls Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ gekauft haben und feststellen, dass sie sich NICHT für Sie eignet, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle und geben Sie das Gerät innerhalb der gesetzlichen Rückgabefrist zurück.

3. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ besteht aus Folgendem:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Gesichtsmaske | 5. Verstellbarer Kopfriemen |
| 2. Halsmaske | 6. Verstellbarer Halsriemen |
| 3. Steuerung | 7. Schutzhülle x 3 |
| 4. Netzgerät und landesspezifische Adapter | 8. Benutzerhandbuch |



Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist ein tragbares LED-Phototherapiegerät von professioneller Qualität für den Hausgebrauch.

Das Gerät besteht aus einer Gesichtsmaske (1) und einer Halsmaske (2), die LEDs enthalten. Die Gesichtsmaske und Halsmaske werden über Gesicht und Hals getragen und mit verstellbaren Klettbinden befestigt (5 + 6).

Die Gesichtsmaske verfügt über 3 Behandlungsmodi und gibt Licht in den Frequenzbereichen Blau, Rot und nahem Infrarot des Lichtspektrums ab.

Modus 1 gibt Licht in den Frequenzbereichen Rot und nahem Infrarot des Lichtspektrums ab und behandelt die sichtbaren Zeichen der Hautalterung wie Falten im Gesicht.

Modus 2 gibt Licht in den Frequenzbereichen Blau und Rot des Lichtspektrums ab und behandelt leichte bis mittelschwere Acne vulgaris des Gesichts.

Modus 3 gibt Licht in den Frequenzbereichen Rot und nahem Infrarot des Lichtspektrums ab und behandelt die sichtbaren Zeichen der lichtbedingten Hautalterung wie Pigmentierung und Altersflecken

Die Halsmaske behandelt ausschließlich die lichtbedingte Hautalterung des Halses und gibt NUR Licht in den Frequenzbereichen Rot und nahem Infrarot des Lichtspektrums ab. Die

Halsmaske funktioniert in allen 3 Behandlungsmodi. Die Halsmaske enthält keinen blauen LEDs und behandelt keine Acne vulgaris.

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wird über eine Steuerung mit Steckanschluss kontrolliert (3). Die Steuerung enthält 3 Knöpfe und eine grafische Benutzeroberfläche/Anzeige. Mit den 3 Knöpfen kann der Benutzer:

1. Das Gerät aus dem Bereitschaftsmodus holen
2. Zwischen den Behandlungsmodi wählen (Faltenbehandlung, Aknebehandlung und Behandlung lichtbedingter Hautalterung)
3. Die Behandlung starten oder anhalten

Die grafische Benutzeroberfläche zeigt den gewählten Behandlungsmodus; einen Countdown-Timer für die restliche Dauer der Behandlung und den Status der Behandlung an.

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ und die Halsmaske werden über USB-A-Anschlüsse (3) mit der Steuerung verbunden (das Gerät verfügt über keine WIFI-Konnektivität und lässt sich an KEIN anderes Gerät anschließen).

Das Netzteil (4) wird für die Stromversorgung des Geräts verwendet. Das Netzteil wird über einen Koaxialstecker an der Steuerung angeschlossen. Der Stecker wird an einer geeigneten Netzsteckdose angeschlossen.

Die Ausrüstung wird nicht verwendet, um irgendwelche Messungen vorzunehmen oder Schlüsse bezüglich der Behandlungsindikation zu ziehen. Die Ausrüstung braucht nicht in Bezug auf ihre Lichtleistung überprüft zu werden, da die LEDs nicht in signifikantem Maße schwächer werden. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.

3.1. VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist ein frei verkäufliches Gerät, das Licht in den Frequenzbereichen Blau und Rot des Lichtspektrums abgibt und insbesondere zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Acne vulgaris des Gesichts indiziert ist.

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist ein frei verkäufliches Gerät, das Licht in den Frequenzbereichen Rot und nahem Infrarot des Lichtspektrums abgibt und zur Behandlung von Falten im ganzen Gesicht und den Zeichen der lichtbedingten Hautalterung wie Pigmentierung und Altersflecken vorgesehen ist.

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist für den Gebrauch zu Hause durch Erwachsene vorgesehen, die sichtbare Zeichen der Hautalterung von Gesicht und Hals aufweisen, sowie für Benutzer ab 14 Jahren, die ihre leichte bis mittelschwere Acne behandeln möchten.



4. WANN SOLLTE DIE SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ NICHT VERWENDET WERDEN?

4.1. KONTRAINDIKATIONEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KONTRAINDIKATIONEN

- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT gemeinsam mit anderen

Personen. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist nur für den Gebrauch durch eine einzige Person vorgesehen.

- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT zur Behandlung anderer Beschwerden als den in den Indikationen der Gebrauchsanleitung aufgeführten. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wurde nicht für andere Beschwerden als die aufgeführten getestet und das eventuell damit verbundene Risiko ist unbekannt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ nicht, falls Sie schwanger sind, vorhaben schwanger zu werden oder stillen. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wurde nicht an schwangeren oder stillenden Frauen getestet und das eventuell damit verbundene Risiko ist unbekannt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie jünger als 14 Jahre sind. Die Sicherheit des Geräts für Personen unter 14 Jahren wurde nicht getestet und das eventuell damit verbundene Risiko ist unbekannt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie unter durch Licht ausgelösten Kopfschmerzen leiden.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie unter genetischen Augenbeschwerden leiden. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wurde nicht an Personen, die unter genetischen Augenbeschwerden leiden, getestet und eventuell damit verbundene Risiken sind unbekannt. Falls Sie sich bezüglich solcher Augenleiden nicht sicher sind und die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie unter einer lichtempfindlichen Störung (Lichtsensibilisierung) leiden. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wurde nicht an Personen, die unter einer lichtempfindlichen Störung leiden, getestet und eventuell damit verbundene Risiken sind unbekannt. Falls Sie sich bezüglich solcher Augenleiden nicht sicher sind und die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden, sprechen Sie mit Ihrem Augenarzt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie unter Lupus erythematosus, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus leiden. Falls Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden, um Lupus erythematosus, lichtempfindliches Ekzem oder Albinismus zu behandeln, kann dies zu einer schweren Hautreaktion führen.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie unter einer lichtempfindlichen Störung (Lichtsensibilisierung) leiden. Falls Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden und unter einer lichtempfindlichen Störung (Lichtsensibilisierung) leiden, kann dies zu einer schweren Hautreaktion führen.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können. Falls Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden und Medikamente einnehmen, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können, kann dies zu einer schweren Hautreaktion führen.
- Eine Liste der Medikamente, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen können, finden Sie unter www.shanidarden.com/ledmask.



Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung unterschiedlichster Medikamente. Dazu können bestimmte Antibiotika, Chemotherapie-Medikamente und Diuretika gehören. Wenn Sie sich bei der Einnahme von Medikamenten unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt.



Auch andere, oben nicht aufgeführte Stoffe können eine Lichtempfindlichkeit verursachen. Gängige Beispiele dieser Substanzen sind: Johanniskraut, Steinkohlenteer,

Deodorantien, antibakterielle Seifen, künstliche Süßstoffe, Naphtalen (Mottenkugeln), Erdölprodukte, Aufheller, die in Waschmittel zu finden sind, und Cadmiumsulfid (eine Chemikalie, die beim Tätowieren in die Haut injiziert wird).



Warnungen

- Vor Verwendung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen (siehe Abschnitt 6.3).
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ auf keine Weise, die nicht genau der in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen entspricht. Die Verwendung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ auf eine Weise, die nicht genau der in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen entspricht, wurde nicht getestet und das eventuell damit verbundene Risiko ist unbekannt.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ nicht in einer Umgebung, die NICHT vom Hersteller vorgegeben wurde. Die Verwendung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in einer Umgebung, die NICHT vom Hersteller vorgegeben wurde, wurde nicht getestet und das eventuell damit verbundene Risiko ist unbekannt.
- **SCHALTEN** Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ sofort AUS und **NEHMEN** Sie sie AB, wenn sie sich heiß anfühlt oder Ihre Haut unangenehm warm wird.
- **STELLEN** Sie die Verwendung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ während einer Behandlung sofort ein, falls Sie Kopfschmerzen, Änderungen Ihres Sehvermögens oder Schmerzen in Ihren Augen empfinden.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, bevor Sie Cremes, Gesichtsmilch oder Make-up VOR der Behandlung abgenommen haben. Einige Inhaltsstoffe dieser Produkte können eine Lichtsensibilisierung bewirken oder die Effektivität der Behandlung beeinträchtigen. Falls Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verwenden, ohne Cremes, Gesichtsmilch oder Make-up vorher abgenommen zu haben, kann dies zu einer schweren Hautreaktion führen.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NIE in der Nähe von Wasser oder wo Wasser auf die Ausrüstung verschüttet werden kann. Verwenden Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie meinen, dass sie in Kontakt mit Wasser gekommen ist.
- Halten Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ von HEISSEN Oberflächen und direktem Sonnenlicht fern.
- Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ enthält Kabel, die möglicherweise ein Erdrosseln bewirken könnten. Von Kindern fernhalten.
- Versuchen Sie auf KEINE Weise, die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ zu modifizieren. Bei Modifizierung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ verfällt Ihre Garantie. Eine Modifizierung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ könnte bei erneuter Verwendung des Systems zum Stromschlag führen. Das System enthält keine zu wartenden Teile.
- **Verwenden Sie die** Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Maske, Steuerung, Netzteil oder Kabel in irgendeiner Weise beschädigt sind.



Allgemeine Sicherheit

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ist ein elektrisches Gerät, das unter gewissen Umständen ein Stromschlagrisiko für den Benutzer darstellen könnte. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle ihre Anweisungen, um die maximale Sicherheit beim Betrieb zu erzielen. Verwenden Sie das mit der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ gelieferte Netzteil (Produktcode: RHD20W120100).

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Die Halsmaske der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ enthält keine blauen LEDs und behandelt KEINE Acne vulgaris.
- Die Riemen der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ enthalten eine Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Falls Sie auf diese Materialien allergisch reagieren, können Sie möglicherweise den gelieferten Kopfriemen nicht verwenden. Wenden Sie sich zwecks Vorschlägen zu Ihren Optionen an help@shanidarden.com.
- Reinigen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bei abgeschaltetem Gerät vor jeder Verwendung. Alle Oberflächen der Maske können gemäß der Reinigungsanleitung in Abschnitt 8.1 gereinigt werden.
- Sorgen Sie vor der Reinigung dafür, dass die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ und die Steuerung vom Strom getrennt sind.
- Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsprodukte als die in der Reinigungsanleitung angegebenen. Der Einsatz anderer Reinigungsprodukte kann die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ beschädigen (siehe Abschnitt 8).
- Bewahren Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bei Zimmertemperatur, trocken und nicht in direktem Sonnenlicht auf.

5. RISIKEN UND WIRKUNG**5.1. POTENZIELLE RISIKEN**

- Unmittelbar nach der Behandlung kann eine Hautrötung auftreten. Die Haut sollte innerhalb von 1-2 Stunden ihre normale Farbe wiedererlangen.
- Einige Benutzer haben eine Pigmentierung, sich abschuppende Haut, damit verbundenen Juckreiz und Trockenheit festgestellt. Das ist vorübergehend und geht innerhalb einiger Tage zurück.
- Vorübergehende Kopfschmerzen unmittelbar nach der Lichtbehandlung. Kopfschmerzen können mit einem entsprechenden frei verkäuflichen Schmerzmittel und durch Ausgleich eines eventuellen Flüssigkeitsverlustes behandelt werden.

Diese Liste ist nicht erschöpfend, führt aber die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen auf. Falls Sie eine schwerere Nebenwirkung als die oben beschriebenen oder eine schwere, nicht aufgeführte Nebenwirkung erleben, sollten Sie sich ärztlich beraten lassen und einen solchen Vorfall erst dem Hersteller und dann der nationalen Aufsichtsbehörde melden.

5.2. POTENZIELLE WIRKUNG

Akne: Personen, die sich über einen Zeitraum von 6 Wochen jeweils 4 mal pro Woche einer Behandlung mit der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ unterzogen haben, berichten einen Rückgang leichter bis mittelschwerer Acne vulgaris.

Falten: Personen, die sich über einen Zeitraum von 6 Wochen jeweils 5 mal pro Woche einer Behandlung mit der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ unterzogen haben, berichten eine Reduktion ihrer Fältchen und Falten.

6. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Packen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ aus und überprüfen Sie, dass alle in Abschnitt 3 beschriebenen Teile vorhanden sind. Unterziehen Sie die Teile und

Anschlüsse einer Sichtprüfung. Bringen Sie das Gerät zur Verkaufsstelle zurück, falls Sie der Meinung sind, dass das Gerät, seine Anschlüsse oder Komponenten beschädigt sind oder bereits benutzt wurden.

- Verwenden Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ NICHT, falls Sie bemerken, dass das Gerät, seine Anschlüsse oder Komponenten beschädigt sind.

6.1. ANSCHLUSS DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ AM STROM

- Schließen Sie den Koaxialstecker am Koaxialanschluss der Steuerung an.
- Wählen Sie den korrekten landesspezifischen Anschluss und führen Sie ihn in das Netzteil ein, bis Sie ein Klicken hören.
- Schließen Sie das Netzteil an einer geeigneten Netzsteckdose an. Als Hinweis, dass die Steuerung mit Strom versorgt wird, beleuchtet jetzt eine blaue LED den Boden der Steuerung. Das Gerät befindet sich jetzt im Bereitschaftsmodus.

6.2. ANSCHLUSS DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™ UND HALSMASKE AN DER STEUERUNG

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ und Halsmaske werden über den USB A Port an der Unterseite der Steuerung kontrolliert und mit Strom versorgt. Der Benutzer hat beim Gebrauch 3 Optionen.

6.2.1. GLEICHZEITIGE VERWENDUNG VON GESICHTS- UND HALSMASKE

Schließen Sie den männlichen USB-A-Anschluss der Halsmaske am USB Port der Steuerung an. Schließen Sie den USB-A-Anschluss der Gesichtsmaske am weiblichen USB A Port der Halsmaske an.

6.2.2. AUSSCHLIESSLICHE VERWENDUNG DER GESICHTSMASKE

Schließen Sie den männlichen USB-A-Anschluss der Gesichtsmaske am USB Port der Steuerung an.

6.2.3. AUSSCHLIESSLICHE Verwendung der Halsmaske

Schließen Sie den männlichen USB-A-Anschluss der Halsmaske am USB Port der Steuerung an.

**6.3. SENSIBILISIERUNGSTEST**

Vor Ihrer ersten Behandlung ist ein Sensibilisierungstest erforderlich. Folgen Sie der schrittweisen Anleitung unten.

1. Schließen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ gemäß Abschnitt 6 an.
2. Reinigen Sie die Innenseite Ihres Arms und entfernen Sie eventuelle Hautpflegepräparate.
3. Platzieren Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ über Ihre Arminnenseite.
4. Drücken Sie zunächst die Taste des Bereitschaftsmodus, um das Gerät zu aktivieren, und wählen Sie dann den Aknebehandlungsmodus (siehe Abschnitt 7.3). Lassen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ihr gesamtes 10-minütiges Behandlungsprogramm durchlaufen.
5. Drücken Sie danach die Bereitschaftsmodustaste, um das Gerät zu aktivieren, und wählen Sie dann den Faltenbehandlungsmodus (siehe Abschnitt 7.3). Lassen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ihr gesamtes 10-minütiges Behandlungsprogramm durchlaufen.
6. Falls sich Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt HEISS oder unangenehm anfühlt, STOPPEN Sie das Gerät sofort.

7. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Falls die Haut Ihrer Arminnenseite rot ist oder juckt, eignet sich die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ nicht für Sie. Geben Sie das Gerät innerhalb von (30) Tagen nach dem Kauf an Ihren Einzelhändler zurück.

7. VERWENDUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



Hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und elektromagnetischer Felder (EMF) im häuslichen Bereich sollte die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ von Geräten mit Radiofrequenz (RF) ferngehalten werden, um eine Störung zu vermeiden.

7.1. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNG

Bei der Behandlung von Acne vulgaris stellen sich die besten Ergebnisse nach einem Behandlungszeitraum von 6 Wochen mit Behandlungen an jeweils 4 Tagen pro Woche ein.

Bei der Behandlung von Falten im gesamten Gesichtsbereich stellen sich die besten Ergebnisse nach einem Behandlungszeitraum von 6 Wochen mit Behandlungen an jeweils 5 Tagen pro Woche ein.

Auffrischungsbehandlungen sollten je nach Bedarf, Lebensstil und Hautbedingungen durchgeführt werden.



VERMEIDEN Sie eine Überbehandlung mit der Shani Darden LED Light Therapy Mask™. Eine Überschreitung der Behandlungsdauer oder Behandlungshäufigkeit bietet keine zusätzliche Wirkung.

7.1.1. TRAGEN DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

- Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wird mit einem verstellbaren Klettbandriemen geliefert, der ein bequemes Tragen der Maske ermöglicht.
- Um die Maske anzupassen, stecken Sie den Riemen durch die Öffnungen an beiden Seiten der Maske.
- Führen Sie den Riemen um Ihren Kopf und ziehen Sie ihn fest.
- Korrigieren Sie ihn wie erforderlich.

7.2. NÄHERES ÜBER DIE STEUERUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™

Die Steuerung umfasst 3 Knöpfe und eine grafische Benutzeroberfläche/Anzeige. Mit den 3 Knöpfen kann der Benutzer:

1. Das Gerät aus dem Bereitschaftsmodus holen.
2. Zwischen den Behandlungsmodi wählen (Faltenbehandlung, Aknebehandlung und Behandlung lichtbedingter Hautalterung).
3. Die Behandlung starten oder anhalten



Die grafische Benutzeroberfläche zeigt den gewählten Behandlungsmodus; einen Countdown-Timer für die restliche Dauer der Behandlung und den Status der Behandlung an.

1. Wahl einer Behandlung

Entscheiden Sie zuerst, welchen Bereich bzw. welche Bereiche Sie behandeln wollen, und schließen Sie dann das entsprechende Gerät an (siehe Abschnitt 6.2).

BEACHTEN Sie bitte, dass die Halsmaske keine blauen LEDs enthält und keine Acne vulgaris behandelt.

Im Behandlungsmodus 2 (Akne) mit angeschlossener Halsmaske gibt das Gerät NUR Rot- und Naheinfrarotlicht ab.

1. Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an und halten Sie die Bereitschaftstaste (1) gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet und der Bildschirm Modus 1 - Falten anzeigt
2. Drücken Sie die Modustaste (2), um zwischen den Behandlungsmodi zu schalten.
 1. Falten
 2. Akne
 3. Lichtbedingte Hautalterung
 Der Behandlungsmodus erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie nach Wahl des Behandlungsmodus die Start-/Pausetaste (3). Die LEDs leuchten nun.
3. Die Pausetaste verschwindet und der Behandlungs-Timer beginnt den Countdown in 1-Minuten-Schritten.
4. Sie können die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ jederzeit ausschalten, indem Sie auf die Power-Taste drücken (1).
5. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen, indem Sie auf die Start-/Pausetaste drücken.
6. Am Ende der Behandlung ertönt ein Signalton und die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ schaltet automatisch die LEDs aus.
7. Nach 10 Minuten schaltet sich die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ automatisch ab.

7.3. DURCHFÜHRUNG EINER BEHANDLUNG

1. Reinigen Sie die Haut und nehmen Sie ein Peeling vor, um Reste von Hautpflegepräparaten zu entfernen.
2. Schließen Sie die Steuerung am Stromnetz an (Abschnitt 6.1).
3. Schließen Sie die Gesichts- und/oder Halsmaske an der Steuerung an (Abschnitt 6.2).
4. Befestigen Sie die Gesichts- und/oder Halsmaske mit den mitgelieferten Klettbandriemen.
5. Folgen Sie nun den Anweisungen in Abschnitt 7.2.1 (Wahl einer Behandlung).
6. Das Gerät schaltet sich nach zehn Minuten ab. Sie können die Behandlung jederzeit stoppen, indem Sie die Pausetaste auf der Steuerung drücken.
7. Nehmen Sie das Gerät ab und tragen Sie Ihre übliche Hautpflege auf.

8. Reinigen Sie das Gerät gemäß der Anleitung in Abschnitt 8.1. Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Reinigung NICHT am Netz angeschlossen ist.
9. Folgen Sie für beste Ergebnisse dem empfohlenen Behandlungsplan in 8.1.

8. PFLEGE UND WARTUNG

- Bewahren Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bei Zimmertemperatur trocken auf. Verwenden Sie den mitgelieferten Schutzbeutel.
- Vermeiden Sie es, die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ an staubigen oder feuchten Orten oder in direktem Sonnenlicht aufzubewahren.
- Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ enthält keine zu wartenden Teile.
- Reinigen Sie die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bei abgeschaltetem Gerät vor jeder Verwendung und befolgen Sie dabei die Anleitung in Abschnitt 8.1.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtinspektion der Shani Darden LED Light Therapy Mask™, der Steuerung und der Kabel auf Beschädigungen hin durch. Verwenden Sie das Gerät NICHT, falls Sie Zeichen sichtbarer Beschädigungen feststellen.
- Falls Sie der Pflege- und Wartungsanleitung für Ihre Shani Darden LED Light Therapy Mask™ folgen, bietet das Gerät eine Mindestnutzungsdauer von 2 Jahren.

8.1. REINIGUNG DER SHANI DARDEN LED LIGHT THERAPY MASK™



Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsprodukte, da diese den Kunststoff beschädigen könnten.

Sorgen Sie vor der Reinigung dafür, dass die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ und die Steuerung vom Strom getrennt sind.

- Reinigen Sie alle Oberflächen der Maske mit einem Reinigungstuch auf Wasserbasis. Hartnäckige Flecken lassen sich durch sanftes Abwischen mit 70-prozentigem Alkohol entfernen.

8.2. ENTSORGUNG



Entsorgen Sie KEINE Teile der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ in einer Sammelstelle für Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter help@shanidarden.com oder besuchen Sie unsere FAQ-Seite auf www.shaidarden.com/ledmask für weitere Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts.

8.3. FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Die Steuerung schaltet nicht ein, wenn Sie die Power-Taste gedrückt halten.	Kein Strom oder Fehler bei der Netzversorgung.	Sorgen Sie dafür, dass das Netzteil an der Steuerung angeschlossen ist.

		Sorgen Sie dafür, dass ein für das Land zugelassener Adapter mit hörbarem Klicken vollständig in den Netzanschluss eingeführt wurde. Sorgen Sie dafür, dass das Netzteil an einer geeigneten Netzsteckdose angeschlossen ist.
Kein Licht von den LEDs, wenn Sie die Power-Taste drücken.	Verbindungsproblem zwischen Steuerung und Maske. Gerät könnte einen Fehler entwickelt haben.	Sorgen Sie dafür, dass die Gesichts- und/oder Halsmaske mit der Steuerung verbunden sind. Falls Sie weitere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an help@shanidarden.com.
LEDs der Gesichtsmaske leuchten NICHT auf, die LEDs der Halsmaske dagegen schon.	Verbindungsproblem zwischen Steuerung und Gesichts-/Halsmaske. Gerät könnte einen Fehler entwickelt haben.	Sorgen Sie dafür, dass die USB-Verbindungen zwischen der Steuerung, Gesichts- und Halsmaske ordentlich hergestellt wurden. Falls Sie weitere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an help@shanidarden.com.
Kann nicht von einem Behandlungsmodus zum anderen umschalten.	Gerät könnte einen Fehler entwickelt haben.	Steuerung vom Netz trennen. Maske von der Steuerung trennen. 1 Minute warten, dann alle Verbindungen wieder herstellen. Falls die Probleme anhalten, wenden Sie sich bitte an help@shanidarden.com.
Anzeige leuchtet nicht auf, LEDs dagegen schon.	Gerät hat einen Fehler entwickelt.	Wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an help@shanidarden.com.
LEDs schalten sich nach 10 Minuten NICHT aus.	Gerät hat einen Fehler entwickelt.	Wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an help@shanidarden.com.
LEDs flackern ständig bei der Behandlung.	Gerät hat einen Fehler entwickelt.	Wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an help@shanidarden.com.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

Falls die oben vorgeschlagenen Schritte das Problem nicht beheben oder das Problem wieder auftritt und die Garantiefrist Ihres Geräts noch nicht abgelaufen ist, wenden Sie sich für weitere Unterstützung bitte an help@shanidarden.com.



Probieren Sie NICHT, es weiter zu untersuchen. Versuchen Sie auf KEINE Weise, das Gerät zu modifizieren. Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

9. KENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung des Geräts enthält folgende Informationen

- Herstellungsdatum
- Artikelnummer, Chargencode und Seriennummer
- Betriebsumgebung
- Herstellerinformationen

Siehe Abschnitt 12 (Erläuterung der Symbole).

10. RECYCLING



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).

Wir raten Ihnen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle zu bringen, um es dort fachgerecht entsorgen zu lassen. Befolgen Sie die Regeln Ihres Landes für die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikprodukten. Die richtige Entsorgung hilft, Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

11. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Modellnummer (REF): TN2118
- Programmdauer: Fest auf 10 Minuten ausgelegt
- Wellenlängen: 415 nm, 633 nm und 830 nm +/- 10 nm
- Maximale Ausgangsleistung: Blau/Rot 44 mw/cm², Rot/NIR 29 mw/cm²
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 30 °C
- Zulässige Luftfeuchtigkeit für den Betrieb: 15 % bis 90 % ohne Kondensation
- Zulässiger Luftdruckbereich für den Betrieb: 700 hPa bis 1060 hPa
- Zulässige Temperaturen für Lagerung und Transport: -25 °C bis +5 °C und +5°C bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % kondensierend, > 35 °C bis 70 °C bei einem Wasserdruck von bis zu 50 hPa
- Zulässige Luftfeuchtigkeit für Lagerung und Transport: 20 % bis 90 % ohne Kondensation
- Eingangsstrom Netzteil: 100 V - 240 V. 50/60 Hz. Nennwert 0,7 A.
- Ausgangsstrom Netzteil: 12 V, 1 A
- IP22

12. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Auf der Shani Darden LED Light Therapy Mask™, der Steuerung, dem Benutzerleitfaden und der Verpackung befinden sich mehrere Sicherheitswarnungen. Mit diesem Leitfaden können Sie sie nachschlagen.



Dieses Symbol auf der Gerätekenzeichnung bedeutet, dass Vorsicht geboten ist. Falls Warnungen oder Sicherheitshinweise nicht beachten werden, kann dies ernsthafte Folgen haben.



Dieses Symbol auf der Gerätekenzeichnung bedeutet: vor Inbetriebnahme Benutzerhandbuch lesen.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ als Anwendungsteil des Typs BF spezifiziert ist, was heißt, dass sie am Körper verwendet wird und einen gewissen leitfähigen Kontakt aufweist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät mehrmals von einem einzigen Patienten verwendet werden kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ bestimmten EG-Vorschriften/Richtlinien zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“



Dieses Symbol bedeutet „hergestellt von“ und gibt den Namen und die Adresse des gesetzlichen Herstellers an



Dieses Symbol zeigt den Eingangsstrom für die Stromversorgung (Wandsteckdose) und dass das Gerät nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil verwendet werden darf. Die Nutzung anderer Netzteile ist möglicherweise nicht sicher und könnte zu einem Stromschlag führen. Die elektrische Spezifizierung des Netzteils ist wie folgt: Eingangsstrom Netzteil: 100 V - 240 V. 50/60 Hz. Nennstrom 0,7 A. Ausgangsstrom Netzteil: 12 V, 1 A.



Dieses Symbol bedeutet: trocken halten.



Dieses Symbol gibt die Seriennummer des Geräts an.



Dieses Symbol verweist auf die Katalognummer der Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



Dieses Symbol verweist auf den Chargencode der Shani Darden LED Light Therapy Mask™.



Dieses Symbol verweist auf die eindeutige Gerätekenzeichnung, eine international anerkannte Kennzeichnung und Identifizierung medizinischer Geräte in der Lieferkette des Gesundheitswesens.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt ein Medizingerät ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in China hergestellt wurde.



Dieses Symbol bedeutet: Gerät von direktem Sonnenlicht fernhalten.



Dieses Symbol bedeutet die höchsten und niedrigsten Betriebstemperaturen, bei denen die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ohne Gefahr verwendet werden kann.



Dieses Symbol bedeutet die höchsten und niedrigsten Betriebsfeuchtigkeitswerte, bei denen die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ ohne Gefahr verwendet werden kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung der Shani Darden LED Light Therapy Mask™ recycelt werden kann.

IP22

Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät bei einer Geräteneigung um 15° vor festen Gegenständen von über 12,5 mm Durchmesser (wie etwa Fingern) und vertikalen Wassertropfen geschützt ist.



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).



Importeur (nur EU)



Vertrieben von

13. GARANTIE

13.1. STANDARDGARANTIE

Bei normalem Gebrauch gilt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs für Mängel bei Material und Verarbeitung.

13.2. GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Für die Lithiumbatterie gilt eine Garantie von 1 Jahr nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs für Mängel bei Material und Verarbeitung.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch Folgendes:

- Unfall, fehlerhafte Verwendung, Missbrauch oder Änderung
- Wartung durch nicht zugelassene Personen
- Anschluss an die falschen Stromquellen
- Verwendung mit nicht zugelassenem Zubehör

13.3. WAS SOLLTEN SIE TUN, FALLS IHR PRODUKT MÄNGEL AUFWEIST?

Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist Fehler entwickeln, wenden Sie sich bitte an den Ort des Kaufs.

Shani Darden Skincare, Inc. oder seine zugelassenen Händler behalten sich das Recht vor, ein mangelhaftes Produkt mit dem derzeit erhältlichen, am besten kompatiblen Gerät zu ersetzen.

Shani Darden Skincare, Inc. oder seine zugelassenen Händler sind nicht verantwortlich für Neben-, Sonder- oder Folgeschaden aufgrund der Verwendung dieses Produkts. Alle stillschweigenden Garantien, insbesondere stillschweigende Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck und handelsüblichen Qualität sind auf die Dauer eines Jahres ab dem ursprünglichen Kaufdatum beschränkt.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Darüber hinaus können Sie über andere Rechte verfügen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Einige Länder erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder Beschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien nicht, daher könnten einige der oben genannten Beschränkungen und Ausschlüsse für Sie nicht zutreffen.

Diese Garantie wird anstelle aller anderen Garantien, ob schriftlich oder mündlich, ob ausdrücklich durch Bekräftigung, Versprechen, Beschreibung, Zeichnung, Modell oder Muster gewährt. Alle und jegliche anderen Garantien als diese, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich stillschweigender Garantien der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck werden hiermit ausgeschlossen.

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wird von Shani Darden Skincare, Inc. in Verbindung mit Harpar Grace International by iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT Großbritannien, hergestellt.

iSMART
Development^{LTD}

hgi Harpar Grace
INTERNATIONAL

Relevante Normen

Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No. 618, in der jeweils gültigen Fassung) (britische Vorschriften für Medizingeräte)

Die Shani Darden LED Light Therapy Mask™ wurde erfolgreich auf Konformität mit folgenden Normen hin getestet;

EN 60601-1:2006/A12:2014. Medizinische elektrische Geräte Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale.

EN 60601-1-2:2015 Medizinische elektrische Geräte. Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale. Ergänzungsnorm Elektromagnetische Verträglichkeit. Prüfungen sowie Bestimmungen zu den Testverfahren einschließlich FCC 47 CFR Part 15, Unterabschnitt B Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) dieses Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

IEC/EN60601-1-11:2015 Medizinische elektrische Geräte -- Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -- Ergänzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme für die medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung.

IEC/EN 60601-2-57:2011 Medizinische elektrische Geräte. Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten mit Nicht-Laser-Lichtquellen für die Anwendung in der Therapie, Diagnose, Überwachung und für kosmetische/ästhetische Zwecke.

EN 60601-1:2006/A12:2014. Medizingeräte-Software. Software-Lebenszyklus-Prozesse.

EN 62471:2008 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

EN 62366-1:2015 Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte.

EN ISO 10993-1:2018 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 1: Beurteilung und Prüfungen

EN ISO 15223-1:2021 Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 14971:2019 Medizinprodukte - Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

ISO 20417-2021 Medizinprodukte - Anforderungen an vom Hersteller bereitzustellende Informationen

BS EN 55014-1:2020 Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen an Haushaltgeräte,

Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte. Störaussendung

BS EN 55014-2:2015 Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen an Haushaltgeräte,

Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte. Störfestigkeit. Produktfamilien-Norm

Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) Richtlinie 2011/65/EU

Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)(EG1907/2006)



Los usuarios de este dispositivo pueden obtener beneficios de su uso únicamente tras leer y comprender la información del manual de usuario.



Puede encontrar una copia de este manual de usuario en www.shanidarden.com/ledmask

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está fabricada para Shani Darden Skincare, Inc. en colaboración con Harpar Grace International por iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT, Reino Unido.

Si tiene cualquier pregunta en relación con la máscara de fototerapia LED Shani Darden™, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Shani Darden Skincare, Inc. PO Box 598, Beverly Hills, CA 90213 · Correo electrónico de atención al cliente: help@shanidarden.com



La información incluida en este documento es propiedad de iSMART Development Ltd, y se facilita con la condición de que se mantenga confidencial para los destinatarios y de que no se reproduzca ni se utilice con fines comerciales sin el consentimiento por escrito de iSMART Developments Ltd.

CONTENIDOS

1.0.	INTRODUCCIÓN	57
2.0.	¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™?	57
3.0.	DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	59
4.0.	¿EN QUÉ CASOS NO DEBE USARSE LA LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™?	60
4.1.	CONTRAINDICACIONES, AVISOS Y PRECAUCIONES	
5.0.	RIESGOS Y BENEFICIOS	63
6.0.	PRIMERA CONFIGURACIÓN	63
6.1.	CÓMO ENCENDER LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™	
6.2.	CONEXIÓN DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™ Y DEL ACCESORIO PARA EL CUELLO AL CONTROLADOR	
6.3.	PRUEBA DE SENSIBILIDAD	
7.0.	CÓMO UTILIZAR LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™	65
7.1.	RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO	
7.2.	CÓMO ENTENDER EL CONTROLADOR DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™	
7.3	CÓMO REALIZAR UN TRATAMIENTO	
8.0.	CUIDADOS Y MANTENIMIENTO	67
8.1.	LIMPIEZA DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™	
8.2.	ELIMINACIÓN	
8.3.	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
9.0.	ETIQUETAS	69
10.0.	RECICLAJE	69
11.0.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	69
12.0.	EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	69
13.0.	GARANTÍA	71

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la **máscara de fototerapia LED Shani Darden™**

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ aporta al usuario la comodidad de poder realizar tratamientos de fototerapia para combatir los signos de envejecimiento de la piel del rostro y el cuello y el acné vulgar de leve a moderado utilizando una única y cómoda máscara de diodos emisores de luz de uso doméstico.

Para saber si la lámpara de fototerapia LED Shani Darden™ es adecuada para usted, consulte la sección 2, ¿A quién va dirigida la lámpara de fototerapia LED Shani Darden™?



Los usuarios de este dispositivo pueden obtener beneficios de su uso únicamente tras leer y comprender la información del manual de usuario. Debe seguir todas las instrucciones del manual de usuario.

Antes de utilizar la lámpara de fototerapia LED Shani Darden™ debe llevar a cabo una prueba de sensibilidad y esperar 6 horas (consulte la sección 6.3).

No dude en ponerse en contacto con nosotros en help@shanidarden.com si tiene algún comentario sobre el producto o esta guía del usuario.

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™?

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ utiliza 3 longitudes de onda de luz para tratar las arrugas de todo el rostro y el fotoenvejecimiento del cuello y el acné vulgar de leve a moderado del rostro.

Utilice esta sección para valorar si la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es adecuada para usted.

Adultos que estén preocupados o que presenten signos visibles del envejecimiento, como las arrugas y la pigmentación de la cara y el cuello.

Personas con acné (≥de 14 años de edad) que desean tratar sus brotes de acné de leves a moderados.

Para usuarios con acné vulgar

El aspecto típico del acné es una mezcla de los siguientes elementos: una piel grasa, granos o manchas rojas, manchas amarillas llenas de pus y cicatrices.

Utilice esta tabla para determinar si el modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es adecuado para usted.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™


Tipo de acné	Descripción	Adecuado para el modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™
Piel limpia	Sin granos, manchas ni puntos amarillos llenos de pus. Sin puntos blancos o puntos negros.	NO El modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO está indicado para la piel limpia. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no debe usarse para evitar la formación de granos o manchas.
Acné moderado	Unos pocos granos o manchas, unos pocos puntos llenos de pus, algunos puntos blancos o negros	SI Es adecuado tratar el acné leve con el modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™.
Acné moderado	Algunos granos o manchas, algunos puntos llenos de pus, unos pocos nódulos. Muchos puntos blancos o negros	SI Es adecuado tratar el acné moderado con el modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™.
Acné severo	Muchos granos o manchas, muchos puntos llenos de pus. Algunos nódulos. Muchos puntos blancos o negros.	NO El modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO está indicado para el acné severo. Consulte con su médico para un tratamiento más adecuado.
Puntos blancos o negros - Acné comedoniano	Muchos puntos blancos o negros. Sin granos ni manchas. Sin puntos llenos de pus.	NO El modo acné de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO está indicado para puntos blancos o negros. Consulte con su médico para un tratamiento más adecuado.

Si ha adquirido la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y descubre que NO es adecuada para usted, póngase en contacto con su punto de venta para devolver el dispositivo dentro del periodo de devoluciones establecido.

3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ consta de:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Máscara facial | 5. Cinta ajustable para la cabeza |
| 2. Accesorio para el cuello | 6. Cinta ajustable para el cuello |
| 3. Controlador | 7. Bolsa antipolvo x3 |
| 4. Fuente de alimentación y adaptadores específicos para cada país | 8. Manual del usuario |



La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es un dispositivo de fototerapia LED portátil de uso doméstico.

El dispositivo consta de una máscara facial (1) y un accesorio para el cuello (2) que contiene diodos emisores de luz. La máscara facial y el accesorio para el cuello se colocan sobre el rostro y el cuello y se fijan en su posición mediante cintas de velcro ajustables (5 y 6).

La máscara facial tiene 3 modos de tratamiento y emite luz en la región azul, roja e infrarroja cercana del espectro luminoso.

El modo 1 emite luz en la región roja e infrarroja cercana del espectro luminoso y trata los signos visibles del envejecimiento, como las arrugas faciales.

El modo 2 emite luz en la región azul y roja del espectro luminoso y trata el acné facial vulgar de leve a moderado.

El modo 3 emite luz en la región roja e infrarroja cercana del espectro luminoso y trata los signos visibles del fotoenvejecimiento, como la pigmentación y las manchas de la edad.

El accesorio para el cuello solamente trata el fotoenvejecimiento del cuello, y SOLO emite luz en la región roja e infrarroja cercana del espectro luminoso. El accesorio para el cuello

funciona en los 3 modos de tratamiento. El accesorio para el cuello no contiene luces LED de color azul y no trata el acné vulgar.

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está controlada por un controlador plug-in (3). El controlador dispone de 3 botones y una interfaz gráfica o pantalla. Los 3 botones permiten al usuario:

1. Reactivar el dispositivo desde el modo standby/sleep.
2. Seleccionar entre los diferentes modos de tratamiento (modo de tratamiento de las arrugas, modo de tratamiento del acné y modo de fotoenvejecimiento)
3. Iniciar o detener el tratamiento

La interfaz gráfica muestra el modo de tratamiento seleccionado, un temporizador de cuenta atrás para indicar el tiempo restante del tratamiento y el estado del mismo.

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y el accesorio para el cuello se conectan al controlador mediante conexiones USB A (3) (el dispositivo no tiene conectividad WIFI y NO se conectará a ningún otro dispositivo).

El adaptador de corriente (4) se utiliza para encender el dispositivo. El apartador de corriente se conecta al controlador utilizando un conector con clavija coaxial. La clavija se conecta a una salida de red adecuada.

El equipo no se utiliza para realizar mediciones de ningún tipo, ni para sacar conclusiones sobre recomendaciones de tratamiento. El equipo no requiere comprobaciones en cuanto a la potencia luminosa, ya que los LED no se atenúan con el paso del tiempo de forma significativa. El dispositivo no contiene piezas reparables.

3.1. USO PREVISTO

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es un dispositivo que no requiere receta médica y que emite energía en la región roja y azul del espectro luminoso, indicado específicamente para tratar el acné vulgar facial de leve a moderado.

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es un dispositivo que no requiere receta médica y que emite energía en el espectro rojo e infrarrojo cercano y está diseñado para el uso en el tratamiento de las arrugas de todo el rostro y los signos de fotoenvejecimiento como la pigmentación y las manchas de la edad.

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está diseñada para su uso en el ámbito doméstico por parte de adultos que presentan los signos visibles de envejecimiento en el rostro y el cuello y usuarios mayores de 14 años que desean tratar sus brotes de acné de leves a moderados.

4. ¿EN QUÉ CASOS NO DEBE USARSE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™?



4.1. CONTRAINDICACIONES, AVISOS Y PRECAUCIONES CONTRAINDICACIONES

- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ con ninguna otra persona. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está prevista para ser utilizada por una sola persona.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ para tratar ninguna otra afección diferente a las que aparecen en las instrucciones de uso. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no ha sido probada para otras afecciones aparte de las enumeradas, y no se conocen los riesgos.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si está embarazada, si planea estarlo o si está en período de lactancia. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no ha sido probada en mujeres embarazadas o lactantes y por lo tanto no se conocen los riesgos para el feto, para el recién nacido o para la embarazada.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si es menor de 14 años. NO se ha probado que el dispositivo sea seguro para menores de 14 años, y no se conocen los riesgos.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si sufre de dolores de cabeza provocados por la luz.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si sufre cualquier afección genética en los ojos. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO ha sido probada en sujetos que sufren afecciones genéticas en los ojos y, por lo tanto, no se conocen los riesgos. Si no está seguro/a acerca del uso de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y cualquier afección ocular relacionada, póngase en contacto con su oftalmólogo o con su especialista.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si sufre cualquier desorden fotosensible ocular (sensibilidad a la luz). La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO ha sido probada en sujetos que sufran desórdenes fotosensibles oculares y no se conocen los riesgos. Si no está seguro/a acerca del uso de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y cualquier afección ocular relacionada, póngase en contacto con su oftalmólogo o con su especialista.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si padece lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si utiliza la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ para tratar el lupus eritematoso, el eczema fotosensible o el albinismo, puede provocar una reacción cutánea grave.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si sufre cualquier desorden fotosensible cutáneo (sensibilidad a la luz). Si utiliza la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y sufre un desorden fotosensible, puede provocar una reacción cutánea grave.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si está tomando cualquier medicación que pueda provocar fotosensibilidad. Si utiliza la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y está tomando cualquier medicación que pueda provocar fotosensibilidad, puede provocar una reacción cutánea grave.

Para conocer la lista completa de medicamentos que pueden causar fotosensibilidad, visite www.shanidarden.com/ledmask.



La fotosensibilidad es un efecto secundario habitual de diferentes medicamentos. Estos medicamentos pueden incluir ciertos antibióticos, fármacos de quimioterapia y diuréticos. Si no está seguro/a con respecto a cualquier medicamento que esté tomando, consulte con su médico.



Otras sustancias no mencionadas anteriormente también pueden causar fotosensibilidad. Algunos ejemplos habituales de estas sustancias son: La hierba de San Juan, el alquitrán de hulla, los desodorantes, los jabones antibacterianos, los edulcorantes artificiales, la naftalina (las bolas de naftalina), los productos derivados del petróleo, los agentes abrillantadores que se encuentran en los detergentes para la ropa y el

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

sulfuro de cadmio (una sustancia química que se inyecta en la piel durante la realización de tatuajes).



Avisos

- Antes de utilizar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ debe llevar a cabo una prueba de sensibilidad (consulte la sección 6.3).
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ de cualquier otra forma que no se especifique exactamente en estas instrucciones de uso. Cualquier otro uso diferente al que se especifica exactamente en estas instrucciones de uso de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no ha sido probado, y no se conocen los riesgos.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en un entorno que NO se especifique por parte del fabricante. NO utilice la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en un entorno que NO se especifique por parte del fabricante.
- APAGUE y QUITESE la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ inmediatamente si siente calor o si su piel se calienta de forma incómoda.
- DEJE de utilizar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ durante un tratamiento si nota dolores de cabeza, cambios en la visión o si le duelen los ojos.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ sin antes quitarse las cremas, lociones o el maquillaje ANTES del tratamiento. Algunos ingredientes de estos productos pueden provocar sensibilización a la luz o pueden reducir el efecto del tratamiento. Si utiliza la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ sin eliminar estos productos, puede provocar una reacción cutánea o reducir el efecto del tratamiento.
- **No utilice NUNCA** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ cerca del agua o de lugares donde pueda salpicar agua al equipo. NO utilice la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si cree que ha entrado en contacto con el agua.
- Mantenga la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ lejos de superficies CALIENTES o de la luz solar directa.
- La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ contiene cables que pueden suponer un riesgo de estrangulación. Mantener lejos del alcance de los niños.
- **No intente** modificar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ de ninguna forma. Modificar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ invalidará su garantía. Modificar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ puede provocar una descarga eléctrica al utilizar de nuevo el sistema. El sistema no contiene piezas reparables.
- **NO utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si la máscara, el controlador, el adaptador o el cable de red presentan cualquier tipo de daño.



Seguridad general

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ es un dispositivo eléctrico, que bajo determinadas circunstancias puede suponer un riesgo de descarga eléctrica para el usuario. Lea íntegramente este manual de usuario y siga todas las instrucciones que en él aparecen para garantizar la máxima seguridad durante el funcionamiento. Utilice solo la toma de corriente que se proporciona con la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ (Código de producto: RHD20W120100).

**Precauciones**

- El accesorio para el cuello de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ NO contiene LED de color azul y NO trata el acné vulgar.
- Las cintas de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ contienen una mezcla de poliéster, nailon y licra. Si es alérgico/a a alguno de esos materiales, no podrá utilizar la cinta para la cabeza que se proporciona. Póngase en contacto con help@shanidarden.com y le sugeriremos otras opciones.
- Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la máscara de fototerapia LED Shani Darden™. Todas las superficies de la máscara deben limpiarse siguiendo las instrucciones de limpieza que aparecen en la sección 8.1.
- Antes de la limpieza, asegúrese de que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y el controlador estén desenchufados de la corriente.
- **No utilice** ningún producto de limpieza distinto a los que se indican en las instrucciones de limpieza. El uso de otros productos de limpieza podría dañar la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ (consulte la sección 8).
- Guarde la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ a temperatura ambiente en un entorno seco, lejos de la luz solar directa.

5. RIESGOS Y BENEFICIOS**5.1. RIESGOS POTENCIALES**

- Inmediatamente tras el tratamiento, la piel puede adquirir un tono rojizo. La piel debe volver a su color normal en 1-2 horas.
- Algunos usuarios han referido pigmentación, descamación o «peeling» cutáneo, prurito asociado y sequedad. Estos efectos son transitorios y desaparecen en unos pocos días.
- Dolores de cabeza temporales inmediatamente después de la sesión de tratamiento. Los dolores de cabeza pueden tratarse con un analgésico sin receta apropiado y con hidratación.

Este listado, aunque no exhaustivo, enumera los efectos secundarios referidos con más frecuencia.

Si experimenta un efecto secundario más grave que los descritos anteriormente o un efecto secundario grave que no aparezca en la lista, debe pedir consejo a un médico y comunicar el incidente en primer lugar al fabricante y después a las autoridades locales.

5.2. BENEFICIOS POTENCIALES

Acné: Las personas que se han sometido a un ciclo de 4 tratamientos semanales durante 6 semanas utilizando la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ refieren una reducción del acné vulgar de leve a moderado.

Arrugas: Las personas que se han sometido a un ciclo de 5 tratamientos semanales durante 6 semanas utilizando la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ refieren una reducción en la líneas finas y en las arrugas faciales.

6. PRIMERA CONFIGURACIÓN

- Extraiga del paquete la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y compruebe las piezas descritas en la Sección 3. Realice una inspección visual de las piezas y las conexiones.

Devuelva el dispositivo a su punto de venta si considera que el equipo o las conexiones presentan daños o han sido usados con anterioridad.

- **No utilice** la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ si descubre que el dispositivo, las conexiones o los componentes presentan daños.

6.1. CÓMO ENCENDER LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™

- Conecte el conector con clavija coaxial al puerto coaxial del controlador.
- Seleccione el conector de enchufe específico del país correspondiente y deslícelo en el adaptador de corriente hasta que oiga un clic.
- Enchufe el adaptador de corriente en una toma de red adecuada. En la base del controlador se iluminará un LED azul para indicar que está recibiendo corriente. El dispositivo se encuentra en modo «standby/sleep»

6.2. CONEXIÓN DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™ Y DEL ACCESORIO PARA EL CUELLO AL CONTROLADOR

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y el accesorio para el cuello se controlan y reciben corriente a través del puerto USB A situado en la base del controlador. El usuario tiene 3 opciones de uso.

6.2.1. USO DE LA MÁSCARA Y DEL ACCESORIO PARA EL CUELLO DE FORMA CONJUNTA

Conecte el conector macho USB A del accesorio para el cuello al puerto USB del controlador. Conecte el conector USB A de la máscara al puerto hembra USB A del accesorio para el cuello.

6.2.2. USO SOLO DE LA MÁSCARA

Conecte el conector macho USB A de la máscara al puerto USB del controlador.

6.2.3. USO SOLO DEL ACCESORIO PARA EL CUELLO

Conecte el conector macho USB A del accesorio para el cuello al puerto USB del controlador.

**6.3. PRUEBA DE SENSIBILIDAD**

Antes de llevar a cabo su primer tratamiento debe someterse a una prueba de sensibilidad. Siga los pasos que aparecen en la siguiente guía.

1. Conecte la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ de acuerdo con la sección 6.
2. Limpie la parte interna de su brazo para eliminar cualquier resto de productos de cuidado para la piel.
3. Coloque la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en la parte interna de su brazo.
4. En primer lugar, pulse el botón de «standby» para reactivar el dispositivo y seleccionar el modo de tratamiento del acné (consulte la sección 7.3). Deje que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ ejecute su programa de tratamiento de 10 minutos en su integridad.
5. A continuación, pulse el botón de «standby» para reactivar el dispositivo y seleccione el modo de tratamiento de arrugas (consulte la sección 7.3.). Deje que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ ejecute su programa de tratamiento de 10 minutos en su integridad.
6. Si en algún momento siente CALOR o incomodidad en su piel, DEJE de usar el dispositivo inmediatamente.

7. Tras el tratamiento, espere al menos 6 horas. Si la piel de la parte interna del brazo está enrojecida o con picores, la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no es adecuada para usted. Devuelva el dispositivo al distribuidor en un plazo de (30) días tras la compra

7. USO DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™



En lo que respecta a la compatibilidad electromagnética (EMC) y los campos electromagnéticos (EMF) en el entorno doméstico y sus alrededores, la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ debe mantenerse alejada de equipos de radiofrecuencia (RF) para evitar interferencias.

7.1. RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO

Para el tratamiento del acné vulgar, los mejores resultados se obtienen tras un tratamiento de 4 días a la semana durante 6 semanas.

Para el tratamiento de las arrugas de todo el rostro, los mejores resultados se obtienen tras un tratamiento de 5 días a la semana durante 6 semanas.

Se debe llevar a cabo un tratamiento de mantenimiento según sea necesario, en función del estilo de vida y del estado de la piel.



NO se debe sobretrotar con la máscara de fototerapia LED Shani Darden™. No existen beneficios adicionales si se excede el tiempo de tratamiento o la frecuencia de tratamiento.

7.1.1. USO DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™

- La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ se suministra con una cinta de velcro ajustable para permitirle usar la máscara de forma cómoda.
- Para ajustar la máscara, haga pasar la cinta por los orificios situados en ambos laterales de la misma.
- Pase la cinta alrededor de su cabeza y asegúrela con firmeza.
- Ajuste la cinta si es necesario.

7.2. CÓMO ENTENDER EL CONTROLADOR DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™

El controlador dispone de 3 botones y una interfaz gráfica o pantalla. Los 3 botones permiten al usuario:

1. Botón «standby», que reactivar el dispositivo desde el modo «standby/sleep»
2. Seleccionar entre los diferentes modos de tratamiento (modo de tratamiento de las arrugas, modo de tratamiento del acné y modo de fotoenvejecimiento)
3. Iniciar o detener el tratamiento



La interfaz gráfica muestra el modo de tratamiento seleccionado, un temporizador de cuenta atrás para indicar el tiempo restante del tratamiento y el estado del mismo.

1. Seleccionar un tratamiento

En primer lugar, decida qué área o qué combinación de áreas desea tratar y conecte el dispositivo de forma adecuada (consulte la sección 6.2).

RECUERDE: el accesorio para el cuello no trata el acné vulgar del cuello.

En el modo de tratamiento 2 (acné) con el accesorio para el cuello conectado, el dispositivo SOLO emite luz roja e infrarroja cercana.

1. Con el dispositivo enchufado a una toma de corriente, pulse el botón de «standby» (1) y manténgalo pulsado hasta que se ilumine la pantalla y aparezca el Modo 1 - Arrugas
2. Pulse el botón de modo (2) para alternar entre los diferentes modos de tratamiento.
 1. Arrugas
 2. Acné
 3. Fotoenvejecimiento
 El modo de tratamiento aparecerá en la pantalla. Después de seleccionar el modo de tratamiento, pulse el botón de Inicio/Pausa (3). Los LED se iluminarán.
3. El botón de Pausa desaparecerá y el temporizador de tratamiento iniciará la cuenta atrás en intervalos de 1 minuto.
4. Puede APAGAR la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en cualquier momento pulsando el botón de Encendido (1).
5. Puede pausar el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón de Inicio/Pausa.
6. Al final del tratamiento escuchará una señal acústica y la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ APAGA de forma automática los LED.
7. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ se apagará automáticamente transcurridos 10 minutos.

7.3. CÓMO REALIZAR UN TRATAMIENTO

1. Limpie y exfolie la piel para eliminar cualquier resto de productos de cuidado de la piel.
2. Conecte el controlador a la toma de corriente (Sección 6.1).
3. Conecte la máscara y/o el accesorio para el cuello al controlador (Sección 6.2).
4. Fije en su posición la máscara y/o el accesorio para el cuello mediante las cintas de velcro suministradas.
5. Siga la Sección 7.2.1 (Seleccionar un tratamiento)
6. El dispositivo se apaga transcurridos 10 minutos. Puede detener el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón Pausa del controlador.
7. Quítese el dispositivo y aplíquese su producto de cuidado de la piel habitual.
8. Limpie el dispositivo siguiendo las instrucciones que se indican en la Sección 8.1. 1. Asegúrese de que el dispositivo NO está conectado a la toma de corriente durante la limpieza.

9. Para unos resultados óptimos, siga el calendario de tratamientos recomendado en la Sección 8.1.

8. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- Guarde la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ a temperatura ambiente en un entorno seco. Utilice la bolsa antipolvo que se suministra.
- No almacene la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en zonas polvorrientas, bajo la luz directa del sol o en entornos húmedos.
- La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no contiene piezas reparables.
- Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, limpie la máscara facial siguiendo las instrucciones de limpieza de la Sección 8.1.
- Antes de cada uso, realice una inspección visual de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™, del controlador y de los cables en busca de daños. NO utilice el dispositivo si descubre cualquier señal visible de daños.
- Si sigue las instrucciones de cuidado y mantenimiento para su máscara de fototerapia LED Shani Darden™, el dispositivo tiene una vida útil mínima de 2 años.

8.1. LIMPIEZA DE LA MÁSCARA DE FOTOTERAPIA LED SHANI DARDEN™



NO utilice ningún otro producto de limpieza, ya que puede dañar plástico.

Antes de la limpieza, asegúrese de que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ y el controlador estén desenchufados de la corriente.

- Limpie todas las superficies de la máscara con un paño humedecido con agua. Las manchas persistentes pueden eliminarse frotando suavemente con alcohol al 70 %.

8.2. ELIMINACIÓN



NO elimine ninguna parte de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ en un punto de recogida de residuos domésticos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en help@shanidarden.com o visite nuestra página de preguntas frecuentes en www.shaidarden.com/ledmask para obtener más información sobre la correcta eliminación de este dispositivo.

8.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Acción
El controlador no se enciende al presionar y mantener pulsado el botón de encendido.	No hay suministro eléctrico o es defectuoso.	Asegúrese de que el conector axial está conectado al controlador. Asegúrese de que el adaptador del enchufe de corriente específico para el país esté completamente conectado a la fuente de alimentación, deberá escuchar un «clic».

		Asegúrese de que el adaptador de corriente está enchufado en una toma de corriente adecuada.
Los LED no se iluminan al presionar el botón de encendido.	Problema de conexión entre el controlador y la máscara. El dispositivo podría estar defectuoso.	Asegúrese de que la máscara o el accesorio para el cuello están enchufados al controlador. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con help@shaniarden.com .
Los LED de la máscara NO se iluminan, pero sí lo hacen los LED del accesorio para el cuello.	Problema de conexión entre el controlador y la máscara o el accesorio para el cuello. El dispositivo podría estar defectuoso.	Asegúrese de que las conexiones USB entre el controlador y la máscara y el accesorio para el cuello son correctas. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con help@shaniarden.com .
Los LED del accesorio para el cuello NO se iluminan, pero sí lo hacen los LED de la máscara.	Problema de conexión entre el controlador y la máscara o el accesorio para el cuello. El dispositivo podría estar defectuoso.	Asegúrese de que las conexiones USB entre el controlador y la máscara y el accesorio para el cuello son correctas. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con help@shaniarden.com .
No es posible alternar entre los diferentes modos de tratamiento.	El dispositivo podría estar defectuoso.	Desenchufe el controlador de la toma de corriente. Desenchufe la máscara del controlador. Espere 1 minuto y vuelva a conectar todas las conexiones. Si el problema continúa, póngase en contacto con help@shanidarden.com .
La pantalla no se ilumina pero los LED sí lo hacen.	El dispositivo está defectuoso.	Póngase en contacto con help@shanidarden.com para obtener más ayuda.
Los LED NO se APAGAN transcurridos 10 minutos.	El dispositivo está defectuoso.	Póngase en contacto con help@shanidarden.com para obtener más ayuda.
Los LED parpadean continuamente durante el tratamiento.	El dispositivo está defectuoso.	Póngase en contacto con help@shanidarden.com para obtener más ayuda.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

Si las medidas sugeridas más arriba no solucionan el problema, o si el problema se repite, y su dispositivo está dentro del período de garantía, póngase en contacto con help@shani-darden.com para obtener más ayuda.



**NO intente investigar más.
No intente modificar el dispositivo de ninguna forma. La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ no tiene NINGUNA pieza que pueda reparar usted mismo.**

9. ETIQUETAS

Las etiquetas que se suministran con el dispositivo contienen la siguiente información

- Fecha de fabricación
- Número de artículo, código de lote y número de serie
- Entorno operativo
- Información del fabricante

Consulte la Sección 12 (Explicación de los símbolos).

10. RECICLAJE



Este símbolo significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales (2012/19/UE).

Le recomendamos que lleve su producto a un punto de recogida oficial para que un profesional lo elimine de forma correcta. Siga las normas de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Una eliminación correcta contribuye a prevenir daños en el medioambiente y en la salud de las personas.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Número de modelo (REF): TN21118
- Duración del programa: 10 minutos fijos
- Longitudes de onda: 415 nm, 633 nm y 830 nm +/- 10 nm
- Máxima intensidad de emisión: Azul/Rojo 44 mw/cm², Rojo/NIR 29 mw/cm²
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 30 °C
- Humedad de funcionamiento: 15 % al 90 % sin condensación
- Rango de presión atmosférica de funcionamiento de 700 hPa a 1060 hPa
- Temperatura de almacenamiento y transporte: -25 °C a +5 °C y +5 °C a +35 °C con una humedad relativa de hasta el 90 % de condensación, > 35 °C a 70 °C con una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa
- Humedad de almacenamiento y transporte: 20 % al 90 % sin condensación
- Suministro eléctrico al adaptador de corriente: 100 v-240 v. 50/60 Hz. Con una potencia de 0,7 A.
- Salida eléctrica del adaptador de corriente: 12 V, 1 A
- IP22

12. EXPLANATION OF SYMBOLS

Existen varias etiquetas con avisos de seguridad en la máscara de fototerapia LED Shani Darden™, en el controlador, en la guía del usuario y en el embalaje. Utilice esta guía para interpretarlos.



Este símbolo en la etiqueta del dispositivo indica que se debe tener precaución. El incumplimiento de los avisos o precauciones puede provocar un resultado no deseado.



Este símbolo en la etiqueta del dispositivo significa que debe leer el manual de usuario antes de empezar a utilizar el dispositivo.



Este símbolo significa que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está especificada como parte aplicada tipo BF, señalando que se utiliza en el cuerpo y tiene algún contacto conductor de la electricidad.



Este símbolo significa que el dispositivo puede ser usado en múltiples ocasiones por un mismo paciente.



Este símbolo indica que la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ cumple con ciertos reglamentos/directivas de la CE sobre normas de salud, seguridad y protección del medioambiente. CE son las iniciales de «Conformité Européenne»



Este símbolo significa «Fabricado por» y proporciona el nombre y la dirección del fabricante legal



Este símbolo indica la entrada de la fuente de alimentación (toma de corriente) y que el aparato solo puede recibir corriente con el adaptador que se suministra en el paquete. El uso de otros adaptadores puede no ser seguro y provocar una descarga eléctrica. El adaptador cuenta con las siguientes especificaciones eléctricas: Suministro eléctrico al adaptador de corriente: 100 v-240 v. 50/60 Hz. Con una potencia de 0,7 A. Salida eléctrica del adaptador de corriente: 12 V, 1 A



Este símbolo significa «mantener seco»



Este símbolo indica el número de serie del dispositivo.



Este símbolo hace referencia al número de catálogo de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™.



Este símbolo hace referencia al código de lote de la máscara de fototerapia LED Shani Darden™.



Este símbolo hace referencia al identificador único del dispositivo; un método reconocido a nivel internacional para marcar e identificar productos sanitarios dentro de la cadena de aprovisionamiento sanitaria.



Este símbolo indica que el producto es un producto sanitario.



Este símbolo significa que el producto está fabricado en China.



Este símbolo significa que se debe mantener el dispositivo alejado de la luz directa del sol.



Este símbolo indica la temperatura de funcionamiento máxima y mínima a la que puede usarse la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ de forma segura.



Este símbolo indica la humedad máxima y mínima a la que puede usarse la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ de forma segura.

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™



Este símbolo significa que el embalaje de cartón en el que vino la máscara de fototerapia LED Shani Darden™ se puede reciclar.

IP22

Este símbolo significa que el dispositivo está protegido contra la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm de diámetro (como los dedos) y las gotas de agua verticales con el dispositivo inclinado a 15 OC.



Este símbolo significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales (2012/19/UE).



Importador (solo UE)



Distribuido por

13. GARANTÍA

13.1. GARANTÍA ESTÁNDAR

En condiciones de uso normales, este producto tiene una garantía de 2 años tras su fecha de compra original contra defectos de facturación en los materiales o en la mano de obra.

13.2. EXCEPCIONES A LA GARANTÍA

La batería de litio tiene una garantía de 1 año tras su fecha de compra original contra defectos de facturación en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía se extiende solo al comprador original.

Esta garantía no cubre los daños originados por las siguientes situaciones:

- Accidente, uso inadecuado, abuso o alteraciones
- Reparaciones realizadas por personas no autorizadas
- Conexión a fuentes de alimentación incorrectas
- Uso con accesorios no autorizados

13.3. QUÉ HACER SI SU PRODUCTO PRESENTA DEFECTOS

Si el producto presenta defectos dentro del periodo de garantía, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya comprado.

Shani Darden Skincare, Inc. o su distribuidor autorizado se reservan el derecho de sustituir un producto defectuoso por el producto más compatible disponible en la actualidad. Shani Darden Skincare, Inc. o sus distribuidores autorizados no se hacen responsables de ningún daño incidental, especial o consecuente que resulte del uso de este producto. Todas las garantías implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, tienen una duración limitada de un año a partir de la fecha de compra original.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; también puede disfrutar de otros derechos en función del país. Algunos países no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones anteriormente citadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía, escrita u oral, ya sea expresada mediante declaraciones, promesas, descripciones, dibujos, modelos o muestras. Por la

SHANI DARDEN

BY DÉZSSZ PRO™

presente, se rechaza cualquier otra garantía distinta de ésta, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ está fabricada para Shani Darden Skincare, Inc. en colaboración con Harpar Grace International por iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT, Reino Unido.

iSMART
Development^{LTD}

hgi Harpar Grace
INTERNATIONAL

Regulaciones aplicadas

Medical Devices Regulations 2002 (SI 2002 No. 618, en su versión modificada) (Reglamentos sobre productos sanitarios del Reino Unido)

La máscara de fototerapia LED Shani Darden™ ha sido sometida a pruebas o cumple con las siguientes regulaciones:

EN 60601-1:2006/A12:2014. Equipo médico eléctrico. Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales.

EN 60601-1-2:2015 Equipo médico eléctrico. Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales. Normativa colateral. Compatibilidad electromagnética. Requisitos y pruebas, incluida la Parte 15, Subparte B, del Código Federal de Regulaciones (CFR), Título 47 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

IEC/EN60601-1-11:2015 Equipo médico eléctrico -- Parte 1-11: Requisitos generales de seguridad básica y prestaciones esenciales -- Normativa colateral: Requisitos para los equipos médicos eléctricos y los sistemas médicos eléctricos utilizados en el entorno de la asistencia sanitaria a domicilio.

IEC/EN 60601-2-57:2011 Equipo médico eléctrico. Requisitos particulares para la seguridad básica y las prestaciones esenciales de los equipos de fuentes luminosas no láser destinados a usos terapéuticos, de diagnóstico, de control y cosméticos o estéticos.

EN 62304:2006+A1:2015. Software de Producto Sanitario. Procesos del ciclo de vida del software.

EN 62471:2008 Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas

EN 62366-1:2015 Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los productos sanitarios.

EN ISO 10993-1:2018 Evaluación biológica de productos sanitarios - Parte 1: Evaluación y pruebas

EN ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios - Símbolos a utilizar en las etiquetas de los productos sanitarios, en el etiquetado y en la información a suministrar - Parte 1: Requisitos generales

EN ISO 14971:2019 Productos sanitarios - Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios

ISO 20417-2021 Productos sanitarios - Información a suministrar por el fabricante

BS EN 55014-1:2020 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y similares. Emisiones

BS EN 55014-2:2015 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y similares. Inmunidad. Norma de la familia del producto

Directiva de Limitación de Sustancias Peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)

Directiva de registro, evaluación, autorización y limitación de sustancias químicas (REACH) (CE 1907/2006)

Directiva de registro, evaluación, autorización y limitación de sustancias químicas (REACH) (CE 1907/2006)

SHANI DARDEN

BY D'ZSSZ PRO™

www.shanidarden.com/ledmask

manufactured for

Shani Darden Skincare, Inc.
Beverly Hills, CA 90210 US
+1 (424) 295-7139
www.shanidarden.com

The Shani Darden LED Light Therapy Mask™ is Manufactured for Shani Darden Skincare, Inc. in association with Harpar Grace International by iSMART Developments Ltd, 129 Green Lanes Sutton Coldfield West Midlands B73 5LT United Kingdom.

